wau

Κατάλογος για διανομείς

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153
MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
Διάγραμμα γραμμών μασάζ 196

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 197

RENGA 199

WAU

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

PETIT RA

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN'S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN'S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



ΣΥΣΚΕΥΕΣ



AI NEW - ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΣΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Φροντίδα για το περίγραμμα των ματιών

Λειαίνει τις ρυτίδες

Μειώνει το πρήξιμο και τους μαύρους κύκλους

ΑΝΑΓΚΕΣ: μαύροι κύκλοι, ρυτίδες έκφρασης, πρώτα σημάδια γήρανσης, πρήξιμο, θαμπή όψη, σακούλες κάτω από τα μάτια και ρυτίδες στην εξωτερική γωνία των ματιών («πόδι της χήνας»).

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS.

ΒΑΡΟΣ: 94 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

EMS - ηλεκτρική μυϊκή διέγερση. Το ρεύμα διεισδύει βαθιά στις στιβάδες του δέρματος και φτάνει στο μυϊκό στρώμα. Η πρόκληση μυϊκών συσπάσεων συμβάλλει στη σύσφιξη και την ανόρθωση του δέρματος, στην αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης, στη βελτίωση της σφριγηλότητας και της ελαστικότητας και στη μείωση του πρηξίματος.

RF - Ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων, που θερμαίνει το βαθύ στρώμα του δέρματος (χόριο) στους 40-55 °C περίπου, που διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και αυξάνει την ελαστικότητα του δέρματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η θερμότητα μπορεί επίσης να επιταχύνει τον μεταβολισμό των λιποκυττάρων (για παράδειγμα, στην περιοχή του δεύτερου πηγουνιού). Στις οικιακές συσκευές, η θερμοκρασία στην επιφάνεια του δέρματος είναι συνήθως 38-45 °C για ασφαλή χρήση.

Το κόκκινο φως LED ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος, έχει αντιφλεγμονώδη δράση, μειώνει το πρήξιμο και τον πόνο, περιορίζει τις δυσχρωμίες και είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Διεισδύει βαθύτερα στο δέρμα από τα άλλα χρώματα φωτός LED και δρα στους ινοβλάστες, τα κύτταρα που παράγουν κολλαγόνο, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση της επιδερμίδας και στην αντιμετώπιση των σημαδιών γήρανσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Διαθέτει βάση φόρτισης για εύκολη αποθήκευση και φόρτιση.
2. Χειρισμός με 1 κουμπί. Ενεργοποιείται με παρατεταμένο πάτημα, ώστε να μην ενεργοποιείται κατά τη μεταφορά.
3. Δύο λειτουργίες: EMS + κόκκινο φως LED και RF + κόκκινο φως LED.
4. Ενδείξεις: κόκκινη για RF, μπλε για EMS.
5. Η επιφάνεια εφαρμογής έχει ειδική κλίση για χρήση στην περιοχή γύρω από τα μάτια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
2. Η συσκευή διαθέτει 2 λειτουργίες: RF + κόκκινο φως LED και EMS + κόκκινο φως LED. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να επιλέξετε λειτουργία. Η κόκκινη ένδειξη αντιστοιχεί σε RF + κόκκινο φως LED και η μπλε σε EMS + κόκκινο φως LED.
3. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
4. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 10 λεπτά συνεχούς χρήσης.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RF + ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΣ LED
1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης και επιλέξτε τη λειτουργία RF + κόκκινο φως LED (κόκκινη ένδειξη).
2. Απλώστε αγώγιμη γέλη μασάζ και ακουμπήστε την επιφάνεια εφαρμογής της συσκευής στο δέρμα. Κινήστε τη συσκευή αργά κατά μήκος των γραμμών μασάζ στο οστό γύρω από το μάτι, από την εσωτερική προς την εξωτερική γωνία και ακτινωτά από την εξωτερική γωνία. Αλλάζετε μάτι κάθε 2 λεπτά. Σημείωση: Τα ραδιοκύματα της συσκευής θερμαίνουν το χόριο. Μετακινείτε την επιφάνεια εφαρμογής κατά τη χρήση. Μην παραμένετε στο ίδιο σημείο για να αποφύγετε εγκαύματα. Ένα ηχητικό σήμα κάθε 10 δευτερόλεπτα υπενθυμίζει ότι πρέπει να μετακινήσετε τη συσκευή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ EMS + ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΣ LED
1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης και επιλέξτε EMS + κόκκινο φως LED (μπλε ένδειξη).
2. Απλώστε αγώγιμη γέλη μασάζ, ακουμπήστε την επιφάνεια εφαρμογής της συσκευής στο δέρμα και κινήστε τη συσκευή αργά κατά μήκος των γραμμών μασάζ στο οστό γύρω από το μάτι ή στο τόξο του φρυδιού, από την εσωτερική προς την εξωτερική γωνία. Αλλάζετε μάτι κάθε 2 λεπτά.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4	ΜΕΤΑ
ΠΡΙΣΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ / ΣΚΟΥΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ	Βράδυ, πριν τον ύπνο. EMS: 5-7 λεπτά (3-3,5 λεπτά ανά μάτι). RF: 5-7 λεπτά (3-3,5 λεπτά ανά μάτι). Κάθε δεύτερη μέρα.	Βράδυ, πριν τον ύπνο. EMS: 5-7 λεπτά (3-3,5 λεπτά ανά μάτι). RF: 5-7 λεπτά (3-3,5 λεπτά ανά μάτι). Κάθε δεύτερη μέρα.	Διάλειμμα 1 εβδομάδας (τουλάχιστον 5 ημέρες).	Επαναλάβετε.	Κύκλος 2 εβδομάδων. Διάλειμμα 1 εβδομάδας. Επαναλάβετε τον κύκλο 2 εβδομάδων. Συνεχίστε αυτόν τον κύκλο.
ΞΗΡΟ / ΑΤΟΝΙΚΟ ΔΕΡΜΑ	Πρωί. RF: 7 λεπτά (3,5 λεπτά ανά μάτι). EMS: 2-3 λεπτά (1,5 min ανά μάτι). Μία φορά κάθε 3 ημέρες.	Πρωί. RF: 7 λεπτά (3,5 λεπτά ανά μάτι), μία φορά κάθε 3 ημέρες. EMS: 2-3 λεπτά (1,5 λεπτό ανά μάτι), όχι περισσότερες από 3 φορές την εβδομάδα.	Πρωί. RF: 7 λεπτά (3,5 λεπτά ανά μάτι), καθημερινά. EMS: 2-3 λεπτά (1,5 min ανά μάτι). Οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωριστά. Όχι περισσότερες από 3 φορές την εβδομάδα.	Διάλειμμα 1 εβδομάδας.	Επαναλάβετε τον κύκλο 4 εβδομάδων για 2 μήνες. Κάντε ένα διάλειμμα 1 μήνα. Επαναλάβετε τον κύκλο 4 εβδομάδων για 2 μήνες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Εάν έχετε ιατρικές αντενδείξεις, συμβουλευτείτε δερματολόγο πριν από τη χρήση.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε φωτοευαισθησία.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση ρωγμών ή ανοιχτών πληγών στο δέρμα, δερματικών παθήσεων ή σοβαρής ακμής, ηλιακών εγκαυμάτων, δερματικών λοιμώξεων κ.λπ.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο άνω ή κάτω βλέφαρο, στον οφθαλμικό βολβό ή στους βλεννογόνους του ματιού.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σπίλους, μυρμηγκιές, τρίχες που έχουν γυρίσει προς τα μέσα ή ερεθισμένο δέρμα.
6. Μην μοιράζεστε τη συσκευή με άλλα άτομα, καθώς υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης βακτηρίων και σοβαρών λοιμώξεων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Μην βρέχετε το καλώδιο φόρτισης. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
2. Μην φορτίζετε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να βραχεί, όπως στο μπάνιο, στο ντους ή κοντά σε πισίνα.
3. Μην πετάτε τη συσκευή στη φωτιά.
4. Φορτίζετε τη συσκευή μόνο με το καλώδιο φόρτισης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
5. Για να αποφύγετε τραυματισμό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής εάν έχουν υποστεί ζημιά τα αξεσουάρ ή το καλώδιο φόρτισης.
6. Εάν το καλώδιο φόρτισης έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το με γνήσιο καλώδιο για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις.
7. Φορτίζετε πλήρως τη συσκευή τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 μήνες για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
8. Η συσκευή δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 12 ετών ή για άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις. Τα άτομα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει εμφανή ζημιά. Μην επιχειρήσετε να την αποσυναρμολογήσετε ή να την επισκευάσετε μόνοι σας. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού στα μάτια ή στο δέρμα, ηλεκτροπληξίας και θανάτου.

10. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό και σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.
11. Συνιστάται να φορτίζετε, να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε τη συσκευή σε θερμοκρασία 5-35 °C.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχετε υποβληθεί σε αισθητική θεραπεία, όπως χημική ή μηχανική απολέπιση, ανάπλαση με λέιζερ, κλασματική θεραπεία με λέιζερ, μεσοθεραπεία, εφαρμογή ενέσιμων υλικών πλήρωσης ή άλλη θεραπεία διαμόρφωσης του περιγράμματος του προσώπου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: (1) συσκευή μασάζ, (2) βάση φόρτισης, (3) καλώδιο φόρτισης USB-C, (4) θήκη αποθήκευσης, (5) πανί, (6) οδηγίες χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 2 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 40 min

SMART TIMER: 10 min

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ RF: 1MHz

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ EMS: 20 KHz

EMS ΡΕΥΜΑ: 166 mA

ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία LED ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ: 630 nm

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ: διφασική συμμετρική ορθογώνια κυματομορφή

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX4



AKARI - EYE CARE MASSAGER

Ανασηκώνει το περίγραμμα των ματιών

Μειώνει τις ρυτίδες

Μειώνει το πρήξιμο

Φωτίζει τους μαύρους κύκλους

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ρυτίδες προσώπου («πόδια της χήνας»), πτυχές στην περιοχή γύρω από τα μάτια, απώλεια ελαστικότητας και πλαδαρό δέρμα των βλεφάρων, μαύροι κύκλοι, πρωϊνό πρήξιμο, πρήξιμο («σακούλες» κάτω από τα μάτια), μυϊκή ένταση και κόπωση των ματιών μετά από παρατεταμένη εργασία πίσω από την οθόνη.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS, πλαστικό PC, κράμα ψευδαργύρου (ηλεκτρόδια).

ΒΑΡΟΣ: 137 g (συσκευή), 82 g (βάση φόρτισης).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

RF - Lifting (40-43 °C) - διεισδύει στα βαθιά στρώματα του δέρματος και θερμαίνει απαλά τους ιστούς στους 40-43 °C, έτσι ώστε οι υπάρχουσες ίνες κολλαγόνου να μειώνονται άμεσα και οι ινοβλάστες αρχίζουν να παράγουν ενεργά νέο κολλαγόνο και ελαστίνη. Ως αποτέλεσμα, το δέρμα γύρω από τα μάτια συσφίγγεται και συμπιέζεται αμέσως και με τακτική χρήση, οι ρυτίδες του προσώπου λειαίνονται.

EMS (ELECTROMYOSTIMULATION) - Το EMS δρα στην περικογχική ζώνη με παλμούς χαμηλής ισχύος (7,52-8,56 mA), προκαλώντας ρυθμική συστολή και χαλάρωση του κυκλικού μυός του ματιού. Αυτό ενισχύει το μυϊκό πλαίσιο του βλεφάρου, ανασηκώνει τις εξωτερικές γωνίες των ματιών και επαναφέρει το δέρμα γύρω από τα μάτια τον τόνο και την ελαστικότητα.

Η φωτοθεραπεία (LED) είναι μια μέθοδος έκθεσης σε κύματα φωτός διαφορετικού μήκους που διεισδύουν σε ορισμένο βάθος του δέρματος και απορροφώνται από τα κύτταρα, πυροδοτώντας διαδικασίες φυσικής αναγέννησης.

Το κόκκινο φάσμα (620-630 nm) ενεργοποιεί την αναζωογόνηση και την ανάπλαση του δέρματος, επαναφέροντας τη φρεσκάδα και τη φυσική λάμψη στο βλέμμα.

Το κίτρινο φάσμα (587-592 nm) καταπραΰνει το ευαίσθητο δέρμα, ενεργοποιεί τη λεμφική παροχέτευση και προάγει την απέκκριση στάσιμου υγρού. Ως αποτέλεσμα, το πρήξιμο μειώνεται, οι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια ανοίγουν και η υφή του δέρματος ισοπεδώνεται.

Λειτουργία ψύξης (15 ± 5 ° C) - προκαλεί στιγμιαία στένωση των επιφανειακών αγγείων και των πόρων, παρέχοντας γρήγορη λεμφική παροχέτευση και αναζωογονητικό αποτέλεσμα. Το κρύο ανακουφίζει από το πρωινό πρήξιμο, το πρήξιμο και τις «σακούλες» κάτω από τα μάτια και επίσης καταπραΰνει το δέρμα.

ΔΟΝΗΣΗ (11000 σ.α.λ.) - παρέχει απαλό μικρομασάζ που ανακουφίζει από σπασμούς και ένταση στον οφθαλμικό μυ μετά από εργασία με υπολογιστή ή ανάγνωση. Η διαδικασία ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος και τη λεμφική παροχέτευση, βελτιώνοντας τη διαπερατότητα του δέρματος για προϊόντα περιποίησης δέρματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. 3 επίπεδα έντασης EMS σας επιτρέπουν να επιλέξετε ένα ατομικό πρόγραμμα περιποίησης με βάση την ευαισθησία του δέρματός σας.
2. Λειτουργία μνήμης: Η συσκευή αποθηκεύει αυτόματα το τελευταίο επιλεγμένο επίπεδο έντασης EMS και τη λειτουργία.
3. 3 προκαθορισμένες λειτουργίες στις οποίες διαφορετικές μέθοδοι έκθεσης συμπληρώνουν και ενισχύουν η μία την άλλη για αξιοσημείωτο αποτέλεσμα.
4. Το έξυπνο χρονόμετρο παρακολουθεί την ακριβή ώρα της διαδικασίας και απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή, αποτρέποντας την υπερφόρτωση και την υπερθέρμανση του δέρματος.
5. 5 τεχνολογίες: ανύψωση RF, διέγερση EMS, ψύξη, μασάζ δόνησης και φως LED (κόκκινο και κίτρινο) συνδυάζονται σε μια συμπαγή συσκευή για να λύσουν όλα τα προβλήματα της περικογχικής ζώνης.
6. Η βάση φόρτισης παρέχει όχι μόνο αισθητική κάθετη αποθήκευση στο τραπέζι της τουαλέτας, αλλά και άνετη ασύρματη φόρτιση.
7. Απλός και διαισθητικός έλεγχος: μόνο 2 κουμπιά που χωράνε άνετα κάτω από το δάχτυλό σας.
8. Ηλεκτρόδια χωρίς ραφή: μια εντελώς λεία επιφάνεια για υγιεινή και λεπτή ολίσθηση χωρίς να τραυματίζει το δέρμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. On/off: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 1,5 δευτερόλεπτο (η ενεργοποίηση θα επιβεβαιωθεί με ένα σύντομο ηχητικό σήμα). Από προεπιλογή, η συσκευή ξεκινά στη λειτουργία 1.
2. Εναλλαγή λειτουργίας: πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας για κυκλική επιλογή:
Λειτουργία 1: RF + EMS + Κόκκινη λυχνία LED Λειτουργία 2: EMS + Δόνηση (LED απενεργοποιημένα)
Λειτουργία 3: EMS + Ψύξη + Κίτρινο φως LED
3. Ρύθμιση Έντασης EMS: Πατήστε σύντομα το κουμπί Ελέγχου
Ένταση για επιλογή επιπέδου:
Αδύναμο (Επίπεδο 1) - το δεξιό τμήμα του κουμπιού φωτίζεται. Μεσαίο (Επίπεδο 2) - το δεξί και το κάτω τμήμα του κουμπιού φωτίζονται. Ισχυρό (Επίπεδο 3) - τα αριστερά, δεξιά και κάτω τμήματα του κουμπιού λάμπουν.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Δοκιμή ευαισθησίας (υποχρεωτικό πριν από την πρώτη χρήση):
Εφαρμόστε αγώγιμη γέλη στην εσωτερική πλευρά του αντιβραχίου και ακουμπήστε εκεί την επιφάνεια εφαρμογής της απενεργοποιημένης συσκευής.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και κάντε μια πλήρη συνεδρία 10 λεπτών στη λειτουργία 1. Εάν υπάρχει έντονη αίσθηση καψίματος, σταματήστε τη δοκιμή. Αξιολογήστε το δέρμα μετά από 6 ώρες. Εάν δεν υπάρχει ερυθρότητα και φαγούρα, η συσκευή είναι κατάλληλη για εσάς. Εκτελέστε τη διαδικασία: Καθαρίστε το πρόσωπο και την περιοχή γύρω από τα μάτια. Εάν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους πριν από τη συνεδρία.
3. Εφαρμογή του τζελ: εφαρμόστε άφθονα έναν ειδικό αγωγό γέλης επαφής ή ενυδατικό ορό με βάση το νερό στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει έλαια και οξέα (AHA, BHA, PHA, ρετινόλη, υψηλές συγκεντρώσεις βιταμίνης C).

4. Εκτέλεση μασάζ: ενεργοποιήστε τη συσκευή μασάζ, επιλέξτε μια λειτουργία και ξεκινήστε ομαλά τη διεξαγωγή της
στις γραμμές μασάζ:
• Άνω βλέφαρο: από την εσωτερική γωνία προς την εξωτερική, κινούμενο αυστηρά κατά μήκος της γραμμής του τροχιακού οστού κάτω από το φρύδι.
• Κάτω βλέφαρο: ομαλά από την εσωτερική γωνία του ματιού προς το εξωτερικό κόγχο.
Κροτάφους: απαλό κυκλικό μασάζ. Σημαντικό: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κρατήστε τη συσκευή σε κίνηση ανά πάσα στιγμή. Μην το κρατάτε σε μια περιοχή για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τα εγκαύματα! Μην υπερβαίνετε το όριο των 10 λεπτών συνεδρίας.
5. Ολοκλήρωση: Απλώστε τη συνηθισμένη σας κρέμα ματιών. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΩΙΝΟ ΠΗΓΗΜΑ / ΟΔΗΓΙΜΑ / ΣΚΟΤΕΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ	ΠΡΩΙ	Λειτουργία 3: EMS + Ψύξη + Κίτρινο φως LED (Φροντίδα για πρήξιμο και λάμψη). Διάρκεια: 3 λεπτά.	3-4 φορές την εβδομάδα
ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ / ΠΙΤΡΩΣΕΙΣ / ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΙΓΡΑΦΙΑΣ ΒΛΕΦΑΡΙΩΝ	ΒΡΑΔΥ	Λειτουργία 1: "RF + EMS + Κόκκινη λυχνία LED" (Anti-aging lift) Διάρκεια: έως 10 λεπτά	3-4 φορές την εβδομάδα
ΜΥΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗ ΜΑΤΙΩΝ	Βραδινό ή όσο χρειάζεται	Λειτουργία 2: "EMS + Δόνηση" (Χαλάρωση και λεμφική παροχέτευση) Διάρκεια: έως 10 λεπτά	Όπως χρειάζεται, γενικά 3-4 φορές/εβδομάδα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Απαγορεύεται η χρήση απευθείας στον βολβό του ματιού, στο άνω και κάτω κινητό βλέφαρο, στους βλεννογόνους του στόματος, της μύτης ή των γεννητικών οργάνων.
2. Καρδιοπάθεια, παρουσία βηματοδότη ή άλλων εμφυτευμένων ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών.
3. παρουσία μεταλλικών εμφυτευμάτων, καρφίδων, χρυσών νημάτων απευθείας στον χώρο επεξεργασίας.
4. Πρόσφατες οφθαλμικές επεμβάσεις ή ιατρικές αισθητικές επεμβάσεις στην περικογχική ζώνη.
5. παρουσία τραυμάτων, εκδορών, ρωγμών, εκζέματος, δερματίτιδας, σοβαρών μορφών ακμής, εγκαυμάτων (συμπεριλαμβανομένου του ήλιου) ή λοιμώξεων στην περιοχή θεραπείας.
6. Αλλεργία σε μέταλλα ή ηλεκτρικές επιδράσεις, παραβίαση της θερμοκρασίας και της απτικής ευαισθησίας του δέρματος.
7. Παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα (απαγορεύεται η χρήση της συσκευής απευθείας στον θυρεοειδή αδένα) ή λήψη ορμονικών φαρμάκων για τη θεραπεία της.
8. Εγκυμοσύνη (χρήση μόνο μετά από συμβουλή γιατρού).
9. Η περίοδος της γαλουχίας, της εμμήνου ρύσεως, της κουπέρωσης (τελαγγειεκτασία) - χρήση με προσοχή.

10. Άτομα κάτω των 12 ετών (η χρήση επιτρέπεται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων).
11. Να μην χρησιμοποιείται εάν το δέρμα περάσει το στάδιο της ενεργητικής επούλωσης μετά από αισθητικές επεμβάσεις (peeling, λείανση με λέιζερ, μεσοθεραπεία, fillers τις τελευταίες δύο εβδομάδες).
12. Εάν έχετε οδοντικά εμφυτεύματα, σιδεράκια ή μεταλλικές προθέσεις στην περιοχή του προσώπου, προσέξτε πώς αισθάνεστε. Διακόψτε τη χρήση εάν νιώσετε ενόχληση ή μεταλλική γεύση στο στόμα.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
1. Προστασία από την υγρασία: Διατηρήστε το καλώδιο φόρτισης, τη βάση και τις επαφές εντελώς στεγνά. Μην τα βυθίζετε σε νερό και μην φορτίζετε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον (μπάνιο). Η συσκευή διαθέτει κλάση προστασίας από την υγρασία IPX22 (προστασία από κάθετες πτώσεις), αλλά απαγορεύεται αυστηρά το πλύσιμο κάτω από τη βρύση.
2. Ηλεκτρική ασφάλεια: Απαγορεύεται η χρήση συσκευής μασάζ κατά τη φόρτιση. Ο χρόνος συνεχούς σύνδεσης της βάσης με το δίκτυο κατά τη φόρτιση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες.
3. Προσεκτικός καθαρισμός: Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη. Απαγορεύεται η χρήση μεταλλικών σφουγγαριών, λειαντικών, επιθετικών ή εύφλεκτων υγρών (οινόπνευμα, βενζίνη, αραιωτικά, ακετόνη).
4. Απαγορεύεται το στέγνωμα της συσκευής με στεγνωτήρα μαλλιών σε ζεστή λειτουργία.
5. Αποθήκευση: Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου, αποφεύγοντας το ηλιακό φως. Για μακροχρόνια αποθήκευση χωρίς χρήση, φορτίζετε τη συσκευή τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες για να αποφύγετε την υποβάθμιση της μπαταρίας.
6. Μην πετάτε τη συσκευή στη φωτιά, αποφύγετε πτώσεις και σωματικά χτυπήματα.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) Μασάζ AKARI, (2) βάση φόρτισης, (3) Καλώδιο φόρτισης τύπου C, (4) τσάντα αποθήκευσης, (5) οδηγίες χρήσης, (6) χαρτοπετσέτα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ Χ Π Χ Β): συσκευή - 155×26×28 mm, βάση φόρτισης - 62×55×59 mm

ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ: μπαταρία πολυμερούς λιθίου

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 1000 mAh

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 3,7 V

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: 5 V

ΔΥΝΑΜΗ: 11 W

SMART TIMER: RF + EMS + Κόκκινο φως LED - 10 λεπτά EMS + Δόνηση - 10 λεπτά EMS + Ψύξη + Κίτρινο φως LED - 3 λεπτά

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: ≤ 3 h

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΧΡΕΩΣΗ): ≥ 40 min

ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ EMS:
1 επίπεδο - 7,52 mA 2 επίπεδο - 7,92 mA 3 επίπεδο - 8,56 mA

ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ:
Κόκκινο φως LED - 24,22 mW/cm2 Κίτρινο φως LED - 14,47 mW/cm2

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΟΝΗΣΗΣ: 11000 στροφές ανά λεπτό

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΞΗΣ: 15+/-5 °C

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX22



ATAMA - ΜΑΣΑΖ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ

Δυναμώνει τις ρίζες των μαλλιών

Ανάπτυξη τρίχας

Πυκνότητα τρίχας

Βελτιώνει την ποιότητα των μαλλιών

Στοχεύει στη φλεγμονή

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: τριχόπτωση, λεπτά μαλλιά, ξηρά και εύθραυστα μαλλιά, παθήσεις του τριχωτού της κεφαλής.

ΥΛΙΚΑ: πλαστικό.

ΒΑΡΟΣ: 213,5 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

EMS - ηλεκτροδιέγερση χρησιμοποιώντας ρεύματα χαμηλής συχνότητας που διεισδύουν βαθιά στους ιστούς και προκαλούν μυϊκή σύσπαση και αγγειακή επέκταση, βελτίωση της ροής του αίματος και της λέμφου, διεγείρουν τις μεταβολικές διεργασίες και τη διατροφή του τριχωτού της κεφαλής με οξυγόνο. Ως αποτέλεσμα, οι πόροι καθαρίζονται, οι «κοιμισμένοι» θύλακες της τρίχας ξυπνούν, η διαδικασία ανάπτυξης νέων μαλλιών ξεκινά, η ποιότητα των μαλλιών βελτιώνεται. Μπορεί επίσης να σημειωθεί μια τέτοια επίδραση του EMS όπως η ομαλοποίηση της λειτουργίας των σμηγματογόνων αδένων, η οποία οδηγεί σε μείωση του λίπους των μαλλιών, μείωση του κνησμού του δέρματος.

Δόνηση - υπάρχουν πολλές νευρικές απολήξεις στο κεφάλι, η διέγερσή τους με μασάζ δόνησης θα μειώσει το στρες. Η δόνηση προάγει επίσης την κυκλοφορία του αίματος και τις μεταβολικές διεργασίες, έτσι τα κύτταρα λαμβάνουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο, με αποτέλεσμα οι θύλακες των τριχών να λειτουργούν πιο ενεργά, να επιταχύνεται η ανάπτυξη των μαλλιών.

Φωτοθεραπεία (κόκκινο και μπλε φως LED) - Τα LED παράγουν το επιθυμητό μήκος κύματος, το οποίο, διεισδύοντας βαθιά στο δέρμα, πυροδοτεί ενεργειακές διεργασίες μέσα στα κύτταρα. Για παράδειγμα, το κόκκινο φως LED (630 και 650 nm) ενεργοποιεί εκ νέου τους θύλακες, οι οποίοι εισέρχονται στη φάση του τέλους της ενεργού τριχοφυΐας. Μπλε φως LED (460 nm), που λειτουργεί στο επίπεδο της επιδερμίδας, σκοτώνει τα βακτήρια, μειώνει τη φλεγμονή και σταματά τον σχηματισμό ακμής στο τριχωτό της κεφαλής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Κάντε μασάζ σε μορφή χτένας με άνετη λαβή. Θα νιώσετε άνετα να κάνετε μασάζ στον εαυτό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2. η συσκευή ATAMA έχει επίπεδο αντοχής στο νερό IPX6, είναι βολικό να τη φροντίζετε μετά τη χρήση - ξεπλύνετε τη συσκευή κάτω από ένα ρεύμα νερού μετά τη χρήση.

3. Ειδικά γαρίφαλα μασάζ σιλικόνης: μαλακά και ελατά, περιστρέφονται 360 μοίρες, παρέχοντας άνετο μασάζ, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
4. 3 λειτουργίες με ατομική ρύθμιση: EMS (ηλεκτρομυοδιέγερση), LED (φωτοθεραπεία), δόνηση. Μπορείτε να συνδυάσετε λειτουργίες κατά βούληση, να απενεργοποιήσετε εντελώς οποιαδήποτε από αυτές, να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση ρεύματος, φως, τύπο δόνησης.
5. Απαλοιφή ελέγχου: κάθε λειτουργία αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό κουμπί στη λαβή της συσκευής. Θα μπορείτε να αλλάζετε λειτουργίες κατά τη διάρκεια του μασάζ χωρίς να ξεφύγετε από τη διαδικασία.
6. Οι 2 πιο αποτελεσματικές φωτοθεραπεία φωτός που παρουσιάζονται σε λειτουργία LED. Η λειτουργία κόκκινου φωτός LED αντιπροσωπεύεται από κόκκινο φως LED με μήκος κύματος 630 nm (οι δίοδοι βρίσκονται κατά μήκος της περιμέτρου της χτένας) και φως λέιζερ χαμηλής στάθμης με μήκος κύματος 650 nm (οι δίοδοι βρίσκονται στο κέντρο της επιφάνειας μασάζ). Τα μήκη κύματος αυτού του κενού εμποδίζουν την τριχόπτωση. Η λειτουργία μπλε LED με μήκος κύματος 460 nm (οι δίοδοι βρίσκονται μόνο κατά μήκος της περιμέτρου της χτένας, οι δίοδοι στο κέντρο της συσκευής μασάζ δεν ανάβουν μπλε) χρησιμοποιείται για τη θεραπεία επιφανειακών καταστάσεων του τριχωτού της κεφαλής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Διαμόρφωση καθεστώτων
• Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (σε λειτουργία ελέγχου/EMS) Πατήστε και κρατήστε πατημένο (1,2 δευτερόλεπτα) τους διακόπτες στη συσκευή (όταν είναι ενεργοποιημένη, εκπέμπει 1 ηχητικό σήμα) και τη λειτουργία EMS (επίπεδο 1), με 1 λαμπτήρα στην ένδειξη. Ένα σύντομο πάτημα ενεργοποιεί το 2ο επίπεδο της λειτουργίας EMS, ενώ στην ένδειξη θα ανάψουν 2 λυχνίες, το επόμενο σύντομο πάτημα είναι το 3ο επίπεδο της λειτουργίας EMS, ενώ στην ένδειξη θα ανάψουν 3 λυχνίες. Το επαναλαμβανόμενο πάτημα θα απενεργοποιήσει εντελώς τη λειτουργία EMS, τρεις λαμπτήρες στην ένδειξη θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα. Με παρατεταμένο πάτημα (1,2 δευτερόλεπτα), η συσκευή εργασίας θα εκπέμψει 2 ηχητικά σήματα και θα απενεργοποιηθεί. Κουμπί Wave (Έλεγχος κραδασμών) Το πρώτο σύντομο πάτημα περιλαμβάνει μια λειτουργία σταθερής δόνησης. Ο δεύτερος είναι ο τρόπος παλμικής δόνησης. Το τρίτο απενεργοποιεί τη λειτουργία δόνησης. Η εναλλαγή λειτουργιών συνοδεύεται από ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Κουμπί Sun (έλεγχος φωτός) Το πρώτο σύντομο πάτημα περιλαμβάνει λειτουργία θεραπείας με λέιζερ (κόκκινη λυχνία LED). Μετά το δεύτερο πάτημα, το χρώμα θα αλλάξει σε μπλε. Το τρίτο πάτημα απενεργοποιεί τη λειτουργία LED. Η εναλλαγή λειτουργιών συνοδεύεται από ένα σύντομο ηχητικό σήμα.
3. Μετά από 10 λεπτά συνεχούς χρήσης, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα χωρίς να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

ΜΑΣΑΖ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ:
1. Κινηθείτε με κυκλικές κινήσεις δεξιόστροφα στην περιοχή της κορώνας.
2. Το μασάζ μιας περιοχής πρέπει να διαρκεί 1-2 λεπτά.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΣΑΖ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ:
1. Κινηθείτε προς την κατεύθυνση της τριχοφυΐας από το πρόσωπο προς το πίσω μέρος του κεφαλιού σαν να χτενίζετε τα μαλλιά σας.
2. Μπορείτε επίσης να κάνετε σπιράλ ή ζιγκ-ζαγκ.
3. Όλες οι κινήσεις σε μια περιοχή επαναλαμβάνονται 3-5 φορές.
4. Η συνιστώμενη συνολική διάρκεια μασάζ είναι 10-15 λεπτά.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΙΠΑΡΟ ΤΡΙΧΩΤΟ	Πρωί, μετά το λούσιμο, σε βρεγμένα μαλλιά	EMS: επίπεδο 1 για 5 λεπτά, επίπεδο 2 για 3 λεπτά, επίπεδο 3 (μέγιστο) για 2 λεπτά. Χρησιμοποιήστε και τα τρία επίπεδα διαδοχικά, αυξάνοντας σταδιακά την ένταση. LED: μπλε φως για 5 λεπτά, κόκκινο φως για 2 λεπτά. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες με αυτή τη σειρά, χωρίς ταυτόχρονη εφαρμογή.	Εβδομάδες 1-2: 3 φορές την εβδομάδα. Εβδομάδα 3: 5 φορές την εβδομάδα. Εβδομάδα 4: διάλειμμα.	2 μήνες. Κάντε ένα διάλειμμα 1 μήνα και μετά επαναλάβετε τον κύκλο 2 μηνών. Ελάχιστο συνολικό πρόγραμμα: 6 μήνες. Δύο κύκλοι το χρόνο.

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΠΡΩΤΕΣ 10 ΗΜΕΡΕΣ	ΕΠΟΜΕΝΕΣ 10 ΗΜΕΡΕΣ	ΕΠΟΜΕΝΟΙ 2-3 ΜΗΝΕΣ	ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ	ΜΕΤΑ
ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ / ΑΡΑΙΩΣΗ	Δόνηση: 10 λεπτά μετά την εφαρμογή θρεπτικού ορού (προαιρετικά). Κόκκινο φως LED: 5 λεπτά. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες με αυτή τη σειρά, χωρίς ταυτόχρονη εφαρμογή. Επαναλάβετε καθημερινά.	Δόνηση: 10 λεπτά μετά την εφαρμογή θρεπτικού ορού (προαιρετικά). Κόκκινο φως LED: 5 λεπτά. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες με αυτή τη σειρά, χωρίς ταυτόχρονη εφαρμογή. Επαναλάβετε μέρα παρά μέρα.	Δόνηση: 10 λεπτά μετά την εφαρμογή θρεπτικού ορού (προαιρετικά). EMS σε χαμηλή και μεσαία ένταση: 2-5 λεπτά. Κόκκινο φως LED: 7 λεπτά. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες με αυτή τη σειρά, χωρίς ταυτόχρονη εφαρμογή. Επαναλάβετε 3-4 φορές την εβδομάδα.	Διάλειμμα.	Επαναλάβετε το πρόγραμμα 10-10-3 για 5-6 μήνες. Κάντε ένα διάλειμμα 1 μήνα. Συντήρηση: 1 μήνας χρήσης ακολουθούμενος από διάλειμμα 3 μηνών.

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΤΥΡΙΔΑ / ΞΗΛΩΣΗ (χωρίς νόσο του τριχωτού της κεφαλής)	Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, μετά το λούσιμο, σε νωπά μαλλιά	LED: μπλε φως για 3 λεπτά, κόκκινο φως για 7 λεπτά. Δόνηση: 3 λεπτά. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες με αυτή τη σειρά, χωρίς ταυτόχρονη εφαρμογή. Ξεχωριστά, ανεξάρτητα από το λούσιμο: EMS σε μεσαία ένταση για 3-4 λεπτά.	LED: καθημερινά. Δόνηση: 3 φορές την εβδομάδα. EMS: 2 φορές την εβδομάδα.	LED + δόνηση: 4 εβδομάδες, μετά ένα διάλειμμα 1 εβδομάδας. Επαναλάβετε για 1 μήνα. Δεν απαιτείται περαιτέρω επανάληψη, καθώς τον κύκλο συνεχίζεται μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα. EMS: 4 εβδομάδες, μετά ένα διάλειμμα 1 εβδομάδας. Επαναλάβετε για 1 μήνα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Χρησιμοποιήστε με προσοχή:
• άτομα σε κατάσταση αλκοολικής μέθης, κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως και κατά τη διάρκεια της γαλουχίας.
• παρουσία τελαγγειεκτασίας.
• παρουσία προσωρινού σφραγίσματος ή κατά τη διάρκεια οδοντιατρικής θεραπείας.
• Αλλεργία στο μέταλλο.
• σε αυξημένη θερμοκρασία και υπέρταση.
• παρουσία πλαστικών επεμβάσεων στο τριχωτό της κεφαλής, φλεγμονής του δέρματος και κνησμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε μέρη με μεταλλικά προσθετικά (μήλα ματιών, έσω αυτί, οστά και περιοχές των αρθρώσεων).
2. Απαγορεύεται η χρήση σε μέρη με παθολογίες φλεβών ή αρτηριών, καθώς και παρουσία θρομβοφλεβίτιδας ή προβλημάτων πήξης του αίματος.
3. Αποφύγετε τη φυσική έκθεση.
4. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
5. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η συντήρηση και η αναβάθμιση του προϊόντος.
6. Διατηρήστε τη συσκευή σε στεγνό και καθαρό μέρος.
7. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη με υψηλή / χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, καθώς και κοντά σε πηγές ανοιχτής φωτιάς.
8. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση.
9. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) μασάζ, (2) τσάντα αποθήκευσης, (3) χαρτοπετσέτα,
4. Καλώδιο USB-C για φόρτιση, 5) οδηγίες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 3 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 2 h

SMART TIMER: 10 min

ΤΡΟΠΟΙ:
1. EMS - 1 επίπεδο 31 mA, 2 επίπεδα 43 mA, 3 επίπεδα 78 mA
2. Φωτοθεραπεία - κόκκινο φως LED (μήκος κύματος 630 nm), φως λέιζερ (μήκος κύματος 650 nm), μπλε φως LED (μήκος κύματος 460 nm)
3. Δόνηση - 6500 στροφές ανά λεπτό

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ EMS: 9,51 kHz

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ: διφασική συμμετρική κυματομορφή

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX6



ELAX 2.0 - ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΑΣΑΖ ΜΑΤΙΩΝ

Ανακουφίζει από την κόπωση των ματιών

Μειώνει τους πονοκεφάλους

Βοηθά στην αϋπνία

Χαλάρωση

Κύκλος προβλημάτων: γενική κόπωση και κόπωση των ματιών, πονοκέφαλος, ημικρανίες, δυσκολία στον ύπνο, παρατεταμένη εργασία στον υπολογιστή.

ΥΛΙΚΑ: Modal, Lycra.

ΒΑΡΟΣ: 111 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
Θερμότητα - βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, απομακρύνοντας την ένταση από τα μάτια. Δόνηση - χαλαρώνει αποτελεσματικά τους μύες γύρω από τα μάτια, βοηθά στην αποκατάσταση της φυσιολογικής εισροής και εκροής λέμφου, βοηθά στην εξάλειψη της γενικής κόπωσης και της καταπόνησης των ματιών. ΚΡΥΑ ΚΟΜΠΡΕΣ - σας επιτρέπει να απαλλαγείτε από το πρήξιμο γύρω από τα μάτια και τα ζυγωματικά, στένωση των αιμοφόρων αγγείων. Η έκθεση στο κρύο μειώνει τη ροή του αίματος και συμβάλλει στην εκροή περίσσειας υγρών. Η μάσκα 3D δεν πιέζει τα μάτια και τις βλεφαρίδες, παρέχει σφιχτή εφαρμογή στο πρόσωπο και προστατεύει από τη διείσδυση του φωτός, γεγονός που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως μάσκα ύπνου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Θήκες χρήσης 4 (θέρμανση, δόνηση, θέρμανση + δόνηση, επένδυση ψυχρής συμπίεσης).
2. Η μάσκα είναι ελαφριά, όταν χρησιμοποιείται, δεν πιέζει τα μάτια.
3. 3 επίπεδα θέρμανσης για να επιλέξετε μια άνετη θερμοκρασία και 3 επίπεδα δόνησης για να ρυθμίσετε τη βέλτιστη δύναμη του μασάζ.
4. Η μάσκα έχει ανατομικό σχήμα 3D, με εσοχές για τα μάτια και εγκοπές για τη μύτη και τη ράχη της, για μέγιστη άνεση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Συνδέστε τον πίνακα ελέγχου στη μάσκα. Σημείωση: η ένδειξη φόρτισης ανάβει λευκή όταν η σύνδεση μεταξύ της μάσκας και του πίνακα ελέγχου είναι αδύναμη.
2. Με παρατεταμένο πάτημα (2 δευτερόλεπτα) στο διακόπτη δόνησης ή στο κουμπί θερμοκρασίας, ενεργοποιήστε τη συσκευή μασάζ. Η φωτεινή ένδειξη του επιπέδου φόρτισης θα ανάψει.
3. Η λειτουργία δόνησης και η λειτουργία θέρμανσης λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.
4. Η λειτουργία δόνησης έχει 3 επίπεδα δόνησης. Το μασάζ ξεκινά με χαμηλό επίπεδο δόνησης, εκπέμποντας 1 ηχητικό σήμα. Κατά την εναλλαγή των επιπέδων, 2 ηχητικά σήματα θα σημαίνουν 2 επίπεδα δόνησης, 3 σήματα - 3 επίπεδα.

5. Η λειτουργία θέρμανσης έχει 3 επίπεδα θερμοκρασίας. Η συσκευή μασάζ ξεκινά με χαμηλό επίπεδο θερμότητας, εκπέμποντας 1 μπιπ. Κατά την εναλλαγή των επιπέδων, 2 ηχητικά σήματα θα σημαίνουν το μέσο επίπεδο θέρμανσης και 3 ηχητικά σήματα το μέγιστο επίπεδο θερμότητας.
6. Το μασάζ διαθέτει έξυπνο χρονόμετρο, η συσκευή θα σβήσει μετά από 15 λεπτά λειτουργίας. Οι λειτουργίες δόνησης και θέρμανσης λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, το έξυπνο χρονόμετρο λειτουργεί ξεχωριστά για κάθε λειτουργία. Όταν αλλάζει το επίπεδο δόνησης ή η θερμοκρασία, ο έξυπνος χρονοδιακόπτης δεν ξεκινά ξανά.
7. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λειτουργίας δόνησης ή θέρμανσης και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Συνδέστε τον πίνακα ελέγχου στη μάσκα.
2. Βάλτε τη μάσκα πάνω από τα μάτια σας, ανάψτε την.
3. Ενεργοποιήστε τη δόνηση/θέρμανση ή και τα δύο ταυτόχρονα.
4. Ρυθμίστε το επίπεδο θερμοκρασίας και θέρμανσης.
5. Απολαύστε ένα μασάζ για 15 λεπτά.
6. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κρύα κομπρέσα, τοποθετήστε την επένδυση στο ψυγείο για 10 λεπτά εκ των προτέρων. Βάλτε το στη μάσκα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η συσκευή.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:
Επιτρέπεται η καθημερινή χρήση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Είναι απεριόριστο.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Άτομα που δεν είναι ευαίσθητα στις θερμικές επιδράσεις στο δέρμα, άτομα με αυξημένη θερμοκρασία σώματος και υποφέρουν από κρυολόγημα θα πρέπει να συμβουλευτούν έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.
2. Δεν συνιστάται η χρήση της συσκευής:
παρουσία θρόμβωσης, σοβαρού ανευρύσματος, οξέος φλεβικού ανευρύσματος, όλων των τύπων δερματίτιδας, δερματικών λοιμώξεων, καθώς η χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση.
άτομα που δεν μπορούν να εκφράσουν τη θέλησή τους ή να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι το προϊόν·
• παιδιά κάτω των 14 ετών.
3. διακόψτε τη χρήση του προϊόντος εάν εμφανιστούν εμετοί, σπασμοί ή άλλες φυσικές αντιδράσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Αποθηκεύστε το προϊόν σε απρόσιτο μέρος για παιδιά και βρέφη.
2. Το προϊόν προορίζεται για άτομα άνω των 12 ετών.
3. Διατηρήστε στεγνό τον πίνακα ελέγχου, το καλώδιο φόρτισης και το βύσμα φόρτισης.
4. Μην ψεκάζετε χημικά υγρά όπως άρωμα και αποσμητικά στην επιφάνεια της μάσκας.
5. Μην λυγίζετε, τραβάτε ή δένετε τη μάσκα ματιών και το καλώδιο φόρτισης για να αποφύγετε ζημιά.
6. Άτομα με οφθαλμικές παθήσεις ή αλλεργίες, άτομα με οξείες αντιδράσεις σε ζεστές κομπρέσες συνιστάται να συμβουλευτούν γιατρό πριν τη χρήση.


ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) μάσκα, (2) επένδυση ψυχρής συμπίεσης, (3) καλώδιο φόρτισης USB τύπου C, (4) τσάντα αποθήκευσης, (5) οδηγίες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 1 ώρα

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 75 λεπτά υψηλή θερμοκρασία 60 λεπτά σε μεσαία θερμοκρασία 45 λεπτά σε λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας

SMART TIMER: 15 min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΟΝΗΣΗΣ: Χαμηλό επίπεδο - 3000 στροφές ανά λεπτό • Μέσο επίπεδο - 4000 στροφές ανά λεπτό • Υψηλό επίπεδο - 5000 στροφές ανά λεπτό

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: • Χαμηλή θερμοκρασία - 40-45 °C • Μέση θερμοκρασία - 45-50 °C • Υψηλή θερμοκρασία - 50-55 °C



ΕΜΙ - ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Καθαρίζει το δέρμα

Εφέ ανύψωσης

Μειώνει το πρήξιμο

Βελτιώνει την επιδερμίδα

Κύκλος προβλημάτων: φραγμένοι, διεσταλμένοι πόροι, υψηλά επίπεδα υποδόριου σμήγματος, πρήξιμο.

ΥΛΙΚΑ: σιλικόνη.

ΒΑΡΟΣ: 97 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
Το μασάζ λειτουργεί με βάση την αρχή των κραδασμών υψηλής συχνότητας (ήχου), η ισχύς των οποίων μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα. Το ηχητικό κύμα (δόνηση υψηλής συχνότητας) πυροδοτεί μια γρήγορη ταλάντωση των τριχών, οι οποίες κάνουν σαρωτικές κινήσεις. Έτσι, το πινέλο καθαρίζει το δέρμα του προσώπου, καθώς το συσσωρευμένο αποτέλεσμα ευθυγραμμίζει τον τόνο και καθαρίζει τους πόρους.

Η δόνηση, καθώς και η πλευρά με ραβδωτά πρόσωπα, επιτρέπουν ένα απαλό μασάζ, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία του αίματος, λειάνοντας τις μικρές ρυτίδες.

Η λειτουργία ζεστού σάς επιτρέπει να ανοίξετε τους πόρους και να καθαρίσετε σε βάθος το δέρμα. Επιπλέον, η επίδραση της θερμότητας ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος, επιταχύνει τις μεταβολικές διεργασίες στο δέρμα και προάγει την απορρόφηση χρήσιμων συστατικών των καλλυντικών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Το μοναδικό σχήμα της συσκευής με τη μορφή μιας φάλαγγας του δακτύλου και μιας ελαστικής, εύκαμπτης κεφαλής θα σας επιτρέψει να καθαρίσετε σχολαστικά, αποτελεσματικά και ελεύθερα όλες τις περιοχές του προσώπου από ρύπους και μακιγιάζ.
2. Το πινέλο είναι κατασκευασμένο από σιλικόνη τροφίμων, και ο καθαρισμός με αυτό θα είναι λεπτός και θα ταιριάζει ακόμα και στο πιο ευαίσθητο δέρμα.
3. Η βάση φόρτισης με μαγνητική επαγωγή στη βεντούζα θα σας επιτρέψει να τοποθετήσετε άνετα τη βούρτσα του μασάζ στον καθρέφτη ή στον τοίχο του μπάνιου σας, απλοποιώντας τη διαδικασία αποθήκευσης και φόρτισης της συσκευής.
4. 8 ρυθμιζόμενα επίπεδα δόνησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Η βούρτσα έχει 2 λειτουργίες: λειτουργία συνεχούς δόνησης με θέρμανση και λειτουργία δόνησης κυμάτων. Με την πρώτη ενεργοποίηση, ξεκινά αυτόματα η λειτουργία ελεγχόμενης δόνησης με θέρμανση.

3. Σε λειτουργία συνεχούς δόνησης με θέρμανση, είναι διαθέσιμα 8 επίπεδα δόνησης. Ρυθμίστε το επίπεδο δόνησης με τη βοήθεια των κουμπιών επιτάχυνσης/μείωσης.
4. Για να μεταβείτε στη λειτουργία δόνησης κυμάτων, πατήστε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
5. Το επαναλαμβανόμενο πάτημα του κουμπιού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θα απενεργοποιήσει τη συσκευή.
6. Το πινέλο διαθέτει λειτουργία μνήμης: όταν ενεργοποιηθεί ξανά, η συσκευή θα ξεκινήσει στην τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
1. Ενυδατώστε το πρόσωπό σας με νερό.
2. Εφαρμόστε το απορρυπαντικό στη βούρτσα.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σε λειτουργία συνεχούς δόνησης με θέρμανση.
4. Σχηματίστε αφρό με ένα πινέλο, ακουμπώντας τον στον καρπό του χεριού σας.
5. Τοποθετήστε την κεφαλή της βούρτσας στο πρόσωπό σας, κάντε μασάζ για καθαρισμό. Μετακινηθείτε από κάτω (από το πηγούνι) προς τα πάνω (στη γραμμή τριχοφυΐας στο μέτωπο) κατά μήκος των γραμμών μασάζ.
6. Αφού τελειώσετε, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καλλυντικού από το πρόσωπο και βουρτσίστε με νερό.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΘΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ
1. Ενυδατώστε το πρόσωπό σας με νερό.
2. Εφαρμόστε το απορρυπαντικό στη βούρτσα.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σε λειτουργία δόνησης κυμάτων.
4. Σχηματίστε αφρό με ένα πινέλο, ακουμπώντας τον στον καρπό του χεριού σας.
5. Τοποθετήστε την κεφαλή της βούρτσας στο πρόσωπο, κάντε μασάζ στις περιοχές της ζώνης Τ. Μετακινηθείτε από κάτω (από το πηγούνι) προς τα πάνω (στη γραμμή τριχοφυΐας στο μέτωπο) κατά μήκος των γραμμών μασάζ.
6. Αφού τελειώσετε, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καλλυντικού από το πρόσωπο και βουρτσίστε με νερό.

ΓΙΑ ΜΑΣΑΖ
1. Εφαρμόστε το καλλυντικό σας προϊόν, όπως κρέμα / ορό / τζελ (είναι σημαντικό να πάρετε μια ενυδατική κρέμα) στο πρόσωπό σας.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, επιλέξτε μια άνετη λειτουργία για εσάς.
3. Με την πίσω πλευρά της βούρτσας, κάντε μασάζ στο πρόσωπο, μετακινώντας από κάτω (από το πηγούνι) προς τα πάνω (στη γραμμή των μαλλιών στο μέτωπο) κατά μήκος των γραμμών μασάζ.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΚΜΗ / ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ	Προτιμάται το πρωί	Δόνηση κυμάτων: 5 λεπτά. Μην χρησιμοποιείτε θέρμανση.	Καθημερινά	Σε εξέλιξη
ΞΗΡΟ ΔΕΡΜΑ / ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΝΟΥ	Πρωί	Συνεχής δόνηση με θέρμανση: 3-5 λεπτά, μόνο τα μάγουλα και το πηγούνι. Δόνηση κυμάτων: 3-5 λεπτά. Και οι δύο λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία συνεδρία, αλλά η συνεχής δόνηση με θέρμανση επιτρέπεται μόνο κάθε δεύτερη μέρα. Μην χρησιμοποιείτε και τις δύο λειτουργίες κάθε μέρα.	Συνεχής δόνηση με θέρμανση: κάθε δεύτερη μέρα. Δόνηση κυμάτων: καθημερινά.	Σε εξέλιξη
ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΥΦΙΔΕΣ (χωρίς φλεγμονή)	Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας	Συνεχής δόνηση με θερμότητα: 5-7 λεπτά. Ζώνη Τ: μέτωπο, μύτη και πηγούνι.	Καθημερινά	Σε εξέλιξη
ΘΕΡΜΕΝΟ ΜΑΣΑΖ (χωρίς φλεγμονή)	Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας	Συνεχής δόνηση με θερμότητα: 5-7 λεπτά.	2-3 φορές την εβδομάδα	Σε εξέλιξη

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με σοβαρό πρήξιμο του δέρματος, αμέσως μετά την επέμβαση, με ηλιακό έγκαυμα ή βλάβη στο δέρμα.
2. Δεν συνιστάται η χρήση της συσκευής σε άτομα με σοβαρή φλεγμονή ή πρήξιμο γύρω από τα μάτια.
3. Μη χρησιμοποιείτε συσκευή με εύκολα διαλυτό καθαριστικό ή κρέμες με βάση τη σιλικόνη, προϊόν με κόκκους (γρατσούνια) ή απολεπιστικούς παράγοντες.
4. Συνιστάται η ατομική χρήση του πινέλου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε το ρολόι, τα γυαλιά, τις ψεύτικες βλεφαρίδες, τους φακούς επαφής.
2. Εάν η συσκευή είναι κατεστραμμένη, μην τη χρησιμοποιήσετε.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πολλή ώρα στην ίδια περιοχή του δέρματος.
4. κρατήστε τη συσκευή μακριά από υψηλές θερμοκρασίες.
5. Μη βυθίζετε εντελώς τη συσκευή στο νερό.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) βούρτσα, (2) βάση φόρτισης, (3) καλώδιο φόρτισης DC-USB, (4) οδηγίες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 5 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 60 min

SMART TIMER: 5 min

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 55 ± 5 °C

ΔΟΝΗΣΗ: 7500 στροφές ανά λεπτό

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX7



HAZUMI LIGHT - ΜΑΣΑΖ ΚΡΟΥΣ

Ανακουφίζει από την ένταση των μυών

Βελτιώνει την κυκλοφορία

Βελτιώνει τον μυϊκό τόνο

Αποτέλεσμα κατά της κυτταρίτιδας

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: πόνος, ένταση και μυϊκή κόπωση μετά από έντονη σωματική καταπόνηση.

ΥΛΙΚΑ: ABS πλαστικό, καουτσούκ.

ΒΑΡΟΣ: 230 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
Το μασάζ κρουστών δημιουργεί κραδασμούς - γρήγορους σύντομους παλμούς, η συχνότητα και η ένταση των οποίων εξαρτώνται από την επιλεγμένη ταχύτητα. Το κύμα από τη δόνηση υπό την επίδραση της δύναμης κραδασμού διεισδύει σε βάθος αρκετών εκατοστών στους μαλακούς ιστούς του σώματος. Οι κρουστικοί παλμοί «χαλαρώνουν» τους μύες, ξεπλένουν το λεμφικό υγρό και το φλεβικό αίμα από φλεγμονώδεις μύες, διασπούν τις συμφύσεις, ανακουφίζουν από τον πόνο, μειώνουν την ένταση, αυξάνουν το εύρος κίνησης αυτού του μέρους του σώματος και παρέχουν απαλή διάταση των μυών. Ως αποτέλεσμα, οι μύες και οι συνδετικοί ιστοί επισκευάζονται πιο γρήγορα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. HAZUMI Light - Είναι ένα ελαφρύ μίνι μασάζ με πιο συμπαγείς διαστάσεις από αυτό του HAZUMI, που κάνει τη διαδικασία μασάζ ακόμα πιο άνετη.
2. 4 αντικαταστάσιμα ακροφύσια στο κιτ για τη μελέτη όλων των μυϊκών ομάδων.
3. 5 επίπεδα έντασης για να επιλέξετε την πιο άνετη ταχύτητα των κτυπημάτων, προσαρμόζοντάς την σε διαφορετικές μυϊκές ομάδες, για διαφορετικά ακροφύσια.
4. Έξυπνο χρονόμετρο (10 λεπτά) σας επιτρέπει να χαλαρώσετε κατά τη διάρκεια του μασάζ, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τη λήξη του χρόνου της διαδικασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι φορτισμένη.
2. Τοποθετήστε την κεφαλή μασάζ που χρειάζεστε στη συσκευή.
3. Με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας, ξεκινήστε τη συσκευή.
4. Με την ενεργοποίηση του πιστολιού μασάζ ρυθμίζει αυτόματα 1 επίπεδο έντασης.
5. Για να αλλάξετε το επίπεδο έντασης, πατήστε στιγμιαία το κουμπί. Συνολικά, η συσκευή παρέχει 5 ταχύτητες. Στην πρώτη, 1 ένδειξη καίγεται, με κάθε επόμενη αύξηση στο επίπεδο έντασης, ανάβει μια άλλη ένδειξη, στις 5 ταχύτητες καίγονται και οι 5 ενδείξεις.

6. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μασάζ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Τοποθετήστε 1 από τα 4 ακροφύσια ανάλογα με την περιοχή του σώματος που θέλετε να ασκήσετε.
• Η στρογγυλή κεφαλή συνιστάται για χρήση για μασάζ μεγάλων ομάδων μυών, ισχίων, μυών της γάμπας, των γλουτών και της κοιλιάς.
• Η κεφαλή σε σχήμα U χρησιμοποιείται για μασάζ στους ώμους, στο αντιβράχιο, στη σπονδυλική στήλη.
• Η κωνική κεφαλή (bullet) έχει σχεδιαστεί για βαθύ μασάζ τενόντων, πελμάτων, παλάμες, χέρια, σημεία σκανδάλης.
Η επίπεδη κεφαλή χρησιμοποιείται για μασάζ σε ολόκληρο το σώμα, χαλάρωση και αποκατάσταση των μαλακών ιστών και των ευαίσθητων μυϊκών ομάδων.
2. Με ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας, ορίστε 1 από 5 επίπεδα έντασης.
Επίπεδο 1: Αυτή η ταχύτητα θα βοηθήσει στην προθέρμανση των μυών στην αρχή του μασάζ, που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των μυών.
• Επίπεδο 2. Ένταση, στην οποία ξεκινά η μελέτη των βαθιών και απρόσιτων μυών και περιτονίας (η συνδετική μεμβράνη των μυών που εξασφαλίζει την κίνησή μας).
• Επίπεδο 3. Η δόνηση αυτής της συχνότητας ενισχύει τον μυϊκό τόνο, την κινητικότητα και την ευκαμψία του μυϊκού ιστού. Οι τεντωμένοι και τσιμπημένοι μύες επιστρέφουν στην ικανότητα να συστέλλονται, να είναι σε καλή φόρμα και να λειτουργούν σωστά.
• Επίπεδο 4. Αυτό το επίπεδο έκθεσης ανακουφίζει από την ένταση και τον πόνο στους μύες και την περιτονία, χαλαρώνει, ομαλοποιεί την κυκλοφορία του αίματος και κορεσμό των ιστών με οξυγόνο.
• Επίπεδο 5. Η ένταση των 3000 στροφών ανά λεπτό επιτρέπει τον βελονισμό, επιλύει το σοβαρό σφίξιμο των μυών και τους σπασμούς. Οι θεραπευτές μασάζ δεν συνιστούν τη χρήση της συσκευής στις μέγιστες ταχύτητες. Ένα υψηλό επίπεδο έκθεσης είναι κατάλληλο για χρήστες με ανεπτυγμένους μύες - επαγγελματίες αρσιβαρίστες, bodybuilders και powerlifters.
3. Εφαρμόστε ένα πιστόλι μασάζ στο σώμα σας. Τοποθετήστε το μασάζ έτσι ώστε το ακροφύσιο να αγγίζει το δέρμα ελαφρώς πάνω από τον μυ.
4. Ρυθμίστε την πίεση και τη δύναμη με την οποία εφαρμόζετε τη συσκευή στο σώμα. Δεν συνιστάται να πιέζετε ή ιδιαίτερα να πιέζετε επίμονα τη συσκευή μασάζ στο σώμα.
5. Οδηγήστε αργά το ακροφύσιο κατά μήκος του σώματος/μυ σε κατευθύνσεις προς τα πάνω, προς τα κάτω, σε επώδυνα σημεία μπορείτε να καθυστερήσετε λίγο περισσότερο.
6. Ο χρόνος έκθεσης σε μία περιοχή εξαρτάται από το αποτέλεσμα που θέλετε να επιτύχετε. Για να ανακουφίσετε την ένταση και να τονώσετε τους μύες, αρκούν 15-60 δευτερόλεπτα, για να αφαιρέσετε το κλιπ σημείου πάνω του θα πρέπει να σταματήσετε για 30 δευτερόλεπτα.
7. Ο συνολικός χρόνος του μασάζ είναι 10 λεπτά, μετά από αυτό το διάστημα το μασάζ θα σταματήσει αυτόματα.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:
Επιτρέπεται η καθημερινή χρήση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Είναι απεριόριστο.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Απαγορεύεται η χρήση πιστολιού μασάζ στην μπροστινή και πλάγια επιφάνεια του λαιμού (υπάρχει κίνδυνος βλάβης των καρωτίδων).
2. Απαγορεύεται η χρήση μασάζ στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στην καρδιά.
3. Δεν συνιστάται η χρήση μασάζ για φλεγμονώδεις διεργασίες, κατάγματα οστών, διαστρέμματα μυών, συνδέσμων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον.
2. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν κάνετε μπάνιο ή ντους.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) μασάζ κρουστών, (2) κεφαλή σε σχήμα U, (3) στρογγυλή κεφαλή,
4. κωνική κεφαλή, 5) επίπεδη κεφαλή, 6) καλώδιο φόρτισης USB-C,
7. η δαντέλα, 8) η τσάντα αποθήκευσης, 9) η οδηγία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 2 ώρες ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εξαρτάται από την πίεση και το επίπεδο στο οποίο εργάζεστε
• 1 επίπεδο έως 4 ώρες
Επίπεδο 5 έως 2,5 ώρες Smart Timer: 10 λεπτά
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΟΝΗΣΗΣ:
• Επίπεδο 1 - 1800 στροφές ανά λεπτό
Επίπεδο 2 - 2100 στροφές ανά λεπτό
• Επίπεδο 3 - 2400 στροφές ανά λεπτό
Επίπεδο 4 - 2700 στροφές ανά λεπτό
• Επίπεδο 5 - 3000 στροφές ανά λεπτό



HIGE - COMPACT ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ

Περιποίηση γενειάδας

Καθαρό ξύρισμα

Αφαιρεί την ανεπιθύμητη τρίχα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: Υπερβολική βλάστηση προσώπου.

ΥΛΙΚΑ: μέταλλο.

ΒΑΡΟΣ: 140 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
HIGE - Αυτό είναι ένα περιστροφικό ξυράφι που έχει 2 κεφαλές ξυραφιού. Η κεφαλή είναι ένας δίσκος με οπές κάτω από τις οποίες περιστρέφονται οι λεπίδες. Περιστρέφονται κυκλικά, κινούνται από ηλεκτροκινητήρα. Κατά το ξύρισμα, οι τρίχες πέφτουν στις τρύπες, όπου οι λεπίδες, περιστρέφοντας κάτω από τις σχάρες σε υψηλές στροφές από 2600 έως 2900 δονήσεις ανά λεπτό, κόβουν εντελώς τις τρίχες. Αυτός ο τύπος ξυραφιού θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός, αλλά μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του ευαίσθητου δέρματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Συμπαγές - το ηλεκτρικό ξυράφι ζυγίζει μόνο 140 g και έχει βέλτιστες διαστάσεις 66x52x28 mm.
2. Δεν χρειάζεται να συνδέσετε το ξυράφι στην υποδοχή. HIGE - Είναι ένα ξυράφι μπαταρίας. Με μία φόρτιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξυράφι αυτόνομα για έως και 55 λεπτά.
3. Επίπεδο προστασίας από την υγρασία IPX7, χάρη στο οποίο το HIGE μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για στεγνό όσο και για υγρό ξύρισμα.
4. Το HIGE είναι εξοπλισμένο με 2 πλωτές κεφαλές. Επαναλαμβάνουν το περίγραμμα του προσώπου όταν κινούνται, κατευθύνουν τις λεπίδες στη σωστή γωνία και θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ξυρίσματος σε δυσπρόσιτα σημεία.
5. Η παρουσία μιας μινιατούρας οθόνης, με την οποία ο έλεγχος του ξυραφιού θα είναι εύκολος και απολαυστικός:
Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος χρήσης, το επίπεδο φόρτισης, ο τρόπος λειτουργίας, καθώς και η κατάσταση κλειδώματος.
6. Υπάρχει λειτουργία κλειδώματος. θα είστε σίγουροι ότι το ξυράφι δεν θα ανάψει στις αποσκευές / τσάντα / τσέπη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Η ενεργοποίηση της συσκευής ξυραφιού ενεργοποιείται με ένα σύντομο πάτημα στο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Αφού πατήσετε το κουμπί, όλες οι ενδείξεις στην οθόνη ανάβουν εναλλάξ από κάτω προς τα πάνω. Μετά από 0,2 δευτερόλεπτα, όλες οι ενδείξεις σβήνουν ταυτόχρονα, η οθόνη θα εμφανίσει μόνο τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας από το τρέχον επίπεδο μπαταρίας. Για παράδειγμα: Απομένουν 58 λεπτά.
2. Η συσκευή παρέχει 2 τρόπους λειτουργίας: λειτουργία χαμηλής ταχύτητας και λειτουργία υψηλής ταχύτητας. Για να αλλάξετε τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 1 δευτερόλεπτο. Κατά την εναλλαγή από χαμηλή σε υψηλή ταχύτητα

Η ένδειξη ταχύτητας θα εμφανιστεί στην οθόνη (στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης). Κατά την εναλλαγή από υψηλή ταχύτητα σε χαμηλή η ένδειξη σβήνει. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία μνήμης: όταν είναι ενεργοποιημένη, θα λειτουργεί με την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώσατε τη χρήση της τελευταίας φοράς.
3. Ένα σύντομο πάτημα στο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κατά τη λειτουργία της συσκευής θα τη θέσει σε παύση. Σε αυτήν την περίπτωση, στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής στην τρέχουσα περίοδο χρήσης. Για παράδειγμα: χρησιμοποιούνται 15 δευτερόλεπτα.
4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.
5. Προστασία από τυχαία ενεργοποίηση: η ξυριστική μηχανή διαθέτει κλειδαριά ταξιδιού που την εμποδίζει να ανάψει στις αποσκευές εάν πατηθεί κατά λάθος το κουμπί on/off. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί on/off στην απενεργοποιημένη συσκευή για 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εμφανίζει εναλλάξ τους αριθμούς 1-2-3 και το εικονίδιο κλειδώματος (στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης) θα αναβοσβήνει 3 φορές, μετά από τις οποίες η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και θα μεταβεί σε λειτουργία κλειδώματος. Για να αφαιρέσετε την κλειδαριά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη, οι αριθμοί 3-2-1 θα εμφανίζονται εναλλάξ και το εικονίδιο κλειδώματος (στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης) θα αναβοσβήνει 3 φορές, μετά το κλείδωμα θα αφαιρεθεί και η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί με την ταχύτητα που αποθηκεύτηκε κατά την τελευταία χρήση. Όταν η κλειδαριά είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η φόρτιση της συσκευής, μετά την ολοκλήρωσή της, η κλειδαριά αφαιρείται.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
2. Οι αργές κυκλικές κινήσεις με μέτρια πίεση κινούνται στο πρόσωπο σε περιοχές τριχοφυΐας (το στεγνό ξύρισμα θεωρείται πιο αποτελεσματικό).
3. Για ξύρισμα σε δυσπρόσιτα σημεία, για παράδειγμα, στη γνάθο, στον λαιμό και στην περιοχή διάσπασης, συνιστάται η κίνηση αντίθετα προς την κατεύθυνση της τριχοφυΐας.
4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και καθαρίστε.
5. Ένας ελαφρύς ερεθισμός στο δέρμα κατά τις πρώτες λίγες χρήσεις θεωρείται φυσιολογικός.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:
Συνιστάται η τακτική χρήση του ξυραφιού (τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα) για 3 εβδομάδες, ώστε το δέρμα να προσαρμοστεί στη χρήση της συσκευής όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Η διάρκεια χρήσης ενός σετ λεπίδων είναι 2 χρόνια, ωστόσο, για να αποφευχθεί η μείωση της ποιότητας του ξυρίσματος, συνιστούμε την αλλαγή τους κάθε 6 μήνες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό ξυράφι σε κατεστραμμένο ή ερεθισμένο δέρμα, σε περιοχές με ανοιχτές πληγές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κεφαλή ξυρίσματος. Μην πιέζετε υπερβολικά τη συσκευή. Προορίζεται μόνο για ξύρισμα προσώπου. Μην τη χρησιμοποιείτε στα μαλλιά ή σε άλλα μέρη του σώματος.

2. Πριν τη χρήση, ελέγξτε την ακεραιότητα της κεφαλής ξυραφιού:
Εάν είναι κατεστραμμένο, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
3. Μην αποσυναρμολογείτε τη θήκη για να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Μην τροποποιείτε ή επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας.
4. Μην τραβάτε το καλώδιο φόρτισης όταν συνδέετε/αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης από τον προσαρμογέα. Για να αποφύγετε ζημιά στο καλώδιο φόρτισης, μην το τυλίγετε γύρω από το προϊόν.
5. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο μέγιστος χρόνος φόρτισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη φόρτιση αυτού του προϊόντος, κρατήστε το μακριά από πηγές νερού.
6. Μέσα στο προϊόν υπάρχει μπαταρία, μην πετάτε τη συσκευή στη φωτιά, μην τη φορτίζετε, τη χρησιμοποιείτε ή την αποθηκεύετε σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε, χρησιμοποιήστε και αποθηκεύστε το ξυραφάκι σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C.
7. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στο προϊόν.
8. Το ξυράφι προορίζεται για προσωπική χρήση ενός ατόμου.
9. Εάν ταξιδεύετε με ξυράφι, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη κατά τη μεταφορά.
10. Η χρήση του προϊόντος από άτομα που δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα πραγματοποιείται υπό επίβλεψη.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: 1) ηλεκτρικό ξυράφι, 2) καλώδιο USB-C για φόρτιση, 3) οδηγίες,
4. μια φιάλη λαδιού για τη λίπανση των λεπίδων, 5) μια βούρτσα για τον καθαρισμό της συσκευής,
6. δερμάτινη θήκη αποθήκευσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 66 min

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 60 min

SMART TIMER: όχι

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ: Χαμηλή - 2600 ± 200 στροφές ανά λεπτό • υψηλή - 2900 ± 200 στροφές ανά λεπτό

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX7



HIGE PRO - 6-ΣΕ-1 ΚΡΙΜΕΡ

Περιποίηση μαλλιών και γενειάδας στο σπίτι

Αφαιρεί τις ανεπιθύμητες τρίχες προσώπου & σώματος

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: Ρυθμίστε το μήκος των μαλλιών, ανεπιθύμητες τρίχες.

ΥΛΙΚΑ: μέταλλο, ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό.

ΒΑΡΟΣ: 200 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
HIGE Pro - Αυτή είναι μια καθολική συσκευή αυτοφροντίδας. Λόγω της παρουσίας 6 ακροφυσίων στο κιτ, αντιμετωπίζει εύκολα κάθε είδους ξύρισμα και κούρεμα. Η κύρια αρχή της εργασίας είναι ότι τα μαλλιά δεν κόβονται από μία λεπίδα, αλλά από την αλληλεπίδραση δύο στοιχείων: μιας στατικής (κάτω) λεπίδας και μιας κινητής (άνω) λεπίδας. Η κάτω λεπίδα είναι ακίνητη και σφιχτά προσαρτημένη στο δέρμα. Τα δόντια του κατευθύνουν και «συλλαμβάνουν» τις τρίχες, κρατώντας τις σε όρθια θέση. Η επάνω λεπίδα συνδέεται με τον περιστροφικό κινητήρα έκκεντρο. Κάνει γρήγορες κινήσεις αριστερά-δεξιά στην επιφάνεια της κάτω λεπίδας. Έτσι η αιχμηρή άκρη της πάνω λεπίδας κόβει τα μαλλιά, πιέζοντάς τα στην αιχμηρή άκρη του κάτω.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Η παρουσία 6 ακροφυσίων για διαφορετικούς τύπους ξυρίσματος.
2. Η παρουσία 4 ακροφυσίων χτένας για τη ρύθμιση του μήκους του ξυρίσματος.
3. Διαθεσιμότητα βολικής βάσης για την ίδια τη συσκευή και όλα τα κύρια ακροφύσια.
4. Επαγγελματικές λεπίδες με ταχύτητα περιστροφής 7000 στροφές ανά λεπτό.
5. Επίπεδο προστασίας από την υγρασία - IPX6 (η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βρεγμένο δέρμα).
6. Δεν χρειάζεται να συνδέσετε το ξυράφι στην υποδοχή. HIGE Pro - Είναι ένα ξυράφι μπαταρίας. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι 200 λεπτά, γεγονός που εξασφαλίζει μακροχρόνια χρήση χωρίς την ανάγκη συνεχούς φόρτισης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε στιγμιαία το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η γραμμή στην οθόνη κινείται ομαλά και στη συνέχεια καίγεται συνεχώς.
2. Αλλαγή ακροφυσίων
• Η συσκευή διαθέτει μαγνητικό μηχανισμό στερέωσης μεταλλικών ακροφυσίων. Για να στερεώσετε το ακροφύσιο στο σώμα της συσκευής, φέρτε το στο σημείο στερέωσης και μετά θα το στερεώσουν οι μαγνήτες. Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, τραβήξτε το προς τα πάνω και αποσυνδέστε το από το σώμα της συσκευής.

• Τα ακροφύσια κορυφής χρησιμοποιούνται πάνω από ένα τυπικό ακροφύσιο για τη ρύθμιση του μήκους των μαλλιών κατά την κοπή. Για να τα τοποθετήσετε, πρέπει να γαντζώσετε τη χτένα στο πάνω μέρος του μεταλλικού ακροφυσίου και, στη συνέχεια, να πιέσετε το κάτω μέρος της χτένας πριν κάνετε κλικ, ώστε να βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια του μεταλλικού ακροφυσίου. Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο της χτένας, τραβήξτε προς τα πάνω τη γλώσσα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της. Σημείωση: Πριν αλλάξετε το ακροφύσιο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Κατά την αλλαγή των ακροφυσίων, κρατήστε το σώμα του ξυραφιού με τα χέρια σας μακριά από το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να μην ενεργοποιήσετε κατά λάθος τη συσκευή.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
Στη συσκευή περιλαμβάνονται 6 ακροφύσια για διάφορες ανάγκες:
1. Κούρεμα (για αυτό, 2 ακροφύσια είναι κατάλληλα):
τυπικό ακροφύσιο κοπής μαλλιών και ακροφύσιο ξυρίσματος για τις τρίχες σώματος) Στερεώστε το ακροφύσιο χτένας στη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε ένα τρίμερ για πρώτη φορά, ξεκινήστε με ένα ακροφύσιο μέγιστου μήκους (12 mm). Ενεργοποιήστε τη συσκευή και εφαρμόστε το επίπεδο μέρος του ακροφυσίου στο δέρμα. Περάστε αργά το ακροφύσιο πάνω από τα μαλλιά. Επαναλάβετε τις κινήσεις σε διαφορετικές κατευθύνσεις όπως χρειάζεται. Σημείωση: εάν κατά τη διάρκεια του κουρέματος έχουν συσσωρευτεί μαλλιά στην κορυφή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και καθαρίστε το ακροφύσιο.
2. Ξύρισμα γενειάδας / μουστάκι Τοποθετήστε το ακροφύσιο της συσκευής στην άκρη της γραμμής γενειάδας / μουστάκι και χαμηλώστε το απαλά στο δέρμα. Κινήσεις σε διαφορετικές κατευθύνσεις κόβουν τις επιθυμητές περιοχές στο πρόσωπο και το λαιμό. Σημείωση: αν διακοσμήσετε τις άκρες της γενειάδας / μουστάκι, κάντε μια μπορντούρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, κλπ., αφαιρέστε το ακροφύσιο της χτένας του ψαλιδιού. Για να σχηματίσετε μια ξεκάθαρη γραμμή, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό ακροφύσιο για να κόψετε τα γένια και το μουστάκι.
3. Ξύρισμα με διχτυωτό ακροφύσιο Ξυριστική μηχανή Κρατήστε τη συσκευή έτσι ώστε το ακροφύσιο να αγγίζει ελαφρά το πρόσωπό σας υπό γωνία 45 μοιρών. Ασκηθείτε στο ξύρισμα με σύντομες πινελιές. Τεντώστε το δέρμα σας με το ελεύθερο χέρι σας. Αυτό θα βοηθήσει τα μαλλιά να σταθούν ίσια, κάτι που θα διευκολύνει το ξύρισμα. Σημείωση: Αυτό το ακροφύσιο σχεδιάστηκε για να ξυρίζει μεμονωμένες περιοχές γύρω από τη γενειάδα/μουστάκι. Δεν έχει σχεδιαστεί για πλήρες ξύρισμα.
4. Ξύρισμα με ακροφύσιο για κούρεμα μαλλιών στη μύτη και τα αυτιά Αφού τοποθετήσετε το ακροφύσιο, τοποθετήστε το προσεκτικά στο αυτί ή στο ρουθούνι. Εισαγάγετε και αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από το αυτί ή τα ρουθούνια σας. Κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος, γυρίστε το ακροφύσιο. Σημείωση: Μην εισάγετε το ακροφύσιο πολύ βαθιά στο αυτί ή στο ρουθούνι (όχι περισσότερο από 6 mm).
5. Ξύρισμα με ακροφύσιο ξυρίσματος φιγούρας Αυτό το ακροφύσιο χρησιμοποιείται για την κοπή γραμμών και σχεδίων. Αφού τοποθετήσετε το ακροφύσιο, τοποθετήστε το στο σημείο που περιγράψατε την αρχή του σχεδίου, ανάψτε το ξυράφι και αρχίστε να σχηματίζετε ένα σχέδιο. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο ακροφύσιο. Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε ένα προπαρασκευασμένο στένσιλ.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:
Επιτρέπεται η καθημερινή χρήση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Είναι απεριόριστο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή σε φόρτιση χωρίς επίβλεψη.
2. Κρατήστε το καλώδιο φόρτισης μακριά από πηγές θερμότητας.
3. Μην αφήνετε νερό να εισέλθει στο καλώδιο φόρτισης.
4. Μην εισάγετε ή αφαιρείτε το φις από την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
5. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο φόρτισης.
6. Φορτίστε, χρησιμοποιήστε και αποθηκεύστε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 °C και 35 °C.
7. Κατά τον καθαρισμό, να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή.
8. Αποθηκεύστε το προϊόν σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο στα παιδιά.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) ψαλιδάκι, (2) τυπικό ακροφύσιο κουρέματος μαλλιών,
3. ένα ακροφύσιο ξυρίσματος στο σώμα, 4) ένα δίχτυ ακροφύσιο ξυρίσματος για καθαρό ξύρισμα,
5. ακροφύσιο για γένια και μουστάκι, 6) ακροφύσιο για τα μαλλιά της μύτης και των αυτιών,
7) Εξάρτημα ξυρίσματος με σχέδια, 8) 4 εξαρτήματα χτένας (3/6/9/12 mm), 9) Καλώδιο φόρτισης USB-C, 10) φιάλη λαδιού, 11) βούρτσα καθαρισμού, 12) βάση, 13) χτένα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 2 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 200 min

SMART TIMER: όχι

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ: 7000 στροφές ανά λεπτό

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX6



KARU - ΠΟΛΥΣΤΥΛΕΡ ΜΑΛΛΙΩΝ

Γρήγορο στέγνωμα

Αποτελεσματικό styling

Έλεγχος φριζαρίσματος

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: βρεγμένα μαλλιά, άμορφο styling μετά από φυσικό στέγνωμα μαλλιών, υπερβολικό χνούδι και ηλεκτρισμό των μαλλιών.

ΥΛΙΚΑ: Κράμα αλουμινίου, πλαστικό.

ΒΑΡΟΣ: 318 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Οι 3 ταχύτητες ροής αέρα και τα 4 επίπεδα θερμοκρασίας σάς επιτρέπουν να επιλέξετε έναν τρόπο στεγνώματος που είναι άνετος για εσάς. Η λειτουργία ψυχρού αέρα θα σας βοηθήσει να διορθώσετε εύκολα την τοποθέτηση.

Με ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ για απαλό στέγνωμα, λείανση μαλλιών, δημιουργία όγκου και μπούκλες, μπορείτε να πετύχετε επαγγελματικό styling στο σπίτι καθημερινά.

Το εφέ του COANDA θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε εύκολα μοναδικές εικόνες χωρίς να βλάψετε τα μαλλιά και περιττές κινήσεις, το ίδιο το σκέλος θα προσελκύεται από το styler.

Η λειτουργία ιονισμού κορεσμό του αέρα με αρνητικά ιόντα, γεγονός που σας επιτρέπει να αφαιρέσετε τον στατικό ηλεκτρισμό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Power styler KARU - 1200 watt. Ένα styler με αυτό το επίπεδο ισχύος μπορεί να θεωρηθεί επαγγελματίας. Αυτός ο τεχνικός δείκτης θα σας επιτρέψει να στεγνώσετε τα μαλλιά σας με πιο ισχυρή ροή αέρα και η θέρμανση θα γίνει πιο γρήγορα.
2. Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες (BLDC) μειώνει τον θόρυβο και τους κραδασμούς.
3. Το φαινόμενο Coanda είναι ένα αεροδυναμικό φαινόμενο που δημιουργεί ροές δίνης που προσελκύουν και στρίβουν τα μαλλιά σε ένα ακροφύσιο. Το KARU Styler χρησιμοποιεί μια μοναδική ιδιόκτητη τεχνολογία για την αναπαραγωγή του φαινομένου Coanda. Τα μέρη του ακροφυσίου δεν υπερτίθενται και δεν διασταυρώνονται μεταξύ τους, γεγονός που σας επιτρέπει να κατανέμετε ομοιόμορφα το σκέλος κατά μήκος του ακροφυσίου, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα μαλλιά θα είναι εξίσου ευαίσθητα στη θερμική επεξεργασία, η μπούκλα θα καμπυλωθεί και θα διατηρήσει το δεδομένο σχήμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4. Για styling μαλλιών και στις δύο πλευρές του κεφαλιού, απαιτείται μόνο 1 ακροφύσιο. Τόσο το ακροφύσιο για μπούκλες όσο και το ακροφύσιο για την λείανση των μαλλιών είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμένο διακόπτη ροής αέρα. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε το ακροφύσιο, απλώς αλλάξτε την κατεύθυνση της ροής, για αυτό πρέπει να περιστρέψετε το πάνω άκρο του ακροφυσίου προς την κατεύθυνση προς την οποία θέλετε να κατευθύνετε τη ροή του αέρα.

5. Έλεγχος θερμοκρασίας. Το θερμαντικό στοιχείο του KARU Styler είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα θερμοκρασίας NTC - αυτό σημαίνει ότι όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 80 °C και τα ανοίγματα εξόδου ή εισόδου αέρα είναι φραγμένα, το επίπεδο θέρμανσης θα μειωθεί αυτόματα κατά 35%. Όταν η θερμοκρασία πέσει στους 73 °C τουλάχιστον, το θερμαντικό στοιχείο θα επιστρέψει στον τυπικό τρόπο λειτουργίας του. Αυτή η τεχνολογία θα προστατεύσει τα μαλλιά σας από την υπερθέρμανση και το υπερβολικό στέγνωμα.
6. Το KARU styler διαθέτει λειτουργία ιονισμού (τα ιόντα παράγονται από μια γεννήτρια ιόντων). Είναι αυτή που θα επιτύχει την απαλότητα των μαλλιών, θα αφαιρέσει το χνουδωτό και τον ηλεκτρισμό.
7. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία μνήμης, δηλαδή όταν είναι ενεργοποιημένη, το styler θα αρχίσει να λειτουργεί στην ίδια λειτουργία στην οποία ολοκληρώσατε τη χρήση του την προηγούμενη φορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Τοποθέτηση/αφαίρεση του ακροφυσίου Για να στερεώσετε το ακροφύσιο στη συσκευή, τοποθετήστε το απαλά στις υποδοχές που βρίσκονται στην υποδοχή για την τοποθέτηση των ακροφυσίων και περιστρέψτε ελαφρά δεξιόστροφα πριν κάνετε κλικ. Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, τραβήξτε προς τα κάτω το κουμπί στο πίσω μέρος της συσκευής και, κρατώντας το κουμπί στην κάτω θέση, αποσυνδέστε το ακροφύσιο, περιστρέφοντάς το ελαφρώς αριστερόστροφα.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Στερεώστε το ακροφύσιο που χρειάζεστε στο σώμα της συσκευής, συνδέστε το στιλάτο στην υποδοχή και μεταφέρετε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στην επάνω θέση. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία μνήμης, δηλαδή όταν ενεργοποιηθεί, το styler θα αρχίσει να λειτουργεί στην ίδια λειτουργία στην οποία ολοκληρώσατε τη χρήση του την προηγούμενη φορά.
3. Επιλογή ταχύτητας ροής αέρα
Η συσκευή παρέχει 3 λειτουργίες ταχύτητας:
Χαμηλή ταχύτητα (μπλε ένδειξη): 75000 ± 5000 rpm;
Μέση ταχύτητα (ανοιχτή πράσινη ένδειξη): 85000 ± 5000 rpm;
Υψηλή ταχύτητα (ανοιχτό πράσινο δείκτη): 105000 ± 5000 rpm. Οι λειτουργίες αλλάζουν πατώντας το κουμπί επιλογής ταχύτητας ροής αέρα. Από προεπιλογή, η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί σε λειτουργία χαμηλής ταχύτητας. Η σειρά των τρόπων μεταγωγής των ταχυτήτων φυσητού αέρα: χαμηλή -> μεσαία -> υψηλή -> μεσαία -> χαμηλή.
4. Επιλογή θερμοκρασίας
Η συσκευή παρέχει 4 καθεστώτα θερμοκρασίας:
Υψηλή θερμοκρασία (κόκκινος δείκτης): 95 °C ± 10 °C;
Μέση θερμοκρασία (κίτρινος δείκτης): 80 °C ± 10 °C;
Χαμηλή θερμοκρασία (πράσινος δείκτης): 60 °C ± 10 °C;
• Κρύος αέρας (σβήνει η ένδειξη): 25 °C ± 10 °C. Οι λειτουργίες αλλάζουν πατώντας το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας. Από προεπιλογή, η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί σε λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας. Η σειρά των καθεστώτων εναλλαγής θερμοκρασίας: χαμηλή θερμοκρασία -> μέση θερμοκρασία -> υψηλή θερμοκρασία -> μέση θερμοκρασία -> χαμηλή θερμοκρασία -> κρύος αέρας.
5. Στο τέλος του styling, απενεργοποιήστε τη συσκευή, μεταφέροντας το κουμπί on / off στην κάτω θέση. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει τελείως η συσκευή, στη συνέχεια αφαιρέστε το ακροφύσιο και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
Η συσκευή περιλαμβάνει 4 ακροφύσια:

Χρησιμοποιείται για προ στέγνωμα πριν το στρώσιμο, για περαιτέρω styling τα μαλλιά δεν χρειάζεται να στεγνώσουν εντελώς, πρέπει να παραμείνουν ελαφρώς υγρά. Για να προστατεύσετε τα μαλλιά από τη φθορά κατά τη θέρμανση, εφαρμόστε ένα θερμικό προστατευτικό παράγοντα και στη συνέχεια στεγνώστε τα μαλλιά με τον συνηθισμένο τρόπο, κατευθύνοντας τη ροή του αέρα από τις ρίζες των μαλλιών προς τις άκρες.

Το NASADKA BRASHING χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ριζικού όγκου και κυμάτων. Για να αποφύγετε το μπέρδεμα των μαλλιών, μην τυλίγετε το σκέλος στο χτύπημα, όπως στο βουβάλι ή στα μπούκλες. Χωρίστε τα μαλλιά σας σε σκέλη. Φέρτε το τρίψιμο όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ρίζες και χαμηλώστε μια τρίχα πάνω της, στερεώστε αυτή τη θέση για 5-7 δευτερόλεπτα για να δημιουργήσετε όγκο. Για να δημιουργήσετε κύματα, σύρετε το ακροφύσιο κατά μήκος του κλώνου, μετακινώντας από τις ρίζες προς τις άκρες των μαλλιών. Όταν νιώσετε ότι οι άκρες των μαλλιών σας πρόκειται να γλιστρήσουν προς τα έξω, περάστε το χτύπημα γύρω από τον άξονά σας αρκετές φορές. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ένα κυλινδρικό ακροφύσιο 38 mm χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μπούκλες. Το ακροφύσιο σάς επιτρέπει να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα για να επιλέξετε την κατεύθυνση της μπούκλας. Για να το κάνετε αυτό, γυρίστε το επάνω άκρο του ακροφυσίου προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Χωρίστε τα μαλλιά σας σε σκέλη. Φέρτε το ακροφύσιο στις άκρες ενός από τους κλώνους. Χάρη στο εφέ Coanda, ο ίδιος ο styler θα τραβήξει τα μαλλιά και θα τα στρίψει στο ακροφύσιο. Αφού βιδωθούν οι άκρες στο ακροφύσιο, μετακινήστε το σταδιακά προς τις ρίζες των μαλλιών, χωρίς να περιστρέψετε το styler. Στερεώστε το στιλάτο στην επάνω θέση για περίπου 15 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε προσεκτικά το κατσαρωμένο σκέλος από το ακροφύσιο.

Το Nasadka για χαϊδεύοντας μαλλιά χρησιμοποιείται για να λειάνει τα γούνινα μαλλιά. Το ακροφύσιο σάς επιτρέπει να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα για πιο βολική εγκατάσταση. Για να το κάνετε αυτό, γυρίστε το επάνω άκρο του ακροφυσίου προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Στεγνώστε τα μαλλιά με τον συνηθισμένο τρόπο και στη συνέχεια τοποθετήστε το ακροφύσιο στις ρίζες έτσι ώστε τα μαλλιά να βρίσκονται στην επιφάνεια με τρύπες για έξοδο αέρα. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα. Μετακινήστε όλο το μήκος των μαλλιών από τις ρίζες μέχρι τις άκρες, προσομοιώνοντας το χτένισμα.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:
Επιτρέπεται η καθημερινή χρήση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Είναι απεριόριστο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Κατά το styling, να θυμάστε ότι τα στοιχεία του styler θερμαίνονται όταν χρησιμοποιούνται, επομένως μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα προϊόντα στα μαλλιά και επίσης βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι πολύ κοντά στο δέρμα του κεφαλιού, του προσώπου, των αυτιών και του λαιμού.
2. Μετά την αποσυσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το styler είναι άθικτο, με όλα τα εξαρτήματα, όπως φαίνεται στην εικόνα, και ότι δεν έχει σημάδια ζημιάς. Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε όλες τις ετικέτες, τις ετικέτες κ.λπ. από τη συσκευή.

3. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε μπάνιο ή ντους. Το Styler δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό, άλλα υγρά, πιτσιλιές και ατμό.
4. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αφαιρέστε το φις από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση, καθώς η εγγύτητα του νερού αποτελεί κίνδυνο ακόμη και για την απενεργοποιημένη συσκευή.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κ.λπ.) ή ακραίες θερμοκρασίες.
6. Μην τραβάτε το καλώδιο δικτύου ή την ίδια τη συσκευή για να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα. Μην τραβάτε ή σηκώνετε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί στο κέντρο συντήρησης.
7. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση και όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
8. Φυλάξτε τη συσκευή σε απρόσιτο μέρος για παιδιά. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
9. Εάν η συσκευή είναι ελαττωματική ή δεν λειτουργεί σωστά, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε αμέσως. Για επισκευές, επικοινωνήστε με το κέντρο συντήρησης.
10. Μη χρησιμοποιείτε styler εάν έχει πέσει ή αν δείχνει ορατά σημάδια ζημιάς.
11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα, περούκες και χτενίσματα από συνθετικά υλικά.
12. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με γνήσια αξεσουάρ.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) styler, (2) ακροφύσιο στεγνωτήρα μαλλιών, (3) ακροφύσιο brashing, (4) ακροφύσιο μπούκλας,
5. ακροφύσιο εξομάλυνσης μαλλιών, 6) τσάντα αποθήκευσης, 7) φουρκέτα (2 τεμ.),
8. οδηγία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 105000 ± 5000 στροφές ανά λεπτό

Ταχύτητα: 13 λίτρα ανά δευτερόλεπτο

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ:
Χαμηλή ταχύτητα: 75000 ± 5000 στροφές ανά λεπτό
• Μέση ταχύτητα: 85000 ± 5000 στροφές ανά λεπτό
Υψηλή ταχύτητα - 105000 ± 5000 στροφές ανά λεπτό

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: • Υψηλή θερμοκρασία - 95 °C ± 10 °C • Μέση θερμοκρασία - 80 °C ± 10 °C • Χαμηλή θερμοκρασία - 60 °C ± 10 °C • Κρύος αέρας - 25 °C ± 10 °C



ΚΙΝU - ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Ισιώνει τα μαλλιά

Στυλίζει & διαμορφώνει τα μαλλιά

Ήπια θεραπεία

Έλεγχος φριζαρίσματος

Διατηρεί την υγιή λάμψη των μαλλιών

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ:

ΣΧΕΤΙΚΑ: προβλήματα με το styling εκτός σπιτιού, ζημιά στα μαλλιά λόγω υψηλής θερμοκρασίας και ανομοιόμορφης θέρμανσης των πιάτων, κίνδυνος ξηρότητας και ευθραυστότητας των μαλλιών, ταλαιπωρία των ενσύρματων συσκευών, έλλειψη ρύθμισης θερμοκρασίας για διαφορετικούς τύπους μαλλιών, πολυπλοκότητα δημιουργίας διαφορετικού styling, κίνδυνος υπερθέρμανσης, όγκος και μεγάλο βάρος τυπικής μεταφοράς ισιωτικών, η σύνθετη αποθήκευση.

Σχετίζεται με τον τύπο των μαλλιών: πορώδη μαλλιά, σκληρά μαλλιά, σγουρά μαλλιά, κυματιστά μαλλιά, ιδιότροπα και δύσκολα διπλωμένα μαλλιά.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS, πλαστικό PC.

ΒΑΡΟΣ: 380 g (ισιωτικό), 243 g (σταθμός φόρτισης).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Ίσιωμα μαλλιών - οι θερμαινόμενες πλάκες μαλακώνουν τους δεσμούς κερατίνης στα μαλλιά. Το σκέλος συγκρατείται μεταξύ των πλακών και ισιώνεται. οι δεσμοί ψύχονται σε νέα, ευθεία θέση.

Επικάλυψη - ζεστές πλάκες ρυθμίζουν τα μαλλιά στη σωστή κατεύθυνση. Η θερμότητα κάνει τα μαλλιά πιο εύπλαστα και το σχήμα σταθεροποιείται κατά την ψύξη - λόγω μιας προσωρινής αλλαγής στους δεσμούς υδρογόνου στη δομή της τρίχας.

Μοντελοποίηση μαλλιών - η δημιουργία μπούκλων, κυμάτων ή όγκου συμβαίνει λόγω ενός συνδυασμού θέρμανσης και μηχανικής δράσης (περιστροφή, τάση, κάμψη του κλώνου). Η τρίχα παίρνει τη μορφή θερμαινόμενης πλάκας ή κίνησης εργαλείου και στερεώνεται μετά την ψύξη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Ασύρματο.
2. Φόρτιση με δύο τρόπους: μέσω του καλωδίου Type-C και μέσω της βάσης φόρτισης.
3. 4 συνθήκες θερμοκρασίας.
4. Φτηνές κεραμικές πλάκες.
5. Έλεγχος θερμότητας.
6. Λειτουργία κλειδώματος μπαταρίας για ασφαλή μεταφορά.
7. λειτουργία απομνημόνευσης των πιο πρόσφατων ρυθμίσεων.
8. Εκτεταμένος εξοπλισμός με μεγάλο σετ αξεσουάρ.
9. Ψηφιακή οθόνη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Ξεκλειδώστε τη συσκευή Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, μετακινήστε το διακόπτη κλειδώματος προς τα πάνω στη θέση "ξεκλείδωμα". Προειδοποίηση: Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ενώ είναι κλειδωμένη.
2. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα. Ο δυναμικός φωτισμός θα ανάψει, σηματοδοτώντας τη συμπερίληψη της συσκευής.
3. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα.
4. Για ασφάλεια και εξοικονόμηση φόρτισης, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 λεπτά αδράνειας.
5. Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «−». Διατίθενται τέσσερα επίπεδα θέρμανσης: 150, 180, 200 και 220 μοίρες. Επιλέξτε το σωστό σχήμα θερμοκρασίας ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση των μαλλιών σας. Κατά τη θέρμανση, το επιλεγμένο επίπεδο θα αναβοσβήσει. Μόλις η συσκευή φτάσει σε μια καθορισμένη θερμοκρασία, η ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι καθαρά, στεγνά και καλά χτενισμένα. Δεν συνιστάται η χρήση ισιωτικού σε βρεγμένα ή βρεγμένα μαλλιά.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Ξεκλειδώστε το ίσιωμα μετατοπίζοντας το διακόπτη στη θέση "Ξεκλείδωμα". Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα πριν ενεργοποιηθεί ο δυναμικός οπίσθιος φωτισμός.
3. Επιλογή θερμοκρασίας
Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία με τα κουμπιά + / −:
150 μοίρες για λεπτά, ταλαιπωρημένα ή αποχρωματισμένα μαλλιά
180-200 βαθμούς για κανονικά μαλλιά
220 μοίρες για πυκνά, σκληρά ή σγουρά μαλλιά. Η ένδειξη θερμοκρασίας θα αναβοσβήσει κατά τη θέρμανση και θα αρχίσει να ανάβει συνεχώς όταν επιτευχθεί μια δεδομένη θερμοκρασία.
4. Ανόρθωση μαλλιών
• Χωρίστε τα μαλλιά σας σε μικρά σκέλη.
Τοποθετήστε το σκέλος ανάμεσα στις κεραμικές πλάκες και κλείστε τις.
• Σύρετε προσεκτικά το ισιωτικό από τις ρίζες προς τις άκρες.
Μην μένετε σε μια περιοχή για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση των μαλλιών σας.
5. Στρίψιμο μαλλιών
Πάρτε ένα μικρό τρίχωμα και πιέστε το ανάμεσα στις κεραμικές πλάκες.
• Γυρίστε το ισιωτικό γύρω από τον άξονά σας για να στρίψετε το σκέλος προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
Σύρετε αργά τη συσκευή από τις ρίζες προς τις άκρες, κρατώντας το σκέλος στη θέση στροβιλισμού για αρκετά δευτερόλεπτα.
• Μετά το σχηματισμό μπούκλες, διαλύστε προσεκτικά τα σκέλη και, εάν χρειάζεται, στερεώστε το styling με βερνίκι μαλλιών.

6. Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης για επαναφόρτιση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Πριν τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρεγμένα ή βρεγμένα μαλλιά και μην την εφαρμόζετε κοντά σε νερό (για παράδειγμα, στο μπάνιο ή κοντά στο νεροχύτη) για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
3. Μην αγγίζετε θερμαινόμενες κεραμικές πλάκες κατά την εργασία - αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη ή έχει ορατά ελαττώματα στο σώμα, το καλώδιο ή τη βάση φόρτισης.
6. Κρατήστε τη συσκευή και τον φορτιστή μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
7. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
8. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Όλες οι εργασίες επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο ειδικό.
9. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα.
10. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ και φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
11. Κατά τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές και το εσωτερικό της βάσης φόρτισης είναι καθαρά και στεγνά.
12. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την πλένετε κάτω από ρεύμα νερού.
13. απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: 1) ασύρματο ισιωτικό μαλλιών, 2) βάση φόρτισης,
3. Καλώδιο φόρτισης τύπου C, (4) προστατευτικό καπάκι σιλικόνης, (5) κορδέλα μαλλιών,
6. μαντηλάκι καθαρισμού, (7) ανθεκτικό στη θερμότητα χαλάκι, 8) κλιπ (2 τμχ), 9) οδηγίες, 10) σακούλες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Πλάκες Επικάλυψης: Κεραμικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 303x38x42 mm (ισιωτικό) 105x105x159 mm (σταθμός φόρτισης)

ΔΥΝΑΜΗ: 47 W

ΤΑΣΗ: 7,2 V

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΛΗΡΗ ΧΡΕΩΣΗ): 40 λεπτά

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 1,5-2 h

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 25×100 mm



KIO - EMS BODY MASSAGER

Περίγραμμα σώματος

Στοχεύει στη χαλάρωση του δέρματος και την κυτταρίτιδα

Διατηρεί τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος του σώματος

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: υπερβολικό βάρος (τοπικά λίπη), κυτταρίτιδα, πρήξιμο, χαλάρωση και πλαδαρό δέρμα, ραγάδες, ορατά σημάδια γήρανσης, μελάγχρωση.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS.

ΒΑΡΟΣ: σώμα - 128 g. • σώμα με ακροφύσιο EMS - 224 g. • σώμα με ακροφύσιο RF - 221 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
Στο μασάζ σώματος KIO, οι λειτουργίες παρουσιάζονται σύμφωνα με εξειδικευμένα ακροφύσια: EMS και RF&LED.

Η EMS Ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΔΙΕΓΕΡΩΣΗ είναι μια διαδικασία διέγερσης των μυών και των νευρικών απολήξεων με την έκθεσή τους σε παλμικό ρεύμα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το EMS μιμείται αυτογενείς ηλεκτρικές ώσεις, οι οποίες με τη βοήθεια ηλεκτροδίων φτάνουν στις νευρικές και μυϊκές ίνες, συμβάλλοντας στη συστολή τους. Έτσι, το δέρμα ενισχύεται, αυξάνεται η ελαστικότητά του. Η έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα στον μυϊκό ιστό όχι μόνο προκαλεί συστολή του, αλλά συμβάλλει στη βελτίωση της τοπικής κυκλοφορίας του αίματος και της λεμφικής παροχέτευσης. Αυτό ενισχύει τη θρέψη των ιστών και συμβάλλει στην ταχεία απομάκρυνση των μεταβολικών προϊόντων: τη διάσπαση των λιπών και την απομάκρυνση των τοξινών από το σώμα, που είναι η κύρια κινητήρια δύναμη για τη διόρθωση της σιλουέτας και την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας. Η τακτική χρήση του μασάζ EMS βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου θα αποτρέψει τις φλεβικές διαταραχές και θα ανακουφίσει το πρήξιμο.

Το RF - LIFTING είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα βαθιά στρώματα των ιστών θερμαίνονται με τη βοήθεια ρεύματος υψηλής συχνότητας. Η ηλεκτρική ώθηση, παρακάμπτοντας την επιδερμίδα, αυξάνει τη θερμοκρασία στο χόριο και το υποδόριο λίπος, γεγονός που οδηγεί στη σύνθεση κολλαγόνου. Η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται, ο μεταβολισμός των λιποκυττάρων επιταχύνεται. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας, οι ιδιότητες του δέρματος βελτιώνονται σημαντικά - η ελαστικότητα, η ελαστικότητα και η στρεβλότητα αυξάνονται, συσφίγγεται αισθητά. Οι παλμοί ραδιοσυχνοτήτων μπορούν να μειώσουν τον όγκο του λιπώδους ιστού, αλλά η κύρια λειτουργία της ανύψωσης ραδιοσυχνοτήτων είναι η σύσφιξη του δέρματος.

Στο πλαίσιο της φωτοθεραπείας, κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος στο φάσμα του ορατού φωτός. Δρώντας στο δέρμα σε διαφορετικά βάθη, το φως απορροφάται από τους υποδοχείς του δέρματος, ενεργοποιώντας φυσικές διεργασίες μέσα στο κύτταρο και προκαλώντας μια συγκεκριμένη δερματική αντίδραση. Έχοντας το μεγαλύτερο μήκος κύματος (σε KIO 630 ± 20 nm), το κόκκινο φως LED διεισδύει στο δέρμα βαθύτερα από όλους τους τύπους φωτός που παρουσιάζονται. Δρα στους ινοβλάστες, οι οποίοι διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου και ως εκ τούτου την ανάπλαση του δέρματος. Ως αποτέλεσμα της θεραπείας με κόκκινο φως LED, η σφριγηλότητα και η ελαστικότητα του δέρματος αυξάνεται, το δέρμα συσφίγγει και τα εξωτερικά σημάδια γήρανσης του δέρματος, όπως οι ρυτίδες και η μελάγχρωση, μειώνονται.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

1. Συμπαγές εργονομικό σχήμα, χάρη στο οποίο η συσκευή είναι άνετη στο χέρι.
2. Το μασάζ συνδυάζει 3 αποτελεσματικές τεχνολογίες: EMS, RF, LED.
3. Στο σετ 2 εξειδικευμένα μαγνητικά ακροφύσια για κάθε έναν από τους τρόπους λειτουργίας: Ακροφύσιο EMS με 4 μεγάλα σφαιρικά μεταλλικά ηλεκτρόδια και ακροφύσιο RF&LED με ηλεκτρόδια σε μορφή μικρών μπαλών και δακτυλίων, καθώς και LED.
4. Η διευρυμένη επιφάνεια εργασίας της συσκευής σας επιτρέπει να ενεργείτε άμεσα σε αρκετά μεγάλες περιοχές του σώματος.
5. Κουμπί ελέγχου 1: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και εναλλαγή έντασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

1. Το μασάζ σώματος διαθέτει 2 μαγνητικά ακροφύσια: ένα ακροφύσιο με μεγάλες μπάλες για να λειτουργεί σε λειτουργία EMS και ένα ακροφύσιο με δακτύλιο και μικρές μπάλες για να λειτουργεί σε λειτουργία RF&LED. Τοποθετήστε το ακροφύσιο στο σώμα της συσκευής: για αυτό, τοποθετήστε το ακροφύσιο στην εσοχή στο σώμα της συσκευής.
2. Αφού εγκαταστήσετε το ακροφύσιο με παρατεταμένο πάτημα (2 δευτερόλεπτα) στο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ενεργοποιήστε τη συσκευή μασάζ. Ανάλογα με το επιλεγμένο ακροφύσιο, θα ξεκινήσει η λειτουργία EMS ή RF&LED, η ένδειξη έντασης κρούσης θα ανάψει.
3. Και στη λειτουργία EMS και RF&LED, υπάρχουν 3 επίπεδα έντασης. Για να αλλάξετε τη στάθμη, πατήστε ξανά το κουμπί διακόπτη στάθμης έντασης. Η φωτεινή ένδειξη γεμίζει σταδιακά καθώς αυξάνεται το επίπεδο δύναμης. Αφού φτάσετε στο μέγιστο επίπεδο όταν πατάτε επανειλημμένα το κουμπί εναλλαγής στάθμης, η συσκευή μετακινείται αυτόματα στο ελάχιστο επίπεδο έντασης κρούσης. Σημειώστε ότι μόνο το επίπεδο έντασης RF αλλάζει στη λειτουργία RF&LED, το LED παραμένει σταθερό.
4. Το μασάζ διαθέτει έξυπνο χρονόμετρο, η συσκευή θα σβήσει μετά από 5 λεπτά λειτουργίας
5. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.
6. Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, πάρτε τη συσκευή με το ένα χέρι, πάρτε τα πλαϊνά "αυτιά" στην κεφαλή μασάζ με το δεύτερο χέρι. Τραβήξτε με δύναμη το ακροφύσιο πάνω σας, βγάλτε το από το σώμα της συσκευής.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

1. Χρησιμοποιήστε ένα μασάζ σε καθαρό δέρμα, αφαιρέστε την περίσσεια λιπαρότητας και τυχόν ρύπους από το σώμα.
2. Εάν το gel επαφής ή το προϊόν περιποίησης απορροφηθεί στο δέρμα κατά τη διάρκεια του μασάζ, εφαρμόστε το ξανά για να εξασφαλίσετε την ελεύθερη κίνηση (ολίσθηση) του μασάζ και να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα του αποτελέσματος. Όταν μετακινείστε σε διάφορα μέρη του σώματος, εφαρμόστε ένα τζελ επαφής στο δέρμα της περιοχής του σώματος στην οποία σκοπεύετε να εργαστείτε.

πριν το μασάζ.
3. Το μασάζ KIO είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα κίνησης. Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε μετακινήσει τη συσκευή πάνω από το δέρμα. Εάν αφήσετε τη συσκευή σε ένα μέρος χωρίς κίνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα σταματήσει να λειτουργεί. Μετά την επανέναρξη της κίνησης, η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά.
4. Αποφύγετε τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις στην ίδια περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μην κρατάτε ακίνητο το μασάζ σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικά όρια πόνου και ευαισθησία στο δέρμα: Το να κρατάτε τη συσκευή χωρίς να κινείται σε μια συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρά εγκαύματα. Κατά τη χρήση, μην μένετε σε ένα μέρος για περισσότερο από 2-3 δευτερόλεπτα.
5. Η ευαισθησία του δέρματος και η αποτελεσματικότητα της συσκευής είναι μεμονωμένα χαρακτηριστικά που ποικίλλουν ανάλογα με το άτομο και την περιοχή έκθεσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ EMS:

1. Εφαρμόστε στον αγωγό γέλης που έρχεται σε επαφή με το δέρμα ή το προϊόν περιποίησης σας σε μια δομή που μοιάζει με τζελ με βάση το νερό, αυτό θα εξασφαλίσει καλύτερη αγωγιμότητα των ρευμάτων για μέγιστα αποτελέσματα.
2. Ρυθμίστε το ακροφύσιο σύμφωνα με τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, για την πρώτη εφαρμογή, επιλέξτε το αρχικό επίπεδο έντασης του EMS.
4. Για να κάνετε μασάζ στη μέση, κρατήστε τη συσκευή στα πλάγια, μετακινώντας από την περιφέρεια προς το κέντρο για 5 λεπτά.
5. Για να κάνετε μασάζ στα πόδια, κρατήστε τη συσκευή στον μηρό/την κνήμη, κινώντας προς την ανοδική κατεύθυνση για 5 λεπτά.
6. Για μασάζ χεριών, κρατήστε τη συσκευή στον ώμο από τον αγκώνα μέχρι την άρθρωση του ώμου για 5 λεπτά.
7. Για μασάζ στην κοιλιά, μετακινήστε τη συσκευή ανάποδα σε ζιγκ-ζαγκ, αποφεύγοντας την περιοχή του ομφαλού για 5 λεπτά.
8. Κατά τη διάρκεια του μασάζ, φροντίστε να ασκήσετε αρκετή πίεση για να εξασφαλίσετε την πλήρη επαφή της επιφάνειας του ηλεκτροδίου με το δέρμα.
9. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε και καθαρίστε το ακροφύσιο. Αφήστε το τζελ επαφής ή το προϊόν περιποίησης στο δέρμα μέχρι να απορροφηθεί πλήρως και μετά καθαρίστε το δέρμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RF:

1. Εφαρμόστε στον αγωγό γέλης που έρχεται σε επαφή με το δέρμα ή το προϊόν περιποίησης σας σε μια δομή που μοιάζει με τζελ με βάση το νερό, αυτό θα εξασφαλίσει καλύτερη αγωγιμότητα των ρευμάτων για μέγιστα αποτελέσματα.
2. Ρυθμίστε το ακροφύσιο σύμφωνα με τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, για την πρώτη εφαρμογή, επιλέξτε το αρχικό επίπεδο έντασης RF&LED.
4. Επιλέξτε την περιοχή έκθεσης και εκτελέστε τις κινήσεις μασάζ που αναφέρονται παρακάτω. Η βάση της λειτουργίας RF είναι η θέρμανση του δέρματος για την τόνωση της αναγέννησης του κολλαγόνου και του μεταβολισμού του υποδόριου λίπους. Εάν η θερμοκρασία θέρμανσης αισθάνεστε ανεπαρκής, μειώστε την ταχύτητα ολίσθησης, εάν η αντίθετη θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, αυξήστε την ταχύτητα κίνησης ώστε η θερμοκρασία να αισθάνεται άνετα.
5. Χρησιμοποιώντας συρόμενες κινήσεις, κινηθείτε προς την κατεύθυνση της υφής του δέρματος για 5 λεπτά.
6. Γλιστρήστε οριζόντια για 5 λεπτά.
7. Οι κυκλικές κινήσεις κινούνται δεξιόστροφα για 5 λεπτά.
8. Επαναλάβετε τις κυκλικές κινήσεις αριστερόστροφα για 5 λεπτά.

9. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε και καθαρίστε το ακροφύσιο. Αφήστε το τζελ επαφής ή το προϊόν περιποίησης στο δέρμα μέχρι να απορροφηθεί πλήρως και μετά καθαρίστε το δέρμα.

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΟΔΗΓΙΜΑ / ΚΑΚΗ ΛΕΜΦΙΚΗ ΡΟΗ / ΜΥΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ	Πρωί	EMS: κοιλιά και μέση - 10-15 λεπτά; μηροί και γλουτοί - 15-20 λεπτά. Συνολική συνεδρία: έως 40 λεπτά. Ξεκινήστε με την ελάχιστη ένταση και αυξήστε σταδιακά ανάλογα με την άνεση και την κατάσταση του δέρματος. Οι μυϊκές συσπάσεις πρέπει να γίνονται αισθητές, χωρίς πόνο.	Αρχική πορεία: 3-4 φορές την εβδομάδα για 6-8 εβδομάδες. Συντήρηση: 1-2 φορές την εβδομάδα.	Αρχική πορεία: 6-8 εβδομάδες. Στη συνέχεια κάντε ένα διάλειμμα 1-2 μηνών για να επιτρέψετε στο δέρμα να ανακάμψει και να αποφύγετε την προσαρμογή σε συνεχή διέγερση. Συντήρηση: σε εξέλιξη.
ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ / ΛΕΙΑΝΟΝΤΑΣ ΡΑΓΔΕΣ	Βράδυ	RF & LED: κοιλιά και μέση - 10-15 λεπτά; μηροί και γλουτοί - 15-20 λεπτά. Συνολική συνεδρία: έως 40 λεπτά. Αυξήστε την ένταση ραδιοσυχνοτήτων εντός των ορίων άνεσης. Το δέρμα πρέπει να αισθάνεται ζεστό, χωρίς υπερθέρμανση.	Αρχική πορεία: 2-3 φορές την εβδομάδα για 6-8 εβδομάδες. Συντήρηση: μία φορά την εβδομάδα. μία φορά κάθε 10-14 ημέρες είναι επίσης αποδεκτή.	
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ	EMS το πρωί και RF & LED το βράδυ ή συνδυασμένη συνεδρία το απόγευμα	EMS + RF & LED. Κοιλιά και μέση: EMS 10-15 min, RF & LED 10-15 min. Μηροί: EMS 10-15 λεπτά ανά πόδι, RF & LED 15-20 λεπτά ανά πόδι. Γλουτιοί: EMS 15 min, RF & LED 15 min. Σε μια συνδυασμένη συνεδρία, χρησιμοποιήστε διαφορετικές λειτουργίες για διαφορετικές περιοχές: EMS για μηρούς/γλουτούς, RF & LED για κοιλιά/μέση.	EMS: 3 φορές την εβδομάδα. RF & LED: δύο φορές την εβδομάδα.	

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής:
• άτομα που πάσχουν από αρρυθμία ή οποιαδήποτε άλλη καρδιοπάθεια, άτομα με βηματοδότες. άτομα με μόνιμα μεταλλικά εμφυτεύματα ή τρυπήματα στην περιοχή χρήσης της συσκευής.
• Οι πάσχοντες από αλλεργίες, καθώς και άτομα με διαβήτη, ερυθηματώδη λύκο, πορφυρία, συμφορητική καρδιακή νόσο, διαταραχές πήξης του αίματος ή αυτοάνοσα νοσήματα (για παράδειγμα, HIV ή AIDS).
• Άτομα με μη αναγνωρισμένες δερματικές βλάβες.
• Άτομα που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία. Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε ραγάδες που προκαλούνται από παχυσαρκία ή εγκυμοσύνη. Ωστόσο, αυτή η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ουλών.
Άτομα των οποίων το δέρμα στο παρόν ή στο πρόσφατο παρελθόν υποβλήθηκε σε θεραπεία με άλφα υδροξέα (AHA), βήτα υδροξέα (BHA), τοπικά ισοτρετινοΐνη ή αζελαϊκό οξύ.
Άτομα που λαμβάνουν οποιαδήποτε μορφή Roaccutane τους τελευταίους 6 μήνες.
Εάν λαμβάνετε φάρμακα που αυξάνουν τη φωτοευαισθησία ή άλλα συνταγογραφούμενα φάρμακα, διαβάστε τις οδηγίες τους πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μασάζ. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οι οδηγίες αναφέρουν κίνδυνο φωτοαλλεργικής ή φωτοτοξικής αντίδρασης ή συνιστούν αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο.
Άτομα που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων υψηλών δόσεων ασπιρίνης.
Συνιστάται η χρήση μασάζ μόνο μια εβδομάδα μετά το τέλος της θεραπείας.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο πρόσωπο, το λαιμό, το στήθος, την περιοχή των γεννητικών οργάνων και σε περιοχές του σώματος που έχουν υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση τους τελευταίους 3 μήνες.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε λειτουργία θεραπείας LED εάν το δέρμα σας είναι ευαίσθητο στο φως, επιρρεπές σε εξανθήματα, αλλεργικές αντιδράσεις.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θεραπεία LED εάν υπάρχουν λοιμώξεις, έκζεμα, εγκαύματα, φλεγμονές των τριχοθυλακίων, ανοιχτές πληγές, μώλωπες, απλός έρπης, δερματικές βλάβες ή αιματώματα στην περιοχή χρήσης του μασάζ.
5. Μην κοιτάτε προς τα μάτια και μην κοιτάτε την πηγή φωτός σε αυτό το μασάζ.
6. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
2. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή προσεκτικά σύμφωνα με αυτές τις συστάσεις. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες συνέπειες.
3. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με εύφλεκτα καλλυντικά.
4. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή στην περιοχή γύρω από τα μάτια.
5. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ελέγξτε τη για ζημιά. Εάν η συσκευή μασάζ δεν λειτουργεί σωστά, είναι σπασμένη ή κατεστραμμένη, μην τη χρησιμοποιείτε.
6. Πραγματοποιήστε μια δοκιμή ευαισθησίας 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής. Απλώστε μια μικρή ποσότητα τζελ επαφής στο εσωτερικό του αντιβραχίου σας για να βεβαιωθείτε ότι ούτε το προϊόν περιποίησης ούτε το μασάζ προκαλούν δερματική αντίδραση.

7. Διατηρήστε το καλώδιο φόρτισης USB-C και την υποδοχή του φορτιστή στεγνά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.
8. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το τζελ επαφής ή το προϊόν περιποίησης, το λάδι και το οξύ στη σύνθεση των καλλυντικών μπορεί να καταστρέψουν την επίστρωση της συσκευής.
9. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε έναν γιατρό, σταματήστε τη χρήση εάν αισθάνεστε ενόχληση ή αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, εάν έχετε αλλεργίες, δερματικές παθήσεις, δερματίτιδα κ.λπ.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) περίβλημα συσκευής, (2) ακροφύσιο EMS, (3) ακροφύσιο RF&LED,
4. καλώδιο φόρτισης, 5) τσάντα αποθήκευσης, 6) οδηγίες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 3 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 60 min

SMART TIMER: 5 min

ΤΡΕΧΟΝ: RF+LED: • Ένταση 1: 975 ± 50 mA • Ένταση 2: 990 ± 50 mA • Ένταση 3: 1005 ± 50 mA. EMS: • Ένταση 1: 30 ± 10 mA • Ένταση 2: 41 ± 10 mA • Ένταση 3: 52 ± 10 mA. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: • Λειτουργία RF 2M Hz ± 0,2M Hz • Λειτουργία EMS (με κύκλο μεταβλητής συχνότητας) 78,5Hz ±10%, 18,5Hz ±10%

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ: ορθογώνια κυματομορφή
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX6



LED HAND MASK - ΜΑΣΚΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ

4 φάσματα φωτός

Λειαίνει τις ρυτίδες

Μειώνει τη μελάγχρωση

Εξισορροπεί τη λιπαρότητα του δέρματος

Βελτιώνει τη σφριγηλότητα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: αλλαγές στο δέρμα των χεριών που σχετίζονται με την ηλικία, απώλεια ελαστικότητας και πλαδαριότητας, μελάγχρωση που σχετίζεται με την ηλικία, προβληματικό δέρμα (ακμή, φλεγμονή).

ΥΛΙΚΑ: σιλικόνη, πλαστικό ABS.

ΒΑΡΟΣ: 326 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Η φωτοθεραπεία (LED) είναι μια μέθοδος έκθεσης σε κύματα φωτός διαφορετικού μήκους που διεισδύουν σε ορισμένο βάθος του δέρματος και απορροφώνται από τα κύτταρα, πυροδοτώντας διαδικασίες φυσικής αναγέννησης.

Κόκκινο φως LED (630 nm) - διεγείρει τις μεταβολικές διεργασίες στα κύτταρα, προάγει τη βαθιά ανάκαμψη, βελτιώνει την υφή του δέρματος και φωτίζει τις χρωστικές κηλίδες.

Μπλε φως LED (415 nm): ομαλοποιεί την ισορροπία του λιπαρού δέρματος, προωθεί τον προσεκτικό καθαρισμό και το καταπραΰνει.

Κοντά στο υπέρυθρο (NIR) (830 nm): διεισδύει στα βαθιά στρώματα των ιστών, επιταχύνει την ανανέωση των κυττάρων, αυξάνει την ελαστικότητα και συσφίγγει το δέρμα των χεριών.

Μικτό (Κόκκινο + Μπλε) (630 + 415 nm): συνδυάζει τη δύναμη των δύο φασμάτων για ισχυρά αποτελέσματα αντιγήρανσης, καθαρισμού και αποκατάστασης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Αυτόματος και χειροκίνητος έλεγχος: χρησιμοποιήστε τον έτοιμο αυτόματο κύκλο 15 λεπτών με αλλαγή χρωμάτων ή επιλέξτε 1 χειροκίνητη λειτουργία με ένα μόνο φως για 10 λεπτά.
2. Έξυπνος χρονοδιακόπτης: η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη συνεδρία (15 λεπτά σε αυτόματη λειτουργία, 10 λεπτά σε χειροκίνητη λειτουργία), γεγονός που εγγυάται την ασφαλή χρήση.
3. 106 LED: παρέχουν ισχυρή και ομοιόμορφη επίστρωση ολόκληρης της επιφάνειας των χεριών, των αντιβραχίων και των καρπών.
4. Εργονομία και ασφάλεια: η μάσκα είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη τροφίμων και στερεώνεται εύκολα στο χέρι με άνετους ιμάντες σε Velcro.
5. Ασύρματος έλεγχος: η χωρητικότητα της μπαταρίας των 1500 mAh επιτρέπει έως και 40 λεπτά συνεχούς φροντίδας χωρίς να είναι δεμένη στην πρίζα.
6. Το φάσμα εγγύς υπέρυθρο (NIR) επιτρέπει την έναρξη διεργασιών αναζωογόνησης στα βαθύτερα στρώματα του χορίου, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα για συμβατικά καλλυντικά και τυπική φωτοθεραπεία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Δέστε τις ζώνες για στερέωση στη μάσκα: βάλτε το δεξί και το αριστερό λουράκι στις αντίστοιχες τρύπες στα πλαϊνά της μάσκας και στερεώστε τις στο Velcro.
2. Βάλτε τη μάσκα στο χέρι σας και στερεώστε τον αριστερό ιμάντα στα δεξιά σας.
3. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο. Η μάσκα θα ανάψει αυτόματα χειροκίνητα με κόκκινο φως LED.
4. Με το κουμπί διακόπτης λειτουργίας (AUTO/MANUAL), επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε: Αυτόματο ή χειροκίνητο. Κοντά στην επιλεγμένη λειτουργία, η δίοδος φωτός A ή M θα ανάψει.
5. Χειροκίνητη λειτουργία (M): Με τη βοήθεια σύντομων πατημάτων του κουμπιού λειτουργίας, επιλέξτε το επιθυμητό φως (1 κόκκινο, 2 μπλε, 3 κοντά στο υπέρυθρο, 4 μεικτά). Το έξυπνο χρονόμετρο ισχύει για 10 λεπτά.
6. Αυτόματη λειτουργία (A): Οι λειτουργίες θα αλλάξουν ανεξάρτητα: 5 λεπτά κόκκινο, 4 λεπτά μπλε, 3 λεπτά κοντά στο υπέρυθρο, 3 λεπτά μεικτή. Ο συνολικός χρόνος συνεδρίας είναι 15 λεπτά.
7. Για να απενεργοποιήσετε αναγκαστικά τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Δοκιμή ευαισθησίας Σημαντικό: πριν από την πρώτη διαδικασία, θα πρέπει να γίνει μια δοκιμή ευαισθησίας. Τοποθετήστε τη συσκευή στο εσωτερικό του αντιβραχίου σας. Ανοίξτε τη μάσκα και αφιερώστε τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν αισθάνεστε ζέστη ή ενόχληση, σταματήστε αμέσως τη χρήση. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, περιμένετε τουλάχιστον 6 ώρες. Εάν το δέρμα είναι κόκκινο και/ή φαγούρα, τότε η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εσάς.
2. Στο τέλος του τεστ ευαισθησίας, καθαρίστε το δέρμα του χεριού, μην εφαρμόζετε προϊόντα περιποίησης.
3. Βάλτε τη μάσκα στο χέρι σας και ασφαλίστε τους ιμάντες.
4. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία (αυτόματη ή μη αυτόματη) και εκτελέστε τη διαδικασία.
5. Δεν συνιστάται η υπέρβαση του χρονοδιακόπτη χρήσης.
6. Μετά τη συνεδρία, συνιστάται η εφαρμογή περιποίησης, ενυδατικών κρέμες για την εμπέδωση του αποτελέσματος.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:
Για να επιτύχετε ορατό αποτέλεσμα, συνιστάται η χρήση ΜΑΣΚΑ ΧΕΡΙΩΝ LED για τουλάχιστον 4 εβδομάδες. 1η εβδομάδα: Κάθε 3 ημέρες για 10-15 λεπτά. 2η και 3η εβδομάδα: Κάθε 2 ημέρες για 10-15 λεπτά. 4η εβδομάδα: Κάθε μέρα για 10-15 λεπτά.

Πρωτόκολλο "Deep Anti-age and Lifting"

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΦΑΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ	ΦΩΣ	ΛΟΓΙΚΟ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	1η συνεδρία	10 min	Κοντά στο υπέρυθρο (NIR)	Θερμαίνει σε βάθος τους ιστούς, επιταχύνει τον κυτταρικό μεταβολισμό και προετοιμάζει το χόριο για ανανέωση.
	2η συνεδρία	10 min	Κόκκινο φως LED.	Διεγείρει ισχυρά την παραγωγή κολλαγόνου

Οι περαιτέρω συνεδρίες εναλλάσσονται ανάλογα με τη συχνότητα και τη διάρκεια χρήσης της ΜΑΣΚΑ ΧΕΡΙΟΥ LED.

Πρωτόκολλο αποτοξίνωσης και αντιβακτηριακής φροντίδας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΦΑΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ	ΦΩΣ	ΛΟΓΙΚΟ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	1η συνεδρία	10 min	Μπλε φως LED.	Καταστρέφει το βακτηριακό περιβάλλον, ομαλοποιεί την περιεκτικότητα σε λίπος και ηρεμεί τις ερεθισμένες περιοχές
	2η συνεδρία	10 min	Μικτό φως	Διεγείρει ισχυρά την παραγωγή κολλαγόνου

Οι περαιτέρω συνεδρίες εναλλάσσονται ανάλογα με τη συχνότητα και τη διάρκεια χρήσης της ΜΑΣΚΑ ΧΕΡΙΟΥ LED.

Universal Rejuvenation Protocol. Χρησιμοποιήστε την αυτόματη λειτουργία χωρίς πρόσθετες ρυθμίσεις: καθοδηγεί το δέρμα σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή κολλαγόνου έως τη διέγερση βαθιάς υπέρυθρης ακτινοβολίας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αυξημένη ευαισθησία στο φως: απαγορεύεται η χρήση της συσκευής για ασθένειες που προκαλούν υπερευαισθησία στο φως (για παράδειγμα, ερυθηματώδης λύκος, φωτοδερμάτωση).
2. Φάρμακα και καλλυντικά: μην χρησιμοποιείτε μάσκα εάν παίρνετε φάρμακα ή εφαρμόζετε προϊόντα ευαισθησίας στο φως (ρετινοειδή, ορισμένα αντιβιοτικά, αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών).
3. Δερματική βλάβη: η μάσκα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχές με ανοιχτά τραύματα, έλκη, βαθιές ρωγμές, φρέσκα μετεγχειρητικά ράμματα ή εάν υπάρχουν σημεία σοβαρής φλεγμονής.
4. Κατά την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό, χρησιμοποιήστε τη μάσκα μόνο αφού συμβουλευτείτε γιατρό.
5. Δυσανεξία της διαδικασίας: η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εσάς εάν, μετά από υποχρεωτική προκαταρκτική δοκιμή στο αντιβράχιο, το δέρμα κοκκινίσει ή αρχίσει να φαγούρα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Υποχρεωτική δοκιμή: Πριν από την πρώτη εφαρμογή, να κάνετε πάντα ένα τεστ ευαισθησίας στο εσωτερικό του αντιβραχίου.
2. Επιδείνωση της υγείας: Σταματήστε αμέσως τη χρήση εάν αισθανθείτε ζέστη, ενόχληση ή γενική επιδείνωση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.
3. Προστασία της όρασης: κατά τη λειτουργία της συσκευής μην κοιτάτε απευθείας τις αναμμένες λυχνίες LED.
4. Ηλεκτρική ασφάλεια: Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση μάσκας κατά τη φόρτιση. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καλώδιο τροφοδοσίας.
5. Προστασία από την υγρασία: Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Απαγορεύεται η χρήση του στο μπάνιο και κοντά στο νερό, η επαφή με βρεγμένα χέρια, η βύθιση στο νερό ή το πλύσιμο κάτω από ρεύμα νερού.
6. Προσεκτικός χειρισμός: Μην λυγίζετε πολύ τη μάσκα, μην τη σφίγγετε και μην βάζετε βαριά αντικείμενα από πάνω, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει εσωτερικά εύκαμπτα τσιπ και LED.
7. Θερμοκρασία: Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη μάσκα κοντά σε θερμάστρες, ανοιχτές φλόγες, κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή σε αυτοκίνητο σε ζεστό καιρό
8. Καθαρισμός: Η μάσκα μπορεί να καθαριστεί μόνο μετά την πλήρη απενεργοποίηση και αποσύνδεσή της από το ηλεκτρικό δίκτυο.
9. Επισκευή και τροποποίηση: απαγορεύεται η χρήση κατεστραμμένης μάσκας, καθώς και η αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση της συσκευής μόνοι σας - αυτό θα οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και θα ακυρώσει την εγγύηση.

10. Σκοπός: Χρησιμοποιήστε τη μάσκα μόνο για τον προορισμό της και σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) μάσκα, (2) ζώνες αγκύρωσης, (3) καλώδιο φόρτισης διπλού τύπου C,
4. οδηγίες χρήσης, (5) σακούλες αποθήκευσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ Χ Π Χ Β): 385x185x52 mm. ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ: μπαταρία ιόντων λιθίου. ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 3,7 V. ΙΣΧΥΣ: 5 W. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 1500 mAh. ΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: 5 V. SMART TIMER: 15 λεπτά (αυτόματη λειτουργία), 10 λεπτά (χειροκίνητη λειτουργία). ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 1,5 ώρα. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 40 λεπτά. LED COUNT: 106 λαμπτήρες.
ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΩΝ:
• κόκκινο - 630 nm
• Μπλε - 415 nm
Κοντά στο υπέρυθρο (NIR) - 830 nm
• μικτή (κόκκινο + μπλε) - 630 + 415 nm
ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ:
• κόκκινο: 4,9 mW/cm2
• μπλε - 28 mW/cm2
Εγγύς υπέρυθρο (NIR) - 10,1 mW/cm2
• μικτή (κόκκινο + μπλε) - 15 mW/cm2



LED MASK - ΜΑΣΚΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Μειώνει τη μελάγχρωση

Βελτιώνει την επιδερμίδα

Βελτιώνει τη σφριγηλότητα του δέρματος

Λειαίνει τις ρυτίδες

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: σημάδια γήρανσης του δέρματος, φωτογήρανση, εκδήλωση μελάγχρωσης και υπερμελάγχρωσης, ακμή, μετά την ακμή, κουπέρωση, ροδόχρου ακμή και άλλες αγγειακές βλάβες.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS, σιλικόνη.

ΒΑΡΟΣ: 215 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Κόκκινο φως LED - Αυτό το φως διεισδύει στο δέρμα πιο βαθιά από τα άλλα χρώματα του ορατού φάσματος. Δρα στους ινοβλάστες (κύτταρα που συνθέτουν κολλαγόνο), προάγοντας έτσι την αναζωογόνηση του δέρματος και καταπολεμώντας τα σημάδια γήρανσης.

Το μπλε φως LED έχει το χαμηλότερο βάθος διείσδυσης και λειτουργεί στο επίπεδο της επιδερμίδας. Οι πορφυρίνες (χρωστικές στο ανθρώπινο σώμα) είναι σε θέση να απορροφούν το μπλε φως LED και να απελευθερώνουν μεμονωμένα μόρια οξυγόνου, σκοτώνοντας τα βακτήρια της ακμής που ζουν στην επιφάνεια του δέρματος. Έτσι το μπλε φως LED απολυμαίνει, μειώνει τους φλεγμονώδεις σχηματισμούς, καταπολεμά την ακμή.

Κίτρινο φως LED - διεισδύει στο δέρμα αρκετά βαθιά για να προωθήσει την παραγωγή κολλαγόνου, λόγω του οποίου λειαίνει τις ρυτίδες. Υπό την επίδραση του κίτρινου φωτός LED στις κυτταρικές διεργασίες, τα λεμφικά αγγεία ενεργοποιούνται, η παροχέτευση και η ροή της λέμφου βελτιώνονται. Έτσι, το πρήξιμο μειώνεται, οι τοξίνες απομακρύνονται από το σώμα. Επιπλέον, το κίτρινο φως LED έχει ηρεμιστική και αντιφλεγμονώδη δράση στο δέρμα.

Μικτό φως - ο συνδυασμός κόκκινων και μπλε χρωμάτων σάς επιτρέπει να συνδυάσετε τη λειτουργικότητά τους, επομένως το μικτό φως θεωρείται το πιο αποτελεσματικό όταν εργάζεστε με φλεγμονή: ακμή και ακμή. Το μπλε φως LED λόγω της πιο επιφανειακής διείσδυσης καταπολεμά τις δερματικές παθήσεις που σχετίζονται με το ανώτερο εξωτερικό στρώμα του δέρματος - την επιδερμίδα. Από την άλλη, το κόκκινο φως LED έχει σημαντική επίδραση στην παραγωγή σμήγματος, το οποίο σε συνδυασμό δίνει υψηλή αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση των δερματικών παθήσεων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Η μάσκα είναι εξοπλισμένη με ρυθμιζόμενους ιμάντες για στερέωση.
2. Τα ενσωματωμένα προστατευτικά ματιών προστατεύουν από το άμεσο φως που εισέρχεται στο μάτι.

3. Η μάσκα σιλικόνης τροφίμων είναι ασφαλής στη χρήση.
4. Το συμπαγές τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη φορητή χρήση της μάσκας.
5. Λειτουργίες αυτόματου και χειροκίνητου ελέγχου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Πριν από την πρώτη χρήση της μάσκας, κάντε ένα «Τεστ ευαισθησίας» σύμφωνα με τις οδηγίες.
2. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη μάσκα. Μετά την ενεργοποίηση, η λειτουργία κόκκινου φωτός LED και η λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου θα ενεργοποιηθούν. Δίπλα στο κουμπί μεταγωγής θα ανάψει μια ένδειξη με το γράμμα M (Χειροκίνητη - χειροκίνητη λειτουργία ελέγχου).
3. Εάν η μάσκα απαιτεί φόρτιση, διαβάστε την ενότητα των οδηγιών φόρτισης και σημειώστε ότι η μάσκα δεν λειτουργεί κατά τη φόρτιση.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί on/off, η μάσκα θα αλλάξει σε λειτουργία μπλε φωτός LED.
5. Πατήστε το κουμπί on/off για τρίτη φορά, θα ξεκινήσει η λειτουργία κίτρινου φωτός LED.
6. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για τέταρτη φορά, θα ενεργοποιηθεί η μικτή λειτουργία φωτοθεραπείας.
7. Για να αλλάξετε τη μάσκα σε αυτόματη λειτουργία (Αυτόματη - λειτουργία αυτόματης εναλλαγής φωτός), κάντε κλικ στο κουμπί εναλλαγής.
8. Στην αυτόματη λειτουργία, 5 λεπτά είναι η λειτουργία κόκκινου φωτός LED, 3 λεπτά μπλε φως LED, 4 λεπτά κίτρινη λυχνία LED και στη συνέχεια 3 λεπτά ανάμεικτη.
9. Για να απενεργοποιήσετε τη μάσκα, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Καθαρίστε το δέρμα πριν εφαρμόσετε τη μάσκα.
2. Βάλτε μια μάσκα, βεβαιωθείτε ότι τα πέλματα είναι καλά στερεωμένα στα μάτια.
3. Ρυθμίστε τη λειτουργία χειροκίνητου ή αυτόματου ελέγχου κατά την κρίση σας.
4. Στη χειροκίνητη λειτουργία, επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα φωτοθεραπείας LED.
5. Σημειώστε ότι όταν αλλάζετε λειτουργία στην περίπτωση χειροκίνητου ελέγχου, ο έξυπνος χρονοδιακόπτης 10 λεπτών ξεκινά ξανά. Ωστόσο, συνιστάται ανεπιφύλακτα να μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα για περισσότερο από 15 λεπτά.
6. Απολαύστε τη διαδικασία φωτοθεραπείας στο σπίτι.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΚΜΗ / ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ	Βράδυ	Φως LED. Μπλε: 7 λεπτά. Κόκκινο: 3 λεπτά. Κίτρινο: 5 λεπτά.	Κάθε δεύτερη μέρα	Σε εξέλιξη
ΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ / ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ	Βράδυ	Φως LED. Μπλε: 2 λεπτά. Κόκκινο: 7 λεπτά. Μικτό: 5 λεπτά.	2-3 φορές την εβδομάδα	Σε εξέλιξη
ΟΡΑΤΑ ΑΓΓΕΙΑ / ΚΟΥΠΕΡΟΖ / ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ	Βράδυ	Φως LED. Μπλε: 2 λεπτά. Κόκκινο: 2 λεπτά. Κίτρινο: 2 λεπτά. Μικτό: 5 λεπτά.	2-3 φορές την εβδομάδα	Σε εξέλιξη

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΩΣΤΩΣΗ / ΑΝΟΙΜΟΣ ΤΟΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	Βράδυ	Φως LED. Κόκκινο: 6 λεπτά. Κίτρινο: 4 λεπτά. Μικτό: 5 λεπτά.	2-3 φορές την εβδομάδα	Σε εξέλιξη

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. διακόψτε τη χρήση σε περίπτωση ενόχλησης ή οποιασδήποτε παρενέργειας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη μάσκα κατά τη φόρτιση.
3. Μην αφήνετε νερό να εισχωρήσει στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό του περιβλήματος της συσκευής.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ανοιχτή πηγή θερμότητας.
5. Κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής, απενεργοποιήστε το ρεύμα.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) μάσκα προσώπου, (2) πίνακας ελέγχου, (3) καλώδιο φόρτισης DC-USB,
4. ιμάντες στερέωσης, (5) πέλματα ματιών, (6) οδηγίες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 3-4 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 40-45 min

SMART TIMER: 15 λεπτά (αυτόματη λειτουργία), 10 λεπτά (χειροκίνητη λειτουργία)

ΤΡΟΠΟΙ:
• Κόκκινο φως LED - μήκος κύματος 630 nm
• Μπλε φως LED - μήκος κύματος 490 nm
• Κίτρινο φως LED - μήκος κύματος 590 nm
• μικτό φως

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ):
• κόκκινο φως LED: 2,4041 mW/cm2
• μπλε φως LED - 8,6094 mW/cm2
Κίτρινο φως LED - 1,2704 mW/cm2
• μικτό φως - 7,4833 mW/cm2

ΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15 ΛΕΠΤΩΝ:
• κόκκινο φως LED - 2,1637 J/cm2
• μπλε φως LED - 7,7485 J/cm2
• κίτρινο φως LED - 1,1434 J/cm2
• μικτό φως - 6,7350 J/cm2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IP22



LED MASK 2.0 - ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μειώνει τη μελάγχρωση

Βελτιώνει την επιδερμίδα

Βελτιώνει τη σφριγηλότητα του δέρματος

Λειαίνει τις ρυτίδες

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ορατά σημάδια γήρανσης του δέρματος, φωτογήρανση, εκδήλωση μελάγχρωσης και υπερμελάγχρωσης, ακμή, μετά-ακμή, κουπέρωση, ροδόχρου ακμή και άλλες αγγειακές βλάβες.

ΥΛΙΚΑ: σιλικόνη, πλαστικό ABS.

ΒΑΡΟΣ: 380 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
Η LED MASK βασίζεται στην αρχή της θεραπείας με φως LED. Οι λαμπτήρες LED είναι ενσωματωμένοι στη συσκευή μάσκας, καθεμία από τις οποίες είναι προγραμματισμένη να εκπέμπει φως συγκεκριμένου χρώματος. Κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος στο φάσμα του ορατού φωτός. Δρώντας στο δέρμα σε διαφορετικά βάθη, το φως απορροφάται από τους υποδοχείς του δέρματος, ενεργοποιώντας φυσικές διεργασίες μέσα στο κύτταρο και προκαλώντας μια συγκεκριμένη δερματική αντίδραση.

Το κόκκινο φως LED, με το μεγαλύτερο μήκος κύματος, το κόκκινο φως LED διεισδύει στο δέρμα βαθύτερα από όλα τα φώτα που παρουσιάζονται. Δρα στους ινοβλάστες, οι οποίοι διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου και ως εκ τούτου την ανάπλαση του δέρματος. Ως αποτέλεσμα της θεραπείας με κόκκινο φως LED, η επούλωση των πληγών επιταχύνεται, το δέρμα συσφίγγεται, τα εξωτερικά σημάδια γήρανσης του δέρματος όπως οι ρυτίδες μειώνονται.

Το μπλε φως LED έχει το μικρότερο μήκος κύματος από όλα τα χρώματα του ορατού φάσματος. Λειτουργεί στο επίπεδο της επιδερμίδας, έχοντας αντιμικροβιακή δράση. Οι πορφυρίνες (χρωστικές στο σώμα μας) είναι σε θέση να απορροφούν το μπλε φως LED και να απελευθερώνουν μεμονωμένα μόρια οξυγόνου, σκοτώνοντας τα βακτήρια της ακμής που ζουν στην επιφάνεια του δέρματος. Έτσι το μπλε φως LED απολυμαίνει, μειώνει τους φλεγμονώδεις σχηματισμούς, καταπολεμά την ακμή.

Το πράσινο φως LED απορροφάται από την επιδερμίδα και το χόριο, προκαλώντας μια κυτταρική αντίδραση, η οποία μεταξύ των συνεπειών έχει την αποκατάσταση και την επούλωση του δέρματος. Χρησιμοποιείται για τη μείωση της ερυθρότητας, την ανακούφιση από ερεθισμούς του ευαίσθητου δέρματος. Η πράσινη λυχνία LED καταπολεμά την κουπέρωση, μειώνοντας το μέγεθος των τριχοειδών αγγείων, συμβάλλοντας στην ελεύθερη ροή του αίματος.

Κίτρινο φως LED (κόκκινο + πράσινο) χρησιμοποιείται για την τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος, βοηθά στη μείωση του τόνου του δέρματος, στη μείωση της σοβαρότητας της μελάγχρωσης.

Το μικτό φως (κόκκινο + μπλε + πράσινο = λευκό) χρησιμοποιείται για γρήγορη και βαθιά διείσδυση των καλλυντικών. Επιπλέον, έχει μια γενική χαλαρωτική και ηρεμιστική επίδραση στο σώμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Ενσωματωμένη αγκύρωση χωρίς ιμάντες.
2. Πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD.
3. Αυξημένος αριθμός LED - 117 μονάδες.
4. 3 επίπεδα έντασης για καθεμία από τις λειτουργίες φωτός, υψηλή ένταση ενέργειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Πριν από την πρώτη χρήση της μάσκας, κάντε ένα «Τεστ ευαισθησίας» σύμφωνα με τις οδηγίες.
2. Συνδέστε τη μάσκα στον πίνακα ελέγχου χρησιμοποιώντας το καλώδιο Type C πριν κάνετε κλικ.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στον πίνακα ελέγχου για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιμένετε για το ηχητικό σήμα. Η μάσκα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα σε λειτουργία κόκκινου φωτός LED στο πρώτο επίπεδο έντασης.
4. Ένα σύντομο πάτημα (1 δευτερόλεπτο) στα κουμπιά μεταγωγής (↑/↓) θα σας επιτρέψει να μεταβείτε σε λειτουργία μπλε φωτός LED (ένδειξη C: B στον πίνακα ελέγχου), λειτουργία πράσινης φωτεινότητας LED (ένδειξη C: G), λειτουργία κίτρινου φωτός LED (ένδειξη C: RG), λειτουργία λευκού φωτός (ένδειξη C: RGB).
5. Ένα σύντομο πάτημα (1 δευτερόλεπτο) στα κουμπιά των λαμπτήρων ελέγχου έντασης φωτός (-/+) θα αυξήσει το επίπεδο στο 3 ή θα επιστρέψει στο 1 επίπεδο.
6. Ένα σύντομο πάτημα (1 δευτερόλεπτο) στο κουμπί παύσης θέτει σε αναστολή τη συσκευή, πατώντας την ξανά, η συσκευή επανέρχεται σε λειτουργία.
7. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στον πίνακα ελέγχου για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Καθαρίστε και στεγνώστε τα χέρια και το πρόσωπό σας.
2. Βάλτε τη μάσκα στο πρόσωπό σας, στερεώνοντας τα κουμπώματα Velcro έτσι ώστε η μάσκα να κρατά άνετα στο πρόσωπό σας.
3. Ενεργοποιήστε τη μάσκα συνδέοντας τον πίνακα ελέγχου σε αυτήν.
4. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία φωτισμού και το επίπεδο της έντασής του.
5. Απολαύστε τη διαδικασία φωτοθεραπείας.
6. Κάθε μία από τις λειτουργίες φωτός λειτουργεί για 15 λεπτά, μετά από τα οποία το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν αλλάζετε λειτουργίες, ο χρονοδιακόπτης ξεκινά ξανά. Κατά τη διενέργεια φωτοθεραπείας, παρακολουθήστε προσεκτικά ότι ο συνολικός χρόνος της διαδικασίας (όταν χρησιμοποιείτε πολλές λειτουργίες σε μία συνεδρία) δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
7. Με την ολοκλήρωση της θεραπείας με φως LED, χρησιμοποιήστε το προϊόν περιποίησης σας: ορό ή κρέμα, καθώς μετά την εφαρμογή της μάσκας LED, η ικανότητα απορρόφησης του δέρματος αυξάνεται.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΚΜΗ / ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ	Βράδυ	Εβδομάδα 1: μπλε, χαμηλό - 4 λεπτά; κόκκινο, χαμηλό - 3 λεπτά; πράσινο, μεσαίο - 6 λεπτά. Εβδομάδα 2: μπλε, μεσαίο - 4 λεπτά; κόκκινο, χαμηλό - 4 λεπτά; πράσινο, μεσαίο - 6 λεπτά. Εβδομάδα 3: μπλε, υψηλό - 5 λεπτά; κόκκινο, υψηλό - 3 λεπτά; πράσινο, υψηλό - 6 λεπτά. Εβδομάδα 4: διάλειμμα.	Κάθε δεύτερη μέρα	1 μήνας, συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος. Κάντε ένα διάλειμμα 1 εβδομάδας. Επαναλάβετε το πρόγραμμα για 2-3 μήνες.
ΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ / ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ	Βράδυ	Εβδομάδα 1: κόκκινο, μεσαίο - 5 λεπτά; πράσινο, υψηλό - 5 λεπτά; ανάμεικτο, υψηλό - 2 λεπτά. Εβδομάδα 2: κόκκινο, υψηλό - 5 λεπτά; πράσινο, υψηλό - 7 λεπτά; ανάμεικτο, υψηλό - 2 λεπτά. Εναλλακτικές εβδομάδες 1 και 2.	2-3 φορές την εβδομάδα	Χωρίς σταθερό όριο κύκλων
ΟΡΑΤΑ ΑΓΓΕΙΑ / ΚΟΥΠΕΡΟΖ / ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ	Βράδυ	Εβδομάδα 1: κόκκινο, χαμηλό - 3 λεπτά; πράσινο, μεσαίο - 5 λεπτά; ανάμεικτο, μέτριο - 5 λεπτά. Εβδομάδα 2: κόκκινο, μεσαίο - 5 λεπτά; πράσινο, υψηλό - 2 λεπτά; ανάμεικτο, υψηλό - 5 λεπτά. Εβδομάδα 3: κόκκινο, υψηλό - 5 λεπτά; πράσινο, υψηλό - 5 λεπτά; ανάμεικτο, υψηλό - 3 λεπτά. Εβδομάδα 4: διάλειμμα.	Κάθε δεύτερη μέρα	1 μήνας, συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος. Κάντε ένα διάλειμμα 1 εβδομάδας. Δύο κύκλοι 4 εβδομάδων, μετά ένα διάλειμμα 1 μήνα.
ΧΡΩΣΤΩΣΗ / ΑΝΟΙΜΟΣ ΤΟΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	Βράδυ	Κόκκινο: υψηλό για σκούρο χρωματισμό, μεσαίο για κανονικό χρωματισμό - 6 λεπτά. Πράσινο, υψηλό - 4 λεπτά. Μικτό, μέτριο - 5 λεπτά.	2-3 φορές την εβδομάδα	Σε εξέλιξη

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε άτομα που πάσχουν από επιληψία, άτομα με παθήσεις του θυρεοειδούς ή λαμβάνουν φάρμακα για τη θεραπεία του θυρεοειδούς αδένα.
2. Απαγορεύεται η χρήση της μάσκας σε καταναλωτές με κατεστραμμένο, τραυματισμένο δέρμα ή μετεγχειρητικά τραύματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Μια αντιγηραντική μάσκα για φωτοθεραπεία είναι μια συσκευή για οικιακή χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες. Απαγορεύεται η χρήση της μάσκας για άλλους σκοπούς, διαφορετικά μπορεί να βλάψει το προϊόν ή να βλάψει το σώμα.
2. Εάν η μάσκα είναι κατεστραμμένη, σταματήστε να χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με τον οργανισμό που είναι εξουσιοδοτημένος να δέχεται αξιώσεις από καταναλωτές για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
3. Απαγορεύεται η χρήση μάσκας κατά τη φόρτιση. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μην αγγίζετε τη μάσκα, το καλώδιο φόρτισης, τον προσαρμογέα USB με βρεγμένα χέρια.
4. Σταματήστε αμέσως τη χρήση εάν αισθανθείτε ενόχληση ή οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια (ερυθρότητα του δέρματος, κνησμός, αλλεργίες) ως αποτέλεσμα της χρήσης της μάσκας.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: 1) μάσκα, 2) Πληκτρολογήστε καλώδιο C-Type C για σύνδεση στον πίνακα ελέγχου,
3. τηλεχειριστήριο, 4) καλώδιο φόρτισης USB-C, 5) οδηγίες, 6) τσάντα αποθήκευσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 3-4 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 140 λεπτά (κόκκινο/μπλε/πράσινο) • 80 λεπτά (μεικτό φως) • 78 λεπτά (κίτρινο φως LED)

SMART TIMER: 15 min

ΤΡΟΠΟΙ:
• Κόκκινο φως LED - μήκος κύματος 660 nm
• Μπλε φως LED - μήκος κύματος 460 nm
• Πράσινο φως LED - μήκος κύματος 525 nm
• Κίτρινο φως LED - κόκκινο + πράσινο
• μικτό φως (λευκό) - κόκκινο + μπλε + πράσινο

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ):
1 επίπεδο
• κόκκινο φως LED - 6.595 mW/cm2
• μπλε φως LED - 17,112 mW/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 6.612 mW/cm2
Κίτρινο φως LED - 14.049 mW/cm2
• μικτό φως - 27.542 mW/cm2 επίπεδο 2
• κόκκινο φως LED - 14.058 mW/cm2
• μπλε φως LED - 30,48 mW/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 15.636 mW/cm2
Κίτρινο φως LED - 17.857 mW/cm2
• μικτό φως - 32,169 mW/cm2

3ο επίπεδο
• κόκκινο φως LED - 16.368 mW/cm2
• μπλε φως LED - 47.653 mW/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 23.095 mW/cm2
Κίτρινο φως LED - 28,081 mW/cm2
• μικτό φως - 39.089 mW/cm2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΟΣΗ (ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15 ΛΕΠΤΩΝ:
1 επίπεδο
• κόκκινο φως LED - 5,9355 J/cm2
• μπλε φως LED - 15,4008 J/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 5,9508 J/cm2
• κίτρινο φως LED - 12,6441 J/cm2
• μικτό φως - 24,7878 J/cm2 2 επίπεδο
• κόκκινο φως LED - 12,6522 J/cm2
• μπλε φως LED - 27.432 J/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 14,0724 J/cm2
• κίτρινο φως LED - 16,0713 J/cm2
• μικτό φως - 28,9521 J/cm2 3 επίπεδο
Κόκκινο φως LED - 14,7312 J/cm2
• μπλε φως LED - 42,8877 J/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 20,7855 J/cm2
• κίτρινο φως LED - 25,2729 J/cm2
• μικτό φως - 35,1801 J/cm2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IP22



LED MASK 3.0 - ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΑΣΚΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

7 φάσματα φωτός

Λειαίνει τις ρυτίδες

Μειώνει τη μελάγχρωση

Μειώνει τα σημάδια ακμής και μετά την ακμή

Λάμψη από μέσα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ρυτίδες, απώλεια ελαστικότητας, ακμή και φλεγμονές, υπερμελάγχρωση, θαμπός τόνος, πρήξιμο, καθυστερημένη αναγέννηση, χαμηλή αποτελεσματικότητα καλλυντικών.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS, σιλικόνη.

ΒΑΡΟΣ: 265 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
Η φωτοθεραπεία (LED) είναι μια μη θερμική μέθοδος έκθεσης σε κύματα φωτός διαφορετικού μήκους που διεισδύουν σε ορισμένο βάθος του χορίου και απορροφώνται από φωτοϋποδοχείς των κυττάρων, πυροδοτώντας διαδικασίες φυσικής αναγέννησης.

Κόκκινο φως LED (630 nm): διεισδύει βαθιά στο χόριο, διεγείροντας τη σύνθεση κολλαγόνου. Ως αποτέλεσμα της θεραπείας με κόκκινο φως LED, η επούλωση των πληγών επιταχύνεται, το δέρμα συσφίγγεται, τα εξωτερικά σημάδια γήρανσης του δέρματος, όπως οι ρυτίδες, μειώνονται.

Μπλε φως LED (415 nm): έχει ισχυρή αντιβακτηριδιακή δράση, επηρεάζοντας τα αίτια της ακμής, απολυμαίνει, μειώνει τη φλεγμονή και καταπραΰνει το δέρμα.

Πράσινη λυχνία LED (520 Nm): Ευθυγραμμίζει τον συνολικό τόνο του δέρματος. Χρησιμοποιείται για τη μείωση της ερυθρότητας, της μελάγχρωσης, για την ανακούφιση από ερεθισμούς του ευαίσθητου δέρματος. Η πράσινη λυχνία LED καταπολεμά την κουπέρωση, μειώνοντας το μέγεθος των τριχοειδών αγγείων, συμβάλλοντας στην ελεύθερη ροή του αίματος.

Κίτρινο φως LED (630+520 nm): βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία στους ιστούς, παρέχει λεμφική παροχέτευση, εξαλείφοντας τη στασιμότητα και το πρήξιμο.

Λευκό φως (630+520+415 nm): επιταχύνει τον κυτταρικό μεταβολισμό, προάγει τη βαθύτερη απορρόφηση των ενεργών συστατικών των καλλυντικών.

Κοντά στο υπέρυθρο (NIR, 830 nm): Επιταχύνει την αναγέννηση των ιστών σε βαθύ επίπεδο, επουλώνει μικροβλάβες και καταπραΰνει το δέρμα.

Βαθύ υπέρυθρο (DIR, 1070 nm): ενεργοποιεί την εσωτερική ενέργεια των κυττάρων, παρέχει ένα έντονο αποτέλεσμα «λάμπει από μέσα».

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. 7 χρωματικά φάσματα: Μέγιστη χρωματική κάλυψη για επίλυση μεγάλου εύρους αισθητικών προβλημάτων σε 1 συσκευή.
2. Σύστημα διπλού ελέγχου: δυνατότητα εργασίας μέσω του τηλεχειριστηρίου ή απευθείας μέσω της μάσκας για ευκολία σε οποιαδήποτε κατάσταση.
3. Ασύρματο χειριστήριο. Η μάσκα υποστηρίζει σύνδεση Bluetooth με το τηλεχειριστήριο, η οποία σας επιτρέπει να διαμορφώνετε και να ελέγχετε τις λειτουργίες από απόσταση, χωρίς να συνδέετε τη μάσκα στο τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας καλώδιο. Αυτό εξασφαλίζει υψηλή κινητικότητα και άνεση όταν χρησιμοποιείται σε όλες τις συνθήκες.
4. Χειροκίνητη λειτουργία ρύθμισης. Δημιουργία προσαρμοσμένων προγραμμάτων: καθορίζετε τη σειρά των χρωμάτων και τον χρόνο λειτουργίας κάθε φάσματος.
5. 3D - Το σχήμα της μάσκας επαναλαμβάνει ανατομικά το πρόσωπο, γεγονός που εξασφαλίζει σφιχτή εφαρμογή.
6. Έξυπνος χρονοδιακόπτης: Τερματίστε αυτόματα τη συνεδρία σε 15 λεπτά για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση.
7. Φωνητική συνοδεία. Η συσκευή εκφωνεί επιλεγμένες λειτουργίες και σύνδεση Bluetooth σε 2 γλώσσες (ρωσικά και αγγλικά). Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική, οι ρυθμίσεις φωνής μπορούν να απενεργοποιηθούν.
8. Λειτουργία μνήμης: Αποθήκευση των τελευταίων ρυθμίσεων χειροκίνητα για εξοικονόμηση χρόνου με τακτική χρήση.
9. 2 φως υπερύθρων για βαθιά διείσδυση. Το LED MASK 3.0 είναι εξοπλισμένο με δύο φάσματα υπέρυθρης ακτινοβολίας (830 nm και 1070 nm). Αυτό σας επιτρέπει να ξεκινήσετε διαδικασίες αναζωογόνησης στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα για συμβατικά καλλυντικά και τυπική φωτοθεραπεία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Το LED MASK 3.0 διαθέτει σύστημα διπλού ελέγχου:
1. Μέσω του ελεγκτή στο περίβλημα της μάσκας.
2. Πίνακας τηλεχειρισμού.

Έλεγχος με χρήση του ενσωματωμένου ελεγκτή Όταν ελέγχεται μέσω του ενσωματωμένου ελεγκτή, η μάσκα μπορεί να λειτουργήσει μόνο αυτόματα.



1. Πατήστε το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη μάσκα. Αυτές οι λειτουργίες συνοδεύονται από ένα μακρύ μπιπ.
2. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί για να ανάψετε τα φώτα της μάσκας.
3. Πατήστε το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και να συνδεθείτε στον πίνακα ελέγχου. Αφού συνδέσετε τη μάσκα στο τηλεχειριστήριο, η ένδειξη στον ελεγκτή μάσκας θα ανάψει μπλε.



4. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης φωτός.
5. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε τη γλώσσα φωνής: Αγγλικά ή Ρωσικά.



6. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί για να μειώσετε την ένταση του φωτός.
7. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την φωνητική αναπαράσταση.

Για να ελέγξετε χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη μάσκα χρησιμοποιώντας το χειριστήριο, στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, να περιμένετε να συνδεθεί η μάσκα στον πίνακα ελέγχου. Μετά από μια επιτυχημένη σύνδεση, θα ακουστεί ο ήχος "Bluetooth είναι συνδεδεμένο/Bluetooth έχει συνδεθεί".



1. Με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού, ενεργοποιήστε τη μάσκα.
2. Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία ελέγχου μάσκας:
Αυτόματο (1 φως λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας, ο χρήστης καθορίζει ανεξάρτητα ένα χρώμα για τη διαδικασία) ή χειροκίνητο (ο χρήστης ρυθμίζει την αλλαγή χρώματος, καθορίζοντας τη διάρκεια και την ένταση του επιθυμητού χρώματος).
3. Το παρατεταμένο πάτημα απενεργοποιεί τη μάσκα.



4. Ένα σύντομο πάτημα επιβεβαιώνει τις επιλεγμένες ρυθμίσεις: ένταση έκθεσης και χρόνος.
5. Πατώντας δύο φορές μετά τη ρύθμιση όλων των ρυθμίσεων στη λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου, η μάσκα ξεκινά.
6. Ένα σύντομο πάτημα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας θέτει τη διαδικασία σε παύση. Το επαναλαμβανόμενο σύντομο πάτημα συνεχίζει τη διακοπείσα συνεδρία. Κατά τη διάρκεια της παύσης, η οθόνη τρεμοπαίζει.
7. Στη χειροκίνητη λειτουργία, το παρατεταμένο πάτημα μετά τη μετάβαση στη χειροκίνητη λειτουργία σάς επιτρέπει να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις (τις τελευταίες ρυθμίσεις).



8. Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού σάς επιτρέπει να μεταβείτε στο επιθυμητό φως: το κουμπί κάτω θα αλλάξει στον επόμενο τύπο φωτός. το κουμπί επάνω θα σας επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις φωτισμού.

9. Στη χειροκίνητη λειτουργία, ένα σύντομο πάτημα στο κουμπί αύξησης θα αυξήσει το επίπεδο έντασης και τον χρόνο συνεδρίας, ενώ πατώντας το κουμπί μείωσης θα μειωθούν.

10. Στην αυτόματη λειτουργία, ένα σύντομο πάτημα στο κουμπί αύξησης θα αυξήσει την ένταση της κρούσης, το πάτημα του κουμπιού μείωσης θα μειώσει το επίπεδο έντασης.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Καθαρίστε το δέρμα του προσώπου πριν από τη συνεδρία: αφαιρέστε το μακιγιάζ, μην εφαρμόζετε προϊόντα περιποίησης.
2. Ενεργοποιήστε τη μάσκα χρησιμοποιώντας το χειριστήριο.
3. Βάλτε τη μάσκα στο πρόσωπό σας ώστε να του εφαρμόζει σφιχτά.
4. Συνδέστε και στερεώστε τα Velcros στο πίσω μέρος έτσι ώστε η μάσκα να κάθεται άνετα πάνω σας.

Λειτουργία αυτόματου ελέγχου
5. Μπορείτε να ελέγξετε την αυτόματη λειτουργία τόσο απευθείας μέσω της μάσκας όσο και χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.

Για έλεγχο απευθείας μέσω της μάσκας
6. Ενεργοποιήστε το με ένα παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο χειριστήριο.
7. Με ένα σύντομο πάτημα στο ίδιο κουμπί (λειτουργίες on/off/switch), επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο φωτός.
8. Με τη βοήθεια των κουμπιών αύξηση και μείωση ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο έντασης φωτός.

9. Η συνεδρία θα ξεκινήσει αυτόματα, δεν χρειάζεται να επιβεβαιώσετε την έναρξη της εργασίας.
10. Το έξυπνο χρονόμετρο 15 λεπτών θα ολοκληρώσει το ίδιο το πρόγραμμα.

Για ρύθμιση με τον πίνακα ελέγχου
11. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth της μάσκας με το τηλεχειριστήριο. Αφού ενεργοποιήσετε τη μάσκα, ενεργοποιήστε τον πίνακα ελέγχου και περιμένετε για το ηχητικό σήμα.
12. Στον πίνακα ελέγχου, ενεργοποιείται πρώτα η λειτουργία αυτόματου ελέγχου. Ελέγξτε ότι το γράμμα Α θα εμφανιστεί στην κάτω γωνία της οθόνης.
13. Επιλέξτε το φως που θέλετε.
14. Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης από 1 έως 3.
15. Η μάσκα θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα εκτελώντας την αντίστροφη μέτρηση του έξυπνου χρονοδιακόπτη.
16. Μετά από 15 λεπτά, η μάσκα θα σβήσει από μόνη της.

Λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου
17. Ενεργοποιήστε τη μάσκα με τον ελεγκτή.
18. Η χειροκίνητη λειτουργία μπορεί να ελεγχθεί μόνο χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου, επομένως είναι σημαντικό να δημιουργήσετε μια σύνδεση μάσκας Bluetooth με τον πίνακα ελέγχου. Αφού ενεργοποιήσετε τη μάσκα, ενεργοποιήστε τον πίνακα ελέγχου και περιμένετε για το ηχητικό σήμα.
19. Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε τη λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου. Στην οθόνη, το γράμμα Μ θα ανάψει.
20. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον επιθυμητό συνδυασμό φώτων, να ορίσετε την ένταση και το χρόνο της διάρκειάς τους.
21. Η πρώτη ρύθμιση είναι μια κόκκινη λυχνία LED. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη ρύθμιση από το επίπεδο έντασης. Ο προσδιορισμός του επιπέδου έντασης αναβοσβήνει στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά +/-, επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο. Επιβεβαιώστε το πατώντας το κουμπί έναρξης/παύσης.
22. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε την ώρα λειτουργίας αυτού του φωτιστικού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα +/- για να αυξήσετε και να μειώσετε το χρόνο λειτουργίας του φωτός. Επιβεβαιώστε αυτή τη ρύθμιση πατώντας το κουμπί έναρξης/παύσης.
23. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του επόμενου χρώματος με παρόμοιο τρόπο (Μπλε -> Κίτρινο -> Πράσινο -> Λευκό -> Κοντά στο υπέρυθρο -> Βαθύ υπέρυθρο).
24. Εάν θέλετε να παραλείψετε κάποιο από τα χρώματα, ορίστε μηδενικό χρόνο λειτουργίας ή παραλείψτε τον μεταβαίνοντας στο επόμενο φως χρησιμοποιώντας τα κουμπιά V/Λ (κουμπί εναλλαγής χρώματος).
25. Με το κουμπί Λ (κουμπί εναλλαγής χρώματος), μπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο φως και να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και τον χρόνο λειτουργίας του.
26. Στη λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου, το LED MASK 3.0 παρέχει λειτουργία μνήμης. Το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού έναρξης / παύσης μετά την ενεργοποίηση της χειροκίνητης ρύθμισης στον πίνακα ελέγχου θα επαναφέρει τον προκαθορισμένο συνδυασμό φώτων.
27. Μετά από μια συνεδρία φωτοθεραπείας, συνιστάται η εφαρμογή περιποίησης και ενυδατικής κρέμας.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΚΜΗ	Αρχάριοι και ευαίσθητο δέρμα: μπλε φως LED το πρωί. κόκκινο φως LED το βράδυ (μία ώρα πριν τον ύπνο). Έμπειροι χρήστες και άλλοι τύποι δέρματος: πρωί ή μέρα. Το μπλε φως LED καταστέλλει την παραγωγή μελατονίνης και μπορεί να αλλάξει τα μοτίβα ύπνου.	Για αρχάριους και ευαίσθητο δέρμα: τη μία ημέρα χρησιμοποιήστε μπλε φως LED για 15 λεπτά και την επόμενη κόκκινο φως LED για 15 λεπτά. Επαναλάβετε την εναλλαγή, ώστε κάθε εφαρμογή να γίνεται μέρα παρά μέρα. Για έμπειρους χρήστες και άλλους τύπους δέρματος, σε 1 συνεδρία: μπλε φως LED για 7 λεπτά και κόκκινο φως LED για 7 λεπτά.	3-4 φορές την εβδομάδα	Κύκλος: 4-6 εβδομάδες. Διάλειμμα: 2 εβδομάδες. Επαναλάβετε ή ξεκινήστε νέο κύκλο για άλλη ανάγκη.
ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΚΜΗ	Κόκκινο φως LED - βράδυ (μία ώρα πριν τον ύπνο) Άλλα χρώματα ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας	Ουλές: κόκκινο φως LED - 7 λεπτά. εγγύς υπέρυθρο φως - 7 λεπτά. Κόκκινα σημεία: κίτρινο φως LED - 7 λεπτά. πράσινο φως LED - 7 λεπτά.	Ουλές: 3 φορές την εβδομάδα Κόκκινες κηλίδες: 3 φορές την εβδομάδα	Ουλές: κύκλος 12 εβδομάδων, διάλειμμα 4-6 εβδομάδων. Κόκκινες κηλίδες: κύκλος 6-8 εβδομάδων, διάλειμμα 4 εβδομάδων. Μετά από κάθε κύκλο μπορείτε να τον επαναλάβετε ή να ξεκινήσετε νέο για άλλη ανάγκη του δέρματος.
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΛΙΠΑΡΗ ΓΥΑΛΑΔΑ	Πρωί/ημέρα (επειδή το μπλε φως LED καταστέλλει την παραγωγή μελατονίνης, μπορεί να αλλάξει τα μοτίβα ύπνου)	Μπλε - 7 λεπτά Κόκκινο - 7 λεπτά	3-4 φορές την εβδομάδα	Κύκλος: 6-8 εβδομάδες. Διάλειμμα: 3 εβδομάδες. Επαναλάβετε ή ξεκινήστε νέο κύκλο για άλλη ανάγκη.
ΔΥΣΧΡΩΜΙΕΣ	Όποια και αν είναι η ώρα της ημέρας.	Κίτρινο φως LED - 7 λεπτά Πράσινο φως LED - 7 λεπτά	3-4 φορές την εβδομάδα	Κύκλος: 8-12 εβδομάδες. Διάλειμμα: 4-6 εβδομάδες. Επαναλάβετε ή ξεκινήστε νέο κύκλο για άλλη ανάγκη.
ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΑ / ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΡΑΒΗΓΜΑΤΟΣ	Βράδυ (μία ώρα πριν τον ύπνο)	Κόκκινο φως LED - 5-7 λεπτά κοντά στο υπέρυθρο φως - 5-7 λεπτά	3-4 φορές την εβδομάδα	Κύκλος: 6 εβδομάδες. Διάλειμμα: 4 εβδομάδες. Επαναλάβετε ή ξεκινήστε νέο κύκλο για άλλη ανάγκη.
ΡΟΔΟΧΡΟΥΣ ΑΚΜΗ	Κόκκινο φως LED - βράδυ (μία ώρα πριν τον ύπνο) Άλλα χρώματα ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας	Τη μία ημέρα: κίτρινο φως LED για 15 λεπτά. Την επόμενη: κόκκινο φως LED για 10 λεπτά και εγγύς υπέρυθρο φως για 5 λεπτά. Επαναλάβετε την εναλλαγή, ώστε κάθε εφαρμογή να γίνεται μέρα παρά μέρα.	3-4 φορές την εβδομάδα	Κύκλος: 8-12 εβδομάδες. Διάλειμμα: 4 εβδομάδες. Επαναλάβετε ή ξεκινήστε νέο κύκλο για άλλη ανάγκη.
ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ	Όποια και αν είναι η ώρα της ημέρας.	Πράσινο φως LED - 15 λεπτά	2 φορές την εβδομάδα	Κύκλος: 8-12 εβδομάδες. Διάλειμμα: 4 εβδομάδες. Επαναλάβετε ή ξεκινήστε νέο κύκλο για άλλη ανάγκη.

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΡΥΤΙΔΕΣ	Βράδυ (μία ώρα πριν τον ύπνο)	Κόκκινο φως LED - 7 λεπτά κοντά στο υπέρυθρο φως - 7 λεπτά	3 φορές την εβδομάδα	Κύκλος: 8-12 εβδομάδες. Διάλειμμα: 4 εβδομάδες. Επαναλάβετε ή ξεκινήστε νέο κύκλο για άλλη ανάγκη.
ΘΑΜΠΗ ΟΨΗ	Κόκκινο φως LED - βράδυ (μία ώρα πριν τον ύπνο) Κίτρινο φως LED ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας	Τη μία ημέρα: κόκκινο φως LED για 15 λεπτά. Την επόμενη: κίτρινο φως LED για 15 λεπτά. Επαναλάβετε την εναλλαγή, ώστε κάθε εφαρμογή να γίνεται μέρα παρά μέρα.	3-4 φορές την εβδομάδα	Κύκλος: 6-8 εβδομάδες. Διάλειμμα: 3-4 εβδομάδες. Επαναλάβετε ή ξεκινήστε νέο κύκλο για άλλη ανάγκη.
ΠΡΗΞΙΜΟ	Όποια και αν είναι η ώρα της ημέρας.	Κίτρινο φως LED - 15 λεπτά	3-4 φορές την εβδομάδα	Κύκλος: 8 εβδομάδες. Διάλειμμα: 2-4 εβδομάδες. Επαναλάβετε ή ξεκινήστε νέο κύκλο για άλλη ανάγκη.
ΩΡΙΜΟ ΔΕΡΜΑ / ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΦΡΙΓΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝΟΥ / ΧΑΛΑΡΩΣΗ	Βράδυ (μία ώρα πριν τον ύπνο)	1 συνεδρία 2 φορές την εβδομάδα: Κόκκινη λυχνία LED - 7 λεπτά φως κοντά στην υπέρυθρη ακτινοβολία - 7 λεπτά 1 συνεδρία 2 φορές την εβδομάδα: Βαθύ IR - 15 λεπτά 1η εβδομάδα συνεδρία - 5 λεπτά 2η εβδομάδα συνεδρία - 10 λεπτά 3η εβδομάδα και περαιτέρω - 15 λεπτά	4 φορές την εβδομάδα	Κύκλος: 8-12 εβδομάδες. Διάλειμμα: 4 εβδομάδες. Επαναλάβετε ή ξεκινήστε νέο κύκλο για άλλη ανάγκη.
Επίπεδο: Ξεκινήστε από το επίπεδο 1, χρησιμοποιήστε το για 1 εβδομάδα, μετά μεταβείτε στο επίπεδο 2, χρησιμοποιήστε για 1,5 εβδομάδα και μετά προχωρήστε στο επίπεδο 3.				

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Μην χρησιμοποιείτε μάσκα εάν πάσχετε από ερυθηματώδη λύκο, έχετε φωτοευαίσθητο έκζεμα ή αλμπινισμό. Η χρήση φωτοθεραπείας σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δερματική αντίδραση.
2. Απαγορεύεται η χρήση μάσκας εάν πάσχετε από κάθε είδους διαταραχή φωτοευαισθησίας (αν είστε ευαίσθητοι στο φως).
3. Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα αν λαμβάνετε φάρμακα που προκαλούν φωτοευαισθησία, όπως ορισμένα αντιβιοτικά, χημειοθεραπευτικά φάρμακα και διουρητικά. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση.
4. Μην χρησιμοποιείτε μάσκα εάν έχετε πληγές ή αποφύγετε αυτήν την περιοχή κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας φωτοθεραπείας.
5. Μην χρησιμοποιείτε μάσκα εάν είχατε ηλιακά εγκαύματα τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
6. Μην χρησιμοποιείτε μάσκα εάν έχετε δέρμα τύπου Fitzpatrick τύπου I, V ή VI.
7. Μην χρησιμοποιείτε μάσκα εάν υπάρχει ιστορικό επιληψίας που προκαλείται από το φως.
8. Μην χρησιμοποιείτε για σοβαρές μορφές ακμής.
9. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε βρέφη, άτομα με παθήσεις του θυρεοειδούς ή λήψη φαρμάκων για τη θεραπεία του θυρεοειδούς αδένα.

10. Μη χρησιμοποιείτε τη μάσκα κατά τη φόρτιση ή τη συντήρησή της. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μην αγγίζετε τη μάσκα, το καλώδιο φόρτισης, τον προσαρμογέα USB με βρεγμένα χέρια.
11. Μη χρησιμοποιείτε μάσκα εάν είναι κατεστραμμένη. Επικοινωνήστε με τον οργανισμό που είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για να αποδεχτείτε αξιώσεις από καταναλωτές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Πριν από τη χρήση της μάσκας πρέπει να πραγματοποιηθεί δοκιμή ευαισθησίας.
2. Απενεργοποιήστε και αφαιρέστε τη μάσκα εάν φαίνεται ζεστή ή το δέρμα σας αισθάνεται δυσάρεστη ζέστη.
3. Χρησιμοποιήστε τη μάσκα μόνο σε καθαρό δέρμα: αφαιρέστε το μακιγιάζ, μην εφαρμόζετε προϊόντα περιποίησης πριν από τη διαδικασία. Ορισμένα συστατικά μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησία στο φως ή να μειώσουν το αποτέλεσμα της θεραπείας.
4. Χρησιμοποιήστε τη μάσκα μακριά από το νερό, αποφύγετε να πέσει νερό στη συσκευή.
5. Μην τοποθετείτε τη μάσκα σε καυτές επιφάνειες.
6. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το gadget. Αυτό ακυρώνει την εγγύηση και μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που υπόκεινται σε αυτοεξυπηρέτηση.
7. Μη χρησιμοποιείτε μάσκα εάν η ίδια η συσκευή, ο ελεγκτής, το βύσμα φόρτισης ή το καλώδιο είναι κατεστραμμένα.
8. Πριν τη σύνδεση, ελέγξτε εάν η τάση αντιστοιχεί στην τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή.
9. Μην εκθέτετε τον εξοπλισμό σε δυνατά χτυπήματα, για να μην καταστρέψετε τους λαμπτήρες.
10. Μην κοιτάτε την πηγή φωτός ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία για λόγους προστασίας των ματιών.
11. Μη χρησιμοποιείτε τη μάσκα στις ακόλουθες συνθήκες: στον τομέα της μαγνητικής τομογραφίας, της διαθερμίας, της ηλεκτροπηξίας, της ασύρματης μετάδοσης ισχύος, του 5G και άλλων συστημάτων με ηλεκτρομαγνητικούς πομπούς.
12. Αποφύγετε τη χρήση αυτού του εξοπλισμού κοντά σε άλλο εξοπλισμό ή σε σωρό μαζί του, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες. Εάν μια τέτοια χρήση είναι απαραίτητη, και οι δύο συσκευές θα πρέπει να παρακολουθούνται για να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν σωστά.
13. Χρησιμοποιήστε γνήσιους μετατροπείς και καλώδια. Η χρήση αξεσουάρ διαφορετικών από αυτά που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ή σε μείωση της ατρωσίας αυτού του εξοπλισμού, γεγονός που θα οδηγήσει σε ακατάλληλη λειτουργία.
14. Μη χρησιμοποιείτε μάσκα σε απόσταση μικρότερη από 30 cm από συσκευές ραδιοφώνου που λειτουργούν: δρομολογητές Wi-Fi, κινητά τηλέφωνα, οθόνες μωρών και κεραίες. Τα ισχυρά ραδιοσήματα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία μιας μάσκας ή να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.
15. Η ΜΑΣΚΑ LED 3.0 είναι ένα είδος προσωπικής υγιεινής. δεν συνιστάται να το μεταβιβάσετε σε άλλους.
16. Εάν η μάσκα έχει καταστραφεί, σταματήστε να χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με τον οργανισμό που είναι εξουσιοδοτημένος να δέχεται αξιώσεις από καταναλωτές για να αποφύγετε τον κίνδυνο. Σε περίπτωση αυτοεπισκευής, αποσυναρμολόγησης, λανθασμένης χρήσης, ο οργανισμός που είναι εξουσιοδοτημένος να δέχεται αξιώσεις από καταναλωτές απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις εγγύησης.
17. Σταματήστε αμέσως τη χρήση εάν αισθανθείτε ενόχληση ή οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια (ερυθρότητα του δέρματος, κνησμός, αλλεργίες) ως αποτέλεσμα της χρήσης της μάσκας.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: 1) μάσκα, 2) καλώδιο φόρτισης διπλού τύπου C, 3) τηλεχειριστήριο,
4. οδηγίες χρήσης, (5) σακούλες αποθήκευσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΔΥΝΑΜΗ: 3 W

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 850 mAh

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 3,7 V

ΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: 5 V

SMART TIMER: 15 min

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 4 ώρες (μάσκα), 45 λεπτά (τηλεχειριστήριο)

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: • 64 λεπτά (λειτουργία κόκκινου φωτός LED) • 60 λεπτά (λειτουργία μπλε φωτός LED), • 55 λεπτά (λειτουργία κίτρινου φωτός LED), • 55 λεπτά (λειτουργία πράσινου φωτός LED), • 57 λεπτά (λειτουργία λευκού φωτός), • 93 λεπτά (λειτουργία κοντά σε υπέρυθρες (NIR)), • 215 λεπτά (λειτουργία βαθέων υπέρυθρων (DIR))

ΤΡΟΠΟΙ:
• Κόκκινο φως LED - μήκος κύματος 630 nm
• Μπλε φως LED - μήκος κύματος 415 nm
• Πράσινο φως LED - μήκος κύματος 520 nm
• Κίτρινο φως LED - κόκκινο + πράσινο
• λευκό φως - κόκκινο + μπλε + πράσινο
Φως κοντά στο υπέρυθρο - 830 nm
Βαθύ υπέρυθρο φως - 1070 nm

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ):
1 επίπεδο
• κόκκινο φως LED: 10,5 mW/cm2
• μπλε φως LED - 12,4 mW/cm2
• κίτρινη λυχνία LED - 10,4 mW/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 8,4 mW/cm2
λευκό φως - 13,3 mW/cm2
• NIR - 7,76 mW/cm2
DIR - 3,14 mW/cm2 επίπεδο 2
• κόκκινο φως LED - 14,4 mW/cm2
• μπλε φως LED - 18,5 mW/cm2
• κίτρινο φως LED - 13,9 mW/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 11,2 mW/cm2
λευκό φως - 16,9 mW/cm2
• NIR - 10,49 mW/cm2
DIR - 4,24 mW/cm2 επίπεδο 3
• κόκκινο φως LED - 17,4 mW/cm2
• μπλε φως LED - 20,2 mW/cm2
• κίτρινο φως LED - 17,6 mW/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 14,6 mW/cm2

λευκό φως - 19,1 mW/cm2
• NIR - 17,1 mW/cm2
• DIR - 8,3 mW/cm2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΟΣΗ (ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15 ΛΕΠΤΩΝ:
1 επίπεδο
• κόκκινο φως LED - 9,45 J/cm2
• μπλε φως LED - 11,16 J/cm2
• κίτρινο φως LED - 9,36 J/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 7,56 J/cm2
λευκό φως - 11,97 J/cm2
• NIR - 6,98 J/cm2
• DIR - 2,83 J/cm2 επίπεδο 2
• κόκκινο φως LED - 12,96 J/cm2
• μπλε φως LED - 16,65 J/cm2
• κίτρινο φως LED - 12,51 J/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 10,08 J/cm2
λευκό φως - 15,21 J/cm2
• NIR - 9,44 J/cm2
• DIR - 3,82 J/cm2 3 επίπεδο
• κόκκινο φως LED - 15,66 J/cm2
• μπλε φως LED - 18,18 J/cm2
• κίτρινο φως LED - 15,84 J/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 13,14 J/cm2
λευκό φως - 17,19 J/cm2
• NIR - 15,39 J/cm2
• DIR - 7,47 J/cm2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ Χ Π Χ Β): 255×580×121 mm



LED NECK MASK 2.0 - ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΤΕΚΟΛΕ

Βελτιώνει την κυκλοφορία

Μειώνει τη μελάγχρωση

Εξομαλύνει τον τόνο του δέρματος

Λειαίνει τις ρυτίδες

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: μελάγχρωση, ακμή, κουπέρωση, ροδόχρου ακμή, ακμή, σημάδια γήρανσης του δέρματος, αυξημένη εργασία των σμηγματογόνων αδένων, διεσταλμένοι πόροι, θαμπό και κουρασμένο δέρμα.

ΥΛΙΚΑ: σιλικόνη, πλαστικό ABS.

ΒΑΡΟΣ: 210 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
Η LED NECK MASK βασίζεται στην αρχή της θεραπείας με φως LED. Οι λαμπτήρες LED είναι ενσωματωμένοι στη συσκευή μάσκας, καθεμία από τις οποίες είναι προγραμματισμένη να εκπέμπει φως συγκεκριμένου χρώματος. Κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος στο φάσμα του ορατού φωτός. Δρώντας στο δέρμα σε διαφορετικά βάθη, το φως απορροφάται από τους υποδοχείς του δέρματος, ενεργοποιώντας φυσικές διεργασίες μέσα στο κύτταρο και προκαλώντας μια συγκεκριμένη δερματική αντίδραση.

Κόκκινο φως LED - Αυτό το φως διεισδύει στο δέρμα πιο βαθιά από τα άλλα χρώματα του ορατού φάσματος. Δρα στους ινοβλάστες (κύτταρα που συνθέτουν κολλαγόνο), προάγοντας έτσι την αναζωογόνηση του δέρματος και καταπολεμώντας τα σημάδια γήρανσης.

Το μπλε φως LED έχει το χαμηλότερο βάθος διείσδυσης και λειτουργεί στο επίπεδο της επιδερμίδας. Οι πορφυρίνες (χρωστικές στο ανθρώπινο σώμα) είναι σε θέση να απορροφούν το μπλε φως LED και να απελευθερώνουν μεμονωμένα μόρια οξυγόνου, σκοτώνοντας τα βακτήρια της ακμής που ζουν στην επιφάνεια του δέρματος. Έτσι το μπλε φως LED απολυμαίνει, μειώνει τους φλεγμονώδεις σχηματισμούς, καταπολεμά την ακμή.

Το πράσινο φως LED απορροφάται από την επιδερμίδα και το χόριο, προκαλώντας μια κυτταρική αντίδραση, η οποία μεταξύ των συνεπειών έχει την αποκατάσταση και την επούλωση του δέρματος. Χρησιμοποιείται για τη μείωση της ερυθρότητας, την ανακούφιση από ερεθισμούς του ευαίσθητου δέρματος. Η πράσινη λυχνία LED καταπολεμά την κουπέρωση, μειώνοντας το μέγεθος των τριχοειδών αγγείων, συμβάλλοντας στην ελεύθερη ροή του αίματος.

Κίτρινο φως LED (κόκκινο + πράσινο) - χρησιμοποιείται για την τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος, βοηθά στο φωτισμό του τόνου του δέρματος, στη μείωση της σοβαρότητας της μελάγχρωσης.

Μικτό φως (κόκκινο + μπλε + πράσινο = λευκό) - χρησιμοποιείται για γρήγορη και βαθιά διείσδυση καλλυντικών. Επιπλέον, έχει μια γενική χαλαρωτική και ηρεμιστική επίδραση στο σώμα.

Κοντά στο υπέρυθρο - επιταχύνει την αναγέννηση των ιστών σε βαθύ επίπεδο, θεραπεύει μικροβλάβες και καταπραΰνει το δέρμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Μοναδικό σχήμα για έκθεση σε ευάλωτες περιοχές του λαιμού και του λαιμού.
2. Απλή προσάρτηση και στις δύο πλευρές της μάσκας.
3. Εργονομικός πίνακας ελέγχου.
4. 3 επίπεδα έντασης για καθεμία από τις λειτουργίες φωτός, υψηλή ένταση ενέργειας.
5. Η μάσκα σιλικόνης τροφίμων είναι ασφαλής στη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Συνδέστε τη μάσκα στον πίνακα ελέγχου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο τύπου C. Εισαγάγετε το καλώδιο στην υποδοχή μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στον πίνακα ελέγχου για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η μάσκα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα σε λειτουργία κόκκινου φωτός LED στο πρώτο επίπεδο έντασης (ενδείξεις C: R, L: 1 στην οθόνη του πίνακα ελέγχου).
3. Ένα σύντομο πάτημα (1 δευτερόλεπτο) στα κουμπιά μεταγωγής (↑/↓) θα σας επιτρέψει να μεταβείτε σε λειτουργία μπλε φωτός LED (ένδειξη C: B στον πίνακα ελέγχου), λειτουργία πράσινης φωτεινότητας LED (ένδειξη C: G), λειτουργία κίτρινου φωτός LED (ένδειξη C: RG), λειτουργία λευκού φωτός (ένδειξη C: RGB), λειτουργία NIR (ένδειξη C: IR_).
4. Ένα σύντομο πάτημα (1 δευτερόλεπτο) στα κουμπιά ελέγχου έντασης φωτός των λαμπτήρων (-/+) θα αυξήσει το επίπεδο στο 3 ή θα επιστρέψει στο 1 επίπεδο (ένδειξη L: 1 (2/3) στον πίνακα ελέγχου).
5. Ένα σύντομο πάτημα (1 δευτερόλεπτο) στο κουμπί παύσης θέτει σε αναστολή τη συσκευή, πατώντας την ξανά, η συσκευή επανέρχεται σε λειτουργία.
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στον πίνακα ελέγχου για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
Πριν από την πρώτη χρήση, κάντε ένα τεστ ευαισθησίας:
Τοποθετήστε τη μάσκα στο εσωτερικό του χεριού σας.
Ενεργοποιήστε τη μάσκα και κάντε μια πλήρη συνεδρία φωτοθεραπείας 15 λεπτών.
Εάν αισθάνεστε ενόχληση ή κάψιμο στο δέρμα, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη μάσκα.
• Περιμένετε περίπου 6 ώρες μετά τον έλεγχο. Εάν το εσωτερικό του χεριού σας είναι κόκκινο ή/και φαγούρα, τότε η ΜΑΣΚΑ LED λαιμού δεν είναι κατάλληλη για χρήση.
1. Συνδέστε το τηλεχειριστήριο στη μάσκα.
2. Βάλτε τη μάσκα γύρω από το λαιμό σας.
3. Ενεργοποιήστε τη μάσκα, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία φωτισμού και το επίπεδο έντασής της.
4. Απολαύστε τη διαδικασία φωτοθεραπείας. Κάθε μία από τις λειτουργίες φωτός λειτουργεί για 15 λεπτά, μετά από τα οποία το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν αλλάζετε λειτουργίες, ο χρονοδιακόπτης ξεκινά ξανά. Κατά τη διενέργεια φωτοθεραπείας, παρακολουθήστε προσεκτικά ότι ο συνολικός χρόνος της διαδικασίας (όταν χρησιμοποιείτε πολλές λειτουργίες σε μία συνεδρία) δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
5. Με την ολοκλήρωση της θεραπείας με φως LED, χρησιμοποιήστε το προϊόν περιποίησης σας: ορό ή κρέμα, καθώς μετά την εφαρμογή της μάσκας LED, η ικανότητα απορρόφησης του δέρματος αυξάνεται.
6. Χρησιμοποιήστε τη μάσκα τακτικά 3-4 φορές την εβδομάδα για τουλάχιστον 4 εβδομάδες για ορατά αποτελέσματα.
7. Μετά την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, μπορούν να πραγματοποιηθούν 1-2 διαδικασίες την εβδομάδα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Η μάσκα φωτοθεραπείας LED για το λαιμό και το ντεκολτέ είναι μια συσκευή για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε το μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει το προϊόν ή να προκαλέσει σωματική βλάβη.
2. Εάν η μάσκα έχει καταστραφεί, σταματήστε να χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με τον οργανισμό που είναι εξουσιοδοτημένος να δέχεται αξιώσεις από καταναλωτές για να αποφύγετε τον κίνδυνο. Σε περίπτωση αυτοεπισκευής, αποσυναρμολόγησης, λανθασμένης χρήσης, ο οργανισμός που είναι εξουσιοδοτημένος να δέχεται αξιώσεις από καταναλωτές απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις εγγύησης.
3. Απαγορεύεται η χρήση μάσκας κατά τη φόρτιση. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μην αγγίζετε τη μάσκα, το καλώδιο φόρτισης, τον προσαρμογέα USB με βρεγμένα χέρια.
4. Σταματήστε αμέσως τη χρήση εάν αισθανθείτε ενόχληση ή οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια (ερυθρότητα του δέρματος, κνησμός, αλλεργίες) ως αποτέλεσμα της χρήσης της μάσκας.
5. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε άτομα που πάσχουν από επιληψία, άτομα με παθήσεις του θυρεοειδούς ή λαμβάνουν φάρμακα για τη θεραπεία του θυρεοειδούς αδένα.
6. Απαγορεύεται η χρήση της μάσκας σε καταναλωτές με κατεστραμμένο, τραυματισμένο δέρμα ή μετεγχειρητικά τραύματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη μάσκα κατά τη φόρτιση.
3. Μην αφήνετε νερό να εισχωρήσει στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό του περιβλήματος της συσκευής.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ανοιχτή πηγή θερμότητας.
5. Κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής, απενεργοποιήστε το ρεύμα.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) μια μάσκα φωτοθεραπείας, (2) ένας πίνακας ελέγχου, (3) ένα καλώδιο τύπου C για τη σύνδεση του πίνακα ελέγχου με τη μάσκα, (4) ένα καλώδιο φόρτισης USB τύπου C, (5) μια τσάντα αποθήκευσης, (6) μια οδηγία, (7) 2 ένας ιμάντας μάσκας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 2 ώρες χρόνος εργασίας: 60 λεπτά έξυπνος χρονοδιακόπτης: 15 λεπτά (αυτόματη λειτουργία)
ΤΡΟΠΟΙ:
• Κόκκινο φως LED - μήκος κύματος 630 nm
• Μπλε φως LED - μήκος κύματος 415 nm
• Πράσινο φως LED - μήκος κύματος 525 nm
• Κίτρινο φως LED - κόκκινο + πράσινο
• μικτό φως (λευκό) - κόκκινο + μπλε + πράσινο
Φως κοντά στο υπέρυθρο - μήκος κύματος 830 nm

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ):
1 επίπεδο
• κόκκινο φως LED: 7.755 mW/cm2
• μπλε φως LED - 16,6 mW/cm2
• πράσινη λυχνία LED: 12.214 mW/cm2
Κίτρινο φως LED - 16.069 mW/cm2
• μικτό φως - 30,211 mW/cm2
• Φως εγγύς υπέρυθρο: 6,2 mW/cm2

2ο επίπεδο
• κόκκινο φως LED - 16.562 mW/cm2
• μπλε φως LED - 23,34 mW/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 15.710 mW/cm2
• κίτρινο φως LED - 26.597 mW/cm2
• μικτό φως - 33.950 mW/cm2
Φως εγγύς υπέρυθρο - 11,9 mW/cm2 επίπεδο 3
• κόκκινο φως LED - 22.896 mW/cm2
• μπλε φως LED - 29,57 mW/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 25.895 mW/cm2
Κίτρινο φως LED - 30,697 mW/cm2
• μικτό φως - 38.154 mW/cm2
Φως εγγύς υπέρυθρο - 19,54 mW/cm2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΟΣΗ (ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15 ΛΕΠΤΩΝ
1 επίπεδο
Κόκκινο φως LED: 7.755 J/cm2
• μπλε φως LED - 17.928 J/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 12.214 J/cm2
• κίτρινο φως LED - 16.069 J/cm2
• μικτό φως - 30.211 J/cm2
Φως εγγύς υπέρυθρο - 6,20 J/cm2 επίπεδο 2
• κόκκινο φως LED - 16.562 J/cm2
• μπλε φως LED - 33.240 J/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 15.710 J/cm2
• κίτρινο φως LED - 26.597 J/cm2
• μικτό φως - 33.950 J/cm2
Φως εγγύς υπέρυθρο - 11,9 J/cm2 επίπεδο 3
• κόκκινο φως LED - 22.896 J/cm2
• μπλε φως LED - 50.627 J/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 25.895 J/cm2
• κίτρινο φως LED - 30.697 J/cm2
• μικτό φως - 38.154 J/cm2
• εγγύς υπέρυθρο φως -19,54 J/cm2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IP22



LED PATCHES - ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ LED ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Καταπραΰνει γρήγορα τη φλεγμονή

Φωτίζει τη μελάγχρωση

Στοχευμένη ανύψωση

Βελτιώνει τη σφριγηλότητα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: τοπικές φλεγμονές και ακμή, αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις, μικρές ατέλειες, ανισορροπία λιπαρότητας, αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία σε συγκεκριμένες περιοχές (ρυτίδες, πτυχές), χρωστικές κηλίδες.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό PC, σιλικόνη.

ΒΑΡΟΣ: 23,4 g (θήκη), 2,78 g (μπάλωμα).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Η φωτοθεραπεία (LED) είναι μια μέθοδος έκθεσης σε κύματα φωτός διαφορετικού μήκους που διεισδύουν σε ορισμένο βάθος του δέρματος και απορροφώνται από τα κύτταρα, πυροδοτώντας διαδικασίες φυσικής αναγέννησης.

Κόκκινο φως LED (630 nm): διεγείρει τις μεταβολικές διεργασίες στα κύτταρα, προάγει τη βαθιά ανάκαμψη, βελτιώνει την υφή του δέρματος και φωτίζει τις χρωστικές κηλίδες.

Μπλε φως LED (415 nm): ομαλοποιεί την ισορροπία του λιπαρού δέρματος, προωθεί τον προσεκτικό καθαρισμό και το καταπραΰνει.

Τα έμπλαστρα λειτουργούν σε μια ενιαία ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ που συνδυάζει δύο φάσματα φωτός για ταυτόχρονα αντιβακτηριακά και αντιγηραντικά αποτελέσματα.

UVC - Ακτινοβολία (275 nm) σε θήκη: Χρησιμοποιείται αποκλειστικά μέσα σε κλειστή θήκη για την αποστείρωση των επιθεμάτων. Η ακτινοβολία καταστρέφει το DNA και το RNA των βακτηρίων και των ιών, διασφαλίζοντας ότι η επόμενη χρήση του επιθέματος θα είναι απολύτως ασφαλής για το δέρμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Στοχευμένη θεραπεία: το συμπαγές μέγεθος σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε το έμπλαστρο με ακρίβεια στην περιοχή που χρειάζεται θεραπεία (σπυράκι, πτυχή ή χρωστική κηλίδα).
2. Ελεύθερα χέρια: τα μπαλώματα στερεώνονται με ασφάλεια στο δέρμα με ειδικά υποαλλεργικά Velcros (περιλαμβάνονται σε 32 τεμάχια), επιτρέποντάς σας να ασχοληθείτε με τη δουλειά σας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.
3. Αυτόματη αποστείρωση: Μια κλειστή θήκη με επιθέματα ενεργοποιεί αυτόματα έναν κύκλο απολύμανσης UVC διάρκειας 1 λεπτού, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των δερματικών επιθεμάτων με κάθε χρήση.
4. Έξυπνος χρονοδιακόπτης: Η συνεδρία διαρκεί ακριβώς 10 λεπτά, μετά τα οποία το patch απενεργοποιείται από μόνο του.
5. Αυτονομία: Η πλήρης φόρτιση της θήκης είναι αρκετή για 10 πλήρεις φορτίσεις μπαλωμάτων και ένα έμπλαστρο μπορεί να λειτουργήσει έως και 60 λεπτά συνεχόμενα.

6. Διπλή απόδοση: 2 ανεξάρτητα μπαλώματα παρέχονται στη θήκη φόρτισης. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα σε διάφορες προβληματικές περιοχές του προσώπου (για παράδειγμα, σε συμμετρικές ρυτίδες ή πολλές φλεγμονές), μειώνοντας το χρόνο της διαδικασίας στο μισό. Ή εναλλάξ τα: ενώ το ένα έμπλαστρο φορτίζεται και απολυμαίνεται, το δεύτερο είναι πλήρως έτοιμο για χρήση, παρέχοντας συνεχή φροντίδα.
7. Φορητότητα: Αποθηκεύστε και φορτίστε τα patches εν κινήσει. Μια συμπαγής κλειστή θήκη εξασφαλίζει την ασφάλεια των συσκευών στην τσάντα, προστατεύοντάς τες από εξωτερικές βλάβες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Αφαιρέστε οποιοδήποτε από τα έμπλαστρα από τη θήκη φόρτισης.
2. Πάρτε το αυτοκόλλητο έμπλαστρο Velcro και κολλήστε το στο πίσω μέρος της συσκευής.
3. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το Velcro και εφαρμόστε το έμπλαστρο στο καθαρό δέρμα στο σημείο της θεραπείας. Πιέστε για να σφίξετε το δέρμα.
4. Πατήστε το κουμπί στην μπροστινή πλευρά της ενημέρωσης κώδικα για ενεργοποίηση.
5. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά (ή πατήστε ξανά το κουμπί για αναγκαστικό τερματισμό).
6. Αφού τελειώσει η συνεδρία, λύστε και πετάξτε το χρησιμοποιημένο Velcro.
7. Επιστρέψτε το έμπλαστρο στην ασύρματη θήκη με το κουμπί στραμμένο προς τα πίσω και τις επαφές φόρτισης στραμμένες προς τα κάτω για φόρτιση και αυτόματη απολύμανση. Μια πράσινη ένδειξη επιβεβαιώνει τη σωστή σύνδεση.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Τεστ ευαισθησίας. Σημαντικό: πρέπει να γίνει μια δοκιμή πριν από τη διαδικασία. Τοποθετήστε το ενεργοποιημένο έμπλαστρο στο εσωτερικό του αντιβραχίου σας για 10 λεπτά. Εάν υπάρχει ζέστη ή ενόχληση, αφαιρέστε αμέσως τη συσκευή. Αξιολογήστε την αντίδραση μετά από 6 ώρες. Εάν το δέρμα είναι κόκκινο ή φαγούρα, η χρήση επιθεμάτων δεν είναι κατάλληλη για εσάς.
2. Καθημερινή χρήση: Καθαρίστε το δέρμα πριν από τη συνεδρία. Μην εφαρμόζετε προϊόντα περιποίησης.
3. Ασφαλίστε το έμπλαστρο στην προβληματική περιοχή και ενεργοποιήστε το.
4. Δεν συνιστάται η υπέρβαση του ορίου των 10 λεπτών σε μία ζώνη σε μία συνεδρία.
5. Με την ολοκλήρωση της εργασίας, εφαρμόστε τη συνηθισμένη σας περιποίηση ή ενυδατική κρέμα.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕ LED: Χρησιμοποιήστε το επίθεμα μέρα παρά μέρα στην περιοχή που θέλετε να φροντίσετε, μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ: Χρησιμοποιήστε 1 φορά την ημέρα στην προβληματική περιοχή μέχρι να επιτευχθεί το αποτέλεσμα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αυξημένη ευαισθησία στο φως: απαγορεύεται η χρήση της συσκευής εάν πάσχετε από ασθένειες που προκαλούν υπερευαισθησία στο φως (για παράδειγμα, ερυθηματώδης λύκος ή φωτοδερμάτωση).
2. Ειδικά φάρμακα και καλλυντικά: Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε έμπλαστρα εάν παίρνετε φάρμακα ή χρησιμοποιείτε καλλυντικά που αυξάνουν την ευαισθησία στο φως. Αυτά περιλαμβάνουν ρετινοειδή, ορισμένα αντιβιοτικά και αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών.
3. Δερματικές βλάβες: Αποφύγετε τη χρήση σε περιοχές με ανοιχτές πληγές ή βαθιά κοψίματα.
4. Δυσανεξία της διαδικασίας: η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εσάς εάν, μετά από μια προκαταρκτική δοκιμή στο αντιβράχιο, το δέρμα κοκκινίσει ή αρχίσει να φαγούρα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Στεγνά χέρια: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά.
2. Προστασία της όρασης: Μην κοιτάτε απευθείας την πηγή φωτός για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν το έμπλαστρο είναι ενεργοποιημένο.
3. Σταματήστε την ενόχληση: Σταματήστε αμέσως τη χρήση εάν αισθάνεστε ερεθισμένοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
4. Προστασία από την υγρασία: Τα μπαλώματα δεν είναι αδιάβροχα. Μην τα πλένετε με νερό και μην τα χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον (όπως μπάνιο).
5. Ασφαλής φόρτιση: Μην αφήνετε τη θήκη φόρτισης συνδεδεμένη στο δίκτυο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Απενεργοποιήστε το αμέσως αφού φτάσετε στο 100% της φόρτισης. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
6. Καθαρισμός: μετά από κάθε χρήση, σκουπίστε απαλά την επιφάνεια εργασίας του εμπλάστρου με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά απολυμαντικά ή εύφλεκτες ουσίες.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) θήκη φόρτισης x1, 2) μπαλώματα x2, 3) Velcro για τη στερέωση του μπαλώματος x32, 4. Καλώδιο φόρτισης διπλού τύπου C x1, 5) οδηγίες χρήσης x1.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ Χ Π Χ Β): 35x58x20 mm (θήκη), 21x21x5 mm (μπάλωμα)

ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ: μπαταρία ιόντων λιθίου

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 3,6 V

ΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: 5 V

ΔΥΝΑΜΗ: 0,09 W

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 200 mAh (θήκη), 18 mAh (patch)

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 1,5 h

SMART TIMER: 10 min

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΟΡΔΩΝ: 10 πλήρεις χρεώσεις patch (από 1 φόρτιση περίπτωσης), 60 λεπτά συνεχούς λειτουργίας (1 patch)

LED COUNT: 1 λάμπα σε μπάλωμα

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΩΝ:
• Μικτή: κόκκινο 630 nm + μπλε 415 nm
Λειτουργία θήκης: αυτόματη απολύμανση UVC - 275 nm

ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ:
• μικτό φάσμα - 36,36 mW/cm2



LED SET - ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΛΑΙΜΟΥ & ΝΤΕΚΟΛΕΤ

Βελτιώνει την επιδερμίδα

Λειαίνει τις ρυτίδες

Μειώνει τα σημάδια ακμής και μετά την ακμή

Βελτιώνει την κυκλοφορία

Μειώνει τη μελάγχρωση

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ορατά σημάδια γήρανσης του δέρματος, φωτογήρανση, εκδήλωση μελάγχρωσης και υπερμελάγχρωσης, ακμή, μετά-ακμή, κουπέρωση, ροδόχρου ακμή και άλλες αγγειακές βλάβες.

ΥΛΙΚΑ: σιλικόνη, πλαστικό ABS.

ΒΑΡΟΣ: 380 g (μάσκα προσώπου) + 210 g (μάσκα λαιμού).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
Το σετ LED βασίζεται στην αρχή της θεραπείας με φως LED. Οι λαμπτήρες LED είναι ενσωματωμένοι στη συσκευή μάσκας, καθεμία από τις οποίες είναι προγραμματισμένη να εκπέμπει φως συγκεκριμένου χρώματος. Κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος στο φάσμα του ορατού φωτός. Δρώντας στο δέρμα σε διαφορετικά βάθη, το φως απορροφάται από τους υποδοχείς του δέρματος, ενεργοποιώντας φυσικές διεργασίες μέσα στο κύτταρο και προκαλώντας μια συγκεκριμένη δερματική αντίδραση.

Το κόκκινο φως LED, με το μεγαλύτερο μήκος κύματος, διεισδύει στο δέρμα βαθύτερα από όλα τα φώτα που παρουσιάζονται. Δρα στους ινοβλάστες, οι οποίοι διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου και ως εκ τούτου την ανάπλαση του δέρματος. Ως αποτέλεσμα της θεραπείας με κόκκινο φως LED, η επούλωση των πληγών επιταχύνεται, το δέρμα συσφίγγεται, τα εξωτερικά σημάδια γήρανσης του δέρματος όπως οι ρυτίδες μειώνονται.

Το μπλε φως LED έχει το μικρότερο μήκος κύματος από όλα τα χρώματα του ορατού φάσματος. Λειτουργεί στο επίπεδο της επιδερμίδας, έχοντας αντιμικροβιακή δράση. Οι πορφυρίνες (χρωστικές στο σώμα μας) είναι σε θέση να απορροφούν το μπλε φως LED και να απελευθερώνουν μεμονωμένα μόρια οξυγόνου, σκοτώνοντας τα βακτήρια της ακμής που ζουν στην επιφάνεια του δέρματος. Έτσι το μπλε φως LED απολυμαίνει, μειώνει τους φλεγμονώδεις σχηματισμούς, καταπολεμά την ακμή.

Το πράσινο φως LED απορροφάται από την επιδερμίδα και το χόριο, προκαλώντας μια κυτταρική αντίδραση, η οποία μεταξύ των συνεπειών έχει την αποκατάσταση και την επούλωση του δέρματος. Χρησιμοποιείται για τη μείωση της ερυθρότητας, την ανακούφιση από ερεθισμούς του ευαίσθητου δέρματος. Η πράσινη λυχνία LED καταπολεμά την κουπέρωση, μειώνοντας το μέγεθος των τριχοειδών αγγείων, συμβάλλοντας στην ελεύθερη ροή του αίματος.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:
Κίτρινο φως LED (κόκκινο + πράσινο) - χρησιμοποιείται για την τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος, βοηθά στο φωτισμό της μελάγχρωσης. Μικτό φως (κόκκινο + μπλε + πράσινο = λευκό) - χρησιμοποιείται για γρήγορη και βαθιά διείσδυση καλλι ηρεμιστική επίδραση στο σώμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Ζώνη έκθεσης μάσκας: 2 μάσκες καλύπτουν 3 περιοχές που χρειάζονται φροντίδα.
2. Μονό τηλεχειριστήριο: και οι δύο μάσκες ελέγχονται από 1 τηλεχειριστήριο.
3. Πολυλειτουργική χρήση: οι μάσκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως σετ (2 ταυτόχρονα) όσο και ξεχωριστά
4. Η λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε μια μεμονωμένη συνεδρία της μάσκας.
5. Το υλικό της μάσκας είναι σιλικόνη τροφίμων: είναι ασφαλές για το δέρμα, δεν προκαλεί ερεθισμούς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Συνδέστε τις μάσκες στον πίνακα ελέγχου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο τύπου C. Εισαγάγετε κάθε έξοδο καλωδίου στους συνδέσμους της μάσκας μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στον πίνακα ελέγχου για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τις συσκευές.
3. Ένα σύντομο πάτημα (1 δευτερόλεπτο) στα κουμπιά μεταγωγής (↑/↓) θα σας επιτρέψει να μεταβείτε σε λειτουργία μπλε φωτός LED (ένδειξη C: B στον πίνακα ελέγχου), λειτουργία πράσινης φωτεινής ένδειξης LED (ένδειξη C: G), λειτουργία κίτρινου φωτός LED (ένδειξη C: RG), λειτουργία λευκού φωτός (ένδειξη C: RGB).
4. Ένα σύντομο πάτημα (1 δευτερόλεπτο) στα κουμπιά ελέγχου έντασης φωτός των λαμπτήρων (-/+) θα αυξήσει το επίπεδο στο 3 ή θα επιστρέψει στο 1 επίπεδο (ένδειξη L: 1 (2/3) στον πίνακα ελέγχου).
5. Ένα σύντομο πάτημα (1 δευτερόλεπτο) στο κουμπί παύσης αναστέλλει τη λειτουργία των συσκευών, πατώντας ξανά τις συσκευές επαναλειτουργούν.
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στον πίνακα ελέγχου για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τις μάσκες.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Πριν από την πρώτη χρήση της μάσκας, κάντε ένα «Τεστ ευαισθησίας» σύμφωνα με τις οδηγίες.
2. Συνδέστε το τηλεχειριστήριο στις μάσκες.
3. Φοράτε μάσκα προσώπου και μάσκα για την περιοχή του λαιμού και του λαιμού.
4. Ενεργοποιήστε τις μάσκες, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία φωτισμού και το επίπεδο έντασής του.
5. Απολαύστε τη διαδικασία φωτοθεραπείας.
6. Κάθε μία από τις λειτουργίες φωτός λειτουργεί για 15 λεπτά, μετά από τα οποία το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται αυτόματα. Κατά την εναλλαγή των λειτουργιών, ο χρονοδιακόπτης επανεκκινείται. [Σημαντικό]: Όταν εκτελείτε φωτοθεραπεία, παρακολουθήστε προσεκτικά ότι ο συνολικός χρόνος της διαδικασίας (όταν χρησιμοποιείτε πολλές λειτουργίες σε μία συνεδρία) δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
7. Με την ολοκλήρωση της θεραπείας με φως LED, χρησιμοποιήστε το προϊόν περιποίησης σας: ορό ή κρέμα, καθώς μετά τη θεραπεία με φως LED, η ικανότητα απορρόφησης του δέρματος αυξάνεται.

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΚΜΗ / ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ / ΛΙΠΡΟ ΔΕΡΜΑ	Πρωί / βράδυ	Εβδομάδα 1: μπλε, χαμηλό - 3 λεπτά; κίτρινο, χαμηλό - 3 λεπτά; κόκκινο, χαμηλό - 3 λεπτά; πράσινο, χαμηλό - 3 λεπτά; ανάμεικτο, χαμηλό - 3 λεπτά. Εβδομάδα 2: μπλε, μεσαίο - 4 λεπτά; κίτρινο, μεσαίο - 3 λεπτά; κόκκινο, μεσαίο - 2 λεπτά; πράσινο, μεσαίο - 3 λεπτά; ανάμεικτο, μέτριο - 3 λεπτά. Εβδομάδα 3: μπλε, υψηλό - 3 λεπτά; κίτρινο, υψηλό - 3 λεπτά; κόκκινο, υψηλό - 3 λεπτά; πράσινο, υψηλό - 3 λεπτά; ανάμεικτο, υψηλό - 3 λεπτά. Εβδομάδα 4: μπλε, υψηλό - 5 λεπτά; κίτρινο, υψηλό - 3 λεπτά; κόκκινο, υψηλό - 2 λεπτά; πράσινο, υψηλό - 3 λεπτά; ανάμεικτο, υψηλό - 2 λεπτά.	Κάθε δεύτερη μέρα	Επαναλάβετε το πρόγραμμα για 2-3 μήνες. Μία φορά κάθε 6 μήνες.
ΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ / ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ		Μπλε, υψηλό - 2 λεπτά. Κίτρινο, υψηλό - 3 λεπτά. Κόκκινο, υψηλό - 5 λεπτά. Πράσινο, υψηλό - 3 λεπτά. Μικτό, υψηλό - 2 λεπτά.	2-3 φορές την εβδομάδα	Χωρίς σταθερό όριο κύκλων
ΟΡΑΤΑ ΑΓΓΕΙΑ / ΚΟΥΠΕΡΟΖ / ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ	Βράδυ	Εβδομάδα 1: μπλε, χαμηλό - 1 λεπτό; κόκκινο, χαμηλό - 3 λεπτά; πράσινο, μεσαίο - 3 λεπτά; κίτρινο, μεσαίο - 3 λεπτά; ανάμεικτο, μέτριο - 5 λεπτά. Εβδομάδα 2: μπλε, χαμηλό - 1 λεπτό; κόκκινο, μεσαίο - 3 λεπτά; πράσινο, υψηλό - 3 λεπτά; κίτρινο, υψηλό - 3 λεπτά; ανάμεικτο, υψηλό - 5 λεπτά. Εβδομάδα 3: μπλε, χαμηλό - 2 λεπτά; κόκκινο, υψηλό - 5 λεπτά; πράσινο, υψηλό - 2 λεπτά; κίτρινο, υψηλό - 3 λεπτά; ανάμεικτο, υψηλό - 3 λεπτά. Εβδομάδα 4: διάλειμμα.	Κάθε δεύτερη μέρα	1 μήνας, συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος. Κάντε ένα διάλειμμα 1 εβδομάδας. Ολοκληρώστε 2-3 κύκλοι τεσσάρων εβδομάδων και μετά κάντε ένα διάλειμμα 1 μήνα. Επαναλάβετε 2-3 κύκλοι τεσσάρων εβδομάδων και συνεχίστε αυτόν τον κύκλο.

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΩΣΤΩΣΗ / ΑΝΟΙΜΟΣ ΤΟΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	Βράδυ	Κόκκινο, υψηλό - 5 λεπτά. Κίτρινο, υψηλό - 3 λεπτά. Πράσινο, υψηλό - 2 λεπτά. Μπλε, χαμηλό - 1 λεπτό. Μικτό, μέτριο - 4 λεπτά.	2-3 φορές την εβδομάδα	Χωρίς σταθερό όριο κύκλων. Εφαρμόστε μια κρέμα SPF μετά τη χρήση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε βρέφη, άτομα που πάσχουν από επιληψία, άτομα με παθήσεις του θυρεοειδούς ή λαμβάνουν φάρμακα για τον θυρεοειδή.
2. Απαγορεύεται η χρήση μάσκας σε καταναλωτές με κατεστραμμένο, τραυματισμένο δέρμα ή μετεγχειρητικά τραύματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
2. Εάν μια από τις μάσκες είναι κατεστραμμένη, σταματήστε να χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με τον οργανισμό που είναι εξουσιοδοτημένος να δέχεται αξιώσεις από καταναλωτές για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
3. Απαγορεύεται η χρήση μάσκας κατά τη φόρτιση. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μην αγγίζετε μάσκες, καλώδιο φόρτισης, προσαρμογέα USB με βρεγμένα χέρια.
4. Σταματήστε αμέσως τη χρήση εάν αισθανθείτε ενόχληση ή οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια (ερυθρότητα του δέρματος, κνησμός, αλλεργίες) ως αποτέλεσμα της χρήσης της μάσκας.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) μια μάσκα προσώπου, (2) μια μάσκα φωτοθεραπείας στην περιοχή του λαιμού και του λαιμού, (3) ένα καλώδιο για σύνδεση στον πίνακα ελέγχου τύπου C, (4) έναν πίνακα ελέγχου, 5. Τύπος καλωδίου φόρτισης C-USB, 6) οδηγίες, 7) τσάντες αποθήκευσης, 8) 2 ιμάντες μάσκας λαιμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 4 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 30 λεπτά (με 2 μάσκες ταυτόχρονα στο μέγιστο επίπεδο έντασης)

SMART TIMER: 15 min

ΤΡΟΠΟΙ:
• Κόκκινο φως LED - μήκος κύματος 660 nm
• Μπλε φως LED - μήκος κύματος 415 nm
• Πράσινο φως LED - μήκος κύματος 525 nm
• Κίτρινο φως LED - κόκκινο + πράσινο
• μικτό φως (λευκό) - κόκκινο + μπλε + πράσινο

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ):
1 επίπεδο LED ΜΑΣΚΑ
• κόκκινο φως LED: 5.455 mW/cm2
• μπλε φως LED - 12.065 mW/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 8.582 mW/cm2
Κίτρινο φως LED - 13.012 mW/cm2
• μικτό φως - 21.826 mW/cm2

ΜΑΣΚΑ ΛΑΙΜΟΥ LED
• κόκκινο φως LED: 5,171 mW/cm2
• μπλε φως LED - 10,707 mW/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 6.413 mW/cm2
• κίτρινο φως LED - 11.888 mW/cm2
• μικτό φως - 18.059 mW/cm2 ΜΑΣΚΑ LED 2 επιπέδων
• κόκκινο φως LED - 12.155 mW/cm2
• μπλε φως LED - 23.541 mW/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 12.757 mW/cm2
• κίτρινο φως LED - 16,86 mW/cm2
• μικτό φως - 26.797 mW/cm2 LED NECK MASK
• κόκκινο φως LED - 9,759 mW/cm2
• μπλε φως LED - 25,02 mW/cm2
• Πράσινο φως LED: 13.664 mW/cm2
Κίτρινο φως LED - 16.725 mW/cm2
• μικτό φως - 25.447 mW/cm2 ΜΑΣΚΑ LED 3 επιπέδων
• κόκκινο φως LED: 15,94 mW/cm2
• μπλε φως LED - 33,06 mW/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 17.461 mW/cm2
• κίτρινο φως LED - 20.607 mW/cm2
Μικτό φως - 29.321 mW/cm2 LED NECK MASK
• κόκκινο φως LED - 15.275 mW/cm2
Μπλε φως LED: 31.849 mW/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 16.986 mW/cm2
• κίτρινο φως LED - 19.561 mW/cm2
• μικτό φως - 30,183 mW/cm2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΟΣΗ (ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15 ΛΕΠΤΩΝ:
1 επίπεδο LED ΜΑΣΚΑ
• κόκκινο φως LED - 4,9095 J/cm2
• μπλε φως LED - 10,8585 J/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 7,7238 J/cm2
• κίτρινο φως LED - 11.7108 J/cm2
Μικτό φως - 19,6434 J/cm2 LED NECK MASK
• κόκκινο φως LED - 4,6539 J/cm2
• μπλε φως LED - 9,6363 J/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 5,7717 J/cm2

• κίτρινο φως LED - 10,6992 J/cm2
• μικτό φως - 16,2531 J/cm2 ΜΑΣΚΑ LED 2 επιπέδων
• κόκκινο φως LED - 10,9395 J/cm2
• μπλε φως LED - 21,1869 J/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 11,4813 J/cm2
• κίτρινο φως LED - 15.174 J/cm2
Μικτό φως - 24,1173 J/cm2 LED NECK MASK
• κόκκινο φως LED - 8,7831 J/cm2
• μπλε φως LED - 22.518 J/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 12,2976 J/cm2
• κίτρινο φως LED - 15,0525 J/cm2
• μικτό φως - 22,9023 J/cm2 ΜΑΣΚΑ LED 3 επιπέδων
Κόκκινο φως LED - 14.346 J/cm2
• μπλε φως LED - 29.754 J/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 15,7149 J/cm2
• κίτρινο φως LED - 18,5463 J/cm2
• μικτό φως - 26,3889 J/cm2 LED NECK MASK
• κόκκινο φως LED - 13,7475 J/cm2
• μπλε φως LED - 28,6641 J/cm2
• πράσινη λυχνία LED - 15,2874 J/cm2
• κίτρινο φως LED - 17,6049 J/cm2
• μικτό φως - 27,1647 J/cm2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IP22



MAMI - LIFTING MASSAGER ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ & ΛΑΙΜΟ

Βελτιώνει τον τόνο του δέρματος

Lifting προσώπου

Λειαίνει τις ρυτίδες

Μειώνει το πρήξιμο

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ορατές αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία, φωτογήρανση, χαλάρωση των ποδιών, θαμπή επιδερμίδα, ακμή, μελάγχρωση, διευρυμένοι πόροι, πρήξιμο και απώλεια ελαστικότητας του δέρματος.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS, κράμα ψευδάργυρου, ανοξείδωτο ατσάλι.

ΒΑΡΟΣ: Συσκευή μασάζ - 179 g, βάση - 108 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

EMS - ηλεκτρικό ρεύμα για μυοδιέγερση, διεισδύει βαθιά στα στρώματα του δέρματος, φτάνοντας στο μυϊκό στρώμα. Διεγείροντας τη μυϊκή σύσπαση, το EMS προάγει τη σύσφιξη του δέρματος, το αποτέλεσμα ανύψωσης εκδηλώνεται, η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης αυξάνεται, η σφριγηλότητα και η ελαστικότητα του δέρματος αυξάνεται, το πρήξιμο απομακρύνεται.

3 Φωτοθεραπεία: κόκκινο, μπλε και μικτά χρώματα του ορατού φάσματος φωτός με διαφορετικά μήκη κύματος, που διεισδύουν στο δέρμα, πυροδοτούν διαδικασίες αναγέννησης. Το μπλε φως LED με το χαμηλότερο βάθος διείσδυσης λειτουργεί στην επιφάνεια του δέρματος, απολυμαίνει το δέρμα και μειώνει έτσι τη φλεγμονή. Το κόκκινο φως LED με το υψηλότερο βάθος διείσδυσης επηρεάζει τους ινοβλάστες, οι οποίοι συνθέτουν κολλαγόνο, χρησιμοποιείται για την αναζωογόνηση του δέρματος και την καταπολέμηση των σημαδιών γήρανσης. Ο συνδυασμός κόκκινου και μπλε φωτός LED είναι ένας συνδυασμός των δύο λειτουργιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φλεγμονής.

Η δόνηση είναι μια μηχανική επίδραση στο δέρμα, λόγω της οποίας ενισχύονται όλες οι μεταβολικές διεργασίες, το δέρμα σφίγγεται, η εκδήλωση των ορατών ρυτίδων μειώνεται.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. 3 επίπεδα έντασης EMS για να επιλέξετε ένα άνετο επίπεδο έκθεσης.
2. 2 ηλεκτρόδια ως πηγές ρεύματος.
3. Η μορφή εργασίας με τη μορφή τόξου επαναλαμβάνει τις καμπύλες του ανθρώπινου σώματος, το μασάζ εφαρμόζεται σε δύο ζώνες: το πρόσωπο και το λαιμό.
4. Λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου: καθορίζετε μόνοι σας τους τρόπους λειτουργίας και τον χρόνο λειτουργίας σε καθένα από αυτά, κάνοντας έναν ξεχωριστό συνδυασμό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί POWER.
2. Για να επιλέξετε το φως της φωτοθεραπείας, πατήστε στιγμιαία το κουμπί POWER. Αυτόματα η πρώτη μπλε λυχνία LED ανάβει, το ξανά πάτημα σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια κόκκινη λυχνία LED για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μικτού φωτός, πατήστε ξανά το κουμπί POWER.
3. Αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή μασάζ, ένα σύντομο πάτημα στο κουμπί LEVEL σάς επιτρέπει να επιλέξετε το επίπεδο έντασης EMS από ασθενές σε δυνατό. Αδύναμο επίπεδο - 1 ένδειξη είναι αναμμένη.

(Χαμηλό), Μεσαίο - 2 δείκτες (Χαμηλό + Μεσαίο), Ισχυρό Επίπεδο - 3 δείκτες (Χαμηλό + Μεσαίο + Υψηλό) καύση.
4. Με ένα παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί LEVEL, ενεργοποιήστε τη δόνηση. Το ίδιο παρατεταμένο πάτημα σάς επιτρέπει να απενεργοποιήσετε τη δόνηση.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Αφαιρέστε το μακιγιάζ σας και πλύνετε το πρόσωπό σας με ένα καθαριστικό.
2. Εφαρμόστε ομοιόμορφα το προϊόν περιποίησης δέρματος (με βάση το νερό, υφή που μοιάζει με gel, που θα εξασφαλίσει μέγιστη αγωγιμότητα ρεύματος για καλύτερα αποτελέσματα).
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε τη λειτουργία φωτοθεραπείας.
4. Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης του EMS.
5. Εφαρμόστε την επιφάνεια μασάζ της συσκευής στο δέρμα του προσώπου και κάντε μασάζ κατά μήκος των γραμμών μασάζ. Μετακινηθείτε από κάτω (από το πηγούνι) προς τα πάνω (στη γραμμή των μαλλιών στο μέτωπο).
6. Επαναλάβετε τη διαδικασία σε όλες τις γραμμές μασάζ τρεις φορές. Δεν συνιστάται η εργασία με τη συσκευή για περισσότερο από 10 λεπτά.
7. Αφού ολοκληρώσετε το μασάζ, απενεργοποιήστε τη συσκευή, καθαρίστε την επιφάνεια μασάζ της συσκευής με ένα μαντηλάκι καθαρισμού.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΚΜΗ / ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ	ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	Λειτουργία LED: • Μπλε φως LED - 5 λεπτά • Κόκκινη λυχνία LED - 2 λεπτά Λειτουργία "EMS" • Μέσο επίπεδο έντασης - 5-7 λεπτά Οι λειτουργίες χρησιμοποιούνται όχι ταυτόχρονα, αλλά με την καθορισμένη σειρά	ΜΕΡΑ ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ	2 εβδομάδες 3-4 ημέρες διάλειμμα 2 εβδομάδες 4-5 εβδομάδες κύκλοι ανά έτος
ΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ / ΞΗΡΟ ΔΕΡΜΑ / ΧΡΩΣΤΩΣΗ / ΑΝΟΙΜΟΣ ΤΟΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΒΡΑΔΥ	Λειτουργία LED: • Κόκκινο φως LED - 7 λεπτά • Μικτό φως - 5 λεπτά λειτουργία "EMS": • Χαμηλή ένταση - 5 λεπτά • Μέσο επίπεδο έντασης - 3 λεπτά • Μέγιστο επίπεδο (για πυκνό δέρμα) - 3 λεπτά λειτουργίας LED και EMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα	2 φορές την εβδομάδα	3-4 εβδομάδες 1 εβδομάδα διάλειμμα Επαναλάβετε τον κύκλο 4 εβδομάδων Στη συνέχεια επαναλάβετε σε μόνιμη βάση
ΟΡΑΤΑ ΑΓΓΕΙΑ / ΚΟΥΠΕΡΟΖ / ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ	ΒΡΑΔΥ	Λειτουργία "LED": • Κόκκινο φως LED - 7 λεπτά • Μικτό φως - 5 λεπτά Λειτουργία "Δόνηση": 5 λεπτά Λειτουργία "EMS" για couperosis αντενδείκνυται Οι λειτουργίες χρησιμοποιούνται όχι ταυτόχρονα, αλλά με την καθορισμένη σειρά	2 φορές την εβδομάδα	4 εβδομάδες Διάλειμμα 1 εβδομάδα Επαναλάβετε τον κύκλο 4 εβδομάδων Στη συνέχεια επαναλάβετε σε μόνιμη βάση

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το δέρμα σας υποβάλλεται σε στάδιο επούλωσης μετά από καλλυντικά ή χημικά peeling, laser resurfacing, fractional laser rejuvenation, μεσοθεραπεία ή μετά από χρήση δερματικών πληρωτικών τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω των 12 ετών.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες.
4. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την υγεία των αυτιών (εξωτερική ωτίτιδα, ωτίτιδα, άλλες ασθένειες).
5. Μη χρησιμοποιείτε συσκευή μασάζ σε σκασμένο δέρμα, παρουσία ανοιχτών πληγών, σε προβληματικό ή ερεθισμένο δέρμα (δέρμα που υποφέρει από σοβαρή ακμή, ηλιακό έγκαυμα, μόλυνση κ.λπ.).
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια, καθώς το δέρμα εκεί είναι λεπτό και λεπτό.
7. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στον βλεννογόνο (για παράδειγμα, μέσα στη μύτη, το στόμα, την περιοχή των γεννητικών οργάνων), καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τοπικό ερεθισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Διατηρήστε στεγνά την υποδοχή φόρτισης και το καλώδιο USB.
2. Μη φορτίζετε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον (π.χ. κοντά σε γεμάτη μπανιέρα, ντους εργασίας, κοντά σε γεμάτη πισίνα νερού).
3. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με το καλώδιο USB που συνοδεύει αυτό το μασάζ.
4. Εάν το καλώδιο USB είναι κατεστραμμένο, αντικαταστήστε το μόνο με το αρχικό καλώδιο για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
5. Φορτίστε τη συσκευή μασάζ πλήρως 100% τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 μήνες - αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) μασάζ, (2) υποστήριξη βάσης, (3) καλώδιο φόρτισης USB-C, 4. οδηγία, (5) χαρτοπετσέτα, (6) τσάντα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 5-9 V

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: 3,7 W

ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ: ιόν λιθίου

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 900 mAh

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 147,1x83x44,4 mm (συσκευή), 57,1x57,1x76 mm (στάση)

ΒΑΡΟΣ: συσκευή - 179 g, βάση - 108 g

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 3 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Λειτουργία κόκκινου φωτός LED/Μπλε λυχνία LED - 200 λεπτά Λειτουργία μικτού φωτός - 300 λεπτά

ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ:
Κόκκινο φως LED: 7,7867 mW/cm2
• Μπλε φως LED - 32.758 mW/cm2
• Μικτό φως - 23.322 mW/cm2

EMS:
• Επίπεδο 1 - 0,08 mA
• Επίπεδο 2 - 0,11 mA
• Επίπεδο 3 - 0,13 mA

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 34,7 kHz

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ: Κόκκινο φως LED - 625 nm - μπλε φως LED - 465 nm

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ: διφασική συμμετρική ορθογώνια κυματομορφή

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX4



ΜΕΙ1 - EMS ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΛΑΙΜΟΥ

Ανύψωση σε σχήμα V

Μειώνει το πρήξιμο

Σμιλεύει περιγράμματα

Λειαίνει τις πτυχές & τις ρυτίδες

ΑΝΑΓΚΕΣ: απώλεια ελαστικότητας και χαλάρωση του περιγράμματος του προσώπου, πρωινό πρήξιμο, μυϊκοί σπασμοί και ένταση, ρυτίδες, θαμπή όψη και μειωμένη απορρόφηση προϊόντων καθημερινής περιποίησης.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS.

ΒΑΡΟΣ: 78 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
Η συσκευή έχει πολύπλοκη επίδραση σε όλα τα στρώματα των ιστών λόγω συνέργειας
4 τεχνολογίες:

EMS - μιμηθείτε τα φυσικά βιοηλεκτρικά σήματα του σώματος, συστέλλοντας και εκπαιδεύοντας απαλά τους μύες του προσώπου, επαναφέροντάς τους τον τόνο.

Βαθιά θερμότητα (42 °C) - Η θερμική έκθεση χαλαρώνει τους σπασμωδικούς μύες και ενισχύει τη μικροκυκλοφορία.

ΔΟΝΗΣΗ ΚΥΜΑΤΟΣ (8500 rpm) - οι μηχανικές ταλαντώσεις υψηλής συχνότητας προάγουν την ισχυρή λεμφική παροχέτευση, μειώνοντας το πρήξιμο και τη στασιμότητα υγρών στους ιστούς.

ION IMPORT (ionophoresis) - σε συνδυασμό με τη θέρμανση, αυτή η τεχνολογία βοηθά τα ενεργά συστατικά της περιποίησης ορού να διεισδύσουν στα βαθιά στρώματα του δέρματος, πολλαπλασιάζοντας την αποτελεσματικότητά τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Σχεδίαση 360°: Όλες οι πλευρές της συσκευής χρησιμεύουν για εφαρμογές. Οι επάνω κύλινδροι προορίζονται για μασάζ 3D, οι πλευρικές επιφάνειες για μασάζ gua sha και η κάτω προεξοχή για πίεση σε συγκεκριμένα σημεία.
2. 4 τεχνολογίες σε 1 συσκευή: EMS, κυματική δόνηση, θέρμανση και ιοντοφόρηση.
3. 2 τρόποι λειτουργίας: βασικός τρόπος λειτουργίας (λευκός δείκτης) για πρωινή λεμφική παροχέτευση και τόνωση. σύνθετη λειτουργία με θέρμανση (κόκκινη ένδειξη) για εντατική βραδινή αντιγηραντική φροντίδα και χαλάρωση.
4. Έξυπνος χρονοδιακόπτης: για ασφαλή χρήση, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 λεπτά συνεχούς λειτουργίας και επίσης μπαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από 2 λεπτά αδράνειας.
5. Φορητότητα και αυτονομία: Η ενσωματωμένη μπαταρία 800 mAh παρέχει έως και 80 λεπτά συνεχούς χρήσης με μία μόνο φόρτιση.

6. Ευελιξία εφαρμογής: ο σχεδιασμός της συσκευής μασάζ επιτρέπει τη χρήση της για περιποίηση spot, roller και lifting, καθώς και για μασάζ στον λαιμό, τους ώμους, τα χέρια και τα πόδια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 1-2 δευτερόλεπτα (θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα).
2. Πρώτη σύντομη πίεση (Προεπιλεγμένη λειτουργία): Περιλαμβάνει EMS, Δόνηση και Εισαγωγή ιόντων. Ο δακτύλιος ένδειξης ανάβει με λευκό φως. Ιδανικό για την αφαίρεση του πρωινού οιδήματος και την τόνωση.
3. Δεύτερο σύντομο πάτημα (σύνθετη λειτουργία): Συνδέει τη λειτουργία βαθιάς θέρμανσης με προηγούμενες τεχνολογίες. Η ένδειξη ανάβει με κόκκινο χρώμα. Κατάλληλο για εντατική ανύψωση και χαλάρωση.
4. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη αναβοσβήνει ομαλά το κόκκινο φως LED και όταν φτάσει στο 100%, καίει συνεχώς.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Για να λειτουργήσει το EMS, είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε ένα αγώγιμο τζελ, ενυδατικό σέρουμ ή αιθέριο έλαιο αυστηρά σε υδάτινη βάση άφθονα σε καθαρό δέρμα. Το προϊόν περιποίησης δεν πρέπει να περιέχει έλαια και οξέα (AHA, BHA, PHA-οξέα, ρετινόλη, υψηλές συγκεντρώσεις βιταμίνης C).
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
3. Κάντε ένα μασάζ κατά μήκος των γραμμών μασάζ, πιέζοντας σφιχτά την επιλεγμένη επιφάνεια εργασίας στο δέρμα. Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται ομαλά, με σταθερή ταχύτητα και χωρίς υπερβολική πίεση.
4. Μετά από 10 λεπτά λειτουργίας, το έξυπνο χρονόμετρο θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη συσκευή.
5. σκουπίστε τη συσκευή μασάζ με ένα υγρό μαντηλάκι (η συσκευή διαθέτει κατηγορία προστασίας από την υγρασία IPX3 - απαγορεύεται το πλύσιμο κάτω από ρεύμα νερού).

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΥΚΝΟΣ, ΠΟΥΡΗΓΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ	Βράδυ, 2ο μισό της ημέρας	Λειτουργία "EMS, δόνηση, εισαγωγή ιόντων" - 3-5 λεπτά Λειτουργία "EMS, δόνηση, εισαγωγή ιόντων, θέρμανση" - 5 λεπτά	2-3 φορές την εβδομάδα	Θεραπεία: 10 εβδομάδες. Διάλειμμα: 2 εβδομάδες. Επαναλάβετε τον κύκλο 10 εβδομάδων σε συνεχή βάση.
ΞΗΡΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ	Πρωί.	Λειτουργία "EMS, δόνηση, εισαγωγή ιόντων" - 3-4 λεπτά Λειτουργία "EMS, δόνηση, εισαγωγή ιόντων, θέρμανση" - 3-4 λεπτά	1-2 φορές την εβδομάδα	Θεραπεία: 10 εβδομάδες. Διάλειμμα: 2 εβδομάδες. Επαναλάβετε τον κύκλο 10 εβδομάδων σε συνεχή βάση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Η χρήση απαγορεύεται σε άτομα με βηματοδότη, οστεοπόρωση, απώλεια της αίσθησης της θερμοκρασίας ή του πόνου ή δερματικές παθήσεις.
2. Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές με κοψίματα, μετά από πλαστική επέμβαση, σε πυώδες ή φλεγμονώδες δέρμα, καθώς και στην περιοχή των βολβών, των βλεφάρων και του θυρεοειδούς αδένα.
3. Μην χρησιμοποιείτε σε περιοχές με μεταλλικές προθέσεις.
4. Άτομα που υποβάλλονται σε οδοντιατρική θεραπεία (ή έχουν σφραγίσματα/ σιδεράκια), καθώς και για αλλεργίες σε μέταλλο, κουπέρωση (τελαγγειεκτασία) θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή με προσοχή.

5. Σε εγκυμοσύνη, έμμηνο ρύση, γαλουχία, υπέρταση ή πυρετό, εφαρμόστε μόνο μετά από συμβουλή γιατρού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη.
2. Απαγορεύεται η χρήση του σε νερό, το πλύσιμο κάτω από μια βρύση ή η αποθήκευση σε συνθήκες υψηλής υγρασίας (για παράδειγμα, στο μπάνιο).
3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση. Πάντα να το αποσυνδέετε από το δίκτυο πριν από μια περίοδο λειτουργίας.
4. Εάν κατά τη φόρτιση ή τη χρήση παρατηρήσετε μη φυσιολογική θέρμανση ή καπνό, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή.
5. Αποφύγετε τις πτώσεις της συσκευής και τα φυσικά χτυπήματα.
6. Διατηρείτε τη συσκευή σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Για μακροχρόνια αποθήκευση χωρίς χρήση, επαναφορτίζετε την μπαταρία κάθε 3 μήνες.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) μασάζ, (2) τσάντα αποθήκευσης, (3) καλώδιο φόρτισης τύπου C,
4. οδηγίες χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ Χ Π Χ Β): 140×80×10 mm

ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ: ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 5 V

ΔΥΝΑΜΗ: 4,4 W

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 800 mAh

SMART TIMER: 10 min

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: ≤ 2 h

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΧΡΕΩΣΗ): 80 min

ΤΡΕΧΟΝ: 1,4 mA

ΔΟΝΗΣΗ: 8500 στροφές ανά λεπτό

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 42 °C

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX3



MIGA - ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ FLOSER WATER

Βοηθά στην πρόληψη της ουλίτιδας

Αφαιρεί τα υπολείμματα τροφών

Βοηθά στην πρόληψη της τερηδόνας

Καθαρίζει τις δυσπρόσιτες περιοχές του στόματος

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: Οδοντική πλάκα, τερηδόνα, ουλίτιδα, οσμή αναπνοής.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS.

ΒΑΡΟΣ: 157 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Το υγρό καθαρίζει αποτελεσματικά τα πιο δυσπρόσιτα σημεία της στοματικής κοιλότητας, απομακρύνει τα υπολείμματα τροφών, γεγονός που εμποδίζει την εμφάνιση τερηδόνας.

Η πίεση του υγρού που δημιουργείται από το ποτιστικό κάνει μασάζ στα ούλα, διεγείροντας την κυκλοφορία του αίματος και την επούλωση τους.

Ο καθαρισμός των νερών της γλώσσας και των μάγουλων σας επιτρέπει να εξαλείψετε την κακοσμία του στόματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Συνδυάζεται με το ποτιστικό 1 τυπικό ακροφύσιο (στόμιο), θήκη αποθήκευσης και καλώδιο φόρτισης.
2. 1 λειτουργία.
3. Ο όγκος της δεξαμενής είναι 70 ml.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής φορτίστε πλήρως την μπαταρία, για το σκοπό αυτό συνδέστε το μαγνητικό καλώδιο φόρτισης στις επαφές στο σώμα του ποτίσματος. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
2. Τοποθέτηση/αφαίρεση του ακροφυσίου Εισαγάγετε το ακροφύσιο στην οπή στο επάνω κάλυμμα της συσκευής πριν κάνετε κλικ. Ένα κλικ υποδεικνύει ότι το ακροφύσιο έχει εγκατασταθεί με επιτυχία. Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, πιέστε το επάνω κάλυμμα της συσκευής και, κρατώντας το σε αυτή τη θέση, αφαιρέστε το ακροφύσιο.
3. Γέμισμα της δεξαμενής Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού που βρίσκεται στο κάτω μέρος της και γεμίστε το δοχείο με νερό.
4. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να πατήσετε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Σημείωση: Κατά τη χρήση της συσκευής, η ένδειξη ανάβει συνεχώς με μπλε χρώμα.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Τοποθετήστε το ακροφύσιο και φέρτε τη συσκευή σε κατάσταση λειτουργίας. Για να το κάνετε αυτό, κρατήστε το προϊόν από το σώμα με το ένα χέρι και τραβήξτε το δοχείο νερού προς τα κάτω με το άλλο χέρι.
2. Τοποθετήστε το ακροφύσιο στη στοματική κοιλότητα, στρέψτε το προς τα δόντια και πατήστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Κατά τον καθαρισμό, το ποτιστικό πρέπει να διατηρείται κάθετα.
3. Για καλύτερα αποτελέσματα, ξεκινήστε το βούρτσισμα με τους γομφίους (πίσω δόντια) και μετακινήστε το ακροφύσιο στα μπροστινά δόντια. Κατευθύνετε τη ροή του νερού προς τα ούλα υπό γωνία 90 μοιρών, μην ανοίγετε το στόμα σας διάπλατα για να μην πιτσιλάει το νερό τριγύρω.
4. Είναι απαραίτητο να μετακινήσετε το ακροφύσιο κατά μήκος της γραμμής των ούλων, παραμένοντας για λίγο σε κάθε δόντι έως ότου καθαριστεί η τσέπη των ούλων και ο μεσοδόντιος χώρος.
5. Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί on/off και αφαιρέστε το υπόλοιπο νερό από τη δεξαμενή. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής και στραγγίστε το νερό και, στη συνέχεια, διπλώστε το ποτιστικό στην αρχική του κατάσταση.
6. Πραγματοποιήστε καθαρισμό της στοματικής κοιλότητας 2 φορές την ημέρα, μετά το φαγητό.
Σημείωση: Η ελαφριά αιμορραγία κατά τον πρώτο καθαρισμό είναι φυσιολογική, θα εξαφανιστεί μέσα σε μια εβδομάδα. Εάν η αιμορραγία δεν σταματήσει για περισσότερο από 2 εβδομάδες, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:
2 φορές την ημέρα, μετά το γεύμα, για τη φροντίδα των ορθοδοντικών δομών - μετά από κάθε γεύμα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Είναι απεριόριστο.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. έξαρση της περιοδοντίτιδας, οξείες φλεγμονώδεις διεργασίες στη στοματική κοιλότητα.
2. Σοβαρή αιμορραγία των ούλων.
3. Η περίοδος κατά τους 2 πρώτους μήνες μετά την επέμβαση στη στοματική κοιλότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Μη χρησιμοποιείτε ποτιστικό στο ντους, μην βυθίζετε το ποτιστικό στο νερό και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος να πέσει στο νερό.
2. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία, καθώς και σε μέρη εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως.
3. Μην παίρνετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια κατά τη φόρτιση, μην αφήνετε ποτέ το προϊόν χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση.
4. Χειριστείτε προσεκτικά το καλώδιο φόρτισης: κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, μην τεντώνετε, λυγίζετε ή στρίβετε χρησιμοποιώντας δύναμη, μην επιτρέπετε τη σύσφιξη του καλωδίου, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία του. Μην χρησιμοποιείτε το ποτιστικό και μην το φορτίζετε εάν η ίδια η συσκευή ή το καλώδιο φόρτισης είναι κατεστραμμένο (ως αποτέλεσμα πτώσης, εισροής νερού κ.λπ.).
5. το ποτιστικό πρέπει να φορτίζεται μόνο με τον αρχικό φορτιστή, μην συνδέετε αυτή τη συσκευή στο δίκτυο με τάση διαφορετική από την τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς ακροφύσιο, μη χρησιμοποιείτε ακροφύσια που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

7. Φυλάσσετε σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο από παιδιά.
8. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στο ποτιστικό.
9. Πριν καλέσετε νερό στη δεξαμενή, αποσυνδέστε τη συσκευή από το καλώδιο φόρτισης, μην επιτρέψετε την υπερχείλιση όταν γεμίζετε τη δεξαμενή.
10. Πριν από τον καθαρισμό και το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και δεν φορτίζει.
ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) θήκη αποθήκευσης, (2) ποτιστικό, (3) ακροφύσιο, (4) καλώδιο φόρτισης USB μαγνητική υποδοχή, (5) οδηγίες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: περισσότερες από 2 ώρες

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 20 min

SMART TIMER: όχι

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΠΛΗΡΗ ΔΕΜΕΝΟΔΟΤΗΣΗ: 30 s

ΔΥΝΑΜΗ: 482,3 kPa

ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ: 900-1100

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ: 70 ml

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX7



MIGA BLACK - ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ

Βοηθά στην πρόληψη της ουλίτιδας

Αφαιρεί τα υπολείμματα τροφών

Βοηθά στην πρόληψη της τερηδόνας

Καθαρίζει τις δυσπρόσιτες περιοχές του στόματος

Φροντίδα για ορθοδοντικές συσκευές

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: Οδοντική πλάκα, τερηδόνα, κολλημένα υπολείμματα τροφών σε ορθοδοντικές δομές και μεσοδόντιο χώρο, ουλίτιδα, οσμή της αναπνοής.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS.

ΒΑΡΟΣ: 183 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Το υγρό καθαρίζει τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, γεγονός που σας επιτρέπει να αποτρέψετε την εμφάνιση τερηδόνας, καθώς και καθαρές ορθοδοντικές δομές.

Η πίεση του υγρού που δημιουργείται από το ποτιστικό κάνει μασάζ στα ούλα, διεγείροντας την κυκλοφορία του αίματος και την επούλωση τους.

Ο καθαρισμός των νερών της γλώσσας και των μάγουλων σας επιτρέπει να εξαλείψετε την κακοσμία του στόματος.

3 τρόποι έκθεσης και 4 ακροφύσια στο κιτ θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματική απομάκρυνση των υπολειμμάτων τροφών, της πλάκας, τον καθαρισμό των μεσοδόντιων διαστημάτων, των τσέπες των ούλων, της γλώσσας και των ορθοδοντικών δομών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. 4 ακροφύσια στο σετ (στάνταρ, περιοδοντολογικά, ορθοδοντικά, ακροφύσιο για τον καθαρισμό της γλώσσας).
2. Στη θήκη της συσκευής υπάρχει θήκη για την αποθήκευση του ακροφυσίου.
3. 3 τρόποι λειτουργίας (λεπτή, παλμική, ισχυρή).
4. Ο όγκος της δεξαμενής είναι 140 ml.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Ρυθμίστε το ακροφύσιο πριν από το κλικ.
Ολοκληρωμένο με το ποτιστικό είναι 4 τύποι ακροφυσίων, καθένα από τα οποία έχει τη δική του λειτουργία:
Το βασικό ακροφύσιο προορίζεται για καθημερινή υγιεινή των δοντιών. Η κυρτή άκρη βοηθά στην απομάκρυνση της πλάκας και των υπολειμμάτων τροφής.
Το περιοδοντολογικό ακροφύσιο χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των θυλάκων των ούλων (σχηματίζονται όταν τα φλεγμονώδη ούλα απομακρύνονται από το δόντι, σχηματίζοντας μια τσέπη).

Αυτό το ακροφύσιο έχει μαλακό καουτσούκ για την περιποίηση των ούλων.
• Το ορθοδοντικό ακροφύσιο έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει συστήματα νάρθηκα. Στο τέλος αυτού του ακροφυσίου, εκτός από την τρύπα για τη διέλευση του νερού, υπάρχει μια βούρτσα με σκληρές τρίχες. Εξαιτίας των οποίων οι κλειδαριές των ορθοδοντικών δομών καθαρίζονται, πλάκα και υπολείμματα τροφών ξεπλένονται από αυτές.
Το ακροφύσιο καθαρισμού γλώσσας έχει σχήμα κουταλιού και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ακροφύσιο για να αφαιρέσετε τη μόλυνση της πλάκας και των μαλακών ιστών.
2. Ανοίξτε τη δεξαμενή και γεμίστε τη με νερό.
3. Τοποθετήστε το ακροφύσιο στη στοματική κοιλότητα και πατήστε στιγμιαία το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
4. Το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού στη συσκευή χρησιμοποιείται για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών.
Η συσκευή έχει 3 λειτουργίες:
Λεπτό (πράσινος δείκτης) - χαμηλή πίεση, κατάλληλο για αρχάριους και άτομα με ευαίσθητα δόντια.
Παλμός (μπλε δείκτης) - μεταβλητή παλμική πίεση, εναλλαγή ισχυρών και αδύναμων λειτουργιών για βαθύ καθαρισμό και μασάζ των ούλων.
Λειτουργία Powerful (λευκή ένδειξη): υψηλή πίεση για αποτελεσματικό καθημερινό καθαρισμό που καλύπτει τις ανάγκες των περισσότερων χρηστών.
5. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή με ένα σύντομο πάτημα. Όταν απενεργοποιηθεί, η συσκευή θα θυμάται τη λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά και την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα σε αυτήν τη λειτουργία.
6. Πατήστε το κουμπί για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο και αφαιρέστε το προσεκτικά, ανοίξτε τη θήκη αποθήκευσης των ακροφυσίων και τοποθετήστε το ακροφύσιο μέσα σε αυτό.
7. Μην ξεχνάτε τον τακτικό καθαρισμό: χωρίστε τη δεξαμενή και πλύντε την. Σημείωση: Χρησιμοποιήστε μια ευαίσθητη λειτουργία κατά την αρχική χρήση του ποτίσματος. Η ελαφριά αιμορραγία κατά τον πρώτο καθαρισμό είναι ο κανόνας, θα εξαφανιστεί μέσα σε μια εβδομάδα. Εάν η αιμορραγία δεν σταματήσει για περισσότερο από 2 εβδομάδες, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Για κανονικό καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα τυπικό ακροφύσιο πολλαπλών λειτουργιών. Κάντε κλικ στο κουμπί on, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ακροφύσιο απέναντι από τα δόντια, έτσι ώστε η δέσμη νερού να είναι κάθετη στην περιοχή που υποβλήθηκε σε θεραπεία. Σημείωση: Τα ευαίσθητα ούλα αρχίζουν εύκολα να αιμορραγούν. Μην κατευθύνετε το πίδακα απευθείας στα ούλα, τα άτομα με ευαίσθητα δόντια συμβουλεύονται να επιλέξουν ένα λεπτό σχήμα.
2. Ξεκινήστε να βουρτσίζετε τα πίσω δόντια σας και μετακινηθείτε στα μπροστινά σας δόντια. Περάστε ολόκληρη την οδοντοστοιχία, παραμένοντας για λίγο σε κάθε δόντι μέχρι να καθαριστούν τα ούλα και το διάστημα μεταξύ των δοντιών. Εάν ξεκινήσατε από το εξωτερικό της οδοντοστοιχίας, επαναλάβετε τη διαδικασία για την πλάτη. Αυτός ο αλγόριθμος πρέπει να εκτελείται τόσο για την άνω όσο και για την κάτω σειρά δοντιών.
3. Για να καθαρίσετε τις τσέπες των ούλων, χρησιμοποιήστε ένα περιοδοντολογικό ακροφύσιο. Κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία. Τοποθετήστε το ακροφύσιο υπό γωνία έτσι ώστε το άκρο του ακροφυσίου να είναι στραμμένο προς την ουλική άκρη και στον οδοντικό θύλακα. Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό σύμφωνα με τις συστάσεις που αναφέρονται παραπάνω.
4. Για να καθαρίσετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε ένα ακροφύσιο σε σχήμα κουταλιού. Τοποθετήστε το ακροφύσιο, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

Μετακινήστε το ακροφύσιο μέσα από τη γλώσσα με σαρωτικές κινήσεις προς μία κατεύθυνση από τη ρίζα μέχρι την άκρη της γλώσσας. Το βούρτσισμα της γλώσσας σας θα πρέπει να διαρκεί 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή περίπου 5 προσεγγίσεις.
5. Για να καθαρίσετε τα συστήματα του νάρθηκα, χρησιμοποιήστε ένα ορθοδοντικό ακροφύσιο. Εκτός από την τρύπα για τη διέλευση ενός ρεύματος νερού, έχει μια βούρτσα με σκληρές τρίχες στο τελείωμα, έτσι καθαρίζει καλά τις κλειδαριές των συστημάτων νάρθηκα, ξεπλένοντας την πλάκα και τα υπολείμματα τροφών από αυτά.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:
2 φορές την ημέρα, μετά το γεύμα, για τη φροντίδα των ορθοδοντικών δομών - μετά από κάθε γεύμα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Είναι απεριόριστο.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. έξαρση της περιοδοντίτιδας, οξείες φλεγμονώδεις διεργασίες στη στοματική κοιλότητα.
2. Σοβαρή αιμορραγία των ούλων.
3. Δεν συνιστάται η χρήση εντός λίγων εβδομάδων μετά την επέμβαση στη στοματική κοιλότητα.
4. Εάν έχετε πάθηση των ούλων ή είχατε χειρουργική επέμβαση στο στόμα τους τελευταίους 2 μήνες, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην αντικαθιστάτε τα εξαρτήματά της για να αποφύγετε ζημιές που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αφαίρεση της συσκευής από την εγγύηση.
2. Μη χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 50 °C στη δεξαμενή στοματικού καθαρισμού για να αποφύγετε εγκαύματα.
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο, αντικαταστήστε τα πριν από τη χρήση. Μην διαταράσσετε την ακεραιότητα του καλωδίου τροφοδοσίας: μην το τεντώνετε, μην το λυγίζετε ή το στρίβετε. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να συνθλίβεται από βαριά αντικείμενα ή να σφίγγεται μεταξύ αντικειμένων και κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας.
4. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον προορισμό της: για τον καθαρισμό του στόματος. Μην πιέζετε τα δόντια και τα ούλα σας για να μην τα καταστρέψετε.
5. Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε βλάβες ή πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και άλλους κινδύνους.
6. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές ανοιχτής φωτιάς και θερμάστρες.
7. Μη φορτίζετε τη συσκευή σε υγρά μέρη, όπως στο μπάνιο ή στην τουαλέτα.
8. Μη χρησιμοποιείτε ποτιστικό χωρίς ακροφύσιο.
9. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για παιδιά. Η χρήση είναι δυνατή μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Φυλάξτε το σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο στα παιδιά.
10. Μην προσθέτετε στοματικό ξέβγαλμα στη δεξαμενή νερού, αυτό θα οδηγήσει σε διάβρωση και προσκόλληση της δεξαμενής στο σώμα της συσκευής, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με το άνοιγμα της δεξαμενής στο μέλλον.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) ποτιστικό, (2) τυπικό ακροφύσιο, (3) περιοδοντικό ακροφύσιο,
4. ορθοδοντικό ακροφύσιο, (5) ακροφύσιο καθαρισμού γλώσσας, (6) τσάντα αποθήκευσης, (7) καλώδιο φόρτισης USB-C, (8) οδηγίες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 1,5 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 90 min

SMART TIMER: όχι

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΠΛΗΡΗ ΔΕΜΕΝΟΔΟΤΗΣΗ: 40 s

ΔΥΝΑΜΗ: • ευαίσθητη λειτουργία: 275-413 kPa • παλμική λειτουργία: 413-758 kPa • ισχυρή λειτουργία: 827-965 kPa

ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ: 1600

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ: 140 ml

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX7



MIGA NEW - ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ FLOSER WATER

Βοηθά στην πρόληψη της ουλίτιδας

Αφαιρεί τα υπολείμματα τροφών

Βοηθά στην πρόληψη της τερηδόνας

Καθαρίζει τις δυσπρόσιτες περιοχές του στόματος

Φροντίδα για ορθοδοντικές συσκευές

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: Οδοντική πλάκα, τερηδόνα, κολλημένα υπολείμματα τροφών σε ορθοδοντικές δομές, ουλίτιδα, οσμή αναπνοής.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS.

ΒΑΡΟΣ: 195 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Το υγρό καθαρίζει τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, γεγονός που σας επιτρέπει να αποτρέψετε την εμφάνιση τερηδόνας, καθώς και καθαρές ορθοδοντικές δομές.

Η πίεση του υγρού που δημιουργείται από το ποτιστικό κάνει μασάζ στα ούλα, διεγείροντας την κυκλοφορία του αίματος και την επούλωση τους.

Ο καθαρισμός των νερών της γλώσσας και των μάγουλων σας επιτρέπει να εξαλείψετε την κακοσμία του στόματος.

Περιλαμβάνονται με το ποτιστικό 3 τύποι NASADOK, καθένας από τους οποίους έχει τη δική του λειτουργία:

Το βασικό ακροφύσιο προορίζεται για καθημερινή υγιεινή των δοντιών. Η κυρτή άκρη βοηθά στην απομάκρυνση της πλάκας και των υπολειμμάτων τροφής.

Το PARODONTOLOGICAL NASADKA χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των θυλάκων των ούλων (σχηματίζονται όταν τα φλεγμονώδη ούλα απομακρύνονται από το δόντι, σχηματίζοντας μια τσέπη). Αυτό το ακροφύσιο έχει μαλακό καουτσούκ για την περιποίηση των ούλων.

Η NASA για τον καθαρισμό της γλώσσας έχει σχήμα κουταλιού και με αυτό το ακροφύσιο μπορείτε να αφαιρέσετε τη μόλυνση της πλάκας και των μαλακών ιστών.

Η λειτουργία απολύμανσης έχει σχεδιαστεί για την αποστείρωση των ακροφυσίων. Σε επαφή με νερό, φυτικά διαλύματα υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης παθογόνου μικροχλωρίδας στα ακροφύσια του ποτιστή. Στο διαμέρισμα για την αποθήκευση των ακροφυσίων σε αυτόν τον ενσωματωμένο λαμπτήρα άρδευσης με υπεριώδη ακτινοβολία. Το υπεριώδες αυτού του μήκους κύματος (275 nm) έχει βακτηριοκτόνο δράση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. 3 ακροφύσια στο κιτ.
2. Αυξημένη δεξαμενή νερού - 130 ml.
3. Το πτυσσόμενο σχέδιο κάνει το ποτιστικό μινιατούρα και συμπαγές.
4. Λειτουργία απολύμανσης ακροφυσίων.
5. Θήκη αποθήκευσης ακροφυσίων ενσωματωμένη στο ποτιστικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Τοποθέτηση και αφαίρεση του ακροφυσίου Σημείωση: Εάν βρεθούν σκουπίδια κατά την πρώτη χρήση του προϊόντος (σε δεξαμενή υγρού, σε σωλήνα παροχής νερού), το προϊόν μπορεί να καταστραφεί. Μην ανησυχείτε εάν υπάρχουν ίχνη καθαρού υγρού μέσα στο προϊόν - αυτός είναι ο κανόνας. Αυτό το υγρό είναι απεσταγμένο νερό που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της απόδοσης του ποτίσματος. Πλύνετε το προϊόν και χρησιμοποιήστε το άφοβα. Αφαιρέστε το ακροφύσιο από τη θήκη αποθήκευσης των ακροφυσίων. Τοποθετήστε το στην υποδοχή, ο μαγνητικός σφιγκτήρας θα στερεώσει αυτόματα το ακροφύσιο. Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, τραβήξτε το έξω από τη φωλιά. Τοποθετήστε το ακροφύσιο στη θήκη αποθήκευσης και ασφαλίστε καλά το καπάκι.
2. Γεμίστε με νερό Ανοίξτε το καπάκι για προστασία από τη σκόνη. Κρατώντας το ποτιστικό κάθετα, ρίξτε νερό. Αφού ρίξετε νερό, κλείστε το καπάκι για προστασία από τη σκόνη. Συνιστάται η χρήση καθαρού νερού βρύσης. Εάν το νερό είναι κρύο, χρησιμοποιήστε νερό σε θερμοκρασία δωματίου όχι μεγαλύτερη από 40 ° C. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αλατόνερο, ένα μέσο για τη στοματική κοιλότητα σύμφωνα με τις συστάσεις του γιατρού.
3. Ενεργοποίηση και επιλογή λειτουργίας Για εναλλαγή λειτουργιών, κάντε κλικ στο κουμπί «Εναλλαγή λειτουργίας». Στη λειτουργία Delicate, η πρώτη ένδειξη καίγεται. Στη λειτουργία Power Mode, η δεύτερη ένδειξη είναι αναμμένη. Κατά τη μετάβαση στη λειτουργία Pulse, η τρίτη ένδειξη θα ανάψει. Στη λειτουργία απολύμανσης, ανάβει το τελευταίο - ένδειξη 4. Επιλέξτε τη σωστή λειτουργία. Συνιστάται να ξεκινήσετε με μια ευαίσθητη λειτουργία και να αυξάνετε σταδιακά την ένταση καθώς το συνηθίζετε.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Χρησιμοποιήστε ένα τυπικό ακροφύσιο πολλαπλών λειτουργιών. Κάντε κλικ στο κουμπί on, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ακροφύσιο απέναντι από τα δόντια, έτσι ώστε η δέσμη νερού να είναι κάθετη στην περιοχή που υποβλήθηκε σε θεραπεία. Σημείωση: Τα ευαίσθητα ούλα αρχίζουν εύκολα να αιμορραγούν. Μην κατευθύνετε τον πίδακα απευθείας στα ούλα!
2. Ξεκινήστε να βουρτσίζετε τα πίσω δόντια σας και μετακινηθείτε στα μπροστινά σας δόντια. Περάστε ολόκληρη την οδοντοστοιχία, παραμένοντας για λίγο σε κάθε δόντι μέχρι να καθαριστούν τα ούλα και το διάστημα μεταξύ των δοντιών. Εάν ξεκινήσατε από το εξωτερικό της οδοντοστοιχίας, επαναλάβετε τη διαδικασία για την πλάτη. Αυτός ο αλγόριθμος πρέπει να εκτελείται τόσο για την άνω όσο και για την κάτω σειρά δοντιών. Σημείωση: Τα άτομα με ευαίσθητα δόντια συνιστώνται να επιλέξουν ένα ευαίσθητο σχήμα.
3. Κατά τη χρήση, κρατήστε το προϊόν κάθετα για να αποφύγετε την αποσύνδεση του μαγνητικού σφιγκτήρα του ακροφυσίου, που μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της παροχής νερού.
4. Για να καθαρίσετε τις τσέπες των ούλων, χρησιμοποιήστε περιοδοντολογικό ακροφύσιο. Κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία. Τοποθετήστε το ακροφύσιο υπό γωνία έτσι ώστε το άκρο του ακροφυσίου να είναι στραμμένο προς την ουλική άκρη και στον οδοντικό θύλακα. Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό σύμφωνα με τις συστάσεις που αναφέρονται παραπάνω.

5. Για να καθαρίσετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε ένα ακροφύσιο σε σχήμα κουταλιού. Τοποθετήστε το ακροφύσιο, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία. Μετακινήστε το ακροφύσιο μέσα από τη γλώσσα με σαρωτικές κινήσεις προς μία κατεύθυνση από τη ρίζα μέχρι την άκρη της γλώσσας. Το βούρτσισμα της γλώσσας σας θα πρέπει να διαρκεί 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή περίπου 5 προσεγγίσεις.
6. Λειτουργία απολύμανσης: τοποθετήστε το ακροφύσιο στο χώρο αποθήκευσης του ακροφυσίου και κλείστε το καπάκι για προστασία από τη σκόνη.
7. Κάντε κλικ στο διακόπτη λειτουργίας για να επιλέξετε την τέταρτη λειτουργία - λειτουργία απολύμανσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ενεργοποίησης.
8. Η λειτουργία απολύμανσης θα ενεργοποιηθεί για την αποστείρωση του ακροφυσίου και του χώρου αποθήκευσης του ακροφυσίου.
9. Μην κοιτάτε απευθείας τη μωβ λάμπα αποστείρωσης για να αποφύγετε βλάβη στην όραση.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:
2 φορές την ημέρα, μετά το γεύμα, για τη φροντίδα των ορθοδοντικών δομών - μετά από κάθε γεύμα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Είναι απεριόριστο.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. έξαρση της περιοδοντίτιδας, οξείες φλεγμονώδεις διεργασίες στη στοματική κοιλότητα.
2. Σοβαρή αιμορραγία των ούλων.
3. Αμέσως μετά την επέμβαση στη στοματική κοιλότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, κρατήστε το βύσμα φόρτισης στεγνό.
2. Μην συνδέετε σε πηγή ρεύματος με τάση διαφορετική από αυτή που καθορίζεται.
3. Μην αγγίζετε το φορτιστή με βρεγμένα χέρια.
4. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη ή δυσλειτουργική συσκευή.
5. Μην κατευθύνετε ένα ρεύμα νερού απευθείας στη γλώσσα, τα αυτιά ή άλλα μέρη του σώματος - η πίεση του νερού μπορεί να τα τραυματίσει.
6. Σε περίπτωση ασθένειας των δοντιών, χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν υπό την επίβλεψη οδοντιάτρου.
7. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα στοματικό προϊόν ή ένα προϊόν που προτείνει ο οδοντίατρός σας.
8. Μη ειδικοί δεν θα πρέπει να αποσυναρμολογούν αυτή τη συσκευή ή να εισάγουν ξένα αντικείμενα στα ανοίγματά της.
9. Δεν συνιστάται η λειτουργία αυτής της συσκευής σε δύσκολες συνθήκες εκτός των εγκαταστάσεων.
10. Μην ρίχνετε ιώδιο, λευκαντικό ή αδιάλυτα στο νερό αρωματικά έλαια στη δεξαμενή του προϊόντος, καθώς η χρήση αυτών των ουσιών θα επηρεάσει την απόδοση και θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
11. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, αφαιρέστε όλα τα κοσμήματα από το στόμα.
12. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν υπάρχουν ορατά τραύματα στη γλώσσα ή το στόμα.
13. Εάν ο γιατρός σας σας χορηγήσει αντιβιοτικά, χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο κατόπιν ρητής σύστασής του.
14. Μην κατευθύνετε ρεύμα νερού στα αυτιά σας για να αποφύγετε τραυματισμούς.
15. Μην επιτρέπετε σε παιδιά κάτω των 3 ετών να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.
16. Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό και καθαρό δωμάτιο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.

17. Πριν αφαιρέσετε το προϊόν για μακροχρόνια αποθήκευση (περισσότερο από 3 μήνες), φορτίστε πλήρως την μπαταρία.
18. Μην επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε το προϊόν χωρίς νερό στη δεξαμενή, αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη της συσκευής.
19. Μη χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 50°C για να καθαρίσετε τη δεξαμενή. Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της δεξαμενής, μην επιτρέψετε την παραμόρφωσή της ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε υψηλή θερμοκρασία. Για τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση νερού σε θερμοκρασία δωματίου κάτω από 40 ° C ή πίδακα νερού βρύσης.
20. Μην προσθέτετε οδοντόκρεμα, αλάτι, στερεά δισκία στοματικού διαλύματος ή άλλες χημικές ουσίες στο νερό για να αποφύγετε την απόφραξη και ζημιά στο προϊόν.
21. Πριν ρίξετε στοματικό διάλυμα ή αποσμητικό, ελέγξτε εάν περιέχουν ισοπροπυλμυριστικό, που μπορεί να βλάψει το προϊόν και να επηρεάσει την κανονική λειτουργία.
22. Μη χρησιμοποιείτε αραιωτικά, αλκοόλες και άλλα επιθετικά προϊόντα καθαρισμού, διαφορετικά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του χρώματος του προϊόντος και αστοχία.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) ποτιστικό, (2) τυπικό ακροφύσιο, (3) περιοδοντικό ακροφύσιο, (4) ακροφύσιο καθαρισμού γλώσσας, (5) τσάντα αποθήκευσης, (6) οδηγίες, (7) καλώδιο φόρτισης USB-C.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 3 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: • λεπτή λειτουργία - 50 λεπτά • ισχυρή λειτουργία - 45 λεπτά • παλμική λειτουργία - 100 λεπτά • λειτουργία απολύμανσης - 220 λεπτά

SMART TIMER: όχι

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΠΛΗΡΗ ΔΕΜΕΝΟΔΟΤΗΣΗ: • λεπτή λειτουργία: 35 ± 8 δευτερόλεπτα • ισχυρή λειτουργία: 30 ± 8 δευτερόλεπτα • λειτουργία ώθησης: 65 ± 10 δευτερόλεπτα

ΔΥΝΑΜΗ: • λεπτή λειτουργία: 392-637 kPa • ισχυρή λειτουργία: 686-931 kPa • παλμική λειτουργία: 588-833 kPa

ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ: 1600±20%

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ: 130 ml

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX7



MIGA PRO - ΦΟΡΗΤΟ WATER FLOSSER

Βοηθά στην πρόληψη της ουλίτιδας

Αφαιρεί τα υπολείμματα τροφών

Βοηθά στην πρόληψη της τερηδόνας

Καθαρίζει τις δυσπρόσιτες περιοχές του στόματος

Φροντίδα για ορθοδοντικές συσκευές

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: Οδοντική πλάκα, τερηδόνα, κολλημένα υπολείμματα τροφών σε ορθοδοντικές δομές, ουλίτιδα, οσμή αναπνοής.

ΥΛΙΚΑ: πλαστικό MS, πλαστικό ABS.

ΒΑΡΟΣ: 260 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Το υγρό καθαρίζει τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, γεγονός που σας επιτρέπει να αποτρέψετε την εμφάνιση τερηδόνας, καθώς και καθαρές ορθοδοντικές δομές.

Η πίεση του υγρού που δημιουργείται από το ποτιστικό κάνει μασάζ στα ούλα, διεγείροντας την κυκλοφορία του αίματος και την επούλωση τους.

Περιλαμβάνονται με το ποτιστικό 3 τύποι NASADOK, καθένας από τους οποίους έχει τη δική του λειτουργία:

Το βασικό ακροφύσιο προορίζεται για καθημερινή υγιεινή των δοντιών. Η κυρτή άκρη βοηθά στην απομάκρυνση της πλάκας και των υπολειμμάτων τροφής.

Το Orthodontic Nasa έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει συστήματα νάρθηκα. Στο τέλος αυτού του ακροφυσίου, εκτός από την τρύπα για τη διέλευση του νερού, υπάρχει μια βούρτσα με σκληρές τρίχες. Εξαιτίας των οποίων οι κλειδαριές των ορθοδοντικών δομών καθαρίζονται, πλάκα και υπολείμματα τροφών ξεπλένονται από αυτές.

Το PARODONTOLOGICAL NASADKA χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των θυλάκων των ούλων (σχηματίζονται όταν τα φλεγμονώδη ούλα απομακρύνονται από το δόντι, σχηματίζοντας μια τσέπη). Αυτό το ακροφύσιο έχει μαλακό καουτσούκ για την περιποίηση των ούλων.

Η λειτουργία απολύμανσης αποστειρώνει τη δεξαμενή. Η επαφή με νερό και φυτικά διαλύματα μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών στο ποτιστικό. Μια ενσωματωμένη λάμπα υπεριώδους αποστειρώνει τη δεξαμενή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. 3 ακροφύσια στο κιτ.
2. Αυξημένη δεξαμενή νερού - 180 ml.
3. Ο αναδιπλούμενος σχεδιασμός κάνει το ποτιστικό συμπαγές και βολικό για τη μεταφορά.
4. Λειτουργία απολύμανσης της δεξαμενής.
5. Θήκη αποθήκευσης ακροφυσίων ενσωματωμένη στο ποτιστικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Εγκατάσταση και αφαίρεση του ακροφυσίου Αφαιρέστε το ακροφύσιο από τη θήκη αποθήκευσης του ακροφυσίου. Εισαγάγετε το ακροφύσιο στην υποδοχή του ακροφυσίου πριν κάνετε κλικ για να στερεώσετε το ακροφύσιο. Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, πατήστε το κουμπί αλλαγής ακροφυσίου και τραβήξτε το από την υποδοχή. Τοποθετήστε το ακροφύσιο στη θήκη αποθήκευσης του ακροφυσίου και ασφαλίστε το καλά.
2. Γεμίστε με νερό Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής. Κρατώντας το ποτιστικό οριζόντια, ρίξτε νερό. Ρίξτε το νερό, κλείστε το καπάκι. Συνιστάται η χρήση καθαρού απεσταγμένου νερού. Εάν το νερό είναι κρύο, χρησιμοποιήστε νερό σε θερμοκρασία δωματίου όχι μεγαλύτερη από 40 ° C. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αλατόνερο, ένα μέσο για τη στοματική κοιλότητα σύμφωνα με τις συστάσεις του γιατρού.
3. Ενεργοποίηση και επιλογή λειτουργίας Κάντε κλικ στιγμιαία στο κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Επαναλάβετε, πατήστε στιγμιαία το κουμπί ενεργοποίησης για να αλλάξετε τη λειτουργία καθαρισμού. Παρατεταμένο πάτημα (3 δευτερόλεπτα) του κουμπιού λειτουργίας - αλλάζει την ταχύτητα. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή με παρατεταμένο πάτημα (3 δευτερόλεπτα). Όταν απενεργοποιηθεί, η συσκευή θα θυμάται τη λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά και την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα σε αυτήν τη λειτουργία.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Χρησιμοποιήστε ένα τυπικό ακροφύσιο πολλαπλών λειτουργιών. Κάντε κλικ στο κουμπί ενεργοποίησης, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και ταχύτητα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ακροφύσιο απέναντι από τα δόντια, έτσι ώστε η δέσμη νερού να είναι κάθετη στην περιοχή που υποβλήθηκε σε θεραπεία. Σημείωση: Τα ευαίσθητα ούλα αρχίζουν εύκολα να αιμορραγούν. Μην κατευθύνετε τον πίδακα απευθείας στα ούλα!
2. Ξεκινήστε να βουρτσίζετε τα πίσω δόντια σας και μετακινηθείτε στα μπροστινά σας δόντια. Περάστε ολόκληρη την οδοντοστοιχία, παραμένοντας για λίγο σε κάθε δόντι μέχρι να καθαριστούν τα ούλα και το διάστημα μεταξύ των δοντιών. Εάν ξεκινήσατε από το εξωτερικό της οδοντοστοιχίας, επαναλάβετε τη διαδικασία για την πλάτη. Αυτός ο αλγόριθμος πρέπει να εκτελείται τόσο για την άνω όσο και για την κάτω σειρά δοντιών. Σημείωση: Τα άτομα με ευαίσθητα δόντια συνιστώνται να επιλέξουν ένα ευαίσθητο σχήμα.
3. Για να καθαρίσετε τις τσέπες των ούλων, χρησιμοποιήστε ένα περιοδοντολογικό ακροφύσιο. Κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία. Τοποθετήστε το ακροφύσιο υπό γωνία έτσι ώστε το άκρο του ακροφυσίου να είναι στραμμένο προς την ουλική άκρη και στον οδοντικό θύλακα. Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό σύμφωνα με τις συστάσεις που αναφέρονται παραπάνω.
4. Για να καθαρίσετε τα συστήματα του νάρθηκα, χρησιμοποιήστε ένα ορθοδοντικό ακροφύσιο. Εκτός από την τρύπα για τη διέλευση ενός ρεύματος νερού, έχει μια βούρτσα με σκληρές τρίχες στο τελείωμα, έτσι καθαρίζει καλά τις κλειδαριές των συστημάτων νάρθηκα, ξεπλένοντας την πλάκα και τα υπολείμματα τροφών από αυτά.
5. Λειτουργία απολύμανσης: διπλώστε το ποτιστικό στην κλειστή του θέση και η λειτουργία καθαρισμού UV θα ξεκινήσει αυτόματα για 10 λεπτά.

6. Μην κοιτάτε απευθείας τη λάμπα αποστείρωσης μωβ χρώματος για να αποφύγετε βλάβη στην όραση.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:
2 φορές την ημέρα, μετά το γεύμα, για τη φροντίδα των ορθοδοντικών δομών - μετά από κάθε γεύμα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Είναι απεριόριστο.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. έξαρση της περιοδοντίτιδας, οξείες φλεγμονώδεις διεργασίες στη στοματική κοιλότητα.
2. Σοβαρή αιμορραγία των ούλων.
3. Αμέσως μετά την επέμβαση στη στοματική κοιλότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, κρατήστε το βύσμα φόρτισης στεγνό.
2. Μην συνδέετε σε πηγή ρεύματος με τάση διαφορετική από αυτή που καθορίζεται.
3. Μην αγγίζετε το φορτιστή με βρεγμένα χέρια.
4. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη ή δυσλειτουργική συσκευή.
5. Μην κατευθύνετε ένα ρεύμα νερού απευθείας στη γλώσσα, τα αυτιά ή άλλα μέρη του σώματος - η πίεση του νερού μπορεί να τα τραυματίσει.
6. Σε περίπτωση ασθένειας των δοντιών, χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν υπό την επίβλεψη οδοντιάτρου.
7. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα στοματικό προϊόν ή ένα προϊόν που προτείνει ο οδοντίατρός σας.
8. Μη ειδικοί δεν θα πρέπει να αποσυναρμολογούν αυτή τη συσκευή ή να εισάγουν ξένα αντικείμενα στα ανοίγματά της.
9. Δεν συνιστάται η λειτουργία αυτής της συσκευής σε δύσκολες συνθήκες εκτός των εγκαταστάσεων.
10. Μην ρίχνετε ιώδιο, λευκαντικό ή αδιάλυτα στο νερό αρωματικά έλαια στη δεξαμενή του προϊόντος, καθώς η χρήση αυτών των ουσιών θα επηρεάσει την απόδοση και θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
11. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, αφαιρέστε όλα τα κοσμήματα από το στόμα.
12. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν υπάρχουν ορατά τραύματα στη γλώσσα ή το στόμα.
13. Εάν ο γιατρός σας σας χορηγήσει αντιβιοτικά, χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο κατόπιν ρητής σύστασής του.
14. Μην κατευθύνετε ρεύμα νερού στα αυτιά σας για να αποφύγετε τραυματισμούς.
15. Μην επιτρέπετε σε παιδιά κάτω των 3 ετών να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.
16. Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό και καθαρό δωμάτιο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.
17. Πριν αφαιρέσετε το προϊόν για μακροχρόνια αποθήκευση (περισσότερο από 3 μήνες), φορτίστε πλήρως την μπαταρία.
18. Μην επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε το προϊόν χωρίς νερό στη δεξαμενή, αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη της συσκευής.
19. Μη χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C για να καθαρίσετε τη δεξαμενή. Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της δεξαμενής, μην επιτρέψετε την παραμόρφωσή της ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε υψηλή θερμοκρασία. Για τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση νερού σε θερμοκρασία δωματίου κάτω από 40 ° C ή πίδακα νερού βρύσης.
20. Μην προσθέτετε οδοντόκρεμα, αλάτι, στερεά δισκία στοματικού διαλύματος ή άλλες χημικές ουσίες στο νερό για να αποφύγετε την απόφραξη και ζημιά στο προϊόν.

21. Πριν ρίξετε στοματικό διάλυμα ή αποσμητικό, ελέγξτε εάν περιέχουν ισοπροπυλμυριστικό, που μπορεί να βλάψει το προϊόν και να επηρεάσει την κανονική λειτουργία.
22. Μη χρησιμοποιείτε αραιωτικά, αλκοόλες και άλλα επιθετικά προϊόντα καθαρισμού, διαφορετικά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του χρώματος του προϊόντος και αστοχία.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) ποτιστικό, (2) τυπικό ακροφύσιο, (3) περιοδοντικό ακροφύσιο,
4. ακροφύσιο ορθοδοντικής 5) τσάντα αποθήκευσης, 6) οδηγίες, 7) καλώδιο φόρτισης USB-DC.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 4 h

SMART TIMER: όχι

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ:
ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Ασθενής ταχύτητα - 96 λεπτά
• Μέση ταχύτητα: 72 λεπτά
Ισχυρή Ταχύτητα: 59 λεπτά Λειτουργία παλμού
• Ασθενής ταχύτητα - 133 λεπτά
• Μέση ταχύτητα: 103 λεπτά
• Ισχυρή ταχύτητα - 84 λεπτά
• SOFT MODE
• Ασθενής ταχύτητα - 140 λεπτά
• Μέση ταχύτητα: 96 λεπτά

Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ:
ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Ασθενής ταχύτητα - 1440/λεπτό
• Μέση ταχύτητα: 1920/λεπτά
• Ισχυρή ταχύτητα: 2400/λεπτά
• PULSE MODE
Αδύναμη ταχύτητα - 1440 / λεπτό. ± 10%
Μέση ταχύτητα - 1920 / λεπτό. ± 10%
Ισχυρή ταχύτητα - 2400 / λεπτό. ± 10%
• SOFT MODE
Αδύναμη ταχύτητα - 960 / λεπτό. ± 10%
• Μέση ταχύτητα: 1440/min ±10%
• Ισχυρή ταχύτητα - 1920 / min. ± 10%

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ: 180 ml

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX7

ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΔΕΩΣΗΣ) ΜΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΔΕΞΙΜΕΝΗΣ:
ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Ασθενής ταχύτητα - 116 δευτερόλεπτα
Μέση ταχύτητα - 68 δευτερόλεπτα Ισχυρή ταχύτητα - 55 δευτερόλεπτα

ΠΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αδύναμη ταχύτητα - 144 δευτερόλεπτα
• Μέση ταχύτητα: 93 δευτερόλεπτα
• Υψηλή ταχύτητα - 65 δευτερόλεπτα soft mode
• Ασθενής ταχύτητα - 143 δευτερόλεπτα
Μέση ταχύτητα: 92 δευτερόλεπτα
• Ισχυρή ταχύτητα - 65 δευτερόλεπτα

ΔΥΝΑΜΗ: Τυπική λειτουργία • Χαμηλή ταχύτητα - 339,2 kPa • Μεσαία ταχύτητα - 661,2 kPa • Υψηλή ταχύτητα - 901,1 kPa. Παλμική λειτουργία • Χαμηλή ταχύτητα - 315,1 kPa • Μεσαία ταχύτητα - 460,6 kPa • Υψηλή ταχύτητα - 776,3 kPa. Ήπια λειτουργία • Χαμηλή ταχύτητα - 133,1 kPa • Μέση ταχύτητα - 375,8 kPa • Υψηλή ταχύτητα - 655,0 kPa



MIO2 - ΜΑΣΑΖ ΜΙΚΡΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ EMS

Βελτιώνει τη σφριγηλότητα του δέρματος

Μειώνει τα σημάδια γήρανσης

Λειαίνει τις ρυτίδες

Στοχεύει στο πρήξιμο & τη μελάγχρωση

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ρυτίδες προσώπου, πρήξιμο του προσώπου και κύκλοι κάτω από τα μάτια, θαμπό και πλαδαρό δέρμα, χαλάρωση των ποδιών, αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία, διεσταλμένοι πόροι, μελάγχρωση.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS, πλαστικό PC, κράμα ψευδαργύρου.

ΒΑΡΟΣ: μασάζ - 80 g, βάση - 70 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

EMS - ηλεκτρικό ρεύμα για μυοδιέγερση, διεισδύει βαθιά στα στρώματα του δέρματος, φτάνοντας στο μυϊκό στρώμα. Διεγείροντας τη μυϊκή σύσπαση, το EMS προάγει τη σύσφιξη του δέρματος, το αποτέλεσμα ανύψωσης εκδηλώνεται, η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης αυξάνεται, η σφριγηλότητα και η ελαστικότητα του δέρματος αυξάνεται, το πρήξιμο απομακρύνεται.

Η λειτουργία σάς επιτρέπει να κάνετε μασάζ σε θερμοκρασία 42 + / - 3 ° C, επιταχύνοντας έτσι τη ροή του αίματος και της λέμφου, ενεργοποιώντας τις μεταβολικές διεργασίες, αυξάνοντας την παροχή οξυγόνου στους ιστούς. Ως αποτέλεσμα, η επιδερμίδα βελτιώνεται, το δέρμα λειαίνεται και τα σημάδια γήρανσης γίνονται λιγότερο αισθητά.

Η δόνηση είναι μια μηχανική επίδραση στο δέρμα, η οποία ενισχύει όλες τις μεταβολικές διεργασίες στα κύτταρα, διεγείρει την απομάκρυνση των τοξινών, προάγει την αναγέννηση του δέρματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. 3 λειτουργίες: EMS, θέρμανση, EMS/δόνηση/θέρμανση.
2. Απτά ρεύματα - στην ενημερωμένη συσκευή από τη μάρκα WAU, οι μηχανικοί, ρυθμίζοντας την ένταση του ρεύματος και τη συχνότητα παλμού, πέτυχαν ότι η λειτουργία EMS όχι μόνο είχε ορατό αποτέλεσμα ως αποτέλεσμα της χρήσης, αλλά ήταν επίσης αισθητή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
3. Δύο ανεξάρτητα κανάλια (2 ηλεκτρόδια ως πηγές ρεύματος) αυξάνουν την περιοχή κάλυψης, έχουν πιο έντονη επίδραση στους μύες και την αντίληψη του ρεύματος.
4. Ασύρματη φόρτιση - φόρτιση με χρήση βάσης φόρτισης.
5. Εύκολος έλεγχος - η συσκευή ελέγχεται από 1 κουμπί: από την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση για την εναλλαγή των λειτουργιών.
6. Το καμπύλο σχήμα του MIO2 επαναλαμβάνει τα περιγράμματα του προσώπου και οι κωνικές γωνίες θα βοηθήσουν στο μασάζ στα σημεία βελονισμού και στη χαλάρωση των μυών. Το σχήμα της συσκευής σας επιτρέπει επίσης να τη χρησιμοποιήσετε για μασάζ gua sha.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Η συσκευή ελέγχου MIO2 γίνεται με 1 κουμπί.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
3. Με ένα σύντομο πάτημα στο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία:
• Μπλε ένδειξη - EMS;
• Κόκκινη ένδειξη - θέρμανση.
Λευκός δείκτης - ένας συνδυασμός EMS, θέρμανσης και δόνησης.
4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μασάζ πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Εφαρμόστε ένα αγώγιμο τζελ μασάζ στο δέρμα. Εφαρμόστε την επιφάνεια εργασίας της συσκευής στην περιοχή μασάζ.
2. Κάντε μασάζ στην περιοχή του προσώπου και του λαιμού, κινούμενοι από κάτω προς τα πάνω σύμφωνα με την ανατομική διάταξη των μυών στο πρόσωπο.
3. Χρησιμοποιώντας την επιφάνεια μασάζ εργασίας MIO2, μπορείτε να κάνετε μασάζ με gua sha ενώ κινείστε κατά μήκος των γραμμών μασάζ.
4. Η κωνική γωνία της συσκευής είναι σχεδιασμένη για μασάζ σημείων βελονισμού. Αγγίξτε ελαφρά αυτά τα σημεία και κάντε έναν μικρό κύκλο.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΥΚΝΟ ΔΕΡΜΑ / ΟΔΗΜΑ / ΧΑΛΑΡΩΣΗ	Βράδυ, 2ο μισό της ημέρας	Λειτουργία EMS - 3-5 λεπτά Λειτουργία EMS + Θερμότητα + Δόνηση - 5 λεπτά	2-3 φορές την εβδομάδα	10 εβδομάδες. Διάλειμμα: 2 εβδομάδες. Επαναλάβετε τον κύκλο 10 εβδομάδων σε συνεχή βάση.
ΞΗΡΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ	Το πρωί.	Λειτουργία θέρμανσης - 2-3 λεπτά Λειτουργία EMS - 3-4 λεπτά Λειτουργία EMS + Θέρμανση + Δόνηση - 3 λεπτά	1-2 φορές την εβδομάδα	10 εβδομάδες. Διάλειμμα: 2 εβδομάδες. Επαναλάβετε τον κύκλο 10 εβδομάδων σε συνεχή βάση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Παραβίαση της ακεραιότητας του δέρματος.
2. η περίοδος επούλωσης του δέρματος μετά από μια σειρά αισθητικών επεμβάσεων (π.χ. laser resurfacing, χημικό peeling, μεσοθεραπεία κ.λπ.).
3. λήψη φαρμάκων με στεροειδή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
2. Μη φορτίζετε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία (για παράδειγμα, κοντά σε γεμάτη μπανιέρα, ντους, πισίνα).
3. Μην πετάτε τη συσκευή στη φωτιά.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η ίδια η συσκευή μασάζ ή τα εξαρτήματά της έχουν υποστεί ζημιά.
5. Φορτίστε τη συσκευή μασάζ πλήρως 100% τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 μήνες - αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
6. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω των 12 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) μασάζ, (2) βάση φόρτισης, (3) καλώδιο φόρτισης USB-C,
4. τσάντα αποθήκευσης (5) χαρτοπετσέτα, (6) οδηγίες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ Χ Π Χ Β): μασάζ 136x54x22 mm, βάση φόρτισης 85x78x52 mm

ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ: μπαταρία ιόντων λιθίου

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 500 mAh

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 3,7 V

ΔΥΝΑΜΗ: 5 W

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 2,5 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 50 λεπτά από μια πλήρη φόρτιση

SMART TIMER: 10 min

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΟΝΗΣΗΣ: 1200 στροφές ανά λεπτό

ΕΝΤΑΣΗ EMS: 2 mA

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 2,5 kHz

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ: διφασική συμμετρική ορθογώνια κυματομορφή

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 42 ± 3 °C

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX4



MIRA - LIFTING MASSAGER ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ & ΛΑΙΜΟ

Μειώνει το πρήξιμο

Ανυψώνει πρόσωπο & λαιμό

Μειώνει τις ρυτίδες

Βελτιώνει τη σφριγηλότητα του δέρματος

Στοχεύει στην ακμή

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ρυτίδες, πλαδαριά και χαλάρωση του δέρματος, απώλεια λάμψης και αλλοίωση του τόνου του δέρματος, οίδημα, ερυθρότητα, ερεθισμός, φλεγμονή.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό PC, πλαστικό ABS, σιλικόνη, κράμα ψευδαργύρου.

ΒΑΡΟΣ: μασάζ - 164 g, βάση - 115 g

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Το EMS είναι ένα ηλεκτρικό ρεύμα για μυοδιέγερση, διεισδύει βαθιά στα στρώματα του δέρματος, φτάνοντας στο μυϊκό στρώμα. Διεγείροντας τη μυϊκή σύσπαση, το EMS προάγει τη σύσφιξη του δέρματος, το αποτέλεσμα ανύψωσης εκδηλώνεται, η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης αυξάνεται, η σφριγηλότητα και η ελαστικότητα του δέρματος αυξάνεται, το πρήξιμο απομακρύνεται.

ΔΟΝΗΣΗ - μηχανικές ταλαντώσεις (=παλμοί) που βελτιώνουν τη λεμφική παροχέτευση και τη μικροκυκλοφορία (κίνηση υγρών: αίμα / λέμφος) στους ιστούς, καθώς και χαλαρώνουν τους σφιγκτήρες των μυών, που οδηγεί στην απομάκρυνση του οιδήματος, στη βελτίωση της επιδερμίδας και στην αυξημένη διείσδυση των καλλυντικών.

LED - Θεραπεία - κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος στο φάσμα του ορατού φωτός. Δρώντας στο δέρμα σε διαφορετικά βάθη, το φως απορροφάται από τους υποδοχείς του δέρματος, ενεργοποιώντας φυσικές διεργασίες μέσα στο κύτταρο και προκαλώντας μια συγκεκριμένη δερματική αντίδραση. Κόκκινο φως LED - διεισδύει βαθιά στο δέρμα, απορροφάται από τα μιτοχόνδρια και ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης από τους ινοβλάστες. Το αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών εκφράζεται με τα ακόλουθα αισθητικά αποτελέσματα: αναζωογόνηση, ελαστικότητα, μείωση των ρυτίδων. Το μπλε φως LED απορροφάται από το βακτήριο πορφυρίνης P. acnes, το οποίο οδηγεί στο σχηματισμό απλού οξυγόνου που καταστρέφει τα βακτήρια, καταπολεμώντας έτσι την ακμή, τη φλεγμονή και ομαλοποιεί τους σμηγματογόνους αδένες. Πράσινο φως LED - καταπραΰνει το δέρμα, στενεύει τα αιμοφόρα αγγεία και βελτιώνει τη ροή της λέμφου. Καλό για ευαίσθητο και αντιδραστικό δέρμα. Αποτελεσματικό για την εξάλειψη της ερυθρότητας, τη μείωση του οιδήματος, την καταπολέμηση της κουπέρωσης.

Η θερμότητα - προκαλεί αγγειοδιαστολή - την επέκταση των μικρών αιμοφόρων αγγείων. Αυτό αυξάνει τη ροή του αίματος στην υπό θεραπεία περιοχή. Η αυξημένη κυκλοφορία του αίματος, με τη σειρά της, συμβάλλει στην ταχεία αποβολή των μεταβολικών προϊόντων, βελτιώνει τη συνολική κυτταρική θρέψη του δέρματος. Επιπλέον, η αυξημένη ροή αίματος, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του σώματος, ενεργοποιεί τους ιδρώτατες πόρους. Αυτό «ανοίγει» φυσικά τις τρύπες των πόρων, προετοιμάζοντάς τις για καθαρισμό ή λήψη καλλυντικών.

Κρύο - στενεύει τα αγγεία, περιορίζοντας έτσι τη ροή του αίματος στην επιφάνεια του δέρματος και μειώνει τη διαπερατότητα των τοιχωμάτων των τριχοειδών αγγείων - αυτό οδηγεί σε μείωση της ερυθρότητας (λόγω μείωσης της ροής του αίματος) και αφαίρεση οιδήματος (λόγω της μείωσης της παροχής υγρού από τα αγγεία στον ιστό).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. 5 τεχνολογίες. Εξασφάλιση πολυλειτουργικότητας. 1 συσκευή για την επίλυση όλων των προβλημάτων, εξοικονόμηση κατά την αγορά.
2. Η συσκευή σας επιτρέπει να συνδυάσετε λειτουργίες και να προσαρμόσετε τη φροντίδα στις ανάγκες του δέρματός σας.
3. 3 επίπεδα EMS. Για να επιλέξετε μια άνετη ανώδυνη έκθεση.
4. 3 φωτοθεραπεία φωτός, για την επίλυση ποικίλων προβλημάτων.
5. Εργονομικό σχήμα: Η ογκομετρική λαβή παρέχει άνετο κράτημα, που σας επιτρέπει να συγκεντρωθείτε στο μασάζ.
6. Έξυπνη τεχνολογία. Το μασάζ λειτουργεί σε έξυπνο χρονόμετρο, μετά από 10 λεπτά μασάζ, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Η ψυχρή λειτουργία λειτουργεί επίσης έως και 3 λεπτά, γεγονός που διασφαλίζει την ασφάλεια της συσκευής και την αποτελεσματική λειτουργία της τεχνολογίας.
7. Πολυλειτουργική επιφάνεια εργασίας. Η επιφάνεια εργασίας σε σχήμα τόξου σάς επιτρέπει να εργάζεστε με μεγάλο αριθμό περιοχών: λαιμός, πηγούνι (περιγράμματα προσώπου), μάγουλα, περιοχή κάτω από τα μάτια, μέτωπο.
8. Υλικό της επιφάνειας εργασίας. Στην κεφαλή του MIRA υπάρχουν δύο ενεργά ηλεκτρόδια από χάλυβα με επίστρωση χρυσού. Στην ηλεκτρική αγωγιμότητα, ο χρυσός καταλαμβάνει την τρίτη θέση, δεύτερος μόνο μετά από δύο μέταλλα: το ασήμι και τον χαλκό. Μια ειδική επίστρωση ηλεκτροδίων συμβάλλει στην αγωγιμότητα του ρεύματος με αυτή τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Η συσκευή ενεργοποιείται με παρατεταμένο πάτημα του μεσαίου κουμπιού (κουμπί LED).
2. Ένα σύντομο πάτημα στο κουμπί LED ανάβει το φως της φωτοθεραπείας. Το πρώτο πάτημα περιλαμβάνει κόκκινο φως LED, το δεύτερο πάτημα μπλε φως LED, το τρίτο πάτημα πράσινο, το τέταρτο πάτημα απενεργοποιεί τη λειτουργία φωτοθεραπείας.
3. Κάθε φορά που το φως της φωτοθεραπείας αλλάζει γύρω από το κουμπί LED, ανάβει μια δίοδος φωτός που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο φως φωτοθεραπείας.
4. Ένα σύντομο πάτημα στο επάνω κουμπί (κουμπί EMS) περιλαμβάνει τη λειτουργία EMS. Ένα σύντομο πάτημα σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του EMS. Το πρώτο πάτημα είναι 1 επίπεδο έντασης (ασθενές), το δεύτερο πάτημα είναι 2 επίπεδα έντασης (μέτρια), το τρίτο πάτημα είναι 3 επίπεδα έντασης (ισχυρό). Το επαναλαμβανόμενο πάτημα θα απενεργοποιήσει εντελώς τη λειτουργία EMS.
5. Σε κάθε διακόπτη της λειτουργίας στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται το επίπεδο έντασης των ρευμάτων: από το πιο αδύναμο στο ισχυρότερο. 1 επίπεδο έντασης καίει 1 δίοδο, 2 επίπεδα - 2 δίοδοι, σε 3 επίπεδα καίει και τις 3 δίοδοι.
6. Το παρατεταμένο πάτημα του επάνω κουμπιού (κουμπί EMS) συνεπάγεται δόνηση κυμάτων. Το επαναλαμβανόμενο παρατεταμένο πάτημα στο επάνω κουμπί απενεργοποιεί τη λειτουργία δόνησης.
7. Ένα σύντομο πάτημα στο κάτω κουμπί (κουμπί θερμοκρασίας) ενεργοποιεί την ψυχρή λειτουργία. Λειτουργεί για 3 λεπτά και απενεργοποιείται αυτόματα μετά από αυτό το διάστημα. Αυτό προστατεύει τη συσκευή από υπερθέρμανση και σας επιτρέπει να εργάζεστε στην πιο κρύα θερμοκρασία στην πιο κρύα δυνατή λειτουργία. Όταν ενεργοποιείτε την ψυχρή λειτουργία στην οθόνη της συσκευής, ανάβει το εικονίδιο του θερμόμετρου με μπλε φως LED.
8. Πατώντας επανειλημμένα το κουμπί θερμοκρασίας αλλάζει το κρύο σε θερμότητα. Κατά τη μετάβαση σε λειτουργία ζεστού, το εικονίδιο του κόκκινου θερμομέτρου ανάβει στην οθόνη.

9. Αυτό το μασάζ διαθέτει έξυπνο χρονόμετρο. Μετά από 10 λεπτά λειτουργίας, η συσκευή απενεργοποιείται μόνη της.
10. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί LED.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Εφαρμόστε έναν αγωγό γέλης επαφής ή το προϊόν περιποίησης που μοιάζει με gel με βάση το νερό στο δέρμα, το οποίο θα εξασφαλίσει καλύτερη αγωγιμότητα των ρευμάτων για μέγιστα αποτελέσματα.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Ρυθμίστε τις λειτουργίες που χρειάζεστε.
3. Ξεκινήστε το μασάζ με την περιοχή του λαιμού. Μετακινήστε τις κάθετες γραμμές από το λοβό του αυτιού στην κλείδα. Να «ανοίξουν» τις λεμφικές οδούς.
4. Στη συνέχεια, κάντε μασάζ προσώπου, κινούμενοι κατά μήκος των γραμμών μασάζ από το κέντρο του προσώπου προς την περιφέρεια. Η κατεύθυνση της κίνησης είναι διαγώνια προς τα πάνω για να εξουδετερώσει τη βαρύτητα και να σφίξει τους μύες. Η διαδικασία πραγματοποιείται με κίνηση από το κάτω μέρος (από το πηγούνι) προς τα πάνω (στη γραμμή των μαλλιών στο μέτωπο).
5. Η περιοχή του μετώπου απαιτεί εξομάλυνση οριζόντιων ρυτίδων, για αυτό, κινηθείτε κάθετα προς τα πάνω.
6. Για να ξεκινήσετε το μασάζ, συνιστάται να συνδέσετε τη λειτουργία Θέρμανσης και Δόνησης. Ο συνδυασμός αυτών των δύο τεχνολογιών θα βοηθήσει στην προετοιμασία του δέρματος: θα το κάνει όσο το δυνατόν πιο δεκτικό σε ενεργά συστατικά και τόνωση. Σκοπός της προπόνησης είναι η χαλάρωση των μυών, η επέκταση των πόρων για καθαρισμό, η αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος και η λεμφική παροχέτευση για την προετοιμασία των κυττάρων. Διάρκεια έκθεσης έως 2 λεπτά.
7. Ακολουθεί το κύριο μέρος της διαδικασίας, κατά το οποίο τα κύτταρα και οι μύες διεγείρονται, βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος. Στόχος αυτού του σταδίου είναι η δημιουργία νέου κολλαγόνου και ελαστίνης, η εκγύμναση των μυών (lifting) και η εξάλειψη συγκεκριμένων προβλημάτων (για παράδειγμα, ακμή ή μελάγχρωση). Ενεργοποιήστε τη λειτουργία EMS, ορίστε ένα άνετο επίπεδο έντασης για εσάς. Ρύθμιση θεραπείας LED. Ξεκινήστε με ένα κόκκινο φως LED.
8. Μετά το κύριο αναζωογονητικό αποτέλεσμα για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος, μπορείτε να αλλάξετε την κόκκινη λυχνία LED σε μπλε (όταν εργάζεστε με την ακμή και καταπολεμάτε την περιεκτικότητα σε λίπος) ή πράσινο (για ηρεμία του δέρματος και την καταπολέμηση της κουπέρωσης / ερυθρότητας). Η συνολική διάρκεια της σκηνής είναι 6 λεπτά.
9. Ολοκληρώστε το μασάζ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κρύου. Αυτό το στάδιο σας επιτρέπει να καταγράψετε τα αποτελέσματα που έχετε επιτύχει. Το κρύο θα καταπραΰνει το δέρμα, θα ανακουφίσει την υπολειπόμενη ερυθρότητα και θα σταθεροποιήσει τα ενεργά συστατικά των καλλυντικών στο δέρμα. Το τελικό στάδιο είναι έως 2 λεπτά.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΛΙΠΩΜΕΝΟ Ή ΜΙΚΤΟ ΔΕΡΜΑ / ΜΕΓΑΛΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΛΙΠΗ ΛΑΜΨΗ / ΜΕΤΑ ΑΚΜΗ ΣΗΜΑΤΑ	ΠΡΩΙ	EMS + Μπλε φως LED + Κρύο. Ξεκινήστε με την κρύα λειτουργία (2 λεπτά), στη συνέχεια προσθέστε EMS και φως. Χρησιμοποιήστε την ελάχιστη ένταση EMS για έως και 3 θεραπείες και, στη συνέχεια, αυξήστε σταδιακά.	2-3 φορές την εβδομάδα, για 10-15 λεπτά	ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 1 μήνας Διάλειμμα: 2-3 μήνες Μεταξύ κύκλων: μπλε φως LED 2-3 φορές την εβδομάδα για 10-15 λεπτά

ΧΑΛΑΡΩΣΗ / ΣΧΕΔΙΟ ΓΗΡΑΝΣΗΣ / ΠΡΩΙΝΟ ΠΟΥΦΙΔΕΣ	ΠΡΩΙ	EMS + Κρύο. Ξεκινήστε με την κρύα λειτουργία (2 λεπτά) και μετά προσθέστε το EMS. Χρησιμοποιήστε την ελάχιστη ένταση EMS για έως και 3 θεραπείες και, στη συνέχεια, αυξήστε σταδιακά.	3-4 φορές την εβδομάδα, για 10-15 λεπτά	ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 1 μήνας. Διάλειμμα: 2-3 μήνες.
ΘΑΜΠΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ / ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΦΙΛΕΙΑΣ & ΤΟΝΟΥ	Πρωί / βράδυ (ανά πάσα στιγμή)	EMS + Κόκκινο φως LED + Θέρμανση (10-15 λεπτά), μετά Κρύο (2-3 λεπτά). Χρησιμοποιήστε την ελάχιστη ένταση EMS για έως και 3 θεραπείες και, στη συνέχεια, αυξήστε σταδιακά.	2-3 φορές την εβδομάδα, 10-15 λεπτά	ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας. Επαναλάβετε μετά από 4-5 μήνες. Μεταξύ κύκλων: 1 συνεδρία συντήρησης την εβδομάδα.
ΞΗΡΟ / ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ	ΒΡΑΔΥ	EMS + Θερμότητα. Ξεκινήστε με τη λειτουργία θερμότητας (2 λεπτά) και, στη συνέχεια, προσθέστε το EMS. Χρησιμοποιήστε την ελάχιστη ένταση EMS για έως και 3 θεραπείες και, στη συνέχεια, αυξήστε σταδιακά.	2 φορές την εβδομάδα, 10-15 λεπτά	ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας. Επαναλάβετε μετά από 4-5 μήνες. Μεταξύ κύκλων: 1 συνεδρία συντήρησης ανά 2 εβδομάδες.
ΩΡΙΜΟ ΔΕΡΜΑ / ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΦΙΛΕΙΑΣ & ΤΟΝΟΥ	ΒΡΑΔΥ	EMS + Κόκκινο φως LED + Θερμότητα. Ξεκινήστε με τη λειτουργία θέρμανσης (2 λεπτά), στη συνέχεια προσθέστε EMS και φως. Χρησιμοποιήστε την ελάχιστη ένταση EMS για έως και 3 θεραπείες και, στη συνέχεια, αυξήστε σταδιακά.	2-3 φορές την εβδομάδα, 15 λεπτά	ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1-1,5 μήνες. Επαναλάβετε μετά από 4-5 μήνες. Μεταξύ κύκλων: 1-2 συνεδρίες συντήρησης τον μήνα και κόκκινο φως LED 3 φορές την εβδομάδα, για 15 λεπτά.
ΜΥΙΚΗ ΥΠΕΡΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΝΤΑΣΗ	ΒΡΑΔΥ	EMS (μόνο επίπεδο έντασης 1) + Πράσινο φως LED. Χρησιμοποιήστε την ελάχιστη ένταση EMS για έως και 3 θεραπείες και, στη συνέχεια, αυξήστε σταδιακά.	2-3 φορές την εβδομάδα, 15 λεπτά. Κινηθείτε κατά μήκος της κατεύθυνσης των μυϊκών ινών.	ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1-1,5 μήνες. Επαναλάβετε μετά από 6 μήνες ή όταν αισθανθείτε μυϊκό σφίξιμο.
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ / ΚΟΥΠΕΡΩΣΗ ΣΕ ΥΦΕΣΗ	Πρωί / βράδυ (ανά πάσα στιγμή)	EMS (μόνο επίπεδο έντασης 1) + Πράσινο φως LED. Χρησιμοποιήστε την ελάχιστη ένταση EMS για έως και 3 θεραπείες και, στη συνέχεια, αυξήστε σταδιακά.	2 φορές την εβδομάδα, 10 λεπτά	ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας. Επαναλάβετε μετά από 4-5 μήνες. Μεταξύ κύκλων: 1 συνεδρία συντήρησης ανά 2-3 εβδομάδες.

ΛΑΙΜΟΣ	ΒΡΑΔΥ	EMS + Κόκκινο φως LED + Θερμότητα. Ξεκινήστε με τη λειτουργία θέρμανσης (2 λεπτά), στη συνέχεια προσθέστε EMS και φως. Χρησιμοποιήστε την ελάχιστη ένταση EMS για έως και 3 θεραπείες και, στη συνέχεια, αυξήστε σταδιακά. Χρησιμοποιήστε μόνο εάν δεν υπάρχουν αντενδείξεις όπως η νόσος του θυρεοειδούς. Αποφεύγετε πάντα την περιοχή του θυρεοειδούς και την περιοχή του καρωτιδικού κόλπου δίπλα στον θυρεοειδή όπου γίνεται αισθητός ο σφυγμός.	2-3 φορές την εβδομάδα, 10-15 λεπτά	ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας. Επαναλάβετε μετά από 4 μήνες. Μεταξύ κύκλων: 1 συνεδρία συντήρησης ανά 2 εβδομάδες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

1. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για προσωπική οικιακή χρήση και δεν είναι ιατρική συσκευή.
2. Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων θα χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την καθοδήγηση του
γιατρός:
• Έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες.
• Άτομα με ευαίσθητο δέρμα ή δερματικές παθήσεις.
Άτομα με εγκατεστημένες ηλεκτρονικές ιατρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότες).
• Άτομα με διαβήτη ή κυκλοφορικές διαταραχές.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στις ακόλουθες περιοχές:
• Κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος (πληγές, φλεγμονές, έκζεμα).
• Περιοχές βλεννογόνων (μάτια, στόμα).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψυχρής λειτουργίας, μην κρατάτε τη συσκευή σε μια περιοχή του δέρματος για πολύ ώρα για να αποφύγετε κρυοπαγήματα.
2. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης, σταματήστε αμέσως τη διαδικασία εάν αισθανθείτε υπερθέρμανση για να αποφύγετε εγκαύματα.
3. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) μασάζ MIRA, (2) κάλυμμα επιφάνειας εργασίας, (3) βάση φόρτισης,
4. Καλώδιο USB τύπου C, 5) οδηγίες, 6) τσάντες αποθήκευσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ Χ Π Χ Β): 179,5x72x48,4 mm (μασάζ), 81x69,8x64,8 mm (βάση)

ΔΥΝΑΜΗ: 10 W

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 3,7 V

ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ: ενσωματωμένη μπαταρία πολυμερούς λιθίου

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 1350 mAh

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 3 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 35 min

SMART TIMER: 10 λεπτά λειτουργία θέρμανσης - 5 λεπτά κρύα λειτουργία - 3 λεπτά

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΟΝΗΣΗΣ: 7000 στροφές ανά λεπτό

ΤΡΕΧΟΝ: 1 επίπεδο - 1,9 mA 2 επίπεδο - 2,48 mA 3 επίπεδο - 3,44 mA

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: Ασθενές επίπεδο - 20 kHz Μέσο επίπεδο - 25,2 kHz Υψηλό επίπεδο - 30,6 kHz

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ: Κόκκινη λυχνία LED - 630 nm Μπλε φως LED - 460 nm Πράσινη λυχνία LED - 520 nm

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ: διφασική συμμετρική κυματομορφή

ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ:
Κόκκινο φως - 10 mW/cm2 Μπλε φως - 24 mW/cm2 Πράσινο φως - 21 mW/cm2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX3



MORI BLACK - ELECTRIC SONIC
Οδοντόβουρτσα

Δυναμώνει τα ούλα

Καθαρίζει τα δόντια

Αφαιρεί την πέτρα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: Βούρτσισμα δοντιών, πλάκα, οσμή αναπνοής, ουλίτιδα.

ΥΛΙΚΑ: πλαστικό.

ΒΑΡΟΣ: 200 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
Η λειτουργία της βούρτσας βασίζεται στην αρχή των κραδασμών υψηλής συχνότητας. Η κάθαρση δεν γίνεται με τον ήχο, αλλά από τη γρήγορη δόνηση των τριχών, που προκαλείται από ηχητικό κύμα (= δόνηση υψηλής συχνότητας). Οι τρίχες κάνουν γρήγορες σαρωτικές κινήσεις από τα ούλα μέχρι την άκρη του δοντιού και η υψηλή ταχύτητα δημιουργεί μια ροή μικροφυσαλίδων από το σάλιο, το νερό και την οδοντόκρεμα. Αυτή η δυναμική ροή υγρού στο στόμα καθαρίζει αποτελεσματικά ακόμη και δυσπρόσιτα σημεία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. 5 τρόποι λειτουργίας: από απαλές (31000 ταλαντώσεις) έως τις πιο έντονες (48000 ταλαντώσεις).
2. 2 τύποι ακροφυσίων με τρίχες μαλακής και μέτριας ακαμψίας.
3. Ηχητικές ενδείξεις για την αλλαγή της ζώνης καθαρισμού.
4. Οι τρίχες του ακροφυσίου μέτριας ακαμψίας αλλάζουν χρώμα, υπενθυμίζοντας την ανάγκη αλλαγής του ακροφυσίου.
5. Λειτουργία μνήμης.
6. Μακρύ καλώδιο βάσης φόρτισης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Τοποθετήστε το ακροφύσιο στη βούρτσα ακριβώς πάνω από τον άξονα του άκρου του ηλεκτροκινητήρα (άξονας μετάδοσης κίνησης) και τοποθετήστε το. Σημαντικό: δεν χρειάζεται να περιστρέψετε το ακροφύσιο κατά την εγκατάσταση.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη βούρτσα, πατήστε στιγμιαία το κουμπί on / off / switch modes.
3. Επαναλαμβανόμενα σύντομα πατήματα των λειτουργιών του διακόπτη κουμπιών με αυτή τη σειρά: Ευαίσθητο, Φροντίδα ούλων, Γυάλισμα, Λευκό, Καθαρό.
4. Κάθε 30 δευτερόλεπτα, η βούρτσα σταματά ως υπενθύμιση για αλλαγή της περιοχής καθαρισμού.
5. Μετά από 2 λεπτά, ο χρόνος αυτόματης λειτουργίας του πινέλου θα τελειώσει και θα σβήσει.
6. Για να απενεργοποιήσετε μόνοι σας τη βούρτσα, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/λειτουργίας.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Ρυθμίστε το ακροφύσιο.
2. Βρέξτε το ακροφύσιο της οδοντόβουρτσας με νερό και εφαρμόστε την απαιτούμενη ποσότητα οδοντόκρεμας.
3. Ενεργοποιήστε τη βούρτσα.
4. Τοποθετήστε το ακροφύσιο της βούρτσας στο στόμα. Διατηρήστε το σε γωνία 45 μοιρών σε σχέση με τα ούλα. Κάντε κλικ στο κουμπί ενεργοποίησης, επιλέξτε έναν άνετο τρόπο λειτουργίας.
5. Ξεκινήστε να βουρτσίζετε τα δόντια σας. Απλώστε την κεφαλή βουρτσίσματος πάνω από το δόντι με σαρωτικές κινήσεις από τη βάση του δοντιού μέχρι το τέλος.
6. Οι οδοντίατροι συνιστούν να βουρτσίζετε τα δόντια σας για τουλάχιστον 2 λεπτά. Η στοματική κοιλότητα μπορεί να χωριστεί σε 4 περιοχές και να καθαριστεί κάθε τέταρτο της οδοντοφυΐας (τεταρτημόριο) για 30 δευτερόλεπτα.
Για να συμμορφωθείτε με αυτήν τη σύσταση, ρυθμίζεται ένα χρονόμετρο στη βούρτσα για κάθε 30 δευτερόλεπτα:
Το πινέλο σταματά για λίγα δευτερόλεπτα. Μετά από 2 λεπτά, ο χρόνος αυτόματης λειτουργίας του πινέλου θα τελειώσει και θα σβήσει.
7. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, ξεπλύνετε το ακροφύσιο και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Το σώμα της οδοντόβουρτσας μπορεί επίσης να ξεπλυθεί με νερό.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:
2 φορές την ημέρα, 1 συνεδρία καθαρισμού 2 λεπτά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Η διάρκεια χρήσης 1 ακροφυσίου είναι 3 μήνες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Λοιμώδης περιοδοντίτιδα.
2. Μετεγχειρητική περίοδος ή περίοδος επούλωσης τραυμάτων στη στοματική κοιλότητα.
3. αυξημένη ευαισθησία των δοντιών.
4. Παθολογική κινητικότητα των δοντιών.
5. Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Το ακροφύσιο της οδοντόβουρτσας Sonic πρέπει να πλένεται με νερό μετά από κάθε χρήση.
2. Το σώμα της βούρτσας μπορεί να καθαριστεί απευθείας με νερό.
3. Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα στη βάση φόρτισης κατά τη διάρκεια της φόρτισης για να αποφύγετε ατυχήματα.
4. αρνηθείτε να χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα εάν το σώμα ή το ακροφύσιο της είναι κατεστραμμένο.
5. Μακριά από πηγές θερμότητας.
6. Μην συλλέγετε ή αποσυναρμολογείτε μόνοι σας μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα ήχου.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) το σώμα της οδοντόβουρτσας, (2) το ακροφύσιο με τις μαλακές τρίχες,
3. ακροφύσιο μεσαίου τριχώματος, (4) επαγωγική βάση για φόρτιση,
5. οδηγία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 12 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 240 min

SMART TIMER: 2 min

ΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ:
• Delicate - 31000 στροφές ανά λεπτό
Περιποίηση ούλων - 35000 στροφές ανά λεπτό
• Γυάλισμα - 41000 στροφές ανά λεπτό
• Λεύκανση - 45000 στροφές ανά λεπτό
Καθαρισμός - 48000 στροφές ανά λεπτό

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX7



MORI 2.0 - ELECTRIC SONIC οδοντόβουρτσα

Δυναμώνει τα ούλα

Καθαρίζει τα δόντια

Αφαιρεί την πέτρα

Βοηθά στην πρόληψη της ουλίτιδας

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: Βούρτσισμα δοντιών, πλάκα, οσμή αναπνοής, ουλίτιδα.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό Η/Υ.

ΒΑΡΟΣ: 110 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
Η λειτουργία της βούρτσας βασίζεται στην αρχή των κραδασμών υψηλής συχνότητας. Ο καθαρισμός δεν γίνεται με τον ήχο, αλλά λόγω της γρήγορης δόνησης των τριχών, η οποία ενεργοποιείται από ένα ηχητικό κύμα.

Η βούρτσα είναι εξοπλισμένη με πομπό πίεσης πίεσης, ο οποίος μετατρέπει τη φυσική πίεση σε ηλεκτρικό σήμα.

Το MORI 2.0 δημιουργεί χάρτες 3D για την ανάλυση του βουρτσίσματος. Η θήκη απολύμανσης διαθέτει σύστημα αποστείρωσης με υπεριώδη ακτινοβολία που καταστρέφει μικρόβια και ιούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Έξυπνο χρονόμετρο.
2. 5 επαγγελματικά καθεστώτα καθαρισμού:
• Προσεκτικό (λειτουργία για ευαίσθητα δόντια)
• Καθαρισμός (κανονικός καθαρισμός)
• Λευκό σμάλτο (λεύκανση)
• Γυάλισμα
• Μασάζ
3. Σύστημα προστασίας από πιτσιλίσματα.
4. Ρύθμιση έντασης: κάθε λειτουργία προσφέρει 5 επίπεδα (10, 30, 50, 70 και 90), ώστε να μπορείτε να επιλέξετε μια άνετη ρύθμιση.
5. Διαδραστική απεικόνιση 3D των περιοχών βουρτσίσματος.
6. Θήκη αποστείρωσης με υπεριώδη ακτινοβολία.
7. Ειδοποίηση αντικατάστασης του ακροφυσίου.
8. Ένδειξη φόρτισης και έλεγχος κατά τη φόρτιση.
9. Αισθητήρας πίεσης με ένδειξη LED
10. Οι τρεις τύποι εναλλάξιμων ακροφυσίων στο κιτ για διαφορετικούς τύπους καθαρισμού
• Κλασικό ακροφύσιο καθαρισμού για καθημερινή υγιεινή
• Ακροφύσιο λεύκανσης με ενισχυμένο γυαλιστικό αποτέλεσμα
• Ακροφύσιο για ευαίσθητα δόντια με μαλακές τρίχες

11. Λειτουργία μνήμης.
12. Αυτόματος ορισμός του ακροφυσίου.
13. Αυτόματη ενεργοποίηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Η οδοντόβουρτσα MORI 2.0 είναι εξοπλισμένη με λειτουργία αυτόματης εναλλαγής:
Η βούρτσα ανάβει όταν καλύπτετε το σώμα με την παλάμη σας.
2. Με ένα σύντομο πάτημα στο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/επιλογής λειτουργίας, ενεργοποιήστε τη βούρτσα.
3. Μετακινήστε ελαφρά το μενού κάνοντας κλικ στο κουμπί για να αλλάξετε λειτουργίες, για να επιλέξετε μια ενότητα κάντε σύντομα κλικ στο κουμπί on / off / επιλέξτε λειτουργία.
4. Πετάξτε μέσα από τις ενότητες στο στοιχείο "Μενού / Ρύθμιση", μεταβείτε σε αυτό. Στην ενότητα "Μενού", επιλέξτε "3D OFF / 3D OFF". Ενεργοποιήστε το πατώντας το κουμπί on/off μία φορά.
5. Επιλέξτε μια γλώσσα. Το MORI 2.0 είναι έτοιμο για μεταγενέστερη διαμόρφωση και χρήση.
6. Επιλέξτε το απαραίτητο ακροφύσιο, τοποθετήστε το ακριβώς πάνω από τον άξονα του άκρου του ηλεκτροκινητήρα (άξονας μετάδοσης) και τοποθετήστε το. Αφού εγκαταστήσετε τα ακροφύσια, συνεχίστε τη διαμόρφωση της βούρτσας MORI 2.0 σύμφωνα με τις οδηγίες.
7. Μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις. Επιλέξτε την ενότητα "Χρόνος καθαρισμού". Ρυθμίστε την ώρα: 2/3/4 λεπτά ή "Απεριόριστο" πατώντας το κουμπί επιλογής λειτουργίας.
8. Επιστρέψτε από την ενότητα «Ρυθμίσεις» στο γενικό μενού επιλέγοντας «Πίσω».
9. Στο μενού, καθορίστε τη λειτουργία καθαρισμού.
10. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία, ρυθμίστε την ένταση πατώντας το κουμπί επιλογής λειτουργίας.
Στο πινέλο MORI 2.0, παρουσιάζονται 5 επίπεδα ισχύος για καθεμία από τις λειτουργίες: 10, 30, 50, 70 και 90.
11. Το πινέλο MORI 2.0 διαθέτει λειτουργία μνήμης. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα, το πινέλο θα το θυμάται και θα το ενεργοποιεί την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιηθεί.
12. Ως υπενθύμιση της ανάγκης αλλαγής της ζώνης καθαρισμού, η βούρτσα MORI 2.0 κάνει μια μικρή παύση. Εάν ο χρόνος καθαρισμού είναι 2 λεπτά, το πινέλο θα σταματά κάθε 30 δευτερόλεπτα, με το χρόνο καθαρισμού 3 λεπτά - κάθε 45 δευτερόλεπτα, με 4 λεπτά καθαρισμού - κάθε λεπτό. Εάν επιλέξετε απεριόριστο χρόνο βουρτσίσματος ("Απεριόριστο"), το πινέλο δεν θα σταματήσει.
13. Η οδοντόβουρτσα ήχου MORI 2.0 είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα πίεσης πίεσης. Στο πίσω μέρος της βούρτσας υπάρχει μια φωτεινή ένδειξη, η οποία θα αλλάξει το χρώμα και τον τύπο της δόνησης, θα κάνει έναν ήχο doo-doo για να ελέγξει την πίεση κατά τον καθαρισμό.
14. Μετά το χρόνο αυτόματου καθαρισμού, η οδοντόβουρτσα θα σβήσει. Εάν θέλετε να σταματήσετε τη βούρτσα μόνοι σας, μετά από 5 δευτερόλεπτα καθαρισμού, πατήστε στιγμιαία το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
15. Στο τέλος του καθαρισμού, το υπόλοιπο επίπεδο φόρτισης και το αποτέλεσμα του καθαρισμού με χάρτη οδοντικής κοιλότητας θα εμφανιστούν στην οθόνη της βούρτσας.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Ρυθμίστε το ακροφύσιο.
2. Βρέξτε το ακροφύσιο της οδοντόβουρτσας με νερό και εφαρμόστε την απαιτούμενη ποσότητα οδοντόκρεμας.
3. Τοποθετήστε το ακροφύσιο της βούρτσας στο στόμα. Διατηρήστε το σε γωνία 45 μοιρών σε σχέση με τα ούλα. Ακουμπήστε ελαφρά τις τρίχες στη γραμμή των ούλων ή λίγο πάνω από αυτήν.
4. Ενεργοποιήστε τη βούρτσα, επιλέξτε έναν άνετο τρόπο λειτουργίας.
5. Ξεκινήστε να βουρτσίζετε τα δόντια σας. Απλώστε την κεφαλή βουρτσίσματος πάνω από το δόντι με σαρωτικές κινήσεις από τη βάση του δοντιού μέχρι το τέλος.
6. Για να καθαρίσετε την εσωτερική επιφάνεια της άνω οδοντοστοιχίας, η οδοντόβουρτσα πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση, έτσι ώστε η κεφαλή της οδοντόβουρτσας να τοποθετείται κάθετα πάνω στο δόντι και να καθαρίζει κάθε δόντι.
7. Μόλις ολοκληρωθεί ο προκαθορισμένος χρόνος βουρτσίσματος, η οδοντόβουρτσα σταματά. Στην οθόνη εμφανίζεται πρώτα η στάθμη της μπαταρίας και έπειτα ένας χάρτης 3D της στοματικής κοιλότητας με τα αποτελέσματα του βουρτσίσματος.

8. Εξετάστε τον χάρτη 3D της τελευταίας χρήσης για να βελτιώσετε το βούρτσισμά σας.
9. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, ξεπλύνετε το ακροφύσιο και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά.
Το σώμα της οδοντόβουρτσας μπορεί επίσης να ξεπλυθεί με νερό.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:
2 φορές την ημέρα, 1 συνεδρία καθαρισμού 2 λεπτά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Η διάρκεια χρήσης 1 ακροφυσίου είναι 3 μήνες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Λοιμώδης περιοδοντίτιδα.
2. Μετεγχειρητική περίοδος ή περίοδος επούλωσης τραυμάτων στη στοματική κοιλότητα.
3. αυξημένη ευαισθησία των δοντιών.
4. Παθολογική κινητικότητα των δοντιών.
5. Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Η οδοντόβουρτσα MORI 2.0 μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με αισθητηριακές, σωματικές και νοητικές αναπηρίες, εάν έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση αυτής της συσκευής και γνωρίζουν τις μεθόδους ασφαλούς χρήσης και τους πιθανούς κινδύνους από ακατάλληλη χρήση.
2. Απαγορεύεται η χρήση αυτής της συσκευής ως παιδικού παιχνιδιού.
3. Το βούρτσισμα και η χρήση από παιδιά πρέπει να γίνονται μόνο με την επίβλεψη ενήλικα.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) σώμα οδοντόβουρτσας, εναλλάξιμα ακροφύσια: (2) ακροφύσιο ευαίσθητων δοντιών, (3) ακροφύσιο χλωρίνης, (4) ακροφύσιο καθαρισμού, (5) καλώδιο φόρτισης τύπου C, 6. σακούλα αποθήκευσης, 7) οδηγίες, 8) θήκη για απολύμανση ακροφυσίων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 8 h

SMART TIMER: 2 min

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: • Λειτουργία προσοχής - 1200 λεπτά • Λειτουργία καθαρισμού - 250 λεπτά • Λειτουργία λευκού σμάλτου - 400 λεπτά • Λειτουργία γυαλίσματος - 500 λεπτά • Λειτουργία μασάζ - 400 λεπτά

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ:
• Προσεκτικό (28000 δονήσεις/λεπτά)
Καθαρισμός (37000 δονήσεις/λεπτά)
• Λευκό σμάλτο (41000 δονήσεις/λεπτά)
Γυάλισμα (36000 ταλαντώσεις/λεπτά)
Μασάζ (35000 δονήσεις / λεπτά)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX7



ΝΕΟ - ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Εφέ ανύψωσης

Στοχεύει σε δερματικές παθήσεις

Επαναφέρει τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος

Μειώνει τη μελάγχρωση

Μειώνει τις ουλές

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία στο περίγραμμα του προσώπου, ρυτίδες, πλαδαρό δέρμα, μελάγχρωση, ακμή, ροδόχρου ακμή, ουλές και ουλές, ραγάδες.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS, πλαστικό PC, σιλικόνη.

ΒΑΡΟΣ: μασάζ με βάση - 183 g γρ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
Στην καρδιά του μασάζ ΝΕΟ βρίσκεται η τεχνολογία χρήσης πλάσματος χαμηλής θερμοκρασίας (κρύου) - ενός αερίου που αποτελείται από ουδέτερα μόρια και περιλαμβάνει φορτισμένα σωματίδια: ελεύθερα ηλεκτρόνια, θετικά και αρνητικά ιόντα. Το πλάσμα απολυμαίνει το δέρμα, καταπολεμά την ακμή και τη ροδόχρου ακμή, αποτρέποντας τη φλεγμονή. Διεγείροντας την αποκατάσταση της πυκνότητας των ινών κολλαγόνου, η τεχνολογία πλάσματος προάγει την επούλωση πληγών, ουλών και ουλών. Ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης του πλάσματος των γονιδίων που σχετίζονται με τις διαδικασίες αντιγήρανσης, μειώνονται οι ρυτίδες και οι βαθιές πτυχές στο πρόσωπο. Κάτω από τη δράση του πλάσματος, ανακατασκευάζονται βιοστιβάδες λιπιδίων και σχηματίζονται κανάλια για τη διέλευση διαφόρων ουσιών, γεγονός που αυξάνει τη διαπερατότητα των καλλυντικών. Επιπλέον, η έκθεση στο πλάσμα καταστρέφει τις συστάδες μελανίνης και ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια φωτεινότητα της μελάγχρωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Πρωτότυπος πατενταρισμένος σχεδιασμός - το σχέδιο προετοιμάστηκε ειδικά για τη μάρκα WAU, τα στρογγυλεμένα σχήματα της πλάτης του μασάζ σάς επιτρέπουν να τοποθετείτε άνετα τη συσκευή μασάζ στο χέρι σας και να κάνετε το μασάζ όσο πιο εύκολα και άνετα γίνεται.
2. Άνετη επιφάνεια εργασίας - σας επιτρέπει να θεραπεύετε τόσο μεγάλες περιοχές του δέρματος όσο και δυσπρόσιτα σημεία, ειδικά για τα οποία παρέχεται ένα στενό επάνω άκρο.
3. 3 επίπεδα έντασης - για τη σταδιακή προετοιμασία του δέρματος στις επιπτώσεις του πλάσματος.
4. ευχρηστία - το μασάζ ελέγχεται από 1 κουμπί, εγκατεστημένο έξυπνο χρονόμετρο 10 λεπτών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Απαγορεύεται να αγγίζετε τη συσκευή με νερό, να παίρνετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, να τη χρησιμοποιείτε σε βρεγμένο δέρμα - αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.
1. Με ένα παρατεταμένο πάτημα (2 δευτερόλεπτα) στο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή θα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.
2. Θα ανάψει μια οθόνη με ενδείξεις επιπέδου έντασης. Η συσκευή παρέχει 3 επίπεδα δύναμης κρούσης: ΙΣΧΥΡΗ (ισχυρή), ΜΕΣΑΙΑ (μέτρια) και ΑΠΑΛΑ (ασθενής). Πατώντας επανειλημμένα το κουμπί εναλλαγής στάθμης, επιλέξτε τη δύναμη επιρροής που είναι κατάλληλη για εσάς. Το πρώτο είναι το επίπεδο SOFT, το εικονίδιό του θα ανάψει στην οθόνη. Το επαναλαμβανόμενο πάτημα του κουμπιού θα σας μεταφέρει στο επίπεδο MEDIUM, το επόμενο πάτημα θα ξεκινήσει το επίπεδο STRONG.
3. Η συσκευή παρέχει ένα έξυπνο χρονόμετρο, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά λειτουργίας, εκπέμποντας ένα ηχητικό σήμα.
4. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί on / off / επίπεδο έντασης διακόπτη.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Πλύνετε τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας το συνηθισμένο σας καθαριστικό. Καθαρίστε το δέρμα σας από ρύπους και το υπερβολικό σμήγμα.
2. Αφαιρέστε όλα τα ίχνη υγρού από το πρόσωπο, αφήστε το δέρμα να στεγνώσει εντελώς πριν χρησιμοποιήσετε το μασάζ. Το νερό στο δέρμα μπορεί να προκαλέσει σημαντική ενόχληση κατά τη χρήση της συσκευής.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο έντασης. Συνιστάται να ξεκινάτε με ελάχιστη δύναμη έκθεσης, ώστε το δέρμα να μπορεί να προσαρμοστεί στην εφαρμογή της συσκευής.
4. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μην πιέζετε τη συσκευή κοντά στο δέρμα, κρατήστε την σε απόσταση 2-3 mm από την επιφάνεια του δέρματος. Κρατήστε αργά το μασάζ κατά μήκος των γραμμών μασάζ από κάτω (από το πηγούνι) προς τα πάνω (μέχρι τη γραμμή ανάπτυξης των μαλλιών). Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προβληματικές περιοχές. Κατά τη χρήση, η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο παραγωγής πλάσματος, μπορείτε επίσης να μυρίσετε το όζον - αυτό είναι φυσιολογικό.
5. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, απενεργοποιήστε τη συσκευή, εφαρμόστε το καλλυντικό περιποίησης για να ενυδατώσετε το δέρμα. Για καλύτερη απορρόφηση των καλλυντικών, κάντε ελαφρύ μασάζ.
6. Καθαρίστε την επιφάνεια εργασίας της συσκευής με μια υγρή (εμποτισμένη με αλκοόλ) χαρτοπετσέτα. Σημείωση: Τα υπολείμματα σκόνης και σμήγματος κολλάνε εύκολα στο κεραμικό μέρος της επιφάνειας εργασίας της συσκευής όταν διασπώνται από το πλάσμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κιτρίνισμα της κεραμικής επιφάνειας, αλλά δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΚΜΗ / ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ	ΠΡΩΙ	Αρχική πορεία: 5-10 λεπτά για κάθε περιοχή του προσώπου. Η συνολική διάρκεια μιας διαδικασίας είναι έως 20-30 λεπτά. Για την προσαρμογή του δέρματος, συνιστάται σταδιακή αύξηση της ισχύος: Η εβδομάδα 1 είναι το ελάχιστο επίπεδο (εάν το δέρμα είναι ευαίσθητο, χρησιμοποιήστε το ελάχιστο επίπεδο των 2 εβδομάδων) Η εβδομάδα 2 είναι το μέσο επίπεδο της εβδομάδας 3 και μετά - το μέγιστο επίπεδο εάν το δέρμα είναι καλά προσαρμοσμένο. Υποστηρικτική πορεία (πρόληψη): 10-20 λεπτά για ολόκληρο το πρόσωπο	Αρχική πορεία: 2-3 φορές την εβδομάδα (μπορείτε να συνεχίσετε μέχρι να εξαλειφθούν οι κύριες εκδηλώσεις) Υποστηρικτικό πρόγραμμα (πρόληψη): 1 φορά σε 10-14 ημέρες	Αρχική πορεία: 6-8 εβδομάδες Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, συνιστάται να κάνετε ένα διάλειμμα 1-2 μηνών ώστε το δέρμα να ανακάμψει και να μην συνηθίσει σε συνεχή διέγερση
ΔΥΣΧΡΩΜΙΕΣ	ΒΡΑΔΥ		2 φορές την εβδομάδα με έμφαση σε περιοχές με υπερμελάγχρωση	
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ	ΒΡΑΔΥ		Αρχική πορεία: 2-3 φορές την εβδομάδα. Υποστηρικτικό μάθημα (πρόληψη): 1 φορά την εβδομάδα (επιτρέπεται 1 φορά σε 10-14 ημέρες)	
ΟΥΛΕΣ	ΒΡΑΔΥ	5-10 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της ουλής και της ουλής Για το πρόσωπο: ξεκινήστε από την ελάχιστη ισχύ σε 3 συνεδρίες και στη συνέχεια αυξήστε σταδιακά την ισχύ. Για το σώμα: ξεκινήστε από τη μέση ισχύ σε 3 συνεδρίες και στη συνέχεια αυξήστε σταδιακά την ισχύ.	2 φορές την εβδομάδα	ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1-1,5 μήνες. Επαναλάβετε 2-3 κύκλους τον χρόνο. Μεταξύ κύκλων: 1-2 συνεδρίες τον μήνα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Απαγορεύεται η χρήση: παιδιά, άτομα που πάσχουν από αλλεργίες, άτομα που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση προσώπου/ματιών.
2. Απαγορεύεται το άγγιγμα της συσκευής με νερό, η λήψη της συσκευής με βρεγμένα χέρια, η χρήση της σε βρεγμένο δέρμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει βυθιστεί στο νερό, δεν λειτουργεί σωστά εάν έχει καταστραφεί ή σπάσει.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην περιοχή των ματιών (κατά μήκος του άνω και κάτω κογχικού οστού), στην περιοχή του κροτάφους, στον θυρεοειδή αδένα, καθώς και στο στήθος και τα γεννητικά όργανα.
3. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά, δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυματισμό.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) συσκευή, (2) βάση στήριξης, (3) καλώδιο φόρτισης, (4) τσάντα αποθήκευσης, (5) χαρτοπετσέτα, (6) οδηγίες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 3 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 60 min

SMART TIMER: 10 min

ΤΡΕΧΟΝ: • Λειτουργία SOFT: 590 mA σε επαφή με το δέρμα, 278 mA χωρίς επαφή. • Λειτουργία MEDIUM: 1670 mA σε επαφή με το δέρμα, 570 mA χωρίς επαφή. • Λειτουργία STRONG: 1820 mA σε επαφή με το δέρμα, 1010 mA χωρίς επαφή.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX3



REN - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Καθαρισμός

Βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία

Απολέπιση

Ενισχύει την απορρόφηση της περιποίησης του δέρματος

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: αυξημένο λιπαρό δέρμα, διεσταλμένοι πόροι, κωμωδίες, ακμή, θαμπή ανθυγιεινή επιδερμίδα, απώλεια ελαστικότητας δέρματος.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS, σιλικόνη.

ΒΑΡΟΣ: 140 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
Οι κραδασμοί υπερήχων υψηλής συχνότητας και τα θετικά ιόντα στη λειτουργία «Βαθύς καθαρισμός» καθαρίζουν προσεκτικά το δέρμα. Τα κύματα που δημιουργούνται από τους υπέρηχους συμβάλλουν στην απολέπιση των σωματιδίων του ανώτερου στρώματος της επιδερμίδας, αφαιρώντας επιφανειακούς ρύπους και συσσωρεύσεις σμήγματος. Στη λειτουργία υγρασίας, τα ίδια κύματα υπερήχων σε συνδυασμό με αρνητικά ιόντα αυξάνουν την κυκλοφορία του αίματος και την παραγωγή κολλαγόνου / ελαστίνης, γεγονός που οδηγεί σε ενεργή απορρόφηση των καλλυντικών. Έτσι η επίδραση των καλλυντικών περιποίησης είναι πιο έντονη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Συμπαγής συσκευή για οικιακή χρήση.
2. Το μαγνητικό κάλυμμα προστατεύει την επιφάνεια καθαρισμού της συσκευής, γεγονός που σας επιτρέπει να συμμορφώνεστε με τους κανόνες υγιεινής για τη χρήση της συσκευής.
3. Ισχυρή μπαταρία, παρατεταμένος χρόνος λειτουργίας χωρίς επαναφόρτιση, διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 100 λεπτά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Η συσκευή ελέγχεται από 1 κουμπί. Με παρατεταμένο πάτημα, κρατήστε πατημένο το κουμπί "On / off / switch modes" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ενεργοποίηση συνοδεύεται από ένα μακρύ ηχητικό σήμα.
2. Η πρώτη είναι η λειτουργία "Deep Cleansing". Η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει. Θα ακούσετε έναν συνεχή ήχο δόνησης υπερήχων.
3. Για να αλλάξετε λειτουργία, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί "Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / εναλλαγή λειτουργιών". Η εναλλαγή λειτουργιών συνοδεύεται από ένα σύντομο ηχητικό σήμα
4. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί στη λειτουργία "Ενυδάτωση". Η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει. Θα ακούσετε τον παλλόμενο ήχο της δόνησης υπερήχων.

5. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί «on/off/switch modes».
6. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με έξυπνο χρονόμετρο. Ο καθαριστής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά λειτουργίας.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
1. Αφαιρέστε το μακιγιάζ σας πριν τη χρήση και πλύνετε το πρόσωπό σας με ένα καθαριστικό.
2. Για να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα πριν τον καθαρισμό, συνιστάται η διεξαγωγή μιας διαδικασίας κρύου ατμού χρησιμοποιώντας ένα τζελ αφαίρεσης κρούστας (τζελ για καθαρισμό με υπερήχους). Εφαρμόστε το gel στο πρόσωπό σας, αποφεύγοντας την επαφή με τα μάτια, κλείστε με μεμβράνη, κρατήστε το gel για 15 λεπτά και μετά προχωρήστε στη διαδικασία καθαρισμού του scrubber. Εκτός από το τζελ ή τη λοσιόν για καθαρισμό με υπερήχους, επιτρέπεται η χρήση αλατούχου διαλύματος, καθώς και ιαματικού νερού.
3. Πατήστε το κουμπί «on/off/mode switch» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Deep Clear».
4. Κρατήστε τη συσκευή με την όψη προς τα κάτω, με τη λεπίδα καθαρισμού σε γωνία 40 μοιρών ως προς το δέρμα. Μετακινήστε το απλικατέρ κατά μήκος των γραμμών μασάζ για να καθαρίσετε τις απαιτούμενες περιοχές του προσώπου.
5. Η διαδικασία καθαρισμού στη λειτουργία “Deep Cleansing” δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 5 λεπτά.
6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή ή ενεργοποιήστε την για να λειτουργήσει στην επόμενη λειτουργία.
7. Πλύνετε το πρόσωπό σας με ζεστό νερό, καθαρίστε το απλικατέρ στεγνό.
8. Μετά τη διαδικασία καθαρισμού, συνιστάται να ξεκινήσετε τη διαδικασία ύγρανσης.
1. Αφού καθαρίσετε το πρόσωπο, απλώστε ομοιόμορφα στο πρόσωπο το προϊόν περιποίησης της επιλογής σας.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε ξανά το κουμπί για να μεταβείτε σε λειτουργία υγρασίας.
3. Αναποδογυρίστε τη συσκευή με το μπροστινό μέρος στραμμένο προς τα πάνω, έτσι ώστε η λεπίδα πλυσίματος να βρίσκεται επίπεδη πάνω στο δέρμα αντί να ακουμπά στην άκρη της. Τοποθετήστε το απλικατέρ στο πρόσωπο και γλιστρήστε απαλά προς τα πάνω κατά μήκος των γραμμών μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως το προϊόν περιποίησης.
4. Όταν εργάζεστε σε αυτή τη λειτουργία, συνιστάται να ξεκινήσετε τη διαδικασία από το λαιμό, μετακινώντας από το κέντρο προς τις άκρες.
5. Συνεχίστε το μασάζ, μετακινώντας από το πηγούνι προς το μέτωπο, φέρνοντας τη λεπίδα καθαρισμού από το κέντρο προς την περιφέρεια.
6. Η εργασία στη λειτουργία "Ενυδάτωση" μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 5 λεπτά. Στο τέλος της διαδικασίας, απενεργοποιήστε το scrubber με ένα παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί "on / off".
7. Σκουπίστε το απλικατέρ και τοποθετήστε το πλυντήριο στη θέση του.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ / ΑΚΜΗ	Συνιστάται το βράδυ. Μην εφαρμόζετε make-up μετά τη θεραπεία.	Βαθύς καθαρισμός: 5 λεπτά. Ενυδάτωση: 5 λεπτά. Χρησιμοποιήστε με αυτή τη σειρά. Η λειτουργία ενυδάτωσης είναι αποτελεσματική μόνο μετά τον βαθύ καθαρισμό.	Όχι περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα	3-4 εβδομάδες. Κάντε ένα διάλειμμα 2 εβδομάδων. Επαναλάβετε τον κύκλο 3-4 εβδομάδων και συνεχίστε αυτόν τον κύκλο.
ΚΟΥΠΕΡΟΣΑ / ΟΡΑΤΑ ΣΚΑΦΗ			Όχι περισσότερο από δύο φορές το μήνα	Όσο χρειάζεται

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για ατομική χρήση. Μην μοιράζεστε τη συσκευή με άλλους χρήστες.
2. Να μην χρησιμοποιείται εντός ενός μήνα μετά την επέμβαση ή παρουσία σοβαρών ηλιακών εγκαυμάτων στην επιφάνεια του δέρματος του προσώπου.
3. Μην το χρησιμοποιείτε σε φλεγμονώδες ή κατεστραμμένο δέρμα.
4. Να μην χρησιμοποιείται μπροστά στα μάτια σας.
5. Απαγορεύεται η χρήση σε περιοχές φλεβικής ή αρτηριακής παθολογίας, καθώς και σε ασθενείς με θρομβοφλεβίτιδα ή με προηγούμενες περιπτώσεις διαταραχών της πήξης του αίματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια περιοχή του δέρματος.
2. κρατήστε τη συσκευή μακριά από υψηλές θερμοκρασίες.
3. Με την παρουσία εμφυτευμάτων προσώπου, οδοντικών μεταλλικών στεφάνων, καρφίτσες, νάρθηκες κατά τη χρήση, εστιάστε στις προσωπικές αισθήσεις. Εάν αισθανθείτε πόνο ή ενόχληση κατά τη χρήση της συσκευής, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) πλυντήριο υπερήχων, (2) μαγνητικό κάλυμμα, (3) καλώδιο USB τύπου C,
4. οδηγίες, (5) τσάντα αποθήκευσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 2 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 100 min

SMART TIMER: 10 min

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ: 25±5 kHz

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX4



SARA - 2-ΣΕ-1 ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΙΣΙΩΤΙΚΟ ΜΑΛΛΙΩΝ

Για ξηρά & βρεγμένα μαλλιά

Γρήγορο στέγνωμα

Στυλίζει & διαμορφώνει τα μαλλιά

Ήπια θεραπεία

Έλεγχος φριζαρίσματος

Ισιώνει τα μαλλιά

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: Βλάβη στα μαλλιά με κλασικά σίδερα, χνούδι (φαινόμενο κατάψυξης), στατικός ηλεκτρισμός, δυσκολία στρώσης βρεγμένων μαλλιών, απώλεια λάμψης.

ΥΛΙΚΑ: πλαστικό MS, πλαστικό ABS.

ΒΑΡΟΣ: 441 g (χωρίς το καλώδιο), 657 g (με το καλώδιο).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
Στέγνωμα: Στο εσωτερικό υπάρχει ένας κινητήρας υψηλής ταχύτητας (BLDC), που κάνει 110000 στροφές ανά λεπτό. Δημιουργεί ένα ισχυρό ρεύμα αέρα (έως 12 m / s). Το στέγνωμα δεν οφείλεται στο «τηγάνισμα» των μαλλιών σε υψηλή θερμοκρασία, αλλά στο φυσικό φύσημα της υγρασίας από την επιφάνεια της τρίχας. Ιοντισμός: Κατά την ξήρανση, δημιουργείται ένα ρεύμα αρνητικά φορτισμένων ιόντων (πάνω από 30 εκατομμύρια). Τα μαλλιά έχουν συνήθως ένα θετικό φορτίο που τα αναγκάζει να απομακρύνονται το ένα από το άλλο (το φαινόμενο του «χνουδιού»). Τα αρνητικά ιόντα εξουδετερώνουν αυτό το φορτίο, καθιστώντας τους κλώνους υπάκουους. ΙΣΙΩΣΗ: Ο αέρας εξέρχεται από στενές σχισμές κατά μήκος των πλακών υπό γωνία 45 μοιρών. Δημιουργείται η επίδραση της κατευθυνόμενης πίεσης. Όταν συμπιέζετε τις πλάκες, η ροή επιταχύνεται, «πιέζοντας» τα λέπια της τρίχας στον άξονα. Υπό την επίδραση της θερμότητας και του κατευθυνόμενου αέρα, οι δεσμοί υδρογόνου στα βρεγμένα μαλλιά σπάνε προσωρινά και ξαναχτίζονται σε ίσια μορφή. Δεδομένου ότι τα μαλλιά φουσκώνονται με αέρα, στεγνώνουν ήδη σε ισιωμένη κατάσταση, καθορίζοντας το αποτέλεσμα. ΚΡΥΟΣ ΑΕΡΑ (ΣΤΗΡΩΣΗ): Στο τελικό στάδιο, η ροή του κρύου αέρα ψύχει αμέσως τα θερμαινόμενα μαλλιά, «σφραγίζοντας» την επιδερμίδα. Αυτό δίνει λάμψη στον καθρέφτη και κάνει το στυλ σταθερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Στέγνωμα και ίσιωμα 2 σε 1. Το SARA συνδυάζει τις δύο λειτουργίες σε μία διαδικασία, μειώνοντας το χρόνο για τη συνολική στοίβαξη.
2. Ασφάλεια μαλλιών: Το ίσιωμα με αέρα είναι πολύ πιο ευαίσθητο από την επαφή με τις καυτές πλάκες ενός κανονικού σίδερου.
3. ατομική ρύθμιση. 3 ρυθμοί ροής και 5 καθεστώτα θερμοκρασίας σας επιτρέπουν να επιλέξετε τη βέλτιστη περιποίηση για κάθε τύπο μαλλιών.
4. Καθολική τάση. Το ευρύ φάσμα τάσης εξασφαλίζει σταθερή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής οπουδήποτε στον κόσμο.

5. Εξειδικευμένες λειτουργίες DRY και WET: προσεγμένες ρυθμίσεις για αποτελεσματική εργασία τόσο με βρεγμένα όσο και με στεγνά μαλλιά.
6. Ενημερωτική οθόνη LCD, παρέχει πλήρη έλεγχο των παραμέτρων λειτουργίας για την πιο άνετη χρήση.
7. Πολυλειτουργικό lock-lock, σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως πλήρες πιστολάκι μαλλιών σε διπλωμένη κατάσταση.
8. Διανοητική παύση. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα, μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής και μετά από 3 λεπτά απενεργοποιείται.
9. Λειτουργία μνήμης. Η συσκευή θυμάται τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν τελευταία, επιτρέποντάς σας να αρχίσετε να εργάζεστε αμέσως την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε.
10. Ισχυρός ιονισμός. Η γεννήτρια απελευθερώνει περισσότερα από 30 εκατομμύρια ιόντα, εξουδετερώνοντας τα στατικά και δίνοντας στα μαλλιά μια λάμψη και μεταξένια αίσθηση.
11. Ταχύτητα κινητήρα. Ο κινητήρας υψηλής ταχύτητας (110000 rpm) δημιουργεί μια ισχυρή εστιασμένη ροή για άμεση αφαίρεση υγρασίας.
12. Λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Αυτόματη λειτουργία καθαρισμού κινητήρα για διατήρηση της μέγιστης ισχύος εμφύσησης και παράταση της διάρκειας ζωής.
13. Μήκος καλωδίου: για επαγγελματική ή οικιακή χρήση, τα 2 μέτρα παρέχουν ελευθερία κινήσεων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Εισαγάγετε πλήρως το βύσμα του πιστολιού-ισιώματος στην πρίζα. Το εικονίδιο OFF ανάβει στην οθόνη, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
2. Αυτή η συσκευή διαθέτει κλειδαριά στερέωσης, η οποία σας επιτρέπει να κρατάτε τις πλάκες ισιώματος σε διπλωμένη θέση. Μεταφέρετε τον οδηγό κλειδαριάς προς τα κάτω για να ανοίξετε τις πλάκες. Όταν ξεκλειδωθούν, οι πλάκες ανοίγουν, επιτρέποντάς σας να τοποθετήσετε τρίχες μεταξύ τους για λείανση.
3. Για να συγκρατήσετε τις πλάκες μεταξύ τους, συνδέστε τις και μετακινήστε την κλειδαριά προς τα πάνω. Στην κλειστή θέση, η συσκευή λειτουργεί ως πιστολάκι μαλλιών. Η φραγμένη κατάσταση διασφαλίζει επίσης την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά της συσκευής.
4. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Στη θέση on με τις πλάκες ξεδιπλωμένες, η ροή αέρα θα είναι ελάχιστη. Πιέστε το ισιωτικό του στεγνωτήρα μαλλιών για να ξεκινήσετε και ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε την ταχύτητα φυσήματος αέρα.
5. Πατώντας το κουμπί επιλογής λειτουργίας, επιλέξτε τις ρυθμίσεις στις οποίες θέλετε να ξεκινήσετε το στέγνωμα ή το styling.
6. Η λειτουργία WET έχει σχεδιαστεί για μαλλιά αμέσως μετά το λούσιμο και σας επιτρέπει να τα στεγνώνετε και να τα ισιώσετε ταυτόχρονα.
7. Η λειτουργία DRY επικεντρώνεται στην εξομάλυνση και τη στερέωση του σχήματος των ήδη στεγνωμένων μαλλιών.
8. Με τη βοήθεια του κουμπιού ελέγχου θερμοκρασίας, ρυθμίστε τις παραμέτρους που χρειάζεστε.
9. Στη λειτουργία WET, παρουσιάζονται υψηλότερες ρυθμίσεις: 120 °C, 140 °C και 160 °C για εντατική εξάτμιση της υγρασίας και γρήγορο σχηματισμό του σχήματος μπούκλας.
10. Στη λειτουργία DRY, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες θερμοκρασίες: 80 °C, 110 °C και 140 °C για προστασία από την υπερθέρμανση των ήδη στεγνωμένων μαλλιών.
11. Η θερμοκρασία μπορεί να εμφανίζεται σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ. Για να αλλάξετε μονάδα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί θερμοκρασίας για 3 δευτερόλεπτα.
12. Με τη βοήθεια του κουμπιού ελέγχου ταχύτητας, ρυθμίστε 1 από 3 ταχύτητες αέρα. Ο αριθμός των πετάλων στο εικονίδιο συσχετίζεται με την ταχύτητα της ταχύτητας: ασθενής ταχύτητα - 1 πέταλο, μέση - 2 πέταλα, ισχυρή ροή αέρα - 3 πέταλα.

13. Πατήστε το κουμπί ταχύτητας για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού. Αφαιρέστε το μαγνητικό φίλτρο εκ των προτέρων. Ο καθαρισμός θα διαρκέσει 15 δευτερόλεπτα και μετά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη θέση του.
14. Πιέστε το κουμπί κρύου αέρα εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κρύου αέρα.
15. Μετά την ενεργοποίηση του ισιωτικού σεσουάρ, εάν είναι σε ανοιχτή κατάσταση χωρίς να χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, η λειτουργία παύσης θα ξεκινήσει αυτόματα, το εικονίδιο θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει συνεχώς. Εάν η συσκευή είναι σε αδράνεια (σε λειτουργία παύσης) για περισσότερα από 3 λεπτά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την καθορισμένη ώρα.
16. Το πιστολάκι μαλλιών SARA είναι εξοπλισμένο με λειτουργία μνήμης. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η συσκευή, θα ξεκινήσει στην ίδια λειτουργία και με εκείνες τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τελευταία ενεργοποίηση.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και τα μαλλιά σας δεν είναι πολύ βρεγμένα (δεν πρέπει να στάζουν νερό). Συνιστάται να τα στεγνώνετε πρώτα με μια πετσέτα.
2. Χτενίστε προσεκτικά τα μαλλιά σας με μια χτένα με φαρδιά δόντια για να αποφύγετε το μπλέξιμο κατά το styling.
3. Ενεργοποιήστε το πιστολάκι μαλλιών.
4. Επιλέξτε τη λειτουργία WET.
5. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία και ταχύτητα έκθεσης.
6. Αρχικά, χρησιμοποιήστε το SARA στην κλειδωμένη θέση (οι πλάκες είναι κλειστές, η ράβδος στερέωσης μετακινείται προς τα πάνω) ως πιστολάκι μαλλιών για να στεγνώσετε τις ρίζες.
7. Ξεκλειδώστε τις πλάκες, χαμηλώνοντας το στερέωμα ασφάλισης προς τα κάτω, τοποθετήστε το σκέλος μεταξύ των πλακών όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ρίζες. Οι τρύπες για την αφαίρεση του αέρα πρέπει να κατευθύνονται στις άκρες των μαλλιών. Κλείστε τις πλάκες, οδηγήστε αργά το ισιωτικό κάτω στις άκρες.
8. Εάν συνεχίσετε το styling σε στεγνά μαλλιά, επιλέξτε τη λειτουργία DRY.
9. Βάλτε μια μπούκλα ανάμεσα στα πιάτα, πιέστε την ανάμεσά τους. Η ροή αέρα θα αυξηθεί αυτόματα στο επιλεγμένο επίπεδο. Οδηγήστε ομαλά το gadget μέχρι τις άκρες.
10. Χάρη στον ενσωματωμένο ιονιστή, η στατική εξουδετέρωση θα εξουδετερωθεί και η επιδερμίδα της τρίχας θα λειαίνει ακριβώς κατά την κίνηση.
11. Αφού στεγνώσετε ολόκληρη τη μάζα των μαλλιών, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Cold Mode για να εδραιώσετε το σχήμα και να δώσετε στα μαλλιά μια επιπλέον λάμψη. Ο κρύος αέρας θα καλύψει τα λέπια των μαλλιών, θα κάνει το styling πιο απαλό και ανθεκτικό.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για την τοποθέτηση φυσικών ανθρώπινων μαλλιών. Μην χρησιμοποιείτε τεχνητά μαλλιά ή τρίχες ζώων.
2. Μη χρησιμοποιείτε θερμαντικά στοιχεία για να στεγνώσετε άλλα αντικείμενα.
3. Απαγορεύεται η χρήση σε μπάνια. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε μπάνιο, ντους, πάνω από γεμάτο νιπτήρα ή με βρεγμένα χέρια.
4. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την εκθέτετε σε τρεχούμενο νερό.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πολύ βρεγμένα μαλλιά από τα οποία στάζει νερό.
6. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν η ίδια η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας έχουν υποστεί ζημιά. Επίσης, μην το χρησιμοποιείτε εάν έχει πέσει, έχει εμφανή ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά.
7. Εάν η συσκευή έχει υποστεί τέτοια ζημιά που τα ηλεκτρικά μέρη είναι εκτεθειμένα, αποσυνδέστε την αμέσως από την πηγή ρεύματος.

8. Άτομα με ορισμένες ιατρικές παθήσεις (π.χ. επιληψία) ή κινητικές διαταραχές (δυσκινησία) θα πρέπει να απέχουν από τη χρήση της συσκευής.
9. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, καθώς και από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για τη λειτουργία της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Αποφύγετε την επαφή των θερμαινόμενων μερών της συσκευής με τα μάτια και το δέρμα.
2. Κατά τη λειτουργία, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ξύλινες, χάρτινες ή υφασμάτινες επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε μόνο μια επίπεδη επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα.
3. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην βάζετε ποτέ πετσέτες ή παρόμοια αντικείμενα πάνω ή κάτω από τη συσκευή.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια (π.χ. αεροζόλ, μους για τοποθέτηση).
5. Σε περίπτωση ζημιάς στις πλάκες, απαγορεύεται η χρήση λαδιών ή σπρέι για την τοποθέτηση.
6. Πριν την ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου είναι συμβατή με αυτήν τη συσκευή. Στη λαβή της θήκης υποδεικνύονται οι παράμετροί της για επαλήθευση.
7. Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα εάν υπάρχει δυσλειτουργία κατά τη λειτουργία, πριν καθαρίσετε τη συσκευή, μετά την απενεργοποίηση ή εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
8. Προστατέψτε το καλώδιο από ζημιά. Μην τραβάτε ποτέ το ίδιο το καλώδιο - κρατήστε το από το πιρούνι όταν το βγάλετε από την πρίζα. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
9. Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή καθώς δεν υπάρχουν εξαρτήματα που συντηρούνται από το χρήστη. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με τον οργανισμό που είναι εξουσιοδοτημένος να δέχεται αξιώσεις από καταναλωτές.
10. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με διακόπτη ασφαλείας σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) πιστολάκι μαλλιών, (2) τσάντα αποθήκευσης, (3) οδηγίες, (4) αποκόμματα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΔΥΝΑΜΗ: 1600 W

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ: 220-240 V

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 110000 σ.α.λ

Ταχύτητα: 12 μέτρα ανά δευτερόλεπτο

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: Λειτουργία DRY: 80 °C, 110 °C, 140 °C WET mode: 120 °C, 140 °C, 160 °C
Ψυχρή εμφύσηση

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ Χ Π Χ Β): 329×55×38 mm

ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ: 85,6-86,9 dB

ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 2 m



UMI - ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΠΛΥΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Καθαρισμός

Βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία

Απολέπιση

Ενισχύει την απορρόφηση της περιποίησης του δέρματος

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: αυξημένο λιπαρό δέρμα, διεσταλμένοι πόροι, κωμωδίες, ακμή, θαμπή ανθυγιεινή επιδερμίδα, απώλεια ελαστικότητας δέρματος.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS, σιλικόνη.

ΒΑΡΟΣ: 131 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Οι κραδασμοί υπερήχων υψηλής συχνότητας και τα θετικά ιόντα στη λειτουργία «Βαθύς καθαρισμός» καθαρίζουν προσεκτικά το δέρμα. Τα κύματα που δημιουργούνται από τους υπέρηχους συμβάλλουν στην απολέπιση των σωματιδίων του ανώτερου στρώματος της επιδερμίδας, αφαιρώντας επιφανειακούς ρύπους και συσσωρεύσεις σμήγματος.

Στη λειτουργία ύγρανσης, τα ίδια κύματα υπερήχων σε συνδυασμό με αρνητικά ιόντα αυξάνουν την κυκλοφορία του αίματος και την παραγωγή κολλαγόνου / ελαστίνης, γεγονός που οδηγεί σε ενεργή απορρόφηση των καλλυντικών. Έτσι η επίδραση των καλλυντικών περιποίησης είναι πιο έντονη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Φορητή συσκευή με επαγωγική μαγνητική βάση φόρτισης - είναι βολικό να το πάρετε στο ταξίδι.
2. Το μαγνητικό κάλυμμα προστατεύει την επιφάνεια καθαρισμού της συσκευής, γεγονός που σας επιτρέπει να συμμορφώνεστε με τους κανόνες υγιεινής για τη χρήση της συσκευής.
3. Θήκη σιλικόνης μαλακή αφή για μέγιστη άνεση κατά τη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Η συσκευή ελέγχεται από ένα μόνο κουμπί. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. θα ξεκινήσει η λειτουργία Deep Cleansing, η ένδειξη της αντίστοιχης λειτουργίας θα ανάψει.
3. Για να αλλάξετε ξανά τη λειτουργία πατήστε το κουμπί on / off / modes. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί στη λειτουργία "Ενυδάτωση", η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει.
4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί on/off modes.
5. Η διάρκεια του scrubber είναι 5 λεπτά. Μετά από 5 λεπτά λειτουργίας, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ακόμη και κατά την εναλλαγή λειτουργίας, ο συνολικός χρόνος λειτουργίας της συσκευής θα είναι 5 λεπτά.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:
1. Αφαιρέστε το μακιγιάζ σας πριν τη χρήση και πλύνετε το πρόσωπό σας με ένα καθαριστικό.
2. Για καλύτερα αποτελέσματα, προετοιμάστε το δέρμα με διαδικασία κρύου ατμού χρησιμοποιώντας ένα τζελ αφαίρεσης κρούστας. Εφαρμόστε το τζελ στο πρόσωπό σας, αποφεύγοντας τα μάτια. Καλύψτε με μεμβράνη και αφήστε για 15 λεπτά και μετά ξεκινήστε τον καθαρισμό με υπερήχους. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε λοσιόν για καθαρισμό με υπερήχους, αλατούχο διάλυμα ή ιαματικό νερό.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
4. Εκκινήστε τη λειτουργία "Deep Cleansing".
5. Κρατήστε τη συσκευή με το μπροστινό μέρος στραμμένο προς τα επάνω. Τοποθετήστε τη λεπίδα καθαρισμού σε γωνία 40 μοιρών ως προς το δέρμα. Μετακινήστε το απλικατέρ κατά μήκος των γραμμών μασάζ για να καθαρίσετε τις απαιτούμενες περιοχές του προσώπου.
6. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε 5 λεπτά.
7. Πλύνετε το πρόσωπό σας με ζεστό νερό.
8. Σκουπίστε τη λεπίδα καθαρισμού για να στεγνώσει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ:
1. Μετά τον καθαρισμό, ξεκινήστε τη διαδικασία ενυδάτωσης. Απλώστε το serum ομοιόμορφα στο πρόσωπο.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
3. Μεταβείτε στη λειτουργία Ενυδάτωσης.
4. Κρατήστε τη συσκευή με το μπροστινό μέρος στραμμένο προς τα κάτω. Ακουμπήστε την επίπεδη επιφάνεια της λεπίδας καθαρισμού πάνω στο δέρμα και όχι στην άκρη της.
5. Γλιστρήστε το απλικατέρ απαλά προς τα πάνω κατά μήκος των γραμμών μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως το προϊόν περιποίησης.
6. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
7. Σκουπίστε τη λεπίδα καθαρισμού για να στεγνώσει.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ / ΑΚΜΗ	Συνιστάται το βράδυ. Μην εφαρμόζετε make-up μετά τη θεραπεία.	Βαθύς καθαρισμός: 5 λεπτά. Ενυδάτωση: 5 λεπτά. Χρησιμοποιήστε με αυτή τη σειρά. Η λειτουργία ενυδάτωσης είναι αποτελεσματική μόνο μετά τον βαθύ καθαρισμό.	Όχι περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα	3-4 εβδομάδες. Κάντε ένα διάλειμμα 2 εβδομάδων. Επαναλάβετε τον κύκλο 3-4 εβδομάδων και συνεχίστε αυτόν τον κύκλο.
ΚΟΥΠΕΡΟΣΑ / ΟΡΑΤΑ ΣΚΑΦΗ			Όχι περισσότερο από δύο φορές το μήνα	Όσο χρειάζεται

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Να μην χρησιμοποιείται εντός ενός μήνα μετά την επέμβαση ή παρουσία σοβαρών ηλιακών εγκαυμάτων στην επιφάνεια του δέρματος του προσώπου.
2. Μην το χρησιμοποιείτε σε φλεγμονώδες ή κατεστραμμένο δέρμα.
3. Να μην χρησιμοποιείται μπροστά στα μάτια σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια περιοχή του δέρματος.
2. κρατήστε τη συσκευή μακριά από υψηλές θερμοκρασίες.
3. Με την παρουσία εμφυτευμάτων προσώπου, οδοντικών μεταλλικών στεφάνων, καρφίτσες, νάρθηκες κατά τη χρήση, εστιάστε στις προσωπικές αισθήσεις. Εάν αισθανθείτε πόνο ή ενόχληση κατά τη χρήση της συσκευής, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) πλυντήριο υπερήχων, (2) μαγνητικό κάλυμμα, (3) βάση ασύρματης φόρτισης, (4) εγχειρίδιο χρήσης, (5) πανί καθαρισμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 5 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 35 min

SMART TIMER: 5 min

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ: 25±5 kHz

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX5



VIA GOLD - ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 3-ΣΕ-1

Μειώνει το πρήξιμο

Καθορίζει τα περιγράμματα του προσώπου σε σχήμα V

Καθαρισμός

Ανύψωση

Μειώνει τις ρυτίδες

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: αλλαγές στο κάτω τρίτο του προσώπου, χαλάρωση των λαγών, διπλό πηγούνι και ορατά σημάδια γήρανσης: ρυτίδες, χαλαρό δέρμα, διευρυμένοι πόροι και θαμπή επιδερμίδα.

ΥΛΙΚΑ: ABS πλαστικό, μέταλλο.

ΒΑΡΟΣ: 207,5 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Υπέρηχος και Δόνηση - τα κύματα που δημιουργούνται από τους υπερήχους συμβάλλουν στην απολέπιση των σωματιδίων του ανώτερου στρώματος της επιδερμίδας, αφαιρώντας τη μόλυνση της επιφάνειας και τις συσσωρεύσεις σμήγματος. Η δόνηση ανεβάζει αυτούς τους ρύπους στην επιφάνεια του δέρματος.

RF - Ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων, που θερμαίνει το βαθύ στρώμα του δέρματος (χόριο) στους 40-55 °C περίπου, που διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και αυξάνει την ελαστικότητα του δέρματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η θερμότητα μπορεί επίσης να επιταχύνει τον μεταβολισμό των λιποκυττάρων (για παράδειγμα, στην περιοχή του δεύτερου πηγουνιού). Στις οικιακές συσκευές, η θερμοκρασία στην επιφάνεια του δέρματος είναι συνήθως 38-45 °C για ασφαλή χρήση.

EMS - ηλεκτρομυοδιέγερση χρησιμοποιώντας ρεύματα χαμηλής συχνότητας που διεισδύουν βαθιά στους ιστούς και προκαλούν μυϊκή σύσπαση και αγγειακή επέκταση, βελτίωση της ροής του αίματος και της λέμφου, διεγείρουν τις μεταβολικές διεργασίες και τη διατροφή του δέρματος. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια στιγμιαία ανύψωση του προσώπου, ο μυϊκός τόνος αυξάνεται, τα περιγράμματα του προσώπου σφίγγονται.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

1. Μια συμπαγής συσκευή που συνδυάζει 3 από τις πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες.
2. Μαγνητικός δακτύλιος για τοποθέτηση μαξιλαριών καθαρισμού για πιο ενδελεχή διαδικασία καθαρισμού στη λειτουργία SONIC.
3. Ρυθμιζόμενο επίπεδο έκθεσης στο EMS.
4. Μπάλες από ανοξείδωτο χάλυβα ως ηλεκτρόδια για την αύξηση της αγωγιμότητας του ρεύματος.
5. Η συσκευή VIA είναι ο νικητής στην υποψηφιότητα «Best beauty-gadget» των Live Organic Awards 2021.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα και το καπάκι από τη συσκευή.
2. Με ένα παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης / εναλλαγής λειτουργιών, ενεργοποιήστε τη συσκευή μασάζ.
3. Η συσκευή παρουσιάζει 3 λειτουργίες: 1 - SONIC, 2 - RF, 3 - EMS, οι οποίες αλλάζουν με την καθορισμένη σειρά με ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού on / off / switch modes.
4. Για να απενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/λειτουργίας.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

SOIC MODE
1. Αφαιρέστε το μακιγιάζ σας και πλύνετε το πρόσωπό σας με ένα καθαριστικό.
2. Εφαρμόστε το τονωτικό σε ένα βαμβάκι ή χρησιμοποιήστε ένα μαξιλάρι καθαρισμού.
3. Στερεώστε το δίσκο ή το μαξιλαράκι με ένα μαγνητικό δακτύλιο στο απλικατέρ.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, επιλέξτε λειτουργία SONIC.
5. Εφαρμόστε το απλικατέρ στο πρόσωπό σας, προχωρήστε στη διαδικασία καθαρισμού, κινούμενοι κατά μήκος των γραμμών μασάζ από το κάτω μέρος του πηγουνιού μέχρι τη γραμμή των μαλλιών στο μέτωπο. Για το καλύτερο αποτέλεσμα, συνιστάται να κάνετε πολλές φορές καθαρισμό σε όλες τις ζώνες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη ζώνη Τ.
6. Μετά από 3 λεπτά λειτουργίας, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
7. Αφαιρέστε το δίσκο ή το μαξιλαράκι και καθαρίστε το απλικατέρ με μια καθαριστική σερβιέτα.
8. Ξεπλύνετε το πρόσωπό σας με νερό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RF
1. Εφαρμόστε ένα προϊόν περιποίησης με βάση το νερό στο πρόσωπό σας. Λάβετε υπόψη ότι η σύνθεση δεν πρέπει να περιέχει επιθετικά οξέα ή έλαια.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, βάλτε τη σε λειτουργία RF.
3. Μετακινήστε το απλικατέρ αργά από το κέντρο του προσώπου προς τα έξω με σταθερή ταχύτητα. Μην το κρατάτε σε ένα σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
5. Με ένα μαντηλάκι καθαρισμού αφαιρέστε τα υπολείμματα του καλλυντικού από το απλικατέρ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ EMS
1. Εφαρμόστε μια υφή με βάση το νερό, που μοιάζει με gel στο πρόσωπο, η οποία θα εξασφαλίσει καλύτερη αγωγιμότητα των ρευμάτων για να επιτύχετε τα μέγιστα αποτελέσματα.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, βάλτε τη σε λειτουργία EMS.
3. Επιλέξτε το επίπεδο έντασης των ρευμάτων EMS: ασθενές ή ισχυρό, για να το κάνετε αυτό, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί on / off / switch modes.
4. Τοποθετήστε τους κυλίνδρους στο περίγραμμα του προσώπου, περπατήστε το μασάζ από κάτω προς τα πάνω, σφίγγοντας ελαφρά το δέρμα. Εκτελέστε τη διαδικασία 3-5 φορές, κινούμενοι κατά μήκος των γραμμών μασάζ από το κέντρο προς την περιφέρεια. Αποφύγετε την μετωπιαία περιοχή και την περιοχή γύρω από τα μάτια.
5. Μετά από 6 λεπτά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
6. Με ένα μαντηλάκι καθαρισμού αφαιρέστε τα υπολείμματα του καλλυντικού από τους κυλίνδρους.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ / ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ-ΟΔΗΜΑΤΙΚΟΣ ΓΗΡΑΝΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	Βράδυ, μετά τον καθαρισμό	SONIC με επιθέματα καθαρισμού: 3 λεπτά. RF: 5-7 λεπτά. EMS: χαμηλό επίπεδο - 5 λεπτά; υψηλό επίπεδο στα κάτω μάγουλα και στο πηγούνι - 3 λεπτά. Χρησιμοποιήστε με αυτή τη σειρά, όχι ταυτόχρονα.	2-3 φορές την εβδομάδα	3 εβδομάδες. Κάντε ένα διάλειμμα 1 εβδομάδας. Επαναλάβετε για έως και 3 μήνες. Μία φορά κάθε 6 μήνες.
ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ	Πρωί	SONIC με επιθέματα ενυδάτωσης/ανύψωσης: 3 λεπτά. RF: 10 λεπτά. Από την εβδομάδα 3, EMS: χαμηλή ένταση, 5-7 λεπτά.	RF και SONIC: δύο φορές την εβδομάδα 1, μετά 3 φορές την εβδομάδα από την εβδομάδα 2 και μετά. EMS: δύο φορές την εβδομάδα.	10 εβδομάδες. Κάντε ένα διάλειμμα 2-3 εβδομάδων. Επαναλάβετε τον κύκλο 10 εβδομάδων. Μία φορά κάθε 6 μήνες.
ΛΑΙΜΟΣ	Πρωί	SONIC με ενυδατικά/ανυψωτικά επιθέματα: 3 λεπτά. RF: 10-15 λεπτά. EMS: χαμηλό επίπεδο - 5 λεπτά. Μπορεί να εμφανιστεί ερυθρότητα μετά τη θεραπεία και είναι φυσιολογικό. Μην μεταχειρίζεστε το κέντρο του λαιμού πάνω από τον θυρεοειδή αδένα.	2-3 φορές την εβδομάδα	10 εβδομάδες. Κάντε ένα διάλειμμα 2-3 εβδομάδων. Επαναλάβετε τον κύκλο 10 εβδομάδων. Μία φορά κάθε 6 μήνες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής παρουσία ηλεκτρονικών εμφυτευμάτων στο σώμα, παρουσία βηματοδότη.
2. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά τον τελευταίο μήνα ή που έχουν εκτεθεί σε παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία.
3. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με κατεστραμμένο δέρμα, εξογκώματα, εγκαύματα, ουλές και ευαισθησία σε ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις.
4. Δεν συνιστάται η χρήση παρουσία οδοντιατρικών μεταλλοκεραμικών ή κεραμικών στεφανών, εμφυτευμάτων, νάρθηκες, καθώς και με αυξημένη ευαισθησία των δοντιών.
5. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ασθένειες του αίματος, φυματίωση, παθήσεις εσωτερικών οργάνων, κακοήθεις όγκους, υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή θερμοκρασία σώματος, νευραλγία προσώπου.
6. Κατά τη χρήση του μασάζ, δεν πρέπει να φοράτε ρούχα από τεχνητές ίνες.
7. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε λειτουργία EMS γύρω από τα μάτια, το στόμα, στον θυρεοειδή αδένα, σε σημεία από ίχνη από πλαστικές επεμβάσεις, τραυματισμούς.

8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια, καθώς το δέρμα εκεί είναι λεπτό και λεπτό.
9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στον βλεννογόνο (για παράδειγμα, μέσα στη μύτη, το στόμα, την περιοχή των γεννητικών οργάνων), καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τοπικό ερεθισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Μην αφήνετε τη συσκευή εργασίας χωρίς επίβλεψη.
2. Μη χρησιμοποιείτε μασάζ σε υψηλές θερμοκρασίες.
3. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας.
4. Μην ανάβετε κατά τη φόρτιση.
5. Αφού χτυπήσετε ή πέσετε τη συσκευή, πριν συνεχίσετε τη χρήση, ελέγξτε εάν υπάρχει κάποια ζημιά.
6. Προσέξτε την ακεραιότητα του βύσματος και του καλωδίου τροφοδοσίας για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
7. Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε τα ρολόγια, τα γυαλιά και άλλα αντικείμενα που έχουν μεταλλικά μέρη.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) συσκευή, (2) καπάκι κυλίνδρου EMS, (3) μαγνητικός δακτύλιος στο εφαρμοστή, (4) καλώδιο USB-C για φόρτιση, (5) οδηγίες, (6) χαρτοπετσέτα,
7. μια τσάντα αποθήκευσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 3 h

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Λειτουργία SONIC - 150 λεπτά. Λειτουργία RF - 40 λεπτά. Λειτουργία EMS - 2700 λεπτά

SMART TIMER: • Λειτουργία SONIC - 3 λεπτά • Λειτουργία RF - 5 λεπτά • Λειτουργία EMS - 6 λεπτά

ΤΡΕΧΟΝ: Λειτουργία SONIC - 100-400 mA • Λειτουργία RF - 200-2800 mA • Λειτουργία EMS - 3-30 mA

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ:
• SONIC 3 MHz +/-10%
• Λειτουργία RF 1 MHz

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ EMS: 2,91 KHz

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ: ορθογώνια κυματομορφή

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: IPX6



YUKI - IPL ΜΕ ΨΥΞΗ

Αφαιρεί την ανεπιθύμητη τρίχα

Επιβραδύνει την ανάπτυξη των μαλλιών

Προστατεύει από εγκαύματα & πόνο

Λείο δέρμα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: αποτρίχωση.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS, πλαστικό PC.

ΒΑΡΟΣ: 298 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
Η συσκευή παρέχει γρήγορη, ασφαλή και ανώδυνη αφαίρεση της ανεπιθύμητης τρίχας με τη βοήθεια της προηγμένης τεχνολογίας IMPULSIVE LIGHT (IPL). Λόγω του καθεστώτος ακτινοβολίας δύο παλμών, εμφανίζεται μια υπέρθεση φωτονίων υψηλής ενέργειας, η οποία δρα αποτελεσματικά απευθείας στον θύλακα της τρίχας, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη της τρίχας. Η IPL TECHNOLOGY είναι κατάλληλη για χρήση σε φυσικά μαύρα, καστανά, σκούρα ξανθά μαλλιά. Μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικό σε λευκά, ανοιχτόχρωμα, κόκκινα ή γκρίζα μαλλιά.

Η πρωτοποριακή τεχνολογία ψύξης με πάγο από ζαφείρι μειώνει αποτελεσματικά τη θερμοκρασία στην περιοχή έκθεσης, προστατεύοντας την επιδερμίδα από εγκαύματα και ανακουφίζοντας πλήρως τον πόνο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Δυνατότητα μεταφοράς: βολικό για ταξίδια - η συσκευή είναι ελαφριά, συμπαγής και δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο στις αποσκευές.
2. Δροσιστική επίστρωση από ζαφείρι: δροσίζει το δέρμα κατά τη διάρκεια μιας έξαρσης, ελαχιστοποιώντας την ενόχληση και προστατεύοντας από εγκαύματα.
3. 5 λειτουργίες τροφοδοσίας: σας επιτρέπει να επιλέξετε εύκολα μια ασφαλή και αποτελεσματική ένταση για διαφορετικούς τύπους δέρματος και περιοχές ευαισθησίας.
4. Χειροκίνητες και αυτόματες λειτουργίες: το χειροκίνητο είναι κατάλληλο για επεξεργασία σημείων (πρόσωπο, μπικίνι) και αυτόματη - για γρήγορη αποτρίχωση μεγάλων περιοχών (πόδια, χέρια).
5. Απεριόριστος αριθμός φλας: ανθεκτικότητα χωρίς την ανάγκη αγοράς ανταλλακτικών φυσιγγίων - ο πόρος θα είναι αρκετός για χρόνια χρήσης.
6. Θερμόμετρο: παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία της συσκευής και του δέρματος, αποτρέποντας την υπερθέρμανση και διασφαλίζοντας την ασφάλεια.
7. Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας δύο παλμών: η συσκευή παράγει μια εξαιρετικά αποτελεσματική εφαρμογή 2 φλας σε έναν κύκλο θεραπείας, δρώντας βαθύτερα στον θύλακα της τρίχας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή τροφοδοσίας στην αντίστοιχη υποδοχή στο σώμα της φωτοαποτριχωτικής συσκευής.
2. Εισαγάγετε το βύσμα του μετασχηματιστή ρεύματος στην πρίζα μέχρι το σημείο.
3. Σημαντικό: φροντίστε να φοράτε τα γυαλιά ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο κιτ για να προστατεύσετε τα όργανα της όρασης από τα φωτεινά φλας.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, θα ξεκινήσει ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας ψύξης (θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο).
5. Από προεπιλογή, η συσκευή ξεκινά από το ελάχιστο 1ο επίπεδο έντασης. Πατώντας στιγμιαία το κουμπί on/level, ρυθμίστε την ισχύ. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο ισχυρότερος είναι ο παλμός φωτός και τόσο πιο γρήγορο επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα. Ξεκινήστε τη διαδικασία με χαμηλά επίπεδα, αυξάνοντάς τα σταδιακά καθώς το δέρμα προσαρμόζεται.
6. Ένδειξη λειτουργίας: Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη αλλά η επιφάνεια εργασίας δεν έρχεται σε επαφή με το δέρμα, η ένδειξη ανάβει συνεχώς - σε αυτήν την κατάσταση, η παραγωγή φλας μπλοκάρεται για λόγους ασφαλείας. Μόλις η επιφάνεια εργασίας αγγίξει σφιχτά το δέρμα, η ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει. Αυτό σηματοδοτεί ότι η επαφή έχει δημιουργηθεί με επιτυχία και η συσκευή είναι έτοιμη να λειτουργήσει: όταν πατήσετε το κουμπί, θα παράγεται ένα φλας (μονός ή διπλός παλμός ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία).
7. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας της συσκευής:
Χειροκίνητες και αυτόματες λειτουργίες φλας: η φωτοαποτριχωτική συσκευή προσφέρει δύο μορφές φλας για διαφορετικές εργασίες και περιοχές. Για εναλλαγή μεταξύ τους, κρατήστε πατημένο το κουμπί φλας για 2 δευτερόλεπτα ενώ το παράθυρο είναι στραμμένο μακριά από το δέρμα και δεν πιέζεται πάνω του.
Το παράθυρο της συσκευής είναι στραμμένο στο πλάι και δεν αγγίζει το δέρμα:
• Αυτόματη λειτουργία (η ένδειξη ετοιμότητας φλας αναβοσβήνει) - η συσκευή παράγει ανεξάρτητα έναν παλμό σε κάθε σφιχτή επαφή του παραθύρου από ζαφείρι με το σώμα, χωρίς να πατάτε το κουμπί κάθε φορά που δεν απαιτείται. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για γρήγορη και συνεχή θεραπεία μεγάλων περιοχών (όπως τα πόδια, τα χέρια, η κοιλιά ή η πλάτη). Εξοικονομεί χρόνο και μειώνει την κούραση των χεριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Χειροκίνητη λειτουργία (η ένδειξη ετοιμότητας φλας ανάβει συνεχώς) - το φλας ενεργοποιείται αυστηρά όταν πατήσετε συνειδητά το κουμπί φλας. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για προσεκτική, λεπτή και επιτόπια μελέτη μικρών ή ανάγλυφων περιοχών που απαιτούν μέγιστο έλεγχο (για παράδειγμα, πρόσωπο, μασχαλιαίες κοιλότητες, περιοχή μπικίνι).
Single/Dual Pulse: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί φλας ταυτόχρονα
και το κουμπί ενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα:
- Εάν η ένδειξη λειτουργίας δεν καίει, είναι ενεργός ένας μόνος παλμός (1 φλας ανά πάτημα / επαφή). - Εάν η ένδειξη ανάψει, η λειτουργία δύο παλμών είναι ενεργοποιημένη - η συσκευή παράγει μια εξαιρετικά αποτελεσματική υπέρθεση 2 αναλαμπές ανά κύκλο επεξεργασίας, δρώντας βαθύτερα στον θύλακα της τρίχας.
Λειτουργία ψύξης (Sapphire ice care): στη λειτουργία χειροκίνητου φλας (ορίζεται από προεπιλογή στην εκκίνηση), χωρίς να πατήσετε το κουμπί ακτινοβολίας, πιέστε σφιχτά το ποτήρι ζαφείρι στο δέρμα. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται ως ανεξάρτητη συμπίεση πάγου για να ηρεμήσει γρήγορα το δέρμα, να ανακουφίσει τους ερεθισμούς ή να προετοιμάσει τις ευαίσθητες περιοχές για επακόλουθη αποτρίχωση.

Σημείωση: όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψύξης χωρίς δημιουργία φλας, πατήστε το κουμπί διακόπτη επιπέδου έντασης τουλάχιστον μία φορά κάθε 5 λεπτά, ώστε η συσκευή να παραμένει ενεργή. Διαφορετικά, η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης θα λειτουργήσει.
8. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για άλλα 15 δευτερόλεπτα για να κρυώσει με ασφάλεια τα εσωτερικά στοιχεία.
9. Αφού σταματήσει τελείως ο ανεμιστήρας, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από το ρεύμα.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
Πριν από την πρώτη διαδικασία, κάντε ένα τεστ ευαισθησίας δέρματος. Επιλέξτε μια μικρή περιοχή δέρματος στην προβλεπόμενη περιοχή θεραπείας. Ενεργοποιήστε το 3ο επίπεδο έντασης και κάντε δύο φλας (σε λειτουργία δύο παλμών). Αξιολογήστε την κατάσταση του χώρου μετά από 30 λεπτά. Εάν το δέρμα φαίνεται κανονικό, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εάν υπάρχει έντονη ερυθρότητα ή πρήξιμο, αναβάλετε τη διαδικασία και ελέγξτε την περιοχή μετά από 24 ώρες.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
1. Προετοιμασία: ξυρίστε τελείως τα μαλλιά στην περιοχή θεραπείας, καθαρίστε το δέρμα και σκουπίστε το.
2. Βάλτε γυαλιά, ενεργοποιήστε τη συσκευή και ρυθμίστε την κατάλληλη ισχύ και λειτουργία.
3. Πιέστε σφιχτά το παράθυρο ακτινοβολίας πάνω στο δέρμα υπό γωνία 90°. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ του δέρματος και του γυαλιού από ζαφείρι.
4. Στη χειροκίνητη λειτουργία, περιμένετε να είναι έτοιμο το φωτεινό σήμα και πατήστε το κουμπί φλας. Μετακινήστε τη συσκευή στην επόμενη ενότητα. Στην αυτόματη λειτουργία, το φλας θα λειτουργεί μόνο του σε στενή επαφή με το δέρμα.
5. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας, δεν μπορούν να κατευθυνθούν περισσότερες από 2-3 εξάρσεις στην ίδια σημειακή περιοχή του δέρματος για την αποφυγή εγκαυμάτων. Εάν κρατήσετε τη συσκευή φωτοαποτρίχωσης ακίνητη σε ένα σημείο, η συνεχής ακτινοβολία μπλοκάρεται μετά από 8 δευτερόλεπτα.
6. Σύσταση: μετά τη θεραπεία μιας ζώνης, συνιστάται η εφαρμογή μιας επιφάνειας ψύξης από ζαφείρι στο δέρμα που έχει υποστεί θεραπεία για 1-2 λεπτά και μόνο στη συνέχεια να μετακινηθείτε στην επόμενη ζώνη.
7. Φροντίδα παρακολούθησης: Στο τέλος της διαδικασίας, εφαρμόστε ένα καταπραϋντικό τζελ αλόης βέρα ή μια ήπια ενυδατική κρέμα στο δέρμα σας. Μην εφαρμόζετε αλκοόλ ή ερεθιστικά καλλυντικά. Εάν αισθάνεστε ένα ελαφρύ αίσθημα καύσου, εφαρμόστε μια δροσερή κομπρέσα για 30-60 λεπτά.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:
1 - Υ ΜΗΝΑ: Χρησιμοποιήστε τη συσκευή 1 φορά σε 3-5 ημέρες. Η εξωτερική δομή των μαλλιών και η κατάσταση του δέρματος δεν αλλάζουν οπτικά. 2ος μήνας: χρησιμοποιήστε τη συσκευή 1 φορά την εβδομάδα. Τα μαλλιά αρχίζουν να λεπταίνουν αισθητά και να γίνονται πιο απαλά, οι μαύροι βολβοί αρχίζουν να πέφτουν κατά το πλύσιμο. 3ος μήνας: χρησιμοποιήστε τη συσκευή 1 φορά σε 15 ημέρες. Η ανάπτυξη νέων τριχών καταστέλλεται σχεδόν πλήρως, οι υπόλοιπες μεμονωμένες τρίχες αφαιρούνται εύκολα. 4ος μήνας: χρησιμοποιήστε τη συσκευή 1 φορά σε 30 ημέρες. Τα μαλλιά σταματούν να αναπτύσσονται, επιτυγχάνεται το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της τέλειας απαλότητας του δέρματος.

Διατήρηση της φροντίδας (Ακολουθώντας τις διαδικασίες): Η αποτρίχωση με οικιακή φωτοαποτριχωτική συσκευή είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση ενός βασικού μαθήματος 4 μηνών, ορισμένες περιοχές του σώματος μπορεί να μην χρειάζονται καθόλου περαιτέρω φροντίδα. Για άλλες περιοχές, ανάλογα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του σώματος, είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται σπάνιες συνεδρίες συντήρησης σε μεσοδιαστήματα 6, 9 ή 12 μηνών για την εδραίωση του αποτελέσματος. Η επανάληψη της εντατικής πορείας κάθε εβδομάδα δεν είναι πλέον απαραίτητη.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε άτομα με πολύ σκούρο (βαθιά χρωματισμένο) χρώμα δέρματος. Οι χρήστες με σκούρο ή σκούρο τόνο δέρματος θα πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αυστηρά από το 1ο επίπεδο έντασης.
2. Πριν από τη χρήση σε εγκυμοσύνη, προγραμματισμό εγκυμοσύνης και θηλασμό, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν ειδικό.
3. Απαγορεύεται η χρήση σε περίπτωση φωτοευαισθησίας του δέρματος ή λήψης φαρμάκων που προκαλούν φωτοευαισθησία.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχουν δερματικές φλεγμονές, αλλεργίες, έκζεμα ή λοιμώξεις στην περιοχή θεραπείας.
5. Απαγορεύεται η θεραπεία περιοχών στις οποίες έχουν γίνει ενέσεις πληρωτικών, ενέσεις ή τοξίνες (botox).
6. Απαγορεύεται η απευθείας χρήση της συσκευής σε τατουάζ, μόνιμο μακιγιάζ, μεγάλες φακίδες, κρεατοελιές, χρωστικές κηλίδες ή κονδυλώματα.
7. Απαγορεύεται η χρήση σε βλεννογόνους και ευαίσθητες περιοχές του δέρματος: αυτιά, λαιμός, θηλές, γεννητικά όργανα, πρωκτό και χείλη.
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από εντατικό φυσικό μαύρισμα, επίσκεψη σε κρεβάτι σολάριουμ ή εφαρμογή κρέμες αυτομαυρίσματος.
9. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε μόνοι σας τη σχεδίαση της συσκευής φωτοαποτριχοποίησης.
10. Σε περίπτωση ζημιάς στο καλώδιο τροφοδοσίας, πιρουνιού ή ανίχνευσης σπινθήρων, ερυθρότητας δομικών στοιχείων, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο οργανισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από βηματοδότες, απινιδωτές, τραπεζικές κάρτες και συσκευές αποθήκευσης.
2. Αποφύγετε να πέσει νερό στη συσκευή και τον προσαρμογέα. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής στο μπάνιο ή κοντά σε νεροχύτες. Μην το αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.
3. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αυστηρά για άτομα άνω των 18 ετών. Κρατήστε τη συσκευή απρόσιτη για παιδιά.
4. Μην κλείνετε τους αεραγωγούς κατά τη λειτουργία - αυτό θα οδηγήσει σε υπερθέρμανση.
5. Θερμική προστασία: η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο θερμικό αισθητήρα. Εάν η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής υπερβεί τον κανόνα, ο προστατευτικός μηχανισμός θα λειτουργήσει και η φωτοαποτριχωτική συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε το από το δίκτυο, αφήστε το να κρυώσει για 10 λεπτά και μετά η συσκευή θα είναι και πάλι έτοιμη για ασφαλή χρήση.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον που περιέχει εύφλεκτα αέρια, αερολύματα ή καθαρό οξυγόνο.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) φωτοαποτριχωτή, (2) τροφοδοτικό, (3) γυαλιά ασφαλείας,
4. ξυράφι μιας χρήσης, 5) εγχειρίδιο χρήσης, 6) τσάντα αποθήκευσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ Χ Π Χ Β): 172×65×40 mm

ΔΥΝΑΜΗ: 64,8 W

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Πηγή φωτός: Έντονο παλμικό φως (IPL)

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ: 550-1200 nm (σφάλμα ±20 nm)

Λειτουργία ώθησης: μονός παλμός/διπλός παλμός

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΛΑΣ: >999000 παλμοί

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 5.1 J/cm2

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΡΑΘΥΡΙΟΥ: 3,3 cm2



YUTO+ - ΠΙΣΤΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ

Γρήγορο στέγνωμα

Αποτελεσματικό styling

Έλεγχος φριζαρίσματος

Αντιστατικό αποτέλεσμα

Διατηρεί την υγιή λάμψη των μαλλιών

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: βρεγμένα μαλλιά, άμορφο styling μετά από φυσικό στέγνωμα μαλλιών, υπερβολικό χνούδι και ηλεκτρισμό των μαλλιών.

ΥΛΙΚΑ: Πλαστικό ABS, πλαστικό PC.

ΒΑΡΟΣ: 360 g.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
3 ταχύτητες ροής αέρα και 3 επίπεδα θερμοκρασίας σάς επιτρέπουν να επιλέξετε μια άνετη ρύθμιση στεγνώματος. Ο κρύος αέρας βοηθά στη ρύθμιση του χτενίσματος.

Η λειτουργία ιονισμού κορεσμό του αέρα με αρνητικά ιόντα, γεγονός που σας επιτρέπει να αφαιρέσετε τον στατικό ηλεκτρισμό.

Η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει το φίλτρο από ρύπους χωρίς πρόσθετη προσπάθεια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Πτυσσόμενη δομή.
2. Υπερελαφρύ - 360γρ.
3. Διάμετρος ακροφυσίου 42,4 mm.
4. Το μακρύ κορδόνι είναι 2 m.
5. Χαμηλό επίπεδο θορύβου - έως 64 dB.
6. 3 καθεστώτα θερμοκρασίας: χαμηλή: 50 °C, μέτρια: 70 °C, υψηλή: 110 °C.
7. 3 ακροφύσια στο κιτ: ένα για στέγνωμα μαλλιών με διογκωμένο ακροφύσιο σάς επιτρέπει να εφαρμόζετε μεγαλύτερο όγκο αέρα στα μαλλιά για γρήγορο στέγνωμα, το δεύτερο - ένα στενό ακροφύσιο για styling για συμπυκνωμένη εισαγωγή αέρα χρησιμοποιείται για styling μαλλιών, το τρίτο - διαχύτης για στέγνωμα σγουρά μαλλιά. Τα ακροφύσια στερεώνονται σε μία θέση με μαγνήτες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. Στο κουτί, το πιστολάκι για τα μαλλιά αποθηκεύεται σε διπλωμένη θέση για να ανοίξετε το πιστολάκι, πιάστε το από τη βάση και κρατώντας το στο δεξί σας χέρι, γυρίστε τη λαβή προς την κατεύθυνση μακριά από εσάς.
2. Εισαγάγετε το βύσμα του στεγνωτήρα μαλλιών στην υποδοχή μέχρι το σημείο, τοποθετήστε το επιθυμητό ακροφύσιο. Τα ακροφύσια στο πιστολάκι μαλλιών YUTO είναι μαγνητικά, έλκονται αυτόματα και εισέρχονται στην οπή εξόδου αέρα. Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, τραβήξτε το.

3. Για ενεργοποίηση, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Όταν το στεγνωτήριο ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, ξεκινά αυτόματα στη χαμηλότερη θερμοκρασία και την ελάχιστη ταχύτητα. Θα ανάψει 1 φωτεινή ένδειξη επιπέδου θερμοκρασίας και 1 ένδειξη επιπέδου ταχύτητας.
4. Ρυθμίστε την ταχύτητα της ροής αέρα. Το πιστολάκι μαλλιών YUTO έχει 3 επίπεδα ταχύτητας: χαμηλή, μεσαία και υψηλή. Ένα μόνο κλικ στο κουμπί ελέγχου ταχύτητας αλλάζει τις ενδείξεις στάθμης φωτός που αντιστοιχούν στην επιλεγμένη λειτουργία.
5. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του φυσηθέντος αέρα. Στο πιστολάκι μαλλιών YUTO υπάρχουν 3 επίπεδα θερμοκρασίας: χαμηλή, μεσαία και υψηλή. Ένα μόνο κλικ στο κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας αλλάζει το επίπεδο. Οι φωτεινές ενδείξεις που αντιστοιχούν στην επιλεγμένη λειτουργία ανάβουν.
6. Στο πιστολάκι μαλλιών YUTO, αναπαρίσταται η λειτουργία μνήμης. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, τόσο τα καθεστώτα ταχύτητας όσο και θερμοκρασίας θα ξεκινήσουν στο ελάχιστο επίπεδο, αλλά με επακόλουθες ενσωματώσεις, το στεγνωτήρα μαλλιών θα αρχίσει να λειτουργεί στην τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.
7. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψυχρού αέρα, πατήστε το κουμπί κρύου αέρα. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψυχρού αέρα, πατήστε ξανά το κουμπί. Θα επιστρέψετε στην προηγούμενη θερμοκρασία. Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία κρύου αέρα μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας.
8. Το πιστολάκι μαλλιών είναι εξοπλισμένο με λειτουργία αυτόματου καθαρισμού για τον καθαρισμό των εσωτερικών εξαρτημάτων του σεσουάρ. Πατήστε τα κουμπιά ελέγχου θερμοκρασίας και ταχύτητας ροής ταυτόχρονα όταν το στεγνωτήριο είναι σε κατάσταση λειτουργίας. Ο κινητήρας θα αρχίσει να λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, φυσώντας αέρα από την οπή εισαγωγής αέρα και καθαρίζοντας. Κατά τη διάρκεια του αυτόματου καθαρισμού, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να επιστρέψετε στον τυπικό τρόπο λειτουργίας του στεγνωτήρα μαλλιών. Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού απενεργοποιείται μετά από 15 δευτερόλεπτα.
9. Για να απενεργοποιήσετε, μετακινήστε το κουμπί στη θέση OFF. Σημειώστε ότι το πιστολάκι μαλλιών YUTO έχει καθυστερημένο φινίρισμα. Με το στιγμιαίο σταμάτημα του σεσουάρ, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να καταστραφεί ο κινητήρας, γεγονός που θα μειώσει τη χρήση του σεσουάρ. Το καθυστερημένο φινίρισμα προστατεύει τον κινητήρα από ζημιές και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του και, κατά συνέπεια, τη διάρκεια ζωής του στεγνωτήρα μαλλιών.
10. Διπλώστε το πιστολάκι και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Τοποθετήστε το στεγνωτήριο σε μια μονωμένη επιφάνεια, αφήστε το να κρυώσει. Αφαιρέστε το σε στεγνό, καθαρό χώρο αποθήκευσης.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Τοποθετήστε ένα ακροφύσιο στεγνώματος. Ενεργοποιήστε το στεγνωτήριο, ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τον ρυθμό ροής αέρα.
2. Ξεκινήστε να στεγνώνετε τα μαλλιά από τη ριζική ζώνη, κατευθύνοντας τη ροή του αέρα στις ρίζες των μαλλιών, αλλά όχι στο τριχωτό της κεφαλής. Για να επιτύχετε όγκο, κατευθύνετε το πιστολάκι κατά της φυσικής τριχοφυΐας.
3. Στη συνέχεια, στεγνώστε το κύριο μήκος, χωρίζοντας τα μαλλιά σε ζώνες, την κατεύθυνση της ροής του αέρα από πάνω προς τα κάτω.
4. Αλλάξτε το ακροφύσιο στεγνώματος στο ακροφύσιο styling. Επιλέξτε ένα ξεχωριστό σκέλος, βάλτε μια χτένα ή μια χτένα κάτω από το σκέλος, από πάνω, τοποθετώντας το ακροφύσιο υπό γωνία προς τα μαλλιά, περπατήστε αργά με στεγνωτήρα μαλλιών.
5. Για να διορθώσετε, περπατήστε κατά μήκος των κλώνων σε λειτουργία ψυχρού αέρα.
6. Κλείστε το πιστολάκι και αποσυνδέστε το από την πρίζα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αυτό το πιστολάκι μαλλιών έχει σχεδιαστεί για να στεγνώνει τα μαλλιά του τριχωτού της κεφαλής. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από το στέγνωμα των μαλλιών σας.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στα μάτια, το δέρμα ή άλλες επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Τα ακροφύσια του στεγνωτήρα μαλλιών περιέχουν μαγνήτες. Μακριά από βηματοδότες, απινιδωτές, τραπεζικές κάρτες και συσκευές αποθήκευσης.
1. Μη χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα μαλλιών κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη ή άλλες δεξαμενές νερού.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο.
3. Μην τοποθετείτε και μην ρίχνετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
4. Εάν η συσκευή πέσει στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην αγγίζετε το νερό.
5. Μην αγγίζετε κανένα μέρος της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, τραυματισμών:
1. Εάν το στεγνωτήριο δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε το από το ρεύμα. Αφήστε το να κρυώσει και αποθηκεύστε το σε ασφαλές ξηρό μέρος.
2. Κατά τη χρήση, το πιστολάκι μαλλιών θερμαίνεται. Μην αγγίζετε τα μάτια ή το απροστάτευτο δέρμα θερμαινόμενων επιφανειών.
3. Μην τοποθετείτε ένα ζεστό πιστολάκι μαλλιών απευθείας σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια εκτός από μια θερμική βάση ή άλλη κατάλληλη επιφάνεια.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή στο δίκτυο χωρίς επίβλεψη. Απαιτείται αυστηρή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία.
5. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο για τον προορισμό της και όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
6. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το πιρούνι είναι κατεστραμμένο.
7. Μην τραβάτε, μην τραντάζεστε, τεντώνετε, στρίβετε ή λυγίζετε απότομα το καλώδιο ρεύματος, ειδικά κοντά στο φις. Αυτό μπορεί να καταστρέψει ή να σπάσει το καλώδιο. Χειριστείτε το προσεκτικά και κρατήστε το μακριά από καυτές επιφάνειες. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
8. Μην ρίχνετε τη συσκευή και μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις οπές της συσκευής.
9. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μια μη αυτοθεραπευόμενη θερμική ασφάλεια που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την υπερθέρμανση. Εάν κατά τη λειτουργία η συσκευή σβήσει και το δεύτερο LED (λειτουργίες θερμοκρασίας) αναβοσβήνει, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
10. Απαγορεύεται η αποθήκευση της συσκευής σε χώρους με υψηλή υγρασία.
11. Μην αφήνετε τρίχες ή χνούδια στα ανοίγματα αερισμού της συσκευής.
12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην επιφάνεια όταν είναι σε κατάσταση λειτουργίας.
13. Σταματήστε αμέσως τη χρήση και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα εάν η συσκευή είναι ελαττωματική ή έχει ζεσταθεί πολύ.

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ: (1) πιστολάκι μαλλιών, (2) ακροφύσιο στεγνωτηρίου, (3) ακροφύσιο styling, (4) διαχύτη, 5. οδηγία, (6) της σακούλας αποθήκευσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 110000 σ.α.λ

Ταχύτητα: 32 λίτρα ανά δευτερόλεπτο

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ:
• Χαμηλή ταχύτητα - 80000 στροφές ανά λεπτό
• Μέση ταχύτητα: 95000 στροφές ανά λεπτό
• Υψηλή ταχύτητα - 110000 στροφές ανά λεπτό

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: • χαμηλή θερμοκρασία - 50 °C • μέση θερμοκρασία - 70 °C • υψηλή θερμοκρασία - 110 °C



ΑΞΕΣΟΥΑΡ



RENGA GOLD - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ

Οργανώνει προϊόντα περιποίησης & καλλυντικών

Αποθήκευση στο σπίτι και εν κινήσει

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ακατάστατη αποθήκευση.

ΥΛΙΚΑ: πολυουρεθάνη (εξωτερικά), πολυεστέρας (εσωτερικά).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Κομψό εξωτερικό και εργονομικό εσωτερικό: ο σχεδιασμός και η εσωτερική διαρρύθμιση κάνουν την καλλυντική τσάντα βολική και ελκυστική.
2. Πρακτικότητα: η επένδυση από πολυεστέρα είναι ελαφριά, ισχυρή, κρατά το σχήμα της, αντιστέκεται στο τσάκισμα και τη βρωμιά. Τα χυμένα καλλυντικά προϊόντα μπορούν να σκουπιστούν με ένα υγρό πανί.
3. Ενισχυμένη δομή: τα λεπτά εσωτερικά πάνελ δίνουν στην τσάντα καλλυντικών επιπλέον ακαμψία και τη βοηθούν να διατηρεί το σχήμα της.
4. Χωρητικότητα: οι τσέπες μέσα και έξω από την τσάντα καλλυντικών παρέχουν χώρο για όλα τα απαραίτητα.
5. Εσωτερικές λαβές: 2 δυνατές λαβές σας επιτρέπουν να μεταφέρετε την τσάντα καλλυντικών ανοιχτή ή να την κρεμάσετε σε ένα γάντζο.
6. 3 χρώματα - τώρα οι πελάτες μας έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν το πιο κατάλληλο χρώμα για αυτούς.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ:
Μπορεί να σχηματιστούν τσακίσεις στη σακούλα καλλυντικών κατά την παράδοση και σταδιακά να εξαφανιστούν. Οι βαθιές πτυχές μπορούν να αφαιρεθούν με ατμομάγειρα μέσα από μια λευκή βαμβακερή πετσέτα.



WAU
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Αποκαθιστά τον φραγμό του δέρματος

Βελτιώνει την ελαστικότητα

Θρέφει έντονα

Καταπραΰνει

Ενυδατώνει και μαλακώνει σε βάθος

ΑΝΑΓΚΕΣ: αφυδάτωση, ξηρότητα, θαμπή όψη και ερεθισμός του δέρματος.

ΟΦΕΛΗ: καταπραΰνει, βελτιώνει τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος, προσφέρει εντατική θρέψη και ενυδάτωση και ενεργοποιεί τους μηχανισμούς ανάπλασης.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. Αλλαντοΐνη (Allantoin): ισχυρό καταπραϋντικό συστατικό που ανακουφίζει από τον ερεθισμό και υποστηρίζει την ανάπλαση.
2. Αργινίνη (Arginine): αμινοξύ που βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία και ενισχύει τις προστατευτικές λειτουργίες του δέρματος.
3. Εκχύλισμα τεϊόδεντρου (Melaleuca Alternifolia): γνωστό για τις αντισηπτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του.
4. Προβιοτικά (Lactobacillus Ferment Lysate): βοηθούν στην αποκατάσταση του μικροβιώματος του δέρματος και ενισχύουν την προστατευτική του λειτουργία.
5. Νερό αμαμελίδας (Hamamelis Virginiana): συσφίγγει τους πόρους και ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος.
6. Λεβάντα (Lavandula Angustifolia) και χαμομήλι (Chamomilla Recutita): καταπραΰνουν το δέρμα και μειώνουν την ερυθρότητα.
7. Λωτός (Nelumbo Nucifera) και πράσινο τσάι (Camellia Sinensis): αντιοξειδωτικά που προστατεύουν το δέρμα από την πρόωρη γήρανση και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Τα δραστικά συστατικά της κρέμας αφήνουν το δέρμα απαλό, βελούδινο και περιποιημένο από την πρώτη εφαρμογή και το προστατεύουν από τον άνεμο και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Τα εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού, χαμομηλιού, λεβάντας και τεϊόδεντρου προσφέρουν βιταμίνες και αντιοξειδωτικά και διατηρούν τον τόνο και τη φυσική λάμψη του δέρματος. Η ελαφριά υφή απορροφάται γρήγορα χωρίς να κολλάει.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Καθαρίστε το δέρμα του προσώπου.
2. Απλώστε την απαιτούμενη ποσότητα κρέμας στο δέρμα και κάντε μασάζ με τις άκρες των δακτύλων μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Πριν από τη χρήση, συνιστάται η διεξαγωγή αλλεργικού τεστ.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. ξεπλύνετε με ζεστό νερό εάν μπείτε στα μάτια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 100 ml.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΜΑΣΑΖ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ

Επαναφέρει | Ενυδατώνει | Αγώγιμα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ξηροδερμία, ανάγκη για μασάζ με μικρορεύματα.

ΟΦΕΛΗ: ενυδάτωση, ανάκτηση, αποτελεσματικό μασάζ με μικρορεύματα.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. Τρεχαλόζη (1%) - συγκρατεί αποτελεσματικά την υγρασία, διατηρώντας το δέρμα ενυδατωμένο, προστατεύει το δέρμα από εξωτερικά ερεθίσματα και μειώνει το οξειδωτικό στρες. Ενισχύει τον φραγμό του δέρματος, κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες.
2. Η βεταΐνη (1%) είναι φυσικό συστατικό για ενεργή ενυδάτωση. Αφαιρεί τους ερεθισμούς και καταπραΰνει την επιδερμίδα, την κάνει λεία και ελαστική.
3. Η νιασιναμίδη (3%) επιβραδύνει την παραγωγή μελανίνης, βελτιώνοντας τον τόνο του δέρματος και φωτίζοντας το. Ρυθμίζει την υπερβολική παραγωγή σμήγματος, αποτρέποντας την εμφάνιση φλεγμονών. Προωθεί τη σύνθεση κεραμιδίων για την ενίσχυση της προστατευτικής λειτουργίας του δέρματος. Ευθυγραμμίζει την υφή του δέρματος και ελαχιστοποιεί τις λεπτές ρυτίδες.
4. Αδενοσίνη (0,04%) - διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου για ελαστικότητα και νεανικότητα του δέρματος. Καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα, ανακουφίζει από τη φλεγμονή και προάγει την ανάρρωσή του.
5. Σύμπλεγμα 7 πεπτιδίων (0,1%) - αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, αυξάνοντας την ελαστικότητα του δέρματος. Προλαμβάνει την εμφάνιση σημαδιών γήρανσης και μειώνει τον αριθμό των μικρών ρυτίδων, προάγει την ανανέωση και την αποκατάσταση των κυττάρων του δέρματος.
6. Υδρολυμένο κολλαγόνο (0,1%) - παρέχει υγρασία βαθιά στο δέρμα, παρέχοντας βαθιά και μακροχρόνια υγρασία. Αυξάνει τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος. Βοηθά στην αποκατάσταση του κατεστραμμένου δέρματος.

7. Μαδεκασσοσίδη (0,1%) - καταπραΰνει το ευαίσθητο δέρμα και ανακουφίζει από τη φλεγμονή. Προστατεύει και διατηρεί έναν υγιή δερματικό φραγμό, επιταχύνει την αποκατάσταση του δέρματος και την επούλωση των πληγών.
8. Το σύμπλεγμα 22 αμινοξέων (0,1%) - παρέχει την παροχή απαραίτητων αμινοξέων για τη διατήρηση της υγείας του δέρματος. Βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας, κάνοντας το δέρμα απαλό και ελαστικό. Βελτιώνει τη δομή του δέρματος και προάγει την αναγέννηση των κυττάρων.
9. Υαλουρονικό οξύ (0,1%) - βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας που προκύπτει, αποτρέποντας την ξηρότητα. Διατηρεί το δέρμα σφριγηλό και λείο. Καταπραΰνει το ευαίσθητο δέρμα και διατηρεί την ισορροπία της υγρασίας στο δέρμα.
10. PDRN (πολυνουκλεοτίδια, 0,01%) - ενισχύει τον κυτταρικό μεταβολισμό και επανορθώνει το κατεστραμμένο δέρμα. Δυναμώνει το δέρμα και ελαχιστοποιεί τις ρυτίδες. Μειώνει την ερυθρότητα και θεραπεύει το δέρμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το ενυδατικό τζελ μασάζ σώματος έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη διοχέτευση ρευμάτων κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μικρορεύματα, της ηλεκτρομυοδιέγερσης και των διαδικασιών ανύψωσης ραδιοσυχνοτήτων. Η υφή του gel είναι τέλεια για χρήση με μηχανές μασάζ, το gel λειτουργεί ως ενυδατικό, δεν στεγνώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν αφήνει αίσθηση κολλώδους και σύσφιξης. Τα ενεργά συστατικά της σύνθεσης εξασφαλίζουν τη διατήρηση της απαλότητας, της ελαστικότητας και της νεανικότητας του δέρματος.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Εφαρμόστε το προϊόν σε στεγνό καθαρό δέρμα του σώματος.
2. Εκτελέστε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας ένα μασάζ σώματος της WAU, αφήστε το τζελ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.
3. Στο τέλος της διαδικασίας, μπορεί να εφαρμοστεί μια ενυδατική κρέμα (κρέμα ή ορός).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Για την αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων, συνιστάται να ελέγχετε το προϊόν στο εσωτερικό της πτυχής του αγκώνα πριν από τη χρήση. Σταματήστε τη χρήση εάν υπάρχει ερεθισμός ή εξάνθημα.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. ξεπλύνετε με ζεστό νερό εάν μπείτε στα μάτια.
4. Μετά τη χρήση του προϊόντος, συνιστάται η εφαρμογή κρέμας SPF για προστασία από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 300 ml.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

ΤΟΝΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΓΥΡΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Ενυδατώνει και μαλακώνει σε βάθος

Μειώνει τα σημάδια κόπωσης

Ήχοι

Μειώνει το πρήξιμο

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: μαύροι κύκλοι, πρήξιμο, ίχνη στρες και έλλειψη ύπνου, αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία.

ΟΦΕΛΗ: αισθητή ευθυγράμμιση του τόνου, μείωση του οιδήματος, αύξηση της πυκνότητας και της ελαστικότητας του δέρματος, λείανση των «πόδι της χήνας».

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. Δεξπανθενόλη (υψηλή συγκέντρωση) - θεραπεύει εντατικά, καταπραΰνει και αποκαθιστά την κατεστραμμένη επιδερμίδα.
2. Τρανεξαμικό οξύ + Γλουταθειόνη - ένα ισχυρό συνδυασμό που εμποδίζει τη σύνθεση της μελανίνης. εξαλείφει τις χρωστικές κηλίδες και φωτίζει τους «μαύρους» κύκλους.
3. Καφεΐνη - διεγείρει τη λεμφική παροχέτευση, απομακρύνει την περίσσεια υγρών και εξαλείφει γρήγορα το πρωινό πρήξιμο.
4. Γλυκοζυλρουτίνη (Βιταμίνη P) - ενισχύει τα τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων, μειώνοντας την ορατότητά τους (μπλε) και αποτρέποντας τα εύθραυστα αγγεία.
5. Σύμπλεγμα αυξητικών παραγόντων (6 τύποι sh-Polypeptide / Oligopeptide) - ενεργοποιεί την κυτταρική ανανέωση, διεγείρει την παραγωγή του δικού του κολλαγόνου, δουλεύοντας στην ανύψωση.

6. Σύμπλεγμα βιταμινών (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - θρέφει, βελτιώνει τον μεταβολισμό στα κύτταρα και επιστρέφει στο δέρμα μια υγιή λάμψη.
7. Νιασιναμίδη - ενισχύει τη λειτουργία του φραγμού και βελτιώνει την υφή του δέρματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Η κρέμα παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα για το ευαίσθητο δέρμα γύρω από τα μάτια. Οι υψηλές συγκεντρώσεις καφεΐνης, νιασιναμίδης και τρανεξαμικού οξέος βοηθούν στη μείωση της σοβαρότητας των μαύρων κύκλων, του πρηξίματος και των μικρών ρυτίδων. Τα ενεργά συστατικά της σύνθεσης διεγείρουν τις διαδικασίες ανανέωσης, ενυδατώνουν σε βάθος και θρέφουν το δέρμα, δίνοντάς του ελαστικότητα και απαλό, λαμπερό τόνο.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα του προϊόντος σε στεγνό και καθαρό δέρμα: από το εσωτερικό μέρος του ματιού έως τους κροτάφους - πρώτα κατά μήκος του κάτω και στη συνέχεια κατά μήκος των άνω οστών της τροχιάς.
2. Μοιράστε την κρέμα και κάντε μασάζ με τα δάχτυλά σας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Πριν από τη χρήση, συνιστάται η διεξαγωγή αλλεργικού τεστ.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. ξεπλύνετε με ζεστό νερό εάν μπείτε στα μάτια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 25 g.



CLEANSING BALM

ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΛΣΑΜΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ

Καθαρίζει απαλά

Θρέφει σε βάθος

Ενυδατώνει έντονα

Ενισχύει τον φραγμό του δέρματος

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: επίμονο μακιγιάζ, υπολείμματα φίλτρων SPF, μολυσμένοι πόροι, ξηρότητα και αίσθηση σφίξιμο μετά το στάδιο του καθαρισμού, σπασμένο λιπιδικό φράγμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Το δέρμα γίνεται καθαρό και ενυδατωμένο, χωρίς να αισθάνεστε σφιχτό.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
1. Ένα πλούσιο σύμπλεγμα φυσικών ελαίων (καστόρ, jojoba, ηλίανθος, φουντούκι, argan, shea) - διαλύει εύκολα τη λιποδιαλυτή ρύπανση (σμήγμα, επίμονο μακιγιάζ, SPF), θρέφει σε βάθος και μαλακώνει το δέρμα.
2. Επτά μορφές υαλουρονικού οξέος (συμπεριλαμβανομένων: Υαλουρονικό νάτριο, Υδρολυμένο Υαλουρονικό Οξύ κ.λπ. - παρέχουν εντατική ενυδάτωση πολλαπλών επιπέδων, αποτρέποντας την υπερβολική ξήρανση του δέρματος κατά το πλύσιμο.
3. Σύμπλεγμα κεραμιδίου (NS, AP, AS, NP, EOP) - αποκαθιστά αποτελεσματικά και ενισχύει τον λιπιδικό (προστατευτικό) φραγμό της επιδερμίδας.
4. Η βιταμίνη Ε (τοκοφερόλη) και η νιασιναμίδη είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν, καταπραΰνουν το δέρμα και προάγουν την ευθυγράμμιση του τόνου.
5. Σύμπλεγμα βιταμινών (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - επιπλέον θρέφει, βελτιώνει τον κυτταρικό μεταβολισμό και υποστηρίζει την υγιή λάμψη του δέρματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το Balm παρέχει αποτελεσματικό και απαλό καθαρισμό της επιδερμίδας, διαλύοντας εύκολα το μακιγιάζ, το SPF και τη μόλυνση. Ένα πλούσιο σύμπλεγμα φυσικών ελαίων θρέφει σε βάθος και μαλακώνει το δέρμα. Επτά μορφές υαλουρονικού οξέος και κεραμιδίων ενυδατώνουν εντατικά και ενισχύουν τον προστατευτικό φραγμό. Η βιταμίνη Ε και η νιασιναμίδη προστατεύουν και καταπραΰνουν το δέρμα. Μετά την εφαρμογή, το δέρμα γίνεται καθαρό και ενυδατωμένο, χωρίς να αισθάνεται σφίξιμο.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Απλώστε μια μικρή ποσότητα υδρόφιλου βάλσαμου με στεγνά χέρια σε στεγνό πρόσωπο και μοιράστε το ομοιόμορφα στο δέρμα με κινήσεις μασάζ.
2. Βρέξτε τα χέρια σας και πλύνετε το βάλσαμο με χλιαρό νερό, όταν έρθει σε επαφή με το νερό, το βάλσαμο θα αποκτήσει την υφή του γάλακτος.
3. προχωρήστε στο δεύτερο στάδιο καθαρισμού (αφρός ή τζελ για πλύσιμο).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Πριν από τη χρήση, συνιστάται η διεξαγωγή αλλεργικού τεστ.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. ξεπλύνετε με ζεστό νερό εάν μπείτε στα μάτια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 50 g.



COLD & TONED BODY MILK

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ CRYO EFFECT

Μειώνει το πρήξιμο

Ενυδατώνει & ανανεώνει την επιδερμίδα

Φροντίδα κατά της κυτταρίτιδας

Επαναφέρει τον τόνο και τη σφριγηλότητα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: απώλεια ελαστικότητας και πλαδαρότητας του δέρματος, τάση για πρήξιμο και αίσθημα βάρους στα πόδια, θαμπός τόνος και ανομοιόμορφη μικροανακούφιση του δέρματος, αφυδάτωση και αίσθημα σύσφιξης, ανάγκη για ανάκαμψη μετά από σωματική άσκηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: δροσιστικό αποτέλεσμα, αίσθηση ελαφρότητας και βαθιάς υγρασίας, πιο τονωμένη σιλουέτα, αύξηση της σάρωσης του δέρματος και μείωση της ορατότητας της «κυτταρίτιδας», λεία, βελούδινη επιδερμίδα.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Ψύξη και τόνος

1. Γαλακτικό μενθύλιο + Μενθόλη - Ο συνδυασμός της καθαρής μενθόλης και του μαλακού παραγώγου της δίνει μια αίσθηση ευχάριστης δροσιάς που διαρκεί περισσότερο από την κανονική μενθόλη χωρίς να ερεθίζει το δέρμα. Αυτό βοηθά στην ανακούφιση της αίσθησης βάρους στα πόδια.
2. Καφεΐνη (Καφεΐνη) - έχει δράση λεμφικής παροχέτευσης, διεγείρει τη μικροκυκλοφορία και βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας υγρού.

Αποσυμφορητικό και τονωτικό σύμπλεγμα

1. Το Aesculus Hippocastanum (Ιπποκάστανο) είναι ένα από τα καλύτερα συστατικά για την ενίσχυση των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων και την καταπολέμηση του οιδήματος.
2. Hedera Helix (Ivy) + Laminaria (Laminaria) - συμβάλλουν στην αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος. Ο κισσός χρησιμοποιείται συχνά σε παράγοντες κατά της κυτταρίτιδας για τη διάσπαση των λιπών και την απομάκρυνση των τοξινών.
3. Citrus Medica Limonum (Lemon) - αναζωογονεί και βοηθά στην ενίσχυση των τριχοειδών αγγείων.

Ανάρρωση και ενυδάτωση

1. Η Aloe Barbadensis (Aloe Vera) είναι η βάση της ένωσης (δεύτερη θέση), ενός ισχυρού ηρεμιστικού και ενυδατικού παράγοντα.
2. Υαλουρονικό νάτριο (Υαλουρονικό οξύ) - συγκρατεί την υγρασία στα ανώτερα στρώματα του δέρματος.
3. Νιασιναμίδη (Βιταμίνη Β3) - βελτιώνει τον προστατευτικό φραγμό του δέρματος, ευθυγραμμίζει τον τόνο και βοηθά στις μικροφθορές.

Διατροφική βάση (Έλαια)
1. Βούτυρο Καριτέ (Shi), Jojoba (Jojoba), Γλυκό Αμύγδαλο (Αμύγδαλο), Σπόρος Σταφυλιού (Σπόρος Σταφυλιού - ένα σετ αποτελεσματικών θρεπτικών ελαίων, κάνουν το δέρμα βελούδινο και απαλό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Δροσερό γάλα σώματος με ελαφριά υφή τονώνει άμεσα την επιδερμίδα και προσφέρει βαθιά ενυδάτωση. Το δραστικό σύμπλεγμα με βάση την καφεΐνη, το εκχύλισμα φύκια και την ασιατική κεντέλα έχει ισχυρό αποτέλεσμα λεμφικής παροχέτευσης. Τα φυσικά εκχυλίσματα και έλαια αποκαθιστούν τον λιπιδικό φραγμό, κάνοντας το δέρμα απαλό και λείο. Η τακτική χρήση γάλακτος συσφίγγει αισθητά το δέρμα και μειώνει τη σοβαρότητα των ατελειών.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Απλώστε μια μικρή ποσότητα γάλακτος στο καθαρό, στεγνό δέρμα του σώματος.
2. Κάντε απαλές κινήσεις μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προβληματικές περιοχές.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μόνο για εξωτερική χρήση. Το προϊόν περιέχει ψυκτικά συστατικά. Αποφύγετε την είσοδο στα μάτια και τους βλεννογόνους. Μην εφαρμόζετε σε κατεστραμμένο ή ερεθισμένο δέρμα. Εάν υπάρχουν σημεία ατομικής δυσανεξίας, σταματήστε τη χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 250 ml.



COLD & TONED BODY SCRUB

SCRUB ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΚΡΥΟ-ΕΦΕ

Μειώνει το πρήξιμο

Βαθύς καθαρισμός & ανανέωση δέρματος

Φροντίδα κατά της κυτταρίτιδας

Επαναφέρει τον τόνο και τη σφριγηλότητα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: απώλεια ελαστικότητας και πλαδαρότητας του δέρματος, τάση για πρήξιμο και αίσθημα βάρους στα πόδια, ανομοιόμορφη μικροανακούφιση του δέρματος.

ΟΦΕΛΗ: πιο ομοιόμορφη μικροανακούφιση και απαλότητα του δέρματος, μείωση των ορατών εκδηλώσεων πρηξίματος, ενδυνάμωση του περιγράμματος του σώματος.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Καθαρισμός και ψύξη

1. Maris Sal (Θαλασσινό Αλάτι) - δρα ως λειαντικό, αφαιρώντας τα κερατινοποιημένα κύτταρα.
2. Γαλακτικό μενθύλιο + Μενθόλη - Ο συνδυασμός της καθαρής μενθόλης και του μαλακού παραγώγου της δίνει μια αίσθηση ευχάριστης δροσιάς που διαρκεί περισσότερο από την κανονική μενθόλη χωρίς να ερεθίζει το δέρμα. Αυτό βοηθά στην ανακούφιση της αίσθησης βάρους στα πόδια.

Αποσυμφορητικό και τονωτικό σύμπλεγμα

1. Καφεΐνη + L-καρνιτίνη - η καφεΐνη αφαιρεί τα υγρά και τονώνει, και η L-καρνιτίνη βοηθά στη μείωση των όγκων.
2. Aesculus Hippocastanum (Ιπποκάστανο) + Hedera Helix (Κισσός) - εργασία για την ενίσχυση των τοιχωμάτων των τριχοειδών αγγείων και των φλεβών, την πρόληψη της στασιμότητας της λέμφου.
3. Hamamelis Virginiana (Gamamamelis) - έχει στυπτική και ηρεμιστική δράση, στενεύει τους πόρους και ενισχύει το αγγειακό πλέγμα.

Διατροφική βάση (Έλαια και Πανθενόλη)

1. Έλαια Jojoba & Βερίκοκο - μαλακώνουν την επίδραση του αλατιού, αποτρέπουν την υπερβολική ξήρανση και αποκαθιστούν τον λιπιδικό φραγμό μετά την απολέπιση.
2. Πανθενόλη - Καταπραΰνει το δέρμα, ανακουφίζει από πιθανούς ερεθισμούς από ενεργό μασάζ και αλάτι.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Scrub ψύξης με βάση το θαλασσινό αλάτι και την καφεΐνη καθαρίζει σε βάθος και απολεπίζει το δέρμα, ισοπεδώνοντας αποτελεσματικά το μικροανάγλυφο και μειώνοντας το πρήξιμο. Ο συνδυασμός φυτικών εκχυλισμάτων και L-καρνιτίνης έχει ισχυρή δράση λεμφικής παροχέτευσης, ενισχύει τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων και συμβάλλει στην αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος. Η τακτική χρήση του scrub αυξάνει σημαντικά την ελαστικότητα της επιδερμίδας, καθιστώντας την πιο τονωμένη και λεία.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Απλώστε στο υγρό δέρμα του σώματος, κάντε μασάζ με κυκλικές κινήσεις για 2-3 λεπτά και μετά ξεπλύνετε με χλιαρό νερό.
2. Χρησιμοποιήστε 1-2 φορές την εβδομάδα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μόνο για εξωτερική χρήση. Το προϊόν περιέχει ψυκτικά συστατικά. Αποφύγετε την είσοδο στα μάτια και τους βλεννογόνους. Μην εφαρμόζετε σε κατεστραμμένο ή ερεθισμένο δέρμα. Εάν υπάρχουν σημεία ατομικής δυσανεξίας, σταματήστε τη χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 300 g.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ

Καταπραΰνει | Ενυδατώνει | Μαλακώνει

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ξηροδερμία, αφυδάτωση του δέρματος, ερεθισμός.

ΟΦΕΛΗ: καταπραΰνει, αυξάνει τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος, το θρέφει και το ενυδατώνει εντατικά, ενεργοποιεί τις διαδικασίες αποκατάστασης του δέρματος.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
1. Βήτα-γλυκάνη - παρέχει βαθιά ενυδάτωση, αυξάνει την τοπική ανοσία του δέρματος, έχει έντονη αντιγηραντική δράση, «ζωντανεύει» το δέρμα, του χαρίζει σφριγηλότητα και ελαστικότητα.
2. Εκχύλισμα φύλλων θυμαριού - εξουδετερώνει την εξάτμιση της υγρασίας, έτσι ώστε το δέρμα να παραμένει ενυδατωμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, και το δέρμα να αποκτά υγιή όψη και να γίνεται ελαστικό. Το εκχύλισμα έχει επίσης λευκαντική και αντιοξειδωτική δράση.
3. εκχύλισμα από φύλλα μέντας μηλιάς - έχει αντιβακτηριδιακή και καταπραϋντική δράση, αναζωογονεί το δέρμα και καταπολεμά τους ερεθισμούς.
4. Εκχύλισμα φύλλων τσαγιού (Camellia Sinensis) - ομαλοποιεί την κατάσταση του δέρματος επιταχύνοντας τις μεταβολικές διεργασίες. Οι ουσίες που αποτελούν τα φύλλα τσαγιού εμποδίζουν την εμφάνιση οιδήματος και καθαρίζουν τους πόρους. Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες των πολυφαινολών που περιέχονται στα φύλλα τσαγιού μπορούν να αποτρέψουν την πρόωρη γήρανση του δέρματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Η κρέμα αναπτύχθηκε με τη χρήση τεχνολογίας PTD (Protein Transduction Domain), η οποία θεωρείται η πιο αποτελεσματική μέθοδος παροχής των ενεργών συστατικών της σύνθεσης στα κύτταρα του δέρματος, η οποία εξασφαλίζει τη μέγιστη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Η μεταξένια υφή της κρέμας της επιτρέπει να απορροφάται γρήγορα στο δέρμα, χωρίς να αφήνει αίσθηση κολλώδους. Τα φυσικά έλαια και τα εκχυλίσματα της σύνθεσης θρέφουν σε βάθος, καταπραΰνουν και εμποδίζουν την εξάτμιση της υγρασίας, έτσι ώστε το δέρμα να παραμένει λείο και ενυδατωμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Καθαρίστε το δέρμα πριν εφαρμόσετε το προϊόν.
2. Απλώστε την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος και κάντε μασάζ με τα δάχτυλά σας μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Για την αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων, συνιστάται να ελέγχετε το προϊόν στο εσωτερικό της πτυχής του αγκώνα πριν από τη χρήση. Σταματήστε τη χρήση εάν υπάρχει ερεθισμός ή εξάνθημα.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. ξεπλύνετε με ζεστό νερό εάν μπείτε στα μάτια.
4. Μετά τη χρήση του προϊόντος, συνιστάται η εφαρμογή κρέμας SPF για προστασία από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 300 ml.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΓΙΑ ΑΡΔΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΚΕΤΥΛΠΥΡΙΔΙΝΙΟ ΚΑΙ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

Αποτελεσματικός καθαρισμός του στόματος

Φρεσκάρει την αναπνοή

Υποστηρίζει την υγεία του στοματικού βλεννογόνου και των ούλων

Βελτιώνει την απόδοση του water flosser

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: Οδοντική πλάκα, ουλίτιδα, οσμή αναπνοής, πρόληψη τερηδόνας.

ΟΦΕΛΗ: καταπολεμά την επιβλαβή μικροχλωρίδα της στοματικής κοιλότητας, έχει καταπραϋντική και αντιφλεγμονώδη δράση, σας επιτρέπει να συνδυάσετε τον καθαρισμό με το μασάζ και την προφυλακτική δράση της χρήσης ενός ποτίσματος.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
1. Το χλωριούχο κετυλοπυριδίνιο είναι ένα αποτελεσματικό αντιβακτηριακό συστατικό. Καταπολεμά τα βακτήρια που προκαλούν πλάκα, τερηδόνα, ουλίτιδα και κακοσμία του στόματος, παρέχοντας μακροχρόνια φρεσκάδα.
2. Το εκχύλισμα φασκόμηλου και το βιοαντιοξειδωτικό σύμπλεγμα ginseng «Neovitin®», καταπραΰνουν και αποκαθιστούν τον βλεννογόνο. Έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, προάγουν την επούλωση των ιστών και ενισχύουν την υγεία των ούλων.
3. Ξυλιτόλη - μειώνει τον κίνδυνο τερηδόνας, καταστέλλει την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων στη στοματική κοιλότητα, προάγοντας την επαναμεταλλοποίηση του σμάλτου των δοντιών και διατηρώντας μια υγιή ισορροπία του pH.
4. Αιθέριο έλαιο μέντας - χαρίζει φρέσκια αναπνοή, έχει δροσιστική και ελαφριά αναλγητική δράση. Έχει αντιβακτηριδιακή δράση, καθαρίζει το στόμα και χαρίζει αίσθηση καθαριότητας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ξέβγαλμα και υγρό για άρδευση 2 σε 1 ομαλοποιεί τη μικροχλωρίδα της στοματικής κοιλότητας, βελτιώνει την κατάσταση της βλεννογόνου μεμβράνης και αποτρέπει την ανάπτυξη τερηδόνας. Καθώς ένα κλασικό ξέβγαλμα καθαρίζει τη στοματική κοιλότητα από την επικίνδυνη μικροχλωρίδα, αποτρέποντας το σχηματισμό πλάκας και την εμφάνιση δυσάρεστης μυρωδιάς, βελτιώνει την κατάσταση της βλεννογόνου μεμβράνης και των ούλων, δίνει μια αίσθηση φρεσκάδας. Ως υγρό για άρδευση, σας επιτρέπει να συνδυάσετε τον καθαρισμό με ένα μασάζ και προφυλακτικό αποτέλεσμα.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Όταν χρησιμοποιείται ως ξέβγαλμα: Προετοιμάστε την απαιτούμενη ποσότητα διαλύματος αραιώνοντας το συμπύκνωμα με ζεστό νερό σε αναλογία 1:2 και ξεπλύνετε τη στοματική κοιλότητα για 30 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε το καθημερινά μετά από κάθε γεύμα.
2. Όταν χρησιμοποιείται σε συσκευή άρδευσης: προετοιμάστε την απαιτούμενη ποσότητα διαλύματος αραιώνοντας το συμπύκνωμα με ζεστό νερό σε αναλογία 1:10 (σε σοβαρή κατάσταση των ούλων, η αναλογία μπορεί να φτάσει στο 1:3) και ποτίστε τη στοματική κοιλότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Ανακινήστε πριν τη χρήση. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές ιζήματος και χρώματος λόγω φυσικών συστατικών. Σταματήστε τη χρήση εάν εμφανιστούν δυσάρεστες αισθήσεις.
2. Μην καταπιείτε.
3. Για ενήλικες και παιδιά άνω των 14 ετών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 430 ml.



MILKY ESSENCE TONER

ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ

Θρέφει & καταπραΰνει

Εξομαλύνει τον τόνο του δέρματος

Ενισχύει τον φραγμό του δέρματος

Ενυδατώνει έντονα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: εξασθενημένος λιπιδικός φραγμός, αφυδάτωση, ξηρότητα και σφίξιμο μετά το πλύσιμο, θαμπή επιδερμίδα, ευαισθησία, ανισορροπία του μικροβιώματος του δέρματος.

ΟΦΕΛΗ: Το δέρμα ενυδατώνεται σε βάθος, ηρεμεί και προετοιμάζεται για περαιτέρω φροντίδα. το προστατευτικό φράγμα αποκαθίσταται, ο τόνος είναι λείος και λαμπερός.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. σύμπλεγμα λυμάτων (Bifida, Lactococcus, Lactobacillus Ferment Lysate) - προβιοτικά που αποκαθιστούν ένα υγιές μικροβίωμα του δέρματος, μειώνουν την ευαισθησία και ενισχύουν την τοπική ανοσία.
2. Σύμπλεγμα κεραμιδίων (Ceramide NP, NS, AP, AS, EOP) - φυσιολογικά λιπίδια που είναι ενσωματωμένα στις κατεστραμμένες περιοχές της κεράτινης στιβάδας, αποκαθιστώντας αποτελεσματικά το προστατευτικό φράγμα και αποτρέποντας την απώλεια υγρασίας.
3. Το εκχύλισμα φύλλων ασιατικής σεντέλας είναι ένα ισχυρό φυσικό συστατικό που καταπραΰνει το δέρμα, ανακουφίζει από την ερυθρότητα και τους ερεθισμούς.
4. Νιασιναμίδη - ενισχύει τη λειτουργία του φραγμού και βελτιώνει την υφή του δέρματος.
5. Σύμπλεγμα αυξητικών παραγόντων (sh-Πολυπεπτίδιο / Ολιγοπεπτίδιο) - ενεργοποιεί την κυτταρική ανανέωση, διεγείρει την παραγωγή του δικού του κολλαγόνου, δουλεύοντας στην ανύψωση.

6. Το σύμπλεγμα βιταμινών (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) και η δεξπανθενόλη - θρέφουν, βελτιώνουν τον μεταβολισμό στα κύτταρα και επαναφέρουν το δέρμα σε μια υγιή λάμψη, καθώς και εντατικά επουλώνουν και αποκαθιστούν την επιδερμίδα.
7. Σύμπλεγμα φυσικών ελαίων (canolas, ηλίανθος, αφρός λιβάδι, argans) - θρέφει εντατικά, μαλακώνει το δέρμα και εξαλείφει την ξηρότητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το τόνερ προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ανάκτηση, προετοιμάζοντας το δέρμα για περαιτέρω φροντίδα. Το σύμπλεγμα λυμάτων γαλακτοβακίλλων και κεραμιδίων ενισχύει αποτελεσματικά τον προστατευτικό φραγμό του δέρματος και διατηρεί τη φυσική ισορροπία του μικροβιώματος. Centella Asian, νιασιναμίδη, πεπτίδια και φυτικά εκχυλίσματα καταπραΰνουν, θρέφουν και ευθυγραμμίζουν τον τόνο του δέρματος, δίνοντάς του μια υγιή λαμπερή εμφάνιση.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Μετά το πλύσιμο, ψεκάστε μια μέτρια ποσότητα τόνερ στο πρόσωπό σας.
2. περιμένετε να στεγνώσει και ολοκληρώστε τη φροντίδα με ορό ή κρέμα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Πριν από τη χρήση, συνιστάται η διεξαγωγή αλλεργικού τεστ.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. ξεπλύνετε με ζεστό νερό εάν μπείτε στα μάτια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 150 ml.



MOISTURE MASSAGE GEL

ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΩΣΗΣ

Ενυδατώνει έντονα

Επαναφέρει

Αγώγιμα

Φωτίζει τη μελάγχρωση

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ξηροδερμία, ανάγκη για μασάζ με μικρορεύματα.

ΟΦΕΛΗ: ενυδάτωση, ανάκτηση, αποτελεσματικό μασάζ με μικρορεύματα.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. Το εκχύλισμα φρούτων Citrus Unshiu (Unshiu Mandarin Extract) είναι μια ενυδατική βάση gel (αντί για νερό). Ένα ισχυρό φυσικό αντιοξειδωτικό που φωτίζει τη μελάγχρωση.
2. Νιασιναμίδη (Νιασιναμίδη) - βιταμίνη B3. Βελτιώνει τη λειτουργία φραγμού, στενεύει τους πόρους και ευθυγραμμίζει τον τόνο.
3. Το Tranexamic Acid (Tranexamic Acid) είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά σύγχρονα συστατικά για την καταπολέμηση της μελάγχρωσης και της ερυθρότητας.
4. Το ακετυλοεξαπεπτίδιο-8 (αργυρελίνη) είναι το διάσημο πεπτιδικό μυοχαλαρωτικό. Χαλαρώνει τους μύες του προσώπου, μειώνοντας το βάθος των ρυτίδων του προσώπου.
5. Τριπεπτίδιο χαλκού-1 (Πεπτίδιο χαλκού) - ξεκινά διαδικασίες αναγέννησης, διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης, θεραπεύει τις βλάβες.
6. Η ομάδα των πεπτιδίων sh (sh-Oligopeptide, sh-Decapeptide, κ.λπ.) είναι μόρια σηματοδότησης που προκαλούν το δέρμα να ανανεώνεται πιο γρήγορα και να συμπυκνώνει τη δομή του.

7. Αδενοσίνη (Αδενοσίνη) - αντιγηραντικό συστατικό δοκιμασμένο στο χρόνο, αυξάνει την παραγωγή του δικού του κολλαγόνου.
8. Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), το πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό στον κόσμο των καλλυντικών (παρόμοιο με το συνένζυμο Q10), προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες.
9. Hydrolyzed Collagen (Hydrolyzed Collagen) - παρέχει άμεσο αποτέλεσμα lifting και βαθιά ενυδάτωση.
10. Centella asiatica + Madecassoside καταπραΰνουν απαλά το δέρμα, ενισχύουν τα αιμοφόρα αγγεία και ανακουφίζουν από φλεγμονές.
11. Πανθενόλη (Pantenol) - θεραπεύει και συγκρατεί την υγρασία.
12. Ένα σύνολο αμινοξέων (Γλουταμίνη, Αργινίνη, Λυσίνη, Βαλίνη κ.λπ. - περισσότερα από 20 συνολικά) είναι τα δομικά στοιχεία για τις πρωτεΐνες του δέρματος. Σε συνδυασμό με μικρορεύματα, βοηθούν στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος και της ικανότητάς του να αυτοθεραπεύεται.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ενυδατικό τζελ για διαδικασίες μικρορεύματος και EMS με ελαφριά, άνετη υφή και ενεργό σύμπλεγμα με βάση το εκχύλισμα μανταρινιού με νιασιναμίδιο, κολλαγόνο, πανθενόλη και φυτικά εκχυλίσματα ενυδατώνει σε βάθος, μαλακώνει και καταπραΰνει το δέρμα και παρέχει επίσης μια τέλεια ολίσθηση συσκευών, χωρίς να αφήνει αίσθηση κολλώδους και τεντώματος.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Εφαρμόστε το προϊόν σε στεγνό, καθαρό δέρμα του προσώπου.
2. Εκτελέστε τη θεραπεία χρησιμοποιώντας ένα μασάζ ηλεκτρικής διέγερσης. Αφήστε το τζελ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.
3. Ολοκληρωμένη φροντίδα με την εφαρμογή μιας ενυδατικής κρέμας (κρέμα ή ορό).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Πριν από τη χρήση, συνιστάται η διεξαγωγή αλλεργικού τεστ.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε να μπείτε στα μάτια. Εάν κολλήσετε το προϊόν στον βλεννογόνο του ματιού, ξεπλύνετε καλά με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 150 ml.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

ΟΡΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΛΙΦΤΙΣΤΙΚΗΣ

Μειώνει τις ρυτίδες

Λειαίνει την υφή του δέρματος

Εφέ ανύψωσης

Ενυδατώνει σε βάθος

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: απώλεια προσδιορισμού του περιγράμματος του προσώπου, απώλεια ελαστικότητας δέρματος, ρυτίδες και πτυχές του προσώπου, κουρασμένο δέρμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: αισθητή λείανση και συμπύκνωση του δέρματος, ομοιόμορφος τόνος, στένωση των πόρων και αποτέλεσμα «φωτισμού» από το εσωτερικό.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. Χρυσός - βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία και δίνει στο δέρμα μια υγιή λάμψη.
2. Acetyl Hexapeptide-8 (Argyrelin) - πεπτιδικό μυοχαλαρωτικό, χαλαρώνει απαλά τους μύες του προσώπου, μειώνοντας το βάθος των ρυτίδων του προσώπου.
3. σύμπλεγμα αυξητικών παραγόντων (sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1) - διεγείρουν την κυτταρική διαίρεση και τη σύνθεση κολλαγόνου, ενεργοποιώντας διαδικασίες αναγέννησης.
4. Palmitoyl Tripeptide-5 - διεισδύει βαθιά στο δέρμα και διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου τύπου I και III, ενισχύοντας τη δομή του δέρματος.
5. Τα φυτοοιστρογόνα (Σόγια, Pueraria, Τριφύλλι, Tsimitsifuga) είναι το πιο ισχυρό μπλοκ για τη διόρθωση αλλαγών που σχετίζονται με την ηλικία. Γεμίζουν την έλλειψη των δικών τους πόρων του δέρματος, επιστρέφοντάς του την ελαστικότητα.

6. Copper Tripeptide-1 (Copper Tripeptide) - έχει ισχυρή επουλωτική και αντιοξειδωτική δράση, συμπυκνώνει το δέρμα.
7. Η νιασιναμίδη και η αδενοσίνη είναι ένα κλασικό κορεάτικο «ντουέτο» για τη μείωση της μελάγχρωσης και των ρυτίδων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ο ορός πεπτιδίου για ένα άτομο με υψηλή συγκέντρωση ενεργών συστατικών βελτιώνει τον τόνο του δέρματος και λειαίνει αισθητά τις ρυτίδες. Τα μικροσωματίδια χρυσού διεγείρουν την κυτταρική δραστηριότητα, κάνοντας το δέρμα να φαίνεται πιο λείο, πιο υγιές και πιο υγιές.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Απλώστε μια μικρή ποσότητα ορού στο πρόσωπο, το λαιμό και την περιοχή του ντεκολτέ.
2. Αφήστε τον ορό στο δέρμα μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Πριν από τη χρήση, συνιστάται η διεξαγωγή αλλεργικού τεστ.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. Εάν χτυπήσει τη βλεννογόνο μεμβράνη του ματιού, ξεπλύνετε καλά με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 30 ml.



PORE CLEANSING GEL

ΖΕΛ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)

Απολεπίζει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος

Ανοίγει τους πόρους

Καταπραΰνει

Ενυδατώνει

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: διεσταλμένοι πόροι, ανοιχτοί και κλειστοί κωμωδοί, ακμή.

ΟΦΕΛΗ: απολεπίζει τα κερατινοποιημένα κύτταρα, διευρύνει τους πόρους, ενυδατώνει.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
1. Πολυβινυλοπυρρολιδόνη - απορροφά τη ρύπανση, έχει αντισηπτικές ιδιότητες.
2. Χυμός αλόης βέρα - έχει αντιφλεγμονώδη δράση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το gel χρησιμοποιείται για κρύο ατμό πριν τον υπερηχητικό και χειροκίνητο καθαρισμό του προσώπου. Το gel είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του ευαίσθητου δέρματος.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

Η πρώτη μέθοδος: κατά την αποστράγγιση με γαλβανικό ρεύμα: απλώστε το τζελ στο δέρμα και δουλέψτε από τον αρνητικό πόλο για 7-10 λεπτά. Αφαιρέστε εντελώς τα υπολείμματα γέλης. Στη συνέχεια, 1-2 λεπτά για να δουλέψετε από τον θετικό πόλο σε καθαρό νερό. Κατανάλωση gel 5-7 ml ανά διαδικασία.

Ο δεύτερος τρόπος: με πίλινγκ υπερήχων, απλώστε το τζελ στο καθαρισμένο δέρμα και δουλέψτε το με μια σπάτουλα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της διαδικασίας. Αφαιρέστε εντελώς τα υπολείμματα γέλης. Κατανάλωση gel 7-10 ml ανά διαδικασία.

Η τρίτη μέθοδος: σε κρύο ατμό μετά το Demakiyazh, εφαρμόστε το τζελ με ένα πυκνό στρώμα στο δέρμα για 15 λεπτά και καλύψτε με μια μεμβράνη. Ξεπλύνετε τα υπολείμματα γέλης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως μετά την εφαρμογή για να αποφύγετε εγκαύματα, κνησμό, ερυθρότητα και πρήξιμο.
2. Μην εφαρμόζετε σε τραυματισμένο δέρμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 100 ml.



THERMAL PROTECTION

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

Προστατεύει από τη θερμότητα styling

Θρέφει & επαναφέρει τα μαλλιά

Αφήνει τα μαλλιά υγιή και περιποιημένα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, θαμπά, εύθραυστα και άτονα μαλλιά.

ΟΦΕΛΗ: Προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενδυνάμωση και θρέψη των μαλλιών.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
1. D-πανθενόλη (Προβιταμίνη B5) - ενυδατώνει εντατικά τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής, διεισδύοντας βαθιά στη δομή της τρίχας. Αποκαθιστά τις κατεστραμμένες περιοχές, κάνει τα μαλλιά πιο λεία, πιο ελαστικά και λαμπερά. Προστατεύει από το στέγνωμα και τις θερμικές επιδράσεις.
2. Το έλαιο φύτρων σιταριού είναι πλούσιο σε βιταμίνες (E, A, D) και λιπαρά οξέα. Θρέφει σε βάθος και αποκαθιστά τα ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά, τους χαρίζει μεταξένια και υγιή όψη. Δημιουργεί ένα προστατευτικό φράγμα έναντι εξωτερικών επιθετικών παραγόντων.
3. Σύμπλεγμα φυτικών εκχυλισμάτων (Granat, Birch, Chamomile, Fieldtail, Nettle,
Αλόη βέρα, ρίζα κολλιτσίδας, πράσινο τσάι, λυκίσκος, χέννα, πρόσο, φασκόμηλο:
Το εκχύλισμα ροδιού είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει τα μαλλιά από την αρνητική επίδραση του περιβάλλοντος και τις ελεύθερες ρίζες. Βοηθά στη διατήρηση του χρώματος των βαμμένων μαλλιών, τους δίνει λάμψη και ζωντάνια. Εκχυλίσματα αλογοουράς, τσουκνίδας, ρίζας κολλιτσίδας, κεχριού, λυκίσκου - βοηθούν στην ενίσχυση των τριχοθυλακίων, στη μείωση της τριχόπτωσης και στην τόνωση της ανάπτυξης των μαλλιών. Αλόη βέρα, χαμομήλι και σημύδα - ενυδατώνουν σε βάθος και μαλακώνουν τα μαλλιά, κάνοντάς τα υπάκουα και λεία, καταπραΰνουν το τριχωτό της κεφαλής, μειώνουν τους ερεθισμούς. Πράσινο τσάι, χέννα και φασκόμηλο - έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες, προστατεύουν από τη φθορά, δίνουν στα μαλλιά φυσική λάμψη και υγιή όψη.
4. Βιοτίνη (Βιταμίνη H / B7) - ενισχύει τους θύλακες της τρίχας, προάγει την ανάπτυξη υγιών και δυνατών μαλλιών, αποτρέπει την ευθραυστότητα και την απώλεια. Δίνει στα μαλλιά όγκο και ζωντάνια.

5. Νιασίνη (Βιταμίνη B3 / PP) - βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία στο τριχωτό της κεφαλής, η οποία συμβάλλει στην καλύτερη παροχή θρεπτικών συστατικών στους θύλακες της τρίχας. Ενεργοποιεί την ανάπτυξη των μαλλιών, ενισχύει τη δομή τους και χαρίζει υγιή λάμψη.
6. Λεκιθίνη (φυσικός γαλακτωματοποιητής) - βοηθά στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων μαλλιών, τους δίνει απαλότητα και απαλότητα. Βελτιώνει τη διείσδυση άλλων ενεργών συστατικών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το υγρό κρέμας όχι μόνο προστατεύει αποτελεσματικά τα μαλλιά από τις υψηλές θερμοκρασίες κατά το styling (στεγνωτήριο, styler, ισιωτικό), αλλά παρέχει επίσης ολοκληρωμένη φροντίδα: ενυδατώνει εντατικά, θρέφει, αποκαθιστά τις κατεστραμμένες περιοχές, ενισχύει τους θύλακες των τριχών, τονώνει την ανάπτυξη των μαλλιών, τους δίνει λάμψη, μεταξένια και υγιή, περιποιημένη εμφάνιση.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Εφαρμόστε σε καθαρά, στεγνωμένα με πετσέτα μαλλιά.
2. Μην εφαρμόζετε στις ρίζες. Μην ξεπλύνετε.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Σε περίπτωση δυσάρεστων αισθήσεων, σταματήστε τη χρήση.
2. Εάν μπείτε στα μάτια, πλυθείτε καλά με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 100 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΧΩΝ

Θρέφει το τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά

Προστατεύει & αποκαθιστά το τριχωτό της κεφαλής

Διεγείρει την ανάπτυξη των μαλλιών

Εύκολο ξεμπέρδεμα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: τριχόπτωση, αραίωση, λεπτά και εύθραυστα μαλλιά.

ΟΦΕΛΗ: καταπολεμά την τριχόπτωση, προωθεί την ανάπτυξη νέων μαλλιών, δυναμώνει τα μαλλιά και τα κάνει πιο πυκνά, πιο δυνατά και ελαστικά, καταπραΰνει το τριχωτό της κεφαλής.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Τόνωση της ανάπτυξης και καταπολέμηση της απώλειας

1. Καφεΐνη (Καφεΐνη) - βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία του αίματος παρέχοντας παροχή θρεπτικών συστατικών στις ρίζες, συμβάλλει στην παρεμπόδιση της αρνητικής επίδρασης των ορμονών στην τριχόπτωση.
2. Το Procapil είναι ένα πεπτιδικό σύμπλεγμα που αποτελείται από 3 ενεργά μόρια:

Το Biotinoyl Tripeptide-1 (Biotinoyl tripeptide-1) είναι ένα εξειδικευμένο πεπτίδιο που ενισχύει τη στερέωση του θύλακα της τρίχας στα βαθιά στρώματα του χορίου και επιταχύνει την κυτταρική διαίρεση, προάγοντας την ανάπτυξη νέων μαλλιών.

Το ολεανολικό οξύ (ολεανολικό οξύ) είναι ένα οξύ που προέρχεται από φύλλα ελιάς που μπλοκάρει το ένζυμο 5-άλφα αναγωγάση, αποτρέποντας την τριχόπτωση.

Η απιγενίνη (Apigenin) είναι ένα φλαβονοειδές από εσπεριδοειδή που διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία και διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος γύρω από τους θύλακες των τριχών, παρέχοντάς τους θρέψη.

Αποκατάσταση της δομής των μαλλιών

1. Hydrolyzed Keratin (Hydrolyzed Keratin) - διεισδύει στα κενά της τρίχας, αποκαθιστώντας τα από μέσα, αφαιρεί το πορώδες.
2. Υδρολυμένη Πρωτεΐνη Σιταριού (Πρωτεΐνες Σιταριού) - σχηματίστε μια λεπτή μεμβράνη στην επιφάνεια της τρίχας, η οποία συγκρατεί το νερό και προάγει τη βαθιά ενυδάτωση της τρίχας.
3. Hydrolyzed Collagen (Hydrolyzed Collagen) - αυξάνει την ελαστικότητα των μαλλιών, τα κάνει πιο υπάκουα και λαμπερά.

Περιποίηση του τριχωτού της κεφαλής
1. Σύμπλεγμα κεραμιδίων (Ceramide EOP, NS, NG, NP, AS, AP) - 6 τύποι κεραμιδίων αντισταθμίζουν την ανεπάρκεια των δικών τους λιπιδίων, ενισχύοντας τον προστατευτικό φραγμό του δέρματος και των μαλλιών.
2. Υδρογονωμένη Λεκιθίνη (Hydrogenated Lecithin) - ενισχύει την επίδραση των κεραμιδίων, δίνει στο δέρμα απαλότητα και προστατεύει από επιθετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
3. Πανθενόλη (Pantenol) - καταπραΰνει άμεσα το τριχωτό της κεφαλής και προάγει την επούλωση των μικροβλαβών.

Διατροφή και γυαλάδα
1. Το Cocos Nucifera Oil είναι το μόνο λάδι που μπορεί να διεισδύσει στα βαθιά στρώματα της τρίχας (μυελός), θρέφοντας τα μαλλιά από μέσα και αποκαθιστώντας το λιπιδικό στρώμα τους. Μειώνει σημαντικά την απώλεια πρωτεΐνης από τα μαλλιά κατά το λούσιμο και το θερμικό styling, γεγονός που βοηθά στη διατήρηση της δομής της τρίχας σταθερή και ανθεκτική.
2. Εκχύλισμα Laminaria Digitata - διαποτίζει το δέρμα και τα μαλλιά με μέταλλα και ιχνοστοιχεία, συμβάλλοντας στην πρόσθετη ενυδάτωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Μάσκα με βάση το πεπτιδικό σύμπλεγμα Procapil δρα απευθείας στους θύλακες των τριχών, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση των ριζών και στην ανάπτυξη των μαλλιών. Το σύμπλεγμα κεραμιδίων αποκαθιστά τα κατεστραμμένα μαλλιά, ενυδατώνει σε βάθος το τριχωτό της κεφαλής, εξαλείφει την ξηρότητα, σχηματίζει ένα προστατευτικό φράγμα από τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η καφεΐνη τονώνει, διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής, αποτρέπει την τριχόπτωση. Το λάδι καρύδας θρέφει, δίνει λάμψη και δύναμη στα μαλλιά. Η κερατίνη και οι πρωτεΐνες σιταριού αποκαθιστούν την επιδερμίδα των κατεστραμμένων μαλλιών, μειώνουν την ευθραυστότητα και αποτρέπουν τη διατομή των άκρων. Η χρήση της μάσκας ενισχύει τους θύλακες της τρίχας, σταματά την τριχόπτωση και ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων μαλλιών.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Απλώστε στο τριχωτό της κεφαλής με κινήσεις μασάζ και μοιράστε σε όλο το μήκος των μαλλιών.
2. Αφήστε για 5-10 λεπτά και μετά ξεπλύνετε με χλιαρό νερό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μόνο για εξωτερική χρήση. Εάν μπείτε στα μάτια, πλύνετε με άφθονο νερό. Είναι δυνατή η ατομική δυσανεξία μεμονωμένων συστατικών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: σε ξηρό, προστατευμένο από το φως μέρος, σε θερμοκρασία +5° έως +25°C σε απρόσιτο για παιδιά μέρος.

ΤΟΜΟΣ: 300 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

ΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΧΩΝ

Βοηθά στην πρόληψη της φλεγμονής του τριχωτού της κεφαλής, του κνησμού και της ξηρότητας

Διεγείρει την ανάπτυξη των μαλλιών

Βελτιώνει την πυκνότητα των μαλλιών

Στοχεύει στην τριχόπτωση

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: αλωπεκία, τριχόπτωση, αραίωση, αραιά και εύθραυστα μαλλιά.

ΟΦΕΛΗ: καταπολεμά την τριχόπτωση, προάγει την ανάπτυξη νέων μαλλιών, δυναμώνει τα μαλλιά και τα κάνει πιο πυκνά.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Τόνωση της ανάπτυξης και καταπολέμηση της απώλειας
1. Το Capixyl (3%) είναι ένας συνδυασμός Acetyl Tetrapeptide-3 και εκχυλίσματος Trifolium Pratense. Αυτό το σύμπλεγμα επηρεάζει τη ρίζα της τρίχας, αυξάνοντας το μέγεθός της και ενισχύοντας τη στερέωση στο δέρμα, και επίσης ανακουφίζει από τη μικροφλεγμονή.
2. Το Procapil είναι ένα πεπτιδικό σύμπλεγμα που αποτελείται από 3 ενεργά μόρια:
Το Biotinoyl Tripeptide-1 (Biotinoyl tripeptide-1) είναι ένα εξειδικευμένο πεπτίδιο που ενισχύει τη στερέωση του θύλακα της τρίχας στα βαθιά στρώματα του χορίου και επιταχύνει την κυτταρική διαίρεση, προάγοντας την ανάπτυξη νέων μαλλιών.
Το ολεανολικό οξύ (ολεανολικό οξύ) είναι ένα οξύ που προέρχεται από φύλλα ελιάς που μπλοκάρει το ένζυμο 5-άλφα αναγωγάση, αποτρέποντας την τριχόπτωση.
Η απιγενίνη (Apigenin) είναι ένα φλαβονοειδές από εσπεριδοειδή που διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία και διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος γύρω από τους θύλακες των τριχών, παρέχοντάς τους θρέψη.
Τριπεπτίδιο χαλκού-1 (πεπτίδιο χαλκού) - «αναζωογονεί» το τριχωτό της κεφαλής, αυξάνει τη φάση ανάπτυξης της τρίχας (αναγένεια) και διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου γύρω από τον θύλακα της τρίχας.

Κυτταρική ενέργεια και μεταβολισμός
1. Αδενοσίνη (Αδενοσίνη) - ενεργοποιεί την παραγωγή αυξητικών παραγόντων σε κυτταρικό επίπεδο, βοηθώντας τα μαλλιά να γίνουν πιο πυκνά και πιο δυνατά.
2. Succinic Acid (Succinic Acid) - διεγείρει τις μεταβολικές διεργασίες στα κύτταρα του δέρματος, βοηθώντας τα ωοθυλάκια να ανακάμψουν γρηγορότερα μετά το στρες.

Βελτιώστε τη μικροκυκλοφορία και την αποτοξίνωση
1. Μενθόλη - παρέχει άμεση ροή αίματος στους βολβούς λόγω μιας ήπιας δροσιστικής δράσης, η οποία ενισχύει την επίδραση των πεπτιδίων.
2. Εκχύλισμα Rosmarinus Officinalis (Εκχύλισμα δεντρολίβανου) - έχει αντισηπτική δράση και είναι ένα ισχυρό φυσικό διεγερτικό της κυκλοφορίας του αίματος.
3. Υδρολυμένη πρωτεΐνη σιταριού - ενισχύει τη δομή της τρίχας στη βάση, αποτρέποντας την ευθραυστότητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ορός με βάση τα πεπτιδικά σύμπλοκα Capixyl και Procapil δρα απευθείας στους θύλακες των τριχών, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση των ριζών και στην ενεργό ανάπτυξη των μαλλιών. Ο συνδυασμός πεπτιδίου χαλκού-1 και αδενοσίνης αναζωογονεί το τριχωτό της κεφαλής σε κυτταρικό επίπεδο, αυξάνει την πυκνότητα και παρατείνει τη φάση του κύκλου ζωής κάθε τρίχας. Το ηλεκτρικό οξύ και η μενθόλη τονώνουν, βελτιώνουν την κυτταρική αναπνοή και διεγείρουν την κυκλοφορία του αίματος, παρέχοντας άμεση παράδοση θρεπτικών συστατικών στους βολβούς. Το εκχύλισμα δεντρολίβανου και οι πρωτεΐνες σιταριού θεραπεύουν το τριχωτό της κεφαλής, αποκαθιστούν τη δομή των κατεστραμμένων μαλλιών στη βάση και μειώνουν την ευθραυστότητά τους. Η τακτική χρήση του ορού γάλακτος ενισχύει αποτελεσματικά τους θύλακες των τριχών, σταματά την πρόωρη απώλεια και ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων, υγιών μαλλιών.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Ψεκάστε τον ορό στο τριχωτό της κεφαλής.
2. Τρίψτε στο δέρμα με ελαφρές κινήσεις μασάζ. Μην ξεπλύνετε.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μόνο για εξωτερική χρήση. Εφαρμόστε στο τριχωτό της κεφαλής και στα γένια. Εάν είναι ερεθισμένο, σταματήστε να χρησιμοποιείτε. Είναι δυνατή η ατομική δυσανεξία μεμονωμένων συστατικών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: σε ξηρό, προστατευμένο από το φως μέρος, σε θερμοκρασία +5° έως +25°C σε απρόσιτο για παιδιά μέρος.

ΤΟΜΟΣ: 200 ml.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ PEELING ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ

Βαθύς καθαρισμός του τριχωτού της κεφαλής

Βοηθά στην πρόληψη της πιτυρίδας

Διεγείρει την ανάπτυξη των μαλλιών

Ανανεώνει την επιδερμίδα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: λιπαρό τριχωτό της κεφαλής, ρύπανση, κνησμός, ξηροδερμία και τάση για πιτυρίδα, κακή θρέψη των τριχοθυλακίων.

ΟΦΕΛΗ: Τα μαλλιά παραμένουν καθαρά και εύθρυπτα στις ρίζες περισσότερο, αποκτούν ριζωμένο όγκο, η διαδικασία ανάπτυξης των μαλλιών επιταχύνεται.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Καθαρισμός
1. Το Γαλακτικό Οξύ (Lactic Acid) είναι ένα ήπιο οξύ AHA που απολεπίζει τα κερατινοποιημένα κύτταρα, προσφέρει λεπτή ανανέωση και λάμψη των μαλλιών στις ρίζες.
2. Γλυκολικό Οξύ (Γλυκολικό Οξύ) - έχει το μικρότερο μόριο μεταξύ των οξέων AHA, λόγω του οποίου διεισδύει βαθύτερα και πιο γρήγορα. Καταστρέφει αποτελεσματικά τους δεσμούς πρωτεΐνης μεταξύ των νεκρών φολίδων, αποτρέποντας την εμφάνιση υπερκεράτωσης.
3. Το σαλικυλικό οξύ (σαλικυλικό οξύ) είναι το μόνο οξύ BHA στη σύνθεση. Είναι λιποδιαλυτό, επομένως μπορεί να διεισδύσει στον θύλακα της τρίχας και να διαλύσει τα σμηγματογόνα βύσματα (σμήγμα). Είναι βασικό συστατικό για την καταπολέμηση της περιεκτικότητας σε λίπος και την πρόληψη της φλεγμονής.
4. Κιτρικό οξύ - λειτουργεί ως βοηθητικό απολεπιστικό και ρυθμιστής pH.

Υγρασία και προστασία
1. Η Hydroxyethyl Urea (Hydroxyethyl Urea) είναι ένα από τα καλύτερα ενυδατικά συστατικά στα καλλυντικά. Διατηρεί την υγρασία στα βαθιά στρώματα της επιδερμίδας, απαλύνει την επίδραση των οξέων και αποτρέπει την αίσθηση σφιξίματος μετά τη διαδικασία.
2. Το εκχύλισμα λουλουδιών Calendula Officinalis είναι ένα πολύ γνωστό καταπραϋντικό συστατικό. Αφαιρεί τους ερεθισμούς, έχει αντισηπτική δράση και επιταχύνει την ανάπλαση των μικροβλαβών του δέρματος.

Δυναμώνει τα μαλλιά και τονώνει την ανάπτυξη
1. Menthol + Mentha Piperita Oil (Mentol and mint oil) - δίνουν έντονο δροσιστικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι μόνο ευχάριστο, αλλά και ωφέλιμο: η μενθόλη διεγείρει τη ροή του αίματος στους θύλακες των τριχών, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των μαλλιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: τζελ καθαρισμού για το τριχωτό της κεφαλής με βάση το σύμπλεγμα οξέων AHA και BHA παρέχει βαθύ καθαρισμό κερατινοποιημένων κυττάρων, περίσσεια σμήγματος και υπολειμμάτων styling, ομαλοποίηση της υδρολιπιδικής ισορροπίας και προετοιμασία του δέρματος για εντατική φροντίδα. Η τακτική χρήση του τζελ συμβάλλει στη βελτίωση του τριχωτού της κεφαλής, αποτρέπει την εμφάνιση ξηρότητας και ξεφλούδισμα, κάνοντας τα μαλλιά πιο ογκώδη και υγιή.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. εφαρμόστε ομοιόμορφα μια μικρή ποσότητα τζελ σε στεγνό ή ελαφρώς υγρό τριχωτό της κεφαλής κατά μήκος των χωρισμάτων.
2. Κάντε απαλό μασάζ με επιθέματα δακτύλων για 1-2 λεπτά για ομοιόμορφη κατανομή της σύνθεσης.
3. Αφήστε για έκθεση για 5-10 λεπτά (συνιστάται να ξεκινήσετε με 5 λεπτά στην πρώτη χρήση).
4. ξεπλύνετε καλά με χλιαρό νερό χρησιμοποιώντας σαμπουάν. Συνιστάται η χρήση 1-2 φορές την εβδομάδα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μόνο για εξωτερική χρήση. Εάν μπείτε στα μάτια, πλύνετε με άφθονο νερό. Είναι δυνατή η ατομική δυσανεξία μεμονωμένων συστατικών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: σε ξηρό, προστατευμένο από το φως μέρος, σε θερμοκρασία +5° έως +25°C σε απρόσιτο για παιδιά μέρος.

ΤΟΜΟΣ: 150 ml.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

ΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕ SPF50+

UV προστασία

Ενυδατώνει χωρίς λιπαρή λάμψη

Βοηθά στην πρόληψη αλλαγών που σχετίζονται με την ηλικία

Διορθώνει τον τόνο του δέρματος

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: Έκθεση UV, φωτογήρανση, μελάγχρωση, ανομοιόμορφος τόνος, ξηρότητα και ερεθισμός του δέρματος από τον ήλιο.

ΟΦΕΛΗ: Το δέρμα προστατεύεται αξιόπιστα από την ηλιακή ακτινοβολία, ενυδατώνεται σε βάθος, έχει απαλό τόνο και δεν υπόκειται σε φωτογήρανση.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. Χημικά αντηλιακά φίλτρα (Homosalate, Butyl Methoxydibenzoylmethane / Avobenzone) - απορροφούν αποτελεσματικά το υπεριώδες φως, παρέχοντας αξιόπιστη προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB (οι κύριες αιτίες φωτογήρανσης).
2. Νιασιναμίδη - ενισχύει τη λειτουργία του φραγμού, ευθυγραμμίζει τον τόνο και βελτιώνει την υφή του δέρματος.
3. Το σύμπλεγμα φυτικών εκχυλισμάτων (εκχυλίσματα ασιατικής κεντέλας, χαμομηλιού, πράσινου τσαγιού, γαμμαμελής και γλιστρίδας) - περιποιείται απαλά το δέρμα, καταπραΰνει εντατικά, ανακουφίζει από την ερυθρότητα και δεν προκαλεί ερεθισμούς.
4. Αδενοσίνη - έχει αντιγηραντική δράση, βοηθώντας στην εξομάλυνση των ρυτίδων και στη βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος.
5. Η βιταμίνη Ε (οξεικό τοκοφερύλιο) είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει επιπλέον τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες και τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το αντηλιακό ορός γάλακτος φροντίζει απαλά το δέρμα, το καταπραΰνει και παρέχει αξιόπιστη προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB - τις κύριες αιτίες της φωτογήρανσης. Η φόρμουλα που βασίζεται σε φυτικά εκχυλίσματα και νιασιναμίδη ενυδατώνει εντατικά το δέρμα και ευθυγραμμίζει τον τόνο χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Απλώστε την κρέμα-ορό σε στεγνό δέρμα και μοιράστε την ομοιόμορφα γύρω από το πρόσωπο και το λαιμό.
2. Αφήστε το προϊόν να απορροφηθεί για 15 λεπτά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Πριν από τη χρήση, συνιστάται η διεξαγωγή αλλεργικού τεστ.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. Εάν χτυπήσει τη βλεννογόνο μεμβράνη του ματιού, ξεπλύνετε καλά με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 50 ml.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

SERUM ΓΙΑ ΕΝΑΝ ομοιόμορφο, ακτινοβόλο τόνο του δέρματος

Εξομαλύνει τον τόνο του δέρματος

Ενισχύει τη λάμψη

Ενυδατώνει

Ενισχύει τον φραγμό του δέρματος

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: θαμπή επιδερμίδα, μελάγχρωση, ανομοιόμορφος τόνος, αφυδάτωση, εξασθενημένος προστατευτικός φραγμός, απώλεια ελαστικότητας.

ΟΦΕΛΗ: Η επιδερμίδα γίνεται λεία, ελαστική, λαμπερή, ενυδατωμένη, αποκτά ομοιόμορφο τόνο.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. Η βιταμίνη C (φωσφορικό ασκορβυλικό νάτριο, ασκορβικό οξύ) και η γλουταθειόνη είναι ένα ισχυρό συνδυασμό που ελαφρύνει τη μελάγχρωση, προάγει την ευθυγράμμιση του τόνου και δίνει στο δέρμα μια υγιή λάμψη.
2. Νιασιναμίδη - ενισχύει τη λειτουργία του φραγμού και βελτιώνει την υφή του δέρματος.
3. Επτά μορφές υαλουρονικού οξέος - παρέχουν πολυεπίπεδη βαθιά ενυδάτωση, διεισδύοντας σε διαφορετικά στρώματα της επιδερμίδας.
4. Το σύμπλεγμα κεραμιδίων (NP, NS, AP, AS, EOP) και το εκχύλισμα τρέμελας - θρέφουν το δέρμα, αποκαθιστούν αποτελεσματικά και ενισχύουν τον προστατευτικό λιπιδικό φραγμό.
5. Centella Asian (Madecassoside, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid) - καταπραΰνει εντατικά, θεραπεύει και ανακουφίζει από την ερυθρότητα.

6. Το σύμπλεγμα αυξητικών παραγόντων (sh-Πολυπεπτίδιο / Ολιγοπεπτίδιο) - ενεργοποιεί την κυτταρική ανανέωση, διεγείρει την παραγωγή του δικού του κολλαγόνου, δουλεύοντας στην ανύψωση.
7. Σύμπλεγμα βιταμινών (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - θρέφει, βελτιώνει τον μεταβολισμό στα κύτταρα και επιστρέφει στο δέρμα μια υγιή λάμψη.
8. Δεξπανθενόλη - θεραπεύει εντατικά, καταπραΰνει και αποκαθιστά την κατεστραμμένη επιδερμίδα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Λόγω του συμπλέγματος ενεργών συστατικών με γλουταθειόνη, βιταμίνη C, νιασιναμίδη και ασιατική κεντέλα, ο ορός βοηθά στην ευθυγράμμιση του τόνου του δέρματος και του χαρίζει λάμψη. Επτά μορφές υαλουρονικού οξέος παρέχουν βαθιά ενυδάτωση πολλαπλών επιπέδων. Τα κεραμίδια και το εκχύλισμα τρέμελας ενισχύουν τον προστατευτικό φραγμό και θρέφουν την επιδερμίδα, καθιστώντας την λεία, ελαστική και λαμπερή.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Απλώστε μια μικρή ποσότητα ορού στο πρόσωπό σας.
2. Αφήστε τον ορό στο δέρμα μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Πριν από τη χρήση, συνιστάται η διεξαγωγή αλλεργικού τεστ.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. ξεπλύνετε με ζεστό νερό εάν μπείτε στα μάτια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 30 ml.



PETIT RA
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ PETIT RA

Επιβραδύνει τη γήρανση

Θρέφει & ενυδατώνει έντονα

Υποστηρίζει την αναγέννηση

Βελτιώνει τη σφριγηλότητα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: σημάδια γήρανσης του δέρματος του προσώπου, ξηροδερμία, απώλεια υγρασίας και ελαστικότητας.

ΟΦΕΛΗ: επιβραδύνει τη γήρανση, θρέφει και ενυδατώνει εντατικά, προάγει την ανάπλαση, αυξάνει τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
1. Υδρολυμένο κολλαγόνο - αυξάνει τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος λόγω του ότι το θρέφει με υγρασία.
2. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - αυτό το συστατικό αναγνωρίζεται ως αποτελεσματική αντικατάσταση του Botox (Botoxin), λειτουργεί τέλεια ως μέσο για την καταπολέμηση των ρυτίδων. Επιπλέον, μειώνει τα ίχνη των ρυτίδων αποδυναμώνοντας τις μυϊκές συσπάσεις.
3. Palmitoyl tripeptide-5 - ξεκινά τη σύνθεση κολλαγόνου και βοηθά στην αποκατάσταση της δομής του δέρματος.
4. Το Hexapeptide-10 είναι ένα απαραίτητο συστατικό για την αποκατάσταση της ισορροπίας του pH του δέρματος, αυξάνει την ελαστικότητα, την πυκνότητα, τον τόνο του δέρματος.
5. Αδενοσίνη - λειτουργεί ως αντιφλεγμονώδες και μέσο για την καταπολέμηση των ρυτίδων, διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνου και αυξάνει την ελαστικότητα του δέρματος, καθώς και τη διαπερατότητά του.
6. Centella Asiatic - γνωστό για την αναπλαστική του δράση, περιέχει στα φύλλα και το στέλεχος του madecassoside, που βοηθά στην εξάλειψη του ερεθισμού, της ερυθρότητας και της βλάβης στο δέρμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ο ορός έχει μοναδική σύνθεση με εξαιρετικά αποτελεσματικά συστατικά για την καταπολέμηση των σημαδιών γήρανσης του δέρματος. Ένα μοναδικό σύμπλεγμα πεπτιδίων, κολλαγόνου και υαλουρονικού οξέος στοχεύει στην καταπολέμηση των ατελειών του δέρματος. Μειώνει επίσης τις ρυτίδες, έχει αξιοσημείωτο αποτέλεσμα lifting, βελτιώνει την επιδερμίδα, αποκαθιστά τις βλάβες, κάτι που έχει θετική επίδραση στη συνολική κατάσταση του δέρματος.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

Ο πρώτος τρόπος: καθαρίστε καλά το δέρμα του προσώπου, με ελαφρές κινήσεις χτυπήματος, απλώστε μια μικρή ποσότητα ορού στο πρόσωπο. Αφήστε τον ορό στο δέρμα μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: Καθαρίστε καλά το δέρμα του προσώπου, εφαρμόστε μέτρια ποσότητα προϊόντος σε στεγνό δέρμα και εκτελέστε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας ένα μασάζ προσώπου της WAU, αφήστε τον ορό στο δέρμα μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Για την αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων, συνιστάται να ελέγχετε το προϊόν στο εσωτερικό της πτυχής του αγκώνα πριν από τη χρήση. Σταματήστε τη χρήση εάν υπάρχει ερεθισμός ή εξάνθημα.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. ξεπλύνετε με ζεστό νερό εάν μπείτε στα μάτια.
4. Μετά τη χρήση του προϊόντος, συνιστάται η εφαρμογή κρέμας SPF για προστασία από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 50 ml.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟ PETIT RA

Επιβραδύνει τη γήρανση

Θρέφει & ενυδατώνει έντονα

Υποστηρίζει την αναγέννηση

Βελτιώνει τη σφριγηλότητα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: σημάδια γήρανσης του δέρματος, απώλεια ελαστικότητας δέρματος.

ΟΦΕΛΗ: επιβραδύνει τη γήρανση, θρέφει και ενυδατώνει εντατικά, προάγει την ανάπλαση, αυξάνει τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
1. Υλικό καλλιέργειας βλαστοκυττάρων 2% - εξομάλυνση των ρυτίδων.
2. Νιασιναμίδη - αποκαθιστά την προστατευτική λειτουργία του δέρματος.
3. Καπρυλικό οξύ - έχει βακτηριοστατικές ιδιότητες.
4. Υαλουρονικό οξύ - συσσωρεύει υγρασία και αποτρέπει την εξάτμιση.
5. εκχύλισμα γκι - έχει αντισηπτικές ιδιότητες.
6. Galactomyces (διήθημα ζύμωσης galactomyces) - απολεπίζει τέλεια και ενυδατώνει και με παρατεταμένη χρήση βελτιώνει την υφή του δέρματος, αυξάνει

την ελαστικότητα και τον τόνο του.
7. Το Acetyl Hexapeptide-8 (acetylhexapeptide-8) είναι ένα πεπτίδιο χαμηλού μοριακού βάρους που διεισδύει εύκολα στο δέρμα, ελέγχει την έκκριση της αδρεναλίνης και της νορεπινεφρίνης, η οποία βοηθά στη λείανση των ρυτίδων και στην αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Η πολυλειτουργική κρέμα ορού αποτελείται από βλαστοκύτταρα και άλλα 56 ενεργά συστατικά που λειαίνουν τις ρυτίδες, συσφίγγουν την επιδερμίδα και την κάνουν λεία και λαμπερή. Η κρέμα χρησιμοποιεί ένα εγκεκριμένο από το IRB 100% μη αραιωμένο μέσο καλλιέργειας ανθρώπινων βλαστοκυττάρων, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση του κατεστραμμένου ιστού και στην ελαστικότητα του δέρματος.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. καθαρίστε καλά το δέρμα του προσώπου πριν εφαρμόσετε τον ορό κρέμας.
2. Απλώστε την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος και κάντε μασάζ στο δέρμα με επιθέματα δακτύλων μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Για την αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων, συνιστάται να ελέγχετε το προϊόν στο εσωτερικό της πτυχής του αγκώνα πριν από τη χρήση. Σταματήστε τη χρήση εάν υπάρχει ερεθισμός ή εξάνθημα.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. ξεπλύνετε με ζεστό νερό εάν μπείτε στα μάτια.
4. Μετά τη χρήση του προϊόντος, συνιστάται η εφαρμογή κρέμας SPF για προστασία από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 40 g.



LIPO JEUNE

ΚΡΕΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ PETIT RA

Διεγείρει τον μεταβολισμό των βλαστοκυττάρων

Λειαίνει τις ρυτίδες

Βελτιώνει την κατάσταση και τον τόνο των ματιών

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: Μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια, τα πρώτα σημάδια γήρανσης, ρυτίδες.

ΟΦΕΛΗ: βελτιώνει τον τόνο του δέρματος γύρω από τα μάτια, διεγείρει την ανταλλαγή βλαστοκυττάρων, που βοηθά στη λείανση των ρυτίδων, προστατεύει το δέρμα από βλάβες.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. Νιασιναμίδη - αυτός ο τύπος βιταμίνης Β3 έχει εξαιρετική λευκαντική δράση, βοηθά στη βελτίωση του τόνου του δέρματος, αποτρέπει τη φλεγμονή και αποκαθιστά τον φραγμό του δέρματος.
2. Bisabolol - μπλοκάρει τη διαδικασία συνδυασμού μελανίνης, καταστέλλοντας την παραγωγή της στα αρχικά στάδια.
3. Το WhiteTen™ (νιασιναμίδιο, ακετυλογλυκοζαμίνη, μακεδοσίδη, εκχύλισμα φλοιού λευκής μουριάς, εκχύλισμα φρούτου Malus pumila, εκχύλισμα μανιταριού matsutake, εκχύλισμα Oxalis triangularis, εκχύλισμα φύλλων Camellia sinensis, εκχύλισμα ρίζας Broussonetia kazinoki, εκχύλισμα λουλουδιών Camellia japonica10 είναι ένα μοναδικό σύμπλεγμα φυτικών εκχυλισμάτων. Λευκαίνει και φωτίζει το δέρμα εμποδίζοντας τη μετάβαση των μελανοκυττάρων σε κερατινοκύτταρα.
4. Φυτοβλαστικά κύτταρα Edelweiss - Η καλλιέργεια βλαστοκυττάρων Edelweiss είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά που καταστέλλουν το οξειδωτικό στρες,

Η καλλιέργεια είναι αποτελεσματική στη μείωση του ερεθισμού και της αναγέννησης του ιστού του δέρματος.
5. Το LotuStem™ (βουτυλενογλυκόλη, νερό, εκχύλισμα Andrographis paniculata) ενεργοποιεί την κυτταρική διαίρεση.
6. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - αυτό το συστατικό αναγνωρίζεται ως αποτελεσματική αντικατάσταση του Botox (Botoxin), λειτουργεί τέλεια ως μέσο για την καταπολέμηση των ρυτίδων. Επιπλέον, μειώνει τα ίχνη των ρυτίδων αποδυναμώνοντας τις μυϊκές συσπάσεις.
7. Υδρολυμένο κολλαγόνο - αυξάνει την ελαστικότητα και την πυκνότητα του δέρματος, τροφοδοτώντας το με υγρασία.
8. Το Eosidin® (προπανοδιόλη, νερό, εκχύλισμα φλοιού μανταρινιού unshiu) είναι ένα μοναδικό σύμπλεγμα που έχει αντιφλεγμονώδη δράση, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τα φλαβονοειδή που περιέχονται στα εσπεριδοειδή.
9. Αδενοσίνη - δρα ως αντιφλεγμονώδης και αντιγηραντικός παράγοντας, προάγει τη σύνθεση κολλαγόνου και βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Η κρέμα έχει μοναδική σύνθεση, χάρη στην οποία φωτίζει και τονώνει το δέρμα γύρω από τα μάτια, καθώς και λειαίνει τις ρυτίδες. Το εκχύλισμα καλλιέργειας Edelweiss και το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας LotuStemTM διεγείρουν την ανταλλαγή βλαστοκυττάρων βοηθώντας στην εξομάλυνση των ρυτίδων γύρω από τα μάτια και η εγκεκριμένη από τον FDA φόρμουλα White Ten, που περιέχει 10 φυτικά εκχυλίσματα, βελτιώνει τον τόνο του δέρματος γύρω από τα μάτια.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. καθαρίστε καλά το δέρμα του προσώπου πριν εφαρμόσετε την κρέμα.
2. Απλώστε την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος και κάντε μασάζ στο δέρμα με επιθέματα δακτύλων μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Για την αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων, συνιστάται να ελέγχετε το προϊόν στο εσωτερικό της πτυχής του αγκώνα πριν από τη χρήση. Σταματήστε τη χρήση εάν υπάρχει ερεθισμός ή εξάνθημα.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. ξεπλύνετε με ζεστό νερό εάν μπείτε στα μάτια.
4. Μετά τη χρήση του προϊόντος, συνιστάται η εφαρμογή κρέμας SPF για προστασία από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 50 ml.



O2 DETOX CLEANSING GEL

ΤΖΕΛ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ PETIT RA

Καθαρίζει | Συσφίγγει τους πόρους | Καταπραΰνει | Βελτιώνει τη σφριγηλότητα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: διεσταλμένοι πόροι, αυξημένο επίπεδο εκκρίσεων σμήγματος.

ΟΦΕΛΗ: Καθαρίζει, στενεύει τους πόρους, αυξάνει την ελαστικότητα, καταπραΰνει.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. Ακρυλικό συμπολυμερές - δημιουργεί ένα λεπτό στρώμα στο δέρμα, το οποίο αυξάνει την πρόσφυση / διαπερατότητα των θρεπτικών συστατικών και έχει μια διαρκή επίδραση. Ενυδατώνει και τυλίγει απαλά το δέρμα μετά το πλύσιμο.
2. Κοκαμιδοπροπυλβεταϊνη - δημιουργεί απαλό αφρό και έχει καθαριστική δύναμη.
3. Το κοκοαμφοδιοξικό δινάτριο είναι ένα απαλό, μη ερεθιστικό συστατικό καθαρισμού κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες.
4. Εκχύλισμα φρούτου λεμονιού - εμποδίζει την εξάτμιση της υγρασίας, συμβάλλοντας στην ενυδάτωση του δέρματος. Έχει καταπραϋντική δράση, αποτρέπει την αμαύρωση και βελτιώνει τον τόνο του δέρματος.
5. Εκχύλισμα οικιακού φρούτου μήλου - προστατεύει το δέρμα από την οξείδωση, κάνει τον τόνο του δέρματος πιο φωτεινό.
6. Εκχύλισμα φρούτου γλυκού πορτοκαλιού - βοηθά στην προστασία του δέρματος από την οξείδωση των ελεύθερων ριζών, που είναι η κύρια αιτία γήρανσης του δέρματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Όταν αλληλεπιδρά με το οξυγόνο, το τζελ σχηματίζει αφρό και επηρεάζει απαλά το δέρμα. Το εργαλείο καταπολεμά αποτελεσματικά τη ρύπανση, βοηθά στην αφαίρεση του μακιγιάζ και του υπερβολικού σμήγματος, στενεύει τους πόρους. Το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε τύπο δέρματος, συνιστάται για γυναίκες κάθε ηλικίας.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

1. Απλώστε μικρή ποσότητα του προϊόντος σε στεγνό δέρμα του προσώπου, προσέχοντας τη ζώνη Τ.
2. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα εμφανιστούν φυσαλίδες οξυγόνου και μετά από 1 λεπτό ο αριθμός τους θα φτάσει στο μέγιστο. Για να σχηματίσετε πιο πυκνό αφρό, κάντε μασάζ στο δέρμα με τα δάχτυλά σας ή με ένα πινέλο για πλύσιμο.

3. Πλύνετε καλά με νερό. Μεταβείτε στη συνήθη φροντίδα του δέρματος ημέρας ή νύχτας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Για την αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων, συνιστάται να ελέγχετε το προϊόν στο εσωτερικό της πτυχής του αγκώνα πριν από τη χρήση. Σταματήστε τη χρήση εάν υπάρχει ερεθισμός ή εξάνθημα.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. ξεπλύνετε με ζεστό νερό εάν μπείτε στα μάτια.
4. Μετά τη χρήση του προϊόντος, συνιστάται η εφαρμογή κρέμας SPF για προστασία από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 120 ml.



PAD CYPRESS TONIC

ΚΑΤΑΠΡΑΥΝΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ PETIT RA

Καθαρίζει | Ήχοι | Συσφίγγει τους πόρους | Καταπραΰνει | Ενυδατώνει

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: διεσταλμένοι πόροι, αυξημένα επίπεδα σμήγματος στο δέρμα, αίσθηση ξηρότητας και σύσφιξης του δέρματος.

ΟΦΕΛΗ: καθαρισμός, τόνωση, στένωση πόρων, καταπραϋντική δράση, ενυδάτωση του δέρματος.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. Το εκχύλισμα φύλλων αλόης βέρα μαλακώνει και ενυδατώνει το χόριο, αποκαθιστώντας τη δομή του. Βοηθά να απαλλαγούμε από το ξεφλούδισμα και την ξηρότητα, και επίσης αποκαθιστά το δέρμα που έχει υποστεί βλάβη από το ηλιακό φως ή άλλους ερεθιστικούς παράγοντες.
2. Εκχύλισμα ρίζας Dioscorea από Ιαπωνικά - εξουδετερώνει τα επικίνδυνα στοιχεία στο δέρμα, ελαχιστοποιώντας τη βλάβη στο προβληματικό δέρμα.
3. Το εκχύλισμα ρίζας Ulmus davidiana καταπραΰνει το ευαίσθητο δέρμα και εξομαλύνει τον τόνο του δέρματος.
4. Εκχύλισμα από τη ρίζα του άγριου γιαμ - έχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, βοηθά στην καταπολέμηση της ακμής και κάθε είδους φλεγμονής, αναζωογονεί το δέρμα και αυξάνει τον τόνο του.
5. Εκχύλισμα από άνθη βιολέτας - προστατεύει από το στρες και τις επιθετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προστατεύει και καταπραΰνει το δέρμα, του χαρίζει λάμψη και ελαστικότητα. Κατάλληλο για τη φροντίδα του φλεγμονώδους, προβληματικού και ξεφλουδισμένου δέρματος.
6. Εκχύλισμα ρίζας γλυκόριζας - φωτίζει το δέρμα, καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, που είναι η αιτία της πρόωρης γήρανσης του δέρματος. Έχει αντιφλεγμονώδεις και αντισηπτικές ιδιότητες. Εξαιρετικό για λιπαρό δέρμα.
7. Εκχύλισμα λουλουδιών χαμομηλιού φαρμακείου - καταπραΰνει και απαλύνει αποτελεσματικά το ευαίσθητο, με τάση κόκκινου δέρματος. Καταστέλλει την ενεργοποίηση της πρωτεΐνης NF-KB, ρυθμίζοντας τις φλεγμονώδεις διεργασίες.
8. Εκχύλισμα Asiatic Centella - Γνωστό για την αναγεννητική του δράση, το φυτό περιέχει Madecassoside στα φύλλα και το στέλεχος του, που βοηθά στην εξάλειψη

ερεθισμός, ερυθρότητα και βλάβη στο δέρμα.
9. Εκχύλισμα Δενδρολίβανου HerbExTM (εκχύλισμα φύλλων δεντρολίβανου, νερό, 1,3-βουτυλενογλυκόλη) - προστατεύει το δέρμα από τις ελεύθερες ρίζες - την κύρια αιτία γήρανσης του δέρματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: καλλυντικά επιθέματα προσώπου, εμποτισμένα με ένα θρεπτικό τονωτικό με βάση το κυπαρίσσι, καθαρίζουν, καταπραΰνουν, ενυδατώνουν το δέρμα, αφαιρούν απαλά και προσεκτικά τα υπολείμματα καλλυντικών και τη μόλυνση. Το υλικό του δίσκου είναι 100% βαμβάκι, το οποίο παρέχει εξαιρετική εφαρμογή. Το απαλό ύφασμα εφαρμόζει σφιχτά στο δέρμα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα του τονωτικού. Περιέχονται στη σύνθεση της αλόης και της σεντέλας Ασιατικής επιτάχυνσης της ανάκτησης των κυττάρων του δέρματος, αντιμετωπίζουν τέλεια τους ερεθισμούς, καταπραΰνουν το δέρμα μετά την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, και επίσης βοηθούν στην έκθεση στο κρύο και το κάψιμο του προσώπου. Το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε τύπο δέρματος, συνιστάται για γυναίκες κάθε ηλικίας.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

Ο πρώτος τρόπος: βγάλτε το επίθεμα από το βάζο και σκουπίστε το δέρμα του προσώπου για καθαρισμό.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: Βγάλτε το επίθεμα από το βάζο και χρησιμοποιήστε το με ένα μασάζ προσώπου της WAU με τεχνολογία Sonic για πιο αποτελεσματική διείσδυση των θρεπτικών συστατικών.

Τρίτη μέθοδος: χρησιμοποιήστε ως μάσκα 1-2 φορές την εβδομάδα. Τοποθετήστε τα επιθέματα στην επιθυμητή περιοχή του προσώπου για 5-10 λεπτά, στη συνέχεια αφαιρέστε τα επιθέματα και απλώστε το υπόλοιπο προϊόν στο δέρμα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Για την αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων, συνιστάται να ελέγχετε το προϊόν στο εσωτερικό της πτυχής του αγκώνα πριν από τη χρήση.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. ξεπλύνετε με ζεστό νερό εάν μπείτε στα μάτια.
4. Μετά τη χρήση του προϊόντος, συνιστάται η εφαρμογή κρέμας SPF για προστασία από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 200 ml (70 τμχ).



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

LIFTING PADS ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ PETIT RA

Καταπραΰνει

Βελτιώνει τη σφριγηλότητα του δέρματος

Εφέ ανύψωσης

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ξηροδερμία, τα πρώτα σημάδια γήρανσης.

ΟΦΕΛΗ: Καταπραϋντικό, αυξάνει την ελαστικότητα του δέρματος.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. Εκχύλισμα φρούτου μανταρινιού unshiu, εκχύλισμα φρούτων γκρέιπφρουτ - καταπραΰνουν το δέρμα, αυξάνουν την ελαστικότητά του, έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, καταπολεμούν τη μελάγχρωση, φωτίζουν το δέρμα.
2. Το εκχύλισμα Sparassis crispa εξουδετερώνει τις αρνητικές επιπτώσεις της UV ακτινοβολίας, ενυδατώνει εντατικά, ενισχύει τις προστατευτικές λειτουργίες, μειώνει την ευαισθησία των ιστών και βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος.
3. Εκχύλισμα ρίζας Sophora flavescens, διήθημα εκχυλίσματος που έχει υποστεί ζύμωση φύλλων/ριζών/βλαστών Suaeda japonica, εκχύλισμα φύλλων Camellia sinensis και εκχύλισμα φρούτου λεμονιού καταπραΰνουν το δέρμα και ενισχύουν τον φυσικό του φραγμό.
4. Το εκχύλισμα Andrographis paniculata υποστηρίζει την ελαστικότητα του δέρματος και τη σύνθεση κολλαγόνου.
5. Εκχύλισμα λευκού γκι - αφαιρεί το ενεργό οξυγόνο που σχηματίζεται στο δέρμα, αποτρέπει και επιβραδύνει τη γήρανση του δέρματος και ενισχύει τον φραγμό του δέρματος.
6. 2 είδη πεπτιδίων (tripeptide-10 citruline, tripeptide-1) - κάνουν το δέρμα πιο ελαστικό.
7. Αδενοσίνη - λειτουργεί ως αντιφλεγμονώδες και μέσο για την καταπολέμηση των ρυτίδων, διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνου και αυξάνει την ελαστικότητα του δέρματος, καθώς και τη διαπερατότητά του.

8. Νιασιναμίδη - αυτός ο τύπος βιταμίνης B3 έχει εξαιρετική λευκαντική δράση, βοηθά στη βελτίωση του τόνου του δέρματος, αποτρέπει τη φλεγμονή και αποκαθιστά τον φραγμό του δέρματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: καλλυντικά επιθέματα για το πρόσωπο, εμποτισμένα με τονωτικό με αποτέλεσμα lifting με βάση το πεπτιδικό σύμπλεγμα, καταπολεμούν τη μελάγχρωση και τις αλλαγές του δέρματος που σχετίζονται με την ηλικία. Το υλικό του δίσκου είναι 100% βαμβάκι, το οποίο παρέχει εξαιρετική εφαρμογή. Το απαλό ύφασμα κολλάει σφιχτά στο δέρμα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα του τονωτικού. Το εκχύλισμα ρίζας τζίνσενγκ στη σύνθεση συμβάλλει στην εξομάλυνση των ρυτίδων, αντιμετωπίζει την αρνητική επίδραση των υπεριωδών ακτίνων, έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε τύπο δέρματος, συνιστάται για γυναίκες κάθε ηλικίας.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

Ο πρώτος τρόπος: βγάλτε το επίθεμα από το βάζο και σκουπίστε το δέρμα του προσώπου για καθαρισμό.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: Βγάλτε το επίθεμα από το βάζο και χρησιμοποιήστε το με ένα μασάζ προσώπου της WAU με τεχνολογία Sonic για πιο αποτελεσματική διείσδυση των θρεπτικών συστατικών.

Τρίτη μέθοδος: χρησιμοποιήστε ως μάσκα 1-2 φορές την εβδομάδα. Τοποθετήστε τα επιθέματα στην επιθυμητή περιοχή του προσώπου για 10-20 λεπτά, στη συνέχεια αφαιρέστε τα επιθέματα και απλώστε το υπόλοιπο προϊόν στο δέρμα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Για την αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων, συνιστάται να ελέγχετε το προϊόν στο εσωτερικό της πτυχής του αγκώνα πριν από τη χρήση.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. ξεπλύνετε με ζεστό νερό εάν μπείτε στα μάτια.
4. Μετά τη χρήση του προϊόντος, συνιστάται η εφαρμογή κρέμας SPF για προστασία από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 200 ml (70 τμχ).



SOS BODY FIT

ΑΝΤΙΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΑΠΟ PETIT RA

Στοχεύει στην κυτταρίτιδα

Ενισχύει τις μεταβολικές διεργασίες

Επαναφέρει τη σφριγηλότητα

Βελτιώνει την ελαστικότητα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: κυτταρίτιδα, απώλεια σφριγηλότητας και ελαστικότητας του δέρματος του σώματος, αίσθημα ξηρότητας και ακαμψίας.

ΟΦΕΛΗ: εξαλείφει την κυτταρίτιδα, επιταχύνει τις μεταβολικές διεργασίες, επαναφέρει την ελαστικότητα και αυξάνει την ελαστικότητα του δέρματος.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. Γαλακτοβάκιλλοι / εκχύλισμα ζύμωσης σόγιας - παρέχει εξαιρετική ενυδάτωση.
2. Εκχύλισμα ρυζιού - περιέχει στη σύνθεσή του ανθοκυανίνη, βιταμίνη C και β-καροτίνη, που παρέχουν ισχυρές αντιοξειδωτικές λειτουργίες. Το λάδι που λαμβάνεται από φλοιούς ρυζιού ενυδατώνει το δέρμα και καταπολεμά τα βακτήρια.
3. Εκχύλισμα σπόρων άγριας σόγιας - βοηθά στην αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος, λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό, βοηθά στη βελτίωση του κυτταρικού μεταβολισμού.
4. Εκχύλισμα σπόρων ινδικού σουσαμιού - έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε σελήνιο, τοκοφερόλη και άλλα αντιοξειδωτικά από το κανονικό σουσάμι, γεγονός που του επιτρέπει να καταπολεμά τις ρυτίδες και να ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος.
5. Το λάδι από ηλιόσπορους ενός ετήσιου - ηρεμεί τη φλεγμονή και τον ερεθισμό του δέρματος.
6. Ελαιόλαδο - επιβραδύνει τη γήρανση του δέρματος, το προστατεύει από τις ακτίνες UV. Έχει αντιοξειδωτική δράση, μαλακώνει και ενυδατώνει το δέρμα, ενισχύει την ανοσοποιητική του λειτουργία.
7. Εκχύλισμα πράσινου τσαγιού HerbExTM (βουτυλενογλυκόλη, νερό, εκχύλισμα φύλλων τσαγιού (camelia Chinese) - έχει αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη δράση, καταπολεμά τις ρυτίδες.

8. Εκχύλισμα λεβάντας HerbExTM (νερό, βουτυλενογλυκόλη, εκχύλισμα λεβάντας με στενά φύλλα) - καταπραΰνει το δέρμα, ενεργοποιώντας τον κύκλο ζωής των κυττάρων του δέρματος, επιτρέποντάς τους να μετακινηθούν σε ένα νέο στρώμα δέρματος πιο γρήγορα. Καταπολεμά τις φλεγμονώδεις διεργασίες και μειώνει τον αριθμό των φλεγμονών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Η κρέμα μοντελοποίησης κατά της κυτταρίτιδας που βασίζεται σε μοναδικά φυσικά συστατικά ενεργοποιεί τις μεταβολικές διεργασίες, συμβάλλει στην αύξηση της σφριγηλότητας και της ελαστικότητας του δέρματος, βελτιώνει τη ροή της λέμφου και ενυδατώνει σε βάθος.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

Ο πρώτος τρόπος: κάντε ντους χρησιμοποιώντας ένα scrub (στις περιοχές του σώματος όπου σκοπεύετε να κάνετε μασάζ). Απλώστε την κρέμα στις προβληματικές περιοχές και κάντε μασάζ χρησιμοποιώντας ένα μασάζ σώματος EMS/RF. Ολοκληρώστε τη διαδικασία με μασάζ με θεραπεία LED. Μοιράζετε τα υπολείμματα της κρέμας με τα χέρια σας και αφήνετε στο δέρμα μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

Η δεύτερη μέθοδος: απλώστε το προϊόν στο σώμα και διανείμετε με κυκλικές κινήσεις. Μετά την εφαρμογή, θα νιώσετε μια αισθητή ζεστασιά στο δέρμα. Περπατήστε χτυπώντας κινήσεις σε προβληματικές περιοχές (για παράδειγμα, γοφούς, κοιλιά, πλάτη). Διεγείρετε την κυκλοφορία του αίματος πιέζοντας το δέρμα με τα χέρια σας, μετακινώντας σε σημεία που απαιτούν διόρθωση. Αφήστε τα υπολείμματα της κρέμας στο δέρμα μέχρι να απορροφηθεί πλήρως. Ξεπλύνετε καλά τα υπολείμματα της κρέμας από τα χέρια σας με νερό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Για την αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων, συνιστάται να ελέγχετε το προϊόν στο εσωτερικό της πτυχής του αγκώνα πριν από τη χρήση. Σταματήστε τη χρήση εάν υπάρχει ερεθισμός ή εξάνθημα.
2. Μην χρησιμοποιείτε την κρέμα κατά την εγκυμοσύνη ή εάν έχετε αλλεργία στη σόγια.
3. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
4. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. ξεπλύνετε με ζεστό νερό εάν μπείτε στα μάτια.
5. Μετά τη χρήση του προϊόντος, συνιστάται η εφαρμογή κρέμας SPF για προστασία από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 200 ml.



SPICULE EYE CREAM

ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΓΥΡΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ PETIT RA

Επιβραδύνει τη γήρανση

Βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία

Αντιοξειδωτική δράση

Λειαίνει τις ρυτίδες

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: σημάδια γήρανσης, μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια, ρυτίδες.

ΟΦΕΛΗ: επιβραδύνει τη γήρανση, βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία, αντιοξειδωτική δράση, προάγει την ανάπλαση του δέρματος, λευκαίνει και λειαίνει τις ρυτίδες.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. Νιασιναμίδη - αυτός ο τύπος βιταμίνης B3 έχει εξαιρετική λευκαντική δράση, μειώνει επίσης την ορατότητα των διευρυμένων πόρων, ενυδατώνει το δέρμα και αποτρέπει την εμφάνιση χρωστικών κηλίδων.
2. Το STeMiNTM, ένα περιβάλλον που ρυθμίζεται από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα, ενισχύει την αναζωογόνηση του δέρματος μέσω λιπών βλαστικών κυττάρων που περιέχουν περισσότερους από 50 διαφορετικούς αυξητικούς παράγοντες.
3. Το PDRN (πολυδεοξυριβονουκλεοτίδια) είναι ένα δομικό στοιχείο για την επιδιόρθωση κατεστραμμένου DNA από κύτταρα του δέρματος που σχετίζονται με την ηλικία. Όταν εφαρμόζεται στο δέρμα, βοηθά στο στένωση των πόρων, στην λείανση των ρυτίδων και στην ανάπλαση του δέρματος.
4. Υδρολυμένο κολλαγόνο - αυξάνει την ελαστικότητα και την πυκνότητα του δέρματος, τροφοδοτώντας το με υγρασία.
5. HerbExTM Hyaluron (βουτυλενογλυκόλη, νερό, διασταυρούμενο πολυμερές υαλουρονικού νατρίου) - Το υαλουρονικό οξύ έχει την ικανότητα να συγκρατεί όγκο μορίων νερού που είναι 1000 φορές μεγαλύτερο από το ίδιο, επομένως παίζει τεράστιο ρόλο στην προστασία του δέρματος, την ενυδάτωση, τη λίπανση και την ενδυνάμωσή του.

6. Το Eosidin® (προπανοδιόλη, νερό, εκχύλισμα φλοιού μανταρινιού unshiu) είναι ένα μοναδικό σύμπλεγμα που έχει αντιφλεγμονώδη δράση, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τα φλαβονοειδή που περιέχονται στα εσπεριδοειδή.
7. Το LotuStem™ (βουτυλενογλυκόλη, νερό, εκχύλισμα Andrographis paniculata) ενεργοποιεί την κυτταρική διαίρεση.
8. Super Centella (Madecassoside, Asiaticoside) - προάγει την ταχεία αναπαραγωγή των κυττάρων και τη σύνθεση κολλαγόνου στην περιοχή της βλάβης. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό ενάντια σε ερεθισμούς, φλεγμονές, προάγει την ανάπλαση του δέρματος που σχετίζεται με την ηλικία.
9. SUPER EGF (EGF - επιδερμικός αυξητικός παράγοντας, sh-oligopeptide-1) - πεπτίδια με επιδερμικό αυξητικό παράγοντα συμβάλλουν στην αναπαραγωγή ινοβλαστών που περιέχουν κολλαγόνο και θρέφουν το δέρμα.
10. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - αυτό το συστατικό αναγνωρίζεται ως αποτελεσματική αντικατάσταση του Botox (Botoxin), λειτουργεί τέλεια ως μέσο για την καταπολέμηση των ρυτίδων. Επιπλέον, μειώνει τα ίχνη των ρυτίδων αποδυναμώνοντας τις μυϊκές συσπάσεις.
11. Αδενοσίνη - λειτουργεί ως αντιφλεγμονώδης και παράγοντας ελέγχου των ρυτίδων, διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνου και αυξάνει την ελαστικότητα του δέρματος, καθώς και τη διαπερατότητά του.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Η αναζωογονητική κρέμα ματιών περιέχει φυσικές μικροβελόνες από σφουγγάρια γλυκού νερού (spicules) που ανοίγουν χιλιάδες μικροκανάλια στο δέρμα, γεγονός που επιτρέπει στα ενεργά συστατικά της κρέμας να διεισδύσουν στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος και να προσφέρουν ένα ορατό αποτέλεσμα ανόρθωσης. Η θεραπεία Micro Needling (αναζωογόνηση με μικροβελόνες) βοηθά στην ενεργοποίηση των λειτουργιών αποκατάστασης του δέρματος λόγω ήπιου ερεθισμού.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
1. Το εργαλείο συνιστάται να χρησιμοποιείται σε κύκλους από 3 έως 10 ημέρες με μεσοδιάστημα 1 έως 2 εβδομάδες.
2. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα του προϊόντος σε στεγνό και καθαρό δέρμα: από το εσωτερικό μέρος του ματιού έως τους κροτάφους - πρώτα κατά μήκος του κάτω και στη συνέχεια κατά μήκος των άνω οστών της τροχιάς.
3. Μοιράστε την κρέμα και κάντε μασάζ με τα δάχτυλά σας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Για την αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων, συνιστάται να ελέγχετε το προϊόν στο εσωτερικό της πτυχής του αγκώνα πριν από τη χρήση. Σταματήστε τη χρήση εάν υπάρχει ερεθισμός ή εξάνθημα.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε κατεστραμμένες περιοχές του δέρματος.
3. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια. ξεπλύνετε με ζεστό νερό εάν μπείτε στα μάτια.
4. Μετά τη χρήση του προϊόντος, συνιστάται η εφαρμογή κρέμας SPF για προστασία από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία +5° έως +25°C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε απρόσιτο μέρος για παιδιά.

ΤΟΜΟΣ: 2 συσκευασίες των 10 g το καθένα.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ



A + E COMPLEX

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ A & E (ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, 700 mg)

Υποστηρίζει τη λειτουργία των οστών, των μυών και του νευρικού συστήματος

Υποστηρίζει τον φυσιολογικό μεταβολισμό

Υποστηρίζει την ανοσία

Υγιή μαλλιά, δέρμα & νύχια

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ξηρότητα και ξεφλούδισμα του δέρματος, εύθραυστα νύχια και απώλεια φυσικής λάμψης των πλακών των νυχιών, αδυναμία, μειωμένη ανοσία.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Οξικό DL-άλφα-τοκοφερύλιο (Βιταμίνη Ε), Εξευγενισμένο φυτικό έλαιο (ηλίανθος), Κέλυφος κάψουλας (ζελατίνη, γλυκερίνη (πηκτικό), νερό), Βιταμίνη Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
• Βιταμίνη Α - 2,6 mg
• Βιταμίνη Ε - 100 mg

Οδηγίες χρήσης: κατά τη διάρκεια των γευμάτων, πλύσιμο με νερό.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα 1 φορά την ημέρα Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη υπερβιταμίνωσης Α και Ε δεν πρέπει να υπερβαίνει τη συνιστώμενη δόση.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (1 ΚΑΨΟΥΛΑ):
Βιταμίνη Α - 325%
Βιταμίνη Ε - 1000%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 2-3 εβδομάδες. Επαναλάβετε 3-4 φορές το χρόνο σε μεσοδιαστήματα 1-2 μηνών.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Υπερευαισθησία, υπερβιταμίνωση Α και Ε, παιδική ηλικία (έως 18 ετών), εγκυμοσύνη, περίοδος γαλουχίας.
2. Με εξαιρετική προσοχή σε: θυρεοτοξίκωση, χολοκυστίτιδα, σε καταστάσεις που συνοδεύονται από αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα (CHF, χρόνια σπειραματονεφρίτιδα κ.λπ.), καθώς και σε κίρρωση του ήπατος, ιογενή ηπατίτιδα, νεφρική ανεπάρκεια, αλκοολισμό, σε μεγάλη ηλικία, με υποπροθρομβιναιμία.

Τύπος στοιχείου: λιποδιαλυτό.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: συνένζυμο Q10, σίδηρος, ψευδάργυρος, βιταμίνη C.

Αντικρουόμενα στοιχεία: αντιπηκτικά. Όταν συνδυάζεται με υδατοδιαλυτές βιταμίνες, κρατήστε ένα μεσοδιάστημα 2-3 ωρών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



ALPHA LIPOIC ACID

ΑΛΦΑ-ΛΙΠΟΪΚΟ ΟΞΥ (ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, 450 mg)

Υποστηρίζει την υγεία του καρδιαγγειακού και του ήπατος

Διαχείριση βάρους & μεταβολική υποστήριξη

Επιβραδύνει τη γήρανση

Έλεγχος σακχάρου στο αίμα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: παραβιάσεις του μεταβολισμού υδατανθράκων και λιπιδίων, οξειδωτικό στρες, κόπωση και απώλεια ενέργειας, επιβράδυνση του μεταβολισμού.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (φορέας), Μαλτοδεξτρίνη (φορέας), Άλφα-λιποϊκό οξύ, Κάψουλα Ζελατίνης, Διοξείδιο του πυριτίου (αντι-συσσωματικό παράγοντα).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
Άλφα-λιποϊκό οξύ - 100 mg

Οδηγίες χρήσης: 1 κάψουλα 1 φορά την ημέρα με τα γεύματα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα 1 φορά την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (1 ΚΑΨΟΥΛΑ):
Άλφα-λιποϊκό οξύ - 333%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) μπορεί να επαναληφθεί εάν είναι απαραίτητο.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Ατομική δυσανεξία στα συστατικά.
2. Εγκυμοσύνη, θηλασμός.

Τύπος στοιχείου: λιπαρό οξύ.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: συνένζυμο Q10, σίδηρος, ψευδάργυρος, βιταμίνη C.

Στοιχεία σύγκρουσης: φάρμακα για τη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, σίδηρος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



ARTHRO ACTIVE

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ, 450 mg)

Ανάρρωση τενόντων και συνδέσμων μετά από τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση

Βελτιώνει την κινητικότητα των αρθρώσεων

Υποστηρίζει την αποκατάσταση του χόνδρου

Ενισχύει τον οστικό ιστό

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ενόχληση και πόνος στις αρθρώσεις, δυσκαμψία κινήσεων, καταστροφή χόνδρινων ιστών.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μεθυλοσουλφονυλομεθάνιο, Υδρολυμένο κολλαγόνο ψαριών, Κέλυφος κάψουλας (ζελατίνη), L - ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), ασταξανθίνη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
• Μεθυλοσουλφονυλομεθάνιο - 250 mg
• Κολλαγόνο - 167,5 mg
• Βιταμίνη C - 22,5 mg
• Ασταξανθίνη - 0,5 mg

Οδηγίες χρήσης: 2 κάψουλες 2 φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια των γευμάτων, ξεπλυμένες με νερό.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 4 κάψουλες την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ **(4 ΚΑΨΟΥΛΕΣ):**
• Μεθυλοσουλφονυλομεθάνιο - δεν έχει καθιερωθεί.
• Κολλαγόνο - δεν έχει συσταθεί.
• Βιταμίνη C - 90%
• Ασταξανθίνη - 100%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) Εάν είναι απαραίτητο, η λήψη μπορεί να επαναληφθεί σε 3-4 εβδομάδες.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 80.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Ατομική δυσανεξία στα συστατικά.
2. Εγκυμοσύνη, θηλασμός.

ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
• Το μεθυλσουλφονυλομεθάνιο είναι μια φυσική οργανική ουσία που περιέχει θείο.
• Το κολλαγόνο είναι υδατοδιαλυτό.
• Η βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή.
• Η ασταξανθίνη είναι λιποδιαλυτή.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: ωμέγα-3, βιταμίνη D, ασβέστιο

Αντικρουόμενα στοιχεία: αντιπηκτικά. Το συμπλήρωμα απορροφάται λιγότερο καλά όταν λαμβάνεται μαζί με ΜΣΑΦ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



B-COMPLEX

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Β (ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ, 360 mg)

Υποστηρίζει τον ενεργειακό μεταβολισμό

Υποστήριξη νευρικού συστήματος

Υγιή μαλλιά, δέρμα & νύχια

Υποστηρίζει την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: κόπωση, αδυναμία, μούδιασμα των άκρων, άγχος, προβλήματα με το δέρμα, τα μαλλιά και τους βλεννογόνους.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (φορέας), Κέλυφος κάψουλας (ζελατίνη), Βιταμίνη Β8 (ινοσιτόλη), Βιταμίνη Β3 (νικοταμίδη), Βιταμίνη Β5 (D-παντοθενικό ασβέστιο), Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη), Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη), Βιταμίνη Β1 (υδροχλωρική θειαμίνη), Βιταμίνη Β12 (κυανοκοβαλαμίνη), Βιταμίνη Β9 (φολικό οξύ), Βιταμίνη Β7 (βιοτίνη).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
- Βιταμίνη Β8 - 50 mg
- Βιταμίνη Β3 - 30 mg
- Βιταμίνη Β5 - 8 mg
- Βιταμίνη Β2 - 4 mg
- Βιταμίνη Β6 - 4 mg
- Βιταμίνη Β1 - 3 mg
- Βιταμίνη Β9 - 0,4 mg

Βιταμίνη Β7 - 0,15 mg
- Βιταμίνη Β12 - 0,002 mg

Οδηγίες χρήσης: 1 κάψουλα 1 φορά την ημέρα με τα γεύματα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα 1 φορά την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ **(1 ΚΑΨΟΥΛΑ):**
Βιταμίνη Β8 - 10%
Βιταμίνη Β3 - 166,7%
Βιταμίνη Β5 - 133,3%
Βιταμίνη Β2 - 250%
Βιταμίνη Β6 - 200%
Βιταμίνη Β1 - 214%
Βιταμίνη Β9 - 200%
Βιταμίνη Β7 - 300%
Βιταμίνη Β12 - 200%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) μπορεί να επαναληφθεί εάν είναι απαραίτητο.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Ατομική δυσανεξία στα συστατικά.
2. Εγκυμοσύνη, θηλασμός.

Τύπος στοιχείου: υδατοδιαλυτό.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: μαγνήσιο, βιταμίνη C, ψευδάργυρος, σίδηρος, ασβέστιο, προβιοτικά.

Συγκρουόμενα στοιχεία: καφεΐνη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



BIOTIN

ΒΙΟΤΙΝΗ (ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ, 385 mg)

Διεγείρει την ανάπτυξη των μαλλιών

Δυναμώνει το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια

Βοηθά στη διατήρηση σταθερού σακχάρου στο αίμα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: αραίωση και τριχόπτωση, ευθραυστότητα και στρωματοποίηση των νυχιών, ξηρότητα, ξεφλούδισμα του δέρματος.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (φορέας), Κάψουλα Ζελατίνης (Ζελατίνη, Οξείδιο του ψευδαργύρου - Χρώμα), Βιοτίνη (βιταμίνη B7), Στεατικό ασβέστιο (αντι-συσσωματικό παράγοντα).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
Βιοτίνη (βιταμίνη B7) - 5000 mcg

Οδηγίες χρήσης: 1 κάψουλα 1 φορά την ημέρα με τα γεύματα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα 1 φορά την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (1 ΚΑΨΟΥΛΑ):
Βιοτίνη (βιταμίνη B7) - 10000%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) μπορεί να επαναληφθεί εάν είναι απαραίτητο.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αυξημένη ευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος.
2. Εγκυμοσύνη, περίοδος θηλασμού.
3. Νεφρική ανεπάρκεια.

Τύπος στοιχείου: υδατοδιαλυτό.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: βιταμίνες B, ψευδάργυρος, σελήνιο, μαγνήσιο.

Σύγκρουση: Υψηλές δόσεις βιταμίνης C.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



CHLOROPHYLL

ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ (ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ, 500 ml)

Αντιβακτηριδιακό αποτέλεσμα

Υποστηρίζει την ανοσία

Υποστηρίζει την πεπτική λειτουργία

Αναζωογόνηση & αποτοξίνωση

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: παραβίαση του γαστρεντερικού σωλήνα, παραβίαση της ανοσίας.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Καθαρισμένο νερό, Φυτική γλυκερίνη (πηκτικό), Tween 60 (Γαλακτωματοποιητής), Συμπλέγματα χαλκού χλωροφυλλινών (φυσικός χρωματισμός τροφίμων), Σορβικό κάλιο (συντηρητικό), Φυσικό έλαιο μέντας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΜΕΡΙΣ (15 ml):
- **Χλωροφύλλη - 50 mg**
- **Χαλκός - 2 mg**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: μια κουταλιά της σούπας (15 ml), αραιωμένη σε 100 ml νερό ή χυμό, 1 φορά την ημέρα 30 λεπτά πριν από τα γεύματα. Ανακινήστε τη φιάλη πριν τη χρήση.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 μερίδα (15 ml) 1 φορά την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (15 ml):
- **Χλωροφύλλη - 50%**
- **Χαλκός - 200%**

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) μπορεί να επαναληφθεί εάν είναι απαραίτητο.

ΤΟΜΟΣ: 500 ml.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αυξημένη ευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος.
2. Εγκυμοσύνη, περίοδος θηλασμού.
3. Ασθένειες που σχετίζονται με περίσσεια χαλκού στο σώμα.

Τύπος στοιχείου: υδατοδιαλυτό.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: βιταμίνες B, βιταμίνη C, προβιοτικά.

Συγκρουόμενα στοιχεία: ασβέστιο, υψηλές δόσεις σιδήρου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



CHROMIUM PICOLINATE

ΠΙΚΟΛΙΝΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟ (ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, 410 mg)

Μειώνει την επιθυμία για ζάχαρη

Βάρος και μεταβολική υποστήριξη

Βιταμίνη C για βέλτιστη απορρόφηση

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: παραβιάσεις του μεταβολισμού των υδατανθράκων και των λιπιδίων, καθυστερημένος μεταβολισμός, διαταραχές του ήπατος, αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (φορέας), Κάψουλα κυτταρίνης (υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη), L - ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), Πικολινικό χρώμιο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
• Βιταμίνη C - 60 mg
• Χρώμιο (III) - 250 μg

Οδηγίες χρήσης: 1 κάψουλα 1 φορά την ημέρα το πρωί με φαγητό, ξεπλυμένη με νερό.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (1 ΚΑΨΟΥΛΑ):
• **Βιταμίνη C - 100%**
• **Χρώμιο (III) - 500%**

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) μπορεί να επαναληφθεί εάν είναι απαραίτητο.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Ατομική δυσανεξία στα συστατικά.
2. Εγκυμοσύνη, περίοδος θηλασμού.
3. Το προϊόν δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 18 ετών.

ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
Το χρώμιο είναι ορυκτό.
• Η βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: άλφα-λιποϊκό οξύ, συνένζυμο Q10, βιταμίνες B, ωμέγα-3, μαγνήσιο.

ΣΥΓΚΡΟΥΜΕΝΑ Στοιχεία: φάρμακα για τη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, αντιπηκτικά, υποτασικά φάρμακα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



COENZYME Q10 — 100 MG

COENZYME Q10, 100 mg (ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ, 450 mg)

Επιβραδύνει τη γήρανση

Δυναμώνει το σώμα

Υποστηρίζει την αναγέννηση και την επούλωση

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία, μειωμένη ανοχή σε φορτία, μυϊκή αδυναμία, αυξημένη κόπωση, μειωμένη απόδοση.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη (φορέας), Ubiquinone (συνένζυμο Q10), Κάψουλα (ζελατίνη, καθαρισμένο πόσιμο νερό).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
Συνένζυμο Q10 - 100 mg

Οδηγίες χρήσης: Κατά προτίμηση το πρωί κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Η λήψη του συνενζύμου Q10 μαζί με λιπαρές τροφές μπορεί να ενισχύσει την απορρόφησή του.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα 1 φορά την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (1 ΚΑΨΟΥΛΑ):
Συνένζυμο Q10 - 333%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) Επαναλάβετε 3-4 φορές το χρόνο σε μεσοδιαστήματα 1-2 μηνών.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αυξημένη ευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος.
2. Εγκυμοσύνη, περίοδος θηλασμού.
3. Έλκος στομάχου, γαστρίτιδα με υψηλή οξύτητα.
4. Το συνένζυμο Q10 είναι σε θέση να μειώσει τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, συνιστάται να χρησιμοποιείται με προσοχή σε υποτασικούς ασθενείς. Αυτή η ουσία μπορεί να μειώσει την ήδη χαμηλή πίεση.

Τύπος στοιχείου: λιποδιαλυτό.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: βιταμίνες C, E, Ωμέγα-3, άλφα-λιποϊκό οξύ και καρνιτίνη.

Στοιχεία σύγκρουσης: Τα αντιπηκτικά, τα αντιυπερτασικά φάρμακα, ορισμένα φάρμακα για τον διαβήτη και η μείωση της χοληστερόλης σε συνδυασμό με το συνένζυμο Q10 μπορεί να προκαλέσουν έντονο μυϊκό πόνο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



GINSENG

NEOVITIN FORTE (ΔΙΣΚΙΑ, 750 mg)

Υποστηρίζει την ανοσία

Υποστηρίζει την υγεία των ανδρών

Υποστηρίζει τη λειτουργία και την απόδοση του εγκεφάλου

Διεγείρει την παραγωγή αντιοξειδωτικών ενζύμων

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία, αυξημένη κόπωση, μειωμένη αποτελεσματικότητα, πρόληψη υπότασης, μειωμένη ανοσία.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (πληρωτικό), Εκχύλισμα τζίνσενγκ, Στεατικό ασβέστιο φυτικής προέλευσης (αντι-συσσωματικό παράγοντα), Ρουτίνη (Βιταμίνη P), Νικοτιναμίδη (βιταμίνη PP), Βιομάζα τζίνσενγκ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΔΙΣΚΙΟ:
- **Παναξοσίδη - 3 mg**
- **Ρουτίνη - 2 mg**
- **Νικοτιναμίδη - 2 mg**

Οδηγίες χρήσης: 1 ταμπλέτα 3 φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια των γευμάτων, μην λαμβάνεται το βράδυ.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 ταμπλέτα 3 φορές την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (3 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ):
Panaxoside - δεν έχει καθιερωθεί.
- **Ρουτίνη - 23%**
- **Νικοτιναμίδη - 30%**

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 2-3 εβδομάδες, αν χρειαστεί, επαναλάβετε σε 1 μήνα.

ΤΑΜΠΛΕΤ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 90 μονάδες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αυξημένη ευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος.
2. Εγκυμοσύνη, περίοδος θηλασμού.
3. Λήψη το βράδυ.
4. Αυξημένη νευρική διεγερσιμότητα, αϋπνία.
5. Αυξημένη αρτηριακή πίεση, καρδιακές διαταραχές.
6. Σοβαρή αθηροσκλήρωση.
7. Νεφρική ανεπάρκεια.

Τύπος στοιχείου: Κυτταρική καλλιέργεια Ginseng.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: βιταμίνες C, E.

ΣΥΓΚΡΟΥΜΕΝΑ Στοιχεία: αντιπηκτικά, υποτασικά φάρμακα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 3 χρόνια.



GLUCOSAMINE

ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΗ ΜΕ ΧΟΝΔΡΟΙΤΙΝΗ (ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ, 1100 mg)

Μειώνει τη φλεγμονή των αρθρώσεων

Βελτιώνει την ευελιξία και την κινητικότητα των αρθρώσεων

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ενόχληση και πόνος στις αρθρώσεις, δυσκαμψία κινήσεων.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Υδροχλωρική γλυκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Κέλυφος κάψουλας (ζελατίνη, διοξείδιο του τιτανίου (χρωστική ουσία)), Στεατικό μαγνήσιο (αντι-συσσωματικό παράγοντα).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
- **Γλυκοζαμίνη - 465 mg**
- **Χονδροϊτίνη - 360 mg**

Οδηγίες χρήσης: κατά τη διάρκεια των γευμάτων, πλύσιμο με νερό.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα 3 φορές την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (3 ΚΑΨΟΥΛΕΣ):
- **Γλυκοζαμίνη - 199%**
- **Χονδροϊτίνη - 180%**

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) Το μάθημα μπορεί να επαναληφθεί μετά από διάλειμμα 2 εβδομάδων.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Υπερευαισθησία στα κύρια και βοηθητικά συστατικά του προϊόντος.
2. Το φάρμακο δεν πρέπει να συνταγογραφείται σε ασθενείς που υποφέρουν από αλλεργίες στα οστρακοειδή, καθώς η δραστική ουσία (γλυκοζαμίνη) λαμβάνεται από οστρακοειδή και καρκινοειδή.
3. Παιδική ηλικία.
4. Περίοδος εγκυμοσύνης και γαλουχίας.

Τύπος στοιχείου: υδατοδιαλυτό.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: ωμέγα-3, βιταμίνη D, ασβέστιο.

Συγκρουόμενα στοιχεία: αντιπηκτικά, η γλυκοζαμίνη απορροφάται χειρότερα όταν λαμβάνεται με ΜΣΑΦ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 3 χρόνια



IRON CHELATE

ΧΗΛΙΩΜΕΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (20 ΑΝΑΒΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΑ ΣΩΛΗΝΑ, 3,8 G)

Μειώνει την κούραση και ενισχύει την απόδοση

Υποστηρίζει τη δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος

Διατηρεί φυσιολογικά επίπεδα σιδήρου, φερριτίνης & αιμοσφαιρίνης

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: αδυναμία, υπνηλία, αυξημένη κόπωση, μειωμένη όρεξη.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: γλυκόζης, Κιτρικό οξύ άνυδρο (ρυθμιστής οξύτητας), Διττανθρακικό νάτριο (ρυθμιστής οξύτητας), Δισγλυκινικός σίδηρος, Φυσικό άρωμα μήλου, Πολυαιθυλενογλυκόλη (σταθεροποιητής), Ασπαρτάμη (γλυκαντικό). Περιέχει Πηγή Φαινυλαλανίνης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΔΙΣΚΙΟ:
Σίδηρος - 14 mg

Οδηγίες χρήσης: το πρωί με άδειο στομάχι ή το μεσημεριανό, ξεπλυμένο με νερό, χυμό μήλου ή πορτοκαλιού.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 ταμπλέτα 1 φορά την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (1 ΤΑΜΠΛΕΤ):
Σίδηρος - 100%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) Επαναλάβετε 3-4 φορές το χρόνο σε μεσοδιαστήματα 1-2 μηνών.

ΤΑΜΠΛΕΤ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 20 τεμάχια.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αναιμία που δεν οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου.
2. Σημάδια υπερφόρτωσης σιδήρου (αιμοσιδήρωση, αιμοχρωμάτωση).
3. Παραβίαση της διαδικασίας αξιοποίησης του σιδήρου.
4. Ι τρίμηνο εγκυμοσύνης.
5. αυξημένη ευαισθησία στη δραστική ουσία.

Τύπος στοιχείου: ορυκτό.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: βιταμίνες A, B3, C, χαλκός, φολικό οξύ.

Αντικρουόμενα στοιχεία: ψευδάργυρος, μαγνήσιο, χρώμιο, ασβέστιο, βιταμίνη E.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



IRON CHELATE BISGLYCINATE

ΧΗΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, 450 mg)

Μειώνει την κούραση και ενισχύει την απόδοση

Υποστηρίζει τη δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος

Διατηρεί φυσιολογικά επίπεδα σιδήρου, φερριτίνης & αιμοσφαιρίνης

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: αδυναμία, υπνηλία, αυξημένη κόπωση, μειωμένη όρεξη.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (φορέας), Δισγλυκινικός σίδηρος, ζελατίνη, Ασκορβικό οξύ (Βιταμίνη C), Γλυκονικός Χαλκός, Διοξείδιο του πυριτίου (αντι-συσσωματικό παράγοντα), Κυανοκοβαλαμίνη (Βιταμίνη B12).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
• Σίδηρος - 14 mg
• Χαλκός - 1,5 mg
• Βιταμίνη C - 60 mg
Βιταμίνη B12 - 4,5 mcg

Οδηγίες χρήσης: το πρωί.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: άνδρες 1 κάψουλα την ημέρα, γυναίκες 2 κάψουλες την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ **(1 ΚΑΨΟΥΛΑ):**
1 κάψουλα
• Σίδηρος - 143%
• Χαλκός - 150%
• Βιταμίνη C - 100%
Βιταμίνη B12 - 450% 2 κάψουλες
• Σίδηρος - 286%
• Χαλκός - 300%
Βιταμίνη C - 200%
Βιταμίνη B12 - 900%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) Επαναλάβετε 3-4 φορές το χρόνο σε μεσοδιαστήματα 1-2 μηνών.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αναιμία που δεν οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου.
2. Σημάδια υπερφόρτωσης σιδήρου (αιμοσιδήρωση, αιμοχρωμάτωση).
3. Παραβίαση της διαδικασίας αξιοποίησης του σιδήρου.
4. Ι τρίμηνο εγκυμοσύνης.
5. αυξημένη ευαισθησία στη δραστική ουσία.

Τύπος στοιχείων: βιταμίνες και μέταλλα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 3 χρόνια.



KELP SEA IODINE

ΙΩΔΙΟ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΕΛΠΑ (ΤΑΜΠΛΙΑ, 700 mg)

Ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος

Αντιοξειδωτική δράση

Υποστηρίζει την αναγέννηση των ιστών

Υποστηρίζει την παραγωγή ορμονών φύλου

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία, μειωμένη ανοσία, ορμονικές διαταραχές.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: L - τυροσίνη, Αποξηραμένα φύκια (σκόνη), Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (E460i, φορέας), Σελενομεθειονίνη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΔΙΣΚΙΟ:
• Ιώδιο - 400 μg
• Τυροσίνη - 330-380 mg
• Σελήνιο - 65 μg

Οδηγίες χρήσης: 1 ταμπλέτα 2 φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 ταμπλέτα 2 φορές την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ **(2 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ):**
• Ιώδιο - 533%
• Τυροσίνη - 15,7-17,3%
Σελήνιο - 173% για τους άνδρες, 236% για τις γυναίκες

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) μπορεί να συνεχιστεί εάν είναι απαραίτητο.

ΤΑΜΠΛΕΤ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αυξημένη ευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος.
2. Εγκυμοσύνη, περίοδος θηλασμού.
3. Καταστάσεις στις οποίες αντενδείκνυνται τα ιωδιούχα σκευάσματα.
4. Υπερθυρεοειδισμός.
5. Υποξεία θυρεοειδίτιδα.
6. Νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια.

Τύπος στοιχείου: μικροθρεπτικό συστατικό.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: βιταμίνες Β, μαγνήσιο, ψευδάργυρος.

Στοιχεία Σύγκρουσης: Αντιοξειδωτικά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



KRILL OIL

ΛΑΔΙ ΚΡΙΛ (ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, 700 mg)

Υγιές δέρμα, νύχια & μαλλιά

Υποστηρίζει τη λειτουργία του εγκεφάλου

Υγεία καρδιάς και αγγείων

Υποστηρίζει την ανοσία

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: εύθραυστα νύχια και μαλλιά, θαμπό δέρμα, κόπωση, μειωμένη ανοσία, επιδείνωση της προσοχής και της μνήμης.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Λάδι κριλ Ατλαντικού, Κέλυφος (βοδινό κρέας ζελατίνης, γλυκερίνη που συγκρατεί την υγρασία, κεκαθαρμένο νερό).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
• Έλαιο κριλ - 500 mg
• EPA - 60 mg
• DHA - 30 mg
• Ασταξανθίνη - 150 μg
• Φωσφολιπίδια - 100 mg

Οδηγίες χρήσης: 1 κάψουλα 3 φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα 3 φορές την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ **(3 ΚΑΨΟΥΛΕΣ):**
Λάδι κριλ - δεν έχει καθιερωθεί.
• EPA - 30%
• DHA - 12,9%
• Ασταξανθίνη - 22,5%
• Φωσφολιπίδια - 4,3%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) μπορεί να επαναληφθεί εάν είναι απαραίτητο.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 90 μονάδες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αλλεργικές αντιδράσεις στα θαλασσινά.
2. Παιδιά κάτω των 3 ετών.
3. Ατομική δυσανεξία στις ουσίες που απαρτίζουν το προϊόν.
4. Αιμορραγία ή διαταραχή της πήξης του αίματος.
5. Βρογχικό άσθμα.

6. Ηπατική νόσο.
7. Διάφορες παθολογίες του γαστρεντερικού σωλήνα στην οξεία ή χρόνια περίοδο.
8. Μετεγχειρητικός χρόνος.
9. Όσοι υποβάλλονται σε περίοδο αποκατάστασης μετά το χειρουργείο ή έχουν τραυματισμούς διαφορετικής αιτιολογίας, συνιστάται να συμβουλευτούν γιατρό πριν ξεκινήσουν ή συνεχίσουν να παίρνουν λάδι κριλ.

ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: PUFA.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: κολλαγόνο, ασβέστιο, μαγνήσιο, συνένζυμο Q10, λεκιθίνη, βιταμίνες A, E, B, C, D.

Στοιχεία Σύγκρουσης: μειώνει τη βιοδιαθεσιμότητα σιδήρου, χαλκού και ψευδαργύρου, λάβετε με διαφορά 2-3 ωρών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



L-CARNITINE

L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ (ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ, 840 mg)

Μειώνει την κούραση

Βελτιώνει το μεταβολισμό

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ταχεία κόπωση, μειωμένη αποτελεσματικότητα, υπέρβαρο, δύσκολη ανάρρωση μετά από σωματική καταπόνηση.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Τρυγική L-Καρνιτίνη, Κέλυφος (ζελατίνη, χρωστικές τροφίμων (διοξείδιο του τιτανίου)), Στεατικό μαγνήσιο (αντι-συσσωματικό παράγοντα).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
L - καρνιτίνη - 540 mg

Οδηγίες χρήσης: το πρωί με άδειο στομάχι, ξεπλυθείτε με ζεστό ή κρύο νερό.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα 1 φορά την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (1 ΚΑΨΟΥΛΑ):
L - καρνιτίνη - 180%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 4-6 εβδομάδες. Το μάθημα μπορεί να επαναληφθεί μετά από διάλειμμα 2-8 εβδομάδων.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αυξημένη ευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος.
2. Εγκυμοσύνη, περίοδος θηλασμού.
3. Υποθυρεοειδισμός.

Τύπος στοιχείου: αμινοξύ.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: ωμέγα-3.

Συγκρουόμενα στοιχεία: Αντιπηκτικά, υψηλές δόσεις ασβεστίου και σιδήρου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 3 χρόνια.



LIPOSOMAL VITAMIN C

ΛΙΠΟΣΩΜΙΚΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ, 700 mg)

Υποστηρίζει την ανοσία

Αντιοξειδωτική δράση

Υποστηρίζει κανονικές οξειδωτικές διεργασίες

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: μειωμένη αποτελεσματικότητα, λήθαργος, αδυναμία, υπνηλία, μειωμένη αντοχή στις λοιμώξεις, επιβράδυνση της ανάρρωσης σε διάφορες ασθένειες.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ασκορβικό νάτριο (E301), Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (E460i, φορέας), Ρουτίνη (εκχύλισμα Ιαπωνικής Sophora (Latin Sophorae Japonica), Στεατικό Ασβέστιο (E470a, σταθεροποιητής), Λιποσωματική Βιταμίνη C σε σκόνη, Κάψουλα (υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη (E464, πυκνωτικό) ή ζελατίνη).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
- **Βιταμίνη C - 500 mg**
- **Ρουτίνη - 25 mg**

Οδηγίες χρήσης: 1 κάψουλα 1 φορά την ημέρα κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα 1 φορά την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (1 ΚΑΨΟΥΛΑ):
- **Βιταμίνη C - 833 τοις εκατό**
- **Ρουτίνη - 83%**

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) μπορεί να συνεχιστεί εάν είναι απαραίτητο.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αυξημένη ευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος.
2. Νεφρολιθίαση.
3. αιμοχρωμάτωση (υπερβολικό σίδηρο).
4. Δεν πρέπει να συνταγογραφούνται μεγάλες δόσεις σε ασθενείς με αυξημένη πήξη του αίματος, θρομβοφλεβίτιδα και τάση για θρόμβωση, καθώς και σε σακχαρώδη διαβήτη και καταστάσεις που συνοδεύονται από υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Τύπος στοιχείου: υδατοδιαλυτό.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: βιταμίνες A, E, B5, B9.

Συγκρουόμενα στοιχεία: βιταμίνες B1, B12, χαλκός.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



MAGNESIUM CHELATE + B6

ΧΗΛΙΩΜΕΝΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ + B6 (ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ, 870 mg)

Μειώνει τη διεγερσιμότητα του νευρικού συστήματος

Βοηθά στην πρόληψη μυϊκών σπασμών

Υποστηρίζει τη φυσιολογική καρδιαγγειακή λειτουργία

Ενισχύει την αντοχή και την απόδοση

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: αυξημένη ευερεθιστότητα, εξασθένηση της μνήμης, διαταραχές ύπνου, σπασμοί, μυϊκή αδυναμία, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, ζάλη.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Δισγλυκινικό μαγνήσιο (χηλικό), Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (φορέας), Κάψουλα Ζελατίνης, Υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη B6).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
- **Μαγνήσιο - 104 mg**
- **B6 - 1,5 mg**

Οδηγίες χρήσης: 2 κάψουλες 2 φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 4 κάψουλες την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (4 ΚΑΨΟΥΛΕΣ):
Μαγνήσιο - 104%
- **B6 - 300%**

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) μπορεί να επαναληφθεί εάν είναι απαραίτητο.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 80.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Υπερευαισθησία σε δραστικές ουσίες.
2. Περίοδος εγκυμοσύνης και θηλασμού.
3. Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη από 30 ml/min).
4. Παιδιά κάτω των 6 ετών (η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια δεν έχουν τεκμηριωθεί).
5. Κληρονομική γαλακτοζαιμία, σύνδρομο δυσαπορρόφησης γλυκόζης και γαλακτόζης ή ανεπάρκεια λακτάσης (λόγω της παρουσίας λακτόζης στη σύνθεση του προϊόντος).
6. Ταυτόχρονη χορήγηση λεβοντόπα.

ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
Το μαγνήσιο είναι ένα ορυκτό.
• Η Β6 είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: βιταμίνες Β2-Β12, D.

Στοιχεία σύγκρουσης: βιταμίνες Β1, Ε, σίδηρος, φώσφορος, υψηλή δόση ασβεστίου, ορισμένα αντιβιοτικά (τετρακυκλίνη).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



MAGNESIUM 4.0

ΣΥΜΠΛΕΞΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ (ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, 876 mg)

Βαθιά χαλάρωση & υποστήριξη άγχους

Ενέργεια & μυϊκή λειτουργία

Υποστηρίζει την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία

Πεπτική υγεία & απαλός καθαρισμός

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: αυξημένη ευερεθιστότητα, εξασθένηση της μνήμης, διαταραχές ύπνου, σπασμοί, μυϊκή αδυναμία, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, ζάλη.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Κιτρικό μαγνήσιο, διγλυκινικό μαγνήσιο, Φυτική κάψουλα (φορέας υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνης), μηλικό μαγνήσιο, ταυρικό μαγνήσιο, Φρούτα ντομάτας σε σκόνη, Αλάτι μαγνησίου στεατικού οξέος (αντι-συσσωματικό παράγοντα), Πυριδοξαλ-5-φωσφορική.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
- **Μαγνήσιο - 100 mg**
- **B6 - 0,25 mg**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (mg) ΑΝΑ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ	
Κιτρικό μαγνήσιο 365	
Δισγλυκινικό μαγνήσιο 146	
Magnesium malat 110	
Ταυρικό μαγνήσιο 110	

Οδηγίες χρήσης: 1 κάψουλα 2 φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 2 κάψουλες την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (2 ΚΑΨΟΥΛΕΣ):
- **Μαγνήσιο - 50%**
- **B6 - 30%**

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) μπορεί να επαναληφθεί εάν είναι απαραίτητο.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Ατομική δυσανεξία στα συστατικά.
2. Κατά την εγκυμοσύνη ή τον θηλασμό, λαμβάνετε το συμπλήρωμα κατόπιν σύστασης και υπό την επίβλεψη γιατρού.

ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
Το μαγνήσιο είναι ένα ορυκτό.
• Η Β6 είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: βιταμίνες Β2-Β12, D.

Στοιχεία σύγκρουσης: βιταμίνες Β1, Ε, σίδηρος, φώσφορος, υψηλή δόση ασβεστίου, ορισμένα αντιβιοτικά (τετρακυκλίνη).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 3 χρόνια.



MEN'S FORMULA

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, 580 mg)

Διορθώνει τις ελλείψεις βιταμινών και μετάλλων.

Υποστηρίζει ζωτικότητα και ενέργεια

Υποστηρίζει το νευρικό σύστημα και τη γνωστική λειτουργία

Υποστηρίζει την υγεία των ανδρών

Αντιοξειδωτική προστασία & υποστήριξη του ανοσοποιητικού

Δυναμώνει οστά & δόντια

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: μειωμένη ανοσία, γενική αδυναμία, αυξημένη ευερεθιστότητα, εξασθένηση της μνήμης, διαταραχές ύπνου.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Κιτρικό μαγνήσιο, L - ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη (κάψουλα), Ανθρακικό ασβέστιο, Ινοσιτόλη, Βιοφλαβονοειδή εσπεριδοειδών, Κιτρικό κάλιο, Εκχύλισμα τζίνσενγκ, Ισοφλαβόνες σόγιας, Διοξείδιο του πυριτίου (αντι-συσσωματικό παράγοντα), Κιτρικός ψευδάργυρος, Νικοτιναμίδη (νιασίνη), Στεατικό μαγνήσιο (αντι-συσσωματικό παράγοντα), DL - άλφα-τοκοφερόλη (βιταμίνη E), Ριβοφλαβίνη (βιταμίνη B2), Υδροχλωρική θειαμίνη (βιταμίνη B1), Υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη B6), D - Παντοθενικό ασβέστιο (παντοθενικό οξύ), γλυκονικό μαγγάνιο, Γλυκονικός Χαλκός, λυκοπένιο, L-Μεθυλοφολικό ασβέστιο (Φολικό οξύ), Πικολινικό χρώμιο, D - βιοτίνη (βιταμίνη B7), Ρετινόλη (βιταμίνη A), Ιωδιούχο κάλιο, γλυκινικό μολυβδαίνιο, L - σεληνομεθειονίνη, Μεθυλοκοβαλαμίνη (βιταμίνη B12), Χοληκαλσιφερόλη (βιταμίνη D3).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:

- Βιταμίνη A - 0,055 mg
- Βιταμίνη C - 100 mg
- Βιταμίνη D3 - 0,0035 mg
- Βιταμίνη E - 3,33 mg
- Βιταμίνη B1 - 2,5 mg
- Βιταμίνη B2 - 3,0 mg

Βιταμίνη B3 - 6,67 mg

- Βιταμίνη B6 - 2,0 mg
- Φολικό οξύ - 0,3 mg
- Βιταμίνη B12 - 0,0045 mg
- Βιοτίνη - 0,075 mg
- Παντοθενικό οξύ - 2,0 mg
- Ασβέστιο - 100 mg
- Μαγνήσιο - 133,3 mg
- Ψευδάργυρος - 6,67 mg
- Σελήνιο - 0,02 mg
- Χαλκός - 0,5 mg
- Μαγγάνιο - 0,67 mg
- Χρώμιο - 0,125 mg

• Μολυβδαίνιο - 0,02 mg
• Ινοσιτόλη - 33,3 mg
• Ισοφλαβόνες σόγιας - 8,35 mg
• Λυκοπένιο - 0,33 mg

Οδηγίες χρήσης: 1 κάψουλα 2 φορές την ημέρα το πρώτο μισό της ημέρας.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 2 κάψουλες την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ
(2 ΚΑΨΟΥΛΕΣ):
• Βιταμίνη A - 14%
Βιταμίνη C - 33%
Βιταμίνη D3 - 140%
Βιταμίνη E - 66%
Βιταμίνη B1 - 357%
Βιταμίνη B2 - 375%
Βιταμίνη B3 - 74%
Βιταμίνη B6 - 200%
Φολικό οξύ - 300%
Βιταμίνη B12 - 900%
• Βιοτίνη - 300%
• Παντοθενικό οξύ - 67%
• Ασβέστιο - 20%
• Μαγνήσιο - 67%
• Ψευδάργυρος - 89%
• Σελήνιο - 57%
• Χαλκός - 100%
• Μαγγάνιο - 67%
• Χρώμιο - 500%
• Μολυβδαίνιο - 57%
• Ινοσιτόλη - 13%
• Ισοφλαβόνες σόγιας - 33%
• Λυκοπένιο - 13%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) μπορεί να επαναληφθεί εάν είναι απαραίτητο.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Ατομική δυσανεξία στα συστατικά του συμπληρώματος διατροφής.
2. Αυξημένη νευρική διεγερσιμότητα, αϋπνία.
3. Αυξημένη αρτηριακή πίεση, παραβίαση του ρυθμού της καρδιακής δραστηριότητας, σοβαρή αθηροσκλήρωση.
4. Λήψη το βράδυ.

Τύπος στοιχείων: βιταμίνες και μέταλλα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 3 χρόνια.



NMN

NMN (ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, 550 mg)

Αντιγηραντική φροντίδα

Υποστηρίζει την κυτταρική επισκευή

Διεγείρει την παραγωγή ενέργειας

Ενισχύει το μεταβολισμό

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία, έλλειψη ενέργειας και απόδοσης, καθυστερημένος μεταβολισμός.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Νικοτιναμίδιο μονονουκλεοτίδιο (NMN), Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη (κέλυφος κάψουλας), Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (φορέας), κερσετίνη, Ρεσβερατρόλη, Στεατικό μαγνήσιο (αντι-συσσωματικό παράγοντα), Βιταμίνη B12 (μεθυλοκοβαλαμίνη).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
NMN (μονονουκλεοτίδιο νικοτιναμιδίου) - 250 mg
• Κερσετίνη - 50 mg
• Ρεσβερατρόλη - 50 mg
• Βιταμίνη B12 (μεθυλοκοβαλαμίνη) - 8 μg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: κατά προτίμηση το πρωί με άδειο στομάχι (αυτό βοηθά στην αποφυγή προβλημάτων ύπνου, καθώς το συμπλήρωμα διεγείρει το ΚΝΣ και διεγείρει την παραγωγή ενέργειας).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα 1 φορά την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ **(1 ΚΑΨΟΥΛΑ):**
NMN (μονονουκλεοτίδιο νικοτιναμιδίου) - δεν έχει καθιερωθεί.
• Κερσετίνη - 167%
• Ρεσβερατρόλη - 167%
Βιταμίνη B12 (μεθυλοκοβαλαμίνη) - 800%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) μπορεί να επαναληφθεί εάν είναι απαραίτητο.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Ατομική δυσανεξία στα συστατικά.
2. Εγκυμοσύνη, περίοδος γαλουχίας.
3. Λήψη το βράδυ.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: Το συμπλήρωμα μπορεί να ληφθεί από την ηλικία των 18 ετών, αλλά γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για τον οργανισμό στην ηλικία των 35-40 ετών.

ΤΥΠΟΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ: κάψουλες HPMC.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: Συνδυάζεται με ρεσβερατρόλη, κερσετίνη, βιταμίνες Β και συνένζυμο Q10.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 3 χρόνια.



OMEGA-3 + VITAMIN D3

OMEGA-3 + D3 (ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, 700 mg)

Υποστηρίζει τη μυοσκελετική υγεία

Υποστηρίζει την ανοσία

Βελτιώνει την απόδοση

Υποστηρίζει τα φυσιολογικά επίπεδα χοληστερόλης

Υποστηρίζει τη φυσιολογική καρδιαγγειακή λειτουργία

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ξηροδερμία, μάτια, τακτική κόπωση, μειωμένη απόδοση, προβλήματα με το ανοσοποιητικό, εύθραυστα οστά, αδυναμία.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ωκεάνιο ιχθυέλαιο, Κέλυφος (ζελατίνη, πυκνωτικό γλυκερίνης, νερό), Βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη), Μικτές τοκοφερόλες (αντιοξειδωτικές).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
• PUFA Ωμέγα 3 - 450 mg
Ωμέγα 3 - 350 mg (άθροισμα EPA και DHA)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg
• Βιταμίνη D3 - 0,025 mg

Οδηγίες χρήσης: το πρώτο μισό της ημέρας, με άδειο στομάχι ή μισή ώρα μετά το γεύμα, πλύσιμο με ζεστό ή κρύο νερό.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα 1-2 φορές την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ **(1 ΚΑΨΟΥΛΑ):**
• Ωμέγα-3 PUFAs - 22,5%
• EPA - 42%
• DHA - 14,3%
Βιταμίνη D3 - 250%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) Επαναλάβετε 3-4 φορές το χρόνο σε μεσοδιαστήματα 1-2 μηνών.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αλλεργικές αντιδράσεις στα θαλασσινά.
2. Παιδιά κάτω των 3 ετών.
3. Ατομική δυσανεξία στις ουσίες που απαρτίζουν το προϊόν.

4. Αιμορραγία ή διαταραχή της πήξης του αίματος.
5. Βρογχικό άσθμα.
6. Ηπατική νόσο.
7. Διάφορες παθολογίες του γαστρεντερικού σωλήνα στην οξεία ή χρόνια περίοδο.
8. Μετεγχειρητικός χρόνος.
9. Όσοι υποβάλλονται σε περίοδο αποκατάστασης μετά το χειρουργείο ή έχουν τραυματισμούς διαφορετικής αιτιολογίας, συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν ξεκινήσετε ή συνεχίσετε την εισαγωγή.
10. Υπερβιταμίνωση με βιταμίνη D.
11. Υπερασβεστιουρία.
12. , ουρολιθίαση.
13. Σαρκοείδωση.
14. Οξείες χρόνιες παθήσεις του ήπατος και των νεφρών, νεφρική ανεπάρκεια.
15. Ενεργός μορφή πνευμονικής φυματίωσης.

Τύπος στοιχείου: PUFA + λιποδιαλυτή βιταμίνη.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: κολλαγόνο, ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορος, συνένζυμο Q10, λεκιθίνη, βιταμίνες B, C, K2.

Αντικρουόμενα στοιχεία: Τα ωμέγα-3 μειώνουν τη βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου, του χαλκού και του ψευδαργύρου, πάρτε με διαφορά 2-3 ωρών. Η βιταμίνη D3 συγκρούεται με τις βιταμίνες A, E.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



OMEGA-3 90%

ΩΜΕΓΑ-3 90% (ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, 700 mg)

Υποστηρίζει τα φυσιολογικά επίπεδα χοληστερόλης

Βελτιώνει την απόδοση

Υποστηρίζει τη φυσιολογική καρδιαγγειακή λειτουργία

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ξηροδερμία, μάτια, τακτική κόπωση, μειωμένη απόδοση, προβλήματα με το ανοσοποιητικό, αδυναμία.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ιχθυέλαιο, Κέλυφος (ζελατίνη, πυκνωτικό γλυκερίνης, νερό), Αντιοξειδωτικό μείγμα τοκοφερολών (αντιοξειδωτικό).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
• PUFA Ωμέγα 3 - 450 mg
Ωμέγα 3 - 350 mg (άθροισμα EPA και DHA)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg

Οδηγίες χρήσης: το πρώτο μισό της ημέρας, με άδειο στομάχι ή μισή ώρα μετά το γεύμα, πλύσιμο με ζεστό ή κρύο νερό.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα 1-3 φορές την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (3 ΚΑΨΟΥΛΕΣ):
• Ωμέγα-3 PUFAs - 1350%
• EPA - 750%
DHA - 300%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) Επαναλάβετε 3-4 φορές το χρόνο σε μεσοδιαστήματα 1-2 μηνών.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αλλεργικές αντιδράσεις στα θαλασσινά.
2. Παιδιά κάτω των 3 ετών.
3. Ατομική δυσανεξία στις ουσίες που απαρτίζουν το προϊόν.
4. Αιμορραγία ή διαταραχή της πήξης του αίματος.
5. Βρογχικό άσθμα.
6. Ηπατική νόσο.

7. Διάφορες παθολογίες του γαστρεντερικού σωλήνα στην οξεία ή χρόνια περίοδο.
8. Μετεγχειρητικός χρόνος.
9. Όσοι διανύουν περίοδο αποκατάστασης μετά το χειρουργείο ή έχουν τραυματισμούς διαφορετικής αιτιολογίας, συνιστάται να συμβουλευτούν γιατρό πριν ξεκινήσουν ή συνεχίσουν τη λήψη ωμέγα-3.

ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: PUFA.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: κολλαγόνο, ασβέστιο, μαγνήσιο, συνένζυμο Q10, λεκιθίνη, βιταμίνες A, E, B, C, D.

Στοιχεία Σύγκρουσης: μειώνει τη βιοδιαθεσιμότητα σιδήρου, χαλκού και ψευδαργύρου, λάβετε με διαφορά 2-3 ωρών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



OMEGA-3 60% MINI

OMEGA-3 60% (ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, 300 mg)

Καταστέλλει τις ορμόνες του στρες

Υποστηρίζει τα φυσιολογικά επίπεδα χοληστερόλης

Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ξηροδερμία, μάτια, τακτική κόπωση και αδυναμία, μειωμένη απόδοση, προβλήματα με το ανοσοποιητικό.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ιχθυέλαιο, κέλυφος (ζελατίνη, πυκνωτικό γλυκερίνης, νερό), Μικτές τοκοφερόλες (αντιοξειδωτικές).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
• PUFA Ωμέγα 3 - 300 mg
Ωμέγα 3 - 275 mg (άθροισμα EPA και DHA)
• EPA - 165 mg
DHA - 110 mg

Οδηγίες χρήσης: το πρώτο μισό της ημέρας, με άδειο στομάχι ή μισή ώρα μετά το γεύμα, πλύσιμο με ζεστό ή κρύο νερό.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 2 κάψουλες 1-3 φορές την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (2 ΚΑΨΟΥΛΕΣ):
• Ωμέγα-3 PUFAs - 30%
• EPA - 55%
DHA - 31%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) Επαναλάβετε 3-4 φορές το χρόνο σε μεσοδιαστήματα 1-2 μηνών.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αλλεργικές αντιδράσεις στα θαλασσινά.
2. Παιδιά κάτω των 3 ετών.
3. Ατομική δυσανεξία στις ουσίες που απαρτίζουν το προϊόν.
4. Αιμορραγία ή διαταραχή της πήξης του αίματος.
5. Βρογχικό άσθμα.
6. Ηπατική νόσο.

7. Διάφορες παθολογίες του γαστρεντερικού σωλήνα στην οξεία ή χρόνια περίοδο.
8. Μετεγχειρητικός χρόνος.
9. Όσοι διανύουν περίοδο αποκατάστασης μετά το χειρουργείο ή έχουν τραυματισμούς διαφορετικής αιτιολογίας, συνιστάται να συμβουλευτούν γιατρό πριν ξεκινήσουν ή συνεχίσουν τη λήψη ωμέγα-3.

ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: PUFA.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: κολλαγόνο, ασβέστιο, μαγνήσιο, συνένζυμο Q10, λεκιθίνη, βιταμίνες A, E, B, C, D.

Στοιχεία Σύγκρουσης: μειώνει τη βιοδιαθεσιμότητα σιδήρου, χαλκού και ψευδαργύρου, λάβετε με διαφορά 2-3 ωρών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



PROBIOTIC COMPLEX

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΜΑ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ (ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ, 788 mg)

Υποστηρίζει το μεταβολισμό και την παραγωγή ενέργειας

Υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα

Αντιοξειδωτική προστασία

Υποστηρίζει και αποκαθιστά την υγιή χλωρίδα του εντέρου

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: πεπτικές διαταραχές, εξασθενημένο ανοσοποιητικό, άγχος και αυξημένα φορτία, μη ισορροπημένη διατροφή.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: μαλτοδεξτρίνη, Κάψουλα ζελατίνης (ζελατίνη), L - ασκορβικό οξύ, Διγλυκινικός ψευδάργυρος, Ξηρό οξικό τοκοφερύλιο 50%, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum subsp. Longum, Bifidobacterium animalis subsp. Lactis, νικοτιναμίδη, Αλάτι μαγνησίου στεατικού οξέος (αντι-συσσωματικό παράγοντα), Παντοθενικό ασβέστιο, Υδροχλωρική πυριδοξίνη, ριβοφλαβίνη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
Lactobacillus acidophilus - $2*10^9$ CFU
Bifidobacterium longum subsp. longum - $2*10^9$ CFU
Bifidobacterium animalis subsp. lactis - $2*10^9$ CFU
- Βιταμίνη C - 45 mg
- Ψευδάργυρος - 12,3 mg
- Βιταμίνη E - 10 mg
- Βιταμίνη B3 - 18 mg
- Βιταμίνη B5 - 5 mg
- Βιταμίνη B6 - 2 mg
- Βιταμίνη B2 - 1,6 mg

Οδηγίες χρήσης: 1 κάψουλα 1 φορά την ημέρα με τα γεύματα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα 1 φορά την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ **(1 ΚΑΨΟΥΛΑ):**
- Lactobacillus acidophilus - 4000%
- Bifidobacterium longum subsp. longum - 400%
- Bifidobacterium animalis subsp. lactis - 400%
- Βιταμίνη C - 75%
- Ψευδάργυρος - 82%
- Βιταμίνη E - 100%

Βιταμίνη B3 - 100%
Βιταμίνη B5 - 83%
Βιταμίνη B6 - 100%
Βιταμίνη B2 - 100%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) μπορεί να επαναληφθεί εάν είναι απαραίτητο.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Ατομική δυσανεξία στα συστατικά.
2. Εγκυμοσύνη, θηλασμός.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 3 χρόνια.



VITAMIN C

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (20 ΑΠΟΡΡΙΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ, 3,8 G)

Υποστηρίζει την ανοσία

Αντιοξειδωτική δράση

Υποστηρίζει κανονικές οξειδωτικές διεργασίες

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: μειωμένη αποτελεσματικότητα, λήθαργος, αδυναμία, υπνηλία, μειωμένη αντοχή στις λοιμώξεις, επιβράδυνση της ανάρρωσης σε διάφορες ασθένειες.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: γλυκόζης, Βιταμίνη C (L-ασκορβικό οξύ), Ρυθμιστές οξύτητας: Διττανθρακικό νάτριο, Άνυδρο κιτρικό οξύ, Σταθεροποιητής πολυαιθυλενογλυκόλης, Φυσικό άρωμα "Πορτοκάλι", Γλυκαντικό ασπαρτάμης, Φυσικό Χρώμα: Ριβοφλαβίνη. Περιέχει Ζάχαρη και Γλυκαντικό. Περιέχει Πηγή Φαινυλαλανίνης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΔΙΣΚΙΟ:
Βιταμίνη C - 900 mg

Οδηγίες χρήσης: το πρωί 30 λεπτά πριν το πρωινό, πλύσιμο με νερό.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 τραπέζι 1 φορά την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (1 ΤΑΜΠΛΕΤ):
Βιταμίνη C - 1500%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) Επαναλάβετε 3-4 φορές το χρόνο σε μεσοδιαστήματα 1-2 μηνών.

ΤΑΜΠΛΕΤ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 20 τεμάχια.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αυξημένη ευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος.
2. Νεφρολιθίαση.
3. αιμοχρωμάτωση (υπερβολικό σίδηρο).
4. Δεν πρέπει να συνταγογραφούνται μεγάλες δόσεις σε ασθενείς με αυξημένη πήξη του αίματος, θρομβοφλεβίτιδα και τάση για θρόμβωση, καθώς και σε σακχαρώδη διαβήτη και καταστάσεις που συνοδεύονται από υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Τύπος στοιχείου: υδατοδιαλυτό.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: βιταμίνες A, E, B5, B9.

Συγκρουόμενα στοιχεία: βιταμίνες B1, B12, χαλκός.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



VITAMIN D3

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 2000 IU (ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, 700 mg)

Υποστηρίζει την ανοσία

Υποστηρίζει τη μυοσκελετική υγεία

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: εύθραυστα οστά, οστεοπόρωση, μειωμένη ανοσία.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Φυτικό λάδι (ελαιόλαδο), Κέλυφος (ζελατίνη, γλυκερίνη (πηκτικό), νερό), Βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη), Μίγμα τοκοφερολών (αντιοξειδωτικό).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
Βιταμίνη D3 - 50 mcg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: κατά προτίμηση το πρωί με ένα γεύμα, ξεπλυμένο με ζεστό ή κρύο νερό.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (1 ΚΑΨΟΥΛΑ):
Βιταμίνη D3 - 500%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 2-3 μήνες (8-12 εβδομάδες) Επαναλάβετε σε διαστήματα 6-12 μηνών.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 90 μονάδες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αυξημένη ευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος.
2. Υπερβιταμίνωση με βιταμίνη D.
3. Υπερασβεστιουρία.
4. Λίθοι του ουροποιητικού.
5. Σαρκοείδωση.
6. Οξείες χρόνιες παθήσεις του ήπατος και των νεφρών, νεφρική ανεπάρκεια.
7. Ενεργός μορφή πνευμονικής φυματίωσης.

Τύπος στοιχείου: λιποδιαλυτό.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: ασβέστιο (λάβετε σε συνδυασμό με D3 με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 2 ωρών), φώσφορος, μαγνήσιο, ωμέγα-3, βιταμίνη K2.

Συγκρουόμενα στοιχεία: σίδηρος, βιταμίνες A, E.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 3 χρόνια.



VITAMIN D3 SPRAY

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 2000 IU (ΣΠΡΕΪ, 30 ml)

Υποστηρίζει την ανοσία

Υποστηρίζει τη μυοσκελετική υγεία

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: εύθραυστα οστά, οστεοπόρωση, μειωμένη ανοσία.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Εξευγενισμένο φυτικό έλαιο, Φυσικό άρωμα, Χοληκαλσιφερόλη (βιταμίνη D3).

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΤΥΠΟ:
Βιταμίνη D3 - 50 mcg

Οδηγίες χρήσης: ανακινήστε τη φιάλη πριν τη χρήση. Λαμβάνετε 1 δόση (1 πίεση της κεφαλής του διανομέα) την ημέρα κάτω από τη γλώσσα κατά τη διάρκεια ενός γεύματος, κατά προτίμηση το πρωί.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 βρύση την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (1 ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΔΟΜΟΤΗΤΑΣ):
Βιταμίνη D3 - 1000%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1-2 μήνες (4-8 εβδομάδες), εάν είναι απαραίτητο, η λήψη μπορεί να επαναληφθεί.

ΤΟΜΟΣ: 30 ml.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αυξημένη ευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος.
2. Υπερβιταμίνωση με βιταμίνη D.
3. Υπερασβεστιουρία.
4. Λίθοι του ουροποιητικού.
5. Σαρκοείδωση.
6. Οξείες χρόνιες παθήσεις του ήπατος και των νεφρών, νεφρική ανεπάρκεια.
7. Ενεργός μορφή πνευμονικής φυματίωσης.
8. Ατομική δυσανεξία συστατικών.

Τύπος στοιχείου: λιποδιαλυτό.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: ασβέστιο (λάβετε σε συνδυασμό με D3 με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 2 ωρών), φώσφορος, μαγνήσιο, ωμέγα-3, βιταμίνη K2.

Συγκρουόμενα στοιχεία: σίδηρος, βιταμίνες A, E.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



WOMEN'S FORMULA

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΩΝ (ΚΑΨΟΥΛΕΣ κυτταρίνης, 580 mg)

Διορθώνει τις ελλείψεις βιταμινών και μετάλλων.

Βελτιώνει το μεταβολισμό

Υποστηρίζει την ορμονική ισορροπία και την υγεία της γυναίκας

Δυναμώνει οστά & δόντια

Διατηρεί υγιές δέρμα, μαλλιά και νύχια

Υποστηρίζει το νευρικό σύστημα και μειώνει το στρες

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: μειωμένη ανοσία, γενική αδυναμία, αυξημένη ευερεθιστότητα, εξασθένηση της μνήμης, διαταραχές ύπνου.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ανθρακικό ασβέστιο, Σύνθεση κάψουλας: Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη (Κέλυφος), Κιτρικό μαγνήσιο, L - ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), Κιτρικό κάλιο, Ινοσιτόλη, Βιοφλαβονοειδή εσπεριδοειδών, Διτρυγική χολίνη (χολίνη), Εκχύλισμα Αμερικανικού Τζίνσενγκ, Εκχύλισμα γαϊδουράγκαθου, Εκχύλισμα ρίζας Αγγελικής, Εκχύλισμα Bearberry, Διοξείδιο του πυριτίου (αντι-συσσωματικό παράγοντα), Νικοτιναμίδη (νιασίνη), Δισγλυκινικός σίδηρος, Κιτρικός ψευδάργυρος, Στεατικό μαγνήσιο (αντι-συσσωματικό παράγοντα), DL - άλφα-τοκοφερόλη (βιταμίνη E), D - Παντοθενικό ασβέστιο (παντοθενικό οξύ), Υδροχλωρική θειαμίνη (βιταμίνη B1), Ριβοφλαβίνη (βιταμίνη B2), Υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη B6), γλυκονικό μαγγάνιο, Γλυκονικός Χαλκός, Ρετινόλη (βιταμίνη A), Πικολινικό χρώμιο, L-Μεθυλοφολικό ασβέστιο (Φολικό οξύ), Ιωδιούχο κάλιο, L - σεληνομεθειονίνη, D - βιοτίνη (βιοτίνη), γλυκινικό μολυβδαίνιο, Μενακινόνη (βιταμίνη K2), Χοληκαλσιφερόλη (βιταμίνη D3), Μεθυλοκοβαλαμίνη (βιταμίνη B12).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:

- Βιταμίνη A - 0,1 mg
- Βιταμίνη C - 80 mg
- Βιταμίνη D3 - 0,003 mg
- Βιταμίνη E - 3,33 mg

Βιταμίνη B1 - 1,0 mg
Βιταμίνη B2 - 1,0 mg

- Βιταμίνη B3 - 6,5 mg
- Βιταμίνη B6 - 1,0 mg
- Φολικό οξύ - 0,05 mg
- Βιταμίνη B12 - 0,003 mg
- Βιοτίνη - 0,015 mg
- Παντοθενικό οξύ - 2,0 mg
- Χολίνη - 30,0 mg
- Ασβέστιο - 100,0 mg
- Σίδηρος - 6,0 mg
- Ιώδιο - 0,05 mg
- Μαγνήσιο - 100,0 mg

• Ψευδάργυρος - 5,0 mg
• Σελήνιο - 0,02 mg
• Χαλκός - 0,5 mg
• Μαγγάνιο - 0,65 mg
• Χρώμιο - 0,05 mg
• Μολυβδαίνιο - 0,015 mg
• Ινοσιτόλη - 30,0 mg

Οδηγίες χρήσης: 1 κάψουλα 2 φορές την ημέρα το πρώτο μισό της ημέρας.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 2 κάψουλες την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ **(2 ΚΑΨΟΥΛΕΣ):**
• Βιταμίνη A - 25%
Βιταμίνη C - 267%
Βιταμίνη D3 - 120%
Βιταμίνη E - 67%
Βιταμίνη B1 - 143%
Βιταμίνη B2 - 125%
Βιταμίνη B3 - 72%
Βιταμίνη B6 - 100%
• Φολικό οξύ - 50%
Βιταμίνη B12 - 600%
• Βιοτίνη - 60%
• Παντοθενικό οξύ - 67%
• Χολίνη - 12%
• Ασβέστιο - 20%
• Σίδηρος - 86%
• Ιώδιο - 67%
• Μαγνήσιο - 50%
• Ψευδάργυρος - 67%
• Σελήνιο - 57%
• Χαλκός - 100%
• Μαγγάνιο - 65%
• Χρώμιο - 200%
• Μολυβδαίνιο - 43%
• Ινοσιτόλη - 12%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) μπορεί να επαναληφθεί εάν είναι απαραίτητο.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Ατομική δυσανεξία στα συστατικά του συμπληρώματος διατροφής.
2. Αυξημένη νευρική διεγερσιμότητα, αϋπνία.
3. Αυξημένη αρτηριακή πίεση, παραβίαση του ρυθμού της καρδιακής δραστηριότητας, σοβαρή αθηροσκλήρωση.
4. Λήψη το βράδυ.
5. Κατά την εγκυμοσύνη ή τον θηλασμό, λαμβάνετε το συμπλήρωμα κατόπιν σύστασης και υπό την επίβλεψη γιατρού.

Τύπος στοιχείων: βιταμίνες και μέταλλα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 3 χρόνια.



ZINC PICOLINATE

PICOLINATE ZINC (ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ, 350 mg)

Ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος

Υποστηρίζει την παραγωγή ορμονών φύλου

Ενισχύει το καρδιαγγειακό σύστημα

Υποστηρίζει την αναγέννηση των ιστών

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: μειωμένη ανοσία, λιπαρή λάμψη και φλεγμονή στο δέρμα, επιδείνωση της υγείας των ανδρών.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (E460i, φορέας), πικολινικός ψευδάργυρος, Κάψουλα (υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη (E464, πυκνωτικό) ή ζελατίνη).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΚΑΨΟΥΛΑ:
Ψευδάργυρος - 21,9 mg

Οδηγίες χρήσης: 1 κάψουλα την ημέρα με άδειο στομάχι.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (1 ΚΑΨΟΥΛΑ):
Ψευδάργυρος - 146%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) μπορεί να επαναληφθεί εάν είναι απαραίτητο.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ: 60.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Ατομική δυσανεξία στα συστατικά.
2. Εγκυμοσύνη, περίοδος θηλασμού.
3. Νεφρική ανεπάρκεια.

Τύπος στοιχείου: ορυκτό.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: βιταμίνες της ομάδας B, C, μαγνήσιο.

Συγκρουόμενα στοιχεία: υψηλές δόσεις σιδήρου, ασβεστίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.



COLLAGEN

ΖΕΛΤΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΡΟΔΙ (30 ΞΥΛΙΑ, 20 γρ ΚΑΘΕ)

Ενισχύει τον συνδετικό ιστό

Υγιές δέρμα, μαλλιά & νύχια

Επιβραδύνει τη γήρανση

Βελτιώνει τον τόνο και τη σφριγηλότητα του δέρματος

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: ξηρότητα, αφυδάτωση του δέρματος, εύθραυστα ξηρά μαλλιά, επιρρεπή σε απώλεια και τομή, πόνος σε μύες και αρθρώσεις, ρυτίδες.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Συμπυκνωμένο χυμό ροδιού, Νερό, Κολλαγόνο ψαριών, Τζελ τροφίμων (κόμμι χαρουπιών, κόμμι ξανθάνης, γλυκόζη, άγαρ-άγαρ, κόμμι Tamarind), Ασκορβικό οξύ, Τεχνητό άρωμα ροδιού, Υαλουρονικό Οξύ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 1 ΣΤΙΚ:
- Κολλαγόνο ψαριών - 2000 mg
- Βιταμίνη C - 100 mg
- Υαλουρονικό οξύ - 15,2 mg

Οδηγίες χρήσης: ανεξάρτητα από τα γεύματα και την ώρα της ημέρας.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ: 1-2 μπαστούνια την ημέρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (2 ΞΥΛΙΑ):
Κολλαγόνο - δεν έχει καθιερωθεί.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 1 μήνας (4 εβδομάδες) Επαναλάβετε σε διαστήματα 1 μήνα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Αλλεργία ή υπερευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος.
2. Εγκυμοσύνη, περίοδος θηλασμού.

Τύπος στοιχείου: υδατοδιαλυτό.

Αμοιβαία συμπληρωματικά στοιχεία: βιταμίνη C, συνένζυμο Q10, ωμέγα-3.

Στοιχεία σύγκρουσης: Δεν υπάρχουν συστάσεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 χρόνια.