wau

Forgalmazói termékkatalógus

SZÉPSÉGÁPOLÁSI KÉSZÜLÉKEK 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153
MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
A masszázsvonalak ábrája 196

TARTOZÉKOK 197

RENGA 199

WAU BŐRÁPOLÁS 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

PETIT RA BŐRÁPOLÁS 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN'S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN'S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



ESZKÖZÖK



AI NEW - SZEMKÖRNYÉKI MASSZÍROZÓ

Szemkontúr ápolás

Kisimítja aráncokat

Csökkenti a puffadást és a sötét karikákat

BŐRPROBLÉMÁK: szem alatti sötét karikák, finom ráncok, az öregedés korai jelei, duzzanat, fakó bőr, szem alatti táskák és szarkalábak.

ANYAGOK: ABS műanyag.

TÖMEG: 94 g.

FUNKCIÓK:

Az EMS elektromos izomstimuláció. Az áram eléri az izomréteget és összehúzódásra készteti az izmokat. Ez feszesítő hatást eredményez, serkenti a kollagén és az elasztin termelődését, javítja a bőr feszességét és rugalmasságát, valamint csökkenti a duzzanatot.

RF - Rádiófrekvenciás energia, amely a bőr mélyrétegét (dermisz) körülbelül 40-55 °C-ra melegíti fel, ami serkenti a kollagén termelődését és növeli a bőr rugalmasságát. Bizonyos esetekben a hő a zsírsejtek anyagcseréjét is felgyorsíthatja (például a második áll területén). Az otthoni készülékekben a bőrfelület hőmérséklete általában 38-45 °C a biztonságos használat érdekében.

A vörös LED-fény serkenti a vérkeringést, gyulladáscsökkentő hatású, mérsékli a duzzanatot és a fájdalmat, valamint halványítja a pigmentfoltokat. Minden bőrtípushoz alkalmas. Más fényeknél mélyebbre hatol, és a kollagént termelő fibroblasztokra hat, elősegítve a bőr megújulását és az öregedés látható jeleinek mérséklését.

JELLEMZŐK:
1. A mellékelt töltőállvány megkönnyíti a tárolást és a töltést.
2. A készülék 1 gombbal kezelhető. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot, így a készülék szállítás közben nem kapcsol be véletlenül.
3. 2 üzemmód: EMS + vörös LED-fény, illetve RF + vörös LED-fény.
4. A piros jelzőfény az RF, a kék az EMS üzemmódot jelzi.
5. A kezelőfelület szöge a szemkörnyékhez igazodik.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
2. A készülék 2 üzemmóddal rendelkezik: RF + vörös LED-fény és EMS + vörös LED-fény. A be-/kikapcsoló gombbal válthat. A piros jelzőfény az RF + vörös LED-fény, a kék az EMS + vörös LED-fény üzemmódot jelzi.
3. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
4. A készülék 10 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:

RF-ÜZEMMÓD + VÖRÖS LED-FÉNY
1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd válassza az RF + vörös LED-fény üzemmódot (piros jelzőfény).
2. Vigyen fel vezető masszázsgélt. Érintse a kezelőfelületet a bőrhöz, és lassan mozgassa a masszázsvonalak mentén, a szemüreg csontos peremén a belső szemzugtól a külső felé, majd a külső szemzugtól kifelé. 2 percenként váltson szemet. A rádióhullámok felmelegítik az irharéteget. Az égési sérülések elkerülése érdekében mozgassa a készüléket, és ne tartsa egy helyen. 10 másodpercenként hangjelzés emlékezteti a mozgatásra.

EMS-ÜZEMMÓD + VÖRÖS LED-FÉNY
1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd válassza az EMS + vörös LED-fény üzemmódot (kék jelzőfény).
2. Vigyen fel vezető masszázsgélt. Érintse a kezelőfelületet a bőrhöz, és lassan mozgassa a masszázsvonalak mentén a szemüreg csontos peremén vagy a szemöldökíven, a belső szemzugtól a külső felé. 2 percenként váltson szemet.

A KEZELÉS GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	1. HÉT	2. HÉT	3. HÉT	4. HÉT	EZUTÁN
SZEM ALATTI PUFFADÁS / SÖTÉT KARIKÁK	Este, lefekvés előtt. EMS: 5-7 perc (szemenként 3-3,5 perc). RF: 5-7 perc (szemenként 3-3,5 perc). Kétnaponta.	Este, lefekvés előtt. EMS: 5-7 perc (szemenként 3-3,5 perc). RF: 5-7 perc (szemenként 3-3,5 perc). Kétnaponta.	1 hét szünet (legalább 5 nap).	Ismételje meg.	2 hetes tanfolyam. 1 hét szünet. Ismételje meg a 2 hetes tanfolyamot. Folytassa ezt a ciklust.
SZÁRAZ / ATONIKUS BŐR	Reggelt. RF: 7 perc (szemenként 3,5 perc). EMS: 2-3 perc (szemenként 1,5 perc). 3 naponta egyszer.	Reggelt. RF: 7 perc (szemenként 3,5 perc), 3 naponta egyszer. EMS: 2-3 perc (szemenként 1,5 perc), legfeljebb heti 3 alkalommal.	Reggelt. RF: 7 perc (szemenként 3,5 perc), naponta. EMS: 2-3 perc (szemenként 1,5 perc). A módok külön-külön is használhatók. Hetente legfeljebb 3 alkalommal.	1 hét szünet.	Ismételje meg a 4 hetes tanfolyamot 2 hónapon keresztül. Tartson 1 hónap szünetet. Ismételje meg a 4 hetes tanfolyamot 2 hónapon keresztül.

ELLENJAVALLATOK:
1. Orvosi ellenjavallat esetén használat előtt kérje bőrgyógyász tanácsát.
2. Fényérzékenység esetén ne használja a készüléket.
3. Ne használja a készüléket bőrrepedés, nyílt seb, bőrbetegség, súlyos akne, napégés vagy bőrfertőzés esetén.
4. Ne használja a készüléket a felső vagy alsó szemhéjon, a szemgolyón vagy a szem nyálkahártyáján.
5. Ne használja a készüléket anyajegyen, szemölcsön, benőtt szőrszálon vagy irritált bőrön.
6. Ne használja a készüléket másokkal közösen. Ez baktériumok terjedéséhez és súlyos fertőzésekhez vezethet.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Ne érje víz a töltőkábelt. Ne merítse vízbe a készüléket.
2. Ne töltse a készüléket olyan helyen, ahol nedvesség érheti, például fürdőszobában, zuhanyzóban vagy medence közelében.
3. Ne dobja a készüléket tűzbe.
4. Kizárólag a mellékelt töltőkábelt használja.
5. A sérülések elkerülése érdekében hagyja abba a készülék használatát, ha a tartozékok vagy a töltőkábel sérült.
6. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a sérült töltőkábelt eredeti kábelre cserélje.
7. Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében 2 havonta legalább egyszer töltse fel teljesen a készüléket.
8. A készülék nem alkalmas 12 év alatti gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek számára. Ők csak felügyelet mellett használhatják a készüléket.
9. Ha a készüléken látható sérülés van, ne használja. Ne próbálja saját kezűleg szétszerelni vagy megjavítani, mert ez súlyos szem- vagy bőrsérülést, áramütést vagy halált okozhat.

10. A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen, az útmutató szerint használja.
11. A készüléket ajánlott 5-35 °C között tölteni, használni és tárolni.
12. Ne használja a készüléket, ha az elmúlt 2 hétben kozmetikai kezelésen vett részt, például kémiai vagy mechanikus hámlasztáson, lézeres bőrcsiszoláson, frakcionált lézerkezelésen, mezoterápián, feltöltésen vagy egyéb arckontúr-kezelésen.

A CSOMAG TARTALMA: (1) masszírozó, (2) töltőállvány, (3) USB-C-töltőkábel, (4) tárolótasak, (5) tisztítókendő és (6) használati útmutató.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 2 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: 40 min

OKOS IDŐZÍTŐ: 10 min

RF FREKVENCIA: 1MHz

EMS FREKVENCIA: 20 KHz

EMS CURRENT: 166 mA

PIROS Led-lámpa HULLÁMHOSSZ: 630 nm

HULLÁMFORMA: kétfázisú szimmetrikus téglalap alakú hullámforma

VÍZÁLLÓSÁG: IPX4



AKARI - SZEMKÖRNYÉKI MASSZÍROZÓ

Megemeli a szem kontúrját

Csökkenti a ráncokat

Csökkenti a puffadást

Világosítja a sötét karikákat

Aggodalmak: mimikai ráncok („szarkalábak”), ráncok a szemkörnyéken, a szemhéjak bőrének rugalmasságának elvesztése és petyhüdtsége, sötét karikák, reggeli duzzanat, duzzanat („zsákok” a szem alatt), izomfeszülés és szemfáradtság hosszan tartó, képernyő mögötti munka után.

ANYAGOK: ABS műanyag, PC műanyag, cink ötvözet (elektródák).

TÖMEG: 137 g (készülék), 82 g (töltőbázis).

FUNKCIÓK:

RF - Lifting (40-43 °C) - behatol a bőr mély rétegeibe, és gyengéden felmelegíti a szöveteket 40-43 °C-ra, így a meglévő kollagénrostok azonnal csökkennek, a fibroblasztok pedig új kollagént és elasztint kezdenek előállítani. Ennek eredményeként a szem körüli bőr azonnal feszesebbé és tömörödik, rendszeres használat mellett a mimikai ráncok kisimulnak.

EMS (ELEKTROMIOSTIMULÁCIÓ) - Az EMS kis erősségű (7,52-8,56 mA) impulzusokkal hat a periorbitális zónára, ritmikus összehúzódást és a szem körkörös izomzatának ellazulását okozva. Ez megerősíti a szemhéj izmos keretét, megemeli a szem külső sarkait, és visszaadja a szem körüli bőr tónusát és rugalmasságát.

A fényterápia (LED) a bőr bizonyos mélységéig behatoló és a sejtek által felszívódó, különböző hosszúságú fényhullámok expozíciós módszere, amely természetes regenerációs folyamatokat indít el.

A vörös spektrum (620-630 nm) beindítja a bőr megfiatalítását és regenerálódását, visszaállítja a frissességet és a tekintet természetes ragyogását.

A sárga spektrum (587-592 nm) nyugtatja az érzékeny bőrt, aktiválja a nyirokelvezetést és elősegíti a pangó folyadék kiürülését. Ennek eredményeként a duzzanat csökken, a szem alatti sötét karikák kivilágosodnak, a bőr textúrája kiegyenlítődik.

Hűtési mód (15 ± 5 °C) - azonnali beszűkülést okoz a felszíni erekben és a pórusokban, gyors nyirokelvezetést és frissítő hatást biztosítva. A hideg enyhíti a reggeli duzzanatot, duzzanatot és a szem alatti „táskákat”, valamint nyugtatja a bőrt.

VIBRÁCIÓ (11000 ford./perc) - gyengéd mikromasszázst biztosít, amely enyhíti a görcsöket és a feszültséget az orbicularis oculi izomzatban számítógépes munka vagy olvasás után. Az eljárás aktiválja a vérkeringést és a nyirokelvezetést, javítja a bőr áteresztőképességét a bőrápoló termékek számára.

JELLEMZŐK:
1. Az EMS intenzitás 3 szintje lehetővé teszi, hogy bőre érzékenysége alapján egyéni ápolási programot válasszon.
2. Memória funkció: A készülék automatikusan eltárolja az utoljára kiválasztott EMS intenzitási szintet és módot.
3. 3 előre beállított mód, amelyekben a különböző expozíciós módszerek kiegészítik és erősítik egymást az észrevehető hatás érdekében.
4. Az intelligens időzítő figyeli az eljárás pontos idejét, és automatikusan kikapcsolja a készüléket, megelőzve a bőr túlterhelését és túlmelegedését.
5. 5 technológia: RF-lifting, EMS-stimuláció, hűtés, vibrációs masszázs és LED-fény (piros és sárga) egy kompakt készülékben kombinálva megoldja a periorbitális zóna összes problémáját.
6. A töltőaljzat nemcsak esztétikus függőleges tárolást biztosít a WC-asztalon, hanem kényelmes vezeték nélküli töltést is.
7. Egyszerű és intuitív vezérlés: csak 2 gomb, amelyek kényelmesen elférnek az ujja alatt.
8. Varrat nélküli elektródák: teljesen sima felület a higiénikus és finom csúszáshoz a bőr sérülése nélkül.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. Be/ki: Nyomja le a bekapcsológombot 1,5 másodpercig (a bekapcsolást egy rövid hangjelzés erősíti meg). Alapértelmezés szerint a készülék az 1-es módban indul.
2. Üzemmódváltás: röviden nyomja meg a bekapcsológombot a ciklikus választáshoz:
1. mód: RF + EMS + piros Led-lámpa 2. mód: EMS + vibráció (LED-ek kikapcsolva) 3. mód: EMS + hűtés + sárga Led-fény
3. EMS intenzitás beállítása: Röviden nyomja meg a Vezérlő gombot
A szintválasztás intenzitása:
Gyenge (1. szint) - a gomb jobb oldali része világít. Középső (2. szint) - a gomb jobb és alsó szegmense világít. Erős (3. szint) - a gomb bal, jobb és alsó része világít.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Érzékenységi teszt (kötelező az első használat előtt):
Vigyen fel vezető gélt az alkar belső oldalára, majd érintse hozzá a kikapcsolt készülék kezelőfelületét.
2. Kapcsolja be a készüléket, és tartson egy teljes 10 perces kezelést az 1. módban. Ha erős égő érzést érez, állítsa le a tesztet. 6 óra elteltével értékelje a bőrt. Ha nincs bőrpír és viszketés, a készülék megfelelő az Ön számára. Az eljárás végrehajtása: Tisztítsa meg az arcot és a szem környékét. Ha kontaktlencsét visel, távolítsa el őket az ülés előtt.
3. A gél felvitele: bőségesen vigyen fel speciális kontakt gélvezetőt vagy vízbázisú hidratáló szérumot a szemkörnyéki területre. A termék nem tartalmazhat olajokat és savakat (AHA, BHA, PHA, retinol, magas C-vitamin koncentráció).

4. Masszázs végrehajtása: kapcsolja be a masszírozót, válasszon egy módot, és kezdje el egyenletesen végezni
a masszázsvonalakon:
• Felső szemhéj: a belső saroktól a külső felé, szigorúan a szemöldök alatti orbitális csont vonala mentén haladva.
• Alsó szemhéj: simán a belső szemzugtól a külső orbitális csontig.
Templomok: gyengéd körkörös masszázs. Fontos: Az eljárás során tartsa a készüléket mindig mozgásban. Ne tartsa egy helyen, hogy elkerülje a túlmelegedést és az égési sérüléseket! Ne lépje túl a 10 perces munkamenet korlátját.
5. Befejezés: Vigye fel a szokásos szemkörnyékápoló krémet. Tisztítsa meg a készüléket nedves, szöszmentes ruhával.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG
REGGEL PÜFÖZDÉS / DUZZANGADÁS / SÖTÉT KIRÁK	REGGEL	3. mód: EMS + Hűtés + Sárga Led-lámpa (Vigyázz a puffadtságra és a ragyogásra). Időtartam: 3 perc.	heti 3-4 alkalommal
KIFEJEZÉS VONALAK / GYŰRŐK / SZEMHAJ FESZESSÉGÉNEK ELVESZTÉSE	ESTE	1. mód: "RF + EMS + piros Led-fény" (öregedésgátló lift) Időtartam: akár 10 perc	heti 3-4 alkalommal
IZOMFESZÜLÉS ÉS SZEMFÁRADTSÁG	Este vagy szükség szerint	2. mód: "EMS + vibráció" (relaxáció és nyirokelvezetés) Időtartam: akár 10 perc	Igény szerint, általában heti 3-4 alkalommal.

ELLENJAVALLATOK:
1. Tilos közvetlenül a szemgolyón, a felső és alsó mozgó szemhéjon, a száj, az orr vagy a nemi szervek nyálkahártyáján használni.
2. Szívbetegség, pacemaker vagy más beültetett elektronikus orvostechnikai eszköz.
3. fém implantátumok, csapok, aranyszálak jelenléte közvetlenül a feldolgozási területen.
4. A közelmúltban végzett szemműtétek vagy orvosesztétikai eljárások a periorbitális zónában.
5. sebek, horzsolások, repedések, ekcéma, dermatitisz, akne súlyos formái, égési sérülések (beleértve a napfényt is) vagy fertőzések jelenléte a kezelt területen.
6. Allergia fémekre vagy elektromos hatásokra, a hőmérséklet és a bőr tapintási érzékenységének megsértése.
7. Pajzsmirigy betegségei (a készüléket közvetlenül a pajzsmirigyen használni tilos) vagy hormonális gyógyszerek szedése kezelésére.
8. Terhesség (csak orvossal folytatott konzultációt követően használható).
9. A laktáció, a menstruáció, a couperosis (telangiectasia) időszaka - óvatosan használja.

10. 12 év alatti személyek (használata csak felnőtt felügyelete mellett lehetséges).
11. Ne használja, ha a bőr aktív gyógyulási szakaszon megy keresztül kozmetikai eljárások (peeling, lézeres csiszolás, mezoterápia, töltőanyagok az elmúlt két hétben) után.
12. Fogászati implantátum, fogszabályzó vagy az arcon lévő fémprotézis esetén figyelje, hogyan reagál a kezelésre. Kellemetlen érzés vagy fémes szájíz esetén hagyja abba.

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK:
1. Nedvesség elleni védelem: Tartsa teljesen szárazon a töltőkábelt, a bázist és az érintkezőket. Ne merítse őket vízbe, és ne töltse a készüléket nedves környezetben (fürdőszobában). A készülék IPX22 nedvességvédelmi osztályú (függőleges leejtés elleni védelem), de csap alatt mosni szigorúan tilos.
2. Elektromos biztonság: Töltés közben tilos használni a masszírozót. A töltőállvány legfeljebb 24 órán át maradhat folyamatosan a hálózathoz csatlakoztatva.
3. Gondos tisztítás: Csak kikapcsolt állapotban tisztítsa a készüléket. Tilos fémszivacsok, súrolószerek, agresszív vagy gyúlékony folyadékok (alkohol, benzin, hígítók, aceton) használata.
4. Tilos a készüléket forró üzemmódban hajszárítóval szárítani.
5. Tárolás: Száraz, hűvös helyen, szobahőmérsékleten, napfénytől védve tárolandó. Használat nélküli hosszú távú tároláshoz legalább 3 havonta töltse fel a készüléket, hogy elkerülje az akkumulátor lemerülését.
6. Ne dobja a készüléket tűzbe, kerülje az eséseket és a fizikai ütéseket.

A DOBOZBAN: (1) AKARI masszírozógép, (2) töltőtalp, (3) Type-C töltőkábel, (4) tárolótáska, (5) használati utasítás, (6) szalvéta.

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRETEK (Ma x Szé x Mé): készülék - 155×26×28 mm, töltőtalp - 62×55×59 mm

ÁRAMFORRÁS: lítium polimer akkumulátor

AKKUMULÁTOR KAPACITÁS: 1000 mAh

NÉV MŰKÖDÉSI FESZÜLTSÉG: 3,7 V

NÉVLEGES TÁPELLÁTÁSI FESZÜLTSÉG: 5 V

POWER: 11 W

OKOS IDŐZÍTŐ: RF + EMS + piros Led-fény - 10 perc EMS + vibráció - 10 perc EMS + hűtés + sárga Led-fény - 3 perc

TÖLTÉSI IDŐ: ≤ 3 h

MAXIMÁLIS MŰKÖDÉSI IDŐ (TELJES TÖLTÉS): ≥ 40 min

AZ EMS INTENZIVITÁSA:
1 szint - 7,52 mA 2 szint - 7,92 mA 3 szint - 8,56 mA

A BESUGÁRZÁS INTENZIVITÁSA:
Piros Led-lámpa - 24,22 mW/cm2 Sárga Led-lámpa - 14,47 mW/cm2

REZGÉSI SEBESSÉG: 11000 fordulat percenként

HŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET: 15+/-5 °C

VÍZÁLLÓSÁG: IPX22



ATAMA - FEJBŐRMASSZÍROZÓ A HAJNÖVEKEDÉS SERKENTÉSÉRE

Erősíti a haj gyökereit

Hajnövekedés

A haj sűrűsége

Javítja a haj minőségét

A gyulladást célozza meg

Aggodalmak: hajhullás, vékony haj, száraz és törékeny haj, a fejbőr betegségei.

ANYAGOK: műanyag.

TÖMEG: 213,5 g.

FUNKCIÓK:

EMS - elektrostimuláció alacsony frekvenciájú áramokkal, amelyek mélyen behatolnak a szövetekbe, és izomösszehúzódást és érrendszeri tágulást okoznak, javítják a vér- és nyirokáramlást, serkentik az anyagcsere folyamatokat és a fejbőr oxigénellátását. Ennek eredményeként a pórusok kitisztulnak, az „alvó" szőrtüszők felébrednek, megindul az új haj növekedési folyamata, javul a haj minősége. Megjegyezhető az EMS olyan hatása is, mint a faggyúmirigyek működésének normalizálása, ami a hajzsír csökkenéséhez, a bőr viszketésének csökkenéséhez vezet.

Rezgés - sok idegvégződés van a fejen, ezek vibrációs masszázzsal történő stimulálása csökkenti a stresszt. A vibráció elősegíti a vérkeringést és az anyagcsere folyamatokat is, így a sejtek több tápanyaghoz és oxigénhez jutnak, ennek hatására a szőrtüszők aktívabban működnek, felgyorsul a hajnövekedés.

Fototerápia (piros és kék Led-fény) - A LED-ek a kívánt hullámhosszt állítják elő, amely mélyen a bőrbe hatolva energiafolyamatokat indít el a sejtek belsejében. Például a piros Led-fény (630 és 650 nm) újra aktiválja a tüszőket, amelyek az aktív szőrnövekedés végének fázisába lépnek. A kék Led-fény (460 nm), az epidermisz szintjén működik, elpusztítja a baktériumokat, csökkenti a gyulladást és megállítja a pattanások kialakulását a fejbőrön.

JELLEMZŐK:
1. Masszázs fésű formájában, kényelmes fogantyúval. Hosszú ideig kényelmesen masszírozhatja magát.
2. az ATAMA készülék IPX6 vízállósági fokozattal rendelkezik, használat után kényelmes ápolni - használat után öblítse le a készüléket vízsugár alatt.

3. Speciális szilikon masszázsszegfűszeg: puha és formálható, 360 fokban elforgatható, kényelmes masszázst biztosít, még kikapcsolt készülék mellett is.
4. 3 üzemmód egyéni beállítással: EMS (elektromiostimuláció), LED (fototerápia), vibráció. Tetszés szerint kombinálhatja a módokat, teljesen kikapcsolhatja bármelyiket, kiválaszthatja a kívánt áramerősséget, fényt, rezgéstípust.
5. Tiszta vezérlés: minden üzemmód egy külön gombnak felel meg a készülék fogantyúján. A masszázs közben módot válthat anélkül, hogy elszakadna a folyamattól.
6. A 2 leghatékonyabb fényfényterápia LED módban bemutatva. A piros LED-fény módot 630 nm hullámhosszú piros LED-fény (a diódák a fésű kerülete mentén helyezkednek el) és az alacsony szintű lézerfény 650 nm hullámhosszal (a diódák a masszázsfelület közepén helyezkednek el). Ennek a résnek a hullámhosszai megakadályozzák a hajhullást. A 460 nm hullámhosszú kék LED fénymód (a diódák csak a fésű kerülete mentén helyezkednek el, a masszírozó közepén lévő diódák nem világítanak kéken) a fejbőr felületes állapotainak kezelésére szolgál.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Nyomja meg a be/ki gombot a készülék bekapcsolásához.
2. A rezsimek konfigurálása
• Be/ki gomb (vezérlőn/EMS) Tartsa lenyomva (1,2 másodperc) bekapcsolja a készüléket (bekapcsoláskor 1 hangjelzést ad ki) és az EMS módot (1. szint), 1 izzóval a visszajelzőn. Rövid megnyomásra az Ems-üzemmód 2. szintje aktiválódik, míg a jelzőn 2 lámpa világít, a következő rövid megnyomás az Ems-üzemmód 3. fokozatát, míg a jelzőn 3 lámpa világít. Az ismételt megnyomással teljesen kikapcsolja az EMS módot, a jelzőn három izzó villog egyszerre. Hosszan tartó lenyomásra (1,2 másodperc) a működő készülék 2 hangjelzést ad ki és kikapcsol.
Hullám gomb (Rezgésvezérlés) Az első rövid megnyomás egy állandó rezgés üzemmódot tartalmaz. A második a pulzáló rezgés módja. A harmadik kikapcsolja a vibrációs módot. Az üzemmódváltást rövid hangjelzés kíséri.
Nap gomb (fényvezérlés) Az első rövid megnyomás egy lézerterápiás módot tartalmaz (piros Led-fény). A második megnyomás után a szín kékre változik. A harmadik megnyomással kikapcsolja a LED üzemmódot. Az üzemmódváltást rövid hangjelzés kíséri.
3. 10 perc folyamatos használat után a készülék automatikusan kikapcsol anélkül, hogy készenléti módba váltana.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:

A FEJ BONÁJA MASSZÁZOLÁSA:

1. Mozogjon körkörös mozdulatokkal az óramutató járásával megegyező irányba a korona területén.
2. Egy terület masszírozása 1-2 percig tartson.

A FEJ EGYÉB RÉSZÉNEK MASSZÁZS VÉGZÉSÉHEZ:

1. Mozogjon a szőrnövekedés irányába az arctól a fej hátsó részéig, mintha fésülné a haját.
2. Spirálozhat vagy cikcakkos is lehet.
3. Minden mozgást egy területen 3-5 alkalommal megismételünk.
4. A masszázs ajánlott teljes időtartama 10-15 perc.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KEZELÉSI TANFOLYAM
ZSÍROS FEJBŐR	Reggel, mosás után, nedves hajon	EMS: 1. fokozat 5 perc, 2. fokozat 3 perc, 3. fokozat (max.) 2 perc. Mindhárom fokozatot használja egymás után, fokozatosan növelve az intenzitást. LED: kék fény 5 perc, vörös fény 2 perc. Az üzemmódokat ebben a sorrendben használja, ne egyszerre.	1-2 hét: heti 3 alkalommal. 3. hét: heti 5 alkalommal. 4. hét: szünet.	2 hónap. Tartson 1 hónap szünetet, majd ismételje meg a 2 hónapos kúrát. Minimum teljes program: 6 hónap. Évente két tanfolyam.

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	ELSŐ 10 NAP	KÖVETKEZŐ 10 NAP	KÖVETKEZŐ 2-3 HÓNAPBAN	JÖVŐ HÓNAP	EZUTÁN
HAJHULLÁS / HAJHULLÁS	Rezgés: a tápláló szérum opcionális felvitele után 10 perc. Ezután vörös LED-fény 5 percig. Ebben a sorrendben használja az üzemmódokat, ne egyszerre. Ismételje naponta.	Rezgés: a tápláló szérum opcionális felvitele után 10 perc. Ezután vörös LED-fény 5 percig. Ebben a sorrendben használja az üzemmódokat, ne egyszerre. Ismételje kétnaponta.	Rezgés: a tápláló szérum opcionális felvitele után 10 perc. EMS alacsony és közepes fokozaton: 2-5 perc. Vörös LED-fény: 7 perc. Ebben a sorrendben használja az üzemmódokat, ne egyszerre. Hetente 3-4 alkalommal ismételje.	Szünet.	Ismételje meg a 10-10-3 programot 5-6 hónapig. Tartson 1 hónap szünetet. Karbantartás: 1 hónap használat, majd 3 hónap szünet.

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KEZELÉSI TANFOLYAM
korpásodás/hámlás (fejbőrbetegség nélkül)	A nap bármely szakában, mosás után, nedves hajon	LED: kék fény 3 perc, vörös fény 7 perc. Rezgés: 3 perc. Ebben a sorrendben használja az üzemmódokat, ne egyszerre. Az EMS-t külön, hajmosástól függetlenül, közepes fokozaton használja 3-4 percig.	LED: naponta. Vibráció: heti 3 alkalommal. EMS: heti 2 alkalommal.	LED + vibráció: 4 hét, majd 1 hét szünet. Ismételje meg 1 hónapig. További ismétlés nem szükséges, mivel a tanfolyamot addig folytatják, amíg a probléma meg nem oldódik. EMS: 4 hét, majd 1 hét szünet. Ismételje meg 1 hónapig.

ELLENJAVALLATOK:
Óvatosan használja:
• alkoholmérgezésben lévő személyek, menstruáció és laktáció alatt;
• teleangiectasia jelenlétében;
• ideiglenes tömés jelenlétében vagy fogászati kezelés alatt;
• Fémallergia;
• emelkedett hőmérséklet és magas vérnyomás esetén;
• fejbőr plasztikai műtétei, bőrgyulladás és viszketés esetén.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Ne használja fém protézisekkel ellátott helyek közelében (szem alma, belső fül, csont és ízületi területek).
2. Tilos használni olyan helyeken, ahol vénák vagy artériák patológiái vannak, valamint thrombophlebitis vagy véralvadási problémák esetén.
3. Kerülje a fizikai expozíciót.
4. A készüléket csak a használati útmutatónak megfelelően használja.
5. Tilos a terméket szétszerelni, karbantartani és korszerűsíteni.
6. Kérjük, tartsa a készüléket száraz és tiszta helyen.
7. Ne tárolja a készüléket magas/alacsony környezeti hőmérsékletű helyen, valamint nyílt tűzforrás közelében.
8. A töltés befejezése után húzza ki a dugót a konnektorból.
9. Tartsa távol a készüléket gyermekektől.

A DOBOZBAN: (1) masszírozógép, (2) tárolótáska, (3) szalvéta,
4. USB-C kábel a töltéshez, 5) utasítás.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 3 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: 2 h

OKOS IDŐZÍTŐ: 10 min

MÓDOK:
1. EMS - 1 szint 31 mA, 2 szint 43 mA, 3 szint 78 mA
2. Fényterápia - piros Led-fény (hullámhossz 630 nm), lézerfény (hullámhossz 650 nm), kék Led-fény (hullámhossz 460 nm)
3. Rezgés - 6500 fordulat percenként

EMS FREKVENCIA: 9,51 kHz

HULLÁMFORMA: kétfázisú szimmetrikus hullámforma

VÍZÁLLÓSÁG: IPX6



ELAX 2.0 - RELAXÁLÓ MASSZÁZSSZEM-MASZK

Enyhíti a szem fáradtságát

Csökkenti a fejfájást

Segít az álmatlanságban

Lazítás

Problémakör: általános fáradtság és szemfáradtság, fejfájás, migrén, elalvási nehézség, hosszan tartó számítógépes munka.

ANYAGOK: Modal, Lycra.

TÖMEG: 111 g.

FUNKCIÓK:
Hő - javítja a vérkeringést, eltávolítja a feszültséget a szemből. Vibráció - hatékonyan ellazítja a szem körüli izmokat, segít helyreállítani a nyirok normális be- és kiáramlását, segít megszüntetni az általános fáradtságot és a szem megerőltetését. HIDEG KOMPRESSZ - lehetővé teszi, hogy megszabaduljon a szem és az arccsont körüli duzzanatoktól, szűkíti az ereket. A hidegnek való kitettség csökkenti a véráramlást és hozzájárul a felesleges folyadék kiáramlásához. A 3D maszk nem nyomja a szemet és a pillákat, szoros illeszkedést biztosít az archoz és véd a fény behatolásától, ami lehetővé teszi a készülék alvásmaszkként való használatát.

JELLEMZŐK:
1. 4 használati eset (fűtés, vibráció, fűtés + vibráció, hideg borogatás bélés).
2. A maszk könnyű, használat közben nem nyomja a szemet.
3. 3 fokozatú fűtés a kényelmes hőmérséklet kiválasztásához és 3 fokozatú vibráció a masszázs optimális erősségének beállításához.
4. A maszk anatómiai 3D formájú, mélyedésekkel a szemek számára, valamint bevágásokkal az orr számára és orrnyereggel a maximális kényelem érdekében.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. Csatlakoztassa a vezérlőpanelt a maszkhoz. Megjegyzés: a töltésjelző fehéren világít, ha gyenge a kapcsolat a maszk és a kezelőpanel között.
2. A vibrációs kapcsoló vagy a hőmérséklet gomb hosszú megnyomásával (2 másodperc) kapcsolja be a masszírozót. A töltöttségi szint jelzőfénye kigyullad.
3. A vibrációs üzemmód és a fűtési üzemmód egymástól függetlenül működik. Válassza ki a kívánt módot.
4. A rezgésmód 3 rezgésszinttel rendelkezik. A masszírozó alacsony rezgésszinttel indul, 1 hangjelzést ad ki. Szintváltáskor 2 hangjelzés 2 rezgésszintet, 3 hangjelzés 3 szintet jelent.

5. A fűtési módnak 3 hőmérsékleti fokozata van. A masszírozó alacsony hőfokkal indul, 1 hangjelzést ad ki. Fokozatváltáskor 2 hangjelzés az átlagos fűtési szintet, 3 hangjelzés pedig a maximális fűtési szintet jelenti.
6. A masszírozó okos időzítővel rendelkezik, a készülék 15 perc működés után kikapcsol. A vibrációs és fűtési módok egymástól függetlenül működnek, intelligens időzítőjük minden üzemmódhoz külön fut. A rezgésszint vagy a hőmérséklet megváltoztatásakor az intelligens időzítő nem indul újra.
7. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a vibrációs vagy fűtési mód be-/kikapcsoló gombját, és tartsa lenyomva 2 másodpercig.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Csatlakoztassa a vezérlőpanelt a maszkhoz.
2. Helyezze a maszkot a szemére, kapcsolja be.
3. Engedélyezze a rezgést/fűtést vagy mindkettőt egyszerre.
4. Állítsa be a hőmérsékletet és a fűtési szintet.
5. Élvezze a masszázst 15 percig.
6. Ha hideg borogatást szeretne használni, a bélést előre 10 percre a hűtőszekrénybe helyezze. Helyezze a maszkba, a készüléket nem beleértve.

HASZNÁLATI GYAKORISÁG:
Napi használat megengedett.

AZ ALKALMAZÁS IDŐTARTAMA:
Ez korlátlan.

ELLENJAVALLATOK:
1. A bőrt érő hőhatásokra érzéketlen, emelkedett testhőmérsékletű és megfázásban szenvedőknek a készülék használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal.
2. Nem javasolt a készülék használata:
trombózis, súlyos aneurizma, akut vénás aneurizma, minden típusú dermatitis, bőrfertőzés esetén, mivel az eszköz használata állapotromláshoz vezethet;
olyan személyek, akik nem tudják kifejezni akaratukat, vagy maguk nem tudják használni a terméket;
• 14 év alatti gyermekek.
3. hagyja abba a termék használatát, ha hányás, görcsrohamok vagy egyéb fizikai reakciók lépnek fel.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Tárolja a terméket gyermekek és csecsemők számára hozzáférhetetlen helyen.
2. A termék 12 éven felüli személyek számára készült.
3. Tartsa szárazon a vezérlőpanelt, a töltőkábelt és a töltőcsatlakozót.
4. Ne permetezzen vegyi folyadékokat, például parfümöt és dezodort a maszk felületére.
5. Ne hajlítsa, húzza vagy kösse össze a szemmaszkot és a töltőkábelt, hogy elkerülje a sérüléseket.
6. Szembetegségben vagy allergiában szenvedőknek, valamint a forró borogatásra akut reakciókban szenvedőknek tanácsos orvoshoz fordulni használat előtt.


A DOBOZBAN: (1) maszk, (2) hidegkompressziós bélés, (3) USB-C típusú töltőkábel, (4) tárolótáska, (5) használati utasítás.

MŰSZAKI ADATOK:
TÖLTÉSI IDŐ: 1 óra

MŰKÖDÉSI IDŐ: 75 perc magas hőmérséklet 60 perc közepes hőmérséklet 45 perc alacsony hőmérsékletű üzemmód

OKOS IDŐZÍTŐ: 15 min
REZGÉSI SEBESSÉG: Alacsony szint - 3000 fordulat / perc • Átlagos szint - 4000 fordulat / perc • Magas szint - 5000 fordulat / perc

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSOK: • Alacsony hőmérséklet - 40-45 °C • Átlaghőmérséklet - 45-50 °C • Magas hőmérséklet - 50-55 °C



EMI - SZILIKON ARCTISZTÍTÓ ÉS MASSZÍROZÓ KEFE

Tisztítja a bőrt

Lifting hatás

Csökkenti a duzzanatot

Javítja az arcszínt

Problémakör: eltömődött, kitágult pórusok, magas bőr alatti faggyú, duzzanat.

ANYAG: szilikon.

TÖMEG: 97 g.

FUNKCIÓK:
A masszírozó a nagyfrekvenciás (hang) rezgések elvén működik, melynek ereje egymástól függetlenül állítható. A hanghullám (nagyfrekvenciás vibráció) a sörték gyors rezgését váltja ki, amelyek lendületes mozdulatokat tesznek. Így az ecset megtisztítja az arcbőrt, mivel a felgyülemlett hatás kiigazítja a tónust és kitisztítja a pórusokat.

A vibráció, valamint a bordázott arcú oldal lágy masszázst tesz lehetővé, helyreállítja a vérkeringést, kisimítja az apró ráncokat.

A meleg üzemmód lehetővé teszi a pórusok megnyitását és a bőr mély tisztítását. Emellett a hő hatása aktiválja a vérkeringést, felgyorsítja a bőr anyagcsere-folyamatait és elősegíti a kozmetikumok hasznos összetevőinek felszívódását.

JELLEMZŐK:
1. A készülék egyedi formája, az ujj falánxa és egy rugalmas, hajlítható fej lehetővé teszi, hogy alaposan, hatékonyan és szabadon megtisztítsa az arc minden területét a szennyeződésektől és a sminktől.
2. Az ecset élelmiszer-szilikonból készült, és a vele való tisztítás finom lesz, és a legérzékenyebb bőrnek is megfelel.
3. A tapadókorongon található mágneses indukciós töltőtalp segítségével kényelmesen elhelyezheti masszírozókeféjét a tükörre vagy a falra a fürdőszobában, leegyszerűsítve a készülék tárolását és töltési folyamatát.
4. 8 állítható rezgésszint.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A be/ki gomb hosszú megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
2. A kefének 2 üzemmódja van: folyamatos rezgés üzemmód fűtéssel és hullám vibrációs mód. Az első bekapcsoláskor automatikusan elindul a szabályozott rezgés üzemmód fűtéssel.

3. Folyamatos rezgés üzemmódban fűtéssel 8 rezgésszint áll rendelkezésre. Állítsa be a rezgésszintet a gyorsító fel/le gombok segítségével.
4. A hullám rezgés üzemmódba való váltáshoz nyomja meg ismét a be/ki gombot.
5. A be-/kikapcsoló gomb ismételt megnyomása kikapcsolja a készüléket.
6. Az ecset memória funkcióval rendelkezik: újbóli engedélyezése esetén a készülék az utoljára használt módban indul el.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:

ALAPVETŐ TISZTÍTÁSHOZ
1. Nedvesítse meg arcát vízzel.
2. Vigye fel a mosószert az ecsettel.
3. Engedélyezze a készüléket folyamatos rezgés üzemmódban fűtéssel.
4. Ecsettel formázz habot a kezed csuklójához támasztva.
5. Helyezze az ecset fejét az arcra, masszírozza le a tisztításhoz. Mozogjon alulról (álltól) felfelé (a homlokon lévő szőrnövekedési vonalig) a masszázsvonalak mentén.
6. A befejezés után távolítsa el az arcról a kozmetikum maradványait, és ecsetezze le vízzel.

A T-ZÓNA MÉLYTISZTÍTÁSÁHOZ
1. Nedvesítse meg arcát vízzel.
2. Vigye fel a mosószert az ecsettel.
3. Engedélyezze az eszközt hullám vibrációs módban.
4. Ecsettel formázz habot a kezed csuklójához támasztva.
5. Helyezze az ecset fejét az arcra, masszírozza be a T-zóna területeit. Mozogjon alulról (álltól) felfelé (a homlokon lévő szőrnövekedési vonalig) a masszázsvonalak mentén.
6. A befejezés után távolítsa el az arcról a kozmetikum maradványait, és ecsetezze le vízzel.

MASSZÁZSRA
1. Vigye fel a kozmetikai termékét, például krémet / szérumot / gélt (fontos, hogy hidratáló krémet vegyen be) az arcára.
2. Kapcsolja be a készüléket, válasszon egy kényelmes üzemmódot.
3. A kefe hátoldalával masszírozza át az arcot, alulról (álltól) felfelé (a homlokon a hajvonalig) haladva a masszázsvonalak mentén.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KEZELÉSI TANFOLYAM
AKNE / GYULLADÁS	Előnyben a reggel	Hullámrezgés: 5 perc. Ne használjon fűtést.	Naponta	Folyamatban
SZÁRAZ BŐR / TONUS VESZTÉSE	Reggelt	Folyamatos rezgés melegítéssel: 3-5 perc, csak az orcán és az állon. Hullámzó rezgés: 3-5 perc. Mindkét üzemmód használható egy kezelésen belül, de a melegítéssel kombinált folyamatos rezgés csak kétnaponta használható. Ne használja mindkét üzemmódot naponta.	Folyamatos rezgés melegítéssel: kétnaponta. Hullámzó rezgés: naponta.	Folyamatban

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KEZELÉSI TANFOLYAM
MITESEK (gyulladás nélkül)	A nap bármely szakában	Folyamatos rezgés hővel: 5-7 perc. T-zóna: homlok, orr és áll.	Naponta	Folyamatban
FELETT MASZSZÁZS (gyulladás nélkül)	A nap bármely szakában	Folyamatos rezgés hővel: 5-7 perc.	heti 2-3 alkalommal	Folyamatban

ELLENJAVALLATOK:
1. Ne használja a készüléket erős bőrduzzanat esetén, közvetlenül műtét után, napégés vagy bőrsérülés esetén.
2. Nem javasolt a készülék használata olyan személyeknek, akiknél súlyos gyulladás vagy duzzanat van a szem körül.
3. Ne használjon könnyen oldódó tisztítószert vagy szilikon alapú krémeket, granulátumot (kapart) vagy hámlasztót tartalmazó terméket.
4. Az ecset egyéni használata javasolt.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. A készülék használata előtt kérjük, vegye le az órát, szemüveget, műszempillát, kontaktlencsét.
2. Ha a készülék sérült, ne használja.
3. Ne használja a készüléket túl sokáig ugyanazon a bőrfelületen.
4. tartsa távol a készüléket magas hőmérséklettől.
5. Ne merítse a készüléket teljesen vízbe.

A DOBOZBAN: (1) kefe, (2) töltőtalp, (3) DC-USB töltőkábel, (4) használati utasítás.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 5 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: 60 min

OKOS IDŐZÍTŐ: 5 min

FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET: 55 ± 5 °C

REZGÉS: 7500 fordulat percenként

VÍZÁLLÓSÁG: IPX7



HAZUMI LIGHT - MASSZÁZSPISZTOLY

Oldja az izomfeszültséget

Javítja a keringést

Javítja az izomtónust

Anti-cellulit hatás

Aggodalmak: fájdalom, feszültség és izomfáradtság intenzív fizikai terhelés után.

ANYAGOK: ABS műanyag, gumi.

TÖMEG: 230 g.

FUNKCIÓK:
Az ütős masszírozó lökésszerű vibrációt hoz létre - gyors, rövid impulzusokat, amelyek gyakorisága és intenzitása a választott sebességtől függ. Az ütési erő hatására a vibrációból származó hullám több centiméter mélységig behatol a test lágy szöveteibe. Az ütőpulzusok „lazítják" az izmokat, kiöblítik a nyirokfolyadékot és a vénás vért a gyulladt izmokból, lebontják az összenövéseket, enyhítik a fájdalmat, csökkentik a feszültséget, növelik a test ezen részének mozgási tartományát és gyengéd izomfeszítést biztosítanak. Ennek eredményeként az izmok és a kötőszövetek gyorsabban helyreállnak.

JELLEMZŐK:
1. HAZUMI Light - Ez egy könnyű mini masszírozó, kompaktabb méretekkel, mint a HAZUMI, amely még kényelmesebbé teszi a masszázs folyamatát.
2. 4 cserélhető fúvóka a készletben az összes izomcsoport tanulmányozásához.
3. 5 intenzitási fokozat a legkényelmesebb ütési sebesség kiválasztásához, különböző izomcsoportokhoz, különböző fúvókákhoz igazítva.
4. Intelligens időzítő (10 perc) lehetővé teszi, hogy lazítson a masszázs alatt, a készülék automatikusan kikapcsol az eljárási idő lejárta után.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. Győződjön meg arról, hogy a készülék fel van töltve.
2. Helyezze be a szükséges masszázsfejet a készülékbe.
3. A bekapcsológomb hosszú megnyomásával indítsa el a készüléket.
4. A masszázspisztoly aktiválásakor automatikusan beállít 1 intenzitási szintet.
5. Az intenzitási szint váltásához nyomja meg röviden a gombot. Összesen 5 sebességet biztosít a készülék. Először 1 jelző ég, az intenzitásszint minden további növelésével egy másik jelző világít, 5 sebességnél mind az 5 jelző ég.

6. A masszírozó kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. A kezelni kívánt testrésznek megfelelően szerelje fel a 4 fej közül az 1 megfelelő fejet.
• A kerek fej nagy izomcsoportok, csípő, vádliizmok, fenék és has masszírozására ajánlott.
• U-alakú fej a vállak, az alkar, a gerinc masszírozására szolgál.
• A kúpos fej (golyó) az inak, talpak, tenyér, kéz, trigger pontok mélymasszázsára készült.
Lapos fej az egész test masszírozására, a lágy szövetek és az érzékeny izomcsoportok ellazítására és helyreállítására szolgál.
2. A bekapcsológomb rövid megnyomásával válassza ki az 5 intenzitási szint közül az 1 megfelelőt.
1. szint: Ez a sebesség segít felmelegíteni az izmokat a masszázs elején, az izmok aktiválására szolgál.
• 2. szint. Intenzitás, amelynél megkezdődik a mély és hozzáférhetetlen izmok és a fascia (az izmok kötőhártyája, amely mozgásunkat biztosítja) tanulmányozása.
• 3. szint. Ennek a frekvenciájának a vibrációja fokozza az izomtónust, az izomszövet mobilitását és rugalmasságát. A megfeszült és beszorult izmok visszatérnek az összehúzódás képességéhez, jó formában vannak és megfelelően működnek.
• 4. szint. Ez az expozíciós szint enyhíti a feszültséget és a fájdalmat az izmokban és a fasciában, ellazít, normalizálja a vérkeringést és telíti a szöveteket oxigénnel.
• 5. szint. A percenkénti 3000 fordulat intenzitása lehetővé teszi az akupresszúrát, kifejti a súlyos izomfeszülést és görcsöket. A masszőrök nem javasolják a készülék maximális sebességgel történő használatát. A magas szintű expozíció fejlett izomzatú felhasználók számára alkalmas - professzionális súlyemelők, testépítők és erőemelők.
3. Alkalmazzon masszázspisztolyt a testére. A masszírozót úgy helyezze el, hogy a fúvóka kissé az izom felett érintse a bőrt.
4. Állítsa be azt a nyomást és erőt, amellyel a készüléket a testre gyakorolja. Nem ajánlott a masszírozót a testre nyomni vagy különösen kitartóan nyomni.
5. Lassan vezesse végig a fúvókát a test/izom mentén felfelé lefelé, a fájdalmas pontokon még egy kicsit elhúzódhat.
6. Az egyik terület expozíciós ideje az elérni kívánt hatástól függ. A feszültség oldásához és az izmok tónusba hozásához 15-60 másodperc elegendő, a rajta lévő pontkapocs eltávolításához 30 másodpercre meg kell állni.
7. A masszírozás teljes ideje 10 perc, amely idő után a masszírozó automatikusan leáll.

HASZNÁLATI GYAKORISÁG:
Napi használat megengedett.

AZ ALKALMAZÁS IDŐTARTAMA:
Ez korlátlan.

ELLENJAVALLATOK:
1. Masszázspisztoly használata a nyak elülső és oldalsó felületén tilos (fennáll a nyaki artériák károsodásának veszélye).
2. Tilos masszírozót használni az arcon, a fejen és a szíven.
3. Nem ajánlott masszírozót használni gyulladásos folyamatok, csonttörések, izomficamok, szalagok esetén.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Ne használja a készüléket párás környezetben.
2. Ne használja a terméket fürdés vagy zuhanyozás közben.

A DOBOZBAN: (1) ütős masszírozógép, (2) U alakú fej, (3) kerek fej,
4. kúpos fej, 5) lapos fej, 6) USB-C töltőkábel,
7. a csipke, 8) a tárolótáska, 9) az utasítás.

MŰSZAKI ADATOK:
TÖLTÉSI IDŐ: 2 óra MUNKAIDŐ: A nyomástól és a munkavégzés szintjétől függ
• 1 szinttől 4 óráig
Szint 5-2,5 óra Intelligens időzítő: 10 perc
REZGÉSI SEBESSÉG:
• 1. szint - 1800 fordulat percenként
2. szint - 2100 fordulat percenként
• 3. szint - 2400 fordulat percenként
4-es szint - 2700 fordulat percenként
• 5-ös szint - 3000 fordulat percenként



HIGE - KOMPAKT ELEKTROMOS BOROTVA

Szakállápolás

Tiszta borotválkozás

Eltávolítja a nem kívánt szőrszálakat

Aggodalmak: Túlzott arcnövényzet.

ANYAGOK: fém.

TÖMEG: 140 g.

FUNKCIÓK:
HIGE - Ez egy forgóborotva, amely 2 borotvafejjel rendelkezik. A fej egy tárcsa lyukakkal, amelyek alatt a pengék forognak. Körben forognak, villanymotor hajtja őket. Borotválkozáskor a szőrszálak a lyukakba hullanak, ahol a pengék a rácsok alatt, percenkénti 2600-tól 2900-ig magas fordulatszámon forogva teljesen levágják a sörtéket. Ezt a borotvatípust tartják a leghatékonyabbnak, de az érzékeny bőr irritációját okozhatja.

JELLEMZŐK:
1. Kompakt - az elektromos borotva súlya mindössze 140 g, optimális méretei pedig 66x52x28 mm.
2. Nem kell a borotvát az aljzathoz csatlakoztatni. HIGE - Ez egy akkumulátoros borotva. Egy feltöltéssel akár 55 percig önállóan használhatja a borotvát.
3. IPX7 nedvességvédelmi szint, melynek köszönhetően a HIGE száraz és nedves borotválkozásra is használható.
4. A HIGE 2 lebegő fejjel van felszerelve. Mozgás közben megismétlik az arc kontúrját, megfelelő szögben irányítják a pengéket, és segítenek hatékonyabban megbirkózni a hozzáférhetetlen helyek borotválkozásával.
5. Miniatűr kijelző jelenléte, amellyel a borotva vezérlése egyszerű és élvezetes lesz:
A kijelzőn megjelenik a használati idő, a töltési szint, az üzemmód, valamint a zárolás állapota.
6. Van egy zár funkció. biztos lehet benne, hogy a borotva nem kapcsol be a poggyászban / táskában / zsebben.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A borotvaeszköz aktiválása a be/ki gomb rövid megnyomásával aktiválható. A gomb megnyomása után a kijelzőn az összes jelzőfény felváltva alulról felfelé világít. 0,2 másodperc elteltével az összes jelzőfény egyszerre kialszik, a kijelzőn csak az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjéből hátralévő üzemidő jelenik meg. Például: 58 perc van hátra.
2. A készülék 2 üzemmódot biztosít: alacsony sebességű és nagy sebességű üzemmódot. Az üzemmód váltásához nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 1 másodpercig. Alacsony sebességről nagy sebességre váltáskor

A sebességjelző megjelenik a kijelzőn (a kijelző bal alsó sarkában). Ha nagy sebességről alacsonyra vált, a jelzőfény kialszik. A készülék memória funkcióval rendelkezik: bekapcsolva azon a sebességen fog működni, amellyel utoljára befejezte a használatát.
3. A be-/kikapcsoló gomb rövid megnyomása a készülék működése közben szünetelteti. Ebben az esetben a kijelzőn megjelenik az eszköz működési ideje az aktuális használat során. Például: 15 másodpercet használnak.
4. Kapcsolja ki a készüléket A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 1 másodpercnél tovább.
5. Véletlen aktiválás elleni védelem: a borotva utazási zárral rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a poggyászban bekapcsoljon, ha véletlenül megnyomják a be-/kikapcsoló gombot. A funkció aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a kikapcsolt készülék be-/kikapcsoló gombját 3 másodpercig. A kijelzőn felváltva jelennek meg az 1-2-3 számok, és a lakat ikon (a kijelző jobb alsó sarkában) 3-szor felvillan, ezután a készülék kikapcsol és zár módba lép. A zár eltávolításához nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig. A kijelzőn felváltva jelennek meg a 3-2-1 számok, és a lakat ikon (a kijelző jobb alsó sarkában) 3-szor felvillan, ezután a zár megszűnik, és a készülék az utolsó használat során elmentett sebességgel kezd működni. When the lock is enabled, it is possible to charge the device, after its completion, the lock is removed.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Engedélyezze a készüléket a be/ki gomb rövid megnyomásával.
2. Közepes nyomással, lassú körkörös mozdulatokkal haladjon az arc szőrrel borított részein. A száraz borotválkozás hatékonyabbnak tekinthető.
3. A nehezen elérhető helyeken, például az állkapcson, a nyakon és a dekoltázson végzett borotválkozáshoz javasolt a szőrnövekedés irányával ellentétes mozgást végezni.
4. Az eljárás befejeztével kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa meg.
5. A bőr enyhe irritációja az első néhány használat során normálisnak tekinthető.

HASZNÁLATI GYAKORISÁG:
A borotva rendszeres használata (legalább heti 3 alkalommal) 3 hétig javasolt, hogy a bőr minél gyorsabban alkalmazkodjon a készülék használatához.

AZ ALKALMAZÁS IDŐTARTAMA:
A pengekészlet használati ideje 2 év, azonban a borotválkozás minőségének romlásának elkerülése érdekében javasoljuk a cserét 6 havonta.

ELLENJAVALLATOK:
Ne használjon elektromos borotvát sérült vagy irritált bőrön, nyílt sebekkel rendelkező területeken.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. A helytelen használat károsíthatja a borotvafejet. Ne nyomja erősen a borotvát a bőrhöz. Kizárólag az arc borotválására szolgál. Ne használja hajra vagy más testrészen.

2. Használat előtt ellenőrizze a borotvafej épségét:
Ha megsérült, ne használja a készüléket.
3. Ne szerelje szét a házat az akkumulátor cseréjekor. Ne módosítsa vagy javítsa saját maga a terméket.
4. Ne húzza meg a töltőkábelt, amikor a töltőkábelt az adapterhez csatlakoztatja/leválasztja. A töltőkábel sérülésének elkerülése érdekében ne tekerje a termék köré.
5. Ne hagyja a készüléket hosszú ideig felügyelet nélkül. The maximum charging time should not exceed 24 hours. A sérülések elkerülése érdekében a termék töltése közben tartsa távol a vízforrásoktól.
6. A termék belsejében akkumulátor található, kérjük, ne dobja tűzbe a készüléket, ne töltse, ne használja vagy tárolja magas hőmérsékleten. Please charge, use and store the razor at temperatures between 5°C and 35°C.
7. Ne helyezzen idegen tárgyakat a termékbe.
8. A borotva egyetlen személy saját használatára szolgál.
9. Ha borotvával utazik, győződjön meg róla, hogy a zárolási mód aktiválva van a szállítás során.
10. A termék nem cselekvőképes személyek általi használata felügyelet mellett történik.

A CSOMAG TARTALMA: 1) elektromos borotva, 2) USB-C-töltőkábel, 3) használati útmutató,
4. olaj a pengék kenéséhez, 5) tisztítókefe,
6. bőr tárolótok.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 66 min

MŰKÖDÉSI IDŐ: 60 min

OKOS IDŐZÍTŐ: nem

A PÉGE FORGÁSI SEBESSÉGE: Alacsony - 2600 ± 200 fordulat percenként • magas - 2900 ± 200 fordulat percenként

VÍZÁLLÓSÁG: IPX7



HIGE PRO - 6 AZ 1-BEN TRIMMER

Otthoni haj- és szakállápolás

Eltávolítja a nem kívánt arc- és testszőrzetet

Aggályok: Állítsa be a hajhosszt, a nem kívánt hajat.

ANYAGOK: fém, rozsdamentes acél, műanyag.

TÖMEG: 200 g.

FUNKCIÓK:
HIGE Pro - Ez egy univerzális öngondoskodó eszköz. Due to the presence of 6 nozzles in the kit, it easily copes with any kind of shaving and haircut. A munka fő elve az, hogy a hajat nem egy pengével, hanem két elem kölcsönhatásával vágják: egy statikus (alsó) penge és egy mobil (felső) penge. The lower blade is motionless and snugly attached to the skin. Its teeth direct and “capture” the hairs, holding them in an upright position. A felső penge a forgómotor excenteréhez csatlakozik. It makes rapid movements left-right on the surface of the lower blade. So the sharp edge of the upper blade cuts the hair, pressing it to the sharp edge of the lower.

JELLEMZŐK:
1. A különböző borotválkozási feladatokhoz 6 fej tartozik.
2. 4 fésűs fúvóka jelenléte a borotválkozás hosszának beállításához.
3. Kényelmes állvány rendelkezésre állása magának a készüléknek és az összes fő fúvókának.
4. Professzionális kések 7000 fordulat/perc fordulatszámmal.
5. Vízállósági besorolás: IPX6. A készülék nedves bőrön is használható.
6. Nem kell a borotvát az aljzathoz csatlakoztatni. HIGE Pro - Ez egy akkumulátoros borotva. Az akkumulátor élettartama 200 perc, ami hosszú távú használatot biztosít folyamatos töltés nélkül.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. To turn the device on or off, briefly press the on/off button. Amikor a készülék be van kapcsolva, a vonal a kijelzőn egyenletesen mozog, majd folyamatosan ég.
2. Fúvókák cseréje
• A készülék mágneses mechanizmussal rendelkezik a fém fúvókák rögzítésére. Ahhoz, hogy a fúvókát a készülék testére rögzítse, vigye a rögzítési helyre, majd a mágnesek rögzítik. To remove the nozzle, pull it up and disconnect it from the body of the device.

• A Crest fúvókákat egy szabványos fúvóka tetején használják a haj hosszának beállítására vágás közben. A felszerelésükhöz a fésűt a fém fúvóka felső részébe kell akasztani, majd a kattanás előtt meg kell nyomni a fésű alsó részét, hogy az a fém fúvóka felületéhez közel feküdjön. A fésűfúvóka eltávolításához húzza fel az alsó részén található nyelvet. Megjegyzés: A fúvóka cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. A fúvókák cseréje közben tartsa távol a borotvatestet a be-/kikapcsoló gombtól, nehogy véletlenül bekapcsolja a készüléket.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
A készülékhez 6 fúvóka tartozik különféle igényekhez:
1. Hajvágás (ehhez 2 fúvóka alkalmas):
standard szőrnyíró fúvóka és testszőr borotválkozó fúvóka) Rögzítse a fésűs fúvókát a készüléken. Ha először használ trimmert, kezdje a maximális hosszúságú fúvókával (12 mm). Kapcsolja be a készüléket, és vigye fel a fúvóka lapos részét a bőrre. Lassan húzza át a fúvókát a hajon. Szükség szerint ismételje meg a mozdulatokat különböző irányban. Megjegyzés: ha a hajvágás során a héjon felhalmozódott a szőr, kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa meg a fúvókát.
2. A szakáll/bajusz borotválkozása Helyezze a készülék fúvókáját a szakáll/bajusz vonal szélére, és óvatosan engedje le a bőrre. A különböző irányú mozgások levágják a kívánt területeket az arcon és a nyakon. Megjegyzés: ha díszíti a szakáll / bajusz széleit, szegélyt készít a fej hátsó részén stb., távolítsa el a trimmer fésűs fúvókáját. A tiszta vonal kialakításához speciális fúvókát is használhat a szakáll és a bajusz szegélyezésére.
3. Borotválkozás hálós fúvókával Borotva Tartsa a készüléket úgy, hogy a fúvóka 45 fokos szögben kissé érintse az arcát. Gyakorolja a borotválkozást rövid érintéssel. Nyújtsa ki a bőrt a szabad kezével. Ez segít a szőrnek egyenesen felállni, ami megkönnyíti a borotválkozást. Megjegyzés: Ezt a fúvókát a szakáll/bajusz körüli egyes területek leborotválására tervezték. Nem teljes értékű borotválkozáshoz készült.
4. Borotválkozás fúvókával az orr- és fülszőrzet vágásához A fúvóka felszerelése után óvatosan helyezze be a fülbe vagy az orrlyukba. Óvatosan helyezze be és vegye ki a készüléket a füléből vagy az orrlyukaiból. Borotválkozás közben fordítsa el a fúvókát. Megjegyzés: Ne helyezze a fúvókát túl mélyen a fülbe vagy az orrlyukba (legfeljebb 6 mm-re).
5. Borotválkozás figurás borotválkozó fúvókával Ez a fúvóka vonalak és minták vágására szolgál. A fúvóka felszerelése után helyezze arra a helyre, ahol a minta kezdetét körvonalazta, kapcsolja be a borotvát, és kezdje el a minta kialakítását. Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a fúvókára. Megjegyzés: A legjobb eredmény érdekében használjon előre elkészített sablont.

HASZNÁLATI GYAKORISÁG:
Napi használat megengedett.

AZ ALKALMAZÁS IDŐTARTAMA:
Ez korlátlan.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a töltőkészüléket.
2. Tartsa távol a töltőkábelt hőforrásoktól.
3. Ne engedje, hogy víz kerüljön a töltőkábelbe.
4. Ne dugja be vagy húzza ki a dugót a konnektorból nedves kézzel.
5. Ne használjon sérült töltőkábelt.
6. Töltse fel, használja és tárolja a készüléket 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten.
7. Tisztításkor mindig kapcsolja ki a készüléket.
8. Tárolja a terméket gyermekek számára nem hozzáférhető helyen.

A DOBOZBAN: (1) trimmer, (2) szabványos hajvágó fúvóka,
3. borotvafúvóka a testen, 4) hálós borotvafúvóka a tiszta borotválkozáshoz,
5. szakáll- és bajuszfúvóka, 6) orr- és fülszőrzet fúvóka,
7) mintás borotválkozó tartozék, 8) 4 fésűs tartozék (3/6/9/12 mm), 9) USB-C töltőkábel, 10) olajos flakon, 11) tisztítókefe, 12) állvány, 13) fésű.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 2 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: 200 min

OKOS IDŐZÍTŐ: nem

A PÉGE FORGÁSI SEBESSÉGE: 7000 fordulat percenként

VÍZÁLLÓSÁG: IPX6



KARU - TÖBBFUNKCIÓS HAJFORMÁZÓ

Gyors száradás

Hatékony stílus

Frizz szabályozás

Aggodalmak: nedves haj, formátlan hajformázás természetes hajszárítás után, túlzott bolyhosodás és a haj elektromossá válása.

ANYAGOK: alumínium ötvözet, műanyag.

TÖMEG: 318 g.

FUNKCIÓK:

A 3 légáramlási sebesség és 4 hőmérsékleti fokozat lehetővé teszi az Ön számára kényelmes szárítási mód kiválasztását. A hideg levegő üzemmód segít a fektetés egyszerű rögzítésében.

A NÉGY TARTOZÉKKAL a gyengéd szárításhoz, a haj kisimításához, a volumen és a fürtök létrehozásához, mindennap professzionális formázást érhet el otthon.

A COANDA hatása lehetővé teszi, hogy könnyedén készítsen egyedi képeket anélkül, hogy károsítaná a hajat és a szükségtelen mozdulatokat, maga a tincs vonzza a hajformázót.

Az ionizáció funkciója negatív ionokkal telíti a levegőt, ami lehetővé teszi a statikus elektromosság eltávolítását.

JELLEMZŐK:
1. Power styler KARU - 1200 watt. Az ilyen erőfokozatú styler professzionálisnak tekinthető. Ez a műszaki mutató lehetővé teszi, hogy erősebb levegőáramlással szárítsa meg a haját, és gyorsabban melegszik.
2. A kefe nélküli motor (BLDC) csökkenti a zajt és a vibrációt.
3. A Coanda-effektus egy aerodinamikai jelenség, amely örvényáramot hoz létre, amely vonzza és csavarja a hajat a fúvókára. A KARU Styler egyedülálló, szabadalmaztatott technológiát használ a Coanda-effektus reprodukálására. A fúvóka részei nincsenek egymásra helyezve, és nem keresztezik egymást, ami lehetővé teszi a szál egyenletes elosztását a fúvóka mentén, ami azt jelenti, hogy minden haj egyformán érzékeny lesz a hőkezelésre, a göndör göndörödik és hosszú ideig megtartja az adott formát.
4. A fej mindkét oldalán történő hajformázáshoz csak 1 fúvóka szükséges. Mind a göndörítő fúvóka, mind a hajsimító fúvóka beépített légáramlás-kapcsolóval van felszerelve. A fúvókát nem kell cserélni, csak az áramlás irányát kell megváltoztatni, ehhez a fúvóka felső hegyét el kell forgatni abba az irányba, amerre a légáramlást irányítani szeretné.

5. Hőmérséklet szabályozás. A KARU Styler fűtőeleme NTC hőmérséklet-érzékelővel van felszerelve - ez azt jelenti, hogy ha a hőmérséklet meghaladja a 80 °C-ot, és a kilépő- vagy levegőbemeneti nyílások eltömődnek, a fűtési szint automatikusan 35%-kal csökken. Amikor a hőmérséklet minimum 73 °C-ra csökken, a fűtőelem visszatér normál üzemmódjába. Ez a technológia megvédi a haját a túlmelegedéstől és a túlszáradástól.
6. A KARU styler ionizációs funkcióval rendelkezik (az ionokat iongenerátor állítja elő). Ő fogja elérni a haj simaságát, eltávolítja a bolyhosságot és az elektromosságot.
7. A készülék memória funkcióval rendelkezik, azaz bekapcsolt állapotban a hajformázó ugyanabban az üzemmódban kezd el dolgozni, amelyben előzőleg befejezte a használatát.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A fúvóka beszerelése/eltávolítása A fúvóka készülékre történő rögzítéséhez óvatosan helyezze be a fúvókák felszerelésére szolgáló foglalatban található nyílásokba, majd kattanás előtt kissé forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba. A fúvóka eltávolításához húzza le a készülék hátulján található gombot, és a gombot alsó helyzetben tartva válassza le a fúvókát, kissé elforgatva az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Engedélyezze a készüléket Rögzítse a szükséges fúvókát a készülék testére, csatlakoztassa a hajformázót az aljzathoz, és helyezze át a be-/kikapcsoló gombot a felső helyzetbe. A készülék memória funkcióval rendelkezik, azaz bekapcsolásakor a hajformázó ugyanabban az üzemmódban kezd el dolgozni, amelyben előzőleg befejezte a használatát.
3. A légáramlás sebességének kiválasztása
A készülék 3 sebességi módot kínál:
Alacsony fordulatszám (kék jelzőfény): 75000 ± 5000 ford./perc;
Átlagsebesség (világoszöld jelzőfény): 85000 ± 5000 ford./perc;
Nagy fordulatszám (világos zöld jelzőfény): 105000 ± 5000 ford./perc. Az üzemmódok a légáramlási sebesség választó gomb megnyomásával válthatók. Alapértelmezés szerint a készülék alacsony sebességű üzemmódban kezd működni. A befújt levegő sebességének kapcsolási sorrendje: alacsony -> közepes -> magas -> közepes -> alacsony.
4. Hőmérséklet kiválasztása
A készülék 4 hőmérsékleti üzemmódot biztosít:
Magas hőmérséklet (piros jelzőfény): 95 °C ± 10 °C;
Átlagos hőmérséklet (sárga jelzőfény): 80 °C ± 10 °C;
Alacsony hőmérséklet (zöld jelzőfény): 60 °C ± 10 °C;
• Hideg levegő (a jelzőfény kialszik): 25 °C ± 10 °C. Az üzemmódok a hőmérsékletválasztó gomb megnyomásával válthatók. Alapértelmezés szerint a készülék alacsony hőmérsékletű üzemmódban kezd működni. A kapcsolási hőmérsékleti üzemmódok sorrendje: alacsony hőmérséklet -> átlaghőmérséklet -> magas hőmérséklet -> átlagos hőmérséklet -> alacsony hőmérséklet -> hideg levegő.
5. A hajformázás végén kapcsolja ki a készüléket, mozgassa a be-/kikapcsoló gombot az alsó helyzetbe. Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl, majd távolítsa el a fúvókát és húzza ki a dugót a konnektorból.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
A készülékhez 4 fúvóka tartozik:

Frakás előtti előszárításhoz használható, további formázáshoz nem kell teljesen megszáradnia a hajnak, enyhén nedvesnek kell maradnia. Hogy megóvja a hajat a felmelegítés során bekövetkező károsodástól, vigyen fel hővédő szert, majd szárítsa meg a hajat a szokásos módon, a levegő áramlását a haj gyökereitől a hajvégek felé irányítva.

A NASADKA BRASHING gyökértérfogat és hullámok létrehozására szolgál. A haj összegabalyodásának elkerülése érdekében ne tekerje fel a tincset a súrolóra, mint a bivalyokra vagy a hajcsavarókra. Osszuk tincsekre a hajad. Vigye a hajszálat a lehető legközelebb a gyökerekhez, és engedjen rá egy hajszálat, rögzítse ezt a pozíciót 5-7 másodpercig, hogy térfogatot hozzon létre. Hullámok létrehozásához csúsztassa a fúvókát a szál mentén, a gyökerektől a hajvégekig. Ha úgy érzed, hogy a hajad végei kicsúsznak, húzd el többször a sört a tengelyed körül. Ismételje meg ezeket a lépéseket, amíg el nem éri a kívánt eredményt.

A fürtök létrehozásához 38 mm-es hengeres fúvókát használnak. A fúvóka lehetővé teszi a levegő áramlási irányának megváltoztatását a hullámosodás irányának kiválasztásához. Ehhez fordítsa el a fúvóka felső hegyét a kívánt irányba. Osszuk tincsekre a hajad. Húzza a fúvókát az egyik szál hegyéhez. A Coanda effektusnak köszönhetően a hajformázó maga húzza meg a hajat és csavarja a fúvókára. Miután a hegyeket rácsavarta a fúvókára, fokozatosan mozgassa a haj gyökerei felé anélkül, hogy a hajformázót elforgatná. Rögzítse a hajformázót a felső pozícióban körülbelül 15 másodpercre, majd óvatosan távolítsa el a felcsavarodott szálat a fúvókáról.

Nasadka haj simogatására a szőrös haj simítására szolgál. A fúvóka lehetővé teszi a légáramlás irányának megváltoztatását a kényelmesebb telepítés érdekében. Ehhez fordítsa el a fúvóka felső hegyét a kívánt irányba. Szárítsa meg a hajat a szokásos módon, majd helyezze a fúvókát a tövéhez úgy, hogy a haj a felszínen feküdjön, és lyukak legyenek a levegő kiáramlására. Állítsa be a légáramlás irányát. Mozgassa a haj teljes hosszát a gyökerektől a hajvégekig, szimulálva a fésülést.

HASZNÁLATI GYAKORISÁG:
Napi használat megengedett.

AZ ALKALMAZÁS IDŐTARTAMA:
Ez korlátlan.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. A formázásnál ne feledjük, hogy a hajformázó elemek használat közben felmelegszenek, ezért ne használjunk gyúlékony termékeket a hajra, és arra is ügyeljünk, hogy a készülék ne legyen túl közel a fej, az arc, a fül és a nyak bőréhez.
2. Kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy a hajformázó sértetlen, minden alkatrészével teljes, az ábrán látható módon, és nincs rajta sérülés nyoma. Használat előtt távolítson el minden címkét, címkét stb.

3. A készülék nem alkalmas kádban vagy zuhanyozásban való használatra. A hajformázó nem érintkezhet vízzel, más folyadékokkal, fröccsenő folyadékokkal és gőzzel.
4. Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, mert a víz közelsége még a kikapcsolt készülékre is veszélyt jelent.
5. Ne használja a készüléket nedves kézzel. Ne tegye ki a készüléket nedvességnek, időjárási viszonyoknak (eső, napsütés stb.) vagy szélsőséges hőmérsékletnek.
6. Ne húzza ki a hálózati kábelt vagy magát az eszközt, hogy kihúzza a dugót a konnektorból. Ne húzza vagy emelje fel a készüléket a tápkábelnél fogva. Ha a tápkábel megsérült, a karbantartó központban ki kell cserélni.
7. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva. Mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról tisztítás vagy karbantartás előtt, valamint amikor a készüléket nem használja.
8. Tartsa a készüléket gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
9. Ha a készülék hibás vagy nem működik megfelelően, azonnal hagyja abba a használatát. Javításhoz forduljon a karbantartó központhoz.
10. Ne használjon hajformázót, ha leesett, vagy ha látható sérülések láthatók rajta.
11. Ne használja a készüléket állatokon, parókákon és szintetikus anyagokból készült frizurákon.
12. A készüléket csak eredeti tartozékokkal használja.

A DOBOZBAN: (1) hajformázó, (2) hajszárító fúvóka, (3) súrolófej, (4) göndörítő fúvóka,
5. hajsimító fúvóka, 6) tárolótáska, 7) hajtű (2 db),
8. utasítás.

MŰSZAKI ADATOK:

MOTOR SEBESSÉG: 105000 ± 5000 fordulat percenként

Sebesség: 13 liter másodpercenként

LÉGÁRAMLÁS SEBESSÉGE:
Alacsony fordulatszám: 75000 ± 5000 fordulat percenként
• Átlagsebesség: 85000 ± 5000 fordulat percenként
Nagy sebesség - 105000 ± 5000 fordulat percenként

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSOK: • Magas hőmérséklet - 95 °C ± 10 °C • Átlaghőmérséklet - 80 °C ± 10 °C • Alacsony hőmérséklet - 60 °C ± 10 °C • Hideg levegő - 25 °C ± 10 °C



KINU - VEZETÉK NÉLKÜLI HAJVASALÓ

Kiegyenesíti a hajat

Formálja és formálja a hajat

Gyengéd kezelés

Frizz szabályozás

Megőrzi a haj egészséges fényét

Aggályok:

KAPCSOLÓDÓ: problémák a házon kívüli formázással, hajkárosodás a magas hőmérséklet és a lemezek egyenetlen melegítése miatt, a haj kiszáradásának és törékenységének kockázata, a vezetékes eszközök kényelmetlensége, a hőmérséklet-beállítás hiánya a különböző hajtípusokhoz, a különböző hajformázás bonyolultsága, a túlmelegedés kockázata, a szabványos hajegyenesítők terjedelmessége és nagy súlya, a szállítás és a tárolás bonyolultsága.

A haj típusához kapcsolódik: porózus haj, kemény haj, göndör haj, hullámos haj, szeszélyes és nehezen hajtogatható haj.

ANYAGOK: ABS műanyag, PC műanyag.

TÖMEG: 380 g (kiegyenesítő), 243 g (töltőállomás).

FUNKCIÓK:

Hajkiegyenesítés - a fűtött lemezek lágyítják a keratinkötéseket a hajban. A szálat a lemezek között tartják és kiegyenesítik; a kötések új, egyenes helyzetben hűlnek le.

Bevonat - meleg lemezek állítják a hajat a megfelelő irányba. A hő alakíthatóbbá teszi a hajat, a forma pedig a hűtés során rögzül - a hidrogénkötések átmeneti változása miatt a haj szerkezetében.

Hajmodellezés - a fürtök, hullámok vagy térfogat létrehozása a melegítés és a mechanikai hatás (forgás, feszítés, hajlítás) kombinációja miatt következik be. A haj fűtött lemez vagy szerszámmozgás formájában történik, és lehűlés után rögzítik.

JELLEMZŐK:
1. Vezeték nélküli.
2. Töltés kétféleképpen: a Type-C kábelen és a töltőaljzaton keresztül.
3. 4 hőmérsékleti feltétel.
4. Kímélő kerámia tányérok.
5. Hőszabályozás.
6. Akkumulátorzár funkció a biztonságos szállítás érdekében.
7. a legújabb beállítások emlékezésének funkciója.
8. Bővített felszerelés nagy tartozékkészlettel.
9. Digitális kijelző.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. Oldja fel a készüléket A használat megkezdése előtt mozgassa a reteszelő kapcsolót "nyitva" állásba. Figyelmeztetés: A készüléket nem lehet bekapcsolni, ha le van zárva.
2. Kapcsolja be a tápellátást Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig. A dinamikus világítás világít, jelezve az eszköz beépítését.
3. Kapcsolja ki a tápellátást Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig.
4. A biztonság és a töltéstakarékosság érdekében a készülék 30 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.
5. A hőmérséklet beállításához használja a „+" és „-" gombokat. Négy fűtési fokozat érhető el: 150, 180, 200 és 220 fok. Válassza ki a megfelelő hőmérsékleti rendszert a haj típusától és állapotától függően. Fűtés közben a kiválasztott fokozat villog. Amint a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, a jelzőfény abbahagyja a villogást, és folyamatosan világít.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Győződjön meg róla, hogy a haja tiszta, száraz és alaposan fésült. Nedves vagy nedves hajon nem ajánlott hajvasaló használata.
2. Kapcsolja be a készüléket. Oldja fel az egyengetőt a kapcsoló "Kioldás" állásba állításával. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig, mielőtt a dinamikus háttérvilágítás bekapcsol.
3. Hőmérséklet kiválasztása
Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet a + / – gombokkal:
150 fok vékony, sérült vagy elszíneződött hajhoz
180-200 fok normál hajra
220 fok vastag, kemény vagy göndör hajhoz. A hőmérsékletjelző villogni kezd fűtés közben, és folyamatosan világítani kezd, ha egy adott hőmérsékletet elér.
4. Hajkiegyenesítés
• Oszd kis szálakra a hajad.
Helyezze a szálat a kerámialapok közé, és zárja le őket.
• Óvatosan húzza át az egyenesítőt a gyökerektől a hegyekig.
Ne maradjon egy területen 3 másodpercnél tovább, hogy elkerülje a haj túlmelegedését.
5. Hajcsavarás
Vegyünk egy kis hajszálat, és szorítsuk a kerámialapok közé.
• Forgassa el az egyengetőt a tengelye körül, hogy a szálat a kívánt irányba csavarja.
Lassan húzza el az eszközt a gyökerektől a hegyekig, miközben a szálat néhány másodpercig örvénylő helyzetben tartja.
• A fürtök kialakítása után óvatosan oldja fel a tincseket, és ha szükséges, rögzítse a formázást hajlakkkal.

6. A telepítés befejezése után nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához. Ha szükséges, csatlakoztassa a készüléket a töltőaljzathoz az újratöltéshez.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
2. Ne használja a készüléket nedves vagy nedves hajon, és ne használja víz közelében (például a fürdőszobában vagy a mosogató közelében), hogy elkerülje az áramütést.
3. Munka közben ne érintse meg a felforrósodott kerámialapokat - ez égési sérüléseket okozhat.
4. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket bekapcsolt állapotban.
5. Ne használja a készüléket, ha megsérült, vagy a testén, a kábelen vagy a töltőaljzaton látható hibák vannak.
6. Tartsa távol a készüléket és a töltőt gyermekektől és háziállatoktól.
7. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
8. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. Minden javítási munkát csak szakképzett szakember végezhet.
9. Meghibásodás esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket.
10. Csak a gyártó által javasolt eredeti tartozékokat és töltőket használjon.
11. Töltés közben győződjön meg arról, hogy a töltőtalp érintkezői és belseje tiszták és szárazak.
12. Ne merítse vízbe a készüléket, és ne mossa le vízsugár alatt.
13. használat után és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket

A DOBOZBAN: 1) vezeték nélküli hajvasaló, 2) töltőbázis,
3. C típusú töltőkábel, (4) szilikon védőkupak, (5) hajgumi,
6. tisztítókendő, (7) hőálló szőnyeg, 8) kapcsok (2 db), 9) használati utasítás, 10) zacskók.

MŰSZAKI ADATOK:

Takarólemezek: Kerámia

MÉRETEK: 303x38x42 mm (egyenesítő) 105x105x159 mm (töltőállomás)

POWER: 47 W

FESZÜLTSÉG: 7,2 V

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSOK: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

MŰKÖDÉSI IDŐ (TELJES DÍJ): 40 perc

TÖLTÉSI IDŐ: 1,5-2 h

A FŰTŐLAPOK MÉRETE: 25×100 mm



KIO - EMS TESTMASSZÍROZÓ

Test kontúrozás

Célozza a bőr lazaságát és cellulitist

Megőrzi a test bőrének feszességét és rugalmasságát

Aggodalmak: túlsúly (helyi zsírlerakódás), cellulit, duzzanat, megereszkedett és petyhüdt bőr, striák, látható öregedési jelek, pigmentfoltok.

ANYAGOK: ABS műanyag.

TÖMEG: test - 128 g. • test EMS fúvókával - 224 g. • test RF fúvókával - 221 g.

FUNKCIÓK:
A KIO testmasszírozóban a funkciók a speciális fúvókáknak megfelelően jelennek meg: EMS és RF&LED.

Az EMS VAGY ELEKTROMIOSTIMULÁCIÓ izmok és idegvégződések stimulálására szolgáló eljárás meghatározott jellemzőkkel rendelkező impulzusáramnak kitéve. Az EMS autogén elektromos impulzusokat utánoz, amelyek elektródák segítségével elérik az ideg- és izomrostokat, hozzájárulva azok összehúzódásához. Így a bőr megerősödik, rugalmassága nő. Az izomszövetet érő elektromos áram nem csak annak összehúzódását idézi elő, hanem hozzájárul a helyi vérkeringés és a nyirokelvezetés javulásához. Ez fokozza a szövetek táplálkozását, és hozzájárul az anyagcseretermékek gyors eltávolításához: a zsírok lebontásához és a méreganyagok eltávolításához a szervezetből, ami az alak korrekciójának és a cellulit elleni küzdelem fő hajtóereje. Az EMS masszírozó rendszeres használata a vérkeringés és a nyirokkeringés javításával megelőzi a vénás rendellenességeket és enyhíti a duzzanatot.

Az RF - LIFTING olyan eljárás, melynek során a szövetek mély rétegeit nagyfrekvenciás áram segítségével melegítik fel. Az elektromos impulzus, megkerülve az epidermiszt, növeli a hőmérsékletet a dermiszben és a bőr alatti zsírban, ami kollagénszintézishez vezet. Javul a vérkeringés, felgyorsul a zsírsejtek anyagcseréje. Az eljárás eredményeként a bőr tulajdonságai jelentősen javulnak - rugalmassága, rugalmassága és turgora nő, érezhetően feszesebbé válik. A rádiófrekvenciás impulzusok csökkenthetik a zsírszövet térfogatát, de az RF lifting fő funkciója a bőr feszesítése.

A fényterápia keretében minden szín egy bizonyos hullámhossznak felel meg a látható fény spektrumában. A bőrre különböző mélységekben hatva a fényt a bőrreceptorok elnyelik, aktiválva a sejten belüli természetes folyamatokat, és bizonyos bőrreakciót váltanak ki. A leghosszabb hullámhosszú (KIO-ban 630 ± 20 nm) vörös Led-fény mélyebben hatol be a bőrbe, mint az összes bemutatott fény. A fibroblasztokra hat, ami serkenti a kollagén termelődését és ezáltal a bőr regenerálódását. A vörös LED fénnyel végzett terápia hatására nő a bőr feszessége, rugalmassága, a bőr feszesebbé válik, csökkennek a bőröregedés külső jelei, mint a ráncok, pigmentfoltok.

JELLEMZŐK:

1. Kompakt ergonomikus forma, melynek köszönhetően a készülék kényelmes a kézben.
2. A masszírozó 3 hatékony technológiát egyesít: EMS, RF, LED.
3. A készletben 2 speciális mágneses fúvóka mindegyik üzemmódhoz:
EMS fúvóka 4 nagy gömb alakú fémelektródával és RF&LED fúvóka elektródákkal kis golyók és gyűrűk, valamint LED-ek formájában.
4. A készülék megnövelt munkafelülete lehetővé teszi, hogy azonnal fellépjen a test meglehetősen nagy területein.
5. Control 1 gomb: be/ki és intenzitás kapcsolás.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. A testmasszírozó 2 mágneses fúvókával rendelkezik: egy fúvóka nagy golyókkal EMS üzemmódban és egy fúvóka gyűrűvel és kis golyókkal az RF&LED üzemmódhoz. Szerelje be a fúvókát a készülék testébe: ehhez helyezze be a fúvókát a készülék testén lévő mélyedésbe.
2. A fúvóka felszerelése után a be-/kikapcsoló gomb hosszan (2 másodperc) történő megnyomásával kapcsolja be a masszírozót. A kiválasztott fúvókától függően az EMS vagy az RF&LED üzemmód elindul, az ütközés intenzitásjelzője világít.
3. Mind EMS, mind RF&LED módban 3 intenzitási szint van. A szint váltásához nyomja meg ismét az intenzitásszint kapcsoló gombot. A jelzőfény fokozatosan feltöltődik, ahogy az erő szintje nő. Miután a szintkapcsoló gomb többszöri megnyomásával elérte a maximális szintet, a készülék automatikusan az ütési intenzitás minimális szintjére áll. Vegye figyelembe, hogy csak az RF intenzitás szintje változik RF&LED módban, a LED állandó marad.
4. A masszírozó okos időzítővel rendelkezik, a készülék 5 perc működés után kikapcsol
5. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
6. A fúvóka eltávolításához egy kézzel fogja meg a készüléket, a másik kezével fogja meg a maszszázsfej oldalsó "füleit". Erővel húzza magára a fúvókát, vegye ki a készülék testéből.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK:

1. Használjon masszírozót a tiszta bőrön, távolítsa el a felesleges olajat és minden szennyeződést a szervezetből.
2. Ha a masszírozás során kontaktgélled vagy ápolóterméked beszívódik a bőrbe, vigye fel újra, hogy biztosítsa a masszírozó szabad mozgását (csúszás) és növelje a hatás hatékonyságát. Amikor a test különböző részein mozog, vigyen fel kontaktgélt a test azon részének bőrére, ahol dolgozni szeretne.

a masszázs előtt.
3. A KIO masszírozó mozgásérzékelővel van felszerelve. Használat közben ügyeljen arra, hogy a készüléket a bőr felett mozgassa. Ha a készüléket hosszabb ideig mozgás nélkül egy helyen hagyja, akkor leáll. A mozgás újraindulása után a készülék újra működni kezd.
4. Kérjük, kerülje az ismétlődő mozgásokat ugyanazon a területen hosszú ideig, kérjük, ne tartsa mozdulatlanul a masszírozót egy adott területen. Különböző embereknek eltérő a fájdalomküszöbe és a bőr érzékenysége: Ha a készüléket úgy tartja, hogy nem mozog egy adott területen, kisebb égési sérüléseket okozhat. Használat közben ne maradjon egy helyen 2-3 másodpercnél tovább.
5. A bőr érzékenysége és a készülék hatékonysága egyéni jellemzők, amelyek egyéntől és az expozíciós területtől függően változnak.
Ems-üzemmód:
1. Vigye fel a bőrrel érintkező gélvezetőre vagy ápolószerére egy vízbázisú gélszerű szerkezetre, ez biztosítja az áramok jobb vezetőképességét a maximális eredmény érdekében.
2. Állítsa be a fúvókát a használni kívánt módnak megfelelően.
3. Kapcsolja be a készüléket, az első alkalmazáshoz válassza ki az EMS kezdeti intenzitási szintjét.
4. A derék masszírozásához tartsa a készüléket az oldalain, a perifériáról középre haladva 5 percig.
5. A lábak masszírozásához tartsa a készüléket a combon/sípcsonton, felfelé mozgatva 5 percig.
6. Kézmasszázshoz tartsa a készüléket a vállon a könyöktől a vállízületig 5 percig.
7. Hasi masszírozáshoz mozgassa a készüléket fejjel lefelé, cikkcakkban, kerülje a köldök környékét 5 percig.
8. Masszázs közben ügyeljen arra, hogy elegendő nyomást gyakoroljon ahhoz, hogy az elektróda felülete teljes mértékben érintkezzen a bőrrel.
9. Az eljárás befejezése után kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el és tisztítsa meg a fúvókát.
Hagyja a kontaktgélt vagy ápolószert a bőrön, amíg teljesen fel nem szívódik, majd tisztítsa meg a bőrt.
Rf-üzemmód:
1. Vigye fel a bőrrel érintkező gélvezetőre vagy ápolószerére egy vízbázisú gélszerű szerkezetre, ez biztosítja az áramok jobb vezetőképességét a maximális eredmény érdekében.
2. Állítsa be a fúvókát a használni kívánt módnak megfelelően.
3. Kapcsolja be a készüléket, az első alkalmazáshoz válassza ki az RF&LED kezdeti intenzitási szintjét.
4. Válassza ki az expozíciós területet, és hajtsa végre az alább felsorolt masszázsmozdulatokat.
Az RF funkció alapja a bőr felmelegítése a kollagénregeneráció és a bőr alatti zsíranyagcsere serkentése érdekében. Ha a fűtési hőmérsékletet nem érzi megfelelőnek, csökkentse a csúszás sebességét, ha az ellenkező hőmérséklet túl magas, növelje a mozgás sebességét, hogy a hőmérséklet kényelmes legyen.
5. Csúszó mozdulatokkal mozogjon a bőr textúrája irányába 5 percig.
6. Csúsztasson vízszintesen 5 percig.
7. A körkörös mozdulatok az óramutató járásával megegyező irányban mozognak 5 percig.
8. Ismételje meg a körkörös mozdulatokat az óramutató járásával ellentétes irányban 5 percig.

9. Az eljárás befejezése után kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el és tisztítsa meg a fúvókát. Hagyja a kontaktgélt vagy ápolószert a bőrön, amíg teljesen fel nem szívódik, majd tisztítsa meg a bőrt.

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KEZELÉSI TANFOLYAM
DUzzanat / GYENGE NYIROKÁRAMLÁS / IZOMGYENGESÉG	Reggelt	EMS: has és derék - 10-15 perc; comb és fenék - 15-20 perc. Teljes munkamenet: legfeljebb 40 perc. Kezdje minimális intenzitással, és fokozatosan növelje a kényelem és a bőr állapota szerint. Az izomösszehúzódásokat fájdalom nélkül kell érezni.	Kezdő kúra: heti 3-4 alkalommal 6-8 héten keresztül. Karbantartás: heti 1-2 alkalommal.	Kezdő tanfolyam: 6-8 hét. Ezután tartson 1-2 hónapos szünetet, hogy a bőr helyreálljon, és elkerülje az állandó stimulációhoz való alkalmazkodást. Karbantartás: folyamatos.
BŐRFESZESÍTŐ / KIsimító STRIJAK	Este	RF és LED: has és derék - 10-15 perc; comb és fenék - 15-20 perc. Teljes munkamenet: legfeljebb 40 perc. Növelje a rádiófrekvenciás intenzitást kényelmes határokon belül. A bőrnek melegnek kell lennie, túlmelegedés nélkül.	Kezdő kúra: heti 2-3 alkalommal 6-8 héten keresztül. Karbantartás: hetente egyszer; 10-14 naponta egyszer is elfogadható.	
KOMBINÁLT KEZELÉS	EMS reggel és RF & LED este, vagy kombinált munkamenet délután	EMS + RF és LED. Has és derék: EMS 10-15 perc, RF & LED 10-15 perc. Comb: EMS 10-15 perc lábonként, RF és LED 15-20 perc lábonként. Fenék: EMS 15 perc, RF és LED 15 perc. Egy kombinált munkamenet során használjon különböző módokat a különböző területekhez: EMS a combhoz/fenékhez, RF és LED a hashoz/derékhoz.	EMS: heti 3 alkalommal. RF és LED: hetente kétszer.	

ELLENJAVALLATOK:

1. Tilos a készülék használata:

• szívritmuszavarban vagy más szívbetegségben szenvedők, pacemakerrel rendelkező személyek.

tartós fém implantátummal vagy piercinggel rendelkező személyek a készülék felhasználási területén.

• Allergiában szenvedők, valamint cukorbetegek, lupus erythematosus, porfiria, pangásos szívbetegség, véralvadási zavarok vagy autoimmun betegségek (például HIV vagy AIDS).

• Azonosítatlan bőrelváltozásokkal rendelkező személyek.

• Sugárterápiában vagy kemoterápiában részesülő személyek. Ez az eszköz alkalmas elhízás vagy terhesség által okozott striák kezelésére. Ezt az eszközt azonban nem használják hegek kezelésére.

Olyan személyek, akiknek bőrét a jelenben vagy a közelmúltban alfa-hidrosavakkal (AHA), béta-hidrosavakkal (BHA), lokálisan izotretinoinnal vagy azelainsavval kezelték.

Azok a személyek, akik az elmúlt 6 hónapban bármilyen formában Roaccutane-t szedtek.

Fényérzékenyítő gyógyszert vagy orvos által felírt egyéb gyógyszert szedő személyek. Kérjük, mielőtt masszírozót használna, olvassa el a gyógyszer használati utasítását. Ha az utasítások azt jelzik, hogy egy gyógyszer fotoallergiás vagy fototoxikus reakciókat okozhat, vagy ha a napfénynek való kitettség kerülése javasolt, kérjük, ne használja ezt az eszközt.

Azok az emberek, akik véralvadásgátló szereket szednek, beleértve a nagy dózisú aszpirint. A masszírozó használata csak egy héttel a kezelés befejezése után javasolt.

2. Ne használja a készüléket az arcon, a nyakon, a mellkason, a nemi szerveken és azokon a testrészeken, amelyeken az elmúlt 3 hónapban plasztikai műtéten estek át.
3. Ne használja a készüléket LED terápiás módban, ha bőre fényérzékeny, hajlamos kiütésekre, allergiás reakciókra.
4. Ne használja a készüléket LED terápiában, ha fertőzések, ekcéma, égési sérülések, szőrtüszőgyulladások, nyílt sebek, zúzódások, herpes simplex, bőrelváltozások vagy hematómák vannak a masszírozó használatának területén.
5. Ne mutasson a szemébe, és ne nézzen a fényforrásba ebben a masszírozóban.
6. Ne kísérelje meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket. Ne használja ezt a készüléket a használati útmutatóban meghatározottaktól eltérő célra.

FIGYELMEZTETÉSEK:

1. Tartsa gyermekektől elzárva.
2. Használja ezt a készüléket körültekintően az alábbi ajánlásoknak megfelelően. Az utasítások be nem tartása nemkívánatos következményekkel járhat.
3. Ne használja ezt a készüléket gyúlékony kozmetikumokkal.
4. Ne használja ezt az eszközt a szem körüli területen.
5. A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e. Ha a masszírozó nem működik megfelelően, törött vagy sérült, ne használja.
6. Az első használat előtt 24 órával végezzen érzékenységi próbát. Vigyen fel kevés vezető gélt az alkar belső oldalára, hogy ellenőrizze, kivált-e bőrreakciót az ápolószer vagy a masszírozó.

7. Tartsa szárazon az USB-C töltőkábelt és a töltő csatlakozóját. Ne használja a készüléket töltés közben.
8. Legyen óvatos a kontaktgél vagy ápolószer használatakor, a kozmetikumok összetételében található olaj és sav károsíthatja a készülék bevonatát.
9. Használat előtt forduljon orvoshoz, hagyja abba a használatát, ha kellemetlen érzést érez, vagy bármilyen mellékhatást tapasztal, ha allergiája, bőrbetegsége, bőrgyulladása stb.

A DOBOZBAN: (1) készülékház, (2) EMS fúvóka, (3) RF&LED fúvóka,
4. töltőkábel, 5) tárolótáska, 6) használati utasítás.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 3 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: 60 min

OKOS IDŐZÍTŐ: 5 min

ÁRAMERŐSSÉG: RF+LED: • 1. intenzitás: 975 ± 50 mA • 2. intenzitás: 990 ± 50 mA • 3. intenzitás: 1005 ± 50 mA. EMS: • 1. intenzitás: 30 ± 10 mA • 2. intenzitás: 41 ± 10 mA • 3. intenzitás: 52 ± 10 mA. FREKVENCIA: • Rf-üzemmód 2M Hz ± 0.2M Hz • Ems-üzemmód (változtatható frekvenciaciklussal) 78.5Hz ±10%, 18.5Hz ±10%

HULLÁMFORMA: téglalap alakú hullámforma
VÍZÁLLÓSÁG: IPX6



LED HAND MASK - LED-FÉNYTERÁPIÁS KÉZ-MASZK

4 fényspektrum

Kisimítja a ráncokat

Csökkenti a pigmentációt

Kiegyensúlyozza a bőr zsí-rosságát

Javítja a szilárdságot

Aggodalmak: életkorral összefüggő elváltozások a kézbőrben, rugalmasság és petyhüdtség, öregedéssel összefüggő pigmentáció, problémás bőr (akne, gyulladás).

ANYAGOK: szilikon, ABS műanyag.

TÖMEG: 326 g.

FUNKCIÓK:

A fényterápia (LED) a bőr bizonyos mélységéig behatoló és a sejtek által felszívódó, különböző hosszúságú fényhullámok expozíciós módszere, amely természetes regenerációs folyamatokat indít el.

Piros Led-fény (630 nm) - serkenti az anyagcsere folyamatokat a sejtekben, elősegíti a mély regenerációt, javítja a bőr textúráját és világosítja a pigmentfoltokat.

Kék Led-fény (415 nm): normalizálja a zsíros bőr egyensúlyát, elősegíti a gondos tisztítást és megnyugtatja azt.

Közeli infravörös (NIR) (830 nm): behatol a mély szöveti rétegekbe, felgyorsítja a sejtmegújulást, növeli a rugalmasságot és feszesíti a kéz bőrét.

Vegyes (vörös + kék) (630 + 415 nm): egyesíti a két spektrum erejét az erőteljes öregedésgátló, tisztító és helyreállító hatás érdekében.

JELLEMZŐK:
1. Automatikus és kézi vezérlés: használja a kész 15 perces automatikus ciklust változó színekkel, vagy válasszon 1 kézi üzemmódot egyetlen világítással 10 percig.
2. Intelligens időzítő: a készülék a munkamenet után automatikusan kikapcsol (15 perc automata módban, 10 perc manuálisan), ami garantálja a biztonságos használatot.
3. 106 LED: erőteljes és egyenletes bevonatot biztosít a kéz, az alkar és a csukló teljes felületén.
4. Ergonómia és biztonság: a maszk élelmiszer-szilikonból készült, és kényelmes tépőzáras pántokkal könnyen a kézre rögzíthető.
5. Vezeték nélküli vezérlés: az 1500 mAh-s akkumulátor kapacitása akár 40 perc folyamatos gondozást tesz lehetővé anélkül, hogy a konnektorhoz kellene kötni.
6. A közeli infravörös (NIR) spektrum lehetővé teszi olyan fiatalító folyamatok beindítását a dermisz legmélyebb rétegeiben, amelyek a hagyományos kozmetikumok és a szokásos fényterápia számára nem elérhetőek.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. rögzítse az öveket a maszk rögzítéséhez: helyezze a jobb és bal pántokat a maszk oldalán lévő megfelelő lyukakba, és rögzítse a tépőzárra.
2. Tegye a maszkot a kezére, és rögzítse a bal oldali pántot a jobb oldalára.
3. Nyomja meg röviden a be/ki gombot a távirányítón. A maszk automatikusan manuálisan bekapcsol, piros LED-fényben.
4. Az Üzemmódváltó gombbal (AUTO/MANUÁLIS) válassza ki a kívánt módot:
Automata vagy kézi. A kiválasztott üzemmód közelében az A vagy M fénydióda világít.
5. Kézi üzemmód (M): A bekapcsológomb rövid megnyomásával válassza ki a kívánt fényt (1 piros, 2 kék, 3 közeli infravörös, 4 vegyes). Az intelligens időzítő 10 percig érvényes.
6. Automatikus üzemmód (A): Az üzemmódok egymástól függetlenül változnak: 5 perc piros, 4 perc kék, 3 perc közeli infravörös, 3 perc vegyes. Az ülés teljes ideje 15 perc.
7. A készülék kényszerített kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Érzékenységi próba. Az első kezelés előtt helyezze a készüléket az alkar belső oldalára. Kapcsolja be a maszkot, és használja legalább 10 percig. Ha forróságot vagy kellemetlenséget érez, azonnal hagyja abba a használatot. A próba után várjon legalább 6 órát. Ha a bőr kipirosodik vagy viszket, a készülék nem megfelelő az Ön számára.
2. Az érzékenységi teszt végén tisztítsa meg a kéz bőrét, ne alkalmazzon ápolószereket.
3. Tegye a maszkot a kezére, és rögzítse a pántokat.
4. Válassza ki a kívánt üzemmódot (automatikus vagy kézi), és hajtsa végre az eljárást.
5. Nem ajánlott túllépni a használati időzítőt.
6. Az ülés után ajánlatos ápoló, hidratáló krémeket alkalmazni, hogy megszilárdítsa az eredményt.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:
A látható eredményhez legalább 4 hétig ajánlott a LED HAND MASK használata. 1. hét: 3 naponta, 10-15 percig. 2. és 3. hét: 2 naponta, 10-15 percig. 4. hét: naponta, 10-15 percig.

Protokoll "Mély öregedésgátlás és lifting"

ÜZEMMÓD	FÁZIS	IDŐ	FÉNY	INDOKOLÁS
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	1. ülés	10 min	Közeli infravörös (NIR)	Mélyen felmelegíti a szöveteket, felgyorsítja a sejtanyagcserét és felkészíti a bőrt a megújulásra.
	2. ülésszak	10 min	Piros Led-lámpa.	Erőteljesen serkenti a kollagéntermelést

A további ülések a LED KÉZMASZK használatának gyakorisága és időtartama szerint váltakoznak.

Méregtelenítő és antibakteriális ápolási protokoll

ÜZEMMÓD	FÁZIS	IDŐ	FÉNY	INDOKOLÁS
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	1. ülés	10 min	Kék Led-lámpa.	Elpusztítja a bakteriális környezetet, normalizálja a zsírtartalmat és megnyugtatja az irritált területeket
	2. ülésszak	10 min	Vegyes fény	Erőteljesen serkenti a kollagéntermelést

A további ülések a LED KÉZMASZK használatának gyakorisága és időtartama szerint váltakoznak.

Univerzális Fiatalítási Protokoll. Használja az automatikus üzemmódot további beállítások nélkül: végigvezeti a bőrt a kollagéntermeléstől a mély infravörös stimulációig minden szakaszon.

ELLENJAVALLATOK:
1. Fokozott fényérzékenység: tilos a készülék használata fénytúlérzékenységet okozó betegségek esetén (pl. lupus erythematosus, fotodermatózis).
2. Gyógyszerek és kozmetikumok: ne használjon maszkot, ha gyógyszert szed, vagy fényérzékeny készítményt (retinoidok, bizonyos antibiotikumok, citrus illóolajok) alkalmaz.
3. Bőrkárosodás: a maszkot nem szabad nyílt sebekkel, fekélyekkel, mély repedésekkel, friss posztoperatív varratokkal vagy súlyos gyulladásra utaló jelek esetén használni.
4. Terhesség és szoptatás: ezekben az időszakokban a maszk használata csak az orvossal való kötelező konzultáció után lehetséges.
5. Az eljárás intoleranciája: a készülék nem megfelelő Önnek, ha az alkaron végzett kötelező előzetes vizsgálat után a bőr kipirosodik vagy viszketni kezd.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Kötelező teszt: Az első alkalmazás előtt mindig végezzen érzékenységi tesztet az alkar belső oldalán.
2. Egészségi állapot romlása: Azonnal hagyja abba a használatát, ha meleget, kényelmetlenséget vagy általános állapotromlást tapasztal a kezelés során.
3. Látásvédelem: a készülék működése közben ne nézzen közvetlenül a világító LED-ekre.
4. Elektromos biztonság: Töltés közben maszk használata szigorúan tilos. Az eljárás megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki a tápkábelt.
5. Nedvességvédelem: A készülék nem vízálló. Tilos a fürdőszobában és víz közelében használni, nedves kézzel megérinteni, vízbe meríteni vagy vízsugár alatt mosni.
6. Óvatos kezelés: Ne hajlítsa meg túlságosan a maszkot, ne nyomja össze és ne tegyen nehéz tárgyakat a tetejére, mert ez károsíthatja a belső rugalmas chipeket és LED-eket.
7. Hőmérséklet: Ne használja vagy tárolja a maszkot fűtőtestek, nyílt láng közelében, közvetlen napfénynek kitéve vagy autóban meleg időben
8. Tisztítás: A maszkot csak a teljes kikapcsolt és az elektromos hálózatról való leválasztás után lehet megtisztítani.
9. Javítás és módosítás: tilos sérült maszkot használni, valamint a készüléket saját kezűleg szétszedni vagy módosítani tilos - ez áramütéshez és a garancia elvesztéséhez vezet.

10. Cél: A maszkot csak rendeltetésszerűen és az utasításoknak megfelelően használja.

A DOBOZBAN: (1) maszk, (2) rögzítő övek, (3) kettős C típusú töltőkábel,
4. használati utasítás, (5) tárolótasak.

MŰSZAKI ADATOK:
MÉRETEK (Ma x Sz x Mé): 385x185x52 mm. ÁRAMFORRÁS: lítium-ion akkumulátor. MŰKÖDÉSI FESZÜLTSÉG: 3,7 V. TELJESÍTMÉNY: 5 W. AKKUMULÁTOR KAPACITÁSA: 1500 mAh. TÁPFESZÜLTSÉG: 5 V. OKOS IDŐZÍTŐ: 15 perc (automatikus üzemmód), 10 perc (kézi üzemmód). TÖLTÉSI IDŐ: 1,5 óra. MAXIMÁLIS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI IDŐ: 40 perc. LED SZÁM: 106 lámpa.
A HULLÁMOK HOSSZA:
• piros - 630 nm
• Kék - 415 nm
Közeli infravörös (NIR) - 830 nm
• vegyes (piros + kék) - 630 + 415 nm
A BESUGÁRZÁS INTENZIVITÁSA:
• piros: 4,9 mW/cm2
• kék - 28 mW/cm2
Közeli infravörös (NIR) - 10,1 mW/cm2
• vegyes (piros + kék) - 15 mW/cm2



LED MASK - OTTHONI LED-FÉNYTERÁPIÁS MASZK

Csökkenti a pigmentációt

Javítja az arcszínt

Javítja a bőr feszességét

Kisimítja a ráncokat

Aggodalmak: bőröregedés jelei, fényöregedés, pigmentáció és hiperpigmentáció megnyilvánulása, akne, postacne, couperosis, rosacea és egyéb érelváltozások.

ANYAG: ABS műanyag, szilikon.

TÖMEG: 215 g.

FUNKCIÓK:

Piros Led-lámpa - Ez a fény mélyebben hatol be a bőrbe, mint a látható spektrum többi színe. A fibroblasztokra (kollagént szintetizáló sejtekre) hat, ezáltal elősegíti a bőrfiatalítást és küzd az öregedés jelei ellen.

A kék LED-fény a legalacsonyabb behatolási mélységgel rendelkezik, és az epidermisz szintjén működik. A porfirinek (az emberi szervezetben lévő pigmentek) képesek elnyelni a kék LED-fényt, és szingulett oxigénmolekulákat szabadítanak fel, elpusztítva a bőr felszínén élő akne baktériumokat. Így a kék Led-fény fertőtlenít, csökkenti a gyulladásos képződményeket, küzd a pattanások ellen.

Sárga Led-fény - elég mélyen behatol a bőrbe ahhoz, hogy elősegítse a kollagén termelődését, aminek köszönhetően kisimítja a ráncokat. A sárga Led-fény hatására a sejtfolyamatokra aktiválódnak a nyirokerek, javul a vízelvezetés és a nyirokáramlás. Így a duzzanat csökken, a méreganyagok távoznak a szervezetből. Ezenkívül a sárga Led-fény nyugtató és gyulladáscsökkentő hatással bír a bőrre.

Vegyes fény - a vörös és kék színek kombinációja lehetővé teszi funkcionalitásuk kombinálását, ezért a vegyes fényt tartják a leghatékonyabbnak a gyulladásos folyamatok során: akne és postacne. A kék Led-fény a felületesebb behatolásnak köszönhetően küzd a bőr felső külső rétegével - a hámréteggel - kapcsolatos bőrbetegségekkel. Másrészt a vörös LED-fény jelentős hatással van a faggyútermelésre, ami kombinálva nagy hatékonyságot ad a bőrbetegségek elleni küzdelemben.

JELLEMZŐK:
1. A maszk állítható pántokkal van felszerelve a rögzítéshez.
2. A beépített szemvédők védenek a szembe jutó közvetlen fény ellen.

3. Az élelmiszer-szilikon maszk használata biztonságos.
4. A kompakt távirányító lehetővé teszi a maszk hordozható használatát.
5. Automatikus és kézi vezérlési módok.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A maszk első használata előtt végezzen "érzékenységi tesztet" az utasításoknak megfelelően.
2. A távirányítón nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki gombot 1 másodpercig a maszk bekapcsolásához. Bekapcsolás után a piros LED-fény funkció és a kézi vezérlés mód aktiválódik. A kapcsológomb mellett kigyullad egy jelzőfény M betűvel (kézi - kézi vezérlési mód).
3. Ha a maszk töltést igényel, olvassa el a Töltési útmutató szakaszát, és vegye figyelembe, hogy a maszk nem működik töltés közben.
4. Nyomja meg ismét a be/ki gombot, a maszk kék Led-fény módba kapcsol.
5. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot harmadszor, ekkor elindul a sárga Led-fény mód.
6. Nyomja meg a bekapcsológombot negyedszer, a fényterápia vegyes üzemmódja aktiválódik.
7. A maszk automatikus üzemmódba kapcsolásához (Auto - automatikus fényváltási mód) kattintson a kapcsológombra.
8. Automata üzemmódban 5 perc a piros Led-fény mód, 3 perc kék Led-fény, 4 perc sárga Led-fény, majd 3 perc vegyes.
9. A maszk kikapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. A maszk felvitele előtt tisztítsa meg a bőrt.
2. Vegyen fel maszkot, ügyeljen arra, hogy a futófelületek szorosan illeszkedjenek a szemekhez.
3. Saját belátása szerint állítson be kézi vagy automatikus vezérlési módot.
4. Manuális módban válassza ki a LED fényterápia kívánt színét.
5. Vegye figyelembe, hogy amikor kézi vezérlés esetén módot vált, a 10 perces intelligens időzítő újraindul. Azonban erősen ajánlott, hogy ne használja a maszkot 15 percnél tovább.
6. Élvezze a fényterápiás eljárást otthon.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KEZELÉSI TANFOLYAM
AKNE / GYULLADÁS	Este	Kék LED-fény: 7 perc. Vörös LED-fény: 3 perc. Sárga LED-fény: 5 perc.	Minden második nap	Folyamatban
FINOM VONALAK / KORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK	Este	Kék LED-fény: 2 perc. Vörös LED-fény: 7 perc. Kevert fény: 5 perc.	heti 2-3 alkalommal	Folyamatban
LÁTHATÓ EREK / COUPERÓZUS / ÉRZÉKENY BŐR	Este	Kék LED-fény: 2 perc. Vörös LED-fény: 2 perc. Sárga LED-fény: 2 perc. Kevert fény: 5 perc.	heti 2-3 alkalommal	Folyamatban
PIGMENTÁCIÓ / EGYENLÍTEtlen bőrtónus	Este	Vörös LED-fény: 6 perc. Sárga LED-fény: 4 perc. Kevert fény: 5 perc.	heti 2-3 alkalommal	Folyamatban

ELLENJAVALLATOK:
1. kellemetlen érzés vagy bármilyen mellékhatás esetén hagyja abba a használatát.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. A készülék kizárólag otthoni használatra készült.
2. Ne használja a maszkot töltés közben.
3. Ne engedje, hogy víz kerüljön a készülék felületére vagy házába.
4. Ne használja a készüléket nyílt hőforrás közelében.
5. A készülék tisztítása és karbantartása közben kapcsolja ki az áramellátást.

A DOBOZBAN: (1) arcmaszk, (2) kezelőpanel, (3) DC-USB töltőkábel,
4. rögzítő hevederek, (5) szemek, (6) utasítás.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 3-4 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: 40-45 min

OKOS IDŐZÍTŐ: 15 perc (automatikus mód), 10 perc (kézi üzemmód)

MÓDOK:
- Piros Led-fény - 630 nm hullámhossz
- Kék Led-fény - hullámhossz 490 nm
- Sárga Led-fény - 590 nm hullámhossz
- vegyes fény

RÉSZLETES TELJESÍTMÉNY (A BESUGÁRZÁS INTENZITÁSA):
- piros Led-lámpa: 2,4041 mW/cm2
- kék Led-fény - 8,6094 mW/cm2

Sárga Led-lámpa - 1,2704 mW/cm2
- vegyes fény - 7,4833 mW/cm2

ENERGIAADAG (ENERGIA INTENZITÁS) 15 PERCES FOGLALKOZÁS:
- piros Led-lámpa - 2,1637 J/cm2
- kék Led-fény - 7,7485 J/cm2
- sárga Led-fény - 1,1434 J/cm2
- vegyes fény - 6,7350 J/cm2

VÍZÁLLÓSÁG: IP22



LED MASK 2.0 - BŐRFIATALÍTÓ LED-MASZK

Csökkenti a pigmentációt

Javítja az arcszínt

Javítja a bőr feszességét

Kisimítja a ráncokat

Aggodalmak: bőröregedés látható jelei, fotoöregedés, pigmentáció és hiperpigmentáció, akne, postacne, couperosis, rosacea és egyéb érelváltozások.

ANYAGOK: szilikon, ABS műanyag.

TÖMEG: 380 g.

FUNKCIÓK:
A LED MASK a LED fényterápia elvén alapul. A maszk eszközébe LED-lámpák vannak beépítve, amelyek mindegyike egy bizonyos színű fény kibocsátására van programozva. Minden szín egy meghatározott hullámhossznak felel meg a látható fény spektrumában. A bőrre különböző mélységekben hatva a fényt a bőrreceptorok elnyelik, aktiválva a sejten belüli természetes folyamatokat, és bizonyos bőrreakciót váltanak ki.

A legnagyobb hullámhosszú vörös Led-fény mélyebben hatol a bőrbe, mint az összes bemutatott fény. A fibroblasztokra hat, ami serkenti a kollagén termelődését és ezáltal a bőr regenerálódását. A vörös LED fénnyel végzett terápia hatására felgyorsul a sebgyógyulás, a bőr feszesebbé válik, csökkennek a bőröregedés külső jelei, mint a ráncok.

A kék Led-fény hullámhossza a látható spektrum összes színe közül a legrövidebb. Az epidermisz szintjén működik, antimikrobiális hatással rendelkezik. A porfirinek (testünkben lévő pigmentek) képesek elnyelni a kék LED-fényt, és szingli oxigénmolekulákat szabadítanak fel, elpusztítva a bőr felszínén élő akne baktériumokat. Így a kék Led-fény fertőtlenít, csökkenti a gyulladásos képződményeket, küzd a pattanások ellen.

A zöld LED fényt elnyeli az epidermisz és a dermis, sejtreakciót váltva ki, melynek következményei közé tartozik a bőr helyreállítása és gyógyulása. A bőrpír csökkentésére, az érzékeny bőr irritációjának enyhítésére szolgál. A zöld Led-fény a couperosis ellen küzd, csökkenti a hajszálerek méretét, hozzájárulva a vér szabad áramlásához.

A sárga Led-fény (piros + zöld) serkenti a vérkeringést, segít a bőr tónusának halványításában, csökkenti a pigmentfoltok súlyosságát.

A vegyes fényt (piros + kék + zöld = fehér) a kozmetikumok gyors és mély behatolására használják. Ezen kívül általános relaxáló és nyugtató hatása van a szervezetre.

JELLEMZŐK:
1. Beépített rögzítés hevederek nélkül.
2. Vezérlőpult LCD kijelzővel.
3. A LED-ek száma megnövekedett - 117 egység.
4. 3 intenzitási szint mindegyik fénymódhoz, nagy energiaintenzitás.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A maszk első használata előtt végezzen "érzékenységi tesztet" az utasításoknak megfelelően.
2. Kattintás előtt csatlakoztassa a maszkot a vezérlőpanelhez a C típusú kábel segítségével.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot a kezelőpanelen 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához, várja meg a hangjelzést. A maszk automatikusan bekapcsol a piros Led-fény módban az első intenzitási szinten.
4. A kapcsológombok (↑/↓) rövid (1 másodperces) megnyomása lehetővé teszi, hogy átváltson kék Led-fény módra (jelző C: B a vezérlőpulton), zöld Led-fény módra (jelző C: G), sárga Led-fény módra (jelző C: RG), fehér fény módra (C jelző: RGB).
5. A fényintenzitás-szabályozó lámpák (-/+) gombjainak rövid (1 másodperc) megnyomásával a szint 3-ra emelkedik, vagy visszaáll 1-re.
6. A szünet gomb rövid megnyomása (1 másodperc) felfüggeszti a készüléket, ismételt megnyomása pedig visszakapcsolja a működést.
7. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot a kezelőpanelen a készülék kikapcsolásához.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Tisztítsa meg és szárítsa meg kezét és arcát.
2. Helyezze fel a maszkot az arcára, rögzítse a tépőzárakat úgy, hogy a maszk kényelmesen tartsa az arcát.
3. Kapcsolja be a maszkot a vezérlőpanel csatlakoztatásával.
4. Válassza ki a kívánt világítási módot és annak intenzitását.
5. Élvezze a fényterápiás eljárást.
6. Mindegyik világítási mód 15 percig működik, ezután a távirányító automatikusan kikapcsol. Üzemmódváltáskor az időzítő újraindul. A fényterápia során gondosan ügyeljen arra, hogy az eljárás teljes ideje (több mód használata esetén egy ülésben) ne haladja meg a 15 percet.
7. A LED fényterápia befejeztével használja ápolószerét: szérumot vagy krémet, mivel a LED maszk felvitele után megnő a bőr nedvszívó képessége.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KEZELÉSI TANFOLYAM
AKNE / GYULLADÁS	Este	1. hét: kék, alacsony - 4 perc; piros, alacsony - 3 perc; zöld, közepes - 6 perc. 2. hét: kék, közepes - 4 perc; piros, alacsony - 4 perc; zöld, közepes - 6 perc. 3. hét: kék, magas - 5 perc; piros, magas - 3 perc; zöld, magas - 6 perc. 4. hét: szünet.	Minden második nap	1 hónap, a szünettel együtt. Tartson 1 hét szünetet. Ismételje meg a programot 2-3 hónapig.
FINOM VONALAK / KORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK	Este	1. hét: piros, közepes - 5 perc; zöld, magas - 5 perc; vegyes, magas - 2 perc. 2. hét: piros, magas - 5 perc; zöld, magas - 7 perc; vegyes, magas - 2 perc. Váltott 1. és 2. hét.	heti 2-3 alkalommal	Nincs rögzített tanfolyami limit
LÁTHATÓ EREK / COUPERÓZUS / ÉRZÉKENY BŐR	Este	1. hét: piros, alacsony - 3 perc; zöld, közepes - 5 perc; vegyes, közepes - 5 perc. 2. hét: piros, közepes - 5 perc; zöld, magas - 2 perc; vegyes, magas - 5 perc. 3. hét: piros, magas - 5 perc; zöld, magas - 5 perc; vegyes, magas - 3 perc. 4. hét: szünet.	Minden második nap	1 hónap, a szünettel együtt. Tartson 1 hét szünetet. Két 4 hetes tanfolyam, majd 1 hónap szünet.
PIGMENTÁCIÓ / EGYENLÍTEtlen bőrtónus	Este	Piros: magas a sötét pigmentációhoz, közepes a normál pigmentációhoz - 6 perc. Zöld, magas - 4 perc. Vegyes, közepes - 5 perc.	heti 2-3 alkalommal	Folyamatban

ELLENJAVALLATOK:
1. Tilos a készüléket használni epilepsziában szenvedőknek, pajzsmirigybetegségben szenvedőknek, illetve pajzsmirigy kezelésére szolgáló gyógyszereket szedőknek.
2. A maszk használata sérült, sérült bőrrel vagy műtét utáni sebekkel rendelkező fogyasztók számára tilos.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. A fényterápiás öregedésgátló maszk otthoni használatra alkalmas eszköz. Csak az utasításoknak megfelelően használható. Tilos a maszkot más célra használni, ellenkező esetben károsíthatja a terméket vagy károsíthatja a szervezetet.
2. Ha a maszk megsérül, hagyja abba a használatát, és a veszély elkerülése érdekében lépjen kapcsolatba a fogyasztói reklamáció elfogadására jogosult szervezettel.
3. Töltés közben maszk használata tilos. Töltés közben ne érintse meg nedves kézzel a maszkot, a töltőkábelt, az USB adaptert.
4. Azonnal hagyja abba a használatát, ha kellemetlen érzést vagy bármilyen mellékhatást (bőrpír, viszketés, allergia) érez a maszk használata következtében.

A DOBOZBAN: 1) maszk, 2) C típusú-C típusú kábel a központhoz való csatlakoztatáshoz,
3. távirányító, 4) USB-C töltőkábel, 5) használati utasítás, 6) tárolótáska.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 3-4 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: 140 perc (piros/kék/zöld) • 80 perc (vegyes fény) • 78 perc (sárga Led-fény)

OKOS IDŐZÍTŐ: 15 min

MÓDOK:
- Piros Led-fény - 660 nm hullámhossz
- Kék Led-fény - hullámhossz 460 nm
- Zöld Led-fény - 525 nm hullámhossz
- Sárga Led-lámpa - piros + zöld
- vegyes fény (fehér) - piros + kék + zöld

RÉSZLETES TELJESÍTMÉNY (A BESUGÁRZÁS INTENZITÁSA):
1 szint
- piros Led-lámpa - 6,595 mW/cm2
- kék Led-fény - 17,112 mW/cm2
- zöld Led-fény - 6,612 mW/cm2

Sárga Led-lámpa - 14,049 mW/cm2
- vegyes fény - 27,542 mW/cm2 2. szint
- piros Led-lámpa - 14,058 mW/cm2
- kék Led-fény - 30,48 mW/cm2
- zöld Led-fény - 15,636 mW/cm2

Sárga Led-lámpa - 17,857 mW/cm2
- vegyes fény - 32,169 mW/cm2

3. szint
- piros Led-lámpa - 16,368 mW/cm2
- kék Led-fény - 47,653 mW/cm2
- zöld Led-fény - 23,095 mW/cm2

Sárga Led-lámpa - 28,081 mW/cm2
- vegyes fény - 39,089 mW/cm2

ENERGIAADAG (ENERGIA INTENZIVITÁS) 15 PERCES FOGLALKOZÁS:
1 szint
- piros Led-lámpa - 5,9355 J/cm2
- kék Led-fény - 15,4008 J/cm2
- zöld Led-fény - 5,9508 J/cm2
- sárga Led-lámpa - 12,6441 J/cm2
- vegyes fény - 24,7878 J/cm2 2 szint
- piros Led-lámpa - 12,6522 J/cm2
- kék Led-fény - 27.432 J/cm2
- zöld Led-fény - 14,0724 J/cm2
- sárga Led-lámpa - 16,0713 J/cm2
- vegyes fény - 28,9521 J/cm2 3 szint

Piros Led-lámpa - 14,7312 J/cm2
- kék Led-fény - 42,8877 J/cm2
- zöld Led-fény - 20,7855 J/cm2
- sárga Led-lámpa - 25,2729 J/cm2
- vegyes fény - 35,1801 J/cm2

VÍZÁLLÓSÁG: IP22



LED MASK 3.0 - VEZETÉK NÉLKÜLI LED-MASZK

7 fényspektrum

Kisimítja a ráncokat

Csökkenti a pigmentációt

Csökkenti az aknés és akné utáni nyomokat

Kisugárzás belülről

Aggodalmak: ráncok, rugalmasságvesztés, pattanások és gyulladások, hiperpigmentáció, tompa tónus, duzzanat, késleltetett regeneráció, a kozmetikumok alacsony hatékonysága.

ANYAG: ABS műanyag, szilikon.

TÖMEG: 265 g.

FUNKCIÓK:
A fototerápia (LED) egy nem termikus módszer a különböző hosszúságú fényhullámok expozíciójára, amelyek a dermis bizonyos mélységéig hatolnak, és a sejtek fotoreceptorai elnyelik, beindítva a természetes regenerációs folyamatokat.

Piros Led-fény (630 nm): mélyen behatol a bőrbe, serkenti a kollagén szintézist. A vörös LED fénnyel végzett terápia hatására felgyorsul a sebgyógyulás, a bőr feszesebbé válik, csökkennek a bőröregedés külső jelei, mint a ráncok.

Kék Led-fény (415 nm): erőteljes antibakteriális hatással rendelkezik, befolyásolja a pattanások okait, fertőtlenít, csökkenti a gyulladást és nyugtatja a bőrt.

Zöld LED-fény (520 Nm): Kiigazítja az általános bőrtónust. A bőrpír, a pigmentfoltok csökkentésére, az érzékeny bőr irritációinak enyhítésére szolgál. A zöld Led-fény a couperosis ellen küzd, csökkenti a hajszálerek méretét, hozzájárulva a vér szabad áramlásához.

Sárga Led-fény (630+520 nm): javítja a szövetek mikrokeringését, biztosítja a nyirok elvezetését, megszünteti a pangást és a duzzanatot.

Fehér fény (630+520+415 nm): felgyorsítja a sejtanyagcserét, elősegíti a kozmetikumok aktív összetevőinek legmélyebb felszívódását.

Közeli infravörös (NIR, 830 nm): Mély szinten felgyorsítja a szövetek regenerálódását, gyógyítja a mikrosérüléseket és megnyugtatja a bőrt.

Mély infravörös (DIR, 1070 nm): aktiválja a sejtek belső energiáját, kifejezett "belülről ragyogó" hatást biztosít.

JELLEMZŐK:
1. 7 színspektrum: Maximális színlefedettség az esztétikai problémák széles skálájának megoldásához 1 készülékben.
2. Kettős vezérlőrendszer: a távirányítón keresztül vagy közvetlenül a maszkon keresztül történő munkavégzés a kényelem érdekében bármilyen helyzetben.
3. Vezeték nélküli vezérlés. A maszk támogatja a Bluetooth-kapcsolatot a távirányítóval, amely lehetővé teszi az üzemmódok távolról történő konfigurálását és vezérlését anélkül, hogy a maszkot vezetékkel csatlakoztatná a távvezérlőhöz. Ez nagy mobilitást és kényelmet biztosít minden körülmények között.
4. Kézi beállítási mód. Testreszabott programok készítése: Ön határozza meg a színek sorrendjét és az egyes spektrumok működési idejét.
5. 3D - A maszk formája anatómiailag megismétli az arcot, ami biztosítja a szoros illeszkedést.
6. Intelligens időzítő: A biztonságos és hatékony használat érdekében 15 percen belül automatikusan befejezi a munkamenetet.
7. Hangkíséret. A készülék 2 nyelven (orosz és angol) szólaltatja meg a kiválasztott módokat és a Bluetooth kapcsolatot. Ez a funkció opcionális, a hangbeállítások kikapcsolhatók.
8. Memória funkció: A legfrissebb beállítások kézi mentése, hogy időt takarítson meg rendszeres használat mellett.
9. 2 IR fény a mély behatolásért. A LED MASK 3.0 két infravörös sugárzási spektrummal van felszerelve (830 nm és 1070 nm). Ez lehetővé teszi a fiatalító folyamatok elindítását a dermisz legmélyebb rétegeiben, amelyek nem állnak rendelkezésre a hagyományos kozmetikumok és a szokásos fényterápia számára.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
A LED MASK 3.0 kettős vezérlőrendszerrel rendelkezik:
1. A maszk burkolatán lévő vezérlőn keresztül.
2. Távvezérlő panel.

Vezérlés a beépített vezérlővel A beépített vezérlőn keresztül történő vezérlés esetén a maszk csak automatikusan működhet.

1. Nyomja meg a gombot 2 másodpercig a maszk be- és kikapcsolásához. Ezeket a műveleteket hosszú hangjelzés kíséri.
2. Nyomja meg röviden a gombot a maszk világításának váltásához.
3. Nyomja meg a gombot 5 másodpercig a Bluetooth funkció bekapcsolásához és a vezérlőpulthoz való csatlakozáshoz. Miután csatlakoztatta a maszkot a távirányítóhoz, a maszkvezérlő jelzőfénye kéken világít.

4. Nyomja meg röviden a gombot a fényintenzitás szintjének növeléséhez.
5. Nyomja meg a gombot a hang nyelvének kiválasztásához: angol vagy orosz.

6. Nyomja meg röviden a gombot a fény intenzitásának csökkentéséhez.
7. Nyomja meg a gombot a hangbeszéd be- vagy kikapcsolásához.

A távvezérlővel történő vezérléshez először be kell kapcsolnia a maszkot a vezérlővel, majd kapcsolja be a távvezérlőt, és várja meg, amíg a maszk csatlakozik a vezérlőpulthoz. A sikeres csatlakozás után sípoló hang hallható: „Bluetooth csatlakoztatva van/Bluetooth csatlakoztatva van”.

1. A gomb hosszan tartó lenyomásával kapcsolja be a maszkot.
2. A gomb rövid megnyomásával kiválaszthatja a maszkvezérlési módot:
Automatikus (1 fény működik az egész munkamenet során, a felhasználó önállóan határoz meg egy színt az eljáráshoz) vagy manuális (a felhasználó beállítja a színváltozást, meghatározva a kívánt szín időtartamát és intenzitását).
3. Hosszan tartó nyomással kikapcsolja a maszkot.

4. Rövid megnyomással nyugtázza a kiválasztott beállításokat: az expozíció intenzitása és az idő.
5. Az összes beállítás kézi vezérlési módban történő beállítása utáni dupla megnyomással elindul a maszk.
6. A munkamenet alatti rövid megnyomás szüneteltheti az eljárást. Az ismételt rövid megnyomás folytatja a megszakított munkamenetet. A szünet alatt a képernyő villog.
7. Kézi üzemmódban a kézi üzemmódba váltás utáni hosszan tartó lenyomás lehetővé teszi az előre beállított beállítások (az utoljára beállított beállítások) visszaállítását.

8. A gomb rövid megnyomásával a kívánt lámpára léphet: a le gomb a következő típusú világításra vált; a fel gombbal visszatérhet az előző fénybeállításokhoz.

9. Kézi üzemmódban a növelő gomb rövid megnyomása növeli az intenzitásszintet és az edzésidőt, a csökkentés gomb megnyomásával pedig csökkenti azokat.
10. Automata üzemmódban a növelő gomb rövid megnyomása növeli az ütés intenzitását, a csökkentés gomb megnyomása csökkenti az intenzitás szintjét.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. A kezelés előtt tisztítsa meg az arcbőrt: távolítsa el a sminket, ne alkalmazzon ápolószereket.
2. Kapcsolja be a maszkot a vezérlő segítségével.
3. Tedd az arcodra a maszkot, hogy szorosan illeszkedjen hozzá.
4. Csatlakoztassa és rögzítse a tépőzárakat hátul, hogy a maszk kényelmesen üljön Önön.

Automatikus vezérlési mód
5. Az automatikus üzemmódot közvetlenül a maszkon keresztül és a kezelőpanel segítségével is vezérelheti.

Vezérlés közvetlenül a maszkon keresztül
6. Engedélyezze a vezérlő be-/kikapcsoló gombjának hosszú megnyomásával.
7. Ugyanennek a gombnak a rövid megnyomásával (be/ki/kapcsoló üzemmódok) válassza ki a kívánt lámpatípust.
8. A növelő és csökkentő gombok segítségével állítsa be a kívánt fényintenzitást.

9. A munkamenet automatikusan elindul, nincs szükség a munka megkezdésének megerősítésére.
10. A 15 perces intelligens időzítő magát a programot fogja befejezni.

A kezelőpanellel történő beállításhoz
11. Létre kell hozni a maszk Bluetooth-kapcsolatát a távirányítóval. A maszk bekapcsolása után kapcsolja be a vezérlőpultot, és várja meg a hangjelzést.
12. A vezérlőpanelen először az automatikus vezérlési mód kapcsol be. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az A betű a képernyő alsó sarkában.
13. Válassza ki a kívánt lámpát.
14. Állítsa az intenzitást 1-ről 3-ra.
15. A maszk automatikusan működésbe lép az intelligens időzítő visszaszámlálásával.
16. 15 perc elteltével a maszk magától kikapcsol.

Kézi vezérlési mód
17. Aktiválja a maszkot a vezérlővel.
18. A kézi üzemmód csak a vezérlőpanel segítségével vezérelhető, ezért fontos a Bluetooth maszkos kapcsolat létrehozása a központtal. A maszk bekapcsolása után kapcsolja be a vezérlőpultot, és várja meg a hangjelzést.
19. A vezérlőpulton válassza ki a kézi vezérlési módot. A képernyőn az M betű világít.
20. Beállíthatja a kívánt fénykombinációt, beállíthatja azok intenzitását és időtartamát.
21. Először egy piros LED-es fényt kell beállítani. A beállítást az intenzitásszintről kezdheti. Az intenzitásszint jelölése villog a képernyőn. A +/- gombokkal válassza ki a kívánt szintet. Erősítse meg a start/szünet gomb megnyomásával.
22. Ezután kiválaszthatja ennek a lámpának a működési idejét. A +/- gombokkal növelheti és lerövidítheti a lámpa működési idejét. Erősítse meg ezt a beállítást a start/szünet gomb megnyomásával.
23. Hasonló módon kezdheti el a következő szín beállítását (Kék -> Sárga -> Zöld -> Fehér -> Közeli infravörös -> Mély infravörös).
24. Ha valamelyik színt ki akarja hagyni, állítson be nulla működési időt, vagy hagyja ki a következő jelzőfényre lépve a V/Λ gombokkal (színváltó gomb).
25. A Λ gombbal (színváltó gomb) lehet visszalépni az előző lámpához, és beállítani annak fényerejét és működési idejét.
26. Kézi vezérlési módban a LED MASK 3.0 memória funkciót biztosít. Az indító/szünet gomb hosszan tartó megnyomása a kezelőpanel kézi beállításának bekapcsolása után visszaállítja az előre beállított lámpakombinációt.
27. Fényterápiás kezelés után ápoló és hidratáló krémek alkalmazása javasolt.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:

BŐRTÍPUS / BŐR-PROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KÚRA
AKNE	Kezdők és érzékeny bőrűek: reggel kék Led-fény; piros Led-fény este (egy órával lefekvés előtt). Tapasztalt felhasználók és más bőrtípusok: reggel vagy nappal. A kék Led-fény elnyomja a melatonintermelést, és megváltoztathatja az alvási mintákat.	Kezdők és érzékeny bőrűek: az egyik napon 15 perc kék LED-fény, a következő napon 15 perc vörös LED-fény. A két kezelést felváltva alkalmazza. Gyakorlott felhasználók és más bőrtípusok esetén 1 kezelésen belül: kék LED-fény 7 percig, majd vörös LED-fény 7 percig.	heti 3-4 alkalommal	Kúra: 4-6 hét. Szünet: 2 hét. A kúra megismételhető, vagy más bőrproblémára új kúra kezdhető.
AKNE UTÁNI JELEK	Piros Led-fény - este (lefekvés előtt egy órával) Egyéb színek a napszaktól függetlenül	Hegek: piros Led-fény - 7 perc; közeli infravörös fény - 7 perc. Piros foltok: sárga Led-fény - 7 perc; zöld Led-fény - 7 perc.	Hegek: heti 3 alkalommal Piros foltok: heti 3 alkalommal	Hegek: kezelési folyamat - 12 hét; szünet - 4-6 hét. Ismételje meg a tanfolyamot, vagy kezdjen egy új tanfolyamot egy másik problémához. Vörös foltok: kezelési folyamat - 6-8 hét; szünet - 4 hét. Ismételje meg a tanfolyamot, vagy kezdjen egy új tanfolyamot egy másik problémához.
KITERJESZTETT PÓRUSOK / ZSÍROS FÉNY	Reggel/nap (mivel a kék Led-fény elnyomja a melatonintermelést, megváltoztathatja az alvási szokásokat)	Kék - 7 perc Piros - 7 perc	heti 3-4 alkalommal	Kúra: 6-8 hét. Szünet: 3 hét. A kúra megismételhető, vagy más bőrproblémára új kúra kezdhető.
PIGMENTÁCIÓ	Bármi is a napszak.	Sárga Led-fény - 7 perc Zöld Led-fény - 7 perc	heti 3-4 alkalommal	Kúra: 8-12 hét. Szünet: 4-6 hét. A kúra megismételhető, vagy más bőrproblémára új kúra kezdhető.
A BŐR PÁLYÁZÁSA / FESZESÍTETT BŐR ÉRZÉSE	Este (egy órával lefekvés előtt)	Piros Led-fény - 5-7 perc közeli infravörös fény - 5-7 perc	heti 3-4 alkalommal	Kúra: 6 hét. Szünet: 4 hét. A kúra megismételhető, vagy más bőrproblémára új kúra kezdhető.
ROSACEA	Piros Led-fény - este (lefekvés előtt egy órával) Egyéb színek a napszaktól függetlenül	Az egyik napon sárga LED-fény 15 percig. A következő napon vörös LED-fény 10 percig, majd közeli infravörös fény 5 percig. Ismételje a két kezelést felváltva.	heti 3-4 alkalommal	Kúra: 8-12 hét. Szünet: 4 hét. A kúra megismételhető, vagy más bőrproblémára új kúra kezdhető.
COOPEROS	Bármi is a napszak.	Zöld Led-fény - 15 perc	heti 2 alkalommal	Kúra: 8-12 hét. Szünet: 4 hét. A kúra megismételhető, vagy más bőrproblémára új kúra kezdhető.

BŐRTÍPUS / BŐR-PROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KÚRA
RÁNCOK	Este (egy órával lefekvés előtt)	Piros Led-fény - 7 perc közeli infravörös fény - 7 perc	heti 3 alkalommal	Kúra: 8-12 hét. Szünet: 4 hét. A kúra megismételhető, vagy más bőrproblémára új kúra kezdhető.
TOMPA KOMPLEX	Piros Led-lámpa - este (lefekvés előtt egy órával) Sárga Led-fény a napszaktól függetlenül	Az egyik napon vörös LED-fény 15 percig, a következő napon sárga LED-fény 15 percig. Folytassa a kezeléseket felváltva.	heti 3-4 alkalommal	Kúra: 6-8 hét. Szünet: 3-4 hét. A kúra megismételhető, vagy más bőrproblémára új kúra kezdhető.
PUFFADÁS	Bármi is a napszak.	Sárga Led-fény - 15 perc	heti 3-4 alkalommal	Kúra: 8 hét. Szünet: 2-4 hét. A kúra megismételhető, vagy más bőrproblémára új kúra kezdhető.
ÉRETT BŐR / A FESZESSÉG ÉS TONUS ELVESZTÉSE / A BŐR LAZGATÁSA	Este (egy órával lefekvés előtt)	1 alkalom heti 2 alkalommal: Piros Led-fény - 7 perc közeli infravörös fény - 7 perc 1 alkalom heti 2 alkalommal: Mély IR - 15 perc 1. heti alkalom - 5 perc 2. heti alkalom - 10 perc 3. hét és további - 15 perc	heti 4 alkalommal	Kúra: 8-12 hét. Szünet: 4 hét. A kúra megismételhető, vagy más bőrproblémára új kúra kezdhető.
Szint: Kezdje az 1. szintről, használja 1 hétig, majd lépjen a 2. szintre, használja 1,5 hétig, majd lépjen a 3. szintre.				

ELLENJAVALLATOK:
1. Ne használjon maszkot, ha lupus erythematosusban szenved, fényérzékeny ekcémája vagy albinizmusa van. A fényterápia alkalmazása ilyen körülmények között súlyos bőrreakciót okozhat.
2. Tilos a maszk használata, ha bármilyen fényérzékenységi zavarban szenved (ha fényérzékeny).
3. Ne használjon maszkot, ha fényérzékenységet okozó gyógyszereket szed. Ezek lehetnek bizonyos antibiotikumok, kemoterápiás szerek és diuretikumok. A kütyü használata előtt konzultáljon orvosával.
4. Ne használjon maszkot, ha sebei vannak, vagy kerülje ezt a területet a fényterápia során.
5. Ne használjon maszkot, ha az elmúlt 2 hétben leégett.
6. Ne használjon maszkot, ha Fitzpatrick I., V. vagy VI. típusú bőre van.
7. Ne használjon maszkot, ha a kórelőzményében fény által kiváltott epilepszia szerepel.
8. Ne használja a pattanások súlyos formáira.
9. Tilos a készüléket csecsemőknek, pajzsmirigybetegségben szenvedőknek, illetve pajzsmirigy kezelésére szolgáló gyógyszereket szedőknek használni.

10. Ne használja a maszkot töltése vagy karbantartása közben. Töltés közben ne érintse meg nedves kézzel a maszkot, a töltőkábelt, az USB adaptert.
11. Ne használjon maszkot, ha az sérült. Vegye fel a kapcsolatot a gyártó által felhatalmazott szervezettel, hogy elfogadja a fogyasztói igényeket.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. A maszk használata előtt érzékenységi tesztet kell végezni.
2. Kapcsolja ki és távolítsa el a maszkot, ha forrónak tűnik, vagy a bőre kellemetlen meleget érez.
3. A maszkot csak megtisztított bőrön használja: távolítsa el a sminket, ne alkalmazzon ápolószert az eljárás előtt. Egyes összetevők fényérzékenységet okozhatnak, vagy csökkenthetik a kezelés hatását.
4. A maszkot a víztől távol használja, ne kerüljön víz a készülékre.
5. Ne helyezze a maszkot forró felületre.
6. Ne kísérelje meg saját maga módosítani vagy megjavítani a modult. Ez érvényteleníti a garanciát, és áramütést okozhat. A készülék nem tartalmaz önkiszolgáló alkatrészeket.
7. Ne használjon maszkot, ha maga a készülék, a vezérlő, a töltőcsatlakozó vagy a kábel sérült.
8. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a feszültség megegyezik-e a készüléken feltüntetett feszültséggel.
9. Ne tegye ki a berendezést erős ütéseknek, hogy ne sértse meg a lámpákat.
10. Szemvédelem céljából ne nézzen a fényforrásba, miközben a készülék működik.
11. Ne használja a maszkot a következő esetekben: MRI, diatermia, elektrokoaguláció, vezeték nélküli energiaátvitel, 5G és egyéb elektromágneses adókkal rendelkező rendszerek területén.
12. Ne használja ezt a berendezést más berendezések közelében vagy egy halomban vele, mert ez hibás működéshez vezethet. Ha ilyen használat szükséges, mindkét eszközt ellenőrizni kell, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működnek.
13. Használjon eredeti átalakítókat és kábeleket. A gyártó által meghatározottaktól eltérő tartozékok használata az elektromágneses sugárzás növekedéséhez vagy a berendezés zavartűrésének csökkenéséhez vezethet, ami nem megfelelő működéshez vezethet.
14. Ne használjon maszkot 30 cm-nél közelebb működő rádiókészülékektől: Wi-Fi routerektől, mobiltelefonoktól, babafigyelőktől és antennáktól. Az erős rádiójelek a maszk hibás működését okozhatják, vagy csökkenthetik az eljárás hatékonyságát.
15. A LED MASK 3.0 személyi higiéniai cikk; nem ajánlott másoknak átadni.
16. Ha a maszk megsérült, hagyja abba a használatát, és a veszély elkerülése érdekében lépjen kapcsolatba a fogyasztói igények elfogadására jogosult szervezettel. Saját javítás, szétszerelés, nem rendeltetésszerű használat esetén a fogyasztói igények átvételére jogosult szervezet mentesül a szavatossági kötelezettség alól.
17. Azonnal hagyja abba a használatát, ha kellemetlen érzést vagy bármilyen mellékhatást (bőrpír, viszketés, allergia) érez a maszk használata következtében.

A DOBOZBAN: 1) maszk, 2) Dual Type-C töltőkábel, 3) távirányító, 4. használati utasítás, (5) tárolótasak.

MŰSZAKI ADATOK:

POWER: 3 W

AKKUMULÁTOR KAPACITÁS: 850 mAh

ÜZEMI FESZÜLTSÉG: 3,7 V

TÁPFESZÜLTSÉG: 5 V

OKOS IDŐZÍTŐ: 15 min

TÖLTÉSI IDŐ: 4 óra (maszk), 45 perc (távirányító)

MŰKÖDÉSI IDŐ: • 64 perc (piros Led-fény mód) • 60 perc (kék Led-fény mód), • 55 perc (sárga Led-fény mód), • 55 perc (zöld Led-fény mód), • 57 perc (fehér fény mód), • 93 perc (közeli infravörös (NIR) mód), • 215 perc (mély infravörös (DIR) mód)

MÓDOK:
• Piros Led-fény - 630 nm hullámhossz
• Kék Led-fény - hullámhossz 415 nm
• Zöld Led-fény - 520 nm hullámhossz
• Sárga Led-lámpa - piros + zöld
• fehér fény - piros + kék + zöld
Közeli infravörös fény - 830 nm
Mély infravörös fény - 1070 nm

RÉSZLETES TELJESÍTMÉNY (A BESUGÁRZÁS INTENZITÁSA):
1 szint
• piros Led-fény: 10,5 mW/cm2
• kék Led-fény - 12,4 mW/cm2
• sárga Led-fény - 10,4 mW/cm2
• zöld Led-fény - 8,4 mW/cm2
fehér fény - 13,3 mW/cm2
• NIR - 7,76 mW/cm2
DIR - 3,14 mW/cm2 2. szint
• piros Led-lámpa - 14,4 mW/cm2
• kék Led-fény - 18,5 mW/cm2
• sárga Led-fény - 13,9 mW/cm2
• zöld Led-fény - 11,2 mW/cm2
fehér fény - 16,9 mW/cm2
• NIR - 10,49 mW/cm2
DIR - 4,24 mW/cm2 3. szint
• piros Led-lámpa - 17,4 mW/cm2
• kék Led-fény - 20,2 mW/cm2
• sárga Led-fény - 17,6 mW/cm2
• zöld Led-fény - 14,6 mW/cm2

fehér fény - 19,1 mW/cm2
• NIR - 17,1 mW/cm2
• DIR - 8,3 mW/cm2

ENERGIAADAG (ENERGIA INTENZIVITÁS) 15 PERCES FOGLALKOZÁS:
1 szint
• piros Led-lámpa - 9,45 J/cm2
• kék Led-fény - 11,16 J/cm2
• sárga Led-fény - 9,36 J/cm2
• zöld Led-fény - 7,56 J/cm2
fehér fény - 11,97 J/cm2
• NIR - 6,98 J/cm2
• DIR - 2,83 J/cm2 2. szint
• piros Led-lámpa - 12,96 J/cm2
• kék Led-fény - 16,65 J/cm2
• sárga Led-fény - 12,51 J/cm2
• zöld Led-fény - 10,08 J/cm2
fehér fény - 15,21 J/cm2
• NIR - 9,44 J/cm2
• DIR - 3,82 J/cm2 3 szint
• piros Led-lámpa - 15,66 J/cm2
• kék Led-fény - 18,18 J/cm2
• sárga Led-lámpa - 15,84 J/cm2
• zöld Led-fény - 13,14 J/cm2
fehér fény - 17,19 J/cm2
• NIR - 15,39 J/cm2
• DIR - 7,47 J/cm2

MÉRETEK (Ma x Szé x Mé): 255×580×121 mm



LED NECK MASK 2.0 - FÉNYTERÁPIA NYAKRA ÉS DEKOLTÁZSRA

Javítja a keringést

Csökkenti a pigmentációt

Egyenlíti a bőrtónust

Kisimítja a ráncokat

Aggodalmak: pigmentfoltok, pattanások, couperosis, rosacea, pattanások, bőröregedés jelei, a faggyúmirigyek fokozott működése, kitágult pórusok, fakó és fáradt bőr.

ANYAGOK: szilikon, ABS műanyag.

TÖMEG: 210 g.

FUNKCIÓK:
A LED NECK MASK a LED fényterápia elvén alapul. A maszk eszközébe LED-lámpák vannak beépítve, amelyek mindegyike egy bizonyos színű fény kibocsátására van programozva. Minden szín egy meghatározott hullámhossznak felel meg a látható fény spektrumában. A bőrre különböző mélységekben hatva a fényt a bőrreceptorok elnyelik, aktiválva a sejten belüli természetes folyamatokat, és bizonyos bőrreakciót váltanak ki.

Piros Led-lámpa - Ez a fény mélyebben hatol be a bőrbe, mint a látható spektrum többi színe. A fibroblasztokra (kollagént szintetizáló sejtekre) hat, ezáltal elősegíti a bőrfiatalítást és küzd az öregedés jelei ellen.

A kék LED-fény a legalacsonyabb behatolási mélységgel rendelkezik, és az epidermisz szintjén működik. A porfirinek (az emberi szervezetben lévő pigmentek) képesek elnyelni a kék LED-fényt, és szingulett oxigénmolekulákat szabadítanak fel, elpusztítva a bőr felszínén élő akne baktériumokat. Így a kék Led-fény fertőtlenít, csökkenti a gyulladásos képződményeket, küzd a pattanások ellen.

A zöld LED fényt elnyeli az epidermisz és a dermis, sejtreakciót váltva ki, melynek következményei közé tartozik a bőr helyreállítása és gyógyulása. A bőrpír csökkentésére, az érzékeny bőr irritációjának enyhítésére szolgál. A zöld Led-fény a couperosis ellen küzd, csökkenti a hajszálerek méretét, hozzájárulva a vér szabad áramlásához.

Sárga Led-lámpa (piros + zöld) - a vérkeringés serkentésére szolgál, segít a bőr tónusának halványításában, csökkenti a pigmentfoltok súlyosságát.

Vegyes fény (piros + kék + zöld = fehér) - a kozmetikumok gyors és mély behatolására szolgál.
Ezen kívül általános relaxáló és nyugtató hatása van a szervezetre.

Infravörös közelében - mélyen felgyorsítja a szövetek regenerálódását, gyógyítja a mikrosérüléseket és megnyugtatja a bőrt.

JELLEMZŐK:
1. Egyedülálló forma a nyak és a nyakkivágás sérülékeny területeinek kitettségéhez.
2. Egyszerű rögzítés a maszk mindkét oldalán.
3. Ergonomikus kezelőpanel.
4. 3 intenzitási szint mindegyik fénymódhoz, nagy energiaintenzitás.
5. Az élelmiszer-szilikon maszk használata biztonságos.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. Csatlakoztassa a maszkot a vezérlőpanelhez C típusú kábel segítségével. Dugja be a kábelt a csatlakozóba, amíg meg nem hallja a jellegzetes kattanást.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot a kezelőpanelen 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához. A maszk automatikusan bekapcsol a piros Led-fény módban az első intenzitási szinten (a vezérlőpanel kijelzőjén a C: R, L: 1 jelzőfények).
3. A kapcsológombok (↑/↓) rövid (1 másodperces) megnyomása lehetővé teszi, hogy átváltson kék Led-fény módra (C jelző: B a vezérlőpulton), zöld Led-fény módra (C jelző: G), sárga Led-fény módra (C jelző: RG), fehér fény módra (C jelző: RGB), NIR módra (C jelző: IR_).
4. A lámpák fényintenzitás-szabályozó gombjainak (-/+) rövid megnyomásával (1 másodperc) a szint 3-ra emelkedik, vagy visszaáll 1 szintre (L jelző: 1 (2/3) a vezérlőpulton).
5. A szünet gomb rövid (1 másodperc) megnyomása felfüggeszti a készüléket, ismételt megnyomása pedig visszakapcsolja a működést.
6. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot a kezelőpanelen a készülék kikapcsolásához.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
Az első használat előtt végezzen érzékenységi tesztet:
Helyezze a maszkot a keze belső oldalára.
Kapcsolja be a maszkot, és vegyen részt egy teljes 15 perces fototerápiás kezelésben.
Ha kellemetlen érzést vagy égetést érez a bőrön, azonnal hagyja abba a maszk használatát.
• Várjon körülbelül 6 órát az ellenőrzés után. Ha a kezed belsejében vörös és/vagy viszket, akkor a LED NYAKMASZK nem alkalmas a használatra.
1. Csatlakoztassa a távirányítót a maszkhoz.
2. Tegye a maszkot a nyakába.
3. Kapcsolja be a maszkot, válassza ki a kívánt fénymódot és annak intenzitási szintjét.
4. Élvezze a fényterápiás eljárást. Mindegyik világítási mód 15 percig működik, majd a távirányító automatikusan kikapcsol. Üzemmódváltáskor az időzítő újraindul. A fényterápia során gondosan ügyeljen arra, hogy az eljárás teljes ideje (több mód használata esetén egy ülésben) ne haladja meg a 15 percet.
5. A LED fényterápia befejeztével használja ápolószerét: szérumot vagy krémet, mivel a LED maszk felvitele után megnő a bőr nedvszívó képessége.
6. Használja a maszkot rendszeresen heti 3-4 alkalommal minimum 4 hétig a látható eredmény érdekében.
7. A kívánt hatás elérése után hetente 1-2 eljárás végezhető.

ELLENJAVALLATOK:
1. A nyakra és dekoltázsra szánt LED fényterápiás maszk otthoni használatra készült. Csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. Ne használja más célra, mert ez károsíthatja a terméket vagy testi sérülést okozhat.
2. Ha a maszk megsérült, hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a fogyasztói igények elfogadására feljogosított szervezettel a veszély elkerülése érdekében. Saját javítás, szétszerelés, nem rendeltetésszerű használat esetén a fogyasztói igények átvételére jogosult szervezet mentesül a szavatossági kötelezettség alól.
3. Töltés közben maszk használata tilos. Töltés közben ne érintse meg nedves kézzel a maszkot, a töltőkábelt, az USB adaptert.
4. Azonnal hagyja abba a használatát, ha kellemetlen érzést vagy bármilyen mellékhatást (bőrpír, viszketés, allergia) érez a maszk használata következtében.
5. Tilos a készüléket használni epilepsziában szenvedőknek, pajzsmirigybetegségben szenvedőknek, illetve pajzsmirigy kezelésére szolgáló gyógyszereket szedőknek.
6. Tilos a maszk használata sérült, sérült bőrrel vagy műtét utáni sebekkel rendelkező fogyasztók számára.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. A készülék kizárólag otthoni használatra készült.
2. Ne használja a maszkot töltés közben.
3. Ne engedje, hogy víz kerüljön a készülék felületére vagy házába.
4. Ne használja a készüléket nyílt hőforrás közelében.
5. A készülék tisztítása és karbantartása közben kapcsolja ki az áramellátást.

A DOBOZBAN: (1) fényterápiás maszk, (2) kezelőpanel, (3) C típusú kábel a vezérlőpanel és a maszk csatlakoztatásához, (4) USB-C típusú töltőkábel, (5) tárolótáska, (6) használati utasítás, (7)2 maszkszíj.

MŰSZAKI ADATOK:
TÖLTÉSI IDŐ: 2 óra üzemidő: 60 perc intelligens időzítő: 15 perc (automatikus üzemmód)
MÓDOK:
• Piros Led-fény - 630 nm hullámhossz
• Kék Led-fény - hullámhossz 415 nm
• Zöld Led-fény - 525 nm hullámhossz
• Sárga Led-lámpa - piros + zöld
• vegyes fény (fehér) - piros + kék + zöld
Közeli infravörös fény - hullámhossz 830 nm

RÉSZLETES TELJESÍTMÉNY (A BESUGÁRZÁS INTENZITÁSA):
1 szint
• piros Led-lámpa: 7,755 mW/cm2
• kék Led-fény - 16,6 mW/cm2
• zöld Led-fény: 12,214 mW/cm2
Sárga Led-lámpa - 16,069 mW/cm2
• vegyes fény - 30,211 mW/cm2
• Közeli infravörös fény: 6,2 mW/cm2

2. szint
• piros Led-lámpa - 16,562 mW/cm2
• kék Led-fény - 23,34 mW/cm2
• zöld Led-fény - 15.710 mW/cm2
• sárga Led-fény - 26,597 mW/cm2
• vegyes fény - 33.950 mW/cm2
Közeli infravörös fény - 11,9 mW/cm2, 3. szint
• piros Led-lámpa - 22,896 mW/cm2
• kék Led-fény - 29,57 mW/cm2
• zöld Led-fény - 25,895 mW/cm2
Sárga Led-lámpa - 30,697 mW/cm2
• vegyes fény - 38,154 mW/cm2
Közeli infravörös fény - 19,54 mW/cm2

ENERGIAADAG (ENERGIA INTENZÍV) 15 PERCES FELÜLET
1 szint
Piros Led-lámpa: 7,755 J/cm2
• kék Led-fény - 17,928 J/cm2
• zöld Led-fény - 12,214 J/cm2
• sárga Led-fény - 16,069 J/cm2
• vegyes fény - 30,211 J/cm2
Közeli infravörös fény - 6,20 J/cm2, 2. szint
• piros Led-lámpa - 16.562 J/cm2
• kék Led-fény - 33.240 J/cm2
• zöld Led-fény - 15.710 J/cm2
• sárga Led-fény - 26.597 J/cm2
• vegyes fény - 33.950 J/cm2
Közeli infravörös fény - 11,9 J/cm2, 3. szint
• piros Led-lámpa - 22.896 J/cm2
• kék Led-fény - 50,627 J/cm2
• zöld Led-fény - 25.895 J/cm2
• sárga Led-lámpa - 30,697 J/cm2
• vegyes fény - 38,154 J/cm2
• közeli infravörös fény -19,54 J/cm2

VÍZÁLLÓSÁG: IP22



LED PATCHES - LED-TAPASZOK HELYI BŐR-ÁPOLÁSHOZ

Gyorsan csillapítja a gyulladást

Világosítja a pigmentációt

Célzott emelés

Javítja a szilárdságot

AGGONDOK: lokális gyulladások és pattanások, allergiás bőrreakciók, kisebb tökéletlenségek, olajegyensúly felborulása, életkorral összefüggő elváltozások bizonyos területeken (ráncok,ráncok), pigmentfoltok.

ANYAG: PC műanyag, szilikon.

TÖMEG: 23,4g (tok), 2,78g (tapasz).

FUNKCIÓK:

A fényterápia (LED) a bőr bizonyos mélységéig behatoló és a sejtek által felszívódó, különböző hosszúságú fényhullámok expozíciós módszere, amely természetes regenerációs folyamatokat indít el.

Piros Led-fény (630 nm): serkenti az anyagcsere folyamatokat a sejtekben, elősegíti a mély regenerációt, javítja a bőr textúráját és világosítja a pigmentfoltokat.

Kék Led-fény (415 nm): normalizálja a zsíros bőr egyensúlyát, elősegíti a gondos tisztítást és megnyugtatja azt.

A tapaszok egyetlen KOMBINÁLT ÜZEMMÓDBAN működnek, amely két fényspektrumot egyesít az egyidejű antibakteriális és öregedésgátló hatás érdekében.

UVC - Sugárzás (275 nm) tokban: Kizárólag zárt tokban használható tapaszok sterilizálására. A sugárzás elpusztítja a baktériumok és vírusok DNS-ét és RNS-ét, így a tapasz következő használata teljesen biztonságos lesz a bőr számára.

JELLEMZŐK:
1. Célzott kezelés: a kompakt méret lehetővé teszi, hogy a tapaszt pontosan a kezelést igénylő területre (pattanás, ránc vagy pigmentfolt) rögzítse.
2. Szabad kezek: a tapaszok biztonságosan rögzítve vannak a bőrön speciális hipoallergén tépőzárral (a 32 darabban található), lehetővé téve, hogy a foglalkozás alatt intézkedjen.
3. Automatikus sterilizálás: A tapaszokkal ellátott zárt tok automatikusan elindítja az 1 perces UVC fertőtlenítési ciklust, garantálva a bőrtapaszok biztonságát minden használatnál.
4. Intelligens időzítő: A munkamenet pontosan 10 percig tart, ezután a patch magától kikapcsol.
5. Autonómia: A tok teljes feltöltése 10 patch teljes feltöltésére elegendő, egy patch pedig akár 60 percig is folyamatosan működhet.

6. Kettős hatékonyság: 2 független patch található a töltőtokban. Egyszerre is használhatod az arc különböző problémás területein (például szimmetrikus ráncok vagy több gyulladás esetén), ezzel felére csökkentve az eljárás idejét. Vagy váltogasd is őket: amíg az egyik tapasz fel van töltve és fertőtlenítve van, a második teljesen készen áll, folyamatos ápolást biztosítva.
7. Hordozhatóság: Tárolja és töltse fel a javításokat útközben. Egy kompakt zárt tok gondoskodik a táskában lévő eszközök biztonságáról, megóvva azokat a külső sérülésektől.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. Távolítson el minden tapaszt a töltőtokról.
2. Vegye ki a tépőzáras ragtapaszt, és ragassza fel a készülék hátuljára.
3. Távolítsa el a védőfóliát a tépőzárról, és helyezze fel a tapaszt a kezelés helyén a tiszta bőrre. Nyomja meg a bőr rögzítéséhez.
4. Nyomja meg a patch elülső oldalán található gombot az engedélyezéshez.
5. A készülék 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol (vagy nyomja meg újra a gombot a leállítás kényszerítéséhez).
6. A foglalkozás végeztével oldja ki és dobja el a használt tépőzárat.
7. Helyezze vissza a tapaszt a vezeték nélküli tokba úgy, hogy a gomb hátrafelé, a töltőérintkezők pedig lefelé nézzenek a töltéshez és az automatikus fertőtlenítéshez. A zöld jelzőfény jelzi a helyes csatlakozást.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Érzékenységi teszt. Fontos: az eljárás előtt tesztet kell végezni. Helyezze a bekapcsolt tapaszt az alkar belső oldalára 10 percre. Hő vagy kellemetlen érzés esetén azonnal távolítsa el a készüléket. Értékelje a reakciót 6 óra elteltével. Ha a bőr vörös vagy viszket, a tapaszok használata nem megfelelő az Ön számára.
2. Napi használat: A kezelés előtt tisztítsa meg a bőrt. Ne alkalmazzon ápolószereket.
3. Rögzítse a tapaszt a problémás területhez, és kapcsolja be.
4. Nem ajánlott túllépni a 10 perces határt egy zónában egy munkamenetben.
5. A munka végeztével vigye fel szokásos ápolóját vagy hidratáló krémjét.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:

LED-KEZELÉST MOST KEZDŐKNEK: A kívánt eredmény eléréséig használja a tapaszt kétnaponta az érintett területen.

TAPASZTALATOS FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA: Használja naponta 1 alkalommal a problémás területen, amíg el nem éri a hatást.

ELLENJAVALLATOK:
1. Fokozott fényérzékenység: tilos a készüléket használni, ha fénytúlérzékenységet okozó betegségben szenved (pl. lupus erythematosus vagy fotodermatózis).
2. Specifikus gyógyszerek és kozmetikumok: Nem alkalmazhat tapaszt, ha olyan gyógyszereket szed, vagy olyan kozmetikumokat használ, amelyek növelik a fényérzékenységet. Ide tartoznak a retinoidok, egyes antibiotikumok és a citrusfélék illóolajai.
3. Bőrsérülések: Kerülje a használatát nyílt sebekkel vagy mély vágással rendelkező területeken.
4. Az eljárás intoleranciája: a készülék nem megfelelő Önnek, ha az alkaron végzett előzetes vizsgálat után a bőr kipirosodik vagy viszketni kezd.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Száraz kezek: A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a keze teljesen száraz.
2. Látásvédelem: Ne nézzen hosszú ideig közvetlenül a fényforrásba, ha a tapasz fel van kapcsolva.
3. Hagyja abba a kellemetlen érzést: Azonnal hagyja abba a használatát, ha irritált az eljárás során.
4. Nedvesség elleni védelem: A tapaszok nem vízállóak. Ne mossa le vízzel, és ne használja nedves környezetben (például fürdőszobában).
5. Biztonságos töltés: Ne hagyja a töltőtokot hosszú ideig a hálózatra csatlakoztatva. A 100%-os töltöttség elérése után azonnal kapcsolja ki. Ne használja a készüléket, ha az a konnektorhoz van csatlakoztatva.
6. Tisztítás: minden használat után óvatosan törölje le a tapasz munkafelületét egy puha, szösszmentes ruhával. Ne használjon agresszív fertőtlenítőszereket vagy gyúlékony anyagokat.

A DOBOZBAN: (1) töltőtok, x1, 2) 2 db tépőzár, 3) tépőzár a 32-es tapasz rögzítéséhez, 4. Kettős C típusú töltőkábel x1, 5) használati utasítás x1.

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRETEK (Ma x Szé x Mé): 35x58x20 mm (tok), 21x21x5 mm (patch)

ÁRAMFORRÁS: lítium-ion akkumulátor

ÜZEMI FESZÜLTSÉG: 3,6 V

TÁPFESZÜLTSÉG: 5 V

POWER: 0,09 W

AKKUMULÁTOR KAPACITÁS: 200 mAh (tok), 18 mAh (patch)

TÖLTÉSI IDŐ: 1,5 h

OKOS IDŐZÍTŐ: 10 min

MAXIMÁLIS VEZETÉK NÉLKÜLI ÜZEMIDŐ: 10 teljes patch töltés (1 tokos töltéstől), 60 perc folyamatos működés (1 patch)

A LED-EK SZÁMA: 1 lámpa patchban

A HULLÁMOK HOSSZA:
• Vegyes: piros 630 nm + kék 415 nm
Tok funkció: automatikus UVC fertőtlenítés - 275 nm

A BESUGÁRZÁS INTENZIVITÁSA:
• vegyes spektrum - 36,36 mW/cm2



LED SET - FÉNYTERÁPIA ARCRA, NYAKRA ÉS DEKOLTÁZSRA

Javítja az arcszínt

Kisimítja a ráncokat

Csökkenti az aknés és akné utáni nyomokat

Javítja a keringést

Csökkenti a pigmentációt

Aggodalmak: bőröregedés látható jelei, fotoöregedés, pigmentáció és hiperpigmentáció, akne, postacne, couperosis, rosacea és egyéb érelváltozások.

ANYAGOK: szilikon, ABS műanyag.

TÖMEG: 380 g (arcmaszk) + 210 g (nyakmaszk).

FUNKCIÓK:
A LED SET a LED fényterápia elvén alapul. A maszk eszközébe LED-lámpák vannak beépítve, amelyek mindegyike egy bizonyos színű fény kibocsátására van programozva. Minden szín egy meghatározott hullámhossznak felel meg a látható fény spektrumában. A bőrre különböző mélységekben hatva a fényt a bőrreceptorok elnyelik, aktiválva a sejten belüli természetes folyamatokat, és bizonyos bőrreakciót váltanak ki.

A legnagyobb hullámhosszú vörös Led-fény mélyebben hatol be a bőrbe, mint az összes bemutatott fény. A fibroblasztokra hat, ami serkenti a kollagén termelődését és ezáltal a bőr regenerálódását. A vörös LED fénnyel végzett terápia hatására felgyorsul a sebgyógyulás, a bőr feszesebbé válik, csökkennek a bőröregedés külső jelei, mint a ráncok.

A kék Led-fény hullámhossza a látható spektrum összes színe közül a legrövidebb. Az epidermisz szintjén működik, antimikrobiális hatással rendelkezik. A porfirinek (testünkben lévő pigmentek) képesek elnyelni a kék LED-fényt, és szingli oxigénmolekulákat szabadítanak fel, elpusztítva a bőr felszínén élő akne baktériumokat. Így a kék Led-fény fertőtlenít, csökkenti a gyulladásos képződményeket, küzd a pattanások ellen.

A zöld LED fényt elnyeli az epidermisz és a dermis, sejtreakciót váltva ki, melynek következményei közé tartozik a bőr helyreállítása és gyógyulása. A bőrpír csökkentésére, az érzékeny bőr irritációjának enyhítésére szolgál. A zöld Led-fény a couperosis ellen küzd, csökkenti a hajszálerek méretét, hozzájárulva a vér szabad áramlásához.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:
Sárga Led-lámpa (piros + zöld) - a vérkeringés serkentésére szolgál, segít a bőr tónusának halványításában, csökkenti a pig
zöld = fehér) - a kozmetikumok gyors és mély behatolására szolgál. Ezen kívül általános relaxáló és nyugtató hatása van a s

JELLEMZŐK:
1. Maszk expozíciós zóna: 2 maszk 3 gondozást igénylő területet fed le.
2. Egyetlen távirányító: mindkét maszk 1 távirányítóval vezérelhető.
3. Többfunkciós használat: a maszkok készletként (2 db egyszerre) és külön-külön is használhatók
4. A kézi vezérlési mód lehetővé teszi a maszk egyedi munkamenetének konfigurálását.
5. A maszk anyaga élelmiszer-szilikon: biztonságos a bőrre, nem okoz irritációt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. Csatlakoztassa a maszkokat a központhoz egy C típusú kábel segítségével. Dugja be az egyes kábelkimeneteket a maszk csatlakozóiba egészen addig, amíg meg nem hallja a jellegzetes kattanást.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot a vezérlőpulton 2 másodpercig az eszközök bekapcsolásához.
3. A kapcsológombok (↑/↓) rövid megnyomása (1 másodperc) lehetővé teszi, hogy átváltson kék Led-fény módra (jelző C: B a vezérlőpulton), zöld Led-fény módra (jelző C: G), sárga Led-fény módra (jelző C: RG), fehér fény módra (C jelző: RGB).
4. A lámpák fényintenzitás-szabályozó gombjainak (-/+) rövid megnyomásával (1 másodperc) a szint 3-ra emelkedik, vagy visszaáll 1 szintre (L jelző: 1 (2/3) a vezérlőpulton).
5. A szünet gomb rövid (1 másodperces) megnyomása felfüggeszti a készülékek működését, újbóli megnyomása visszaállítja a működést.
6. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 2 másodpercig a kezelőpanelen a maszkok kikapcsolásához.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. A maszk első használata előtt végezzen "érzékenységi tesztet" az utasításoknak megfelelően.
2. Csatlakoztassa a távirányítót a maszkokhoz.
3. Viseljen arcmaszkot és nyak- és nyakkörnyéki maszkot.
4. Kapcsolja be a maszkokat, válassza ki a kívánt fénymódot és annak intenzitási szintjét.
5. Élvezze a fényterápiás eljárást.
6. Mindegyik világítási mód 15 percig működik, ezután a távirányító automatikusan kikapcsol. Üzemmódváltáskor az időzítő újraindul. [Fontos]: Fényterápia során gondosan figyelje meg, hogy az eljárás teljes időtartama (ha több módot használ egy ülésben) ne haladja meg a 15 percet.
7. A LED fényterápia befejeztével használja ápolószerét: szérumot vagy krémet, mivel a LED fényterápia után a bőr elnyelő képessége megnő.

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KEZELÉSI TANFOLYAM
AKNE / GYULLADÁS / ZSÍROS BŐR	Reggel / este	1. hét: kék, alacsony - 3 perc; sárga, alacsony - 3 perc; piros, alacsony - 3 perc; zöld, alacsony - 3 perc; vegyes, alacsony - 3 perc. 2. hét: kék, közepes - 4 perc; sárga, közepes - 3 perc; piros, közepes - 2 perc; zöld, közepes - 3 perc; vegyes, közepes - 3 perc. 3. hét: kék, magas - 3 perc; sárga, magas - 3 perc; piros, magas - 3 perc; zöld, magas - 3 perc; vegyes, magas - 3 perc. 4. hét: kék, magas - 5 perc; sárga, magas - 3 perc; piros, magas - 2 perc; zöld, magas - 3 perc; vegyes, magas - 2 perc.	Minden második nap	Ismételje meg a programot 2-3 hónapig. 6 havonta egyszer.
FINOM VONALAK / KORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK		Kék, magas - 2 perc. Sárga, magas - 3 perc. Piros, magas - 5 perc. Zöld, magas - 3 perc. Vegyes, magas - 2 perc.	heti 2-3 alkalommal	Nincs rögzített tanfolyami limit
LÁTHATÓ EREK / COUPERÓZUS / ÉRZÉKENY BŐR	Este	1. hét: kék, alacsony - 1 perc; piros, alacsony - 3 perc; zöld, közepes - 3 perc; sárga, közepes - 3 perc; vegyes, közepes - 5 perc. 2. hét: kék, alacsony - 1 perc; piros, közepes - 3 perc; zöld, magas - 3 perc; sárga, magas - 3 perc; vegyes, magas - 5 perc. 3. hét: kék, alacsony - 2 perc; piros, magas - 5 perc; zöld, magas - 2 perc; sárga, magas - 3 perc; vegyes, magas - 3 perc. 4. hét: szünet.	Minden második nap	1 hónap, a szünettel együtt. Tartson 1 hét szünetet. Végezzen el 2-3 négyhetes kúrát, majd tartson 1 hónapos szünetet. Ismételje meg 2-3 négyhetes tanfolyamot, és folytassa ezt a ciklust.

BŐRTÍPUS / BŐR-PROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KEZELÉSI TANFOLYAM
PIGMENTÁCIÓ / EGYENLÍTEtlen bőrtónus	Este	Piros, magas - 5 perc. Sárga, magas - 3 perc. Zöld, magas - 2 perc. Kék, alacsony - 1 perc. Vegyes, közepes - 4 perc.	heti 2-3 alkalommal	Nincs rögzített tanfolyami limit. Használat után vigyen fel SPF krémet.

ELLENJAVALLATOK:
1. Tilos a készüléket csecsemőknek, epilepsziában szenvedőknek, pajzsmirigybetegségben szenvedőknek vagy pajzsmirigy-gyógyszert szedőknek használni.
2. Sérült, sérült bőrrel, műtét utáni sebekkel rendelkező fogyasztók számára maszk használata tilos.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. A készülék kizárólag otthoni használatra készült.
2. Ha az egyik maszk megsérül, hagyja abba a használatát, és a veszély elkerülése érdekében lépjen kapcsolatba a fogyasztói igények elfogadására jogosult szervezettel.
3. Töltés közben maszk használata tilos. Töltés közben ne érintse meg nedves kézzel a maszkokat, a töltőkábelt, az USB adaptert.
4. Azonnal hagyja abba a használatát, ha kellemetlen érzést vagy bármilyen mellékhatást (bőrpír, viszketés, allergia) érez a maszk használata következtében.

A DOBOZBAN: (1) egy arcmaszk, (2) egy nyak és nyak környéki fényterápiás maszk, (3) egy kábel a C típusú vezérlőpanelhez való csatlakozáshoz, (4) egy vezérlőpanel,
5. C-USB típusú töltőkábel, 6) használati utasítás, 7) tárolótáskák, 8) 2 nyakmaszk heveder.

MŰSZAKI ADATOK:
TÖLTÉSI IDŐ: 4 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: 30 perc (2 maszkkal egyszerre, maximális intenzitáson)

OKOS IDŐZÍTŐ: 15 min

MÓDOK:
- Piros Led-fény - 660 nm hullámhossz
- Kék Led-fény - hullámhossz 415 nm
- Zöld Led-fény - 525 nm hullámhossz
- Sárga Led-lámpa - piros + zöld
- vegyes fény (fehér) - piros + kék + zöld

RÉSZLETES TELJESÍTMÉNY (A BESUGÁRZÁS INTENZITÁSA):
1 szint LED MASZK
- piros Led-lámpa: 5,455 mW/cm2
- kék Led-fény - 12,065 mW/cm2
- zöld Led-fény - 8,582 mW/cm2

Sárga Led-lámpa - 13,012 mW/cm2
- vegyes fény - 21,826 mW/cm2

LED NYAKMASZK
- piros Led-lámpa: 5,171 mW/cm2
- kék Led-fény - 10,707 mW/cm2
- zöld Led-fény - 6,413 mW/cm2
- sárga Led-fény - 11,888 mW/cm2
- vegyes fény - 18.059 mW/cm2 2 fokozatú LED MASZK
- piros Led-lámpa - 12,155 mW/cm2
- kék Led-fény - 23,541 mW/cm2
- zöld Led-fény - 12,757 mW/cm2
- sárga Led-fény - 16,86 mW/cm2
- vegyes fény - 26.797 mW/cm2 LED NYAKMASZK
- piros Led-lámpa - 9,759 mW/cm2
- kék Led-fény - 25,02 mW/cm2
- Zöld Led-fény: 13,664 mW/cm2

Sárga Led-lámpa - 16,725 mW/cm2
- vegyes fény - 25.447 mW/cm2 3 fokozatú LED MASZK
- piros Led-lámpa: 15,94 mW/cm2
- kék Led-fény - 33,06 mW/cm2
- zöld Led-fény - 17,461 mW/cm2
- sárga Led-lámpa - 20,607 mW/cm2

Vegyes fény - 29.321 mW/cm2 LED NYAKMASZK
- piros Led-lámpa - 15,275 mW/cm2

Kék Led-fény: 31,849 mW/cm2
- zöld Led-fény - 16,986 mW/cm2
- sárga Led-fény - 19,561 mW/cm2
- vegyes fény - 30,183 mW/cm2

ENERGIAADAG (ENERGIA INTENZIVITÁS) 15 PERCES FOGLALKOZÁS:
1 szint LED MASZK
- piros Led-lámpa - 4,9095 J/cm2
- kék Led-fény - 10,8585 J/cm2
- zöld Led-fény - 7,7238 J/cm2
- sárga Led-lámpa - 11,7108 J/cm2

Vegyes fény - 19,6434 J/cm2 LED NYAKMASZK
- piros Led-lámpa - 4,6539 J/cm2
- kék Led-fény - 9,6363 J/cm2
- zöld Led-fény - 5,7717 J/cm2

• sárga Led-lámpa - 10,6992 J/cm2
• vegyes fény - 16.2531 J/cm2 2 fokozatú LED MASZK
• piros Led-lámpa - 10,9395 J/cm2
• kék Led-fény - 21,1869 J/cm2
• zöld Led-fény - 11,4813 J/cm2
• sárga Led-lámpa - 15,174 J/cm2
Vegyes fény - 24,1173 J/cm2 LED NYAKMASZK
• piros Led-lámpa - 8,7831 J/cm2
• kék Led-fény - 22.518 J/cm2
• zöld Led-fény - 12,2976 J/cm2
• sárga Led-lámpa - 15,0525 J/cm2
• vegyes fény - 22.9023 J/cm2 3 fokozatú LED MASZK
Piros Led-lámpa - 14.346 J/cm2
• kék Led-fény - 29.754 J/cm2
• zöld Led-fény - 15,7149 J/cm2
• sárga Led-lámpa - 18,5463 J/cm2
• vegyes fény - 26.3889 J/cm2 LED NYAKMASZK
• piros Led-lámpa - 13,7475 J/cm2
• kék Led-fény - 28,6641 J/cm2
• zöld Led-fény - 15,2874 J/cm2
• sárga Led-lámpa - 17,6049 J/cm2
• vegyes fény - 27,1647 J/cm2

VÍZÁLLÓSÁG: IP22



MAMI - FESZESÍTŐ ARC- ÉS NYAKMASSZÍROZÓ

Javítja a bőr tónusát

Arc lifting

Kisimítja a ráncokat

Csökkenti a duzzanatot

Aggodalmak: látható korral összefüggő változások, fényöregedés, megereszkedett állkapocs, fakó arcszín, pattanások, pigmentfoltok, kitágult pórusok, duzzanat és a bőr rugalmasságának elvesztése.

ANYAGOK: ABS műanyag, cink ötvözet, rozsdamentes acél.

TÖMEG: Masszírozó - 179 g, alap - 108 g.

FUNKCIÓK:

EMS - elektromos áram az izom izomstimulációjához, mélyen behatol a bőr rétegeibe, elérve az izomréteget. Az izomösszehúzódást serkentő EMS elősegíti a bőr feszesítését, megnyilvánul a lifting hatás, fokozódik a kollagén és elasztin termelés, nő a bőr feszessége és rugalmassága, megszűnik a duzzanat.

3 Fényfényterápia: a látható spektrumú, különböző hullámhosszú fény vörös, kék és vegyes színei, amelyek a bőrbe hatolnak, regenerációs folyamatokat indítanak el. A legalacsonyabb behatolási mélységű kék Led-fény a bőr felületén hat, fertőtleníti azt, ezáltal csökkenti a gyulladást. A legnagyobb behatolási mélységgel rendelkező vörös Led-fény a kollagént szintetizáló fibroblasztokra hat, a bőr megfiatalítására és az öregedés jelei elleni küzdelemre szolgál. A piros és kék Led-fény kombinációja a két funkció kombinációja a gyulladások hatékony kezelésére.

A vibráció a bőrre gyakorolt mechanikai hatás, melynek köszönhetően minden anyagcsere-folyamat felgyorsul, a bőr feszesebbé válik, a látható ráncok megjelenése csökken.

JELLEMZŐK:
1. 3 EMS intenzitási szint a kényelmes expozíciós szint kiválasztásához.
2. 2 elektróda áramforrásként.
3. Az ív alakú munkaforma megismétli az emberi test íveit, a masszírozó két zónára alkalmazható: az arcra és a nyakra.
4. Kézi vezérlési mód: mindegyiknél saját maga határozza meg az üzemmódokat és az üzemidőt, egyedi kombinációt készítve.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A készülék be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a POWER gombot.
2. A fényterápia fényének kiválasztásához nyomja meg röviden a POWER gombot. A legelső kék Led-lámpa automatikusan bekapcsol, az újbóli megnyomásával kiválaszthat egy piros LED lámpát a vegyes fény mód bekapcsolásához nyomja meg ismét a POWER gombot.
3. A masszírozó bekapcsolása után a LEVEL gomb rövid megnyomásával kiválaszthatja az EMS intenzitási szintjét gyenge és erős között. Gyenge szint - 1 jelzőfény világít.

(alacsony), közepes - 2 jelző (alacsony + közepes), erős szint - 3 jelző (alacsony + közepes + magas) ég.
4. A LEVEL gomb hosszú megnyomásával kapcsolja be a rezgést. Ugyanez a hosszú megnyomás lehetővé teszi a vibráció kikapcsolását.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Távolítsa el a sminket, és mossa meg arcát tisztítószerrel.
2. egyenletesen vigye fel a bőrápoló terméket (vízbázisú, gélszerű textúra, amely biztosítja a maximális áramvezetést a legjobb eredmény érdekében).
3. Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a fényterápiás módot.
4. Állítsa be az EMS intenzitási szintjét.
5. Vigye fel a készülék masszírozó felületét az arc bőrére és masszírozza végig a masszázsvonalak mentén. Mozogjon alulról (álltól) felfelé (a homlokon lévő hajvonalig).
6. Ismételje meg az eljárást az összes masszázsvonalon háromszor. Nem ajánlott 10 percnél tovább dolgozni a készülékkel.
7. A masszírozás befejezése után kapcsolja ki a készüléket, tisztítókendővel tisztítsa meg a készülék masszázsfelületét.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KÚRA
AKNE / GYULLADÁS	A NAP BÁRMILYEN IDEJÉBEN	LED üzemmód: • Kék Led-fény - 5 perc • Piros Led-fény - 2 perc "EMS" üzemmód • Átlagos intenzitási szint - 5-7 perc Az üzemmódok nem egyidejűleg, hanem a megadott sorrendben használatosak	KÉTNAPONTA	2 hét 3-4 nap szünet 2 hét 4-5 hetes tanfolyam évente
FINOM VONALAK / SZÁRAZ BŐR / PIGMENTÁCIÓ / EGYENLÍTEtlen bőrtónus	ESTE	LED üzemmód: • Piros Led-fény - 7 perc • Vegyes fény - 5 perc "EMS" mód: • Alacsony intenzitás - 5 perc • Átlagos intenzitási szint - 3 perc • Maximális szint (sűrű bőr esetén) - 3 perc LED és EMS üzemmódok egyidejűleg használhatók	heti 2 alkalommal	3-4 hét 1 hét szünet Ismételje meg a 4 hetes kúrát Következő ismétlés állandó jelleggel
LÁTHATÓ EREK / COUPERÓZUS / ÉRZÉKENY BŐR	ESTE	"LED" mód: • Piros Led-fény - 7 perc • Vegyes fény - 5 perc "Rezgés" üzemmód: 5 perc "EMS" mód kuperózis esetén ellenjavallt Az üzemmódok nem egyidejűleg, hanem a megadott sorrendben használhatók	heti 2 alkalommal	4 hét Szünet 1 hét Ismételje meg a 4 hetes kúrát Következő ismétlés állandó jelleggel

ELLENJAVALLATOK:
1. Ne használja a készüléket, ha bőre gyógyulási szakaszon megy keresztül kozmetikai vagy kémiai hámlasztás, lézeres újrafelújítás, frakcionált lézeres fiatalítás, mezoterápia vagy az elmúlt két hétben dermális töltőanyagok használata után.
2. A készüléket nem 12 éven aluliak használhatják.
3. A készülék nem korlátozott fizikai, érzékszervi és szellemi képességű személyek általi használatra készült.
4. Ne használja ezt a készüléket, ha problémái vannak a fülek egészségével (külső fülgyulladás, fülgyulladás, egyéb betegségek).
5. Ne használjon masszírozót repedezett bőrön, nyílt sebek jelenlétében, problémás vagy irritált bőrön (súlyos pattanásos, leégett, fertőzéses bőrön stb.).
6. Ne használja a készüléket a szem körüli érzékeny területen, mert ott a bőr vékony és érzékeny.
7. Ne használja a készüléket a nyálkahártyán (például az orr belsejében, a szájban, a nemi szervek területén), mivel ez helyi irritációt okozhat.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Tartsa szárazon a töltőcsatlakozót és az USB-vezetéket.
2. Ne töltse a készüléket párás környezetben (pl. teli fürdőkád, működő zuhany, teli medence közelében).
3. A készüléket csak a masszírozóhoz mellékelt USB-kábellel használja.
4. Ha az USB-kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében csak az eredeti vezetékre cserélje ki.
5. Legalább 2 havonta töltse fel teljesen a masszírozót 100%-ra - ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

A DOBOZBAN: (1) masszírozógép, (2) alaptartó, (3) USB-C töltőkábel, 4. utasítás, (5) szalvéta, (6) zacskó.

MŰSZAKI ADATOK:

NÉV MŰKÖDÉSI FESZÜLTSÉG: 5-9 V

NÉVLEGES TÁPELLÁTÁSI FESZÜLTSÉG: 3,7 W

ÁRAMFORRÁS: lítium-ion

AKKUMULÁTOR KAPACITÁS: 900 mAh

MÉRETEK: 147,1x83x44,4 mm (készülék), 57,1x57,1x76 mm (állvány)

TÖMEG: eszköz - 179 g, állvány - 108 g

TÖLTÉSI IDŐ: 3 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: Piros Led-fény/Kék Led-fény üzemmód - 200 perc Vegyes fény mód - 300 perc

A BESUGÁRZÁS INTENZIVITÁSA:
Piros Led-lámpa: 7,7867 mW/cm2
• Kék Led-fény - 32,758 mW/cm2
• Vegyes fény - 23,322 mW/cm2

EMS:
- 1. szint - 0,08 mA
- 2. szint - 0,11 mA
- 3. szint - 0,13 mA

ÁRAMFREKVENCIA: 34,7 kHz

HULLÁMHOSSZ: Piros Led-fény - 625 nm - kék Led-fény - 465 nm

HULLÁMFORMA: kétfázisú szimmetrikus téglalap alakú hullámforma

VÍZÁLLÓSÁG: IPX4



MEI1 - EMS ARC- ÉS NYAKMASSZÍROZÓ

V alakú emelés

Csökkenti a duzzanatot

Kontúrokat formál

Kisimítja a ráncokat és a ráncokat

Aggodalmak: rugalmasság elvesztése és „lebegő” arckontúrok, reggeli duzzanat, izomgörcsök és izomgörcsök, életkorral összefüggő változások (ráncok), fakó arcszín, a napi kozmetikumok felszívódásának alacsony hatékonysága.

ANYAGOK: ABS műanyag.

TÖMEG: 78 g.

FUNKCIÓK:
Az eszköz a szinergia miatt komplex hatást fejt ki a szövetek minden rétegére
4 technológia:

EMS - utánozza a test természetes bioelektromos jeleit, finoman összehúzza és edzi az arcizmokat, visszaadva azok tónusát.

Mély hő (42 °C) - A hőhatás ellazítja a görcsös izmokat és fokozza a mikrokeringést.

HULLÁMREZGÉS (8500 ford./perc) - a nagyfrekvenciás mechanikai rezgések elősegítik az erőteljes nyirokelvezetést, csökkentve a duzzanatot és a folyadékpangást a szövetekben.

ION IMPORT (ionoforézis) - melegítéssel kombinálva ez a technológia segíti a szérumápolás aktív komponenseinek behatolását a dermisz mély rétegeibe, megsokszorozva azok hatékonyságát.

JELLEMZŐK:
1. Intelligens 360°-os kialakítás: A ház minden oldala aktív munkafelület. A felső rész (hengerek) 3D masszázshoz, az oldalfelületek - gua sha masszázshoz, az alsó párkány pedig pontszerű akupresszúrához.
2. 4 technológia 1 készülékben: EMS, hullámrezgés, fűtés és iontoforézis.
3. 2 üzemmód: alap üzemmód (fehér jelzés) a reggeli nyirokelvezetéshez és alakformáláshoz; komplex üzemmód fűtéssel (piros jelzőfény) az intenzív esti öregedésgátló ápoláshoz és relaxációhoz.
4. Intelligens időzítő: a biztonságos használat érdekében a készülék 10 perc folyamatos működés után automatikusan kikapcsol, és 2 perc inaktivitás után alvó üzemmódba is vált.
5. Hordozhatóság és autonómia: A beépített 800 mAh-s akkumulátor akár 80 perc folyamatos használatot tesz lehetővé egyetlen töltéssel.

6. Sokoldalú felhasználás: a masszírozó kialakítása lehetővé teszi spot, roller és lifting ápolásra, valamint nyak, vállak, karok és lábak masszírozására.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A készülék be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot 1-2 másodpercig (hangjelzés hallható).
2. Első rövid megnyomás (alapértelmezett mód): EMS, vibráció és ionimportálás. A jelzőgyűrű fehér fénnyel világít. Ideális a reggeli duzzanat eltávolítására és tonizálásra.
3. Második rövid megnyomás (komplex mód): A Mélyfűtés funkciót összekapcsolja a korábbi technológiákkal. A jelzőfény pirosan világít. Alkalmas intenzív emelésre és relaxációra.
4. Töltés közben a jelzőfény egyenletesen villog a piros LED fénnyel, és amikor eléri a 100%-ot, folyamatosan ég.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Az EMS működéséhez vezetőképes gélt, hidratáló szérumot vagy esszenciát kell szigorúan vizes bázison felvinni a megtisztított bőrre. A bőrápoló termék nem tartalmazhat olajokat és savakat (AHA, BHA, PHA-savak, retinol, magas C-vitamin koncentráció).
2. Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a kívánt módot.
3. Végezzen masszírozást a masszázsvonalak mentén, a kiválasztott munkafelületet szorosan a bőrhöz nyomva. A készüléket egyenletesen, állandó sebességgel és túlzott nyomás nélkül kell szállítani.
4. 10 percnyi működés után az intelligens időzítő automatikusan kikapcsolja a készüléket.
5. törölje le a masszírozót nedves törlőkendővel (a készülék IPX3 nedvességvédelmi osztályú - vízsugár alatt mosni tilos).

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KÚRA
SŰRŰ, PÜFÉS BŐR	Este, a nap 2. fele	Mód "EMS, vibráció, ionimportálás" - 3-5 perc Mód "EMS, vibráció, ionimport, fűtés" - 5 perc	heti 2-3 alkalommal	Kezelés: 10 hét. Szünet: 2 hét. Ismételje meg a 10 hetes tanfolyamot folyamatosan.
SZÁRAZ BŐR finom vonalakkal	Reggelt.	Mód "EMS, vibráció, ionimportálás" - 3-4 perc Mód "EMS, vibráció, ionimport, fűtés" - 3-4 perc	heti 1-2 alkalommal	Kezelés: 10 hét. Szünet: 2 hét. Ismételje meg a 10 hetes tanfolyamot folyamatosan.

ELLENJAVALLATOK:
1. Használata tilos szívritmus-szabályozóval, csontritkulással, hőmérsékletcsökkenéssel/fájdalomérzékenységgel és bőrbetegségekkel küzdők számára.
2. Ne használja vágott területeken, plasztikai műtét után, gennyes vagy gyulladt bőrön, valamint szemgolyó, szemhéj és pajzsmirigy területén.
3. Ne használja fém protézisekkel ellátott területeken.
4. Fogászati kezelés alatt álló (vagy tömés/merevítő), valamint fémallergiák, couperosis (telangiectasia) esetén óvatosan kell használni a készüléket.

5. Terhesség, menstruáció, szoptatás, magas vérnyomás vagy láz esetén csak orvossal folytatott konzultációt követően alkalmazza.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. A készülék nem vízálló.
2. Tilos vízben használni, csap alatt mosni vagy magas páratartalmú helyen tárolni (pl. fürdőszobában).
3. Ne használja a készüléket töltés közben. Munkamenet előtt mindig válassza le a hálózatról.
4. Ha töltés vagy használat közben rendellenes felmelegedést vagy füstöt észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket.
5. Kerülje az eszköz leesését és fizikai ütését.
6. Tartsa a készüléket száraz, hűvös helyen, távol a közvetlen napfénytől. A hosszú távú, használat nélküli tároláshoz 3 havonta töltse fel az akkumulátort.

A DOBOZBAN: (1) masszírozógép, (2) tárolótáska, (3) Type-C töltőkábel,
4. használati utasítás.

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRETEK (Ma x Szé x Mé): 140×80×10 mm

ÁRAMFORRÁS: beépített lítium akkumulátor

ÜZEMI FESZÜLTSÉG: 5 V

POWER: 4,4 W

AKKUMULÁTOR KAPACITÁS: 800 mAh

OKOS IDŐZÍTŐ: 10 min

TÖLTÉSI IDŐ: ≤ 2 h

MAXIMÁLIS MŰKÖDÉSI IDŐ (TELJES TÖLTÉS): 80 min

ÁRAMERŐSSÉG: 1,4 mA

REZGÉS: 8500 fordulat percenként

FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET: 42 °C

VÍZÁLLÓSÁG: IPX3



MIGA - SZÁJZUHANY

Segít megelőzni az ínybetegségeket

Eltávolítja az ételmaradékot

Segít megelőzni a fogszuvasodást

Megtisztítja a száj nehezen elérhető területeit

Aggodalmak: foglepedék, fogszuvasodás, ínybetegségek, leheletszag.

ANYAGOK: ABS műanyag.

TÖMEG: 157 g.

FUNKCIÓK:

A folyadék hatékonyan tisztítja a szájüreg legelérhetetlenebb helyeit, eltávolítja az ételmaradékokat, ami megakadályozza a fogszuvasodás megjelenését.

Az irrigátor által létrehozott folyadéknyomás masszírozza az ínyt, ami serkenti annak vérkeringését és gyógyulását.

A nyelv és az arc vízszálainak megtisztítása lehetővé teszi a rossz lehelet megszüntetését.

JELLEMZŐK:
1. Az irrigátorral kombinálva 1 szabványos fúvóka (fúvóka), tárolótáska és töltőkábel érkezik.
2. 1 mód.
3. A tartály térfogata 70 ml.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A készülék első használata előtt töltse fel teljesen az akkumulátort, ehhez csatlakoztassa a töltéshez szükséges mágneses kábelt az irrigátor testén lévő érintkezőkhöz. Töltés közben a készülék nem használható.
2. A fúvóka beszerelése/eltávolítása Kattintás előtt illessze be a fúvókát a készülék felső fedelén lévő lyukba. Egy kattanás jelzi, hogy a fúvóka sikeresen be lett szerelve. A fúvóka eltávolításához nyomja meg a készülék felső fedelét, és ebben a helyzetben tartva távolítsa el a fúvókát.
3. A tartály feltöltése Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, majd nyissa ki az alján található víztartály fedelét, és töltse fel a tartályt vízzel.
4. A készülék be- és kikapcsolásához meg kell nyomnia a be/ki gombot. Megjegyzés: A készülék használata közben a visszajelző folyamatosan kéken világít.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Szerelje fel a fúvókát, és hozza működésbe a készüléket. Ehhez az egyik kezével fogja meg a terméket a testénél, a másik kezével húzza le a víztartályt.
2. Helyezze a fúvókát a szájüregbe, irányítsa a fogak felé, és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. A tisztítás során az irrigátort függőlegesen kell tartani.
3. A legjobb eredmény elérése érdekében kezdje a fogmosást az őrlőfogakkal (hátsó fogak), és mozgassa a fúvókát az első fogak felé. A víz áramlását 90 fokos szögben irányítsa az ínyre, ne nyissa ki a száját, hogy a víz ne fröcsköljön körbe.
4. Mozgassa a fúvókát az íny vonala mentén, rövid ideig minden fognál, amíg meg nem tisztítja az íny zsebét és a fogközt.
5. A tisztítás befejezése után kapcsolja ki a készüléket a be/ki gomb megnyomásával, és távolítsa el a maradék vizet a tartályból. Ehhez nyissa ki a tartály fedelét és engedje le a vizet, majd hajtsa az öntözőt eredeti állapotába.
6. Naponta 2 alkalommal, étkezés után végezze el a szájüreg tisztítását. Megjegyzés: Az első tisztítás során fellépő enyhe vérzés normális, egy héten belül elmúlik. Ha a vérzés 2 hétnél tovább nem áll el, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon fogorvosához.

HASZNÁLATI GYAKORISÁG:
Napi 2 alkalommal, étkezés után, fogszabályozó szerkezetek ápolására - minden étkezés után.

AZ ALKALMAZÁS IDŐTARTAMA:
Ez korlátlan.

ELLENJAVALLATOK:
1. a parodontitis súlyosbodása, akut gyulladásos folyamatok a szájüregben.
2. Súlyos fogínyvérzés.
3. A műtét utáni első 2 hónap időtartama a szájüregben.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Ne használjon öntözőt a zuhany alatt, ne merítse vízbe, és ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol fennáll a vízbeesés veszélye.
2. Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyre, valamint olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
3. Ne vegye fel a készüléket nedves kézzel töltés közben, soha ne hagyja felügyelet nélkül a terméket töltés közben.
4. Óvatosan kezelje a töltőkábelt: tartsa távol hőforrásoktól, ne nyújtsa, ne hajlítsa meg vagy csavarja erővel, ne engedje a kábel befogását, mert ez meghibásodásához vezethet. Ne használja az irrigátort és ne töltse, ha maga a készülék vagy a töltőkábel megsérült (esés, víz behatolása stb. következtében).
5. az irrigátort csak az eredeti töltővel szabad tölteni, ezt a készüléket ne csatlakoztassa a hálózatra a készüléken feltüntetett feszültségtől eltérő feszültséggel.
6. Ne használja a készüléket fúvóka nélkül, ne használjon a gyártó által nem ajánlott fúvókákat.

7. Gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolja.
8. Ne helyezzen idegen tárgyakat az irrigátorba.
9. Mielőtt vizet tárcsázna a tartályba, válassza le a készüléket a töltőkábelről, ne engedje túlfolyni a tartály feltöltésekor.
10. Tisztítás és szervizelés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és nem töltődik.
A DOBOZBAN: (1) tárolótok, (2) öntöző, (3) fúvóka, (4) töltőkábel USB mágneses csatlakozó, (5) használati utasítás.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: több mint 2 óra

MŰKÖDÉSI IDŐ: 20 min

OKOS IDŐZÍTŐ: nem

ÜZEMIDŐ TELI TARTÁLLYAL: 30 s

POWER: 482,3 kPa

IMPULZUS PERCENKÉNT: 900-1100

A TARTÁLY ŰRTARTALMA: 70 ml

VÍZÁLLÓSÁG: IPX7



MIGA BLACK - SZÁJZUHANY

Segít megelőzni az ínybetegségeket

Eltávolítja az ételmaradékot

Segít megelőzni a fogszu-vasodást

Megtisztítja a száj nehezen elérhető területeit

Fogszabályozó készülékek gondozása

Aggodalmak: foglepedék, fogszuvasodás, leragadt ételmaradékok a fogszabályozó szerkezetekben és a fogközben, fogínybetegségek, leheletszag.

ANYAGOK: ABS műanyag.

TÖMEG: 183 g.

FUNKCIÓK:

A folyadék megtisztítja a leginkább megközelíthetetlen helyeket, ami lehetővé teszi a fogszuvasodás megelőzését, valamint a fogszabályozási struktúrák tisztítását.

Az irrigátor által létrehozott folyadéknyomás masszírozza az ínyt, ami serkenti annak vérkeringését és gyógyulását.

A nyelv és az arc vízszálainak megtisztítása lehetővé teszi a rossz lehelet megszüntetését.

A készletben található 3 expozíciós mód és 4 fúvóka biztosítja az ételmaradékok, lepedék hatékony eltávolítását, a fogközök, az ínyzsebek, a nyelv és a fogszabályozó szerkezetek tisztítását.

JELLEMZŐK:
1. 4 fúvóka a készletben (standard, parodontológiai, fogszabályozási, nyelvtisztító fúvóka).
2. A készülékben található egy rekesz a fúvóka tárolására.
3. 3 üzemmód (finom, pulzáló, erőteljes).
4. A tartály térfogata 140 ml.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. Állítsa be a fúvókát a kattanás előtt.
Az öntözőgéphez 4 típusú fúvóka tartozik, amelyek mindegyike saját funkcióval rendelkezik:
A standard fúvókát a napi fogmosáshoz használják. Az ívelt hegy segít kimosni a lepedéket és az ételmaradékokat.
A parodontológiai fúvóka az ínyzsebek tisztítására szolgál (akkor jönnek létre, amikor a gyulladt íny eltávolodik a fogtól, zsebet képezve).

Ez a fúvóka puha gumi hegyével rendelkezik az íny ápolásához.
• A fogszabályozó fúvókát a fogszabályozó rendszerek tisztítására tervezték. Ennek a fúvókának a végén a víz áthaladására szolgáló lyukon kívül egy kemény sörtéjű kefe található. Ennek köszönhetően megtisztulnak a fogszabályozó szerkezetek zárai, lemosódnak róluk a lepedék és az ételmaradékok.
A nyelvtisztító fúvóka kanál alakú, ezzel a fúvókával eltávolíthatja a lepedéket és a lágyrész-szenynyeződéseket.
2. Nyissa ki a tartályt és töltse fel vízzel.
3. Helyezze a fúvókát a szájüregbe, és röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.
4. A készüléken lévő gomb hosszan tartó lenyomása az üzemmódok közötti váltáshoz szolgál.
A készülék 3 üzemmóddal rendelkezik:
Finom (zöld indikátor) - alacsony nyomású, kezdőknek és érzékeny fogakkal rendelkezőknek;
Impulzus (kék indikátor) - változó pulzáló nyomás, erős és gyenge módok váltakozása az íny mélytisztítására és masszírozására;
Erőteljes (fehér jelzőfény) - erős nyomás, hatékony tisztítás, amely kielégíti a legtöbb ember napi szükségleteit.
5. Használat után rövid megnyomással kapcsolja ki a készüléket. Kikapcsoláskor a készülék megjegyzi az utoljára használt módot, és a következő bekapcsoláskor automatikusan ebben az üzemmódban kezd el dolgozni.
6. Nyomja meg a gombot a fúvóka eltávolításához és óvatosan távolítsa el, nyissa ki a fúvókák tárolására szolgáló rekeszt, és helyezze bele a fúvókát.
7. Ne feledkezzen meg a rendszeres tisztításról: válassza le a tartályt és mossa ki. Megjegyzés: Az irrigátor első használatakor használjon finom üzemmódot. Az enyhe vérzés az első tisztítás során a norma, egy héten belül eltűnik. Ha a vérzés 2 hétnél tovább nem áll el, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon fogorvosához.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. A normál tisztításhoz használjon szabványos többfunkciós fúvókát. Kattintson a bekapcsológombra, válassza ki a kívánt módot. Ezután helyezze a fúvókát a fogakkal szemben úgy, hogy a vízsugár merőleges legyen a kezelt területre. Megjegyzés: Az érzékeny fogíny könnyen vérezni kezd. Ne irányítsa a sugarat közvetlenül az ínyre, az érzékeny fogakkal rendelkezőknek ajánlatos finom kúrát választani.
2. Kezdje el a hátsó fogak mosását, és térjen át az első fogakra. Húzza át a teljes fogazatot, rövid ideig minden fognál, amíg az íny és a fogak közötti tér ki nem tisztul. Ha a fogsoron kívülről indult, ismételje meg az eljárást a hátoldalon. Ezt az algoritmust mind a felső, mind az alsó fogsorra el kell végezni.
3. Az ínyzsebek tisztításához használjon parodontológiai fúvókát. Kattintson a bekapcsológombra, válassza ki a kívánt módot. Helyezze a fúvókát ferdén úgy, hogy a fúvóka hegye a fogíny szélére és a fogzsebbe irányuljon. A tisztítást a fent említett ajánlásoknak megfelelően végezze.
4. A nyelv tisztításához használjon kanál alakú fúvókát. Szerelje be a fúvókát, nyomja meg a bekapcsoló gombot, válassza ki a kívánt módot.

Seprő mozdulatokkal mozgassa a fúvókát a nyelven keresztül egy irányba a gyökértől a nyelv hegyéig. A nyelv fogmosása 30 másodpercet vesz igénybe, ami körülbelül 5 megközelítés.
5. A fogszabályozó rendszerek tisztításához használjon fogszabályozó fúvókát. A vízsugár áthaladására szolgáló lyukon kívül kemény sörtéjű kefe van a végén, így jól megtisztítja a merevítőrendszerek zárait, lemossa róluk a lepedéket és az ételmaradékokat.

HASZNÁLATI GYAKORISÁG:
Napi 2 alkalommal, étkezés után, fogszabályozó szerkezetek ápolására - minden étkezés után.

AZ ALKALMAZÁS IDŐTARTAMA:
Ez korlátlan.

ELLENJAVALLATOK:
1. a parodontitis súlyosbodása, akut gyulladásos folyamatok a szájüregben.
2. Súlyos fogínyvérzés.
3. Szájüregben végzett műtét után néhány héten belül nem ajánlott alkalmazni.
4. Ha ínybetegsége van, vagy szájsebészeti beavatkozáson esett át az elmúlt 2 hónapban, kérjük, konzultáljon fogorvosával a készülék használata előtt.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Ne szerelje szét a készüléket, és ne cserélje ki annak alkatrészeit, hogy elkerülje a károsodást, amely a készülék garancia alóli kivonását eredményezheti.
2. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne használjon 50 °C feletti forró vizet a szájtisztító tartályban.
3. Ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, használat előtt cserélje ki. Ne zavarja a tápkábel épségét: ne feszítse, hajlítsa vagy csavarja. Ne hagyja, hogy a tápkábelt nehéz tárgyak összenyomják, vagy tárgyak közé szorítsák, és tartsa távol a készüléket és a kábelt hőforrásoktól.
4. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően használja: a száj tisztítására. Ne gyakoroljon nyomást a fogaira és az ínyére, hogy ne sértse meg azokat.
5. Ne merítse a készüléket hosszú időre vízbe, hogy elkerülje a meghibásodást, tüzet, áramütést és egyéb veszélyeket.
6. Tartsa távol a készüléket nyílt tűzforrásoktól és fűtőtestektől.
7. Ne töltse a készüléket nedves helyen, például fürdőszobában vagy WC-ben.
8. Ne használjon fúvóka nélküli irrigátort.
9. Ez a készülék nem gyermekek számára készült. Használata csak felnőtt felügyelete mellett lehetséges. Gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolja.
10. Ne adjon szájöblítőt a víztartályhoz, ez korrózióhoz és a tartálynak a készülék testéhez tapadásához vezet, ami a jövőben problémákat okozhat a tartály kinyitásakor.

A DOBOZBAN: (1) irrigátor, (2) standard fúvóka, (3) parodontális fúvóka, 4. fogszabályozó fúvóka, (5) nyelvtisztító fúvóka, (6) tárolótáska, (7) USB-C töltőkábel, (8) utasítás.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 1,5 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: 90 min

OKOS IDŐZÍTŐ: nem

ÜZEMIDŐ TELI TARTÁLLYAL: 40 s

POWER: • kényes üzemmód: 275-413 kPa • impulzus üzemmód: 413-758 kPa • erős üzemmód: 827-965 kPa

IMPULZUS PERCENKÉNT: 1600

A TARTÁLY ŰRTARTALMA: 140 ml

VÍZÁLLÓSÁG: IPX7



MIGA NEW - SZÁJZUHANY

Segít megelőzni az ínybetegségeket

Eltávolítja az ételmaradékot

Segít megelőzni a fogszuvasodást

Megtisztítja a száj nehezen elérhető területeit

Fogszabályozó készülékek gondozása

Aggodalmak: foglepedék, fogszuvasodás, leragadt ételmaradékok a fogszabályozó szerkezetekben, ínybetegségek, leheletszag.

ANYAGOK: ABS műanyag.

TÖMEG: 195 g.

FUNKCIÓK:

A folyadék megtisztítja a leginkább megközelíthetetlen helyeket, ami lehetővé teszi a fogszuvasodás megelőzését, valamint a fogszabályozási struktúrák tisztítását.

Az irrigátor által létrehozott folyadéknyomás masszírozza az ínyt, ami serkenti annak vérkeringését és gyógyulását.

A nyelv és az arc vízszálainak megtisztítása lehetővé teszi a rossz lehelet megszüntetését.

Az irrigátorhoz 3 típusú NASADOK tartozik, amelyek mindegyike megvan a maga funkciója:

A szabványos soplo-t a napi fogmosáshoz használják. Az ívelt hegy segít kimosni a lepedéket és az ételmaradékokat.

A PARODONTOLOGIAI NASADKA az ínyzsebek tisztítására szolgál (akkor jönnek létre, amikor a gyulladt íny eltávolodik a fogtól, zsebet képezve). Ez a fúvóka puha gumi hegyével rendelkezik az íny ápolásához.

A nyelv tisztítására szolgáló NASA kanál alakú, ezzel a fúvókával eltávolíthatja a lepedéket és a lágyszöveti szennyeződéseket.

A fertőtlenítési módot a fúvókák sterilizálására tervezték. Vízzel, gyógynövényes oldatokkal érintkezve fennáll annak a veszélye, hogy patogén mikroflóra alakul ki az irrigátor fúvókáin. Ebben az irrigátorban a fúvókák tárolására szolgáló rekeszben beépített izzó ultraibolya sugárzással. Az ilyen hullámhosszú (275 nm) ultraibolya baktériumölő hatású.

JELLEMZŐK:
1. 3 fúvóka a készletben.
2. Megnövelt víztartály - 130 ml.
3. Az összecsukható kialakítás miatt az öntözőgép miniatűr és kompakt.
4. Fúvóka fertőtlenítési mód.
5. Az öntözőbe épített fúvókatároló rekesz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A fúvóka felszerelése és eltávolítása Megjegyzés: Ha a termék első használatakor szemetet találnak (folyadéktartályban, vízellátó csőben), a termék megsérülhet. Ne aggódjon, ha tiszta folyadék nyomai vannak a termékben - ez a norma. Ez a folyadék desztillált víz, amelyet az öntözőberendezés teljesítményének ellenőrzésére használnak. Mossa le a terméket és használja félelem nélkül. Vegye ki a fúvókát a fúvóka tárolórekeszéből. Helyezze be a foglalatba, a mágneses bilincs automatikusan rögzíti a fúvókát. A fúvóka eltávolításához húzza ki a fészekből. Helyezze a fúvókát a tárolórekeszbe, és biztonságosan zárja le a fedelet.
2. Feltöltés vízzel. Nyissa fel a porvédő fedelet. Tartsa a szájzuhanyt függőlegesen, és töltsön vizet a tartályba. Feltöltés után csukja vissza a fedelet. Tiszta csapvíz használata ajánlott. Ha a víz hidegnek érződik, használjon szobahőmérsékletű, legfeljebb 40 °C-os vizet. Sós víz vagy az orvos ajánlása szerinti szájápoló oldat is használható.
3. Üzemmód engedélyezése és kiválasztása Az üzemmódváltáshoz kattintson a "Módváltás" gombra. Finom módban az első jelzőfény ég. Energia üzemmódban a második jelzőfény világít. Impulzus üzemmódba kapcsolva a harmadik jelzőfény világít. Fertőtlenítési módban az utolsó világít - 4 jelzőfény. Válassza ki a megfelelő módot. Javasoljuk, hogy egy finom üzemmóddal kezdje, és fokozatosan növelje az intenzitást, ahogy megszokja.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Használjon szabványos többfunkciós fúvókát. Kattintson a bekapcsológombra, válassza ki a kívánt módot. Ezután helyezze a fúvókát a fogakkal szemben úgy, hogy a vízsugár merőleges legyen a kezelt területre. Megjegyzés: Az érzékeny fogíny könnyen vérezni kezd. Ne irányítsa a sugarat közvetlenül az ínyre!
2. Kezdje el a hátsó fogak mosását, és térjen át az első fogakra. Húzza át a teljes fogazatot, rövid ideig minden fognál, amíg az íny és a fogak közötti tér ki nem tisztul. Ha a fogsoron kívülről indult, ismételje meg az eljárást a hátoldalon. Ezt az algoritmust mind a felső, mind az alsó fogsorra el kell végezni. Megjegyzés: Az érzékeny fogakkal rendelkezőknek ajánlatos kényes kezelést választani.
3. Használat közben tartsa a terméket függőlegesen, hogy elkerülje a fúvóka mágneses bilincsének leválasztását, ami a vízellátás leállásához vezethet.
4. Az ínyzsebek tisztításához használjon parodontológiai fúvókát. Kattintson a bekapcsológombra, válassza ki a kívánt módot. Helyezze a fúvókát ferdén úgy, hogy a fúvóka hegye a fogíny szélére és a fogzsebbe irányuljon. A tisztítást a fent említett ajánlásoknak megfelelően végezze.

5. A nyelv tisztításához használjon kanál alakú fúvókát. Szerelje be a fúvókát, nyomja meg a bekapcsoló gombot, válassza ki a kívánt módot. Seprő mozdulatokkal mozgassa a fúvókát a nyelven keresztül egy irányba a gyökértől a nyelv hegyéig. A nyelv fogmosása 30 másodpercet vesz igénybe, ami körülbelül 5 megközelítés.
6. Fertőtlenítési mód: helyezze a fúvókát a fúvóka tárolórekeszébe, és zárja le a fedelet a por elleni védelem érdekében.
7. Kattintson az üzemmód kapcsolóra a negyedik üzemmód - dekontaminációs mód kiválasztásához, majd kattintson a be gombra.
8. A fertőtlenítési mód aktiválódik a fúvóka és a fúvóka tárolórekeszének sterilizálásához.
9. Ne nézzen közvetlenül a lila színű sterilizáló lámpába, hogy elkerülje a látás károsodását.

HASZNÁLATI GYAKORISÁG:
Napi 2 alkalommal, étkezés után, fogszabályozó szerkezetek ápolására - minden étkezés után.

AZ ALKALMAZÁS IDŐTARTAMA:
Ez korlátlan.

ELLENJAVALLATOK:
1. a parodontitis súlyosbodása, akut gyulladásos folyamatok a szájüregben.
2. Súlyos fogínyvérzés.
3. Közvetlenül a műtét után a szájüregben.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Töltés közben tartsa szárazon a töltőcsatlakozót.
2. Ne csatlakoztasson a megadottól eltérő feszültségű áramforráshoz.
3. Ne érintse meg a töltőt nedves kézzel.
4. Ne használjon sérült vagy hibásan működő készüléket.
5. Ne irányítsa a vízsugarat közvetlenül a nyelvre, fülekre vagy más testrészekre - a víz nyomása megsértheti azokat.
6. Fogbetegség esetén ezt a terméket fogorvos felügyelete mellett használja.
7. Ez a termék használható szájápolóval vagy a fogorvosa által javasolt termékkel együtt.
8. Nem szakemberek ne szereljék szét ezt a készüléket, és ne helyezzenek idegen tárgyakat a nyílásaiba.
9. Nem ajánlott a készüléket zord körülmények között a helyiségen kívül üzemeltetni.
10. Ne öntsön jódot, fehérítőt vagy vízben oldhatatlan aromás olajat a terméktartályba, mivel ezeknek az anyagoknak a használata befolyásolja a készülék teljesítményét és lerövidíti az élettartamát.
11. A termék használata előtt távolítson el minden ékszert a szájából.
12. Ne használja ezt a terméket, ha látható sebek vannak a nyelven vagy a szájon.
13. Ha orvosa antibiotikumot ír fel, a terméket csak az orvos kifejezett javaslatára használja.
14. A sérülések elkerülése érdekében ne irányítson vízsugarat a fülébe.
15. Ne engedje, hogy 3 év alatti gyermekek használják ezt a terméket.
16. Tárolja a terméket száraz és tiszta helyiségben, távol a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.

17. Mielőtt kiveszi a terméket hosszú távú (3 hónapnál hosszabb) tárolás céljából, töltse fel teljesen az akkumulátort.
18. Ne próbálja meg bekapcsolni a terméket, ha a tartályban nincs víz, mert ez a készülék meghibásodását okozhatja.
19. Ne használjon 50°C feletti forró vizet a tartály tisztításához. A tartály élettartamának növelése érdekében ne engedje, hogy magas hőmérsékletnek való kitettség következtében deformálódjon. A termék tisztításához 40 °C alatti szobahőmérsékletű vizet vagy csapvízsugarat javasolt használni.
20. Ne adjon a vízhez fogkrémet, sót, szilárd szájvíz tablettát vagy más vegyszert, hogy elkerülje a termék eltömődését és károsodását.
21. Mielőtt szájvizet vagy frissítőt öntene, ellenőrizze, hogy nem tartalmaz-e izopropil-mirisztátot, ami károsíthatja a terméket és befolyásolhatja a normál működést.
22. Ne használjon hígítót, alkoholt és más agresszív tisztítószert, ellenkező esetben a termék színének megváltozásához és meghibásodásához vezethet.

A DOBOZBAN: (1) öntöző, (2) standard fúvóka, (3) parodontális fúvóka, (4) nyelvtisztító fúvóka, (5) tárolótáska, (6) használati utasítás, (7) USB-C töltőkábel.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 3 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: • kényes üzemmód - 50 perc • erőteljes üzemmód - 45 perc • impulzus üzemmód - 100 perc • fertőtlenítő üzemmód - 220 perc

OKOS IDŐZÍTŐ: nem

ÜZEMIDŐ TELI TARTÁLLYAL: • kényes üzemmód: 35 ± 8 másodperc • erős üzemmód: 30 ± 8 másodperc • impulzus üzemmód: 65 ± 10 másodperc

POWER: • kényes üzemmód: 392-637 kPa • erős üzemmód: 686-931 kPa • impulzus üzemmód: 588-833 kPa

IMPULZUS PERCENKÉNT: 1600±20%

A TARTÁLY ŰRTARTALMA: 130 ml

VÍZÁLLÓSÁG: IPX7



MIGA PRO - HORDOZHATÓ SZÁJZUHANY

Segít megelőzni az ínybetegségeket

Eltávolítja az ételmaradékot

Segít megelőzni a fogszuvasodást

Megtisztítja a száj nehezen elérhető területeit

Fogszabályozó készülékek gondozása

Aggodalmak: foglepedék, fogszuvasodás, leragadt ételmaradékok a fogszabályozó szerkezetekben, ínybetegségek, leheletszag.

ANYAGOK: MS műanyag, ABS műanyag.

TÖMEG: 260 g.

FUNKCIÓK:

A folyadék megtisztítja a leginkább megközelíthetetlen helyeket, ami lehetővé teszi a fogszuvasodás megelőzését, valamint a fogszabályozási struktúrák tisztítását.

Az irrigátor által létrehozott folyadéknyomás masszírozza az ínyt, ami serkenti annak vérkeringését és gyógyulását.

Az irrigátorhoz 3 típusú NASADOK tartozik, amelyek mindegyike megvan a maga funkciója:

A szabványos soplo-t a napi fogmosáshoz használják. Az ívelt hegy segít kimosni a lepedéket és az ételmaradékokat.

Az Orthodontic Nasa a fogszabályozó rendszerek tisztítására szolgál. Ennek a fúvókának a végén a víz áthaladására szolgáló lyukon kívül egy kemény sörtéjű kefe található. Ennek köszönhetően megtisztulnak a fogszabályozó szerkezetek zárai, lemosódnak róluk a lepedék és az ételmaradékok.

A PARODONTOLOGIAI NASADKA az ínyzsebek tisztítására szolgál (akkor jönnek létre, amikor a gyulladt íny eltávolodik a fogtól, zsebet képezve). Ez a fúvóka puha gumi hegyével rendelkezik az íny ápolásához.

A fertőtlenítési mód sterilizálja a tartályt. A vízzel és gyógynövényes oldatokkal való érintkezés kórokozó mikroorganizmusok szaporodásához vezethet az irrigátorban. A beépített ultraibolya lámpa sterilizálja a tartályt.

JELLEMZŐK:
1. 3 fúvóka a készletben.
2. Megnövelt víztartály - 180 ml.
3. Az összecsukható kialakításnak köszönhetően az öntözőgép kompakt és kényelmes szállításra alkalmas.
4. A tartály fertőtlenítési módja.
5. Az öntözőbe épített fúvókatároló rekesz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A fúvóka felszerelése és eltávolítása Vegye ki a fúvókát a fúvóka tárolórekeszéből. Illessze a fúvókát a fúvóka foglalatába, mielőtt a fúvóka rögzítéséhez kattint. A fúvóka eltávolításához nyomja meg a fúvókacsere gombot, és húzza ki a foglalatból. Helyezze a fúvókát a fúvókatároló rekeszbe, és biztonságosan zárja le.
2. Feltöltés vízzel. Nyissa fel a tartály fedelét. Tartsa a szájzuhanyt vízszintesen, és töltsön vizet a tartályba, majd csukja vissza a fedelet. Tiszta desztillált víz használata ajánlott. Ha a víz hidegnek érződik, használjon szobahőmérsékletű, legfeljebb 40 °C-os vizet. Sós víz vagy az orvos ajánlása szerinti szájápoló oldat is használható.
3. Üzemmód engedélyezése és kiválasztása Kattintson röviden a bekapcsológombra a készülék bekapcsolásához. Ismételje meg röviden a bekapcsoló gombot a tisztítási mód váltásához. Az üzemmód gomb hosszan lenyomva (3 másodperc) - a sebesség megváltoztatása. Használat után hosszan (3 másodperc) lenyomva kapcsolja ki a készüléket. Kikapcsoláskor a készülék megjegyzi az utoljára használt módot, és a következő bekapcsoláskor automatikusan ebben az üzemmódban kezd el dolgozni.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Használjon szabványos többfunkciós fúvókát. Kattintson a bekapcsológombra, válassza ki a kívánt módot és sebességet. Ezután helyezze a fúvókát a fogakkal szemben úgy, hogy a vízsugár merőleges legyen a kezelt területre. Megjegyzés: Az érzékeny fogíny könnyen vérezni kezd. Ne irányítsa a sugarat közvetlenül az ínyre!
2. Kezdje el a hátsó fogak mosását, és térjen át az első fogakra. Húzza át a teljes fogazatot, rövid ideig minden fognál, amíg az íny és a fogak közötti tér ki nem tisztul. Ha a fogsoron kívülről indult, ismételje meg az eljárást a hátoldalon. Ezt az algoritmust mind a felső, mind az alsó fogsorra el kell végezni. Megjegyzés: Az érzékeny fogakkal rendelkezőknek ajánlatos kényes kezelést választani.
3. Az ínyzsebek tisztításához használjon parodontológiai fúvókát. Kattintson a bekapcsológombra, válassza ki a kívánt módot. Helyezze a fúvókát ferdén úgy, hogy a fúvóka hegye a fogíny szélére és a fogzsebbe irányuljon. A tisztítást a fent említett ajánlásoknak megfelelően végezze.
4. A merevítőrendszerek tisztításához használjon fogszabályozó fúvókát. A vízsugár áthaladására szolgáló lyukon kívül kemény sörtéjű kefe van a végén, így jól megtisztítja a merevítőrendszerek zárait, lemossa róluk a lepedéket és az ételmaradékokat.
5. Fertőtlenítési mód: hajtsa be az irrigátort zárt helyzetbe, és az UV-tisztítási mód 10 percre automatikusan elindul.

6. A látás károsodásának elkerülése érdekében ne nézzen közvetlenül a lila színű sterilizáló lámpába.

HASZNÁLATI GYAKORISÁG:
Napi 2 alkalommal, étkezés után, fogszabályozó szerkezetek ápolására - minden étkezés után.

AZ ALKALMAZÁS IDŐTARTAMA:
Ez korlátlan.

ELLENJAVALLATOK:
1. a parodontitis súlyosbodása, akut gyulladásos folyamatok a szájüregben.
2. Súlyos fogínyvérzés.
3. Közvetlenül a műtét után a szájüregben.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Töltés közben tartsa szárazon a töltőcsatlakozót.
2. Ne csatlakoztasson a megadottól eltérő feszültségű áramforráshoz.
3. Ne érintse meg a töltőt nedves kézzel.
4. Ne használjon sérült vagy hibásan működő készüléket.
5. Ne irányítsa a vízsugarat közvetlenül a nyelvre, fülekre vagy más testrészekre - a víz nyomása megsértheti azokat.
6. Fogbetegség esetén ezt a terméket fogorvos felügyelete mellett használja.
7. Ez a termék használható szájápolóval vagy a fogorvosa által javasolt termékkel együtt.
8. Nem szakemberek ne szereljék szét ezt a készüléket, és ne helyezzenek idegen tárgyakat a nyílásaiba.
9. Nem ajánlott a készüléket zord körülmények között a helyiségen kívül üzemeltetni.
10. Ne öntsön jódot, fehérítőt vagy vízben oldhatatlan aromás olajat a terméktartályba, mivel ezeknek az anyagoknak a használata befolyásolja a készülék teljesítményét és lerövidíti az élettartamát.
11. A termék használata előtt távolítson el minden ékszert a szájából.
12. Ne használja ezt a terméket, ha látható sebek vannak a nyelven vagy a szájon.
13. Ha orvosa antibiotikumot ír fel, a terméket csak az orvos kifejezett javaslatára használja.
14. A sérülések elkerülése érdekében ne irányítson vízsugarat a fülébe.
15. Ne engedje, hogy 3 év alatti gyermekek használják ezt a terméket.
16. Tárolja a terméket száraz és tiszta helyiségben, távol a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.
17. Mielőtt kiveszi a terméket hosszú távú (3 hónapnál hosszabb) tárolás céljából, töltse fel teljesen az akkumulátort.
18. Ne próbálja meg bekapcsolni a terméket, ha a tartályban nincs víz, mert ez a készülék meghibásodását okozhatja.
19. Ne használjon 40°C feletti forró vizet a tartály tisztításához. A tartály élettartamának növelése érdekében ne engedje, hogy magas hőmérsékletnek való kitettség következtében deformálódjon. A termék tisztításához 40 °C alatti szobahőmérsékletű vizet vagy csapvízsugarat javasolt használni.
20. Ne adjon a vízhez fogkrémet, sót, szilárd szájvíz tablettát vagy más vegyszert, hogy elkerülje a termék eltömődését és károsodását.

21. Mielőtt szájvizet vagy frissítőt öntene, ellenőrizze, hogy nem tartalmaz-e izopropil-mirisztátot, ami károsíthatja a terméket és befolyásolhatja a normál működést.
22. Ne használjon hígítót, alkoholt és más agresszív tisztítószert, ellenkező esetben a termék színének megváltozásához és meghibásodásához vezethet.

A DOBOZBAN: (1) irrigátor, (2) standard fúvóka, (3) parodontális fúvóka,
4. fogszabályozási fúvóka 5) tárolótáska, 6) használati utasítás, 7) USB-DC töltőkábel.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 4 h

OKOS IDŐZÍTŐ: nem

MUNKAIDŐ MINDEN ÜZEMMÓDON ÉS SEBESSÉGEN:
STANDARD ÜZEMMÓD
• Gyenge sebesség - 96 perc
• Átlagsebesség: 72 perc
Erős sebesség: 59 perc impulzus üzemmód
• Gyenge sebesség - 133 perc
• Átlagsebesség: 103 perc
• Erős sebesség - 84 perc
• LÁGY MÓD
• Gyenge sebesség - 140 perc
• Átlagsebesség: 96 perc

AZ IMPULZUSOK GYAKORISÁGA MINDEN ÜZEMMÓDON ÉS SEBESSÉGÜL:
STANDARD ÜZEMMÓD
• Gyenge sebesség - 1440/perc
• Átlagsebesség: 1920/perc
• Erős sebesség: 2400/perc
• PULZUS ÜZEMMÓD
Gyenge sebesség - 1440 / perc. ± 10%
Átlagsebesség - 1920 / perc. ± 10%
Erős sebesség - 2400 / perc. ± 10%
• LÁGY MÓD
Gyenge sebesség - 960 / perc. ± 10%
• Átlagsebesség: 1440/perc ±10%
• Erős sebesség - 1920 / perc. ± 10%

A TARTÁLY ŰRTARTALMA: 180 ml

VÍZÁLLÓSÁG: IPX7

EGY TELJES TARTÁLY HASZNÁLATI IDŐJE (KIÜRÍTÉSE):
STANDARD ÜZEMMÓD
• Gyenge sebesség - 116 másodperc
Átlagsebesség - 68 másodperc Erős sebesség - 55 másodperc

PULZUS ÜZEMMÓD
Gyenge sebesség - 144 másodperc
• Átlagsebesség: 93 másodperc
• Nagy sebesség - 65 másodperces lágy üzemmód
• Gyenge sebesség - 143 másodperc
Átlagsebesség: 92 másodperc
• Erős sebesség - 65 másodperc

POWER: Normál üzemmód • Alacsony sebesség - 339,2 kPa • Közepes sebesség - 661,2 kPa • Nagy sebesség - 901,1 kPa. Impulzus üzemmód • Alacsony sebesség - 315,1 kPa • Közepes sebesség - 460,6 kPa • Nagy sebesség - 776,3 kPa. Kíméletes üzemmód • Alacsony sebesség - 133,1 kPa • Közepes sebesség - 375,8 kPa • Nagy sebesség - 655,0 kPa



MIO2 - MIKROÁRAMÚ MASSZÍROZÓ EMS-FUNKCIÓVAL

Javítja a bőr feszességét

Csökkenti az öregedés jeleit

Kisimítja a ráncokat

Célja a puffadtság és a pigmentáció

Aggodalmak: mimikai ráncok, az arc és a szem alatti karikák duzzanata, fakó és petyhüdt bőr, megereszkedett állkapocs, életkorral összefüggő változások, kitágult pórusok, pigmentfoltok.

ANYAGOK: ABS műanyag, PC műanyag, cink ötvözet.

TÖMEG: masszírozó - 80 g, alap - 70 g.

FUNKCIÓK:

EMS - elektromos áram az izom izomstimulációjához, mélyen behatol a bőr rétegeibe, elérve az izomréteget. Az izomösszehúzódást serkentő EMS elősegíti a bőr feszesítését, megnyilvánul a lifting hatás, fokozódik a kollagén és elasztin termelés, nő a bőr feszessége és rugalmassága, megszűnik a duzzanat.

A funkció lehetővé teszi a masszírozást 42 + / - 3 ° C hőmérsékleten, ezáltal felgyorsítja a vér és a nyirok áramlását, aktiválja az anyagcsere folyamatokat, növeli a szövetek oxigénellátását. Ennek eredményeként javul az arcszín, a bőr kisimul, és az öregedés jelei kevésbé észrevehetők.

A vibráció a bőrre gyakorolt mechanikai hatás, amely fokozza a sejtekben zajló összes anyagcsere-folyamatot, serkenti a méreganyagok eltávolítását, elősegíti a bőr regenerálódását.

JELLEMZŐK:
1. 3 üzemmód: EMS, fűtés, EMS/rezgés/fűtés.
2. Tapintható áramok - a frissített WAU márkájú készülékben a mérnökök az áramerősség és az impulzusfrekvencia szabályozásával elérték, hogy az EMS működés ne csak a használat eredményeként érezhető legyen, hanem az eljárás során is észrevehető legyen.
3. Két független csatorna (áramforrásként 2 elektróda) növeli a lefedettséget, erősebben hat az izmokra és az áram érzékelhetőségére.
4. Vezeték nélküli töltés - töltés töltőtalppal.
5. Könnyű vezérlés - a készülék vezérlése 1 gombbal történik: be- és kikapcsolástól az üzemmódváltásig.
6. A MIO2 ívelt formája megismétli az arc kontúrjait, a kúpos szögek pedig segítenek az akupunktúrás pontok masszírozásában és az izmok ellazításában. A készülék formája lehetővé teszi a gua sha masszázshoz való használatát is.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A MIO2 vezérlőkészülék 1 gombbal történik.
2. Kapcsolja be a készüléket a be/ki gomb hosszú megnyomásával.
3. A be-/kikapcsoló gomb rövid megnyomásával válassza ki a kívánt módot:
• Kék jelzőfény - EMS;
• Piros jelzőfény - fűtés;
Fehér jelzőfény - EMS, fűtés és vibráció keveréke.
4. Kapcsolja ki a masszírozót a be-/kikapcsoló gomb hosszú megnyomásával.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Vigyen fel vezetőképes masszázsgélt a bőrre. Vigye fel a készülék munkafelületét a masszázsfelületre.
2. Masszírozza át az arc és a nyak területét, alulról felfelé haladva az arcon lévő izmok anatómiai elrendezésének megfelelően.
3. A MIO2 munkamasszázs felület segítségével a masszázsvonalak mentén mozogva gua sha masszázst végezhet.
4. A készülék kúpos sarka az akupunktúrás pontok masszírozására szolgál. Finoman érintse meg ezeket a pontokat, és készítsen egy kis kört.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	A KÚRA GYAKORISÁGA	
SŰRŰ BŐR / DUZZANDÁS / MEGereszkedett	Este, a nap 2. fele	Ems-üzemmód - 3-5 perc Ems-üzemmód + hő + vibráció - 5 perc	heti 2-3 alkalommal	10 hét. Szünet: 2 hét. Ismételje meg a 10 hetes tanfolyamot folyamatosan.
SZÁRAZ BŐR finom vonalakkal	Reggel.	Fűtés üzemmód - 2-3 perc Ems-üzemmód - 3-4 perc Ems-üzemmód + Fűtés + Rezgés - 3 perc	heti 1-2 alkalommal	10 hét. Szünet: 2 hét. Ismételje meg a 10 hetes tanfolyamot folyamatosan.

ELLENJAVALLATOK:
1. A bőr integritásának megsértése.
2. a bőr gyógyulási időszaka számos kozmetikai eljárás után (pl. lézeres felújítás, kémiai hámlasztás, mezoterápia stb.).
3. gyógyszerek szedése szteroidokkal.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Ne merítse a készüléket vízbe.
2. Ne töltse a készüléket párás környezetben (például feltöltött fürdőkád, zuhanyzó, medence közelében).
3. Ne dobja a készüléket tűzbe.
4. Ne használja a készüléket, ha maga a masszírozó vagy annak alkatrészei sérültek.
5. Legalább 2 havonta töltse fel teljesen a masszírozót 100%-ra - ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
6. Ezt a készüléket 12 éven aluliak és korlátozott fizikai, érzékszervi és szellemi képességekkel rendelkező személyek nem használhatják.

A DOBOZBAN: (1) masszírozógép, (2) töltőtalp, (3) USB-C töltőkábel,
4. tárolótáska (5) szalvéta, (6) utasítás.

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRETEK (Ma x Szé x Mé): masszírozó 136x54x22 mm, töltőtalp 85x78x52 mm

ÁRAMFORRÁS: lítium-ion akkumulátor

AKKUMULÁTOR KAPACITÁS: 500 mAh

ÜZEMI FESZÜLTSÉG: 3,7 V

POWER: 5 W

TÖLTÉSI IDŐ: 2,5 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: 50 perc a teljes feltöltéstől

OKOS IDŐZÍTŐ: 10 min

REZGÉSI SEBESSÉG: 1200 fordulat percenként

EMS-INTENZITÁS: 2 mA

ÁRAMFREKVENCIA: 2,5 kHz

HULLÁMFORMA: kétfázisú szimmetrikus téglalap alakú hullámforma

FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET: 42 ± 3 °C

VÍZÁLLÓSÁG: IPX4



MIRA - FESZESÍTŐ ARC- ÉS NYAKMASSZÍROZÓ

Csökkenti a duzzanatot

Emeli az arcot és a nyakat

Csökkenti a ráncokat

Javítja a bőr feszességét

Célja az akne

AGGONDOK: ráncok, a bőr petyhüdtsége és megereszkedése, ragyogásvesztés és a bőr tónusának romlása, duzzanat, bőrpír, irritáció, gyulladás.

ANYAGOK: PC műanyag, ABS műanyag, szilikon, cink ötvözet.

TÖMEG: masszírozó - 164 g, alap - 115 g

FUNKCIÓK:

Az EMS egy elektromos áram az izom izomstimulációjához, mélyen behatol a bőr rétegeibe, elérve az izomréteget. Az izomösszehúzódást serkentő EMS elősegíti a bőr feszesítését, megnyilvánul a lifting hatás, fokozódik a kollagén és elasztin termelés, nő a bőr feszessége és rugalmassága, megszűnik a duzzanat.

VIBRÁCIÓ - mechanikus oszcillációk (=impulzusok), amelyek javítják a nyirokelvezetést és a mikrocirkulációt (folyadékok mozgása: vér/nyirok) a szövetekben, valamint ellazítják az izombilincseket, ami a duzzanat eltávolításához, az arcszín javulásához és a kozmetikumok fokozott behatolásához vezet.

LED - Terápia - minden szín egy bizonyos hullámhossznak felel meg a látható fény spektrumában. A bőrre különböző mélységekben hatva a fényt a bőrreceptorok elnyelik, aktiválva a sejten belüli természetes folyamatokat, és bizonyos bőrreakciót váltanak ki. Piros Led-fény - mélyen behatol a bőrbe, felszívja a mitokondriumokat és aktiválja a fibroblasztok kollagén és elasztin termelését. E folyamatok eredménye a következő esztétikai hatásokban nyilvánul meg: fiatalítás, rugalmasság, ráncok csökkentése. A kék LED fényt a P. acnes porfirin baktériumok abszorbeálják, ami szingulett oxigén képződéséhez vezet, amely elpusztítja a baktériumokat, ezáltal küzd a pattanások és gyulladások ellen, és normalizálja a faggyúmirigyek működését. Zöld Led-fény - nyugtatja a bőrt, szűkíti az ereket és javítja a nyirokáramlást. Jó érzékeny és reaktív bőrre. Hatékony a bőrpír megszüntetésére, a duzzanat csökkentésére, a kuperózis elleni küzdelemre.

Hő - értágulatot okoz - a kis erek tágulását. Ez növeli a véráramlást a kezelt területen. A megnövekedett vérkeringés viszont hozzájárul az anyagcseretermékek gyors kiürüléséhez, javítja a bőr általános sejttáplálkozását. Ezenkívül a fokozott véráramlás, a testhőmérséklet emelkedése aktiválja a verejtékcsatornákat. Ez fizikailag „kinyitja” a póruslyukakat, előkészítve őket a tisztításra vagy a kozmetikumok szedésére.

Hideg - szűkíti az ereket, ezáltal szűkíti a véráramlást a bőr felszínén, és csökkenti a kapillárisok falának permeabilitását - ez a vörösség csökkenéséhez (a véráramlás csökkenése miatt) és az ödéma eltávolításához (az edényekből a szövetbe történő folyadékkibocsátás csökkenése miatt) vezet.

JELLEMZŐK:
1. 5 technológia. A multifunkcionalitás biztosítása. 1 készülék minden probléma megoldására, megtakarítás vásárláskor.
2. A készülék lehetővé teszi a módok kombinálását és az ápolás bőre igényeihez igazítását.
3. Az EMS 3 szintje. Kényelmes, fájdalommentes expozíció kiválasztásához.
4. 3 fényfényterápia, különféle problémák megoldására.
5. Ergonomikus forma: A volumetrikus fogantyú kényelmes fogást biztosít, amely lehetővé teszi, hogy a masszázsra koncentráljon.
6. Intelligens technológia. A masszírozó okos időzítőn működik, 10 perc masszázs után a készülék automatikusan kikapcsol. A hideg üzemmód is 3 percig működik, ami biztosítja a készülék biztonságát és a technológia hatékony működését.
7. Többfunkciós munkafelület. Az ív alakú munkafelület lehetővé teszi, hogy számos területen dolgozzon: nyak, áll (arckontúrok), arc, szem alatti terület, homlok.
8. A munkafelület anyaga. A MIRA fején két aktív elektróda található acélból, arany bevonattal. Az elektromos vezetőképesség tekintetében az arany a harmadik helyet foglalja el, csak két fém: az ezüst és a réz után. Az elektródák speciális bevonata hozzájárul az áram vezetőképességéhez ezzel a készülékkel.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A készülék bekapcsolása a középső gomb (LED gomb) hosszan tartó megnyomásával történik.
2. A LED gomb rövid megnyomásával átkapcsolja a fényterápia fényét. Az első megnyomásnál piros LED-fény világít, a második megnyomásnál kék LED-fény világít, a harmadik megnyomásnál zöld, a negyedik megnyomás kikapcsolja a fényterápiás funkciót.
3. Minden alkalommal, amikor a fényterápia fényét a LED gomb körül kapcsolja, egy fénydióda világít, amely megfelel a fényterápia bizonyos fényének.
4. A felső gomb (EMS gomb) rövid megnyomása magában foglalja az EMS módot. Egy rövid megnyomással beállíthatja az EMS intenzitási szintjét. Az első megnyomás 1 intenzitási fokozatú (gyenge), a második megnyomás 2 intenzitási fokozatú (közepes), a harmadik megnyomás 3 intenzitási fokozatú (erős). Az ismételt megnyomással teljesen letiltja az EMS módot.
5. A készülék kijelzőjén minden üzemmód kapcsolónál megjelenik az áramerősség szintje: a leggyengébbtől a legerősebbig. 1 intenzitási fokozat 1 diódát éget, 2 fokozat 2 diódát, 3 fokozaton mind 3 diódát éget.
6. A felső gomb (EMS gomb) hosszan tartó megnyomása hullámrezgéssel jár. A felső gomb ismételt, hosszan tartó megnyomása kikapcsolja a vibrációs funkciót.
7. Az alsó gomb (hőmérséklet gomb) rövid megnyomása bekapcsolja a hideg üzemmódot. 3 percig működik, és ez idő után automatikusan kikapcsol. Ez megvédi a készüléket a túlmelegedéstől, és lehetővé teszi, hogy a lehető leghidegebb hőmérsékleten, a lehető leghidegebb üzemmódban dolgozzon. Amikor bekapcsolja a hideg üzemmódot a készülék kijelzőjén, a kék LED fényű hőmérő ikon világít.
8. A hőmérséklet gomb többszöri megnyomásával a hideg fűtésre vált. Meleg üzemmódba váltáskor a piros hőmérő ikonja világít a kijelzőn.

9. Ez a masszírozó okos időzítővel rendelkezik. 10 percnyi működés után a készülék magától kikapcsol.
10. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a LED-gombot.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Vigyen fel kontaktgél vezetőt vagy vízbázisú zselészerű ápolótermékét a bőrére, amely jobb áramvezetést biztosít a maximális eredmény érdekében.
2. Kapcsolja be a készüléket. Állítsa be a szükséges módokat.
3. Kezdje a masszázst a nyak területével. Mozgassa a függőleges vonalakat a fülcimpától a kulcscsontig. A nyirokpályák „megnyitására”.
4. Ezután végezze el az arcmasszázst, a masszázsvonalak mentén az arc közepétől a perifériáig. A mozgás iránya átlósan felfelé irányul a gravitáció ellensúlyozására és az izmok megfeszítésére. Az eljárást alulról (az álltól) felfelé haladva hajtják végre (a homlokon lévő hajvonalig).
5. A homlok területén a vízszintes ráncok elsimítása szükséges, ehhez függőlegesen felfelé mozogjon.
6. A masszázs elindításához ajánlatos a Heating and Vibration módot csatlakoztatni. E két technológia kombinációja elősegíti a bőr előkészítését: a lehető legfogékonyabbá teszi a hatóanyagokra és a stimulációra. Az edzés célja az izmok ellazítása, a pórusok kitágítása a tisztításhoz, a vérkeringés és a nyirokelvezetés fokozása a sejtek előkészítése érdekében. Az expozíció időtartama legfeljebb 2 perc.
7. Következik az eljárás fő része, melynek során a sejteket és az izmokat stimulálják, javul a vérkeringés. Ennek a szakasznak a célja új kollagén és elasztin létrehozása, az izmok edzése (lifting) és bizonyos problémák (például akne vagy pigmentáció) megszüntetése. Kapcsolja be az EMS módot, állítson be egy kényelmes intenzitási szintet. Állítsa be a LED-terápiát. Kezdje egy piros LED fénnyel.
8. A fő fiatalító hatás után egy adott probléma megoldására átkapcsolhatja a piros LED lámpát kékre (ha aknéval dolgozik és zsírtartalommal küzd) vagy zöldre (a bőr megnyugtatására és a couperosis / bőrpír leküzdésére). A színpad teljes időtartama 6 perc.
9. Fejezze be a masszázst a hideg funkcióval. Ez a szakasz lehetővé teszi az elért eredmények rögzítését. A hideg megnyugtatja a bőrt, enyhíti a maradék bőrpírt és rögzíti a kozmetikumok aktív összetevőit a bőrben. Az utolsó szakasz legfeljebb 2 percig tart.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KÚRA
ZSÍROS VAGY KOMBINÁCIÓS BŐR / KITERJESZTETT PÓRUSOK / ZSÍROS FÉNY / AKNE UTÁNI JELEK	REGGEL	EMS + kék Led-fény + hideg. Kezdje a hideg üzemmóddal (2 perc), majd adjon hozzá EMS-t és fényt. Használja a minimális EMS intenzitást legfeljebb 3 kezelésig, majd fokozatosan növelje.	Heti 2-3 alkalommal, 10-15 percig	KEZELÉSI TANFOLYAM: 1 hónap Szünet: 2-3 hónap Kúrák között: kék Led-fény hetente 2-3 alkalommal 10-15 percig

MEGereszkedett / PÜFÉS ÖREGEDÉSI MINTÁZAT / REGGEL PUFFADÁS	REGGEL	EMS + hideg. Kezdje a hideg üzemmóddal (2 perc), majd adja hozzá az EMS-t. Használja a minimális EMS intenzitást legfeljebb 3 kezelésig, majd fokozatosan növelje.	Heti 3-4 alkalommal, 10-15 percig	KEZELÉSI TANFOLYAM: 1 hónap. Szünet: 2-3 hónap.
TOMPA BŐR / A FESZESSÉG ÉS A TONUS ELVESZTÉSE	Reggel / este (bármikor)	EMS + Piros Led-fény + Fűtés (10-15 perc), majd Hideg (2-3 perc). Használja a minimális EMS intenzitást legfeljebb 3 kezelésig, majd fokozatosan növelje.	Heti 2-3 alkalommal, 10-15 perc	Kúra: 1 hónap. Ismétlés 4-5 hónap elteltével. A kúrák között heti 1 fenntartó kezelés.
SZÁRAZ / HIDRÁLT BŐR	ESTE	EMS + hő. Kezdje a Fűtés üzemmóddal (2 perc), majd adja hozzá az EMS-t. Használja a minimális EMS intenzitást legfeljebb 3 kezelésig, majd fokozatosan növelje.	Heti 2 alkalommal, 10-15 perc	Kúra: 1 hónap. Ismétlés 4-5 hónap elteltével. A kúrák között 2 hetente 1 fenntartó kezelés.
ÉRETT BŐR / FESZESSÉG ÉS TONUS ELVESZTÉSE	ESTE	EMS + piros Led-fény + hő. Kezdje a Fűtés üzemmóddal (2 perc), majd adja hozzá az EMS-t és a fényt. Használja a minimális EMS intenzitást legfeljebb 3 kezelésig, majd fokozatosan növelje.	Heti 2-3 alkalommal, 15 perc	Kúra: 1-1,5 hónap. Ismétlés 4-5 hónap elteltével. A kúrák között havi 1-2 fenntartó kezelés és hetente 3 alkalommal 15 perc vörös LED-fény.
IZOMHIPERTONITÁS / FESZÜLTSÉG	ESTE	EMS (csak 1. intenzitási fokozat) + Zöld Led-fény. Használja a minimális EMS intenzitást legfeljebb 3 kezelésig, majd fokozatosan növelje.	Heti 2-3 alkalommal, 15 perc. Mozogjon az izomrostok irányában.	Kúra: 1-1,5 hónap. Hat hónap elteltével vagy izomfeszülés esetén ismételhető.
ÉRZÉKENY BŐR / COUPERÓZUS REMISSZIÓBAN	Reggel / este (bármikor)	EMS (csak 1. intenzitási fokozat) + Zöld Led-fény. Használja a minimális EMS intenzitást legfeljebb 3 kezelésig, majd fokozatosan növelje.	Heti 2 alkalommal, 10 perc	Kúra: 1 hónap. Ismétlés 4-5 hónap elteltével. A kúrák között 2-3 hetente 1 fenntartó kezelés.

NYAK	ESTE	EMS + piros Led-fény + hő. Kezdje a Fűtés üzemmóddal (2 perc), majd adja hozzá az EMS-t és a fényt. Használja a minimális EMS intenzitást legfeljebb 3 kezelésig, majd fokozatosan növelje. Csak akkor használja, ha nincs ellenjavallat, például pajzsmirigybetegség. Mindig kerülje a pajzsmirigy területét és a carotis sinus területet a pajzsmirigy mellett, ahol a pulzus érezhető.	Heti 2-3 alkalommal, 10-15 perc	Kúra: 1 hónap. Ismétlés 4 hónap elteltével. A kúrák között 2 hetente 1 fenntartó kezelés.

ELLENJAVALLATOK:

1. Ez az eszköz kizárólag személyes otthoni használatra szolgál, nem orvosi eszköz.
2. A következő személyek kategóriái csak a következő személy irányítása mellett használhatják az eszközt

orvos:

- Terhes és szoptató nők.
- Érzékeny bőrű vagy bőrbetegségben szenvedők.

Elektronikus orvosi eszközökkel (pl. szívritmus-szabályozóval) rendelkező személyek.

- Cukorbetegségben vagy keringési zavarban szenvedők.

3. Ne használja a készüléket a következő területeken:

- Sérült bőrterületek (sebek, gyulladások, ekcéma).
- A nyálkahártyák területei (szem, száj).

FIGYELMEZTETÉSEK:

1. Hideg mód használatakor ne tartsa a készüléket túl sokáig a bőr egyik területén, hogy elkerülje a fagyást.
2. A fűtési mód használatakor azonnal hagyja abba az eljárást, ha túlmelegedettnek érzi magát, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
3. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.

A DOBOZBAN: (1) MIRA masszírozógép, (2) munkafelület burkolat, (3) töltőtalp,
4. USB-C típusú kábel, 5) használati utasítás, 6) tárolótasak.

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRETEK (Ma x Szé x Mé): 179,5x72x48,4 mm (masszázs), 81x69,8x64,8 mm (alap)

POWER: 10 W

ÜZEMI FESZÜLTSÉG: 3,7 V

ÁRAMFORRÁS: beépített lítium polimer akkumulátor

AKKUMULÁTOR KAPACITÁS: 1350 mAh

TÖLTÉSI IDŐ: 3 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: 35 min

OKOS IDŐZÍTŐ: 10 perc Fűtés üzemmód - 5 perc Hideg üzemmód - 3 perc

REZGÉSI SEBESSÉG: 7000 fordulat percenként

ÁRAMERŐSSÉG: 1 szint - 1,9 mA 2 szint - 2,48 mA 3 szint - 3,44 mA

ÁRAMFREKVENCIA: Gyenge szint - 20 kHz Átlagos szint - 25,2 kHz Magas szint - 30,6 kHz

HULLÁMHOSSZ: Piros Led-fény - 630 nm Kék Led-fény - 460 nm Zöld Led-fény - 520 nm

HULLÁMFORMA: kétfázisú szimmetrikus hullámforma

A BESUGÁRZÁS INTENZIVITÁSA:
Piros fény - 10 mW/cm2 Kék fény - 24 mW/cm2 Zöld fény - 21 mW/cm2

VÍZÁLLÓSÁG: IPX3



MORI BLACK - ELEKTROMOS SZÓNIKUS FOGKEFE

Erősíti a fogínyt

Tisztítja a fogakat

Eltávolítja a fogkövet

Aggodalmak: fogmosás, lepedék, leheletszag, ínybetegség.

ANYAGOK: műanyag.

TÖMEG: 200 g.

FUNKCIÓK:
A kefe működése a nagyfrekvenciás rezgés elvén alapul. A tisztítás nem hanggal történik, hanem a sörték gyors rezgésével, amit hanghullám (= nagyfrekvenciás rezgés) vált ki. A sörték gyors seprő mozdulatokat végeznek az ínytől a fog széléig, a nagy sebesség pedig mikrobuborékok áramlását hozza létre a nyálból, vízből és fogkrémből. Ez a dinamikus folyadékáramlás a szájban hatékonyan tisztítja még a nehezen elérhető helyeket is.

JELLEMZŐK:
1. 5 üzemmód: a gyengédtől (31000 rezgés) a legintenzívebbig (48000 oszcilláció).
2. 2 féle fúvóka lágy és közepes merevségű sörtékkel.
3. Hangos nyomok a tisztítózóna megváltoztatásával kapcsolatban.
4. A közepes merevségű fúvóka sörtéi színt váltanak, emlékeztetve a fúvóka cseréjének szükségességére.
5. Memória funkció.
6. Hosszú töltőkábel.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. Helyezze a fúvókát a kefére pontosan a villanymotor csúcsának (hajtóműtengely) tengelye fölé, és szerelje fel. Fontos: telepítés közben nem kell elfordítania a fúvókát.
2. A kefe bekapcsolásához nyomja meg röviden a be / ki / üzemmódok váltása gombot.
3. A gombok ismételt rövid megnyomása váltsa az üzemmódokat ebben a sorrendben: Érzékeny, Ínyápolás, Polírozás, Fehér, Tiszta.
4. 30 másodpercenként a kefe szünetel, emlékeztetve a tisztítási terület megváltoztatására.
5. 2 perc elteltével a kefe automatikus működési ideje lejár, és kikapcsol.
6. A kefe saját kezű letiltásához nyomja meg a be/ki/üzemmód kapcsoló gombot.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Állítsa be a fúvókát.
2. nedvesítse meg vízzel a fogkefe fúvókáját, és vigye fel a szükséges mennyiségű fogkrémet.
3. Kapcsolja be a kefét.
4. Helyezze a kefe fúvókáját a szájába. Tartsa 45 fokos szögben az ínyhez képest. Kattintson a bekapcsológombra, válassza ki a kényelmes üzemmódot.
5. Kezdje el fogat mosni. Húzza szét a fogkefét a fogon, seprő mozdulatokkal a fog tövétől a fog végéig.
6. A fogorvosok azt javasolják, hogy legalább 2 percig mosson fogat. A szájüreg 4 részre osztható, és a fogazat (kvadráns) minden negyedét 30 másodpercig tisztítsa meg.
Az ajánlásnak való megfelelés érdekében minden 30 másodpercre beállít egy időzítőt a kefébe:
A kefe néhány másodpercre leáll. 2 perc elteltével a kefe automatikus működési ideje lejár, és kikapcsol.
7. Az eljárás befejezése után öblítse le a fúvókát, és hagyja természetes módon megszáradni. A fogkefe teste vízzel is leöblíthető.

HASZNÁLATI GYAKORISÁG:
Napi 2 alkalommal, 1 takarítás 2 perc.

AZ ALKALMAZÁS IDŐTARTAMA:
1 fúvóka használati ideje 3 hónap.

ELLENJAVALLATOK:
1. Fertőző fogágygyulladás.
2. A műtét utáni időszak vagy a szájüregben lévő sebek gyógyulásának időszaka.
3. a fogak fokozott érzékenysége.
4. A fogak patológiás mobilitása.
5. Nem gyermekek általi használatra készült.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. A Sonic fogkefe fúvókáját minden használat után vízzel le kell mosni.
2. A kefe teste közvetlenül vízzel tisztítható.
3. A balesetek elkerülése érdekében töltés közben ne helyezzen fémtárgyakat a töltőaljzatra.
4. tagadja meg a kefe használatát, ha a teste vagy a fúvókája sérült.
5. Tartsa távol hőforrásoktól.
6. Ne gyűjtse össze vagy szedje szét az elektromos szonikus fogkefét.

A DOBOZBAN: (1) a fogkefe teste, (2) puha sörtéjű fúvóka,
3. közepesen sörtéjű fúvóka, (4) indukciós alap a töltéshez,
5. utasítás.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 12 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: 240 min

OKOS IDŐZÍTŐ: 2 min

RÓMÁK ÉS REZGÉS:
• Finom - 31000 fordulat percenként
ínyápolás - 35000 fordulat percenként
• Polírozás - 41000 fordulat percenként
• Fehérítés - 45000 fordulat percenként
Tisztítás - 48000 fordulat percenként

VÍZÁLLÓSÁG: IPX7



MORI 2.0 - ELEKTROMOS SZÓNIKUS FOGKEFE

Erősíti a fogínyt

Tisztítja a fogakat

Eltávolítja a fogkövet

Segít megelőzni a fogínygyulladást

Aggodalmak: fogmosás, lepedék, leheletszag, ínybetegség.

ANYAG: PC műanyag.

TÖMEG: 110 g.

FUNKCIÓK:
A kefe működése a nagyfrekvenciás rezgés elvén alapul. A tisztítás nem hang hatására történik, hanem a sörték gyors rezgése miatt, amelyet hanghullám vált ki.

A kefe nyomóerő-távadóval van felszerelve, amely a fizikai nyomást elektromos jellé alakítja.

A MORI 2.0 fel van szerelve 3D térképek összeállításával a tisztítási elemzéshez. A fertőtlenítő tok ultraibolya sterilizátorral van felszerelve, amely elpusztítja a baktériumokat és a vírusokat.

JELLEMZŐK:
1. Intelligens időzítő.
2. 5 professzionális tisztítási eljárás:
• Óvatosan (érzékeny fogakhoz való üzemmód)
• Tisztítás (normál tisztítás)
• Fehér zománc (fehérítés)
• Polírozás
• Masszázs
3. Fröccsenés elleni védelmi rendszer.
4. Intenzitás beállítása: minden üzemmód 5 fokozatot kínál (10, 30, 50, 70 és 90), így kiválaszthatja a kényelmes beállítást.
5. A tisztítási területek interaktív 3D-s jelzése.
6. Ultraibolya sterilizáló tok.
7. Értesítés a fúvóka cseréjéről.
8. Töltésjelző és vezérlés töltés közben.
9. Nyomásérzékelő LED jelzéssel
10. A készletben található háromféle cserélhető fúvóka különböző típusú tisztításhoz
• Klasszikus tisztítófúvóka a mindennapi higiéniához
• Fehérítő fúvóka fokozott polírozó hatással
• Fúvóka érzékeny fogakhoz puha sörtékkel

11. Memória funkció.
12. A fúvóka automatikus meghatározása.
13. Automatikus aktiválás.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A MORI 2.0 fogkefe automatikus kapcsolási funkcióval van felszerelve:
A kefe akkor kapcsol be, ha a testet lefedi a tenyerével.
2. A be/ki/kiválasztó funkciógomb rövid megnyomásával kapcsolja be a kefét.
3. Pöccintsen a menüben a gombra kattintva a funkciók megváltoztatásához, egy szakasz kiválasztásához kattintson röviden a be / ki / funkció kiválasztása gombra.
4. Repüljön át a szakaszokon a "Menü / Beállítások" elemhez, lépjen rá. A „Menü” részben válassza a „3D KI / 3D KI” lehetőséget. Kapcsolja be a be-/kikapcsoló gomb egyszeri megnyomásával.
5. Válasszon nyelvet. A MORI 2.0 készen áll a későbbi konfigurációra és használatra.
6. Válassza ki a szükséges fúvókát, helyezze pontosan a villanymotor csúcsának (hajtómű tengelye) tengelye fölé és szerelje be. A fúvókák felszerelése után folytassa a MORI 2.0 kefe konfigurálását az utasításoknak megfelelően.
7. Lépjen a Beállítások szakaszba. Válassza ki a "Tisztítási idő" részt. Állítsa be az időt: 2/3/4 perc vagy "Unlimited" a funkcióválasztó gomb megnyomásával.
8. Térjen vissza a „Beállítások” részből az általános menübe a „Vissza” gombbal.
9. A menüben határozza meg a tisztítási módot.
10. Az üzemmód kiválasztása után állítsa be az intenzitást a funkcióválasztó gomb megnyomásával. A MORI 2.0 kefében 5 teljesítményszint látható mindegyik üzemmódhoz: 10, 30, 50, 70 és 90.
11. A MORI 2.0 kefe memória funkcióval rendelkezik. Ha az üzemmódot 10 másodpercnél tovább használja, a kefe megjegyzi, és a következő használatkor bekapcsolja.
12. Emlékeztetőül a tisztítási zóna megváltoztatásának szükségességére a MORI 2.0 kefe rövid szünetet tart. Ha a tisztítási idő 2 perc, a kefe 30 másodpercenként leáll, a tisztítási idő 3 perc - 45 másodpercenként, 4 perces tisztítás esetén - percenként. Ha korlátlan fogmosási időt ("Korlátlan") választ, a kefe nem áll meg.
13. A MORI 2.0 hangos fogkefe préserő-érzékelővel van felszerelve. A kefe hátoldalán egy fényjelző található, amely megváltoztatja a rezgés színét és típusát, és doo-doo hangot ad a nyomás szabályozására a tisztítás során.
14. Az automatikus tisztítási idő letelte után a fogkefe kikapcsol. Ha önállóan szeretné leállítani a kefét, 5 másodperces tisztítás után nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot.
15. A tisztítás végén a kefe kijelzőjén megjelenik a hátralévő töltöttségi szint és a fogüregtérképpel végzett tisztítás eredménye.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Állítsa be a fúvókát.
2. nedvesítse meg vízzel a fogkefe fúvókáját, és vigye fel a szükséges mennyiségű fogkrémet.
3. Helyezze a kefe fúvókáját a szájába. Tartsa 45 fokos szögben az ínyhez képest. Enyhén támasztja a sörtéket az ínyvonalhoz vagy valamivel fölé.
4. Kapcsolja be a kefét, válasszon egy kényelmes üzemmódot.
5. Kezdje el fogat mosni. Húzza szét a fogkefét a fogon, seprő mozdulatokkal a fog tövétől a fog végéig.
6. A felső fogazat belső felületének tisztításához a fogkefét függőleges helyzetben kell elhelyezni úgy, hogy a fogkefefej függőlegesen kerüljön a fogra, és minden egyes fogat megtisztítson.
7. Egy adott tisztítási idő után a kefe leáll. A kijelzőn megjelenik a hátralévő töltési szint, majd a szájüreg 3D-s térképe a tisztítás eredményével.

8. Elemezze a múltbeli eljárást egy 3D térképen - ez segít a felhasználónak a tökéletes tisztítás elérésében.
9. Az eljárás befejezése után öblítse le a fúvókát, és hagyja természetes módon megszáradni. A fogkefe teste vízzel is leöblíthető.

HASZNÁLATI GYAKORISÁG:
Napi 2 alkalommal, 1 takarítás 2 perc.

AZ ALKALMAZÁS IDŐTARTAMA:
1 fúvóka használati ideje 3 hónap.

ELLENJAVALLATOK:
1. Fertőző fogágygyulladás.
2. A műtét utáni időszak vagy a szájüregben lévő sebek gyógyulásának időszaka.
3. a fogak fokozott érzékenysége.
4. A fogak patológiás mobilitása.
5. Nem gyermekek általi használatra készült.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. A MORI 2.0 fogkefét 8 éven felüli gyermekek, valamint érzékszervi, testi és szellemi fogyatékossággal élők használhatják, ha a készülék használatára vonatkozó utasításokat megkapták, és tisztában vannak a biztonságos használat módszereivel és a nem megfelelő használat lehetséges veszélyeivel.
2. Tilos ezt a készüléket gyermekjátékként használni.
3. A fogmosást és a gyermekek általi használatot csak felnőtt felügyelete mellett szabad végezni.

A DOBOZBAN: (1) fogkefe test, cserélhető fúvókák: (2) érzékeny fogak fúvókája, (3) fehérítő fúvóka, (4) tisztító fúvóka, (5) C típusú töltőkábel,
6. tárolótasak, 7) használati utasítás, 8) tok a fúvókák fertőtlenítéséhez.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 8 h

OKOS IDŐZÍTŐ: 2 min

MŰKÖDÉSI IDŐ: • Legyen óvatos mód - 1200 perc • Tisztítási mód - 250 perc • Fehér zománc mód - 400 perc • Polírozás üzemmód - 500 perc • Masszázs mód - 400 perc

AZ OSCILLÁCIÓK MÓDJAI ÉS GYAKORISÁGA:
• Óvatosan (28000 rezgés/perc)
Tisztítás (37000 rezgés/perc)
• Fehér zománc (41000 rezgés/perc)
Polírozás (36000 oszcilláció/perc)
Masszázs (35000 rezgés/perc)

VÍZÁLLÓSÁG: IPX7



NEO - BŐRFIATALÍTÓ KÉSZÜLÉK

Lifting hatás

A bőr állapotát célozza meg

Visszaállítja a bőr feszességét és rugalmasságát

Csökkenti a pigmentációt

Csökkenti a hegesedést

Aggodalmak: életkorral összefüggő arckontúrváltozások, ráncok, petyhüdt bőr, pigmentfoltok, akne, rosacea, hegek és hegek, striák.

ANYAGOK: ABS műanyag, PC műanyag, szilikon.

TÖMEG: masszírozó talppal - 183 g.

FUNKCIÓK:
A NEO masszírozó középpontjában az alacsony hőmérsékletű (hideg) plazma használatának technológiája áll - egy gáz, amely semleges molekulákból és töltött részecskékből áll: szabad elektronok, pozitív és negatív ionok. A plazma fertőtleníti a bőrt, küzd a pattanások és rosacea ellen, megelőzve a gyulladást. A kollagénrostok sűrűségének helyreállítását serkentve a plazmatechnológia elősegíti a sebek, hegek és hegek gyógyulását. Az öregedésgátló folyamatokkal kapcsolatos gének plazmaaktiválódása következtében csökkennek a ráncok és a mély ráncok az arcon. A plazma hatására lipid biorétegek rekonstruálódnak, és csatornák képződnek a különböző anyagok átjutásához, ami növeli a kozmetikumok áteresztőképességét. Ezenkívül a plazmának való kitettség elpusztítja a melanin klasztereket, és ennek eredményeként a pigmentáció kivilágosodik.

JELLEMZŐK:
1. Eredeti szabadalmaztatott dizájn - a design kifejezetten a WAU márkához készült, a masszírozó hátának lekerekített formái lehetővé teszik, hogy a masszírozót kényelmesen a kezedbe helyezd, és a lehető legkönnyebben és kényelmesebben végezd a masszázst.
2. Kényelmes munkafelület - lehetővé teszi mind a nagy bőrfelületek, mind a nehezen elérhető helyek kezelését, különösen, ha keskeny felső hegyet biztosítanak.
3. 3 intenzitási fokozat - a bőr fokozatos felkészítéséhez a plazma hatásaira.
4. használhatóság - a masszírozó 1 gombbal vezérelhető, okos időzítő telepítve 10 perc.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Tilos a készüléket vízzel megérinteni, nedves kézzel fogni, nedves bőrön használni - ez veszélyes lehet.
1. Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gomb hosszan tartó (2 másodperc) megnyomásával. Bekapcsoláskor a készülék hangjelzést ad ki.
2. Kigyullad az intenzitásszint-jelzőket tartalmazó kijelző. A készülék 3 fokozatú ütőerőt biztosít: ERŐS (erős), KÖZEPES (közepes) és PUHA (gyenge). A szintkapcsoló gomb többszöri megnyomásával válassza ki az Önnek megfelelő hatáserőt. Az első a SOFT szint, ennek ikonja világít a kijelzőn. A gomb ismételt megnyomásával a KÖZEPES szintre vált, a következő megnyomással az ERŐS szintet indítja el.
3. A készülék okos időzítőt biztosít, a készülék 10 percnyi működés után automatikusan kikapcsol, hangjelet adva ki.
4. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a be / ki / intenzitásszint kapcsoló gombot.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:

1. Mossa meg magát a szokásos tisztítószerével. Tisztítsa meg bőrét a szennyeződésektől és a felesleges faggyútól.
2. Távolítson el minden folyadéknyomot az arcról, hagyja a bőrt teljesen megszáradni a masszírozó használata előtt. A bőrre jutó víz jelentős kényelmetlenséget okozhat a készülék használata során.
3. Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a kívánt intenzitási szintet. Ajánlott minimális expozíciós erővel kezdeni, hogy a bőr alkalmazkodni tudjon a készülék alkalmazásához.
4. Az eljárás során ne nyomja a készüléket a bőr közelébe, tartsa 2-3 mm távolságra a bőr felszínétől. Lassan tartsa a masszírozót a masszázsvonalak mentén alulról (álltól) felfelé (a haj növekedési vonaláig). Különös figyelmet kell fordítani a problémás területekre. Használat közben a készülék plazmagenerációs hangot ad ki, ózonszagot is lehet érezni - ez normális.
5. Az eljárás befejezése után kapcsolja ki a készüléket, alkalmazza az ápolókozmetikumot, hogy hidratálja a bőrt. A kozmetikumok jobb felszívódása érdekében végezzen könnyű masszázst.
6. Nedves (alkohollal átitatott) szalvétával tisztítsa meg a készülék munkafelületét. Megjegyzés: A por és faggyúmaradványok könnyen megtapadnak a készülék munkafelületének kerámia részében, amikor a plazma az eljárás során lebontja azokat. Ez a kerámia felület sárgulásához vezethet, de nem befolyásolja a készülék hatékonyságát.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KÚRA
AKNE / GYULLADÁS	REGGEL	Kezdő kúra: 5-10 perc az arc minden területére. Egy eljárás teljes időtartama 20-30 perc. A bőr alkalmazkodása érdekében a teljesítmény fokozatos növelése javasolt: 1. hét a minimális szint (ha a bőr érzékeny, használja a minimum 2 hetes szintet) A 2. hét a 3. hét átlagos szintje és azután - a maximális szint, ha a bőr jól alkalmazkodott Támogató kúra (megelőzés): 10-20 perc az egész arcra	Kezdő kúra: heti 2-3 alkalommal (a főbb megnyilvánulások megszűnéséig folytatható) Támogató kúra (megelőzés): 1 alkalommal 10-14 napon belül	Kezdő kúra: 6-8 hét A kúra befejezése után 1-2 hónap szünetet javasolt tartani, hogy a bőr helyreálljon és ne szokjon hozzá az állandó stimulációhoz
PIGMENTÁCIÓ	ESTE		Hetente kétszer, a hiperpigmentációval küzdő területekre összpontosítva	
KORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK	ESTE		Kezdő tanfolyam: heti 2-3 alkalommal. Támogató kúra (prevenció): heti 1 alkalommal (10-14 napon belül 1 alkalommal megengedett)	
HEGEK	ESTE	A heg és heg méretétől függően 5-10 perc Arcra: kezdje a minimális teljesítményről 3 alkalomra, majd fokozatosan növelje az erőt. A test számára: kezdje az átlagos teljesítményről 3 alkalomra, majd fokozatosan növelje az erőt.	heti 2 alkalommal	Kúra: 1-1,5 hónap. Évente 2-3 kúra végezhető. A kúrák között havi 1-2 kezelés.

ELLENJAVALLATOK:
1. Használata tilos: gyermekek, allergiában szenvedők, arc-/szemműtéten átesett személyek.
2. Tilos a készüléket vízzel megérinteni, nedves kézzel fogni, nedves bőrön használni.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Ne használja a készüléket, ha vízbe merült, nem működik megfelelően, ha sérült vagy eltört.
2. Ne használja a készüléket a szemkörnyéken (a felső és alsó szemüreg csontja mentén), a halánték területén, a pajzsmirigyen, valamint a mellkason és a nemi szerveken.
3. Ne szerelje szét a készüléket, mert ez károsodást, hibás működést, áramütést, tüzet vagy sérülést okozhat.

A DOBOZBAN: (1) készülék, (2) alaptartó, (3) töltőkábel, (4) tárolótáska, (5) szalvéta, (6) használati utasítás.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 3 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: 60 min

OKOS IDŐZÍTŐ: 10 min

ÁRAMERŐSSÉG: • Alacsony fokozat: 590 mA bőrrel érintkezve, 278 mA érintkezés nélkül. • Közepes fokozat: 1670 mA bőrrel érintkezve, 570 mA érintkezés nélkül. • Magas fokozat: 1820 mA bőrrel érintkezve, 1010 mA érintkezés nélkül.

VÍZÁLLÓSÁG: IPX3



REN - ULTRAHANGOS ARCTISZTÍTÓ SPATULA

Tisztítás

Javítja a mikrokeringést

Hámlás

Fokozza a bőrápoló felszívódását

Aggodalmak: fokozott zsíros bőr, kitágult pórusok, komedonok, pattanások, fakó, egészségtelen arcszín, a bőr rugalmasságának elvesztése.

ANYAG: ABS műanyag, szilikon.

TÖMEG: 140 g.

FUNKCIÓK:
A nagyfrekvenciás ultrahang vibráció és a pozitív ionok a „Deep Cleansing” módban gondosan tisztítják a bőrt. Az ultrahang által keltett hullámok hozzájárulnak az epidermisz felső rétegének részecskéinek hámlásához, eltávolítják a felületi szennyeződéseket és a faggyú felhalmozódását. Nedvesség üzemmódban ugyanazok az ultrahanghullámok negatív ionokkal párhuzamosan fokozzák a vérkeringést és a kollagén / elasztin termelését, ami a kozmetikumok aktív felszívódásához vezet. Tehát az ápolókozmetikumok hatása kifejezettebb.

JELLEMZŐK:
1. Kompakt készülék otthoni használatra.
2. Mágneses burkolat védi a készülék tisztítófelületét, ami lehetővé teszi a készülék használatának higiéniai szabályainak betartását.
3. Erőteljes akkumulátor, hosszabb üzemidő újratöltés nélkül, akár 100 perces akkumulátor-élettartam.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A készülék vezérlése 1 gombbal történik. Hosszan megnyomva tartsa lenyomva a "Be / Ki / Üzemmódok váltása" gombot a készülék bekapcsolásához. A bekapcsolást hosszú hangjelzés kíséri.
2. Az első a „Mély tisztítás” mód. A megfelelő jelzőfény kigyullad. Folyamatos ultrahangos vibrációt fog hallani.
3. Az üzemmódváltáshoz kattintson újra a "Be / Ki / Üzemmódok váltása" gombra. Az üzemmódváltást rövid hangjelzés kíséri
4. A készülék a "Hidratáló" üzemmódban kezd el működni. A megfelelő jelzőfény kigyullad. Hallani fogja az ultrahangos vibráció lüktető hangját.

5. Kapcsolja ki a készüléket az "on/off/switch mode" gomb megnyomásával.
6. A készülék okos időzítővel van felszerelve. A súroló 10 percnyi működés után automatikusan kikapcsol.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
ÜZEMMÓD: MÉLYTISZTÍTÁS MÓD
1. Használat előtt távolítsa el a sminket, és mossa meg arcát tisztítószerrel.
2. A legjobb hatás elérése érdekében a tisztítás előtt ajánlatos hideggőzölést végezni kéregtelenítő géllel (ultrahangos tisztításhoz használt gél). Vigye fel a gélt az arcára, kerülje a szemmel való érintkezést, zárja le fóliával, tartsa a gélt 15 percig, majd folytassa a súroló tisztítási eljárással. Az ultrahangos tisztításhoz használt gél vagy testápoló mellett megengedett sóoldat, valamint termálvíz használata.
3. Nyomja meg az "on/off/mode switch" gombot a "Deep Clear" mód bekapcsolásához.
4. Tartsa a készüléket arccal lefelé úgy, hogy a súrolópenge 40 fokos szöget zárjon be a bőrrel. Mozgassa az applikátort a masszázsvonalak mentén, hogy megtisztítsa az arc kívánt területeit.
5. A „Mélytisztítás" módban a tisztítási eljárás nem tarthat tovább 5 percnél.
6. Kapcsolja ki a készüléket, vagy kapcsolja a következő üzemmódba.
7. Mossa meg arcát meleg vízzel, az applikátort törölje szárazra.
8. A tisztítási eljárás után ajánlatos elindítani a párásítási eljárást.
1. Az arc tisztítása után egyenletesen vigye fel az arcra a választott ápolószert.
2. Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg ismét a gombot, hogy nedvesség üzemmódba lépjen.
3. Fordítsa meg a készüléket úgy, hogy az előlapja felfelé nézzen, hogy a súrolópenge simán feküdjön a bőrön, ne pedig a szélén feküdjön. Helyezze az applikátort az arcra, és finoman csúsztassa felfelé a masszázsvonalak mentén, amíg a bőrápoló termék teljesen fel nem szívódik.
4. Ha ebben az üzemmódban dolgozik, ajánlatos az eljárást a nyaktól kezdeni, középről a szélek felé haladva.
5. Folytassa a masszírozást az álltól a homlok felé haladva, a súrolólapát a közepétől a perem felé haladva.
6. A "Hidratáló" üzemmódban végzett munka 3-5 percig tarthat. Az eljárás végén kapcsolja ki a súrológépet a "be / ki" gomb hosszú megnyomásával.
7. Törölje le az applikátort, és tegye a helyére a súrolót.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KEZELÉSI TANFOLYAM
ZSÍROS BŐR TISZTÍTÁSA / AKNE	Este ajánlott. A kezelés után ne sminkeljen.	Mélytisztítás: 5 perc. Hidratálás: 5 perc. Ebben a sorrendben használja. A hidratáló mód csak a mélytisztítás után hatásos.	Legfeljebb hetente egyszer	3-4 hét. Tartson 2 hét szünetet. Ismételje meg a 3-4 hetes kúrát, és folytassa ezt a ciklust.
COUPEROSE / LÁTHATÓ EREK			Legfeljebb havonta kétszer	Szükség szerint

ELLENJAVALLATOK:
1. A készülék egyéni használatra készült. Ne ossza meg a készüléket más felhasználókkal.
2. Ne használja a műtétet követő egy hónapon belül, vagy súlyos leégés esetén az arcbőr felszínén.
3. Ne használja gyulladt vagy sérült bőrön.
4. Ne használja a szeme előtt.
5. Használata tilos vénás vagy artériás patológiás területeken, valamint thrombophlebitisben vagy korábbi véralvadási zavarban szenvedő betegeknél.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Ne használja a készüléket hosszú ideig ugyanazon a bőrfelületen.
2. tartsa távol a készüléket magas hőmérséklettől.
3. Arcimplantátumok, fém fogkoronák, tűk, fogszabályzók jelenlétében használatkor a személyes érzésekre koncentráljon. Ha fájdalmat vagy kényelmetlenséget érez a készülék használata közben, hagyja abba a használatát.

A DOBOZBAN: (1) ultrahangos súroló, (2) mágneses burkolat, (3) USB-C típusú kábel, 4. utasítás, (5) tárolózsák.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 2 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: 100 min

OKOS IDŐZÍTŐ: 10 min

ULTRAHANG-FREKVENCIA: 25±5 kHz

VÍZÁLLÓSÁG: IPX4



SARA - 2 AZ 1-BEN HAJSZÁRÍTÓ ÉS HAJVASALÓ

Száraz és nedves hajra

Gyors száradás

Formálja és formálja a hajat

Gyengéd kezelés

Frizz szabályozás

Kiegyenesíti a hajat

Aggodalmak: A klasszikus vasalással okozott haj károsodása, bolyhosodás (fagyhatás), statikus elektromosság, nedves haj fektetésének nehézsége, fényesedés.

ANYAGOK: MS műanyag, ABS műanyag.

TÖMEG: 441 g (zsinór nélkül), 657 g (zsinórral).

FUNKCIÓK:
Szárítás: Belül egy nagy sebességű motor (BLDC) található, amely percenként 110000 fordulatot tesz meg. Erőteljes légáramot hoz létre (akár 12 m / s). A szárítás nem a haj magas hőmérsékleten történő „sütése" miatt következik be, hanem a nedvességnek a haj felszínéről történő fizikai kifújása. Ionizáció: A szárítás során negatív töltésű ionok áramlása (több mint 30 millió) keletkezik. A haj általában pozitív töltésű, amitől eltávolodnak egymástól (a „bolyhosodás" hatás). A negatív ionok semlegesítik ezt a töltést, engedelmessé téve a szálakat. EGYENESÍTÉS: A levegő a lemezek mentén lévő keskeny réseken keresztül távozik 45 fokos szögben. Az irányított nyomás hatása létrejön. Amikor összenyomja a lemezeket, az áramlás felgyorsul, „nyomja" a haj pikkelyeit a szárhoz. A hő és az irányított levegő hatására a nedves haj hidrogénkötései átmenetileg megszakadnak és egyenes formává épülnek vissza. Mivel a hajat levegővel fújják, már kiegyenesített állapotban megszárad, rögzítve az eredményt. HIDEG LEVEGŐ (RÖGZÍTÉS): Az utolsó szakaszban a hideg légáram azonnal lehűti a felforrósodott hajat, "lezárva" a kutikulát. Ez tükörfényt ad, és stabillá teszi a stílust.

JELLEMZŐK:
1. Szárítás és kiegyenesítés 2 az 1-ben. A SARA a két funkciót egy eljárásban egyesíti, így csökkenti a teljes egymásra rakás idejét.
2. Hajbiztonság: A levegős kiegyenesítés sokkal kényesebb, mint a hagyományos vasaló izzó lapjaival való érintkezés.
3. egyéni beállítás. A 3 áramlási sebesség és 5 hőmérsékleti rendszer lehetővé teszi, hogy minden hajtípus számára optimális ápolást válasszon.
4. Univerzális feszültség. A széles feszültségtartomány biztosítja a készülék stabil és biztonságos működését bárhol a világon.

5. Speciális üzemmódok DRY és WET: átgondolt beállítások a hatékony munkavégzéshez nedves és száraz hajjal egyaránt.
6. Informatív LCD-kijelző, teljes ellenőrzést biztosít a működési paraméterek felett a legkényelmesebb használat érdekében.
7. Többfunkciós zár-zár, lehetővé teszi a készülék teljes értékű hajszárítóként való használatát összecsukott állapotban.
8. Intellektuális szünet. Ha a készüléket 10 másodpercnél hosszabb ideig nem használják, automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, majd 3 perc elteltével kikapcsol.
9. Memória funkció. A készülék megjegyzi az utoljára használt beállításokat, így a következő bekapcsoláskor azonnal elkezdhet dolgozni.
10. Erőteljes ionizáció. A generátor több mint 30 millió iont bocsát ki, semlegesíti a statikát, és tükörfényességet és selymességet kölcsönöz a hajnak.
11. Motor fordulatszám. A nagy sebességű motor (110000 ford./perc) erőteljes fókuszált áramlást hoz létre a nedvesség azonnali eltávolításához.
12. Öntisztító üzemmód. Automatikus motortisztító funkció a maximális fúvóerő fenntartása és az élettartam meghosszabbítása érdekében.
13. Zsinór hossza: professzionális vagy otthoni használatra, 2 méter mozgásszabadságot biztosít.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. Teljesen dugja be a hajszárító-kiegyenesítő dugót az aljzatba. Az OFF ikon világít a kijelzőn, jelezve, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Ez a készülék zárrögzítővel rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyengetőlapok összecsukott helyzetben tartását. A lemezek kinyitásához tolja le a zárvezetőt. Feloldáskor a lemezek kinyílnak, így hajszálakat helyezhet közéjük a simítás érdekében.
3. A lemezek összetartásához csatlakoztassa őket, és mozgassa felfelé a zárat. Zárt helyzetben a készülék hajszárítóként működik. A blokkolt állapot a készülék biztonságos tárolását és szállítását is biztosítja.
4. Nyomja meg a be/ki gombot a készülék bekapcsolásához. Bekapcsolt helyzetben, széthajtott lemezekkel a légáramlás minimális lesz. Nyomja meg a hajszárító hajvasalóját az induláshoz, és indítsa el a levegőfúvás sebességét.
5. Az üzemmódválasztó gomb megnyomásával válassza ki azokat a beállításokat, amelyeken a szárítást vagy a formázást el kívánja kezdeni.
6. A WET üzemmódot közvetlenül a mosás utáni hajra tervezték, és lehetővé teszi, hogy egyszerre szárítsa és kiegyenesítse.
7. A DRY mód a már megszáradt haj simítására és formájának rögzítésére összpontosít.
8. A hőmérséklet-szabályozó gomb segítségével állítsa be a szükséges paramétereket.
9. WET módban magasabb beállítások jelennek meg: 120 °C, 140 °C és 160 °C a nedvesség intenzív elpárolgása és a gyors hullámosodás érdekében.
10. SZÁRÍTÁS üzemmódban a következő hőmérsékletek érhetők el: 80 °C, 110 °C és 140 °C a már megszáradt haj túlmelegedés elleni védelme érdekében.
11. A hőmérséklet Celsius- vagy Fahrenheit-fokban jeleníthető meg. A mértékegység váltásához tartsa lenyomva a hőmérsékletgombot 3 másodpercig.
12. A sebességszabályozó gomb segítségével állítson be 3 légfúvás sebesség közül 1-et. Az ikonban lévő szirmok száma korrelál a sebesség sebességével: gyenge sebesség - 1 szirom, átlagos - 2 szirom, erős légáramlás - 3 szirom.

13. Nyomja meg a sebesség gombot 5 másodpercig az automatikus tisztítás mód bekapcsolásához. Előtte távolítsa el a mágneses szűrőt. A tisztítás 15 másodpercig tart, majd automatikusan kikapcsol. Helyezze vissza a szűrőt a helyére.
14. Nyomja meg a hideg levegő gombot, ha hideg üzemmódot kíván használni.
15. A hajvasaló bekapcsolása után, ha az nyitott állapotban van több mint 10 másodpercig használat nélkül, automatikusan elindul a szünet mód, a hőmérséklet ikon folyamatosan villog. Ha a készülék több mint 3 percig tétlen (szünet üzemmódban) van, a megadott idő elteltével automatikusan kikapcsol.
16. A SARA hajszárító memória funkcióval van felszerelve. A készülék következő bekapcsolásakor ugyanabban az üzemmódban és azokkal a beállításokkal indul el, amelyeket a legutóbbi bekapcsoláskor használt.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Ügyeljen arra, hogy a keze száraz legyen, a haja pedig ne legyen túl nedves (nem csöpöghet be a víz). Javasoljuk, hogy először törölközővel szárítsa meg őket.
2. Óvatosan fésülje meg a haját széles fogú fésűvel, hogy elkerülje a hajformázás közbeni összegabalyodást.
3. Kapcsolja be a hajszárító hajvasalóját.
4. Válassza a WET módot.
5. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és az expozíciós sebességet.
6. Először használja a SARA-t zárt helyzetben (a lemezek zárva vannak, a rögzítőfutó felfelé van mozgatva) hajszárítóként a gyökerek szárításához.
7. Oldja ki a lemezeket, leengedve a zárrögzítőt, és helyezze a szálat a lemezek közé a gyökerekhez a lehető legközelebb. A levegő eltávolítására szolgáló lyukakat a hajvégek felé kell irányítani. Zárja le a lemezeket, lassan vezesse le az egyengetőt a hegyekhez.
8. Ha száraz hajon folytatja a formázást, válassza a DRY módot.
9. Tegyen göndörséget a tányérok közé, szorítsa közéjük. A légáramlás automatikusan a kiválasztott szintre nő. Simán vezesse le a modult a hegyekig.
10. A beépített ionizálónak köszönhetően a statikus elektromosság semlegesíthető, a haj kutikulája pedig már mozgás közben is kisimul.
11. A teljes hajtömeg megszárítása után kapcsolja be a Hideg módot, hogy megszilárdítsa a formát, és további fényt adjon a hajnak. A hideg levegő eltakarja a haj pikkelyeit, simábbá és tartósabbá teszi a formázást.

ELLENJAVALLATOK:
1. A készüléket csak természetes emberi haj lerakására használja. Ne használjon műszőrt vagy állati szőrt.
2. Ne használjon fűtőelemeket más ruhadarabok szárítására.
3. Fürdőszobákban tilos használni. Soha ne használja a készüléket fürdőkádban, zuhany alatt, telt mosdókagyló felett vagy nedves kézzel.
4. Ne merítse vízbe a készüléket, és ne tegye ki folyó víz hatásának.
5. Ne használja a készüléket túl nedves hajon, amelyről víz csöpög.
6. Ne kapcsolja be a készüléket, ha maga a készülék vagy a tápkábel sérült. Továbbá ne használja, ha leesett, látható sérülései vannak, vagy nem működik megfelelően.
7. Ha a készülék annyira megsérült, hogy az elektromos részek szabaddá válnak, azonnal húzza ki az áramforrásból.

8. Bizonyos betegségekben (pl. epilepsziában) vagy mozgászavarban (diszkinéziában) szenvedőknek tartózkodniuk kell az eszköz használatától.
9. Ezt a készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), valamint olyan személyek, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással, kivéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy nem kaptak utasítást a készülék használatához.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Kerülje el, hogy a készülék felforrósodott részei a szemmel és a bőrrel érintkezzenek.
2. Működés közben ne helyezze a készüléket fa, papír vagy szövet felületre. Csak sík, hőálló felületet használjon.
3. A túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében soha ne tegyen törölközőt vagy hasonló tárgyat a készülékre vagy alá.
4. Ne használja a készüléket éghető folyadékok vagy gázok (pl. aeroszolok, fektetéshez használt habok) közelében.
5. A lemezek sérülése esetén tilos bármilyen olajat vagy spray-t használni a fektetéshez.
6. Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség kompatibilis ezzel az eszközzel. A tok fogantyúján fel vannak tüntetve annak ellenőrzési paraméterei.
7. Mindig húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, ha működés közben, a készülék tisztítása előtt, kikapcsolás után vagy ha nem használja a készüléket.
8. Óvja a kábelt a sérülésektől. Soha ne húzza magát a vezetéket - tartsa a villában, amikor kihúzta az aljzatból. Ne tekerje a vezetéket a készülék köré.
9. Javítást csak felhatalmazott szervizközpontok végezhetnek. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket, mivel nincsenek benne a felhasználó által karbantartott alkatrészek. Meghibásodás esetén vegye fel a kapcsolatot a fogyasztói reklamáció átvételére jogosult szervezettel.
10. A készülék túlmelegedés esetére biztonsági kapcsolóval van felszerelve.

A DOBOZBAN: (1) hajszárító, (2) tárolótáska, (3) használati utasítás, (4) nyesedék.

MŰSZAKI ADATOK:

POWER: 1600 W

NÉVLEGES FESZÜLTSÉG: 220-240 V

MOTOR SEBESSÉG: 110000 ford./perc

Sebesség: 12 méter másodpercenként

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSOK: SZÁRÍTÁS üzemmód: 80 °C, 110 °C, 140 °C WET mód: 120 °C, 140 °C, 160 °C hidegfúvás

MÉRETEK (Ma x Szé x Mé): 329×55×38 mm

ZAJSZINT: 85,6-86,9 dB

A HÁLÓZATI KÁBEL HOSSZA: 2 m



UMI - ULTRAHANGOS ARCSPATULA

Tisztítás

Javítja a mikrokeringést

Hámlás

Fokozza a bőrápoló felszívódását

Aggodalmak: fokozott zsíros bőr, kitágult pórusok, komedonok, pattanások, fakó, egészségtelen arcszín, a bőr rugalmasságának elvesztése.

ANYAG: ABS műanyag, szilikon.

TÖMEG: 131 g.

FUNKCIÓK:

A nagyfrekvenciás ultrahang vibráció és a pozitív ionok a „Deep Cleansing” módban gondosan tisztítják a bőrt. Az ultrahang által keltett hullámok hozzájárulnak az epidermisz felső rétegének részecskéinek hámlásához, eltávolítják a felületi szennyeződéseket és a faggyú felhalmozódását.

A párásítási módban ugyanazok az ultrahanghullámok negatív ionokkal párhuzamosan fokozzák a vérkeringést és a kollagén / elasztin termelését, ami a kozmetikumok aktív felszívódásához vezet. Tehát az ápolókozmetikumok hatása kifejezettebb.

JELLEMZŐK:
1. Hordozható készülék indukciós mágneses töltőtalppal - utazásra is kényelmes.
2. Mágneses burkolat védi a készülék tisztítófelületét, ami lehetővé teszi a készülék használatának higiéniai szabályainak betartását.
3. Puha tapintású szilikon tok a maximális kényelemért használat közben.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A készülék egyetlen gombbal vezérelhető. Nyomja meg a be/ki/üzemmód gombot a készülék bekapcsolásához.
2. elindul a Mélytisztítás üzemmód, a megfelelő üzemmód jelzőfénye világít.
3. Az üzemmód újbóli váltásához nyomja meg a be / ki / módok gombot. A készülék a „Hidratáló” üzemmódban kezd működni, a megfelelő jelzőfény kigyullad.
4. Kapcsolja ki a készüléket a gomb be-/kikapcsolási módok megnyomásával.
5. A súroló időtartama 5 perc. 5 perc működés után automatikusan kikapcsol. Üzemmódváltáskor is 5 perc lesz a készülék teljes üzemideje.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:

ÜZEMMÓD: MÉLYTISZTÍTÁS MÓD:
1. Használat előtt távolítsa el a sminket, és mossa meg arcát tisztítószerrel.
2. A legjobb eredmény érdekében készítse elő a bőrt hideg gőzöléssel, kéregtelenítő géllel. Vigye fel a gélt az arcára, kerülje a szemet. Fedjük le fóliával és hagyjuk hatni 15 percig, majd kezdjük el az ultrahangos tisztítást. Használhat ultrahangos tisztítószert, sóoldatot vagy termálvizet is.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Indítsa el a "Mély tisztítás" módot.
5. Tartsa a készüléket előlapjával felfelé. Helyezze a súrolópengét 40 fokos szögben a bőrhöz. Mozgassa az applikátort a masszázsvonalak mentén, hogy megtisztítsa az arc kívánt területeit.
6. A készülék 5 percen belül automatikusan kikapcsol.
7. Mossa meg arcát meleg vízzel.
8. Törölje szárazra a súrolópengét.

HIDRATÁLÓ ÜZEMMÓD:
1. Tisztítás után kezdje el a hidratáló eljárást. A szérumot egyenletesen vigye fel az arcra.
2. Kapcsolja be a készüléket.
3. Váltson hidratáló módba.
4. Tartsa a készüléket előlapjával lefelé. Fektesse a súrolólapát lapos felületét a bőrhöz, ne a széléhez.
5. Finoman csúsztassa felfelé az applikátort a masszázsvonalak mentén, amíg a bőrápoló termék teljesen fel nem szívódik.
6. 5 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
7. Törölje szárazra a súrolópengét.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KEZELÉSI TANFOLYAM
ZSÍROS BŐR TISZTÍTÁSA / AKNE	Este ajánlott. A kezelés után ne sminkeljen.	Mélytisztítás: 5 perc. Hidratálás: 5 perc. Ebben a sorrendben használja. A hidratáló mód csak a mélytisztítás után hatásos.	Legfeljebb hetente egyszer	3-4 hét. Tartson 2 hét szünetet. Ismételje meg a 3-4 hetes kúrát, és folytassa ezt a ciklust.
COUPEROSE / LÁTHATÓ EREK			Legfeljebb havonta kétszer	Szükség szerint

ELLENJAVALLATOK:
1. Ne használja a műtétet követő egy hónapon belül vagy súlyos leégés esetén az arcbőr felszínén.
2. Ne használja gyulladt vagy sérült bőrön.
3. Ne használja a szeme előtt.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Ne használja a készüléket hosszú ideig ugyanazon a bőrfelületen.
2. tartsa távol a készüléket magas hőmérséklettől.
3. Arcimplantátumok, fém fogkoronák, tűk, fogszabályzók jelenlétében használatkor a személyes érzésekre koncentráljon. Ha fájdalmat vagy kényelmetlenséget érez a készülék használata közben, hagyja abba a használatát.

A DOBOZBAN: (1) ultrahangos súroló, (2) mágneses burkolat, (3) vezeték nélküli töltőtalp, (4) használati útmutató, (5) tisztítókendő.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 5 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: 35 min

OKOS IDŐZÍTŐ: 5 min

ULTRAHANG-FREKVENCIA: 25±5 kHz

VÍZÁLLÓSÁG: IPX5



VIA GOLD - 3 AZ 1-BEN BŐRFIATALÍTÓ KÉSZÜLÉK ARCRA

Csökkenti a duzzanatot

V-alakú arckontúrokat határoz meg

Tisztítás

Emelés

Csökkenti a ráncokat

Aggodalmak: elváltozások az arc alsó harmadában, megereszkedett állkapocs, kettős áll és az öregedés látható jelei: ráncok, laza bőr, kitágult pórusok és fakó arcszín.

ANYAGOK: ABS műanyag, fém.

TÖMEG: 207,5 g.

FUNKCIÓK:

Ultrahang és vibráció - az ultrahang által keltett hullámok hozzájárulnak az epidermisz felső rétegének részecskéinek hámlásához, eltávolítják a felületi szennyeződéseket és a faggyú felhalmozódását. A vibráció ezeket a szennyeződéseket a bőr felszínére emeli.

RF - Rádiófrekvenciás energia, amely a bőr mélyrétegét (dermisz) körülbelül 40-55 °C-ra melegíti fel, ami serkenti a kollagén termelődését és növeli a bőr rugalmasságát. Bizonyos esetekben a hő a zsírsejtek anyagcseréjét is felgyorsíthatja (például a második áll területén). Az otthoni készülékekben a bőrfelület hőmérséklete általában 38-45 °C a biztonságos használat érdekében.

EMS - elektromiostimuláció alacsony frekvenciájú áramokkal, amelyek mélyen behatolnak a szövetekbe, és izomösszehúzódást és érrendszeri tágulást okoznak, javítják a vér- és nyirokáramlást, serkentik az anyagcsere folyamatokat és a bőr táplálkozását. Ennek eredményeként az arc azonnali liftingje, az izomtónus növekszik, az arckontúrok feszesebbek.

JELLEMZŐK:
1. Kompakt készülék, amely a 3 leghatékonyabb technológiát ötvözi.
2. Mágneses gyűrű a tisztítópárnák rögzítéséhez az alaposabb tisztítási eljáráshoz SONIC módban.
3. Állítható szintű expozíció az EMS-nek.
4. Rozsdamentes acél golyók elektródaként az áramvezetőképesség növelésére.
5. A VIA készülék nyerte a Live Organic Awards 2021 „Legjobb szépségápolási kütyü” jelölését.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Távolítsa el a védőburkolatot és a kupakot a készülékről.
2. A be-/kikapcsoló gomb hosszú megnyomásával kapcsolja be a masszírozót.
3. A készülék 3 üzemmódot mutat be: 1 - SONIC, 2 - RF, 3 - EMS, amelyek a megadott sorrendben kapcsolnak a gomb rövid megnyomásával be / ki / módok váltása.
4. A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki/üzemmód kapcsoló gombot.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:

SONIC MODE

1. Távolítsa el a sminket, és mossa meg arcát tisztítószerrel.
2. Vigye fel a tonikot egy vattakorongra, vagy használjon tisztítókorongot.
3. Rögzítse a lemezt vagy párnát egy mágnesgyűrűvel az applikátoron.
4. Kapcsolja be a készüléket, válassza ki a SONIC módot.
5. Vigye fel az applikátort az arcára, folytassa a tisztítási eljárást, a masszázsvonalak mentén haladva az áll aljától egészen a homlokon lévő hajvonalig. A legjobb eredmény érdekében ajánlatos minden zónában többször megtisztítani, különös figyelmet fordítva a T-zónára.
6. 3 perc működés után a készülék automatikusan kikapcsol.
7. Távolítsa el a lemezt vagy párnát, és tisztítsa meg az applikátort egy tisztító szalvétával.
8. Öblítse le az arcát vízzel.

Rf-üzemmód

1. Vigyen fel egy vízbázisú ápolószert az arcára. Felhívjuk figyelmét, hogy a készítmény nem tartalmazhat agresszív savakat vagy olajokat.
2. Kapcsolja be a készüléket, állítsa RF módba.
3. Mozgassa lassan az applikátort az arc közepétől kifelé, egyenletes sebességgel. Ne tartsa hosszú ideig egy helyen.
4. 5 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
5. Tisztító törlőkendővel távolítsa el a kozmetikai szer maradványait az applikátorról.

Ems-üzemmód

1. Vigyen fel vízbázisú, gélszerű textúrát az arcra, amely biztosítja az áramok jobb vezetőképességét a maximális eredmény elérése érdekében.
2. Kapcsolja be a készüléket, helyezze EMS módba.
3. Válassza ki az EMS áramok intenzitási szintjét: gyenge vagy erős, ehhez kattintson újra a be / ki / módok váltása gombra.
4. Helyezze a görgőket az arc kontúrjára, alulról felfelé járja a masszírozót, kissé megfeszítve a bőrt. Végezze el az eljárást 3-5 alkalommal, a masszázsvonalak mentén haladva a központtól a perifériáig. Kerülje az elülső területet és a szem környékét.
5. 6 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
6. Tisztító törlőkendővel távolítsa el a kozmetikai szer maradványait a hengerekről.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:

BŐRTÍPUS / BŐRPROBLÉMA	IDŐPONT	IDŐTARTAM ÉS SORREND	GYAKORISÁG	KEZELÉSI TANFOLYAM
FÁRADT / GRAVITÁCIÓS-ÖDEMATOS ÖREGEDÉSI TÍPUS	Este, tisztítás után	SONIC tisztító párnákkal: 3 perc. RF: 5-7 perc. EMS: alacsony szint - 5 perc; magas szint az arc alsó részén és az állon - 3 perc. Ebben a sorrendben használja, ne egyszerre.	heti 2-3 alkalommal	3 hét. Tartson 1 hét szünetet. Ismételje meg legfeljebb 3 hónapig. 6 havonta egyszer.
BŐR FINOM VONALAKKAL	Reggelt	SONIC hidratáló/lifting párnákkal: 3 perc. RF: 10 perc. 3. héttől EMS: alacsony intenzitású, 5-7 perc.	RF és SONIC: kétszer az 1. héten, majd heti 3 alkalommal a 2. héttől kezdve. EMS: hetente kétszer.	10 hét. Tartson 2-3 hét szünetet. Ismételje meg a 10 hetes tanfolyamot. 6 havonta egyszer.
NYAK	Reggelt	SONIC hidratáló/lifting párnákkal: 3 perc. RF: 10-15 perc. EMS: alacsony szint - 5 perc. A kezelés után bőrpír jelentkezhet, és ez normális. Ne kezelje a nyak közepét a pajzsmirigy felett.	heti 2-3 alkalommal	10 hét. Tartson 2-3 hét szünetet. Ismételje meg a 10 hetes tanfolyamot. 6 havonta egyszer.

ELLENJAVALLATOK:

1. Tilos a készülék használata a testben lévő elektronikus implantátumok jelenlétében, pacemaker jelenlétében.
2. Ezt az eszközt nem használhatják olyan személyek, akik az elmúlt hónapban hasi műtéten estek át, vagy akik hosszan tartó napfénynek voltak kitéve.
3. Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek, akiknek bőre sérült, gennyes, égési sebek, hegek és elektromágneses hatásokra érzékenyek.
4. Nem ajánlott fogászati fém-kerámia vagy kerámia koronák, implantátumok, fogszabályzók jelenlétében, valamint fokozott fogérzékenység esetén használni.
5. Ezt az eszközt nem használhatják olyan személyek, akik vérbetegségben, tuberkulózisban, belső szervi betegségekben, rosszindulatú daganatokban szenvednek, magas vérnyomásban, magas testhőmérsékletben, arc neuralgiában szenvednek.
6. A masszírozó használata során nem szabad műszálas ruházatot viselni.
7. Ne használja a készüléket EMS üzemmódban a szem körül, száj körül, pajzsmirigyben, plasztikai műtétek, sérülések nyomainak helyén.

8. Ne használja a készüléket a szem körüli érzékeny területen, mert ott a bőr vékony és érzékeny.
9. Ne használja a készüléket a nyálkahártyán (például az orr belsejében, a szájban, a nemi szervek területén), mivel ez helyi irritációt okozhat.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Ne hagyja felügyelet nélkül a munkaeszközt.
2. Ne használjon masszírozót magas hőmérsékleten.
3. Ne szerelje szét saját maga a készüléket.
4. Ne kapcsolja be töltés közben.
5. A készülék megütése vagy leesése után, mielőtt folytatná a használatot, ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés.
6. Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen a csatlakozó és a tápkábel épségére.
7. Használat előtt távolítsa el az órákat, szemüvegeket és egyéb fém alkatrészeket tartalmazó tárgyakat.

A DOBOZBAN: (1) készülék, (2) EMS görgős kupak, (3) mágnesgyűrű az applikátoron, (4) USB-C kábel a töltéshez, (5) használati utasítás, (6) szalvéta,
7. tároló táska.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖLTÉSI IDŐ: 3 h

MŰKÖDÉSI IDŐ: SONIC mód - 150 perc; Rf-üzemmód - 40 perc; Ems-üzemmód - 2700 perc

OKOS IDŐZÍTŐ: • SONIC mód - 3 perc • Rf-üzemmód - 5 perc • Ems-üzemmód - 6 perc

ÁRAMERŐSSÉG: SONIC mód - 100-400 mA • Rf-üzemmód - 200-2800 mA • Ems-üzemmód - 3-30 mA

FREKVENCIA:
• SONIC 3 MHz +/-10%
• Rf-üzemmód 1 MHz

EMS FREKVENCIA: 2,91 KHz

HULLÁMFORMA: téglalap alakú hullámforma

VÍZÁLLÓSÁG: IPX6



YUKI - IPL SZŐRTELENÍTŐ HŰTÉSSEL

Eltávolítja a nem kívánt szőrszálakat

Lassítja a haj növekedését

Véd az égési sérülésektől és a fájdalomtól

Sima bőr

Aggályok: szőrtelenítés.

ANYAGOK: ABS műanyag, PC műanyag.

TÖMEG: 298 g.

FUNKCIÓK:
A készülék a nem kívánt szőrszálak gyors, biztonságos és fájdalommentes eltávolítását biztosítja a fejlett IMPULSIVE LIGHT (IPL) technológia segítségével. A kétimpulzusos sugárzási rendszer miatt a fotonok nagy energiájú szuperpozíciója következik be, amely hatékonyan hat közvetlenül a szőrtüszőre, lelassítva a hajnövekedést. Az IPL TECHNOLOGY természetes fekete, barna, sötétszőke hajon használható. Lehet, hogy kevésbé hatékony fehér, világos, vörös vagy ősz hajon.

A zafír jeges hűtés innovatív technológiája hatékonyan csökkenti a hőmérsékletet az expozíciós területen, védi az epidermiszt az égési sérülésektől és teljesen enyhíti a fájdalmat.

JELLEMZŐK:
1. Szállíthatóság: kényelmesen vihető utazásokra - a készülék könnyű, kompakt és nem foglal sok helyet a poggyászban.
2. Hűsítő zafír bevonat: hűti a bőrt a fellángolások során, minimalizálja a kényelmetlenséget és véd az égési sérülésektől.
3. 5 teljesítmény mód: lehetővé teszi a biztonságos és hatékony intenzitás könnyű kiválasztását a különböző bőrtípusokhoz és érzékenységi területekhez.
4. Kézi és automatikus módok: a kézi pontfeldolgozásra alkalmas (arc, bikini), és automatikus - nagy területek (lábak, kezek) gyors szőrtelenítésére.
5. Korlátlan számú villanás: tartósság cserepatronok vásárlása nélkül - az erőforrás évekig elegendő lesz.
6. Hőmérő: folyamatosan figyeli a készülék és a bőr hőmérsékletét, megakadályozza a túlmelegedést és biztosítja a biztonságot.
7. Kétimpulzusos üzemmód választási lehetősége: a készülék egy kezelési ciklusban 2 villanás rendkívül hatékony alkalmazását produkálja, mélyebben hatva a szőrtüszőre.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. Csatlakoztassa a hálózati adapter kábelét a fotoepilátor testén található megfelelő csatlakozóhoz.
2. Dugja be a hálózati adapter dugóját az aljzatba a pontig.
3. Fontos: feltétlenül viselje a készletben található védőszemüveget, hogy megvédje a látószerveket a fényvillanásoktól.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig az eszköz elindításához. Ebben az esetben a beépített hűtőventilátor elindul (jellegzetes hangot fog hallani).
5. Alapértelmezés szerint a készülék a minimális 1. intenzitási szinten indul. A bekapcsoló/szint gomb rövid megnyomásával állítsa be a teljesítményt. Minél magasabb a szint, annál erősebb a fényimpulzus, és annál gyorsabban érhető el a hatás. Kezdje az eljárást alacsony szintekkel, fokozatosan növelve azokat, ahogy a bőr alkalmazkodik.
6. Üzemmód jelzőfény: Ha a készülék be van kapcsolva, de a munkafelület nem érintkezik a bőrrel, a jelző folyamatosan világít - ebben az állapotban biztonsági okokból a vaku generálása le van tiltva. Amint a munkafelület szorosan hozzáér a bőrhöz, a jelző villogni kezd. Ez jelzi, hogy az érintkezés sikeresen létrejött, és a készülék készen áll a működésre: a gomb megnyomására villanás történik (egy vagy kettős impulzus a kiválasztott módtól függően).
7. Válassza ki a készülék kívánt működési módját:
Manuális és automatikus vakumód: a fotoepilátor két vakuformátumot kínál különböző feladatokhoz és területekhez. A kettő közötti váltáshoz tartsa lenyomva a vaku gombot 2 másodpercig, miközben az ablak a bőrtől elfelé van fordítva, és nincs rányomva.
A készülék ablaka oldalra mutat, és nem érinti a bőrt:
• Automatikus üzemmód (a vaku készenléti jelzőfénye villog) - a készülék önállóan generál impulzust a zafírablak minden szoros érintkezésekor a testtel, nem szükséges minden alkalommal megnyomni a gombot. Ezt a módot nagy területek (például lábak, karok, has vagy hát) gyors és folyamatos kezelésére tervezték. Időt takarít meg és csökkenti a kéz fáradását az eljárás során.
Kézi mód (a vaku készenléti jelzőfénye folyamatosan ég) - a vaku szigorúan akkor aktiválódik, ha tudatosan megnyomja a vaku gombot. Ezt a módot a maximális kontrollt igénylő kis vagy domborzati területek (például arc, hónalj vályúk, bikiniterület) gondos, finom és pontszerű vizsgálatára tervezték.
Egy-/kettős impulzus: Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a vaku gombot
és a bekapcsoló gombot 2 másodpercig:
- Ha az üzemmódjelző nem ég, egyetlen impulzus aktív (1 villanás minden megnyomásra / érintkezésre). - Ha a jelzőfény kigyullad, a kétimpulzusos üzemmód bekapcsol - a készülék egy feldolgozási ciklusonként 2 villanásból álló rendkívül hatékony szuperpozíciót produkál, mélyebben hatva a szőrtüszőre.
Hűtési mód (Zafír jégápoló): manuális vaku módban (alapértelmezetten beállítva indításkor), a sugárzás gomb megnyomása nélkül, szorosan nyomja a zafírüveget a bőrhöz. Ezt az üzemmódot független jégborogatásként használják a bőr gyors megnyugtatására, az irritáció enyhítésére vagy az érzékeny területek előkészítésére a későbbi szőrtelenítéshez.

Kérjük, vegye figyelembe: ha a hűtési módot vakugenerálás nélkül használja, legalább 5 percenként nyomja meg az intenzitás kapcsoló gombot, hogy a készülék aktív maradjon. Ellenkező esetben az automatikus kikapcsolás funkció működik.
8. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a kikapcsoló gombot 2 másodpercig. A ventilátor további 15 másodpercig tovább működik, hogy biztonságosan lehűtse a belső elemeket.
9. Miután a ventilátor teljesen leállt, húzza ki az adaptert a hálózatból.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
Az első eljárás előtt végezzen bőrérzékenységi tesztet. Válasszon ki egy kis bőrfelületet a kezelendő területen. Aktiválja a 3. intenzitási szintet, és villanjon fel kétszer (kétimpulzusos üzemmódban). 30 perc elteltével értékelje a helyszín állapotát. Ha a bőr normálisnak tűnik, akkor a készülék használható. Ha súlyos bőrpír vagy duzzanat jelentkezik, halassza el az eljárást, és 24 óra múlva ellenőrizze a területet. A SZŐRTELENÍTÉSI ELJÁRÁS VÉGREHAJTÁSA
1. Előkészítés: teljesen borotválja le a szőrt a kezelési területen, tisztítsa meg a bőrt és törölje szárazra.
2. Tegye fel a szemüveget, kapcsolja be a készüléket és állítsa be a megfelelő teljesítményt és üzemmódot.
3. Szorosan nyomja a sugárzási ablakot a bőrhöz 90°-os szögben. Ügyeljen arra, hogy ne legyen rés a bőr és a zafírüveg között.
4. Kézi üzemmódban várja meg a fényjelzés készenlétét, és nyomja meg a vaku gombot. Helyezze át a készüléket a következő szakaszba. Automatikus módban a vaku a bőrrel szorosan érintkezve működik.
5. Egy kezelés során legfeljebb 2-3 fellángolást lehet a bőr ugyanazon pontjára irányítani, hogy elkerüljük az égési sérüléseket. Ha a fotoepilátort mozdulatlanul tartja egy helyen, a folyamatos sugárzás 8 másodperc után blokkolódik.
6. Javaslat: az egyik zóna kezelése után javasolt 1-2 percig zafír hűtőfelületet felvinni a kezelt bőrre, és csak ezután lépni a következő zónára.
7. Utókezelés: Az eljárás végén vigyen fel bőrére nyugtató aloe vera gélt vagy enyhe hidratáló krémet. Ne használjon alkoholt vagy irritáló kozmetikumokat. Ha enyhe égő érzést érez, tegyen hideg borogatást 30-60 percig.

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA ÉS IDŐTARTAMA:
1 - Y HÓNAP: 3-5 napon belül 1 alkalommal használja a készüléket. A haj külső szerkezete és a bőr állapota vizuálisan nem változik. 2. hónap: heti 1 alkalommal használja a készüléket. A haj észrevehetően elvékonyodik és puhább lesz, a fekete hagymák pedig kihullanak a mosás során. 3. hónap: használja a készüléket 1 alkalommal 15 napon belül. Az új szőrszálak növekedése szinte teljesen elnyomott, a megmaradt szőrszálak könnyen eltávolíthatók. 4. hónap: használja a készüléket 1 alkalommal 30 napon belül. A haj növekedése leáll, a bőr tökéletes simaságának hosszú távú hatása érhető el.

Fenntartó ápolás (A következő eljárások): Az otthoni fotoepilátorral végzett szőrtelenítés hosszú távú folyamat. Egy alap 4 hónapos kúra elvégzése után előfordulhat, hogy a test egyes területei egyáltalán nem igényelnek további ápolást. Más területeken, a test egyedi jellemzőitől függően, 6, 9 vagy 12 hónapos időközönként ritka karbantartási ciklusokat kell végezni az eredmény megszilárdítása érdekében. Ismételje meg az intenzív kúrát hetente, már nem szükséges.

ELLENJAVALLATOK:
1. Nagyon sötét, erősen pigmentált bőrön tilos használni a készüléket. Sötét bőrtónus esetén mindig az első intenzitási szintről induljon.
2. Terhesség, terhesség-tervezés és szoptatás alatti alkalmazás előtt szakemberrel konzultálni javasolt.
3. Ne használja a készüléket, ha bőre fényérzékeny, vagy ha fényérzékenységet fokozó gyógyszert szed.
4. Ne használja a készüléket, ha bőrgyulladás, allergia, ekcéma vagy fertőzés van a kezelt területen.
5. Tilos olyan területek kezelése, amelyekbe töltőanyagokat, injekciókat vagy méreganyagokat (botox) adtak be.
6. A készüléket közvetlenül tetoválásra, tartós sminkre, nagy szeplőkre, anyajegyekre, pigmentfoltokra vagy szemölcsökre használni tilos.
7. Tilos a nyálkahártyákon és a bőr érzékeny területein használni: fül, nyak, mellbimbók, nemi szervek, végbélnyílás és ajkak.
8. Ne használja a készüléket intenzív természetes barnulás, szolárium látogatás vagy önbarnító krémek felvitele után.
9. Ne kísérelje meg önállóan szétszerelni, megjavítani vagy módosítani a fotoepilátor kialakítását.
10. Ha a tápkábel, villa megsérül vagy szikrát észlel, a szerkezeti elemek kivörösödését észleli, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon az illetékes szervezethez.

FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Tartsa távol a készüléket szívritmus-szabályozóktól, defibrillátoroktól, bankkártyáktól és tároló-eszközöktől.
2. Ne kerüljön víz a készülékre és az adapterre. Tilos a készüléket fürdőszobában vagy mosdókagyló közelében használni. Ne érintse meg nedves kézzel.
3. A készüléket szigorúan 18 éven felüli személyek számára tervezték. Tartsa a készüléket gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.
4. Működés közben ne zárja el a szellőzőnyílásokat - ez túlmelegedéshez vezet.
5. Hővédelem: a készülék beépített hőérzékelővel van felszerelve. Ha a készülék belső hőmérséklete meghaladja a normát, a védőmechanizmus működik, és a fotoepilátor automatikusan leáll. Ebben az esetben válassza le a hálózatról, hagyja hűlni 10 percig, majd a készülék újra készen áll a biztonságos használatra.
6. Ne használja a készüléket gyúlékony gázokat, aeroszolokat vagy tiszta oxigént tartalmazó környezetben.

A DOBOZBAN: (1) fotoepilátor, (2) hálózati adapter, (3) védőszemüveg,
4. eldobható borotva, 5) használati útmutató, 6) tárolótáska.

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRETEK (Ma x Szé x Mé): 172×65×40 mm

POWER: 64,8 W

ÜZEMI FESZÜLTSÉG: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Fényforrás: intenzív pulzáló fény (IPL)

HULLÁMHOSSZ: 550-1200 nm (±20 nm hiba)

Impulzus üzemmód: egyszeri impulzus/kettős impulzus

A VILLANÁSOK SZÁMA: >999000 impulzus

MAXIMÁLIS ENERGIASŰRŰSÉG: 5.1 J/cm2

A KEZELŐABLAK FELÜLETE: 3,3 cm2



YUTO+ - HAJSZÁRÍTÓ DIFFÚZORRAL

Gyors száradás

Hatékony stílus

Frizz szabályozás

Antisztatikus hatás

Megőrzi a haj egészséges fényét

Aggodalmak: nedves haj, formátlan hajformázás természetes hajszárítás után, túlzott bolyhosodás és a haj elektromossá válása.

ANYAGOK: ABS műanyag, PC műanyag.

TÖMEG: 360 g.

FUNKCIÓK:
3 légáramlási sebesség és 3 hőmérsékleti fokozat lehetővé teszi a kényelmes szárítási beállítás kiválasztását. A hideg levegő segít a frizura beállításában.

Az ionizáció funkciója negatív ionokkal telíti a levegőt, ami lehetővé teszi a statikus elektromosság eltávolítását.

Az automatikus tisztító funkciót úgy tervezték, hogy további erőfeszítés nélkül megtisztítsa a szűrőt a szennyeződésektől.

JELLEMZŐK:
1. Összecsukható szerkezet.
2. Ultrakönnyű - 360g.
3. Fúvóka átmérője 42,4 mm.
4. A hosszú zsinór 2 m.
5. Alacsony zajszint - akár 64 dB.
6. 3 hőmérsékleti tartomány: alacsony: 50 °C, közepes: 70 °C, magas: 110 °C.
7. 3 fúvóka a készletben: az egyik a hajszárításhoz egy kiterjesztett fúvókával lehetővé teszi, hogy nagyobb mennyiségű levegőt vigyen fel a hajra a gyors szárítás érdekében, a második - keskeny fúvóka a hajformázáshoz a koncentrált levegő beszívásához, a harmadik - egy diffúzor a göndör haj szárításához. A fúvókákat mágnesek rögzítik egy helyzetben.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A dobozban a hajszárító összecsukott helyzetben van tárolva, hogy kinyithassa a hajszárítót, a talpánál fogva jobb kezében tartva fordítsa el a fogantyút öntől távolabbi irányba.
2. Dugja be a hajszárító dugóját az aljzatba a pontig, szerelje be a kívánt fúvókát. A YUTO hajszárító fúvókái mágnesesek, automatikusan felhúzódnak és belépnek a levegőkivezető nyílásba. A fúvóka eltávolításához húzza meg.

3. A bekapcsoláshoz nyomja meg a be/ki gombot. A szárítógép első bekapcsolásakor automatikusan a legalacsonyabb hőmérsékleten és minimális fordulatszámon indul el. 1 hőmérséklet- és 1 sebességjelző lámpa világít.
4. Állítsa be a légáramlás sebességét. A YUTO hajszárító 3 sebességfokozattal rendelkezik: alacsony, közepes és magas. A sebességszabályozó gomb egyetlen kattintása megváltoztatja a kiválasztott üzemmódnak megfelelő fényjelzők szintjét.
5. Állítsa be a kifújt levegő hőmérsékletét. A YUTO hajszárítóban 3 hőmérsékleti fokozat van: alacsony, közepes és magas. A hőmérsékletszabályozó gomb egyetlen kattintása megváltoztatja a szintet. A kiválasztott üzemmódnak megfelelő fényjelzők világítanak.
6. A YUTO hajszárítóban a memória funkciót képviseli. Az első bekapcsoláskor mind a sebesség, mind a hőmérsékleti üzemmódok minimális szinten indulnak el, de a későbbi beillesztésekkel a hajszárító az utoljára használt módban kezd működni.
7. A hideg levegő üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a hideg levegő gombot. A hideg levegő üzemmód kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot. Visszatér az előző hőmérsékletre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hideg levegő üzemmód a hőmérséklet-szabályozó gomb megnyomásával is kikapcsolható.
8. A hajszárító automatikus tisztító funkcióval rendelkezik, amely megtisztítja a hajszárító belső alkatrészeit. Nyomja meg egyszerre a hőmérséklet és az áramlási sebesség szabályozó gombjait, amikor a szárító üzemképes. A motor az ellenkező irányba kezd működni, kifújja a levegőt a levegőbeszívó nyíláson, és megtisztítja. Az automatikus tisztítás során nyomja meg bármelyik gombot, hogy visszatérjen a hajszárító normál üzemmódjába. Az öntisztító mód 15 másodperc után kikapcsol.
9. A kikapcsoláshoz állítsa a gombot OFF állásba. Vegye figyelembe, hogy a YUTO hajszárító késleltetett befejezéssel rendelkezik. A hajszárító azonnali leállítása esetén nagy a motor károsodásának veszélye, ami csökkenti a hajszárító használatát. A késleltetett befejezés megvédi a motort a sérülésektől, és meghosszabbítja annak élettartamát, és ennek megfelelően a hajszárító élettartamát.
10. Hajtsa össze a hajszárítót, és húzza ki a konnektorból. Helyezze a szárítót szigetelt felületre, hagyja kihűlni. Vigye száraz, tiszta tárolóhelyre.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Szereljen be egy szárító fúvókát. Kapcsolja be a szárítót, állítsa be a hőmérsékletet és a légáramlás sebességét.
2. Kezdje el a hajszárítást a gyökérzónától kezdve, a légáramlást a hajgyökerekhez irányítva, de ne a fejbőrre. A térfogat eléréséhez irányítsa a hajszárítót a természetes hajnövekedés ellen.
3. Ezután szárítsa meg a fő hosszát, zónákra osztva a hajat, a levegő áramlásának irányát felülről lefelé.
4. Cserélje ki a szárító fúvókát formáló fúvókára. Válasszon egy külön tincset, a tincs alá, a tetejére helyezzen súrolót vagy fésűt, a fúvókát a hajhoz képest ferdén helyezze el, lassan járjon hajszárítóval.
5. A rögzítéshez sétáljon végig a szálak mentén hideg levegő üzemmódban.
6. Kapcsolja ki a hajszárítót, és húzza ki a konnektorból.

ELLENJAVALLATOK:
1. Ezt a hajszárítót a fejbőr hajszárítására tervezték. Ne használja ezt a készüléket a haj szárításán kívül más célra.
2. Ne használja a készüléket a szemén, a bőrén vagy más, hőre érzékeny felületen.

FIGYELMEZTETÉSEK:
A hajszárító fúvókái mágneseket tartalmaznak. Tartsa távol szívritmus-szabályozóktól, defibrillátoroktól, bankkártyáktól és tárolóeszközöktől.
1. Ne használjon hajszárítót fürdőkád, mosogató vagy más víztartály közelében.
2. Ne használja a készüléket fürdés közben.
3. Ne helyezze vagy ejtse vízbe vagy más folyadékba a készüléket.
4. Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a konnektorból. Ne érintse meg a vizet.
5. Ne érintse meg nedves kézzel a készülék alkatrészeit.
Az égési sérülések, áramütés, tűz és sérülések kockázatának csökkentése érdekében:
1. Ha a szárítót nem használja, húzza ki a hálózatból. Hagyja kihűlni és tárolja biztonságos, száraz helyen.
2. Használat közben a hajszárító felmelegszik. Ne érintse meg a szemet vagy a felforrósodott felületek védtelen bőrét.
3. Ne helyezzen forró hajszárítót közvetlenül a hőállványon vagy más alkalmas felületen kívül más felületre.
4. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket a hálózaton. Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek használják, vagy ha gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek közelében használják.
5. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően és a kézikönyvben leírtak szerint használja.
6. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a villa sérült.
7. Ne húzza, rángassa, ne feszítse, csavarja vagy élesen hajlítsa meg a tápkábelt, különösen a csatlakozó közelében. Ez károsíthatja vagy eltörheti a vezetéket. Óvatosan kezelje, és tartsa távol a forró felületektől. Ne tekerje a vezetéket a készülék köré.
8. Ne ejtse le a készüléket, és ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék lyukaiba.
9. Ez a készülék nem öngyógyító hőbiztosítékot használ, amelyet a túlmelegedés megakadályozására terveztek. Ha működés közben a készülék kikapcsol, és a második LED (hőmérséklet módok) villog, húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja kihűlni.
10. Tilos a készüléket magas páratartalmú helyen tárolni.
11. Ne hagyjon hajszálakat vagy szöszöket a készülék szellőzőnyílásaiban.
12. Ne helyezze a készüléket a felületre, ha az működőképes.
13. Azonnal hagyja abba a használatát, és húzza ki a készüléket a konnektorból, ha a készülék meghibásodott vagy túlságosan felforrósodott.

A DOBOZBAN: (1) hajszárító, (2) szárítófej, (3) hajformázó fúvóka, (4) diffúzor, 5. utasítás, (6) a tárolótasak.

MŰSZAKI ADATOK:

MOTOR SEBESSÉG: 110000 ford./perc

Sebesség: 32 liter másodpercenként

LÉGÁRAMLÁS SEBESSÉGE:
- Alacsony fordulatszám - 80000 fordulat percenként
- Átlagsebesség: 95000 fordulat percenként
- Nagy sebesség - 110000 fordulat percenként

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSOK: • alacsony hőmérséklet - 50 °C • átlagos hőmérséklet - 70 °C • magas hőmérséklet - 110 °C



TARTOZÉKOK



RENGA GOLD - NESZESSZER

Bőrápolást és kozmetikát szervez

Tárolás otthon és útközben

AGGONDOK: rendezetlen tárolás.

ANYAGOK: poliuretán (külső), poliészter (belül).

JELLEMZŐK:
1. Stílusos kívül és ergonomikus belül: a dizájn és a belső elrendezés kényelmessé és vonzóvá teszi a kozmetikai táskát.
2. Praktikusság: a poliészter bélés könnyű, erős, megtartja formáját, ellenáll a gyűrődésnek és a szennyeződésnek. A kiömlött kozmetikai termékek nedves ruhával törölhetők le.
3. Megerősített szerkezet: a vékony belső panelek extra merevséget adnak a kozmetikai táskának és segítenek megőrizni alakját.
4. Kapacitás: a kozmetikai táskán belüli és kívüli zsebek helyet biztosítanak minden szükséges dolognak.
5. Belső fogantyúk: 2 erős fogantyú lehetővé teszi, hogy a kozmetikai táskát kinyitva vigye, vagy kampóra akassza.
6. 3 szín - most ügyfeleinknek lehetőségük van kiválasztani a számukra legmegfelelőbb színt.

ÁPOLÁSI JAVASLATOK:
Szülés közben gyűrődések keletkezhetnek a kozmetikai tasakban, amelyek fokozatosan eltűnnek. A mély gyűrődések gőzölővel távolíthatók el fehér pamut törülközőn keresztül.



WAU
BŐRÁPOLÁS



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

REGENERÁLÓ ARCKRÉM

Helyreállítja a bőr védőrétegét

Javítja a rugalmasságot

Intenzíven táplál

Megnyugtat

Mélyen hidratál és puhít

BŐRPROBLÉMÁK: vízhiányos, száraz, fakó vagy irritált bőr.

HATÁS: nyugtat, javítja a bőr feszességét és rugalmasságát, intenzíven táplál és hidratál, valamint támogatja a bőr megújulását.

ÖSSZETEVŐK: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:

1. Az allantoin nyugtatja a bőrt, csökkenti az irritációt és támogatja a regenerálódást.
2. Az arginin olyan aminosav, amely javítja a mikrokeringést és támogatja a bőr védőfunkcióit.
3. A teafa kivonata (Melaleuca Alternifolia) fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő tulajdonságairól ismert.
4. A Lactobacillus Ferment Lysate (probiotikum) segít helyreállítani a bőr mikrobiomját és erősíteni védőfunkcióit.
5. A varázsmogyoróvíz (Hamamelis Virginiana) mérsékli a pórusok láthatóságát és szabályozza a faggyútermelést.
6. A levendula (Lavandula Angustifolia) és a kamilla (Chamomilla Recutita) nyugtatja a bőrt és csökkenti a bőrpírt.
7. A lótusz (Nelumbo Nucifera) és a zöld tea (Camellia Sinensis) antioxidánsai védik a bőrt a korai öregedéstől és a környezeti hatásoktól.

JELLEMZŐK: A krém hatóanyagai már az első használat után puhává és bársonyossá teszik a bőrt, valamint védik a széltől és a hidegtől. A zöld tea, a kamilla, a levendula és a teafa kivonata vitaminokkal és antioxidánsokkal látja el a bőrt, segít megőrizni feszességét és természetes ragyogását. A könnyű krém gyorsan felszívódik, és nem hagy ragacsos érzetet.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Tisztítsa meg az arc bőrét.
2. Vigyen fel megfelelő mennyiségű krémet, és ujjbeggyel masszírozza be, amíg felszívódik.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Használat előtt allergiás teszt elvégzése javasolt.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. öblítse ki meleg vízzel, ha szembe kerül.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 100 ml.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

HIDRATÁLÓ MASSZÁZSGÉL A TESTRE

Helyreállítja | Hidratálja | Vezetőképes

Aggályok: száraz bőr, mikroáram-masszázs szükségessége.

ELŐNYÖK: hidratálás, regeneráció, hatékony mikroáram-masszázs.

ÖSSZETEVŐK: Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:

1. Trehalóz (1%) - hatékonyan megtartja a nedvességet, hidratáltan tartja a bőrt, védi a bőrt a külső ingerektől és csökkenti az oxidatív stresszt. Erősíti a bőr védőrétegét, érzékeny bőrre is alkalmas.
2. A betain (1%) az aktív hidratálás természetes összetevője. Eltávolítja az irritációt és nyugtatja a bőrt, simává és rugalmassá teszi.
3. A niacinamid (3%) lelassítja a melanin termelődését, javítja a bőr tónusát és halványítja azt. Szabályozza a túlzott faggyútermelést, megakadályozza a gyulladások megjelenését. Elősegíti a ceramidok szintézisét a bőr védő funkciójának fokozása érdekében. Kiigazítja a bőr textúráját és minimalizálja a finom ráncokat.
4. Adenozin (0,04%) - serkenti a kollagén termelődését a bőr rugalmassága és fiatalossága érdekében. Nyugtatja az irritált bőrt, enyhíti a gyulladást és elősegíti annak gyógyulását.
5. 7 peptidből álló komplexum (0,1%) - fokozza a kollagén és elasztin termelődését, növeli a bőr rugalmasságát. Megakadályozza az öregedés jeleinek megjelenését és csökkenti az apró ráncok számát, elősegíti a bőrsejtek megújulását és helyreállítását.
6. Hidrolizált kollagén (0,1%) - mélyen a bőrbe juttatja a nedvességet, mély és hosszan tartó nedvességet biztosítva. Növeli a bőr feszességét és rugalmasságát. Segít helyreállítani a sérült bőrt.

7. Madecassoside (0,1%) - nyugtatja az érzékeny bőrt és enyhíti a gyulladást. Védi és fenntartja az egészséges bőrgátat, felgyorsítja a bőr helyreállítását és a sebgyógyulást.
8. A 22 aminosavból álló komplex (0,1%) - biztosítja az esszenciális aminosavak ellátását a bőr egészségének megőrzéséhez. Segít megtartani a nedvességet, puhává és rugalmassá teszi a bőrt. Javítja a bőr szerkezetét és elősegíti a sejtek regenerálódását.
9. Hialuronsav (0,1%) - segít megtartani a keletkező nedvességet, megelőzve a kiszáradást. Feszesen és simán tartja a bőrt. Nyugtatja az érzékeny bőrt és fenntartja a nedvesség egyensúlyát a bőrben.
10. PDRN (polinukleotidok, 0,01%) - fokozza a sejtanyagcserét és helyreállítja a sérült bőrt. Erősíti a bőrt és minimalizálja a ráncokat. Csökkenti a bőrpírt és gyógyítja a bőrt.

JELLEMZŐK: A hidratáló testmasszázs gélt kifejezetten áramvezetésre tervezték mikroáram-terápia, elektromiostimuláció és RF lifting eljárások során. A gél textúrája tökéletes a masszírozókhoz, a gél hidratálóként működik, nem szárad ki sokáig, nem hagy ragadós és feszes érzetet. A készítmény aktív összetevői biztosítják a bőr simaságának, rugalmasságának és fiatalságának megőrzését.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Vigye fel a terméket a test száraz, megtisztított bőrére.
2. Végezze el az eljárást a WAU testmasszírozójával, hagyja a gélt teljesen felszívódni.
3. Az eljárás végén hidratáló (krém vagy szérum) alkalmazható.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Az allergiás reakciók elkerülése érdekében használat előtt javasolt tesztelni a terméket a könyökhajlat belső oldalán. Hagyja abba a használatát, ha irritációt vagy kiütést észlel.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. öblítse ki meleg vízzel, ha szembe kerül.
4. A termék használata után ajánlott SPF krémet felvinni a napfény elleni védelem érdekében.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 300 ml.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

TONIKUS KRÉM A SZEMKÖRNYÉKI BŐRRE

Mélyen hidratál és puhít

Csökkenti a fáradtság jeleit

Hangok

Csökkenti a duzzanatot

Aggodalmak: sötét karikák, duzzanat, stressz és alváshiány nyomai, életkorral összefüggő változások.

ELŐNYÖK: a tónus észrevehető összehangolása, az ödéma csökkenése, a bőr sűrűségének és rugalmasságának növekedése, a "szarkalábak" kisimítása.

ÖSSZETEVŐK: Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:
1. Dexpanthenol (magas koncentráció) - intenzíven gyógyít, nyugtat és helyreállítja a sérült hámréteget.
2. Tranexámsav + Glutation - erőteljes tandem a melanin szintézisének blokkolására; eltünteti a pigmentfoltokat és világosítja a "sötét" karikákat.
3. Koffein - serkenti a nyirokelvezetést, eltávolítja a felesleges folyadékot és gyorsan megszünteti a reggeli duzzanatot.
4. Glükozilrutin (P-vitamin) - erősíti a kapillárisok falát, csökkenti láthatóságukat (kék) és megakadályozza a törékeny erek kialakulását.
5. Növekedési faktorok komplexe (6 féle sh-polipeptid/oligopeptid) - beindítja a sejtmegújulást, serkenti a saját kollagén termelését, a liftingen dolgozik.

6. Vitaminkomplex (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - táplál, javítja az anyagcserét a sejtekben és visszaadja a bőr egészséges ragyogását.
7. Niacinamide - erősíti a barrier funkciót és javítja a bőr textúráját.

JELLEMZŐK: A krém átfogó ápolást nyújt a szem körüli finom bőr számára. A koffein, a niacinamid és a tranexámsav magas koncentrációja segít csökkenteni a sötét karikákat, a duzzanatot és az apróráncokat. A készítmény aktív komponensei serkentik a megújulási folyamatokat, mélyen hidratálják és táplálják a bőrt, rugalmasságot és sima, ragyogó tónust adva.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Vigyen fel kis mennyiségű terméket a száraz és megtisztított bőrre: a szem belső részétől a halántékig - először az alsó, majd a felső szemüreg csontjai mentén.
2. Oszd el a krémet és masszírozd az ujjpárnáiddal.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Használat előtt allergiás teszt elvégzése javasolt.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. öblítse ki meleg vízzel, ha szembe kerül.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 25 g.



CLEANSING BALM

HIDROFIL BALZSAM MOSÁSHOZ

Gyengéden tisztít

Mélyen táplál

Intenzíven hidratál

Erősíti a bőr védőrétegét

Aggodalmak: tartós smink, SPF szűrők maradványai, szennyezett pórusok, szárazság és feszességérzet a tisztítási szakasz után, megszakadt lipidgát.

ELŐNYÖK: A bőr tisztává és hidratálttá válik, anélkül, hogy feszülést érezne.

ÖSSZETEVŐK: Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:

1. Természetes olajok gazdag komplexe (ricinus, jojoba, napraforgó, mogyoró, argán, shea) - könnyen oldja a zsírban oldódó szennyeződéseket (faggyú, tartós smink, SPF), mélyen táplálja és puhítja a bőrt.
2. A hialuronsav hét formája (beleértve: nátrium-hialuronát, hidrolizált hialuronsav stb. - többszintű intenzív hidratálást biztosít, megakadályozva a bőr túlszáradását mosás közben.
3. Ceramid komplex (NS, AP, AS, NP, EOP) - hatékonyan helyreállítja és erősíti az epidermisz lipid (védő) gátját.
4. Az E-vitamin (tokoferol) és a niacinamid erős antioxidánsok, amelyek védik, megnyugtatják a bőrt és elősegítik a tónus kiigazítását.
5. Vitamin komplex (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - emellett táplál, javítja a sejtanyagcserét és támogatja a bőr egészséges ragyogását.

JELLEMZŐK: A balzsam hatékony és gyengéd bőrtisztítást biztosít, könnyen oldódik a smink, az SPF és a szennyeződések. Természetes olajok gazdag komplexe mélyen táplálja és puhítja a bőrt. A hialuronsav és ceramidok hét formája intenzíven hidratál és erősíti a védőréteget. Az E-vitamin és a niacinamid védik és nyugtatják a bőrt. Alkalmazása után a bőr tiszta és hidratált lesz, anélkül, hogy feszülést érezne.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Vigyen fel egy kis mennyiségű hidrofil balzsamot száraz kézzel a száraz arcra, és masszírozó mozdulatokkal egyenletesen oszlassa el a bőrön.
2. Nedvesítse meg a kezét és mossa le a balzsamot meleg vízzel, vízzel érintkezve a balzsam elnyeri a tej állagát.
3. folytassa a tisztítás második szakaszával (hab vagy gél mosáshoz).

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Használat előtt allergiás teszt elvégzése javasolt.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. öblítse ki meleg vízzel, ha szembe kerül.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 50 g.



COLD & TONED BODY MILK

TEJ A CRYO EFFECT TESTHEZ

Csökkenti a duzzanatot

Hidratálja és megújítja a bőrt

Anticellulit ápolás

Visszaállítja a tónust és a feszességet

Aggodalmak: a bőr rugalmasságának elvesztése és petyhüdtsége, a lábak duzzanatára és nehézkességére való hajlam, a bőr tompa tónusa és egyenetlen mikrodomborulata, kiszáradás és feszülés érzése, fizikai megterhelés utáni gyógyulási igény.

ELŐNYÖK: hűsítő hatás, könnyedség és mély nedvesség érzete, tónusosabb sziluett, a bőr turgorának növekedése és a "cellulit" láthatóságának csökkenése, sima, bársonyos bőr.

ÖSSZETEVŐK: Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:
Hűtés és hangszín
1. Mentil-laktát + Menthol - A tiszta mentol és lágy származékának kombinációja kellemes hűvösséget kölcsönöz, amely tovább tart, mint a normál mentol, anélkül, hogy irritálná a bőrt. Ez segít enyhíteni a nehéz érzést a lábakban.
2. Koffein (Caffeine) - nyirokelvezető hatású, serkenti a mikrokeringést és segít eltávolítani a felesleges folyadékot.

Dekongesztáns és tonik komplex
1. Az Aesculus Hippocastanum (vadgesztenye) az egyik legjobb komponens az erek falának erősítésére és a duzzanat elleni küzdelemre.
2. Hedera Helix (Ivy) + Laminaria (Laminaria) - hozzájárulnak a bőr rugalmasságának növeléséhez. Az Ivy-t gyakran használják cellulit elleni szerekben a zsírok lebontására és a méreganyagok eltávolítására.
3. Citrus Medica Limonum (citrom) - frissíti és segíti a hajszálerek erősítését.

Helyreállítás és hidratálás
1. Az Aloe Barbadensis (Aloe Vera) a vegyület alapja (második hely), erős nyugtató és hidratáló szer.
2. Sodium Hyaluronate (Hyaluronsav) - megtartja a nedvességet a bőr felső rétegeiben.
3. Niacinamid (B3-vitamin) - javítja a bőr védőgátját, kiigazítja a tónust és segít a mikrokárosodások ellen.

Táplálkozási alap (olajok)
1. Shea vaj (Shi), jojoba (jojoba), édes mandula (mandula), szőlőmag (szőlőmag - hatékony tápláló olajok készlete), bársonyossá és puhává varázsolja a bőrt.

JELLEMZŐK: A könnyű textúrájú hűsítő testápoló tej azonnal tonizálja a bőrt és mély hidratálást biztosít. A koffein, tengeri moszat kivonat és ázsiai centella alapú aktív komplexum erőteljes nyirokelvezető hatással rendelkezik. A természetes kivonatok és olajok helyreállítják a lipid gátat, puhává és simává teszik a bőrt. A tej rendszeres használata észrevehetően feszesíti a bőrt és csökkenti a tökéletlenségek súlyosságát.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Vigyen fel egy kis mennyiségű tejet a test tiszta, száraz bőrére.
2. Könnyű mozdulatokkal masszírozza, amíg teljesen fel nem szívódik. Különös figyelmet kell fordítani a problémás területekre.

ÓVINTÉZKEDÉSEK: Csak külső használatra. A termék hűtő komponenseket tartalmaz. Kerülje a szembe és nyálkahártyákba jutását. Ne alkalmazza sérült vagy irritált bőrre. Ha egyéni intolerancia jelei vannak, hagyja abba a használatát.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 250 ml.



COLD & TONED BODY SCRUB

CRYO-HATÁSÚ TESTRE TÖRÖZŐ KRÓS

Csökkenti a duzzanatot

Mélytisztítás és bőrmegújítás

Anticellulit ápolás

Visszaállítja a tónust és a feszességet

Aggodalmak: a bőr rugalmasságának elvesztése és petyhüdtsége, duzzadásra való hajlam és nehézkesség érzése a lábakban, egyenetlen bőr mikrorelief.

ELŐNYÖK: a bőr egyenletesebb mikroreliefje és simasága, csökkenti a duzzanat látható megnyilvánulásait, erősíti a test körvonalait.

ÖSSZETEVŐK: Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:
Tisztítás és hűtés
1. Maris Sal (tengeri só) - csiszolóként működik, eltávolítja a keratinizált sejteket.
2. Mentil-laktát + Menthol - A tiszta mentol és lágy származékának kombinációja kellemes hűvösséget kölcsönöz, amely tovább tart, mint a normál mentol, anélkül, hogy irritálná a bőrt. Ez segít enyhíteni a nehéz érzést a lábakban.

Dekongesztáns és tonik komplex
1. Koffein + L-karnitin - a koffein eltávolítja a folyadékot és tonizálja, az L-karnitin pedig segít csökkenteni a térfogatot.
2. Aesculus Hippocastanum (vadgesztenye) + Hedera Helix (Ivy) - a hajszálerek és a vénák falának megerősítésére, a nyirokpangás megelőzésére szolgál.
3. Hamamelis Virginiana (Gamamamelis) - összehúzó és nyugtató hatású, szűkíti a pórusokat és erősíti az érhálót.

Táplálkozási alap (olajok és panthenol)
1. Jojoba és kajszibarack olajok - lágyítják a só hatását, megakadályozzák a túlszáradást és helyreállítják a lipid gátat a hámlasztás után.
2. Panthenol - Megnyugtatja a bőrt, enyhíti az aktív masszázs és a só okozta esetleges irritációt.

JELLEMZŐK: a tengeri só és koffein alapú hűsítő bőrradír mélyen tisztítja és hámlasztja a bőrt, hatékonyan kiegyenlíti a mikroreliefet és csökkenti a duzzanatot. A növényi kivonatok és az L-karnitin kombinációja erőteljes nyirokelvezető hatással bír, erősíti az erek falát és segít a bőr rugalmasságának növelésében. A bőrradír rendszeres használata jelentősen növeli a bőr rugalmasságát, tónusosabbá és simábbá teszi azt.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Vigye fel a test nedves bőrére, masszírozza körkörös mozdulatokkal 2-3 percig, majd öblítse le meleg vízzel.
2. Használja heti 1-2 alkalommal.

ÓVINTÉZKEDÉSEK: Csak külső használatra. A termék hűtő komponenseket tartalmaz. Kerülje a szembe és nyálkahártyákba jutását. Ne alkalmazza sérült vagy irritált bőrre. Ha egyéni intolerancia jelei vannak, hagyja abba a használatát.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 300 g.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

HIDRATÁLÓ KRÉM A TESTRE

Megnyugtat | Hidratálja | Lágyítja

Aggodalmak: száraz bőr, a bőr kiszáradása, irritáció.

ELŐNYÖK: nyugtatja, növeli a bőr feszességét és rugalmasságát, intenzíven táplálja és hidratálja, aktiválja a bőr helyreállító folyamatait.

ÖSSZETEVŐK: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Cross-polymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:
1. Béta-glükán - mély hidratálást biztosít, növeli a bőr helyi immunitását, kifejezett öregedésgátló hatása van, "újraéleszti" a bőrt, feszességet és rugalmasságot ad.
2. Kakukkfű levél kivonat - ellensúlyozza a nedvesség elpárolgását, így a bőr sokáig hidratált marad, a bőr pedig egészséges megjelenést nyer, rugalmassá válik. A kivonat fehérítő és antioxidáns hatással is rendelkezik.
3. almamenta levelek kivonata - antibakteriális és nyugtató hatású, frissíti a bőrt és küzd az irritációval.
4. Tealevél kivonat (Camellia Sinensis) - az anyagcsere folyamatok felgyorsításával normalizálja a bőr állapotát. A tealeveleket alkotó anyagok megakadályozzák az ödéma megjelenését és kitisztítják a pórusokat. A tealevélben található polifenolok antioxidáns tulajdonságai megakadályozzák a bőr idő előtti öregedését

JELLEMZŐK: A krémet PTD (Protein Transduction Domain) technológiával fejlesztették ki, amely a készítmény aktív komponenseinek bőrsejtekbe történő eljuttatásának leghatékonyabb módszere, amely biztosítja a tápanyagok maximális felszívódását. A krém selymes textúrája lehetővé teszi, hogy gyorsan beszívódjon a bőrbe anélkül, hogy ragacsos érzetet hagyna maga után. A készítményben található természetes olajok és kivonatok mélyen táplálják, megnyugtatják és megakadályozzák a nedvesség elpárolgását, így a bőr hosszú ideig sima és hidratált marad.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. A termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a bőrt.
2. Vigye fel a szükséges mennyiségű terméket, és masszírozza ujjpárnáival, amíg teljesen fel nem szívódik.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Az allergiás reakciók elkerülése érdekében használat előtt javasolt tesztelni a terméket a könyökhajlat belső oldalán. Hagyja abba a használatát, ha irritációt vagy kiütést észlel.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. öblítse ki meleg vízzel, ha szembe kerül.
4. A termék használata után ajánlott SPF krémet felvinni a napfény elleni védelem érdekében.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 300 ml.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

CETYLPIRIDÍNIUM-KLORIDOT ÉS ZSÁLYÁT TÖRTÉNŐ SZÁJÖBLÍTŐ ÖBLÍTŐKHEZ

Hatékony szájtisztítás

Frissíti a leheletet

Támogatja a szájnyálkahártya és a fogíny egészségét

Javítja a vízselyem teljesítményét

Aggodalmak: Foglerakódás, ínybetegségek, leheletszag, fogszuvasodás megelőzése.

ELŐNYÖK: küzd a szájüreg káros mikroflórájával, nyugtató és gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, lehetővé teszi a tisztítás kombinálását az irrigátor használatának masszírozó és profilaktikus hatásával.

ÖSSZETEVŐK: Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:
1. A cetilpiridinium-klorid hatékony antibakteriális komponens. Harcol a lepedéket, fogszuvasodást, fogínygyulladást és rossz leheletet okozó baktériumok ellen, hosszú távú frissességet biztosítva.
2. A zsálya kivonat és a ginzeng "Neovitin®" bioantioxidáns komplexe nyugtatja és helyreállítja a nyálkahártyát. Gyulladáscsökkentő hatásúak, elősegítik a szövetek gyógyulását és erősítik az íny egészségét.
3. Xilitol - csökkenti a fogszuvasodás kockázatát, elnyomja a kórokozó baktériumok szaporodását a szájüregben, elősegíti a fogzománc remineralizációját és fenntartja az egészséges pH-egyensúlyt.
4. Menta illóolaj - friss leheletet ad, hűsítő és enyhe fájdalomcsillapító hatású. Antibakteriális hatású, tisztítja a szájat és tisztaságérzetet ad.

JELLEMZŐK: öblítő és folyadék a 2 az 1-ben irrigátorhoz normalizálja a szájüreg mikroflóráját, javítja a nyálkahártya állapotát és megakadályozza a fogszuvasodás kialakulását. Klasszikus öblítésként megtisztítja a szájüreget a veszélyes mikroflórától, megakadályozza a lepedék képződését és a kellemetlen szag megjelenését, javítja a nyálkahártya és az íny állapotát, frissesség érzetet ad. Az irrigátor folyadékaként lehetővé teszi a tisztítás kombinálását masszírozó és profilaktikus hatással.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Ha öblítésként használjuk: Készítse elő a szükséges mennyiségű oldatot úgy, hogy a koncentrátumot meleg vízzel 1:2 arányban hígítja, majd 30 másodpercig öblítse ki a szájüreget. Használja naponta minden étkezés után.
2. Irrigátorban történő használat esetén: készítse elő a szükséges mennyiségű oldatot úgy, hogy a koncentrátumot meleg vízzel 1:10 arányban hígítja (súlyos fogíny esetén az arány 1:3-ra állítható), majd a szájüreget a készülékhez mellékelt utasítások szerint öntözni.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Használat előtt rázza fel. Az üledék és a szín megváltozhat a természetes eredetű összetevők miatt. Hagyja abba a használatát, ha kellemetlen érzés jelentkezik.
2. Ne nyelje le.
3. Felnőtteknek és 14 év feletti gyermekeknek.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 430 ml.



MILKY ESSENCE TONER

ARCTONER PROBIOTIKUMOKKAL

Táplál és nyugtat

Egyenlíti a bőrtónust

Erősíti a bőr védőrétegét

Intenzíven hidratál

Aggodalmak: károsodott lipid gát, kiszáradás, szárazság és feszesség a mosás után, fakó arcszín, érzékenység, a bőr mikrobiomának egyensúlyhiánya.

ELŐNYÖK: A bőr mélyen hidratált, megnyugodott és előkészített a további ápolásra; a védőgát helyreáll, a tónus sima és ragyogó.

ÖSSZETEVŐK: Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:

1. lizátumok komplexe (Bifida, Lactococcus, Lactobacillus Ferment Lysate) - probiotikumok, amelyek helyreállítják az egészséges bőr mikrobiomát, csökkentik az érzékenységet és erősítik a helyi immunitást.
2. Ceramide komplex (Ceramide NP, NS, AP, AS, EOP) - fiziológiás lipidek, amelyek beágyazódnak a stratum corneum sérült területeibe, hatékonyan visszaállítják a védőgátat és megakadályozzák a nedvességvesztést.
3. Az ázsiai centella levél kivonata erős természetes összetevő, amely nyugtatja a bőrt, enyhíti a bőrpírt és az irritációt.
4. Niacinamide - erősíti a barrier funkciót és javítja a bőr textúráját.
5. Növekedési faktorok komplexe (sh-Polypeptid/Oligopeptid) - beindítja a sejtmegújulást, serkenti saját kollagén termelését, a liftingen dolgozik.

6. A vitaminkomplex (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) és a dexpanthenol - táplálják, javítják a sejtanyagcserét és visszaadják a bőr egészséges ragyogását, valamint intenzíven gyógyítják és helyreállítják a hámréteget.
7. Természetes olajok komplexe (repce, napraforgó, réti hab, argán) - intenzíven táplálja, puhítja a bőrt és megszünteti a kiszáradást.

JELLEMZŐK: A tonik intenzív hidratálást és regenerációt biztosít, felkészítve a bőrt a további ápolásra. A laktobacillus lizátumok és ceramidok komplexe hatékonyan erősíti a bőr védőgátját és fenntartja a mikrobiom természetes egyensúlyát. Az ázsiai centella, a niacinamid, a peptidek és a növényi kivonatok nyugtatják, táplálják és kiigazítják a bőr tónusát, egészségesen ragyogó megjelenést kölcsönözve neki.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Mosás után fújjon mérsékelt mennyiségű tonikot az arcára.
2. várja meg, amíg megszárad, és fejezze be az ápolást szérummal vagy krémmel.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Használat előtt allergiás teszt elvégzése javasolt.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. öblítse ki meleg vízzel, ha szembe kerül.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 150 ml.



MOISTURE MASSAGE GEL

HIDRATÁLÓ GÉL ELEKTROMOS STIMULÁCIÓS KEZELÉSEKHEZ

Intenzíven hidratál

Helyreállítja

Vezetőképes

Világosítja a pigmentációt

Aggályok: száraz bőr, mikroáram-masszázs szükségessége.

ELŐNYÖK: hidratálás, regeneráció, hatékony mikroáram-masszázs.

ÖSSZETEVŐK: Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:

1. A Citrus Unshiu Fruit Extract (Unshiu Mandarin Extract) géles hidratáló alap (víz helyett). Erőteljes természetes antioxidáns, amely élénkíti a pigmentfoltokat.
2. Niacinamide (Niacinamide) - B3-vitamin. Javítja a barrier funkciót, szűkíti a pórusokat és kiigazítja a hangot.
3. A tranexámsav (Tranexamic Acid) az egyik leghatékonyabb modern komponens a pigmentáció és a bőrpír leküzdésére.
4. Az acetil-hexapeptid-8 (Argyrelin) a híres peptid izomrelaxáns. Ellazítja az arc izmait, csökkenti a mimikai ráncok mélységét.
5. Copper Tripeptide-1 (Peptide of Copper) - beindítja a regenerációs folyamatokat, serkenti a kollagén és elasztin szintézisét, gyógyítja a károsodásokat.
6. Az sh-peptidek csoportja (sh-oligopeptid, sh-dekapeptid stb.) olyan jelzőmolekulák, amelyek hatására a bőr gyorsabban megújul és tömöríti szerkezetét.

7. Adenozin (Adenosine) - jól bevált öregedésgátló komponens, növeli saját kollagén termelését.
8. A hidroxidecil-ubikinon (idebenon), a kozmetikumok világának legerősebb antioxidánsa (hasonlóan a Q10 koenzimhez), megvédi a sejteket az oxidatív stressztől.
9. Hidrolizált kollagén (Hydrolyzed Collagen) - azonnali lifting hatást és mély hidratálást biztosít.
10. Centella asiatica + Madecassoside gyengéden nyugtatja a bőrt, erősíti az ereket és enyhíti a gyulladást.
11. Panthenol (Pantenol) - gyógyít és megtartja a nedvességet.
12. Egy sor aminosav (glutamin, arginin, lizin, valin stb. - összesen több mint 20) a bőrfehérjék építőkövei. Mikroáramokkal kombinálva segítenek megőrizni a bőr rugalmasságát és öngyógyító képességét.

TULAJDONSÁGOK: Hidratáló gél mikroáramokhoz és EMS eljárásokhoz könnyű, kényelmes textúrájú, mandarin kivonat alapú aktív komplex niacinamiddal, kollagénnel, panthenollal és növényi kivonatokkal mélyen hidratálja, puhítja és megnyugtatja a bőrt, emellett tökéletes csúszást biztosít az eszközöknek anélkül, hogy ragacsos és feszes érzetet hagyna maga után.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Vigye fel a terméket az arc száraz, megtisztított bőrére.
2. Végezze el a kezelést elektromos stimulációs masszírozó segítségével. Hagyja a gélt teljesen felszívódni.
3. Hidratáló krém (krém vagy szérum) felvitelével végezze el a teljes ápolást.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Használat előtt allergiás teszt elvégzése javasolt.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szembe jutást. Ha a termék a szem nyálkahártyájára kerül, alaposan öblítse le vízzel.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 150 ml.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

LIFTING HATÁSÚ PEPTID ARCSZÉRUM

Csökkenti a ráncokat

Kisimítja a bőr textúráját

Lifting hatás

Mélyen hidratál

Aggodalmak: az arckontúrok határozottságának elvesztése, a bőr rugalmasságának elvesztése, a mimikai ráncok és ráncok, a fáradt bőr.

ELŐNYÖK: a bőr észrevehető simítása és tömörödése, egyenletes tónus, a pórusok szűkítése és belülről „világító” hatás.

ÖSSZETEVŐK: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:

1. Arany - javítja a mikrokeringést és egészséges ragyogást kölcsönöz a bőrnek.
2. Acetyl Hexapeptide-8 (Argyrelin) - peptid izomlazító, lágyan ellazítja az arc izmait, csökkenti a mimikai ráncok mélységét.
3. növekedési faktorok komplexe (sh-Polypeptid-1, sh-Oligopeptide-1) - serkentik a sejtosztódást és a kollagén szintézist, beindítva a regenerációs folyamatokat.
4. Palmitoyl Tripeptide-5 - mélyen behatol a bőrbe, és serkenti az I-es és III-as típusú kollagén termelődését, erősítve a dermis szerkezetét.
5. A fitoösztrogének (szója, pueraria, lóhere, tsimitsifuga) a legerősebb blokk az életkorral összefüggő változások korrekciójában. Kitömik saját bőrforrásaik hiányát, visszaadják annak rugalmasságát.

6. Copper Tripeptide-1 (Copper Tripeptide) - erős gyógyító és antioxidáns hatással rendelkezik, tömöríti a bőrt.
7. A Niacinamide and Adenosine egy klasszikus koreai "duett" a pigmentfoltok és ráncok halványítására.

TULAJDONSÁGOK: A peptid szérum egy személynek, aktív összetevők magas koncentrációjával javítja a bőr tónusát és észrevehetően kisimítja a ráncokat. Az arany mikrorészecskék serkentik a sejtaktivitást, így a bőr simábbnak, fittebbnek és egészségesebbnek tűnik.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Vigyen fel egy kis mennyiségű szérumot az arcra, a nyakra és a dekoltázs területére.
2. Hagyja a szérumot a bőrön, amíg teljesen fel nem szívódik.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Használat előtt allergiás teszt elvégzése javasolt.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. Ha a szem nyálkahártyáját éri, alaposan öblítse le vízzel.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 30 ml.



PORE CLEANSING GEL

GÉL KERETMENTESÍTÉSHEZ (TISZTÍTÁS)

Hámlasztja az elhalt hámsejteket

Megnyitja a póruso-kat

Megnyugtat

Hidratálja

Aggodalmak: kitágult pórusok, nyitott és zárt komedonok, akne.

ELŐNYÖK: hámlasztja a keratinizált sejteket, kitágítja a pórusokat, hidratál.

ÖSSZETEVŐK: Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrol-idone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:
1. Polivinil-pirrolidon - elnyeli a szennyeződést, antiszeptikus tulajdonságokkal rendelkezik.
2. Aloe vera juice - gyulladáscsökkentő hatású.

TULAJDONSÁGOK: A gél hideg gőzölésre szolgál az arc ultrahangos és kézi tisztítása előtt. A gél minden bőrtípusra alkalmas, beleértve az érzékeny bőrt is.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:

Az első módszer: galvanikus árammal végzett festésnél: vigye fel a gélt a bőrre és dolgozzon a ne-gatív pólustól 7-10 percig. Teljesen távolítsa el a gél maradványait. Ezután 1-2 percet kell dolgozni a pozitív pólustól tiszta vízen. A gél fogyasztása eljárásonként 5-7 ml.

A második módszer: ultrahangos peelinggel vigye fel a gélt a megtisztított bőrre, majd spatulával dolgozza fel az eljárás protokolljának megfelelően. Teljesen távolítsa el a gél maradványait. A gél fogyasztása eljárásonként 7-10 ml.

A harmadik módszer: a demakiyazh után hideg gőzölésnél a gélt sűrű réteggel vigye fel a bőrre 15 percig, és fedje le filmmel. Mossa le a gél maradékát.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Használat után kerülje a közvetlen napfényt, hogy elkerülje az égési sérüléseket, viszketést, bőrpírt és duzzanatot.
2. Ne vigye fel sérült bőrre.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől véd-ve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 100 ml.



THERMAL PROTECTION

TERMOVÉDŐ KRÉMFOLYADÉK HAJRA

Véd a formázási hőtől

Táplálja és helyreállítja a hajat

Egészséges és ápolt haj lesz

Aggályok: magas hőmérsékletnek való kitettség, fénytelen, törékeny és élettelen haj.

ELŐNYÖK: Védelem a magas hőmérséklet ellen, erősíti és táplálja a hajat.

ÖSSZETEVŐK: Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:
1. D-panthenol (B5 provitamin) - intenzíven hidratálja a hajat és a fejbőrt, mélyen behatol a haj szerkezetébe. Helyreállítja a sérült területeket, simábbá, rugalmasabbá és fényesebbé teszi a hajat. Véd a kiszáradástól és a hőhatásoktól.
2. A búzacsíra olaj vitaminokban (E, A, D) és zsírsavakban gazdag. Mélyen táplálja és helyreállítja a száraz és sérült hajat, selymességet és egészséges megjelenést kölcsönöz neki. Védőgátat képez a külső agresszív tényezőkkel szemben.
3. Növényi kivonatok komplexe (gránáta, nyírfa, kamilla, mezei farok, csalán,
Aloe vera, bojtorján gyökér, zöld tea, komló, henna, proso, zsálya:
A gránátalma kivonat egy erős antioxidáns, amely megvédi a hajat a környezet negatív hatásaitól és a szabad gyököktől. Segít megőrizni a festett haj színét, fényt és vitalitást ad nekik. Zsurló, csalán, bojtorján gyökér, köles, komló kivonatai - segítik a hajhagymák erősítését, csökkentik a hajhullást és serkentik a hajnövekedést. Aloe vera, kamilla és nyírfa - mélyen hidratálja és puhítja a hajat, engedelmessé és simává teszi, nyugtatja a fejbőrt, csökkenti az irritációt. Zöld tea, henna és zsálya - antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek, védenek a károsodástól, természetes fényt és egészséges megjelenést kölcsönöznek a hajnak.
4. Biotin (H/B7-vitamin) - erősíti a hajhagymákat, elősegíti az egészséges és erős haj növekedését, megakadályozza a törékenységet és a hajhullást. Volumentet és vitalitást ad a hajnak.

5. Niacin (B3-vitamin / PP) - javítja a fejbőr mikrokeringését, ami hozzájárul a hajhagymák jobb tápanyagellátásához. Aktiválja a hajnövekedést, erősíti szerkezetüket és egészséges fényt ad.
6. Lecitin (természetes emulgeálószer) - segít helyreállítani a sérült hajat, puhaságot és simaságot ad. Javítja a többi aktív komponens bejutását.

JELLEMZŐK: A krémfluid nemcsak hatékonyan védi a hajat a magas hőmérséklettől a formázás során (szárító, hajformázó, hajvasaló), hanem átfogó ápolást is nyújt: intenzíven hidratál, táplál, helyreállítja a sérült területeket, erősíti a hajhagymákat, serkenti a hajnövekedést, fényt, selymességet és egészséges, ápolt megjelenést biztosít.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Vigye fel tiszta, törölközőszáraz hajra.
2. Ne alkalmazza a gyökerekre. Ne öblítse le.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Kellemetlen érzések esetén hagyja abba a használatát.
2. Ha szembe kerül, alaposan mossa ki vízzel.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 100 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

KONCENTRÁLT MASZK A HAJNÖVEKEDÉSÉRT

Táplálja a fejbőrt és a hajat

Védi és helyreállítja a fejbőrt

Serkenti a haj növekedését

Könnyű kibontás

Aggodalmak: hajhullás, elvékonyodás, vékony és törékeny haj.

ELŐNYÖK: küzd a hajhullás ellen, elősegíti az új haj növekedését, erősíti a hajat és dúsabbá, erősebbé és rugalmasabbá teszi, nyugtatja a fejbőrt.

ÖSSZETEVŐK: Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:

A növekedés ösztönzése és a veszteség elleni küzdelem

1. Koffein (Caffeine) - javítja a vér mikrokeringését azáltal, hogy tápanyagokkal látja el a gyökereket, segít blokkolni a hormonok negatív hatását a hajhullásra.
2. A Procapil egy peptid komplex, amely 3 aktív molekulából áll:

A Biotinoyl Tripeptide-1 (Biotinoyl tripeptide-1) egy speciális peptid, amely erősíti a szőrtüsző rögzítését a dermisz mély rétegeiben, és felgyorsítja a sejtosztódást, elősegítve az új szőrszálak növekedését.

Az oleanolsav (Oleanolic Acid) egy olajbogyó levelekből származó sav, amely blokkolja az 5-alfa-reduktáz enzimet, megakadályozva a hajhullást.

Az apigenin (Apigenin) egy citrusfélékből származó flavonoid, amely kitágítja az ereket és serkenti a vérkeringést a szőrtüszők körül, táplálva azokat.

A haj szerkezetének helyreállítása

1. Hidrolizált keratin (Hydrolyzed Keratin) - behatol a haj üregeibe, belülről helyreállítja, eltávolítja a porozitást.
2. Hidrolizált búzafehérje (Wheat Proteins) - vékony filmréteget képez a haj felszínén, amely megtartja a vizet és elősegíti a haj mély hidratálását.
3. Hidrolizált kollagén (Hydrolyzed Collagen) - növeli a haj rugalmasságát, engedelmesebbé és fényesebbé teszi.

A fejbőr ápolása
1. Ceramid komplex (Ceramide EOP, NS, NG, NP, AS, AP) - 6 típusú ceramid kompenzálja saját lipidjeik hiányát, erősítve a bőr és a haj védőgátját.
2. Hidrogénezett lecitin (Hydrogenated Lecithin) - fokozza a ceramidok hatását, puhaságot kölcsönöz a bőrnek és véd az agresszív környezeti hatásoktól.
3. Panthenol (Pantenol) - azonnal megnyugtatja a fejbőrt és elősegíti a mikrosérülések gyógyulását.

Táplálkozás és fényesség
1. A Cocos Nucifera Olaj az egyetlen olaj, amely a haj mélyebb rétegeibe (medulla) képes behatolni, belülről táplálja a hajat és helyreállítja lipidrétegét. Jelentősen csökkenti a fehérjeveszteséget a hajból a mosás és a termikus formázás során, ami segít megőrizni a haj szerkezetét szilárd és tartós.
2. Laminaria Digitata kivonat - ásványi anyagokkal és nyomelemekkel telíti a bőrt és a hajat, hozzájárulva a további hidratáláshoz.

JELLEMZŐK: A Procapil peptid komplex alapú maszk közvetlenül a szőrtüszőkre hat, hozzájárulva a gyökerek erősítéséhez és a haj növekedéséhez. A ceramidok komplexe helyreállítja a sérült hajat, mélyen hidratálja a fejbőrt, megszünteti a szárazságot, védőgátat képez a negatív környezeti hatásokkal szemben. A koffein tonizál, serkenti a fejbőr vérkeringését, megakadályozza a hajhullást. A kókuszolaj táplál, fényt és erőt ad a hajnak. A keratin és a búzaprotein visszaállítja a sérült haj kutikuláját, csökkenti a törékenységet és megakadályozza a hajvégek keresztmetszetét. A maszk használata erősíti a hajhagymákat, megállítja a hajhullást és aktiválja az új haj növekedését.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Masszírozó mozdulatokkal vigye fel a fejbőrre, és oszlassa el a haj hosszában.
2. Hagyja hatni 5-10 percig, majd mossa le meleg vízzel.

ÓVINTÉZKEDÉSEK: Csak külső használatra. Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni. Az egyes összetevők egyéni intoleranciája lehetséges.

TÁROLÁS: száraz, fénytől védett helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 300 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

HAJNÖVETŐ SZÉRUM

Segít megelőzni a fejbőr gyulladását, viszketését és kiszáradását

Serkenti a haj növekedését

Javítja a haj sűrűségét

A hajhullást célozza meg

Aggodalmak: alopecia, hajhullás, elvékonyodás, vékony és törékeny haj.

ELŐNYÖK: küzd a hajhullás ellen, elősegíti az új haj növekedését, erősíti és dúsabbá teszi a hajat.

ÖSSZETEVŐK: Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:
A növekedés ösztönzése és a veszteség elleni küzdelem
1. A Capixyl (3%) az Acetyl Tetrapeptide-3 és a Trifolium Pratense kivonat kombinációja. Ez a komplex hatással van a hajgyökérre, növeli annak méretét és erősíti a fixációt a bőrben, valamint enyhíti a mikrogyulladást.
2. A Procapil egy peptid komplex, amely 3 aktív molekulából áll:
A Biotinoyl Tripeptide-1 (Biotinoyl tripeptide-1) egy speciális peptid, amely erősíti a szőrtüsző rögzítését a dermisz mély rétegeiben, és felgyorsítja a sejtosztódást, elősegítve az új szőrszálak növekedését.
Az oleanolsav (Oleanolic Acid) egy olajbogyó levelekből származó sav, amely blokkolja az 5-alfa-reduktáz enzimet, megakadályozva a hajhullást.
Az apigenin (Apigenin) egy citrusfélékből származó flavonoid, amely kitágítja az ereket és serkenti a vérkeringést a szőrtüszők körül, táplálva azokat.
Copper Tripeptide-1 (rézpeptid) - „megfiatalítja” a fejbőrt, növeli a hajnövekedés fázisát (anagén) és serkenti a kollagén termelődését a szőrtüsző körül.

Sejtenergia és anyagcsere
1. Adenozin (Adenozin) - aktiválja a növekedési faktorok termelését sejtszinten, elősegítve a haj vastagabb és erősebb növekedését.
2. Borostyánkősav (borostyánkősav) - serkenti az anyagcsere folyamatokat a bőrsejtekben, segítve a tüszők gyorsabb felépülését stressz után.

Javítja a mikrokeringést és a méregtelenítést
1. Mentol - enyhe hűsítő hatásának köszönhetően azonnali véráramlást biztosít a hagymákhoz, ami fokozza a peptidek hatását.
2. Rosmarinus Officinalis kivonat (rozmaring kivonat) - fertőtlenítő hatású, és erős természetes serkentő a vérkeringésben.
3. Hidrolizált búzaprotein - erősíti a haj szerkezetét a tövénél, megelőzve a törékenységet.

JELLEMZŐK: A Capixyl és Procapil peptid komplexeken alapuló szérum közvetlenül a hajhagymákra hat, hozzájárulva a gyökerek erősítéséhez és az aktív hajnövekedéshez. A réz-1 peptid és az adenozin kombinációja sejtszinten megfiatalítja a fejbőrt, növeli a sűrűséget és meghosszabbítja az egyes hajszálak életciklusának fázisát. A borostyánkősav és a mentol tonizálja a sejtlégzést és serkenti a vérkeringést, biztosítva a tápanyagok azonnali eljuttatását a hagymákhoz. A rozmaring kivonat és a búzafehérjék gyógyítják a fejbőrt, helyreállítják a sérült haj szerkezetét a tövénél és csökkentik azok törékenységét. A tejsavó rendszeres használata hatékonyan erősíti a hajhagymákat, megállítja a korai hajhullást és aktiválja az új, egészséges haj növekedését.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Permetezze a szérumot a fejbőrre.
2. Könnyű masszírozó mozdulatokkal dörzsölje be a bőrbe. Ne öblítse le.

ÓVINTÉZKEDÉSEK: Csak külső használatra. Vigye fel a fejbőrre és a szakállra. Ha irritált, hagyja abba a használatát. Az egyes összetevők egyéni intoleranciája lehetséges.

TÁROLÁS: száraz, fénytől védett helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 200 ml.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

TISZTÍTÓ GÉL PEELING FEJBŐRRE

Mély fejbőr tisztítás

Segít megelőzni a korpásodást

Serkenti a haj növekedését

Megújítja az epidermiszt

Aggodalmak: zsíros fejbőr, szennyeződés, viszketés, száraz bőr és hajlam a korpásodásra, a hajhagymák rossz táplálkozása.

ELŐNYÖK: a haj tovább marad tiszta és omlós a tövénél, gyökeres térfogatot kap, a haj növekedési folyamata felgyorsul.

ÖSSZETEVŐK: Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:
Tisztítás
1. A tejsav (tejsav) egy enyhe AHA sav, amely hámlasztja a keratinizált sejteket, finom megújulást és fényességet biztosít a hajnak a gyökereknél.
2. Glikolsav (Glycolic Acid) - az AHA-savak között a legkisebb molekula, aminek köszönhetően mélyebbre és gyorsabban behatol. Hatékonyan tönkreteszi az elhalt pikkelyek közötti fehérjekötéseket, megelőzve a hyperkeratosis megjelenését.
3. A szalicilsav (szalicilsav) az egyetlen BHA sav a készítményben. Zsírban oldódik, így képes behatolni a szőrtüszőbe és feloldja a faggyúdugókat (faggyú). Kulcsfontosságú összetevő a zsírtartalom elleni küzdelemben és a gyulladás megelőzésében.
4. Citromsav - segédhámlasztóként és pH-szabályozóként működik.

Párásítás és védelem
1. A hidroxietil-karbamid (Hydroxyethyl Urea) az egyik legjobb hidratáló komponens a kozmetikumokban. Megtartja a nedvességet az epidermisz mély rétegeiben, lágyítja a savak hatását és megakadályozza a feszesség érzését az eljárás után.
2. A Calendula Officinalis virágkivonat jól ismert nyugtató összetevő. Eltávolítja az irritációt, fertőtlenítő hatású és felgyorsítja a bőr mikrosérüléseinek regenerálódását.

Erősítse meg a hajat és serkenti a növekedést
1. Menthol + Mentha Piperita Oil (mentol és menta olaj) - kifejezett hűsítő hatást biztosít. Ez nem csak kellemes, hanem előnyös is: a mentol serkenti a szőrtüszők véráramlását, ami hozzájárulhat a haj erősítéséhez és növekedéséhez.

TULAJDONSÁGOK: Az AHA és BHA savak komplexén alapuló fejbőrtisztító gél mélyen megtisztítja a keratinizált sejteket, a felesleges faggyút és a hajformázó szer maradványokat, normalizálja a hidrolipid egyensúlyt és felkészíti a bőrt az intenzív ápolásra. A gél rendszeres használata hozzájárul a fejbőr állapotának javulásához, megakadályozza a kiszáradást és a hámlást, így a haj dúsabb és egészségesebb lesz.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. egyenletesen vigyen fel kis mennyiségű gélt a száraz vagy enyhén nedves fejbőrre a válaszfalak mentén.
2. Ujjpárnákkal gyengéden masszírozza 1-2 percig a készítmény egyenletes eloszlásához.
3. Hagyja hatni 5-10 percig (az első használatnál ajánlatos 5 perccel kezdeni).
4. alaposan öblítse le meleg vízzel samponnal. Használata heti 1-2 alkalommal javasolt.

ÓVINTÉZKEDÉSEK: Csak külső használatra. Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni. Az egyes összetevők egyéni intoleranciája lehetséges.

TÁROLÁS: száraz, fénytől védett helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 150 ml.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

SOLAR KRÉM SPF50+

UV védelem

Hidratál olajos fény nélkül

Segít megelőzni az életkorral összefüggő változásokat

Korrigálja a bőr tónusát

Aggodalmak: UV-sugárzás, fotoöregedés, pigmentfoltok, egyenetlen tónus, szárazság és napfény okozta bőrirritáció.

ELŐNYÖK: A bőr megbízhatóan védett a napfénytől, mélyen hidratált, sima tónusú és nincs kitéve a fotoöregedésnek.

ÖSSZETEVŐK: Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:

1. Kémiai fényvédő szűrők (Homosalate, Butyl Methoxydibenzoylmethane / Avobenzone) - hatékonyan elnyelik az ultraibolya fényt, megbízható védelmet nyújtva az UVA és UVB sugarak ellen (a fotoöregedés fő okai).
2. Niacinamide - erősíti a barrier funkciót, kiigazítja a tónust és javítja a bőr textúráját.
3. A növényi kivonatok komplexe (ázsiai centella, kamilla, zöld tea, gamamamelis és portulac kivonat) - gyengéden ápolja a bőrt, intenzíven nyugtat, enyhíti a bőrpírt és nem okoz irritációt.
4. Adenozin - öregedésgátló hatású, segít a ráncok kisimításában és a bőr rugalmasságának javításában.
5. Az E-vitamin (tokoferil-acetát) egy erős antioxidáns, amely emellett megvédi a sejteket a szabad gyököktől és a negatív környezeti hatásoktól.

TULAJDONSÁGOK: A fényvédő tejsavó gyengéden ápolja a bőrt, nyugtatja azt és megbízható védelmet nyújt az UVA és UVB sugarak ellen - a fényöregedés fő okai ellen. A növényi kivonatokon és niacinamidon alapuló formula intenzíven hidratálja a bőrt és kiegyenlíti a bőr tónusát anélkül, hogy irritációt okozna.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Vigye fel a krém-szérumot a száraz bőrre, és egyenletesen oszlassa el az arc és a nyak körül.
2. Hagyja a terméket 15 percig felszívódni.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Használat előtt allergiás teszt elvégzése javasolt.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. Ha a szem nyálkahártyáját éri, alaposan öblítse le vízzel.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 50 ml.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

SZÉRUM AZ EGYENLETES, SUGÁRZÓ BŐRTÓNÉRT

Egyenlíti a bőrtónust

Fokozza a ragyogást

Hidratálja

Erősíti a bőr védőrétegét

Aggodalmak: fakó arcszín, pigmentfoltok, egyenetlen tónus, kiszáradás, meggyengült védőréteg, rugalmasságvesztés.

ELŐNYÖK: A bőr simává, rugalmassá, ragyogóvá, hidratálttá válik, egyenletes tónusúvá válik.

ÖSSZETEVŐK: Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:
1. A C-vitamin (nátrium-aszkorbil-foszfát, aszkorbinsav) és a glutation egy erőteljes tandem, amely halványítja a pigmentációt, elősegíti a tónusok kiigazítását és egészséges ragyogást kölcsönöz a bőrnek.
2. Niacinamide - erősíti a barrier funkciót és javítja a bőr textúráját.
3. A hialuronsav hét formája - többszintű mély hidratálást biztosít, behatol az epidermisz különböző rétegeibe.
4. A ceramidok (NP, NS, AP, AS, EOP) és a tremella kivonat komplexe - táplálja a bőrt, hatékonyan helyreállítja és erősíti a védő lipidgátat.
5. Centella Asian (Madecassoside, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid) - intenzíven nyugtat, gyógyít és enyhíti a bőrpírt.

6. A növekedési faktorok komplexe (sh-Polypeptid/Oligopeptid) - beindítja a sejtek megújulását, serkenti a saját kollagén termelését, a liftingen dolgozik.
7. Vitaminkomplex (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - táplál, javítja az anyagcserét a sejtekben és visszaadja a bőr egészséges ragyogását.
8. Dexpanthenol - intenzíven gyógyít, nyugtat és helyreállítja a sérült hámréteget.

JELLEMZŐK: A glutationt, C-vitamint, niacinamidot és ázsiai centellát tartalmazó aktív komponensek komplexének köszönhetően a szérum segít kiigazítani a bőr tónusát és ragyogóvá teszi. A hialuronsav hét formája többszintű mélyhidratálást biztosít. A ceramidok és a tremella kivonat erősítik a védőgátat és táplálják a bőrt, simává, rugalmassá és ragyogóvá teszik.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Vigyen fel egy kis mennyiségű szérumot az arcára.
2. Hagyja a szérumot a bőrön, amíg teljesen fel nem szívódik.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Használat előtt allergiás teszt elvégzése javasolt.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. öblítse ki meleg vízzel, ha szembe kerül.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 30 ml.



PETIT RA
BŐRÁPOLÁS



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

ANTI-AGEING BŐRÁPOLÁS A PETIT RA-tól

Lassítja az öregedést

Intenzíven táplál és hidratál

Támogatja a regenerációt

Javítja a szilárdságot

Aggodalmak: az arcbőr öregedésének jelei, száraz bőr, nedvesség- és rugalmasságvesztés.

ELŐNYÖK: lassítja az öregedést, intenzíven táplál és hidratál, elősegíti a regenerációt, növeli a bőr feszességét és rugalmasságát.

ÖSSZETEVŐK: Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:
1. Hidrolizált kollagén - növeli a bőr feszességét és rugalmasságát, köszönhetően annak, hogy nedvességgel táplálja.
2. AcePep-6TM (acetilhexapeptid-8) - ezt a komponenst a Botox (Botoxin) hatékony helyettesítőjeként ismerik el, tökéletesen működik aráncok elleni küzdelemben. Emellett az izomösszehúzódások gyengítésével csökkenti a ráncok nyomait.
3. Palmitoyl tripeptide-5 - beindítja a kollagén szintézisét és segít helyreállítani a bőr szerkezetét.
4. A Hexapeptid-10 nélkülözhetetlen összetevő a bőr pH-egyensúlyának helyreállításához, növeli a bőr rugalmasságát, sűrűségét, tónusát.
5. Adenozin - gyulladáscsökkentő és ránctalanító, serkenti a kollagén szintézist és növeli a bőr rugalmasságát, valamint áteresztőképességét.
6. Centella Asiatic - regeneráló hatásáról ismert, levelében és szárában madecassosidot tartalmaz, amely segít megszüntetni az irritációt, a bőrpírt és a bőrkárosodást.

JELLEMZŐK: A szérum egyedülálló összetételű, rendkívül hatékony összetevőket tartalmaz a bőröregedés jeleinek leküzdésére. A peptidekből, kollagénből és hialuronsavból álló egyedülálló komplexum célja a bőr tökéletlenségei elleni küzdelem. Csökkenti a ráncokat is, érezhető lifting hatása van, javítja az arcszínt, helyreállítja a károsodásokat, ami pozitív hatással van a bőr általános állapotára.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:

Az első módszer: alaposan tisztítsa meg az arcbőrt, könnyű tapogató mozdulatokkal vigyen fel egy kis mennyiségű szérumot az arcra. Hagyja a szérumot a bőrön, amíg teljesen fel nem szívódik.

MÁSODIK MÓDSZER: alaposan tisztítsa meg az arcbőrt, vigyen fel mérsékelt mennyiségű terméket a száraz bőrre, és végezze el az eljárást a WAU arcmasszírozójával, hagyja a szérumot a bőrön, amíg teljesen fel nem szívódik.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Az allergiás reakciók elkerülése érdekében használat előtt javasolt tesztelni a terméket a könyökhajlat belső oldalán. Hagyja abba a használatát, ha irritációt vagy kiütést észlel.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. öblítse ki meleg vízzel, ha szembe kerül.
4. A termék használata után ajánlott SPF krémet felvinni a napfény elleni védelem érdekében.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 50 ml.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

KRÉM ÖREGEDÉSGÁTLÓ ÁPOLÁSHOZ PETIT RA őssejtjeivel

Lassítja az öregedést

Intenzíven táplál és hidratál

Támogatja a regenerációt

Javítja a szilárdságot

Aggodalmak: a bőr öregedésének jelei, a bőr rugalmasságának elvesztése.

ELŐNYÖK: lassítja az öregedést, intenzíven táplál és hidratál, elősegíti a regenerációt, növeli a bőr feszességét és rugalmasságát.

ÖSSZETEVŐK: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:

1. őssejttenyésztő táptalaj 2% - ráncok kisimítása.
2. Niacinamide - helyreállítja a bőr védő funkcióját.
3. Kaprilsav - bakteriosztatikus tulajdonságokkal rendelkezik.
4. Hialuronsav - felhalmozódik a nedvesség és megakadályozza a párolgást.
5. fagyöngy kivonat - antiszeptikus tulajdonságokkal rendelkezik.
6. Galactomyces (galactomyces ferment szűrlet) - tökéletesen hámlaszt és hidratál, hosszan tartó használat esetén pedig javítja a bőr textúráját, növeli

rugalmasságát és tónusát.
7. Az Acetyl Hexapeptide-8 (acetylhexapeptide-8) egy kis molekulatömegű peptid, amely könnyen behatol a bőrbe, szabályozza az adrenalin és a noradrenalin szekrécióját, ami segít kisimítani a ráncokat és növeli a bőr rugalmasságát.

JELLEMZŐK: A többfunkciós szérumkrém őssejtekből és 56 további aktív komponensből áll, amelyek kisimítják a ráncokat, feszesítik a bőrt, simává és ragyogóvá varázsolják. A krém IRB által jóváhagyott, 100%-ban hígítatlan humán őssejttenyésztő táptalajt használ, amely fontos szerepet játszik a sérült szövetek regenerálásában és a bőr rugalmasságának biztosításában.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. A krémszérum felvitele előtt alaposan tisztítsa meg az arcbőrt.
2. Vigye fel a szükséges mennyiségű terméket, és ujjpárnákkal masszírozza be a bőrt, amíg teljesen fel nem szívódik.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Az allergiás reakciók elkerülése érdekében használat előtt javasolt tesztelni a terméket a könyökhajlat belső oldalán. Hagyja abba a használatát, ha irritációt vagy kiütést észlel.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. öblítse ki meleg vízzel, ha szembe kerül.
4. A termék használata után ajánlott SPF krémet felvinni a napfény elleni védelem érdekében.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 40 g.



LIPO JEUNE

KRÉM A SZEM ALATT SÖTÉT KARIKÁKBÓL PETIT RA

Serkenti az őssejtek anyagcseréjét

Kisimítja a ráncokat

Javítja a szemkontúr állapotát és tónusát

Aggodalmak: Sötét karikák a szem alatt, az öregedés első jelei, ráncok.

ELŐNYÖK: javítja a szem körüli bőr tónusát, serkenti az őssejtek cseréjét, ami segít kisimítani a ráncokat, védi a bőrt a sérülésektől.

ÖSSZETEVŐK: Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:
1. Niacinamide - ez a fajta B3-vitamin kiváló fehérítő hatással rendelkezik, segít javítani a bőr tónusát, megelőzi a gyulladásokat és helyreállítja a bőr védőrétegét.
2. Bisabolol - blokkolja a melanin kombinálásának folyamatát, elnyomja annak termelését a korai szakaszban.
3. A WhiteTen™ (niacinamid, acetil-glükózamin, madecassoside, fehér eperfa kéreg kivonat, Malus pumila gyümölcskivonat, matsutake gomba kivonat, Oxalis triangularis kivonat, Camellia sinensis levél kivonat, Broussonetia kazinoki gyökér kivonat, Camellia japonica virágkivonat) egy egyedülálló fényesítő növényi komplex, amely 10 növényi kivonat alapján készült. Fehéríti és világosítja a bőrt azáltal, hogy gátolja a melanociták keratinocitákká történő átalakulását.
4. Edelweiss növényi őssejt - Az Edelweiss őssejttenyészet gazdag antioxidánsokban, amelyek elnyomják az oxidatív stresszt,

A kultúra hatékonyan csökkenti az irritációt és a bőrszövet regenerálódását.
5. A LotuStem™ (butilénglikol, víz, Andrographis paniculata kivonat) aktiválja a sejtosztódást.
6. AcePep-6TM (acetilhexapeptid-8) - ezt a komponenst a Botox (Botoxin) hatékony helyettesítőjeként ismerik el, tökéletesen működik a ráncok elleni küzdelemben. Emellett az izomösszehúzódások gyengítésével csökkenti a ráncok nyomait.
7. Hidrolizált kollagén - növeli a bőr rugalmasságát és sűrűségét, nedvességgel látja el.
8. Az Eosidin® (propándiol, víz, mandarin unshiu héj kivonata) egy egyedülálló komplexum, amely a citrusfélékben található antioxidánsoknak és flavonoidoknak köszönhetően gyulladáscsökkentő hatással bír.
9. Adenozin - gyulladáscsökkentő és öregedésgátló szerként működik, elősegíti a kollagén szintézist és javítja a bőr rugalmasságát.

JELLEMZŐK: A krém egyedülálló összetételű, melynek köszönhetően halványítja és tonizálja a szemkörnyéki bőrt, valamint kisimítja a ráncokat. Az Edelweiss kultúra kivonata és a szabadalmaztatott LotuStemTM serkenti az őssejtcserét azáltal, hogy elősegíti a szem körüli ráncok kisimítását, az FDA által jóváhagyott, 10 növényi kivonatot tartalmazó White Ten formula pedig javítja a szem körüli bőr tónusát.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. A krém felvitele előtt alaposan tisztítsa meg az arcbőrt.
2. Vigye fel a szükséges mennyiségű terméket, és ujjpárnákkal masszírozza be a bőrt, amíg teljesen fel nem szívódik.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Az allergiás reakciók elkerülése érdekében használat előtt javasolt tesztelni a terméket a könyökhajlat belső oldalán. Hagyja abba a használatát, ha irritációt vagy kiütést észlel.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. öblítse ki meleg vízzel, ha szembe kerül.
4. A termék használata után ajánlott SPF krémet felvinni a napfény elleni védelem érdekében.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 50 ml.



O2 DETOX CLEANSING GEL

OXIGÉN GÉL AZ ARCBŐR TISZTÍTÁSÁRA A PETIT RA-tól

Tisztít

Összehúzza a pórusokat

Megnyugtat

Javítja a szilárdságot

Aggodalmak: kitágult pórusok, fokozott faggyúkiválasztás.

ELŐNYÖK: Tisztít, szűkíti a pórusokat, növeli a rugalmasságot, nyugtat.

ÖSSZETEVŐK: Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:
1. Akrilát kopolimer - vékony réteget hoz létre a bőrön, ami növeli a tápanyagok tapadását/áteresztő képességét és tartós hatást fejt ki. Mosás után hidratálja és gyengéden becsomagolja a bőrt.
2. Cocamidopropylbetain - lágy habot hoz létre és tisztító ereje van.
3. A dinátrium-kókumfodiacetát egy gyengéd, nem irritáló tisztító összetevő, amely érzékeny bőrre is alkalmas.
4. Citromgyümölcs kivonat - gátolja a nedvesség elpárolgását, hozzájárulva a bőr hidratálásához. Nyugtató hatású, megelőzi a foltosodást és javítja a bőr tónusát.
5. Alma gyümölcs kivonat hazai - védi a bőrt az oxidációtól, világosabbá teszi a bőr tónusát.
6. Édes narancs gyümölcs kivonat - segít megvédeni a bőrt a szabad gyökök oxidációjától, ami a bőröregedés fő oka.

JELLEMZŐK: Ha oxigénnel kölcsönhatásba lép, a gél habot képez, és gyengéden hat a bőrre. Az eszköz hatékonyan küzd a szennyezés ellen, segít eltávolítani a sminket és a felesleges faggyút, szűkíti a pórusokat. A termék bármilyen bőrtípusra alkalmas, bármilyen korú nők számára ajánlott.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Vigyen fel egy kis mennyiséget a termékből az arc száraz bőrére, ügyelve a T-zónára.
2. Az oxigénbuborékok néhány másodpercen belül megjelennek, és 1 perc múlva a számuk eléri a maximumot. Sűrűbb hab kialakításához masszírozza be a bőrt ujjbegyével vagy ecsettel mosáshoz.

3. Mossa le alaposan vízzel. Váltson a szokásos nappali vagy éjszakai bőrápolásra.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Az allergiás reakciók elkerülése érdekében használat előtt javasolt tesztelni a terméket a könyökhajlat belső oldalán. Hagyja abba a használatát, ha irritációt vagy kiütést észlel.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. öblítse ki meleg vízzel, ha szembe kerül.
4. A termék használata után ajánlott SPF krémet felvinni a napfény elleni védelem érdekében.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 120 ml.



PAD CYPRESS TONIC

NYUGTATÓ KOZMETIKAI KORCSOK PETIT RA ARCÁHOZ

Tisztít | Hangok | Összehúzza a pórusokat | Megnyugtat | Hidratálja

Aggodalmak: kitágult pórusok, megnövekedett faggyúszint a bőrben, a bőr szárazságának és feszességének érzése.

ELŐNYÖK: tisztítás, tonizálás, pórusok szűkítése, nyugtató hatás, a bőr hidratálása.

ÖSSZETEVŐK: Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:

1. Az aloe vera levél kivonata puhítja és hidratálja a bőrt, helyreállítva annak szerkezetét. Segít megszabadulni a hámlástól és a kiszáradástól, valamint helyreállítja a napfény vagy egyéb irritáló hatások által károsodott bőrt.
2. Japán dioscorea gyökér kivonata - ellensúlyozza a bőr veszélyes elemeit, minimálisra csökkentve a problémás bőr károsodását.
3. Az Ulmus davidiana gyökérkivonat megnyugtatja az érzékeny bőrt és kiegyenlíti a bőrtónust.
4. A vad jamgyökér kivonata - antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, segít leküzdeni a pattanásokat és bármilyen típusú gyulladást, megfiatalítja a bőrt és növeli annak tónusát.
5. Ibolyavirág kivonat - véd a stressztől és az agresszív környezeti hatásoktól, védi és nyugtatja a bőrt, ragyogást és rugalmasságot kölcsönöz neki. Alkalmas gyulladt, problémás és hámló bőr ápolására.
6. Édesgyökér kivonat - világosítja a bőrt, küzd a szabad gyökök ellen, amelyek a bőr korai öregedésének okozói. Gyulladáscsökkentő és antiszeptikus tulajdonságokkal rendelkezik. Kiváló zsíros bőrre.
7. Gyógyszertári kamillavirág kivonat - hatékonyan nyugtatja és puhítja az érzékeny, pirosra hajlamos bőrt. Elnyomja az NF-KB fehérje aktiválódását, szabályozza a gyulladásos folyamatokat.
8. Ázsiai centella kivonat - A regeneráló hatásáról ismert növény levelében és szárában Madecassosidot tartalmaz, amely segít a kiürítésben.

irritáció, bőrpír és bőrkárosodás.
9. HerbExTM rozmaring kivonat (rozmaringlevél kivonat, víz, 1,3-butilénglikol) - védi a bőrt a szabad gyököktől - a bőr öregedésének fő okozója.

JELLEMZŐK: A ciprus alapú tápláló tonikkal átitatott kozmetikai arcpárnák tisztítják, megnyugtatják, hidratálják a bőrt, gyengéden és óvatosan eltávolítják a kozmetikummaradványokat és a szennyeződéseket. A lemez anyaga 100% pamut, mely kiváló illeszkedést biztosít. A puha anyag szorosan illeszkedik a bőrhöz, növelve a tonik hatékonyságát. Az aloe és az ázsiai centella felgyorsítja a bőrsejtek regenerálódását, tökéletesen megbirkózik az irritációval, megnyugtatja a bőrt ultraibolya fénynek való kitettség után, valamint segít a hideg expozíció és az arc szélégés esetén. A termék bármilyen bőrtípusra alkalmas, bármilyen korú nők számára ajánlott.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:

Az első módszer: vegye ki a betétet az edényből, és törölje le az arcbőrt a tisztításhoz.

MÁSODIK MÓDSZER: Vegye ki a betétet az edényből, és használja a WAU Sonic technológiás arcmasszírozójával a hatékonyabb tápanyag bejutáshoz.

Harmadik módszer: hetente 1-2 alkalommal használd maszkként. Helyezze a betéteket az arc kívánt területére 5-10 percre, majd távolítsa el a párnákat, és oszlassa el a maradék terméket a bőrön.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Az allergiás reakciók elkerülése érdekében használat előtt javasolt tesztelni a terméket a könyökhajlat belső oldalán.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. öblítse ki meleg vízzel, ha szembe kerül.
4. A termék használata után ajánlott SPF krémet felvinni a napfény elleni védelem érdekében.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 200 ml (70 db).



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

EMELŐ ARCPADOK A PETIT RA-tól

Megnyugtat

Javítja a bőr feszességét

Lifting hatás

Aggodalmak: száraz bőr, az öregedés első jelei.

ELŐNYÖK: Nyugtató, növeli a bőr rugalmasságát.

ÖSSZETEVŐK: Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:

1. Mandarin unshiu gyümölcs kivonat, grapefruit gyümölcs kivonat - nyugtatja a bőrt, növeli annak rugalmasságát, gyulladásgátló tulajdonságokkal rendelkezik, harcol a pigmentáció ellen, világosítja a bőrt.
2. A Sparassis crispa kivonat ellensúlyozza az UV sugárzás negatív hatásait, intenzíven hidratál, erősíti a védőfunkciókat, csökkenti a szövetek érzékenységét és segít megőrizni a bőr nedvességtartalmát.
3. A Sophora flavescens gyökérkivonat, a Suaeda japonica levelek/gyökerek/szárak fermentált kivonatának szűrlete, a Camellia sinensis levélkivonat és a citromgyümölcs kivonat nyugtatják a bőrt és erősítik annak természetes védőrétegét.
4. Az Andrographis paniculata kivonat támogatja a bőr rugalmasságát és a kollagén szintézist.
5. Fehér fagyöngy kivonat - eltávolítja a bőrön képződött aktív oxigént, megelőzi és lassítja a bőr öregedését, erősíti a bőrgátat.
6. 2 féle peptid (tripeptid-10 citrulin, tripeptid-1) - rugalmasabbá teszi a bőrt.
7. Adenozin - gyulladáscsökkentő és ránctalanító, serkenti a kollagén szintézist és növeli a bőr rugalmasságát, valamint áteresztőképességét.

8. Niacinamide - ez a fajta B3-vitamin kiváló fehérítő hatással rendelkezik, segít javítani a bőr tónusát, megelőzi a gyulladásokat és helyreállítja a bőr védőrétegét.

TULAJDONSÁGOK: A peptid komplexen alapuló lifting hatású tonikkal átitatott kozmetikai betétek az arcra, küzdenek a pigmentáció és az életkorral összefüggő bőrelváltozások ellen. A lemez anyaga 100% pamut, mely kiváló illeszkedést biztosít. A puha szövet szorosan tapad a bőrhöz, növelve a tonik hatékonyságát. A ginzeng gyökér kivonat a készítményben hozzájárul a ráncok kisimításához, megbirkózik az ultraibolya sugarak negatív hatásával, gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik. A termék bármilyen bőrtípusra alkalmas, bármilyen korú nők számára ajánlott.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:

Az első módszer: vegye ki a betétet az edényből, és törölje le az arcbőrt a tisztításhoz.

MÁSODIK MÓDSZER: Vegye ki a betétet az edényből, és használja a WAU Sonic technológiás arcmasszírozójával a hatékonyabb tápanyag bejutáshoz.

Harmadik módszer: hetente 1-2 alkalommal használd maszkként. Helyezze a betéteket az arc kívánt területére 10-20 percre, majd távolítsa el a párnákat, és kenje szét a maradék terméket a bőrön.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Az allergiás reakciók elkerülése érdekében használat előtt javasolt tesztelni a terméket a könyökhajlat belső oldalán.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. öblítse ki meleg vízzel, ha szembe kerül.
4. A termék használata után ajánlott SPF krémet felvinni a napfény elleni védelem érdekében.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 200 ml (70 db).



SOS BODY FIT

ANTICELLULIT KRÉM A PETIT RA-tól

Cél a cellulit

Fokozza az anyagcsere folyamatokat

Visszaállítja a feszességet

Javítja a rugalmasságot

Aggodalmak: cellulit, a test bőrének feszességének és rugalmasságának elvesztése, szárazság és merevség érzése.

ELŐNYÖK: megszünteti a narancsbőrt, felgyorsítja az anyagcsere folyamatokat, helyreállítja a bőr rugalmasságát és növeli annak rugalmasságát.

ÖSSZETEVŐK: Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:

1. Lactobacillus / szójabab fermentált kivonat - kiváló hidratálást biztosít.
2. Rizs kivonat - összetételében antocianint, C-vitamint és β-karotint tartalmaz, amelyek erős antioxidáns funkciókat látnak el. A rizshéjból nyert olaj hidratálja a bőrt és küzd a baktériumok ellen.
3. Vad szójabab kivonat - segíti a bőrsejtek regenerálódását, antioxidánsként működik, segít javítani a sejtek anyagcseréjét.
4. Indiai szezámmag kivonat - magasabb szelén-, tokoferol- és egyéb antioxidáns-tartalma van, mint a hagyományos szezám, ami lehetővé teszi a ráncok elleni küzdelmet és a bőr rugalmasságának erősítését.
5. Az egynyári napraforgómag olaja csillapítja a gyulladást és a bőrirritációt.
6. Olíva gyümölcsolaj - lassítja a bőr öregedését, védi az UV sugaraktól. Antioxidáns hatású, puhítja és hidratálja a bőrt, fokozza az immunműködést.
7. HerbExTM Zöld tea kivonat (butilénglikol, víz, tealevél kivonat (kínai kamélia) - antioxidáns, gyulladáscsökkentő hatású, küzd a ráncok ellen.

8. HerbExTM levendula kivonat (víz, butilénglikol, keskenylevelű levendula kivonat) - nyugtatja a bőrt, aktiválja a bőrsejtek életciklusát, ezáltal gyorsabban új bőrrétegbe kerülhetnek. Harcol a gyulladásos folyamatokkal és csökkenti a gyulladások számát.

TULAJDONSÁGAI: Az egyedülálló természetes komponenseken alapuló anticellulit modellező krém aktiválja az anyagcsere folyamatokat, elősegíti a bőr feszességét és rugalmasságát, javítja a nyirokáramlást és mélyen hidratál.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:

Az első módszer: zuhanyozz le egy bőrradír segítségével (a test azon területein, ahol masszírozni szeretnél). Vigye fel a krémet a problémás területekre, és masszírozza be EMS/RF testmasszírozóval. Fejezze be az eljárást LED terápiás masszázzsal. Kezével oszlassa el a krém maradványait, és hagyja a bőrön, amíg teljesen fel nem szívódik.

A második módszer: vigye fel a terméket a testre, és körkörös mozdulatokkal oszlassa el. Alkalmazása után érezhető melegséget fog érezni a bőrön. Sétáljon simogató mozdulatokkal a problémás területeken (például csípő, has, hát). Serkentse a vérkeringést úgy, hogy a bőrt kézzel szorítja, és olyan helyekre menjen, ahol korrekcióra van szükség. Hagyja a krém maradványait a bőrön, amíg teljesen fel nem szívódik. A krém maradványait alaposan mossa le a kezéről vízzel.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Az allergiás reakciók elkerülése érdekében használat előtt javasolt tesztelni a terméket a könyökhajlat belső oldalán. Hagyja abba a használatát, ha irritációt vagy kiütést észlel.
2. Tilos a krém használata terhesség alatt vagy szójaallergia fennállása esetén.
3. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
4. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. öblítse ki meleg vízzel, ha szembe kerül.
5. A termék használata után ajánlott SPF krémet felvinni a napfény elleni védelem érdekében.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 200 ml.



SPICULE EYE CREAM

KRÉM A SZEM KÖRÜLI BŐRRE A PETIT RA-tól

Lassítja az öregedést

Javítja a mikrokeringést

Antioxidáns hatás

Kisimítja a ráncokat

Aggodalmak: öregedés jelei, sötét karikák a szem alatt, ráncok.

ELŐNYÖK: lassítja az öregedést, javítja a mikrokeringést, antioxidáns hatású, elősegíti a bőr regenerálódását, fehéríti és kisimítja a ráncokat.

ÖSSZETEVŐK: Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK:

1. Niacinamide - ez a fajta B3-vitamin kiváló fehérítő hatással rendelkezik, emellett csökkenti a kitágult pórusok láthatóságát, hidratálja a bőrt és megakadályozza a pigmentfoltok megjelenését.
2. A STeMiNTM, az emberi őssejtek által kondicionált környezet, több mint 50 különböző növekedési faktort tartalmazó őssejtzsírokon keresztül fokozza a bőrfiatalítást.
3. A PDRN (polidezoxiribonukleotidok) az öregedéssel összefüggő bőrsejtek sérült DNS-ének helyreállításának építőköve. Bőrre alkalmazva segít szűkíteni a pórusokat, kisimítja a ráncokat és regenerálja a bőrt.
4. Hidrolizált kollagén - növeli a bőr rugalmasságát és sűrűségét, nedvességgel látja el.
5. HerbExTM Hyaluron (butilénglikol, víz, nátrium-hialuronát keresztpolimer) - A hialuronsav önmagánál 1000-szer nagyobb térfogatú vízmolekulákat képes megtartani, így óriási szerepe van a bőr védelmében, hidratálásában, síkosításában és erősítésében.

6. Az Eosidin® (propándiol, víz, mandarin unshiu héj kivonata) egyedülálló komplexum, amely a citrusfélékben található antioxidánsoknak és flavonoidoknak köszönhetően gyulladáscsökkentő hatással bír.
7. A LotuStem™ (butilénglikol, víz, Andrographis paniculata kivonat) aktiválja a sejtosztódást.
8. Super Centella (Madecassoside, Asiaticoside) - elősegíti a sejtek gyors szaporodását és a kollagén szintézisét a károsodás területén. Rendkívül hatékony irritáció, gyulladás ellen, elősegíti a korral járó bőr regenerálódását.
9. SUPER EGF (EGF - epidermális növekedési faktor, sh-oligopeptid-1) - az epidermális növekedési faktorral rendelkező peptidek hozzájárulnak a kollagént tartalmazó fibroblasztok szaporodásához és táplálják a bőrt.
10. AcePep-6TM (acetilhexapeptid-8) - ezt a komponenst a Botox (Botoxin) hatékony helyettesítőjeként ismerik el, tökéletesen működik a ráncok elleni küzdelemben. Emellett az izomösszehúzódások gyengítésével csökkenti a ráncok nyomait.
11. Adenozin - gyulladáscsökkentő és ránctalanító szerként működik, serkenti a kollagén szintézist és növeli a bőr rugalmasságát, valamint permeabilitását.

TULAJDONSÁGAI: A fiatalító szemkörnyékápoló krém természetes édesvízi szivacsok (spicules) mikrotűit tartalmaz, amelyek több ezer mikrocsatornát nyitnak meg a bőrben, így a krém hatóanyagai behatolnak a bőr legmélyebb rétegeibe és látható lifting hatást biztosítanak. A Micro Needling Treatment (fiatalítás mikrotűkkel) segít aktiválni a bőr helyreállító funkcióit az enyhe irritáció miatt.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Az eszközt 3-10 napos ciklusokban ajánljuk, 1-2 hetes intervallumokkal.
2. Vigyen fel kis mennyiségű terméket a száraz és megtisztított bőrre: a szem belső részétől a halántékig - először az alsó, majd a felső szemüreg csontjai mentén.
3. Oszd el a krémet és masszírozd az ujjpárnáiddal.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1. Az allergiás reakciók elkerülése érdekében használat előtt javasolt tesztelni a terméket a könyökhajlat belső oldalán. Hagyja abba a használatát, ha irritációt vagy kiütést észlel.
2. Ne vigye fel a terméket a bőr sérült területeire.
3. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. öblítse ki meleg vízzel, ha szembe kerül.
4. A termék használata után ajánlott SPF krémet felvinni a napfény elleni védelem érdekében.

TÁROLÁS: zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

TÉRFOGAT: 2 db 10 g-os csomag.



ÉTREND-KIEGÉSZÍ-TŐK



A + E COMPLEX

A- ÉS E-VITAMIN-KOMPLEX (LÁGY KAPSZULA, 700 mg)

Támogatja a csont-, izom- és idegrendszer működését

Támogatja a normál anyagcserét

Supports immunity

Egészséges haj, bőr és köröm

Aggodalmak: a bőr kiszáradása és hámlása, törékeny körmök és a körömlemezek természetes fényének elvesztése, gyengeség, csökkent immunitás.

ÖSSZETEVŐK: DL-alfa-tokoferil-acetát (E-vitamin), Finomított növényi olaj (napraforgó), Kapszulahéj (zselatin, glicerin (sűrítő), víz), A vitamin.

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
- Vitamin A - 2.6 mg
- Vitamin E - 100 mg

Használati utasítás: étkezés közben, vízzel lemosva.

AJÁNLOTT ADAG: 1 kapszula naponta 1 alkalommal Az A és E hipervitaminózis kialakulásának elkerülése érdekében ne lépje túl az ajánlott adagot.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (1 CAPSULE):
Vitamin A - 325%
Vitamin E - 1000%

AJÁNLOTT KÚRA: 2-3 hét. Ismételje meg évente 3-4 alkalommal 1-2 hónapos időközönként.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Túlérzékenység, A- vagy E-vitamin-túladagolás, 18 éves korig, várandósság vagy szoptatás.
2. Fokozott óvatosság szükséges tireotoxikózis, epehólyag-gyulladás vagy fokozott érpermeabilitással járó állapotok (például szívelégtelenség vagy krónikus glomerulonefritisz) esetén, továbbá májcirrózis, vírusos hepatitisz, veseelégtelenség, alkoholfüggőség, idős kor vagy hipoprotrombinémia esetén.

Elem típusa: zsírban oldódó.

Kölcsönösen kiegészítő elemek: koenzim Q10, vas, cink, C-vitamin.

Ellentmondó elemek: véralvadásgátlók. Vízben oldódó vitaminokkal kombinálva tartson 2-3 órás intervallumot.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



ALPHA LIPOIC ACID

ALFA-LIPONSAV (CELLULÓZKAPSZULA, 450 mg)

Támogatja a szív és a máj egészségét

Súlykontroll és anyagcsere támogatás

Lassítja az öregedést

Vércukor szabályozás

Aggodalmak: a szénhidrát- és lipidanyagcsere megsértése, oxidatív stressz, fáradtság és energiavesztés, lelassult anyagcsere.

ÖSSZETEVŐK: Mikrokristályos cellulóz (hordozó), Maltodextrin (hordozó), Alfa-liponsav, Zselatin kapszula, Szilícium-dioxid (csomósodásgátló).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
Alfa-liponsav - 100 mg

Használati utasítás: 1 kapszula naponta 1 alkalommal étkezés közben.

AJÁNLOTT ADAG: 1 kapszula naponta 1 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (1 CAPSULE):
Alpha-lipoic acid - 333%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) szükség esetén megismételhető.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Egyéni intolerancia az összetevőkre.
2. Terhesség, szoptatás.

Elem típusa: zsírsav.

Kölcsönösen kiegészítő elemek: koenzim Q10, vas, cink, C-vitamin.

KONFLIKTUS elemek: vércukorszintet csökkentő gyógyszerek, vas.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



ARTHRO ACTIVE

ÍZÜLETTÁMOGATÓ KOMPLEX (KEMÉNY ZSELATINKAPSZULA, 450 mg)

Az inak és szalagok helyreállítása sérülés vagy műtét után

Javítja az ízületek mozgékonyságát

Támogatja a porc helyreállítását

Erősíti a csontszövetet

Aggodalmak: kellemetlen érzés és fájdalom az ízületekben, a mozgások merevsége, a porcszövetek károsodása.

ÖSSZETEVŐK: Metil-szulfonil-metán, Hidrolizált hal kollagén, Kapszulahéj (zselatin), L - aszkorbinsav (C-vitamin), asztaxantin.

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
- Metil-szulfonil-metán - 250 mg
- Kollagén - 167,5 mg
- C-vitamin - 22,5 mg
- Asztaxantin - 0,5 mg

Alkalmazás: naponta 2 alkalommal vegyen be 2 kapszulát étkezés közben, vízzel.

AJÁNLOTT ADAG: 4 kapszula naponta.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN **(4 KAPSZULA):**
- Metil-szulfonil-metán - nincs meghatározva.
- Kollagén - nincs megállapítva.
- C-vitamin - 90%
- asztaxantin - 100%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét). Szükség esetén a kúra 3-4 hét elteltével megismételhető.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 80.

ELLENJAVALLATOK:
1. Egyéni intolerancia az összetevőkre.
2. Terhesség, szoptatás.

ELEM TÍPUSA:
- A metil-szulfonil-metán természetes kéntartalmú szerves anyag.
- A kollagén vízben oldódik.
- A C-vitamin vízben oldódik.
- Az asztaxantin zsírban oldódik.

Kölcsönösen kiegészítő elemek: omega-3, D-vitamin, kalcium

Ellentmondó elemek: véralvadásgátlók. A kiegészítő kevésbé jól szívódik fel, ha NSAID-okkal együtt szedik.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



B-COMPLEX

B-VITAMIN-KOMPLEX (KEMÉNY ZSELATINKAPSZULA, 360 mg)

Támogatja az energiaanyagcserét

Az idegrendszer támogatása

Egészséges haj, bőr és köröm

Támogatja a szívet és az ereket

Aggodalmak: fáradtság, gyengeség, a végtagok zsibbadása, szorongás, bőr-, haj- és nyálkahártya-problémák.

ÖSSZETEVŐK: Mikrokristályos cellulóz (hordozó), Kapszulahéj (zselatin), B8-vitamin (inozitol), B3-vitamin (nikotinamid), B5-vitamin (kalcium-D-pantotenát), B2-vitamin (riboflavin), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), B1-vitamin (tiamin-hidroklorid), B12-vitamin (cianokobalamin), B9-vitamin (folsav), B7-vitamin (biotin).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
- B8-vitamin - 50 mg
- B3-vitamin - 30 mg
- B5-vitamin - 8 mg
- B2-vitamin - 4 mg
- B6-vitamin - 4 mg
- B1-vitamin - 3 mg
- B9-vitamin - 0,4 mg

B7-vitamin - 0,15 mg
- B12-vitamin - 0,002 mg

Használati utasítás: 1 kapszula naponta 1 alkalommal étkezés közben.

AJÁNLOTT ADAG: 1 kapszula naponta 1 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN **(1 CAPSULE):**
B8-vitamin - 10%
B3-vitamin - 166,7%
B5-vitamin - 133,3%
B2-vitamin - 250%
B6-vitamin - 200%
B1-vitamin - 214%
B9-vitamin - 200%
B7-vitamin - 300%
B12-vitamin - 200%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) szükség esetén megismételhető.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Egyéni intolerancia az összetevőkre.
2. Terhesség, szoptatás.

Elem típusa: vízoldható.

Egymást kiegészítő elemek: magnézium, C-vitamin, cink, vas, kalcium, probiotikumok.

Konfliktusos elemek: koffein.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



BIOTIN

BIOTIN (KEMÉNY ZSELATINKAPSZULA, 385 mg)

Serkenti a haj növekedését

Erősíti a bőrt, a hajat és a körmöket

Segít fenntartani a stabil vércukorszintet

Aggodalmak: elvékonyodás és hajhullás, a körmök törékenysége és rétegződése, szárazság, bőrhámlás.

ÖSSZETEVŐK: Mikrokristályos cellulóz (hordozó), Zselatin kapszula (zselatin, cink-oxid - színező), Biotin (B7-vitamin), Kalcium-sztearát (csomósodásgátló).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
Biotin (B7-vitamin): 5000 µg

Használati utasítás: 1 kapszula naponta 1 alkalommal étkezés közben.

AJÁNLOTT ADAG: 1 kapszula naponta 1 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (1 CAPSULE):
Biotin (B7-vitamin) - 10000%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) szükség esetén megismételhető.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Fokozott érzékenység a termék összetevőivel szemben.
2. Terhesség, szoptatás időszaka.
3. Veseelégtelenség.

Elem típusa: vízoldható.

Kölcsönösen kiegészítő elemek: B-vitaminok, cink, szelén, magnézium.

Konfliktusos elemek: Nagy dózisú C-vitamin.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



CHLOROPHYLL

KLOROFILL (FOLYÉKONY KONCENTRÁTUM, 500 ml)

Antibakteriális hatás

Supports immunity

Támogatja az emésztőrendszer működését

Fiatalítás és méregtelenítés

Aggodalmak: a gyomor-bél traktus megsértése, az immunitás megsértése.

ÖSSZETEVŐK: Tisztított víz, Növényi glicerin (sűrítőanyag), Tween 60 (emulgálószer), Klorofillinek rézkomplexei (természetes élelmiszer-színezék), Kálium-szorbát (tartósítószer), Természetes borsmenta olaj.

A HATÓANYAG TARTALMA 1 ADATBAN (15 ml):
- **Klorofil - 50 mg**
- **Réz - 2 mg**

ALKALMAZÁS: Egy evőkanálnyit (15 ml) hígítson fel 100 ml vízben vagy gyümölcslében. Naponta 1 alkalommal, étkezés előtt 30 perccel fogyassza. Használat előtt rázza fel az üveget.

AJÁNLOTT ADAG: 1 adag (15 ml) naponta 1 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (15 ml):
- **Klorofil - 50%**
- **Réz - 200%**

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) szükség esetén megismételhető.

TÉRFOGAT: 500 ml.

ELLENJAVALLATOK:
1. Fokozott érzékenység a termék összetevőivel szemben.
2. Terhesség, szoptatás időszaka.
3. A szervezetben a rézfelesleggel járó betegségek.

Elem típusa: vízoldható.

Kölcsönös kiegészítő elemek: B-vitaminok, C-vitamin, probiotikumok.

Konfliktus elemek: kalcium, nagy dózisú vas.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



CHROMIUM PICOLINATE

KRÓM-PIKOLINÁT (CELLULÓZKAPSZULA, 410 mg)

Csökkenti a cukor utáni vágyat

Súly és anyagcsere támogatás

C-vitamin az optimális felszívódás érdekében

Aggodalmak: a szénhidrát- és lipid-anyagcsere megsértése, késleltetett anyagcsere, májbetegségek, megnövekedett koleszterinszint.

ÖSSZETEVŐK: Mikrokristályos cellulóz (hordozó), Cellulóz kapszula (hidroxipropilmetilcellulóz), L - aszkorbinsav (C-vitamin), Króm-pikolinát.

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
- C-vitamin - 60 mg
- Króm (III) - 250 µg

Alkalmazás: naponta 1 alkalommal, reggel, étkezés közben vegyen be 1 kapszulát vízzel.

AJÁNLOTT ADAG: 1 kapszula naponta.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (1 CAPSULE):
- **C-vitamin - 100%**
- **Króm (III) - 500%**

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) szükség esetén megismételhető.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Egyéni intolerancia az összetevőkre.
2. Terhesség, szoptatás időszaka.
3. A terméket nem 18 éven aluli személyeknek szánták.

ELEM TÍPUSA:
A króm ásványi anyag.
- A C-vitamin vízben oldódik.

Kölcsönösen kiegészítő elemek: alfa-liponsav, koenzim Q10, B-vitaminok, omega-3, magnézium.

EMLÉKEZTETŐ elemek: vércukorszintet csökkentő gyógyszerek, véralvadásgátlók, vérnyomás-csökkentő szerek.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



COENZYME Q10 — 100 MG

Q10 KOENZIM, 100 mg (KEMÉNY ZSELATINKAPSZULA, 450 mg)

Lassítja az öregedést

Erősíti a testet

Támogatja a regenerációt és a gyógyulást

Aggodalmak: életkorral összefüggő változások, csökkent terheléstűrés, izomgyengeség, fokozott fáradtság, csökkent teljesítmény.

ÖSSZETEVŐK: Karboxi-metil-cellulóz (hordozó), Ubikinon (koenzim Q10), Kapszula (zselatin, tisztított ivóvíz).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
Koenzim Q10 - 100 mg

Használati utasítás: Lehetőleg reggel, étkezés közben. A Q10 koenzim zsíros ételekkel együtt történő bevitele fokozhatja a felszívódását.

AJÁNLOTT ADAG: 1 kapszula naponta 1 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (1 CAPSULE):
Koenzim Q10 - 333%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) Ismételje meg évente 3-4 alkalommal 1-2 hónapos időközönként.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Fokozott érzékenység a termék összetevőivel szemben.
2. Terhesség, szoptatás időszaka.
3. Gyomorfekély, magas savasságú gyomorhurut.
4. A Q10 koenzim képes csökkenteni a vérnyomást, alacsony vérnyomású betegeknek óvatosan adható. Ez az anyag csökkentheti az amúgy is alacsony nyomást.

Elem típusa: zsírban oldódó.

Kölcsönösen kiegészítő elemek: C-, E-vitamin, Omega-3, alfa-liponsav és karnitin.

KONFLIKTUS elemek: A véralvadásgátlók, vérnyomáscsökkentők, bizonyos cukorbetegség elleni gyógyszerek és koleszterinszint-csökkentő Q10 koenzimmel kombinálva súlyos izomfájdalmat okozhatnak.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



GINSENG

NEOVITIN FORTE (TABLETTA, 750 mg)

Supports immunity

Támogatja a férfiak egészségét

Támogatja az agy működését és teljesítményét

Serkenti az antioxidáns enzimek termelését

Aggodalmak: életkorral összefüggő változások, fokozott fáradtság, csökkent hatékonyság, hipotenzió megelőzése, csökkent immunitás.

ÖSSZETEVŐK: Mikrokristályos cellulóz (töltőanyag), Ginzeng kivonat, Növényi eredetű kalcium-sztearát (csomósodást gátló szer), Rutin (P-vitamin), Nikotinamid (PP-vitamin), Ginzeng biomassza.

HATÓANYAG TARTALMA 1 TABLETTÁBAN:
- **Panaxoside - 3 mg**
- **Rutin - 2 mg**
- **Nikotinamid - 2 mg**

Használati utasítás: Naponta 3-szor 1 tabletta étkezés közben, este ne vegye be.

AJÁNLOTT ADAG: 1 tabletta naponta 3 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (3 TABLETTA):
Panaxoside - nincs megállapítva.
- **Rutin - 23%**
- **Nikotinamid - 30%**

AJÁNLOTT KÚRA: 2-3 hét, ha szükséges, ismételje meg 1 hónap múlva.

TABLETTÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 90 egység.

ELLENJAVALLATOK:
1. Fokozott érzékenység a termék összetevőivel szemben.
2. Terhesség, szoptatás időszaka.
3. Esti bevétel.
4. Fokozott idegi ingerlékenység, álmatlanság.
5. Vérnyomás emelkedés, szívbetegségek.
6. Súlyos érelmeszesedés.
7. Veseelégtelenség.

Elem típusa: Ginseng sejtkultúra.

Kölcsönös kiegészítő elemek: C, E vitaminok.

KONFLIKTÁLÓ elemek: véralvadásgátlók, vérnyomáscsökkentő szerek.

ELTARTHATÓSÁG: 3 év.



GLUCOSAMINE

GLÜKÓZAMIN KONDROITINNAL (KEMÉNY ZSELATINKAPSZULA, 1100 mg)

Csökkenti az ízületi gyulladást

Javítja az ízületek rugalmasságát és mozgékonyságát

Aggodalmak: kellemetlen érzés és fájdalom az ízületekben, a mozgások merevsége.

ÖSSZETEVŐK: Glükózamin-hidroklorid, kondroitin-szulfát, Kapszulahéj (zselatin, titán-dioxid (festék)), Magnézium-sztearát (csomósodásgátló).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
- **Glükózamin - 465 mg**
- **Kondroitin - 360 mg**

Használati utasítás: étkezés közben, vízzel lemosva.

AJÁNLOTT ADAG: 1 kapszula naponta 3 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (3 KAPSZULA):
- **Glükózamin - 199%**
- **Kondroitin - 180%**

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) A kúra 2 hetes szünet után megismételhető.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. A termék fő és kiegészítő összetevőivel szembeni túlérzékenység.
2. A gyógyszert nem szabad kagylóallergiában szenvedő betegeknek felírni, mivel a hatóanyag (glükózamin) kagylóból és rákfélékből származik.
3. Gyermekkor.
4. Terhesség és szoptatás időszaka.

Elem típusa: vízoldható.

Kölcsönös kiegészítő elemek: omega-3, D-vitamin, kalcium.

Ellentmondó elemek: antikoagulánsok, a glükózamin rosszabbul szívódik fel, ha NSAID-okkal együtt szedik.

ELTARTHATÓSÁG: 3 év



IRON CHELATE

KELÁTOS VAS (20 PEZSGŐTABLETTA TUBUSONKÉNT, 3,8 g)

Csökkenti a fáradtságot és növeli a teljesítményt

Támogatja az immunrendszer aktivitását

Fenntartja a normál vas-, ferritin- és hemoglobinszintet

Aggodalmak: gyengeség, álmosság, fokozott fáradtság, csökkent étvágy.

ÖSSZETEVŐK: glükóz, Vízmentes citromsav (savasságszabályozó), Nátrium-hidrogén-karbonát (savasságszabályozó), Vas-biszglicinát, Természetes alma aroma, Polietilénglikol (stabilizátor), Aszpartám (édesítőszer). Fenilalanin forrást tartalmaz.

HATÓANYAG TARTALMA 1 TABLETTÁBAN:
vas - 14 mg

Használati utasítás: reggel éhgyomorra vagy ebédre, vízzel, almával vagy narancslével lemosva.

AJÁNLOTT ADAG: 1 tabletta naponta 1 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (1 TABLETTA):
vas - 100%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) Ismételje meg évente 3-4 alkalommal 1-2 hónapos időközönként.

TABLETTÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 20 darab.

ELLENJAVALLATOK:
1. Nem vashiány okozta vérszegénység.
2. Vastúlterhelés jelei (hemosiderosis, hemochromatosis).
3. A vashasznosítás folyamatának megsértése.
4. Terhesség I trimesztere.
5. fokozott érzékenység a hatóanyaggal szemben.

Elem típusa: ásványi.

Kölcsönösen kiegészítő elemek: A-, B3-, C-vitamin, réz, folsav.

Ellentmondó elemek: cink, magnézium, króm, kalcium, E-vitamin.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



IRON CHELATE BISGLYCINATE

KELÁTOS VAS (CELLULÓZKAPSZULA, 450 mg)

Csökkenti a fáradtságot és növeli a teljesítményt

Támogatja az immunrendszer aktivitását

Fenntartja a normál vas-, ferritin- és hemoglobinszintet

Aggodalmak: gyengeség, álmosság, fokozott fáradtság, csökkent étvágy.

ÖSSZETEVŐK: Mikrokristályos cellulóz (hordozó), Vas-biszglicinát, zselatin, Aszkorbinsav (C-vitamin), Réz-glükonát, Szilícium-dioxid (csomósodásgátló), Cianokobalamin (B12-vitamin).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
- Vas - 14 mg
- Réz - 1,5 mg
- C-vitamin - 60 mg

B12-vitamin - 4,5 mcg

Használati utasítás: reggel.

AJÁNLOTT ADAG: férfiaknak napi 1 kapszula, nőknek napi 2 kapszula.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN
(1 CAPSULE):
1 kapszula
- Vas - 143%
- Réz - 150%
- C-vitamin - 100%

B12-vitamin - 450% 2 kapszula
- Vas - 286%
- Réz - 300%

C-vitamin - 200%
B12-vitamin - 900%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) Ismételje meg évente 3-4 alkalommal 1-2 hónapos időközönként.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Nem vashiány okozta vérszegénység.
2. Vastúlterhelés jelei (hemosiderosis, hemochromatosis).
3. A vashasznosítás folyamatának megsértése.
4. Terhesség I trimesztere.
5. fokozott érzékenység a hatóanyaggal szemben.

Elemek típusa: vitaminok és ásványi anyagok.

ELTARTHATÓSÁG: 3 év.



KELP SEA IODINE

TENGERI BARNAMOSZATBÓL SZÁRMAZÓ JÓD (TABLETTA, 700 mg)

Szabályozza a faggyútermelést

Antioxidáns hatás

Támogatja a szövetek regenerálódását

Támogatja a nemi hormonok termelését

Aggodalmak: életkorral összefüggő változások, csökkent immunitás, hormonális zavarok.

ÖSSZETEVŐK: L - tirozin, szárított hínár (por), Mikrokristályos cellulóz (E460i, hordozó), szelenometionin.

HATÓANYAG TARTALMA 1 TABLETTÁBAN:
- **Jód - 400 µg**
- **Tirozin - 330-380 mg**
- **Szelén - 65 µg**

Használati utasítás: 1 tabletta naponta kétszer étkezés közben.

AJÁNLOTT ADAG: 1 tabletta naponta 2 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN **(2 TABLETTA):**
- Jód - 533%
- Tirozin - 15,7-17,3%

Szelén - 173% férfiaknál, 236% nőknél

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) szükség esetén folytatható.

TABLETTÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Fokozott érzékenység a termék összetevőivel szemben.
2. Terhesség, szoptatás időszaka.
3. Olyan állapotok, amelyekben a jódkészítmények ellenjavallt.
4. Pajzsmirigy túlműködés.
5. Szubakut pajzsmirigygyulladás.
6. Vese- és májelégtelenség.

Elem típusa: mikrotápanyag.

Kölcsönösen kiegészítő elemek: B-vitaminok, magnézium, cink.

Konfliktus elemek: antioxidánsok.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



KRILL OIL

KRILLOLAJ (LÁGY KAPSZULA, 700 mg)

Egészséges bőr, köröm és haj

Támogatja az agyműködést

Szív és érrendszer egészsége

Supports immunity

Aggodalmak: törékeny körmök és haj, fénytelen bőr, fáradtság, csökkent immunitás, figyelem és memória romlása.

ÖSSZETEVŐK: Atlanti krill olaj, Shell (zselatin marhahús, nedvességmegtartó szer glicerin, tisztított víz).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
- Krill olaj - 500 mg
- EPA - 60 mg
- DHA - 30 mg
- Asztaxantin - 150 µg
- Foszfolipidek - 100 mg

Használati utasítás: 1 kapszula naponta háromszor étkezés közben.

AJÁNLOTT ADAG: 1 kapszula naponta 3 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN **(3 KAPSZULA):**
Krill olaj - nincs megállapítva.
- EPA - 30%
- DHA - 12,9%
- Asztaxantin - 22,5%
- Foszfolipidek - 4,3%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) szükség esetén megismételhető.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 90 egység.

ELLENJAVALLATOK:
1. Allergiás reakciók a tenger gyümölcseire.
2. 3 év alatti gyermekek.
3. Egyéni intolerancia a terméket alkotó anyagokkal szemben.
4. Vérzés vagy véralvadási zavar.
5. Bronchiális asztma.

6. Májbetegség.
7. A gyomor-bél traktus különböző patológiái az akut vagy krónikus időszakban.
8. Posztoperatív idő.
9. A műtét utáni rehabilitációs időszak alatt állóknak, vagy különböző etiológiájú sérüléseik vannak, a krillolaj szedésének megkezdése vagy folytatása előtt tanácsos orvoshoz fordulni.

ELEM TÍPUS: PUFA.

Egymást kiegészítő elemek: kollagén, kalcium, magnézium, koenzim Q10, lecitin, A, E, B, C, D vitaminok.

Konfliktuselemek: csökkenti a vas, a réz és a cink biohasznosulását, 2-3 óra eltéréssel vegye be.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



L-CARNITINE

L-KARNITIN (KEMÉNY ZSELATINKAPSZULA, 840 mg)

Csökkenti a fáradtságot

Javítja az anyagcserét

Aggodalmak: gyors fáradtság, csökkent hatékonyság, túlsúly, nehéz felépülés fizikai megerőltetés után.

ÖSSZETEVŐK: L-karnitin-tartarát, Héj (zselatin, ételfesték (titán-dioxid)), Magnézium-sztearát (csomósodásgátló).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
L - karnitin - 540 mg

Használati utasítás: reggel éhgyomorra, meleg vagy hideg vízzel lemosva.

AJÁNLOTT ADAG: 1 kapszula naponta 1 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (1 CAPSULE):
L - karnitin - 180%

AJÁNLOTT KÚRA: 4-6 hét. A kúra 2-8 hetes szünet után megismételhető.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Fokozott érzékenység a termék összetevőivel szemben.
2. Terhesség, szoptatás időszaka.
3. Pajzsmirigy alulműködés.

Elem típusa: aminosav.

Kölcsönös kiegészítő elemek: omega-3.

Ellentmondó elemek: véralvadásgátlók, nagy dózisú kalcium és vas.

ELTARTHATÓSÁG: 3 év.



LIPOSOMAL VITAMIN C

LIPOSZÓMÁS C-VITAMIN (KEMÉNY ZSELATINKAPSZULA, 700 mg)

Supports immunity

Antioxidáns hatás

Támogatja a normál oxidációs folyamatokat

Aggodalmak: csökkent hatékonyság, letargia, gyengeség, álmosság, fertőzésekkel szembeni ellenálló képesség csökkenése, különböző betegségekben a gyógyulás lassulása.

ÖSSZETEVŐK: Nátrium-aszkorbát (E301), Mikrokristályos cellulóz (E460i, hordozó), Rutin (japán Sophora kivonat (Latin Sophorae Japonica), kalcium-sztearát (E470a, stabilizátor), liposzómás C-vitamin por, kapszula (hidroxipropilmetilcellulóz (E464, sűrítő) vagy zselatin).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
- **C-vitamin - 500 mg**
- **Rutin - 25 mg**

Használati utasítás: 1 kapszula naponta 1 alkalommal étkezés közben.

AJÁNLOTT ADAG: 1 kapszula naponta 1 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (1 CAPSULE):
- **C-vitamin - 833 százalék**
- **Rutin - 83%**

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) szükség esetén folytatható.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Fokozott érzékenység a termék összetevőivel szemben.
2. Nephrolithiasis.
3. hemochromatosis (vasfelesleg).
4. Nagy adagok nem írhatók fel fokozott véralvadási hajlam, tromboflebitisz vagy trombózishajlam, illetve cukorbetegség vagy magas vércukorszinttel járó állapot esetén.

Elem típusa: vízoldható.

Kölcsönös kiegészítő elemek: A, E, B5, B9 vitaminok.

Konfliktusos elemek: B1-, B12-vitamin, réz.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



MAGNESIUM CHELATE + B6

KELÁTOS MAGNÉZIUM + B6 (KEMÉNY ZSELATINKAPSZULA, 870 mg)

- Csökkenti az idegrendszer ingerlékenységét
- Segít megelőzni az izomgörcsöket
- Támogatja a normál szív- és érrendszeri működést
- Növeli az állóképességet és a teljesítményt

Aggodalmak: fokozott ingerlékenység, memóriazavar, alvászavar, görcsök, izomgyengeség, szívritmuszavarok, szédülés.

ÖSSZETEVŐK: Magnézium-biszglicinát (kelát), Mikrokristályos cellulóz (hordozó), Zselatin kapszula, Piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
- **Magnézium - 104 mg**
- **B6 - 1,5 mg**

Használati utasítás: 2 kapszula naponta kétszer étkezés közben.

AJÁNLOTT ADAG: 4 kapszula naponta.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (4 KAPSZULA):
Magnézium - 104%
- **B6 - 300%**

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) szükség esetén megismételhető.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 80.

ELLENJAVALLATOK:
1. Hatóanyagokkal szembeni túlérzékenység.
2. Terhesség és szoptatás időszaka.
3. Súlyos veseelégtelenség (kreatinin-clearance kevesebb, mint 30 ml/perc).
4. 6 év alatti gyermekek (a hatékonyság és a biztonságosság nincs megállapítva).
5. Örökletes galaktosémia, glükóz és galaktóz felszívódási zavar vagy laktázhiány (a termék összetételében a laktóz jelenléte miatt).
6. Levodopa egyidejű alkalmazása.

ELEM TÍPUSA:
A magnézium ásványi anyag.
• A B6 egy vízben oldódó vitamin.

Kölcsönös kiegészítő elemek: B2-B12, D vitaminok.

KONFLIKTUS elemek: B1-, E-vitamin, vas, foszfor, nagy adag kalcium, néhány antibiotikum (tetra-ciklin).

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



MAGNESIUM 4.0

MAGNÉZIUMKOMPLEX (CELLULÓZKAPSZULA, 876 mg)

Mély relaxáció és stressz támogatás

Energia és izomműködés

Támogatja a szívet és az ereket

Emésztési egészség és gyengéd tisztítás

Aggodalmak: fokozott ingerlékenység, memóriazavar, alvászavar, görcsök, izomgyengeség, szívritmuszavarok, szédülés.

ÖSSZETEVŐK: Magnézium-citrát, magnézium-biszglicinát, Növényi kapszula (hidroxi-propil-metil-cellulóz hordozó), magnézium-malát, magnézium-taurát, Paradicsom gyümölcspor, Sztearinsav magnézium sója (csomósodást gátló szer), Piridoxal-5-foszfát.

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
- **Magnézium - 100 mg**
- **B6 - 0,25 mg**

ÖSSZETEVŐ TARTALMA (mg) 1 KAPSZULÁNKÉNT	
Magnézium-citrát 365	
Magnézium-biszglicinát 146	
Magnézium-malát 110	
Magnézium-taurát 110	

Felhasználási javaslat: 1 kapszula naponta kétszer étkezés közben.

AJÁNLOTT ADAG: 2 kapszula naponta.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (2 KAPSZULA):
- **Magnézium - 50%**
- **B6 - 30%**

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) szükség esetén megismételhető.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Egyéni intolerancia az összetevőkre.
2. Terhes és szoptató nők orvosi javaslatra és felügyelet mellett.

ELEM TÍPUSA:
A magnézium ásványi anyag.
• A B6 egy vízben oldódó vitamin.

Kölcsönös kiegészítő elemek: B2-B12, D vitaminok.

KONFLIKTUS elemek: B1-, E-vitamin, vas, foszfor, nagy adag kalcium, néhány antibiotikum (tetra-ciklin).

ELTARTHATÓSÁG: 3 év.



MEN'S FORMULA

MULTIVITAMIN-KOMPLEX FÉRFIAKNAK (CELLULÓZKAPSZULA, 580 mg)

Korrigálja a vitamin- és ásványianyag-hiányt.

Támogatja a vitalitást és az energiát

Támogatja az idegrendszert és a megismerést

Támogatja a férfiak egészségét

Antioxidáns védelem és immunerősítés

Erősíti a csontokat és a fogakat

Aggodalmak: csökkent immunitás, általános gyengeség, fokozott ingerlékenység, memóriazavar, alvászavarok.

ÖSSZETEVŐK: Magnézium-citrát, L - aszkorbinsav (C-vitamin), Hidroxi-propil-metil-cellulóz (kapszula), Kalcium-karbonát, Inozitol, Citrus bioflavonoidok, Kálium-citrát, Ginzeng kivonat, Szója izoflavonok, Szilícium-dioxid (csomósodásgátló), Cink-citrát, Nikotinamid (niacin), Magnézium-sztearát (csomósodásgátló), DL - alfa-tokoferol (E-vitamin), Riboflavin (B2-vitamin), Tiamin-hidroklorid (B1-vitamin), Piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), D - kalcium-pantotenát (pantoténsav), mangán-glükonát, Réz-glükonát, likopin, Kalcium-L-metilfolát (folsav), Króm-pikolinát, D - biotin (B7-vitamin), Retinol (A-vitamin), Kálium-jodid, molibdén-glicinát, L - szelenometionin, Metilkobalamin (B12-vitamin), Kolekalciferol (D3-vitamin).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:

- A-vitamin - 0,055 mg
- C-vitamin - 100 mg
- D3-vitamin - 0,0035 mg
- E-vitamin - 3,33 mg
- B1-vitamin - 2,5 mg
- B2-vitamin - 3,0 mg

B3-vitamin - 6,67 mg

- B6-vitamin - 2,0 mg
- Folsav - 0,3 mg
- B12-vitamin - 0,0045 mg
- Biotin - 0,075 mg
- Pantoténsav - 2,0 mg
- Kalcium - 100 mg
- Magnézium - 133,3 mg
- Cink - 6,67 mg
- Szelén - 0,02 mg
- Réz - 0,5 mg
- Mangán - 0,67 mg
- Króm - 0,125 mg

• Molibdén - 0,02 mg
• Inozitol - 33,3 mg
• Szójabab izoflavonjai - 8,35 mg
• Likopin - 0,33 mg

Alkalmazás: a nap első felében 2 alkalommal vegyen be 1 kapszulát.

AJÁNLOTT ADAG: 2 kapszula naponta.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN
(2 KAPSZULA):
• A-vitamin - 14%
C-vitamin - 33%
D3-vitamin - 140%
E-vitamin - 66%
B1-vitamin - 357%
B2-vitamin - 375%
B3-vitamin - 74%
B6-vitamin - 200%
folsav - 300%
B12-vitamin - 900%
• Biotin - 300%
• Pantoténsav - 67%
• kalcium - 20%
• Magnézium - 67%
• Cink - 89%
• Szelén - 57%
• Réz - 100%
• mangán - 67%
• Króm - 500%
• Molibdén - 57%
• Inozitol - 13%
• szójabab izoflavonjai - 33%
• likopin - 13%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) szükség esetén megismételhető.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Az étrend-kiegészítő bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység.
2. Fokozott idegi ingerlékenység vagy álmatlanság.
3. Magas vérnyomás, szívritmuszavar vagy súlyos érelmeszesedés.
4. Esti bevétel.

Elemek típusa: vitaminok és ásványi anyagok.

ELTARTHATÓSÁG: 3 év.



NMN

NMN (CELLULÓZKAPSZULA, 550 mg)

Öregedésgátló ápolás

Támogatja a sejtjavítást

Stimulálja az energiatermelést

Fokozza az anyagcserét

Aggodalmak: életkorral összefüggő változások, energia- és teljesítményhiány, megkésett anyagcsere.

ÖSSZETEVŐK: Nikotinamid-mononukleotid (NMN), Hidroxi-propil-metil-cellulóz (kapszulahéj), Mikrokristályos cellulóz (hordozó), kvercetin, Resveratrol, Magnézium-sztearát (csomósodásgátló), B12-vitamin (metil-kobalamin).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
NMN (nikotinamid-mononukleotid) - 250 mg
- Kvercetin - 50 mg
- Resveratrol - 50 mg
- B12-vitamin (metilkobalamin) - 8 µg

ALKALMAZÁS: Lehetőleg reggel, éhgyomorra vegye be. A készítmény serkenti a központi idegrendszert és az energiatermelést, ezért a reggeli bevétel segíthet elkerülni az alvászavarokat.

AJÁNLOTT ADAG: 1 kapszula naponta 1 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN
(1 CAPSULE):
NMN (nikotinamid-mononukleotid) - nincs megállapítva.
- kvercetin - 167%
- Resveratrol - 167%

B12-vitamin (metilkobalamin) - 800%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) szükség esetén megismételhető.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Egyéni intolerancia az összetevőkre.
2. Terhesség, laktációs időszak.
3. Esti bevétel.

AJÁNLOTT ÉLETKOR: Kiegészítő 18 éves kortól szedhető, de 35-40 éves korban válik különösen fontossá a szervezet számára.

KAPSZULATÍPUS: HPMC-kapszula.

Egymást kiegészítő elemek: Resveratrollal, kvercetinnel, B-vitaminokkal és Q10 koenzimmel kombinálva.

ELTARTHATÓSÁG: 3 év.



OMEGA-3 + VITAMIN D3

OMEGA-3 + D3 (LÁGY KAPSZULA, 700 mg)

Támogatja a mozgásszervi egészséget

Supports immunity

Javítja a teljesítményt

Támogatja a normál koleszterinszintet

Támogatja a normál szív- és érrendszeri működést

Aggodalmak: száraz bőr, szemek, rendszeres fáradtság, csökkent teljesítmény, immunitási problémák, törékeny csontok, gyengeség.

ÖSSZETEVŐK: Óceáni halolaj, Héj (zselatin, glicerin sűrítő, víz), D3-vitamin (kolekalciferol), Vegyes tokoferolok (antioxidáns).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
• Többszörösen telítetlen omega 3 zsírsavak: 450 mg
Omega 3 - 350 mg (EPA és DHA összege)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg
• D3-vitamin - 0,025 mg

Használati utasítás: a nap első felében éhgyomorra vagy étkezés után fél órával, meleg vagy hideg vízzel lemosva.

AJÁNLOTT ADAG: 1 kapszula naponta 1-2 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN
(1 CAPSULE):
• Omega-3 PUFA-k - 22,5%
• EPA - 42%
• DHA - 14,3%
D3-vitamin - 250%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) Ismételje meg évente 3-4 alkalommal 1-2 hónapos időközönként.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Allergiás reakciók a tenger gyümölcseire.
2. 3 év alatti gyermekek.
3. Egyéni intolerancia a terméket alkotó anyagokkal szemben.

4. Vérzés vagy véralvadási zavar.
5. Bronchiális asztma.
6. Májbetegség.
7. A gyomor-bél traktus különböző patológiái az akut vagy krónikus időszakban.
8. Posztoperatív idő.
9. A műtét utáni rehabilitációs időszak alatt állók, illetve különböző etiológiájú sérülések esetén javasoljuk, hogy a felvétel megkezdése vagy újrakezdése előtt forduljanak orvoshoz.
10. D-vitamin hipervitaminózis.
11. Hypercalciuria.
12. , urolithiasis.
13. Szarkoidózis.
14. Akut krónikus máj- és vesebetegségek, veseelégtelenség.
15. A tüdőtuberkulózis aktív formája.

Elem típusa: PUFA + zsírban oldódó vitamin.

Kölcsönösen kiegészítő elemek: kollagén, kalcium, magnézium, foszfor, koenzim Q10, lecitin, B, C, K2 vitaminok.

Ellentmondó elemek: Az Omega-3 csökkenti a vas, a réz és a cink biohasznosulását, 2-3 óra eltéréssel vegye be; A D3-vitamin ütközik az A-, E-vitaminnal.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



OMEGA-3 90%

OMEGA-3 90 % (LÁGY KAPSZULA, 700 mg)

Támogatja a normál koleszterinszintet

Javítja a teljesítményt

Támogatja a normál szív- és érrendszeri működést

Aggodalmak: száraz bőr, szem, rendszeres fáradtság, csökkent teljesítmény, immunitási problémák, gyengeség.

ÖSSZETEVŐK: Halolaj, Héj (zselatin, glicerin sűrítő, víz), Tokoferolok antioxidáns keveréke (antioxidáns).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
• Többszörösen telítetlen omega 3 zsírsavak: 450 mg
Omega 3 - 350 mg (EPA és DHA összege)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg

Használati utasítás: a nap első felében éhgyomorra vagy étkezés után fél órával, meleg vagy hideg vízzel lemosva.

AJÁNLOTT ADAG: 1 kapszula naponta 1-3 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (3 KAPSZULA):
• Omega-3 PUFA-k - 1350%
• EPA - 750%
DHA - 300%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) Ismételje meg évente 3-4 alkalommal 1-2 hónapos időközönként.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Allergiás reakciók a tenger gyümölcseire.
2. 3 év alatti gyermekek.
3. Egyéni intolerancia a terméket alkotó anyagokkal szemben.
4. Vérzés vagy véralvadási zavar.
5. Bronchiális asztma.
6. Májbetegség.

7. A gyomor-bél traktus különböző patológiái az akut vagy krónikus időszakban.
8. Posztoperatív idő.
9. A műtét utáni rehabilitációs időszak alatt állóknak, vagy különböző etiológiájú sérüléseik vannak, az omega-3 szedésének megkezdése vagy folytatása előtt tanácsos orvoshoz fordulni.

ELEM TÍPUS: PUFA.

Egymást kiegészítő elemek: kollagén, kalcium, magnézium, koenzim Q10, lecitin, A, E, B, C, D vitaminok.

Konfliktuselemek: csökkenti a vas, a réz és a cink biohasznosulását, 2-3 óra eltéréssel vegye be.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



OMEGA-3 60% MINI

OMEGA-3 60 % (LÁGY KAPSZULA, 300 mg)

Elnyomja a stresszhormonokat

Támogatja a normál koleszterinszintet

Támogatja a normál szívműködést

Aggodalmak: száraz bőr, szemek, rendszeres fáradtság és gyengeség, csökkent teljesítmény, immunitási problémák.

ÖSSZETEVŐK: Halolaj, héj (zselatin, glicerin sűrítő, víz), Vegyes tokoferolok (antioxidáns).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
• Többszörösen telítetlen omega 3 zsírsavak: 300 mg
Omega 3 - 275 mg (EPA és DHA összege)
• EPA - 165 mg
DHA - 110 mg

Használati utasítás: a nap első felében éhgyomorra vagy étkezés után fél órával, meleg vagy hideg vízzel lemosva.

AJÁNLOTT ADAG: 2 kapszula naponta 1-3 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (2 KAPSZULA):
• Omega-3 PUFA-k - 30%
• EPA - 55%
DHA - 31%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) Ismételje meg évente 3-4 alkalommal 1-2 hónapos időközönként.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Allergiás reakciók a tenger gyümölcseire.
2. 3 év alatti gyermekek.
3. Egyéni intolerancia a terméket alkotó anyagokkal szemben.
4. Vérzés vagy véralvadási zavar.
5. Bronchiális asztma.
6. Májbetegség.

7. A gyomor-bél traktus különböző patológiái az akut vagy krónikus időszakban.
8. Posztoperatív idő.
9. A műtét utáni rehabilitációs időszak alatt állóknak, vagy különböző etiológiájú sérüléseik vannak, az omega-3 szedésének megkezdése vagy folytatása előtt tanácsos orvoshoz fordulni.

ELEM TÍPUS: PUFA.

Egymást kiegészítő elemek: kollagén, kalcium, magnézium, koenzim Q10, lecitin, A, E, B, C, D vitaminok.

Konfliktuselemek: csökkenti a vas, a réz és a cink biohasznosulását, 2-3 óra eltéréssel vegye be.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



PROBIOTIC COMPLEX

PROBIOTIKUM-KOMPLEX VITAMINOKKAL (KEMÉNY ZSELATINKAPSZULA, 788 mg)

Támogatja az anyagcserét és az energiatermelést

Támogatja az immunrendszert

Antioxidáns védelem

Támogatja és helyreállítja az egészséges bélflórát

Aggodalmak: emésztési zavarok, legyengült immunitás, stressz és megnövekedett terhelés, kiegyensúlyozatlan táplálkozás.

ÖSSZETEVŐK: maltodextrin, Zselatin kapszula (zselatin), L - aszkorbinsav, Cink-biszglicinát, száraz tokoferil-acetát 50%, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum subsp. Longum, Bifidobacterium animalis subsp. Lactis, nikotinamid, Sztearinsav magnézium sója (csomósodást gátló szer), Kalcium-pantotenát, Piridoxin-hidroklorid, riboflavin.

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
Lactobacillus acidophilus - $2*10^9$ CFU
Bifidobacterium longum subsp. longum - $2*10^9$ CFU
Bifidobacterium animalis subsp. lactis - $2*10^9$ CFU
- C-vitamin - 45 mg
- Cink - 12,3 mg
- E-vitamin - 10 mg
- B3-vitamin - 18 mg
- B5-vitamin - 5 mg
- B6-vitamin - 2 mg
- B2-vitamin - 1,6 mg

Használati utasítás: 1 kapszula naponta 1 alkalommal étkezés közben.

AJÁNLOTT ADAG: 1 kapszula naponta 1 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN **(1 CAPSULE):**
- Lactobacillus acidophilus - 4000%
- Bifidobacterium longum subsp. longum - 400%
- Bifidobacterium animalis subsp. lactis - 400%
- C-vitamin - 75%
- Cink - 82%
- E-vitamin - 100%

B3-vitamin - 100%
B5-vitamin - 83%
B6-vitamin - 100%
B2-vitamin - 100%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) szükség esetén megismételhető.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Egyéni intolerancia az összetevőkre.
2. Terhesség, szoptatás.

ELTARTHATÓSÁG: 3 év.



VITAMIN C

C-VITAMIN (20 PEZSGŐTABLETTA TUBUSONKÉNT, 3,8 g)

Supports immunity

Antioxidáns hatás

Támogatja a normál oxidációs folyamatokat

Aggodalmak: csökkent hatékonyság, letargia, gyengeség, álmosság, fertőzésekkel szembeni ellenálló képesség csökkenése, különböző betegségekben a gyógyulás lassulása.

ÖSSZETEVŐK: glükóz, C-vitamin (L-aszkorbinsav), Savanyúságot szabályozó anyagok: nátrium-hidrogén-karbonát, Vízmentes citromsav, Polietilénglikol stabilizátor, Természetes aroma "narancs", Aszpartám édesítőszer, Természetes színezék: Riboflavin. Cukrot és édesítőszert tartalmaz. Fenilalanin forrást tartalmaz.

HATÓANYAG TARTALMA 1 TABLETTÁBAN:
C-vitamin - 900 mg

Használati utasítás: reggel 30 perccel reggeli előtt, vízzel lemosva.

AJÁNLOTT ADAG: 1 asztal naponta 1 alkalommal.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (1 TABLETTA):
C-vitamin - 1500%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) Ismételje meg évente 3-4 alkalommal 1-2 hónapos időközönként.

TABLETTÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 20 darab.

ELLENJAVALLATOK:
1. Fokozott érzékenység a termék összetevőivel szemben.
2. Nephrolithiasis.
3. hemochromatosis (vasfelesleg).
4. Nagy adagok nem írhatók fel fokozott véralvadási hajlam, tromboflebitisz vagy trombózishajlam, illetve cukorbetegség vagy magas vércukorszinttel járó állapot esetén.

Elem típusa: vízoldható.

Kölcsönös kiegészítő elemek: A, E, B5, B9 vitaminok.

Konfliktusos elemek: B1-, B12-vitamin, réz.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



VITAMIN D3

D3-VITAMIN, 2000 NE (LÁGY KAPSZULA, 700 mg)

Supports immunity

Támogatja a mozgásszervi egészséget

Aggodalmak: törékeny csontok, csontritkulás, csökkent immunitás.

ÖSSZETEVŐK: Növényi olaj (olíva), Shell (zselatin, glicerin (sűrítő), víz), D3-vitamin (kolekalciferol), Tokoferolok keveréke (antioxidáns).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
D3-vitamin - 50 mcg

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: lehetőleg reggel étkezés közben, meleg vagy hideg vízzel lemosva.

AJÁNLOTT ADAG: 1 kapszula naponta.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (1 CAPSULE):
D3-vitamin - 500%

AJÁNLOTT KÚRA: 2-3 hónap (8-12 hét) Ismételje meg 6-12 hónapos időközönként.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 90 egység.

ELLENJAVALLATOK:
1. Fokozott érzékenység a termék összetevőivel szemben.
2. D-vitamin hipervitaminózis.
3. Hypercalciuria.
4. Húgyúti kövek.
5. Szarkoidózis.
6. Akut krónikus máj- és vesebetegségek, veseelégtelenség.
7. A tüdőtuberkulózis aktív formája.

Elem típusa: zsírban oldódó.

Kölcsönösen kiegészítő elemek: kalcium (a D3-mal kombinálva legalább 2 órás időközönként), foszfor, magnézium, omega-3, K2-vitamin.

Konfliktusos elemek: vas, A-, E-vitamin.

ELTARTHATÓSÁG: 3 év.



VITAMIN D3 SPRAY

D3-VITAMIN, 2000 NE (SPRAY, 30 ml)

Supports immunity

Támogatja a mozgásszervi egészséget

Aggodalmak: törékeny csontok, csontritkulás, csökkent immunitás.

ÖSSZETEVŐK: Finomított növényi olaj, Természetes ízesítő, Kolekalciferol (D3-vitamin).

A HATÓANYAG TARTALMA 1 NYOMÁSSAL:
D3-vitamin - 50 mcg

Alkalmazás: használat előtt rázza fel az üveget. Naponta 1 adagot (az adagoló 1 lenyomása) fújjon a nyelve alá étkezés közben, lehetőleg reggel.

AJÁNLOTT ADAG: 1 csap naponta.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (1 LENYOMÁS AZ ADAGOLÓN):
D3-vitamin - 1000%

AJÁNLOTT KÚRA: 1-2 hónap (4-8 hét). Szükség esetén a kúra megismételhető.

TÉRFOGAT: 30 ml.

ELLENJAVALLATOK:
1. Fokozott érzékenység a termék összetevőivel szemben.
2. D-vitamin hipervitaminózis.
3. Hypercalciuria.
4. Húgyúti kövek.
5. Szarkoidózis.
6. Akut krónikus máj- és vesebetegségek, veseelégtelenség.
7. A tüdőtuberkulózis aktív formája.
8. Az összetevők egyéni intoleranciája.

Elem típusa: zsírban oldódó.

Kölcsönösen kiegészítő elemek: kalcium (a D3-mal kombinálva legalább 2 órás időközönként), foszfor, magnézium, omega-3, K2-vitamin.

Konfliktusos elemek: vas, A-, E-vitamin.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



WOMEN'S FORMULA

MULTIVITAMIN-KOMPLEX NŐKNEK (CELLULÓZKAPSZULA, 580 mg)

Korrigálja a vitamin- és ásványianyag-hiányt.

Javítja az anyagcserét

Támogatja a hormonális egyensúlyt és a nők egészségét

Erősíti a csontokat és a fogakat

Fenntartja az egészséges bőrt, hajat és körmöket

Támogatja az idegrendszert és csökkenti a stresszt

Aggodalmak: csökkent immunitás, általános gyengeség, fokozott ingerlékenység, memóriazavar, alvászavarok.

ÖSSZETEVŐK: Kalcium-karbonát, Kapszula összetétel: hidroxi-propil-metil-cellulóz (Shell), Magnézium-citrát, L - aszkorbinsav (C-vitamin), Kálium-citrát, Inozitol, Citrus bioflavonoidok, Kolin-bitartarát (kolin), Amerikai ginzeng kivonat, Máriatövis kivonat, Angelica gyökér kivonat, Medveszőlő kivonat, Szilícium-dioxid (csomósodásgátló), Nikotinamid (niacin), Vas-biszglicinát, Cink-citrát, Magnézium-sztearát (csomósodásgátló), DL - alfa-tokoferol (E-vitamin), D - kalcium-pantotenát (pantoténsav), Tiamin-hidroklorid (B1-vitamin), Riboflavin (B2-vitamin), Piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), mangán-glükonát, Réz-glükonát, Retinol (A-vitamin), Króm-pikolinát, Kalcium-L-metilfolát (folsav), Kálium-jodid, L - szelenometionin, D - biotin (biotin), molibdén-glicinát, Menakinon (K2-vitamin), Kolekalciferol (D3-vitamin), Metilkobalamin (B12-vitamin).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:

- A-vitamin - 0,1 mg
- C-vitamin - 80 mg
- D3-vitamin - 0,003 mg
- E-vitamin - 3,33 mg

B1-vitamin - 1,0 mg
B2-vitamin - 1,0 mg

- B3-vitamin - 6,5 mg
- B6-vitamin - 1,0 mg
- Folsav - 0,05 mg
- B12-vitamin - 0,003 mg
- Biotin - 0,015 mg
- Pantoténsav - 2,0 mg
- Kolin - 30,0 mg
- Kalcium - 100,0 mg
- Vas - 6,0 mg
- Jód - 0,05 mg
- Magnézium - 100,0 mg

• Cink - 5,0 mg
• Szelén - 0,02 mg
• Réz - 0,5 mg
• Mangán - 0,65 mg
• Króm - 0,05 mg
• Molibdén - 0,015 mg
• Inozitol - 30,0 mg

Alkalmazás: a nap első felében 2 alkalommal vegyen be 1 kapszulát.

AJÁNLOTT ADAG: 2 kapszula naponta.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN **(2 KAPSZULA):**
• A-vitamin - 25%
C-vitamin - 267%
D3-vitamin - 120%
E-vitamin - 67%
B1-vitamin - 143%
B2-vitamin - 125%
B3-vitamin - 72%
B6-vitamin - 100%
• Folsav - 50%
B12-vitamin - 600%
• Biotin - 60%
• Pantoténsav - 67%
• Kolin - 12%
• kalcium - 20%
• Vas - 86%
• Jód - 67%
• Magnézium - 50%
• Cink - 67%
• Szelén - 57%
• Réz - 100%
• mangán - 65%
• Króm - 200%
• Molibdén - 43%
• Inozitol - 12%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) szükség esetén megismételhető.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Az étrend-kiegészítő bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység.
2. Fokozott idegi ingerlékenység vagy álmatlanság.
3. Magas vérnyomás, szívritmuszavar vagy súlyos érelmeszesedés.
4. Esti bevétel.
5. Terhes és szoptató nők orvosi javaslatra és felügyelet mellett.

Elemek típusa: vitaminok és ásványi anyagok.

ELTARTHATÓSÁG: 3 év.



ZINC PICOLINATE

CINK-PIKOLINÁT (KEMÉNY ZSELATINKAPSZULA, 350 mg)

Szabályozza a faggyútermelést

Támogatja a nemi hormonok termelését

Erősíti a szív- és érrendszert

Támogatja a szövetek regenerálódását

Aggodalmak: csökkent immunitás, zsíros fény és gyulladás a bőrön, a férfiak egészségi állapotának romlása.

ÖSSZETEVŐK: Mikrokristályos cellulóz (E460i, hordozó), cink-pikolinát, Kapszula (hidroxi-propil-metil-cellulóz (E464, sűrítő) vagy zselatin).

HATÓANYAG TARTALOM 1 KAPSZULÁBAN:
Cink - 21,9 mg

Használati utasítás: Napi 1 kapszula éhgyomorra.

AJÁNLOTT ADAG: 1 kapszula naponta.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (1 CAPSULE):
cink - 146%

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) szükség esetén megismételhető.

KAPSZULÁK SZÁMA CSOMAGONKÉNT: 60.

ELLENJAVALLATOK:
1. Egyéni intolerancia az összetevőkre.
2. Terhesség, szoptatás időszaka.
3. Veseelégtelenség.

Elem típusa: ásványi.

Kölcsönös kiegészítő elemek: B, C vitaminok, magnézium.

Konfliktusos elemek: nagy dózisú vas, kalcium.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.



COLLAGEN

GRÁNÁTALMAÍZŰ KOLLAGÉNZSELÉ (30 DB 20 g-OS TASAK)

Erősíti a kötőszövetet

Egészséges bőr, haj és köröm

Lassítja az öregedést

Javítja a bőr tónusát és feszességét

AGGONDOK: kiszáradás, bőr kiszáradása, törékeny száraz haj, hajlamos a kihullásra és metszésre, izom- és ízületi fájdalmak, ráncok.

ÖSSZETEVŐK: Gránátalmalé koncentrátum, Víz, Hal kollagén, Élelmiszer-gél (szentjánoskenyérgumi, xantángumi, glükóz, agar-agar, tamarindgumi), Aszkorbinsav, Mesterséges gránátalma aroma, Hialuronsav.

A HATÓANYAG TARTALMA 1 RÁCSBAN:
- Hal kollagén - 2000 mg
- C-vitamin - 100 mg
- Hialuronsav - 15,2 mg

Használati utasítás: étkezéstől és napszaktól függetlenül.

AJÁNLOTT ADAG: Napi 1-2 rúd.

A NAPI REFERENCIA BEVÉTEL SZÁZALÉKA AZ AJÁNLOTT NAPI ADAGOLÁSBAN (2 bot):
Kollagén - nincs megállapítva.

AJÁNLOTT KÚRA: 1 hónap (4 hét) Ismételje meg 1 hónapos időközönként.

ELLENJAVALLATOK:
1. Allergia vagy túlérzékenység a termék összetevőivel szemben.
2. Terhesség, szoptatás időszaka.

Elem típusa: vízoldható.

Egymást kiegészítő elemek: C-vitamin, koenzim Q10, omega-3.

Konfliktuselemek: Nincsenek ajánlások.

ELTARTHATÓSÁG: 2 év.