ԱԱՍ

Կատալոգ դիստրիբյուտորների համար

Գեղեցկության սարքեր 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153

MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
Տե՛ս մերսման գծերի պատկերը 196

Աքսեսուարներ 197

RENGA 199

WAU

Մաշկի խնամք 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

PETIT RA

Մաշկի խնամք 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

Սննդային հավելումներ 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN’S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN’S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



ԱԱՐՔԵՐ



AI NEW - ԱՉՔԻ ԽՆԱՄՔԻ ՄԵՐՍՈՒՄՈՂ

Աչքի ուրվագծի խնամք

Հարթեցնում է կնճիռները

Նվազեցնում է այտուցը և մուգ շրջանակները

ՄԱՇԿԻ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. մուգ շրջանակներ, արտահայտման գծեր, ծերացման վաղ նշաններ, այտուցվածություն, ձանձրալի մաշկ, աչքերի տակի պարկեր և ագռավի ոտքեր:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ:

Քաշ: 94 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

EMS: Էլեկտրական մկանային խթանումը հասնում է մկանային շերտին և խթանում կծկումները՝ օգնելով վերացնել մաշկը, խթանել կոլագենի և էլաստինի արտադրությունը, բարելավել ամրությունն ու առաձգականությունը և նվազեցնել այտուցը:

RF - Ռադիոհաճախական էներգիա, որը տաքացնում է մաշկի խորը շերտը (դերմիսը) մինչև մոտ 40-55 °C, ինչը խթանում է կոլագենի արտադրությունը և բարձրացնում մաշկի առաձգականությունը: Որոշ դեպքերում ջերմությունը կարող է արագացնել նաև ճարպային բջիջների նյութափոխանակությունը (օրինակ՝ երկրորդ կզակի հատվածում): Տնային սարքերում մաշկի մակերեսի ջերմաստիճանը սովորաբար 38-45 °C է՝ անվտանգ օգտագործման համար:

ԿԱՐՄԻՐ ԼՈՒՅՍ. Խթանում է արյան շրջանառությունը, ունի հակաբորբոքային ազդեցություն, օգնում է նվազեցնել այտուցն ու ցավը և պայծառացնում է պիգմենտացիան: Հարմար է մաշկի բոլոր տեսակների համար: Կարմիր լույսը թափանցում է ավելի խորը, քան մյուս բաց գույները և գործում է ֆիբրոբլաստների՝ կոլագեն արտադրող բջիջների վրա՝ օգնելով երիտասարդացնել մաշկը և վերացնել ծերացման նշանները:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Լիցքավորման տակդիր հարմար պահեստավորման և լիցքավորման համար:
2. Կառավարում մեկ կոճակով: Միացնելու համար սեղմած պահեք կոճակը: Սա օգնում է կանխել սարքի պատահական միացումը տեղափոխման ընթացքում:
3. Երկու ռեժիմ՝ EMS + կարմիր լույս և RF + կարմիր լույս:
4. Ռեժիմի ցուցիչներ՝ կարմիր RF-ի համար; կապույտ EMS-ի համար:
5. Բուժման գլուխը թեքված է հատուկ աչքի եզրագծի տարածքի համար:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՆԵՐ.
1. Սարքը միացնելու համար սեղմեք և պահեք միացման կոճակը:
2. Սարքն ունի երկու ռեժիմ՝ RF + կարմիր լույս և EMS + կարմիր լույս: Սեղմեք հոսանքի կոճակը՝ ռեժիմները փոխելու համար: Կարմիր ցուցիչը ցույց է տալիս RF + կարմիր լույս; կապույտ ցուցիչը ցույց է տալիս EMS + կարմիր լույսը:
3. Սեղմեք և պահեք միացման կոճակը՝ սարքն անջատելու համար:
4. Սարքն ինքնաբերաբար անջատվում է 10 րոպե շարունակական օգտագործումից հետո:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.

RF + ԿԱՐՄԻՐ ԼՈՒՅՍԻ ՌԵԺԻՄ
1. Սեղմեք և պահեք միացման կոճակը, այնուհետև ընտրեք RF + կարմիր լույս (կարմիր ցուցիչ):
2. Քսեք հաղորդիչ մերսման գելը և սարքի աշխատանքային մակերեսը հպեք մաշկին: Դանդաղ շարժեք մերսման գծերով՝ ակնակապճի եզրով աչքի ներքին անկյունից դեպի արտաքին անկյունը, այնուհետև արտաքին անկյունից դեպի դուրս: Յուրաքանչյուր 2 րոպեն մեկ անցեք մյուս աչքին: Նշում: Սարքի ռադիոալիքները տաքացնում են դերման: Այրվածքից խուսափելու համար սարքը շարժման մեջ պահեք և մի՛ պահեք մաշկի նույն հատվածում: Սարքը յուրաքանչյուր 10 վայրկյանը մեկ ձայնային ազդանշանով հիշեցնում է այն շարժելու մասին:

EMS + ԿԱՐՄԻՐ ԼՈՒՅՍԻ ՌԵԺԻՄ
1. Սեղմեք և պահեք միացման կոճակը, այնուհետև ընտրեք EMS + կարմիր լույս (կապույտ ցուցիչ):
2. Կիրառեք հաղորդիչ մերսման գել: Բուժման գլուխը դրեք մաշկին և դանդաղ շարժվեք մերսման գծերի երկայնքով ուղեծրի ոսկորի կամ հոնքերի ոսկորի վրայով՝ աչքի ներսից մինչև արտաքին անկյուն: Ամեն 2 րոպեն մեկ անցեք մյուս աչքին:

Բուժման հաճախականությունը և տեւողությունը.

Մաշկի տեսակ / խնդիր	ՇԱԲԱԹ 1	ՇԱԲԱԹ 2	ՇԱԲԱԹ 3	ՇԱԲԱԹ 4	ՀԵՏՈ
ԱՉՔԵՐԻ ՏԱԿ ՈՒԽՏԸ / Մուգ ՇՐՋԱՆՆԵՐ	Երեկոյան՝ քնելուց առաջ: EMS՝ 5-7 րոպե (3-3.5 րոպե՝ յուրաքանչյուր աչքին): RF՝ 5-7 րոպե (3-3.5 րոպե՝ յուրաքանչյուր աչքին): Օրը մեջ:	Երեկոյան՝ քնելուց առաջ: EMS՝ 5-7 րոպե (3-3.5 րոպե՝ յուրաքանչյուր աչքին): RF՝ 5-7 րոպե (3-3.5 րոպե՝ յուրաքանչյուր աչքին): Օրը մեջ:	1 շաբաթյա ընդմիջում (առնվազն 5 օր):	Կրկնել.	2 շաբաթյա դասընթաց: 1 շաբաթ ընդմիջում. Կրկնել 2-շաբաթյա դասընթացը: Շարունակեք այս ցիկլը:
ՉՈՐ / ԱՏՈՆԱԿԱՆ ՄԱՇԿ	Առավոտյան. RF՝ 7 րոպե (3,5 րոպե մեկ աչքի համար): EMS՝ 2-3 րոպե (1,5 րոպե մեկ աչքի համար): 3 օրը մեկ անգամ:	Առավոտյան. RF՝ 7 րոպե (3,5 րոպե մեկ աչքի համար), 3 օրը մեկ անգամ: EMS՝ 2-3 րոպե (1,5 րոպե մեկ աչքի համար), շաբաթական ոչ ավելի, քան 3 անգամ:	Առավոտյան. RF՝ 7 րոպե (3,5 րոպե մեկ աչքի համար), օրական: EMS՝ 2-3 րոպե (1,5 րոպե մեկ աչքի համար): Ռեժիմները կարող են օգտագործվել առանձին: Ոչ ավելի, քան շաբաթական 3 անգամ:	1 շաբաթ ընդմիջում.	Կրկնել 4-շաբաթյա դասընթացը 2 ամսվա ընթացքում: Վերցրեք 1 ամիս ընդմիջում: Կրկնել 4-շաբաթյա դասընթացը 2 ամսվա ընթացքում:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Եթե ունեք բժշկական հակացուցումներ, օգտագործելուց առաջ խորհրդակցեք մաշկաբանի հետ:
2. Մի օգտագործեք, եթե զգայուն եք լույսի նկատմամբ:
3. Չօգտագործել ճաքած մաշկի, բաց վերքերի, մաշկային հիվանդությունների, ծանր պզուկների, արևայրուքների կամ մաշկի վարակների դեպքում:
4. Մի օգտագործեք վերին կամ ստորին կոպերի, ակնագնդի կամ աչքի լորձաթաղանթի վրա:
5. Մի օգտագործեք խալերի, գորտնուկների, ներաճած մազերի կամ գրգռված մաշկի վրա:
6. Մի օգտագործեք սարքը. դա կարող է առաջացնել բակտերիալ խաչաձև վարակ և լուրջ վարակ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Լիցքավորման մալուխը չոր պահեք: Սարքը մի ընկղմեք ջրի մեջ:
2. Մի լիցքավորեք այնտեղ, որտեղ սարքը կարող է թրջվել, օրինակ՝ լոգարանում, ցնցուղի տարածքում կամ լողավազանի մոտ:
3. Սարքը կրակի մեջ մի գցեք:
4. Սարքը լիցքավորեք միայն փաթեթում ներառված մալուխով:
5. Վնասվածքներից խուսափելու համար դադարեցրեք սարքի օգտագործումը, եթե դրա պարագաները կամ լիցքավորման մալուխը վնասված են:
6. Եթե լիցքավորման մալուխը վնասված է, փոխարինեք այն օրիգինալ մալուխով՝ վտանգներից խուսափելու համար:
7. Լիովին լիցքավորեք առնվազն 2 ամիսը մեկ անգամ՝ մարտկոցի կյանքը երկարացնելու համար:
8. Սարքը նախատեսված չէ մինչև 12 տարեկան երեխաների կամ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր կարողություններով կամ անբավարար փորձով և գիտելիքներով մարդկանց համար, բացառությամբ հսկողության:
9. Մի օգտագործեք տեսանելիորեն վնասված սարք: Մի փորձեք այն ինքնուրույն ապամոնտաժել կամ վերանորոգել. դա կարող է հանգեցնել աչքի կամ մաշկի լուրջ վնասվածքների, էլեկտրական ցնցումների կամ մահվան:

10. Օգտագործեք միայն նախատեսվածի համաձայն և սույն հրահանգներին համապատասխան:
11. Լիցքավորման, օգտագործման և պահպանման համար առաջարկվող ջերմաստիճանը՝ 5-35 °C:
12. Մի օգտագործեք, եթե վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում կատարել եք կոսմետիկ պրոցեդուրաներ, ներառյալ քիմիական կամ մեխանիկական պիլինգ, լազերային վերականգնում, ֆրակցիոն լազերային բուժում, մեսոթերապիա, ֆիլերներ կամ դեմքի ուրվագծային այլ պրոցեդուրաներ:

ՓԱԹԵԹՈՒՄ՝ (1) մերսիչ, (2) լիցքավորման տակդիր, (3) USB-C լիցքավորման մալուխ, (4) պահպանման պայուսակ, (5) մաքրող անձեռոցիկ, (6) հրահանգներ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 40 min

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 10 min

RF ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: 1MHz

EMS հաճախականությունը: 20 kHz

EMS ԸՆԹԱՑԻԿ: 166 mA

ԿԱՐՄԻՐ LED լույսի ալիքի երկարություն: 630 nm

ԱԼԻՔԻ ՁԵՎ: երկֆազ սիմետրիկ ուղղանկյուն ալիքի ձև

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX4



AKARI - ԱՉՔԻ ԽՆԱՄՔԻ ՄԵՐՍՈՒՄՈՂ

Բարձրացնում է աչքի ուրվագիծը

Նվազեցնում է կնճիռները

Նվազեցնում է այտուցը

Պայծառացնում է մուգ շրջանակները

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ դեմքի կնճիռներ («ագռավի ոտքեր»), կնճիռներ աչքերի շուրջը, կոպերի մաշկի առաձգականության և թուլացածության կորուստ, մուգ շրջանակներ, առավոտյան այտուց, այտուց (աչքերի տակի «պայուսակներ», մկանային լարվածություն և աչքերի հոգնածություն էկրանի հետևում երկարատև աշխատանքից հետո:

ՆՅՈՒԹԵՐ. ABS պլաստիկ, PC պլաստիկ, ցինկի խառնուրդ (էլեկտրոդներ):

Քաշ: 137 g (սարք), 82 g (լիցքավորման բազա):

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

RF - Lifting (40-43 °C) - ներթափանցում է մաշկի խորը շերտերը և նրբորեն տաքացնում է հյուսվածքները մինչև 40-43 °C, այնպես որ առկա կոլագենի մանրաթելերն ակնթարթորեն կրճատվում են, և ֆիբրոբլաստները սկսում են ակտիվորեն արտադրել նոր կոլագեն և էլաստին: Արդյունքում աչքերի շուրջ մաշկը ակնթարթորեն ձգվում և սեղմվում է, իսկ կանոնավոր օգտագործման դեպքում դեմքի կնճիռները հարթվում են:

EMS (ԷԼԵԿՏՐՈՄԻՈՍՏԻՄՈՒԼԱՑՈՒՄ) - EMS-ը գործում է պերիորբիտալ գոտու վրա ցածր ուժգնության իմպուլսներով (7,52-8,56 mA)՝ առաջացնելով աչքի շրջանաձև մկանի ռիթմիկ կծկում և թուլացում: Սա ամրացնում է կոպի մկանային շրջանակը, բարձրացնում աչքերի արտաքին անկյունները և վերադարձնում աչքերի շուրջ մաշկի տոնուսն ու առաձգականությունը:

Ֆոտոթերապիան (LED) տարբեր երկարությունների լույսի ալիքների ազդեցության մեթոդ է, որը թափանցում է մաշկի որոշակի խորություն և ներծծվում բջիջների կողմից՝ առաջացնելով բնական վերածննդի գործընթացներ:

Կարմիր սպեկտրը (620-630 nm) առաջացնում է մաշկի երիտասարդացում և վերականգնում՝ վերականգնելով հայացքի թարմությունը և բնական փայլը:

Դեղին սպեկտրը (587-592 nm) հանգստացնում է զգայուն մաշկը, ակտիվացնում է լիմֆատիկ դրենաժը և նպաստում է լճացած հեղուկի արտազատմանը: Արդյունքում այտուցը նվազում է, աչքերի տակի մուգ շրջանակները բացվում են, իսկ մաշկի հյուսվածքը հարթվում է:

Սառեցման ռեժիմ (15 5 ° C) - առաջացնում է մակերեսային անոթների և ծակոտիների ակնթարթային նեղացում՝ ապահովելով արագ լիմֆատիկ դրենաժ և թարմացնող ազդեցություն: Սառը վերացնում է առավոտյան այտուցը, այտուցը և աչքերի տակի «պայուսակները», ինչպես նաև հանգստացնում է մաշկը:

VIBRATION (11000 rpm) - ապահովում է նուրբ միկրոմերսում, որը թեթևացնում է սպազմերը և լարվածությունը orbicularis oculi մկանում համակարգչային աշխատանքից կամ կարդալուց հետո: Պրոցեդուրան ակտիվացնում է արյան շրջանառությունը և ավշային դրենաժը՝ բարելավելով մաշկի թափանցելիությունը մաշկի խնամքի միջոցների համար:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. EMS ինտենսիվության 3 մակարդակը թույլ է տալիս ընտրել անհատական խնամքի ծրագիր՝ ելնելով ձեր մաշկի զգայունությունից:
2. Հիշողության գործառույթ. սարքն ավտոմատ կերպով պահում է վերջին ընտրված EMS ինտենսիվության մակարդակը և ռեժիմը:
3. Նախադրված 3 ռեժիմ, որոնցում բացահայտման տարբեր մեթոդներ լրացնում և ամրացնում են միմյանց նկատելի էֆեկտի համար:
4. Խելացի ժմչփը վերահսկում է պրոցեդուրաների ճշգրիտ ժամանակը և ավտոմատ անջատում սարքը՝ կանխելով մաշկի գերծանրաբեռնվածությունն ու գերտաքացումը:
5. 5 տեխնոլոգիա՝ RF-lifting, EMS-stimulation, cooling, vibration massage and LED-light (կարմիր ու դեղին) միավորված են մեկ կոմպակտ սարքում՝ լուծելու պերիորբիտալ գոտու բոլոր խնդիրները:
6. Լիցքավորման բազան ապահովում է ոչ միայն էսթետիկ ուղղահայաց պահեստավորում զուգարանի սեղանի վրա, այլեւ հարմարավետ անլար լիցքավորում:
7. Պարզ և ինտուիտիվ կառավարում. ընդամենը 2 կոճակ, որոնք հարմար տեղավորվում են ձեր մատի տակ:
8. Անթերի էլեկտրոդներ՝ ամբողջովին հարթ մակերես հիգիենիկ և նուրբ սահելու համար՝ առանց մաշկը վնասելու:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Միացնել/անջատել. սեղմեք միացման կոճակը 1,5 վայրկյան (միացումը կհաստատվի կարճ ազդանշանով): Լռելյայնորեն սարքը գործարկվում է 1-ին ռեժիմով:
2. Ռեժիմի փոխարկում. ցիկլային ընտրության համար համառոտ սեղմեք միացման կոճակը.
Ռեժիմ 1. RF + EMS + Կարմիր LED լույս Ռեժիմ 2. EMS + թրթռում (LEDs անջատված) Ռեժիմ 3. EMS + սառեցում + դեղին LED լույս
3. EMS ինտենսիվության ճշգրտում. կարճ սեղմեք Control կոճակը
Մակարդակի ընտրության ինտենսիվությունը.
Թույլ (Մակարդակ 1) - կոճակի աջ հատվածը լուսավորված է: Միջին (Մակարդակ 2) - կոճակի աջ և ներքևի հատվածները լուսավորված են: Ուժեղ (Մակարդակ 3) - կոճակի ձախ, աջ և ներքևի հատվածները փայլում են:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Զգայունության թեստ (պարտադիր առաջին օգտագործումից առաջ).
Կիրառեք հաղորդիչ գելը նախաբազկի ներսից և կիրառեք անջատված աշխատանքային մակերեսը:
2. Միացրեք սարքը և կատարեք ամբողջական 10 րոպեանոց սեանս 1 ռեժիմում: Եթե կա ուժեղ այրման սենսացիա, դադարեցրեք թեստը: Գնահատեք մաշկը 6 ժամ հետո: Եթե չկա կարմրություն և քոր, ապա սարքը հարմար է ձեզ համար: Կատարեք ընթացակարգը՝ մաքրեք դեմքը և աչքերի շուրջը: Եթե դուք կրում եք կոնտակտային ոսպնյակներ, հեռացրեք դրանք նիստից առաջ:
3. Գելի քսում. առատորեն կիրառեք հատուկ կոնտակտային գել հաղորդիչ կամ ջրային հիմքով խոնավեցնող շիճուկ աչքերի շուրջը: Ապրանքը չպետք է պարունակի յուղեր և թթուներ (AHA, BHA, PHA, ռետինոլ, վիտամին C-ի բարձր կոնցենտրացիաներ):

4. Մերսման կատարում. միացրեք մերսողը, ընտրեք ռեժիմ և սկսեք սահուն վարել այն մերսման գծերի վրա.
• Վերին կոպ՝ ներքին անկյունից դեպի արտաքին՝ խիստ շարժվելով հոնքի տակ գտնվող ուղեծրի ոսկորի գծով:
• Ստորին կոպ՝ սահուն աչքի ներքին անկյունից դեպի արտաքին ուղեծրի ոսկոր:
Տաճարներ. շրջանաձև մերսում: Կարևոր է. ընթացակարգի ընթացքում սարքը միշտ շարժեք: Մի պահեք այն մեկ հատվածում՝ գերտաքացումից և այրվածքներից խուսափելու համար: Մի գերազանցեք նիստերի 10 րոպեի սահմանաչափը:
5. Ավարտ. Կիրառեք ձեր սովորական աչքերի կրեմը: Մաքրեք սարքը խոնավ շորով:

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախականություն
ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ ՈՒՌՈՒՑՈՒՄ / ՈՒՌՈՒՑՈՒՄ / ՄՈՒՏ ՇՐՋԱՆՆԵՐ	ԱՌԱՎՈՏ	Ռեժիմ 3. EMS + Սառեցում + Դեղին LED լույս (Խնամք այտուցվածության և պայծառության համար): Տևողությունը՝ 3 րոպե:	Շաբաթական 3-4 անգամ
Արտահայտման ԳԾԵՐ / Ճալքեր / ԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՐԳՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏ	ԵՐԵԿՈ	Ռեժիմ 1. «RF + EMS + Կարմիր LED լույս» (Հակատարիքային վերելակ) Տևողությունը՝ մինչև 10 րոպե	Շաբաթական 3-4 անգամ
ՄԿԱՆԱՅԻՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՉՔԵՐԻ ՀՈԳՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	Երեկոյան կամ ըստ անհրաժեշտության	Ռեժիմ 2՝ «EMS + Վիբրացիա» (Ռելաքսացիա և լիմֆատիկ դրենաժ) Տևողությունը՝ մինչև 10 րոպե	Ըստ անհրաժեշտության, ընդհանուր առմամբ շաբաթական 3-4 անգամ:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Արգելվում է օգտագործել անմիջապես ակնագնդի, վերին և ստորին շարժական կոպի, բերանի, քթի կամ սեռական օրգանների լորձաթաղանթների վրա:
2. Սրտի հիվանդություն, սրտի ռիթմավարի կամ այլ իմպլանտացված էլեկտրոնային բժշկական սարքերի առկայություն:
3. մետաղական իմպլանտների, քորոցների, ոսկյա թելերի առկայությունը անմիջապես մշակման տարածքում.
4. Վերջերս աչքի վիրահատություն կամ բժշկական էսթետիկ պրոցեդուրաներ պերիորբիտալ գոտում:
5. բուժման տարածքում վերքերի, քերծվածքների, ճաքերի, էկզեմայի, դերմատիտի, պզուկների ծանր ձևերի, այրվածքների (ներառյալ արևի) կամ վարակների առկայությունը:
6. Ալերգիա մետաղների կամ էլեկտրական էֆեկտների նկատմամբ, մաշկի ջերմաստիճանի և շոշափելի զգայունության խախտում:
7. Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ (սարքն արգելվում է օգտագործել անմիջապես վահանաձև գեղձի վրա) կամ դրա բուժման համար հորմոնալ դեղեր ընդունելը:
8. Հղիություն (օգտագործել միայն բժշկի հետ խորհրդակցելուց հետո):
9. Լակտացիայի շրջան, դաշտան, կուպերոզ (տելանգիեկտազիա) - զգուշությամբ օգտագործեք:

10. Մինչև 12 տարեկան անձինք (օգտագործումը թույլատրվում է միայն մեծահասակների հսկողության ներքո):
11. Չօգտագործել, եթե կոսմետիկ պրոցեդուրաներից հետո (պիլինգներ, լազերային մանրացում, մեսոթերապիա, ֆիլերներ վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում) մաշկը անցնում է ակտիվ բուժման փուլ:
12. Եթե դեմքի հատվածում ունեք ատամնային իմպլանտներ, բրեկետներ կամ մետաղական պրոթեզներ, հետևեք ձեր ինքնազգացողությանը: Անհարմարության կամ բերանում մետաղական համի դեպքում դադարեցրեք պրոցեդուրան:

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ.

1. Խոնավությունից պաշտպանություն. Պահպանեք լիցքավորման մալուխը, հիմքը և կոնտակտները ամբողջովին չոր: Մի ընկղմեք դրանք ջրի մեջ և մի լիցքավորեք սարքը խոնավ միջավայրում (լոգարանում): Սարքն ունի խոնավության պաշտպանության դաս IPX22 (պաշտպանություն ուղղահայաց կաթիլներից), սակայն խստիվ արգելվում է այն լվանալ ծորակի տակ:
2. Էլեկտրական անվտանգություն. լիցքավորելիս արգելվում է մերսող սարք օգտագործել: Լիցքավորման ժամանակ բազայի ցանցին շարունակական միացման ժամանակը չպետք է գերազանցի 24 ժամը:
3. Զգույշ մաքրում. Սարքը մաքրեք միայն անջատված վիճակում: Արգելվում է օգտագործել մետաղական սպունգեր, հղկող նյութեր, ագրեսիվ կամ դյուրավառ հեղուկներ (ալկոհոլ, բենզին, լուծիչներ, ացետոն):
4. Արգելվում է սարքը տաք ռեժիմով չորացնել վարսահարդարիչով:
5. Պահպանում. Պահել չոր, զով տեղում՝ սենյակային ջերմաստիճանում, խուսափելով արևի լույսից: Առանց օգտագործման երկարատև պահպանման համար սարքը լիցքավորեք առնվազն 3 ամիսը մեկ անգամ՝ մարտկոցի վատթարացումից խուսափելու համար:
6. Սարքը կրակի մեջ մի գցեք, խուսափեք ընկնելուց և ֆիզիկական հարվածներից:

ՏՈՒԿԻ ՄԵՋ՝ (1) AKARI մերսող, (2) լիցքավորման հիմք, (3) Type-C լիցքավորման մալուխ, (4) պահեստային պայուսակ, (5) օգտագործման հրահանգներ, (6) անձեռոցիկ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

ՉԱՓԵՐ (H X W X D): սարք՝ 155×26×28 mm, լիցքավորման բազա՝ 62×55×59 mm

ԷՆԵՐԳԱԱՂԲՅՈՒՐ: լիթիում պոլիմերային մարտկոց

Մարտկոցի տարողունակությունը: 1000 mAh

ԳՆԱՀԱՆԳՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ԼԱՐՄԱՆ: 3,7 V

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԼԱՐՄԱՆ: 5 V

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: 11 W

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: RF + EMS + Կարմիր LED լույս - 10 րոպե EMS + Վիբրացիա - 10 րոպե EMS + Սառեցում + Դեղին LED լույս - 3 րոպե

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 h

ՄԱՔՍԻՄԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿ (ամբողջական լիցքավորում): 40 min

EMS-ի ինտենսիվությունը.
1 մակարդակ - 7,52 mA 2 մակարդակ - 7,92 mA 3 մակարդակ - 8,56 mA

Ճառագայթման ինտենսիվությունը.
Կարմիր LED լույս - 24,22 mW/cm Դեղին LED լույս - 14,47 mW/cm

ՎԻԲՐԱՑՄԱՆ արագություն: 11000 պտույտ րոպեում

ՍՈՌՈՒՑՄԱՆ ՋԵՐՄԱՑՈՒՅՑ: 15+/-5 °C

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX22



ATAMA - ՄԱԶԵՐԻ ԱՃԻ ԵՎ ԳԼԽԱՎՈՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ՄԵՐՍՈՒՄՈՂ

Ամրացնում է մազերի արմատները

Մազերի աճ

Մազերի խտությունը

Բարելավում է մազերի որակը

Թիրախում է բորբոքումը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ մազաթափություն, բարակ մազեր, չոր և փխրուն մազեր, գլխամաշկի հիվանդություններ:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ պլաստիկ:

Քաշ: 213,5 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

EMS - էլեկտրախթանում՝ օգտագործելով ցածր հաճախականության հոսանքները, որոնք ներթափանցում են հյուսվածքների խորքը և առաջացնում մկանների կծկում և անոթային ընդլայնում, արյան և ավշային հոսքի բարելավում, նյութափոխանակության գործընթացների խթանում և գլխամաշկի թթվածնային սնուցում: Արդյունքում մաքրվում են ծակոտիները, արթնանում են «քնած» մազերի ֆոլիկուլները, սկսվում է նոր մազերի աճի գործընթացը, բարելավվում է մազերի որակը: Կարելի է նաև նշել EMS-ի այնպիսի ազդեցություն, ինչպիսին է ճարպագեղձերի աշխատանքի նորմալացումը, ինչը հանգեցնում է մազերի ճարպի նվազմանը, մաշկի քորի նվազմանը:

Վիբրացիա - գլխի վրա կան բազմաթիվ նյարդային վերջավորություններ, դրանց խթանումը վիբրացիոն մերսման միջոցով կնվազեցնի սթրեսը: Վիբրացիան նաև նպաստում է արյան շրջանառությանը և նյութափոխանակության գործընթացներին, ուստի բջիջները ստանում են ավելի շատ սննդանյութեր և թթվածին, ինչի արդյունքում մազի ֆոլիկուլներն ավելի ակտիվ են գործում, մազերի աճը արագանում է:

Ֆոտոթերապիա (կարմիր և կապույտ LED լույս) - LED-ները արտադրում են ցանկալի ալիքի երկարությունը, որը, ներթափանցելով մաշկի խորքերը, առաջացնում է էներգիայի գործընթացներ բջիջների ներսում: Օրինակ, կարմիր LED լույսը (630 և 650 nm) կրկին ակտիվացնում է ֆոլիկուլները, որոնք մտնում են ակտիվ մազերի աճի ավարտի փուլ: Կապույտ LED լույսը (460 nm), որն աշխատում է էպիդերմիսի մակարդակում, սպանում է բակտերիաները, նվազեցնում բորբոքումները և դադարեցնում պզուկների առաջացումը գլխի վրա:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

1. Մերսեք հարմարավետ բռնակով սանրի տեսքով: Ձեզ հարմարավետ կզգաք երկար ժամանակ մերսել ձեզ:
2. ATAMA սարքն ունի ջրակայունության IPX6 մակարդակ, հարմար է այն խնամել օգտագործելուց հետո՝ օգտագործելուց հետո սարքը ողողել ջրի հոսքի տակ:

3. Հատուկ սիլիկոնային մերսման մեխակներ՝ փափուկ և ճկուն, պտտվող 360 աստիճանով, ապահովելով հարմարավետ մերսում, նույնիսկ երբ սարքն անջատված է:
4. 3 ռեժիմ անհատական կարգավորումով՝ EMS (էլեկտրոմիոստիմուլյացիա), LED (ֆոտոթերապիա), թրթռում: Դուք կարող եք համատեղել ռեժիմները ըստ ցանկության, ամբողջությամբ անջատել դրանցից որևէ մեկը, ընտրել հոսանքի, լույսի, թրթռման տեսակի ցանկալի ինտենսիվությունը:
5. Մաքրել կառավարումը. յուրաքանչյուր ռեժիմ համապատասխանում է սարքի բռնակի առանձին կոճակին: Մերսման ընթացքում դուք կկարողանաք փոխել ռեժիմները՝ չխզվելով գործընթացից:
6. LED ռեժիմով ներկայացված 2 ամենաարդյունավետ լուսային ֆոտոթերապիան: Կարմիր LED լույսի ռեժիմը ներկայացված է կարմիր LED լույսով 630 nm ալիքի երկարությամբ (դիոդները գտնվում են սանրի պարագծի երկայնքով) և ցածր մակարդակի լազերային լույսով 650 nm ալիքի երկարությամբ (դիոդները գտնվում են մերսման մակերեսի կենտրոնում): Այս բացվածքի ալիքի երկարությունը կանխում է մազաթափությունը: Կապույտ LED լույսի ռեժիմը 460 nm ալիքի երկարությամբ (դիոդները տեղակայված են միայն սանրի պարագծի երկայնքով, մերսողի կենտրոնում գտնվող դիոդները կապույտ չեն վառվում) օգտագործվում է գլխի մակերեսային պայմանները բուժելու համար:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Սարքը միացնելու համար սեղմեք միացման/անջատման կոճակը:
2. Ռեժիմների կոնֆիգուրացիա
• Միացման/անջատման կոճակ (կառավարման/EMS-ի վրա) Սեղմեք և պահեք (1,2 վայրկյան) սարքի անջատիչները (երբ միացված է՝ արձակում է 1 ձայնային ազդանշան) և EMS ռեժիմի (մակարդակ 1)՝ ցուցիչի վրա 1 լամպով: Կարճ սեղմումը ակտիվացնում է EMS ռեժիմի 2-րդ մակարդակը, մինչդեռ ցուցիչի վրա կվառվի 2 լույս, հաջորդ կարճ սեղմումը EMS ռեժիմի 3-րդ մակարդակն է, մինչդեռ ցուցիչի վրա կվառվեն 3 լույս: Կրկնվող սեղմումը ամբողջությամբ անջատելու է EMS ռեժիմը, ցուցիչի երեք լամպերը միաժամանակ կթողնեն: Երկար սեղմելով (1,2 վայրկյան) աշխատանքային սարքը կարձակի 2 ձայնային ազդանշան և կանջատվի:
Ալիքի կոճակ (թրթռման կառավարում) Առաջին կարճ սեղմումը ներառում է մշտական թրթռման ռեժիմ: Երկրորդը իմպուլսացիոն թրթռման ռեժիմն է: Երրորդն անջատում է թրթռման ռեժիմը: Ռեժիմների միացումը ուղեկցվում է կարճ ձայնային ազդանշանով:
Արևի կոճակ (լույսի կառավարում) Առաջին կարճ սեղմումը ներառում է լազերային թերապիայի ռեժիմ (կարմիր LED լույս): Երկրորդ սեղմումից հետո գույնը կփոխվի կապույտ: Երրորդ սեղմումը անջատում է LED ռեժիմը: Ռեժիմների միացումը ուղեկցվում է կարճ ձայնային ազդանշանով:
3. 10 րոպե շարունակական օգտագործումից հետո սարքն ինքնաբերաբար կանջատվի՝ առանց սպասման ռեժիմի անցնելու:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.

ԳԼԽԻ ՊԱԳԻ ՄԵՐՍՈՒՄ.
1. Շարժվեք շրջանաձև շարժումներով ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ թագի հատվածում:
2. Մեկ տարածքի մերսումը պետք է տեւի 1-2 րոպե:

ԳԼՈՒԽԻ ԱՅԼ ՄԱՍՆԵՐԻ ՄԵՐՍՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ.
1. Մազերի աճի ուղղությամբ շարժվեք դեմքից մինչև գլխի հետևը, կարծես մազերը սանրեք:
2. Կարող եք նաեւ պարուրաձեւ կամ զիգզագաձեւ:
3. Բոլոր շարժումները մեկ տարածքում կրկնվում են 3-5 անգամ:
4. Մերսման առաջարկվող ընդհանուր տեւողությունը 10-15 րոպե է:

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախականություն	ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ՅՈՒՂՏ ԳԼԽԱՎՈՐ	Առավոտյան, լվանալուց հետո, խոնավ մազերի վրա	EMS՝ մակարդակ 1՝ 5 րոպե, մակարդակ 2՝ 3 րոպե, մակարդակ 3 (առավելագույն)՝ 2 րոպե: Կիրառեք երեք մակարդակները հերթականությամբ՝ աստիճանաբար բարձրացնելով: LED՝ կապույտ լույս՝ 5 րոպե, կարմիր լույս՝ 2 րոպե: Կիրառեք հերթականությամբ՝ առանձին:	1-2 շաբաթներ՝ շաբաթական 3 անգամ: Շաբաթ 3: Շաբաթը 5 անգամ: Շաբաթ 4. ընդմիջում:	2 ամիս. Վերցրեք 1 ամիս ընդմիջում, ապա կրկնեք 2-ամսյա կուրսը: Նվազագույն ընդհանուր ծրագիրը՝ 6 ամիս: Տարեկան երկու դասընթաց:

Մաշկի տեսակ / խնդիր	ԱՌԱՋԻՆ 10 ՕՐԸ	ՀԱՋՈՐԴ 10 ՕՐԵՐԸ	ՀԱՋՈՐԴ 2-3 ԱՄԻՍՆԵՐԸ	ՀԱՋՈՐԴ ԱՄԻՍ	ՀԵՏՈ
ՄԱԶ ԿՈՐՑՈՒՄ / ՆԻԱՐԱԿՈՒՄ	Թրթռում՝ 10 րոպե, սնուցող շիճուկը քսելուց հետո (ըստ ցանկության): Կարմիր LED լույս՝ 5 րոպե: Կիրառեք հերթականությամբ՝ առանձին: Ամեն օր:	Թրթռում՝ 10 րոպե, սնուցող շիճուկը քսելուց հետո (ըստ ցանկության): Կարմիր LED լույս՝ 5 րոպե: Կիրառեք հերթականությամբ՝ առանձին: Օրը մեջ:	Թրթռում՝ 10 րոպե, սնուցող շիճուկը քսելուց հետո (ըստ ցանկության): EMS, ցածր և միջին մակարդակ՝ 2-5 րոպե: Կարմիր LED լույս՝ 7 րոպե: Կիրառեք հերթականությամբ՝ առանձին: Շաբաթական 3-4 անգամ:	Ընդմիջում.	Կրկնել 10-10-3 ծրագիրը 5-6 ամիս: Վերցրեք 1 ամիս ընդմիջում: Պահպանումը՝ 1 ամիս օգտագործման, որին հաջորդում է 3 ամիս ընդմիջում:

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախականություն	ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
թեփ/շերտավորում (առանց գլխամաշկի հիվանդության)	Օրվա ցանկացած ժամի, լվանալուց հետո, խոնավ մազերի վրա	LED՝ կապույտ լույս՝ 3 րոպե, կարմիր լույս՝ 7 րոպե: Թրթռում՝ 3 րոպե: Կիրառեք հերթականությամբ՝ առանձին: Մազերի լվացումից անկախ՝ առանձին կիրառեք EMS միջին մակարդակը՝ 3-4 րոպե:	LED՝ օրական: Վիբրացիա՝ շաբաթական 3 անգամ: EMS՝ շաբաթական 2 անգամ:	LED + թրթռում. 4 շաբաթ, ապա 1 շաբաթ ընդմիջում: Կրկնել 1 ամսվա ընթացքում: Հետագա կրկնություն չի պահանջվում, քանի որ դասընթացը շարունակվում է մինչև խնդրի լուծումը: EMS. 4 շաբաթ, ապա 1 շաբաթ ընդմիջում: Կրկնել 1 ամսվա ընթացքում:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
Օգտագործեք զգուշությամբ.
• մարդիկ, ովքեր գտնվում են ալկոհոլային թունավորման վիճակում, դաշտանի ժամանակ և լակտացիայի ժամանակ.
• տելանգիեկտազիայի առկայության դեպքում;
• ժամանակավոր լցոնման առկայության դեպքում կամ ատամնաբուժական բուժման ընթացքում.
• Ալերգիա մետաղից;
• բարձր ջերմաստիճանի և հիպերտոնիայի դեպքում;
• գլխի մաշկի պլաստիկ վիրահատությունների, մաշկի բորբոքման և քորի առկայության դեպքում.

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Մի՛ օգտագործեք մետաղական պրոթեզների մոտ, օրինակ՝ աչքի, ներքին ականջի, ոսկորների կամ հոդերի հատվածներում:
2. Արգելվում է օգտագործել երակների կամ զարկերակների պաթոլոգիաներով վայրերում, ինչպես նաև թրոմբոֆլեբիտի կամ արյան մակարդման հետ կապված խնդիրների առկայության դեպքում:
3. Խուսափեք ֆիզիկական ազդեցությունից:
4. Օգտագործեք սարքը միայն օգտագործողի ձեռնարկին համապատասխան:
5. Արգելվում է արտադրանքի ապամոնտաժումը, պահպանումը և թարմացումը:
6. Խնդրում ենք սարքը պահել չոր և մաքուր տեղում:
7. Սարքը մի պահեք շրջակա միջավայրի բարձր/ցածր ջերմաստիճան ունեցող վայրերում, ինչպես նաև բաց կրակի աղբյուրների մոտ:
8. Լիցքավորման ավարտից հետո հանեք վարդակից վարդակից:
9. Սարքը հեռու պահեք երեխաներից:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) մերսող, (2) պահեստավորման պայուսակ, (3) անձեռոցիկ,
4. USB-C մալուխ լիցքավորման համար, 5) հրահանգ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 2 h

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 10 min

ՌԵԺԻՄՆԵՐ:
1. EMS - 1 մակարդակ 31 mA, 2 մակարդակ 43 mA, 3 մակարդակ 78 mA
2. Ֆոտոթերապիա - կարմիր LED լույս (ալիքի երկարությունը 630 nm), լազերային լույս (ալիքի երկարությունը 650 nm), կապույտ LED լույս (ալիքի երկարությունը 460 nm)
3. Վիբրացիա - 6500 պտույտ րոպեում

EMS հաճախականությունը: 9,51 kHz

ԱԼԻՔԻ ՁԵՎ: երկֆազային սիմետրիկ ալիքի ձև

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX6



ELAX 2.0 - ՌԵԼԱՔՍԱՑՈՂ ԱՉՔԵՐԻ ՄԱՍԱԺ ԴԻՄԱԿ

Ազատում է աչքերի հոգնածությունը

Նվազեցնում է գլխացավերը

Օգնում է անքնության դեպքում

Հանգստությո ւն

Խնդիրների շրջանակը՝ ընդհանուր հոգնածություն և աչքերի հոգնածություն, գլխացավ, միգրեն, դժվարություն քնելու, համակարգչի մոտ երկարատև աշխատանք:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ մոդալ, լայքրա:

Քաշ: 111 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
Ջերմություն - բարելավում է արյան շրջանառությունը՝ հեռացնելով լարվածությունը աչքերից: Վիբրացիա - արդյունավետորեն թուլացնում է աչքերի շուրջ մկանները, օգնում է վերականգնել ավշի նորմալ ներհոսքը և արտահոսքը, օգնում է վերացնել ընդհանուր հոգնածությունը և աչքերի լարվածությունը: Սառը կոմպրես - թույլ է տալիս ազատվել աչքերի և այտոսկրերի շուրջ այտուցներից, նեղացնելով արյունատար անոթները: Ցրտի ազդեցությունը նվազեցնում է արյան հոսքը և նպաստում ավելորդ հեղուկի արտահոսքին: 3D դիմակը չի սեղմում աչքերը և թարթիչները, ապահովում է դեմքին ամուր տեղավորում և պաշտպանում լույսի ներթափանցումից, ինչը թույլ է տալիս սարքն օգտագործել որպես քնի դիմակ:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. 4 օգտագործման պատյան (ջեռուցում, թրթռում, ջեռուցում + թրթռում, սառը կոմպրեսի միջադիր):
2. Դիմակը թեթև է, օգտագործման դեպքում չի սեղմում աչքերին:
3. Ջեռուցման 3 մակարդակ՝ հարմարավետ ջերմաստիճան ընտրելու համար և 3 մակարդակ թրթռում՝ մերսման օպտիմալ ուժը սահմանելու համար:
4. Դիմակն ունի անատոմիական 3D ձև՝ աչքերի համար անցք և քթի և քթի կամուրջ՝ առավելագույն հարմարավետության համար:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Կառավարման վահանակը միացրեք դիմակին: Նշում. լիցքավորման ցուցիչը սպիտակ է վառվում, երբ դիմակի և կառավարման վահանակի միջև կապը թույլ է:
2. Երկար սեղմելով (2 վայրկյան) թրթռման անջատիչի կամ ջերմաստիճանի կոճակի վրա, միացրեք մերսիչը: Լիցքավորման մակարդակի լույսի ցուցիչը կվառվի:
3. Վիբրացիոն ռեժիմը և ջեռուցման ռեժիմը գործում են միմյանցից անկախ: Ընտրեք ձեր ուզած ռեժիմը:
4. Վիբրացիոն ռեժիմն ունի թրթռման 3 մակարդակ: Մերսողը սկսում է թրթռման ցածր մակարդակից՝ արձակելով 1 ձայնային ազդանշան: Մակարդակներն անցնելիս 2 ձայնային ազդանշան կնշանակի 2 թրթռման մակարդակ, 3 ազդանշան՝ 3 մակարդակ:

5. Ջեռուցման ռեժիմն ունի 3 ջերմաստիճանի մակարդակ: Մերսողը սկսում է ցածր ջերմության մակարդակից՝ արձակելով 1 ազդանշան: Մակարդակները միացնելիս 2 ձայնային ազդանշան նշանակում է ջեռուցման միջին մակարդակ, իսկ 3 ձայնային ազդանշան՝ առավելագույն ջերմության մակարդակ:
6. Մերսողն ունի խելացի ժմչփ, սարքը կանջատվի 15 րոպե աշխատելուց հետո: Թրթռման և ջեռուցման ռեժիմներն աշխատում են միմյանցից անկախ, դրանց խելացի ժամանակաչափն աշխատում է առանձին յուրաքանչյուր ռեժիմի համար: Երբ թրթռման մակարդակը կամ ջերմաստիճանը փոխվում է, խելացի ժմչփը նորից չի միանում:
7. Սարքն անջատելու համար սեղմեք թրթռման կամ տաքացման ռեժիմի միացման/անջատման կոճակը և պահեք 2 վայրկյան:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Կառավարման վահանակը միացրեք դիմակին:
2. Դիմակը դրեք ձեր աչքերին, միացրեք այն:
3. Միացնել թրթռումը/ջեռուցումը կամ երկուսն էլ միանգամից:
4. Կարգավորեք ջերմաստիճանի և տաքացման մակարդակը:
5. Վայելեք մերսումը 15 րոպե:
6. Եթե ցանկանում եք օգտագործել սառը կոմպրես, ապա միջադիրը նախապես 10 րոպեով դրեք սառնարանում: Դրեք այն դիմակի մեջ՝ չներառյալ սարքը:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Ամենօրյա օգտագործումը թույլատրվում է:

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Դա անսահմանափակ է:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Մարդիկ, ովքեր զգայուն չեն մաշկի վրա ջերմային ազդեցությունների նկատմամբ, մարմնի բարձր ջերմաստիճան ունեցող և մրսած մարդիկ, սարքն օգտագործելուց առաջ պետք է խորհրդակցեն բժշկի հետ:
2. Խորհուրդ չի տրվում օգտագործել սարքը.
թրոմբոզի, ծանր անևրիզմայի, սուր երակային անևրիզմայի, բոլոր տեսակի դերմատիտների, մաշկի վարակների առկայության դեպքում, քանի որ սարքի օգտագործումը կարող է հանգեցնել վատթարացման.
մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում արտահայտել իրենց կամքը կամ իրենք օգտագործել ապրանքը.
• մինչև 14 տարեկան երեխաներ.
3. դադարեցնել արտադրանքի օգտագործումը, եթե առաջանում են փսխում, ցնցումներ կամ այլ ֆիզիկական ռեակցիաներ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ապրանքը պահել երեխաների և նորածինների համար անհասանելի վայրում:
2. Ապրանքը նախատեսված է 12 տարեկանից բարձր անձանց համար:
3. Կառավարման վահանակը, լիցքավորման մալուխը և լիցքավորման միակցիչը չոր պահեք:
4. Դիմակի մակերեսին մի ցողեք քիմիական հեղուկներ, ինչպիսիք են օծանելիքը և դեզոդորանտները:
5. Մի թեքեք, մի քաշեք կամ կապեք աչքի դիմակն ու լիցքավորման մալուխը՝ վնասից խուսափելու համար:
6. Աչքի հիվանդություններ կամ ալերգիա ունեցողներին, տաք կոմպրեսների նկատմամբ սուր ռեակցիա ունեցողներին խորհուրդ է տրվում օգտագործելուց առաջ խորհրդակցել բժշկի հետ:


ՏՈՒԿԻ ՄԵՋ՝ (1) դիմակ, (2) սառը կոմպրեսի ներդիր, (3) USB-Type C լիցքավորման մալուխ, (4) պահեստավորման պայուսակ, (5) հրահանգ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:
Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿԸ՝ 1 ժամ

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 75 րոպե բարձր ջերմաստիճան 60 րոպե միջին ջերմաստիճանում 45 րոպե ցածր ջերմաստիճանի ռեժիմում

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 15 min
ՎԻԲՐԱՑՄԱՆ արագություն: Ցածր մակարդակ - 3000 պտույտ րոպեում • Միջին մակարդակ - 4000 պտույտ րոպեում • Բարձր մակարդակ - 5000 պտույտ րոպեում

ՋԵՐՄՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ: • Ցածր ջերմաստիճան - 40-45 °C • Միջին ջերմաստիճան - 45-50 °C • Բարձր ջերմաստիճան - 50-55 °C



EMI - ՍԻԼԻԿՈՆԱՅԻՆ ԴԵՄՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ մերսման վրձին

Մաքրում է մաշկը

Բարձրացնող էֆեկտ

Նվազեցնում է այտուցը

Բարելավում է դեմքի գույնը

Խնդիրների շրջանակը՝ խցանված, լայնացած ծակոտիներ, ենթամաշկային ճարպի բարձր մակարդակ, այտուց:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ սիլիկոն:

Քաշ: 97 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
Մերսողն աշխատում է բարձր հաճախականության (ձայնային) թրթռումների սկզբունքով, որի հզորությունը կարող է ինքնուրույն կարգավորվել: Ձայնային ալիքը (բարձր հաճախականության թրթռում) առաջացնում է խոզանակների արագ տատանումներ, որոնք կատարում են ավլող շարժումներ: Այսպիսով, խոզանակը մաքրում է դեմքի մաշկը, քանի որ կուտակված էֆեկտը հարթեցնում է տոնուսը և մաքրում ծակոտիները:

Վիբրացիան, ինչպես նաև շերտավոր դեմքերով կողմը թույլ է տալիս փափուկ մերսում կատարել՝ վերականգնելով արյան շրջանառությունը, հարթեցնելով մանր կնճիռները:

Ջերմ ռեժիմը թույլ է տալիս բացել ծակոտիները և խորը մաքրել մաշկը: Բացի այդ, ջերմության ազդեցությունը ակտիվացնում է արյան շրջանառությունը, արագացնում է մաշկի նյութափոխանակության գործընթացները և նպաստում է կոսմետիկայի օգտակար բաղադրիչների յուրացմանը:
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Սարքի յուրահատուկ ձևը՝ մատի ֆալանգի և առաձգական, ճկվող գլխի տեսքով, թույլ կտա ձեզ մանրակրկիտ, արդյունավետ և ազատ մաքրել դեմքի բոլոր հատվածները աղտոտիչներից և դիմահարդարումից:
2. Վրձինը պատրաստված է սննդային սիլիկոնից, և դրանով մաքրումը նուրբ կլինի և կսազի նույնիսկ ամենազգայուն մաշկին:
3. Ներծծող բաժակի վրա տեղադրված մագնիսական ինդուկցիոն լիցքավորման հիմքը թույլ կտա հարմարավետորեն տեղադրել ձեր մերսող վրձինը հայելու կամ պատի վրա ձեր լոգարանում՝ պարզեցնելով սարքի պահպանման և լիցքավորման գործընթացը:
4. 8 կարգավորելի թրթռման մակարդակ:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Միացման/անջատման կոճակի վրա երկար սեղմելով՝ միացրեք սարքը:
2. Վրձինը ունի 2 ռեժիմ՝ շարունակական թրթռման ռեժիմ տաքացմամբ և ալիքային թրթռման ռեժիմով: Առաջին միացման ժամանակ ավտոմատ կերպով գործարկվում է ջեռուցմամբ վերահսկվող թրթռման ռեժիմը:

3. Շարունակական թրթռման ռեժիմում՝ ջեռուցմամբ, հասանելի է 8 թրթռման մակարդակ: Կարգավորեք թրթռման մակարդակը արագացման/նվազման կոճակների օգնությամբ:
4. Ալիքային թրթռման ռեժիմին անցնելու համար կրկին սեղմեք միացման/անջատման կոճակը:
5. Միացման/անջատման կոճակի վրա կրկնվող սեղմումը սարքն անջատելու է:
6. Վրձինն ունի հիշողության ֆունկցիա. երբ նորից միացվի, սարքը կգործարկվի օգտագործված վերջին ռեժիմով:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
1. Խոնավացրեք դեմքը ջրով:
2. Լվացքի միջոցը քսեք խոզանակին:
3. Միացրեք սարքը շարունակական թրթռման ռեժիմում՝ ջեռուցմամբ:
4. Խոզանակով փրփուր կազմեք՝ այն հենելով ձեռքի դաստակին:
5. Վրձնի գլուխը դրեք դեմքին, մերսեք այն մաքրելու համար: Տեղափոխեք ներքևից (կզակից) վերև (մինչև ճակատի մազերի աճի գիծը) մերսման գծերով:
6. Ավարտելուց հետո դեմքից հեռացրեք կոսմետիկայի մնացորդները և քսեք ջրով:

T-ZONE-Ի ԽՈՐԸ ՄԱՔՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
1. Խոնավացրեք դեմքը ջրով:
2. Լվացքի միջոցը քսեք խոզանակին:
3. Միացնել սարքը ալիքային թրթռման ռեժիմում:
4. Խոզանակով փրփուր կազմեք՝ այն հենելով ձեռքի դաստակին:
5. Վրձնի գլուխը դնել դեմքին, մերսել T-գոտու հատվածները: Տեղափոխեք ներքևից (կզակից) վերև (մինչև ճակատի մազերի աճի գիծը) մերսման գծերով:
6. Ավարտելուց հետո դեմքից հեռացրեք կոսմետիկայի մնացորդները և քսեք ջրով:

Մերսման ՀԱՄԱՐ
1. Կիրառեք ձեր կոսմետիկ արտադրանքը, օրինակ՝ կրեմ/շիճուկ/գել (կարևոր է խոնավեցնող կրեմ վերցնել) ձեր դեմքին:
2. Միացրեք սարքը, ընտրեք ձեզ համար հարմարավետ ռեժիմ:
3. Վրձնի հակառակ կողմով մերսեք դեմքը՝ մերսման գծերով շարժվելով ներքևից (կզակից) վերև (մինչև ճակատի մազի գիծը):

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախականություն	ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ՊՇՈՒԿ / ԲՈՐՔՈՒՄ	Առավոտյան նախընտրելի	Ալիքի թրթռում: 5 րոպե: Մի օգտագործեք ջեռուցում:	Ամենօրյա	Ընթացիկ
ՉՈՐ ՄԱՇԿ / ՏՈՆԻ ԿՈՐՈՒՑՈՒՄ	Առավոտյան	Շարունակական թրթռում տաքացմամբ. 3-5 րոպե, միայն այտերի և կզակի վրա: Ալիքի թրթռում `3-5 րոպե: Երկու ռեժիմներն էլ կարող են օգտագործվել մեկ նստաշրջանում, սակայն տաքացման հետ անընդհատ թրթռումը թույլատրվում է միայն երկու օրը մեկ: Մի օգտագործեք երկու ռեժիմները ամեն օր:	Շարունակական թրթռում տաքացմամբ՝ օրը մեջ: Ալիքաձև թրթռում՝ ամեն օր:	Ընթացիկ

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախականություն	ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
Սև գլխիկներ (առանց բորբոքման)	Օրվա ցանկացած ժամի	Շարունակական թրթռում ջերմությամբ՝ 5-7 րոպե: T-գոտի՝ ճակատ, քիթ և կզակ:	Ամենօրյա	Ընթացիկ
ՏԱՔԱՑՄԱՆ մերսում (առանց բորբոքման)	Օրվա ցանկացած ժամի	Շարունակական թրթռում ջերմությամբ՝ 5-7 րոպե:	Շաբաթը 2-3 անգամ	Ընթացիկ

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Սարքը մի օգտագործեք մաշկի ուժեղ այտուցվածության դեպքում, վիրահատությունից անմիջապես հետո, արևայրուքով կամ մաշկի վնասվածքով:
2. Խորհուրդ չի տրվում սարքն օգտագործել աչքերի շուրջ ծանր բորբոքում կամ այտուց ունեցող անձանց համար:
3. Մի օգտագործեք հեշտությամբ լուծվող մաքրող կամ սիլիկոնային հիմքով քսուքներ, հատիկներ (քերծվածքներ) կամ կլեպ պարունակող միջոցներ:
4. Խորհուրդ է տրվում վրձնի անհատական օգտագործումը:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Սարքը օգտագործելուց առաջ խնդրում ենք հեռացնել ժամացույցը, ակնոցը, կեղծ թարթիչները, կոնտակտային ոսպնյակները:
2. Եթե սարքը վնասված է, մի օգտագործեք այն:
3. Սարքը շատ երկար մի օգտագործեք մաշկի նույն հատվածում:
4. Սարքը հեռու պահեք բարձր ջերմաստիճանից:
5. Սարքը ամբողջությամբ մի ընկղմեք ջրի մեջ:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) խոզանակ, (2) լիցքավորման հիմք, (3) DC-USB լիցքավորման մալուխ, (4) հրահանգ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 5 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 60 min

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 5 min

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՋԵՐՄԱՑՈՒՅՑ: 55 5 °C

ՎԻԲՐԱՑԻԱ՝ 7500 պտույտ րոպեում

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX7



HAZUMI LIGHT - ՀԱՐՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՍԱԺՈՐ

Ազատում է մկանային լարվածությունը

Բարելավում է շրջանառությունը

Բարելավում է մկանային տոնուսը

Հակացելյուլիտային ազդեցություն

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ցավ, լարվածություն և մկանային հոգնածություն ինտենսիվ ֆիզիկական աշխատանքից հետո:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ, ռետինե:

Քաշ: 230 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
Հարվածային մերսիչը ստեղծում է ցնցումային թրթռում՝ արագ կարճ իմպուլսներ, որոնց հաճախականությունն ու ինտենսիվությունը կախված են ընտրված արագությունից: Շոկային ուժի ազդեցության տակ թրթռումից առաջացած ալիքը մի քանի սանտիմետր խորությամբ թափանցում է մարմնի փափուկ հյուսվածքներ: Հարվածային զարկերակները «հանգստացնում են» մկանները, մաքրում են ավշային հեղուկը և երակային արյունը բորբոքված մկաններից, քայքայում են կպչունությունը, թեթևացնում են ցավը, նվազեցնում լարվածությունը, մեծացնում են մարմնի այս հատվածի շարժման տիրույթը և ապահովում մկանների մեղմ ձգում: Արդյունքում մկաններն ու շարակցական հյուսվածքներն ավելի արագ են վերականգնվում:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. HAZUMI Light - Սա թեթև մինի մերսող է՝ ավելի կոմպակտ չափսերով, քան HAZUMI-ը, որն էլ ավելի հարմարավետ է դարձնում մերսման գործընթացը:
2. Մկանային բոլոր խմբերի ուսումնասիրության համար նախատեսված հավաքածուի մեջ 4 փոխարինելի վարդակներ:
3. Ինտենսիվության 5 մակարդակ՝ հարվածների ամենահարմար արագությունը ընտրելու համար՝ այն կարգավորելով տարբեր մկանային խմբերի վրա, տարբեր վարդակների համար:
4. Խելացի ժմչփ (10 րոպե) թույլ է տալիս հանգստանալ մերսման ընթացքում, պրոցեդուրաների ժամանակի ավարտից հետո սարքը ավտոմատ կանջատվի:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՁՆԵՐ.
1. Համոզվեք, որ սարքը լիցքավորված է:
2. Սարքի մեջ տեղադրեք ձեզ անհրաժեշտ մերսման գլուխը:
3. Միացման կոճակի երկար սեղմումով միացրեք սարքը:
4. Մերսման ատրճանակն ակտիվացնելուց հետո ավտոմատ կերպով սահմանում է 1 ինտենսիվության մակարդակ:
5. Ինտենսիվության մակարդակը փոխելու համար կարճ սեղմեք կոճակը: Ընդհանուր առմամբ սարքն ապահովում է 5 արագություն: Սկզբում այրվում է 1 ցուցիչ, ինտենսիվության մակարդակի յուրաքանչյուր հաջորդ բարձրացման հետ մեկ այլ ցուցիչ լուսավորվում է, 5 արագությամբ այրվում են բոլոր 5 ցուցիչները:

6. Մերսողն անջատելու համար սեղմեք և պահեք միացման կոճակը:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Տեղադրեք 4 վարդակներից 1-ը՝ կախված նրանից, թե մարմնի որ հատվածն եք ցանկանում մշակել:
• Կլոր գլուխը խորհուրդ է տրվում օգտագործել մկանների, կոնքերի, սրունքի մկանների, հետույքի և որովայնի մեծ խմբերի մերսման համար:
• U-աձեւ գլուխը օգտագործվում է ուսերի, նախաբազկի, ողնաշարի մերսման համար:
• Կոնաձև գլուխ (փամփուշտ) նախատեսված է ջլերի, ոտքերի, ափերի, ձեռքերի, ձգանման կետերի խորը մերսման համար:
Հարթ գլուխն օգտագործվում է ամբողջ մարմինը մերսելու, հանգստանալու և փափուկ հյուսվածքները և զգայուն մկանային խմբերը վերականգնելու համար:
2. Միացման կոճակի կարճ սեղմումով սահմանեք ինտենսիվության 5 մակարդակներից 1-ը:
Մակարդակ 1. Այս արագությունը կօգնի տաքացնել մկանները մերսման սկզբում, որն օգտագործվում է մկանները ակտիվացնելու համար:
• Մակարդակ 2. Ինտենսիվություն, որով սկսվում է խորը և անհասանելի մկանների և ֆասիայի ուսումնասիրությունը (մկանների միացնող թաղանթ, որն ապահովում է մեր շարժումը):
• Մակարդակ 3. Այս հաճախականության թրթռումը բարձրացնում է մկանային տոնուսը, շարժունակությունը և մկանային հյուսվածքի ճկունությունը: Լարված և կծկված մկանները վերադառնում են կծկվելու, լավ մարզավիճակում լինելու և ճիշտ աշխատելու կարողությանը:
• Մակարդակ 4. Էքսպոզիցիաների այս մակարդակը հանում է մկանների և ֆասիայի լարվածությունն ու ցավը, հանգստանում, նորմալացնում արյան շրջանառությունը և հագեցնում հյուսվածքները թթվածնով:
• Մակարդակ 5. րոպեում 3000 պտույտների ինտենսիվությունը թույլ է տալիս ակուպրեսուրա, ախտորոշում է մկանների ուժեղ լարվածություն և սպազմ: Մերսող թերապևտները խորհուրդ չեն տալիս սարքն օգտագործել առավելագույն արագությամբ:
Ազդեցության բարձր մակարդակը հարմար է զարգացած մկաններ ունեցող օգտատերերի համար՝ պրոֆեսիոնալ ծանրորդներ, բոդիբիլդերներ և ուժային բարձրացնողներ:
3. Մերսման ատրճանակ քսեք մարմնին: Մերսողն այնպես դասավորեք, որ վարդակն դիպչի մաշկին մկանից մի փոքր վեր:
4. Կարգավորեք ճնշումն ու ուժը, որով սարքը կիրառում եք մարմնի վրա: Խորհուրդ չի տրվում սեղմել կամ հատկապես համառորեն սեղմել մերսողը մարմնի վրա:
5. Դանդաղ տարեք վարդակը մարմնի / մկանների երկայնքով դեպի վերև ներքև, ցավոտ կետերում կարող եք մի փոքր երկար մնալ:
6. Մեկ տարածքի ազդեցության ժամանակը կախված է այն էֆեկտից, որը ցանկանում եք հասնել: Լարվածությունը թոթափելու և մկանները տոնուսի բերելու համար բավական է 15-60 վայրկյան, դրա վրայի կետային սեղմակը հանելու համար պետք է կանգ առնել 30 վայրկյան:
7. Մերսման ընդհանուր ժամանակը 10 րոպե է, որից հետո մերսողն ինքնաբերաբար կդադարի:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Ամենօրյա օգտագործումը թույլատրվում է:

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Դա անսահմանափակ է:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Արգելվում է մերսման ատրճանակ օգտագործել պարանոցի առջևի և կողային մակերեսին (կա քնային զարկերակների վնասման վտանգ):
2. Արգելվում է մերսող օգտագործել դեմքին, գլխին և սրտին:
3. Խորհուրդ չի տրվում մերսող օգտագործել բորբոքային պրոցեսների, ոսկորների կոտրվածքների, մկանների ցրվածության, կապանների դեպքում:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Սարքը մի օգտագործեք խոնավ միջավայրում:
2. Մի օգտագործեք ապրանքը լոգանք կամ ցնցուղ ընդունելիս:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) հարվածային մերսող, (2) U-աձև գլուխ, (3) կլոր գլուխ,
4. կոնաձև գլուխ, 5) հարթ գլուխ, 6) USB-C լիցքավորման մալուխ,
7. ժանյակը, 8) պահեստային պայուսակը, 9) հրահանգը.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:
Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿԸ. 2 ժամ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿ. Կախված է ճնշումից և մակարդակից, որով դուք աշխատում եք
• 1 մակարդակից մինչև 4 ժամ
Մակարդակ 5-ից մինչև 2,5 ժամ Smart Timer՝ 10 րոպե
ՎԻԲՐԱՑՄԱՆ արագություն.
• Մակարդակ 1: 1800 պտույտ/րոպե
Մակարդակ 2: 2100 պտույտ/րոպե
• Մակարդակ 3: 2400 պտույտ/րոպե
Մակարդակ 4: 2700 պտույտ/րոպե
• Մակարդակ 5: 3000 պտույտ/րոպե



HIGE - ԿՈՄՊԱԿՏ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ սափրիչ

Մորուքի խնամք | Մաքուր սափրվել | Հեռացնում է անցանկալի մազերը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Դեմքի չափազանց բուսականություն:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ մետաղ:

Քաշ: 140 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
HIGE - Սա պտտվող ածելի է, որն ունի 2 ածելիի գլուխ: Գլուխը անցքերով սկավառակ է, որի տակ պտտվում են սայրերը: Նրանք պտտվում են շրջանագծով, շարժվում են էլեկտրական շարժիչով: Սափրվելիս մազերը ընկնում են անցքերի մեջ, որտեղ շեղբերները, պտտվելով վանդակաճաղերի տակ րոպեում 2600-ից մինչև 2900 թրթռումներով բարձր պտույտներով, ամբողջությամբ կտրում են խոզանակները: Սափրիչի այս տեսակը համարվում է ամենաարդյունավետը, սակայն կարող է առաջացնել զգայուն մաշկի գրգռում:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Կոմպակտ - էլեկտրական սափրիչը կշռում է ընդամենը 140 g և ունի 66x52x28 mm օպտիմալ չափսեր:
2. Սափրիչը վարդակից միացնելու կարիք չկա: ՀԻԳԵ - Մարտկոցի ածելի է: Մեկ լիցքավորումից դուք կարող եք ածելին ինքնուրույն օգտագործել մինչև 55 րոպե:
3. IPX7 խոնավության պաշտպանության մակարդակ, որի շնորհիվ HIGE-ը կարող է օգտագործվել ինչպես չոր, այնպես էլ թաց սափրվելու համար:
4. HIGE-ն հագեցած է 2 լողացող գլխիկներով: Նրանք կրկնում են դեմքի ուրվագիծը շարժվելիս, շեղբերն ուղղում են ճիշտ անկյան տակ և կօգնեն ավելի արդյունավետ կերպով հաղթահարել անհասանելի վայրերը սափրվելը:
5. Մանրանկարչության առկայություն, որով ածելիի կառավարումը հեշտ և հաճելի կլինի. Էկրանի վրա ցուցադրվում են օգտագործման ժամանակը, լիցքավորման մակարդակը, աշխատանքի ռեժիմը, ինչպես նաև կողպման կարգավիճակը:
6. Կա կողպման գործառույթ: դուք վստահ կլինեք, որ ածելիը չի միանա ուղեբեռում / պայուսակում / գրպանում:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Ածելի սարքի ակտիվացումն ակտիվանում է միացման/անջատման կոճակի կարճ սեղմումով: Կոճակը սեղմելուց հետո էկրանի բոլոր ցուցիչները հերթով լուսավորվում են ներքևից վերև: 0,2 վայրկյանից հետո բոլոր ցուցիչները միաժամանակ մարվում են, էկրանին կցուցադրվի միայն մարտկոցի ընթացիկ մակարդակից մնացած գործող ժամանակը: Օրինակ՝ մնացել է 58 րոպե:
2. Սարքն ապահովում է աշխատանքի 2 ռեժիմ՝ ցածր արագության ռեժիմ և բարձր արագության ռեժիմ: Ռեժիմը փոխելու համար սեղմեք և պահեք միացման/անջատման կոճակը 1 վայրկյան: Ցածր արագությունից բարձր արագության անցնելիս

Արագության ցուցիչը կհայտնվի էկրանին (ցուցասարքի ստորին ձախ անկյունում): Բարձր արագությունից ցածրին անցնելիս ցուցիչը անջատվում է: Սարքն ունի հիշողության գործառույթ. երբ միացված է, այն կաշխատի այն արագությամբ, որով վերջին անգամ ավարտել եք այն:
3. Սարքի շահագործման ընթացքում միացման/անջատման կոճակի կարճ սեղմումը այն դադարի կդնի: Այս դեպքում էկրանը կցուցադրի սարքի շահագործման ժամանակը ընթացիկ օգտագործման ընթացքում: Օրինակ՝ օգտագործվում է 15 վայրկյան:
4. Անջատեք սարքը Սարքն անջատելու համար սեղմեք և պահեք միացման/անջատման կոճակը 1 վայրկյանից ավելի:
5. Պաշտպանություն պատահական ակտիվացումից. սափրիչն ունի ճամփորդական կողպեք, որը թույլ չի տալիս այն միացնել ուղեբեռում, եթե միացման/անջատման կոճակը պատահաբար սեղմվի: Այս գործառույթն ակտիվացնելու համար սեղմեք և պահեք անջատված սարքի միացման/անջատման կոճակը 3 վայրկյան: Ցուցասարքին հերթափոխով կցուցադրվեն 1-2-3 թվերը, իսկ կողպեքի պատկերակը (ցուցասարքի ստորին աջ անկյունում) 3 անգամ կթարթի, որից հետո սարքը կանջատվի և կմտնի արգելափակման ռեժիմ: Կողպեքը հեռացնելու համար սեղմեք և պահեք միացման/անջատման կոճակը 3 վայրկյան: Էկրանի վրա հերթափոխով կցուցադրվեն 3-2-1 թվերը, իսկ կողպեքի պատկերակը (ցուցասարքի ստորին աջ անկյունում) 3 անգամ կթարթվի, որից հետո կողպեքը կհեռացվի, և սարքը կսկսի աշխատել վերջին օգտագործման ժամանակ պահպանված արագությամբ: Երբ կողպեքը միացված է, հնարավոր է լիցքավորել սարքը, դրա ավարտից հետո կողպեքը հանվում է:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Միացրեք սարքը միացման/անջատման կոճակի կարճ սեղմումով:
2. Դանդաղ շրջանաձև շարժումները միջին ճնշմամբ շարժվում են դեմքի վրա մազածածկ հատվածներում (չոր սափրվելը համարվում է ավելի արդյունավետ):
3. Դժվար հասանելի վայրերում սափրվելու համար, օրինակ՝ ծնոտի, պարանոցի և դեկոլտեի հատվածում, խորհուրդ է տրվում շարժվել մազերի աճի ուղղությամբ:
4. Գործընթացն ավարտելուց հետո անջատեք սարքը և մաքրեք:
5. Առաջին մի քանի օգտագործման ժամանակ մաշկի թեթև գրգռվածությունը նորմալ է համարվում:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Սափրիչը խորհուրդ է տրվում օգտագործել կանոնավոր (շաբաթական առնվազն 3 անգամ) 3 շաբաթ, որպեսզի մաշկը հնարավորինս արագ հարմարվի սարքի օգտագործմանը:

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Շեղբերների հավաքածուի օգտագործման ժամկետը 2 տարի է, սակայն սափրվելու որակը չնվազելու համար խորհուրդ ենք տալիս դրանք փոխել 6 ամիսը մեկ:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
Մի օգտագործեք էլեկտրական ածելի վնասված կամ գրգռված մաշկի վրա, բաց վերքերով տարածքներում:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ապրանքի ոչ պատշաճ օգտագործումը կարող է վնասել ածելիի գլխին, շատ մի սեղմեք սափրիչը: Այս ածելիը նախատեսված է միայն դեմքը սափրելու համար, խնդրում ենք մի օգտագործեք այն գլխի կամ մարմնի այլ մասերի մազերը սափրելու համար:

2. Օգտագործելուց առաջ ստուգեք ածելու գլխի ամբողջականությունը.
Եթե այն վնասված է, մի օգտագործեք սարքը:
3. Մի ապամոնտաժեք պատյանը մարտկոցը փոխարինելու համար: Մի փոփոխեք կամ վերանորոգեք ապրանքը ինքներդ:
4. Մի քաշեք լիցքավորման մալուխը ադապտորից լիցքավորման մալուխը միացնելիս/անջատելիս: Լիցքավորման մալուխի վնասումից խուսափելու համար մի փաթաթեք այն արտադրանքի շուրջը:
5. Սարքը երկար ժամանակ առանց հսկողության մի թողեք: Լիցքավորման առավելագույն ժամանակը չպետք է գերազանցի 24 ժամը: Այս ապրանքը լիցքավորելիս վնասվածքներից խուսափելու համար այն հեռու պահեք ջրի աղբյուրներից:
6. Ապրանքի ներսում մարտկոց կա, խնդրում ենք սարքը կրակի մեջ մի գցեք, մի լիցքավորեք, մի օգտագործեք կամ պահեք բարձր ջերմաստիճանում: Խնդրում ենք լիցքավորել, օգտագործել և պահել սափրիչը 5°C-ից 35°C ջերմաստիճանում:
7. Արտադրանքի մեջ մի մտցրեք օտար առարկաներ:
8. Սափրիչը նախատեսված է մեկ անձի անձնական օգտագործման համար:
9. Եթե ճանապարհորդում եք ածելիով, համոզվեք, որ կողպման ռեժիմն ակտիվացված է փոխադրման ժամանակ:
10. Ամբողջ գործունակություն չունեցող անձանց կողմից արտադրանքի օգտագործումը կատարվում է հսկողության ներքո:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ 1) էլեկտրական ածելի, 2) USB-C մալուխ լիցքավորման համար, 3) հրահանգ, 4. յուղի շիշ՝ սայրերը քսելու համար, 5) խոզանակ՝ սարքը մաքրելու համար.
6. կաշվե պահման պատյան.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 66 min

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 60 min

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: ոչ

ՍԵՐԵՎԻ ՊՏՈՏԱՑՄԱՆ արագությունը: Ցածր - 2600 200 պտույտ րոպեում • բարձր - 2900 200 պտույտ րոպեում

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX7



HIGE PRO - 6-IN-1 ԿՐԻՄԵՐ

Մազերի և մորուքի խնամք տնային պայմաններում

Հեռացնում է դեմքի և մարմնի անցանկալի մազերը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Կարգավորել մազերի երկարությունը, անցանկալի մազեր:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ մետաղ, չժանգոտվող պողպատ, պլաստիկ:

Քաշ: 200 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
HIGE Pro - Սա ինքնասպասարկման ունիվերսալ սարք է: Հավաքածուի մեջ 6 վարդակների առկայության շնորհիվ այն հեշտությամբ դիմակայում է ցանկացած տեսակի սափրվելու և սանրվածքի հետ: Աշխատանքի հիմնական սկզբունքն այն է, որ մազերը կտրվում են ոչ թե մեկ սայրով, այլ երկու տարրերի փոխազդեցությամբ՝ ստատիկ (ներքևի) շեղբերով և շարժական (վերին) սայրով: Ներքևի սայրը անշարժ է և սերտորեն կապված է մաշկի վրա: Նրա ատամները ուղղորդում և «գրավում» են մազերը՝ դրանք պահելով ուղիղ դիրքում: Վերին սայրը միացված է պտտվող շարժիչի էքսցենտրիկին: Այն արագ շարժումներ է կատարում աջ-ձախ ստորին սայրի մակերեսին: Այսպիսով, վերին սայրի սուր եզրը կտրում է մազերը, սեղմելով դրանք ստորին մասի սուր եզրին:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. 6 վարդակների առկայությունը տարբեր տեսակի սափրվելու համար:
2. Սափրվելու երկարությունը կարգավորելու համար 4 սանր վարդակների առկայությունը:
3. Սարքի և բոլոր հիմնական վարդակների համար հարմար տակդիրի առկայությունը:
4. Պրոֆեսիոնալ շեղբեր րոպեում 7000 պտույտ արագությամբ:
5. Խոնավությունից պաշտպանվածության մակարդակ - IPX6 (սարքը կարող է օգտագործվել թաց մաշկի վրա):
6. Սափրիչը վարդակից միացնելու կարիք չկա: HIGE Pro - Դա մարտկոցի սափրիչ է: Մարտկոցի կյանքը 200 րոպե է, որն ապահովում է երկարատև օգտագործում՝ առանց մշտական լիցքավորման անհրաժեշտության:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Սարքը միացնելու կամ անջատելու համար սեղմեք միացման/անջատման կոճակը: Երբ սարքը միացված է, էկրանի գիծը սահուն շարժվում է, այնուհետև անընդհատ այրվում է:
2. Վարդակների փոփոխություն
• Սարքն ունի մետաղական վարդակներ ամրացնելու մագնիսական մեխանիզմ: Սարքի կորպուսի վրա վարդակն ամրացնելու համար այն բերեք ամրացման վայր, որից հետո մագնիսները կֆիքսեն: Վարդակը հանելու համար քաշեք այն վերև և անջատեք սարքի մարմնից:

• Գլխի վարդակները օգտագործվում են ստանդարտ վարդակի վերևում, որպեսզի կարգավորեն մազերի երկարությունը կտրելիս: Դրանք տեղադրելու համար հարկավոր է սանրը ամրացնել մետաղյա վարդակի վերին մասի վրա, այնուհետև սեղմելուց առաջ սեղմել սանրի ստորին հատվածը, որպեսզի այն մոտ լինի մետաղական վարդակի մակերեսին: Սանրի վարդակը հեռացնելու համար վեր քաշեք լեզուն, որը գտնվում է դրա ստորին մասում: Նշում. Նախքան վարդակը փոխելը, համոզվեք, որ սարքն անջատված է: Ծայրակալները փոխելու ժամանակ ածելիի մարմինը ձեռքերով հեռու պահեք միացման/անջատման կոճակից, որպեսզի պատահաբար չմիացնեք սարքը:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
Սարքի հետ ներառված են 6 վարդակներ տարբեր կարիքների համար.
1. Սանրվածք (դրա համար հարմար է 2 վարդակ).
ստանդարտ մազերի կտրող վարդակ և մարմնի մազերի սափրվելու վարդակ) Սարքի վրա ամրացրեք սանրի վարդակը: Եթե առաջին անգամ եք օգտագործում հարմարվողական սարք, սկսեք առավելագույն երկարության վարդակից (12 mm): Միացրեք սարքը և վարդակի հարթ հատվածը քսեք մաշկին: Դանդաղ սահեցրեք վարդակը մազերի վրա: Անհրաժեշտության դեպքում կրկնեք շարժումները տարբեր ուղղություններով:
Ուշադրություն. եթե սանրվածքի ժամանակ գագաթի վրա մազեր են կուտակվել, անջատեք սարքը և մաքրեք վարդակը:
2. Սափրվել մորուքը/բեղը Սարքի վարդակը դրեք մորուքի/բեղերի գծի եզրին և նրբորեն իջեցրեք այն մաշկի վրա: Տարբեր ուղղություններով շարժումները կտրում են դեմքի և պարանոցի ցանկալի հատվածները: Նշում. եթե զարդարում եք մորուքի/բեղերի ծայրերը, գլխի հետևի մասում եզրագծում եք անում և այլն, հեռացրեք սանրվածքի վարդակը: Հստակ գիծ ձևավորելու համար կարող եք նաև օգտագործել հատուկ վարդակ մորուքի և բեղերի եզրերի համար:
3. Սափրվել ցանցային վարդակով Սափրիչ Սարքը պահեք այնպես, որ վարդակը մի փոքր դիպչի ձեր դեմքին 45 աստիճան անկյան տակ: Սափրվելու վարժություն կատարեք կարճ հպումներով: Ձգեք ձեր մաշկը ձեր ազատ ձեռքով: Սա կօգնի մազերին ուղիղ կանգնել, ինչը կհեշտացնի սափրվելը: Նշում. Այս վարդակը նախատեսված է մորուքի/բեղերի շուրջ առանձին հատվածներ սափրելու համար: Այն նախատեսված չէ լիարժեք սափրվելու համար:
4. Սափրվել քթի և ականջների մազերը կտրելու համար վարդակով Ծայրիկը տեղադրելուց հետո այն զգուշորեն մտցրեք ականջի կամ քթանցքի մեջ: Զգուշորեն տեղադրեք և հանեք սարքը ձեր ականջից կամ քթանցքից: Սափրվելու ընթացքում պտտեք վարդակը:
Ծանոթագրություն. Մի մտցրեք վարդակը ականջի կամ քթանցքի մեջ (6 mm-ից ոչ ավելի):
5. Սափրվել ֆիգուրների սափրվելու վարդակով Այս վարդակն օգտագործվում է գծեր և նախշեր կտրելու համար: Ծայրիկը տեղադրելուց հետո տեղադրեք այն տեղում, որտեղ ուրվագծել եք նախշի սկիզբը, միացրեք ածելին և սկսեք ձևավորել նախշը: Չափազանց մեծ ճնշում մի գործադրեք վարդակի վրա: Նշում. Լավագույն արդյունքի համար օգտագործեք նախապես պատրաստված տրաֆարետ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Ամենօրյա օգտագործումը թույլատրվում է:

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Դա անսահմանափակ է:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Երբեք սարքը լիցքավորված մի թողեք առանց հսկողության:
2. Պահեք լիցքավորման մալուխը ջերմության աղբյուրներից հեռու:
3. Թույլ մի տվեք, որ ջուրը մտնի լիցքավորման մալուխ:
4. Թաց ձեռքերով մի մտցրեք կամ մի հանեք վարդակից վարդակից:
5. Մի օգտագործեք վնասված լիցքավորման մալուխ:
6. Լիցքավորեք, օգտագործեք և պահեք սարքը 15 °C-ից 35 °C ջերմաստիճանում:
7. Մաքրելիս միշտ անջատեք սարքը:
8. Պահեք ապրանքը երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) հարմարվողական, (2) ստանդարտ մազերի կտրող վարդակ,
3. մարմնի վրա սափրվելու վարդակ, 4) մաքուր սափրվելու համար նախատեսված ցանցային սափրվելու վարդակ.
5. մորուքի և բեղերի վարդակ, 6) քթի և ականջի մազերի վարդակ,
7) նախշավոր-սափրվելու կցորդ, 8) 4 սանրի կցորդ (3/6/9/12 mm), 9) USB-C լիցքավորման մալուխ, 10) յուղի շիշ, 11) մաքրող խոզանակ, 12) տակդիր, 13) սանր.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 200 min

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: ոչ

ՍԵՐԵՎԻ ՊՏՈՏԱՑՄԱՆ արագությունը: 7000 պտույտ րոպեում

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX6



KARU - ՄԱԶԵՐԻ ՄՈՒԼՏԻՍԹԱՅԼԵՐ

Արագ չորացում

Արդյունավետ ոճավորում

Frizz վերահսկողություն

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ թաց մազեր, մազերի բնական չորացումից հետո անձև հարդարում, մազերի ավելորդ փափկություն և էլեկտրականացում:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ալյումինե խառնուրդ, պլաստիկ:

Քաշ: 318 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

Օդի հոսքի 3 արագություն և 4 ջերմաստիճանի մակարդակ թույլ են տալիս ընտրել չորացման ռեժիմ, որը հարմար է ձեզ համար: Սառը օդի ռեժիմը կօգնի հեշտությամբ շտկել երեսպատումը:

ՉՈՐՍ ԿՑՎԱԾՔՆԵՐՈՎ՝ նուրբ չորացման, մազերի հարթեցման, ծավալի և գանգուրների ստեղծման համար, դուք կարող եք ամեն օր հասնել պրոֆեսիոնալ ոճավորման տանը:

COANDA-ի էֆեկտը թույլ կտա հեշտությամբ ստեղծել յուրահատուկ պատկերներ՝ չվնասելով մազերին և ավելորդ շարժումներին, թելն ինքնին կգրավի ոճավորողին:

Իոնացման ֆունկցիան օդը հագեցնում է բացասական իոններով, ինչը թույլ է տալիս հեռացնել ստատիկ էլեկտրականությունը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. KARU հարդարիչի հզորությունը՝ 1200 W: Այս հզորության շնորհիվ սարքը հարմար է նաև պրոֆեսիոնալ օգտագործման համար: Ավելի ուժեղ օդի հոսքը չորացնում է մազերը, իսկ սարքն ավելի արագ է տաքանում:
2. Առանց խոզանակի շարժիչը (BLDC) նվազեցնում է աղմուկը և թրթռումը:
3. Կոանդայի էֆեկտը աերոդինամիկ երևույթ է, որը ստեղծում է պտտվող հոսքեր, որոնք ձգում և պտտում են մազերը վարդակի վրա: KARU Styler-ը օգտագործում է յուրահատուկ սեփական տեխնոլոգիա՝ Coanda էֆեկտը վերարտադրելու համար: Վարդակի մասերը չեն վերադրվում և չեն անցնում միմյանց, ինչը թույլ է տալիս հավասարաչափ բաշխել շարանը վարդակի երկայնքով, ինչը նշանակում է, որ բոլոր մազերը հավասարապես ենթակա կլինեն ջերմային բուժմանը, գանգուրը կոլորվի և երկար ժամանակ կպահպանի տրված ձևը:
4. Գլխի երկու կողմերում մազերի հարդարման համար պահանջվում է ընդամենը 1 վարդակ: Ե՛վ գանգուրների վարդակը, և՛ մազերի հարթեցման վարդակը հագեցած են ներկառուցված օդափոխիչով: Դուք պետք չէ փոխել վարդակը, պարզապես փոխեք հոսքի ուղղությունը, դրա համար դուք պետք է պտտեք վարդակի վերին ծայրը այն ուղղությամբ, որով ցանկանում եք ուղղել օդի հոսքը:

5. Ջերմաստիճանի վերահսկում. KARU Styler-ի ջեռուցման տարրը հագեցած է NTC ջերմաստիճանի սենսորով. սա նշանակում է, որ երբ ջերմաստիճանը գերազանցում է 80 °C-ը և ելքի կամ օդի մուտքի բացերը արգելափակված են, ջեռուցման մակարդակը ավտոմատ կերպով կնվազի 35%-ով: Երբ ջերմաստիճանը կնվազի մինչև նվազագույնը 73 °C, ջեռուցման տարրը կվերադառնա իր ստանդարտ աշխատանքային ռեժիմին: Այս տեխնոլոգիան կպաշտպանի ձեր մազերը գերտաքացումից և չորացումից:
6. KARU styler-ն ունի իոնացման ֆունկցիա (իոնները արտադրվում են իոնների գեներատորի կողմից): Հենց նա կհասնի մազերի հարթությանը, կհեռացնի փափկությունն ու էլեկտրիֆիկացումը:
7. Սարքն ունի հիշողության ֆունկցիա, այսինքն՝ երբ միացված է, ոճավորողը կսկսի աշխատել նույն ռեժիմով, որով դուք ավարտել եք դրա օգտագործումը նախորդ անգամ:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Վարդակի տեղադրում/հեռացում Սարքի վրա վարդակն ամրացնելու համար այն զգուշորեն մտցրեք վարդակների մեջ տեղադրված վարդակների մեջ և սեղմելուց առաջ մի փոքր շրջեք ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Վարդակը հանելու համար ներքև քաշեք սարքի հետևի կոճակը և, կոճակը պահելով ներքևի դիրքում, անջատեք վարդակը, մի փոքր պտտելով այն ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ:
2. Միացնել սարքը Սարքի կորպուսի վրա ամրացրեք ձեզ անհրաժեշտ վարդակը, միացրեք ոճավորիչը վարդակից և միացման/անջատման կոճակը տեղափոխեք վերին դիրք: Սարքն ունի հիշողության գործառույթ, այսինքն՝ երբ միացված է, ոճավորողը կսկսի աշխատել նույն ռեժիմով, որով դուք ավարտել եք դրա օգտագործումը նախորդ անգամ:
3. Օդի հոսքի արագության ընտրություն
Սարքն ապահովում է 3 արագության ռեժիմ.
Ցածր արագություն (կապույտ ցուցիչ) 75000 5000 rpm;
Միջին արագությունը (բաց կանաչ ցուցիչ) 85000 5000 rpm;
Բարձր արագություն (վառ կանաչ ցուցիչ) 105000 5000 rpm: Ռեժիմները փոխվում են՝ սեղմելով օդի հոսքի արագության ընտրության կոճակը: Լռելյայնորեն սարքը կսկսի աշխատել ցածր արագության ռեժիմում: Փչված օդի արագությունների միացման ռեժիմները՝ ցածր -> միջին -> բարձր -> միջին -> ցածր:
4. Ջերմաստիճանի ընտրություն
Սարքն ապահովում է 4 ջերմաստիճանային ռեժիմ.
Բարձր ջերմաստիճան (կարմիր ցուցիչ)՝ 95 °C 10 °C;
Միջին ջերմաստիճանը (դեղին ցուցիչ)՝ 80 °C 10 °C;
Ցածր ջերմաստիճան (կանաչ ցուցիչ)՝ 60 °C 10 °C;
• Սառը օդ (ցուցանիշը հանգչում է)՝ 25 °C 10 °C: Ռեժիմները փոխվում են՝ սեղմելով ջերմաստիճանի ընտրության կոճակը: Լռելյայնորեն սարքը կսկսի աշխատել ցածր ջերմաստիճանի ռեժիմում: Ջերմաստիճանի ռեժիմների միացման կարգը՝ ցածր ջերմաստիճան -> միջին ջերմաստիճան -> բարձր ջերմաստիճան -> միջին ջերմաստիճան -> ցածր ջերմաստիճան -> սառը օդ:
5. Մազերի հարդարման ավարտին անջատեք սարքը՝ միացման/անջատման կոճակը տեղափոխելով ստորին դիրք: Սպասեք, մինչև սարքը ամբողջովին սառչի, ապա հանեք վարդակը և հանեք վարդակից վարդակից:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
Սարքի հետ ներառված է 4 վարդակ.

Օգտագործվում է նախքան երեսարկման համար, հետագա հարդարման համար մազերը պետք չէ ամբողջությամբ չորացնել, դրանք պետք է մի փոքր խոնավ մնան: Մազերը տաքացնելիս վնասվելուց պաշտպանելու համար կիրառեք ջերմային պաշտպանիչ միջոց, ապա չորացրեք մազերը սովորական եղանակով՝ օդի հոսքն ուղղելով մազերի արմատներից դեպի ծայրերը:

NASADKA BRASHING-ը օգտագործվում է արմատային ծավալ և ալիքներ ստեղծելու համար: Մազերի խճճվելուց խուսափելու համար թելերը մի փաթաթեք թրթուրների վրա, ինչպես գոմեշի կամ գանգուրների վրա: Ձեր մազերը բաժանեք թելերի: Բրաշինգը հնարավորինս մոտեցրեք արմատներին և մազի մի թել իջեցրեք դրա վրա, ամրացրեք այս դիրքը 5-7 վայրկյան, որպեսզի ծավալ ստեղծվի: Ալիքներ ստեղծելու համար վարդակը սահեցրեք թելքի երկայնքով՝ արմատներից շարժվելով մինչև մազերի ծայրերը: Երբ զգում եք, որ ձեր մազերի ծայրերը պատրաստվում են դուրս սահել, մի քանի անգամ սահեցրեք սանրվածքը ձեր առանցքի շուրջը: Կրկնեք այս քայլերը, մինչև հասնեք ցանկալի արդյունքի:

Գանգուրներ ստեղծելու համար օգտագործվում է 38 mm գլանաձեւ վարդակ: Վարդակը թույլ է տալիս փոխել օդի հոսքի ուղղությունը՝ գանգուրի ուղղությունը ընտրելու համար: Դա անելու համար պտտեք վարդակի վերին ծայրը ցանկալի ուղղությամբ: Ձեր մազերը բաժանեք թելերի: Ծալիկը բերեք թելերից մեկի ծայրերին: Coanda էֆեկտի շնորհիվ ոճավորողն ինքը կքաշի մազերը և կպտտեցնի դրանք վարդակի վրա: Այն բանից հետո, երբ ծայրերը պտտվում են վարդակի վրա, այն աստիճանաբար շարժեք դեպի մազի արմատները՝ առանց հարդարիչը պտտելու: Մոտ 15 վայրկյան ամրացրեք ոճավորիչը վերին դիրքում, այնուհետև զգուշորեն հանեք ոլորված շարանը վարդակից:

Մազերը շոյելու Nasadka-ն օգտագործվում է մորթե մազերը հարթելու համար: Վարդակը թույլ է տալիս փոխել օդի հոսքի ուղղությունը ավելի հարմար տեղադրման համար: Դա անելու համար պտտեք վարդակի վերին ծայրը ցանկալի ուղղությամբ: Մազերը չորացրեք սովորական եղանակով, այնուհետև վարդակը դրեք արմատներին, որպեսզի մազերը ընկնեն մակերեսի վրա՝ օդը դուրս հանելու անցքերով: Կարգավորեք օդի հոսքի ուղղությունը: Մազերի ամբողջ երկարությունը արմատներից մինչև ծայրերը տեղափոխեք՝ նմանակելով սանրումը:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Ամենօրյա օգտագործումը թույլատրվում է:

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Դա անսահմանափակ է:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Հարդարելիս հիշեք, որ սթայլերի տարրերն օգտագործելիս տաքանում են, ուստի մազերի վրա մի օգտագործեք դյուրավառ միջոցներ, ինչպես նաև համոզվեք, որ սարքը շատ մոտ չլինի գլխի, դեմքի, ականջների և պարանոցի մաշկին:
2. Փաթեթավորումը հանելուց հետո համոզվեք, որ ոճավորիչը անձեռնմխելի է, ամբողջական է բոլոր մասերով, ինչպես ցույց է տրված նկարում, և չունի վնասման նշաններ: Օգտագործելուց առաջ սարքից հեռացրեք բոլոր պիտակները, պիտակները և այլն:

3. Սարքը հարմար չէ լոգանքի կամ ցնցուղի մեջ օգտագործելու համար: Styler-ը չպետք է շփվի ջրի, այլ հեղուկների, շիթերի և գոլորշու հետ:
4. Եթե սարքն օգտագործվում է լոգարանում, օգտագործելուց անմիջապես հետո վարդակից հանեք վարդակից, քանի որ ջրի մոտ լինելը վտանգ է ներկայացնում նույնիսկ անջատված սարքի համար:
5. Սարքը մի օգտագործեք թաց ձեռքերով: Սարքը մի՛ ենթարկեք խոնավության, եղանակային պայմանների (անձրև, արև և այլն) կամ ծայրահեղ ջերմաստիճանի ազդեցությանը:
6. Մի քաշեք ցանցի լարը կամ սարքը՝ վարդակից հանելու համար: Մի քաշեք կամ բարձրացրեք սարքը հոսանքի լարով: Եթե հոսանքի մալուխը վնասված է, այն պետք է փոխարինվի սպասարկման կենտրոնում:
7. Սարքը մի թողեք առանց հսկողության, մինչ այն միացված է հոսանքի ցանցին: Միշտ անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից մաքրելուց կամ սպասարկելուց առաջ և երբ սարքը չի օգտագործվում:
8. Սարքը պահեք երեխաների համար անհասանելի վայրում: Այս սարքը կարող է օգտագործվել 8 տարեկան և բարձր երեխաների կողմից միայն մեծահասակների հսկողության ներքո:
9. Եթե սարքը թերի է կամ ճիշտ չի աշխատում, անմիջապես դադարեցրեք այն օգտագործել: Վերանորոգման համար դիմեք սպասարկման կենտրոն:
10. Մի օգտագործեք ոճավորող սարք, եթե այն ընկել է կամ վնասման տեսանելի նշաններ է ցույց տալիս:
11. Սարքը մի օգտագործեք կենդանիների, պարիկների և սինթետիկ նյութերից պատրաստված սանրվածքների վրա:
12. Սարքն օգտագործեք միայն օրիգինալ պարագաներով:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) ոճավորող, (2) վարսահարդարիչի վարդակ, (3) թրթռացող վարդակ, (4) գանգուր վարդակ,
5. մազերի հարթեցնող վարդակ, 6) պահեստավորման պայուսակ, 7) մազակալ (2 հատ),
8. հրահանգ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Շարժիչի արագությունը: 105000 5000 պտույտ րոպեում

Արագությունը՝ 13լ/վրկ

ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ արագություն.
Ցածր արագություն՝ 75000 5000 պտույտ րոպեում
• Միջին արագությունը՝ 85000 5000 պտույտ րոպեում
Բարձր արագություն - 105000 5000 պտույտ րոպեում

ՋԵՐՄՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ: • Բարձր ջերմաստիճան - 95 °C 10 °C • Միջին ջերմաստիճան - 80 °C 10 °C • Ցածր ջերմաստիճան - 60 °C 10 °C • Սառը օդ - 25 °C 10 °C



KINU - ԱՆԼԱՐ ՄԱԶԵՐԻ ՈՒՂԻԿ

Հարթեցնում է մազերը

Մազերի ոճավորում և ձևավորում

Նուրբ բուժում

Frizz վերահսկողություն

Պահպանում է մազերի առողջ փայլը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.

Տնից դուրս հարդարման հետ կապված խնդիրներ, մազերի վնասվածություն՝ բարձր ջերմաստիճանի և թիթեղների անհավասար տաքացման հետևանքով, մազերի չորության և փխրունության վտանգ, լարային սարքերի անհարմարություն, տարբեր տեսակի մազերի ջերմաստիճանի ճշգրտման բացակայություն, տարբեր ոճավորման բարդություն, գերտաքացման վտանգ, զանգվածայնություն և ստանդարտ ուղիների պահեստավորման ծանրություն,

Կապված մազերի տեսակի հետ՝ ծակոտկեն մազեր, կոշտ մազեր, գանգուր մազեր, ալիքավոր մազեր, քմահաճ և դժվար ծալվող մազեր:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ, PC պլաստիկ:

Քաշ: 380 g (ուղղիչ), 243 g (լիցքավորման կայան):

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

Մազերի ուղղում. տաքացվող թիթեղները փափկացնում են մազերի կերատինային կապերը: Շարանը պահվում է թիթեղների միջև և ուղղվում; կապերը սառչում են նոր, ուղիղ դիրքում:

Ծածկույթ - տաք ափսեները մազերը դնում են ճիշտ ուղղությամբ: Ջերմությունը մազերը դարձնում է ավելի ճկուն, իսկ ձևը ամրացվում է սառեցման ժամանակ՝ մազի կառուցվածքում ջրածնային կապերի ժամանակավոր փոփոխության պատճառով:

Մազերի մոդելավորում - գանգուրների, ալիքների կամ ծավալի ստեղծումը տեղի է ունենում ջեռուցման և մեխանիկական գործողությունների համակցման պատճառով (պտույտ, լարվածություն, թելքի թեքում): Մազերը ստանում են տաքացված ափսեի կամ գործիքի շարժման ձև և ամրացվում են սառչելուց հետո:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Անլար:
2. Լիցքավորում երկու եղանակով՝ Type-C մալուխի միջոցով և լիցքավորման բազայի միջոցով:
3. 4 ջերմաստիճանային պայմաններ.
4. Խնայող կերամիկական ափսեներ.
5. Ջերմության վերահսկում.
6. Մարտկոցի կողպման գործառույթը անվտանգ փոխադրման համար:
7. վերջին կարգավորումները հիշելու ֆունկցիա:
8. Ընդլայնված սարքավորումներ՝ պարագաների մեծ հավաքածուով:
9. Թվային էկրան:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Ապակողպեք սարքը Նախքան օգտագործելը, կողպեքի անջատիչը տեղափոխեք «ապկողպված» դիրքի վրա: Զգուշացում. սարքը հնարավոր չէ միացնել, երբ այն կողպված է:
2. Միացնել միացնելը Սեղմեք և պահեք միացման կոճակը 2 վայրկյան: Կվառվի դինամիկ լուսավորությունը՝ ազդարարելով սարքի ընդգրկման մասին:
3. Անջատեք հոսանքը Սեղմեք և պահեք միացման կոճակը 2 վայրկյան:
4. Անվտանգության և լիցքավորման խնայողության համար սարքն ավտոմատ անջատվում է 30 րոպե անգործությունից հետո:
5. Ջերմաստիճանը կարգավորելու համար օգտագործեք «+» և «-» կոճակները: Առկա է ջեռուցման չորս մակարդակ՝ 150, 180, 200 և 220 աստիճան: Ընտրեք ճիշտ ջերմաստիճանի ռեժիմ՝ կախված ձեր մազերի տեսակից և վիճակից: Ջեռուցման ընթացքում ընտրված մակարդակը կփայլի: Երբ սարքը հասնի սահմանված ջերմաստիճանին, ցուցիչը կդադարի թարթել և կմնա միացված:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Համոզվեք, որ ձեր մազերը մաքուր են, չոր և մանրակրկիտ սանրված: Խորհուրդ չի տրվում թաց կամ թաց մազերի վրա ուղղիչ օգտագործել:
2. Միացրեք սարքը Ապակողպեք ուղղիչը՝ անջատիչը տեղափոխելով «Բացել» դիրքը: Սեղմեք և պահեք միացման կոճակը 2 վայրկյան, մինչև դինամիկ հետին լույսը միացվի:
3. Ջերմաստիճանի ընտրություն
+ / - կոճակներով ընտրեք համապատասխան ջերմաստիճանը.
150 աստիճան բարակ, վնասված կամ գունաթափված մազերի համար
180-200 աստիճան նորմալ մազերի համար
220 աստիճան հաստ, կոշտ կամ գանգուր մազերի համար: Ջերմաստիճանի ցուցիչը ջեռուցվելու ընթացքում կբռնկվի և կսկսի անընդհատ լուսավորվել, երբ հասնում է տվյալ ջերմաստիճանը:
4. Մազերի ուղղում
• Ձեր մազերը բաժանեք փոքր թելերի:
Տեղադրեք շարանը կերամիկական թիթեղների միջև և փակեք դրանք:
• Զգուշորեն սահեցրեք ուղղիչը արմատներից մինչև ծայրերը:
Մազերի գերտաքացումից խուսափելու համար մի մնացեք մեկ հատվածում 3 վայրկյանից ավելի:
5. Մազերի ոլորում
Վերցրեք մազի մի փոքրիկ թել և սեղմեք այն կերամիկական թիթեղների միջև:
• Ուղղիչը պտտեք ձեր առանցքի շուրջը, որպեսզի շարանը պտտվի ցանկալի ուղղությամբ:
Դանդաղ սահեցրեք սարքը արմատներից մինչև ծայրերը՝ մի քանի վայրկյան պահելով շարանը պտտվող դիրքում:
• Գանգուրների ձևավորումից հետո մանրակրկիտ լուծեք թելերը և անհրաժեշտության դեպքում հարդարումը ամրացրեք մազերի լաքով:

6. Տեղադրումն ավարտելուց հետո սեղմեք և պահեք միացման կոճակը 2 վայրկյան՝ սարքն անջատելու համար: Անհրաժեշտության դեպքում սարքը միացրեք լիցքավորման հիմքին՝ վերալիցքավորման համար:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք օգտագործման հրահանգները:
2. Սարքը մի օգտագործեք թաց կամ թաց մազերի վրա և մի քսեք ջրի մոտ (օրինակ՝ լոգարանում կամ լվացարանի մոտ)՝ էլեկտրական ցնցումներից խուսափելու համար:
3. Աշխատանքի ընթացքում մի դիպչեք տաքացվող կերամիկական թիթեղներին, դա կարող է այրվածքներ առաջացնել:
4. Մի թողեք սարքն առանց հսկողության, երբ միացված է:
5. Մի օգտագործեք սարքը, եթե այն վնասված է կամ տեսանելի թերություններ ունի մարմնի, լարերի կամ լիցքավորման հիմքում:
6. Սարքը և լիցքավորիչը հեռու պահեք երեխաներից և ընտանի կենդանիներից:
7. Սարքը մի օգտագործեք դյուրավառ նյութերի մոտ:
8. Մի փորձեք ինքներդ վերանորոգել սարքը: Բոլոր վերանորոգման աշխատանքները պետք է կատարվեն միայն որակավորված մասնագետի կողմից:
9. Անսարքությունների դեպքում անմիջապես անջատեք սարքը հոսանքից:
10. Օգտագործեք միայն արտադրողի կողմից առաջարկված օրիգինալ պարագաներ և լիցքավորիչներ:
11. Լիցքավորելիս համոզվեք, որ կոնտակտները և լիցքավորման բազայի ներսը մաքուր և չոր են:
12. Սարքը մի ընկղմեք ջրի մեջ և մի լվացեք այն ջրի հոսքի տակ:
13. անջատել սարքը օգտագործելուց հետո և մաքրելուց առաջ

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ 1) անլար մազերի ուղղիչ, 2) լիցքավորման հիմք,
3. Type-C լիցքավորման մալուխ, (4) պաշտպանիչ սիլիկոնե գլխարկ, (5) մազերի ժապավեն,
6. մաքրող անձեռոցիկ, (7) ջերմակայուն գորգ, 8) սեղմիչներ (2 հատ), 9) հրահանգներ, 10) պայուսակներ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Ծածկույթներ՝ կերամիկա

ՉԱՓԵՐԸ: 303x38x42 mm (ուղղիչ) 105x105x159 mm (լիցքավորման կայան)

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: 47 W

ԼԱՐՄԱՆ: 7,2 V

ՋԵՐՄՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿ (ամբողջական լիցքավորում): 40 րոպե

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 1,5-2 h

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱԼԻՔԻ ՉԱՓԵՐԸ: 25×100 mm



KIO - EMS Մարմնի մերսող

Մարմնի եզրագծում

Թիրախում է մաշկի թուլությունը և ցելյուլիտը

Պահպանում է մարմնի մաշկի ամրությունը և առաձգականությունը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ավելորդ քաշ (տեղական ճարպային կուտակումներ), ցելյուլիտ, այտուց, թուլացած և թուլացած մաշկ, ձգվող նշաններ, ծերացման տեսանելի նշաններ, պիգմենտացիա:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ:

Քաշ: մարմին - 128 g. • մարմին EMS վարդակով - 224 g. • մարմին RF վարդակով - 221 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
KIO մարմնի մերսիչում գործառույթները ներկայացված են ըստ մասնագիտացված վարդակների՝ EMS և RF&LED:

EMS ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՄԻՈՍՏԻՄՈՒԼԱՑՈՒՄԸ մկանների և նյարդային վերջավորությունների խթանման պրոցեդուրա է՝ դրանք ենթարկելով իմպուլսային հոսանքի՝ որոշակի բնութագրերով: EMS-ը նմանակում է ավտոգեն էլեկտրական իմպուլսները, որոնք էլեկտրոդների օգնությամբ հասնում են նյարդային և մկանային մանրաթելերին՝ նպաստելով դրանց կծկմանը: Այսպիսով, մաշկը ամրանում է, նրա առաձգականությունը մեծանում է: Մկանային հյուսվածքի վրա էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունը ոչ միայն հանգեցնում է դրա կծկման, այլև նպաստում է տեղական արյան շրջանառության և լիմֆատիկ դրենաժի բարելավմանը: Սա ուժեղացնում է հյուսվածքների սնուցումը և նպաստում է նյութափոխանակության արտադրանքի արագ հեռացմանը. ճարպերի քայքայումը և տոքսինների հեռացումը մարմնից, ինչը հիմնական շարժիչ ուժն է կազմվածքի շտկման և ցելյուլիտի դեմ պայքարում: EMS մերսողի կանոնավոր օգտագործումը՝ բարելավելով արյան շրջանառությունը և ավիշը, կկանխի երակային խանգարումները և կթեթևացնի այտուցը:

RF - LIFTING-ը պրոցեդուրա է, որի ժամանակ հյուսվածքների խորը շերտերը տաքացվում են բարձր հաճախականության հոսանքի օգնությամբ: Էլեկտրական իմպուլսը, շրջանցելով էպիդերմիսը, բարձրացնում է ջերմաստիճանը դերմիսում և ենթամաշկային ճարպում, ինչը հանգեցնում է կոլագենի սինթեզի: Բարելավվում է արյան շրջանառությունը, արագանում է ճարպային բջիջների նյութափոխանակությունը: Պրոցեդուրայի արդյունքում մաշկի հատկությունները զգալիորեն բարելավվում են՝ առաձգականությունը, առաձգականությունը և տուրգորը մեծանում են, այն նկատելիորեն ձգվում է: Ռադիոհաճախական իմպուլսները կարող են նվազեցնել ճարպային հյուսվածքի ծավալը, սակայն RF լիֆթինգի հիմնական գործառույթը մաշկը ձգելն է:

Ֆոտոթերապիայի շրջանակներում յուրաքանչյուր գույն համապատասխանում է տեսանելի լույսի սպեկտրում որոշակի ալիքի երկարությանը: Տարբեր խորություններում ազդելով մաշկի վրա՝ լույսը ներծծվում է մաշկի ընկալիչների կողմից՝ ակտիվացնելով բջջի ներսում բնական գործընթացները և առաջացնելով մաշկի որոշակի ռեակցիա: Ունենալով ամենաերկար ալիքի երկարությունը (KIO 630 20 nm) կարմիր LED լույսը թափանցում է մաշկը ավելի խորը, քան ներկայացված լույսի բոլոր տեսակները: Այն գործում է ֆիբրոբլաստների վրա, ինչը խթանում է կոլագենի արտադրությունը և դրանով իսկ՝ մաշկի վերականգնումը: Կարմիր LED լույսով թերապիայի արդյունքում մեծանում է մաշկի ամրությունն ու առաձգականությունը, մաշկը ձգվում է, մաշկի ծերացման արտաքին նշանները՝ կնճիռներն ու պիգմենտացիան, նվազում են:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Կոմպակտ էրգոնոմիկ ձև, որի շնորհիվ սարքը հարմար է ձեռքում:
2. Մերսողը համատեղում է 3 արդյունավետ տեխնոլոգիաներ՝ EMS, RF, LED:
3. Կոմպլեկտում 2 մասնագիտացված մագնիսական վարդակներ յուրաքանչյուր ռեժիմի համար.
EMS վարդակ 4 խոշոր գնդաձև մետաղական էլեկտրոդներով և RF&LED վարդակ էլեկտրոդներով փոքր գնդիկների և օղակների, ինչպես նաև լուսադիոդների տեսքով:
4. Սարքի ընդլայնված աշխատանքային մակերեսը թույլ է տալիս անմիջապես գործել մարմնի բավականին մեծ տարածքների վրա:
5. Կառավարեք 1 կոճակ՝ միացում/անջատում և ինտենսիվության անջատում:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՆԵՐ.
1. Մարմնի մերսողն ունի 2 մագնիսական վարդակ՝ EMS ռեժիմում աշխատելու համար մեծ գնդիկներով վարդակ և RF&LED ռեժիմում աշխատելու համար՝ օղակով և փոքր գնդիկներ: Տեղադրեք վարդակը սարքի կորպուսի մեջ. դրա համար վարդակը տեղադրեք սարքի մարմնի խորքում:
2. Միացման/անջատման կոճակի վրա երկար սեղմումով (2 վայրկյան) վարդակ տեղադրելուց հետո միացրեք մերսիչը: Կախված ընտրված վարդակից, կսկսվի EMS կամ RF&LED ռեժիմը, կվառվի ազդեցության ինտենսիվության ցուցիչը:
3. Ե՛վ EMS, և՛ RF&LED ռեժիմում կա 3 ինտենսիվության մակարդակ: Մակարդակը փոխելու համար կրկին սեղմեք ինտենսիվության մակարդակի անջատիչ կոճակը: Լույսի ցուցիչը աստիճանաբար լցվում է, երբ ուժի մակարդակը մեծանում է: Առավելագույն մակարդակին հասնելուց հետո մակարդակի միացման կոճակը բազմիցս սեղմելիս սարքն ավտոմատ կերպով անցնում է ազդեցության ուժգնության նվազագույն մակարդակին: Նկատի ունեցեք, որ միայն RF ինտենսիվության մակարդակը փոխվում է RF&LED ռեժիմում, LED-ը մնում է հաստատուն:
4. Մերսողն ունի խելացի ժմչփ, սարքը 5 րոպե աշխատելուց հետո կանջատվի
5. Սարքն անջատելու համար սեղմեք միացման/անջատման կոճակը և պահեք 2 վայրկյան:
6. Ծայրիկը հանելու համար մի ձեռքով վերցրեք սարքը, երկրորդ ձեռքով վերցրեք մերսող գլխի կողային «ականջները»: Ուժով քաշեք վարդակը ձեր վրա, հանեք այն սարքի մարմնից:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Մաքուր մաշկի վրա մերսող օգտագործեք, մարմնից հեռացրեք ավելորդ յուղը և ցանկացած աղտոտիչ:
2. Եթե մերսման ընթացքում ձեր կոնտակտային գելը կամ խնամքի միջոցը ներծծվում է մաշկի մեջ, այն կրկին քսեք մերսողի ազատ տեղաշարժը (սայթաքում) ապահովելու և էֆեկտի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: Մարմնի տարբեր մասերում շրջելիս կոնտակտային գել քսեք մարմնի այն հատվածի մաշկին, որտեղ նախատեսում եք աշխատել:

մերսումից առաջ.
3. KIO մերսիչը հագեցած է շարժման սենսորով: Օգտագործման ընթացքում համոզվեք, որ սարքը տեղափոխեք մաշկի վրայով: Եթե սարքը երկար ժամանակ առանց շարժման թողնեք մեկ տեղում, այն կդադարի աշխատել: Շարժման վերսկսումից հետո սարքը նորից կսկսի աշխատել:
4. Խնդրում ենք խուսափեք նույն հատվածում երկար ժամանակ կրկնվող շարժումներից, խնդրում ենք մերսողն անշարժ մի պահեք որոշակի հատվածում: Տարբեր մարդիկ ունեն տարբեր ցավի շեմեր և մաշկի զգայունություն. սարքը առանց որոշակի հատվածի վրա շարժվելու պահելը կարող է հանգեցնել փոքր այրվածքների: Օգտագործման ընթացքում մի մնացեք մեկ տեղում 2-3 վայրկյանից ավելի:
5. Մաշկի զգայունությունը և սարքի արդյունավետությունը անհատական հատկանիշներ են, որոնք տարբերվում են կախված անձից և ազդեցության տարածքից:
EMS MODE:
1. Կիրառեք մաշկի հետ շփման գել հաղորդիչին կամ ձեր խնամքի միջոցը ջրի վրա հիմնված գելման կառուցվածքի վրա, ինչը կապահովի հոսանքների ավելի լավ հաղորդունակություն՝ առավելագույն արդյունքների համար:
2. Սահմանեք վարդակն ըստ այն ռեժիմի, որը ցանկանում եք օգտագործել:
3. Միացրեք սարքը, առաջին կիրառման համար ընտրեք EMS-ի սկզբնական ինտենսիվության մակարդակը:
4. Գոտկատեղը մերսելու համար սարքը պահեք կողքերից՝ ծայրամասից դեպի կենտրոն շարժվելով 5 րոպե:
5. Ոտքերը մերսելու համար սարքը պահեք ազդրի/սրունքի վրա՝ 5 րոպե շարժվելով դեպի վեր:
6. Ձեռքի մերսման համար սարքն ուսի վրա պահեք արմունկից մինչև ուսի միացում 5 րոպե:
7. Որովայնի մերսման համար սարքը զիգզագով շրջեք գլխիվայր՝ 5 րոպե խուսափելով պտույտի հատվածից:
8. Մերսման ժամանակ համոզվեք, որ բավականաչափ ճնշում գործադրեք, որպեսզի ապահովեք էլեկտրոդի մակերեսի ամբողջական շփումը մաշկի հետ:
9. Գործընթացի ավարտից հետո անջատեք սարքը, հանեք և մաքրեք վարդակը:
Կոնտակտային գելը կամ խնամքի միջոցը թողեք մաշկին մինչև ամբողջովին ներծծվի, որից հետո մաքրեք մաշկը:
RF ՌԵԺԻՄ:
1. Կիրառեք մաշկի հետ շփման գել հաղորդիչին կամ ձեր խնամքի միջոցը ջրի վրա հիմնված գելման կառուցվածքի վրա, ինչը կապահովի հոսանքների ավելի լավ հաղորդունակություն՝ առավելագույն արդյունքների համար:
2. Սահմանեք վարդակն ըստ այն ռեժիմի, որը ցանկանում եք օգտագործել:
3. Միացրեք սարքը, առաջին կիրառման համար ընտրեք RF&LED-ի սկզբնական ինտենսիվության մակարդակը:
4. Ընտրեք ազդեցության տարածքը և կատարեք ստորև թվարկված մերսման շարժումները:
RF ֆունկցիայի հիմքը մաշկի տաքացումն է՝ կոլագենի վերականգնումը և ենթամաշկային ճարպային նյութափոխանակությունը խթանելու համար: Եթե դուք զգում եք, որ ջեռուցման ջերմաստիճանը անբավարար է, նվազեցրեք սահելու արագությունը, եթե հակառակ ջերմաստիճանը չափազանց բարձր է, բարձրացրեք շարժման արագությունը, որպեսզի ջերմաստիճանը հարմարավետ զգա:
5. Օգտագործելով սահող շարժումներ, 5 րոպե շարժվեք մաշկի հյուսվածքի ուղղությամբ:
6. Հորիզոնական սահում 5 րոպե:
7. Շրջանաձև շարժումները շարժվում են ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ 5 րոպե:
8. Կրկնեք շրջանաձև շարժումները ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ 5 րոպե:

9. Գործընթացի ավարտից հետո անջատեք սարքը, հանեք և մաքրեք վարդակը: Կոնտակտային գելը կամ խնամքի միջոցը թողեք մաշկին մինչև ամբողջովին ներծծվի, որից հետո մաքրեք մաշկը:

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախականություն	ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ՈՒՌՈՒՑՈՒՄ / ՎԱՂ ԼԻՄՖԱՅԻՆ ՀՈՍՔ / ՄԿԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒԼՈՒԹՅՈՒՆ	Առավոտյան	EMS՝ որովայն և իրան - 10-15 րոպե; ազդրեր և հետույք - 15-20 րոպե: Ընդհանուր նստաշրջան՝ մինչև 40 րոպե: Սկսեք նվազագույն ինտենսիվությունից և աստիճանաբար ավելացրեք՝ ըստ հարմարավետության և մաշկի վիճակի: Մկանային կծկումները պետք է զգացվեն՝ առանց ցավի:	Սկզբնական դասընթաց՝ շաբաթական 3-4 անգամ 6-8 շաբաթ: Պահպանումը՝ շաբաթական 1-2 անգամ:	Սկզբնական դասընթաց՝ 6-8 շաբաթ: Այնուհետև վերցրեք 1-2 ամիս ընդմիջում, որպեսզի մաշկը վերականգնվի և չհարմարվի մշտական խթանմանը: Սպասարկում՝ շարունակական:
ՄԱՇԿԸ ՁԳՎՈՂ / ՀԱՐԹՈՂ ՁԳՎԱԾՔՆԵՐ	Երեկոյան	RF & LED՝ որովայն և իրան՝ 10-15 րոպե; ազդրեր և հետույք - 15-20 րոպե: Ընդհանուր նստաշրջան՝ մինչև 40 րոպե: Բարձրացնել RF ինտենսիվությունը հարմարավետ սահմաններում: Մաշկը պետք է տաք զգա՝ առանց գերտաքացման:	Սկզբնական դասընթաց՝ շաբաթական 2-3 անգամ 6-8 շաբաթ: Տեխնիկական սպասարկում՝ շաբաթական մեկ անգամ; ընդունելի է նաև 10-14 օրը մեկ անգամ:	
Համակցված ԲՈՒԺՈՒՄ	EMS առավոտյան և RF & LED երեկոյան, կամ համակցված նիստ կեսօրին	EMS + RF & LED: Որովայն և իրան՝ EMS 10-15 րոպե, RF & LED 10-15 րոպե: Ազդեր. EMS 10-15 րոպե մեկ ոտքի համար, RF & LED 15-20 րոպե մեկ ոտքի համար: Հետույք՝ EMS 15 րոպե, RF & LED 15 րոպե: Համակցված նիստում օգտագործեք տարբեր ռեժիմներ տարբեր հատվածների համար՝ EMS ազդրերի/հետույքների համար, RF և LED որովայնի/իրանի համար:	EMS՝ շաբաթական 3 անգամ: RF & LED՝ շաբաթական երկու անգամ:	

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Արգելվում է օգտագործել սարքը.
• առիթմիայով կամ սրտի որևէ այլ հիվանդությամբ տառապող անձինք, սրտի ռիթմավարներ ունեցող անձինք:
սարքի օգտագործման տարածքում մշտական մետաղական իմպլանտներ կամ պիրսինգներ ունեցող անձինք.
• Ալերգիայով տառապողներ, ինչպես նաև շաքարային դիաբետով, կարմիր գայլախտով, պորֆիրիայով, սրտանոթային հիվանդություններով, արյան մակարդման խանգարումներով կամ աուտոիմուն հիվանդություններով (օրինակ՝ ՄԻԱՎ կամ ՁԻԱՀ) ունեցող մարդիկ:
• Մաշկի չբացահայտված վնասվածքներով անձինք.
• Ճառագայթային կամ քիմիաթերապիայի ենթարկվող մարդիկ: Այս սարքը հարմար է ճարպակալման կամ հղիության հետևանքով առաջացած ձգվող նշանների դեպքում: Սակայն այս սարքը չի օգտագործվում սպիների բուժման համար:
Մարդիկ, որոնց մաշկը ներկա կամ մոտ անցյալում մշակվել է ալֆա հիդրոթթուներով (AHA), բետա հիդրոթթուներով (BHA), տեղային իզոտրետինոինով կամ ազելաաթթվով:
Անձինք, ովքեր ընդունում են Roaccutane-ի ցանկացած ձև վերջին 6 ամիսների ընթացքում:
Լուսազգայուն դեղամիջոցներ կամ բժշկի նշանակած այլ դեղամիջոցներ ընդունող անձինք.
Խնդրում ենք, նախքան մերսող օգտագործելը, կարդացեք ձեր դեղամիջոցի օգտագործման հրահանգները: Եթե հրահանգները ցույց են տալիս, որ դեղամիջոցը կարող է առաջացնել ֆոտոալերգիկ կամ ֆոտոտոքսիկ ռեակցիաներ, կամ եթե այն ցուցված է արևի լույսից խուսափելու համար, խնդրում ենք մի օգտագործեք այս սարքը:
Մարդիկ, ովքեր ընդունում են հակամակարդիչ դեղամիջոցներ, ներառյալ ասպիրինի բարձր չափաբաժինները: Խորհուրդ է տրվում մերսող օգտագործել բուժման ավարտից միայն մեկ շաբաթ անց:
2. Սարքը մի օգտագործեք դեմքի, պարանոցի, կրծքավանդակի, սեռական օրգանների և մարմնի այն հատվածների վրա, որոնք վերջին 3 ամսվա ընթացքում պլաստիկ վիրահատության են ենթարկվել:
3. Սարքը մի օգտագործեք LED թերապիայի ռեժիմում, եթե ձեր մաշկը զգայուն է լույսի նկատմամբ, հակված է ցաների, ալերգիկ ռեակցիաների:
4. Սարքը մի օգտագործեք լուսադիոդային թերապիայի մեջ, եթե մերսողի օգտագործման տարածքում առկա են վարակներ, էկզեմա, այրվածքներ, մազի ֆոլիկուլների բորբոքումներ, բաց վերքեր, կապտուկներ, հերպեսի սիմպլեքս, մաշկի վնասվածքներ կամ հեմատոմաներ:
5. Մի մատնացույց արեք աչքերի մեջ և մի նայեք այս մերսողի լույսի աղբյուրին:
6. Մի փորձեք ապամոնտաժել, վերանորոգել կամ փոփոխել սարքը: Մի օգտագործեք այս սարքը որևէ այլ նպատակի համար, քան նշված է սույն հրահանգի ձեռնարկում:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Պահեք այն երեխաների համար անհասանելի վայրում:
2. Օգտագործեք այս սարքը ուշադիր՝ համաձայն այս առաջարկությունների: Հրահանգներին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել անցանկալի հետևանքների:
3. Մի օգտագործեք այս սարքը դյուրավառ կոսմետիկայի հետ:
4. Մի օգտագործեք այս սարքը աչքերի շուրջ հատվածի վրա:
5. Սարքը օգտագործելուց առաջ ստուգեք այն վնասված չէ: Եթե մերսողը ճիշտ չի աշխատում, կոտրված կամ վնասված է, մի օգտագործեք այն:
6. Սարքի առաջին օգտագործումից 24 ժամ առաջ անցկացրեք զգայունության թեստ: Կիրառեք մի փոքր քանակությամբ կոնտակտային գել ձեր նախաբազկի ներսին՝ համոզվելու համար, որ ոչ խնամքի միջոցը, ոչ մերսողը մաշկի ռեակցիա չեն առաջացնում:

7. USB-C լիցքավորման մալուխը և լիցքավորիչի միակցիչը չոր պահեք: Մի օգտագործեք սարքը լիցքավորման ժամանակ:
8. Զգույշ եղեք, երբ օգտագործում եք ձեր կոնտակտային գելը կամ խնամքի միջոցը, կոսմետիկայի բաղադրության մեջ պարունակվող յուղն ու թթուն կարող են վնասել սարքի ծածկույթը:
9. Օգտագործելուց առաջ խորհրդակցեք բժշկի հետ, դադարեցրեք օգտագործումը, եթե զգում եք անհարմարություն կամ ունենում եք որևէ անբարենպաստ ռեակցիա, եթե ունեք ալերգիա, մաշկային հիվանդություններ, դերմատիտ և այլն:

ՏՈՒԿԻ ՄԵՋ՝ (1) սարքի պատյան, (2) EMS վարդակ, (3) RF&LED վարդակ,
4. լիցքավորման մալուխ, 5) պահեստային պայուսակ, 6) հրահանգ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 60 min

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 5 min

ԸՆԹԱՑԻԿ: RF+LED՝ • Ինտենսիվություն 1՝ 975 50 mA • Ինտենսիվություն 2՝ 990 50 mA • Ինտենսիվություն 3՝ 1005 50 mA: EMS՝ • Ինտենսիվություն 1՝ 30 10 mA • Ինտենսիվություն 2՝ 41 10 mA • Ինտենսիվություն 3՝ 52 10 mA: ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. • RF ռեժիմ 2M Hz 0.2M Hz • EMS ռեժիմ (փոփոխական հաճախականության ցիկլով) 78.5Hz 10%, 18.5Hz 10%

ԱԼԻՔԻ ՁԵՎ: ուղղանկյուն ալիքի ձև
ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX6



LED HAND MASK - ՁԵՌՔԻ ՖՈՏՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԴԻՄԱԿ

4 լուսային սպեկտր

Հարթեցնում է կնճիռները

Նվազեցնում է պիգմենտացիան

Հավասարակշռում է մաշկի յուղայնությունը

Բարելավում է ամրությունը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ձեռքերի մաշկի տարիքային փոփոխություններ, առաձգականության և թուլության կորուստ, տարիքային պիգմենտացիա, խնդրահարույց մաշկ (պզուկներ, բորբոքումներ):

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ սիլիկոն, ABS պլաստիկ:

Քաշ: 326 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

Ֆոտոթերապիան (LED) տարբեր երկարությունների լույսի ալիքների ազդեցության մեթոդ է, որը թափանցում է մաշկի որոշակի խորություն և ներծծվում բջիջների կողմից՝ առաջացնելով բնական վերածննդի գործընթացներ:

Կարմիր LED լույս (630 nm) - խթանում է նյութափոխանակության գործընթացները բջիջներում, նպաստում է խորը վերականգնմանը, բարելավում է մաշկի հյուսվածքը և պայծառացնում պիգմենտային բծերը:

Կապույտ LED լույս (415 nm). նորմալացնում է յուղոտ մաշկի հավասարակշռությունը, նպաստում է մանրակրկիտ մաքրմանը և հանգստացնում է այն:

Ինֆրակարմիր մոտ (NIR) (830 nm)՝ ներթափանցում է հյուսվածքների խորը շերտեր, արագացնում է բջիջների նորացումը, մեծացնում է առաձգականությունը և ձգում ձեռքերի մաշկը:

Խառը (Կարմիր + Կապույտ) (630 + 415 nm): համատեղում է երկու սպեկտրների ուժը՝ հզոր հակատարիքային, մաքրող և վերականգնող ազդեցությունների համար:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Ավտոմատ և ձեռքով կառավարում. օգտագործեք պատրաստի 15 րոպեանոց ավտոմատ ցիկլը փոփոխվող գույներով կամ ընտրեք 1 ձեռքով ռեժիմ մեկ լույսով 10 րոպե:
2. Խելացի ժմչփ. սարքն ավտոմատ անջատվում է նիստից հետո (15 րոպե ավտոմատ ռեժիմում, 10 րոպե ձեռքով), ինչը երաշխավորում է անվտանգ օգտագործումը:
3. 106 լուսադիոդներ՝ ապահովում են ձեռքերի, նախաբազուկների և դաստակների ողջ մակերեսի հզոր և միատեսակ ծածկույթ:
4. Էրգոնոմիկա և անվտանգություն. դիմակը պատրաստված է սննդային սիլիկոնից և հեշտությամբ ամրացվում է ձեռքի վրա՝ Velcro-ի վրա հարմար ժապավեններով:
5. Անլար աշխատանք: 1500 mAh տարողությամբ մարտկոցը մեկ լիցքավորմամբ ապահովում է մինչև 40 րոպե անընդմեջ աշխատանք՝ առանց հոսանքին միացնելու:
6. Մոտ ինֆրակարմիր (NIR) սպեկտրը թույլ է տալիս երիտասարդացման գործընթացներ սկսել դերմիսի ամենախոր շերտերում, որոնք հասանելի չեն սովորական կոսմետիկայի և ստանդարտ ֆոտոթերապիայի համար:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Ամրացրեք դիմակի վրա ամրացնելու համար նախատեսված գոտիները. աջ և ձախ ժապավենները դրեք դիմակի կողքերի համապատասխան անցքերի մեջ և ամրացրեք դրանք Velcro-ի վրա:
2. Դիմակը դրեք ձեր ձեռքին և ամրացրեք ձախ ժապավենը աջ կողմում:
3. Համառոտ սեղմեք հեռակառավարիչի միացման/անջատման կոճակը: Դիմակն ավտոմատ կերպով ձեռքով կմիանա կարմիր LED լույսի ներքո:
4. Mode Switch կոճակով (AUTO/MANUAL) ընտրեք ձեր ուզած ռեժիմը.
Ավտոմատ կամ ձեռքով: Ընտրված ռեժիմի մոտ A կամ M լուսադիոդը կլուսավորվի:
5. Ձեռքով ռեժիմ (M). սնուցման կոճակի կարճ սեղմումների օգնությամբ ընտրեք ցանկալի լույսը (1 կարմիր, 2 կապույտ, 3 մոտ ինֆրակարմիր, 4 խառը): Խելացի ժմչփը գործում է 10 րոպե:
6. Ավտոմատ ռեժիմ (A). Ռեժիմները կփոխվեն ինքնուրույն՝ 5 րոպե կարմիր, 4 րոպե կապույտ, 3 րոպե մոտ ինֆրակարմիր, 3 րոպե խառը: Նիստի ընդհանուր տևողությունը 15 րոպե է:
7. Սարքը երկար ժամանակով անջատելու ստիպելու համար սեղմեք «on/off» կոճակը:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Զգայունության թեստ Կարևոր է. առաջին պրոցեդուրայից առաջ պետք է կատարել զգայունության թեստ: Տեղադրեք սարքը ձեր նախաբազկի ներքին մասում: Միացրեք դիմակը և տրամադրեք նվազագույնը 10 րոպե: Եթե ջերմություն կամ անհանգստություն եք զգում, անմիջապես դադարեցրեք օգտագործումը: Թեստն ավարտելուց հետո սպասեք առնվազն 6 ժամ: Եթե մաշկը կարմիր է և/կամ քոր առաջանում է, ապա սարքը ձեզ համար հարմար չէ:
2. Զգայունության թեստի ավարտին մաքրեք ձեռքի մաշկը, մի կիրառեք խնամքի միջոցներ:
3. Դիմակը դրեք ձեր ձեռքին և կողպեք ժապավենները:
4. Ընտրեք ցանկալի ռեժիմը (ավտոմատ կամ ձեռքով) և կատարեք ընթացակարգը:
5. Խորհուրդ չի տրվում գերազանցել օգտագործման ժամանակաչափը:
6. Սեանսից հետո խորհուրդ է տրվում կիրառել խնամք, խոնավեցնող միջոցներ՝ արդյունքն ամրապնդելու համար:

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Տեսանելի էֆեկտի հասնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել LED ՁԵՌՔԻ ԴԻՄԱԿ առնվազն 4 շաբաթ: 1-ին շաբաթ՝ 3 օրը մեկ 10-15 րոպե: 2-րդ և 3-րդ շաբաթ՝ 2 օրը մեկ 10-15 րոպե: 4-րդ շաբաթ՝ ամեն օր 10-15 րոպե:

Արձանագրություն «Խորը հակատարիքային և լիֆտինգ»

Ռեժիմ	ՓՈՒԼ	ԺԱՄԱՆԱԿ	ԼՈՒՅՍ	ՀԻՄՆԱՑՈՒՄ
Օգտագործման հրահանգներ	1-ին նիստ	10 min	Ինֆրակարմիր մոտ (NIR)	Տաքացնում է խոր հյուսվածքները, արագացնում բջջային նյութափոխանակությունը և դերման նախապատրաստում վերականգնման:
	2-րդ նիստ	10 min	Կարմիր LED լույս:	Հզորորեն խթանում է կոլագենի արտադրությունը

Հետագա նիստերը փոփոխվում են՝ ըստ LED ՁԵՌՔԻ ԴԻՄԱԿԻ օգտագործման հաճախականության և տևողության:

Դետոքս և հակաբակտերիալ խնամքի արձանագրություն

Ռեժիմ	ՓՈՒԼ	ԺԱՄԱՆԱԿ	ԼՈՒՅՍ	ՀԻՄՆԱՑՈՒՄ
Օգտագործման հրահանգներ	1-ին նիստ	10 min	Կապույտ LED լույս:	Ոչնչացնում է բակտերիալ միջավայրը, նորմալացնում է ճարպի պարունակությունը և հանգստացնում գրգռված հատվածները
	2-րդ նիստ	10 min	Խառը լույս	Հզորորեն խթանում է կոլագենի արտադրությունը

Հետագա նիստերը փոփոխվում են՝ ըստ LED ՁԵՌՔԻ ԴԻՄԱԿԻ օգտագործման հաճախականության և տևողության:

Ունիվերսալ երիտասարդացման արձանագրություն. Օգտագործեք ավտոմատ ռեժիմ՝ առանց լրացուցիչ կարգավորումների. այն ուղղորդում է մաշկը բոլոր փուլերով՝ սկսած կոլագենի արտադրությունից մինչև խորը ինֆրակարմիր խթանում:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Լույսի նկատմամբ զգայունության բարձրացում. արգելվում է սարքն օգտագործել լույսի նկատմամբ գերզգայունություն առաջացնող հիվանդությունների դեպքում (օրինակ՝ կարմիր գայլախտ, ֆոտոդերմատոզ):
2. Դեղորայք և կոսմետիկա. մի օգտագործեք դիմակ, եթե դեղորայք եք ընդունում կամ օգտագործում եք լույսի նկատմամբ զգայուն միջոցներ (ռետինոիդներ, որոշ հակաբիոտիկներ, ցիտրուսային եթերայուղեր):
3. Մաշկի վնասում. դիմակը չի կարելի օգտագործել բաց վերքերով, խոցերով, խորը ճաքերով, թարմ հետվիրահատական կարերով կամ ծանր բորբոքման նշաններով հատվածներում:
4. Հղիություն և լակտացիա՝ այս ժամանակահատվածներում դիմակի օգտագործումը հնարավոր է միայն բժշկի հետ պարտադիր խորհրդակցությունից հետո:
5. Ընթացակարգի անհանդուրժողականություն. սարքը ձեզ համար հարմար չէ, եթե նախաբազկի պարտադիր նախնական փորձարկումից հետո մաշկը կարմրում է կամ սկսում է քոր առաջանալ:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Պարտադիր թեստ. Նախքան առաջին կիրառումը, միշտ զգայունության թեստ կատարեք նախաբազկի ներքին մասում:
2. Առողջության վատթարացում. անմիջապես դադարեցրեք օգտագործումը, եթե նստաշրջանի ընթացքում ջերմություն, անհանգստություն կամ ընդհանուր վատթարացում զգաք:
3. Տեսողության պաշտպանություն. սարքի շահագործման ընթացքում ուղղակիորեն մի նայեք միացված լուսադիոդներին:
4. Էլեկտրական անվտանգություն: Լիցքավորման ընթացքում դիմակն օգտագործելը խստիվ արգելվում է: Մինչև պրոցեդուրան սկսելը անջատեք լիցքավորման մալուխը:
5. Պաշտպանություն խոնավությունից. Սարքը ջրակայուն չէ: Արգելվում է այն օգտագործել լոգարանում և ջրի մոտ, թաց ձեռքերով շոշափել, ընկղմվել ջրի մեջ կամ լվանալ ջրի հոսքի տակ:
6. Զգույշ վարվելով՝ դիմակը շատ մի՛ թեքեք, մի՛ սեղմեք այն և մի՛ դրեք ծանր առարկաներ, քանի որ դա կարող է վնասել ներքին ճկուն չիպերն ու լուսադիոդները:
7. Ջերմաստիճան. Մի օգտագործեք և մի պահեք դիմակը տաքացուցիչների, բաց կրակի, արևի ուղիղ ճառագայթների տակ կամ մեքենայի մեջ շոգ եղանակին:
8. Մաքրում. դիմակը կարելի է մաքրել միայն այն բանից հետո, երբ այն ամբողջությամբ անջատված է և անջատված է էլեկտրական ցանցից:
9. Մի՛ օգտագործեք վնասված դիմակ և մի՛ ապամոնտաժեք կամ ձևափոխեք սարքն ինքնուրույն: Դա կարող է հանգեցնել հոսանքահարման և երաշխիքի չեղարկման:

10. Նպատակը. Դիմակն օգտագործեք միայն նախատեսված նպատակի համար և հրահանգներին համապատասխան:

ՏՈՒԿԻ ՄԵՋ՝ (1) դիմակ, (2) խարսխման գոտիներ, (3) կրկնակի Type-C լիցքավորման մալուխ, 4. օգտագործման հրահանգներ, (5) պահեստավորման պայուսակներ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:
ՉԱՓԵՐԸ (H X W X D): 385x185x52 mm: Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը՝ լիթիում-իոնային մարտկոց: ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՈՒՄԸ՝ 3.7 V. ՀԱԶԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 5 W. Մարտկոցի հզորությունը՝ 1500 mAh: ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԼԱՐՄԱՆԸ՝ 5 V. ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԿԵՏ՝ 15 րոպե (ավտոմատ ռեժիմ), 10 րոպե (մեխանիկական ռեժիմ): Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿԸ՝ 1,5 ժամ: ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ՝ 40 րոպե: LED COUNT՝ 106 լամպ:
ԱԼԻՔՆԵՐԻ ԵՐԿՈՒՅԹԸ.
• կարմիր - 630 nm
• Կապույտ - 415 nm
Մոտ ինֆրակարմիր (NIR) - 830 nm
• խառը (կարմիր + կապույտ) - 630 + 415 nm
Ճառագայթման ինտենսիվությունը.
• կարմիր՝ 4,9 mW/cm
• կապույտ - 28 mW/cm
Մերձ-ինֆրակարմիր (NIR) - 10,1 mW/cm
• խառը (կարմիր + կապույտ) - 15 mW/cm



LED MASK - ՏԱՆԱՅԻՆ ՖՈՏՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԴԻՄԱԿ

Նվազեցնում է պիգմենտացիան

Բարելավում է դեմքի գույնը

Բարելավում է մաշկի ամրությունը

Հարթեցնում է կնճիռները

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ մաշկի ծերացման նշաններ, ֆոտոծերացում, պիգմենտացիայի և հիպերպիգմենտացիայի դրսևորում, պզուկներ, պոստակնե, կուպերոզ, ռոզացեա և այլ անոթային ախտահարումներ:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ, սիլիկոն:

Քաշ: 215 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

Կարմիր LED լույս - Այս լույսը թափանցում է մաշկը ավելի խորը, քան տեսանելի սպեկտրի մյուս գույները: Այն գործում է ֆիբրոբլաստների (կոլագեն սինթեզող բջիջների վրա)՝ դրանով իսկ նպաստելով մաշկի երիտասարդացմանը և պայքարելով ծերացման նշանների դեմ:

Կապույտ LED լույսն ունի ամենացածր ներթափանցման խորությունը և գործում է էպիդերմիսի մակարդակով: Պորֆիրինները (մարդու մարմնի պիգմենտները) ունակ են կլանել կապույտ LED լույսը և ազատել թթվածնի մոլեկուլները՝ սպանելով պզուկների բակտերիաները, որոնք ապրում են մաշկի մակերեսին: Այսպիսով կապույտ LED լույսը ախտահանում է, նվազեցնում բորբոքային գոյացությունները, պայքարում է պզուկների դեմ:

Դեղին LED լույս - ներթափանցում է մաշկի մեջ այնքան խորը, որ խթանում է կոլագենի արտադրությունը, ինչի շնորհիվ հարթեցնում է կնճիռները: Բջջային պրոցեսների վրա դեղին LED լույսի ազդեցությամբ լիմֆատիկ անոթները ակտիվանում են, դրենաժը և ավշային հոսքը բարելավվում են: Այսպիսով, այտուցը նվազում է, տոքսինները դուրս են գալիս մարմնից: Բացի այդ, դեղին LED լույսը հանգստացնող և հակաբորբոքային ազդեցություն ունի մաշկի վրա:

Խառը լույս - կարմիր և կապույտ գույների համադրությունը թույլ է տալիս համատեղել դրանց ֆունկցիոնալությունը, ուստի խառը լույսը համարվում է ամենաարդյունավետը բորբոքման հետ աշխատելիս՝ պզուկ և պոստակնե: Կապույտ LED լույսը ավելի մակերեսային ներթափանցման շնորհիվ պայքարում է մաշկի հիվանդությունների դեմ, որոնք կապված են մաշկի վերին արտաքին շերտի՝ էպիդերմիսի հետ: Մյուս կողմից, կարմիր LED լույսը էականորեն ազդում է ճարպի արտադրության վրա, որը համակցված բարձր արդյունավետություն է հաղորդում մաշկային հիվանդությունների դեմ պայքարում:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Դիմակը հագեցած է ամրացման համար կարգավորվող ժապավեններով:
2. Ներկառուցված աչքի պաշտպանիչները պաշտպանում են աչք ուղիղ լույսի ներթափանցումից:

3. Սննդի սիլիկոնե դիմակը օգտագործման համար անվտանգ է:
4. Կոմպակտ հեռակառավարման վահանակը թույլ է տալիս շարժական դիմակ օգտագործել:
5. Ավտոմատ և ձեռքով կառավարման ռեժիմներ:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Դիմակի առաջին օգտագործումից առաջ անցկացրեք «Զգայունության թեստ»՝ ըստ հրահանգների:
2. Հեռակառավարման վահանակի վրա սեղմեք և պահեք միացման/անջատման կոճակը 1 վայրկյան՝ դիմակը միացնելու համար: Միացնելուց հետո կարմիր LED լույսի գործառույթը և ձեռքով կառավարման ռեժիմը կակտիվանան: Միացման կոճակի կողքին կվառվի M տառով ցուցիչը (Ձեռնարկ - ձեռքով կառավարման ռեժիմ):
3. Եթե դիմակը պահանջում է լիցքավորում, կարդացեք Լիցքավորման հրահանգների բաժինը և նշեք, որ դիմակը չի աշխատում լիցքավորման ժամանակ:
4. Կրկին սեղմեք միացման/անջատման կոճակը, դիմակը կանցնի կապույտ լուսադիոդային ռեժիմի:
5. Երրորդ անգամ սեղմեք միացման/անջատման կոճակը, կսկսվի դեղին LED լույսի ռեժիմը:
6. Չորրորդ անգամ սեղմեք միացման կոճակը, ֆոտոթերապիայի խառը ռեժիմը կակտիվանա:
7. Դիմակը ավտոմատ ռեժիմին անցնելու համար (Auto - ավտոմատ լույսի միացման ռեժիմ), սեղմեք միացման կոճակը:
8. Ավտոմատ ռեժիմում 5 րոպե կարմիր LED լույսի ռեժիմն է, 3 րոպե կապույտ LED լույս, 4 րոպե դեղին LED լույս և ապա 3 րոպե խառնված:
9. Դիմակն անջատելու համար սեղմեք միացման/անջատման կոճակը:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Մաքրել մաշկը դիմակը կիրառելուց առաջ:
2. Դրեք դիմակ, համոզվեք, որ քայլքները ամուր կպած լինեն աչքերին:
3. Ձեր հայեցողությամբ կարգավորեք ձեռքով կամ ավտոմատ կառավարման ռեժիմը:
4. Ձեռքի ռեժիմում ընտրեք LED լուսային թերապիայի ցանկալի գույնը:
5. Նկատի ունեցեք, որ ձեռքով կառավարելու դեպքում ռեժիմն անցնելիս նորից միանում է 10 րոպեանոց խելացի ժմչփը: Այնուամենայնիվ, խստորեն խորհուրդ է տրվում չօգտագործել դիմակը 15 րոպեից ավելի:
6. Վայելեք ֆոտոթերապիայի պրոցեդուրան տանը:

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախականություն	ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ՊՇՈՒԿ / ԲՈՐՔՈՒՄ	Երեկոյան	Կապույտ LED լույս՝ 7 րոպե: Կարմիր LED լույս՝ 3 րոպե: Դեղին LED լույս՝ 5 րոպե:	Օրը մեջ	Ընթացիկ
ՆՈՒՐ գծեր / տարիքի հետ կապված ՓՈՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	Երեկոյան	Կապույտ LED լույս՝ 2 րոպե: Կարմիր LED լույս՝ 7 րոպե: Համակցված լույս՝ 5 րոպե:	Շաբաթը 2-3 անգամ	Ընթացիկ
ՏԵՍԱՆԵԼԻ անոթներ / ԿՈՒՊԵՐՈԶ / ԶԳԱՅՈՒՆ ՄԱՇԿ	Երեկոյան	Կապույտ LED լույս՝ 2 րոպե: Կարմիր LED լույս՝ 2 րոպե: Դեղին LED լույս՝ 2 րոպե: Համակցված լույս՝ 5 րոպե:	Շաբաթը 2-3 անգամ	Ընթացիկ

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախականություն	ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ՊԻԳՄԵՆՏԱՑՈՒՄ / ՄԱՇԿԻ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐ ՏՈՆ	Երեկոյան	Կարմիր LED լույս՝ 6 րոպե: Դեղին LED լույս՝ 4 րոպե: Համակցված լույս՝ 5 րոպե:	Շաբաթը 2-3 անգամ	Ընթացիկ

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. անհարմարության կամ որևէ կողմնակի ազդեցության դեպքում դադարեցնել օգտագործումը:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Սարքը նախատեսված է միայն տնային օգտագործման համար:
2. Մի օգտագործեք դիմակը լիցքավորման ժամանակ:
3. Թույլ մի տվեք, որ ջուրը ներթափանցի սարքի մակերեսը կամ ներսը:
4. Մի օգտագործեք սարքը բաց ջերմության աղբյուրի մոտ:
5. Սարքի մաքրման և սպասարկման ժամանակ անջատեք հոսանքը:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) դեմքի դիմակ, (2) կառավարման վահանակ, (3) DC-USB լիցքավորման լար,
4. ամրացնող ժապավեններ, (5) աչքերի քայլք, (6) հրահանգ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 3-4 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 40-45 min

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 15 րոպե (ավտոմատ ռեժիմ), 10 րոպե (մեխանիկական ռեժիմ)

ՌԵԺԻՄՆԵՐ:
• Կարմիր LED լույս: 630 nm
• Կապույտ LED լույս - ալիքի երկարությունը 490 nm
• Դեղին LED լույս: 590 nm
• խառը լույս

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ).
• Կարմիր LED լույս: 2.4041 mW/cm
• Կապույտ LED լույս: 8.6094 mW/cm
Դեղին LED լույս: 1.2704 mW/cm
• Համակցված լույս: 7.4833 mW/cm

ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԴՈԶԱ (ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԻՆՏԵՆՍԻՏՈՒԹՅՈՒՆ) 15-ՐՈՊԵ ՆԻՍ.
• Կարմիր LED լույս: 2.1637 J/cm
• Կապույտ LED լույս: 7.7485 J/cm
• Դեղին LED լույս: 1.1434 J/cm
• Համակցված լույս: 6.7350 J/cm

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IP22



LED MASK 2.0 - ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑՆՈՂ ՖՈՏՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԴԻՄԱԿ

Նվազեցնում է պիգմենտացիան

Բարելավում է դեմքի գույնը

Բարելավում է մաշկի ամրությունը

Հարթեցնում է կնճիռները

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ մաշկի ծերացման տեսանելի նշաններ, ֆոտոծերացում, պիգմենտացիայի և հիպերպիգմենտացիայի դրսևորում, պզուկներ, պոստակնե, կուպերոզ, ռոզացեա և այլ անոթային վնասվածքներ:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ սիլիկոն, ABS պլաստիկ:

Քաշ: 380 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
LED MASK-ը հիմնված է LED լուսային թերապիայի սկզբունքի վրա: Դիմակի սարքի մեջ ներկառուցված են լուսադիոդային լամպեր, որոնցից յուրաքանչյուրը ծրագրավորված է որոշակի գույնի լույս արձակելու համար: Յուրաքանչյուր գույն համապատասխանում է տեսանելի լույսի սպեկտրի որոշակի ալիքի երկարությանը: Տարբեր խորություններում ազդելով մաշկի վրա՝ լույսը ներծծվում է մաշկի ընկալիչների կողմից՝ ակտիվացնելով բջջի ներսում բնական գործընթացները և առաջացնելով մաշկի որոշակի ռեակցիա:

Կարմիր LED լույսը, ունենալով ամենամեծ ալիքի երկարությունը, կարմիր LED լույսը թափանցում է մաշկը ավելի խորը, քան ներկայացված բոլոր լույսերը: Այն գործում է ֆիբրոբլաստների վրա, ինչը խթանում է կոլագենի արտադրությունը և դրանով իսկ՝ մաշկի վերականգնումը: Կարմիր LED լույսով թերապիայի արդյունքում վերքերի ապաքինումն արագանում է, մաշկը ձգվում է, մաշկի ծերացման արտաքին նշանները, ինչպիսիք են կնճիռները, նվազում:

Կապույտ LED լույսն ունի տեսանելի սպեկտրի բոլոր գույներից ամենակարճ ալիքի երկարությունը: Այն գործում է էպիդերմիսի մակարդակում՝ ունենալով հակամանրէային ազդեցություն: Պորֆիրինները (մեր մարմնի պիգմենտները) ունակ են կլանել կապույտ LED լույսը և ազատել թթվածնի մոլեկուլները՝ սպանելով պզուկների բակտերիաները, որոնք ապրում են մաշկի մակերեսին: Այսպիսով կապույտ LED լույսը ախտահանում է, նվազեցնում բորբոքային գոյացությունները, պայքարում է պզուկների դեմ:

Կանաչ LED լույսը ներծծվում է էպիդերմիսի և դերմիսի կողմից՝ առաջացնելով բջջային ռեակցիա, որի հետևանքներից է մաշկի վերականգնումն ու բուժումը: Օգտագործվում է կարմրությունը նվազեցնելու, զգայուն մաշկի գրգռվածությունը վերացնելու համար: Կանաչ LED լույսը պայքարում է կուպերոզի դեմ՝ նվազեցնելով մազանոթների չափերը՝ նպաստելով արյան ազատ հոսքին:

Դեղին LED լույսը (կարմիր + կանաչ) օգտագործվում է արյան շրջանառությունը խթանելու համար, օգնում է բացել մաշկի երանգը, նվազեցնել պիգմենտացիայի սրությունը:

Խառը լույսը (կարմիր + կապույտ + կանաչ = սպիտակ) օգտագործվում է կոսմետիկայի արագ և խորը ներթափանցման համար: Բացի այդ, այն ունի ընդհանուր հանգստացնող և հանգստացնող ազդեցություն մարմնի վրա:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Ներկառուցված խարիսխ առանց ամրագոտիների:
2. Կառավարման վահանակ LCD էկրանով:
3. LED-ների քանակի ավելացում՝ 117 միավոր:
4. Լույսի ռեժիմներից յուրաքանչյուրի համար 3 ինտենսիվության մակարդակ, էներգիայի բարձր ինտենսիվություն:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՁՆԵՐ.
1. Դիմակի առաջին օգտագործումից առաջ անցկացրեք «Զգայունության թեստ»՝ ըստ հրահանգների:
2. Սեղմելուց առաջ դիմակը միացրեք կառավարման վահանակին՝ օգտագործելով Type C մալուխը:
3. Սարքը միացնելու համար սեղմեք և պահեք կառավարման վահանակի միացման/անջատման կոճակը 2 վայրկյան, սպասեք ձայնային ազդանշանին: Դիմակն ինքնաբերաբար կմիանա կարմիր LED լույսի ռեժիմում առաջին ինտենսիվության մակարդակում:
4. Անցման կոճակների (/) կարճ սեղմումը (1 վայրկյան) թույլ կտա անցնել կապույտ LED լույսի ռեժիմի (ցուցիչ C: B կառավարման վահանակի վրա), կանաչ LED լույսի ռեժիմի (ցուցանիշ C: G), դեղին LED լույսի ռեժիմի (ցուցիչ C: RG), սպիտակ լույսի ռեժիմի (ցուցիչ C: RGB):
5. Լույսի ինտենսիվության կառավարման լամպերի (-/+) կոճակների կարճ սեղմումը (1 վայրկյան) կբարձրացնի մակարդակը մինչև 3 կամ կվերադառնա 1 մակարդակի:
6. Դադարի կոճակի կարճ սեղմումը (1 վայրկյան) կասեցնում է սարքը, այն նորից սեղմելով՝ այն վերադարձնում է աշխատանքի:
7. Սեղմեք և պահեք կառավարման վահանակի միացման/անջատման կոճակը 2 վայրկյան՝ սարքն անջատելու համար:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Մաքրեք և չորացրեք ձեր ձեռքերն ու դեմքը:
2. Դիմակը դրեք ձեր դեմքին՝ ամրացնելով Velcro ամրակները, որպեսզի դիմակը հարմարավետորեն պահվի ձեր դեմքին:
3. Միացրեք դիմակը՝ միացնելով կառավարման վահանակը դրան:
4. Ընտրեք լույսի ցանկալի ռեժիմը և դրա ինտենսիվության մակարդակը:
5. Վայելե՛ք ֆոտոթերապիայի պրոցեդուրան:
6. Լույսի ռեժիմներից յուրաքանչյուրն աշխատում է 15 րոպե, որից հետո հեռակառավարման վահանակն ավտոմատ անջատվում է: Ռեժիմները փոխելիս ժամանակաչափը նորից միանում է: Ֆոտոթերապիա իրականացնելիս ուշադիր հետևեք, որ պրոցեդուրաների ընդհանուր ժամանակը (մեկ նիստում մի քանի ռեժիմ օգտագործելիս) չգերազանցի 15 րոպեն:
7. LED լուսային թերապիայի ավարտից հետո օգտագործեք ձեր խնամքի միջոցը՝ շիճուկ կամ կրեմ, քանի որ LED դիմակը կիրառելուց հետո մաշկի ներծծող հզորությունը մեծանում է:

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախականություն	ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ՊՇՈՒԿ / ԲՈՐՔՈՒՄ	Երեկոյան	Շաբաթ 1. կապույտ, ցածր - 4 րոպե; կարմիր, ցածր - 3 րոպե; կանաչ, միջին - 6 րոպե: Շաբաթ 2. կապույտ, միջին - 4 րոպե; կարմիր, ցածր - 4 րոպե; կանաչ, միջին - 6 րոպե: Շաբաթ 3. կապույտ, բարձր - 5 րոպե; կարմիր, բարձր - 3 րոպե; կանաչ, բարձր - 6 րոպե: Շաբաթ 4. ընդմիջում:	Օրը մեջ	1 ամիս ներառյալ ընդմիջումը: Վերցրեք 1 շաբաթ ընդմիջում: Կրկնել ծրագիրը 2-3 ամիս:
ՆՈՒՐ գծեր / տարիքի հետ կապված ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	Երեկոյան	Շաբաթ 1. կարմիր, միջին - 5 րոպե; կանաչ, բարձր - 5 րոպե; խառը, բարձր - 2 րոպե: Շաբաթ 2. կարմիր, բարձր - 5 րոպե; կանաչ, բարձր - 7 րոպե; խառը, բարձր - 2 րոպե: Այլընտրանքային 1-ին և 2-րդ շաբաթները:	Շաբաթը 2-3 անգամ	Դասընթացի ֆիքսված սահմանափակում չկա
ՏԵՍԱՆԵԼԻ անոթներ / ԿՈՒՊԵՐՈԶ / ԶԳԱՅՈՒՆ ՄԱՇԿ	Երեկոյան	Շաբաթ 1. կարմիր, ցածր - 3 րոպե; կանաչ, միջին - 5 րոպե; խառը, միջին - 5 րոպե: Շաբաթ 2. կարմիր, միջին - 5 րոպե; կանաչ, բարձր - 2 րոպե; խառը, բարձր՝ 5 րոպե: Շաբաթ 3. կարմիր, բարձր - 5 րոպե; կանաչ, բարձր - 5 րոպե; խառը, բարձր - 3 րոպե: Շաբաթ 4. ընդմիջում:	Օրը մեջ	1 ամիս ներառյալ ընդմիջումը: Վերցրեք 1 շաբաթ ընդմիջում: Երկու 4-շաբաթյա դասընթաց, ապա 1 ամիս ընդմիջում:
ՊԻԳՄԵՆՏԱՑՈՒՄ / ՄԱՇԿԻ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐ ՏՈՆ	Երեկոյան	Կարմիր՝ բարձր մուգ պիգմենտացիայի համար, միջին՝ նորմալ պիգմենտացիայի համար՝ 6 րոպե: Կանաչ, բարձր - 4 րոպե: Խառը, միջին - 5 րոպե:	Շաբաթը 2-3 անգամ	Ընթացիկ

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Արգելվում է սարքն օգտագործել էպիլեպսիայով տառապող, վահանաձև գեղձի հիվանդություններ ունեցող կամ վահանաձև գեղձի բուժման համար դեղեր ընդունող մարդկանց համար:
2. Արգելվում է դիմակն օգտագործել վնասված, վնասված մաշկ կամ հետվիրահատական վերքեր ունեցող սպառողներին:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ֆոտոթերապիայի հակատարիքային դիմակը տնային օգտագործման սարք է: Այն կարող է օգտագործվել միայն հրահանգներին համապատասխան: Արգելվում է դիմակն օգտագործել այլ նպատակներով, հակառակ դեպքում այն կարող է վնասել արտադրանքը կամ վնասել օրգանիզմին:
2. Եթե դիմակը վնասված է, դադարեցրեք օգտագործումը և դիմեք սպառողներից պահանջներ ընդունելու լիազորված կազմակերպությանը՝ վտանգից խուսափելու համար:
3. Լիցքավորման ժամանակ արգելվում է դիմակ օգտագործել: Լիցքավորման ժամանակ թաց ձեռքերով մի դիպչեք դիմակին, լիցքավորման մալուխին, USB ադապտերին:
4. Անհապաղ դադարեցրեք օգտագործումը, եթե դիմակի օգտագործման հետևանքով տհաճություն կամ որևէ անբարենպաստ ռեակցիա (մաշկի կարմրություն, քոր, ալերգիա) զգաք:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ 1) դիմակ, 2) տիպ C-Type C մալուխ՝ կառավարման վահանակին միանալու համար, 3. հեռակառավարման վահանակ, 4) USB-C լիցքավորման մալուխ, 5) հրահանգ, 6) պահեստային պայուսակ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 3-4 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 140 րոպե (կարմիր/կապույտ/կանաչ) • 80 րոպե (խառը լույս) • 78 րոպե (դեղին LED լույս)

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 15 min

ՌԵԺԻՄՆԵՐ:
• Կարմիր LED լույս: 660 nm
• Կապույտ LED լույս - ալիքի երկարությունը 460 nm
• Կանաչ LED լույս: 525 nm
• Դեղին LED լույս՝ կարմիր + կանաչ
• խառը լույս (սպիտակ) - կարմիր + կապույտ + կանաչ

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ).
1 մակարդակ
• Կարմիր LED լույս: 6.595 mW/cm
• Կապույտ LED լույս: 17.112 mW/cm
• Կանաչ LED լույս: 6.612 mW/cm
Դեղին LED լույս: 14.049 mW/cm
• Համակցված լույս: 27.542 mW/cm (մակարդակ 2)
• Կարմիր LED լույս: 14.058 mW/cm
• Կապույտ LED լույս: 30.48 mW/cm
• Կանաչ LED լույս: 15.636 mW/cm
Դեղին LED լույս: 17.857 mW/cm
• Համակցված լույս: 32.169 mW/cm

3-րդ մակարդակ
• Կարմիր LED լույս: 16.368 mW/cm
• Կապույտ LED լույս: 47.653 mW/cm
• Կանաչ LED լույս: 23.095 mW/cm
Դեղին LED լույս: 28.081 mW/cm
• Համակցված լույս: 39.089 mW/cm

ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԴՈԶԱ (ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅՈՒՆ) 15 ՐՈՊԵ ՆԻՍՏ.
1 մակարդակ
• Կարմիր LED լույս: 5.9355 J/cm
• Կապույտ LED լույս: 15.4008 J/cm
• Կանաչ LED լույս: 5.9508 J/cm
• Դեղին LED լույս: 12.6441 J/cm
• Համակցված լույս: 24.7878 J/cm (մակարդակ 2)
• Կարմիր LED լույս: 12.6522 J/cm
• Կապույտ LED լույս: 27.432 J/cm
• Կանաչ LED լույս: 14.0724 J/cm
• Դեղին LED լույս: 16.0713 J/cm
• Համակցված լույս: 28.9521 J/cm (մակարդակ 3)
Կարմիր LED լույս: 14.7312 J/cm
• Կապույտ LED լույս: 42.8877 J/cm
• Կանաչ LED լույս: 20.7855 J/cm
• Դեղին LED լույս: 25.2729 J/cm
• Համակցված լույս: 35.1801 J/cm

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IP22



LED MASK 3.0 - WIRELESS FOTOTERAPY MASK

7 լուսային սպեկտր

Հարթեցնում է կնճիռները

Նվազեցնում է պիգմենտացիան

Նվազեցնում է պզուկների և հետպզուկների հետքերը

Պայծառություն ներսից

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ կնճիռներ, առաձգականության կորուստ, պզուկներ և բորբոքումներ, հիպերպիգմենտացիա, ձանձրալի տոնայնություն, այտուցվածություն, հետաձգված վերականգնում, կոսմետիկայի ցածր արդյունավետություն:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ, սիլիկոն:

Քաշ: 265 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
Ֆոտոթերապիան (LED) տարբեր երկարությունների լույսի ալիքների ազդեցության ոչ ջերմային մեթոդ է, որը ներթափանցում է դերմիսի որոշակի խորություն և ներծծվում բջիջների ֆոտոընկալիչների կողմից՝ առաջացնելով բնական վերածննդի գործընթացներ:

Կարմիր LED լույս (630 nm). խորը ներթափանցում է դերմիսի մեջ՝ խթանելով կոլագենի սինթեզը: Կարմիր LED լույսով թերապիայի արդյունքում արագանում է վերքերի ապաքինումը, մաշկը ձգվում է, մաշկի ծերացման արտաքին նշանները՝ կնճիռները, նվազում:

Կապույտ LED լույս (415 nm)՝ ունի հզոր հակաբակտերիալ ազդեցություն, ազդում է պզուկների առաջացման պատճառների վրա, ախտահանում է, նվազեցնում բորբոքումն ու հանգստացնում է մաշկը:

Կանաչ LED լույս (520 nm). Հարթեցնում է մաշկի ընդհանուր երանգը: Այն օգտագործվում է նվազեցնելու կարմրությունը, պիգմենտացիան, թեթևացնում է զգայուն մաշկի գրգռվածությունը: Կանաչ LED լույսը պայքարում է կուպերոզի դեմ՝ նվազեցնելով մազանոթների չափերը՝ նպաստելով արյան ազատ հոսքին:

Դեղին LED լույս (630+520 nm)՝ բարելավում է միկրոշրջանառությունը հյուսվածքներում, ապահովում ավշային դրենաժ՝ վերացնելով լճացումը և այտուցը:

Սպիտակ լույս (630+520+415 nm)՝ արագացնում է բջջային նյութափոխանակությունը, նպաստում է կոսմետիկայի ակտիվ բաղադրիչների խորը կլանմանը:

Ինֆրակարմիր մոտ (NIR, 830 nm). Արագացնում է հյուսվածքների վերականգնումը խորը մակարդակով, բուժում միկրովնասները և հանգստացնում է մաշկը:

Խորը ինֆրակարմիր (DIR, 1070 nm). ակտիվացնում է բջիջների ներքին էներգիան, ապահովում «ներսից փայլելու» ընդգծված էֆեկտ:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. 7 գունային սպեկտրներ. առավելագույն գունային ծածկույթ՝ 1 սարքում գեղագիտական խնդիրների լայն շրջանակ լուծելու համար:
2. Կրկնակի կառավարման համակարգ. ցանկացած իրավիճակում հարմարության համար հեռակառավարման կամ անմիջապես դիմակի միջոցով աշխատելու ունակություն:
3. Անլար կառավարում: Դիմակն աջակցում է հեռակառավարման վահանակին Bluetooth միացմանը, որը թույլ է տալիս հեռակա կարգով կարգավորել և կառավարել ռեժիմները՝ առանց լարով դիմակը հեռակառավարման վահանակին միացնելու: Սա ապահովում է բարձր շարժունակություն և հարմարավետություն, երբ օգտագործվում է բոլոր պայմաններում:
4. Ձեռնարկի տեղադրման ռեժիմ: Հարմարեցված ծրագրերի ստեղծում. դուք որոշում եք գույների հաջորդականությունը և յուրաքանչյուր սպեկտրի գործարկման ժամանակը:
5. 3D - Դիմակի ձևը անատոմիական կերպով կրկնում է դեմքը, որն ապահովում է ամուր տեղավորում:
6. Խելացի ժմչփ. ավտոմատ կերպով ավարտեք նիստը 15 րոպեում՝ անվտանգ և արդյունավետ օգտագործման համար:
7. Ձայնի ուղեկցություն. Սարքը հնչեցնում է ընտրված ռեժիմները և Bluetooth կապը 2 լեզվով (ռուսերեն և անգլերեն): Այս գործառույթը կամընտիր է, ձայնի կարգավորումները կարող են անջատվել:
8. Հիշողության գործառույթ. վերջին կարգավորումները ձեռքով պահելը՝ կանոնավոր օգտագործման ժամանակ ժամանակ խնայելու համար:
9. 2 IR լույս խորը ներթափանցման համար: LED MASK 3.0-ը հագեցած է ինֆրակարմիր ճառագայթման երկու սպեկտրով (830 nm և 1070 nm): Սա թույլ է տալիս սկսել երիտասարդացման գործընթացներ դերմիսի ամենախոր շերտերում, որոնք հասանելի չեն սովորական կոսմետիկայի և ստանդարտ ֆոտոթերապիայի համար:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
LED MASK 3.0-ն ունի երկակի կառավարման համակարգ.
1. Դիմակի պատյանով կարգավորիչի միջոցով:
2. Հեռակառավարման վահանակ:

Կառավարում ներկառուցված կարգավորիչի միջոցով Երբ կառավարվում է ներկառուցված կարգավորիչի միջոցով, դիմակը կարող է աշխատել միայն ավտոմատ կերպով:

1. Սեղմեք կոճակը 2 վայրկյան՝ դիմակը միացնելու և անջատելու համար: Այս գործողությունները ուղեկցվում են երկար ազդանշանով:
2. կարճ սեղմեք կոճակը դիմակի լույսերը փոխելու համար:
3. Սեղմեք կոճակը 5 վայրկյան՝ Bluetooth ֆունկցիան միացնելու և կառավարման վահանակին միանալու համար: Դիմակը հեռակառավարման վահանակին միացնելուց հետո դիմակի կարգավորիչի ցուցիչը կլուսավորվի կապույտ գույնով:

4. Կարճ սեղմեք կոճակը՝ լույսի ինտենսիվության մակարդակը բարձրացնելու համար:
5. Սեղմեք կոճակը՝ ձայնի լեզուն ընտրելու համար՝ անգլերեն կամ ռուսերեն:
6. Լույսի ինտենսիվությունը նվազեցնելու համար կարճ սեղմեք կոճակը:
7. Սեղմեք կոճակը՝ ձայնային ազդանշանը միացնելու կամ անջատելու համար:

Հեռակառավարման վահանակի միջոցով կառավարելու համար նախ պետք է միացնել դիմակը կարգավորիչի միջոցով, ապա միացնել հեռակառավարման վահանակը, սպասել, որ դիմակը միանա կառավարման վահանակին: Հաջող միացումից հետո ազդանշանը կհնչի «Bluetooth-ը միացված է/Bluetooth-ը միացված է»:

1. Կոճակը երկար սեղմելով՝ միացրեք դիմակը:
2. Կոճակի կարճ սեղմումը թույլ է տալիս ընտրել դիմակի կառավարման ռեժիմը. Ավտոմատ (1 լույսը աշխատում է ամբողջ նիստի ընթացքում, օգտագործողը ինքնուրույն որոշում է մեկ գույն ընթացակարգի համար) կամ ձեռնարկ (օգտագործողը սահմանում է գույնի փոփոխությունը՝ որոշելով ցանկալի գույնի տևողությունը և ինտենսիվությունը):
3. Երկար սեղմելով անջատում է դիմակը:

4. Կարճ սեղմումով հաստատվում են ընտրված կարգավորումները՝ ազդեցության ինտենսիվությունը և ժամանակը:
5. Բոլոր կարգավորումները ձեռքով կառավարման ռեժիմում դնելուց հետո կրկնակի սեղմելով դիմակը սկսում է:
6. Նիստի ընթացքում կարճ մամուլը դադարեցնում է ընթացակարգը: Կրկնվող կարճ սեղմումը վերսկսում է ընդհատված նիստը: Դադարի ընթացքում էկրանը թարթում է:
7. Ձեռքով ռեժիմում, ձեռքով ռեժիմին անցնելուց հետո երկար սեղմելը թույլ է տալիս վերականգնել նախադրված կարգավորումները (վերջին դրված կարգավորումները):

8. Կոճակի կարճ սեղմումը թույլ է տալիս գնալ դեպի ցանկալի լույսը. ներքեւ կոճակը կանցնի հաջորդ տեսակի լույսի; վերև կոճակը ձեզ կվերադարձնի լույսի նախորդ կարգավորումներին:

9. Ձեռնարկի ռեժիմում ավելացման կոճակի վրա կարճ սեղմելը կբարձրացնի ինտենսիվության մակարդակը և նիստի ժամանակը, սեղմելով նվազեցման կոճակը՝ դրանք կնվազեցնեն:
10. Ավտոմատ ռեժիմում ավելացման կոճակի կարճ սեղմումը կբարձրացնի ազդեցության ուժգնությունը, սեղմելով նվազեցման կոճակը կնվազեցնի ինտենսիվության մակարդակը:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Մաքրել դեմքի մաշկը սեանսից առաջ՝ հեռացնել դիմահարդարումը, չկիրառել խնամքի միջոցներ:
2. Միացրեք դիմակը՝ օգտագործելով կարգավորիչը:
3. Դիմակը դրեք ձեր դեմքին, որպեսզի այն ամուր նստի նրան:
4. Միացրեք և ամրացրեք Velcros-ը հետևի մասում, որպեսզի դիմակը հարմարավետ նստի ձեր վրա:

Ավտոմատ կառավարման ռեժիմ
5. Դուք կարող եք կառավարել ավտոմատ ռեժիմը ինչպես անմիջապես դիմակի միջոցով, այնպես էլ կառավարման վահանակի միջոցով:

Անմիջապես դիմակի միջոցով վերահսկելու համար
6. Միացրեք այն կարգավորիչի միացման/անջատման կոճակի վրա երկար սեղմելով:
7. Նույն կոճակի կարճ սեղմումով (միացում/անջատում/անջատման ռեժիմներ) ընտրեք լույսի ցանկալի տեսակը:
8. Բարձրացնել և նվազեցնել կոճակների օգնությամբ սահմանել լույսի ինտենսիվության ցանկալի մակարդակը:

9. Նիստը կսկսվի ավտոմատ կերպով, աշխատանքի մեկնարկը հաստատելու կարիք չկա:
10. 15 րոպեանոց խելացի ժմչփը կավարտի ծրագիրն ինքնին:

Կառավարման վահանակի հետ կարգավորելու համար
11. Անհրաժեշտ է հեռակառավարման վահանակով դիմակի Bluetooth կապ հաստատել: Դիմակը միացնելուց հետո միացրեք կառավարման վահանակը և սպասեք ձայնային ազդանշանին:
12. Կառավարման վահանակում նախ միացված է ավտոմատ կառավարման ռեժիմը: Ստուգեք, որ A տառը կհայտնվի էկրանի ներքևի անկյունում:
13. Ընտրեք ձեր ուզած լույսը:
14. Կարգավորեք ինտենսիվության մակարդակը 1-ից 3:
15. Դիմակն ինքնաբերաբար կսկսի աշխատել՝ գործարկելով խելացի ժամանակաչափի հետհաշվարկը:
16. 15 րոպե անց դիմակն ինքնուրույն կանջատվի:

Ձեռքով կառավարման ռեժիմ
17. Ակտիվացրեք դիմակը կարգավորիչով:
18. Ձեռնարկի ռեժիմը կարող է կառավարվել միայն կառավարման վահանակի միջոցով, ուստի կարևոր է Bluetooth դիմակի կապ հաստատել կառավարման վահանակի հետ: Դիմակը միացնելուց հետո միացրեք կառավարման վահանակը և սպասեք ձայնային ազդանշանին:
19. Կառավարման վահանակում ընտրեք ձեռքով կառավարման ռեժիմը: Էկրանի վրա M տառը կլուսավորվի:
20. Դուք կարող եք սահմանել լույսերի ցանկալի համադրությունը, սահմանել դրանց տեւողության ինտենսիվությունը եւ ժամանակը:
21. Առաջինը, որը կարգավորվում է, կարմիր LED լույսն է: Դուք կարող եք սկսել կարգավորումը ինտենսիվության մակարդակից: Էկրանի վրա թարթում է ինտենսիվության մակարդակի նշումը: Օգտագործելով +/- կոճակները, ընտրեք ցանկալի մակարդակը: Հաստատեք այն՝ սեղմելով մեկնարկի/դադարի կոճակը:
22. Այնուհետեւ դուք կարող եք ընտրել այս լույսի գործարկման ժամանակը: Օգտագործեք +/- ստեղները՝ լույսի գործարկման ժամանակը մեծացնելու և կրճատելու համար: Հաստատեք այս պարամետրը՝ սեղմելով մեկնարկի/դադարի կոճակը:
23. Դուք կարող եք սկսել հաջորդ գույնը նույն ձևով սահմանել (Կապույտ -> Դեղին -> Կանաչ -> Սպիտակ -> Ինֆրակարմիր մոտ -> Խոր Ինֆրակարմիր):
24. Եթե ցանկանում եք բաց թողնել գույներից որևէ մեկը, դրա համար սահմանեք զրոյական գործառնական ժամանակ կամ բաց թողեք այն՝ անցնելով հաջորդ լույսին՝ օգտագործելով V/ կոճակները (գույնի փոխարկման կոճակը):
25. կոճակով (գույնի փոխարկման կոճակ) կարող եք վերադառնալ նախորդ լույսին և կարգավորել դրա գործողության պայծառությունն ու ժամանակը:
26. Ձեռքով կառավարման ռեժիմում LED MASK 3.0-ն ապահովում է հիշողության գործառույթ: Կառավարման վահանակի մեխանիկական կարգավորումը միացնելուց հետո մեկնարկի/դադարի կոճակի երկարատև սեղմումը կվերականգնի լույսերի նախադրված համակցությունը:
27. Ֆոտոթերապիայի սեանսից հետո խորհուրդ է տրվում կիրառել խնամք և խոնավեցնող միջոցներ:

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախակ անություն	Խնամքի կուրս
ԱԿՆԵ	Սկսնակների և զգայուն մաշկ. առավոտյան կապույտ LED լույս; կարմիր LED լույս երեկոյան (քնելուց մեկ ժամ առաջ): Փորձառու օգտվողներ և մաշկի այլ տեսակներ՝ առավոտյան կամ ցերեկային ժամերին: Կապույտ LED լույսը ճնշում է մելատոնինի արտադրությունը և կարող է փոխել քնի ռեժիմը:	Սկսնակների և զգայուն մաշկի դեպքում՝ մի օր կապույտ LED լույս՝ 15 րոպե, հաջորդ օրը կարմիր LED լույս՝ 15 րոպե: Կրկնեք օրը մեջ հերթափոխը: Փորձառու օգտվողների և մաշկի այլ տեսակների դեպքում 1 սեանսում՝ կապույտ LED լույս՝ 7 րոպե, կարմիր LED լույս՝ 7 րոպե:	Շաբաթական 3-4 անգամ	ԴԱՍԸՆԹԱՑ՝ 4-6 շաբաթ Ընդմիջում՝ 2 շաբաթ Հնարավոր է կրկնել դասընթացը կամ սկսել նոր դասընթաց այլ խնդրի դեպքում:
ՀԵՏՊՇՈՒԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆՔՆԵՐ	Կարմիր LED լույս - երեկոյան (քնելուց մեկ ժամ առաջ) Այլ գույներ՝ անկախ օրվա ժամից	Սպիներ՝ կարմիր LED լույս - 7 րոպե; մոտ ինֆրակարմիր լույս - 7 րոպե: Կարմիր բծերը `դեղին LED լույս - 7 րոպե; կանաչ LED լույս - 7 րոպե:	Սպիներ՝ շաբաթական 3 անգամ Կարմիր բծեր՝ շաբաթական 3 անգամ	Սպիներ՝ բուժման կուրս՝ 12 շաբաթ; ընդմիջում - 4-6 շաբաթ: Կրկնեք դասընթացը կամ սկսեք նոր դասընթաց մեկ այլ մտահոգության համար: Կարմիր բծեր՝ բուժման կուրս՝ 6-8 շաբաթ; ընդմիջում - 4 շաբաթ: Կրկնեք դասընթացը կամ սկսեք նոր դասընթաց մեկ այլ մտահոգության համար:
ընդլայնված ծակոտիներ / ՅՈՒՂՏ Փայլ	Առավոտ/օր (քանի որ կապույտ LED լույսը ճնշում է մելատոնինի արտադրությունը, կարող է փոխել քնի ռեժիմը)	Կապույտ - 7 րոպե Կարմիր - 7 րոպե	Շաբաթական 3-4 անգամ	ԴԱՍԸՆԹԱՑ՝ 6-8 շաբաթ Ընդմիջում՝ 3 շաբաթ Հնարավոր է կրկնել կուրսը կամ սկսել նոր դասընթաց այլ խնդրի դեպքում:
ՊԻԳՄԵՆՏԱՑՈՒՄ	Ինչ էլ որ լինի օրվա ժամը:	Դեղին LED լույս - 7 րոպե Կանաչ LED լույս - 7 րոպե	Շաբաթական 3-4 անգամ	Կուրս՝ 8-12 շաբաթ: Դադար՝ 4-6 շաբաթ: Կրկնել կամ նոր կուրս սկսել այլ խնդրի համար:
ՄԱՇԿԻ ՇԵՐՏԱՓՈԽՈՒՄ / ՁԳՎԱԾ ՄԱՇԿԻ ՋԳԱՑՈՒՄ	Երեկոյան (քնելուց մեկ ժամ առաջ)	Կարմիր LED լույս - 5-7 րոպե մոտ ինֆրակարմիր լույս - 5-7 րոպե	Շաբաթական 3-4 անգամ	ԴԱՍԸՆԹԱՑ՝ 6 շաբաթ Ընդմիջում՝ 4 շաբաթ Հնարավոր է կրկնել դասընթացը կամ սկսել նոր դասընթաց այլ խնդրի դեպքում
ՌՈՋԱՑԵԱ	Կարմիր LED լույս - երեկոյան (քնելուց մեկ ժամ առաջ) Այլ գույներ՝ անկախ օրվա ժամից	Դեղին LED լույս՝ 15 րոպե մի օր: Հաջորդ օրը՝ կարմիր LED լույս՝ 10 րոպե և մոտ ինֆրակարմիր լույս՝ 5 րոպե: Կրկնեք այս հերթափոխը օրը մեջ:	Շաբաթական 3-4 անգամ	Կուրս՝ 8-12 շաբաթ: Դադար՝ 4 շաբաթ: Կրկնել կամ նոր կուրս սկսել այլ խնդրի համար:
COOPEROS	Ինչ էլ որ լինի օրվա ժամը:	Կանաչ LED լույս - 15 րոպե	Շաբաթը 2 անգամ	Կուրս՝ 8-12 շաբաթ: Դադար՝ 4 շաբաթ: Կրկնել կամ նոր կուրս սկսել այլ խնդրի համար:

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախակ անություն	Խնամքի կուրս
ԿՆՇՈՒՄԱՆՆԵՐ	Երեկոյան (քնելուց մեկ ժամ առաջ)	Կարմիր LED լույս - 7 րոպե մոտ ինֆրակարմիր լույս - 7 րոպե	Շաբաթը 3 անգամ	Կուրս՝ 8-12 շաբաթ: Դադար՝ 4 շաբաթ: Կրկնել կամ նոր կուրս սկսել այլ խնդրի համար:
ԲՈՒԼՏ ԲԱՑՎԱԾՔ	Կարմիր LED լույս - երեկոյան (քնելուց մեկ ժամ առաջ) Դեղին LED լույս՝ անկախ օրվա ժամից	Կարմիր LED լույս՝ 15 րոպե մի օր, դեղին LED լույս՝ 15 րոպե հաջորդ օրը: Հերթափոխեք դրանք օրը մեջ:	Շաբաթական 3-4 անգամ	ԴԱՍԸՆԹԱՑ՝ 6-8 շաբաթ Ընդմիջում՝ 3-4 շաբաթ Հնարավոր է կրկնել դասընթացը կամ սկսել նոր դասընթաց այլ խնդրի դեպքում:
ԹՈՒԽՈՒԹՅԱՆ	Ինչ էլ որ լինի օրվա ժամը:	Դեղին LED լույս - 15 րոպե	Շաբաթական 3-4 անգամ	ԴԱՍԸՆԹԱՑ՝ 8 շաբաթ Ընդմիջում՝ 2-4 շաբաթ Հնարավոր է կրկնել կուրսը կամ սկսել նոր դասընթաց այլ խնդրի դեպքում:
ՀԱՍԱԾ ՄԱՇԿ / ՁԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՈՆԱՅԻՆ ԿՈՐՈՒՑՈՒՄ / ՄԱՇԿԻ ԹԱՓԱԿ ԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	Երեկոյան (քնելուց մեկ ժամ առաջ)	1 նստաշրջան շաբաթական 2 անգամ. Կարմիր LED լույս - 7 րոպե մոտ ինֆրակարմիր լույս - 7 րոպե 1 նստաշրջան շաբաթական 2 անգամ. Deep IR - 15 րոպե 1-ին շաբաթվա նիստ - 5 րոպե 2-րդ շաբաթվա դասընթաց - 10 րոպե 3-րդ շաբաթ և հետագա - 15 րոպե	Շաբաթը 4 անգամ	Կուրս՝ 8-12 շաբաթ: Դադար՝ 4 շաբաթ: Կրկնել կամ նոր կուրս սկսել այլ խնդրի համար:
Մակարդակ. Սկսեք 1-ին մակարդակից, օգտագործեք 1 շաբաթ, այնուհետև անցեք մակարդակ 2, օգտագործեք 1,5 շաբաթ, այնուհետև անցեք 3 մակարդակ:				

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Մի օգտագործեք դիմակ, եթե դուք տառապում եք կարմիր գայլախտով, ունեք լուսազգայուն էկզեմա կամ ալբինիզմ: Նման պայմաններում ֆոտոթերապիայի օգտագործումը կարող է առաջացնել մաշկային սուր ռեակցիա:
2. Արգելվում է դիմակ օգտագործել, եթե դուք տառապում եք լուսազգայունության ցանկացած խանգարումով (եթե զգայուն եք լույսի նկատմամբ):
3. Մի օգտագործեք դիմակ, եթե դուք դեղորայք եք ընդունում, որոնք առաջացնում են ֆոտոզգայունություն: Դրանք կարող են լինել որոշակի հակաբիոտիկներ, քիմիաթերապևտիկ դեղամիջոցներ և միզամուղներ: Գաջեթն օգտագործելուց առաջ խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ:
4. Մի օգտագործեք դիմակ, եթե ունեք վերքեր կամ խուսափեք այս հատվածից ֆոտոթերապիայի սեանսի ժամանակ:
5. Մի օգտագործեք դիմակ, եթե վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում արևայրուք եք ունեցել:
6. Մի օգտագործեք դիմակ, եթե ունեք Fitzpatrick տիպի I, V կամ VI մաշկ:
7. Մի օգտագործեք դիմակ, եթե առկա է լուսային էպիլեպսիայի պատմություն:
8. Մի օգտագործեք պզուկների ծանր ձևերի դեպքում:
9. Արգելվում է սարքն օգտագործել նորածինների, վահանաձև գեղձի հիվանդություններ ունեցող կամ վահանաձև գեղձի բուժման համար դեղեր ընդունող մարդկանց համար:

10. Մի օգտագործեք դիմակը դրա լիցքավորման կամ սպասարկման ընթացքում: Լիցքավորման ժամանակ թաց ձեռքերով մի դիպչեք դիմակին, լիցքավորման մալուխին, USB ադապտերին:
11. Մի օգտագործեք դիմակ, եթե այն վնասված է: Կապվեք արտադրողի կողմից լիազորված կազմակերպության հետ՝ սպառողների պահանջներն ընդունելու համար:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Դիմակը օգտագործելուց առաջ պետք է կատարել զգայունության ստուգում:
2. Անջատեք և հանեք դիմակը, եթե այն տաք է կամ ձեր մաշկը տհաճ ջերմություն է զգում:
3. Դիմակը օգտագործեք միայն մաքրված մաշկի վրա՝ հեռացնել դիմահարդարումը, պրոցեդուրայից առաջ խնամքի միջոցներ չկիրառել: Որոշ բաղադրիչներ կարող են առաջացնել լույսի զգայունություն կամ նվազեցնել բուժման ազդեցությունը:
4. Դիմակն օգտագործեք ջրից հեռու, խուսափեք սարքի վրա ջուր չմտցնելուց:
5. Դիմակը մի դրեք տաք մակերեսների վրա:
6. Մի փորձեք ինքներդ փոփոխել կամ վերանորոգել գաջեթը: Սա զրոյացնում է երաշխիքը և կարող է հանգեցնել էլեկտրական ցնցումների: Սարքը չի պարունակում ինքնասպասարկման ենթակա մասեր:
7. Մի օգտագործեք դիմակ, եթե սարքը, կարգավորիչը, լիցքավորման խրոցը կամ մալուխը վնասված են:
8. Միացումից առաջ ստուգեք՝ արդյոք լարումը համապատասխանում է սարքի վրա նշված լարմանը:
9. Սարքավորումը մի ենթարկեք ուժեղ հարվածների, որպեսզի չվնասեք լամպերը:
10. Մի նայեք լույսի աղբյուրին, մինչ սարքը աշխատում է աչքի պաշտպանության նպատակով:
11. Դիմակը չօգտագործել հետևյալ պայմաններում՝ ՄՌՏ, դիաթերմի, էլեկտրակոագուլյացիայի, էլեկտրաէներգիայի անլար փոխանցման, 5G և էլեկտրամագնիսական հաղորդիչներով այլ համակարգերում:
12. Խուսափեք օգտագործել այս սարքավորումը այլ սարքավորումների մոտ կամ դրա հետ միասին, քանի որ դա կարող է հանգեցնել անսարքությունների: Եթե նման օգտագործումն անհրաժեշտ է, երկու սարքերը պետք է վերահսկվեն՝ համոզվելու համար, որ դրանք ճիշտ են գործում:
13. Օգտագործեք օրիգինալ փոխարկիչներ և մալուխներ: Արտադրողի կողմից նշված կամ տրամադրված այլ պարագաների օգտագործումը կարող է հանգեցնել էլեկտրամագնիսական ճառագայթման ավելացման կամ այս սարքավորման անձեռնմխելիության նվազմանը, ինչը կհանգեցնի ոչ պատշաճ շահագործման:
14. Դիմակն օգտագործեք աշխատող ռադիոսարքերից առնվազն 30 cm հեռավորության վրա: Դրանք ներառում են Wi-Fi երթուղիչներ, բջջային հեռախոսներ, մանկական մոնիտորներ և ալեհավաքներ: Հզոր ռադիոազդանշանները կարող են խաթարել դիմակի աշխատանքը կամ նվազեցնել պրոցեդուրայի արդյունավետությունը:
15. LED MASK 3.0-ը անձնական հիգիենայի ապրանք է; խորհուրդ չի տրվում այն փոխանցել ուրիշներին:
16. Եթե դիմակը վնասված է, դադարեցրեք օգտագործումը և դիմեք սպառողներից պահանջներ ընդունելու լիազորված կազմակերպությանը՝ վտանգից խուսափելու համար: Ինքնվերանորոգման, ապամոնտաժման, սխալ օգտագործման դեպքում սպառողներից պահանջներ ընդունելու լիազորված կազմակերպությունն ազատվում է երաշխիքային պարտավորություններից:
17. Անհապաղ դադարեցրեք օգտագործումը, եթե դիմակի օգտագործման հետևանքով տհաճություն կամ որևէ անբարենպաստ ռեակցիա եք զգում (մաշկի կարմրություն, քոր, ալերգիա):

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ 1) դիմակ, 2) Կրկնակի Type-C լիցքավորման մալուխ, 3) հեռակառավարման վահանակ,
4. օգտագործման հրահանգներ, (5) պահեստավորման պայուսակներ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: 3 W

Մարտկոցի տարողունակությունը: 850 mAh

ԳՈՐԾՈՒՄ Է ԼԱՐՄԱՆ: 3,7 V

Մատակարարման լարումը: 5 V

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 15 min

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 4 ժամ (դիմակ), 45 րոպե (հեռակառավարում)

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: • 64 րոպե (կարմիր LED լույսի ռեժիմ) • 60 րոպե (կապույտ LED լույսի ռեժիմ), • 55 րոպե (դեղին LED լույսի ռեժիմ), • 55 րոպե (կանաչ LED լույսի ռեժիմ), • 57 րոպե (սպիտակ լույսի ռեժիմ), • 93 րոպե (ինֆրակարմիր մոտ (NIR) ռեժիմ), • 215 րոպե (խորը ինֆրակարմիր (DIR) ռեժիմ)

ՌԵԺԻՄՆԵՐ:
• Կարմիր LED լույս: 630 nm
• Կապույտ LED լույս - ալիքի երկարությունը 415 nm
• Կանաչ LED լույս: 520 nm
• Դեղին LED լույս՝ կարմիր + կանաչ
• սպիտակ լույս - կարմիր + կապույտ + կանաչ
Մոտ ինֆրակարմիր լույս - 830 nm
Խորը ինֆրակարմիր լույս: 1070 nm

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ).
1 մակարդակ
• Կարմիր LED լույս: 10.5 mW/cm
• Կապույտ LED լույս: 12.4 mW/cm
• Դեղին LED լույս: 10.4 mW/cm
• Կանաչ LED լույս: 8.4 mW/cm
Սպիտակ LED լույս: 13.3 mW/cm
• NIR - 7,76 mW/cm
DIR - 3,14 mW/cm մակարդակ 2
• Կարմիր LED լույս: 14.4 mW/cm
• Կապույտ LED լույս: 18.5 mW/cm
• Դեղին LED լույս: 13.9 mW/cm
• Կանաչ LED լույս: 11.2 mW/cm
Սպիտակ LED լույս: 16.9 mW/cm
• NIR - 10,49 mW/cm
DIR - 4,24 mW/cm մակարդակ 3
• Կարմիր LED լույս: 17.4 mW/cm
• Կապույտ LED լույս: 20.2 mW/cm
• Դեղին LED լույս: 17.6 mW/cm
• Կանաչ LED լույս: 14.6 mW/cm

Սպիտակ LED լույս: 19.1 mW/cm
• NIR - 17,1 mW/cm
• DIR - 8,3 mW/cm

ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԴՈԶԱ (ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅՈՒՆ) 15 ՐՈՊԵ ՆԻՍՏ.
1 մակարդակ
• Կարմիր LED լույս: 9.45 J/cm
• Կապույտ LED լույս: 11.16 J/cm
• Դեղին LED լույս: 9.36 J/cm
• Կանաչ LED լույս: 7.56 J/cm
Սպիտակ LED լույս: 11.97 J/cm
• NIR - 6,98 J/cm
• DIR - 2,83 J/cm մակարդակ 2
• Կարմիր LED լույս: 12.96 J/cm
• Կապույտ LED լույս: 16.65 J/cm
• Դեղին LED լույս: 12.51 J/cm
• Կանաչ LED լույս: 10.08 J/cm
Սպիտակ LED լույս: 15.21 J/cm
• NIR - 9,44 J/cm
• DIR - 3,82 J/cm 3 մակարդակ
• Կարմիր LED լույս: 15.66 J/cm
• Կապույտ LED լույս: 18.18 J/cm
• Դեղին LED լույս: 15.84 J/cm
• Կանաչ LED լույս: 13.14 J/cm
Սպիտակ LED լույս: 17.19 J/cm
• NIR - 15,39 J/cm
• DIR - 7,47 J/cm

ՉԱՓԵՐ (H X W X D): 255×580×121 mm



LED NECK MASK 2.0 - ՖՈՏՈԹԵՐԱՊԻԱ ՎԶԻ ԵՎ ԴԵԿՈԼԵՏԻ ՀԱՄԱՐ

Բարելավում է շրջանառությունը

Նվազեցնում է պիգմենտացիան

Հավասարեցնում է մաշկի երանգը

Հարթեցնում է կնճիռները

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ պիգմենտացիա, պզուկներ, կուպերոզ, ռոզացեա, պզուկներ, մաշկի ծերացման նշաններ, ճարպագեղձերի աշխատանքի ավելացում, լայնացած ծակոտիներ, ձանձրալի և հոգնած մաշկ:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ սիլիկոն, ABS պլաստիկ:

Քաշ: 210 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
LED NECK MASK-ը հիմնված է LED լուսային թերապիայի սկզբունքի վրա: Դիմակի սարքի մեջ ներկառուցված են լուսադիոդային լամպեր, որոնցից յուրաքանչյուրը ծրագրավորված է որոշակի գույնի լույս արձակելու համար: Յուրաքանչյուր գույն համապատասխանում է տեսանելի լույսի սպեկտրի որոշակի ալիքի երկարությանը: Տարբեր խորություններում ազդելով մաշկի վրա՝ լույսը ներծծվում է մաշկի ընկալիչների կողմից՝ ակտիվացնելով բջջի ներսում բնական գործընթացները և առաջացնելով մաշկի որոշակի ռեակցիա:

Կարմիր LED լույս - Այս լույսը թափանցում է մաշկը ավելի խորը, քան տեսանելի սպեկտրի մյուս գույները: Այն գործում է ֆիբրոբլաստների (կոլագեն սինթեզող բջիջների վրա)՝ դրանով իսկ նպաստելով մաշկի երիտասարդացմանը և պայքարելով ծերացման նշանների դեմ:

Կապույտ LED լույսն ունի ամենացածր ներթափանցման խորությունը և գործում է էպիդերմիսի մակարդակով: Պորֆիրինները (մարդու մարմնի պիգմենտները) ունակ են կլանել կապույտ LED լույսը և ազատել թթվածնի մոլեկուլները՝ սպանելով պզուկների բակտերիաները, որոնք ապրում են մաշկի մակերեսին: Այսպիսով կապույտ LED լույսը ախտահանում է, նվազեցնում բորբոքային գոյացությունները, պայքարում է պզուկների դեմ:

Կանաչ LED լույսը ներծծվում է էպիդերմիսի և դերմիսի կողմից՝ առաջացնելով բջջային ռեակցիա, որի հետևանքներից է մաշկի վերականգնումն ու բուժումը: Օգտագործվում է կարմրությունը նվազեցնելու, զգայուն մաշկի գրգռվածությունը վերացնելու համար: Կանաչ LED լույսը պայքարում է կուպերոզի դեմ՝ նվազեցնելով մազանոթների չափերը՝ նպաստելով արյան ազատ հոսքին:

Դեղին LED լույս (կարմիր + կանաչ) - օգտագործվում է արյան շրջանառությունը խթանելու համար, օգնում է բացել մաշկի երանգը, նվազեցնել պիգմենտացիայի սրությունը:

Խառը լույս (կարմիր + կապույտ + կանաչ = սպիտակ) - օգտագործվում է կոսմետիկայի արագ և խորը ներթափանցման համար: Բացի այդ, այն ունի ընդհանուր հանգստացնող և հանգստացնող ազդեցություն մարմնի վրա:

Ինֆրակարմիր մոտ - արագացնում է հյուսվածքների վերականգնումը խորը մակարդակով, բուժում միկրովնասները և հանգստացնում է մաշկը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Յուրահատուկ ձև պարանոցի և պարանոցի խոցելի հատվածների ազդեցության համար:
2. Պարզ ամրացում դիմակի երկու կողմերում:
3. Էրգոնոմիկ կառավարման վահանակ:
4. Լույսի ռեժիմներից յուրաքանչյուրի համար 3 ինտենսիվության մակարդակ, էներգիայի բարձր ինտենսիվություն:
5. Սննդի սիլիկոնե դիմակը օգտագործման համար անվտանգ է:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Դիմակը միացրեք կառավարման վահանակին՝ օգտագործելով «C» տեսակի մալուխ: Մալուխը միացրեք միակցիչի մեջ, մինչև չլսեք բնորոշ սեղմումը:
2. Սարքը միացնելու համար սեղմեք և պահեք կառավարման վահանակի միացման/անջատման կոճակը 2 վայրկյան: Դիմակն ինքնաբերաբար կմիանա կարմիր LED լույսի ռեժիմում առաջին ինտենսիվության մակարդակում (ցուցիչներ C: R, L: 1 կառավարման վահանակի էկրանին):
3. Մի կարճ սեղմումով (1 վայրկյան) միացման կոճակները (/) թույլ կտան անցնել կապույտ LED լույսի ռեժիմի (ցուցանիշ C: B կառավարման վահանակի վրա), կանաչ LED լույսի ռեժիմի (ցուցանիշ C: G), դեղին LED լույսի ռեժիմի (ցուցիչ C: RG), սպիտակ լույսի ռեժիմի (ցուցիչ C: RGB), NIR ռեժիմի (ցուցիչ C: IR_):
4. Լամպերի լույսի ինտենսիվության կառավարման կոճակների վրա կարճ սեղմելով (1 վայրկյան) (-/+) մակարդակը կբարձրանա մինչև 3 կամ կվերադառնա 1 մակարդակի (ցուցանիշ L: 1 (2/3) կառավարման վահանակի վրա):
5. Դադարի կոճակի կարճ սեղմումը (1 վայրկյան) կասեցնում է սարքը, այն նորից սեղմելով՝ այն վերադարձնում է աշխատանքի:
6. Սեղմեք և պահեք կառավարման վահանակի միացման/անջատման կոճակը 2 վայրկյան՝ սարքն անջատելու համար:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
Առաջին օգտագործումից առաջ անցկացրեք զգայունության թեստ.
Դրեք դիմակը ձեր ձեռքի ներսի վրա:
Միացրեք դիմակը և անցկացրե՛ք լիարժեք 15 րոպեանոց ֆոտոթերապիա:
Եթե մաշկի վրա անհանգստություն կամ այրվածք եք զգում, անմիջապես դադարեցրեք դիմակի օգտագործումը:
• Ստուգումից հետո սպասեք մոտ 6 ժամ: Եթե ձեր ձեռքի ներսը կարմիր է և/կամ քոր առաջացնող, ապա LED NECK MASK-ը ձեզ համար հարմար չէ օգտագործելու համար:
1. Հեռակառավարման վահանակը միացրեք դիմակին:
2. Դիմակը դրեք ձեր պարանոցին:
3. Միացրեք դիմակը, ընտրեք լույսի ցանկալի ռեժիմը և դրա ինտենսիվության մակարդակը:
4. Վայելեք ֆոտոթերապիայի պրոցեդուրան: Լույսի ռեժիմներից յուրաքանչյուրն աշխատում է 15 րոպե, որից հետո հեռակառավարման վահանակը ավտոմատ կերպով անջատվում է: Ռեժիմները փոխելիս ժամանակաչափը նորից միանում է: Ֆոտոթերապիա իրականացնելիս ուշադիր հետևեք, որ պրոցեդուրաների ընդհանուր ժամանակը (մեկ նիստում մի քանի ռեժիմ օգտագործելիս) չգերազանցի 15 րոպեն:
5. LED լուսային թերապիայի ավարտից հետո օգտագործեք ձեր խնամքի միջոցը՝ շիճուկ կամ կրեմ, քանի որ LED դիմակը կիրառելուց հետո մաշկի ներծծող հզորությունը մեծանում է:
6. Տեսանելի արդյունքի համար դիմակը պարբերաբար օգտագործեք շաբաթական 3-4 անգամ՝ նվազագույնը 4 շաբաթ:
7. Ցանկալի էֆեկտի հասնելուց հետո կարելի է շաբաթական 1-2 պրոցեդուրա կատարել:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Լեդ ֆոտոթերապիայի դիմակը պարանոցի և դեկոլտեի համար տնային օգտագործման սարք է: Օգտագործեք այն միայն այնպես, ինչպես նկարագրված է այս օգտագործողի ձեռնարկում: Մի օգտագործեք այն այլ նպատակներով, քանի որ դա կարող է վնասել արտադրանքը կամ առաջացնել մարմնական վնաս:
2. Եթե դիմակը վնասված է, դադարեցրեք օգտագործումը և դիմեք սպառողներից պահանջներ ընդունելու լիազորված կազմակերպությանը՝ վտանգից խուսափելու համար: Ինքնվերանորոգման, ապամոնտաժման, սխալ օգտագործման դեպքում սպառողներից պահանջներ ընդունելու լիազորված կազմակերպությունն ազատվում է երաշխիքային պարտավորություններից:
3. Լիցքավորման ժամանակ արգելվում է դիմակ օգտագործել: Լիցքավորման ժամանակ թաց ձեռքերով մի դիպչեք դիմակին, լիցքավորման մալուխին, USB ադապտերին:
4. Անհապաղ դադարեցրեք օգտագործումը, եթե դիմակի օգտագործման հետևանքով տհաճություն կամ որևէ անբարենպաստ ռեակցիա (մաշկի կարմրություն, քոր, ալերգիա) զգաք:
5. Արգելվում է սարքն օգտագործել էպիլեպսիայով տառապող, վահանաձև գեղձի հիվանդություններով կամ վահանաձև գեղձի բուժման համար դեղեր ընդունող մարդկանց համար:
6. Արգելվում է դիմակն օգտագործել վնասված, վնասված մաշկ կամ հետվիրահատական վերքեր ունեցող սպառողներին:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Սարքը նախատեսված է միայն տնային օգտագործման համար:
2. Մի օգտագործեք դիմակը լիցքավորման ժամանակ:
3. Թույլ մի տվեք, որ ջուրը ներթափանցի սարքի մակերեսը կամ ներսը:
4. Մի օգտագործեք սարքը բաց ջերմության աղբյուրի մոտ:
5. Սարքի մաքրման և սպասարկման ժամանակ անջատեք հոսանքը:

ՏՈՒԿԻ ՄԵՋ՝ (1) ֆոտոթերապիայի դիմակ, (2) կառավարման վահանակ, (3) տիպի C մալուխ՝ կառավարման վահանակը դիմակին միացնելու համար, (4) USB-Type C լիցքավորման մալուխ, (5) պահեստային պայուսակ, (6) հրահանգ, (7)2 դիմակի ժապավեն:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:
Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿԸ՝ 2 ժամ աշխատանքային ժամանակ՝ 60 րոպե խելացի ժմչփ՝ 15 րոպե (ավտոմատ ռեժիմ)
ՌԵԺԻՄՆԵՐ:
• Կարմիր LED լույս: 630 nm
• Կապույտ LED լույս - ալիքի երկարությունը 415 nm
• Կանաչ LED լույս: 525 nm
• Դեղին LED լույս՝ կարմիր + կանաչ
• խառը լույս (սպիտակ) - կարմիր + կապույտ + կանաչ
Մոտ ինֆրակարմիր լույս - ալիքի երկարությունը 830 nm

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ).
1 մակարդակ
• Կարմիր LED լույս: 7.755 mW/cm
• Կապույտ LED լույս: 16.6 mW/cm
• Կանաչ LED լույս: 12.214 mW/cm
Դեղին LED լույս: 16.069 mW/cm
• Համակցված լույս: 30.211 mW/cm
• Մոտ ինֆրակարմիր լույս՝ 6,2 mW/cm

2-րդ մակարդակ
• Կարմիր LED լույս: 16.562 mW/cm
• Կապույտ LED լույս: 23.34 mW/cm
• Կանաչ LED լույս: 15.710 mW/cm
• Դեղին LED լույս: 26.597 mW/cm
• Համակցված լույս: 33.950 mW/cm
Մոտ ինֆրակարմիր լույս - 11,9 mW/cm մակարդակ 3
• Կարմիր LED լույս: 22.896 mW/cm
• Կապույտ LED լույս: 29.57 mW/cm
• Կանաչ LED լույս: 25.895 mW/cm
Դեղին LED լույս: 30.697 mW/cm
• Համակցված լույս: 38.154 mW/cm
Մոտ ինֆրակարմիր լույս՝ 19,54 mW/cm

ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆԸ՝ 15 ՐՈՊԵ ՏԵՎՈՂ ՍԵԱՆՍԻ ՀԱՄԱՐ
1 մակարդակ
Կարմիր LED լույս: 7.755 J/cm
• Կապույտ LED լույս: 17.928 J/cm
• Կանաչ LED լույս: 12.214 J/cm
• Դեղին LED լույս: 16.069 J/cm
• Համակցված լույս: 30.211 J/cm
Մոտ ինֆրակարմիր լույս - 6,20 J/cm մակարդակ 2
• Կարմիր LED լույս: 16.562 J/cm
• Կապույտ LED լույս: 33.240 J/cm
• Կանաչ LED լույս: 15.710 J/cm
• Դեղին LED լույս: 26.597 J/cm
• Համակցված լույս: 33.950 J/cm
Մոտ ինֆրակարմիր լույս - 11,9 J/cm մակարդակ 3
• Կարմիր LED լույս: 22.896 J/cm
• Կապույտ LED լույս: 50.627 J/cm
• Կանաչ LED լույս: 25.895 J/cm
• Դեղին LED լույս: 30.697 J/cm
• Համակցված լույս: 38.154 J/cm
• մոտ ինֆրակարմիր լույս -19,54 J/cm

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IP22



LED PATCHES - ՆՊԱՏԱԿՎԱԾ LED ՄԱՇԿԻ ԽՆԱՄՔՆԵՐ

Արագորեն հանգստացնում է բորբոքումը

Փայլեցնում է պիգմենտացիան

Նպատակային բարձրացում

Բարելավում է ամրությունը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. տեղային բորբոքումներ և պզուկներ, մաշկի ալերգիկ ռեակցիաներ, աննշան թերություններ, յուղի անհավասարակշռություն, տարիքային փոփոխություններ որոշակի հատվածներում (կնճիռներ, կնճիռներ), պիգմենտային բծեր:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ PC պլաստիկ, սիլիկոն:

Քաշ: 23,4 g (պատյան), 2,78 g (կարկատել):

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

Ֆոտոթերապիան (LED) տարբեր երկարությունների լույսի ալիքների ազդեցության մեթոդ է, որը թափանցում է մաշկի որոշակի խորություն և ներծծվում բջիջների կողմից՝ առաջացնելով բնական վերածննդի գործընթացներ:

Կարմիր LED լույս (630 nm). խթանում է նյութափոխանակության գործընթացները բջիջներում, նպաստում է խորը վերականգնմանը, բարելավում է մաշկի կառուցվածքը և պայծառացնում պիգմենտային բծերը:

Կապույտ LED լույս (415 nm). նորմալացնում է յուղոտ մաշկի հավասարակշռությունը, նպաստում է մանրակրկիտ մաքրմանը և հանգստացնում է այն:

Կարկատաններն աշխատում են մեկ ՀԱՄԱԿԱՑՎԱԾ ՌԵԺԻՄՈՎ, որը միավորում է երկու լուսային սպեկտր՝ միաժամանակ հակաբակտերիալ և հակատարիքային ազդեցությունների համար:

UVC - Ճառագայթում (275 nm) դեպքում. Օգտագործվում է բացառապես փակ պատյանի ներսում՝ պատերը մանրէազերծելու համար: Ճառագայթումը ոչնչացնում է բակտերիաների և վիրուսների ԴՆԹ-ն և ՌՆԹ-ն՝ ապահովելով, որ կարկատանի հաջորդ օգտագործումը բացարձակապես անվտանգ կլինի մաշկի համար:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Նպատակային բուժում. կոմպակտ չափը թույլ է տալիս կցել կարկատակը հենց այն հատվածին, որը բուժում է պահանջում (բշտիկ, ծալք կամ պիգմենտային կետ):
2. Ազատ ձեռքեր. կարկատաններն ապահով կերպով ամրացվում են մաշկի վրա հատուկ հիպոալերգենային Velcro-ներով (ներառված են 32 կտորներով), ինչը թույլ է տալիս զբաղվել ձեր գործով նիստի ընթացքում:
3. Ավտոմատ մանրէազերծում. կարկատաններով փակ պատյանն ավտոմատ կերպով գործարկում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ախտահանման 1 րոպեանոց ցիկլ՝ երաշխավորելով մաշկի պատերի անվտանգությունը յուրաքանչյուր օգտագործման ժամանակ:
4. Խելացի ժմչփ. Սեսիան տևում է ուղիղ 10 րոպե, որից հետո կարկատումն ինքնուրույն անջատվում է:
5. Ինքնավարություն. գործի լրիվ լիցքավորումը բավարար է 10 ամբողջական լիցքավորման համար, իսկ մեկ կարկատելը կարող է շարունակաբար աշխատել մինչև 60 րոպե:

6. Կրկնակի արդյունավետություն՝ լիցքավորման պատյանում տրամադրվում է 2 անկախ կարկատան: Դուք կարող եք դրանք միաժամանակ օգտագործել դեմքի տարբեր խնդրահարույց հատվածների վրա (օրինակ՝ սիմետրիկ կնճիռների կամ մի քանի բորբոքումների դեպքում՝ կիսով չափ կրճատելով պրոցեդուրաների ժամանակը: Կամ փոխարինեք դրանք. մինչ մեկ կարկատելը լիցքավորվում և ախտահանվում է, երկրորդը լիովին պատրաստ է գործարկման՝ ապահովելով շարունակական խնամք:
7. Դյուրաշարժություն. պահեք և լիցքավորեք կարկատանները անմիջապես շարժման ընթացքում: Կոմպակտ փակ պատյանը ապահովում է պայուսակի սարքերի անվտանգությունը՝ պաշտպանելով դրանք արտաքին վնասներից:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Հեռացրեք ցանկացած կարկատան լիցքավորման տուփից:
2. Վերցրեք Velcro-ի սոսինձը և կպցրեք այն սարքի հետևի մասում:
3. Հեռացրեք պաշտպանիչ թաղանթը Velcro-ից և քսեք կարկատակը բուժման վայրի մաքուր մաշկին: Սեղմեք՝ մաշկը սեղմելու համար:
4. Միացնելու համար սեղմեք կարկատակի առջևի կողմի կոճակը:
5. Սարքն ինքնաբերաբար կանջատվի 10 րոպե հետո (կամ նորից սեղմեք կոճակը՝ ստիպողաբար անջատելու համար):
6. Նիստի ավարտից հետո արձակեք և դեն նետեք օգտագործված թելկրոն:
7. Կարկատանը վերադարձրեք անլար պատյան՝ կոճակը դեպի ետ, իսկ լիցքավորման կոնտակտները դեպի ներքև՝ լիցքավորման և ավտոմատ ախտահանման համար: Կանաչ ցուցիչը հաստատում է ճիշտ կապը:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Զգայունության թեստ. Կարևոր է. ընթացակարգից առաջ պետք է կատարվի թեստ: Տեղադրեք միացված կարկատակը ձեր նախաբազկի ներքին մասում 10 րոպե: Եթե ջերմություն կամ անհանգստություն կա, անմիջապես հեռացրեք սարքը: Գնահատեք ռեակցիան 6 ժամ հետո: Եթե մաշկը կարմրում է կամ քոր է գալիս, ապա պատիչներ օգտագործելը ձեզ համար ճիշտ չէ:
2. Ամենօրյա օգտագործում. Մաքրել մաշկը նիստից առաջ: Մի կիրառեք խնամքի միջոցներ:
3. Ամրացրեք կարկատակը խնդրահարույց հատվածում և միացրեք այն:
4. Խորհուրդ չի տրվում մեկ սեանսի ընթացքում մեկ գոտու 10 րոպեի սահմանաչափը գերազանցել:
5. Աշխատանքի ավարտից հետո կիրառեք ձեր սովորական խնամքը կամ խոնավեցնող միջոցը:

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.

LED ԽՆԱՄՔ ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: Բարձիկը կիրառեք խնդրահարույց հատվածում օրը մեջ՝ մինչև ցանկալի արդյունքը:

ՓՈՐՁՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ. Օգտագործեք օրական 1 անգամ խնդրահարույց հատվածի վրա, մինչև արդյունքը ձեռք բերվի:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Լույսի նկատմամբ զգայունության բարձրացում. արգելվում է օգտագործել սարքը, եթե դուք տառապում եք լույսի նկատմամբ գերզգայունություն առաջացնող հիվանդություններից (օրինակ՝ կարմիր գայլախտ կամ ֆոտոդերմատոզ):
2. Հատուկ դեղամիջոցներ և կոսմետիկա. Դուք չեք կարող սպեղաններ կիրառել, եթե դեղորայք եք ընդունում կամ օգտագործում եք կոսմետիկ միջոցներ, որոնք բարձրացնում են լույսի նկատմամբ զգայունությունը: Դրանք ներառում են ռետինոիդներ, որոշ հակաբիոտիկներ և ցիտրուսային եթերայուղեր:
3. Մաշկի վնասվածքներ. Խուսափեք օգտագործել բաց վերքերով կամ խորը կտրվածքներով տարածքներում:
4. Ընթացակարգի անհանդուրժողականություն. սարքը ձեզ համար հարմար չէ, եթե նախաբազկի վրա նախնական թեստից հետո մաշկը կարմրում է կամ սկսում է քոր առաջանալ:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Չոր ձեռքեր. սարքն օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր ձեռքերը լիովին չոր են:
2. Տեսողության պաշտպանություն. երկար ժամանակ մի նայեք ուղիղ լույսի աղբյուրին, երբ կարկատակը միացված է:
3. Դադարեցրեք անհարմարությունը. անմիջապես դադարեցրեք օգտագործումը, եթե ընթացակարգի ընթացքում նյարդայնացած եք զգում:
4. Խոնավությունից պաշտպանություն. Կարկատանները ջրակայուն չեն: Մի լվացեք դրանք ջրով կամ օգտագործեք խոնավ միջավայրում (օրինակ՝ լոգարանում):
5. Անվտանգ լիցքավորում. մի թողեք լիցքավորման տուփը երկար ժամանակ միացված ցանցին: Անջատեք այն անմիջապես 100% լիցքավորման հասնելուց հետո: Մի օգտագործեք սարքը, երբ այն միացված է վարդակից:
6. Մաքրում. յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո նրբորեն սրբեք կարկատակի աշխատանքային մակերեսը փափուկ փափուկ կտորով: Մի օգտագործեք ագրեսիվ ախտահանիչներ կամ դյուրավառ նյութեր:

ՓԱԹԵԹՈՒՄ՝ (1) լիցքավորման պատյան ×1, 2) կպչուն բարձիկ ×2, 3) ամրացման ժապավեն ×32, 4. երկկողմանի Type-C մալուխ ×1, 5) հրահանգ ×1:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

ՉԱՓԵՐ (H X W X D): 35x58x20 mm (պատյան), 21x21x5 mm (կարկատել)

ԷՆԵՐԳԱԱՂԲՅՈՒՐ: լիթիում-իոնային մարտկոց

ԳՈՐԾՈՒՄ Է ԼԱՐՄԱՆ: 3,6 V

Մատակարարման լարումը: 5 V

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: 0,09 W

Մարտկոցի տարողունակությունը: 200 mAh (պատյան), 18 mAh (կարկատել)

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 1,5 h

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 10 min

ՄԱՔՍԻՄԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 10 ամբողջական կարկատանի լիցքավորում (1 դեպքի լիցքավորումից), 60 րոպե շարունակական աշխատանք (1 կարկատել)

LED COUNT: 1 լամպ կարկատանում

ԱԼԻՔՆԵՐԻ ԵՐԿՈՒՅԹԸ.
• Խառը՝ կարմիր 630 nm + կապույտ 415 nm
Գործի ֆունկցիան՝ ավտոմատ UVC ախտահանում - 275 nm

Ճառագայթման ինտենսիվությունը.
• խառը սպեկտր՝ 36,36 mW/cm



LED SET - ՖՈՏՈԹԵՐԱՊԻԱ ԴԵՄՔԻ, ՊԱՐԱՆՈՑԻ ԵՎ ԴԵԿՈԼԵՏԻ ՀԱՄԱՐ

Բարելավում է դեմքի գույնը

Հարթեցնում է կնճիռները

Նվազեցնում է պզուկների և հետպզուկների հետքերը

Բարելավում է շրջանառությունը

Նվազեցնում է պիգմենտացիան

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ մաշկի ծերացման տեսանելի նշաններ, ֆոտոծերացում, պիգմենտացիայի և հիպերպիգմենտացիայի դրսևորում, պզուկներ, պոստակնե, կուպերոզ, ռոզացեա և այլ անոթային վնասվածքներ:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ սիլիկոն, ABS պլաստիկ:

Քաշ: 380 g (դեմքի դիմակ) + 210 g (պարանոցի դիմակ):

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
LED SET-ը հիմնված է LED լուսային թերապիայի սկզբունքի վրա: Դիմակի սարքի մեջ ներկառուցված են լուսադիոդային լամպեր, որոնցից յուրաքանչյուրը ծրագրավորված է որոշակի գույնի լույս արձակելու համար: Յուրաքանչյուր գույն համապատասխանում է տեսանելի լույսի սպեկտրի որոշակի ալիքի երկարությանը: Տարբեր խորություններում ազդելով մաշկի վրա՝ լույսը ներծծվում է մաշկի ընկալիչների կողմից՝ ակտիվացնելով բջջի ներսում բնական գործընթացները և առաջացնելով մաշկի որոշակի ռեակցիա:

Կարմիր LED լույսը, ունենալով ամենամեծ ալիքի երկարությունը, թափանցում է մաշկը ավելի խորը, քան ներկայացված բոլոր լույսերը: Այն գործում է ֆիբրոբլաստների վրա, ինչը խթանում է կոլագենի արտադրությունը և դրանով իսկ՝ մաշկի վերականգնումը: Կարմիր LED լույսով թերապիայի արդյունքում վերքերի ապաքինումն արագանում է, մաշկը ձգվում է, մաշկի ծերացման արտաքին նշանները, ինչպիսիք են կնճիռները, նվազում:

Կապույտ LED լույսն ունի տեսանելի սպեկտրի բոլոր գույներից ամենակարճ ալիքի երկարությունը: Այն գործում է էպիդերմիսի մակարդակում՝ ունենալով հակամանրէային ազդեցություն: Պորֆիրինները (մեր մարմնի պիգմենտները) ունակ են կլանել կապույտ LED լույսը և ազատել թթվածնի մոլեկուլները՝ սպանելով պզուկների բակտերիաները, որոնք ապրում են մաշկի մակերեսին: Այսպիսով կապույտ LED լույսը ախտահանում է, նվազեցնում բորբոքային գոյացությունները, պայքարում է պզուկների դեմ:

Կանաչ LED լույսը ներծծվում է էպիդերմիսի և դերմիսի կողմից՝ առաջացնելով բջջային ռեակցիա, որի հետևանքներից է մաշկի վերականգնումն ու բուժումը: Օգտագործվում է կարմրությունը նվազեցնելու, զգայուն մաշկի գրգռվածությունը վերացնելու համար: Կանաչ LED լույսը պայքարում է կուպերոզի դեմ՝ նվազեցնելով մազանոթների չափերը՝ նպաստելով արյան ազատ հոսքին:

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Դեղին LED լույս (կարմիր + կանաչ) - օգտագործվում է արյան շրջանառությունը խթանելու համար, օգնում է բացել մ
սրությունը: Խառը լույս (կարմիր + կապույտ + կանաչ = սպիտակ) - օգտագործվում է կոսմետիկայի արագ և խորը նե
ընդհանուր հանգստացնող և հանգստացնող ազդեցություն մարմնի վրա:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Դիմակի ազդեցության գոտի. 2 դիմակ ծածկում է խնամք պահանջող 3 տարածք:
2. Մեկ հեռակառավարման վահանակ. երկու դիմակներն էլ կառավարվում են 1 հեռակառավարմամբ:
3. Բազմաֆունկցիոնալ օգտագործում. դիմակները կարող են օգտագործվել ինչպես կոմպլեկտ (2 միաժամանակ), այնպես էլ առանձին
4. Ձեռնարկի կառավարման ռեժիմը թույլ է տալիս կարգավորել դիմակի անհատական նիստը:
5. Դիմակի նյութը սննդային սիլիկոն է՝ այն անվտանգ է մաշկի համար, չի առաջացնում գրգռում:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Դիմակները միացրեք կառավարման վահանակին՝ օգտագործելով «C» տեսակի մալուխ: Մալուխի յուրաքանչյուր ելք մտցրեք դիմակի միակցիչների մեջ մինչև չլսեք բնորոշ սեղմումը:
2. Սարքերը միացնելու համար սեղմեք և պահեք կառավարման վահանակի միացման/անջատման կոճակը 2 վայրկյան:
3. Անցման կոճակների (/) կարճ սեղմումը (1 վայրկյան) թույլ կտա անցնել կապույտ LED լույսի ռեժիմի (ցուցանիշ C: B կառավարման վահանակի վրա), կանաչ LED լույսի ռեժիմի (ցուցանիշ C: G), դեղին LED լույսի ռեժիմի (ցուցիչ C: RG), սպիտակ լույսի ռեժիմի (ցուցիչ C: RGB):
4. Լամպերի լույսի ինտենսիվության կառավարման կոճակների վրա կարճ սեղմելով (1 վայրկյան) (-/+) մակարդակը կբարձրանա մինչև 3 կամ կվերադառնա 1 մակարդակի (ցուցանիշ L: 1 (2/3) կառավարման վահանակի վրա):
5. Դադարի կոճակի կարճ սեղմումը (1 վայրկյան) կասեցնում է սարքերի աշխատանքը, դրանք կրկին սեղմելով՝ դրանք վերադարձնում են աշխատանքի:
6. Սեղմեք և պահեք կառավարման վահանակի միացման/անջատման կոճակը 2 վայրկյան՝ դիմակներն անջատելու համար:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Դիմակի առաջին օգտագործումից առաջ անցկացրեք «Զգայունության թեստ»՝ ըստ հրահանգների:
2. Հեռակառավարման վահանակը միացրեք դիմակներին:
3. Կրեք դեմքի դիմակ և պարանոցի և պարանոցի հատվածի դիմակ:
4. Միացրեք դիմակները, ընտրեք լույսի ցանկալի ռեժիմը և դրա ինտենսիվության մակարդակը:
5. Վայելե՛ք ֆոտոթերապիայի պրոցեդուրան:
6. Լույսի ռեժիմներից յուրաքանչյուրն աշխատում է 15 րոպե, որից հետո հեռակառավարման վահանակն ավտոմատ անջատվում է: Ռեժիմները փոխելու ժամանակ ժմչփը վերագործարկվում է: [Կարևոր է]. Ֆոտոթերապիա կատարելիս ուշադիր հետևեք, որ պրոցեդուրաների ընդհանուր ժամանակը (մի քանի ռեժիմներ մեկ նստաշրջանում օգտագործելիս) չգերազանցի 15 րոպեն:
7. LED լուսային թերապիայի ավարտից հետո օգտագործեք ձեր խնամքի միջոցը՝ շիճուկ կամ կրեմ, քանի որ լուսադիոդային թերապիայից հետո մաշկի կլանման հնարավորությունը մեծանում է:

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախականություն	ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ՊԶՈՒԿ / ԲՈՐՔՈՒՄ / ՅՈՒՂՈՏ ՄԱՇԿ	Առավոտ / երեկո	Շաբաթ 1. կապույտ, ցածր - 3 րոպե; դեղին, ցածր - 3 րոպե; կարմիր, ցածր - 3 րոպե; կանաչ, ցածր - 3 րոպե; խառը, ցածր - 3 րոպե: Շաբաթ 2. կապույտ, միջին - 4 րոպե; դեղին, միջին - 3 րոպե; կարմիր, միջին - 2 րոպե; կանաչ, միջին - 3 րոպե; խառը, միջին - 3 րոպե: Շաբաթ 3. կապույտ, բարձր - 3 րոպե; դեղին, բարձր - 3 րոպե; կարմիր, բարձր - 3 րոպե; կանաչ, բարձր - 3 րոպե; խառը, բարձր - 3 րոպե: Շաբաթ 4. կապույտ, բարձր - 5 րոպե; դեղին, բարձր - 3 րոպե; կարմիր, բարձր - 2 րոպե; կանաչ, բարձր - 3 րոպե; խառը, բարձր - 2 րոպե:	Օրը մեջ	Կրկնել ծրագիրը 2-3 ամիս: 6 ամիսը մեկ անգամ:
ՆՈՒՐ գծեր / տարիքի հետ կապված ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		Կապույտ, բարձր - 2 րոպե: Դեղին, բարձր - 3 րոպե: Կարմիր, բարձր - 5 րոպե: Կանաչ, բարձր - 3 րոպե: Խառը, բարձր - 2 րոպե:	Շաբաթը 2-3 անգամ	Դասընթացի ֆիքսված սահմանափակում չկա
ՏԵՍԱՆԵԼԻ անոթներ / ԿՈՒՊԵՐՈԶ / ԶԳԱՅՈՒՆ ՄԱՇԿ	Երեկոյան	Շաբաթ 1. կապույտ, ցածր - 1 րոպե; կարմիր, ցածր - 3 րոպե; կանաչ, միջին - 3 րոպե; դեղին, միջին - 3 րոպե; խառը, միջին - 5 րոպե: Շաբաթ 2. կապույտ, ցածր - 1 րոպե; կարմիր, միջին - 3 րոպե; կանաչ, բարձր - 3 րոպե; դեղին, բարձր - 3 րոպե; խառը, բարձր՝ 5 րոպե: Շաբաթ 3. կապույտ, ցածր - 2 րոպե; կարմիր, բարձր - 5 րոպե; կանաչ, բարձր - 2 րոպե; դեղին, բարձր - 3 րոպե; խառը, բարձր - 3 րոպե: Շաբաթ 4. ընդմիջում:	Օրը մեջ	1 ամիս ներառյալ ընդմիջումը: Վերցրեք 1 շաբաթ ընդմիջում: Ավարտեք 2-3 չորսշաբաթյա դասընթացներ, ապա վերցրեք 1 ամիս ընդմիջում: Կրկնեք 2-3 չորսշաբաթյա դասընթացներ և շարունակեք այս ցիկլը:

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախականություն	ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ՊԻԳՄԵՆՏԱՑՈՒՄ / ՄԱՇԿԻ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐ ՏՈՆ	Երեկոյան	Կարմիր, բարձր - 5 րոպե: Դեղին, բարձր - 3 րոպե: Կանաչ, բարձր - 2 րոպե: Կապույտ, ցածր - 1 րոպե: Խառը, միջին - 4 րոպե:	Շաբաթը 2-3 անգամ	Դասընթացի ֆիքսված սահմանափակում չկա: Օգտագործելուց հետո քսեք SPF կրեմ:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Արգելվում է սարքն օգտագործել նորածինների, էպիլեպսիայով տառապողների, վահանաձև գեղձի հիվանդություններով կամ վահանաձև գեղձի դեղամիջոցներ ընդունող մարդկանց համար:
2. Արգելվում է դիմակներ օգտագործել վնասված, վնասված մաշկ կամ հետվիրահատական վերքեր ունեցող սպառողներին:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Սարքը նախատեսված է միայն տնային օգտագործման համար:
2. Եթե դիմակներից մեկը վնասվել է, դադարեցրեք օգտագործումը և դիմեք սպառողներից պահանջներ ընդունելու լիազորված կազմակերպությանը՝ վտանգից խուսափելու համար:
3. Լիցքավորման ժամանակ արգելվում է դիմակներ օգտագործել: Լիցքավորման ժամանակ թաց ձեռքերով մի դիպչեք դիմակներին, լիցքավորման մալուխին, USB ադապտերին:
4. Անհապաղ դադարեցրեք օգտագործումը, եթե դիմակի օգտագործման հետևանքով տհաճություն կամ որևէ անբարենպաստ ռեակցիա (մաշկի կարմրություն, քոր, ալերգիա) զգաք:

ՏՈՒԿԻ ՄԵՋ՝ (1) դեմքի դիմակ, (2) պարանոցի և պարանոցի հատվածի ֆոտոթերապիայի դիմակ, (3) մալուխ՝ տիպի C կառավարման վահանակին միանալու համար, (4) կառավարման վահանակ, 5. Տեսակ C-USB լիցքավորման մալուխ, 6) հրահանգ, 7) պահեստային պայուսակներ, 8) 2 պարանոցի դիմակ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:
Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 4 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 30 րոպե (միաժամանակ 2 դիմակով առավելագույն ինտենսիվության մակարդակով)

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 15 min

ՌԵԺԻՄՆԵՐ:
• Կարմիր LED լույս: 660 nm
• Կապույտ LED լույս - ալիքի երկարությունը 415 nm
• Կանաչ LED լույս: 525 nm
• Դեղին LED լույս՝ կարմիր + կանաչ
• խառը լույս (սպիտակ) - կարմիր + կապույտ + կանաչ

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ).
1 մակարդակ LED դիմակ
• Կարմիր LED լույս: 5.455 mW/cm
• Կապույտ LED լույս: 12.065 mW/cm
• Կանաչ LED լույս: 8.582 mW/cm
Դեղին LED լույս: 13.012 mW/cm
• Համակցված լույս: 21.826 mW/cm

ԼԵԴ ՎԶԻ ԴԻՄԱԿ
• Կարմիր LED լույս: 5.171 mW/cm
• Կապույտ LED լույս: 10.707 mW/cm
• Կանաչ LED լույս: 6.413 mW/cm
• Դեղին LED լույս: 11.888 mW/cm
• Համակցված լույս: 18.059 mW/cm (մակարդակ 2, LED MASK)
• Կարմիր LED լույս: 12.155 mW/cm
• Կապույտ LED լույս: 23.541 mW/cm
• Կանաչ LED լույս: 12.757 mW/cm
• Դեղին LED լույս: 16.86 mW/cm
• Համակցված լույս: 26.797 mW/cm (LED NECK MASK)
• Կարմիր LED լույս: 9.759 mW/cm
• Կապույտ LED լույս: 25.02 mW/cm
• Կանաչ LED լույս: 13.664 mW/cm
Դեղին LED լույս: 16.725 mW/cm
• Համակցված լույս: 25.447 mW/cm (մակարդակ 3, LED MASK)
• Կարմիր LED լույս: 15.94 mW/cm
• Կապույտ LED լույս: 33.06 mW/cm
• Կանաչ LED լույս: 17.461 mW/cm
• Դեղին LED լույս: 20.607 mW/cm
Համակցված լույս: 29.321 mW/cm (LED NECK MASK)
• Կարմիր LED լույս: 15.275 mW/cm
Կապույտ LED լույս: 31.849 mW/cm
• Կանաչ LED լույս: 16.986 mW/cm
• Դեղին LED լույս: 19.561 mW/cm
• Համակցված լույս: 30.183 mW/cm

ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԴՈԶԱ (ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅՈՒՆ) 15 ՐՈՊԵ ՆԻՍՏ.
1 մակարդակ LED դիմակ
• Կարմիր LED լույս: 4.9095 J/cm
• Կապույտ LED լույս: 10.8585 J/cm
• Կանաչ LED լույս: 7.7238 J/cm
• Դեղին LED լույս: 11.7108 J/cm
Համակցված լույս: 19.6434 J/cm (LED NECK MASK)
• Կարմիր LED լույս: 4.6539 J/cm
• Կապույտ LED լույս: 9.6363 J/cm
• Կանաչ LED լույս: 5.7717 J/cm

• Դեղին LED լույս: 10.6992 J/cm
• Համակցված լույս: 16.2531 J/cm (մակարդակ 2, LED MASK)
• Կարմիր LED լույս: 10.9395 J/cm
• Կապույտ LED լույս: 21.1869 J/cm
• Կանաչ LED լույս: 11.4813 J/cm
• Դեղին LED լույս: 15.174 J/cm
Համակցված լույս: 24.1173 J/cm (LED NECK MASK)
• Կարմիր LED լույս: 8.7831 J/cm
• Կապույտ LED լույս: 22.518 J/cm
• Կանաչ LED լույս: 12.2976 J/cm
• Դեղին LED լույս: 15.0525 J/cm
• Համակցված լույս: 22.9023 J/cm (մակարդակ 3, LED MASK)
Կարմիր LED լույս: 14.346 J/cm
• Կապույտ LED լույս: 29.754 J/cm
• Կանաչ LED լույս: 15.7149 J/cm
• Դեղին LED լույս: 18.5463 J/cm
• Համակցված լույս: 26.3889 J/cm (LED NECK MASK)
• Կարմիր LED լույս: 13.7475 J/cm
• Կապույտ LED լույս: 28.6641 J/cm
• Կանաչ LED լույս: 15.2874 J/cm
• Դեղին LED լույս: 17.6049 J/cm
• Համակցված լույս: 27.1647 J/cm

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IP22



MAMI - ԼԻՖՏԻՆԳ ՄԱՍԱԺԵՐ ԴԵՄՔԻ ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՀԱՄԱՐ

Բարելավում է մաշկի երանգը

Դեմքի լիֆտինգ

Հարթեցնում է կնճիռները

Նվազեցնում է այտուցը

ԽՆԴԻՐՆԵՐ՝ տարիքային փոփոխություններ, ֆոտոծերացում, կախ ընկած այտեր, անփայլ երանգ, ակնե, պիգմենտացիա, լայն ծակոտիներ, այտուց և մաշկի առաձգականության կորուստ:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ, ցինկի խառնուրդ, չժանգոտվող պողպատ:

Քաշ: Մերսող՝ 179 g, հիմք՝ 108 g:

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

EMS - էլեկտրական հոսանք մկանների միոստիմուլյացիայի համար, այն խորը ներթափանցում է մաշկի շերտերը՝ հասնելով մկանային շերտին: Խթանելով մկանների կծկումը՝ EMS-ը նպաստում է մաշկի ձգմանը, դրսևորվում է լիֆտինգ էֆեկտը, ավելանում է կոլագենի և էլաստինի արտադրությունը, ավելանում է մաշկի ամրությունն ու առաձգականությունը, վերանում է այտուցը:

3 Լույսի ֆոտոթերապիա. տարբեր ալիքի երկարությամբ լույսի տեսանելի սպեկտրի կարմիր, կապույտ և խառը գույներ, որոնք ներթափանցում են մաշկը, խթանում վերականգնման գործընթացները: Կապույտ LED լույսը՝ ներթափանցման ամենացածր խորությամբ, աշխատում է մաշկի մակերեսի վրա՝ ախտահանելով այն և դրանով իսկ նվազեցնելով բորբոքումը: Կարմիր LED լույսը ներթափանցման ամենաբարձր խորությամբ ազդում է ֆիբրոբլաստների վրա, որոնք սինթեզում են կոլագենը, օգտագործվում են մաշկը երիտասարդացնելու և ծերացման նշանների դեմ պայքարելու համար: Կարմիր և կապույտ LED լույսի համադրությունը երկու գործառույթների համադրություն է բորբոքումն արդյունավետ բուժելու համար:

Վիբրացիան մեխանիկական ազդեցություն է մաշկի վրա, որի շնորհիվ ուժեղանում են բոլոր նյութափոխանակության գործընթացները, մաշկը ձգվում է, տեսանելի կնճիռների դրսևորումը նվազում է:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. 3 EMS ինտենսիվության մակարդակ՝ հարմարավետ ազդեցության մակարդակ ընտրելու համար:
2. 2 էլեկտրոդներ որպես հոսանքի աղբյուրներ.
3. Աշխատանքային ձևը աղեղի տեսքով կրկնում է մարդու մարմնի կորերը, մերսողը կիրառելի է երկու գոտիների վրա՝ դեմքի և պարանոցի:
4. Ձեռնարկի կառավարման ռեժիմ. յուրաքանչյուրի ռեժիմները և աշխատանքի ժամանակը դուք ինքներդ եք որոշում՝ կատարելով անհատական համադրություն:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՁՆԵՐ.
1. Սարքը միացնելու կամ անջատելու համար սեղմեք և պահեք POWER կոճակը:
2. Ֆոտոթերապիայի լույսն ընտրելու համար սեղմեք POWER կոճակը: Ավտոմատ կերպով միանում է հենց առաջին կապույտ LED լույսը, նորից սեղմելը թույլ է տալիս ընտրել կարմիր LED լույս՝ խառը լույսի ռեժիմը միացնելու համար կրկին սեղմեք POWER կոճակը:
3. Մերսողը միացնելուց հետո LEVEL կոճակի կարճ սեղմումը թույլ է տալիս ընտրել EMS ինտենսիվության մակարդակը թույլից ուժեղ: Թույլ մակարդակ - 1 ցուցիչ միացված է:

(Ցածր), միջին - 2 ցուցանիշ (ցածր + միջին), ուժեղ մակարդակ - 3 ցուցիչ (ցածր + միջին + բարձր) այրվում է:
4. LEVEL կոճակի վրա երկար սեղմելով՝ միացրեք թրթռումը: Նույն երկար սեղմումը թույլ է տալիս անջատել թրթռումը:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Հեռացրեք դիմահարդարումը և լվացեք դեմքը մաքրող միջոցով:
2. միատեսակ կիրառեք մաշկի խնամքի միջոցը (ջրի վրա հիմնված, գելման հյուսվածք, որը կապահովի հոսանքի առավելագույն հաղորդունակությունը լավագույն արդյունքների համար):
3. Միացրեք սարքը և ընտրեք ֆոտոթերապիայի ռեժիմը:
4. Կարգավորեք EMS-ի ինտենսիվության մակարդակը:
5. Սարքի մերսման մակերեսը քսեք դեմքի մաշկին և մերսեք մերսման գծերով: Ներքևից (կզակից) շարժվեք դեպի վեր (մինչև ճակատի մազերի գիծը):
6. Կրկնեք ընթացակարգը մերսման բոլոր գծերի վրա երեք անգամ: Խորհուրդ չի տրվում սարքի հետ աշխատել 10 րոպեից ավելի:
7. Մերսումն ավարտելուց հետո անջատեք սարքը, մաքրող անձեռոցիկով մաքրեք սարքի մերսող մակերեսը:

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախակ անություն	Խնամքի կուրս
ՊՇՈՒԿ / ԲՈՐՔՈՒՄ	ՕՐՎԱ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿ	LED ռեժիմ՝ • Կապույտ LED լույս - 5 րոպե • Կարմիր LED լույս - 2 րոպե «EMS» ռեժիմ • Միջին ինտենսիվության մակարդակ - 5-7 րոպե Ռեժիմներն օգտագործվում են ոչ թե միաժամանակ, այլ նշված հերթականությամբ	ՕՐԸ ՄԵՋ	2 շաբաթ 3-4 օր ընդմիջում 2 շաբաթ 4-5 շաբաթական դասընթացներ տարեկան
ՆԱՐԴ ԳԾԵՐ / ՉՈՐ ՄԱՇԿ / ՊԻԳՄԵՆՏԱՑՈՒՄ / ՄԱՇԿԻ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐ ՏՈՆ	ԵՐԵԿՈ	LED ռեժիմ՝ • Կարմիր LED լույս - 7 րոպե • Խառը լույս - 5 րոպե «EMS» ռեժիմ. • Ցածր ինտենսիվություն - 5 րոպե • Միջին ինտենսիվության մակարդակ - 3 րոպե • Առավելագույն մակարդակ (խիտ մաշկի համար) - 3 րոպե LED և EMS ռեժիմները կարող են օգտագործվել միաժամանակ	Շաբաթը 2 անգամ	3-4 շաբաթ 1 շաբաթ ընդմիջում Կրկնել 4 շաբաթյա դասընթաց Հաջորդ կրկնել մշտական հիմունքներով
ՏԵՍԱՆԵԼԻ անոթներ / ԿՈՒՊԵՐՈԶ / ԶԳԱՅՈՒՆ ՄԱՇԿ	ԵՐԵԿՈ	«LED» ռեժիմ. • Կարմիր LED լույս - 7 րոպե • Խառը լույս - 5 րոպե «Թրթռում» ռեժիմ. 5 րոպե «EMS» ռեժիմ կուպերոզի համար հակացուցված է Ռեժիմները օգտագործվում են ոչ թե միաժամանակ, այլ նշված հերթականությամբ:	Շաբաթը 2 անգամ	4 շաբաթ Ընդմիջում 1 շաբաթ Կրկնել 4 շաբաթյա դասընթաց Հաջորդ կրկնել մշտական հիմունքներով

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Մի օգտագործեք սարքը, եթե ձեր մաշկը բուժման փուլ է անցնում կոսմետիկ կամ քիմիական պիլինգից, լազերային մակերևույթի վերականգնումից, ֆրակցիոն լազերային երիտասարդացումից, մեզոթերապիայից կամ վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում մաշկի ֆիլլեր օգտագործելուց հետո:
2. Սարքը նախատեսված չէ 12 տարեկանից ցածր մարդկանց օգտագործման համար:
3. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական և մտավոր սահմանափակ կարողություններով մարդկանց օգտագործման համար:
4. Մի օգտագործեք այս սարքը, եթե ունեք ականջների առողջության հետ կապված խնդիրներ (արտաքին օտիտ, ականջի վարակ, այլ հիվանդություններ):
5. Մերսող մի օգտագործեք ճաքած մաշկի վրա, բաց վերքերի առկայության դեպքում, խնդրահարույց կամ գրգռված մաշկի վրա (ծանր պզուկներով տառապող մաշկ, արևայրուք, վարակ և այլն):
6. Սարքը մի օգտագործեք աչքերի շուրջ զգայուն հատվածի վրա, քանի որ այնտեղ մաշկը բարակ է և նուրբ:
7. Սարքը մի օգտագործեք լորձաթաղանթի վրա (օրինակ՝ քթի, բերանի, սեռական օրգանների ներսում), քանի որ դա կարող է առաջացնել տեղային գրգռում:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Չոր պահեք լիցքավորման միակցիչը և USB լարը:
2. Սարքը մի լիցքավորեք խոնավ միջավայրում (օրինակ՝ լիքը լոգարանի, աշխատանքային ցնցուղի, ջրով լի լողավազանի մոտ):
3. Սարքն օգտագործեք միայն USB մալուխի հետ, որը գալիս է այս մերսիչով:
4. Եթե USB մալուխը վնասված է, փոխարինեք այն միայն օրիգինալ մետաղալարով՝ վտանգից խուսափելու համար:
5. Լիցքավորեք մերսողն ամբողջությամբ 100%-ով առնվազն 2 ամիսը մեկ. դա կերկարացնի մարտկոցի կյանքը:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) մերսող, (2) բազային աջակցություն, (3) USB-C լիցքավորման մալուխ, 4. հրահանգ, (5) անձեռոցիկ, (6) պայուսակ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

ԳՆԱՀԱՆԳՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ԼԱՐՄԱՆ: 5-9 V

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԼԱՐՄԱՆ: 3,7 W

ԷՆԵՐԳԱԱՂԲՅՈՒՐ: լիթիում-իոն

Մարտկոցի տարողունակությունը: 900 mAh

ՉԱՓԵՐԸ: 147,1x83x44,4 mm (սարք), 57,1x57,1x76 mm (կայան)

Քաշ: սարքը՝ 179 g, ստենդը՝ 108 g

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: Կարմիր LED լույս/Կապույտ LED լույսի ռեժիմ - 200 րոպե Խառը լույսի ռեժիմ - 300 րոպե

Ճառագայթման ինտենսիվությունը.
Կարմիր LED լույս: 7.7867 mW/cm
• Կապույտ LED լույս: 32.758 mW/cm
• Համակցված լույս: 23.322 mW/cm

EMS:
• Մակարդակ 1: 0.08 mA
• Մակարդակ 2: 0.11 mA
• Մակարդակ 3: 0.13 mA

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: 34,7 kHz

ԱԼԻՔԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Կարմիր LED լույս - 625 nm - կապույտ LED լույս - 465 nm

ԱԼԻՔԻ ՁԵՎ: երկֆազ սիմետրիկ ուղղանկյուն ալիքի ձև

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX4



MEI1 - EMS ԴԵՄՔԻ ԵՎ ՊԱՐԶԻ ՄԱՍԱԺԵՐ

V-աձև բարձրացում

Նվազեցնում է այտուցը

Քանդակում է ուրվագծերը

Հարթեցնում է կնճիռները և կնճիռները

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ դեմքի առաձգականության և «լողացող» ուրվագծերի կորուստ, առավոտյան այտուց, մկանային սպազմ և սեղմակներ, տարիքային փոփոխություններ (կնճիռներ), դեմքի թուլացում, ամենօրյա կոսմետիկայի ներծծման ցածր արդյունավետություն:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ:

Քաշ: 78 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
Սարքը սիներգիայի շնորհիվ ունի բարդ ազդեցություն հյուսվածքների բոլոր շերտերի վրա 4 տեխնոլոգիա.

EMS - ընդօրինակել մարմնի բնական կենսաէլեկտրական ազդանշանները՝ նրբորեն կծկելով և մարզելով դեմքի մկանները՝ վերադարձնելով նրանց տոնուսը:

Խորը ջերմություն (42 °C) - Ջերմային ազդեցությունը հանգստացնում է սպազմիկ մկանները և ուժեղացնում միկրո շրջանառությունը:

ԱԼԻՔԻ թրթռում (8500 rpm) - բարձր հաճախականության մեխանիկական տատանումները նպաստում են հզոր ավշային դրենաժին՝ նվազեցնելով այտուցը և հեղուկի լճացումը հյուսվածքներում:

ION IMPORT (իոնոֆորեզ) - ջեռուցման հետ համատեղ այս տեխնոլոգիան օգնում է շիճուկի խնամքի ակտիվ բաղադրիչներին ներթափանցել դերմիսի խորը շերտեր՝ բազմապատկելով դրանց արդյունավետությունը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Խելացի 360° դիզայն. Բնակարանի բոլոր կողմերը ակտիվ աշխատանքային մակերեսներ են: Վերին մասը (գլանները) նախատեսված է 3D մերսման համար, կողային երեսները՝ գուա շա մերսման, իսկ ստորին եզրը՝ կետային ակուպրեսուրայի համար:
2. 4 տեխնոլոգիա 1 սարքում՝ EMS, ալիքային թրթռում, ջեռուցում և իոնտոֆորեզ:
3. Գործողության 2 ռեժիմ՝ հիմնական ռեժիմ (սպիտակ ցուցիչ) առավոտյան լիմֆոդրենաժի և տոնուսավորման համար; համալիր ռեժիմ տաքացմամբ (կարմիր ցուցիչ) երեկոյան ինտենսիվ հակատարիքային խնամքի և թուլացման համար:
4. Խելացի ժմչփ. անվտանգ օգտագործման համար սարքն ավտոմատ անջատվում է 10 րոպե շարունակական աշխատանքից հետո, ինչպես նաև անցնում է քնի ռեժիմ՝ 2 րոպե անգործությունից հետո:
5. Դյուրաշարժություն և ինքնավարություն. ներկառուցված 800 mAh մարտկոցը ապահովում է մինչև 80 րոպե շարունակական օգտագործում մեկ լիցքավորման դեպքում:

6. Կիրառման բազմակողմանիություն. մերսողի դիզայնը թույլ է տալիս այն օգտագործել բծային, գլանափաթեթային և բարձրացնող խնամքի, ինչպես նաև պարանոցի, ուսերի, ձեռքերի և ոտքերի մերսման համար:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Սարքը միացնելու կամ անջատելու համար սեղմեք միացման կոճակը 1-2 վայրկյան (ձայնային ազդանշան կհնչի):
2. Առաջին կարճ սեղմում (կանխադրված ռեժիմ). Ներառում է EMS, թրթռում և իոնների ներմուծում: Ցուցանիշի օղակը լուսավորված է սպիտակ լույսով: Իդեալական է առավոտյան այտուցը հեռացնելու և տոնուսավորելու համար:
3. Երկրորդ կարճ սեղմում (Բարդ ռեժիմ). Խորը տաքացման գործառույթը միացնում է նախորդ տեխնոլոգիաներին: Ցուցանիշը վառվում է կարմիր: Հարմար է ինտենսիվ բարձրացման և հանգստի համար:
4. Լիցքավորման ժամանակ ցուցիչը սահուն թարթում է կարմիր LED լույսը, իսկ երբ այն հասնում է 100%-ի, անընդհատ այրվում է:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Որպեսզի EMS-ն աշխատի, անհրաժեշտ է մաքրված մաշկին առատորեն քսել հաղորդիչ գել, խոնավեցնող շիճուկ կամ էսենցիա խիստ ջրային հիմքի վրա: Մաշկի խնամքի միջոցը չպետք է պարունակի յուղեր և թթուներ (AHA, BHA, PHA-թթուներ, ռետինոլ, վիտամին C-ի բարձր կոնցենտրացիաներ):
2. Միացրեք սարքը և ընտրեք ցանկալի ռեժիմը:
3. Մերսում կատարեք մերսման գծերի երկայնքով՝ ընտրված աշխատանքային մակերեսը սերտորեն սեղմելով մաշկին: Սարքը պետք է տեղափոխվի սահուն, մշտական արագությամբ և առանց ավելորդ ճնշման:
4. 10 րոպե աշխատելուց հետո խելացի ժմչփն ինքնաբերաբար կանջատի սարքը:
5. սրբել մերսողը թաց անձեռոցիկով (սարքն ունի խոնավության պաշտպանության դաս IPX3. արգելվում է լվանալ ջրի հոսքի տակ):

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախակ անություն	Խնամքի կուրս
ԽԻՏ, ԹՈՒԽՄԱՆ ՄԱՇԿ	Երեկոյան՝ օրվա 2-րդ կեսին	Ռեժիմ «EMS, թրթռում, իոնների ներմուծում» - 3-5 րոպե Ռեժիմ «EMS, թրթռում, իոնների ներմուծում, ջեռուցում» - 5 րոպե	Շաբաթը 2-3 անգամ	Կուրս՝ 10 շաբաթ: Դադար՝ 2 շաբաթ: Պարբերաբար կրկնել 10-շաբաթյա կուրսը:
ՉՈՐ ՄԱՇԿ ՆՈՒՐ ԳԾԵՐՈՎ	Առավոտյան.	Ռեժիմ «EMS, թրթռում, իոնների ներմուծում» - 3-4 րոպե Ռեժիմ «EMS, թրթռում, իոնների ներմուծում, ջեռուցում» - 3-4 րոպե	Շաբաթը 1-2 անգամ	Կուրս՝ 10 շաբաթ: Դադար՝ 2 շաբաթ: Պարբերաբար կրկնել 10-շաբաթյա կուրսը:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Սարքն օգտագործելն արգելվում է սրտի ռիթմավար ունեցող, օստեոպորոզով, ջերմաստիճանի կամ ցավի զգացողության կորստով կամ մաշկային հիվանդություններով անձանց:
2. Չօգտագործել կտրվածքներով, պլաստիկ վիրահատություններից հետո, թարախային կամ բորբոքված մաշկի վրա, ինչպես նաև ակնագնդերի, կոպերի և վահանաձև գեղձի հատվածներում:
3. Մի օգտագործեք մետաղական պրոթեզներով տարածքներում:
4. Ատամնաբուժության ենթարկվող (կամ լցոնումներ/բրեկետներ ունեցող), ինչպես նաև մետաղի, կուպերոզի (տելանգիեկտազիա) նկատմամբ ալերգիայի դեպքում սարքը պետք է օգտագործեն զգուշությամբ:

5. Հղիության, դաշտանի, լակտացիայի, հիպերտոնիայի կամ ջերմության ժամանակ դիմել միայն բժշկի հետ խորհրդակցելուց հետո:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Սարքը ջրակայուն չէ:
2. Արգելվում է օգտագործել ջրի մեջ, լվանալ ծորակի տակ կամ պահել բարձր խոնավության պայմաններում (օրինակ՝ լոգարանում):
3. Մի օգտագործեք սարքը լիցքավորման ժամանակ: Միշտ անջատեք այն ցանցից նիստից առաջ:
4. Եթե լիցքավորման կամ օգտագործման ժամանակ նկատում եք աննորմալ տաքացում կամ ծուխ, անմիջապես անջատեք սարքը:
5. Խուսափեք սարքի անկումից և ֆիզիկական հարվածներից:
6. Սարքը պահեք չոր, զով տեղում, հեռու արևի ուղիղ ճառագայթներից: Առանց օգտագործման երկարատև պահպանման համար մարտկոցը լիցքավորեք 3 ամիսը մեկ:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) մերսող, (2) պահեստային պայուսակ, (3) Type-C լիցքավորման մալուխ, 4. օգտագործման հրահանգներ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

ՉԱՓԵՐ (H X W X D): 140×80×10 mm

ԷՆԵՐԳԱԱՂԲՅՈՒՐ: ներկառուցված լիթիումի մարտկոց

ԳՈՐԾՈՒՄ Է ԼԱՐՄԱՆ: 5 V

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: 4,4 W

Մարտկոցի տարողունակությունը: 800 mAh

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 10 min

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 h

ՄԱՔՍԻՄԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿ (ամբողջական լիցքավորում): 80 min

ԸՆԹԱՑԻԿ: 1,4 mA

ԹՐԹՈՒՄ՝ 8500 պտույտ րոպեում

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՋԵՐՄԱՑՈՒՅՑ: 42 °C

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX3



MIGA - ԲԵՐԱՆԱՅԻՆ ՋՐԱԲԱՆԱԿ

Օգնում է կանխել լնդերի հիվանդությունը

Հեռացնում է սննդի մնացորդները

Օգնում է կանխել կարիեսը

Մաքրում է բերանի խոռոչի դժվար հասանելի հատվածները

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ատամնափառ, կարիես, լնդերի հիվանդություն, շնչառության հոտ:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ:

Քաշ: 157 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

Հեղուկը արդյունավետորեն մաքրում է բերանի խոռոչի ամենաանմատչելի վայրերը, հեռացնում սննդի մնացորդները, ինչը կանխում է կարիեսի առաջացումը:

Ռոռգիչի ստեղծած հեղուկի ճնշումը մերսում է լնդերը, ինչը խթանում է նրանց արյան շրջանառությունը և ապաքինումը:

Լեզվի և այտերի ջրային թելերի մաքրումը թույլ է տալիս վերացնել բերանի տհաճ հոտը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Ռոռգիչի հետ միասին տրվում է 1 ստանդարտ վարդակ (վարդակ), պահեստային պատյան և լիցքավորման մալուխ:
2. 1 ռեժիմ.
3. Տանկի ծավալը 70 ml է:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Սարքի առաջին օգտագործումից առաջ մարտկոցը ամբողջությամբ լիցքավորեք, դրա համար լիցքավորման մագնիսական մալուխը միացրեք ոռոգիչի մարմնի կոնտակտներին: Լիցքավորման ժամանակ սարքը հնարավոր չէ օգտագործել:
2. Վարդակի տեղադրում/հեռացում Սեղմելուց առաջ վարդակը մտցրեք սարքի վերին կափարիչի անցքի մեջ: Սեղմումը ցույց է տալիս, որ վարդակը հաջողությամբ տեղադրվել է: Ծայրիկը հանելու համար սեղմեք սարքի վերին կափարիչը և այն պահելով այս դիրքում՝ հանեք վարդակը:
3. Բաքի լիցքավորում Համոզվեք, որ սարքն անջատված է, ապա բացեք ջրի բաքի կափարիչը, որը գտնվում է դրա ներքևում, և տարայի մեջ լցրեք ջրով:
4. Սարքը միացնելու կամ անջատելու համար հարկավոր է սեղմել միացման/անջատման կոճակը: Նշում. Սարքի օգտագործման ընթացքում ցուցիչը մշտապես վառվում է կապույտ գույնով:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Տեղադրեք վարդակը և սարքը բերեք աշխատանքային վիճակում: Դա անելու համար ապրանքը մի ձեռքով պահեք մարմնից, իսկ մյուս ձեռքով ցած քաշեք ջրի բաքը:
2. Տեղադրեք վարդակը բերանի խոռոչում, ուղղեք այն դեպի ատամները և սեղմեք միացման/անջատման կոճակը՝ սարքը միացնելու համար: Մաքրման ժամանակ ոռոգիչը պետք է պահվի ուղղահայաց:
3. Լավագույն արդյունքի համար սկսեք խոզանակել մոլարներով (հետևի ատամներով) և վարդակը տեղափոխեք առջևի ատամներ: Ջրի հոսքն ուղղեք դեպի լնդերը 90 աստիճան անկյան տակ, բերանը լայն մի բացեք, որպեսզի ջուրը չթափվի շուրջը:
4. Անհրաժեշտ է վարդակը տեղափոխել լնդերի գծի երկայնքով՝ կարճատև մնալով յուրաքանչյուր ատամի մոտ, մինչև լնդի գրպանը և միջատամնային տարածությունը մաքրվեն:
5. Մաքրումն ավարտելուց հետո անջատեք սարքը՝ սեղմելով միացման/անջատման կոճակը և հանեք բաքից մնացած ջուրը: Դա անելու համար բացեք տանկի կափարիչը և ցամաքեցրեք ջուրը, այնուհետև ծալեք ոռոգիչը իր սկզբնական վիճակի մեջ:
6. Բերանի խոռոչի մաքրում կատարեք օրը 2 անգամ՝ ուտելուց հետո: Նշում. Առաջին մաքրման ժամանակ թեթև արյունահոսությունը նորմալ է, այն կվերանա մեկ շաբաթվա ընթացքում: Եթե արյունահոսությունը չի դադարում ավելի քան 2 շաբաթ, դադարեցրեք սարքի օգտագործումը և խորհրդակցեք ձեր ատամնաբույժի հետ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Օրական 2 անգամ՝ ուտելուց հետո, օրթոդոնտիկ կառուցվածքների խնամքի համար՝ յուրաքանչյուր ճաշից հետո:

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Դա անսահմանափակ է:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. պարոդոնտիտի սրացում, բերանի խոռոչի սուր բորբոքային պրոցեսներ.
2. Լնդերի ծանր արյունահոսություն.
3. Բերանի խոռոչի վիրահատությունից հետո առաջին 2 ամիսների ժամանակահատվածը.

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Մի օգտագործեք ոռոգիչ ցնցուղի ժամանակ, մի ընկղմեք ոռոգիչը ջրի մեջ, և սարքը մի տեղադրեք այն վայրերում, որտեղ կա ջրի մեջ ընկնելու վտանգ:
2. Սարքը մի տեղադրեք բարձր ջերմաստիճան կամ խոնավություն ունեցող, ինչպես նաև արևի ուղիղ ճառագայթների տակ գտնվող վայրերում:
3. Սարքը լիցքավորելիս մի վերցրեք թաց ձեռքերով, լիցքավորման ժամանակ մի թողեք ապրանքը առանց հսկողության:
4. Զգուշորեն վարեք լիցքավորման մալուխը. հեռու պահեք այն ջերմության աղբյուրներից, մի ձգվեք, մի՛ ծալեք կամ ոլորեք ուժի գործադրմամբ, թույլ մի տվեք սեղմել մալուխը, քանի որ դա կարող է հանգեցնել դրա ձախողման: Մի օգտագործեք ոռոգիչը և մի լիցքավորեք այն, եթե սարքը կամ լիցքավորման մալուխը վնասված են (ընկման, ջրի ներթափանցման հետևանքով և այլն):
5. ոռոգիչը պետք է լիցքավորվի միայն օրիգինալ լիցքավորիչով, այս սարքը ցանցին մի միացրեք սարքի վրա նշված լարումից տարբեր լարմամբ:
6. Սարքը մի օգտագործեք առանց վարդակ, մի օգտագործեք արտադրողի կողմից չառաջարկվող վարդակներ:

7. Պահել երեխաների համար անհասանելի վայրում:
8. Օտար առարկաներ մի մտցրեք ոռոգիչի մեջ:
9. Մինչեւ ջուրը տանկի մեջ հավաքելը, սարքն անջատեք լիցքավորման մալուխից, բաքը լցնելիս թույլ մի տվեք վարարել:
10. Մաքրումից և սպասարկումից առաջ համոզվեք, որ սարքն անջատված է և չի լիցքավորվում:
ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) պահեստային պատյան, (2) ոռոգիչ, (3) վարդակ, (4) լիցքավորման մալուխ USB մագնիսական միակցիչ, (5) հրահանգ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: ավելի քան 2 ժամ

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 20 min

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: ոչ

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ՄԵԿ ԼԻՎԱԾ ՋՐԱՄԲՈՒՐԻ: 30 s

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: 482,3 kPa

Զարկերակները ՐՈՊԵՈՒՄ: 900-1100

ՋՐԱՄԲԱՐԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 70 ml

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX7



MIGA BLACK - ORAL WATER FLOSER

Օգնում է կանխել լնդերի հիվանդությունը

Հեռացնում է սննդի մնացորդները

Օգնում է կանխել կարիեսը

Մաքրում է բերանի խոռոչի դժվար հասանելի հատվածները

Օրթոդոնտիկ սարքերի խնամք

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ատամնափառ, կարիես, սննդի մնացորդներ օրթոդոնտիկ կառույցներում և միջատամնային տարածության մեջ, լնդերի հիվանդություն, շնչառության հոտ:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ:

Քաշ: 183 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

Հեղուկը մաքրում է ամենաանմատչելի վայրերը, ինչը թույլ է տալիս կանխել կարիեսի առաջացումը, ինչպես նաև մաքրել օրթոդոնտիկ կառուցվածքները:

Ոռոգիչի ստեղծած հեղուկի ճնշումը մերսում է լնդերը, ինչը խթանում է նրանց արյան շրջանառությունը և ապաքինումը:

Լեզվի և այտերի ջրային թելերի մաքրումը թույլ է տալիս վերացնել բերանի տհաճ հոտը:

Հավաքածուի 3 բացահայտման ռեժիմը և 4 վարդակները կապահովեն սննդի մնացորդների, ափսեի, միջատամնային տարածությունների, լնդերի գրպանների, լեզվի և օրթոդոնտիկ կառուցվածքների արդյունավետ հեռացում:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Կոմպլեկտում 4 վարդակ (ստանդարտ, պարոդոնտոլոգիական, օրթոդոնտիկ, լեզուն մաքրող վարդակ):
2. Սարքի դեպքում կա վարդակ պահելու խցիկ:
3. Գործողության 3 ռեժիմ (նուրբ, իմպուլսային, հզոր):
4. Տանկի ծավալը 140 ml է:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Սահմանեք վարդակը սեղմելուց առաջ:
Ոռոգիչի հետ միասին կան 4 տեսակի վարդակներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր գործառույթը.
Ստանդարտ վարդակն օգտագործվում է ատամների ամենօրյա խոզանակի համար: Կոր ծայրն օգնում է լվանալ ատամնափառը և սննդի մնացորդները:
Լնդերի գրպանները մաքրելու համար օգտագործվում է պարոդոնտոլոգիական վարդակ (դրանք ձևավորվում են, երբ բորբոքված լնդերը հեռանում են ատամից՝ ձևավորելով գրպան):

Այս վարդակն ունի փափուկ ռետինե ծայր՝ լնդերի խնամքի համար:
• Օրթոդոնտիկ վարդակ նախատեսված է բրեկետային համակարգերը մաքրելու համար:
Այս վարդակի վերջում, բացի ջրի անցման անցքից, կա կոշտ խոզանակներով խոզանակ:
Ինչի շնորհիվ մաքրվում են օրթոդոնտիկ կառույցների կողպեքները, դրանցից լվացվում են թիթեղները և սննդի մնացորդները:
Լեզուն մաքրող վարդակը գդալի տեսք ունի, և դուք կարող եք օգտագործել այս վարդակը ատամնափառը և փափուկ հյուսվածքների աղտոտվածությունը հեռացնելու համար:
2. Բացեք բաքը և լցրեք այն ջրով:
3. Տեղադրեք վարդակը բերանի խոռոչում և կարճ սեղմեք միացման կոճակը՝ սարքը միացնելու համար:
4. Սարքի վրա կոճակի երկարատև սեղմումն օգտագործվում է ռեժիմների միջև անցնելու համար:
Սարքն ունի 3 ռեժիմ.
Նուրբ (կանաչ ցուցիչ) - ցածր ճնշում, հարմար է սկսնակների և զգայուն ատամներով մարդկանց համար;
Զարկերակ (կապույտ ցուցիչ) - փոփոխական զարկերակային ճնշում, ուժեղ և թույլ ռեժիմների փոփոխություն լնդերի խորը մաքրման և մերսման համար;
Հզոր (սպիտակ ցուցիչ) - ուժեղ ճնշում, արդյունավետ մաքրում, որը բավարարում է մարդկանց մեծամասնության ամենօրյա կարիքները:
5. Օգտագործելուց հետո սարքն անջատեք կարճ սեղմումով: Երբ անջատված է, սարքը կհիշի վերջին անգամ օգտագործված ռեժիմը և հաջորդ անգամ, երբ այն միացվի, այն ավտոմատ կերպով կսկսի աշխատել այս ռեժիմում:
6. Սեղմեք կոճակը, որպեսզի հանեք վարդակը և զգուշորեն հանեք այն, բացեք վարդակների պահեստային հատվածը և տեղադրեք վարդակը դրա մեջ:
7. Մի մոռացեք կանոնավոր մաքրման մասին՝ առանձնացրեք բաքը և լվացեք: Նշում.
Օգտագործեք նուրբ ռեժիմ ոռոգիչի սկզբնական օգտագործման ժամանակ: Առաջին մաքրման ժամանակ թեթև արյունահոսությունը նորմ է, այն կվերանա մեկ շաբաթվա ընթացքում: Եթե արյունահոսությունը չի դադարում ավելի քան 2 շաբաթ, դադարեցրեք սարքի օգտագործումը և խորհրդակցեք ձեր ատամնաբույժի հետ:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Նորմալ մաքրման համար օգտագործեք ստանդարտ բազմաֆունկցիոնալ վարդակ:
Կտտացրեք միացման կոճակին, ընտրեք ցանկալի ռեժիմը: Այնուհետև վարդակը դրեք ատամներին հակառակ, որպեսզի ջրի շիթը ուղղահայաց լինի բուժվող հատվածին: Նշում.
զգայուն լնդերը հեշտությամբ սկսում են արյունահոսել: Մի ուղղեք շիթն անմիջապես լնդերին, զգայուն ատամներ ունեցող մարդկանց խորհուրդ է տրվում ընտրել նուրբ ռեժիմ:
2. Սկսեք մաքրել հետևի ատամները և շարժվեք դեպի առջևի ատամները: Անցեք ամբողջ ատամնաշարը՝ կարճատև մնալով յուրաքանչյուր ատամի մոտ մինչև լնդերը և ատամների միջև եղած տարածությունը մաքրվեն: Եթե դուք սկսել եք ատամնաշարի դրսից, կրկնեք ընթացակարգը մեջքի համար: Այս ալգորիթմը պետք է իրականացվի ինչպես վերին, այնպես էլ ստորին ատամների համար:
3. Լնդերի գրպանները մաքրելու համար օգտագործեք պարոդոնտոլոգիական վարդակ:
Կտտացրեք հոսանքի կոճակին, ընտրեք ցանկալի ռեժիմը: Տեղադրեք վարդակը անկյան տակ, որպեսզի վարդակի ծայրը ուղղված լինի լնդերի եզրին և ատամնաբուժական գրպանին: Մաքրումը կատարեք վերը նշված առաջարկությունների համաձայն:
4. Լեզուն մաքրելու համար օգտագործեք գդալաձեւ վարդակ: Տեղադրեք վարդակը, սեղմեք միացման կոճակը, ընտրեք ցանկալի ռեժիմը:

Անցեք վարդակը լեզվի միջով ավլող շարժումներով մեկ ուղղությամբ՝ արմատից մինչև լեզվի ծայրը: Լեզուն մաքրելը պետք է տևի 30 վայրկյան, ինչը մոտավորապես 5 մոտեցում է:
5. Բրեկետային համակարգերը մաքրելու համար օգտագործեք օրթոդոնտիկ վարդակ:
Բացի ջրի հոսքի անցման անցքից, այն ծայրում ունի կոշտ մազիկներով խոզանակ, ուստի լավ մաքրում է ամրացնող համակարգերի կողպեքները՝ դրանցից հեռացնելով ափսեը և սննդի մնացորդները:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Օրական 2 անգամ՝ ուտելուց հետո, օրթոդոնտիկ կառուցվածքների խնամքի համար՝ յուրաքանչյուր ճաշից հետո:

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Դա անսահմանափակ է:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. պարոդոնտիտի սրացում, բերանի խոռոչի սուր բորբոքային պրոցեսներ.
2. Լնդերի ծանր արյունահոսություն.
3. Խորհուրդ չի տրվում օգտագործել բերանի խոռոչի վիրահատությունից հետո մի քանի շաբաթվա ընթացքում:
4. Եթե դուք լնդերի հիվանդություն ունեք կամ վերջին 2 ամսվա ընթացքում բերանի խոռոչի վիրահատություն եք կատարել, խնդրում ենք, սարքն օգտագործելուց առաջ խորհրդակցեք ձեր ատամնաբույժի հետ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Մի ապամոնտաժեք սարքը կամ մի փոխեք դրա մասերը, որպեսզի խուսափեք վնասներից, որոնք կարող են հանգեցնել երաշխիքից սարքի հեռացմանը:
2. Մի օգտագործեք 50 °C-ից բարձր տաք ջուր բերանի խոռոչի մաքրման բաքում՝ այրվածքներից խուսափելու համար:
3. Եթե հոսանքի մալուխը կամ վարդակից վնասված է, խնդրում ենք փոխարինել դրանք օգտագործելուց առաջ: Մի խանգարեք հոսանքի մալուխի ամբողջականությունը. մի՛ ձգեք, մի՛ թեքեք կամ ոլորեք այն: Թույլ մի տվեք, որ հոսանքի մալուխը սեղմվի ծանր առարկաներով կամ սեղմվի առարկաների միջև, և սարքը և մալուխը հեռու պահեք ջերմության աղբյուրներից:
4. Սարքն օգտագործեք միայն նախատեսված նպատակի համար՝ բերանի խոռոչը մաքրելու համար: Մի ճնշում գործադրեք ատամների և լնդերի վրա, որպեսզի չվնասեք դրանք:
5. Սարքը երկար ժամանակ մի ընկղմեք ջրի մեջ՝ վթարներից կամ հրդեհից, էլեկտրական ցնցումից և այլ վտանգներից խուսափելու համար:
6. Սարքը հեռու պահեք բաց հրդեհի աղբյուրներից և ջեռուցիչներից:
7. Սարքը մի լիցքավորեք թաց վայրերում, օրինակ՝ լոգարանում կամ զուգարանում:
8. Մի օգտագործեք ոռոգիչ առանց վարդակ:
9. Այս սարքը նախատեսված չէ երեխաների համար: Օգտագործումը հնարավոր է միայն մեծահասակների հսկողության ներքո: Պահեք այն երեխաների համար անհասանելի վայրում:
10. Ջրի բաքին մի ավելացրեք բանավոր ողողում, դա կհանգեցնի բաքի կոռոզիայի և կպչման սարքի մարմնին, ինչը հետագայում կարող է տանկի բացման հետ կապված խնդիրներ առաջացնել:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) ոռոգիչ, (2) ստանդարտ վարդակ, (3) պարոդոնտալ վարդակ,
4. օրթոդոնտիկ վարդակ, (5) լեզուն մաքրող վարդակ, (6) պահեստավորման պայուսակ, (7)
USB-C լիցքավորման մալուխ, (8) հրահանգ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 1,5 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 90 min

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: ոչ

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ՄԵԿ ԼԻՎԱԾ ՋՐԱՄԲՈՒՐԻ: 40 s

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: • նուրբ ռեժիմ՝ 275-413 kPa • զարկերակային ռեժիմ՝ 413-758 kPa • հզոր ռեժիմ՝ 827-965 kPa

Զարկերակները ՐՈՊԵՈՒՄ: 1600

ՋՐԱՄԲԱՐԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 140 ml

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX7



MIGA NEW - ORAL WATER FLOSSER

Օգնում է կանխել լնդերի հիվանդությունը

Հեռացնում է սննդի մնացորդները

Օգնում է կանխել կարիեսը

Մաքրում է բերանի խոռոչի դժվար հասանելի հատվածները

Օրթոդոնտիկ սարքերի խնամք

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ատամնափառ, կարիես, խրված սննդի մնացորդներ օրթոդոնտիկ կառույցներում, լնդերի հիվանդություն, շնչառության հոտ:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ:

Քաշ: 195 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

Հեղուկը մաքրում է ամենաանմատչելի վայրերը, ինչը թույլ է տալիս կանխել կարիեսի առաջացումը, ինչպես նաև մաքրել օրթոդոնտիկ կառուցվածքները:

Ոռոգիչի ստեղծած հեղուկի ճնշումը մերսում է լնդերը, ինչը խթանում է նրանց արյան շրջանառությունը և ապաքինումը:

Լեզվի և այտերի ջրային թելերի մաքրումը թույլ է տալիս վերացնել բերանի տհաճ հոտը:

Ոռոգիչի հետ ներառված են 3 տեսակի NASADOK, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր գործառույթը.

Ստանդարտ soplo-ն օգտագործվում է ատամների ամենօրյա խոզանակի համար: Կոր ծայրն օգնում է հեռացնել ատամնափառը և սննդի մնացորդները:

PARODONTOLOGICAL NASADKA-ն օգտագործվում է լնդերի գրպանները մաքրելու համար (դրանք առաջանում են, երբ բորբոքված լնդերը հեռանում են ատամից՝ ձևավորելով գրպան): Այս վարդակն ունի փափուկ ռետինե ծայր՝ լնդերի խնամքի համար:

Լեզուն մաքրելու NASA-ն գդալի տեսք ունի, և այս վարդակով դուք կարող եք հեռացնել ատամնափառը և փափուկ հյուսվածքների աղտոտվածությունը:

Ախտահանման ռեժիմը նախատեսված է վարդակների մանրէազերծման համար: Ջրի, բուսական լուծույթների հետ շփման դեպքում ոռոգիչի վարդակների վրա պաթոգեն միկրոֆլորայի առաջացման վտանգ կա: Այս ոռոգիչում ներկառուցված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ վարդակներ պահելու համար նախատեսված խցիկում: Այս ալիքի երկարության ուլտրամանուշակագույնը (275 nm) ունի մանրէասպան ազդեցություն:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Կոմպլեկտում 3 վարդակ:
2. Բարձրացված ջրի բաք - 130 ml:
3. Ծալովի դիզայնը ոռոգիչը դարձնում է մանրանկարչություն և կոմպակտ:
4. Վարդակ ախտահանման ռեժիմ:
5. Ոռոգիչի մեջ ներկառուցված վարդակային խցիկ:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Վարդակի տեղադրում և հեռացում Ծանոթագրություն. Եթե արտադրանքի առաջին օգտագործման ժամանակ աղբ հայտնաբերվի (հեղուկի բաքում, ջրամատակարարման խողովակում), արտադրանքը կարող է վնասվել: Մի անհանգստացեք, եթե արտադրանքի ներսում մաքուր հեղուկի հետքեր կան, սա նորմ է: Այս հեղուկը թորած ջուր է, որն օգտագործվում է ոռոգիչի աշխատանքը ստուգելու համար: Լվացեք ապրանքը և օգտագործեք այն առանց վախի: Հեռացրեք վարդակը վարդակների պահեստային խցիկից: Տեղադրեք այն վարդակից, մագնիսական սեղմիչը ինքնաբերաբար ամրացնում է վարդակը: Վարդակը հանելու համար այն դուրս հանեք բնից: Տեղադրեք վարդակը պահեստային խցիկում և ապահով կերպով փակեք կափարիչը:
2. Լցնել ջրով Բացեք կափարիչը՝ փոշուց պաշտպանվելու համար: Ոռոգիչը ուղղահայաց պահելով՝ ջուր լցնել: Ջուրը լցնելուց հետո փակեք կափարիչը՝ փոշուց պաշտպանվելու համար: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել ծորակի մաքուր ջուր: Եթե ջուրը սառչում է, ապա օգտագործեք 40°C-ից ոչ բարձր սենյակային ջերմաստիճանի ջուր: Կարելի է օգտագործել նաև աղաջուր, որը միջոց է բերանի խոռոչի համար՝ ըստ բժշկի առաջարկությունների:
3. Ռեժիմի միացում և ընտրություն Ռեժիմները փոխելու համար սեղմեք «Mode Switching» կոճակը: Նուրբ ռեժիմում առաջին ցուցիչը այրվում է: Power Mode-ում երկրորդ ցուցիչը միացված է: Pulse ռեժիմին անցնելիս երրորդ ցուցիչը կվառվի: Ախտահանման ռեժիմում վերջինը լուսավորվում է - 4 ցուցիչ: Ընտրեք ճիշտ ռեժիմը: Խորհուրդ է տրվում սկսել նուրբ ռեժիմից և աստիճանաբար ավելացնել ինտենսիվությունը, երբ սովոր եք դրան:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Օգտագործեք ստանդարտ բազմաֆունկցիոնալ վարդակ: Կտտացրեք միացման կոճակին, ընտրեք ցանկալի ռեժիմը: Այնուհետև վարդակը դրեք ատամներին հակառակ, որպեսզի ջրի շիթը ուղղահայաց լինի բուժվող հատվածին: Նշում. զգայուն լնդերը հեշտությամբ սկսում են արյունահոսել: Մի ուղղեք շիթն անմիջապես դեպի լնդերը:
2. Սկսեք մաքրել հետևի ատամները և շարժվեք դեպի առջևի ատամները: Անցեք ամբողջ ատամնաշարը՝ կարճատև մնալով յուրաքանչյուր ատամի մոտ մինչև լնդերը և ատամների միջև եղած տարածությունը մաքրվեն: Եթե դուք սկսել եք ատամնաշարի դրսից, կրկնեք ընթացակարգը մեջքի համար: Այս ալգորիթմը պետք է իրականացվի ինչպես վերին, այնպես էլ ստորին ատամների համար: Նշում. զգայուն ատամներ ունեցող մարդկանց խորհուրդ է տրվում ընտրել նուրբ ռեժիմ:
3. Օգտագործման ընթացքում ապրանքը պահեք ուղղահայաց՝ վարդակի մագնիսական սեղմակի անջատումից խուսափելու համար, ինչը կարող է հանգեցնել ջրամատակարարման դադարեցման:
4. Լնդերի գրպանները մաքրելու համար օգտագործեք պարոդոնտոլոգիական վարդակ: Կտտացրեք հոսանքի կոճակին, ընտրեք ցանկալի ռեժիմը: Տեղադրեք վարդակը անկյան տակ, որպեսզի վարդակի ծայրը ուղղված լինի լնդերի եզրին և ատամնաբուժական գրպանին: Մաքրումը կատարեք վերը նշված առաջարկությունների համաձայն:

5. Լեզուն մաքրելու համար օգտագործեք գդալաձեւ վարդակ: Տեղադրեք վարդակը, սեղմեք միացման կոճակը, ընտրեք ցանկալի ռեժիմը: Անցեք վարդակը լեզվի միջով ավլող շարժումներով մեկ ուղղությամբ՝ արմատից մինչև լեզվի ծայրը: Լեզուն մաքրելը պետք է տևի 30 վայրկյան, ինչը մոտավորապես 5 մոտեցում է:
6. Ախտահանման ռեժիմ. տեղադրեք վարդակը վարդակների պահեստավորման խցիկում և փակեք կափարիչը՝ փոշուց պաշտպանվելու համար:
7. Սեղմեք ռեժիմի անջատիչի վրա՝ չորրորդ ռեժիմն ընտրելու համար՝ ախտահանման ռեժիմը, ապա սեղմեք միացման կոճակը:
8. Ախտահանման ռեժիմը կակտիվացվի վարդակն ու վարդակների պահեստային խցիկը մանրէազերծելու համար:
9. Մի նայեք անմիջապես մանուշակագույն գույնի մանրէազերծման լամպին, որպեսզի խուսափեք տեսողության վնասից:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Օրական 2 անգամ՝ ուտելուց հետո, օրթոդոնտիկ կառուցվածքների խնամքի համար՝ յուրաքանչյուր ճաշից հետո:

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Դա անսահմանափակ է:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. պարոդոնտիտի սրացում, բերանի խոռոչի սուր բորբոքային պրոցեսներ.
2. Լնդերի ծանր արյունահոսություն.
3. Բերանի խոռոչում վիրահատությունից անմիջապես հետո.

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Լիցքավորման ընթացքում լիցքավորման միակցիչը չոր պահեք:
2. Մի միացրեք նշվածից տարբերվող լարման աղբյուրին:
3. Մի դիպչեք լիցքավորիչին թաց ձեռքերով:
4. Մի օգտագործեք վնասված կամ անսարք սարք:
5. Մի ուղղեք ջրի հոսքը անմիջապես լեզվին, ականջներին կամ մարմնի այլ մասերին. ջրի ճնշումը կարող է վնասել նրանց:
6. Ատամի հիվանդության դեպքում այս միջոցն օգտագործեք ատամնաբույժի հսկողության ներքո:
7. Այս միջոցը կարող է օգտագործվել բերանի խոռոչի կամ ձեր ատամնաբույժի կողմից առաջարկվող արտադրանքի հետ միասին:
8. Ոչ մասնագետները չպետք է ապամոնտաժեն այս սարքը կամ օտար առարկաներ մտցնեն դրա բացվածքների մեջ:
9. Խորհուրդ չի տրվում այս սարքը աշխատեցնել տարածքից դուրս ծանր պայմաններում:
10. Մի լցրեք յոդ, սպիտակեցնող կամ ջրում չլուծվող անուշաբույր յուղեր արտադրանքի բաքի մեջ, քանի որ այդ նյութերի օգտագործումը կազդի աշխատանքի վրա և կկարճացնի սարքի կյանքը:
11. Այս միջոցն օգտագործելուց առաջ բերանից հանեք բոլոր զարդերը:
12. Մի օգտագործեք այս միջոցը, եթե լեզվի կամ բերանի տեսանելի վերքեր կան:
13. Եթե բժիշկը հակաբիոտիկներ է նշանակել, սարքն օգտագործեք միայն նրա հստակ ցուցումով:
14. Վնասվածքներից խուսափելու համար ջրի հոսք մի ուղղեք ականջների մեջ:
15. Թույլ մի տվեք 3 տարեկանից փոքր երեխաներին օգտագործել այս ապրանքը:
16. Պահպանեք արտադրանքը չոր և մաքուր սենյակում, հեռու արևի ուղիղ ճառագայթներից և ջերմության աղբյուրներից:

17. Մինչև երկարատև պահպանման համար (3 ամսից ավելի) արտադրանքը հեռացնելը, մարտկոցը լիովին լիցքավորեք:
18. Մի փորձեք միացնել արտադրանքը առանց տանկի ջրի, դա կարող է հանգեցնել սարքի խափանման:
19. Բաքը մաքրելու համար 50°C-ից բարձր տաք ջուր մի օգտագործեք: Տանկի ծառայության ժամկետը մեծացնելու համար թույլ մի տվեք դրա դեֆորմացիան բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության հետևանքով: Այս ապրանքը մաքրելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել սենյակային ջերմաստիճանի ջուր 40 ° C-ից ցածր կամ ծորակի ջրի շիթ:
20. Մի ավելացրեք ատամի մածուկ, աղ, բերանի խոռոչի ողողման պինդ հաբեր կամ այլ քիմիական նյութեր՝ արտադրանքի խցանումից և վնասից խուսափելու համար:
21. Նախքան բերանի խոռոչը լվանալու կամ թարմացնող միջոց լցնելը, ստուգեք՝ արդյոք դրանք պարունակում են իզոպրոպիլմիրիստատ, որը կարող է վնասել արտադրանքը և ազդել բնականոն աշխատանքի վրա:
22. Մի օգտագործեք նոսրացուցիչներ, սպիրտներ և այլ ագրեսիվ մաքրող միջոցներ, հակառակ դեպքում դա կարող է հանգեցնել ապրանքի գույնի փոփոխության և ձախողման:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) ոռոգիչ, (2) ստանդարտ վարդակ, (3) պարոդոնտալ վարդակ, (4) լեզուն մաքրող վարդակ, (5) պահեստավորման պայուսակ, (6) հրահանգ, (7) USB-C լիցքավորման մալուխ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: • նուրբ ռեժիմ - 50 րոպե • հզոր ռեժիմ - 45 րոպե • իմպուլսային ռեժիմ - 100 րոպե • ախտահանման ռեժիմ - 220 րոպե

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: ոչ

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ՄԵԿ ԼԻՎԱԾ ՋՐԱՄԲՈՒՐԻ: • նուրբ ռեժիմ՝ 35 8 վայրկյան • հզոր ռեժիմ՝ 30 8 վայրկյան • իմպուլսային ռեժիմ՝ 65 10 վայրկյան

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: • նուրբ ռեժիմ՝ 392-637 kPa • հզոր ռեժիմ՝ 686-931 kPa • զարկերակային ռեժիմ՝ 588-833 kPa

Զարկերակները ՐՈՊԵՈՒՄ: 160020%

ՋՐԱՄԲԱՐԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 130 ml

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX7



MIGA PRO - ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՋՐԱՖԼՈՍԵՐ

Օգնում է կանխել լնդերի հիվանդությունը

Հեռացնում է սննդի մնացորդները

Օգնում է կանխել կարիեսը

Մաքրում է բերանի խոռոչի դժվար հասանելի հատվածները

Օրթոդոնտիկ սարքերի խնամք

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ատամնափառ, կարիես, խրված սննդի մնացորդներ օրթոդոնտիկ կառույցներում, լնդերի հիվանդություն, շնչառության հոտ:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ MS պլաստիկ, ABS պլաստիկ:

Քաշ: 260 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

Հեղուկը մաքրում է ամենաանմատչելի վայրերը, ինչը թույլ է տալիս կանխել կարիեսի առաջացումը, ինչպես նաև մաքրել օրթոդոնտիկ կառուցվածքները:

Ոռոգիչի ստեղծած հեղուկի ճնշումը մերսում է լնդերը, ինչը խթանում է նրանց արյան շրջանառությունը և ապաքինումը:

Ոռոգիչի հետ ներառված են 3 տեսակի NASADOK, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր գործառույթը.

Ստանդարտ soplo-ն օգտագործվում է ատամների ամենօրյա խոզանակի համար: Կոր ծայրն օգնում է հեռացնել ատամնափառը և սննդի մնացորդները:

Օրթոդոնտիկ Nasa-ն նախատեսված է բրեկետային համակարգերը մաքրելու համար: Այս վարդակի վերջում, բացի ջրի անցման անցքից, կա կոշտ խոզանակներով խոզանակ: Ինչի շնորհիվ մաքրվում են օրթոդոնտիկ կառույցների կողպեքները, դրանցից լվացվում են թիթեղները և սննդի մնացորդները:

PARODONTOLOGICAL NASADKA-ն օգտագործվում է լնդերի գրպանները մաքրելու համար (դրանք առաջանում են, երբ բորբոքված լնդերը հեռանում են ատամից՝ ձևավորելով գրպան): Այս վարդակն ունի փափուկ ռետինե ծայր՝ լնդերի խնամքի համար:

Ախտահանման ռեժիմը ստերիլիզացնում է ջրամբարը: Ջրի և բուսական լուծույթների հետ շփումը կարող է հանգեցնել ոռոգիչում պաթոգեն միկրոօրգանիզմների աճի: Ներկառուցված ուլտրամանուշակագույն լամպը ստերիլիզացնում է ջրամբարը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Կոմպլեկտում 3 վարդակ:
2. Բարձրացված ջրի բաք - 180 ml.
3. Ծալովի դիզայնը ոռոգիչը դարձնում է կոմպակտ և հարմար փոխադրման համար:
4. Տանկի ախտահանման ռեժիմ:
5. Ոռոգիչի մեջ ներկառուցված վարդակային խցիկ:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Վարդակի տեղադրում և հեռացում Հեռացրեք վարդակը վարդակների պահեստի խցիկից: Մտցրեք վարդակը վարդակի վարդակի մեջ, նախքան սեղմելը վարդակն ամրացնելու համար: Վարդակը հանելու համար սեղմեք վարդակ փոխելու կոճակը և քաշեք այն վարդակից: Տեղադրեք վարդակը վարդակների պահեստավորման խցիկում և ապահով կողպեք:
2. Լցնել ջրով Բացեք բաքի կափարիչը: Ոռոգիչը հորիզոնական պահելով՝ ջուր լցնել: Լցնել ջուրը, փակել կափարիչը: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել մաքուր թորած ջուր: Եթե ջուրը սառչում է, ապա օգտագործեք 40°C-ից ոչ բարձր սենյակային ջերմաստիճանի ջուր: Կարելի է օգտագործել նաև աղաջուր, որը միջոց է բերանի խոռոչի համար՝ ըստ բժշկի առաջարկությունների:
3. Միացնել և ընտրել ռեժիմը Սարքը միացնելու համար համառոտ սեղմեք միացման կոճակի վրա: Կրկնեք համառոտ սեղմեք միացման կոճակը՝ մաքրման ռեժիմը փոխելու համար: Ռեժիմի կոճակի երկար սեղմում (3 վայրկյան) - փոխում է արագությունը: Օգտագործելուց հետո սարքն անջատեք երկար սեղմելով (3 վայրկյան): Երբ անջատված է, սարքը կհիշի վերջին անգամ օգտագործված ռեժիմը և հաջորդ անգամ, երբ այն միացվի, այն ավտոմատ կերպով կսկսի աշխատել այս ռեժիմում:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Օգտագործեք ստանդարտ բազմաֆունկցիոնալ վարդակ: Կտտացրեք միացման կոճակին, ընտրեք ցանկալի ռեժիմը և արագությունը: Այնուհետև վարդակը դրեք ատամներին հակառակ, որպեսզի ջրի շիթը ուղղահայաց լինի բուժվող հատվածին: Նշում. զգայուն լնդերը հեշտությամբ սկսում են արյունահոսել: Մի ուղղեք շիթն անմիջապես դեպի լնդերը:
2. Սկսեք մաքրել հետևի ատամները և շարժվեք դեպի առջևի ատամները: Անցեք ամբողջ ատամնաշարը՝ կարճատև մնալով յուրաքանչյուր ատամի մոտ մինչև լնդերը և ատամների միջև եղած տարածությունը մաքրվեն: Եթե դուք սկսել եք ատամնաշարի դրսից, կրկնեք ընթացակարգը մեջքի համար: Այս ալգորիթմը պետք է իրականացվի ինչպես վերին, այնպես էլ ստորին ատամների համար: Նշում. զգայուն ատամներ ունեցող մարդկանց խորհուրդ է տրվում ընտրել նուրբ ռեժիմ:
3. Լնդերի գրպանները մաքրելու համար օգտագործեք պարոդոնտոլոգիական վարդակ: Կտտացրեք հոսանքի կոճակին, ընտրեք ցանկալի ռեժիմը: Տեղադրեք վարդակը անկյան տակ, որպեսզի վարդակի ծայրը ուղղված լինի լնդերի եզրին և ատամնաբուժական գրպանին: Մաքրումը կատարեք վերը նշված առաջարկությունների համաձայն:
4. Բրեկետային համակարգերը մաքրելու համար օգտագործեք օրթոդոնտիկ վարդակ: Բացի ջրի հոսքի անցման անցքից, այն ծայրում ունի կոշտ մազիկներով խոզանակ, ուստի լավ մաքրում է ամրացնող համակարգերի կողպեքները՝ դրանցից հեռացնելով ափսեը և սննդի մնացորդները:
5. Վնասազերծման ռեժիմ. ծալեք ոռոգիչը փակ վիճակում և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման մաքրման ռեժիմը կսկսվի ավտոմատ կերպով 10 րոպե:

6. Մի նայեք անմիջապես մանուշակագույն գույնի մանրէազերծման լամպին՝ տեսողությունը վնասելուց խուսափելու համար:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Օրական 2 անգամ՝ ուտելուց հետո, օրթոդոնտիկ կառուցվածքների խնամքի համար՝ յուրաքանչյուր ճաշից հետո:

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Դա անսահմանափակ է:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. պարոդոնտիտի սրացում, բերանի խոռոչի սուր բորբոքային պրոցեսներ.
2. Լնդերի ծանր արյունահոսություն.
3. Բերանի խոռոչում վիրահատությունից անմիջապես հետո.

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Լիցքավորման ընթացքում լիցքավորման միակցիչը չոր պահեք:
2. Մի միացրեք նշվածից տարբերվող լարման աղբյուրին:
3. Մի դիպչեք լիցքավորիչին թաց ձեռքերով:
4. Մի օգտագործեք վնասված կամ անսարք սարք:
5. Մի ուղղեք ջրի հոսքը անմիջապես լեզվին, ականջներին կամ մարմնի այլ մասերին. ջրի ճնշումը կարող է վնասել նրանց:
6. Ատամի հիվանդության դեպքում այս միջոցն օգտագործեք ատամնաբույժի հսկողության ներքո:
7. Այս միջոցը կարող է օգտագործվել բերանի խոռոչի կամ ձեր ատամնաբույժի կողմից առաջարկվող արտադրանքի հետ միասին:
8. Ոչ մասնագետները չպետք է ապամոնտաժեն այս սարքը կամ օտար առարկաներ մտցնեն դրա բացվածքների մեջ:
9. Խորհուրդ չի տրվում այս սարքը աշխատեցնել տարածքից դուրս ծանր պայմաններում:
10. Մի լցրեք յոդ, սպիտակեցնող կամ ջրում չլուծվող անուշաբույր յուղեր արտադրանքի բաքի մեջ, քանի որ այդ նյութերի օգտագործումը կազդի աշխատանքի վրա և կկարճացնի սարքի կյանքը:
11. Այս միջոցն օգտագործելուց առաջ բերանից հանեք բոլոր զարդերը:
12. Մի օգտագործեք այս միջոցը, եթե լեզվի կամ բերանի տեսանելի վերքեր կան:
13. Եթե բժիշկը հակաբիոտիկներ է նշանակել, սարքն օգտագործեք միայն նրա հստակ ցուցումով:
14. Վնասվածքներից խուսափելու համար ջրի հոսք մի ուղղեք ականջների մեջ:
15. Թույլ մի տվեք 3 տարեկանից փոքր երեխաներին օգտագործել այս ապրանքը:
16. Պահպանեք արտադրանքը չոր և մաքուր սենյակում, հեռու արևի ուղիղ ճառագայթներից և ջերմության աղբյուրներից:
17. Մինչև երկարատև պահպանման համար (3 ամսից ավելի) արտադրանքը հեռացնելը, մարտկոցը լիովին լիցքավորեք:
18. Մի փորձեք միացնել արտադրանքը առանց տանկի ջրի, դա կարող է հանգեցնել սարքի խափանման:
19. Բաքը մաքրելու համար 40°C-ից բարձր տաք ջուր մի օգտագործեք: Տանկի ծառայության ժամկետը մեծացնելու համար թույլ մի տվեք դրա դեֆորմացիան բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության հետևանքով: Այս ապրանքը մաքրելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել սենյակային ջերմաստիճանի ջուր 40 ° C-ից ցածր կամ ծորակի ջրի շիթ:
20. Մի ավելացրեք ատամի մածուկ, աղ, բերանի խոռոչի ողողման պինդ հաբեր կամ այլ քիմիական նյութեր՝ արտադրանքի խցանումից և վնասից խուսափելու համար:

21. Նախքան բերանի խոռոչը լվանալու կամ թարմացնող միջոց լցնելը, ստուգեք՝ արդյոք դրանք պարունակում են իզոպրոպիլմիրիստատ, որը կարող է վնասել արտադրանքը և ազդել բնականոն աշխատանքի վրա:
22. Մի օգտագործեք նոսրացուցիչներ, սպիրտներ և այլ ագրեսիվ մաքրող միջոցներ, հակառակ դեպքում դա կարող է հանգեցնել ապրանքի գույնի փոփոխության և ձախողման:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) ոռոգիչ, (2) ստանդարտ վարդակ, (3) պարոդոնտալ վարդակ,
4. օրթոդոնտիկ վարդակ 5) պահեստավորման պայուսակ, 6) հրահանգ, 7) USB-DC լիցքավորման մալուխ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 4 h

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: ոչ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ.
ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՌԵԺԻՄ
• Թույլ արագություն՝ 96 րոպե
• Միջին արագությունը՝ 72 րոպե
Ուժեղ արագություն՝ 59 րոպե զարկերակային ռեժիմ
• Թույլ արագություն՝ 133 րոպե
• Միջին արագությունը՝ 103 րոպե
• Ուժեղ արագություն՝ 84 րոպե
• ՓՈՒՓ ՌԵԺԻՄ
• Թույլ արագություն՝ 140 րոպե
• Միջին արագությունը՝ 96 րոպե

ԻՄՊԼՍԵՐԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՌԵԺԻՄՈՒՄ ԵՎ արագության մեջ.
ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՌԵԺԻՄ
• Թույլ արագություն՝ 1440/րոպե
• Միջին արագությունը՝ 1920/րոպե
• Ուժեղ արագություն՝ 2400/րոպե
• PULSE MODE
Թույլ արագություն - 1440 / րոպե: 10%
Միջին արագությունը - 1920 / րոպե: 10%
Ուժեղ արագություն - 2400 / րոպե: 10%
• ՓՈՒՓ ՌԵԺԻՄ
Թույլ արագություն - 960 / րոպե: 10%
• Միջին արագությունը՝ 1440/րոպե 10%
• Ուժեղ արագություն - 1920 / ր. 10%

ՋՐԱՄԲԱՐԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 180 ml

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX7

ՄԵԿ ԼԻՎԱԾ ՋՐԱՄԲՈՒՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ) ԺԱՄԱՆԱԿԸ.
ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՌԵԺԻՄ
• Թույլ արագություն՝ 116 վայրկյան
Միջին արագությունը՝ 68 վայրկյան Ուժեղ արագություն՝ 55 վայրկյան

PULSE MODE
Թույլ արագություն - 144 վայրկյան
• Միջին արագությունը՝ 93 վայրկյան
• Բարձր արագություն - 65 վայրկյան փափուկ ռեժիմ
• Թույլ արագություն՝ 143 վայրկյան
Միջին արագությունը՝ 92 վայրկյան
• Ուժեղ արագություն՝ 65 վայրկյան

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: Ստանդարտ ռեժիմ • Ցածր արագություն՝ 339,2 kPa • Միջին արագություն՝ 661,2 kPa • Բարձր արագություն՝ 901,1 kPa: Զարկերակային ռեժիմ • Ցածր արագություն՝ 315,1 kPa • Միջին արագություն՝ 460,6 kPa • Բարձր արագություն՝ 776,3 kPa: Նուրբ ռեժիմ • Ցածր արագություն - 133,1 kPa • Միջին արագություն - 375,8 kPa • Բարձր արագություն - 655,0 kPa



MIO2 - ՄԻԿՐՈՀԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԱԺԵՐ EMS-ով

Բարելավում է մաշկի ամրությունը

Նվազեցնում է ծերացման նշանները

Հարթեցնում է կնճիռները

Թիրախում է այտուցը և պիգմենտացիան

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ դեմքի կնճիռներ, դեմքի և աչքերի տակի շրջանների այտուցվածություն, ձանձրալի և թուլացած մաշկ, թուլացած ձագեր, տարիքային փոփոխություններ, լայնացած ծակոտիներ, պիգմենտացիա:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ, PC պլաստիկ, ցինկի խառնուրդ:

Քաշ: մերսող՝ 80 g, հիմք՝ 70 g:

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

EMS - էլեկտրական հոսանք մկանների միոստիմուլյացիայի համար, այն խորը ներթափանցում է մաշկի շերտերը՝ հասնելով մկանային շերտին: Խթանելով մկանների կծկումը՝ EMS-ը նպաստում է մաշկի ձգմանը, դրսևորվում է լիֆտինգ էֆեկտը, ավելանում է կոլագենի և էլաստինի արտադրությունը, ավելանում է մաշկի ամրությունն ու առաձգականությունը, վերանում է այտուցը:

Գործառույթը թույլ է տալիս մերսել 42 + / - 3 ° C ջերմաստիճանում, դրանով իսկ արագացնելով արյան և ավշի հոսքը, ակտիվացնելով նյութափոխանակության գործընթացները, ավելացնելով հյուսվածքների մատակարարումը թթվածնով: Արդյունքում, դեմքի երանգը բարելավվում է, մաշկը հարթվում է, իսկ ծերացման նշանները դառնում են ավելի քիչ նկատելի:

Վիբրացիան մեխանիկական ազդեցություն է մաշկի վրա, որն ուժեղացնում է բջիջներում բոլոր նյութափոխանակության գործընթացները, խթանում է տոքսինների հեռացումը, նպաստում է մաշկի վերականգնմանը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

1. 3 ռեժիմ՝ EMS, ջեռուցում, EMS/վիբրացիա/ջեռուցում:
2. Շոշափելի հոսանքներ - WAU ապրանքանիշի թարմացված սարքում ինժեներները, կարգավորելով ընթացիկ ուժգնությունը և զարկերակային հաճախականությունը, հասան նրան, որ EMS-ի աշխատանքը ոչ միայն տեսանելի ազդեցություն ունեցավ օգտագործման արդյունքում, այլև նկատելի էր ընթացակարգի ընթացքում:
3. Երկու անկախ ալիքներ (2 էլեկտրոդներ որպես հոսանքի աղբյուրներ) մեծացնում են ծածկույթի տարածքը, ավելի ընդգծված ազդեցություն են ունենում մկանների վրա և հոսանքի ընկալելիության վրա:
4. Անլար լիցքավորում - լիցքավորում լիցքավորման բազայի միջոցով:
5. Հեշտ կառավարում - սարքը կառավարվում է 1 կոճակով՝ միացումից և անջատումից մինչև ռեժիմների միացում:
6. MIO2-ի կոր ձևը կրկնում է դեմքի ուրվագծերը, իսկ կոնաձև անկյունները կօգնեն մերսել ասեղնաբուժության կետերը և թուլացնել մկանները: Սարքի ձեւը թույլ է տալիս այն օգտագործել նաեւ գուա շա մերսման համար:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. կառավարման սարք MIO2-ը պատրաստվում է 1 կոճակով:
2. Սարքը միացրեք միացման/անջատման կոճակի վրա երկար սեղմելով:
3. Միացման/անջատման կոճակի կարճ սեղմումով ընտրեք ցանկալի ռեժիմը.
• Կապույտ ցուցիչ - EMS;
• Կարմիր ցուցիչ՝ ջեռուցում;
Սպիտակ ցուցիչ - EMS-ի, ջեռուցման և թրթռման խառնուրդ:
4. Անջատեք մերսողը՝ միացման/անջատման կոճակի վրա երկար սեղմելով:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Մաշկին մերսող հաղորդիչ գել քսեք: Սարքի աշխատանքային մակերեսը քսեք մերսման հատվածին:
2. Մերսեք դեմքի և պարանոցի հատվածը՝ շարժվելով ներքևից վեր՝ դեմքի մկանների անատոմիական դասավորության համաձայն:
3. Օգտագործելով MIO2 մերսման աշխատանքային մակերեսը, կարող եք մերսման գծերով շարժվելիս կատարել գուա շա մերսում:
4. Սարքի կոնաձեւ անկյունը նախատեսված է ասեղնաբուժության կետերը մերսելու համար: Թեթև հպեք այս կետերին և փոքր շրջան կազմեք:

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	ԽՆԱՄՔԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԽԻՏ ՄԱՇԿ / ՈՒՌՈՒՑՈՒՄ / ԹԱՂԱՑՈՒՄ	Երեկոյան՝ օրվա 2-րդ կեսին	EMS ռեժիմ - 3-5 րոպե EMS ռեժիմ + ջերմություն + թրթռում - 5 րոպե	Շաբաթը 2-3 անգամ	10 շաբաթ. Ընդմիջում՝ 2 շաբաթ: Կրկնեք 10-շաբաթյա դասընթացը շարունակական հիմունքներով:
ՉՈՐ ՄԱՇԿ ՆՈՒՐԳԾԵՐՈՎ	Առավոտյան.	Ջեռուցման ռեժիմ - 2-3 րոպե EMS ռեժիմ - 3-4 րոպե EMS ռեժիմ + ջեռուցում + թրթռում - 3 րոպե	Շաբաթը 1-2 անգամ	10 շաբաթ. Ընդմիջում՝ 2 շաբաթ: Կրկնեք 10-շաբաթյա դասընթացը շարունակական հիմունքներով:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Մաշկի ամբողջականության խախտում.
2. մաշկի ապաքինման շրջանը մի շարք կոսմետիկ պրոցեդուրաներից հետո (օրինակ՝ լազերային վերականգնում, քիմիական պիլինգ, մեզոթերապիա և այլն):
3. ստերոիդներով դեղեր ընդունելը.

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Սարքը մի ընկղմեք ջրի մեջ:
2. Սարքը մի լիցքավորեք խոնավ միջավայրում (օրինակ՝ լցված լոգարանի, ցնցուղի, լողավազանի մոտ):
3. Սարքը կրակի մեջ մի գցեք:
4. Մի օգտագործեք սարքը, եթե ինքնին մերսողը կամ դրա բաղադրիչները վնասված են:
5. Լիցքավորեք մերսողն ամբողջությամբ 100%-ով առնվազն 2 ամիսը մեկ. դա կերկարացնի մարտկոցի կյանքը:
6. Այս սարքը նախատեսված չէ 12 տարեկանից ցածր անձանց և ֆիզիկական, զգայական և մտավոր սահմանափակ կարողություններ ունեցող մարդկանց համար:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) մերսող, (2) լիցքավորման հիմք, (3) USB-C լիցքավորման մալուխ,
4. պահեստավորման պայուսակ (5) անձեռոցիկ, (6) հրահանգ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

ՉԱՓԵՐ (H X W X D): մերսող 136x54x22 mm, լիցքավորման հիմք 85x78x52 mm

ԷՆԵՐԳԱԱՂԲՅՈՒՐ: լիթիում-իոնային մարտկոց

Մարտկոցի տարողունակությունը: 500 mAh

ԳՈՐԾՈՒՄ Է ԼԱՐՄԱՆ: 3,7 V

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: 5 W

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 2,5 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: Ամբողջական լիցքավորումից 50 րոպե

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 10 min

ՎԻԲՐԱՑՄԱՆ արագություն: 1200 պտույտ րոպեում

EMS ինտենսիվություն: 2 mA

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: 2,5 kHz

ԱԼԻՔԻ ՁԵՎ: երկֆազ սիմետրիկ ուղղանկյուն ալիքի ձև

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՋԵՐՄԱՑՈՒՅՑ: 42 3 °C

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX4



MIRA - ԼԻՖՏԻՆԳ ՄԱՍԱԺԵՐ ԴԵՄՔԻ ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՀԱՄԱՐ

Նվազեցնում է այտուցը

Բարձրացնում է դեմքը և պարանոցը

Նվազեցնում է կնճիռները

Բարելավում է մաշկի ամրությունը

Թիրախում է պզուկները

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ կնճիռներ, մաշկի թուլություն և թուլացում, փայլի կորուստ և մաշկի երանգի վատթարացում, այտուց, կարմրություն, գրգռվածություն, բորբոքում:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ PC պլաստիկ, ABS պլաստիկ, սիլիկոն, ցինկ խառնուրդ:

Քաշ: մերսող՝ 164 g, հիմք՝ 115 g

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

EMS-ը մկանների միոստիմուլյացիայի համար նախատեսված էլեկտրական հոսանք է, այն խորը թափանցում է մաշկի շերտեր՝ հասնելով մկանային շերտին: Խթանելով մկանների կծկումը՝ EMS-ը նպաստում է մաշկի ձգմանը, դրսևորվում է լիֆտինգ էֆեկտը, ավելանում է կոլագենի և էլաստինի արտադրությունը, ավելանում է մաշկի ամրությունն ու առաձգականությունը, վերանում է այտուցը:

VIBRATION - մեխանիկական տատանումներ (=զարկերակներ), որոնք բարելավում են ավշային դրենաժը և միկրոշրջանառությունը (հեղուկների շարժումը՝ արյուն/ավիշ) հյուսվածքներում, ինչպես նաև հանգստացնում են մկանային սեղմակները, ինչը հանգեցնում է այտուցի վերացման, դեմքի բարելավման և կոսմետիկայի ներթափանցման ավելացման:

LED - Թերապիա - յուրաքանչյուր գույն համապատասխանում է տեսանելի լույսի սպեկտրի որոշակի ալիքի երկարությանը: Տարբեր խորություններում ազդելով մաշկի վրա՝ լույսը ներծծվում է մաշկի ընկալիչների կողմից՝ ակտիվացնելով բջջի ներսում բնական գործընթացները և առաջացնելով մաշկի որոշակի ռեակցիա: Կարմիր LED լույս - ներթափանցում է մաշկի խորը մեջ, ներծծվում է միտոքոնդրիումներով և ակտիվացնում է կոլագենի և էլաստինի արտադրությունը ֆիբրոբլաստների կողմից: Այս պրոցեսների արդյունքն արտահայտվում է հետևյալ էսթետիկ էֆեկտներով՝ երիտասարդացում, առաձգականություն, կնճիռների կրճատում: Կապույտ LED լույսը կլանում է պորֆիրին բակտերիաները P. acnes, ինչը հանգեցնում է թթվածնի ձևավորմանը, որը ոչնչացնում է բակտերիաները, դրանով իսկ պայքարելով պզուկների, բորբոքումների դեմ և նորմալացնում է ճարպագեղձերը: Կանաչ LED լույս - հանգստացնում է մաշկը, նեղացնում արյան անոթները և բարելավում ավշային հոսքը: Լավ է զգայուն և ռեակտիվ մաշկի համար: Արդյունավետ է կարմրությունը վերացնելու, այտուցը նվազեցնելու, կուպերոզի դեմ պայքարելու համար:

Ջերմություն - առաջացնում է անոթների լայնացում - փոքր արյան անոթների ընդլայնում: Սա մեծացնում է արյան հոսքը բուժվող տարածք: Արյան շրջանառության բարձրացումն իր հերթին նպաստում է նյութափոխանակության արտադրանքի արագ վերացմանը, բարելավում է մաշկի ընդհանուր բջջային սնուցումը: Բացի այդ, ավելացել է արյան հոսքը, բարձրացնելով մարմնի ջերմաստիճանը, ակտիվացնում է քրտինքի խողովակները: Սա ֆիզիկապես «բացում» է ծակոտիների անցքերը՝ պատրաստելով դրանք մաքրման կամ կոսմետիկ միջոցներ ընդունելու համար:

Սառեցումը նեղացնում է անոթները, նվազեցնում արյան հոսքը դեպի մաշկի մակերեսը և մազանոթների պատերի թափանցելիությունը: Դա օգնում է նվազեցնել կարմրությունն ու այտուցը, քանի որ անոթներից հյուսվածք է անցնում ավելի քիչ հեղուկ:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. 5 տեխնոլոգիա. Բազմաֆունկցիոնալության ապահովում: 1 սարք բոլոր խնդիրների լուծման համար, խնայողություն գնելիս:
2. Սարքը թույլ է տալիս համատեղել ռեժիմները և խնամքը հարմարեցնել ձեր մաշկի կարիքներին:
3. EMS-ի 3 մակարդակ. Ընտրելու հարմարավետ, ցավազուրկ բացահայտում:
4. 3 լուսային ֆոտոթերապիա, տարբեր խնդիրներ լուծելու համար:
5. Էրգոնոմիկ ձև: Ծավալային բռնակը ապահովում է հարմարավետ բռնում, որը թույլ է տալիս կենտրոնանալ մերսման վրա:
6. Խելացի տեխնոլոգիա. Մերսողն աշխատում է խելացի ժմչփի վրա, 10 րոպե մերսումից հետո սարքն ավտոմատ անջատվում է: Սառը ռեժիմն աշխատում է նաև մինչև 3 րոպե, որն ապահովում է սարքի անվտանգությունը և տեխնոլոգիայի արդյունավետ աշխատանքը:
7. Բազմաֆունկցիոնալ աշխատանքային մակերես: Աղեղնաձև աշխատանքային մակերեսը թույլ է տալիս աշխատել մեծ թվով տարածքների հետ՝ պարանոց, կզակ (դեմքի եզրագծեր), այտեր, աչքերի տակ գտնվող տարածք, ճակատ:
8. Աշխատանքային մակերեսի նյութ. MIRA-ի գլխին տեղադրված են երկու ակտիվ էլեկտրոդներ՝ պատրաստված պողպատից՝ ոսկե ծածկով: Էլեկտրահաղորդականությամբ ոսկին զբաղեցնում է երրորդ տեղը՝ զիջելով միայն երկու մետաղներին՝ արծաթին և պղնձին: Էլեկտրոդների հատուկ ծածկույթը նպաստում է այս սարքի հետ հոսանքի հաղորդունակությանը:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Սարքը միացվում է միջին կոճակի վրա երկար սեղմելով (LED կոճակը):
2. LED կոճակի կարճ սեղմումը միացնում է ֆոտոթերապիայի լույսը: Առաջին սեղմումը ներառում է կարմիր LED լույս, երկրորդ սեղմումը կապույտ LED լույս, երրորդ սեղմումը կանաչ, չորրորդ սեղմումը անջատում է ֆոտոթերապիայի գործառույթը:
3. Ամեն անգամ, երբ ֆոտոթերապիայի լույսը միացվում է LED կոճակի շուրջ, լուսավորվում է լուսադիոդ, որը համապատասխանում է ֆոտոթերապիայի որոշակի լույսին:
4. Վերևի կոճակի կարճ սեղմումը (EMS կոճակը) ներառում է EMS ռեժիմ: Կարճ սեղմումը թույլ է տալիս սահմանել EMS-ի ինտենսիվության մակարդակը: Առաջին մամուլը ինտենսիվության 1 աստիճան է (թույլ), երկրորդը՝ ինտենսիվության 2 աստիճան (միջին), երրորդը՝ ինտենսիվության 3 աստիճան (ուժեղ): Կրկնվող սեղմումը ամբողջությամբ կանջատի EMS ռեժիմը:
5. Սարքի ցուցադրման ռեժիմի յուրաքանչյուր անջատիչում ցուցադրվում է հոսանքների ինտենսիվության մակարդակը՝ ամենաթույլից մինչև ամենաուժեղը: 1 ինտենսիվության մակարդակը այրում է 1 դիոդ, 2 մակարդակ՝ 2 դիոդ, 3 մակարդակի վրա՝ բոլոր 3 դիոդները:
6. Վերևի կոճակի երկարատև սեղմումը (EMS կոճակը) ներառում է ալիքի թրթռում: Վերևի կոճակի վրա կրկնվող երկարատև սեղմումը անջատում է թրթռման գործառույթը:
7. Ներքևի կոճակի կարճ սեղմումով (ջերմաստիճանի կոճակը) միանում է սառը ռեժիմը: Այն աշխատում է 3 րոպե և այս ժամանակից հետո ավտոմատ անջատվում է: Սա պաշտպանում է սարքը գերտաքացումից և թույլ է տալիս աշխատել ամենացուրտ ջերմաստիճանում հնարավորինս սառը ռեժիմում: Երբ սարքի էկրանին միացնում եք սառը ռեժիմը, լուսավորվում է կապույտ LED լույսի ջերմաչափի պատկերակը:
8. Ջերմաստիճանի կոճակը բազմիցս սեղմելով ցուրտը դառնում է տաք: Ջերմ ռեժիմին անցնելիս էկրանի վրա վառվում է կարմիր ջերմաչափի պատկերակը:

9. Այս մերսողն ունի խելացի ժամանակաչափ: 10 րոպե աշխատելուց հետո սարքն ինքնուրույն անջատվում է:
10. Սարքն անջատելու համար սեղմած պահեք LED կոճակը:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Մաշկին կիրառեք կոնտակտային գելային հաղորդիչ կամ ջրի վրա հիմնված գելանման խնամքի միջոց, որը կապահովի հոսանքների ավելի լավ հաղորդունակություն՝ առավելագույն արդյունքների համար:
2. Միացրեք սարքը: Սահմանեք ձեզ անհրաժեշտ ռեժիմները:
3. Մերսումը սկսեք պարանոցի հատվածից: Տեղափոխեք ուղղահայաց գծերը ականջի բլթակից դեպի մանյակ: Լիմֆատիկ ուղիները «բացելու» համար.
4. Այնուհետեւ կատարեք դեմքի մերսում՝ մերսման գծերով շարժվելով դեմքի կենտրոնից դեպի ծայրամաս: Շարժման ուղղությունը անկյունագծով դեպի վեր է՝ հակազդելու ձգողականությանը և ձգելու մկանները: Պրոցեդուրան իրականացվում է ներքևից (կզակից) վերև շարժվելով (մինչև ճակատի մազերի գիծը):
5. Ճակատի հատվածը պահանջում է հարթեցնել հորիզոնական կնճիռները, դրա համար շարժվեք ուղղահայաց դեպի վեր:
6. Մերսումը սկսելու համար խորհուրդ է տրվում միացնել Ջեռուցման և Վիբրացիայի ռեժիմը: Այս երկու տեխնոլոգիաների համադրությունը կօգնի մաշկը պատրաստել. դարձնել այն հնարավորինս ընկալունակ ակտիվ բաղադրիչների և խթանման նկատմամբ: Մարզման նպատակն է թուլացնել մկանները, ընդլայնել ծակոտիները մաքրման համար, բարձրացնել արյան շրջանառությունը և ավշային դրենաժը՝ բջիջները պատրաստելու համար: Բացահայտման տևողությունը մինչև 2 րոպե:
7. Հաջորդը գալիս է պրոցեդուրաների հիմնական մասը, որի ընթացքում բջիջներն ու մկանները խթանվում են, արյան շրջանառությունը բարելավվում է: Այս փուլի նպատակն է ստեղծել նոր կոլագեն և էլաստին, մարզել մկանները (լիֆտինգ) և վերացնել հատուկ խնդիրները (օրինակ՝ պզուկները կամ պիգմենտացիան): Միացրեք EMS ռեժիմը, սահմանեք ձեզ համար հարմարավետ ինտենսիվության մակարդակ: Ստեղծեք LED թերապիա: Սկսեք կարմիր LED լույսով:
8. Հիմնական երիտասարդացնող էֆեկտից հետո՝ կոնկրետ խնդիր լուծելու համար, կարող եք կարմիր LED լույսը փոխել կապույտի (պզուկների հետ աշխատելիս և ճարպի պարունակության դեմ պայքարելիս) կամ կանաչի (մաշկը հանգստացնելու և կուպերոզի/կարմրության դեմ պայքարելու համար): Բեմի ընդհանուր տեւողությունը 6 րոպե է:
9. Ավարտեք մերսումը սառը ֆունկցիայի միջոցով: Այս փուլը թույլ է տալիս արձանագրել ձեռք բերված արդյունքները: Ցուրտը կհանգստացնի մաշկը, կազատի մնացորդային կարմրությունը և կֆիքսի կոսմետիկայի ակտիվ բաղադրիչները մաշկի մեջ: Վերջնական փուլը մինչև 2 րոպե է:

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախակա նություն	Խնամքի կուրս
ՅՈՒՂՏ ԿԱՄ ԿՈՄԲԻՆԱՑ ՄԱՇԿ / ընդլայնված ծակոտիներ / ՅՈՒՂՈՏ ՓԱՅԼ / ՀԵՏՊԱՇՈՒԿՆԵՐ	ԱՌԱՎՈՏ	EMS + Կապույտ LED լույս + Սառը: Սկսեք սառը ռեժիմից (2 րոպե), այնուհետև ավելացրեք EMS և լույս: Օգտագործեք EMS նվազագույն ինտենսիվությունը մինչև 3 բուժում, այնուհետև աստիճանաբար ավելացրեք:	Շաբաթը 2-3 անգամ, 10-15 րոպե	ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ՝ 1 ամիս Ընդմիջում՝ 2-3 ամիս Դասընթացների միջև՝ կապույտ LED լույս շաբաթական 2-3 անգամ 10-15 րոպե

ԿԱՌԱՎՈՐՎՈՒՄ / ԹՈՒԽՏ ԾԵՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ / ԱՌԱՎՈՏԱՅԻՆ ՈՒԽՏ	ԱՌԱՎՈՏ	EMS + Սառը: Սկսեք սառը ռեժիմից (2 րոպե), ապա ավելացրեք EMS: Օգտագործեք EMS նվազագույն ինտենսիվությունը մինչև 3 բուժում, այնուհետև աստիճանաբար ավելացրեք:	Շաբաթը 3-4 անգամ, 10-15 րոպե	ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ՝ 1 ամիս: Ընդմիջում՝ 2-3 ամիս:
ՁԳՈՒՆ ՄԱՇԿ / ՁԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՈՆԻ ԿՈՐՈՒՑՈՒՄ	Առավոտ / երեկո (ցանկացած ժամանակ)	EMS + Կարմիր LED լույս + Ջեռուցում (10-15 րոպե), ապա Սառը (2-3 րոպե): Օգտագործեք EMS նվազագույն ինտենսիվությունը մինչև 3 բուժում, այնուհետև աստիճանաբար ավելացրեք:	Շաբաթը 2-3 անգամ, 10-15 րոպե	Կուրս՝ 1 ամիս: Կրկնել 4-5 ամիս անց: Կուրսերի միջև՝ պահպանման 1 սեանս շաբաթական:
ՉՈՐ / ՋՐԱՋՐԱՑՎԱԾ ՄԱՇԿ	ԵՐԵԿՈ	EMS + Ջերմություն: Սկսեք Heat ռեժիմից (2 րոպե), ապա ավելացրեք EMS: Օգտագործեք EMS նվազագույն ինտենսիվությունը մինչև 3 բուժում, այնուհետև աստիճանաբար ավելացրեք:	Շաբաթը 2 անգամ, 10-15 րոպե	Կուրս՝ 1 ամիս: Կրկնել 4-5 ամիս անց: Կուրսերի միջև՝ պահպանման սեանս 2 շաբաթը 1 անգամ:
ՀԱՍԱԾ ՄԱՇԿ / ՁԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՈՆԱՅԻՆ ԿՈՐՈՒՑՈՒՄ	ԵՐԵԿՈ	EMS + Կարմիր LED լույս + Ջեռուցում: Սկսեք Heat ռեժիմից (2 րոպե), ապա ավելացրեք EMS և լույս: Օգտագործեք EMS նվազագույն ինտենսիվությունը մինչև 3 բուժում, այնուհետև աստիճանաբար ավելացրեք:	Շաբաթը 2-3 անգամ, 15 րոպե	Կուրս՝ 1-1.5 ամիս: Կրկնել 4-5 ամիս անց: Կուրսերի միջև՝ պահպանման սեանս ամսական 1-2 անգամ և կարմիր LED լույս՝ շաբաթական 3 անգամ (15 րոպե):
ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀԻՊԵՐՏՈՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆ / ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	ԵՐԵԿՈ	EMS (միայն ինտենսիվության մակարդակ 1) + Կանաչ LED լույս: Օգտագործեք EMS նվազագույն ինտենսիվությունը մինչև 3 բուժում, այնուհետև աստիճանաբար ավելացրեք:	Շաբաթը 2-3 անգամ, 15 րոպե: Շարժվեք մկանային մ անրաթելերի ուղղությամբ:	Կուրս՝ 1-1.5 ամիս: Կրկնել վեց ամիս անց կամ մկանների լարվածություն զգալիս:
ԶԳԱՅՈՒՆ ՄԱՇԿ / ԿՈՒՊԵՐՈԶ ՌԵՄԻՍԻԱՅՈՒՄ	Առավոտ / երեկո (ցանկացած ժամանակ)	EMS (միայն ինտենսիվության մակարդակ 1) + Կանաչ LED լույս: Օգտագործեք EMS նվազագույն ինտենսիվությունը մինչև 3 բուժում, այնուհետև աստիճանաբար ավելացրեք:	Շաբաթը 2 անգամ, 10 րոպե	Կուրս՝ 1 ամիս: Կրկնել 4-5 ամիս անց: Կուրսերի միջև՝ պահպանման սեանս 2-3 շաբաթը 1 անգամ:

ՊԱՐԶ	ԵՐԵԿՈ	EMS + Կարմիր LED լույս + Ջեռուցում: Սկսեք Heat ռեժիմից (2 րոպե), ապա ավելացրեք EMS և լույս: Օգտագործեք EMS նվազագույն ինտենսիվությունը մինչև 3 բուժում, այնուհետև աստիճանաբար ավելացրեք: Օգտագործեք միայն այն դեպքում, եթե չկան հակացուցումներ, ինչպիսիք են վահանաձև գեղձի հիվանդությունը: Միշտ խուսափեք վահանաձև գեղձի հատվածից և վահանաձև գեղձի կողքին գտնվող քնային սինուսի հատվածից, որտեղ զարկերակը զգացվում է:	Շաբաթը 2-3 անգամ, 10-15 րոպե	Կուրս՝ 1 ամիս: Կրկնել 4 ամիս անց: Կուրսերի միջև՝ պահպանման սեանս 2 շաբաթը 1 անգամ:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Այս սարքը նախատեսված է միայն տնային օգտագործման համար և բժշկական սարք չէ:
2. Հետևյալ կատեգորիայի անձինք սարքը պետք է օգտագործեն միայն նրա ղեկավարությամբ
բժիշկ:
• Հղի և կրծքով կերակրող կանայք.
• զգայուն մաշկ կամ մաշկային հիվանդություններ ունեցող մարդիկ.
Տեղադրված էլեկտրոնային բժշկական սարքեր ունեցող մարդիկ (օրինակ՝ սրտի ռիթմավարներ):
• Շաքարախտ կամ արյան շրջանառության խանգարումներ ունեցող մարդիկ.
3. Մի օգտագործեք սարքը հետևյալ ոլորտներում.
• Մաշկի վնասված հատվածներ (վերքեր, բորբոքումներ, էկզեմա):
• Լորձաթաղանթների տարածքներ (աչքեր, բերան):

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Սառը ռեժիմ օգտագործելիս սարքը շատ երկար մի պահեք մաշկի մի հատվածի վրա՝ ցրտահարությունից խուսափելու համար:
2. Ջեռուցման ռեժիմն օգտագործելիս անմիջապես դադարեցրեք պրոցեդուրան, եթե զգում եք գերտաքացում՝ այրվածքները կանխելու համար:
3. Երեխաները պետք է օգտագործեն սարքը միայն մեծահասակների հսկողության ներքո:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) MIRA մերսող, (2) աշխատանքային մակերեսի ծածկ, (3) լիցքավորման հիմք,
4. USB-Type C մալուխ, 5) հրահանգ, 6) պահեստային պայուսակներ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

ՉԱՓԵՐ (H X W X D): 179,5x72x48,4 mm (մերսում), 81x69,8x64,8 mm (բազային)

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: 10 W

ԳՈՐԾՈՒՄ Է ԼԱՐՄԱՆ: 3,7 V

ԷՆԵՐԳԱԱՂԲՅՈՒՐ: ներկառուցված լիթիում պոլիմերային մարտկոց

Մարտկոցի տարողունակությունը: 1350 mAh

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 35 min

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 10 րոպե ջերմային ռեժիմ - 5 րոպե սառը ռեժիմ - 3 րոպե

ՎԻԲՐԱՑՄԱՆ արագություն: 7000 պտույտ րոպեում

ԸՆԹԱՑԻԿ: 1 մակարդակ - 1,9 mA 2 մակարդակ - 2,48 mA 3 մակարդակ - 3,44 mA

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: Թույլ մակարդակ - 20 kHz Միջին մակարդակ - 25,2 kHz
Բարձր մակարդակ - 30,6 kHz

ԱԼԻՔԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Կարմիր LED լույս - 630 nm Կապույտ LED լույս - 460 nm Կանաչ LED
լույս - 520 nm

ԱԼԻՔԻ ՁԵՎ: երկֆազային սիմետրիկ ալիքի ձև

Ճառագայթման ինտենսիվությունը.
Կարմիր լույս - 10 mW/cm Կապույտ լույս - 24 mW/cm Կանաչ լույս - 21 mW/cm

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX3



MORI BLACK - Ատամի խոզանակ ELECTRIC SONIC

Ամրացնում է լնդերը

Մաքրում է ատամները

Հեռացնում է ատամնաքարը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Ատամների խոզանակ, ատամնափառ, շնչառության հոտ, լնդերի հիվանդություն:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ պլաստիկ:

Քաշ: 200 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
Խոզանակի աշխատանքը հիմնված է բարձր հաճախականության թրթռման սկզբունքի վրա: Մաքրումը կատարվում է ոչ թե ձայնով, այլ խոզանակների արագ թրթռումով, որն առաջանում է ձայնային ալիքից (= բարձր հաճախականությամբ թրթռում): Մազիկները արագ ավլող շարժումներ են կատարում լնդերից մինչև ատամի ծայրը, իսկ բարձր արագությունը միկրոփուչիկների հոսք է ստեղծում թքից, ջրից և ատամի մածուկից: Հեղուկի այս դինամիկ հոսքը բերանի խոռոչում արդյունավետորեն մաքրում է նույնիսկ դժվար հասանելի վայրերը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Գործողության 5 ռեժիմ՝ մեղմից (31000 տատանումներ) մինչև ամենաինտենսիվը (48000 տատանումներ):
2. 2 տեսակի վարդակներ՝ լրացված փափուկ և միջին կոշտության մազիկներով:
3. Լսելի հուշումներ մաքրման գոտին փոխելու մասին:
4. Միջին կոշտության վարդակի մազիկները փոխում են գույնը՝ հիշեցնելով վարդակը փոխելու անհրաժեշտության մասին:
5. Հիշողության ֆունկցիա:
6. Երկար լիցքավորման բազայի մալուխ:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Տեղադրեք վարդակը խոզանակի վրա էլեկտրական շարժիչի ծայրի լիսեռի (հաղորդման լիսեռ) ճիշտ վերևում և տեղադրեք այն: Կարևոր է. տեղադրման ընթացքում պետք չէ պտտել վարդակը:
2. Վրձինը միացնելու համար սեղմեք կոճակը միացնել/անջատել/միացնել ռեժիմները:
3. Կոճակի անջատիչի ռեժիմների կրկնվող կարճ սեղմումները հետևյալ հաջորդականությամբ՝ Զգայուն, Լնդերի խնամք, Լեհերեն, Սպիտակ, Մաքուր:
4. Յուրաքանչյուր 30 վայրկյանը մեկ խոզանակը կանգ է առնում որպես հիշեցում մաքրման տարածքը փոխելու համար:
5. 2 րոպե անց վրձնի ավտոմատ շահագործման ժամանակը կավարտվի, և այն կանջատվի:
6. Վրձինը ինքներդ անջատելու համար սեղմեք միացման/անջատման/ռեժիմի անջատիչի կոճակը:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Սահմանեք վարդակը:
2. ատամի խոզանակի ծայրը խոնավացրեք ջրով և քսեք անհրաժեշտ քանակությամբ ատամի մածուկ:
3. Միացրեք խոզանակը:
4. Խոզանակի վարդակը դրեք բերանի մեջ: Պահեք այն լնդերի նկատմամբ 45 աստիճանի անկյան տակ: Կտտացրեք միացման կոճակին, ընտրեք աշխատանքի հարմարավետ ռեժիմ:
5. Սկսեք մաքրել ատամները: Խոզանակի գլուխը տարածեք ատամի վրա ավելու շարժումներով՝ ատամի հիմքից մինչև վերջ:
6. Ատամնաբույժները խորհուրդ են տալիս ատամները լվանալ առնվազն 2 րոպե: Բերանի խոռոչը կարելի է բաժանել 4 հատվածի և մաքրել ատամնաշարի յուրաքանչյուր քառորդը (քառորդը) 30 վայրկյան:
Այս առաջարկությանը համապատասխանելու համար վրձնի մեջ ժմչփ է սահմանվում յուրաքանչյուր 30 վայրկյանի համար.
Խոզանակը մի քանի վայրկյանով կանգ է առնում: 2 րոպե անց խոզանակի ավտոմատ շահագործման ժամանակը կավարտվի, և այն կանջատվի:
7. Պրոցեդուրայի ավարտից հետո ողողեք վարդակն ու թողեք, որ բնականաբար չորանա:
Ատամի խոզանակի մարմինը կարելի է լվանալ նաև ջրով:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Օրական 2 անգամ, 1 մաքրում 2 րոպե:

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ.
1 վարդակի օգտագործման ժամկետը 3 ամիս է:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Վարակիչ պարոդոնտիտ.
2. Բերանի խոռոչի վերքերի հետվիրահատական շրջանը կամ ապաքինման շրջանը.
3. ատամների զգայունության բարձրացում.
4. Ատամների ախտաբանական շարժունակություն.
5. Այն նախատեսված չէ երեխաների օգտագործման համար:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Սոնիկ ատամի խոզանակի վարդակն ամեն անգամ օգտագործելուց հետո պետք է լվանալ ջրով:
2. Խոզանակի մարմինը կարելի է մաքրել անմիջապես ջրով:
3. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար լիցքավորման ժամանակ մետաղական իրեր մի դրեք լիցքավորման հիմքի վրա:
4. հրաժարվել խոզանակն օգտագործելուց, եթե նրա մարմինը կամ վարդակը վնասված է:
5. Հեռու պահել ջերմության աղբյուրներից:
6. Ինքներդ մի հավաքեք կամ ապամոնտաժեք էլեկտրական ձայնային ատամի խոզանակը:

ՏՈՒԿԻ ՄԵՋ՝ (1) ատամի խոզանակի մարմինը, (2) վարդակը փափուկ մազիկներով,
3. միջին փրփրացող վարդակ, (4) լիցքավորման ինդուկցիոն հիմք,
5. հրահանգ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 12 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 240 min

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 2 min

ՀՌՈՄԵՐԸ ԵՎ թրթռումը.
• Նուրբ - 31000 պտույտ րոպեում
Լնդերի խնամք - 35000 պտույտ րոպեում
• Փայլեցում - 41000 պտույտ րոպեում
• Սպիտակեցում - 45000 պտույտ րոպեում
Մաքրում - 48000 պտույտ րոպեում

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX7



MORI 2.0 - Ատամի խոզանակ ELECTRIC SONIC

Ամրացնում է լնդերը

Մաքրում է ատամները

Հեռացնում է ատամնաքարը

Օգնում է կանխարգելել գինգիվիտը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Ատամների խոզանակ, ատամնափառ, շնչառության հոտ, լնդերի հիվանդություն:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ համակարգչի պլաստիկ:

Քաշ: 110 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
Խոզանակի աշխատանքը հիմնված է բարձր հաճախականության թրթռման սկզբունքի վրա: Մաքրումը տեղի է ունենում ոչ թե ձայնի միջոցով, այլ խոզանակների արագ թրթիռի շնորհիվ, որն առաջանում է ձայնային ալիքից:

Խոզանակը հագեցած է սեղմող ուժի հաղորդիչով, որը ֆիզիկական ճնշումը վերածում է էլեկտրական ազդանշանի:

MORI 2.0-ը հագեցած է մաքրման վերլուծության համար 3D քարտեզներ կազմելու գործառույթով: Ախտահանման տուփը հագեցած է ուլտրամանուշակագույն ստերիլիզատորով, որը ոչնչացնում է մանրէներն ու վիրուսները:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Խելացի ժմչփ.
2. 5 պրոֆեսիոնալ մաքրման ռեժիմ.
• Զգույշ (զգայուն ատամների ռեժիմ)
• Մաքրում (ստանդարտ մաքրում)
• Սպիտակ էմալ (սպիտակեցում)
• Փայլեցում
• Մերսում
3. Շաղկապից պաշտպանության համակարգ:
4. Ինտենսիվության ճշգրտում. յուրաքանչյուր ռեժիմ առաջարկում է 5 մակարդակ (10, 30, 50, 70 և 90), որպեսզի կարողանաք ընտրել հարմարավետ կարգավորում:
5. Մաքրման տարածքների ինտերակտիվ 3D ցուցում:
6. Ուլտրամանուշակագույն ստերիլիզացման պատյան:
7. Ծանուցում վարդակի փոխարինման մասին:
8. Լիցքավորման ցուցիչ և կառավարում լիցքավորման ժամանակ:
9. Ճնշման սենսոր՝ լուսադիոդային ցուցիչով
10. Հավաքածուի երեք տեսակի փոխարինելի վարդակներ տարբեր տեսակի մաքրման համար
• Դասական մաքրող վարդակ ամենօրյա հիգիենայի համար
• Սպիտակեցնող վարդակ ուժեղացված փայլեցնող էֆեկտով
• Փափուկ խոզանակներով զգայուն ատամների վարդակ

11. Հիշողության ֆունկցիա.
12. Վարդակի ինքնասահմանում:
13. Ավտոմատ ակտիվացում:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. MORI 2.0 ատամի խոզանակը հագեցած է ավտոմատ անջատման գործառույթով. Վրձինը միանում է, երբ մարմինը ափով ծածկում ես:
2. Միացնել/անջատել/ընտրել ֆունկցիայի կոճակը կարճ սեղմելով՝ միացրեք վրձինը:
3. Սեղմեք ընտրացանկը՝ սեղմելով կոճակի վրա՝ գործառույթները փոխելու համար, բաժին ընտրելու համար հակիրճ սեղմեք միացման/անջատման կոճակի վրա/ընտրեք գործառույթը:
4. Թռչեք բաժիններով դեպի «Մենյու / Կարգավորում» կետը, անցեք դրան: «Մենյու» բաժնում ընտրեք «3D OFF / 3D OFF»: Միացրեք այն՝ մեկ անգամ սեղմելով միացման/անջատման կոճակը:
5. Ընտրեք լեզու: MORI 2.0-ը պատրաստ է հետագա կազմաձևման և օգտագործման համար:
6. Ընտրեք անհրաժեշտ վարդակը, տեղադրեք այն ճիշտ էլեկտրական շարժիչի ծայրի լիսեռի (հաղորդման լիսեռ) վերև և տեղադրեք այն: Վարդակները տեղադրելուց հետո շարունակեք կարգավորել MORI 2.0 խոզանակը, ինչպես հրահանգված է:
7. Գնացեք Կարգավորումներ բաժին: Ընտրեք «Մաքրման ժամանակ» բաժինը: Սահմանեք ժամանակը՝ 2/3/4 րոպե կամ «Անսահմանափակ»՝ սեղմելով ֆունկցիայի ընտրության կոճակը:
8. «Կարգավորումներ» բաժնից վերադարձեք ընդհանուր ընտրացանկ՝ ընտրելով «Հետ»:
9. Մենյուում որոշեք մաքրման ռեժիմը:
10. Ռեժիմն ընտրելուց հետո սահմանեք ինտենսիվությունը՝ սեղմելով ֆունկցիայի ընտրության կոճակը: MORI 2.0 խոզանակում յուրաքանչյուր ռեժիմի համար ներկայացված է հզորության 5 մակարդակ՝ 10, 30, 50, 70 և 90:
11. MORI 2.0 վրձինը ունի հիշողության ֆունկցիա: 10 վայրկյանից ավելի ռեժիմն օգտագործելիս վրձինը կհիշի այն և միացնի այն հաջորդ անգամ օգտագործելիս:
12. Որպես մաքրման գոտի փոխելու անհրաժեշտության հիշեցում, MORI 2.0 վրձինը կարճ դադար է վերցնում: Եթե մաքրման ժամանակը 2 րոպե է, ապա խոզանակը կդադարի ամեն 30 վայրկյանը մեկ, մաքրման ժամանակը՝ 3 րոպե՝ յուրաքանչյուր 45 վայրկյանը մեկ, 4 րոպե մաքրման դեպքում՝ ամեն րոպե: Եթե ընտրեք անսահմանափակ խոզանակի ժամանակ («Անսահմանափակ»), վրձինը չի կանգնի:
13. MORI 2.0 ձայնային ատամի խոզանակը հագեցած է սեղմող ուժի սենսորով: Վրձնի հետևի մասում տեղադրված է լուսային ցուցիչ, որը կփոխի թրթռման գույնը և տեսակը, կստեղծի doo-doo ձայն՝ մաքրման ժամանակ ճնշումը վերահսկելու համար:
14. Ավտոմատ մաքրման ժամանակից հետո ատամի խոզանակը կանջատվի: Եթե ցանկանում եք ինքնուրույն դադարեցնել խոզանակը, ապա 5 վայրկյան մաքրելուց հետո կարճ սեղմեք միացման/անջատման կոճակը:
15. Մաքրման ավարտին խոզանակի էկրանին կհայտնվեն լիցքավորման մնացած մակարդակը և ատամնաբուժական խոռոչի քարտեզով մաքրման արդյունքը:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Սահմանեք վարդակը:
2. ատամի խոզանակի ծայրը խոնավացրեք ջրով և քսեք անհրաժեշտ քանակությամբ ատամի մածուկ:
3. Խոզանակի վարդակը դրեք բերանի մեջ: Պահեք այն լնդերի նկատմամբ 45 աստիճանի անկյան տակ: Մի փոքր թեքեք մազիկները լնդերի գծին կամ մի փոքր վերևից:
4. Միացրեք խոզանակը, ընտրեք աշխատանքի հարմարավետ ռեժիմ:
5. Սկսեք մաքրել ատամները: Խոզանակի գլուխը տարածեք ատամի վրա ավլելու շարժումներով՝ ատամի հիմքից մինչև վերջ:
6. Վերին ատամնաշարի ներքին մակերեսը մաքրելու համար ատամի խոզանակը պետք է ուղղահայաց վիճակում լինի, որպեսզի ատամի խոզանակի գլուխը ուղղահայաց տեղադրվի ատամի վրա և մաքրի յուրաքանչյուր ատամը:
7. Մաքրման տրված ժամանակից հետո խոզանակը կդադարի: Էկրանի վրա կցուցադրվի լիցքավորման մնացած մակարդակը, այնուհետև բերանի խոռոչի 3D քարտեզը՝ մաքրման արդյունքում:

8. Վերլուծեք անցած պրոցեդուրան 3D քարտեզի վրա. սա կօգնի օգտվողին հասնել կատարյալ մաքրման:
9. Պրոցեդուրայի ավարտից հետո ողողեք վարդակը և թողեք, որ բնականաբար չորանա: Ատամի խոզանակի մարմինը կարելի է լվանալ նաև ջրով:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Օրական 2 անգամ, 1 մաքրում 2 րոպե:

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ.
1 վարդակի օգտագործման ժամկետը 3 ամիս է:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Վարակիչ պարոդոնտիտ.
2. Բերանի խոռոչի վերքերի հետվիրահատական շրջանը կամ ապաքինման շրջանը.
3. ատամների զգայունության բարձրացում.
4. Ատամների ախտաբանական շարժունակություն.
5. Այն նախատեսված չէ երեխաների օգտագործման համար:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. MORI 2.0 ատամի խոզանակը կարող է օգտագործվել 8 տարեկանից բարձր երեխաների և զգայական, ֆիզիկական և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից, եթե նրանք ստացել են հրահանգներ այս սարքի օգտագործման վերաբերյալ և տեղյակ են անվտանգ օգտագործման մեթոդներին և ոչ պատշաճ օգտագործման հնարավոր վտանգներին:
2. Արգելվում է այս սարքն օգտագործել որպես մանկական խաղալիք:
3. Երեխաների խոզանակը և օգտագործումը պետք է իրականացվի միայն մեծահասակի հսկողությամբ:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) ատամի խոզանակի մարմին, փոխարինելի վարդակներ՝ (2) զգայուն ատամների վարդակ, (3) սպիտակեցնող վարդակ, (4) մաքրող վարդակ, (5) տիպ C լիցքավորման լար,
6. պահեստային տոպրակ, 7) հրահանգ, 8) վարդակների ախտահանման պատյան.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 8 h

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 2 min

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: • Զգույշ եղեք ռեժիմ - 1200 րոպե • Մաքրման ռեժիմ - 250 րոպե • Սպիտակ էմալ ռեժիմ - 400 րոպե • Փայլեցման ռեժիմ - 500 րոպե • Մերսման ռեժիմ - 400 րոպե

Տատանումների ՌԵԺԻՄՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
• Զգույշ (28000 թրթռում/րոպե)
Մաքրում (37000 թրթռում/րոպե)
• Սպիտակ էմալ (41000 թրթռում/րոպե)
Փայլեցում (36000 տատանումներ/րոպե)
Մերսում (35000 թրթռում / րոպե)

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX7



NEO - ՄԱՇԿԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑՆՈՂ ՍԱՐՔ

Բարձրացնող էֆեկտ

Թիրախում է մաշկի պայմանները

Վերականգնում է մաշկի ամրությունը և առաձգականությունը

Նվազեցնում է պիգմենտացիան

Նվազեցնում է սպիները

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ դեմքի ուրվագծերի տարիքային փոփոխություններ, կնճիռներ, շերտավոր մաշկ, պիգմենտացիա, պզուկներ, ռոզացեա, սպիներ և սպիներ, ձգվող նշաններ:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ, PC պլաստիկ, սիլիկոն:

Քաշ: մերսող հիմքով - 183 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
NEO մերսողի հիմքում ընկած է ցածր ջերմաստիճանի (սառը) պլազմայի օգտագործման տեխնոլոգիան՝ գազ, որը բաղկացած է չեզոք մոլեկուլներից և ներառում է լիցքավորված մասնիկներ՝ ազատ էլեկտրոններ, դրական և բացասական իոններ: Պլազման ախտահանում է մաշկը, պայքարում է պզուկների և ռոզացեայի դեմ՝ կանխելով բորբոքումը: Խթանելով կոլագենի մանրաթելերի խտության վերականգնումը, պլազմային տեխնոլոգիան նպաստում է վերքերի, սպիների և սպիների ապաքինմանը: Հակատարիքային պրոցեսների հետ կապված գեների պլազմայի ակտիվացման արդյունքում դեմքի կնճիռներն ու խորը ծալքերը նվազում են: Պլազմայի ազդեցությամբ լիպիդային կենսաշերտերը վերակառուցվում են և տարբեր նյութերի անցման ուղիներ են ձևավորվում, ինչը մեծացնում է կոսմետիկայի թափանցելիությունը: Բացի այդ, պլազմայի ազդեցությունը քայքայում է մելանինի կլաստերները և արդյունքում՝ պիգմենտացիայի պայծառացում:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Օրիգինալ արտոնագրված դիզայն - դիզայնը պատրաստված է հատուկ WAU ապրանքանիշի համար, մերսողի մեջքի կլորացված ձևերը թույլ են տալիս հարմարավետորեն տեղադրել մերսողը ձեր ձեռքում և իրականացնել մերսումը հնարավորինս հեշտ և հարմարավետ:
2. Հարմարավետ աշխատանքային մակերես - թույլ է տալիս բուժել ինչպես մաշկի մեծ տարածքները, այնպես էլ դժվարամատչելի վայրերը, հատկապես որոնց համար նախատեսված է վերին նեղ ծայր:
3. Ինտենսիվության 3 մակարդակ՝ մաշկի աստիճանական պատրաստման համար պլազմայի ազդեցություններին:
4. Օգտագործելիություն - մերսողը կառավարվում է 1 կոճակով, տեղադրված է խելացի ժմչփ 10 րոպե:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
Արգելվում է սարքին դիպչել ջրով, վերցնել սարքը թաց ձեռքերով, օգտագործել այն թաց մաշկի վրա. դա կարող է վտանգավոր լինել:
1. Միացման/անջատման կոճակի վրա երկար սեղմելով (2 վայրկյան), միացրեք սարքը: Երբ միացված է, սարքը ձայնային ազդանշան կարձակի:
2. Կվառվի ինտենսիվության մակարդակի ցուցիչներով էկրան: Սարքն ապահովում է հարվածի ուժի 3 մակարդակ՝ ՈՒԺԵՂ (ուժեղ), ՄԻՋԻՆ (միջին) և Փափուկ (թույլ): Մի քանի անգամ սեղմելով մակարդակի միացման կոճակը, ընտրեք ազդեցության ուժը, որը հարմար է ձեզ: Առաջինը SOFT մակարդակն է, որի պատկերակը կլուսավորվի էկրանին: Կոճակի կրկնակի սեղմումը ձեզ կփոխանցի ՄԻՋԻՆ մակարդակին, հաջորդ սեղմումից հետո կսկսվի STRONG մակարդակը:
3. Սարքն ապահովում է խելացի ժմչփ, սարքը 10 րոպե աշխատելուց հետո ավտոմատ կանջատվի՝ արձակելով ձայնային ազդանշան:
4. Սարքն անջատելու համար սեղմեք և պահեք միացման/անջատման/անջատման ինտենսիվության մակարդակի կոճակը:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Լվացեք ձեզ՝ օգտագործելով ձեր սովորական մաքրող միջոցը: Մաքրեք ձեր մաշկը աղտոտիչներից և ավելորդ ճարպից:
2. Հեռացրեք դեմքից հեղուկի բոլոր հետքերը, մերսողն օգտագործելուց առաջ թույլ տվեք, որ մաշկը ամբողջությամբ չորանա: Սարքը օգտագործելիս մաշկի վրա ջուրը կարող է զգալի անհանգստություն առաջացնել:
3. Միացրեք սարքը և ընտրեք ցանկալի ինտենսիվության մակարդակը: Խորհուրդ է տրվում սկսել ազդեցության նվազագույն ուժից, որպեսզի մաշկը կարողանա հարմարվել սարքի կիրառմանը:
4. Պրոցեդուրայի ընթացքում սարքը մի սեղմեք մաշկին մոտ, պահեք այն մաշկի մակերեսից 2-3 mm հեռավորության վրա: Դանդաղ պահեք մերսողը մերսման գծերի երկայնքով ներքևից (կզակից) վերև (մինչև մազերի աճի գիծը): Հատուկ ուշադրություն դարձրեք խնդրահարույց տարածքներին. Օգտագործման ընթացքում սարքը արձակում է պլազմայի առաջացման ձայն, դուք կարող եք նաև օզոնի հոտ ունենալ, դա նորմալ է:
5. Պրոցեդուրան ավարտելուց հետո անջատեք սարքը, կիրառեք ձեր խնամքի կոսմետիկան՝ մաշկը խոնավացնելու համար: Կոսմետիկայի ավելի լավ կլանման համար անցկացրեք թեթև մերսում:
6. Սարքի աշխատանքային մակերեսը մաքրեք թաց (ալկոհոլով թրջված) անձեռոցիկով:
Նշում. Փոշու և ճարպի մնացորդները հեշտությամբ կպչում են ապարատի աշխատանքային մակերեսի կերամիկական հատվածին, երբ պրոցեդուրաների ընթացքում դրանք քայքայվում են պլազմայի միջոցով: Սա կարող է հանգեցնել կերամիկական մակերեսի դեղինացմանը, բայց չի ազդում սարքի արդյունավետության վրա:

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախականություն	Խնամքի կուրս
ՊՇՈՒԿ / ԲՈՐՔՈՒՄ	ԱՌԱՎՈՏ	Սկզբնական կուրս՝ 5-10 րոպե դեմքի յուրաքանչյուր հատվածի համար: Մեկ սեանսի ընդհանուր տևողությունը՝ մինչև 20-30 րոպե: Հզորությունը բարձրացրեք աստիճանաբար: 1-ին շաբաթ՝ նվազագույն մակարդակ (զգայուն մաշկի դեպքում՝ 2 շաբաթ): 2-րդ շաբաթ՝ միջին մակարդակ: 3-րդ շաբաթից՝ առավելագույն մակարդակ, եթե մաշկը լավ է հարմարվել: Պահպանման կուրս՝ 10-20 րոպե ամբողջ դեմքի համար:	Սկզբնական դասընթաց՝ շաբաթական 2-3 անգամ (կարելի է շարունակել մինչև հիմնական դրսևորումները վերանան) Աջակցող կուրս (կանխարգելում)՝ 1 անգամ 10-14 օրը:	Նախնական կուրս՝ 6-8 շաբաթ Դասընթացի ավարտից հետո խորհուրդ է տրվում 1-2 ամիս ընդմիջում կատարել, որպեսզի մաշկը վերականգնվի և չընտելանա մշտական խթանմանը:
ՊԻԳՄԵՆՏԱՑՈՒՄ	ԵՐԵԿՈ		Շաբաթը 2 անգամ՝ կենտրոնանալով հի պերպիգմենտացիա ունեցող հատվածների վրա	
Տարիքի հետ կապված ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	ԵՐԵԿՈ		Նախնական դասընթաց՝ շաբաթական 2-3 անգամ: Աջակցող դասընթաց (կանխարգելում)՝ շաբաթական 1 անգամ (թույլատրելի է 1 անգամ 10-14 օրվա ընթացքում)	
Սպիներ	ԵՐԵԿՈ	5-10 րոպե՝ կախված սպիի և սպիի չափից Դեմքի համար՝ սկսեք նվազագույն հզորությունից մինչև 3 սեանս, այնուհետև աստիճանաբար ավելացրեք հզորությունը: Մարմնի համար՝ սկսեք միջին հզորությունից մինչև 3 սեանս, ապա աստիճանաբար ավելացրեք հզորությունը:	Շաբաթը 2 անգամ	Կուրս՝ 1-1.5 ամիս: Տարեկան 2-3 կուրս: Կուրսերի միջև՝ ամսական 1-2 պրոցեդուրա:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Արգելվում է օգտագործել՝ երեխաներ, ալերգիաներով տառապողներ, դեմքի/աչքի վիրահատություն կատարած անձինք:
2. Արգելվում է սարքին ջրով դիպչել, սարքը թաց ձեռքերով վերցնել, օգտագործել թաց մաշկի վրա:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Մի օգտագործեք սարքը, եթե այն ընկղմվել է ջրի մեջ, ճիշտ չի աշխատում, եթե այն վնասվել կամ կոտրվել է:
2. Սարքը մի օգտագործեք աչքերի շրջանում (վերին և ստորին ուղեծրի ոսկորների երկայնքով), քունքային հատվածում, վահանաձև գեղձի, ինչպես նաև կրծքավանդակի և սեռական օրգանների վրա:
3. Մի ապամոնտաժեք սարքը, քանի որ դա կարող է հանգեցնել վնասի, անսարքության, էլեկտրական ցնցումների, հրդեհի կամ վնասվածքի:

ՏՈՒԿԻ ՄԵՋ՝ (1) սարք, (2) բազային հենարան, (3) լիցքավորման մալուխ, (4) պահեստավորման պայուսակ, (5) անձեռոցիկ, (6) հրահանգ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 60 min

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 10 min

ԸՆԹԱՑԻԿ: • SOFT՝ 590 mA (մաշկին հպված), 278 mA (առանց հպման): • MEDIUM՝ 1670 mA (մաշկին հպված), 570 mA (առանց հպման): • STRONG՝ 1820 mA (մաշկին հպված), 1010 mA (առանց հպման):

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX3



REN - ԴԵՄՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՍԿՐԱԲԲԵՐ

Մաքրում

Բարելավում է միկրո շրջանառությունը

Պիլինգ

Բարձրացնում է մաշկի խնամքի կլանումը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ յուղոտ մաշկի ավելացում, լայնացած ծակոտիներ, կոմեդոններ, պզուկներ, անառողջ դեմքի ձանձրալի երանգ, մաշկի առաձգականության կորուստ:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ, սիլիկոն:

Քաշ: 140 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
Բարձր հաճախականության ուլտրաձայնային թրթռումը և դրական իոնները «Խորը մաքրում» ռեժիմում զգուշորեն մաքրում են մաշկը: Ուլտրաձայնի միջոցով ստեղծված ալիքները նպաստում են էպիդերմիսի վերին շերտի մասնիկների շերտազատմանը՝ հեռացնելով մակերեսային աղտոտիչները և ճարպի կուտակումները: Խոնավության ռեժիմում նույն ուլտրաձայնային ալիքները բացասական իոնների հետ միասին մեծացնում են արյան շրջանառությունը և կոլագենի / էլաստինի արտադրությունը, ինչը հանգեցնում է կոսմետիկայի ակտիվ կլանմանը: Այսպիսով խնամքի կոսմետիկայի ազդեցությունն ավելի ընդգծված է:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Կոմպակտ սարք տնային օգտագործման համար:
2. Մագնիսական ծածկույթը պաշտպանում է սարքի մաքրող մակերեսը, որը թույլ է տալիս պահպանել սարքի օգտագործման հիգիենիկ կանոնները:
3. Հզոր մարտկոց, երկարացված աշխատանքային ժամանակ առանց վերալիցքավորման, մինչև 100 րոպե մարտկոցի կյանք:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Սարքը կառավարվում է 1 կոճակով: Երկար սեղմելով՝ սարքը միացնելու համար պահեք «Միացնել/անջատել/միացնել ռեժիմները» կոճակը: Միացումը ուղեկցվում է երկար ձայնային ազդանշանով:
2. Առաջինը «Խորը մաքրում» ռեժիմն է: Համապատասխան ցուցիչը կվառվի: Դուք կլսեք ուլտրաձայնային թրթռման շարունակական ձայն:
3. Ռեժիմը փոխելու համար կրկին սեղմեք «Միացնել / անջատել / անջատել ռեժիմները» կոճակը: Ռեժիմների միացումը ուղեկցվում է կարճ ձայնային ազդանշանով
4. Սարքը կսկսի աշխատել «Խոնավեցման» ռեժիմում: Համապատասխան ցուցիչը կվառվի: Դուք կլսեք ուլտրաձայնային թրթռումների զարկերակային ձայնը:

5. Անջատեք սարքը՝ սեղմելով «on/off/switch modes» կոճակը:
6. Սարքը հագեցած է խելացի ժամանակաչափով: Մաքրիչը ավտոմատ կերպով կանջատվի 10 րոպե աշխատելուց հետո:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
ՌԵԺԻՄ՝ ԽՈՐԸ ՄԱՔՐՄԱՆ ՌԵԺԻՄ
1. Օգտագործելուց առաջ հեռացրեք դիմահարդարումը և լվացեք դեմքը մաքրող միջոցով:
2. Մաքրումից առաջ լավագույն էֆեկտի հասնելու համար խորհուրդ է տրվում անցկացնել սառը գոլորշիացման պրոցեդուրա՝ օգտագործելով մաքրազերծող գել (գել ուլտրաձայնային մաքրման համար): Գելը քսեք դեմքին՝ խուսափելով աչքերի հետ շփումից, փակեք թաղանթով, պահեք գելը 15 րոպե, այնուհետև անցեք սկրաբերի մաքրման ընթացակարգին: Բացի ուլտրաձայնային մաքրման համար գելից կամ լոսյոնից, թույլատրելի է օգտագործել աղի լուծույթ, ինչպես նաև ջերմային ջուր:
3. Սեղմեք «միացնել/անջատել/ռեժիմի անջատիչ» կոճակը՝ «Deep Clear» ռեժիմը միացնելու համար:
4. Սարքը պահեք դեմքով դեպի ներքև, սկրաբերի սայրը մաշկի նկատմամբ 40 աստիճան անկյան տակ պահեք: Տեղափոխեք ապլիկատորը մերսման գծերի երկայնքով՝ դեմքի անհրաժեշտ հատվածները մաքրելու համար:
5. «Խորը մաքրում» ռեժիմում մաքրման ընթացակարգը չպետք է տևի 5 րոպեից ավելի:
6. Անջատեք սարքը կամ միացրեք այն հաջորդ ռեժիմում աշխատելու համար:
7. Լվացեք ձեր դեմքը տաք ջրով, մաքրեք ապլիկատորը չոր:
8. Մաքրման պրոցեդուրայից հետո խորհուրդ է տրվում սկսել խոնավացման պրոցեդուրան:
1. Դեմքը մաքրելուց հետո դեմքին հավասարապես քսեք ձեր նախընտրած խնամքի միջոցը:
2. Միացրեք սարքը և նորից սեղմեք կոճակը՝ խոնավության ռեժիմին անցնելու համար:
3. Սարքը շրջեք՝ առջևի կողմը դեպի վեր, այնպես որ մաքրիչի սայրը հարթ լինի մաշկի վրա, այլ ոչ թե հենվի դրա եզրին: Place the applicator against the face and glide gently upwards along the massage lines until the skincare product is fully absorbed.
4. Այս ռեժիմով աշխատելիս խորհուրդ է տրվում պրոցեդուրան սկսել պարանոցից՝ կենտրոնից շարժվելով եզրեր:
5. Շարունակեք մերսումը՝ կզակից շարժվելով դեպի ճակատ, սկրաբերի սայրն անցկացնելով կենտրոնից դեպի ծայրամաս:
6. «Խոնավեցնող» ռեժիմով աշխատանքը կարող է տևել 3-ից 5 րոպե: Ընթացակարգի վերջում անջատեք սկրաբերը՝ երկար սեղմելով «միացնել/անջատել» կոճակը:
7. Սրբեք ապլիկատորը և դրեք սկրաբերը տեղում:

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախականություն	ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ՅՈՒՂՈՏ ՄԱՇԿԻ ՄԱՔՐՈՒՄ / ՊՁՈՒԿՆԵՐ	Երեկոյան խորհուրդ է տրվում. Բուժումից հետո դիմահարդարում մի՛ կիրառեք:	Խորը մաքրում՝ 5 րոպե: Խոնավեցում՝ 5 րոպե: Օգտագործեք այս կարգով. Խոնավեցնող ռեժիմն արդյունավետ է միայն խորը մաքրումից հետո:	Ոչ ավելի, քան շաբաթը մեկ անգամ	3-4 շաբաթ. Վերցրեք 2 շաբաթ ընդմիջում: Կրկնեք 3-4 շաբաթվա դասընթացը և շարունակեք այս ցիկլը:
ԿՈՒՊԵՐՈԶԵ / ՏԵՍԱՆԵԼԻ անոթներ			Ամսական երկու անգամից ոչ ավելի	Ըստ անհրաժեշտության

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Սարքը նախատեսված է անհատական օգտագործման համար: Մի համօգտագործեք սարքը այլ օգտվողների հետ:
2. Չօգտագործել վիրահատությունից հետո մեկ ամսվա ընթացքում կամ դեմքի մաշկի մակերեսին լուրջ արևայրուքների առկայության դեպքում:
3. Մի օգտագործեք բորբոքված կամ վնասված մաշկի վրա:
4. Չօգտագործել աչքի առաջ:
5. Արգելվում է օգտագործել երակային կամ զարկերակային ախտահարում ունեցող հատվածներում, ինչպես նաև թրոմբոֆլեբիտի կամ նախկինում եղած արյան մակարդման խանգարումների դեպքում:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Սարքը երկար ժամանակ մի օգտագործեք մաշկի նույն հատվածում:
2. Սարքը հեռու պահեք բարձր ջերմաստիճանից:
3. Դեմքի իմպլանտների, ատամնաբուժական մետաղական պսակների, քորոցների, բրեկետների առկայության դեպքում, երբ օգտագործում եք, կենտրոնացեք անձնական սենսացիաների վրա: Եթե սարքն օգտագործելիս ցավ կամ անհանգստություն եք զգում, դադարեցրեք այն օգտագործել:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) ուլտրաձայնային մաքրող սարք, (2) մագնիսական ծածկ, (3) USB-տիպի C մալուխ, 4. հրահանգ, (5) պահեստավորման պայուսակ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 100 min

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 10 min

ՈՒԼՏՐՁԱՅՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: 255 kHz

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX4



SARA - 2-ը 1-ում մազերի չորանոց և ուղղիչ

Չոր և թաց մազերի համար

Արագ չորացում

Մազերի ոճավորում և ձևավորում

Նուրբ բուժում

Frizz վերահսկողություն

Հարթեցնում է մազերը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Մազերի վնասում դասական արդուկներով, փափկություն (սառեցման էֆեկտ), ստատիկ էլեկտրականություն, թաց մազերը դնելու դժվարություն, փայլի կորուստ:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ MS պլաստիկ, ABS պլաստիկ:

Քաշ: 441 g (առանց լարի), 657 g (լարով):

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
Չորացում. Ներսում տեղադրված է բարձր արագությամբ շարժիչ (BLDC), որը րոպեում կատարում է 110000 պտույտ: Այն ստեղծում է օդի հզոր հոսք (մինչև 12 m/վրկ): Չորացումը պայմանավորված է ոչ թե բարձր ջերմաստիճանով մազերի «տապակմամբ», այլ մազերի մակերեսից խոնավության ֆիզիկական փչմամբ: Իոնացում. Չորացման ժամանակ առաջանում է բացասական լիցքավորված իոնների հոսք (ավելի քան 30 միլիոն): Մազերը սովորաբար ունենում են դրական լիցք, որը ստիպում է նրանց հեռանալ միմյանցից («փափկամազ» էֆեկտ): Բացասական իոնները չեզոքացնում են այս լիցքը՝ թելերը դարձնելով հնազանդ: ՈՒՂԻՑՈՒՄ. Օդը դուրս է գալիս թիթեղների երկայնքով նեղ անցքերով՝ 45 աստիճան անկյան տակ: Ստեղծվում է ուղղորդված ճնշման ազդեցություն: Երբ սեղմում եք թիթեղները, հոսքը արագանում է՝ մազերի թեփուկները «սեղմելով» լիսեռին: Ջերմության և ուղղորդված օդի ազդեցության տակ թաց մազերի ջրածնային կապերը ժամանակավորապես կոտրվում են և վերածվում ուղիղ ձևի: Քանի որ մազերը փչում են օդով, դրանք չորանում են արդեն ուղղված վիճակում՝ ամրացնելով արդյունքը: Սառը ՕԴ (ՖԻՔՍԱՑՈՒՄ). Վերջնական փուլում սառը օդի հոսքը ակնթարթորեն սառեցնում է տաքացած մազերը՝ «կնքելով» կուտիկուլը: Սա հայելու փայլ է հաղորդում և ոճավորումը կայուն է դարձնում:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Չորացում և ուղղում 2-ը 1-ում: SARA-ն համատեղում է երկու գործառույթները մեկ պրոցեդուրաում՝ նվազեցնելով ընդհանուր կուտակման ժամանակը:
2. Մազերի անվտանգություն. օդի ուղղումը շատ ավելի նուրբ է, քան սովորական արդուկի շիկացած թիթեղների հետ շփումը:
3. անհատական կարգավորում. 3 հոսքի արագություն և 5 ջերմաստիճանի ռեժիմներ թույլ են տալիս ընտրել օպտիմալ խնամք ցանկացած տեսակի մազերի համար:
4. Ունիվերսալ լարում. Լարման լայն շրջանակն ապահովում է սարքի կայուն և անվտանգ շահագործումը աշխարհի ցանկացած կետում:

5. Մասնագիտացված ռեժիմներ DRY և WET. խոհուն կարգավորումներ արդյունավետ աշխատանքի համար ինչպես թաց, այնպես էլ չոր մազերի հետ:
6. Տեղեկատվական LCD էկրան, ապահովում է գործառնական պարամետրերի լիակատար վերահսկողություն առավել հարմարավետ օգտագործման համար:
7. Բազմաֆունկցիոնալ կողպեք-փական, թույլ է տալիս սարքը օգտագործել որպես լիարժեք վարսահարդարիչ ծալված վիճակում:
8. Ինտելեկտուալ դադար. Եթե սարքը չի օգտագործվում 10 վայրկյանից ավելի, այն ավտոմատ կերպով անցնում է սպասման ռեժիմի, իսկ 3 րոպե հետո անջատվում է:
9. Հիշողության ֆունկցիա: Սարքը հիշում է վերջին օգտագործված կարգավորումները՝ թույլ տալով ակնթարթորեն սկսել աշխատել հաջորդ անգամ միացնելուց հետո:
10. Հզոր իոնացում. Գեներատորն արձակում է ավելի քան 30 միլիոն իոններ՝ չեզոքացնելով ստատիկությունը և մազերին հայելու փայլ և մետաքսանման տեսք:
11. Շարժիչի արագությունը. Բարձր արագությամբ շարժիչը (110000 rpm) ստեղծում է հզոր կենտրոնացված հոսք խոնավության ակնթարթային հեռացման համար:
12. Ինքնամաքրման ռեժիմ: Շարժիչի ավտոմատ մաքրման ֆունկցիա՝ առավելագույն փչող հզորությունը պահպանելու և ծառայության ժամկետը երկարացնելու համար:
13. Լարի երկարությունը՝ պրոֆեսիոնալ կամ տնային օգտագործման համար 2 մետրը ապահովում է շարժման ազատություն:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Լրիվ մտցրեք վարսահարդարիչ-ուղղիչ խրոցը վարդակի մեջ: Էկրանի վրա լուսավորվում է OFF պատկերակը, որը ցույց է տալիս, որ սարքն անջատված է:
2. Այս սարքն ունի կողպեք-ֆիքսիչ, որը թույլ է տալիս ուղղիչի թիթեղները պահել ծալված վիճակում: Թիթեղները բացելու համար կողպեքը տեղափոխեք ներքև: Երբ բացվում են, թիթեղները բացվում են, ինչը թույլ է տալիս նրանց միջև մազերի թելեր դնել՝ հարթելու համար:
3. Թիթեղները միասին պահելու համար միացրեք դրանք և կողպեքը տեղափոխեք վերև: Փակ վիճակում սարքն աշխատում է որպես վարսահարդարիչ: Արգելափակված վիճակը նաև ապահովում է սարքի անվտանգ պահպանումն ու տեղափոխումը:
4. Սարքը միացնելու համար սեղմեք միացման/անջատման կոճակը: Թիթեղները բացված դիրքում օդի հոսքը նվազագույն կլինի: Սկսելու համար սեղմեք վարսահարդարիչի ուղղիչը և սկսեք գործել օդի փչման արագությունը:
5. Սեղմելով ռեժիմի ընտրության կոճակը, ընտրեք այն կարգավորումները, որոնց վրա ցանկանում եք սկսել չորացնելը կամ ոճավորումը:
6. WET ռեժիմը նախատեսված է մազերի համար լվանալուց անմիջապես հետո և թույլ է տալիս միաժամանակ չորացնել և ուղղել դրանք:
7. DRY ռեժիմը կենտրոնացած է արդեն չորացած մազերի ձևը հարթելու և ամրացնելու վրա:
8. Ջերմաստիճանի կառավարման կոճակի օգնությամբ սահմանեք Ձեզ անհրաժեշտ պարամետրերը:
9. WET ռեժիմում ներկայացված են ավելի բարձր կարգավորումներ՝ 120 °C, 140 °C և 160 °C խոնավության ինտենսիվ գոլորշիացման և գանգրացման ձևի արագ ձևավորման համար:
10. DRY ռեժիմում հասանելի են հետևյալ ջերմաստիճանները՝ 80 °C, 110 °C և 140 °C՝ արդեն չորացած մազերի գերտաքացումից պաշտպանվելու համար:
11. Ջերմաստիճանի ռեժիմները կարող են արտացոլվել ինչպես Ցելսիուսի, այնպես էլ Ֆարենհայթի աստիճաններով: Աստիճանների ցուցադրման ձևը փոխելու համար երկար ժամանակ սեղմեք ջերմաստիճանի կոճակը 3 վայրկյան:
12. Արագության կառավարման կոճակի օգնությամբ սահմանեք օդի փչման 3 արագություններից 1-ը: Սրբապատկերում ծաղկաթերթերի քանակը փոխկապակցված է արագության արագության հետ՝ թույլ արագություն՝ 1 ծաղկաթերթ, միջինը՝ 2 ծաղկաթերթ, ուժեղ օդի հոսք՝ 3 ծաղկաթերթ:

13. Սեղմեք արագության կոճակը 5 վայրկյան՝ ավտոմատ մաքրման ռեժիմը միացնելու համար: Նախապես հանեք մագնիսական ֆիլտրը: Մաքրումը կտևի 15 վայրկյան, որից հետո այն ավտոմատ կերպով կանջատվի: Զտիչը նորից դրեք տեղում:
14. Սեղմեք սառը օդի կոճակը, եթե ցանկանում եք օգտագործել սառը ռեժիմը:
15. Վարսահարդարիչը միացնելուց հետո, եթե այն գտնվում է բաց վիճակում՝ չօգտագործելով ավելի քան 10 վայրկյան, ավտոմատ կերպով կսկսվի դադարի ռեժիմը, ջերմաստիճանի պատկերակը անընդհատ կբռնկվի: Եթե սարքը 3 րոպեից ավելի անգործուն վիճակում է (դադարի ռեժիմում), ապա այն ավտոմատ կերպով կանջատվի նշված ժամանակից հետո:
16. SARA վարսահարդարիչը հագեցած է հիշողության ֆունկցիայով: Հաջորդ անգամ, երբ սարքը միացվի, այն կսկսվի նույն ռեժիմով և այն կարգավորումներով, որոնք օգտագործվել են վերջին միացման ժամանակ:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Համոզվեք, որ ձեր ձեռքերը չոր են, և ձեր մազերը շատ թաց չեն (դրանք չպետք է ջուր կաթեն): Խորհուրդ է տրվում դրանք նախ սրբիչով չորացնել:
2. Զգուշորեն սանրե՛ք ձեր մազերը լայն ատամներով սանրով՝ հարդարման ժամանակ խճճվելուց խուսափելու համար:
3. Միացրեք վարսահարդարիչի ուղղիչը:
4. Ընտրեք WET ռեժիմ:
5. Սահմանեք ազդեցության ցանկալի ջերմաստիճանը և արագությունը:
6. Սկզբում օգտագործեք SARA-ն կողպված վիճակում (ափսեները փակ են, ամրացնողը շարժվում է դեպի վեր) որպես վարսահարդարիչ՝ արմատները չորացնելու համար:
7. Անկողպեք թիթեղները, կողպեքը ցած իջեցնելով, թելերը թիթեղների միջև դրեք արմատներին հնարավորինս մոտ: Օդի հեռացման համար անցքերը պետք է ուղղված լինեն մազերի ծայրերին: Փակեք թիթեղները, ուղղիչը դանդաղ տանեք դեպի ծայրերը:
8. Եթե շարունակում եք հարդարել չոր մազերի վրա, ընտրեք ՉՈՐ ռեժիմը:
9. Թիթեղների արանքում գանգուր դնել, սեղմել նրանց միջեւ: Օդի հոսքը ավտոմատ կերպով կբարձրանա մինչև ընտրված մակարդակը: Գաջեթը սահուն վարեք մինչև ծայրերը:
10. Ներկառուցված իոնատորի շնորհիվ ստատիկը կչեզոքացվի, իսկ մազի կուտիկուլը կհարթվի հենց շարժման ժամանակ:
11. Մազերի ողջ զանգվածը չորացնելուց հետո միացրեք Սառը ռեժիմը՝ ձևը համախմբելու և մազերին լրացուցիչ փայլ հաղորդելու համար: Սառը օդը կծածկի մազերի թեփուկները, հարդարումը կդարձնի ավելի հարթ և դիմացկուն:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Սարքը օգտագործեք միայն մարդու բնական մազերի երեսարկման համար: Մի օգտագործեք արհեստական մազեր կամ կենդանիների մազեր:
2. Մի օգտագործեք ջեռուցման տարրեր այլ իրեր չորացնելու համար:
3. Արգելվում է օգտագործել լոգարաններում: Երբեք մի օգտագործեք սարքը լոգանքի, ցնցուղի, լցված լվացարանի վրա կամ թաց ձեռքերով:
4. Սարքը մի ընկղմեք ջրի մեջ և մի դրեք այն հոսող ջրի տակ:
5. Սարքը մի օգտագործեք չափազանց թաց մազերի վրա, որոնցից ջուր է կաթում:
6. Մի միացրեք սարքը, եթե սարքը կամ հոսանքի լարը վնասված է: Նաև մի օգտագործեք այն, եթե այն ընկել է, տեսանելի վնասված է կամ ճիշտ չի աշխատում:
7. Եթե սարքն այնքան է վնասվել, որ էլեկտրական մասերը բաց են, անմիջապես անջատեք այն հոսանքի աղբյուրից:

8. Որոշ բժշկական պայմաններով (օրինակ՝ էպիլեպսիա) կամ շարժիչային խանգարումներ (դիսկինեզիա) ունեցող մարդիկ պետք է ձեռնպահ մնան սարքն օգտագործելուց:
9. Այս սարքը նախատեսված չէ սահմանափակ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների), ինչպես նաև անբավարար փորձ և գիտելիք ունեցող անձանց համար, եթե նրանք հսկողության տակ չեն կամ սարքի շահագործման հրահանգներ չեն ստացել:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Խուսափեք սարքի տաքացվող մասերի շփումից աչքերի և մաշկի հետ:
2. Գործողության ընթացքում սարքը մի դրեք փայտե, թղթե կամ գործվածքային մակերեսների վրա: Օգտագործեք միայն հարթ ջերմակայուն մակերես:
3. Գերտաքացումից և հրդեհի վտանգը կանխելու համար երբեք սարքի վրա կամ տակ մի դրեք սրբիչներ կամ նմանատիպ իրեր:
4. Սարքը մի օգտագործեք այրվող հեղուկների կամ գազերի մոտ (օրինակ՝ աերոզոլներ, մուս երեսարկման համար):
5. Թիթեղները վնասվելու դեպքում արգելվում է երեսարկման համար օգտագործել ցանկացած յուղ կամ ցողացիր:
6. Նախքան միացնելը, համոզվեք, որ ցանցի լարումը համատեղելի է այս սարքի հետ: Գործի բռնակի վրա նշվում են դրա ստուգման պարամետրերը:
7. Միշտ հանեք վարդակից վարդակից, եթե աշխատանքի ընթացքում անսարքություն կա, սարքը մաքրելուց առաջ, անջատելուց հետո կամ եթե սարքը չի օգտագործվում:
8. Պաշտպանեք լարը վնասից: Երբեք մի քաշեք լարը ինքնին. բռնեք պատառաքաղից, երբ այն հանվում է վարդակից: Մի փաթաթեք լարը սարքի շուրջը:
9. Վերանորոգումը կարող է իրականացվել միայն լիազորված սպասարկման կենտրոնների կողմից: Մի փորձեք ինքներդ վերանորոգել սարքը, քանի որ դրա մեջ օգտագործողի կողմից սպասարկվող մասեր չկան: Խափանման դեպքում դիմեք սպառողներից պահանջներ ընդունելու լիազորված կազմակերպությանը:
10. Սարքը հագեցած է անվտանգության անջատիչով գերտաքացման դեպքում:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) վարսահարդարիչ, (2) պահեստավորման պայուսակ, (3) հրահանգ, (4) հատվածներ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: 1600 W

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ԼԱՐՈՒՄ: 220-240 V

Շարժիչի արագությունը: 110000 rpm

Արագություն՝ 12 մետր վայրկյան

ՋԵՐՄՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ: ՉՈՐ ռեժիմ՝ 80 °C, 110 °C, 140 °C ԹԱՑ ռեժիմ՝ 120 °C, 140 °C, 160 °C Սառը փչում

ՉԱՓԵՐ (H X W X D): 329×55×38 mm

ԱՂՄՈՒԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿ: 85,6-86,9 dB

Էլեկտրաէներգիայի լարի երկարությունը: 2 m



UMI - ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ԴԵՄՔԻ ՍԿՐԱԲԲԵՐ

Մաքրում

Բարելավում է միկրո շրջանառությունը

Պիլինգ

Բարձրացնում է մաշկի խնամքի կլանումը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ յուղոտ մաշկի ավելացում, լայնացած ծակոտիներ, կոմեդոններ, պզուկներ, անառողջ դեմքի ձանձրալի երանգ, մաշկի առաձգականության կորուստ:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ, սիլիկոն:

Քաշ: 131 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

Բարձր հաճախականության ուլտրաձայնային թրթռումը և դրական իոնները «Խորը մաքրում» ռեժիմում խնամքով մաքրում են մաշկը: Ուլտրաձայնի միջոցով ստեղծված ալիքները նպաստում են էպիդերմիսի վերին շերտի մասնիկների շերտազատմանը՝ հեռացնելով մակերեսային աղտոտիչները և ճարպի կուտակումները:

Խոնավացման ռեժիմում նույն ուլտրաձայնային ալիքները բացասական իոնների հետ միասին մեծացնում են արյան շրջանառությունը և կոլագենի / էլաստինի արտադրությունը, ինչը հանգեցնում է կոսմետիկայի ակտիվ կլանմանը: Այսպիսով խնամքի կոսմետիկայի ազդեցությունն ավելի ընդգծված է:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Դյուրակիր սարք՝ ինդուկցիոն մագնիսական լիցքավորման հիմքով - հարմար է ճանապարհորդել:
2. Մագնիսական ծածկույթը պաշտպանում է սարքի մաքրող մակերեսը, որը թույլ է տալիս պահպանել սարքի օգտագործման հիգիենիկ կանոնները:
3. Սիլիկոնային պատյան փափուկ հպում՝ օգտագործման ընթացքում առավելագույն հարմարավետության համար:
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Սարքը կառավարվում է մեկ կոճակով: Սարքը միացնելու համար սեղմեք միացման/անջատման/ռեժիմի կոճակը:
2. կսկսվի Deep Cleansing ռեժիմը, կվառվի համապատասխան ռեժիմի ցուցիչը:
3. Ռեժիմը կրկին փոխելու համար սեղմեք միացման / անջատման / ռեժիմների կոճակը: Սարքը կսկսի աշխատել «Խոնավեցման» ռեժիմում, համապատասխան ցուցիչը կվառվի:
4. Անջատեք սարքը՝ սեղմելով միացման/անջատման ռեժիմների կոճակը:
5. Սկրաբերի տեւողությունը 5 րոպե է: 5 րոպե աշխատելուց հետո այն ավտոմատ կերպով կանջատվի: Նույնիսկ ռեժիմն անցնելիս սարքի ընդհանուր գործառնական ժամանակը կկազմի 5 րոպե:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.

ՌԵԺԻՄ՝ ԽՈՐԸ ՄԱՔՐՄԱՆ ՌԵԺԻՄ.
1. Օգտագործելուց առաջ հեռացրեք դիմահարդարումը և լվացեք դեմքը մաքրող միջոցով:
2. Լավագույն արդյունքի համար մաշկը պատրաստեք սառը գոլորշու միջոցով՝ օգտագործելով մաքրազերծող գել: Գելը քսեք դեմքին՝ խուսափելով աչքերից: Ծածկեք թաղանթով և թողեք 15 րոպե, ապա սկսեք ուլտրաձայնային մաքրումը: Կարող եք նաև լոսյոն օգտագործել ուլտրաձայնային մաքրման համար, աղի լուծույթ կամ ջերմային ջուր:
3. Միացրեք սարքը:
4. Գործարկեք «Խորը մաքրում» ռեժիմը:
5. Սարքը պահեք առջևի դեմքով դեպի վեր: Մաքուրի սայրը դրեք մաշկի նկատմամբ 40 աստիճան անկյան տակ: Տեղափոխեք ապլիկատորը մերսման գծերի երկայնքով՝ դեմքի անհրաժեշտ հատվածները մաքրելու համար:
6. Սարքն ինքնաբերաբար կանջատվի 5 րոպեից:
7. Լվացեք ձեր դեմքը տաք ջրով:
8. Մաքրիչի սայրը չորացրեք:

Խոնավեցնող ՌԵԺԻՄ.
1. Մաքրումից հետո սկսեք խոնավեցման ընթացակարգը: Շիճուկը հավասարաչափ քսեք դեմքին:
2. Միացրեք սարքը:
3. Անցեք Խոնավեցնող ռեժիմին:
4. Սարքը պահեք առջևի կողմը դեպի ներքև: Մաքրիչի սայրի հարթ մակերեսը դրեք մաշկին, այլ ոչ թե դրա եզրին:
5. Սահեցրեք ապլիկատորը մերսման գծերի երկայնքով դեպի վեր, մինչև մաշկի խնամքի միջոցը լիովին ներծծվի:
6. 5 րոպե անց սարքն ինքնաբերաբար կանջատվի:
7. Սրբեք մաքրիչի սայրը չոր:

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախականություն	ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ՅՈՒՂՈՏ ՄԱՇԿԻ ՄԱՔՐՈՒՄ / ՊՁՈՒԿՆԵՐ	Երեկոյան խորհուրդ է տրվում. Բուժումից հետո դիմահարդարում մի՛ կիրառեք:	Խորը մաքրում՝ 5 րոպե: Խոնավեցում՝ 5 րոպե: Օգտագործեք այս կարգով. Խոնավեցնող ռեժիմն արդյունավետ է միայն խորը մաքրումից հետո:	Ոչ ավելի, քան շաբաթը մեկ անգամ	3-4 շաբաթ. Վերցրեք 2 շաբաթ ընդմիջում: Կրկնեք 3-4 շաբաթվա դասընթացը և շարունակեք այս ցիկլը:
ԿՈՒՊԵՐՈԶԵ / ՏԵՍԱՆԵԼԻ անոթներ			Ամսական երկու անգամից ոչ ավելի	Ըստ անհրաժեշտության

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Չօգտագործել վիրահատությունից հետո մեկ ամսվա ընթացքում կամ դեմքի մաշկի մակերեսին լուրջ արևայրուքների առկայության դեպքում:
2. Մի օգտագործեք բորբոքված կամ վնասված մաշկի վրա:
3. Չօգտագործել աչքի առաջ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Սարքը երկար ժամանակ մի օգտագործեք մաշկի նույն հատվածում:
2. Սարքը հեռու պահեք բարձր ջերմաստիճանից:
3. Դեմքի իմպլանտների, ատամնաբուժական մետաղական պսակների, քորոցների, բրեկետների առկայության դեպքում, երբ օգտագործում եք, կենտրոնացեք անձնական սենսացիաների վրա: Եթե սարքն օգտագործելիս ցավ կամ անհանգստություն եք զգում, դադարեցրեք այն օգտագործել:

ՏՈՒԿԻ ՄԵՋ՝ (1) ուլտրաձայնային մաքրող սարք, (2) մագնիսական ծածկ, (3) անլար լիցքավորման հիմք, (4) օգտագործողի ձեռնարկ, (5) մաքրող շոր:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 5 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: 35 min

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: 5 min

ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: 255 kHz

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX5



VIA GOLD - ԴԵՄՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑՆՈՂ ՍԱՐՔ 3-ՄԻ 1-ՈՒՄ

Նվազեցնում է այտուցը

Սահմանում է V-աձև դեմքի ուրվագծերը

Մաքրում

Բարձրացում

Նվազեցնում է կնճիռները

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ դեմքի ստորին երրորդականի փոփոխություններ, թուլացած ցողուններ, կրկնակի կզակ և ծերացման տեսանելի նշաններ՝ կնճիռներ, թուլացած մաշկ, ընդլայնված ծակոտիներ և թանձր երանգ:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ, մետաղ:

Քաշ: 207,5 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:

Ուլտրաձայնային հետազոտություն և թրթռում - ուլտրաձայնի միջոցով ստեղծված ալիքները նպաստում են էպիդերմիսի վերին շերտի մասնիկների շերտազատմանը, վերացնում մակերեսային աղտոտվածությունը և ճարպի կուտակումները: Վիբրացիան բարձրացնում է այս աղտոտիչները մաշկի մակերեսին:

RF - Ռադիոհաճախական էներգիա, որը տաքացնում է մաշկի խորը շերտը (դերմիսը) մինչև մոտ 40-55 °C, ինչը խթանում է կոլագենի արտադրությունը և բարձրացնում մաշկի առաձգականությունը: Որոշ դեպքերում ջերմությունը կարող է արագացնել նաև ճարպային բջիջների նյութափոխանակությունը (օրինակ՝ երկրորդ կզակի հատվածում): Տնային սարքերում մաշկի մակերեսի ջերմաստիճանը սովորաբար 38-45 °C է՝ անվտանգ օգտագործման համար:

EMS - էլեկտրամիոստիմուլյացիա՝ օգտագործելով ցածր հաճախականության հոսանքները, որոնք ներթափանցում են հյուսվածքների խորքը և առաջացնում մկանների կծկում և անոթային ընդլայնում, արյան և ավշային հոսքի բարելավում, նյութափոխանակության գործընթացների և մաշկի սնուցման խթանում: Արդյունքում տեղի է ունենում դեմքի ակնթարթային բարձրացում, մկանների տոնուսը մեծանում է, դեմքի ուրվագիծը ձգվում է:
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Կոմպակտ սարք, որը միավորում է 3 ամենաարդյունավետ տեխնոլոգիաները:
2. Մագնիսական օղակ մաքրման բարձիկներ տեղադրելու համար SONIC ռեժիմում ավելի մանրակրկիտ մաքրման ընթացակարգի համար:
3. EMS-ի ազդեցության կարգավորելի մակարդակ:
4. Չժանգոտվող պողպատից գնդիկներ՝ որպես էլեկտրոդներ՝ ընթացիկ հաղորդունակությունը բարձրացնելու համար:
5. VIA սարքը Live Organic Awards 2021-ի «Լավագույն գեղեցկություն-գաջեթ» անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Հեռացրեք պաշտպանիչ ծածկը և գլխարկը սարքից:
2. Երկար սեղմելով կոճակը միացնելու/անջատելու/միացնելով ռեժիմները՝ միացրեք մերսիչը:
3. Սարքը ներկայացնում է 3 ռեժիմ՝ 1 - SONIC, 2 - RF, 3 - EMS, որոնք փոխարկվում են նշված հերթականությամբ կոճակի միացման/անջատման/անջատման ռեժիմների կարճ սեղմումով:
4. Անջատելու համար սեղմեք և պահեք միացման/անջատման/ռեժիմի անջատիչի կոճակը:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.

ՁԱՅՆԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄ
1. Հեռացրեք դիմահարդարումը և լվացեք դեմքը մաքրող միջոցով:
2. Տոնիկը քսեք բամբակյա սկավառակի վրա կամ օգտագործեք մաքրող միջադիր:
3. Սկավառակը կամ բարձիկը մագնիսական օղակով ամրացրեք ապլիկատորի վրա:
4. Միացրեք սարքը, ընտրեք SONIC ռեժիմ:
5. Կիրառեք ապլիկատորը ձեր դեմքին, շարունակեք մաքրման պրոցեդուրան՝ մերսման գծերով շարժվելով կզակի ներքևից մինչև ճակատի մազի գիծը: Լավագույն արդյունքի համար խորհուրդ է տրվում մի քանի անգամ մաքրել բոլոր գոտիներում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով T-զոնային:
6. 3 րոպե աշխատելուց հետո սարքն ինքնաբերաբար կանջատվի:
7. Հեռացրեք սկավառակը կամ բարձիկը և մաքրեք ապլիկատորը մաքրող անձեռոցիկով:
8. Լվացեք ձեր դեմքը ջրով:

RF ՌԵԺԻՄ
1. Դեմքին քսեք ջրի վրա հիմնված խնամքի միջոց: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ բաղադրությունը չպետք է պարունակի ագրեսիվ թթուներ կամ յուղեր:
2. Սարքը միացրեք, դրեք RF ռեժիմի:
3. Դանդաղ շարժեք ապլիկատորը դեմքի կենտրոնից կայուն արագությամբ դեպի դուրս: Երկար մի պահեք այն մեկ տեղում:
4. 5 րոպե անց սարքն ինքնաբերաբար կանջատվի:
5. Մաքրող անձեռոցիկով հեռացրեք կոսմետիկայի մնացորդները ապլիկատորից:

EMS MODE
1. Դեմքին քսեք ջրի վրա հիմնված գելման հյուսվածք, որը կապահովի հոսանքների ավելի լավ հաղորդունակություն՝ առավելագույն արդյունքի հասնելու համար:
2. Միացրեք սարքը, դրեք այն EMS ռեժիմի:
3. Ընտրեք EMS հոսանքների ինտենսիվության մակարդակը՝ թույլ կամ ուժեղ, դա անելու համար կրկին սեղմեք միացման/անջատման/անջատման ռեժիմների կոճակի վրա:
4. Գլանափաթեթները դրեք դեմքի եզրագծին, մերսողով քայլեք ներքևից վեր՝ մի փոքր ձգելով մաշկը: Կատարեք պրոցեդուրան 3-5 անգամ՝ մերսման գծերով շարժվելով կենտրոնից դեպի ծայրամաս: Խուսափեք ճակատային հատվածից և աչքերի շուրջ հատվածից:
5. 6 րոպե անց սարքն ինքնաբերաբար կանջատվի:
6. Մաքրող անձեռոցիկով հեռացրեք կոսմետիկայի մնացորդները գլանափաթեթներից:

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մաշկի տեսակ / խնդիր	Օրվա ժամը	Տևողություն և հերթականություն	Հաճախականություն	ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
հոգնած / գրավիտացիոն-ԷԴԵՄԱՏՈՋ ԾԵՐԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿ	Երեկոյան՝ մաքրումից հետո	SONIC մաքրող բարձիկներով՝ 3 րոպե: RF՝ 5-7 րոպե: EMS՝ ցածր մակարդակ - 5 րոպե; բարձր մակարդակ ստորին այտերի և կզակի վրա - 3 րոպե: Օգտագործեք այս հերթականությամբ, ոչ թե միաժամանակ:	Շաբաթը 2-3 անգամ	3 շաբաթ. Վերցրեք 1 շաբաթ ընդմիջում: Կրկնել մինչև 3 ամիս: 6 ամիսը մեկ անգամ:
ՆՈՒՐ ԳԾԵՐՈՎ ՄԱՇԿ	Առավոտյան	SONIC խոնավեցնող/բարձրացնող բարձիկներով՝ 3 րոպե: RF՝ 10 րոպե: 3-րդ շաբաթից՝ EMS՝ ցածր ինտենսիվություն, 5-7 րոպե:	RF և SONIC. 1-ին շաբաթը երկու անգամ, այնուհետև 2-րդ շաբաթից շաբաթական 3 անգամ: EMS՝ շաբաթական երկու անգամ:	10 շաբաթ. Վերցրեք 2-3 շաբաթ ընդմիջում: Կրկնել 10-շաբաթյա դասընթացը: 6 ամիսը մեկ անգամ:
ՊԱՐԶ	Առավոտյան	SONIC խոնավեցնող/բարձրացնող բարձիկներով՝ 3 րոպե: RF՝ 10-15 րոպե: EMS՝ ցածր մակարդակ - 5 րոպե: Բուժումից հետո կարմրությունը կարող է առաջանալ և նորմալ է: Մի բուժեք պարանոցի կենտրոնը վահանաձև գեղձի վրա:	Շաբաթը 2-3 անգամ	10 շաբաթ. Վերցրեք 2-3 շաբաթ ընդմիջում: Կրկնել 10-շաբաթյա դասընթացը: 6 ամիսը մեկ անգամ:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Արգելվում է սարքի օգտագործումը մարմնում էլեկտրոնային իմպլանտների առկայության դեպքում, սրտի ռիթմավարի առկայության դեպքում:
2. Այս սարքը չպետք է օգտագործվի այն անձանց կողմից, ովքեր վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ենթարկվել են որովայնի վիրահատության կամ երկարատև արևի լույսի տակ են հայտնվել:
3. Այս սարքը չպետք է օգտագործվի վնասված մաշկ, թրմած, այրվածքներ, սպիներ և էլեկտրամագնիսական ազդեցությունների նկատմամբ զգայուն մարդկանց կողմից:
4. Խորհուրդ չի տրվում օգտագործել ատամնաբուժական մետաղակերամիկական կամ կերամիկական պսակների, իմպլանտների, բրեկետների առկայության դեպքում, ինչպես նաև ատամների զգայունության բարձրացման դեպքում:
5. Այս սարքը չպետք է օգտագործեն արյան հիվանդություններ, տուբերկուլյոզ, ներքին օրգանների հիվանդություններ, չարորակ ուռուցքներ, արյան բարձր ճնշում, մարմնի բարձր ջերմաստիճան, դեմքի նեվրալգիա ունեցող անձինք:
6. Մերսող սարքի օգտագործման ժամանակ չի կարելի կրել արհեստական մանրաթելից պատրաստված հագուստ:
7. Սարքը մի օգտագործեք EMS ռեժիմով աչքերի, բերանի, վահանաձև գեղձի, պլաստիկ վիրահատությունների, վնասվածքների հետքերի վայրերում:

8. Սարքը մի օգտագործեք աչքերի շուրջ զգայուն հատվածի վրա, քանի որ այնտեղ մաշկը բարակ է և նուրբ:
9. Սարքը մի օգտագործեք լորձաթաղանթի վրա (օրինակ՝ քթի, բերանի, սեռական օրգանների ներսում), քանի որ դա կարող է առաջացնել տեղային գրգռում:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Աշխատանքային սարքը մի թողեք առանց հսկողության:
2. Բարձր ջերմաստիճանի դեպքում մի օգտագործեք մերսող:
3. Սարքը ինքներդ մի ապամոնտաժեք:
4. Մի միացրեք լիցքավորման ժամանակ:
5. Սարքին հարվածելուց կամ ընկնելուց հետո, նախքան օգտագործելը շարունակելը, ստուգեք՝ արդյոք վնաս կա:
6. Ուշադրություն դարձրեք խրոցակի և հոսանքի մալուխի ամբողջականությանը՝ էլեկտրական ցնցումներից խուսափելու համար:
7. Օգտագործելուց առաջ հեռացրեք ժամացույցները, ակնոցները և այլ իրեր, որոնք ունեն մետաղական մասեր:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) սարք, (2) EMS գլանափաթեթ, (3) մագնիսական օղակ ապլիկատորի վրա, (4) USB-C մալուխ լիցքավորման համար, (5) հրահանգ, (6) անձեռոցիկ,
7. պահեստային պայուսակ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Լիցքավորման ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 h

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: SONIC ռեժիմ - 150 րոպե; RF ռեժիմ - 40 րոպե; EMS ռեժիմ - 2700 րոպե

ՍՄԱՐԹ ԺԱՄԻՉ: • SONIC ռեժիմ - 3 րոպե • RF ռեժիմ - 5 րոպե • EMS ռեժիմ - 6 րոպե

ԸՆԹԱՑԻԿ: SONIC ռեժիմ - 100-400 mA • RF ռեժիմ - 200-2800 mA • EMS ռեժիմ - 3-30 mA

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ:
• SONIC 3 MHz +/-10%
• RF ռեժիմ 1 MHz

EMS հաճախականությունը: 2,91 ԿՀց

ԱԼԻՔԻ ՁԵՎ: ուղղանկյուն ալիքի ձև

ՋՐԱԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: IPX6



YUKI - IPL ՄԱԶԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔ ՍՈՌՑՈՂՈՎ

Հեռացնում է անցանկալի մազերը

Դանդաղեցնում է մազերի աճը

Պաշտպանում է այրվածքներից և ցավից

Հարթ մաշկ

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ մազահեռացում.

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ, PC պլաստիկ:

Քաշ: 298 գ.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
Սարքն ապահովում է անցանկալի մազերի արագ, անվտանգ և ցավազերծ հեռացում առաջադեմ IMPULSIVE LIGHT (IPL) տեխնոլոգիայի օգնությամբ: Երկու իմպուլսային ճառագայթման ռեժիմի շնորհիվ առաջանում է ֆոտոնների բարձր էներգիայի սուպերպոզիցիա, որն արդյունավետորեն գործում է անմիջապես մազի ֆոլիկուլի վրա՝ դանդաղեցնելով մազերի աճը: IPL TECHNOLOGY-ն հարմար է բնական սև, շագանակագույն, մուգ շիկահեր մազերի համար: Այն կարող է ավելի քիչ արդյունավետ լինել սպիտակ, բաց, կարմիր կամ մոխրագույն մազերի վրա:

Շափյուղայի սառույցի սառեցման նորարարական տեխնոլոգիան արդյունավետորեն նվազեցնում է ջերմաստիճանը ազդեցության գոտում՝ պաշտպանելով էպիդերմիսը այրվածքներից և ամբողջությամբ ազատելով ցավից:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Փոխադրելիություն. հարմար է ճամփորդությունների ժամանակ. սարքը թեթև է, կոմպակտ և շատ տեղ չի զբաղեցնում ուղեբեռում:
2. Սառեցնող շափյուղա ծածկույթ. սառեցնում է մաշկը բռնկման ժամանակ՝ նվազագույնի հասցնելով անհարմարությունը և պաշտպանելով այրվածքներից:
3. 5 սնուցման ռեժիմ. թույլ է տալիս հեշտությամբ ընտրել անվտանգ և արդյունավետ ինտենսիվություն տարբեր տեսակի մաշկի և զգայուն տարածքների համար:
4. Ձեռքով և ավտոմատ ռեժիմներ. ձեռնարկը հարմար է կետային մշակման համար (դեմք, բիկինի), իսկ ավտոմատը՝ մեծ տարածքների (ոտքեր, ձեռքեր) արագ մազահեռացման համար:
5. Անսահմանափակ թվով բռնկումներ. ամրություն՝ առանց փոխարինող փամփուշտներ գնելու անհրաժեշտության, ռեսուրսը կբավարարի տարիներ օգտագործելու համար:
6. Ջերմաչափ՝ շարունակաբար վերահսկում է սարքի և մաշկի ջերմաստիճանը՝ կանխելով գերտաքացումը և ապահովելով անվտանգությունը:
7. Երկու զարկերակային ռեժիմ ընտրելու հնարավորություն. սարքն արտադրում է բուժման մեկ ցիկլում 2 փայլատակման բարձր արդյունավետ կիրառում՝ ավելի խորը ազդելով մազի ֆոլիկուլի վրա:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՑՆԵՐ.
1. Միացրեք սնուցման ադապտորի լարը ֆոտոէպիլյատորի մարմնի համապատասխան միակցիչին:
2. Տեղադրեք հոսանքի ադապտեր վարդակից մինչև կետը վարդակից:
3. Կարևոր է. անպայման կրեք հավաքածուի մեջ ներառված անվտանգության ակնոցները՝ տեսողության օրգանները լույսի փայլատակումից պաշտպանելու համար:
4. Սարքը գործարկելու համար սեղմեք և պահեք միացման կոճակը 2 վայրկյան: Այս դեպքում կսկսվի ներկառուցված հովացման օդափոխիչը (դուք կլսեք բնորոշ ձայն):
5. Լռելյայնորեն սարքը գործարկվում է ինտենսիվության նվազագույն 1-ին մակարդակից: Կարճ սեղմելով միացման/մակարդակի կոճակը, կարգավորեք հզորությունը: Որքան բարձր է մակարդակը, այնքան ավելի ուժեղ է լույսի զարկերակը և այնքան արագ է ստացվում էֆեկտը: Գործընթացը սկսեք ցածր մակարդակներով, աստիճանաբար ավելացնելով դրանք, քանի որ մաշկը հարմարվում է:
6. Ռեժիմի լույսի ցուցիչ. Երբ սարքը միացված է, բայց աշխատանքային մակերեսը չի շփվում մաշկի հետ, ցուցիչը անընդհատ փայլում է. այս վիճակում անվտանգության նկատառումներից ելնելով արգելափակվում է ֆլեշի արտադրությունը: Հենց որ աշխատանքային մակերեսը սերտորեն դիպչում է մաշկին, ցուցիչը սկսում է թարթել: Սա ազդանշան է տալիս, որ կոնտակտը հաջողությամբ հաստատվել է, և սարքը պատրաստ է աշխատել. կոճակը սեղմելիս կհայտնվի բռնկում (մեկ կամ կրկնակի զարկերակ՝ կախված ընտրված ռեժիմից):
7. Ընտրեք սարքի աշխատանքի ցանկալի ռեժիմը.
Ձեռքով և ավտոմատ լուսարձակման ռեժիմներ. ֆոտոէպիլյատորն առաջարկում է ֆլեշի երկու ձևաչափ տարբեր առաջադրանքների և տարածքների համար: Նրանց միջև անցնելու համար պահեք ֆլեշ կոճակը 2 վայրկյան, մինչ պատուհանը ուղղված է մաշկից հեռու և սեղմված չէ դրա վրա:
Սարքի պատուհանը ուղղված է դեպի կողմը և չի դիպչում մաշկին.
• Ավտոմատ ռեժիմ (շողշողում է լուսաբռնկման պատրաստության ցուցիչը) - սարքը ինքնուրույն զարկերակ է առաջացնում շափյուղայի պատուհանի մարմնի հետ յուրաքանչյուր ամուր շփման ժամանակ, ամեն անգամ կոճակը սեղմելը պարտադիր չէ: Այս ռեժիմը նախատեսված է մեծ տարածքների արագ և շարունակական բուժման համար (օրինակ՝ ոտքերը, ձեռքերը, որովայնը կամ մեջքը): Այն խնայում է ժամանակը և նվազեցնում է ձեռքերի հոգնածությունը ընթացակարգի ընթացքում:
Ձեռնարկի ռեժիմ (ֆլեշի պատրաստության ցուցիչը անընդհատ այրվում է) - բռնկումը խստորեն գործարկվում է, երբ գիտակցաբար սեղմում եք ֆլեշ կոճակը: Այս ռեժիմը նախատեսված է մանր կամ ռելիեֆային տարածքների մանրակրկիտ, նուրբ և տեղում ուսումնասիրելու համար, որոնք պահանջում են առավելագույն հսկողություն (օրինակ՝ դեմք, առանցքակալներ, բիկինիի գոտի):
Մեկ/երկակի զարկերակ. սեղմեք և պահեք ֆլեշ կոճակը միաժամանակ և միացման կոճակը 2 վայրկյան.
- Եթե ռեժիմի ցուցիչը չի այրվում, ապա ակտիվ է մեկ զարկերակ (մեկ սեղմման / շփման համար 1 բռնկում): - Եթե ցուցիչը բռնկվում է, երկու զարկերակային ռեժիմը միացված է. սարքը արտադրում է բարձր արդյունավետ սուպերպոզիցիա՝ 2 փայլատակում մեկ վերամշակման ցիկլի համար՝ ավելի խորը ազդելով մազի ֆոլիկուլի վրա:
Սառեցման ռեժիմ (Sapphire ice care). ձեռքով բռնկման ռեժիմում (կանխադրված է սկզբից), առանց ճառագայթման կոճակը սեղմելու, սերտորեն սեղմեք շափյուղայի ապակին մաշկին: Այս ռեժիմն օգտագործվում է որպես սառույցի անկախ կոմպրես՝ մաշկը արագ հանգստացնելու, գրգռվածությունը թեթևացնելու կամ զգայուն տարածքները հետագա մազահեռացման համար պատրաստելու համար:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ. առանց լուսաբռնկման հովացման ռեժիմն օգտագործելիս սեղմեք ինտենսիվության մակարդակի անջատիչի կոճակը առնվազն 5 րոպեն մեկ, որպեսզի սարքը մնա ակտիվ: Հակառակ դեպքում, ավտոմատ անջատման գործառույթը կաշխատի:
8. Սարքն անջատելու համար սեղմեք և պահեք անջատման կոճակը 2 վայրկյան: Օդափոխիչը կշարունակի աշխատել ևս 15 վայրկյան՝ ներքին տարրերը անվտանգ սառեցնելու համար:
9. Օդափոխիչն ամբողջությամբ դադարեցնելուց հետո անջատեք ադապտերը ցանցից:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
Առաջին պրոցեդուրայից առաջ անցեք մաշկի զգայունության թեստ: Ընտրեք մաշկի փոքր տարածք բուժման համար նախատեսված տարածքում: Ակտիվացրեք 3-րդ ինտենսիվության մակարդակը և կատարեք երկու բռնկում (երկու զարկերակային ռեժիմում): 30 րոպե հետո գնահատեք կայքի վիճակը: Եթե մաշկը նորմալ տեսք ունի, ապա սարքը կարող է օգտագործվել: Եթե կա ուժեղ կարմրություն կամ այտուց, հետաձգեք ընթացակարգը և 24 ժամ հետո ստուգեք տարածքը: ՄԱԶԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
1. Նախապատրաստում. ամբողջությամբ սափրեք մազերը բուժվող հատվածում, մաքրեք մաշկը և չորացրեք:
2. Դրեք ակնոցներ, միացրեք սարքը և կարգավորեք համապատասխան հզորությունը և ռեժիմը:
3. Ճառագայթային պատուհանը 90° անկյան տակ ամուր սեղմեք մաշկին: Համոզվեք, որ մաշկի և շափյուղայի ապակու միջև բացեր չկան:
4. Ձեռքի ռեժիմում սպասեք լուսային ազդանշանի պատրաստությանը և սեղմեք ֆլեշ կոճակը: Սարքը տեղափոխեք հաջորդ բաժին: Ավտոմատ ռեժիմում ֆլեշն ինքնին կաշխատի մաշկի հետ սերտ շփման մեջ:
5. Մեկ նստաշրջանի ընթացքում այրվածքներից խուսափելու համար կարելի է ոչ ավելի, քան 2-3 բռնկում ուղղել մաշկի նույն կետային հատվածին: Եթե ֆոտոէպիլյատորը անշարժ պահում եք մեկ տեղում, շարունակական ճառագայթումը արգելափակվում է 8 վայրկյան հետո:
6. Առաջարկություն. մի գոտու բուժումից հետո բուժված մաշկին խորհուրդ է տրվում 1-2 րոպե քսել շափյուղա սառեցնող մակերես և հետո միայն անցնել հաջորդ գոտի:
7. Հետագա խնամք. Պրոցեդուրայի վերջում ձեր մաշկին քսեք հանգստացնող ալոե վերայի գել կամ մեղմ խոնավեցնող միջոց: Մի օգտագործեք ալկոհոլ կամ նյարդայնացնող կոսմետիկա: Եթե զգում եք թեթև այրման սենսացիա, կիրառեք սառը կոմպրես 30-60 րոպե:

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.
1 - ԱՄԻՍ. Օգտագործեք սարքը 1 անգամ 3-5 օրվա ընթացքում: Մազերի արտաքին կառուցվածքը և մաշկի վիճակը տեսողականորեն չեն փոխվում: 2-րդ ամիս. սարքն օգտագործել շաբաթական 1 անգամ: Մազերը սկսում են նկատելիորեն նոսրանալ և ավելի փափուկ դառնալ, սև լամպերը սկսում են թափվել լվացման ժամանակ: 3-րդ ամիս. օգտագործեք սարքը 1 անգամ 15 օրվա ընթացքում: Նոր մազերի աճը գրեթե ամբողջությամբ ճնշված է, մնացած միայնակ մազերը հեշտությամբ հեռացվում են: 4-րդ ամիս. օգտագործեք սարքը 1 անգամ 30 օրվա ընթացքում: Մազերը դադարում են աճել, ձեռք է բերվում մաշկի կատարյալ հարթության երկարատև ազդեցություն:

Խնամքի պահպանում (Հետևյալ ընթացակարգեր). Մազահեռացումը տնային ֆոտոէպիլյատորով երկարատև գործընթաց է: Հիմնական 4-ամսյա դասընթացն ավարտելուց հետո մարմնի որոշ հատվածներ կարող են ընդհանրապես կարիք չունենալ հետագա խնամքի: Այլ ոլորտների համար, կախված մարմնի անհատական առանձնահատկություններից, անհրաժեշտ է իրականացնել հազվադեպ սպասարկման սեանսներ 6, 9 կամ 12 ամիս ընդմիջումներով՝ արդյունքը համախմբելու համար: Կրկնել ինտենսիվ դասընթացը ամեն շաբաթ այլևս անհրաժեշտ չէ:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Շատ մուգ, ուժեղ պիգմենտավորված մաշկի դեպքում սարքն օգտագործելն արգելվում է: Մուգ երանգի մաշկ ունեցող օգտվողները պետք է սկսեն ինտենսիվության 1-ին մակարդակից:
2. Հղիության, հղիության պլանավորման և կրծքով կերակրման ժամանակ օգտագործելուց առաջ խորհուրդ է տրվում խորհրդակցել մասնագետի հետ:
3. Արգելվում է օգտագործել մաշկի լուսազգայունության և լուսազգայուն դեղամիջոցներ ընդունելու ժամանակ:
4. Մի օգտագործեք սարքը, եթե բուժման տարածքում կան մաշկի բորբոքումներ, ալերգիաներ, էկզեմա կամ վարակներ:
5. Արգելվում է բուժել այն հատվածները, որոնց մեջ ներարկվել են ֆիլերներ, ներարկումներ կամ տոքսիններ (բոտոքս):
6. Արգելվում է սարքն անմիջապես օգտագործել դաջվածքների, մշտական դիմահարդարման, խոշոր պեպենների, խալերի, պիգմենտային բծերի կամ գորտնուկների վրա:
7. Արգելվում է օգտագործել լորձաթաղանթների և մաշկի նուրբ հատվածների՝ ականջների, պարանոցի, խուլերի, սեռական օրգանների, հետանցքի և շուրթերի վրա:
8. Մի օգտագործեք սարքը ինտենսիվ բնական արևայրուքից, սոլյարի այցելելուց կամ ինքնարևայրուքի քսուքներ քսելուց հետո:
9. Մի փորձեք ինքնուրույն ապամոնտաժել, վերանորոգել կամ փոփոխել ֆոտոէպիլյատորի դիզայնը:
10. Հոսանքի լարը, պատառաքաղը վնասվելու կամ կայծեր հայտնաբերելու, կառուցվածքային տարրերի կարմրության դեպքում անհապաղ դադարեցրեք օգտագործումը և դիմեք լիազորված կազմակերպությանը:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Սարքը հեռու պահեք սրտի ռիթմավարներից, դեֆիբրիլյատորներից, բանկային քարտերից և պահեստավորման սարքերից:
2. Թույլ մի՛ տվեք, որ ջուր ընկնի սարքի կամ ադապտերի վրա: Մի՛ օգտագործեք լոգարանում կամ լվացարանի մոտ: Սարքին մի՛ դիպչեք թաց ձեռքերով:
3. Սարքը նախատեսված է խիստ 18 տարեկանից բարձր անձանց համար: Սարքը անհասանելի պահեք երեխաների համար:
4. Մի փակեք օդանցքները շահագործման ընթացքում. դա կհանգեցնի գերտաքացման:
5. Ջերմային պաշտպանություն՝ սարքը հագեցած է ներկառուցված ջերմային սենսորով: Եթե սարքի ներքին ջերմաստիճանը գերազանցի նորմը, ապա պաշտպանիչ մեխանիզմը կաշխատի, և ֆոտոէպիլյատորն ինքնաբերաբար կդադարի աշխատել: Այս դեպքում անջատեք այն ցանցից, թողեք սառչի 10 րոպե, որից հետո սարքը կրկին պատրաստ կլինի անվտանգ օգտագործման:
6. Սարքը մի օգտագործեք դյուրավառ գազեր, աերոզոլներ կամ մաքուր թթվածին պարունակող միջավայրում:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) ֆոտոէպիլյատոր, (2) հոսանքի ադապտեր, (3) անվտանգության ակնոց, 4. միանգամյա օգտագործման ածելի, 5) օգտագործման ձեռնարկ, 6) պահեստավորման պայուսակ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

ՉԱՓԵՐ (H X W X D): 172×65×40 mm

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: 64,8 W

ԳՈՐԾՈՒՄ Է ԼԱՐՄԱՆ: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Լույսի աղբյուր՝ ինտենսիվ իմպուլսային լույս (IPL)

ԱԼԻՔԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: 550-1200 nm (սխալը 20 nm)

Իմպուլսային ռեժիմ՝ մեկ իմպուլս/կրկնակի իմպուլս

ՖԼԵՇԻ ՀԱՇՎԱՐԿ: >999000 իմպուլսներ

ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ խտություն: 5.1 J/cm

ԲՈՒԺՄԱՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔ: 3,3 cm2



YUTO+ - ՄԱԶԵՐԻ ՖԵՆ ԴԻՖՈՒԶԵՐՈՎ

Արագ չորացում

Արդյունավետ ոճավորում

Frizz վերահսկողություն

Հակաստատիկ ազդեցություն

Պահպանում է մազերի առողջ փայլը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ թաց մազեր, մազերի բնական չորացումից հետո անձև հարդարում, մազերի ավելորդ փափկություն և էլեկտրականացում:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ ABS պլաստիկ, PC պլաստիկ:

Քաշ: 360 g.

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ:
Օդի հոսքի 3 արագությունը և ջերմաստիճանի 3 մակարդակը թույլ են տալիս ընտրել հարմարավետ չորացման կարգավորում: Սառը օդը օգնում է սանրվածքը դնել:

Իոնացման ֆունկցիան օդը հագեցնում է բացասական իոններով, ինչը թույլ է տալիս հեռացնել ստատիկ էլեկտրականությունը:

Ավտոմատ մաքրման գործառույթը նախատեսված է մաքրելու ֆիլտրը աղտոտիչներից առանց լրացուցիչ ջանքերի:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Ծալովի կառուցվածք:
2. Գերթեթեւ - 360 g.
3. Վարդակի տրամագիծը 42,4 mm:
4. Երկար լարը 2 m է:
5. Աղմուկի ցածր մակարդակ՝ մինչև 64 dB:
6. 3 ջերմաստիճանային ռեժիմ՝ ցածր՝ 50 °C, միջին՝ 70 °C, բարձր՝ 110 °C:
7. Հավաքածուի մեջ 3 վարդակ. մեկը ընդլայնված վարդակով մազերը չորացնելու համար թույլ է տալիս մազերին ավելի մեծ ծավալով օդ քսել՝ արագ չորանալու համար, երկրորդը՝ խտացված օդի ընդունման համար հարդարելու նեղ վարդակ օգտագործվում է մազերի հարդարման համար, երրորդը՝ գանգուր մազերը չորացնելու համար դիֆուզոր: Վարդակները մի դիրքում ամրացվում են մագնիսներով:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՅՁՆԵՐ.
1. Տուփի մեջ վարսահարդարիչը պահվում է ծալված դիրքում, որպեսզի բացվի վարսահարդարիչը, վերցրեք այն հիմքից և պահելով աջ ձեռքով, բռնակը թեքեք ձեզնից հեռու ուղղությամբ:
2. Վարսահարդարիչի խրոցը մտցրեք վարդակից մինչև կետը, տեղադրեք ցանկալի վարդակը: YUTO վարսահարդարիչի վարդակները մագնիսական են, դրանք ավտոմատ կերպով ձգվում են և մտնում օդի ելքի անցքը: Վարդակը հեռացնելու համար քաշեք այն:

3. Միացնելու համար սեղմեք միացման/անջատման կոճակը: Երբ չորանոցն առաջին անգամ միացված է, այն ավտոմատ կերպով միանում է ամենացածր ջերմաստիճանից և նվազագույն արագությունից: Ջերմաստիճանի մակարդակի 1 լուսային ցուցիչ և արագության մակարդակի 1 ցուցիչ կլուսավորվի:
4. Կարգավորեք օդի հոսքի արագությունը: YUTO վարսահարդարիչն ունի 3 արագության մակարդակ՝ ցածր, միջին և բարձր: Արագության կառավարման կոճակի վրա մեկ սեղմումով փոխվում է ընտրված ռեժիմին համապատասխանող Լույսի ցուցիչների մակարդակը:
5. Կարգավորեք փչված օդի ջերմաստիճանը: YUTO վարսահարդարիչում կա ջերմաստիճանի 3 մակարդակ՝ ցածր, միջին և բարձր: Ջերմաստիճանի կառավարման կոճակի վրա մեկ սեղմումով փոխվում է մակարդակը: Լույսի ցուցիչները, որոնք համապատասխանում են ընտրված ռեժիմին, լուսավորվում են:
6. YUTO վարսահարդարիչում ներկայացված է հիշողության ֆունկցիան: Առաջին միացման ժամանակ և՛ արագության, և՛ ջերմաստիճանի ռեժիմները կգործարկվեն նվազագույն մակարդակով, սակայն հետագա ընդգրկումներով վարսահարդարիչը կսկսի աշխատել վերջին օգտագործված ռեժիմով:
7. Սառը օդի ռեժիմը միացնելու համար սեղմեք սառը օդի կոճակը: Սառը օդի ռեժիմն անջատելու համար կրկին սեղմեք կոճակը: Դուք կվերադառնաք նախկին ջերմաստիճանին: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ սառը օդի ռեժիմը նույնպես կարելի է անջատել՝ սեղմելով ջերմաստիճանի վերահսկման կոճակը:
8. Վարսահարդարիչը հագեցած է ավտոմատ մաքրման ֆունկցիայով՝ վարսահարդարիչի ներքին բաղադրիչները մաքրելու համար: Միաժամանակ սեղմեք ջերմաստիճանի և հոսքի վերահսկման կոճակները, երբ չորանոցը գտնվում է աշխատանքային վիճակում: Շարժիչը կսկսի աշխատել հակառակ ուղղությամբ՝ օդը դուրս մղելով օդի ընդունման անցքից և մաքրելով: Ավտոմաքրման ժամանակ սեղմեք ցանկացած կոճակ՝ վարսահարդարիչի ստանդարտ աշխատանքային ռեժիմին վերադառնալու համար: Ինքնամաքրման ռեժիմն անջատվում է 15 վայրկյան հետո:
9. Անջատելու համար կոճակը տեղափոխեք OFF դիրքի: Նկատի ունեցեք, որ YUTO վարսահարդարիչն ունի հետաձգված ավարտ: Վարսահարդարիչի ակնթարթային անջատման դեպքում շարժիչը վնասելու մեծ վտանգ կա, ինչը կնվազեցնի վարսահարդարիչի օգտագործումը: Հետաձգված ավարտը պաշտպանում է շարժիչը վնասից և երկարացնում է դրա ծառայության ժամկետը և, համապատասխանաբար, վարսահարդարիչի ծառայության ժամկետը:
10. Ծալեք վարսահարդարիչը և հանեք այն վարդակից: Տեղադրեք չորանոցը մեկուսացված մակերեսի վրա, թող սառչի: Հեռացրեք այն չոր, մաքուր պահեստային տարածք:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Տեղադրեք չորացման վարդակ: Միացրեք չորանոցը, կարգավորեք ջերմաստիճանը և օդի հոսքի արագությունը:
2. Սկսեք մազերը չորացնել արմատային գոտուց՝ օդի հոսքն ուղղելով դեպի մազերի արմատները, բայց ոչ՝ դեպի գլխամաշկը: Ծավալ ձեռք բերելու համար վարսահարդարիչն ուղղեք մազերի բնական աճի դեմ:
3. Հաջորդը չորացրեք հիմնական երկարությունը՝ մազերը բաժանելով գոտիների, օդի հոսքի ուղղությունը վերևից ներքև:
4. Փոխեք չորացման վարդակը ոճավորող վարդակով: Ընտրեք առանձին թել, թելքի տակ դրեք շղարշ կամ սանր, վերևում՝ վարդակն անկյան տակ դնելով մազերին, դանդաղ քայլեք վարսահարդարիչով:
5. Ուղղելու համար քայլեք թելերի երկայնքով սառը օդի ռեժիմով:
6. Անջատեք վարսահարդարիչը և անջատեք այն վարդակից:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Այս վարսահարդարիչը նախատեսված է գլխամաշկի մազերը չորացնելու համար: Մի օգտագործեք այս սարքը ձեր մազերը չորացնելուց բացի որևէ այլ նպատակով:
2. Սարքը մի օգտագործեք ձեր աչքերի, մաշկի կամ ջերմության նկատմամբ զգայուն այլ մակերեսների վրա:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ.
Վարսահարդարիչի վարդակները պարունակում են մագնիսներ: Հեռու պահեք սրտի ռիթմավարներից, դեֆիբրիլյատորներից, բանկային քարտերից և պահեստավորման սարքերից:
1. Մի օգտագործեք վարսահարդարիչ լոգարանի, լվացարանի կամ ջրի այլ բաքերի մոտ:
2. Սարքը մի օգտագործեք լոգանք ընդունելիս:
3. Սարքը մի դրեք կամ գցեք ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ:
4. Եթե սարքն ընկնում է ջրի մեջ, անմիջապես անջատեք այն վարդակից: Մի դիպչեք ջրին.
5. Սարքի ոչ մի հատվածի մի դիպչեք թաց ձեռքերով:
Այրվածքների, էլեկտրական ցնցումների, հրդեհի, վնասվածքների ռիսկը նվազեցնելու համար.
1. Եթե չորանոցը չի օգտագործվում, անջատեք այն ցանցից: Թողեք սառչի և պահեք ապահով չոր տեղում:
2. Օգտագործման ընթացքում վարսահարդարիչը տաքանում է: Մի դիպչեք աչքերին կամ տաքացված մակերեսների անպաշտպան մաշկին:
3. Մի դրեք տաք վարսահարդարիչը ուղղակիորեն որևէ այլ մակերեսի վրա, բացի ջերմային տակդիրից կամ այլ հարմար մակերեսից:
4. Սարքը մի թողեք ցանցում առանց հսկողության: Խիստ հսկողություն է պահանջվում, երբ սարքն օգտագործում են երեխաներ կամ երբ այն օգտագործվում է երեխաների կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մոտ:
5. Օգտագործեք այս սարքը միայն իր նպատակային նպատակների համար և ինչպես նկարագրված է սույն ձեռնարկում:
6. Մի օգտագործեք այս սարքը, եթե հոսանքի լարը կամ պատառաքաղը վնասված է:
7. Մի քաշեք, ցնցեք, ձգեք, ոլորեք կամ կտրուկ թեքեք հոսանքի լարը, հատկապես խրոցակի մոտ: Սա կարող է վնասել կամ կոտրել լարը: Զգուշորեն վարվեք դրա հետ և հեռու պահեք տաք մակերեսներից: Մի փաթաթեք լարը սարքի շուրջը:
8. Սարքը մի գցեք և օտար առարկաներ մի մտցրեք սարքի անցքերի մեջ:
9. Այս սարքում օգտագործվում է չբուժվող ջերմային ապահովիչ, որը նախատեսված է գերտաքացումից խուսափելու համար: Եթե աշխատանքի ընթացքում սարքն անջատվում է, և երկրորդ լուսադիոդը (ջերմաստիճանի ռեժիմներ) թարթում է, անջատեք սարքը վարդակից և թողեք, որ սառչի:
10. Արգելվում է սարքը պահել բարձր խոնավությամբ վայրերում:
11. Սարքի օդափոխման բացվածքներում մազեր կամ մազեր մի թողեք:
12. Սարքը մի դրեք մակերեսին, երբ այն աշխատանքային վիճակում է:
13. Անմիջապես դադարեցրեք օգտագործումը և անջատեք սարքը վարդակից, եթե սարքը անսարք է կամ շատ տաքացել է:

ՏՈՒՂԻ ՄԵՋ՝ (1) վարսահարդարիչ, (2) չորանոց, (3) ոճավորող վարդակ, (4) դիֆուզոր, 5. հրահանգ, (6) պահեստավորման տոպրակի.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ:

Շարժիչի արագությունը: 110000 rpm

Արագությունը՝ 32լ/վրկ

ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ արագություն.
• Ցածր արագություն՝ 80000 պտույտ րոպեում
• Միջին արագությունը՝ 95000 պտույտ րոպեում
• Բարձր արագություն - 110000 պտույտ րոպեում

ՋԵՐՄՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ: • ցածր ջերմաստիճան - 50 °C • միջին ջերմաստիճան - 70 °C • բարձր ջերմաստիճան - 110 °C



Աքսեսուարներ



RENGA GOLD - ԿՈՍՄԵՏԻԿ պայուսակ

Կազմակերպում է մաշկի խնամք և կոսմետիկա

Պահպանում տանը և շարժման մեջ

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ անկանոն պահեստավորում:

ՆՅՈՒԹԵՐ՝ պոլիուրեթանային (դրսում), պոլիեսթեր (ներսում):

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
1. Նորաոճ դրսից և էրգոնոմիկ ներսից. դիզայնը և ինտերիերի դասավորությունը դարձնում են կոսմետիկ պայուսակը և՛ հարմար, և՛ գրավիչ:
2. Գործնականություն. պոլիեսթեր երեսպատումը թեթև է, ամուր, պահպանում է իր ձևը, դիմադրում է ծալքերին և կեղտոտությանը: Թափված կոսմետիկ արտադրանքը կարելի է մաքրել խոնավ շորով:
3. Ամրացված կառուցվածք. ներքին բարակ վահանակները լրացուցիչ կոշտություն են հաղորդում կոսմետիկ պայուսակին և օգնում են պահպանել իր ձևը:
4. Տարողություն. կոսմետիկ պայուսակի ներսում և դրսում գրպանները տեղ են հատկացնում ձեր բոլոր անհրաժեշտ իրերի համար:
5. Ներքին բռնակներ. 2 ամուր բռնակները թույլ են տալիս բացել կոսմետիկ պայուսակը կամ կախել այն կարթից:
6. 3 գույն - այժմ մեր հաճախորդները հնարավորություն ունեն ընտրել իրենց համար ամենահարմար գույնը:

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
Ծննդաբերության ժամանակ կոսմետիկ տոպրակի մեջ կարող են ծալքեր առաջանալ և աստիճանաբար անհետանալ: Խորը կնճիռները կարելի է հեռացնել շոգենավով սպիտակ բամբակյա սրբիչի միջոցով:



WAU
Մաշկի խնամք



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

Վերականգնող ԴԵՄՔԻ ՔՐԵՄ

Վերականգնում է մաշկի պատնեշը

Բարելավում է առաձգականությունը

Ինտենսիվ սնուցում է

Հանգստացնում է

Խորը խոնավեցնում և փափկեցնում է

ՄԱՇԿԻ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Ջրազրկում, չորություն, ձանձրույթ և գրգռվածություն:

ՕԳՏՆԵՐԸ. Հանգստացնում է, բարելավում է առաձգականությունն ու ամրությունը, ինտենսիվ սնուցում և խոնավեցնում է և նպաստում մաշկի վերականգնմանը:

Բաղադրիչներ: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Ալանտոին. հանգստացնող բաղադրիչ, որը նվազեցնում է գրգռվածությունը և նպաստում վերականգնմանը:
2. Արգինին. ամինաթթու, որը բարելավում է միկրոշրջանառությունը և մաշկի պաշտպանիչ գործառույթները:
3. Թեյի ծառի մզվածք. Հայտնի է իր հակասեպտիկ և հակաբորբոքային հատկություններով:
4. Lactobacillus ferment lysate. Օգնում է վերականգնել մաշկի միկրոբիոմը և բարելավել դրա պաշտպանիչ գործառույթները:
5. Կախարդի ջուր. ձգում է ծակոտիները և կարգավորում է ճարպի արտադրությունը:
6. Նարդոս + երիցուկ՝ հանգստացնում է մաշկը և նվազեցնում կարմրությունը:
7. Լոտոս + կանաչ թեյ. հակաօքսիդանտներ, որոնք պաշտպանում են մաշկի վաղաժամ ծերացումից և շրջակա միջավայրի սթրեսից:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Կրեմի ակտիվ բաղադրիչները մաշկը դարձնում են փափուկ, թավշյա և խնամված առաջին իսկ քսումից հետո՝ միաժամանակ նրբորեն պաշտպանելով այն քամուց և ցածր ջերմաստիճանից: Կանաչ թեյի, երիցուկի, նարդոսի և թեյի ծառի էքստրակտները ապահովում են վիտամիններ և հակաօքսիդանտներ՝ օգնելով պահպանել մաշկի երանգը և բնական փայլը: Նրա թեթև, հարմարավետ հյուսվածքն արագ ներծծվում է առանց կպչունության:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Մաքրել դեմքի մաշկը:
2. Կիրառեք անհրաժեշտ քանակությամբ քսուք և մատների ծայրերով նրբորեն մերսեք մինչև ամբողջովին ներծծվի:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Օգտագործելուց առաջ խորհուրդ է տրվում ալերգիկ թեստ անցկացնել:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքերի հետ անմիջական շփումից: աչքերի մեջ մտնելու դեպքում լվանալ տաք ջրով:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 100 ml.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

Խոնավեցնող մերսման ԳԵԼ ՄԱՐՄՆԻ ՀԱՄԱՐ

Վերականգնում է | Հիդրատներ | Հաղորդավար

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ չոր մաշկ, միկրոհոսանքի մերսման անհրաժեշտություն:

ՕԳՏՆԵՐ՝ խոնավացում, վերականգնում, արդյունավետ միկրոհոսանքի մերսում:

Բաղադրիչներ: Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Տրեհալոզա (1%) - արդյունավետորեն պահպանում է խոնավությունը՝ պահելով մաշկը խոնավեցված, պաշտպանում է մաշկը արտաքին գրգռիչներից և նվազեցնում օքսիդատիվ սթրեսը: Ամրացնում է մաշկի պատնեշը, հարմար է զգայուն մաշկի համար:
2. Բետայնը (1%) բնական բաղադրիչ է ակտիվ խոնավացման համար: Հեռացնում է գրգռվածությունը և հանգստացնում մաշկը, դարձնում այն հարթ և առաձգական:
3. Նիացինամիդը (3%) դանդաղեցնում է մելանինի արտադրությունը՝ բարելավելով մաշկի երանգը և գունաթափելով այն: Կարգավորում է ճարպի ավելորդ արտադրությունը՝ կանխելով բորբոքումների առաջացումը: Խթանում է կերամիդների սինթեզը՝ մաշկի պաշտպանիչ գործառույթը բարձրացնելու համար: Հարթեցնում է մաշկի հյուսվածքը և նվազագույնի հասցնում բարակ կնճիռները:
4. Ադենոզին (0,04%) - խթանում է կոլագենի արտադրությունը մաշկի առաձգականության և երիտասարդության համար: Հանգստացնում է գրգռված մաշկը, թեթևացնում է բորբոքումն ու նպաստում դրա վերականգնմանը:
5. 7 պեպտիդների համալիր (0,1%) - մեծացնում է կոլագենի և էլաստինի արտադրությունը՝ բարձրացնելով մաշկի առաձգականությունը: Կանխում է ծերացման նշանների առաջացումը և նվազեցնում մանր կնճիռների քանակը, նպաստում է մաշկի բջիջների նորացմանն ու վերականգնմանը:
6. Հիդրոլիզացված կոլագեն (0.1%) - խոնավություն է հաղորդում մաշկի խորը մեջ՝ ապահովելով խորը և երկարատև խոնավություն: Բարձրացնում է մաշկի ամրությունն ու առաձգականությունը: Այն օգնում է վերականգնել վնասված մաշկը:

7. Մադեկասոսիդ (0,1%) - հանգստացնում է զգայուն մաշկը և վերացնում բորբոքումները: Պաշտպանում և պահպանում է առողջ մաշկի պատնեշը, արագացնում է մաշկի վերականգնումը և վերքերի ապաքինումը:
8. 22 ամինաթթուների համալիրը (0,1%) - ապահովում է էական ամինաթթուների մատակարարում մաշկի առողջությունը պահպանելու համար: Օգնում է պահպանել խոնավությունը՝ դարձնելով մաշկը փափուկ և առաձգական: Բարելավում է մաշկի կառուցվածքը և նպաստում բջիջների վերականգնմանը:
9. Հիալուրոնաթթու (0,1%) - օգնում է պահպանել ստացված խոնավությունը՝ կանխելով չորությունը: Պահպանում է մաշկը ամուր և հարթ: Հանգստացնում է զգայուն մաշկը և պահպանում է մաշկի խոնավության հավասարակշռությունը:
10. PDRN (պոլինուկլեոտիդներ, 0,01%) - ուժեղացնում է բջջային նյութափոխանակությունը և վերականգնում վնասված մաշկը: Ամրացնում է մաշկը և նվազագույնի հասցնում կնճիռները: Նվազեցնում է կարմրությունը և բուժում մաշկը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Խոնավեցնող մարմնի մերսման գելը նախատեսված է հատուկ միկրոհոսանքների թերապիայի, էլեկտրամիոստիմուլյացիայի և RF բարձրացման պրոցեդուրաների ընթացքում հոսանքներ անցկացնելու համար: Գելի հյուսվածքը կատարյալ է մերսողների հետ օգտագործելու համար, գելը գործում է որպես խոնավեցնող միջոց, երկար ժամանակ չի չորանում, կպչունության և ձգվածության զգացում չի թողնում: Կոմպոզիցիայի ակտիվ բաղադրիչներն ապահովում են մաշկի հարթության, առաձգականության և երիտասարդության պահպանում:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Կիրառեք միջոցը մարմնի չոր մաքրված մաշկին:
2. Կատարեք պրոցեդուրան օգտագործելով WAU-ի մարմնի մերսող սարքը, թողեք գելը մինչև ամբողջովին ներծծվի:
3. Պրոցեդուրայի վերջում կարելի է քսել խոնավեցնող միջոց (կրեմ կամ շիճուկ):

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Ալերգիկ ռեակցիաներից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործելուց առաջ արտադրանքը փորձարկել արմունկի ծալքի ներսից: Դադարեցրեք օգտագործումը, եթե կա գրգռվածություն կամ ցան:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքերի հետ անմիջական շփումից: աչքերի մեջ մտնելու դեպքում լվանալ տաք ջրով:
4. Ապրանքը օգտագործելուց հետո խորհուրդ է տրվում քսել SPF քսուք՝ արևի լույսի ազդեցությունից պաշտպանվելու համար:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 300 ml.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

ՏՈՆԻԿ ՔՐԵՄ ԱՉՔԵՐԻ ՇՐՋԱՅԻՆ ՄԱՇԿԻ ՀԱՄԱՐ

Խորը խոնավեցնում և փափկեցնում է

Նվազեցնում է հոգնածության նշանները

Հնչերանգներ

Նվազեցնում է այտուցը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ մուգ շրջանակներ, այտուցներ, սթրեսի հետքեր և քնի պակաս, տարիքային փոփոխություններ:

ՕԳՈՒՏՆԵՐ. տոնուսի նկատելի հավասարեցում, այտուցի նվազում, մաշկի խտության և առաձգականության բարձրացում, «ագռավի ոտքերի» հարթեցում:

Բաղադրիչներ: Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Dexpanthenol (բարձր կոնցենտրացիա) - ինտենսիվ բուժում, հանգստացնում և վերականգնում է վնասված էպիդերմիսը:
2. Տրանեքսամիկ թթու + Գլուտատիոն՝ մելանինի սինթեզը արգելափակող հզոր տանդեմ; վերացնում է պիգմենտային բծերը և լուսավորում «մուգ» շրջանակները:
3. Կոֆեին - խթանում է ավշային դրենաժը, հեռացնում է ավելորդ հեղուկը և արագ վերացնում առավոտյան այտուցը:
4. Գլյուկոզիլռուտին (Վիտամին P) - ամրացնում է մազանոթների պատերը՝ նվազեցնելով դրանց տեսանելիությունը (կապույտ) և կանխելով փխրուն անոթները:
5. Աճի գործոնների համալիր (6 տեսակի sh-Polypeptide/Oligopeptide) - խթանում է բջիջների նորացումը, խթանում է սեփական կոլագենի արտադրությունը՝ աշխատելով բարձրացման վրա:

6. Վիտամինային համալիր (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - սնուցում, բարելավում է նյութափոխանակությունը բջիջներում և մաշկին վերադարձնում առողջ փայլ:
7. Նիացինամիդ - ամրացնում է պատնեշի գործառույթը և բարելավում է մաշկի հյուսվածքը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. Կրեմն ապահովում է աչքերի շուրջ նուրբ մաշկի համալիր խնամք: Կոֆեինի, նիասինամիդի և տրանեքսամիկ թթվի բարձր կոնցենտրացիաները օգնում են նվազեցնել մուգ շրջանակների, այտուցների և փոքր կնճիռների սրությունը: Կոմպոզիցիայի ակտիվ բաղադրիչները խթանում են նորացման գործընթացները, խորը խոնավեցնում և սնուցում են մաշկը՝ հաղորդելով նրան առաձգականություն և հարթ, փայլուն երանգ:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Ապրանքի փոքր քանակությունը քսեք չոր և մաքրված մաշկին՝ աչքի ներսից մինչև քունքերը՝ սկզբում ստորին, իսկ հետո վերին ուղեծրի ոսկորների երկայնքով:
2. Տարածեք կրեմը և մերսեք մատների բարձիկներով:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Օգտագործելուց առաջ խորհուրդ է տրվում ալերգիկ թեստ անցկացնել:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքերի հետ անմիջական շփումից: աչքերի մեջ մտնելու դեպքում լվանալ տաք ջրով:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 25 g.



CLEANSING BALM

ՀԻԴՐՈՖԻԼ ԲԱԼԱՍՄ ԼՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Նրբորեն մաքրում է

Խորը սնուցում է

Ինտենսիվ խոնավեցնում է

Ամրացնում է մաշկի պատնեշը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ կայուն դիմահարդարում, SPF ֆիլտրերի մնացորդներ, աղտոտված ծակոտիներ, չորություն և ձգվածության զգացում մաքրման փուլից հետո, կոտրված լիպիդային պատնեշ:

ՕԳՏՆԵՐԸ. Մաշկը դառնում է մաքուր և խոնավ՝ առանց ձգվածության:

Բաղադրիչներ: Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Բնական յուղերի հարուստ համալիր (գերչակի, ժոժոբայի, արևածաղկի, պնդուկի, արգանի, շի) - հեշտությամբ լուծում է ճարպային լուծվող աղտոտվածությունը (սեբում, կայուն դիմահարդարում, SPF), խորը սնուցում և փափկեցնում է մաշկը:
2. Հիալուրոնաթթվի յոթ ձևեր (այդ թվում՝ նատրիումի հիալուրոնատ, հիդրոլիզացված հիալուրոնաթթու և այլն) ապահովում են բազմամակարդակ ինտենսիվ խոնավացում՝ կանխելով մաշկի գերչորացումը լվացման ժամանակ:
3. Կերամիդային համալիր (NS, AP, AS, NP, EOP) - արդյունավետորեն վերականգնում և ամրացնում է էպիդերմիսի լիպիդային (պաշտպանիչ) պատնեշը:
4. Վիտամին E (Tocopherol) և Niacinamide-ը հզոր հակաօքսիդանտներ են, որոնք պաշտպանում, հանգստացնում են մաշկը և նպաստում տոնուսի հավասարեցմանը:
5. Վիտամինային համալիր (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - լրացուցիչ սնուցում, բարելավում է բջջային նյութափոխանակությունը և ապահովում մաշկի առողջ փայլը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. Բալզամը ապահովում է մաշկի արդյունավետ և նուրբ մաքրում, հեշտությամբ լուծվող դիմահարդարումը, SPF և աղտոտվածությունը: Բնական յուղերի հարուստ համալիրը խորը սնուցում և փափկեցնում է մաշկը: Հիալուրոնաթթվի և կերամիդների յոթ ձևերը ինտենսիվ խոնավեցնում և ամրացնում են պաշտպանիչ պատնեշը: Վիտամին E-ն և նիասինամիդը պաշտպանում և հանգստացնում են մաշկը: Կիրառելուց հետո մաշկը դառնում է մաքուր և խոնավ՝ առանց ձգվածության:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Չոր ձեռքերով փոքր քանակությամբ հիդրոֆիլ բալասան քսեք չոր դեմքին և մերսող շարժումներով հավասարաչափ տարածեք մաշկի վրա:
2. Թրջեք ձեռքերը և լվացեք բալզամը տաք ջրով, ջրի հետ շփվելուց հետո բալզամը ձեռք կբերի կաթի հյուսվածք:
3. անցնել մաքրման երկրորդ փուլին (փրփուր կամ գել լվացվելու համար):

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Օգտագործելուց առաջ խորհուրդ է տրվում ալերգիկ թեստ անցկացնել:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքերի հետ անմիջական շփումից: աչքերի մեջ մտնելու դեպքում լվանալ տաք ջրով:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 50 g.



COLD & TONED BODY MILK

ԿԱԹ ԿՐԻՈ ԷՖԵԿՏԻ ՄԱՐՄՆԻ ՀԱՄԱՐ

Նվազեցնում է այտուցը

Խոնավեցնում և թարմացնում է մաշկը

Հակացելյուլիտային խնամք

Վերականգնում է տոնայնությունը և ամրությունը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ մաշկի առաձգականության և փխրունության կորուստ, ոտքերի այտուցների և ծանրության զգացում, մաշկի ձանձրալի երանգ և անհավասար միկրոռելիեֆ, ջրազրկում և ձգվածության զգացում, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից հետո վերականգնվելու անհրաժեշտություն:

Օգուտները. սառեցնող էֆեկտ, թեթևության և խորը խոնավության զգացում, ավելի տոնուսային ուրվագիծ, մաշկի տուրգորի ավելացում և «ցելյուլիտի» տեսանելիության նվազում, հարթ, թավշյա մաշկ:

Բաղադրիչներ: Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
Սառեցում և տոնայնություն
1. Մենթիլլակտատ + Մենթոլ - Մաքուր մենթոլի և նրա փափուկ ածանցյալի համադրությունը տալիս է հաճելի սառնության զգացում, որն ավելի երկար է տևում, քան սովորական մենթոլից՝ առանց մաշկը գրգռելու: Սա օգնում է թեթեւացնել ոտքերի ծանրության զգացումը:
2. Կոֆեին (Կոֆեին) - ունի լիմֆոդրենաժային ազդեցություն, խթանում է միկրոշրջանառությունը և օգնում է հեռացնել ավելորդ հեղուկը:

Դեկոնգեսանտ և տոնիկ համալիր
1. Aesculus Hippocastanum (ձիու շագանակ) արյան անոթների պատերն ամրացնելու և այտուցների դեմ պայքարելու լավագույն բաղադրիչներից է:
2. Hedera Helix (Ivy) + Laminaria (Laminaria) - նպաստում են մաշկի առաձգականության բարձրացմանը: Ivy հաճախ օգտագործվում է հակացելյուլիտային միջոցների մեջ՝ ճարպերը քայքայելու և տոքսինները հեռացնելու համար:
3. Citrus Medica Limonum (Կիտրոն) - թարմացնում և օգնում է ամրացնել մազանոթները:

Վերականգնում և խոնավացում
1. Aloe Barbadensis-ը (Aloe Vera) միացության հիմքն է (երկրորդ տեղ), հզոր հանգստացնող և խոնավացնող միջոց:
2. Նատրիումի հիալուրոնատ (Հիալուրոնաթթու) - պահպանում է խոնավությունը մաշկի վերին շերտերում:
3. Նիացինամիդ (վիտամին B3) - բարելավում է մաշկի պաշտպանիչ պատնեշը, հարթեցնում է տոնուսը և օգնում է միկրովնասմանը:

Սննդային բազա (Յուղեր)
1. Շիի կարագ (Շի), Ժոժոբա (Ջոջոբա), Քաղցր նուշ (Նուշ), Խաղողի սերմ (Խաղողի սերմ՝ արդյունավետ սննդարար յուղերի հավաքածու, մաշկը դարձնում է թավշյա և փափուկ:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Սառեցնող մարմնի կաթը թեթև հյուսվածքով ակնթարթորեն տոնում է մաշկը և ապահովում խորը խոնավացում: Կոֆեինի, լամինարիայի էքստրակտի և ասիական ցենտելլայի վրա հիմնված ակտիվ համալիրն ունի հզոր լիմֆոդրենաժային ազդեցություն: Բնական էքստրակտները և յուղերը վերականգնում են լիպիդային պատնեշը՝ մաշկը դարձնելով փափուկ և հարթ: Կաթի կանոնավոր օգտագործումը նկատելիորեն ձգում է մաշկը և նվազեցնում թերությունների սրությունը:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Քիչ քանակությամբ կաթ քսեք մարմնի մաքուր, չոր մաշկին:
2. Մերսեք թեթև շարժումները մինչև ամբողջովին ներծծվի: Հատուկ ուշադրություն դարձրեք խնդրահարույց տարածքներին:

Նախազգուշական միջոցներ. Միայն արտաքին օգտագործման համար: Ապրանքը պարունակում է սառեցնող բաղադրիչներ: Խուսափեք աչքերի և լորձաթաղանթների մեջ մտնելուց: Մի քսեք վնասված կամ գրգռված մաշկին: Եթե կան անհատական անհանդուրժողականության նշաններ, դադարեցրեք օգտագործումը:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 250 ml.



COLD & TONED BODY SCRUB

ՍԿՐԱԲ ՄԱՐՄՆԻ ՀԱՄԱՐ ԿՐԻՈ-ԷՖԵԿՏՈՎ

Նվազեցնում է այտուցը

Մաշկի խորը մաքրում և թարմացում

Հակացելյուլիտային խնամք

Վերականգնում է տոնայնությունը և ամրությունը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ մաշկի առաձգականության և փխրունության կորուստ, այտուցի հակում և ոտքերում ծանրության զգացում, մաշկի անհավասար միկրոռելիեֆ:

ՕԳՏՆԵՐ՝ մաշկի ավելի հարթ միկրոռելիեֆ և հարթություն, այտուցների տեսանելի դրսևորումների նվազեցում, մարմնի ուրվագծերի ամրացում:

Բաղադրիչներ: Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
Մաքրում և սառեցում
1. Maris Sal (Ծովային աղ) - գործում է որպես հղկող նյութ՝ հեռացնելով կերատինացված բջիջները:
2. Մենթիլլակտատ + Մենթոլ - Մաքուր մենթոլի և նրա փափուկ ածանցյալի համադրությունը տալիս է հաճելի սառնության զգացում, որն ավելի երկար է տևում, քան սովորական մենթոլից՝ առանց մաշկը գրգռելու: Սա օգնում է թեթեւացնել ոտքերի ծանրության զգացումը:

Դեկոնգեսանտ և տոնիկ համալիր
1. Կոֆեին + L-Carnitine - կոֆեինը հեռացնում է հեղուկը և տոնուսը, իսկ L-carnitine-ն օգնում է նվազեցնել ծավալները:
2. Aesculus Hippocastanum (Ձիու շագանակ) + Hedera Helix (Ivy) - աշխատում է ամրացնել մազանոթների և երակների պատերը, կանխել ավշի լճացումը:
3. Hamamelis Virginiana (Gamamamelis) - ունի տտիպ և հանգստացնող ազդեցություն, նեղացնում է ծակոտիները և ամրացնում անոթային ցանցը:

Սննդային բազա (յուղեր և պանթենոլ)
1. Ժոժոբայի և ծիրանի յուղեր - փափկացնում են աղի ազդեցությունը, կանխում են չափազանց չորացումը և վերականգնում են լիպիդային արգելքը շերտազատումից հետո:
2. Պանտենոլ - Հանգստացնում է մաշկը, վերացնում է ակտիվ մերսման և աղի հնարավոր գրգռվածությունը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Ծովային աղի և կոֆեինի վրա հիմնված սառեցնող սկրաբը խորապես մաքրում և շերտավորում է մաշկը՝ արդյունավետորեն հարթեցնելով միկրոռելիեֆը և նվազեցնելով այտուցը: Բուսական էքստրակտների և L-carnitine-ի համադրությունն ունի հզոր լիմֆոդրենաժային ազդեցություն, ամրացնում է արյան անոթների պատերը և օգնում է բարձրացնել մաշկի առաձգականությունը: Սկրաբի կանոնավոր օգտագործումը զգալիորեն մեծացնում է մաշկի առաձգականությունը՝ դարձնելով այն ավելի տոնուսային և հարթ:
ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Քսեք մարմնի խոնավ մաշկին, մերսեք շրջանաձև շարժումներով 2-3 րոպե, ապա լվացեք տաք ջրով:
2. Օգտագործեք շաբաթական 1-2 անգամ:

Նախազգուշական միջոցներ. Միայն արտաքին օգտագործման համար: Ապրանքը պարունակում է սառեցնող բաղադրիչներ: Խուսափեք աչքերի և լորձաթաղանթների մեջ մտնելուց: Մի քսեք վնասված կամ գրգռված մաշկին: Եթե կան անհատական անհանդուրժողականության նշաններ, դադարեցրեք օգտագործումը:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 300 g.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

Խոնավեցնող Քսուք ՄԱՐՄԻՆԻ ՀԱՄԱՐ

Հանգստացնում է | Հիդրատներ | Փափկացնում է

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ չոր մաշկ, մաշկի ջրազրկում, գրգռվածություն:

ՕԳՏՆԵՐԸ. հանգստացնում է, մեծացնում է մաշկի ամրությունն ու առաձգականությունը, ինտենսիվ սնուցում և խոնավեցնում է այն, ակտիվացնում է մաշկի վերականգնողական պրոցեսները:

Բաղադրիչներ: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Բետա-գլյուկան - ապահովում է խորը խոնավացում, բարձրացնում է մաշկի տեղային իմունիտետը, ունի ընդգծված հակատարիքային ազդեցություն, «վերակենդանացնում» է մաշկը, հաղորդում է ամրություն և առաձգականություն:
2. Ուրցի տերեւի էքստրակտ - հակադրվում է խոնավության գոլորշիացմանը, որպեսզի մաշկը երկար ժամանակ խոնավ մնա, իսկ մաշկը ձեռք է բերում առողջ տեսք և դառնում առաձգական: Քաղվածքն ունի նաև սպիտակեցնող և հակաօքսիդանտ ազդեցություն:
3. Խնձորի անանուխի տերեւների էքստրակտ - ունի հակաբակտերիալ և հանգստացնող ազդեցություն, թարմացնում է մաշկը և պայքարում գրգռվածության դեմ:
4. Թեյի տերեւի էքստրակտ (Camellia Sinensis) - նորմալացնում է մաշկի վիճակը՝ արագացնելով նյութափոխանակության գործընթացները: Թեյի տերևները կազմող նյութերը կանխում են այտուցների առաջացումը և մաքրում ծակոտիները: Թեյի տերևներում պարունակվող պոլիֆենոլների հակաօքսիդանտ հատկությունները կարող են կանխել մաշկի վաղաժամ ծերացումը

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Կրեմը մշակվել է PTD (Protein Transduction Domain) տեխնոլոգիայի միջոցով, որը համարվում է բաղադրության ակտիվ բաղադրիչները մաշկի բջիջներին հասցնելու ամենաարդյունավետ մեթոդը, որն ապահովում է սննդանյութերի առավելագույն կլանումը: Կրեմի մետաքսանման հյուսվածքը թույլ է տալիս այն արագ ներծծվել մաշկի մեջ՝ չթողնելով կպչունության զգացում: Բաղադրության մեջ պարունակվող բնական յուղերն ու էքստրակտները խորը սնուցում, հանգստացնում և կանխում են խոնավության գոլորշիացումը, որպեսզի մաշկը երկար ժամանակ մնա հարթ և խոնավացած:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Մաքրել մաշկը նախքան միջոցը կիրառելը:
2. Կիրառեք անհրաժեշտ քանակությամբ միջոց և մատների բարձիկներով մերսեք մինչև ամբողջովին ներծծվի:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Ալերգիկ ռեակցիաներից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործելուց առաջ արտադրանքը փորձարկել արմունկի ծալքի ներսից: Դադարեցրեք օգտագործումը, եթե կա գրգռվածություն կամ ցան:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքերի հետ անմիջական շփումից: աչքերի մեջ մտնելու դեպքում լվանալ տաք ջրով:
4. Ապրանքը օգտագործելուց հետո խորհուրդ է տրվում քսել SPF քսուք՝ արևի լույսի ազդեցությունից պաշտպանվելու համար:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 300 ml.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

ՑԵՏԻԼՊԻՐԻԴԻՆԻՈՒՄԻ ՔԼՈՐԻԴՈՎ ԵՎ ՈՂՋՈՂՈՂՆԵՐԻ ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՏԱՑՎԱԾ ԼՈՒԾՈՒՄ

Բերանի խոռոչի արդյունավետ մաքրում

Թարմացնում է շունչը

Աջակցում է բերանի լորձաթաղանթի և լնդերի առողջությանը

Բարձրացնում է ջրի թելերի աշխատանքը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ատամնափառ, լնդերի հիվանդություն, շնչառության հոտ, կարիեսի կանխարգելում:

ՕԳՈՒՏՆԵՐ. պայքարում է բերանի խոռոչի վնասակար միկրոֆլորայի հետ, ունի հանգստացնող և հակաբորբոքային ազդեցություն, թույլ է տալիս համատեղել մաքրումը ոռոգիչի օգտագործման մերսման և պրոֆիլակտիկ ազդեցության հետ:

Բաղադրիչներ: Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Ցետիլպիրիդինիումի քլորիդը արդյունավետ հակաբակտերիալ բաղադրիչ է: Պայքարում է ատամնափառի, կարիեսի, գինգիվիտի և բերանի տհաճ հոտ առաջացնող բակտերիաների դեմ՝ ապահովելով երկարաժամկետ թարմություն:
2. Եղեսպակի էքստրակտ և ժենշենի «Neovitin®» բիոհակաօքսիդանտ համալիր, հանգստացնում և վերականգնում է լորձաթաղանթը: Նրանք հակաբորբոքային ազդեցություն ունեն, նպաստում են հյուսվածքների ապաքինմանը և լնդերի առողջության ամրապնդմանը:
3. Քսիլիտոլ - նվազեցնում է կարիեսի առաջացման վտանգը, ճնշում է պաթոգեն բակտերիաների աճը բերանի խոռոչում՝ նպաստելով ատամի էմալի ռեմիներալիզացիային և պահպանելով pH-ի առողջ հավասարակշռությունը:
4. Անանուխի եթերայուղ - հաղորդում է թարմ շունչ, ունի սառեցնող և թեթև անալգետիկ ազդեցություն: Այն ունի հակաբակտերիալ ազդեցություն, մաքրում է բերանի խոռոչը և տալիս է մաքրության զգացում:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Ոռոգիչի ողողումը և հեղուկը 2-ը 1-ում նորմալացնում է բերանի խոռոչի միկրոֆլորան, բարելավում է լորձաթաղանթի վիճակը և կանխում կարիեսի զարգացումը: Քանի որ դասական ողողումը մաքրում է բերանի խոռոչը վտանգավոր միկրոֆլորայից՝ կանխելով ափսեի առաջացումը և տհաճ հոտի առաջացումը, բարելավում է լորձաթաղանթի և լնդերի վիճակը, հաղորդում է թարմության զգացում: Որպես ոռոգիչի հեղուկ՝ այն թույլ է տալիս համատեղել մաքրումը մերսող և պրոֆիլակտիկ ազդեցության հետ:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Երբ օգտագործվում է որպես ողողում. Պատրաստեք անհրաժեշտ քանակությամբ լուծույթ՝ խտացնելով խտանյութը տաք ջրով 1:2 հարաբերակցությամբ և ողողեք բերանի խոռոչը 30 վայրկյան: Օգտագործեք այն ամեն օր յուրաքանչյուր կերակուրից հետո:
2. Ոռոգիչի մեջ օգտագործելիս՝ պատրաստել անհրաժեշտ քանակությամբ լուծույթ՝ խտանյութը նոսրացնելով տաք ջրով 1:10 հարաբերակցությամբ (լնդերի ծանր վիճակում հարաբերակցությունը կարելի է հասցնել 1:3), և ոռոգել բերանի խոռոչը՝ ըստ սարքի ցուցումների:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Օգտագործելուց առաջ թափահարեք: Նստվածքի և գույնի փոփոխությունները կարող են առաջանալ բնական ծագման բաղադրիչների պատճառով: Դադարեցրեք օգտագործումը, եթե տհաճ սենսացիաներ առաջանան:
2. Մի կուլ տուր.
3. Մեծահասակների և 14 տարեկանից բարձր երեխաների համար:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 430 ml.



MILKY ESSENCE TONER

ԴԵՄՔԻ ՏՈՆԵՐ ՊՐՈԲԻՈՏԻԿՈՎ

Սնուցում և հանգստացնում է

Հավասարեցնում է մաշկի երանգը

Ամրացնում է մաշկի պատնեշը

Ինտենսիվ խոնավեցնում է

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. լիպիդային պատնեշի խանգարում, ջրազրկում, չորություն և ձգում լվացքից հետո, դեմքի ձանձրույթ, զգայունություն, մաշկի միկրոբիոմի անհավասարակշռություն:

ՕԳՏՆԵՐԸ. Մաշկը խորը խոնավացվում է, հանգստանում և պատրաստվում է հետագա խնամքի համար; պաշտպանիչ պատնեշը վերականգնված է, տոնայնությունը հարթ է և փայլուն:

Բաղադրիչներ: Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. լիզատների համալիր (Bifida, Lactococcus, Lactobacillus Ferment Lysate) - պրոբիոտիկներ, որոնք վերականգնում են մաշկի առողջ միկրոբիոմը, նվազեցնում են զգայունությունը և ամրացնում տեղական իմունիտետը:
2. Կերամիդային համալիր (Ceramide NP, NS, AP, AS, EOP) - ֆիզիոլոգիական լիպիդներ, որոնք ներկառուցված են եղջերաթաղանթի վնասված հատվածներում՝ արդյունավետ կերպով վերականգնելով պաշտպանիչ պատնեշը և կանխելով խոնավության կորուստը:
3. Ասիական ցենտելլայի տերևի էքստրակտը հզոր բնական բաղադրիչ է, որը հանգստացնում է մաշկը, վերացնում կարմրությունն ու գրգռվածությունը:
4. Նիացինամիդ - ամրացնում է պատնեշի գործառույթը և բարելավում է մաշկի հյուսվածքը:
5. Աճի գործոնների համալիր (sh-Polypeptide/Oligopeptide) - խթանում է բջիջների նորացումը, խթանում է սեփական կոլագենի արտադրությունը՝ աշխատելով բարձրացման վրա:

6. Վիտամինային համալիրը (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) և դեքսպանտենոլը՝ սնուցում, բարելավում են նյութափոխանակությունը բջիջներում և մաշկին վերադարձնում առողջ փայլ, ինչպես նաև ինտենսիվ բուժում և վերականգնում են էպիդերմիսը:
7. Բնական յուղերի համալիր (կանոլաներ, արևածաղկի, մարգագետնային փրփուր, արգաններ) - ինտենսիվ սնուցում, փափկեցնում է մաշկը և վերացնում չորությունը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. Տոնիկն ապահովում է ինտենսիվ խոնավացում և վերականգնում՝ նախապատրաստելով մաշկը հետագա խնամքի համար: Lactobacilli լիզատների և կերամիդների համալիրն արդյունավետորեն ամրացնում է մաշկի պաշտպանիչ պատնեշը և պահպանում միկրոբիոմի բնական հավասարակշռությունը: Սենտելլա ասիական, նիասինամիդը, պեպտիդները և բույսերի էքստրակտները հանգստացնում, սնուցում և հարթեցնում են մաշկի երանգը՝ տալով նրան առողջ փայլուն տեսք:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Լվացքից հետո չափավոր քանակությամբ տոնիկ ցողեք դեմքին:
2. սպասեք, որ այն չորանա և խնամքն ավարտեք շիճուկով կամ կրեմով:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Օգտագործելուց առաջ խորհուրդ է տրվում ալերգիկ թեստ անցկացնել:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքերի հետ անմիջական շփումից: աչքերի մեջ մտնելու դեպքում լվանալ տաք ջրով:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 150 ml.



MOISTURE MASSAGE GEL

Խոնավեցնող ԳԵԼ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԽԹԱՆԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ինտենսիվ խոնավեցնում է

Վերականգնում է

Հաղորդավար

Փայլեցնում է պիգմենտացիան

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ չոր մաշկ, միկրոհոսանքի մերսման անհրաժեշտություն:

ՕԳՏՆԵՐ՝ խոնավացում, վերականգնում, արդյունավետ միկրոհոսանքի մերսում:

Բաղադրիչներ: Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Citrus Unshiu Fruit Extract (Unshiu Mandarin Extract) գել խոնավեցնող հիմք է (ջրի փոխարեն): Հզոր բնական հակաօքսիդանտ, որը լուսավորում է պիգմենտացիան:
2. Niacinamide (Niacinamide) - վիտամին B3: Բարելավում է արգելքի գործառույթը, նեղացնում է ծակոտիները և հարթեցնում է տոնուսը:
3. Tranexamic Acid-ը (Tranexamic Acid) պիգմենտացիայի և կարմրության դեմ պայքարի ժամանակակից ամենաարդյունավետ բաղադրիչներից է:
4. Acetyl Hexapeptide-8 (Argyrelin) հայտնի պեպտիդային մկանային հանգստացնող միջոց է: Հանգստացնում է դեմքի մկանները՝ նվազեցնելով դեմքի կնճիռների խորությունը:
5. Պղնձի տրիպեպտիդ-1 (պղնձի պեպտիդ) - սկսում է վերականգնողական գործընթացները, խթանում է կոլագենի և էլաստինի սինթեզը, բուժում է վնասը:
6. Շ-պեպտիդների խումբը (շ-Օլիգոպեպտիդ, շ-Դեկապեպտիդ և այլն) ազդանշանային մոլեկուլներ են, որոնք ստիպում են մաշկին ավելի արագ նորանալ և սեղմել իր կառուցվածքը:

7. Ադենոզին (Ադենոզին) - ժամանակի ընթացքում փորձարկված հակատարիքային բաղադրիչ, մեծացնում է սեփական կոլագենի արտադրությունը:
8. Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone)՝ կոսմետիկայի աշխարհում ամենահզոր հակաօքսիդանտը (նման է կոֆերմենտի Q10-ին), պաշտպանում է բջիջները օքսիդատիվ սթրեսից:
9. Hydrolyzed Collagen (Hydrolyzed Collagen) - ապահովում է ակնթարթային լիֆտինգ էֆեկտ և խորը խոնավացում:
10. Centella asiatica + Madecassoside-ը նրբորեն հանգստացնում է մաշկը, ամրացնում արյունատար անոթները և թեթևացնում բորբոքումները:
11. Պանտենոլ (Պանտենոլ) - բուժում և պահպանում է խոնավությունը:
12. Ամինաթթուների հավաքածուն (գլուտամին, արգինին, լիզին, վալին և այլն՝ ընդհանուր առմամբ 20-ից ավելի) մաշկի սպիտակուցների կառուցման նյութն է: Միկրոհոսանքների հետ համատեղ՝ դրանք օգնում են պահպանել մաշկի առաձգականությունը և ինքնաբուժման կարողությունը:

Խոնավեցնող գել միկրոհոսանքի և EMS պրոցեդուրաների համար՝ թեթև, հարմարավետ հյուսվածքով և ակտիվ համալիրով, որը հիմնված է մանդարինի էքստրակտի վրա՝ նիասինամիդով, կոլագենով, պանթենոլով և բույսերի էքստրակտներով, խորը խոնավեցնում, փափկեցնում և հանգստացնում է մաշկը, ինչպես նաև ապահովում է սարքերի կատարյալ սահում՝ չթողնելով կպչունության և ձգման զգացում:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Կիրառեք միջոցը դեմքի չոր, մաքրված մաշկին:
2. Կատարեք բուժումը էլեկտրական խթանիչ մերսողի միջոցով: Թողնել գելը մինչև ամբողջովին ներծծվի:
3. Ամբողջական խնամք՝ քսելով խոնավեցնող միջոց (քսուք կամ շիճուկ):

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Օգտագործելուց առաջ խորհուրդ է տրվում ալերգիկ թեստ անցկացնել:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքերի մեջ մտնելուց: Եթե դուք ստանում եք միջոցը աչքի լորձաթաղանթի վրա, ապա այն մանրակրկիտ լվացեք ջրով:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 150 ml.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

ՊԵՊՏԻԴ ԴԵՄՔԻ ՇԻՃԱԿ՝ ԼԻՖՏԻՆԳ ԷՖԵԿՏՈՎ

Նվազեցնում է կնճիռները

Հարթեցնում է մաշկի հյուսվածքը

Բարձրացնող էֆեկտ

Խորը խոնավեցնում է

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ դեմքի ուրվագծերի հստակության կորուստ, մաշկի առաձգականության կորուստ, դեմքի կնճիռներ և կնճիռներ, հոգնած տեսք ունեցող մաշկ:

ՕԳՏՆԵՐԸ՝ մաշկի նկատելի հարթեցում և սեղմում, հավասար երանգ, ծակոտիների նեղացում և ներսից «լուսավորելու» ազդեցություն:

Բաղադրիչներ: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Ոսկի - բարելավում է միկրոշրջանառությունը և մաշկին հաղորդում առողջ փայլ:
2. Acetyl Hexapeptide-8 (Argyrelin) - պեպտիդային մկանային հանգստացնող միջոց, մեղմորեն հանգստացնում է դեմքի մկանները՝ նվազեցնելով դեմքի կնճիռների խորությունը:
3. Աճի գործոնների համալիր (sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1) - խթանում է բջիջների բաժանումը և կոլագենի սինթեզը, խթանելով վերականգնման գործընթացները:
4. Palmitoyl Tripeptide-5 - խորը ներթափանցում է մաշկի մեջ և խթանում I և III տիպի կոլագենի արտադրությունը՝ ամրացնելով դերմիսի կառուցվածքը:
5. Ֆիտոէստրոգենները (Սոյա, Պուերարիա, Երեքնուկ, Ցիմիցիֆուգա) ամենահզոր բլոկն են տարիքի հետ կապված փոփոխությունները շտկելու համար: Նրանք լրացնում են սեփական մաշկի ռեսուրսների պակասը՝ վերադարձնելով այն առաձգականության:

6. Copper Tripeptide-1 (Copper Tripeptide) - ունի հզոր բուժիչ և հակաօքսիդանտ ազդեցություն, սեղմում է մաշկը:
7. Նիացինամիդն ու ադենոզինը դասական կորեական «դուետ» է՝ պիգմենտացիան և կնճիռները բացելու համար:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ակտիվ բաղադրիչների բարձր կոնցենտրացիայով անձի համար պեպտիդային շիճուկը բարելավում է մաշկի երանգը և նկատելիորեն հարթեցնում կնճիռները: Ոսկու միկրոմասնիկները խթանում են բջջային ակտիվությունը՝ մաշկը դարձնելով ավելի հարթ, ավելի առողջ և առողջ:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Քիչ քանակությամբ շիճուկ քսեք դեմքին, պարանոցին և դեկոլտեին:
2. Շիճուկը թողեք մաշկին, մինչև ամբողջովին ներծծվի:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Օգտագործելուց առաջ խորհուրդ է տրվում ալերգիկ թեստ անցկացնել:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքի հետ անմիջական շփումից: Եթե այն հարվածում է աչքի լորձաթաղանթին, ապա այն մանրակրկիտ լվացեք ջրով:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 30 ml.



PORE CLEANSING GEL

ԳԵԼ ՄԱՔՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (ՄԱՔՐՈՒՄ)

Մաշկի մեռած բջիջները շերտազատում է

Բացում է ծակոտիները

Հանգստացնում է

Հիդրատներ

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ լայնացած ծակոտիներ, բաց և փակ կոմեդոններ, պզուկներ:

Օգուտները. շերտազատում է կերատինացված բջիջները, ընդլայնում է ծակոտիները, խոնավեցնում:

Բաղադրիչներ: Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Պոլիվինիլպիրոլիդոն - կլանում է աղտոտումը, ունի հակասեպտիկ հատկություն:
2. Ալոեի հյութ - հակաբորբոքային ազդեցություն ունի:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. Գելը օգտագործվում է դեմքի ուլտրաձայնային և ձեռքով մաքրումից առաջ սառը գոլորշու համար: Գելը հարմար է մաշկի բոլոր տեսակների, ներառյալ զգայուն մաշկի համար:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.

Առաջին մեթոդը՝ գալվանական հոսանքով մաքրելիս՝ գելը քսել մաշկին և բացասական բևեռից աշխատել 7-10 րոպե: Լիովին հեռացրեք գելի մնացորդները: Այնուհետև 1-2 րոպե դրական բևեռից մաքուր ջրի վրա աշխատելու համար: Գելի սպառում 5-7 ml մեկ պրոցեդուրայով:

Երկրորդ ճանապարհը՝ ուլտրաձայնային պիլինգով գելը քսել մաքրված մաշկին և սպաթուլայի վրա մշակել՝ ընթացակարգի արձանագրությանը համապատասխան: Լիովին հեռացրեք գելի մնացորդները: Գելի սպառում 7-10 ml մեկ պրոցեդուրայով:

Երրորդ մեթոդը՝ դեմակիյաժից հետո սառը գոլորշու ժամանակ 15 րոպե քսել գելը մաշկին խիտ շերտով և ծածկել թաղանթով: Լվացեք գելի մնացորդները:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Կիրառելուց հետո խուսափեք արևի ուղիղ ճառագայթներից՝ այրվածքներից, քորից, կարմրությունից և այտուցից խուսափելու համար:
2. Մի քսեք վնասված մաշկին:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 100 ml.



THERMAL PROTECTION

ՋԵՐՄՈՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՔՐԵՄ ՀԵՂՈՒԿ ՄԱԶԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Պաշտպանում է ոճային ջերմությունից

Սնուցում և վերականգնում է մազերը

Մազերը դարձնում է առողջ և խնամված

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. բարձր ջերմաստիճանի ազդեցություն, ձանձրալի, փխրուն և անկենդան մազեր:

ՕԳՏՆԵՐԸ. Պաշտպանություն բարձր ջերմաստիճանից, ամրացնում և սնուցում է մազերը:

Բաղադրիչներ: Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. D-panthenol (Provitamin B5) - ինտենսիվ խոնավեցնում է մազերը և գլխամաշկը՝ խորը ներթափանցելով մազերի կառուցվածքի մեջ: Վերականգնում է վնասված հատվածները, մազերը դարձնում է ավելի հարթ, առաձգական և փայլուն: Պաշտպանում է չորացումից և ջերմային ազդեցություններից:
2. Ցորենի սերմի յուղը հարուստ է վիտամիններով (E, A, D) և ճարպաթթուներով: Խորը սնուցում և վերականգնում է չոր և վնասված մազերը, հաղորդում նրանց մետաքսանման և առողջ տեսք: Այն պաշտպանիչ պատնեշ է ստեղծում արտաքին ագրեսիվ գործոնների դեմ:
3. Բուսական էքստրակտների համալիր (գրանատ, կեչի, երիցուկ, դաշտային պոչ, եղինջ, Ալոե վերա, կռատուկի արմատ, կանաչ թեյ, գայլուկ, հինա, պրոզո, եղեսպակ:
Նռան էքստրակտը հզոր հակաօքսիդանտ է, որը պաշտպանում է մազերը շրջակա միջավայրի բացասական ազդեցությունից և ազատ ռադիկալներից: Այն օգնում է պահպանել ներկված մազերի գույնը, հաղորդում նրանց փայլ և կենսունակություն:
Ձիաձետի, եղինջի, կռատուկի արմատի, կորեկի, գայլուկի քաղվածքներ - օգնում են ամրացնել մազերի ֆոլիկուլները, նվազեցնել մազաթափությունը և խթանել մազերի աճը:
Ալոե վերա, երիցուկ և կեչի - խորը խոնավեցնում և փափկեցնում են մազերը՝ դարձնելով դրանք հնազանդ և հարթ, հանգստացնում են գլխամաշկը, նվազեցնում գրգռվածությունը:
Կանաչ թեյ, հինա և եղեսպակ - ունեն հակաօքսիդանտ հատկություններ, պաշտպանում են վնասներից, մազերին տալիս են բնական փայլ և առողջ տեսք:
4. Բիոտին (Վիտամին H/B7) - ամրացնում է մազերի ֆոլիկուլները, նպաստում է առողջ և ամուր մազերի աճին, կանխում է փխրունությունը և կորուստը: Այն մազերին հաղորդում է ծավալ և կենսունակություն:

5. Նիացին (Վիտամին B3/PP) - բարելավում է գլխամաշկի միկրո շրջանառությունը, ինչը նպաստում է մազի ֆոլիկուլներին սննդանյութերի ավելի լավ մատակարարմանը: Ակտիվացնում է մազերի աճը, ամրացնում դրանց կառուցվածքը և հաղորդում առողջ փայլ:
6. Լեցիտին (բնական էմուլգատոր) - օգնում է վերականգնել վնասված մազերը, հաղորդում է նրանց փափկություն և հարթություն: Բարելավում է այլ ակտիվ բաղադրիչների ներթափանցումը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Կրեմային հեղուկը ոչ միայն արդյունավետորեն պաշտպանում է մազերը հարդարման ժամանակ բարձր ջերմաստիճանից (չորացնող, հարդարիչ, ուղղիչ), այլ նաև ապահովում է համապարփակ խնամք. ինտենսիվ խոնավեցնում, սնուցում, վերականգնում է վնասված հատվածները, ամրացնում է մազերի ֆոլիկուլները, խթանում մազերի աճը, հաղորդում նրանց փայլ, մետաքսանման և առողջ, խնամված տեսք:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Քսել մաքուր, սրբիչով չորացրած մազերին:
2. Մի քսեք արմատներին: Մի ողողեք:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Տհաճ սենսացիաների դեպքում դադարեցրեք օգտագործումը:
2. Աչքերի մեջ մտնելու դեպքում մանրակրկիտ լվացեք ջրով:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 100 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

ԿԵՆՏՐԱՑՎԱԾ ԴԻՄԱԿ ՄԱԶԵՐԻ ԱՃԻ ՀԱՄԱՐ

Սնուցում է գլխամաշկը և մազերը

Պաշտպանում և վերականգնում է գլխամաշկը

Խթանում է մազերի աճը

Հեշտ խճճվածություն

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ մազաթափություն, նոսրացում, բարակ և փխրուն մազեր:

ՕԳՏՆԵՐԸ. պայքարում է մազաթափության դեմ, նպաստում է նոր մազերի աճին, ամրացնում է մազերը և դարձնում դրանք ավելի խիտ, ամուր և առաձգական, հանգստացնում է գլխամաշկը:

Բաղադրիչներ: Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
Աճի խթանում և կորստի դեմ պայքար
1. Կոֆեին (Կոֆեին) - բարելավում է արյան միկրոշրջանառությունը՝ ապահովելով սնուցիչների մատակարարում արմատներին, օգնում է արգելափակել հորմոնների բացասական ազդեցությունը մազաթափության վրա:
2. Պրոկապիլը պեպտիդային համալիր է, որը բաղկացած է 3 ակտիվ մոլեկուլներից.
Biotinoyl Tripeptide-1 (Biotinoyl tripeptide-1) մասնագիտացված պեպտիդ է, որն ամրացնում է մազի ֆոլիկուլի ամրացումը դերմիսի խորը շերտերում և արագացնում բջիջների բաժանումը՝ նպաստելով նոր մազերի աճին:
Oleanolic Acid-ը (Oleanolic Acid) ձիթապտղի տերևներից ստացված թթու է, որը արգելափակում է 5-ալֆա ռեդուկտազի ֆերմենտը՝ կանխելով մազաթափությունը:
Ապիգենինը (Apigenin) ցիտրուսային մրգերի ֆլավոնոիդ է, որը լայնացնում է արյան անոթները և խթանում արյան շրջանառությունը մազերի ֆոլիկուլների շուրջ՝ ապահովելով նրանց սնուցում:
Մազերի կառուցվածքի վերականգնում
1. Hydrolyzed Keratin (Hydrolyzed Keratin) - թափանցում է մազերի դատարկ տարածքները՝ վերականգնելով դրանք ներսից, հեռացնում ծակոտկենությունը:
2. Հիդրոլիզացված ցորենի սպիտակուց (ցորենի սպիտակուցներ) - մազերի մակերեսին ձևավորել բարակ թաղանթ, որը պահպանում է ջուրը և նպաստում մազերի խորը խոնավացմանը:
3. Hydrolyzed Collagen (Hydrolyzed Collagen) - բարձրացնում է մազերի առաձգականությունը, դարձնում դրանք ավելի հնազանդ և փայլուն:

Գլխի մաշկի խնամք
1. Կերամիդային համալիր (Ceramide EOP, NS, NG, NP, AS, AP) - 6 տեսակի կերամիդներ փոխհատուցում են սեփական լիպիդների պակասը, ամրացնելով մաշկի և մազերի պաշտպանիչ պատնեշը:
2. Hydrogenated Lecithin (Hydrogenated Lecithin) - ուժեղացնում է կերամիդների ազդեցությունը, մաշկին հաղորդում է փափկություն և պաշտպանում է շրջակա միջավայրի ագրեսիվ ազդեցություններից:
3. Պանտենոլ (Pantenol) - ակնթարթորեն հանգստացնում է գլխամաշկը և նպաստում միկրովնասների ապաքինմանը:

Սնուցում և փայլ
1. Cocos Nucifera Oil-ը միակ յուղն է, որը կարող է ներթափանցել մազերի խորը շերտերը (մեդուլլա)՝ սնուցելով մազերը ներսից և վերականգնելով դրանց լիպիդային շերտը: Զգալիորեն նվազեցնում է մազերից սպիտակուցի կորուստը լվացվելու և ջերմային հարդարման ժամանակ, ինչն օգնում է պահպանել մազերի կառուցվածքը ամուր և դիմացկուն:
2. Laminaria Digitata Extract - հագեցնում է մաշկը և մազերը հանքանյութերով և միկրոէլեմենտներով՝ նպաստելով լրացուցիչ խոնավացմանը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. Procapil պեպտիդային համալիրի վրա հիմնված դիմակն անմիջականորեն գործում է մազերի ֆոլիկուլների վրա՝ նպաստելով արմատների ամրացմանը և մազերի աճին: Կերամիդների համալիրը վերականգնում է վնասված մազերը, խորը խոնավեցնում է գլխամաշկը, վերացնում չորությունը, պաշտպանիչ պատնեշ է ստեղծում շրջակա միջավայրի բացասական ազդեցություններից: Կոֆեինը տոնում է, խթանում է արյան շրջանառությունը գլխամաշկի մեջ, կանխում է մազաթափությունը: Կոկոսի յուղը սնուցում է մազերին, հաղորդում է փայլ և ամրություն: Կերատինը և ցորենի սպիտակուցները վերականգնում են վնասված մազերի կուտիկուլը, նվազեցնում փխրունությունը և կանխում ծայրերի խաչմերուկը: Դիմակի օգտագործումը ամրացնում է մազերի ֆոլիկուլները, դադարեցնում մազաթափությունը և ակտիվացնում նոր մազերի աճը:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Մերսման շարժումներով քսել գլխամաշկին և տարածել մազերի երկարությամբ:
2. Թողնել 5-10 րոպե, ապա լվանալ տաք ջրով:

Նախազգուշական միջոցներ. Միայն արտաքին օգտագործման համար: Եթե ընկնեք աչքերի մեջ, լվացվեք շատ ջրով: Հնարավոր է անհատական անհանդուրժողականություն առանձին բաղադրիչների նկատմամբ:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ՝ չոր, լույսից պաշտպանված, +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 300 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

ՄԱԶԵՐԻ ԱՃԻ Շիճուկ

Օգնում է կանխել գլխի բորբոքումը, քորն ու չորությունը

Խթանում է մազերի աճը

Բարելավում է մազերի խտությունը

Թիրախում է մազաթափությունը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ալոպեկիա, մազաթափություն, նոսրացում, բարակ և փխրուն մազեր:

ՕԳՏՆԵՐԸ. պայքարում է մազաթափության դեմ, նպաստում է նոր մազերի աճին, ամրացնում է մազերը և դարձնում դրանք ավելի խիտ:

Բաղադրիչներ: Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
Աճի խթանում և կորստի դեմ պայքար
1. Capixyl-ը (3%) Acetyl Tetrapeptide-3-ի և Trifolium Pratense էքստրակտի համադրություն է: Այս կոմպլեքսը ազդում է մազի արմատի վրա՝ մեծացնելով դրա չափը և ամրացնելով մաշկի ամրացումը, ինչպես նաև թեթևացնում է միկրոբորբոքումները:
2. Պրոկապիլը պեպտիդային համալիր է, որը բաղկացած է 3 ակտիվ մոլեկուլներից.
Biotinoyl Tripeptide-1 (Biotinoyl tripeptide-1) մասնագիտացված պեպտիդ է, որն ամրացնում է մազի ֆոլիկուլի ամրացումը դերմիսի խորը շերտերում և արագացնում բջիջների բաժանումը՝ նպաստելով նոր մազերի աճին:
Oleanolic Acid-ը (Oleanolic Acid) ձիթապտղի տերևներից ստացված թթու է, որը արգելափակում է 5-ալֆա ռեդուկտազի ֆերմենտը՝ կանխելով մազաթափությունը:
Ապիգենինը (Apigenin) ցիտրուսային մրգերի ֆլավոնոիդ է, որը լայնացնում է արյան անոթները և խթանում արյան շրջանառությունը մազերի ֆոլիկուլների շուրջ՝ ապահովելով նրանց սնուցում:
Copper Tripeptide-1 (պղնձի պեպտիդ) - «երիտասարդացնում է» գլխամաշկը, մեծացնում է մազերի աճի փուլը (անագեն) և խթանում է կոլագենի արտադրությունը մազի ֆոլիկուլի շուրջ:

Բջջային էներգիա և նյութափոխանակություն
1. Ադենոզին (Ադենոզին) - ակտիվացնում է աճի գործոնների արտադրությունը բջջային մակարդակում՝ օգնելով մազերին ավելի հաստ և ուժեղանալ:
2. Succinic Acid (Succinic Acid) - խթանում է նյութափոխանակության գործընթացները մաշկի բջիջներում՝ օգնելով ֆոլիկուլներին ավելի արագ վերականգնել սթրեսից հետո:

Բարելավել միկրո շրջանառությունը և դետոքսը
1. Մենթոլ - ապահովում է ակնթարթային արյան հոսք դեպի լամպ՝ մեղմ սառեցնող ազդեցության շնորհիվ, ինչը ուժեղացնում է պեպտիդների ազդեցությունը:
2. Rosmarinus Officinalis Extract (խնկունի էքստրակտ) - ունի հակասեպտիկ ազդեցություն և հանդիսանում է արյան շրջանառության հզոր բնական խթանիչ:
3. Հիդրոլիզացված ցորենի սպիտակուց - ամրացնում է մազերի կառուցվածքը հիմքում՝ կանխելով փխրունությունը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. Capixyl և Procapil պեպտիդային համալիրների վրա հիմնված շիճուկն անմիջականորեն գործում է մազերի ֆոլիկուլների վրա՝ նպաստելով արմատների ամրացմանը և մազերի ակտիվ աճին: Պղնձի-1 պեպտիդի և ադենոզինի համադրությունը բջջային մակարդակում երիտասարդացնում է գլխամաշկը, մեծացնում է խտությունը և երկարացնում յուրաքանչյուր մազի կյանքի ցիկլի փուլը: Սուկինինաթթվի և մենթոլի տոնը բարելավում են բջջային շնչառությունը և խթանում արյան շրջանառությունը՝ ապահովելով սնուցիչների ակնթարթային առաքում լամպերին: Ռոզմարինի էքստրակտը և ցորենի սպիտակուցները բուժում են գլխամաշկը, վերականգնում են վնասված մազերի կառուցվածքը հիմքում և նվազեցնում դրանց փխրունությունը: Շիճուկի կանոնավոր օգտագործումը արդյունավետորեն ամրացնում է մազերի ֆոլիկուլները, դադարեցնում է վաղաժամ կորուստը և ակտիվացնում նոր, առողջ մազերի աճը:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Շիճուկը ցողեք գլխի մաշկին:
2. Մերսման թեթև շարժումներով քսեք մաշկին: Մի ողողեք:

Նախազգուշական միջոցներ. Միայն արտաքին օգտագործման համար: Քսեք գլխամաշկին և մորուքին: Եթե գրգռված է, դադարեցրեք օգտագործումը: Հնարավոր է անհատական անհանդուրժողականություն առանձին բաղադրիչների նկատմամբ:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ՝ չոր, լույսից պաշտպանված, +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 200 ml.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

ՄԱՔՐՈՂ ԳԵԼԱՅԻՆ ՊԻԼԻՆԳ ԳԼԽԻ ՄԱՇԿԻ ՀԱՄԱՐ

Գլխամաշկի խորը մաքրում

Օգնում է կանխել թեփը

Խթանում է մազերի աճը

Նորացնում է էպիդերմիսը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ յուղոտ գլխամաշկ, աղտոտվածություն, քոր, չոր մաշկ և թեփի հակում, մազերի ֆոլիկուլների վատ սնուցում:

ՕԳՏՆԵՐԸ. մազերը արմատներում ավելի երկար են մնում մաքուր և փխրուն, ձեռք են բերում արմատավորված ծավալ, արագանում է մազերի աճի գործընթացը:

Բաղադրիչներ: Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
Մաքրում
1. Կաթնաթթուն (Կաթնաթթուն) մեղմ AHA թթու է, որը շերտավորում է կերատինացված բջիջները, ապահովում է մազերի նուրբ թարմացում և փայլ արմատներում:
2. Glycolic Acid (Glycolic Acid) - ունի ամենափոքր մոլեկուլը AHA-թթուների մեջ, ինչի շնորհիվ այն ավելի խորն ու արագ է թափանցում: Արդյունավետորեն ոչնչացնում է սպիտակուցային կապերը մահացած թեփուկների միջև՝ կանխելով հիպերկերատոզի առաջացումը:
3. Սալիցիլաթթուն (Salicylic Acid) միակ BHA թթուն է բաղադրության մեջ: Այն ճարպային լուծվող է, ուստի կարողանում է ներթափանցել մազի ֆոլիկուլի մեջ և լուծարել ճարպային խցանները (sebum): Այն ճարպային պարունակության դեմ պայքարի և բորբոքման կանխարգելման հիմնական բաղադրիչն է:
4. Կիտրոնաթթու - գործում է որպես օժանդակ շերտազատող և pH կարգավորիչ:

Խոնավացում և պաշտպանություն
1. Hydroxyethyl Urea (Hydroxyethyl Urea) կոսմետիկայի լավագույն խոնավեցնող բաղադրիչներից է: Այն պահպանում է խոնավությունը էպիդերմիսի խորը շերտերում, մեղմացնում է թթուների ազդեցությունը և կանխում պրոցեդուրայից հետո ձգվածության զգացումը:
2. Calendula Officinalis Flower Extract-ը հայտնի հանգստացնող բաղադրիչ է: Հեռացնում է գրգռվածությունը, ունի հակասեպտիկ ազդեցություն և արագացնում է մաշկի միկրովնասումների վերականգնումը:

Ամրապնդում է մազերը և խթանում աճը
1. Մենթոլ + Mentha Piperita Oil (Մենտոլի և անանուխի յուղ) - տալիս են ընդգծված սառեցնող ազդեցություն: Սա ոչ միայն հաճելի է, այլև օգտակար. մենթոլը խթանում է արյան հոսքը դեպի մազերի ֆոլիկուլներ, ինչը կարող է նպաստել մազերի ամրապնդմանը և աճին:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. AHA և BHA թթուների համալիրի վրա հիմնված գլխամաշկը մաքրող գելը ապահովում է կերատինացված բջիջների, ավելորդ ճարպի և հարդարման նյութերի մնացորդների խորը մաքրում, նորմալացնում է հիդրոլիպիդային հավասարակշռությունը և մաշկը նախապատրաստում ինտենսիվ խնամքի համար: Գելի կանոնավոր օգտագործումը նպաստում է գլխամաշկի բարելավմանը, կանխում է չորության և կլեպի առաջացումը՝ մազերը դարձնելով ավելի ծավալուն և առողջ:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Հավասարաչափ քսեք փոքր քանակությամբ գել չոր կամ թեթևակի խոնավ գլխամաշկին միջնորմների երկայնքով:
2. Նրբորեն մերսեք մատների բարձիկներով 1-2 րոպե՝ բաղադրության միատեսակ բաշխման համար:
3. Թողնել էքսպոզիցիային 5-10 րոպե (առաջին օգտագործման ժամանակ խորհուրդ է տրվում սկսել 5 րոպեից):
4. մանրակրկիտ լվանալ տաք ջրով, օգտագործելով շամպուն: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել շաբաթական 1-2 անգամ:

Նախազգուշական միջոցներ. Միայն արտաքին օգտագործման համար: Եթե ընկնեք աչքերի մեջ, լվացվեք շատ ջրով: Հնարավոր է անհատական անհանդուրժողականություն առանձին բաղադրիչների նկատմամբ:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ՝ չոր, լույսից պաշտպանված, +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 150 ml.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՍՐՈՒԿ SPF50+

Ուլտրամանուշակագույն պաշտպանություն

Խոնավեցնում է առանց յուղոտ փայլի

Օգնում է կանխել տարիքային փոփոխությունները

Ուղղում է մաշկի երանգը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում, ֆոտոծերացում, պիգմենտացիա, անհավասար երանգ, չորություն և մաշկի գրգռում արևից:

ՕԳՏՆԵՐԸ. Մաշկը հուսալիորեն պաշտպանված է արևի լույսից, խորը խոնավեցված է, ունի հարթ երանգ և ենթակա չէ ֆոտոծերացման:

Բաղադրիչներ: Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Քիմիական արևապաշտպան ֆիլտրեր (Homosalate, Butyl Methoxydibenzoylmethane/Avobenzone) - արդյունավետորեն կլանում են ուլտրամանուշակագույն լույսը՝ ապահովելով հուսալի պաշտպանություն UVA և UVB ճառագայթներից (լուսածերացման հիմնական պատճառները):
2. Նիացինամիդ - ամրացնում է արգելքի գործառույթը, հարթեցնում է տոնուսը և բարելավում մաշկի հյուսվածքը:
3. Բուսական էքստրակտների համալիրը (ասիական ցենտելլայի, երիցուկի, կանաչ թեյի, գամամամելիսի և պորտուլակի էքստրակտներ) - նրբորեն խնամում է մաշկը, ինտենսիվ հանգստացնում, վերացնում է կարմրությունը և չի առաջացնում գրգռում:
4. Ադենոզին - ունի հակատարիքային ազդեցություն, օգնում է հարթեցնել կնճիռները և բարելավել մաշկի առաձգականությունը:
5. Վիտամին E-ն (Tocopheryl Acetate) հզոր հակաօքսիդանտ է, որը լրացուցիչ պաշտպանում է բջիջները ազատ ռադիկալներից և շրջակա միջավայրի բացասական ազդեցություններից:

Առանձնահատկություններ. Արևապաշտպան շիճուկը նրբորեն խնամում է մաշկը, հանգստացնում է այն և ապահովում է հուսալի պաշտպանություն UVA և UVB ճառագայթներից՝ ֆոտոծերացման հիմնական պատճառներից: Բուսական էքստրակտների և նիասինամիդի վրա հիմնված բանաձևն ինտենսիվ խոնավեցնում է մաշկը և հարթեցնում է երանգը՝ չառաջացնելով գրգռվածություն:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.

1. Քսուք-շիճուկը քսեք չոր մաշկին և հավասարաչափ տարածեք դեմքի և պարանոցի շուրջ:
2. Թողեք, որ արտադրանքը ներծծվի 15 րոպե:

Նախազգուշական միջոցներ.

1. Օգտագործելուց առաջ խորհուրդ է տրվում ալերգիկ թեստ անցկացնել:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքի հետ անմիջական շփումից: Եթե այն հարվածում է աչքի լորձաթաղանթին, ապա այն մանրակրկիտ լվացեք ջրով:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 50 ml.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

Շիճուկ ՀԱՎԱՍԱՐ, ՊԱՅՏՄԱՆ ՄԱՇԿԻ ՀԱՄԱՐ

Հավասարեցնում է մաշկի երանգը

Բարձրացնում է փայլը

Հիդրատներ

Ամրացնում է մաշկի պատնեշը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ դեմքի բութ երանգ, պիգմենտացիա, անհավասար երանգ, ջրազրկում, թուլացած պաշտպանիչ պատնեշ, առաձգականության կորուստ:

ՕԳՏՆԵՐԸ. Մաշկը դառնում է հարթ, առաձգական, փայլուն, խոնավանում, ձեռք է բերում հարթ երանգ:

Բաղադրիչներ: Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Վիտամին C (նատրիումի ասկորբիլ ֆոսֆատ, ասկորբինաթթու) և գլուտատիոնը հզոր տանդեմ է, որը թեթևացնում է պիգմենտացիան, նպաստում է տոնուսի հավասարեցմանը և մաշկին հաղորդում առողջ փայլ:
2. Նիացինամիդ - ամրացնում է պատնեշի գործառույթը և բարելավում է մաշկի հյուսվածքը:
3. Հիալուրոնաթթվի յոթ ձևեր - ապահովում են բազմաստիճան խորը խոնավացում՝ ներթափանցելով էպիդերմիսի տարբեր շերտեր:
4. Կերամիդների (NP, NS, AP, AS, EOP) և տրեմելլայի էքստրակտի համալիրը սնուցում է մաշկը, արդյունավետորեն վերականգնում և ամրացնում պաշտպանիչ լիպիդային պատնեշը:
5. Centella Asian (Madecassoside, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid) - ինտենսիվորեն հանգստացնում, բուժում և վերացնում է կարմրությունը:

6. Աճի գործոնների համալիր (sh-Polypeptide / Oligopeptide) - խթանում է բջիջների նորացումը, խթանում է սեփական կոլագենի արտադրությունը, որն աշխատում է բարձրացման վրա:
7. Վիտամինային համալիր (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - սնուցում, բարելավում է նյութափոխանակությունը բջիջներում և մաշկին վերադարձնում առողջ փայլ:
8. Դեքսպանտենոլ - ինտենսիվ բուժում, հանգստացնում և վերականգնում է վնասված էպիդերմիսը:

Հատկանիշներ. Գլուտատիոնի, վիտամին C-ի, նիասինամիդի և ասիական ցենտելայի հետ ակտիվ բաղադրիչների համալիրի շնորհիվ շիճուկը օգնում է հարթեցնել մաշկի երանգը և հաղորդում է այն փայլ: Հիալուրոնաթթվի յոթ ձևեր ապահովում են բազմամակարդակ խորը խոնավացում: Կերամիդները և տրեմելլայի էքստրակտը ամրացնում են պաշտպանիչ պատնեշը և սնուցում մաշկը՝ դարձնելով այն հարթ, առաձգական և փայլուն:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Քիչ քանակությամբ շիճուկ քսեք դեմքին:
2. Շիճուկը թողեք մաշկին, մինչև ամբողջովին ներծծվի:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Օգտագործելուց առաջ խորհուրդ է տրվում ալերգիկ թեստ անցկացնել:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքերի հետ անմիջական շփումից: աչքերի մեջ մտնելու դեպքում լվանալ տաք ջրով:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 30 ml.



PETIT RA

Մաշկի խնամք



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

ՀԱԿԱԾԵՐԱԿԱՆ ՄԱՇԿԻ ԽՆԱՄՔ PETIT RA-ից

Դանդաղեցնում է ծերացումը

Ինտենսիվ սնուցում և խոնավեցնում է

Աջակցում է վերածնում

Բարելավում է ամրությունը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ դեմքի մաշկի ծերացման նշաններ, չոր մաշկ, խոնավության և առաձգականության կորուստ:

ՕԳՏՆԵՐԸ՝ դանդաղեցնում է ծերացումը, ինտենսիվ սնուցում և խոնավեցնում է, նպաստում է վերականգնմանը, մեծացնում է մաշկի ամրությունն ու առաձգականությունը:

Բաղադրիչներ: Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Հիդրոլիզացված կոլագեն - բարձրացնում է մաշկի ամրությունն ու առաձգականությունը՝ շնորհիվ այն, որ այն սնուցում է այն խոնավությամբ:
2. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - այս բաղադրիչը ճանաչված է որպես բոտոքսի (բոտոքսին) արդյունավետ փոխարինող, այն հիանալի կերպով գործում է որպես կնճիռների դեմ պայքարելու միջոց: Բացի այդ, այն նվազեցնում է կնճիռների հետքերը՝ թուլացնելով մկանային կծկումները:
3. Palmitoyl tripeptide-5 - սկսում է կոլագենի սինթեզը և օգնում վերականգնել մաշկի կառուցվածքը:
4. Հեքսապեպտիդ-10-ը մաշկի pH հավասարակշռությունը վերականգնելու անփոխարինելի բաղադրիչ է, բարձրացնում է մաշկի առաձգականությունը, խտությունը, տոնուսը:
5. Ադենոզին - գործում է որպես հակաբորբոքային և կնճիռների դեմ պայքարելու միջոց, խթանում է կոլագենի սինթեզը և բարձրացնում մաշկի առաձգականությունը, ինչպես նաև դրա թափանցելիությունը:
6. Centella Asiatic - հայտնի է իր վերականգնող ազդեցությամբ, իր տերևներում և ցողունում պարունակում է մադկասոսիդ, որն օգնում է վերացնել մաշկի գրգռվածությունը, կարմրությունը և վնասելը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Պեպտիդների, կոլագենի և հիալուրոնաթթվի եզակի համալիրն ուղղված է մաշկի թերությունների դեմ պայքարին: Այն նաև նվազեցնում է կնճիռները, ունի նկատելի լիֆտինգ ազդեցություն, բարելավում է դեմքի գույնը, վերականգնում է վնասվածությունը, ինչը դրականորեն է ազդում մաշկի ընդհանուր վիճակի վրա:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.

Առաջին ճանապարհը՝ դեմքի մաշկը մանրակրկիտ մաքրեք, թեթև թփթփ շարժումներով, դեմքին քսեք շիճուկի փոքր քանակություն: Շիճուկը թողեք մաշկին մինչև ամբողջովին ներծծվի:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԵԹՈԴ. մանրակրկիտ մաքրեք դեմքի մաշկը, չափավոր քանակությամբ միջոց քսեք չոր մաշկին և կատարեք պրոցեդուրաը՝ օգտագործելով դեմքի մերսող WAU-ից, շիճուկը թողեք մաշկին մինչև ամբողջովին ներծծվի:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Ալերգիկ ռեակցիաներից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործելուց առաջ արտադրանքը փորձարկել արմունկի ծալքի ներսից: Դադարեցրեք օգտագործումը, եթե կա գրգռվածություն կամ ցան:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքերի հետ անմիջական շփումից: աչքերի մեջ մտնելու դեպքում լվանալ տաք ջրով:
4. Ապրանքը օգտագործելուց հետո խորհուրդ է տրվում քսել SPF քսուք՝ արևի լույսի ազդեցությունից պաշտպանվելու համար:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 50 ml.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

ՀԱԿԱԾԵՐԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ՍՐՈՒԿ ցողունային բջիջներով PETIT RA-ից.

Դանդաղեցնում է ծերացումը

Ինտենսիվ սնուցում և խոնավեցնում է

Աջակցում է վերածնում

Բարելավում է ամրությունը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ մաշկի ծերացման նշաններ, մաշկի առաձգականության կորուստ:

ՕԳՏՆԵՐԸ՝ դանդաղեցնում է ծերացումը, ինտենսիվ սնուցում և խոնավեցնում է, նպաստում է վերականգնմանը, մեծացնում է մաշկի ամրությունն ու առաձգականությունը:

Բաղադրիչներ: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Ցողունային բջիջների կուլտուրայի միջավայր 2% - հարթեցնում է կնճիռները:
2. Նիացինամիդ - վերականգնում է մաշկի պաշտպանիչ գործառույթը:
3. Կապրիլաթթու - ունի բակտերիոստատիկ հատկություն:
4. Հիալուրոնաթթու - կուտակում է խոնավությունը և կանխում գոլորշիացումը:
5. մզամուրճի էքստրակտ - ունի հակասեպտիկ հատկություն:
6. Galactomyces (galactomyces ferment filtrate) - կատարյալ շերտազատում և խոնավեցնում է, իսկ երկարատև օգտագործման դեպքում բարելավում է մաշկի հյուսվածքը, մեծացնում

դրա առաձգականությունը և տոնայնությունը:
7. Acetyl Hexapeptide-8 (acetylhexapeptide-8) ցածր մոլեկուլային պեպտիդ է, որը հեշտությամբ թափանցում է մաշկ, վերահսկում է ադրենալինի և նորէպինեֆրինի սեկրեցումը, որն օգնում է հարթեցնել կնճիռները և բարձրացնել մաշկի առաձգականությունը:

Բազմաֆունկցիոնալ շիճուկային քսուքը բաղկացած է ցողունային բջիջներից և 56 այլ ակտիվ բաղադրիչներից, որոնք հարթեցնում են կնճիռները, ձգում մաշկը և դարձնում այն հարթ և փայլուն: Կրեմն օգտագործում է IRB-ի կողմից հաստատված 100% չնսորացված մարդկային ցողունային բջիջների կուլտուրայի միջավայր, որը կարևոր դեր է խաղում վնասված հյուսվածքի վերականգնման և մաշկի առաձգականություն հաղորդելու գործում:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Քսուքի շիճուկը քսելուց առաջ դեմքի մաշկը մանրակրկիտ մաքրեք:
2. Կիրառեք անհրաժեշտ քանակությամբ միջոց և մատների բարձիկներով մերսեք մաշկը մինչև ամբողջովին ներծծվի:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Ալերգիկ ռեակցիաներից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործելուց առաջ արտադրանքը փորձարկել արմունկի ծալքի ներսից: Դադարեցրեք օգտագործումը, եթե կա գրգռվածություն կամ ցան:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքերի հետ անմիջական շփումից: աչքերի մեջ մտնելու դեպքում լվանալ տաք ջրով:
4. Ապրանքը օգտագործելուց հետո խորհուրդ է տրվում քսել SPF քսուք՝ արևի լույսի ազդեցությունից պաշտպանվելու համար:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 40 g.



LIPO JEUNE

ՔՐԵՄ ԱՉՔԵՐԻ ՏԱԿ Մուգ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻՑ PETIT RA-ի կողմից

Խթանում է ցողունային բջիջների նյութափոխանակությունը

Հարթեցնում է կնճիռները

Բարելավում է աչքերի ուրվագծի վիճակը և տոնուսը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ աչքերի տակ մուգ շրջանակներ, ծերացման առաջին նշաններ, կնճիռներ:

ՕԳՏՆԵՐԸ. բարելավում է աչքերի շուրջ մաշկի տոնուսը, խթանում է ցողունային բջիջների փոխանակումը, որն օգնում է հարթեցնել կնճիռները, պաշտպանում է մաշկը վնասներից:

Բաղադրիչներ: Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Նիացինամիդ - այս տեսակի վիտամին B3-ն ունի հիանալի սպիտակեցնող ազդեցություն, օգնում է բարելավել մաշկի երանգը, կանխում է բորբոքումը և վերականգնում է մաշկի պատնեշը:
2. Բիսաբոլոլ - արգելափակում է մելանինի համակցման գործընթացը՝ ճնշելով դրա արտադրությունը վաղ փուլերում:
3. WhiteTen™՝ նիասինամիդ, ացետիլգլյուկոզամին, մադեկասոսիդ, սպիտակ թթենու կեղևի, Malus pumila պտղի, մացուտակե սնկի, Oxalis triangularis-ի, Camellia sinensis-ի տերևի, Broussonetia kazinoki-ի արմատի և Camellia japonica-ի ծաղկի քաղվածքներ: 10 բուսական քաղվածքների հիմքով այս համալիրը լուսավորում է մաշկը՝ սահմանափակելով մելանոցիտներից դեպի կերատինոցիտներ գունանյութի փոխանցումը:
4. Edelweiss phytostem բջիջներ - Edelweiss ցողունային բջիջների մշակույթը հարուստ է հակաօքսիդանտներով, որոնք ճնշում են օքսիդատիվ սթրեսը,

Մշակույթը արդյունավետ է մաշկի հյուսվածքի գրգռվածության և վերականգնման համար:
5. LotuStem™ (բութիլեն գլիկոլ, ջուր, Andrographis paniculata էքստրակտ) ակտիվացնում է բջիջների բաժանումը:
6. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - այս բաղադրիչը ճանաչված է որպես բոտոքսի (բոտոքսին) արդյունավետ փոխարինող, այն հիանալի գործում է որպես կնճիռների դեմ պայքարելու միջոց: Բացի այդ, այն նվազեցնում է կնճիռների հետքերը՝ թուլացնելով մկանային կծկումները:
7. Հիդրոլիզացված կոլագեն - մեծացնում է մաշկի առաձգականությունն ու խտությունը՝ ապահովելով այն խոնավությամբ:
8. Eosidin®-ը (propanediol, ջուր, մանդարինի կեղևի էքստրակտ) եզակի համալիր է, որն ունի հակաբորբոքային ազդեցություն՝ շնորհիվ ցիտրուսում պարունակվող հակաօքսիդանտների և ֆլավոնոիդների:
9. Ադենոզին - գործում է որպես հակաբորբոքային և հակատարիքային միջոց, նպաստում է կոլագենի սինթեզին և բարելավում է մաշկի առաձգականությունը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. Քսուքն ունի յուրահատուկ բաղադրություն, որի շնորհիվ այն լուսավորում և տոնուսավորում է աչքերի շուրջ մաշկը, ինչպես նաև հարթեցնում կնճիռները: Edelweiss-ի կուլտուրայի էքստրակտը և արտոնագրված LotuStemTM խթանում են ցողունային բջիջների փոխանակումը՝ օգնելով հարթեցնել աչքերի շուրջ կնճիռները, իսկ FDA-ի կողմից հաստատված White Ten բանաձևը, որը պարունակում է 10 բուսական էքստրակտ, բարելավում է աչքերի շուրջ մաշկի երանգը:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Քսուքը քսելուց առաջ դեմքի մաշկը մանրակրկիտ մաքրեք:
2. Կիրառեք անհրաժեշտ քանակությամբ միջոց և մատների բարձիկներով մերսեք մաշկը մինչև ամբողջովին ներծծվի:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Ալերգիկ ռեակցիաներից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործելուց առաջ արտադրանքը փորձարկել արմունկի ծալքի ներսից: Դադարեցրեք օգտագործումը, եթե կա գրգռվածություն կամ ցան:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքերի հետ անմիջական շփումից: աչքերի մեջ մտնելու դեպքում լվանալ տաք ջրով:
4. Ապրանքը օգտագործելուց հետո խորհուրդ է տրվում քսել SPF քսուք՝ արևի լույսի ազդեցությունից պաշտպանվելու համար:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 50 ml.



O2 DETOX CLEANSING GEL

ԹԹՎԱԾՆՈՎ ԳԵԼ ԴԵՄՔԻ ՄԱՇԿԸ PETIT RA-ից մաքրելու համար.

Մաքրում է | Ձգում է ծակոտիները | Հանգստացնում է | Բարելավում է ամրությունը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. լայնացած ծակոտիներ, ճարպի արտազատման մակարդակի բարձրացում:

ՕԳՏՆԵՐԸ: Այն մաքրում է, նեղացնում ծակոտիները, մեծացնում է առաձգականությունը, հանգստացնում է:

Բաղադրիչներ: Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Ակրիլատային համապոլիմեր - մաշկի վրա ստեղծում է բարակ շերտ, որը մեծացնում է սննդանյութերի կպչունությունը/թափանցելիությունը և ունի կայուն ազդեցություն: Այն խոնավեցնում և նրբորեն փաթաթում է մաշկը լվանալուց հետո:
2. Կոկամիդոպրոպիլբետահին - ստեղծում է փափուկ փրփուր և ունի մաքրող ուժ:
3. Disodium Cocoamphodiacetate-ը նուրբ, չգրգռող մաքրող բաղադրիչ է, որը հարմար է զգայուն մաշկի համար:
4. Կիտրոնի մրգի էքստրակտ - արգելափակում է խոնավության գոլորշիացումը՝ նպաստելով մաշկի խոնավացմանը: Այն ունի հանգստացնող ազդեցություն, կանխում է աղտոտումը և բարելավում մաշկի երանգը:
5. Կենցաղային խնձորի մրգի էքստրակտ - պաշտպանում է մաշկը օքսիդացումից, մաշկի երանգը դարձնում ավելի պայծառ:
6. Նարնջի քաղցր մրգի էքստրակտ - օգնում է մաշկը պաշտպանել ազատ ռադիկալների օքսիդացումից, որը մաշկի ծերացման հիմնական պատճառն է:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Թթվածնի հետ շփվելիս գելը փրփուր է ձևավորում և նրբորեն ազդում է մաշկի վրա: Գործիքը արդյունավետորեն պայքարում է աղտոտվածության դեմ, օգնում է հեռացնել դիմահարդարումը և ավելորդ ճարպը, նեղացնում է ծակոտիները: Ապրանքը հարմար է ցանկացած տեսակի մաշկի համար, խորհուրդ է տրվում ցանկացած տարիքի կանանց:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Ապրանքի փոքր քանակությունը քսեք դեմքի չոր մաշկին՝ ուշադրություն դարձնելով T-գոտուն:
2. Թթվածնի պղպջակները կհայտնվեն մի քանի վայրկյանից, իսկ 1 րոպե հետո դրանց թիվը կհասնի առավելագույնի: Ավելի խիտ փրփուր ստեղծելու համար մաշկը մերսեք մատների ծայրերով կամ լվացվելու համար նախատեսված խոզանակով:

3. Մանրակրկիտ լվանալ ջրով: Անցեք ձեր սովորական ցերեկային կամ գիշերային մաշկի խնամքին:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Ալերգիկ ռեակցիաներից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործելուց առաջ արտադրանքը փորձարկել արմունկի ծալքի ներսից: Դադարեցրեք օգտագործումը, եթե կա գրգռվածություն կամ ցան:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքերի հետ անմիջական շփումից: աչքերի մեջ մտնելու դեպքում լվանալ տաք ջրով:
4. Ապրանքը օգտագործելուց հետո խորհուրդ է տրվում քսել SPF քսուք՝ արևի լույսի ազդեցությունից պաշտպանվելու համար:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 120 ml.



PAD CYPRESS TONIC

ՀԱՆԳՍՏԱՑՆՈՂ ԿՈՍՄԵՏԻԿ ՍԿՍԱՎՈՐՆԵՐ PETIT RA-ի ԴԵՄՔԻ ՀԱՄԱՐ

Մաքրում է | Հնչերանգներ | Ձգում է ծակոտիները | Հանգստացնում է | Հիդրատներ

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. լայնացած ծակոտիներ, մաշկի ճարպի մակարդակի ավելացում, մաշկի չորության և ձգվածության զգացում:

ՕԳՏՆԵՐԸ՝ մաքրում, տոնուսավորում, ծակոտիների նեղացում, հանգստացնող ազդեցություն, մաշկի խոնավացում:

Բաղադրիչներ: Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Ալոե վերայի տերեւի էքստրակտը փափկեցնում եւ խոնավեցնում է դերմիսը՝ վերականգնելով նրա կառուցվածքը: Այն օգնում է ազատվել կլեպից և չորությունից, ինչպես նաև վերականգնում է արևի լույսից կամ այլ գրգռիչներից վնասված մաշկը:
2. Ճապոնական Dioscorea արմատի էքստրակտ - հակադարձում է մաշկի վտանգավոր տարրերին՝ նվազագույնի հասցնելով խնդրահարույց մաշկի վնասը:
3. Ulmus davidiana արմատի էքստրակտը հանգստացնում է զգայուն մաշկը և հարթեցնում մաշկի երանգը:
4. Վայրի յամանի արմատի քաղվածք - ունի հակաօքսիդանտ և հակաբորբոքային հատկություն, օգնում է պայքարել պզուկների և ցանկացած տեսակի բորբոքումների դեմ, երիտասարդացնում է մաշկը և բարձրացնում նրա տոնուսը:
5. Մանուշակի ծաղիկների էքստրակտ - պաշտպանում է սթրեսից և շրջակա միջավայրի ագրեսիվ ազդեցություններից, պաշտպանում և հանգստացնում է մաշկը, հաղորդում է փայլ և առաձգականություն: Հարմար է բորբոքված, խնդրահարույց և շերտավոր մաշկի խնամքի համար:
6. Քաղցրավենիքի արմատի էքստրակտ - լուսավորում է մաշկը, պայքարում ազատ ռադիկալների դեմ, որոնք մաշկի վաղ ծերացման պատճառ են հանդիսանում: Այն ունի հակաբորբոքային և հակասեպտիկ հատկություն: Հիանալի է յուղոտ մաշկի համար:
7. Դեղատնային երիցուկի ծաղկի էքստրակտ - արդյունավետորեն հանգստացնում և փափկեցնում է զգայուն, կարմրավուն մաշկը: Ճնշում է NF-KB սպիտակուցի ակտիվացումը՝ կարգավորելով բորբոքային պրոցեսները:
8. Ասիական ցենտելլայի էքստրակտ - Հայտնի է իր վերականգնող ազդեցությամբ, բույսն իր տերևներում և ցողունում պարունակում է Մադեկասոսիդ, որն օգնում է վերացնել

գրգռվածություն, կարմրություն և մաշկի վնաս:
9. HerbExTM Rosemary Extract (խնկունի տերևի էքստրակտ, ջուր, 1.3-բութիլեն գլիկոլ) - պաշտպանում է մաշկը ազատ ռադիկալներից՝ մաշկի ծերացման հիմնական պատճառը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Դեմքի կոսմետիկ բարձիկներ, որոնք ներծծված են կիպրոսի վրա հիմնված սննդարար տոնիկով, մաքրում են, հանգստացնում, խոնավեցնում մաշկը, նրբորեն և զգուշորեն հեռացնում են կոսմետիկայի մնացորդները և աղտոտվածությունը: Սկավառակի նյութը 100% բամբակ է, որն ապահովում է հիանալի տեղավորում: Փափուկ գործվածքը սերտորեն համապատասխանում է մաշկին՝ մեծացնելով տոնիկի արդյունավետությունը: Ալոեի և ցենտելլայի բաղադրության մեջ պարունակվող Ասիան արագացնում է մաշկի բջիջների վերականգնումը, հիանալի կերպով դիմակայում է գրգռվածությանը, հանգստացնում է մաշկը ուլտրամանուշակագույն լույսի ազդեցությունից հետո, ինչպես նաև օգնում է դեմքի ցուրտ ազդեցությանը և քամու այրմանը: Ապրանքը հարմար է ցանկացած տեսակի մաշկի համար, խորհուրդ է տրվում ցանկացած տարիքի կանանց:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.

Առաջին ճանապարհը՝ միջադիրը հանեք տարայից և մաքրեք դեմքի մաշկը:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԵԹՈԴ. Հեռացրեք բարձիկը տարայից և օգտագործեք այն Sonic տեխնոլոգիայով WAU-ի դեմքի մերսողի հետ՝ սննդանյութերի ավելի արդյունավետ ներթափանցման համար:

Երրորդ մեթոդ՝ օգտագործել որպես դիմակ շաբաթական 1-2 անգամ: Բարձիկները 5-10 րոպե դրեք դեմքի ցանկալի հատվածի վրա, ապա հանեք բարձիկները և մնացած միջոցը տարածեք մաշկի վրա:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Ալերգիկ ռեակցիաներից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործելուց առաջ արտադրանքը փորձարկել արմունկի ծալքի ներսից:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքերի հետ անմիջական շփումից: աչքերի մեջ մտնելու դեպքում լվանալ տաք ջրով:
4. Ապրանքը օգտագործելուց հետո խորհուրդ է տրվում քսել SPF քսուք՝ արևի լույսի ազդեցությունից պաշտպանվելու համար:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 200 ml (70 հատ):



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

ԼԻՖՏԻՆՏ ԴԵՄՔԻ բարձիկներ PETIT RA-ից

Հանգստացնում է

Բարելավում է մաշկի ամրությունը

Բարձրացնող էֆեկտ

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ չոր մաշկ, ծերացման առաջին նշաններ.

ՕԳՏՆԵՐ. Հանգստացնող, մեծացնում է մաշկի առաձգականությունը:

Բաղադրիչներ: Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Մանդարին ունշիու մրգի էքստրակտ, գրեյպֆրուտի մրգի էքստրակտ - հանգստացնում է մաշկը, բարձրացնում նրա առաձգականությունը, ունեն հակաբորբոքային հատկություններ, պայքարում են պիգմենտացիայի դեմ, գունաթափում են մաշկը:
2. Sparassis crispa էքստրակտը հակազդում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման բացասական ազդեցություններին, ինտենսիվ խոնավեցնում, ամրացնում է պաշտպանիչ գործառույթները, նվազեցնում հյուսվածքների զգայունությունը և օգնում է պահպանել մաշկի խոնավությունը:
3. Sophora flavescens-ի արմատի էքստրակտը, Suaeda japonica-ի տերևների/արմատների/ցողունի ֆերմենտացված էքստրակտը, Camellia sinensis-ի տերևի էքստրակտը և կիտրոնի մրգի մզվածքը հանգստացնում են մաշկը և ամրացնում նրա բնական պատնեշը:
4. Andrographis paniculata էքստրակտը նպաստում է մաշկի առաձգականությանը և կոլագենի սինթեզին:
5. Սպիտակ մզամուրճի էքստրակտ - հեռացնում է մաշկի վրա գոյացած ակտիվ թթվածինը, կանխում և դանդաղեցնում է մաշկի ծերացումը, ամրացնում է մաշկի պատնեշը:
6. 2 տեսակի պեպտիդներ (tripeptide-10 citruline, tripeptide-1) - մաշկը դարձնում են ավելի առաձգական:
7. Ադենոզին - գործում է որպես հակաբորբոքային և կնճիռների դեմ պայքարելու միջոց, խթանում է կոլագենի սինթեզը և բարձրացնում մաշկի առաձգականությունը, ինչպես նաև դրա թափանցելիությունը:

8. Նիացինամիդ - այս տեսակի վիտամին B3-ն ունի հիանալի սպիտակեցնող ազդեցություն, օգնում է բարելավել մաշկի երանգը, կանխում է բորբոքումը և վերականգնում է մաշկի պատնեշը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Դեմքի համար նախատեսված կոսմետիկ բարձիկներ՝ ներծծված պեպտիդային համալիրի վրա հիմնված լիֆտինգ էֆեկտով տոնիկով, պայքարում են պիգմենտացիայի և տարիքային մաշկի փոփոխությունների դեմ: Սկավառակի նյութը 100% բամբակ է, որն ապահովում է հիանալի տեղավորում: Փափուկ գործվածքն ամուր կպչում է մաշկին՝ բարձրացնելով տոնիկի արդյունավետությունը: Կազմում ժենշենի արմատի էքստրակտը նպաստում է կնճիռների հարթեցմանը, դիմակայում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների բացասական ազդեցությանը, ունի հակաբորբոքային ազդեցություն: Ապրանքը հարմար է ցանկացած տեսակի մաշկի համար, խորհուրդ է տրվում ցանկացած տարիքի կանանց:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.

Առաջին ճանապարհը՝ միջադիրը հանեք տարայից և մաքրեք դեմքի մաշկը:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԵԹՈԴ. Հեռացրեք բարձիկը տարայից և օգտագործեք այն Sonic տեխնոլոգիայով WAU-ի դեմքի մերսողի հետ՝ սննդանյութերի ավելի արդյունավետ ներթափանցման համար:

Երրորդ մեթոդ՝ օգտագործել որպես դիմակ շաբաթական 1-2 անգամ: Բարձիկները 10-20 րոպե դրեք դեմքի ցանկալի հատվածի վրա, ապա հանեք բարձիկները և մնացած միջոցը տարածեք մաշկի վրա:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Ալերգիկ ռեակցիաներից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործելուց առաջ արտադրանքը փորձարկել արմունկի ծալքի ներսից:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքերի հետ անմիջական շփումից: աչքերի մեջ մտնելու դեպքում լվանալ տաք ջրով:
4. Ապրանքը օգտագործելուց հետո խորհուրդ է տրվում քսել SPF քսուք՝ արևի լույսի ազդեցությունից պաշտպանվելու համար:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 200 ml (70 հատ):



SOS BODY FIT

ՀԱԿԱՑԵԼՅՈՒԼԻՏԱՅԻՆ ՔՐԵՄ PETIT RA-ից

Թիրախում է ցելյուլիտը

Խթանում է նյութափոխանակության գործընթացները

Վերականգնում է ամրությունը

Բարելավում է առաձգականությունը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ցելյուլիտ, մարմնի մաշկի ամրության և առաձգականության կորուստ, չորության և կոշտության զգացում:

ՕԳՏՆԵՐԸ. վերացնում է ցելյուլիտը, արագացնում է նյութափոխանակության գործընթացները, վերականգնում է առաձգականությունը և մեծացնում է մաշկի առաձգականությունը:

Բաղադրիչներ: Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Lactobacilli / սոյայի ֆերմենտացված էքստրակտ - ապահովում է գերազանց խոնավացում:
2. Բրինձի էքստրակտ - իր բաղադրության մեջ պարունակում է անտոցիանին, վիտամին C և -կարոտին, որոնք ապահովում են ուժեղ հակաօքսիդանտ գործառույթներ: Բրնձի կեղևից ստացված յուղը խոնավեցնում է մաշկը և պայքարում բակտերիաների դեմ:
3. Վայրի սոյայի սերմի էքստրակտ - օգնում է մաշկի բջիջների վերականգնմանը, գործում է որպես հակաօքսիդանտ, օգնում է բարելավել բջջային նյութափոխանակությունը:
4. Հնդկական քնջութի սերմի էքստրակտ - ունի սելենի, տոկոֆերոլի և այլ հակաօքսիդանտների ավելի մեծ պարունակություն, քան սովորական քունջութը, ինչը թույլ է տալիս պայքարել կնճիռների դեմ և ամրացնել մաշկի առաձգականությունը:
5. Միամյա արևածաղկի ձեթը հանգստացնում է մաշկի բորբոքումն ու գրգռվածությունը:
6. Ձիթապտղի մրգի յուղ - դանդաղեցնում է մաշկի ծերացումը, պաշտպանում այն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից: Այն ունի հակաօքսիդանտ ազդեցություն, փափկեցնում և խոնավեցնում է մաշկը, ուժեղացնում է նրա իմունային ֆունկցիան:
7. HerbExTM Կանաչ թեյի Էքստրակտ (բութիլեն գլիկոլ, ջուր, թեյի տերեւների էքստրակտ (camelia Chinese) - ունի հակաօքսիդանտ, հակաբորբոքային ազդեցություն, պայքարում է կնճիռների դեմ:

8. HerbExTM նարդոսի էքստրակտ (ջուր, բուտիլեն գլիկոլ, նեղ տերևներով նարդոսի էքստրակտ) - հանգստացնում է մաշկը՝ ակտիվացնելով մաշկի բջիջների կյանքի ցիկլը՝ թույլ տալով նրանց ավելի արագ անցնել մաշկի նոր շերտ: Պայքարում է բորբոքային պրոցեսների դեմ և նվազեցնում բորբոքումների քանակը:

Հատկանիշներ. եզակի բնական բաղադրիչների վրա հիմնված հակացելյուլիտային մոդելավորման քսուքն ակտիվացնում է նյութափոխանակության գործընթացները, օգնում է բարձրացնել մաշկի ամրությունն ու առաձգականությունը, բարելավում է ավշային հոսքը և խորը խոնավեցնում:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.

Առաջին ճանապարհը. ցնցուղ ընդունեք՝ օգտագործելով սկրաբ (մարմնի այն հատվածներում, որտեղ նախատեսում եք մերսել): Կրեմը քսեք խնդրահարույց հատվածներին և մերսեք EMS/RF մարմնի մերսող սարքով: Ավարտեք պրոցեդուրան լուսադիոդային թերապիայով մերսումով: Կրեմի մնացորդները տարածեք ձեռքերով և թողեք մաշկին մինչև ամբողջովին ներծծվի:

Երկրորդ մեթոդը՝ արտադրանքը քսել մարմնին և տարածել շրջանաձև շարժումներով: Կիրառելուց հետո մաշկի վրա նկատելի ջերմություն կզգաք: Քայլեք խնդրահարույց հատվածների (օրինակ՝ ազդրերի, որովայնի, մեջքի) շարժումներով: Խթանել արյան շրջանառությունը՝ ձեռքերով մաշկը սեղմելով՝ շարժվելով ուղղումներ պահանջող վայրեր: Կրեմի մնացորդները թողեք մաշկին մինչև ամբողջովին ներծծվի: Կրեմի մնացորդները ձեռքերից մանրակրկիտ լվացեք ջրով:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Ալերգիկ ռեակցիաներից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործելուց առաջ արտադրանքը փորձարկել արմունկի ծալքի ներսից: Դադարեցրեք օգտագործումը, եթե կա գրգռվածություն կամ ցան:
2. Արգելվում է կրեմ օգտագործել հղիության ընթացքում կամ սոյայի նկատմամբ ալերգիայի առկայության դեպքում:
3. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
4. Խուսափեք աչքերի հետ անմիջական շփումից: աչքերի մեջ մտնելու դեպքում լվանալ տաք ջրով:
5. Ապրանքը օգտագործելուց հետո խորհուրդ է տրվում քսել SPF քսուք՝ արևի լույսի ազդեցությունից պաշտպանվելու համար:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 200 ml.



SPICULE EYE CREAM

ՔՐԵՄ ԱՉՔԵՐԻ ՇՐՋԱՅԻՆ ՄԱՇԿԻ ՀԱՄԱՐ PETIT RA-ից

Դանդաղեցնում է ծերացումը

Բարելավում է միկրո շրջանառությունը

Հակաօքսիդիչ գործողություն

Հարթեցնում է կնճիռները

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ծերացման նշաններ, աչքերի տակ մուգ շրջանակներ, կնճիռներ:

ՕԳՏՆԵՐԸ՝ դանդաղեցնում է ծերացումը, բարելավում է միկրոշրջանառությունը, հակաօքսիդանտ ազդեցությունը, նպաստում է մաշկի վերականգնմանը, սպիտակեցնում և հարթեցնում է կնճիռները:

Բաղադրիչներ: Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1. Նիացինամիդ - B3 վիտամինի այս տեսակը հիանալի սպիտակեցնող ազդեցություն ունի, այն նաև նվազեցնում է ընդլայնված ծակոտիների տեսանելիությունը, խոնավեցնում է մաշկը և կանխում պիգմենտային բծերի առաջացումը:
2. STeMiNTM՝ մարդու ցողունային բջիջներով պայմանավորված միջավայր, ուժեղացնում է մաշկի երիտասարդացումը ցողունային բջիջների ճարպերի միջոցով, որոնք պարունակում են ավելի քան 50 տարբեր աճի գործոններ:
3. PDRN-ը (պոլիդեօքսիռիբոնուկլեոտիդները) շինանյութ է մաշկի տարիքային բջիջներից վնասված ԴՆԹ-ի վերականգնման համար: Մաշկի վրա քսելիս այն օգնում է նեղացնել ծակոտիները, հարթեցնել կնճիռները և վերականգնել մաշկը:
4. Հիդրոլիզացված կոլագեն - մեծացնում է մաշկի առաձգականությունն ու խտությունը՝ ապահովելով այն խոնավությամբ:
5. HerbExTM Hyaluron (բութիլեն գլիկոլ, ջուր, նատրիումի hyaluronate crosspolymer) - Hyaluronic թթուն ունի ջրի մոլեկուլների ծավալը պահելու ունակություն, որը 1000 անգամ ավելի մեծ է, քան ինքն իրեն, ուստի այն հսկայական դեր է խաղում մաշկը պաշտպանելու, խոնավացնելու, յուղելու և ամրացնելու գործում:

6. Eosidin®-ը (propanediol, ջուր, մանդարինի կեղևի էքստրակտ) եզակի համալիր է, որն ունի հակաբորբոքային ազդեցություն՝ շնորհիվ ցիտրուսում պարունակվող հակաօքսիդանտների և ֆլավոնոիդների:
7. LotuStem™ (բութիլեն գլիկոլ, ջուր, Andrographis paniculata էքստրակտ) ակտիվացնում է բջիջների բաժանումը:
8. Super Centella (Madecassoside, Asiaticoside) - նպաստում է բջիջների արագ վերարտադրությանը և վնասված հատվածում կոլագենի սինթեզին: Այն բարձր արդյունավետ է գրգռվածության, բորբոքման դեմ, նպաստում է տարիքային մաշկի վերականգնմանը:
9. SUPER EGF (EGF - էպիդերմալ աճի գործոն, sh-oligopeptide-1) - էպիդերմիսի աճի գործոնով պեպտիդները նպաստում են կոլագեն պարունակող ֆիբրոբլաստների վերարտադրությանը և սնուցում մաշկը:
10. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - այս բաղադրիչը ճանաչվել է որպես բոտոքսի (բոտոքսին) արդյունավետ փոխարինող, այն հիանալի գործում է որպես կնճիռների դեմ պայքարելու միջոց: Բացի այդ, այն նվազեցնում է կնճիռների հետքերը՝ թուլացնելով մկանային կծկումները:
11. Ադենոզին - գործում է որպես հակաբորբոքային և կնճիռների դեմ պայքարող միջոց, խթանում է կոլագենի սինթեզը և բարձրացնում մաշկի առաձգականությունը, ինչպես նաև դրա թափանցելիությունը:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. Երիտասարդացնող աչքերի քսուքը պարունակում է քաղցրահամ ջրի սպունգների բնական միկրոասեղներ (սպիկուլներ), որոնք բացում են հազարավոր միկրոալիքներ մաշկի մեջ, ինչը թույլ է տալիս կրեմի ակտիվ բաղադրիչներին ներթափանցել մաշկի խորը շերտերը և ապահովել տեսանելի լիֆտինգ էֆեկտ: Micro Needling Treatment-ը (երիտասարդացում միկրոասեղներով) օգնում է ակտիվացնել մաշկի վերականգնողական ֆունկցիաները՝ մեղմ գրգռվածության պատճառով:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.
1. Գործիքը խորհուրդ է տրվում օգտագործել 3-ից 10 օր ցիկլերով՝ 1-ից 2 շաբաթ ընդմիջումով:
2. Ապրանքի փոքր քանակությունը քսեք չոր և մաքրված մաշկին՝ աչքի ներսից մինչև քունքերը՝ սկզբում ստորին, իսկ հետո վերին ուղեծրի ոսկորների երկայնքով:
3. Տարածեք կրեմը և մերսեք մատների բարձիկներով:

Նախազգուշական միջոցներ.
1. Ալերգիկ ռեակցիաներից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործելուց առաջ արտադրանքը փորձարկել արմունկի ծալքի ներսից: Դադարեցրեք օգտագործումը, եթե կա գրգռվածություն կամ ցան:
2. Մի քսեք միջոցը մաշկի վնասված հատվածներին:
3. Խուսափեք աչքերի հետ անմիջական շփումից: աչքերի մեջ մտնելու դեպքում լվանալ տաք ջրով:
4. Ապրանքը օգտագործելուց հետո խորհուրդ է տրվում քսել SPF քսուք՝ արևի լույսի ազդեցությունից պաշտպանվելու համար:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. Պահել փակ փաթեթում +5°-ից +25°C ջերմաստիճանում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ԾԱՎԱԼ: 2 տուփ յուրաքանչյուրը 10 g.



Սննդային հավելումներ



A + E COMPLEX

A & E Վիտամինների Կոմպլեքս (Փափուկ, 700 mg)

Աջակցում է ոսկորների, մկանների և նյարդային համակարգի աշխատանքին

Աջակցում է նորմալ նյութափոխանակությանը

Աջակցում է իմունիտետին

Առողջ մազեր, մաշկ և եղունգներ

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ մաշկի չորություն և կլեպ, փխրուն եղունգներ և եղունգների թիթեղների բնական փայլի կորուստ, թուլություն, իմունիտետի թուլացում:

Բաղադրիչներ: DL-alpha-Tocopheryl acetate (վիտամին E), Զտված բուսական յուղ (արևածաղկի), Պարկուճի պատյան (ժելատին, գլիցերին (խտացուցիչ), ջուր), Վիտամին A.

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
• Վիտամին A - 2.6 mg
• Վիտամին E - 100 mg

Ընդունման եղանակը՝ ուտելու ընթացքում՝ ջրով:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: Օրական 1 անգամ՝ 1 պատիճ: A և E վիտամինների ավելցուկից խուսափելու համար մի՛ գերազանցեք առաջարկվող չափաբաժինը:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (1 պարկուճ):
Վիտամին A - 325%
Վիտամին E - 1000%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: 2-3 շաբաթ. Կրկնեք տարեկան 3-4 անգամ 1-2 ամիս ընդմիջումներով:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Գերզգայունություն, A և E հիպերվիտամինոզ, մանկություն (մինչև 18 տարեկան), հղիություն, լակտացիայի շրջան:
2. Ծայրահեղ զգուշությամբ՝ թիրոտոքսիկոզ, խոլեցիստիտ, անոթային թափանցելիության բարձրացմամբ ուղեկցվող (CHF, քրոնիկ գլոմերուլոնեֆրիտ և այլն), ինչպես նաև լյարդի ցիռոզի, վիրուսային հեպատիտի, երիկամային անբավարարության, ալկոհոլիզմի, ծերության, հիպոպրոթրոմբինեմիայի դեպքում:

Տարրերի տեսակը՝ ճարպ լուծվող:

Փոխադարձ լրացնող տարրեր՝ կոֆերմենտ Q10, երկաթ, ցինկ, վիտամին C:

Հակասական տարրեր՝ հակակոագուլյանտներ: Ջրում լուծվող վիտամինների հետ համատեղելիս պահպանել 2-3 ժամ ընդմիջում:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



ALPHA LIPOIC ACID

ԱԼՖԱ-ԼԻՊՈՒԿ ԹԹՈՒ (ցելյուլոզային պարկուճներ, 450 mg)

Աջակցում է սրտանոթային և լյարդի առողջությանը

Քաշի կառավարում և նյութափոխանակության աջակցություն

Դանդաղեցնում է ծերացումը

Արյան շաքարի վերահսկում

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ածխաջրերի և լիպիդային նյութափոխանակության խախտում, օքսիդատիվ սթրես, հոգնածություն և էներգիայի կորուստ, նյութափոխանակության դանդաղում:

Բաղադրիչներ: Միկրոբյուրեղային ցելյուլոզա (կրող), Մալտոդեքստրին (փոխադրող), Ալֆա-լիպոիկ թթու, Ժելատինի պարկուճ, Սիլիցիումի երկօքսիդ (հակաքարային նյութ).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
Ալֆա-լիպոաթթու - 100 mg

Ընդունեք 1 պատիճ, օրական 1 անգամ, սննդի հետ:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 1 պարկուճ օրական 1 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (1 պարկուճ):
Ալֆա-լիպոաթթու - 333%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: Կուրս՝ 1 ամիս (4 շաբաթ): Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կրկնել:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Անհատական անհանդուրժողականություն բաղադրիչների նկատմամբ:
2. Հղիություն, կրծքով կերակրելը.

Տարրերի տեսակը՝ ճարպաթթու:

Փոխադարձ լրացնող տարրեր՝ կոֆերմենտ Q10, երկաթ, ցինկ, վիտամին C:

ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ տարրեր՝ արյան շաքարի մակարդակը իջեցնող դեղամիջոցներ, երկաթ:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



ARTHRO ACTIVE

ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՀԱՄԱԼԻՐ (ԿԱՐԴ ԺԵԼԱՏԻՆԱՅԻՆ պարկուճներ, 450 mg)

Ջլերի և կապանների վերականգնում վնասվածքից կամ վիրահատությունից հետո

Բարելավում է հոդերի շարժունակությունը

Աջակցում է աճառի վերականգնմանը

Ամրացնում է ոսկրային հյուսվածքը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ անհարմարություն և ցավ հոդերի մեջ, շարժումների կոշտություն, աճառային հյուսվածքների քայքայում:

Բաղադրիչներ: Մեթիլսուլֆոնիլմեթան, Հիդրոլիզացված ձկան կոլագեն, Պարկուճի պատյան (ժելատին), L - ասկորբինաթթու (վիտամին C), աստաքսանտին.

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
• Մեթիլսուլֆոնիլմեթան - 250 mg
• Կոլագեն - 167.5 mg
• Վիտամին C - 22.5 mg
• Աստաքսանտին - 0.5 mg

Ընդունեք 2 պատիճ, օրական 2 անգամ, ուտելու ընթացքում՝ ջրով:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: Օրական 4 պարկուճ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (4 պարկուճ):
• Մեթիլսուլֆոնիլմեթան - հաստատված չէ:
• Կոլագեն - հաստատված չէ:
• Վիտամին C - 90%
• Աստաքսանտին - 100%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: 1 ամիս (4 շաբաթ) Անհրաժեշտության դեպքում ընդունելությունը կարող է կրկնվել 3-4 շաբաթ անց:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 80.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Անհատական անհանդուրժողականություն բաղադրիչների նկատմամբ:
2. Հղիություն, կրծքով կերակրելը.

ՏԱՐՐԻ ՏԵՍԱԿԸ:
• Մեթիլսուլֆոնիլմեթանը բնական ծծումբ պարունակող օրգանական նյութ է:
• Կոլագենը ջրում լուծվող է:
• Վիտամին C-ն ջրում լուծվող է:
• Աստաքսանտինը ճարպային լուծվող է:

Փոխադարձ լրացնող տարրեր՝ օմեգա-3, վիտամին D, կալցիում

Հակասական տարրեր՝ հակակոագուլյանտներ: Հավելվածը ավելի քիչ լավ է ներծծվում, երբ ընդունվում է NSAID-ների հետ միասին:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



B-COMPLEX

B VITAMIN COMPLEX (կոշտ ժելատինային պարկուճներ, 360 mg)

Աջակցում է էներգիայի նյութափոխանակությանը

Նյարդային համակարգի աջակցություն

Առողջ մազեր, մաշկ և եղունգներ

Աջակցում է սրտի և արյան անոթներին

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ հոգնածություն, թուլություն, վերջույթների թմրություն, անհանգստություն, մաշկի, մազերի և լորձաթաղանթների հետ կապված խնդիրներ:

Բաղադրիչներ: Միկրոբյուրեղային ցելյուլոզա (կրող), Պարկուճի պատյան (ժելատին), Վիտամին B8 (ինոզիտոլ), Վիտամին B3 (նիկոտինամիդ), Վիտամին B5 (կալցիումի D-պանտոտենատ), Վիտամին B2 (ռիբոֆլավին), Վիտամին B6 (պիրիդոքսին հիդրոքլորիդ), Վիտամին B1 (թիամինի հիդրոքլորիդ), Վիտամին B12 (ցիանոկոբալամին), Վիտամին B9 (ֆոլաթթու), Վիտամին B7 (բիոտին).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
• Վիտամին B8 - 50 mg
• Վիտամին B3 - 30 mg
• Վիտամին B5 - 8 mg
• Վիտամին B2 - 4 mg
• Վիտամին B6 - 4 mg
• Վիտամին B1 - 3 mg
• Վիտամին B9 - 0.4 mg
Վիտամին B7 - 0.15 mg
• Վիտամին B12 - 0.002 mg

Ընդունեք 1 պատիճ, օրական 1 անգամ, սննդի հետ:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 1 պարկուճ օրական 1 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (1 պարկուճ):
Վիտամին B8 - 10%
Վիտամին B3 - 166.7%
Վիտամին B5 - 133.3%
Վիտամին B2 - 250%
Վիտամին B6 - 200%
Վիտամին B1 - 214%
Վիտամին B9 - 200%
Վիտամին B7 - 300%
Վիտամին B12 - 200%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: Կուրս՝ 1 ամիս (4 շաբաթ): Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կրկնել:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Անհատական անհանդուրժողականություն բաղադրիչների նկատմամբ:
2. Հղիություն, կրծքով կերակրելը.

Տարրի տեսակը՝ ջրում լուծվող:

Փոխադարձ լրացնող տարրեր՝ մագնեզիում, վիտամին C, ցինկ, երկաթ, կալցիում, պրոբիոտիկներ:

Կոնֆլիկտային տարրեր՝ կոֆեին:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



BIOTIN

ԲԻՈՏԻՆ (կոշտ ժելատինային պարկուճներ, 385 mg)

Խթանում է մազերի աճը

Ամրացնում է մաշկը, մազերը և եղունգները

Օգնում է պահպանել արյան շաքարի կայուն մակարդակը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ նոսրացում և մազաթափություն, եղունգների փխրունություն և շերտավորում, չորություն, մաշկի թեփոտում:

Բաղադրիչներ: Միկրոբյուրեղային ցելյուլոզա (կրող), Ժելատին պարկուճ (ժելատին, ցինկի օքսիդ - գունավորում), Բիոտին (վիտամին B7), Կալցիումի ստեարատ (հակաբեկորային միջոց).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
Բիոտին (վիտամին B7) - 5000 g

Ընդունեք 1 պատիճ, օրական 1 անգամ, սննդի հետ:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 1 պարկուճ օրական 1 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (1 պարկուճ):
Բիոտին (վիտամին B7) - 10000%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: Կուրս՝ 1 ամիս (4 շաբաթ): Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կրկնել:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ապրանքի բաղադրիչների նկատմամբ զգայունության բարձրացում:
2. Հղիություն, կրծքով կերակրման շրջան:
3. Երիկամային անբավարարություն.

Տարրի տեսակը՝ ջրում լուծվող:

Փոխադարձ լրացնող տարրեր՝ B վիտամիններ, ցինկ, սելեն, մագնեզիում:

Կոնֆլիկտային տարրեր. վիտամին C-ի բարձր չափաբաժիններ:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



CHLOROPHYLL

ՔԼՈՐՈՖԻԼ (ՀԵՂՈՒԿ խտանյութ, 500 ml)

Հակաբակտերիալ ազդեցություն

Աջակցում է իմունիտետին

Աջակցում է մարսողական աշխատանքին

Երիտասարդացում և դետոքս

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ աղեստամոքսային տրակտի խախտում, իմունիտետի խախտում.

Բաղադրիչներ: Մաքրված ջուր, Բուսական գլիցերին (խտացուցիչ), Tween 60 (էմուլգատոր), Քլորոֆիլինի պղնձի համալիրներ (բնական սննդի ներկանյութ), Կալիումի սորբատ (կոնսերվանտ), Բնական անանուխի յուղ.

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 ԲԱԺԱՆՈՒՄ (15 ml).
• Քլորոֆիլ - 50 mg
• Պղինձ - 2 mg

Ընդունման եղանակը: Մեկ ճաշի գդալը (15 ml) խառնեք 100 ml ջրի կամ հյութի հետ: Ընդունեք օրական 1 անգամ, ուտելուց 30 րոպե առաջ: Օգտագործելուց առաջ թափահարեք շիշը:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 1 չափաբաժին (15 ml) օրական 1 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (15 ml):
• Քլորոֆիլ - 50%
• Պղինձ - 200%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: Կուրս՝ 1 ամիս (4 շաբաթ): Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կրկնել:

ԾԱՎԱԼ: 500 ml.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ապրանքի բաղադրիչների նկատմամբ զգայունության բարձրացում:
2. Հղիություն, կրծքով կերակրման շրջան:
3. Օրգանիզմում պղնձի ավելցուկի հետ կապված հիվանդություններ.

Տարրի տեսակը՝ ջրում լուծվող:

Փոխադարձ լրացուցիչ տարրեր՝ B վիտամիններ, վիտամին C, պրոբիոտիկներ:

Կոնֆլիկտային տարրեր՝ կալցիում, երկաթի բարձր չափաբաժիններ:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



CHROMIUM PICOLINATE

ՔՐՈՄԻ ՊԻԿՈԼԻՆԱՏ (ցելյուլոզային պարկուճներ, 410 mg)

Նվազեցնում է շաքարի ցանկությունը

Քաշի և նյութափոխանակության աջակցություն

Վիտամին C օպտիմալ կլանման համար

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ածխաջրերի և լիպիդային նյութափոխանակության խախտում, նյութափոխանակության ուշացում, լյարդի խանգարումներ, խոլեստերինի մակարդակի բարձրացում:

Բաղադրիչներ: Միկրոբյուրեղային ցելյուլոզա (կրող), Ցելյուլոզային պարկուճ (հիդրօքսիպրոպիլմեթիլցելյուլոզա), L - ասկորբինաթթու (վիտամին C), Քրոմի պիկոլինատ.

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
• Վիտամին C - 60 mg
• Chromium (III) - 250 g

Ընդունեք 1 պատիճ, օրական 1 անգամ, առավոտյան՝ սննդի հետ և ջրով:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: Օրական 1 պարկուճ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (1 պարկուճ):
• Վիտամին C - 100%
• Քրոմ (III) - 500%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: Կուրս՝ 1 ամիս (4 շաբաթ): Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կրկնել:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Անհատական անհանդուրժողականություն բաղադրիչների նկատմամբ:
2. Հղիություն, կրծքով կերակրման շրջան:
3. Ապրանքը նախատեսված չէ 18 տարեկանից ցածր անձանց համար:

ՏԱՐՐԻ ՏԵՍԱԿԸ:
Քրոմը հանքանյութ է:
• Վիտամին C-ն ջրում լուծվող է:

Փոխլրացնող տարրեր՝ ալֆա-լիպոիկ թթու, կոֆերմենտ Q10, B վիտամիններ, օմեգա-3, մագնեզիում:

Հակասական տարրեր՝ արյան շաքարի մակարդակն իջեցնող դեղամիջոցներ, հակակոագուլանտներ, հիպոթենզիվ դեղամիջոցներ:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



COENZYME Q10 — 100 MG

COENZYME Q10, 100 mg (ԿԱՐԴ ԺԵԼԱՏԻՆ ՊԱՐԻԿՆԵՐ, 450 mg)

Դանդաղեցնում է ծերացումը

Ամրացնում է մարմինը

Աջակցում է վերականգնմանը և ապաքինմանը

ԽՆԴԻՐՆԵՐ՝ տարիքային փոփոխություններ, ծանրաբեռնվածության հանդեպ ցածր դիմացկունություն, մկանային թուլություն, հոգնածություն և ցածր աշխատունակություն:

Բաղադրիչներ: Կարբոքսիմեթիլ ցելյուլոզա (կրող), Ubiquinone (coenzyme Q10), Պարկուճ (ժելատին, մաքրված խմելու ջուր).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
Կոենզիմ Q10 - 100 mg

Նախընտրելի է ընդունել առավոտյան՝ ուտելու ընթացքում: Ճարպ պարունակող սննդի հետ ընդունելը կարող է լավացնել կոենզիմ Q10-ի յուրացումը:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 1 պարկուճ օրական 1 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (1 պարկուճ):
Կոենզիմ Q10 - 333%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: 1 ամիս (4 շաբաթ) Կրկնել տարեկան 3-4 անգամ 1-2 ամիս ընդմիջումներով:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ապրանքի բաղադրիչների նկատմամբ զգայունության բարձրացում:
2. Հղիություն, կրծքով կերակրման շրջան:
3. Ստամոքսի խոց, բարձր թթվայնությամբ գաստրիտ:
4. Coenzyme Q10-ն ունակ է նվազեցնել արյան ճնշման մակարդակը, խորհուրդ է տրվում զգուշությամբ օգտագործել հիպոթենզով հիվանդների համար: Այս նյութը կարող է նվազեցնել առանց այն էլ ցածր ճնշումը:

Տարրերի տեսակը՝ ճարպ լուծվող:

Փոխադարձ լրացնող տարրեր՝ վիտամիններ C, E, Omega-3, ալֆա-լիպոիկ թթու և կարնիտին:

Հակամարտության տարրեր. հակակոագուլյանտները, հակահիպերտոնիկ դեղամիջոցները, շաքարախտի որոշ դեղամիջոցները և խոլեստերինի նվազեցումը կոենզիմ Q10-ի հետ համատեղ կարող են առաջացնել մկանների ուժեղ ցավ:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



GINSENG

ՆԵՈՎԻՏԻՆ ՖՈՐՏԵ (Հաբեր, 750 mg)

Աջակցում է իմունիտետին

Աջակցում է տղամարդկանց առողջությանը

Աջակցում է ուղեղի աշխատանքին և աշխատանքին

Խթանում է հակաօքսիդանտ ֆերմենտների արտադրությունը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ տարիքի հետ կապված փոփոխություններ, հոգնածության բարձրացում, արդյունավետության նվազում, հիպոթենզիայի կանխարգելում, իմունիտետի նվազում:

Բաղադրիչներ: Միկրոբյուրեղային ցելյուլոզա (լրացուցիչ), Ժենշենի քաղվածք, Բուսական ծագում ունեցող կալցիումի ստեարատ (հակաբեկորային միջոց), Ռուտին (վիտամին P), Նիկոտինամիդ (վիտամին PP), Ժենշենի կենսազանգված.

ԱԿՏԻՎ ՆՈՒՅԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 դեղահատում.
• Պանակսոզիդ - 3 mg
• Ռուտին - 2 mg
• Նիկոտինամիդ - 2 mg

Ընդունեք 1 հաբ, օրական 3 անգամ, ուտելու ընթացքում: Երեկոյան մի՛ ընդունեք:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 1 դեղահատ օրական 3 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (3 Պլանշետ):
Պանաքսոսիդ - հաստատված չէ:
• Ռուտին - 23%
• Նիկոտինամիդ - 30%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: 2-3 շաբաթ, անհրաժեշտության դեպքում, կրկնել 1 ամսից:

ՊԼԱՆՇՆԵՐ ՄԵԿ ՏԱՐԱՀԱՅՑ: 90 միավոր:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ապրանքի բաղադրիչների նկատմամբ զգայունության բարձրացում:
2. Հղիություն, կրծքով կերակրման շրջան:
3. Երեկոյան ընդունելություն.
4. Նյարդային գրգռվածության բարձրացում, անքնություն:
5. Արյան ճնշման բարձրացում, սրտի խանգարումներ.
6. Ծանր աթերոսկլերոզ.
7. Երիկամային անբավարարություն.

Տարրի տեսակը՝ ժենշենի բջիջների կուլտուրա:

Փոխադարձ լրացուցիչ տարրեր՝ C, E վիտամիններ:

Հակասող տարրեր՝ հակակոագուլյանտներ, հիպոթենզիվ դեղամիջոցներ:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 տարի.



GLUCOSAMINE

ԳԼՈՒԿՈԶԱՄԻՆ ՉՈՆԴՐՈՒՏԻՆՈՎ (ԿԱՐԴ ԺԵԼԱՏԻՆԱՅԻՆ պարկուճներ, 1100 mg)

Նվազեցնում է հոդերի բորբոքումը

Բարելավում է հոդերի ճկունությունը և շարժունակությունը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ անհարմարություն և ցավ հոդերի շրջանում, շարժումների կոշտություն:

Բաղադրիչներ: Գլյուկոզամինի հիդրոքլորիդ, քոնդրոիտին սուլֆատ, Պարկուճի պատյան (ժելատին, տիտանի երկօքսիդ (ներկանյութ)), Մագնեզիումի ստեարատ (հակաբեկորային միջոց).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
• Գլյուկոզամին - 465 mg
• Խոնդրոիտին - 360 mg

Ընդունման եղանակը՝ ուտելու ընթացքում՝ ջրով:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 1 պարկուճ՝ օրը 3 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (3 ՊԱՏԻՃ)՝
• Գլյուկոզամին - 199%
• Խոնդրոիտին - 180%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: 1 ամիս (4 շաբաթ) Դասընթացը կարելի է կրկնել 2 շաբաթյա ընդմիջումից հետո:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Գերզգայունություն արտադրանքի հիմնական և օժանդակ բաղադրիչների նկատմամբ:
2. Դեղը չի կարելի նշանակել խեցեմորթների նկատմամբ ալերգիա ունեցող հիվանդներին, քանի որ ակտիվ նյութը (գլյուկոզամինը) ստացվում է խեցեմորթներից և խեցեմորթներից:
3. Մանկության տարիք.
4. Հղիության և լակտացիայի շրջան.

Տարրի տեսակը՝ ջրում լուծվող:

Փոխադարձ լրացնող տարրեր՝ օմեգա-3, վիտամին D, կալցիում:

Հակասական տարրեր. հակամակարդիչները, գլյուկոզամինը ավելի վատ է ներծծվում, երբ ընդունվում է NSAID-ների հետ միասին:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 տարի



IRON CHELATE

ՇԵԼԱՏՎԱԾ ԵՐԿԱԹ (20 փրփրացող հաբեր մեկ խողովակի մեջ, 3,8 g)

Նվազեցնում է հոգնածությունը և բարձրացնում կատարողականությունը

Աջակցում է իմունային համակարգի գործունեությանը

Պահպանում է երկաթի, ֆերիտինի և հեմոգլոբինի նորմալ մակարդակները

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ թուլություն, քնկոտություն, ավելացած հոգնածություն, ախորժակի նվազում:

Բաղադրիչներ: գլյուկոզա, Կիտրոնաթթու անջուր (թթվայնության կարգավորիչ), Նատրիումի բիկարբոնատ (թթվայնության կարգավորիչ), Երկաթի բիսգլիցինատ, Բնական խնձորի բուրավետիչ, Պոլիէթիլեն գլիկոլ (կայունացուցիչ), Ասպարտամ (քաղցրացուցիչ): Պարունակում է ֆենիլալանինի աղբյուր.

ԱԿՏԻՎ ՆՈՒՅԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 դեղահատում.
Երկաթ - 14 mg

Ընդունեք առավոտյան՝ դատարկ ստամոքսին, կամ ճաշի ժամանակ՝ ջրով, խնձորի կամ նարնջի հյութով:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 1 դեղահատ օրական 1 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (1 ՊԲԼԵՏ):
Երկաթ - 100%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: 1 ամիս (4 շաբաթ) Կրկնել տարեկան 3-4 անգամ 1-2 ամիս ընդմիջումներով:

ՊԼԱՆՇՆԵՐ ՄԵԿ ՏԱՐԱՀԱՅԻՑ: 20 հատ:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. անեմիա, որը կապված չէ երկաթի դեֆիցիտի հետ.
2. Երկաթի գերբեռնվածության նշաններ (հեմոսիդերոզ, հեմոխրոմատոզ):
3. Երկաթի օգտագործման գործընթացի խախտում.
4. Հղիության I եռամսյակ.
5. ակտիվ նյութի նկատմամբ զգայունության բարձրացում:

Տարրի տեսակը՝ հանքային:

Փոխադարձ լրացնող տարրեր՝ վիտամիններ A, B3, C, պղինձ, ֆոլաթթու:

Հակասական տարրեր՝ ցինկ, մագնեզիում, քրոմ, կալցիում, վիտամին E:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



IRON CHELATE BISGLYCINATE

ՇԵԼԱՏՎԱԾ երկաթ (ցելյուլոզային պարկուճներ, 450 mg)

Նվազեցնում է հոգնածությունը և բարձրացնում կատարողականությունը

Աջակցում է իմունային համակարգի գործունեությանը

Պահպանում է երկաթի, ֆերիտինի և հեմոգլոբինի նորմալ մակարդակները

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ թուլություն, քնկոտություն, ավելացած հոգնածություն, ախորժակի նվազում:

Բաղադրիչներ: Միկրոբյուրեղային ցելյուլոզա (կրող), Երկաթի բիսգլիցինատ, ժելատին, Ասկորբինաթթու (վիտամին C), Պղնձի գլյուկոնատ, Սիլիցիումի երկօքսիդ (հակաքարային նյութ), Ցիանոկոբալամին (վիտամին B12).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
• Երկաթ - 14 mg
• Պղինձ - 1.5 mg
• Վիտամին C - 60 mg
Վիտամին B12 - 4.5 mcg

Օգտագործման ցուցումներ՝ առավոտյան:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: տղամարդիկ օրական 1 պարկուճ, կանայք օրական 2 պարկուճ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (1 պարկուճ):
1 պարկուճ
• Երկաթ - 143%
• Պղինձ - 150%
• Վիտամին C - 100%
Վիտամին B12 - 450% 2 պարկուճ
• Երկաթ - 286%
• Պղինձ - 300%
Վիտամին C - 200%
Վիտամին B12 - 900%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: 1 ամիս (4 շաբաթ) Կրկնել տարեկան 3-4 անգամ 1-2 ամիս ընդմիջումներով:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. անեմիա, որը կապված չէ երկաթի դեֆիցիտի հետ.
2. Երկաթի գերբեռնվածության նշաններ (հեմոսիդերոզ, հեմոխրոմատոզ):
3. Երկաթի օգտագործման գործընթացի խախտում.
4. Հղիության I եռամսյակ.
5. ակտիվ նյութի նկատմամբ զգայունության բարձրացում:

Տարրերի տեսակը՝ վիտամիններ և հանքանյութեր:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 տարի.



KELP SEA IODINE

ՅՈԴ ԾՈՎԱՅԻՆ ԿԵԼՊԻՑ (Հաբեր, 700 mg)

Կարգավորում է ճարպի արտադրությունը

Հակաօքսիդիչ գործողություն

Աջակցում է հյուսվածքների վերականգնմանը

Աջակցում է սեռական հորմոնների արտադրությանը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ տարիքային փոփոխություններ, իմունիտետի նվազում, հորմոնալ խանգարումներ:

Բաղադրիչներ: L - թիրոզին, Չոր լամինարիա (փոշի), Միկրոբյուրեղային ցելյուլոզա (E460i, կրող), Սելենոմեթիոնին.

ԱԿՏԻՎ ՆՈՒՅԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 դեղահատում.
• Յոդ - 400 g
• Թիրոզին - 330-380 mg
• Սելեն - 65 g

Ընդունեք 1 հաբ, օրական 2 անգամ, ուտելու ընթացքում:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 1 դեղահատ օրական 2 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (2 պլանշետ):
• Յոդ - 533%
• Թիրոզին - 15,7-17,3%
Սելեն - 173% տղամարդկանց համար, 236% կանանց համար

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: Կուրս՝ 1 ամիս (4 շաբաթ): Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է շարունակել:

ՊԼԱՆՇՆԵՐ ՄԵԿ ՏԱՐԱՅԻՑ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ապրանքի բաղադրիչների նկատմամբ զգայունության բարձրացում:
2. Հղիություն, կրծքով կերակրման շրջան:
3. Պայմաններ, որոնց դեպքում յոդի պատրաստուկները հակացուցված են.
4. Հիպերթիրեոզ.
5. Ենթասուր թիրեոիդիտ.
6. Երիկամային և լյարդային անբավարարություն.

Տարրի տեսակը՝ միկրոտարր:

Փոխադարձ լրացնող տարրեր՝ B վիտամիններ, մագնեզիում, ցինկ:

Կոնֆլիկտային տարրեր. հակաօքսիդանտներ:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



KRILL OIL

ԿՐԻԼ ՅՈՒՂ (ՓԱՓԳԵԼՆԵՐ, 700 mg)

Առողջ մաշկ, եղունգներ և մազեր

Աջակցում է ուղեղի աշխատանքին

Սրտի և անոթների առողջություն

Աջակցում է իմունիտետին

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ փխրուն եղունգներ և մազերը, թուլացած մաշկ, հոգնածություն, իմունիտետի նվազում, ուշադրության և հիշողության վատթարացում:

ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ատլանտյան կրիլի յուղ, Շելլ (ժելատին տավարի միս, խոնավությունը պահպանող գլիցերին, մաքրված ջուր):

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
• Կրիլի յուղ - 500 mg
• EPA - 60 mg
• DHA - 30 mg
• Աստաքսանտին - 150 g
• Ֆոսֆոլիպիդներ - 100 mg

Ընդունեք 1 պատիճ, օրական 3 անգամ, ուտելու ընթացքում:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 1 պարկուճ՝ օրը 3 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (3 ՊԱՏԻՃ)՝
Կրիլի յուղ - հաստատված չէ:
• EPA - 30%
• DHA - 12.9%
• Աստաքսանտին - 22.5%
• Ֆոսֆոլիպիդներ - 4.3%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: Կուրս՝ 1 ամիս (4 շաբաթ): Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կրկնել:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 90 միավոր:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ալերգիկ ռեակցիաներ ծովամթերքի նկատմամբ:
2. 3 տարեկանից փոքր երեխաներ.
3. Անհատական անհանդուրժողականություն արտադրանքը կազմող նյութերի նկատմամբ:
4. Արյունահոսություն կամ արյան մակարդման խանգարում:
5. Բրոնխիալ ասթմա.

6. Լյարդի հիվանդություն.
7. Ստամոքս-աղիքային տրակտի տարբեր պաթոլոգիաներ սուր կամ քրոնիկական շրջանում.
8. Հետվիրահատական ժամանակ.
9. Նրանք, ովքեր վիրահատությունից հետո վերականգնողական շրջան են անցնում կամ ունեն տարբեր էթիոլոգիայի վնասվածքներ, խորհուրդ է տրվում դիմել բժշկի՝ նախքան կրիլային յուղի ընդունումը սկսելը կամ վերսկսելը:

ՏԱՐՐԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ՝ PUFA:

Փոխլրացնող տարրեր՝ կոլագեն, կալցիում, մագնեզիում, կոֆերմենտ Q10, լեցիտին, վիտամիններ A, E, B, C, D:

Կոնֆլիկտային տարրեր. նվազեցնում է երկաթի, պղնձի և ցինկի կենսամատչելիությունը, ընդունվում է 2-3 ժամ տարբերությամբ:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



L-CARNITINE

L-CARNITINE (կոշտ ժելատին պարկուճներ, 840 mg)

Նվազեցնում է հոգնածությունը

Բարելավում է նյութափոխանակությունը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. արագ հոգնածություն, արդյունավետության նվազում, ավելորդ քաշ, դժվար վերականգնում ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից հետո:

Բաղադրիչներ: L-Carnitine Tartrate, Կեղև (ժելատին, սննդի ներկ (տիտանի երկօքսիդ)), Մագնեզիումի ստեարատ (հակաբեկորային միջոց).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
L-կարնիտին - 540 mg

Ընդունեք առավոտյան՝ դատարկ ստամոքսին, տաք կամ սառը ջրով:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 1 պարկուճ օրական 1 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (1 պարկուճ):
L-կարնիտին - 180%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: 4-6 շաբաթ. Դասընթացը կարելի է կրկնել 2-8 շաբաթյա ընդմիջումից հետո:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ապրանքի բաղադրիչների նկատմամբ զգայունության բարձրացում:
2. Հղիություն, կրծքով կերակրման շրջան:
3. Հիպոթիրեոզ.

Տարրի տեսակը՝ ամինաթթու:

Փոխադարձ լրացնող տարրեր՝ օմեգա-3:

Հակասական տարրեր՝ հակամակարդիչներ, կալցիումի և երկաթի բարձր չափաբաժիններ:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 տարի.



LIPOSOMAL VITAMIN C

ԼԻՊՈՍՈՄԱԼ ՎԻՏԱՄԻՆ C (ԿԱՐԴ ԺԵԼԱՏԻՆ պարկուճներ, 700 mg)

Աջակցում է իմունիտետին

Հակաօքսիդիչ գործողություն

Աջակցում է նորմալ օքսիդատիվ գործընթացներին

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ արդյունավետության նվազում, անտարբերություն, թուլություն, քնկոտություն, վարակների նկատմամբ դիմադրողականության նվազում, տարբեր հիվանդությունների դեպքում վերականգնման դանդաղում:

Բաղադրիչներ: Նատրիումի ասկորբատ (E301), Միկրոբյուրեղային ցելյուլոզա (E460i, կրող), Ռուտին (ճապոնական Sophora-ի էքստրակտ (լատիներեն Sophorae Japonica), կալցիումի ստեարատ (E470a, կայունացուցիչ), լիպոսոմային վիտամին C փոշի, պարկուճ (հիդրօքսիպրոպիլմեթիլցելյուլոզա (E464, խտացուցիչ) կամ ժելատին).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
• Վիտամին C - 500 mg
• Ռուտին - 25 mg

Ընդունեք 1 պատիճ, օրական 1 անգամ, ուտելու ընթացքում:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 1 պարկուճ օրական 1 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (1 պարկուճ):
• Վիտամին C - 833 տոկոս
• Ռուտին - 83%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: Կուրս՝ 1 ամիս (4 շաբաթ): Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է շարունակել:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ապրանքի բաղադրիչների նկատմամբ զգայունության բարձրացում:
2. Նեֆրոլիտիաս.
3. հեմոխրոմատոզ (երկաթի ավելցուկ):
4. Չի կարելի մեծ չափաբաժիններ նշանակել արյան մակարդման ավելացումով, թրոմբոֆլեբիտով և թրոմբոզի հակումով, ինչպես նաև շաքարային դիաբետով և արյան բարձր շաքարով ուղեկցվող վիճակներով հիվանդներին:

Տարրի տեսակը՝ ջրում լուծվող:

Փոխադարձ լրացուցիչ տարրեր՝ A, E, B5, B9 վիտամիններ:

Կոնֆլիկտային տարրեր՝ վիտամիններ B1, B12, պղինձ:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



MAGNESIUM CHELATE + B6

ՇԵԼԱՏՎԱԾ ՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄ + B6 (ԿԱՐԴ ԺԵԼԱՏԻՆԱՅԻՆ պարկուճներ, 870 mg)

Նվազեցնում է նյարդային համակարգի գրգռվածությունը

Օգնում է կանխել մկանային սպազմը

Աջակցում է սրտանոթային նորմալ աշխատանքին

Բարձրացնում է դիմացկունությունը և կատարումը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ավելացել է դյուրագրգռություն, հիշողության խանգարում, քնի խանգարում, ցնցումներ, մկանային թուլություն, սրտի ռիթմի խանգարումներ, գլխապտույտ:

Բաղադրիչներ: Մագնեզիումի բիսգլիցինատ (քելատ), Միկրոբյուրեղային ցելյուլոզա (կրող), Ժելատինի պարկուճ, Պիրիդոքսին հիդրոքլորիդ (վիտամին B6).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
• Մագնեզիում - 104 mg
• B6 - 1.5 mg

Ընդունեք 2 պատիճ, օրական 2 անգամ, ուտելու ընթացքում:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: Օրական 4 պարկուճ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (4 պարկուճ):
Մագնեզիում - 104%
• B6 - 300%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: Կուրս՝ 1 ամիս (4 շաբաթ): Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կրկնել:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 80.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ակտիվ նյութերի նկատմամբ գերզգայունություն:
2. Հղիություն և կրծքով կերակրման շրջան.
3. Երիկամային ծանր անբավարարություն (կրեատինինի մաքրման պակաս, քան 30 ml / րոպե):
4. 6 տարեկանից փոքր երեխաներ (արդյունավետությունը և անվտանգությունը հաստատված չէ):
5. Ժառանգական գալակտոզեմիա, գլյուկոզայի և գալակտոզայի մալաբսսսսսսսման կամ լակտազային անբավարարության համախտանիշ (ապրանքի բաղադրության մեջ լակտոզայի առկայության պատճառով):
6. Լեվոդոպայի միաժամանակյա ընդունում:

ՏԱՐՐԻ ՏԵՍԱԿԸ:
Մագնեզիումը հանքանյութ է:
• B6-ը ջրում լուծվող վիտամին է:

Փոխադարձ հավելյալ տարրեր՝ B2-B12, D վիտամիններ:

ԿՈՆՖԼԻԿՏ տարրեր՝ B1, E վիտամիններ, երկաթ, ֆոսֆոր, կալցիումի բարձր չափաբաժին,
որոշ հակաբիոտիկներ (տետրացիկլին):

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



MAGNESIUM 4.0

ՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄԻ ԿՈՄՊԼԵՔՍ (ՑԵԼՅՈՒԼՈԶԱՅԻՆ ԿԱՊՍՈՒԼՆԵՐ, 876 mg)

Խորը թուլացում և սթրեսի աջակցություն

Էներգիա և մկանների գործառույթ

Աջակցում է սրտի և արյան անոթներին

Մարսողական առողջություն և նուրբ մաքրում

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ավելացել է դյուրագրգռություն, հիշողության խանգարում, քնի խանգարում, ցնցումներ, մկանային թուլություն, սրտի ռիթմի խանգարումներ, գլխապտույտ:

Բաղադրիչներ: Մագնեզիումի ցիտրատ, մագնեզիումի բիսգլիցինատ, Բուսական պարկուճ (հիդրօքսիպրոպիլմեթիլցելյուլոզային կրող), մագնեզիումի մալատ, մագնեզիումի տաուրատ, Լոլիկի մրգի փոշի, Ստեարաթթվի մագնեզիումի աղ (հակաթթվային միջոց), Պիրիդոքսալ-5-ֆոսֆատ.

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
• Մագնեզիում - 100 mg
• B6 - 0.25 mg

Բաղադրիչի պարունակությունը (մգ) 1 պարկուճում	
Մագնեզիումի ցիտրատ 365	
Մագնեզիումի բիսգլիցինատ 146	
Մագնեզիումի մալատ 110	
Մագնեզիումի տաուրատ 110	

Ընդունեք 1 պատիճ, օրական 2 անգամ, ուտելու ընթացքում:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: Օրական 2 պարկուճ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (2 պարկուճ):
• Մագնեզիում - 50%
• B6 - 30%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: Կուրս՝ 1 ամիս (4 շաբաթ): Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կրկնել:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Անհատական անհանդուրժողականություն բաղադրիչների նկատմամբ:
2. Հղիներին և կերակրող կանանց ընդունել բժշկի առաջարկությամբ և հսկողությամբ:

ՏԱՐՐԻ ՏԵՍԱԿԸ:
Մագնեզիումը հանքանյութ է:
• B6-ը ջրում լուծվող վիտամին է:

Փոխադարձ հավելյալ տարրեր՝ B2-B12, D վիտամիններ:

ԿՈՆՖԼԻԿՏ տարրեր՝ B1, E վիտամիններ, երկաթ, ֆոսֆոր, կալցիումի բարձր չափաբաժին,
որոշ հակաբիոտիկներ (տետրացիկլին):

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 տարի.



MEN’S FORMULA

ՏՂԱՄԱՐԴԱԿԱՆ ՄՈՒՏԻՎԻՏԱՄԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ (ՑԵԼՅՈՒԼՈԶԱՅԻՆ ԿԱՊՍՈՒԼՆԵՐ, 580 mg)

Վերացնում է վիտամինների և հանքանյութերի պակասը:

Աջակցում է կենսունակությունը և էներգիան

Աջակցում է նյարդային համակարգին և իմացությանը

Աջակցում է տղամարդկանց առողջությանը

Հակաօքսիդանտ պաշտպանություն և իմունային աջակցություն

Ամրացնում է ոսկորները և ատամները

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ իմունիտետի նվազում, ընդհանուր թուլություն, դյուրագրգռության բարձրացում, հիշողության խանգարում, քնի խանգարումներ:

Բաղադրիչներ: Մագնեզիումի ցիտրատ, L - ասկորբինաթթու (վիտամին C), Հիդրօքսիպրոպիլմեթիլցելյուլոզա (պարկուճ), Կալցիումի կարբոնատ, Ինոզիտոլ, Ցիտրուսային բիոֆլավոնոիդներ, Կալիումի ցիտրատ, Ժենշենի քաղվածք, Սոյայի իզոֆլավոններ, Սիլիցիումի երկօքսիդ (հակաքարային նյութ), Ցինկի ցիտրատ, Նիկոտինամիդ (նիացին), Մագնեզիումի ստեարատ (հակաբեկորային միջոց), DL - ալֆա-տոկոֆերոլ (վիտամին E), Ռիբոֆլավին (վիտամին B2), Թիամին հիդրոքլորիդ (վիտամին B1), Պիրիդոքսին հիդրոքլորիդ (վիտամին B6), D - կալցիումի պանտոտենատ (պանտոտենաթթու), մանգան գլյուկոնատ, Պղնձի գլյուկոնատ, լիկոպին, Կալցիում L-մեթիլֆոլատ (ֆոլաթթու), Քրոմի պիկոլինատ, D - բիոտին (վիտամին B7), Ռետինոլ (վիտամին A), Կալիումի յոդիդ, մոլիբդենի գլիցինատ, L - selenomethionine, Մեթիլկոբալամին (վիտամին B12), Խոլեկալցիֆերոլ (վիտամին D3).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
- Վիտամին A - 0.055 mg
- Վիտամին C - 100 mg
- Վիտամին D3 - 0.0035 mg
- Վիտամին E - 3.33 mg
- Վիտամին B1 - 2.5 mg
- Վիտամին B2 - 3.0 mg

Վիտամին B3 - 6.67 mg
- Վիտամին B6 - 2.0 mg
- Ֆոլաթթու - 0.3 mg
- Վիտամին B12 - 0.0045 mg
- Բիոտին - 0.075 mg
- Պանտոթենաթթու - 2.0 mg
- Կալցիում - 100 mg
- Մագնեզիում - 133.3 mg
- Ցինկ - 6.67 mg
- Սելեն - 0.02 mg
- Պղինձ - 0.5 mg
- Մանգան - 0.67 mg
- Քրոմ - 0.125 mg

• Մոլիբդեն - 0.02 mg
• Ինոզիտոլ - 33.3 mg
• Սոյայի իզոֆլավոններ - 8.35 mg
• Լիկոպին - 0.33 mg

Ընդունեք 1 պատիճ, օրական 2 անգամ, օրվա առաջին կեսին:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: Օրական 2 պարկուճ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ
(2 պարկուճ):
• Վիտամին A - 14%
Վիտամին C - 33%
Վիտամին D3 - 140%
Վիտամին E - 66%
Վիտամին B1 - 357%
Վիտամին B2 - 375%
Վիտամին B3 - 74%
Վիտամին B6 - 200%
Ֆոլաթթու - 300%
Վիտամին B12 - 900%
• Բիոտին - 300%
• Պանտոթենաթթու - 67%
• Կալցիում - 20%
• Մագնեզիում - 67%
• Ցինկ - 89%
• Սելեն - 57%
• Պղինձ - 100%
• Մանգան - 67%
• Քրոմ - 500%
• Մոլիբդեն - 57%
• Ինոզիտոլ - 13%
• Սոյայի իզոֆլավոններ - 33%
• Լիկոպին - 13%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: Կուրս՝ 1 ամիս (4 շաբաթ): Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կրկնել:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Անհատական անհանդուրժողականություն BAA-ի բաղադրիչների նկատմամբ:
2. Նյարդային գրգռվածության բարձրացում, անքնություն:
3. Արյան ճնշման բարձրացում, սրտի գործունեության ռիթմի խախտում, ծանր աթերոսկլերոզ:
4. Երեկոյան ընդունելություն.

Տարրերի տեսակը՝ վիտամիններ և հանքանյութեր:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 տարի.



NMN

NMN (ցելյուլոզային պարկուճներ, 550 mg)

Հակատարիքային խնամք

Աջակցում է բջջային վերանորոգմանը

Խթանում է էներգիայի արտադրությունը

Խթանում է նյութափոխանակությունը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ տարիքի հետ կապված փոփոխություններ, էներգիայի և կատարողականի պակաս, նյութափոխանակության ուշացում:

Բաղադրիչներ: Նիկոտինամիդ մոնոնուկլեոտիդ (NMN), Հիդրօքսիպրոպիլմեթիլցելյուլոզա (պարկուճի պատյան), Միկրոբյուրեղային ցելյուլոզա (կրող), կվերցետին, Ռեսվերատրոլ, Մագնեզիումի ստեարատ (հակաբեկորային միջոց), Վիտամին B12 (մեթիլկոբալամին).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
NMN (նիկոտինամիդ մոնոնուկլեոտիդ) - 250 mg
• Կվերցետին - 50 mg
• Ռեսվերատրոլ - 50 mg
• Վիտամին B12 (մեթիլկոբալամին) - 8 g

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ. նախընտրելի է առավոտյան դատարկ ստամոքսին (սա օգնում է խուսափել քնի հետ կապված խնդիրներից, քանի որ հավելումը գրգռում է կենտրոնական նյարդային համակարգը և խթանում էներգիայի արտադրությունը):

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 1 պարկուճ օրական 1 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (1 պարկուճ):
NMN (նիկոտինամիդ մոնոնուկլեոտիդ) - հաստատված չէ:
• Կվերցետին - 167%
• Ռեսվերատրոլ - 167%
Վիտամին B12 (մեթիլկոբալամին) - 800%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: Կուրս՝ 1 ամիս (4 շաբաթ): Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կրկնել:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Անհատական անհանդուրժողականություն բաղադրիչների նկատմամբ:
2. Հղիություն, լակտացիայի շրջան.
3. Երեկոյան ընդունելություն.

Տարիքային ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: Հավելումը կարելի է ընդունել 18 տարեկանից: Այն հատկապես կարևոր է 35-40 տարեկանում:

ՊԱՏԻՃԻ ՏԵՍԱԿԸ՝ HPMC պատիճներ:

Փոխադարձ լրացնող տարրեր. Համակցված է ռեսվերատրոլի, կվերցետինի, B խմբի վիտամինների և կոֆերմենտի Q10-ի հետ:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 տարի.



OMEGA-3 + VITAMIN D3

OMEGA-3 + D3 (Փափուկ, 700 mg)

Աջակցում է մկանային-կմախքային համակարգի առողջությանը

Աջակցում է իմունիտետին

Բարելավում է կատարումը

Աջակցում է նորմալ խոլեստերինի մակարդակին

Աջակցում է սրտանոթային նորմալ աշխատանքին

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ չոր մաշկ, աչքեր, կանոնավոր հոգնածություն, կատարողականի նվազում, իմունիտետի հետ կապված խնդիրներ, փխրուն ոսկորներ, թուլություն:

Բաղադրիչներ: Օվկիանոսային ձկան յուղ, Կեղև (ժելատին, գլիցերինի խտացուցիչ, ջուր), Վիտամին D3 (խոլեկալցիֆերոլ), Խառը տոկոֆերոլներ (հակաօքսիդանտ).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
• PUFA Omega 3 - 450 mg
Օմեգա 3 - 350 mg (EPA-ի և DHA-ի գումարը)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg
• Վիտամին D3 - 0.025 mg

Ընդունեք օրվա առաջին կեսին՝ դատարկ ստամոքսին կամ ուտելուց կես ժամ հետո, տաք կամ սառը ջրով:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 1 պարկուճ օրական 1-2 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (1 պարկուճ):
• Omega-3 PUFAs - 22,5%
• EPA - 42%
• DHA - 14.3%
Վիտամին D3 - 250%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: 1 ամիս (4 շաբաթ) Կրկնել տարեկան 3-4 անգամ 1-2 ամիս ընդմիջումներով:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ալերգիկ ռեակցիաներ ծովամթերքի նկատմամբ:
2. 3 տարեկանից փոքր երեխաներ.
3. Անհատական անհանդուրժողականություն արտադրանքը կազմող նյութերի նկատմամբ:

4. Արյունահոսություն կամ արյան մակարդման խանգարում:
5. Բրոնխիալ ասթմա.
6. Լյարդի հիվանդություն.
7. Ստամոքս-աղիքային տրակտի տարբեր պաթոլոգիաներ սուր կամ քրոնիկական շրջանում.
8. Հետվիրահատական ժամանակ.
9. Նրանք, ովքեր վիրահատությունից հետո վերականգնողական շրջան են անցնում կամ ունեն տարբեր էթիոլոգիայի վնասվածքներ, խորհուրդ ենք տալիս դիմել բժշկի՝ նախքան ընդունելությունը սկսելը կամ վերսկսելը:
10. Վիտամին D-ի հիպերվիտամինոզ.
11. Հիպերկալցիուրիա.
12. , միզաքարային հիվանդություն.
13. Սարկոիդոզ.
14. Լյարդի և երիկամների սուր քրոնիկ հիվանդություններ, երիկամային անբավարարություն.
15. Թոքային տուբերկուլյոզի ակտիվ ձեւը.

Տարրերի տեսակը՝ PUFA + ճարպային լուծվող վիտամին:

Փոխադարձ լրացնող տարրեր՝ կոլագեն, կալցիում, մագնեզիում, ֆոսֆոր, կոֆերմենտ Q10, լեցիտին, B, C, K2 վիտամիններ:

Հակասական տարրեր. Omega-3-ը նվազեցնում է երկաթի, պղնձի և ցինկի կենսամատչելիությունը, ընդունվում է 2-3 ժամ տարբերությամբ; վիտամին D3-ը հակասում է A, E վիտամիններին:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



OMEGA-3 90%

OMEGA-3 90% (Փափուկ, 700 mg)

Աջակցում է նորմալ խոլեստերինի մակարդակին

Բարելավում է կատարումը

Աջակցում է սրտանոթային նորմալ աշխատանքին

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ չոր մաշկ, աչքեր, կանոնավոր հոգնածություն, կատարողականի նվազում, իմունիտետի հետ կապված խնդիրներ, թուլություն:

Բաղադրիչներ: Ձկան յուղ, Կեղև (ժելատին, գլիցերինի խտացուցիչ, ջուր), Տոկոֆերոլների հակաօքսիդանտ խառնուրդ (հակաօքսիդանտ).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
• PUFA Omega 3 - 450 mg
Օմեգա 3 - 350 mg (EPA-ի և DHA-ի գումարը)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg

Ընդունեք օրվա առաջին կեսին՝ դատարկ ստամոքսին կամ ուտելուց կես ժամ հետո, տաք կամ սառը ջրով:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 1 պարկուճ՝ օրը 1-3 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (3 ՊԱՏԻՃ)՝
• Omega-3 PUFAs - 1350%
• EPA - 750%
DHA - 300%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: 1 ամիս (4 շաբաթ) Կրկնել տարեկան 3-4 անգամ 1-2 ամիս ընդմիջումներով:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ալերգիկ ռեակցիաներ ծովամթերքի նկատմամբ:
2. 3 տարեկանից փոքր երեխաներ.
3. Անհատական անհանդուրժողականություն արտադրանքը կազմող նյութերի նկատմամբ:
4. Արյունահոսություն կամ արյան մակարդման խանգարում:
5. Բրոնխիալ ասթմա.
6. Լյարդի հիվանդություն.

7. Ստամոքս-աղիքային տրակտի տարբեր պաթոլոգիաներ սուր կամ քրոնիկական շրջանում.
8. Հետվիրահատական ժամանակ.
9. Նրանք, ովքեր վիրահատությունից հետո վերականգնողական շրջան են անցնում կամ ունեն տարբեր էթիոլոգիայի վնասվածքներ, խորհուրդ է տրվում խորհրդակցել բժշկի հետ օմեգա-3-ի ընդունումը սկսելուց կամ վերսկսելուց առաջ:

ՏԱՐՐԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ՝ PUFA:

Փոխլրացնող տարրեր՝ կոլագեն, կալցիում, մագնեզիում, կոֆերմենտ Q10, լեցիտին, վիտամիններ A, E, B, C, D:

Կոնֆլիկտային տարրեր. նվազեցնում է երկաթի, պղնձի և ցինկի կենսամատչելիությունը, ընդունվում է 2-3 ժամ տարբերությամբ:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



OMEGA-3 60% MINI

OMEGA-3 60% (Փափուկ, 300 mg)

Ճնշում է սթրեսի հորմոնները

Աջակցում է նորմալ խոլեստերինի մակարդակին

Աջակցում է սրտի նորմալ աշխատանքին

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ չոր մաշկ, աչքեր, կանոնավոր հոգնածություն և թուլություն, կատարողականի նվազում, իմունիտետի հետ կապված խնդիրներ:

Բաղադրիչներ: Ձկան յուղ, կեղև (ժելատին, գլիցերինի խտացուցիչ, ջուր), Խառը տոկոֆերոլներ (հակաօքսիդանտ).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
• PUFA Omega 3 - 300 mg
Օմեգա 3 - 275 mg (EPA-ի և DHA-ի գումարը)
• EPA - 165 mg
DHA - 110 mg

Ընդունեք օրվա առաջին կեսին՝ դատարկ ստամոքսին կամ ուտելուց կես ժամ հետո, տաք կամ սառը ջրով:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 2 պարկուճ՝ օրը 1-3 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (2 պարկուճ):
• Omega-3 PUFAs - 30%
• EPA - 55%
DHA - 31%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: 1 ամիս (4 շաբաթ) Կրկնել տարեկան 3-4 անգամ 1-2 ամիս ընդմիջումներով:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ալերգիկ ռեակցիաներ ծովամթերքի նկատմամբ:
2. 3 տարեկանից փոքր երեխաներ.
3. Անհատական անհանդուրժողականություն արտադրանքը կազմող նյութերի նկատմամբ:
4. Արյունահոսություն կամ արյան մակարդման խանգարում:
5. Բրոնխիալ ասթմա.
6. Լյարդի հիվանդություն.

7. Ստամոքս-աղիքային տրակտի տարբեր պաթոլոգիաներ սուր կամ քրոնիկական շրջանում.
8. Հետվիրահատական ժամանակ.
9. Նրանք, ովքեր վիրահատությունից հետո վերականգնողական շրջան են անցնում կամ ունեն տարբեր էթիոլոգիայի վնասվածքներ, խորհուրդ է տրվում խորհրդակցել բժշկի հետ օմեգա-3-ի ընդունումը սկսելուց կամ վերսկսելուց առաջ:

ՏԱՐՐԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ՝ PUFA:

Փոխլրացնող տարրեր՝ կոլագեն, կալցիում, մագնեզիում, կոֆերմենտ Q10, լեցիտին, վիտամիններ A, E, B, C, D:

Կոնֆլիկտային տարրեր. նվազեցնում է երկաթի, պղնձի և ցինկի կենսամատչելիությունը, ընդունվում է 2-3 ժամ տարբերությամբ:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



PROBIOTIC COMPLEX

ՊՐՈԲԻՈՏԻԿ ՀԱՄԱԼԻՐ ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐՈՎ (ԿԱՐԴ ԺԵԼԱՏԻՆԱՅԻՆ պարկուճներ, 788 mg)

Աջակցում է նյութափոխանակությանը և էներգիայի արտադրությանը

Աջակցում է իմունային համակարգին

Հակաօքսիդանտ պաշտպանություն

Աջակցում և վերականգնում է առողջ աղիքային ֆլորան

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ մարսողական խանգարումներ, թուլացած իմունիտետ, սթրես և ծանրաբեռնվածության ավելացում, անհավասարակշիռ սնուցում:

Բաղադրիչներ: մալտոդեքստրին, Ժելատինի պարկուճ (ժելատին), L - ասկորբինաթթու, Ցինկի բիսգլիցինատ, Չոր տոկոֆերիլ ացետատ 50%, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum subsp. Լոնգում, Bifidobacterium animalis subsp. Lactis, նիկոտինամիդ, Ստեարաթթվի մագնեզիումի աղ (հակաթթվային միջոց), Կալցիումի պանտոտենատ, Պիրիդոքսին հիդրոքլորիդ, ռիբոֆլավին.

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
Lactobacillus acidophilus - 2×10 CFU
Bifidobacterium longum subsp. longum - 2×10 CFU
Bifidobacterium animalis subsp. lactis - 2×10 CFU
• Վիտամին C - 45 mg
• Ցինկ - 12.3 mg
• Վիտամին E - 10 mg
• Վիտամին B3 - 18 mg
• Վիտամին B5 - 5 mg
• Վիտամին B6 - 2 mg
• Վիտամին B2 - 1.6 mg

Ընդունեք 1 պատիճ, օրական 1 անգամ, սննդի հետ:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: 1 պարկուճ օրական 1 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (1 պարկուճ):
• Lactobacillus acidophilus - 4000%
• Bifidobacterium longum subsp. երկար - 400%
• Bifidobacterium animalis subsp. lactis - 400%
• Վիտամին C - 75%
• Ցինկ - 82%
• Վիտամին E - 100%
Վիտամին B3 - 100%
Վիտամին B5 - 83%
Վիտամին B6 - 100%
Վիտամին B2 - 100%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: Կուրս՝ 1 ամիս (4 շաբաթ): Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կրկնել:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Անհատական անհանդուրժողականություն բաղադրիչների նկատմամբ:
2. Հղիություն, կրծքով կերակրելը.

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 տարի.



VITAMIN C

ՎԻՏԱՄԻՆ C (20 ՓՐՓՐԱՑՈՂ ՀԱԲ ԽՈՂՈՎԱԿՈՒՄ, 3.8 g)

Աջակցում է իմունիտետին

Հակաօքսիդիչ գործողություն

Աջակցում է նորմալ օքսիդատիվ գործընթացներին

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ արդյունավետության նվազում, անտարբերություն, թուլություն, քնկոտություն, վարակների նկատմամբ դիմադրողականության նվազում, տարբեր հիվանդությունների դեպքում վերականգնման դանդաղում:

Բաղադրիչներ: գլյուկոզա, Վիտամին C (L-ասկորբինաթթու), Թթվայնության կարգավորիչներ՝ նատրիումի բիկարբոնատ, Անջուր կիտրոնաթթու, Պոլիէթիլեն գլիկոլ կայունացուցիչ, Բնական բուրավետիչ «Նարնջագույն», Ասպարտամ քաղցրացուցիչ, Բնական երանգավորում՝ Ռիբոֆլավին: Պարունակում է շաքար և քաղցրացուցիչ: Պարունակում է ֆենիլալանինի աղբյուր.

ԱԿՏԻՎ ՆՈՒՅԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 դեղահատում.
Վիտամին C - 900 mg

Ընդունեք առավոտյան, նախաճաշից 30 րոպե առաջ՝ ջրով:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: Ընդունեք 1 հաբ՝ օրական 1 անգամ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (1 ՊԲԼԵՏ):
Վիտամին C - 1500%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: 1 ամիս (4 շաբաթ) Կրկնել տարեկան 3-4 անգամ 1-2 ամիս ընդմիջումներով:

ՊԼԱՆՇՆԵՐ ՄԵԿ ՏԱՐԱԱՅԻՑ: 20 հատ:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ապրանքի բաղադրիչների նկատմամբ զգայունության բարձրացում:
2. Նեֆրոլիտիաս.
3. հեմոխրոմատոզ (երկաթի ավելցուկ):
4. Չի կարելի մեծ չափաբաժիններ նշանակել արյան մակարդման ավելացումով, թրոմբոֆլեբիտով և թրոմբոզի հակումով, ինչպես նաև շաքարային դիաբետով և արյան բարձր շաքարով ուղեկցվող վիճակներով հիվանդներին:

Տարրի տեսակը՝ ջրում լուծվող:

Փոխադարձ լրացուցիչ տարրեր՝ A, E, B5, B9 վիտամիններ:

Կոնֆլիկտային տարրեր՝ վիտամիններ B1, B12, պղինձ:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



VITAMIN D3

Վիտամին D3 2000 IU (ՓԱՓԳԵԼՆԵՐ, 700 mg)

Աջակցում է իմունիտետին

Աջակցում է մկանային-կմախքային համակարգի առողջությանը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ փխրուն ոսկորներ, օստեոպորոզ, իմունիտետի նվազում:

Բաղադրիչներ: Բուսական յուղ (ձիթապտղի), Կեղև (ժելատին, գլիցերին (խտացուցիչ), ջուր), Վիտամին D3 (խոլեկալցիֆերոլ), Տոկոֆերոլների խառնուրդ (հակաօքսիդանտ).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
Վիտամին D3 - 50 mcg

Նախընտրելի է ընդունել առավոտյան՝ սննդի հետ, տաք կամ սառը ջրով:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: Օրական 1 պարկուճ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (1 պարկուճ):
Վիտամին D3 - 500%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: 2-3 ամիս (8-12 շաբաթ) Կրկնել 6-12 ամիս ընդմիջումներով:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 90 միավոր:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ապրանքի բաղադրիչների նկատմամբ զգայունության բարձրացում:
2. Վիտամին D-ի հիպերվիտամինոզ.
3. Հիպերկալցիուրիա.
4. Միզաքարեր.
5. Սարկոիդոզ.
6. Լյարդի և երիկամների սուր քրոնիկ հիվանդություններ, երիկամային անբավարարություն:
7. Թոքային տուբերկուլյոզի ակտիվ ձեւը.

Տարրերի տեսակը՝ ճարպ լուծվող:

Փոխադարձ փոխլրացնող տարրեր՝ կալցիում (ընդունել D3-ի հետ միասին՝ առնվազն 2 ժամ ընդմիջումով), ֆոսֆոր, մագնեզիում, օմեգա-3, վիտամին K2:

Կոնֆլիկտային տարրեր՝ երկաթ, վիտամիններ A, E:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 տարի.



VITAMIN D3 SPRAY

Վիտամին D3 2000 IU (ՍՊՐԵՅ, 30 ml)

Աջակցում է իմունիտետին

Աջակցում է մկանային-կմախքային համակարգի առողջությանը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ փխրուն ոսկորներ, օստեոպորոզ, իմունիտետի նվազում:

Բաղադրիչներ: Ջտված բուսական յուղ, Բնական բուրավետիչ, Խոլեկալցիֆերոլ (վիտամին D3).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 Մամուլում.
Վիտամին D3 - 50 mcg

Օգտագործելուց առաջ թափահարեք շիշը: Ընդունեք օրական 1 չափաբաժին (ցողիչի 1 սեղմում) լեզվի տակ՝ ուտելու ընթացքում, նախընտրելի է առավոտյան:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: Օրական 1 սեղմում:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (ԴԻՍՊԵՆՍԵՐԻ 1 ՄԱՄԼՈՑ):
Վիտամին D3 - 1000%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: 1-2 ամիս (4-8 շաբաթ), անհրաժեշտության դեպքում ընդունելությունը կարող է կրկնվել:

ԾԱՎԱԼ: 30 ml.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ապրանքի բաղադրիչների նկատմամբ զգայունության բարձրացում:
2. Վիտամին D-ի հիպերվիտամինոզ.
3. Հիպերկալցիուրիա.
4. Միզաքարեր.
5. Սարկոիդոզ.
6. Լյարդի և երիկամների սուր քրոնիկ հիվանդություններ, երիկամային անբավարարություն:
7. Թոքային տուբերկուլյոզի ակտիվ ձեւը.
8. Բաղադրիչների նկատմամբ անհատական անհանդուրժողականություն:

Տարրերի տեսակը՝ ճարպ լուծվող:

Փոխադարձ փոխլրացնող տարրեր՝ կալցիում (ընդունել D3-ի հետ միասին՝ առնվազն 2 ժամ ընդմիջումով), ֆոսֆոր, մագնեզիում, օմեգա-3, վիտամին K2:

Կոնֆլիկտային տարրեր՝ երկաթ, վիտամիններ A, E:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



WOMEN’S FORMULA

ԿԱՆԱՆՑ ՄՈՒԼՏԻՎԻՏԱՄԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ (ՑԵԼՅՈՒԼՈԶԱՅԻՆ ԿԱՊՍՈՒԼՆԵՐ, 580 mg)

Վերացնում է վիտամինների և հանքանյութերի պակասը:

Բարելավում է նյութափոխանակությունը

Աջակցում է հորմոնալ հավասարակշռությանը և կանանց առողջությանը

Ամրացնում է ոսկորները և ատամները

Պահպանում է առողջ մաշկը, մազերը և եղունգները

Աջակցում է նյարդային համակարգին և նվազեցնում սթրեսը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ իմունիտետի նվազում, ընդհանուր թուլություն, դյուրագրգռության բարձրացում, հիշողության խանգարում, քնի խանգարումներ:

Բաղադրիչներ: Կալցիումի կարբոնատ, Պարկուճի բաղադրությունը՝ հիդրօքսիպրոպիլմեթիլցելյուլոզա (կեղև), Մագնեզիումի ցիտրատ, L - ասկորբինաթթու (վիտամին C), Կալիումի ցիտրատ, Ինոզիտոլ, Ցիտրուսային բիոֆլավոնոիդներ, Քոլինի բիթարտատ (քոլին), Ամերիկյան ժենշենի էքստրակտ, Կաթնատուփի քաղվածք, Angelica Root Extract, Bearberry քաղվածք, Սիլիցիումի երկօքսիդ (հակաքարային նյութ), Նիկոտինամիդ (նիացին), Երկաթի բիսգլիցինատ, Ցինկի ցիտրատ, Մագնեզիումի ստեարատ (հակաբեկորային միջոց), DL - ալֆա-տոկոֆերոլ (վիտամին E), D - կալցիումի պանտոտենատ (պանտոտենաթթու), Թիամին հիդրոքլորիդ (վիտամին B1), Ռիբոֆլավին (վիտամին B2), Պիրիդոքսին հիդրոքլորիդ (վիտամին B6), մանգան գլյուկոնատ, Պղնձի գլյուկոնատ, Ռետինոլ (վիտամին A), Քրոմի պիկոլինատ, Կալցիում L-մեթիլֆոլատ (ֆոլաթթու), Կալիումի յոդիդ, L - selenomethionine, D - բիոտին (բիոտին), մոլիբդենի գլիցինատ, Menaquinone (վիտամին K2), Խոլեկալցիֆերոլ (վիտամին D3), Մեթիլկոբալամին (վիտամին B12).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
• Վիտամին A - 0.1 mg
• Վիտամին C - 80 mg
• Վիտամին D3 - 0.003 mg
• Վիտամին E - 3.33 mg
Վիտամին B1 - 1.0 mg
Վիտամին B2 - 1.0 mg
• Վիտամին B3 - 6.5 mg
• Վիտամին B6 - 1.0 mg
• Ֆոլաթթու - 0.05 mg
• Վիտամին B12 - 0.003 mg
• Բիոտին - 0.015 mg
• Պանտոթենաթթու - 2.0 mg
• Խոլին - 30.0 mg
• Կալցիում - 100.0 mg
• Երկաթ - 6.0 mg
• Յոդ - 0.05 mg
• Մագնեզիում - 100.0 mg

• Ցինկ - 5.0 mg
• Սելեն - 0.02 mg
• Պղինձ - 0.5 mg
• Մանգան - 0.65 mg
• Քրոմ - 0.05 mg
• Մոլիբդեն - 0.015 mg
• Ինոզիտոլ - 30.0 mg

Ընդունեք 1 պատիճ, օրական 2 անգամ, օրվա առաջին կեսին:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: Օրական 2 պարկուճ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (2 պարկուճ):
• Վիտամին A - 25%
Վիտամին C - 267%
Վիտամին D3 - 120%
Վիտամին E - 67%
Վիտամին B1 - 143%
Վիտամին B2 - 125%
Վիտամին B3 - 72%
Վիտամին B6 - 100%
• Ֆոլաթթու - 50%
Վիտամին B12 - 600%
• Բիոտին - 60%
• Պանտոթենաթթու - 67%
• Խոլին - 12%
• Կալցիում - 20%
• Երկաթ - 86%
• Յոդ - 67%
• Մագնեզիում - 50%
• Ցինկ - 67%
• Սելեն - 57%
• Պղինձ - 100%
• Մանգան - 65%
• Քրոմ - 200%
• Մոլիբդեն - 43%
• Ինոզիտոլ - 12%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: Կուրս՝ 1 ամիս (4 շաբաթ): Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կրկնել:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Անհատական անհանդուրժողականություն BAA-ի բաղադրիչների նկատմամբ:
2. Նյարդային գրգռվածության բարձրացում, անքնություն:
3. Արյան ճնշման բարձրացում, սրտի գործունեության ռիթմի խախտում, ծանր աթերոսկլերոզ:
4. Երեկոյան ընդունելություն.
5. Հղիներին և կերակրող կանանց ընդունել բժշկի առաջարկությամբ և հսկողությամբ:

Տարրերի տեսակը՝ վիտամիններ և հանքանյութեր:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 3 տարի.



ZINC PICOLINATE

ՑԻՆԿ ՊԻԿՈԼԻՆԱՏ (կոշտ ժելատին պարկուճներ, 350 mg)

Կարգավորում է ճարպի արտադրությունը

Աջակցում է սեռական հորմոնների արտադրությանը

Ամրացնում է սրտանոթային համակարգը

Աջակցում է հյուսվածքների վերականգնմանը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ իմունիտետի նվազում, մաշկի վրա յուղոտ փայլ և բորբոքում, տղամարդկանց առողջության վատթարացում:

Բաղադրիչներ: Միկրոբյուրեղային ցելյուլոզա (E460i, կրող), ցինկ պիկոլինատ, Պարկուճ (հիդրօքսիպրոպիլմեթիլցելյուլոզա (E464, խտացուցիչ) կամ ժելատին).

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 պարկուճում.
Ցինկ - 21.9 mg

Ընդունեք օրական 1 պատիճ՝ դատարկ ստամոքսին:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: Օրական 1 պարկուճ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (1 պարկուճ):
Ցինկ - 146%

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: Կուրս՝ 1 ամիս (4 շաբաթ): Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կրկնել:

ՊԱՏԻՃՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՓԱԹԵԹՈՒՄ: 60.

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Անհատական անհանդուրժողականություն բաղադրիչների նկատմամբ:
2. Հղիություն, կրծքով կերակրման շրջան:
3. Երիկամային անբավարարություն.

Տարրի տեսակը՝ հանքային:

Փոխադարձ լրացուցիչ տարրեր՝ B, C խմբի վիտամիններ, մագնեզիում:

Կոնֆլիկտային տարրեր՝ երկաթի, կալցիումի բարձր չափաբաժիններ:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.



COLLAGEN

ԿՈԼԱԳԵՆԻ ՆՐԱՆԻ համով դոնդող (30 ձողիկ, 20 g)

Ամրացնում է կապի հյուսվածքը

Առողջ մաշկ, մազեր և եղունգներ

Դանդաղեցնում է ծերացումը

Բարելավում է մաշկի տոնայնությունը և ամրությունը

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ մաշկի չորություն, ջրազրկում, փխրուն չոր մազեր, հակված կորստի և հատվածի, մկանների և հոդերի ցավեր, կնճիռներ:

Բաղադրիչներ: Նռան հյութի խտանյութ, Ջուր, Ձկան կոլագեն, Սննդի գել (մորեխի մաստակ, քսանթան, գլյուկոզա, ագար-ագար, թամարինդ), Ասկորբինաթթու, Արհեստական նռան համեմունք, Հիալուրոնիկ թթու.

ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 ՓՈՑԻԿՈՒՄ.
• Ձկան կոլագեն - 2000 mg
• Վիտամին C - 100 mg
• Հիալուրոնաթթու - 15.2 mg

Ընդունման եղանակը՝ անկախ սննդից և օրվա ժամից:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԴԵՋԱ: Օրական 1-2 ձողիկներ:

ՕՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՒՄ ՕՐԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՏՈԿՈՍԸ (2 ձողիկներ):
Կոլագեն - հաստատված չէ:

ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿՈՒՐՍԸ: 1 ամիս (4 շաբաթ) Կրկնել 1 ամիս ընդմիջումներով:

ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.
1. Ալերգիա կամ գերզգայունություն արտադրանքի բաղադրիչների նկատմամբ:
2. Հղիություն, կրծքով կերակրման շրջան:

Տարրի տեսակը՝ ջրում լուծվող:

Փոխլրացնող տարրեր՝ վիտամին C, կոֆերմենտ Q10, օմեգա-3:

Հակամարտության տարրեր. առաջարկություններ չկան:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 2 տարի.