wau

Produktkatalog för distributörer

SKÖNHETSAPPARATER 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153
MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
Bild över massagelinjer 196

TILLBEHÖR 197

RENGA 199

WAU

HUDVÅRD 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

PETIT RA HUDVÅRD 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

KOSTTILLSKOTT 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN'S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN'S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



ENHETER



AI NEW - MASSAGEAPPARAT FÖR HUDEN RUNT ÖGONEN

Ögonkonturvård

Jämnar ut rynkor

Minskar svullnader och mörka ringar

HUDBESVÄR: mörka ringar, fina linjer, tidiga ålderstecken, svullnad, glåmig hud, påsar under ögonen och kråksparkar.

MATERIAL: ABS-plast.

VIKT: 94 g.

FUNKTIONER:

EMS är elektrisk muskelstimulering. Strömmen når muskellagret och får musklerna att dra ihop sig. Det ger en uppstramande effekt, stimulerar bildningen av kollagen och elastin, förbättrar hudens fasthet och elasticitet och minskar svullnad.

RF - Radiofrekvensenergi, som värmer det djupa lagret av huden (dermis) till ca 40-55 °C, vilket stimulerar produktionen av kollagen och ökar hudens elasticitet. I vissa fall kan värme också påskynda metabolismen av fettceller (till exempel i området för den andra hakan). I hemenheter är temperaturen på hudens yta vanligtvis 38-45 °C för säker användning.

Rött LED-ljus främjar blodcirkulationen, dämpar inflammation och kan lindra svullnad och smärta samt ljusa upp pigmentering. Det passar alla hudtyper. Rött ljus tränger djupare in i huden än andra ljusfärger och verkar på fibroblaster, de celler som bildar kollagen. Det stödjer hudens återhämtning och motverkar synliga ålderstecken.

FUNKTIONER:
1. Ett laddningsställ medföljer för enkel förvaring och laddning.
2. Styrs med 1 knapp. Håll knappen intryckt för att starta apparaten, så att den inte kan slås på av misstag under transport.
3. 2 lägen: EMS + rött LED-ljus och RF + rött LED-ljus.
4. Indikatorn lyser rött för RF och blått för EMS.
5. Behandlingsytan är vinklad för att passa området runt ögonen.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Slå på apparaten genom att hålla strömknappen intryckt.
2. Apparaten har 2 lägen: RF + rött LED-ljus och EMS + rött LED-ljus. Tryck på strömknappen för att växla. Röd indikator visar RF + rött LED-ljus. Blå indikator visar EMS + rött LED-ljus.
3. Stäng av apparaten genom att hålla strömknappen intryckt.
4. Apparaten stängs av automatiskt efter 10 minuters oavbruten användning.

HUR MAN ANVÄNDER:

RF-LÄGE + RÖTT LED-LJUS
1. Håll strömknappen intryckt för att starta apparaten. Välj sedan RF + rött LED-ljus (röd indikator).
2. Applicera ledande massagegel. Lägg apparatens behandlingsyta mot huden och för den långsamt längs massagelinjerna, från inre till yttre ögonvrån längs ögonhålans benkant och vidare ut från yttre ögonvrån. Byt öga var 2:a minut. Radiovågorna värmer läderhuden. Håll apparaten i rörelse och stanna inte på samma ställe, eftersom det kan orsaka brännskador. En ljudsignal var 10:e sekund påminner dig om att flytta apparaten.

EMS-LÄGE + RÖTT LED-LJUS
1. Håll strömknappen intryckt för att starta apparaten. Välj sedan EMS + rött LED-ljus (blå indikator).
2. Applicera ledande massagegel. Lägg apparatens behandlingsyta mot huden och för den långsamt längs massagelinjerna, från inre till yttre ögonvrån längs ögonhålans benkant eller ögonbrynsbågen. Byt öga var 2:a minut.

BEHANDLINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:

HUDTYP / HUDBESVÄR	VECKA 1	VECKA 2	VECKA 3	VECKA 4	DÄREFTER
Svullnader UNDER ÖGON / MÖRKA CIRKLAR	På kvällen före sänggåendet. EMS: 5-7 min (3-3,5 min per öga). RF: 5-7 min (3-3,5 min per öga). Varannan dag.	På kvällen före sänggåendet. EMS: 5-7 min (3-3,5 min per öga). RF: 5-7 min (3-3,5 min per öga). Varannan dag.	1 veckas uppehåll (minst 5 dagar).	Upprepa.	2 veckors kurs. 1 veckas uppehåll. Upprepa 2-veckorskursen. Fortsätt denna cykel.
TORR / ATONISK HUD	Morgon. RF: 7 min (3,5 min per öga). EMS: 2-3 min (1,5 min per öga). En gång var tredje dag.	Morgon. RF: 7 min (3,5 min per öga), en gång var tredje dag. EMS: 2-3 min (1,5 min per öga), inte mer än 3 gånger i veckan.	Morgon. RF: 7 min (3,5 min per öga), dagligen. EMS: 2-3 min (1,5 min per öga). Lägena kan användas separat. Inte mer än 3 gånger i veckan.	1 veckas uppehåll.	Upprepa 4-veckorskursen under 2 månader. Ta en 1 månads paus. Upprepa 4-veckorskursen under 2 månader.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Rådgör med en hudläkare före användning om du har medicinska kontraindikationer.
2. Använd inte apparaten om du är ljuskänslig.
3. Använd inte apparaten vid hudsprickor, öppna sår, hudsjukdom, svår akne, solskador eller hudinfektioner.
4. Använd inte apparaten på övre eller nedre ögonlocket, ögongloben eller ögats slemhinnor.
5. Använd inte apparaten på födelsemärken, vårtor, inåtväxande hårstrån eller irriterad hud.
6. Dela inte apparaten med andra. Det kan sprida bakterier och orsaka allvarliga infektioner.

VARNINGAR:
1. Se till att laddningskabeln inte blir våt. Sänk inte ned apparaten i vatten.
2. Ladda inte apparaten där den kan bli våt, till exempel i badrummet, i duschen eller nära en pool.
3. Kasta inte enheten i elden.
4. Ladda apparaten endast med den medföljande laddningskabeln.
5. Sluta använda apparaten om tillbehören eller laddningskabeln är skadade. Det minskar risken för skador.
6. Byt ut en skadad laddningskabel mot en originalkabel för att undvika farliga situationer.
7. Ladda apparaten helt minst en gång var 2:a månad för att förlänga batteriets livslängd.
8. Apparaten är inte avsedd för barn under 12 år eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap. Dessa personer får endast använda apparaten under uppsikt.
9. Använd inte apparaten om den har synliga skador. Försök inte ta isär eller reparera den själv. Det kan orsaka svåra ögon- eller hudskador, elstötar eller dödsfall.

10. Använd apparaten endast för avsett ändamål och enligt den här bruksanvisningen.
11. Ladda, använd och förvara helst apparaten vid 5-35 °C.
12. Använd inte apparaten om du under de senaste 2 veckorna har genomgått en kosmetisk behandling, till exempel kemisk eller mekanisk peeling, laserslipning, fraktionerad laser, mesoterapi, fillers eller annan konturbehandling i ansiktet.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: (1) massageapparat, (2) laddningsställ, (3) USB-C-laddningskabel, (4) förvaringspåse, (5) rengöringsduk och (6) bruksanvisning.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 2 h

DRIFTSTID: 40 min

SMART TIMER: 10 min

RF-FREKVENS: 1MHz

EMS FREKVENS: 20 KHz

EMS STRÖM: 166 mA

RÖTT LED-ljus VÅGLÄNGD: 630 nm

VÅGFORM: bifasisk symmetrisk rektangulär vågform

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX4



AKARI - MASSAGEAPPARAT FÖR OMRÅDET RUNT ÖGONEN

Lyfter området runt ögonen

Minskar rynkor

Minskar svullnader

Ljusar upp mörka ringar

oro: ansiktsrynkor ("kråkfötter"), veck i området runt ögonen, förlust av elasticitet och slapp hud på ögonlocken, mörka ringar, morgonsvullnad, svullnad ("påsar" under ögonen), muskelspänningar och ögontrötthet efter långvarigt arbete bakom skärmen.

MATERIAL: ABS-plast, PC-plast, zinklegering (elektroder).

VIKT: 137 g (enhet), 82 g (laddningsbas).

FUNKTIONER:

RF - Lifting (40-43 °C) - penetrerar hudens djupa lager och värmer försiktigt upp vävnaderna till 40-43 °C, så att befintliga kollagenfibrer omedelbart reduceras, och fibroblaster börjar aktivt producera nytt kollagen och elastin. Som ett resultat stramas och komprimeras huden runt ögonen omedelbart, och med regelbunden användning slätas ansiktsrynkor ut.

EMS (ELEKTROMYOSTIMULERING) - EMS verkar på den periorbitala zonen med lågstyrka pulser (7,52-8,56 mA), vilket orsakar rytmisk sammandragning och avslappning av ögats cirkulära muskel. Detta stärker den muskulösa ramen i ögonlocket, lyfter de yttre ögonvrån och återställer huden runt ögonens ton och elasticitet.

Fototerapi (LED) är en metod för exponering för ljusvågor av olika längd som penetrerar till ett visst djup av huden och absorberas av celler, vilket utlöser naturliga regenereringsprocesser.

Rött spektrum (620-630 nm) utlöser hudföryngring och regenerering, återställer friskhet och en naturlig lyster till blicken.

Gult spektrum (587-592 nm) lugnar känslig hud, aktiverar lymfdränage och främjar utsöndringen av stillastående vätska. Som ett resultat minskar svullnaden, mörka ringar under ögonen ljusnar och hudens struktur jämnas ut.

Kylläge (15 ± 5 ° C) - orsakar omedelbar förträngning av ytkärl och porer, vilket ger en snabb lymfdränering och uppfriskande effekt. Kyla lindrar morgonsvullnad, svullnad och "påsar" under ögonen och lugnar även huden.

VIBRATION (11000 rpm) - ger mild mikromassage som lindrar spasmer och spänningar i orbicularis oculi-muskeln efter datorarbete eller läsning. Proceduren aktiverar blodcirkulationen och lymfdräneringen, vilket förbättrar hudens permeabilitet för hudvårdsprodukter.

FUNKTIONER:
1. 3 nivåer av EMS-intensitet låter dig välja ett individuellt vårdprogram baserat på din huds känslighet.
2. Minnesfunktion: Enheten lagrar automatiskt den senast valda EMS-intensitetsnivån och -läget.
3. 3 förinställda lägen där olika exponeringsmetoder kompletterar och förstärker varandra för en märkbar effekt.
4. Den smarta timern övervakar den exakta tiden för proceduren och stänger automatiskt av enheten, vilket förhindrar överbelastning och överhettning av huden.
5. 5 teknologier: RF-lyft, EMS-stimulering, kylning, vibrationsmassage och LED-ljus (rött och gult) kombineras i en kompakt enhet för att lösa alla problem i den periorbitala zonen.
6. Laddningsbasen ger inte bara estetisk vertikal förvaring på toalettbordet, utan även bekväm trådlös laddning.
7. Enkel och intuitiv kontroll: endast 2 knappar som passar bekvämt under fingret.
8. Sömlösa elektroder: en helt slät yta för hygienisk och delikat glidning utan att skada huden.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. På/av: Tryck på strömbrytaren i 1,5 sekunder (att slå på kommer att bekräftas av ett kort pip). Som standard startar enheten i läge 1.
2. Växling av läge: tryck kort på strömknappen för cykliskt val:
Läge 1: RF + EMS + rött LED-ljus Läge 2: EMS + Vibration (lysdioder avstängda) Läge 3: EMS + Kyla + Gult LED-ljus
3. EMS-intensitetsjustering: Tryck kort på kontrollknappen
Intensiteter för nivåval:
Svag (Nivå 1) - knappens högra segment är upplyst. Mitten (nivå 2) - knappens högra och nedre segment är upplysta. Stark (nivå 3) - de vänstra, högra och nedre delarna av knappen lyser.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Känslighetstest (obligatoriskt före första användningen):
Applicera ledande gel på insidan av underarmen och lägg den avstängda apparatens behandlingsyta mot huden.
2. Slå på enheten och ha en hel 10-minuters session i läge 1. Om det finns en allvarlig brännande känsla, stoppa testet. Utvärdera huden efter 6 timmar. Om det inte finns någon rodnad och klåda är enheten lämplig för dig. Utför proceduren: Rengör ansiktet och området runt ögonen. Om du bär kontaktlinser, ta bort dem innan sessionen.
3. Applicering av gelen: applicera rikligt med en speciell kontaktgelledare eller vattenbaserat fuktserum på området runt ögonen. Produkten ska inte innehålla oljor och syror (AHA, BHA, PHA, retinol, höga koncentrationer av vitamin C).

4. Utföra en massage: slå på massageapparaten, välj ett läge och börja utföra det smidigt på massagelinjerna:
• Övre ögonlocket: från det inre hörnet till det yttre, rör sig strikt längs linjen av orbitalbenet under ögonbrynet.
• Nedre ögonlocket: smidigt från den inre ögonvrån till det yttre orbitalbenet.
Tempel: en mild cirkulär massage. Viktigt: Håll enheten i rörelse hela tiden under proceduren. Håll den inte i ett område för att undvika överhettning och brännskador! Överskrid inte sessionsgränsen på 10 minuter.
5. Komplettering: Applicera din vanliga ögonkräm. Rengör enheten med en fuktig, luddfri trasa.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS
MORGONSVULLE / SVULLNING / MÖRKA CIRKLAR	MORGON	Läge 3: EMS + Kyla + Gult LED-ljus (Vård om svullnader och lyster). Längd: 3 minuter.	3-4 gånger i veckan
EXPRESSIONSLINJER / RYCK / FÖRLUST AV ÖGONLOCKENS FASTHET	KVÄLL	Läge 1: "RF + EMS + Rött LED-ljus" (Anti-aging lyft) Längd: upp till 10 minuter	3-4 gånger i veckan
MUSKELSPÄNNING OCH ÖGONTRÄTTHET	Kväll eller vid behov	Läge 2: "EMS + Vibration" (avslappning och lymfdränage) Längd: upp till 10 minuter	Vid behov, vanligtvis 3-4 gånger/vecka.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Det är förbjudet att använda direkt på ögongloben, på det övre och nedre rörliga ögonlocket, slemhinnor i mun, näsa eller könsorgan.
2. Hjärtsjukdom, närvaron av en pacemaker eller annan implanterad elektronisk medicinsk utrustning.
3. förekomsten av metallimplantat, stift, guldtrådar direkt i bearbetningsområdet.
4. Senaste ögonoperationer eller medicinska estetiska ingrepp i periorbitalzonen.
5. förekomst av sår, skrubbsår, sprickor, eksem, dermatit, svåra former av akne, brännskador (inklusive sol) eller infektioner i behandlingsområdet.
6. Allergi mot metaller eller elektriska effekter, kränkning av hudens temperatur och taktil känslighet.
7. Sjukdomar i sköldkörteln (enheten är förbjuden att använda direkt på sköldkörteln) eller ta hormonella läkemedel för dess behandling.
8. Graviditet (använd endast efter samråd med läkare).
9. Perioden för amning, menstruation, couperosis (telangiectasia) - använd med försiktighet.

10. Personer under 12 år (användning är endast tillåten under uppsikt av vuxna).
11. Använd inte om huden genomgår stadiet av aktiv läkning efter kosmetiska ingrepp (peeling, laserslipning, mesoterapi, fillers under de senaste två veckorna).
12. Var uppmärksam på hur det känns om du har tandimplantat, tandställning eller metallproteser i ansiktsområdet. Avbryt behandlingen vid obehag eller metallsmak i munnen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH SÄKERHETSREGLER:
1. Fuktskydd: Håll laddningskabeln, basen och kontakterna helt torra. Doppa dem inte i vatten och ladda inte enheten i en fuktig miljö (badrum). Enheten har en fuktskyddsklass IPX22 (skydd mot vertikala fall), men det är strängt förbjudet att tvätta den under kranen.
2. Elsäkerhet: Det är förbjudet att använda massageapparat under laddning. Tiden för kontinuerlig anslutning av basen till nätverket under laddning bör inte överstiga 24 timmar.
3. Noggrann rengöring: Rengör enheten endast när den är avstängd. Det är förbjudet att använda metallsvampar, slipmedel, aggressiva eller brandfarliga vätskor (alkohol, bensin, spädningsmedel, aceton).
4. Det är förbjudet att torka enheten med en hårtork i varmt läge.
5. Förvaring: Förvara på en torr, sval plats i rumstemperatur, undvik solljus. För långtidsförvaring utan användning, ladda enheten minst en gång var tredje månad för att undvika försämring av batteriet.
6. Kasta inte enheten i elden, undvik fall och fysiska slag.

I LÅSEN: (1) AKARI massageapparat, (2) laddningsbas, (3) laddningskabel av typ C, (4) förvaringsväska, (5) bruksanvisning, (6) servett.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

DIMENSIONER (H X B X D): enhet - 155×26×28 mm, laddningsbas - 62×55×59 mm

STRÖMKÄLLA: litiumpolymerbatteri

BATTERIKAPACITET: 1000 mAh

MARKNAD DRIFTSSPÄNNING: 3,7 V

MARKNAD MATNINGSSPÄNNING: 5 V

KRAFT: 11 W

SMART TIMER: RF + EMS + Rött LED-ljus - 10 minuter EMS + Vibration - 10 minuter EMS + Kyla + Gult LED-ljus - 3 minuter

LADDNINGSTID: ≤ 3 h

MAXIMAL DRIFTSTID (FULL LADDNING): ≥ 40 min

INTENSIVITET AV EMS:
1 nivå - 7,52 mA 2 nivå - 7,92 mA 3 nivå - 8,56 mA

BESTRÅLNINGENS INTENSIVITET:
Rött LED-ljus - 24,22 mW/cm2 Gult LED-ljus - 14,47 mW/cm2

VIBRATIONSHASTIGHET: 11000 varv per minut

KYLTEMPERATUR: 15+/-5 °C

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX22



ATAMA - MASSAGEAPPARAT FÖR HÅRVÄXT OCH HÅRBOTTENVÅRD

Stärker hårrötterna

Hårväxt

Hårdensitet

Förbättrar hårkvaliteten

Riktar mot inflammation

ORSAKER: håravfall, tunt hår, torrt och sprött hår, sjukdomar i hårbotten.

MATERIAL: plast.

VIKT: 213,5 g.

FUNKTIONER:

EMS - elektrostimulering med hjälp av lågfrekventa strömmar som tränger djupt in i vävnaderna och orsakar muskelkontraktion och vaskulär expansion, förbättring av blod- och lymfflödet, stimulerar metaboliska processer och syrgasnäring i hårbotten. Som ett resultat rengörs porerna, de "sovande" hårsäckarna väcks, processen för tillväxt av nytt hår startas, hårets kvalitet förbättras. Det kan också noteras en sådan effekt av EMS som normaliseringen av talgkörtlarnas funktion, vilket leder till en minskning av hårfett, en minskning av hudklåda.

Vibration - det finns många nervändar på huvudet, deras stimulering med vibrationsmassage kommer att minska stress. Vibration främjar också blodcirkulationen och metaboliska processer, så att cellerna får mer näringsämnen och syre, som ett resultat av vilket hårsäckarna fungerar mer aktivt, hårväxten påskyndas.

Fototerapi (rött och blått LED-ljus) - LED producerar den önskade våglängden, som tränger djupt in i huden och utlöser energiprocesser inuti cellerna. Till exempel, rött LED-ljus (630 och 650 nm) återaktiverar folliklarna, som går in i fasen av slutet av aktiv hårväxt. Blått LED-ljus (460 nm), som arbetar på epidermisnivå, dödar bakterier, minskar inflammation och stoppar uppkomsten av akne i hårbotten.

FUNKTIONER:
1. Massera i form av en kam med ett bekvämt handtag. Du kommer att vara bekväm att massera dig själv under lång tid.
2. ATAMA-enheten har en vattentäthetsnivå IPX6, det är bekvämt att ta hand om den efter användning - skölj enheten under en ström med vatten efter användning.

3. Speciella silikonmassagenejlika: mjuka och formbara, rotera 360 grader, vilket ger en bekväm massage, även när enheten är avstängd.
4. 3 lägen med individuell inställning: EMS (elektromyostimulering), LED (fototerapi), vibration. Du kan kombinera lägen efter behag, stänga av någon av dem helt, välja önskad intensitet av ström, ljus, typ av vibration.
5. Tydlig kontroll: varje läge motsvarar en separat knapp på enhetens handtag. Du kommer att kunna byta läge under massagen utan att bryta dig loss från processen.
6. De 2 mest effektiva ljusfototerapierna presenteras i LED-läge. Rött LED-ljusläge representeras av rött LED-ljus med en våglängd på 630 nm (dioder är placerade längs kammens omkrets) och lågnivålaserljus med en våglängd på 650 nm (dioder är placerade i mitten av massageytan). Våglängderna på detta gap förhindrar håravfall. Blått LED-ljusläge med en våglängd på 460 nm (dioder är endast placerade längs kammens omkrets, dioder i mitten av massageapparaten lyser inte blått) används för att behandla ytliga tillstånd i hårbotten.

DRIFTSINSTRUKTIONER:

1. Tryck på på/av-knappen för att slå på enheten.
2. Konfiguration av regimer
• På/av-knapp (på kontroll/EMS) Tryck och håll ned (1,2 sekunder) slår på enheten (när den är påslagen, avger 1 ljudsignal) och EMS-läge (nivå 1), med 1 glödlampa på indikatorn. Ett kort tryck aktiverar den 2:a nivån i EMS-läget, medan 2 lampor tänds på indikatorn, nästa korta tryck är den 3:e nivån i EMS-läget, medan 3 lampor tänds på indikatorn. Upprepad tryckning kommer att stänga av EMS-läget helt, tre glödlampor på indikatorn kommer att flimra samtidigt. Med långvarig tryckning (1,2 sekunder) kommer den fungerande enheten att avge 2 ljudsignaler och stängas av.
Vågknapp (vibrationskontroll) Den första korta tryckningen inkluderar ett konstant vibrationsläge. Det andra är läget för pulserande vibrationer. Den tredje stänger av vibrationsläget. Växling av lägen åtföljs av en kort ljudsignal.
Solknapp (ljuskontroll) Den första korta tryckningen inkluderar ett laserterapiläge (rött LED-ljus). Efter den andra tryckningen ändras färgen till blå. Den tredje tryckningen stänger av LED-läget. Växling av lägen åtföljs av en kort ljudsignal.
3. Efter 10 minuters kontinuerlig användning stängs enheten av automatiskt utan att gå i standbyläge.

HUR MAN ANVÄNDER:

ATT MASSERA HUVUDKRONAN:

1. Rör dig i cirkulära rörelser medurs i kronområdet.
2. Massage av ett område bör ta 1-2 minuter.

FÖR ATT UTFÖRA MASSAGE AV ANDRA DELAR AV HUVUDET:

1. Flytta i hårväxtriktningen från ansiktet till bakhuvudet som om du kammade håret.
2. Du kan också spiral eller sicksack.
3. Alla rörelser i ett område upprepas 3-5 gånger.
4. Den rekommenderade totala massagetiden är 10-15 minuter.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKURS
OLJIG HÅLLBARHET	Morgon, efter tvätt, i fuktigt hår	EMS: nivå 1 i 5 min, nivå 2 i 3 min, nivå 3 (max) i 2 min. Använd alla tre nivåerna i följd och öka gradvis. LED: blått ljus i 5 min, rött ljus i 2 min. Använd lägena i den ordningen, inte samtidigt.	Vecka 1-2: 3 gånger i veckan. Vecka 3: 5 gånger i veckan. Vecka 4: paus.	2 månader. Ta en 1-månaders paus och upprepa sedan 2-månadersk ursen. Minsta totala program: 6 månader. Två kurser per år.

HUDTYP / HUDBESVÄR	FÖRSTA 10 DAGAR	NÄSTA 10 DAGAR	NÄSTA 2-3 MÅNADER	NÄSTA MÅNAD	DÄREFTER
HÅRTAVLAD / UTUNNING	Vibration: använd i 10 min efter applicering av ett närande serum (valfritt). Använd sedan rött LED-ljus i 5 min. Använd lägena i den ordningen, inte samtidigt. Upprepa dagligen.	Vibration: använd i 10 min efter applicering av ett närande serum (valfritt). Använd sedan rött LED-ljus i 5 min. Använd lägena i den ordningen, inte samtidigt. Upprepa varannan dag.	Vibration: använd i 10 min efter applicering av ett närande serum (valfritt). EMS på låg och medelhög nivå: 2-5 min. Rött LED-ljus: 7 min. Använd lägena i den ordningen, inte samtidigt. Upprepa 3-4 gånger i veckan.	Paus.	Upprepa 10-10-3-programmet i 5-6 månader. Ta en 1 månads paus. Underhåll: 1 månads användning följt av 3 månaders uppehåll.

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKURS
MJÖL / FLAGNANDE (utan hårbottensjukdom)	När som helst på dygnet, efter tvätt, i fuktigt hår	LED: blått ljus i 3 min, rött ljus i 7 min. Vibration: 3 min. Använd lägena i den ordningen, inte samtidigt. Använd EMS separat, oavsett hårtvätt: medelhög nivå i 3-4 min.	LED: dagligen. Vibration: 3 gånger i veckan. EMS: 2 gånger i veckan.	LED + vibration: 4 veckor, därefter 1 veckas uppehåll. Upprepa över 1 månad. Ytterligare upprepning krävs inte, eftersom kursen fortsätter tills problemet är löst. EMS: 4 veckor, därefter 1 veckas uppehåll. Upprepa över 1 månad.

KONTRAINDIKATIONER:
Använd med försiktighet:
• personer i ett tillstånd av alkoholförgiftning, under menstruation och under amning;
• i närvaro av telangiektasi;
• i närvaro av en tillfällig fyllning eller under tandbehandling;
• Allergi mot metall;
• vid förhöjd temperatur och hypertoni;
• vid plastiska operationer i hårbotten, inflammation i huden och klåda.

VARNINGAR:
1. Använd inte nära platser med metallproteser (ögonäpplen, inneröra, ben- och ledområden).
2. Det är förbjudet att använda på platser med patologier i vener eller artärer, såväl som i närvaro av tromboflebit eller problem med blodpropp.
3. Undvik fysisk exponering.
4. Använd endast enheten i enlighet med bruksanvisningen.
5. Det är förbjudet att demontera, underhålla och uppgradera produkten.
6. Förvara apparaten på en torr och ren plats.
7. Förvara inte enheten på platser med hög/låg omgivningstemperatur, samt nära källor till öppen eld.
8. Dra ut kontakten ur uttaget efter att laddningen är klar.
9. Håll enheten borta från barn.

I LÅSEN: (1) massageapparat, (2) förvaringsväska, (3) servett,
4. USB-C-kabel för laddning, 5) instruktion.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 3 h

DRIFTSTID: 2 h

SMART TIMER: 10 min

LÄGEN:
1. EMS - 1 nivå 31 mA, 2 nivå 43 mA, 3 nivå 78 mA
2. Fototerapi - rött LED-ljus (våglängd 630 nm), laserljus (våglängd 650 nm), blått LED-ljus (våglängd 460 nm)
3. Vibration - 6500 varv per minut

EMS FREKVENS: 9,51 kHz

VÅGFORM: bifasisk symmetrisk vågform

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX6



ELAX 2.0 - AVSLAPPNANDE ÖGONMASK MED MASSAGE

Lindrar trötthet i ögonen

Minskar huvudvärk

Hjälper mot sömnlöshet

Avkoppling

Cirkel av problem: allmän trötthet och trötthet i ögonen, huvudvärk, migrän, svårt att somna, långvarigt arbete vid datorn.

MATERIAL: Modal, Lycra.

VIKT: 111 g.

FUNKTIONER:
Värme - förbättrar blodcirkulationen, tar bort spänningar från ögonen. Vibration - slappnar effektivt av musklerna runt ögonen, hjälper till att återställa normalt in- och utflöde av lymfan, hjälper till att eliminera allmän trötthet och ansträngda ögon. KALL KOMPRESS - låter dig bli av med svullnad runt ögon och kindben, förträngande blodkärl. Exponering för kyla minskar blodflödet och bidrar till utflödet av överskottsvätska. 3D-mask trycker inte på ögon och ögonfransar, ger en tät passform mot ansiktet och skyddar mot ljusinträngning, vilket gör att du kan använda enheten som sovmask.

FUNKTIONER:
1. 4 användningsfall (uppvärmning, vibration, uppvärmning + vibration, kall kompress liner).
2. Masken är lätt, när den används trycker den inte på ögonen.
3. 3 nivåer av uppvärmning för att välja en behaglig temperatur och 3 nivåer av vibration för att ställa in optimal styrka för massagen.
4. Masken har en anatomisk 3D-form, med en fördjupning för ögonen och skåror för näsan och näsryggen för maximal komfort.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Anslut kontrollpanelen till masken. Obs: laddningsindikatorn lyser vitt när anslutningen mellan masken och kontrollpanelen är svag.
2. Slå på massageapparaten med ett långt tryck (2 sekunder) på vibrationsbrytaren eller temperaturknappen. Ljusindikatorn för laddningsnivån tänds.
3. Vibrationsläge och värmeläge fungerar oberoende av varandra. Välj det läge du vill ha.
4. Vibrationsläget har 3 vibrationsnivåer. Massageapparaten startar med en låg vibrationsnivå och avger 1 ljudsignal. När du byter nivå kommer 2 ljudsignaler att betyda 2 vibrationsnivåer, 3 signaler - 3 nivåer.

5. Värmeläget har 3 temperaturnivåer. Massageapparaten startar med en låg värmenivå och avger 1 pip. När du byter nivå kommer 2 ljudsignaler att betyda den genomsnittliga värmenivån och 3 ljudsignaler den maximala värmenivån.
6. Massageapparaten har en smart timer, enheten stängs av efter 15 minuters drift. Vibrations- och värmelägen fungerar oberoende av varandra, deras smarta timer körs separat för varje läge. När vibrationsnivån eller temperaturen ändras startar inte den smarta timern igen.
7. För att stänga av enheten, tryck på på/av-knappen för vibrations- eller uppvärmningsläget och håll den nedtryckt i 2 sekunder.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Anslut kontrollpanelen till masken.
2. Sätt masken över ögonen, sätt på den.
3. Aktivera vibration/uppvärmning eller båda samtidigt.
4. Justera nivån på temperatur och uppvärmning.
5. Njut av en massage i 15 minuter.
6. Om du vill använda en kall kompress, ställ fodret i kylen i 10 minuter i förväg. Lägg den i masken, inte med enheten.

ANVÄNDNINGSFREKVENS:
Daglig användning är tillåten.

ANSÖKNINGENS VARAKTIGHET:
Det är obegränsat.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Personer som är okänsliga för termiska effekter på huden, personer med förhöjd kroppstemperatur och som lider av förkylning bör konsultera en läkare innan du använder enheten.
2. Det rekommenderas inte att använda enheten:
i närvaro av trombos, svår aneurysm, akut venös aneurysm, alla typer av dermatit, hudinfektioner, eftersom användningen av enheten kan leda till försämring;
personer som inte kan uttrycka sin vilja eller själva använda produkten;
• barn under 14 år.
3. sluta använda produkten om kräkningar, kramper eller andra fysiska reaktioner inträffar.

VARNINGAR:
1. Förvara produkten på en otillgänglig plats för barn och spädbarn.
2. Produkten är avsedd för personer över 12 år.
3. Håll kontrollpanelen, laddningskabeln och laddningskontakten torra.
4. Spraya inte kemiska vätskor som parfym och deodoranter på maskens yta.
5. Böj inte, dra eller knyt inte ögonmasken och laddningskabeln för att undvika skador.
6. Personer med ögonsjukdomar eller allergier, personer med akuta reaktioner på heta kompresser rekommenderas att konsultera en läkare före användning.


I LÅDAN: (1) mask, (2) kall kompress foder, (3) USB-typ C laddningskabel, (4) förvaringsväska, (5) instruktioner.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
LADDNINGSTID: 1 timme

DRIFTSTID: 75 minuter hög temperatur 60 minuter i medeltemperatur 45 minuter i lågtemperaturläge

SMART TIMER: 15 min
VIBRATIONSHASTIGHET: Låg nivå - 3000 varv per minut • Genomsnittlig nivå - 4000 varv per minut • Hög nivå - 5000 varv per minut

TEMPERATURINSTÄLLNINGAR: • Låg temperatur - 40-45 °C • Medeltemperatur - 45-50 °C • Hög temperatur - 50-55 °C



EMI - ANSIKTSBORSTE I SILIKON FÖR RENGÖRING OCH MASSAGE

Rengör huden

Lyftande effekt

Minskar svullnad

Förbättrar hy

Cirkel av problem: igensatta, vidgade porer, höga nivåer av subkutan talg, svullnad.

MATERIAL: silikon.

VIKT: 97 g.

FUNKTIONER:
Massageapparaten fungerar enligt principen om högfrekventa (ljud) vibrationer, vars kraft kan justeras oberoende. Ljudvåg (högfrekvent vibration) utlöser en snabb oscillation av borst, som gör svepande rörelser. Således rengör borsten huden i ansiktet, eftersom den ackumulerade effekten anpassar tonen och rengör porerna.

Vibrationer, såväl som sidan med räfflade ansikten, möjliggör en mjuk massage, återställande av blodcirkulationen, utjämning av små rynkor.

Varmt läge låter dig öppna porerna och rengöra huden på djupet. Dessutom aktiverar värmeeffekten blodcirkulationen, accelererar metaboliska processer i huden och främjar absorptionen av användbara ingredienser i kosmetika.

FUNKTIONER:
1. Den unika formen på enheten i form av en falang av fingret och ett elastiskt, böjbart huvud gör att du kan rengöra alla områden av ansiktet noggrant, effektivt och fritt från föroreningar och smink.
2. Borsten är gjord av matsilikon, och rengöring med den kommer att vara ömtålig och kommer att passa även den mest känsliga huden.
3. Magnetisk induktionsladdningsbas på sugkoppen gör att du bekvämt kan placera din massageborste på spegeln eller på väggen i ditt badrum, vilket förenklar förvaring och laddning av enheten.
4. 8 justerbara vibrationsnivåer.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Slå på enheten med ett långt tryck på på/av-knappen.
2. Borsten har 2 lägen: kontinuerligt vibrationsläge med värme och vågvibrationsläge. Vid första påslagning startas det kontrollerade vibrationsläget med uppvärmning automatiskt.

3. I kontinuerligt vibrationsläge med uppvärmning finns 8 vibrationsnivåer tillgängliga. Justera vibrationsnivån med hjälp av snabba upp/ned-knappar.
4. För att växla till vågvibrationsläge, tryck på på/av-knappen igen.
5. Ett upprepat tryck på på/av-knappen kommer att stänga av enheten.
6. Borsten har en minnesfunktion: när den återaktiveras startar enheten i det senast använda läget.

HUR MAN ANVÄNDER:

FÖR GRUNDLÄGGANDE RENGÖRING
1. Fukta ansiktet med vatten.
2. Applicera tvättmedlet på borsten.
3. Aktivera enheten i kontinuerligt vibrationsläge med uppvärmning.
4. Forma skum med en borste, luta det mot handleden på din hand.
5. Placera borsthuvudet i ansiktet, massera in det för rengöring. Flytta från botten (från hakan) upp (till hårväxtlinjen på pannan) längs massagelinjerna.
6. Efter att ha avslutat, ta bort resterna av kosmetikan från ansiktet och borsta med vatten.

FÖR DJUPPRENGÖRING AV T-ZONEN
1. Fukta ansiktet med vatten.
2. Applicera tvättmedlet på borsten.
3. Aktivera enheten i vågvibrationsläge.
4. Forma skum med en borste, luta det mot handleden på din hand.
5. Placera borsthuvudet i ansiktet, massera in områdena i T-zonen. Flytta från botten (från hakan) upp (till hårväxtlinjen på pannan) längs massagelinjerna.
6. Efter att ha avslutat, ta bort resterna av kosmetikan från ansiktet och borsta med vatten.

FÖR MASSAGE
1. Applicera din kosmetiska produkt, som kräm/serum/gel (det är viktigt att ta en fuktkräm) i ansiktet.
2. Slå på enheten, välj ett bekvämt läge för dig.
3. Med borstens baksida, massera ansiktet, rör dig från botten (från hakan) upp (till hårfästet på pannan) längs massagelinjerna.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKURS
ACNE / INFLAMMATION	Föredrar morgon	Vågvibrationer: 5 min. Använd inte värme.	Dagligen	Pågår
TORR HUD / FÖRLASTNING AV TONS	Morgon	Kontinuerlig vibration med uppvärmning: 3-5 min, endast kinder och haka. Vågvibrationer: 3-5 min. Båda lägena kan användas i en session, men kontinuerlig vibration med uppvärmning är endast tillåten varannan dag. Använd inte båda lägena varje dag.	Kontinuerlig vibration med uppvärmning: varannan dag. Vågvibrationer: dagligen.	Pågår

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKURS
BLACKHEADS (utan inflammation)	När som helst på dygnet	Kontinuerlig vibration med värme: 5-7 min. T-zon: panna, näsa och haka.	Dagligen	Pågår
UPPVÄRMAD MASSAGE (utan inflammation)	När som helst på dygnet	Kontinuerlig vibration med värme: 5-7 min.	2-3 gånger i veckan	Pågår

KONTRAINDIKATIONER:
1. Använd inte enheten med kraftig svullnad av huden, omedelbart efter operation, med solbränna eller skada på huden.
2. Det rekommenderas inte att använda enheten för personer med svår inflammation eller svullnad runt ögonen.
3. Använd inte en apparat med ett lättlösligt rengöringsmedel eller silikonbaserade krämer, en produkt med granulat (scrabs) eller peelingsmedel.
4. Individuell användning av borsten rekommenderas.

VARNINGAR:
1. Innan du använder enheten, ta bort klockan, glasögonen, lösögonfransar, kontaktlinser.
2. Om enheten är skadad, använd den inte.
3. Använd inte enheten för länge på samma hudområde.
4. Håll enheten borta från höga temperaturer.
5. Sänk inte ner enheten helt i vatten.

I LÅDAN: (1) borste, (2) laddningsbas, (3) DC-USB-laddningskabel, (4) instruktion.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 5 h

DRIFTSTID: 60 min

SMART TIMER: 5 min

UPPVÄRMNINGSTEMPERATUR: 55 ± 5 °C

VIBRATION: 7500 varv per minut

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX7



HAZUMI LIGHT - SLAGMASSAGEAPPARAT

Lindrar muskelspänningar

Förbättrar cirkulationen

Förbättrar muskeltonus

Anti-celluliter effekt

oro: smärta, spänningar och muskeltrötthet efter intensiv fysisk ansträngning.

MATERIAL: ABS-plast, gummi.

VIKT: 230 g.

FUNKTIONER:
Slagmassager skapar chock-postös vibration - snabba korta pulser, vars frekvens och intensitet beror på den valda hastigheten. Vågen från vibrationer under påverkan av stötkraft tränger in till ett djup av flera centimeter in i kroppens mjuka vävnader. Slagverkspulser "slappnar av" muskler-na, spolar lymfvätska och venöst blod från inflammerade muskler, bryter ned sammanväxningar, lindrar smärta, minskar spänningar, ökar rörelseomfånget i denna del av kroppen och ger mjuk muskelsträckning. Som ett resultat repareras muskler och bindväv snabbare.

FUNKTIONER:
1. HAZUMI Light - Det är en lätt minimassageapparat med mer kompakta mått än HAZUMI, vilket gör massageprocessen ännu bekvämare.
2. 4 utbytbara munstycken i satsen för studier av alla muskelgrupper.
3. 5 nivåer av intensitet för att välja den mest bekväma hastigheten för slag, justera den på olika muskelgrupper, för olika munstycken.
4. Smart timer (10 minuter) låter dig slappna av under massagen, enheten stängs av automatiskt efter utgången av procedurens tid.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Se till att enheten är laddad.
2. Installera massagehuvudet du behöver i enheten.
3. Starta enheten med ett långt tryck på strömknappen.
4. Vid aktivering av massagepistolen ställer automatiskt in 1 intensitetsnivå.
5. För att ändra intensitetsnivån, tryck kort på knappen. Totalt ger enheten 5 hastigheter. Vid den första brinner 1 indikator, med varje efterföljande ökning av intensitetsnivån tänds en annan indi-kator, vid 5 hastigheter brinner alla 5 indikatorerna.

6. För att stänga av massageapparaten, tryck och håll ned strömknappen.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Montera 1 av 4 munstycken beroende på vilken del av kroppen du vill träna.
• Runt huvud rekommenderas för massage av stora grupper av muskler, höfter, vadmuskler, rumpa och mage.
• U-format huvud används för massage av axlar, underarm, ryggrad.
• Koniskt huvud (kula) är designat för djupmassage av senor, fotsulor, handflator, händer, triggerpunkter.
Ett platt huvud används för att massera hela kroppen, slappna av och återställa mjuka vävnader och känsliga muskelgrupper.
2. Ställ in 1 av 5 intensitetsnivåer med ett kort tryck på strömknappen.
Nivå 1: Denna hastighet hjälper till att värma upp musklerna i början av massagen, som används för att aktivera musklerna.
• Nivå 2. Intensitet, där studiet av djupa och otillgängliga muskler och fascia börjar (musklernas bindehinna som säkerställer vår rörelse).
• Nivå 3. Vibration av denna frekvens förbättrar muskeltonus, rörlighet och flexibilitet i muskelvävnaden. Spända och klämda muskler återgår till förmågan att dra ihop sig, vara i god form och arbeta ordentligt.
• Nivå 4. Denna exponeringsnivå lindrar spänningar och smärta i muskler och fascia, slappnar av, normaliserar blodcirkulationen och mättar vävnader med syre.
• Nivå 5. Intensiteten på 3000 varv per minut möjliggör akupressur, löser svår muskelspänning och spasmer. Massageterapeuter rekommenderar inte att du använder enheten vid maximala hastigheter. En hög exponeringsnivå är lämplig för användare med utvecklade muskler - professionella tyngdlyftare, kroppsbyggare och styrkelyftare.
3. Applicera en massagepistol på din kropp. Ordna massageapparaten så att munstycket nuddar huden något ovanför muskeln.
4. Justera trycket och kraften med vilken du applicerar enheten på kroppen. Det rekommenderas inte att trycka eller särskilt ihärdigt pressa massageapparaten på kroppen.
5. För långsamt munstycket längs kroppen/muskeln i riktningar uppåt nedåt, i smärtsamma punkter kan du dröja lite längre.
6. Tiden för exponering för ett område beror på vilken effekt du vill uppnå. För att lindra spänningar och få musklerna i ton räcker det med 15-60 sekunder, för att ta bort spetsklämman på den bör du stanna i 30 sekunder.
7. Den totala tiden för massagen är 10 minuter, varefter massageapparaten stannar automatiskt.

ANVÄNDNINGSFREKVENS:
Daglig användning är tillåten.

ANSÖKNINGENS VARAKTIGHET:
Det är obegränsat.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Det är förbjudet att använda en massagepistol på nackens främre och laterala yta (det finns risk för skador på halspulsåderna).
2. Det är förbjudet att använda massageapparat i ansiktet, i huvudet och i hjärtat.
3. Det rekommenderas inte att använda en massageapparat för inflammatoriska processer, benfrakturer, muskel stukningar, ligament.

VARNINGAR:
1. Använd inte enheten i en fuktig miljö.
2. Använd inte produkten när du badar eller duschar.

I LÅDAN: (1) slagmassager, (2) U-format huvud, (3) runt huvud,
4. koniskt huvud, 5) platt huvud, 6) USB-C-laddningskabel,
7. spetsen, 8) förvaringsväskan, 9) instruktionen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
LADDNINGSTID: 2 timmar ARBETSTID: Beror på trycket och nivån du arbetar på
• 1 nivå till 4 timmar
Nivå 5 till 2,5 timmar Smart Timer: 10 minuter
VIBRATIONSHASTIGHET:
• Nivå 1 - 1800 varv per minut
Nivå 2 - 2100 varv per minut
• Nivå 3 - 2400 varv per minut
Nivå 4 - 2700 varv per minut
• Nivå 5 - 3000 varv per minut



HIGE - KOMPAKT ELEKTRISK RAKAPPARAT

Skäggvård | Ren rakning | Tar bort oönskat hår

oro: Överdriven ansiktsvegetation.

MATERIAL: metall.

VIKT: 140 g.

FUNKTIONER:
HIGE - Detta är en roterande rakhyvel som har 2 rakhyvlar. Huvudet är en skiva med hål under vilka bladen roterar. De roterar i en cirkel, de drivs av en elmotor. Vid rakning faller hårstråna ner i hålen, där bladen, som snurrar under gallren vid höga varv från 2600 till 2900 vibrationer per minut, helt skär av borsten. Denna typ av rakhyvel anses vara den mest effektiva, men kan orsaka irritation av känslig hud.

FUNKTIONER:
1. Kompakt - den elektriska rakhyveln väger endast 140 g och har optimala mått på 66x52x28 mm.
2. Du behöver inte ansluta rakhyveln till uttaget. HIGE - Det är en batterihyvel. Från en laddning kan du använda rakhyveln självständigt i upp till 55 minuter.
3. IPX7 fuktskyddsnivå, tack vare vilken HIGE kan användas för både torr och våt rakning.
4. HIGE är utrustad med 2 flytande huvuden. De upprepar ansiktets kontur när de rör sig, riktar bladen i rätt vinkel och hjälper till att mer effektivt klara av rakning av otillgängliga platser.
5. Närvaron av en miniatyrskärm, med vilken kontrollen av rakhyveln blir enkel och njutbar: Displayen visar användningstid, laddningsnivå, driftläge samt låsstatus.
6. Det finns en låsfunktion. du kommer att vara säker på att rakhyveln inte slår på i bagaget / väskan / fickan.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Aktivering av rakapparaten aktiveras genom ett kort tryck på på/av-knappen. Efter att ha tryckt på knappen lyser alla indikatorer på displayen växelvis nedifrån och upp. Efter 0,2 sekunder släcks alla indikatorer samtidigt, displayen visar endast den återstående drifttiden från den aktuella batterinivån. Till exempel: 58 minuter kvar.
2. Enheten har 2 driftlägen: låghastighetsläge och höghastighetsläge. För att växla läge, tryck och håll in på/av-knappen i 1 sekund. När du växlar från låg hastighet till hög hastighet

Hastighetsindikatorn kommer att visas på displayen (i nedre vänstra hörnet av displayen). Vid byte från hög hastighet till låg slocknar indikatorn. Enheten har en minnesfunktion: när den är påslagen kommer den att fungera med den hastighet med vilken du senast slutade använda den.
3. Ett kort tryck på på/av-knappen under drift av enheten sätter den på paus. I detta fall kommer displayen att visa enhetens drifttid under den aktuella användningssessionen. Till exempel: 15 sekunder används.
4. Stäng av enheten För att stänga av enheten, tryck och håll in på/av-knappen i mer än 1 sekund.
5. Skydd mot oavsiktlig aktivering: rakapparaten har ett reselås som förhindrar att den slås på i bagaget om på/av-knappen trycks in av misstag. För att aktivera denna funktion, tryck och håll in på/av-knappen på den avstängda enheten i 3 sekunder. Skärmen kommer växelvis att visa siffrorna 1-2-3 och låsikonen (i nedre högra hörnet av displayen) blinkar 3 gånger, varefter enheten stängs av och går in i låsläge. För att ta bort låset, tryck och håll in på/av-knappen i 3 sekunder. På displayen kommer siffrorna 3-2-1 att visas omväxlande, och låsikonen (i nedre högra hörnet av displayen) kommer att blinka 3 gånger, varefter låset tas bort, och enheten börjar arbeta med den hastighet som sparades under den senaste användningen. När låset är aktiverat är det möjligt att ladda enheten, efter att den är klar tas låset bort.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Aktivera enheten med ett kort tryck på på/av-knappen.
2. Långsamma cirkulära rörelser med medeltryck rör sig i ansiktet i områden med hårväxt (torrrakning anses vara effektivare).
3. För rakning på svåråtkomliga ställen, till exempel på käken, halsen och i klyvningsområdet, rekommenderas att röra sig mot hårväxtens riktning.
4. När proceduren är klar, stäng av enheten och rengör den.
5. En lätt irritation på huden under de första användningarna anses normalt.

ANVÄNDNINGSFREKVENS:
Det rekommenderas att använda rakhyveln regelbundet (minst 3 gånger i veckan) i 3 veckor så att huden anpassar sig till användningen av enheten så snabbt som möjligt.

ANSÖKNINGENS VARAKTIGHET:
Användningstiden för en uppsättning blad är 2 år, men för att undvika försämrad kvalitet på rakningen rekommenderar vi att de byts var sjätte månad.

KONTRAINDIKATIONER:
Använd inte en elektrisk rakhyvel på skadad eller irriterad hud, i områden med öppna sår.

VARNINGAR:
1. Felaktig användning kan skada rakhuvudet. Tryck inte rakapparaten hårt mot huden. Den är endast avsedd för rakning i ansiktet. Använd den inte på huvudhår eller andra delar av kroppen.

2. Innan du använder, kontrollera rakhuvudets integritet:
Om den är skadad, använd inte enheten.
3. Ta inte isär höljet för att byta ut batteriet. Modifiera eller reparera inte produkten själv.
4. Dra inte i laddningskabeln när du ansluter / kopplar bort laddningskabeln från adaptern. För att undvika skador på laddningskabeln, linda den inte runt produkten.
5. Lämna inte enheten utan uppsikt under en längre tid. Den maximala laddningstiden bör inte överstiga 24 timmar. För att undvika skador vid laddning av denna produkt, håll den borta från vattenkällor.
6. Inuti produkten finns ett batteri, kasta inte enheten i elden, ladda inte, använd eller förvara inte vid höga temperaturer. Ladda, använd och förvara rakhyveln vid temperaturer mellan 5°C och 35°C.
7. För inte in främmande föremål i produkten.
8. Rakhyveln är avsedd för personligt bruk av en person.
9. Om du reser med en rakhyvel, se till att låsläget är aktiverat under transporten.
10. Användning av produkten av personer som inte har full rättskapacitet ska ske under övervakning.

I LÅDAN: 1) elektrisk rakhyvel, 2) USB-C-kabel för laddning, 3) instruktioner,
4. en oljeflaska för att smörja bladen, 5) en borste för rengöring av enheten,
6. förvaringsväska i läder.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 66 min

DRIFTSTID: 60 min

SMART TIMER: nej

BLADET ROTATIONSHASTIGHET: Låg - 2600 ± 200 varv per minut • hög - 2900 ± 200 varv per minut

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX7



HIGE PRO - 6-I-1-TRIMMER

Hår- och skäggvård hemma

Tar bort oönskat ansikts- och kroppshår

BOR: Justera hårlängden, oönskat hår.

MATERIAL: metall, rostfritt stål, plast.

VIKT: 200 g.

FUNKTIONER:
HIGE Pro - Detta är en universell självvårdsenhet. På grund av närvaron av 6 munstycken i satsen, klarar den lätt alla typer av rakning och hårklippning. Huvudprincipen för arbetet är att håret klipps inte av ett blad, utan genom samverkan mellan två element: ett statiskt (nedre) blad och ett mobilt (övre) blad. Det nedre bladet är orörligt och tätt fäst vid huden. Dess tänder riktar och "fångar" hårstråna och håller dem i upprätt läge. Det övre bladet är anslutet till den roterande motorexcentern. Den gör snabba rörelser vänster-höger på ytan av det nedre bladet. Så den vassa kanten på det övre bladet skär håret och pressar det till den vassa kanten på det nedre.

FUNKTIONER:
1. Förekomsten av 6 munstycken för olika typer av rakning.
2. Närvaron av 4 kammunstycken för att justera längden på rakningen.
3. Tillgänglighet av ett bekvämt stativ för själva enheten och alla huvudmunstycken.
4. Professionella blad med en rotationshastighet på 7000 varv per minut.
5. Nivå av fuktskydd - IPX6 (enheten kan användas på våt hud).
6. Du behöver inte ansluta rakhyveln till uttaget. HIGE Pro - Det är en batterirakhyvel. Batteritiden är 200 minuter, vilket säkerställer långtidsanvändning utan behov av konstant laddning.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. För att slå på eller stänga av enheten, tryck kort på på/av-knappen. När enheten är påslagen rör sig linjen på skärmen smidigt och brinner sedan konstant.
2. Byte av munstycken
• Enheten har en magnetisk mekanism för att fästa metallmunstycken. För att fixera munstycket på enhetens kropp, ta med det till fästplatsen, varefter magneterna fixerar det. För att ta bort munstycket, dra upp det och koppla bort det från enhetens kropp.

• Crest-munstycken används ovanpå ett standardmunstycke för att justera hårets längd vid klippning. För att installera dem måste du haka på kammen på den övre delen av metallmunstycket och sedan trycka på den nedre delen av kammen innan du klickar så att den ligger nära metallmunstyckets yta. För att ta bort kammunstycket, dra upp tungan som finns i den nedre delen av den. Obs: Innan du byter munstycke, se till att enheten är avstängd. Under byte av munstycken, håll rakhyvelns kropp med händerna borta från på/av-knappen för att inte slå på enheten av misstag.

HUR MAN ANVÄNDER:
Med enheten ingår 6 munstycken för olika behov:
1. Hårklippning (för detta är 2 munstycken lämpliga):
standardmunstycke för hårtrimning och rakmunstycke för kroppshår) Fäst kammunstycket på enheten. Om du använder en trimmer för första gången, börja med ett munstycke med maximal längd (12 mm). Slå på enheten och applicera den platta delen av munstycket på huden. Dra långsamt munstycket över håret. Upprepa rörelser i olika riktningar efter behov. Obs: om under hårklippningen på krönet ackumulerat hår, stäng av enheten och rengör munstycket.
2. Rakning av skägg/mustasch Placera munstycket på enheten vid kanten av skägg/mustaschlinjen och sänk försiktigt ner det på huden. Rörelser i olika riktningar trimma de önskade områdena i ansikte och hals. Obs: om du dekorerar kanterna på skägget/mustaschen, gör en kantband på baksidan av huvudet, etc., ta bort kammunstycket på trimmern. För att bilda en tydlig linje kan du också använda ett speciellt munstycke för att kanta skägg och mustasch.
3. Rakning med ett nätmunstycke Rakapparat Håll enheten så att munstycket lite vidrör ditt ansikte i en vinkel på 45 grader. Träna rakning med korta handgrepp. Sträck ut huden med din fria hand. Detta hjälper håret att stå rakt, vilket gör det lättare att raka sig. Obs: Detta munstycke har utformats för att raka enskilda områden runt skägget/mustaschen. Den är inte designad för en fullfjädrad rakning.
4. Rakning med ett munstycke för att klippa hår i näsan och öronen Efter att du har installerat munstycket, för in det försiktigt i örat eller näsborren. Sätt försiktigt in och ta bort enheten från örat eller näsborrarna. Vrid munstycket under rakningen. Obs: För inte in munstycket för djupt i örat eller näsborren (högst 6 mm).
5. Rakning med figurrakmunstycke Detta munstycke används för att skära linjer och mönster. Efter att ha installerat munstycket, placera det på den plats där du skisserade början av mönstret, slå på rakhyveln och börja bilda ett mönster. Tryck inte för mycket på munstycket. Obs: För bästa resultat, använd en förberedd stencil.

ANVÄNDNINGSFREKVENS:
Daglig användning är tillåten.

ANSÖKNINGENS VARAKTIGHET:
Det är obegränsat.

VARNINGAR:
1. Lämna aldrig enheten på laddning utan uppsikt.
2. Håll laddningskabeln borta från värmekällor.
3. Låt inte vatten komma in i laddningskabeln.
4. Sätt inte i eller dra ur kontakten ur uttaget med våta händer.
5. Använd inte en skadad laddningskabel.
6. Ladda, använd och förvara enheten vid temperaturer mellan 15 °C och 35 °C.
7. Stäng alltid av enheten vid rengöring.
8. Förvara produkten på en plats som inte är tillgänglig för barn.

I LÅSEN: (1) trimmer, (2) standard munstycke för hårklippning,
3. ett rakmunstycke på kroppen, 4) ett nätrakmunstycke för ren rakning,
5. munstycke för skägg och mustasch, 6) munstycke för näsa och öronhår,
7) mönstrad raktillbehör, 8) 4 kamtillbehör (3/6/9/12 mm), 9) USB-C-laddningskabel, 10) oljeflaska,
11) rengöringsborste, 12) stativ, 13) kam.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 2 h

DRIFTSTID: 200 min

SMART TIMER: nej

BLADET ROTATIONSHASTIGHET: 7000 varv per minut

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX6



KARU - MULTISTYLER FÖR HÅRET

Snabbtorkande

Effektiv styling

Frizz kontroll

BOR: blött hår, formlös styling efter naturlig torkning av håret, överdriven fluffighet och elektrifiering av håret.

MATERIAL: Aluminiumlegering, plast.

VIKT: 318 g.

FUNKTIONER:

3 luftflödeshastigheter och 4 temperaturnivåer gör att du kan välja ett torkläge som är bekvämt för dig. Kalluftsläget hjälper till att enkelt fixa läggningen.

Med FYRA ATTACHMENTS för skonsam torkning, utjämning av hår, skapande av volym och lockar, kan du uppnå professionell styling hemma varje dag.

Effekten av COANDA gör att du enkelt kan skapa unika bilder utan att skada håret och onödiga rörelser, själva strängen kommer att attraheras av stylern.

Funktionen av jonisering mättar luften med negativa joner, vilket gör att du kan ta bort statisk elektricitet.

FUNKTIONER:
1. Powerstyler KARU - 1200 watt. En styler med denna nivå av kraft kan betraktas som professionell. Denna tekniska indikator gör att du kan torka håret med ett kraftfullare luftflöde, och uppvärmningen kommer att ske snabbare.
2. Den borstlösa motorn (BLDC) minskar buller och vibrationer.
3. Coanda-effekten är ett aerodynamiskt fenomen som skapar virvelflöden som attraherar och vrider hår på ett munstycke. KARU Styler använder en unik patentskyddad teknologi för att återskapa Coanda-effekten. Delar av munstycket är inte överlagrade och korsar inte varandra, vilket gör att du kan fördela strängen jämnt längs munstycket, vilket innebär att allt hår kommer att vara lika mottagligt för värmebehandling, krullen kommer att krullas och behålla den givna formen under lång tid.
4. För hårstyling på båda sidor av huvudet krävs endast 1 munstycke. Både munstycket för lockar och munstycket för utjämning av hår är försedda med en inbyggd luftströmbrytare. Du behöver inte byta munstycke, bara ändra riktningen på flödet, för detta måste du vrida den övre spetsen på munstycket i den riktning som du vill rikta luftflödet.

5. Temperaturkontroll. Värmeelementet i KARU Styler är utrustat med en NTC-temperatursensor - detta betyder att när temperaturen överstiger 80 °C och öppningarna för utlopp eller luftintag är blockerade, kommer värmenivån automatiskt att minska med 35%. När temperaturen sjunker till ett minimum av 73 °C återgår värmeelementet till sitt standarddriftläge. Denna teknik kommer att skydda ditt hår från överhettning och övertorkning.
6. KARU-stylern har en joniseringsfunktion (joner produceras av en jongenerator). Det är hon som kommer att uppnå jämnhet i håret, ta bort fluffighet och elektrifiering.
7. Enheten har en minnesfunktion, det vill säga när den är påslagen kommer stylern att börja fungera i samma läge som du slutförde användningen av den tidigare gången.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Installation/borttagning av munstycket För att fästa munstycket på enheten, sätt in det försiktigt i skårorna som finns i uttaget för att installera munstycken och vrid något medurs innan du klickar. För att ta bort munstycket, dra ned knappen på baksidan av enheten och, håll knappen i det nedre läget, koppla loss munstycket och vrid det lätt moturs.
2. Aktivera enheten Fäst munstycket du behöver på enhetens kropp, anslut stylern till uttaget och flytta på/av-knappen till det övre läget. Enheten har en minnesfunktion, det vill säga när den är påslagen kommer stylern att börja arbeta i samma läge som du slutförde användningen av föregående gång.
3. Val av luftflödeshastighet
Enheten har 3 hastighetslägen:
Låg hastighet (blå indikator): 75000 ± 5000 rpm;
Medelhastighet (ljusgrön indikator): 85000 ± 5000 rpm;
Hög hastighet (ljust grön indikator): 105000 ± 5000 rpm. Lägena växlas genom att trycka på knappen för val av luftflödeshastighet. Som standard kommer enheten att börja arbeta i låghastighetsläge. Ordningen för att byta lägen för hastigheter för blåst luft: låg -> medel -> hög -> medel -> låg.
4. Temperaturval
Enheten har 4 temperaturregimer:
Hög temperatur (röd indikator): 95 °C ± 10 °C;
Medeltemperatur (gul indikator): 80 °C ± 10 °C;
Låg temperatur (grön indikator): 60 °C ± 10 °C;
• Kall luft (indikator slocknar): 25 °C ± 10 °C. Lägen växlas genom att trycka på temperaturväljarknappen. Som standard kommer enheten att börja arbeta i lågtemperaturläge. Ordningen för att byta temperaturregimer: låg temperatur -> medeltemperatur -> hög temperatur -> medeltemperatur -> låg temperatur -> kall luft.
5. Stäng av enheten i slutet av hårstylingen och flytta på/av-knappen till det nedre läget. Vänta tills enheten har svalnat helt, ta sedan bort munstycket och dra ut kontakten ur uttaget.

HUR MAN ANVÄNDER:
Inkluderad med enheten har 4 munstycken:

Används för förtorkning innan läggning, för ytterligare styling behöver håret inte torka helt, det ska förbli något fuktigt. För att skydda håret från skador när det upphettas, applicera ett termiskt skyddsmedel, torka sedan håret på vanligt sätt och rikta luftflödet från hårrötterna till spetsarna.

NASADKA BRASHING används för att skapa rotvolym och vågor. För att undvika att håret trasslar ihop sig, linda inte hårstråna på hårstråna, som på buffeln eller papiljotter. Dela upp håret i strängar. För brassningen så nära rötterna som möjligt och sänk ner en hårstrå på den, fixera denna position i 5-7 sekunder för att skapa en volym. För att skapa vågor, skjut munstycket längs strängen, flytta från rötterna till hårspetsarna. När du känner att hårspetsarna håller på att glida ut, svep hårstråna runt din axel flera gånger. Upprepa dessa steg tills du uppnår önskat resultat.

Ett 38 mm cylindriskt munstycke används för att skapa lockar. Munstycket låter dig ändra riktningen på luftflödet för att välja riktningen på krullen. För att göra detta, vrid den övre spetsen av munstycket i önskad riktning. Dela upp håret i strängar. För munstycket till spetsarna på en av trådarna. Tack vare Coanda-effekten kommer stylern själv att dra i håret och vrida det på munstycket. Efter att spetsarna har skruvats på munstycket, flytta det gradvis mot hårets rötter utan att rotera stylern. Fäst stylern i det övre läget i cirka 15 sekunder och ta sedan försiktigt bort den krullade tråden från munstycket.

Nasadka för att stryka hår används för att släta ut lurvigt hår. Munstycket låter dig ändra riktningen på luftflödet för en mer bekväm installation. För att göra detta, vrid den övre spetsen av munstycket i önskad riktning. Torka håret på vanligt sätt, placera sedan munstycket vid rötterna så att håret ligger på ytan med hål för luft ut. Justera luftflödets riktning. Flytta hårets hela längd från rötterna till spetsarna, simulera kamning.

ANVÄNDNINGSFREKVENS:
Daglig användning är tillåten.

ANSÖKNINGENS VARAKTIGHET:
Det är obegränsat.

VARNINGAR:
1. När du stylar, kom ihåg att stylerelementen värms upp när de används, så använd inte brandfarliga produkter på håret, och se även till att enheten inte är för nära huden på huvudet, ansiktet, öronen och halsen.
2. Efter uppackning, se till att stylern är intakt, komplett med alla delar, som visas i illustrationen, och inte har några tecken på skada. Före användning, ta bort alla etiketter, etiketter etc. från enheten.

3. Enheten är inte lämplig för användning i badkar eller dusch. Stylern får inte komma i kontakt med vatten, andra vätskor, stänk och ånga.
4. Om apparaten används i badrummet, dra ut kontakten ur uttaget direkt efter användning, eftersom närheten till vattnet utgör en fara även för den avstängda apparaten.
5. Använd inte enheten med våta händer. Utsätt inte apparaten för fukt, väderförhållanden (regn, sol, etc.) eller extrema temperaturer.
6. Dra inte i nätverkssladden eller själva enheten för att dra ut kontakten ur uttaget. Dra eller lyft inte enheten i nätsladden. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut på servicecentret.
7. Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet. Koppla alltid bort apparaten från elnätet före rengöring eller underhåll och när apparaten inte används.
8. Förvara enheten på en oåtkomlig plats för barn. Denna enhet kan endast användas av barn från 8 år och äldre under uppsikt av vuxna.
9. Om apparaten är defekt eller inte fungerar korrekt, sluta använda den omedelbart. Kontakta servicecentret för reparationer.
10. Använd inte en styler om den har tappats eller om den visar synliga tecken på skada.
11. Använd inte enheten på djur, peruker och frisyrer gjorda av syntetiska material.
12. Använd endast enheten med originaltillbehör.

I LÅSEN: (1) styler, (2) hårtork munstycke, (3) brashing munstycke, (4) curl munstycke,
5. hårutjämningsmunstycke, 6) förvaringspåse, 7) hårnål (2 st),
8. instruktion.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

MOTORHASTIGHET: 105000 ± 5000 varv per minut

Hastighet: 13 liter per sekund

LUFTFLÖDESHASTIGHET:
Låg hastighet: 75000 ± 5000 varv per minut
• Medelhastighet: 85000 ± 5000 varv per minut
Hög hastighet - 105000 ± 5000 varv per minut

TEMPERATURINSTÄLLNINGAR: • Hög temperatur - 95 °C ± 10 °C • Medeltemperatur - 80 °C ± 10 °C • Låg temperatur - 60 °C ± 10 °C • Kall luft - 25 °C ± 10 °C



KINU - SLADDLÖS PLATTÅNG

Plattar ut håret

Stilar & formar håret

Skonsam behandling

Frizz kontroll

Bevarar frisk hårglans

oro:

RELATERADE: problem med styling utanför huset, hårskador på grund av hög temperatur och ojämn uppvärmning av tallrikar, risken för torrhet och sprödhet i håret, besväret med trådbundna enheter, bristen på temperaturjustering för olika hårtyper, komplexiteten i att skapa olika styling, risken för överhettning, skrymmande och tung vikt hos standardplattångarna, komplexiteten hos standardplattångarna.

Förknippas med typen av hår: poröst hår, hårt hår, lockigt hår, vågigt hår, nyckfullt och svårt att vika hår.

MATERIAL: ABS-plast, PC-plast.

VIKT: 380 g (plattång), 243 g (laddstation).

FUNKTIONER:

Håruträtning - de uppvärmda plattorna mjukar upp keratinbindningar i håret. Strängen hålls mellan plattorna och rätas ut; bindningarna svalnar i en ny, rak position.

Beläggning - varma plattor sätter håret i rätt riktning. Värme gör håret mer formbart, och formen fixeras under kylning - på grund av en tillfällig förändring av vätebindningar i hårets struktur.

Hårmodellering - skapandet av lockar, vågor eller volym uppstår på grund av en kombination av uppvärmning och mekanisk verkan (rotation, spänning, böjning av strängen). Håret tar formen av en uppvärmd platta eller verktygsrörelse och fixeras efter kylning.

FUNKTIONER:

1. Trådlös.
2. Laddning på två sätt: genom Type-C-kabeln och genom laddningsbasen.
3. 4 temperaturförhållanden.
4. Sparande keramiska plattor.
5. Värmekontroll.
6. Batterilåsfunktion för säker transport.
7. funktion för att komma ihåg de senaste inställningarna.
8. Utökad utrustning med en stor uppsättning tillbehör.
9. Digital display.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Lås upp enheten Innan du börjar använda, flytta upp låsknappen till "olåst" läge. Varning: Enheten kan inte slås på när den är låst.
2. Slå på strömmen Tryck och håll ned strömknappen i 2 sekunder. Dynamisk belysning tänds och signalerar att enheten är med.
3. Stäng av strömmen Tryck och håll ned strömknappen i 2 sekunder.
4. För säkerhet och laddningsbesparing stängs enheten automatiskt av efter 30 minuters inaktivitet.
5. För att justera temperaturen, använd knapparna “+” och “–”. Fyra värmenivåer finns: 150, 180, 200 och 220 grader. Välj rätt temperaturregim beroende på hårets typ och tillstånd. Under uppvärmning blinkar den valda nivån. När enheten når en inställd temperatur kommer indikatorn att sluta blinka och förbli tänd.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Se till att ditt hår är rent, torrt och ordentligt kammat. Det rekommenderas inte att använda plattång i vått eller vått hår.
2. Slå på enheten Lås upp plattången genom att ställa omkopplaren till "Unlock"-läget. Tryck och håll in strömknappen i 2 sekunder innan den dynamiska bakgrundsbelysningen slås på.
3. Temperaturval
Välj lämplig temperatur med + / – knapparna:
150 grader för tunt, skadat eller missfärgat hår
180-200 grader för normalt hår
220 grader för tjockt, hårt eller lockigt hår. Temperaturindikatorn blinkar under uppvärmning och börjar lysa kontinuerligt när en given temperatur uppnås.
4. Uträtning av håret
• Dela upp håret i små trådar.
Placera tråden mellan de keramiska plattorna och stäng dem.
• Svep försiktigt plattången från rötterna till spetsarna.
Stanna inte i ett område i mer än 3 sekunder för att undvika överhettning av håret.
5. Hårvridning
Ta ett litet hårstrå och kläm det mellan de keramiska plattorna.
• Vrid plattången runt din axel för att vrida tråden i önskad riktning.
Svep långsamt enheten från rötterna till spetsarna och håll tråden i virvlande position i flera sekunder.
• Efter bildandet av lockar, lös försiktigt upp strängarna och fixa vid behov stylingen med hårlack.

6. När installationen är klar, tryck och håll ned strömknappen i 2 sekunder för att stänga av enheten. Om det behövs, anslut enheten till laddningsbasen för laddning.

VARNINGAR:
1. Läs bruksanvisningen noggrant före användning.
2. Använd inte enheten i vått eller vått hår och applicera inte nära vatten (till exempel i badrummet eller nära handfatet) för att undvika elektriska stötar.
3. Rör inte vid uppvärmda keramiska plattor medan du arbetar - det kan orsaka brännskador.
4. Lämna inte enheten utan uppsikt när den är påslagen.
5. Använd inte apparaten om den är skadad eller har synliga defekter i kroppen, sladden eller laddningsbasen.
6. Håll enheten och laddaren borta från barn och husdjur.
7. Använd inte enheten nära brandfarliga material.
8. Försök inte reparera enheten själv. Allt reparationsarbete bör endast utföras av en kvalificerad specialist.
9. Vid funktionsfel, koppla omedelbart bort enheten från strömmen.
10. Använd endast originaltillbehör och laddare som rekommenderas av tillverkaren.
11. Under laddning, se till att kontakterna och insidan av laddningsbasen är rena och torra.
12. Sänk inte ner enheten i vatten och tvätta den inte under en vattenstråle.
13. inaktivera enheten efter användning och före rengöring

I BOXEN: 1) trådlös plattång, 2) laddningsbas,
3. Laddningskabel av typ C, (4) skyddande silikonlock, (5) hårband,
6. rengöringsduk, (7) värmebeständig matta, 8) clips (2 st), 9) instruktioner, 10) påsar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Täckplåtar: Keramik

DIMENSIONER: 303x38x42 mm (riktare) 105x105x159 mm (laddstation)

KRAFT: 47 W

SPÄNNING: 7,2 V

TEMPERATURINSTÄLLNINGAR: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

DRIFTSTID (FULL LADDNING): 40 minuter

LADDNINGSTID: 1,5-2 h

VÄRMEPLATTORNAS MÅTT: 25×100 mm



KIO - EMS-MASSAGEAPPARAT FÖR KROPPEN

Kroppskonturering

Inriktar sig på hudens slapphet och celluliter

Behåller kroppens fasthet och elasticitet

oro: övervikt (lokala fettavlagringar), celluliter, svullnad, slapp och slapp hud, hudbristningar, synliga tecken på åldrande, pigmentering.

MATERIAL: ABS-plast.

VIKT: kropp - 128 g. • kropp med EMS-munstycke - 224 g. • kropp med RF-munstycke - 221 g.

FUNKTIONER:
I KIO-kroppsmassagern presenteras funktioner i enlighet med specialiserade munstycken: EMS och RF&LED.

EMS ELLER ELEKTROMYOSTIMULERING är en procedur för att stimulera muskler och nervändar genom att utsätta dem för impulsström med specificerade egenskaper. EMS efterliknar autogena elektriska impulser, som med hjälp av elektroder når nerv- och muskelfibrer, vilket bidrar till deras sammandragning. Således stärks huden, dess elasticitet ökar. Exponering för elektrisk ström på muskelvävnad orsakar inte bara dess sammandragning, utan bidrar till förbättring av lokal blodcirkulation och lymfdränage. Detta förbättrar näringen av vävnader och bidrar till ett snabbt avlägsnande av metaboliska produkter: nedbrytning av fetter och avlägsnande av gifter från kroppen, vilket är den främsta drivkraften för korrigering av figuren och i kampen mot celluliter. Regelbunden användning av EMS massageapparat genom att förbättra blodcirkulationen och lymfan kommer att förhindra venösa störningar och lindra svullnad.

RF - LIFTING är en procedur där de djupa lagren av vävnader värms upp med hjälp av högfrekvent ström. Den elektriska impulsen, som går förbi epidermis, ökar temperaturen i dermis och subkutant fett, vilket leder till kollagensyntes. Blodcirkulationen förbättras, metabolismen av fettceller accelererar. Som ett resultat av proceduren förbättras hudegenskaperna avsevärt - elasticitet, elasticitet och turgor ökar, det är märkbart åtdraget. Radiofrekvenspulser kan minska volymen av fettvävnad, men huvudfunktionen för RF-lyft är att strama upp huden.

Inom ramen för fototerapi motsvarar varje färg en viss våglängd i det synliga ljusspektrumet. Genom att verka på huden på olika djup absorberas ljus av hudreceptorer, vilket aktiverar naturliga processer inuti cellen och orsakar en viss hudreaktion. Med den längsta våglängden (i KIO 630 ± 20 nm), tränger rött LED-ljus igenom huden djupare än alla typer av ljus som presenteras. Det verkar på fibroblaster, vilket stimulerar produktionen av kollagen och därmed regenereringen av huden. Som ett resultat av terapi med rött LED-ljus ökar hudens fasthet och elasticitet, huden stramar och yttre tecken på hudens åldrande, såsom rynkor och pigmentering, minskar.

FUNKTIONER:

1. Kompakt ergonomisk form, tack vare vilken enheten ligger bekvämt i handen.
2. Massager kombinerar 3 effektiva teknologier: EMS, RF, LED.
3. I uppsättningen 2 specialiserade magnetiska munstycken för vart och ett av lägena:
EMS-munstycke med 4 stora sfäriska metallelektroder och RF&LED-munstycke med elektroder i form av små kulor och ringar, samt lysdioder.
4. Enhetens förstorade arbetsyta gör att du omedelbart kan agera på ganska stora delar av kroppen.
5. Kontrollknapp 1: på/av och intensitetsväxling.

DRIFTSINSTRUKTIONER:

1. Kroppsmassagern har 2 magnetiska munstycken: ett munstycke med stora kulor för att fungera i EMS-läge och ett munstycke med en ring och små kulor för att fungera i RF&LED-läge. Installera munstycket i enhetens kropp: för detta in munstycket i urtaget på enhetens kropp.
2. Efter att ha installerat munstycket med ett långt tryck (2 sekunder) på på/av-knappen, sätt på massageapparaten. Beroende på vilket munstycke som valts, startar EMS- eller RF&LED-läget, indikatorn för stötintensitet tänds.
3. I både EMS- och RF&LED-läge finns det 3 intensitetsnivåer. För att växla nivå, tryck på knappen för intensitetsnivåväljare igen. Ljusindikatorn fylls gradvis upp när kraftnivån ökar. Efter att ha nått den maximala nivån när du trycker på nivåväxlingsknappen upprepade gånger, flyttar enheten automatiskt till den lägsta nivån av stötintensitet. Observera att endast RF-intensitetsnivån ändras i RF&LED-läge, lysdioden förblir konstant.
4. Massageapparaten har en smart timer, enheten stängs av efter 5 minuters drift
5. För att stänga av enheten, tryck på på/av-knappen och håll den intryckt i 2 sekunder.
6. För att ta bort munstycket, ta enheten med en hand, ta sido "öronen" på massagehuvudet med den andra handen. Dra munstycket med kraft mot dig själv, ta ut det ur enhetens kropp.

HUR MAN ANVÄNDER:

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER:

1. Använd en massageapparat på ren hud, ta bort överflödig olja och eventuella föroreningar från kroppen.
2. Om din kontaktgel eller vårdprodukt absorberas i huden under massagen, applicera den igen för att säkerställa fri rörlighet (glidning) av massageapparaten och öka effekten av effekten. När du rör dig i olika delar av kroppen, applicera en kontaktgel på huden i det område av kroppen där du planerar att arbeta.

innan massagen.
3. KIO massageapparaten är utrustad med en rörelsesensor. Var noga med att flytta enheten över huden under användning. Om du lämnar enheten på ett ställe utan rörelse under en längre tid kommer den att sluta fungera. Efter återupptagandet av rörelsen kommer enheten att börja fungera igen.
4. Undvik upprepade rörelser i samma område under lång tid, håll inte massageapparaten stilla i ett visst område. Olika personer har olika smärttrösklar och hudkänslighet: Att hålla enheten utan att röra sig på ett specifikt område kan leda till mindre brännskador. Under användning, stanna inte på ett ställe längre än 2-3 sekunder.
5. Hudens känslighet och enhetens effektivitet är individuella egenskaper som varierar beroende på personen och exponeringsområdet.

EMS-LÄGE:

1. Applicera på hudkontaktgelledaren eller din vårdprodukt på en vattenbaserad gelliknande struktur, detta kommer att säkerställa bättre konduktivitet av strömmar för maximalt resultat.
2. Ställ in munstycket enligt det läge du vill använda.
3. Slå på enheten, för den första applikationen, välj den initiala intensitetsnivån för EMS.
4. För att massera midjan, håll enheten på sidorna och flytta från periferin till mitten i 5 minuter.
5. För att massera benen, håll enheten på låret / smalbenet, rör dig uppåt i 5 minuter.
6. För handmassage, håll enheten på axeln från armbåge till axelleden i 5 minuter.
7. För bukmassage, flytta enheten upp och ner i sicksack och undvik navelområdet i 5 minuter.
8. Se till att under massagen applicera tillräckligt tryck för att säkerställa full kontakt mellan elektrodytan och huden.
9. När proceduren är klar, stäng av enheten, ta bort och rengör munstycket. Lämna kontaktgelen eller vårdprodukten på huden tills den är helt absorberad, rengör sedan huden.

RF-LÄGE:

1. Applicera på hudkontaktgelledaren eller din vårdprodukt på en vattenbaserad gelliknande struktur, detta kommer att säkerställa bättre konduktivitet av strömmar för maximalt resultat.
2. Ställ in munstycket enligt det läge du vill använda.
3. Slå på enheten, för den första applikationen, välj den initiala intensitetsnivån för RF&LED.
4. Välj exponeringsområde och utför massagerörelserna som anges nedan. Grunden för RF-funktionen är att värma huden för att stimulera kollagenregenerering och subkutan fettmetabolism. Om uppvärmningstemperaturen du känner dig otillräcklig, minska hastigheten på halka, om temperaturen mittemot är för hög, öka hastigheten på rörelsen så att temperaturen känns behaglig.
5. Använd glidande rörelser och rör dig i riktning mot hudens struktur i 5 minuter.
6. Glid horisontellt i 5 minuter.
7. Cirkulära rörelser rör sig medurs i 5 minuter.
8. Upprepa cirkulära rörelser moturs i 5 minuter.

9. När proceduren är klar, stäng av enheten, ta bort och rengör munstycket. Lämna kontaktgelen eller vårdprodukten på huden tills den är helt absorberad, rengör sedan huden.

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKURS
SVULLING / DÅLIGT LYMFFLÖDE / MUSKELSVAGHET	Morgon	EMS: mage och midja - 10-15 min; lår och rumpa - 15-20 min. Total session: upp till 40 min. Börja med lägsta intensitet och öka gradvis efter komfort och hudtillstånd. Muskelsammandragningar ska kännas, utan smärta.	Inledande kurs: 3-4 gånger i veckan i 6-8 veckor. Underhåll: 1-2 gånger i veckan.	Inledande kurs: 6-8 veckor. Ta sedan en paus på 1-2 månader för att låta huden återhämta sig och undvika anpassning till konstant stimulering. Underhåll: pågår.
HUDSTRÄMANDE / UTLÄNANDE BRISTNINGSMÄRKEN	Kväll	RF & LED: mage och midja - 10-15 min; lår och rumpa - 15-20 min. Total session: upp till 40 min. Öka RF-intensiteten inom bekväma gränser. Huden ska kännas varm, utan att överhettas.	Inledande kurs: 2-3 gånger i veckan i 6-8 veckor. Underhåll: en gång i veckan; en gång var 10-14:e dag är också acceptabelt.	
KOMBINERAD BEHANDLING	EMS på morgonen och RF & LED på kvällen, eller en kombinerad session på eftermiddagen	EMS + RF & LED. Mage och midja: EMS 10-15 min, RF & LED 10-15 min. Lår: EMS 10-15 min per ben, RF & LED 15-20 min per ben. Rumpa: EMS 15 min, RF & LED 15 min. I en kombinerad session, använd olika lägen för olika områden: EMS för lår/rumpa, RF & LED för mage/midja.	EMS: 3 gånger i veckan. RF & LED: två gånger i veckan.	

KONTRAINDIKATIONER:

1. Det är förbjudet att använda enheten:
• personer som lider av arytmi eller någon annan hjärtsjukdom, personer med pacemaker.
personer med permanenta metallimplantat eller piercingar i enhetens användningsområde.
• Allergiker, såväl som personer med diabetes, lupus erythematosus, porfyri, kronisk hjärtsjukdom, blodkoagulationsrubbningar eller autoimmuna sjukdomar (till exempel HIV eller AIDS).
• Personer med oidentifierade hudskador.
• Personer som genomgår strålbehandling eller kemoterapi. Denna enhet är lämplig för användning på bristningar orsakade av fetma eller graviditet. Den här enheten används dock inte för att behandla ärr.
Personer vars hud tidigare eller nyligen har behandlats med alfahydrosyror (AHA), betahydrosyror (BHA), lokalt isotretinoin eller azelainsyra.
Personer som tagit någon form av Roaccutan under de senaste 6 månaderna.
Personer som tar fotosensibiliserande läkemedel eller andra mediciner som ordinerats av en läkare. Vänligen, innan du använder en massageapparat, läs bruksanvisningen för ditt läkemedel. Om instruktionerna indikerar att ett läkemedel kan orsaka fotoallergiska eller fototoxiska reaktioner, eller om det är indicerat för att undvika exponering för solljus, använd inte denna enhet.
Människor som tar antikoagulantia, inklusive höga doser av aspirin. Det rekommenderas att använda en massageapparat endast en vecka efter avslutad behandling.
2. Använd inte enheten i ansiktet, halsen, bröstet, könsorganen och på delar av kroppen som har genomgått plastikkirurgi under de senaste 3 månaderna.
3. Använd inte enheten i LED-terapiläge om din hud är känslig för ljus, benägen för utslag, allergiska reaktioner.
4. Använd inte enheten i LED-terapi om det finns infektioner, eksem, brännskador, inflammation i hårsäckarna, öppna sår, blåmärken, herpes simplex, hudskador eller hematom i området där massageapparaten används.
5. Peka inte in i ögonen eller titta på ljuskällan i denna massageapparat.
6. Försök inte att plocka isär, reparera eller modifiera enheten. Använd inte denna enhet för något annat ändamål än de som anges i denna bruksanvisning.

VARNINGAR:

1. Förvara den utom räckhåll för barn.
2. Använd denna enhet noggrant i enlighet med dessa rekommendationer. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka oönskade konsekvenser.
3. Använd inte denna enhet med brandfarliga kosmetika.
4. Använd inte denna enhet på området runt ögonen.
5. Innan du använder enheten, kontrollera att den inte är skadad. Om massageapparaten inte fungerar som den ska, är trasig eller skadad, använd den inte.
6. Genomför ett känslighetstest 24 timmar före första användningen av enheten. Applicera en liten mängd kontaktgel på insidan av din underarm för att säkerställa att varken vårdprodukten eller massageapparaten orsakar en hudreaktion.

7. Håll USB-C-laddningskabeln och laddarens kontakt torra. Använd inte apparaten under laddning.
8. Var försiktig när du använder din kontaktgel eller vårdprodukt, olja och syra i kosmetikasammansättningen kan skada beläggningen på enheten.
9. Före användning, kontakta en läkare, sluta använda om du känner obehag eller upplever någon biverkning, om du har allergier, hudsjukdomar, dermatit, etc.

I LÅSEN: (1) enhetshus, (2) EMS-munstycke, (3) RF&LED-munstycke,
4. laddkabel, 5) förvaringsväska, 6) instruktion.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 3 h

DRIFTSTID: 60 min

SMART TIMER: 5 min

STRÖM: RF+LED: • Intensitet 1: 975 ± 50 mA • Intensitet 2: 990 ± 50 mA • Intensitet 3: 1005 ± 50 mA. EMS: • Intensitet 1: 30 ± 10 mA • Intensitet 2: 41 ± 10 mA • Intensitet 3: 52 ± 10 mA. FREKVENS: • RF-läge 2M Hz ± 0,2M Hz • EMS-läge (med en variabel frekvenscykel) 78,5Hz ±10%, 18,5Hz ±10%

VÅGFORM: rektangulär vågform
VATTENBESTÅNDIGHET: IPX6



LED HAND MASK - LED-MASK FÖR HÄNDER-NA

4 ljusspektra | Jämnar ut rynkor | Minskar pigmentering | Balanserar hudens oljighet | Förbättrar fastheten

oro: åldersrelaterade förändringar i huden på händerna, förlust av elasticitet och slapphet, ålders-relaterad pigmentering, problemhud (akne, inflammation).

MATERIAL: silikon, ABS-plast.

VIKT: 326 g.

FUNKTIONER:

Fototerapi (LED) är en metod för exponering för ljusvågor av olika längd som penetrerar till ett visst djup av huden och absorberas av celler, vilket utlöser naturliga regenereringsprocesser.

Rött LED-ljus (630 nm) - stimulerar metaboliska processer i celler, främjar djup återhämtning, för-bättrar hudens struktur och lyser upp pigmentfläckar.

Blått LED-ljus (415 nm): normaliserar balansen i fet hud, främjar noggrann rengöring och lugnar den.

Nära infraröd (NIR) (830 nm): penetrerar djupa vävnadslager, påskyndar cellförnyelsen, ökar elas-ticiteten och stramar upp händernas hud.

Blandad (röd + blå) (630 + 415 nm): kombinerar kraften i de två spektra för kraftfulla anti-aging, re-nande och återställande effekter.

FUNKTIONER:
1. Automatisk och manuell kontroll: använd den färdiga 15-minuters automatiska cykeln med väx-lande färger, eller välj 1 manuellt läge med en enda lampa i 10 minuter.
2. Smart timer: enheten stängs automatiskt av efter sessionen (15 minuter i autoläge, 10 minuter i manuellt läge), vilket garanterar säker användning.
3. 106 lysdioder: ger en kraftfull och enhetlig beläggning av hela ytan på händer, underarmar och handleder.
4. Ergonomi och säkerhet: masken är gjord av matsilikon och fästs enkelt på handen med bekväma remmar på kardborreband.
5. Trådlös kontroll: batterikapaciteten på 1500 mAh tillåter upp till 40 minuters kontinuerlig vård utan att vara bunden till uttaget.
6. Det nära-infraröda (NIR)-spektrumet gör att föryngringsprocesser kan initieras i de djupaste lagren av dermis, som inte är tillgängliga för konventionell kosmetika och standardfototerapi.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. fäst bältena för att fästa på masken: sätt de högra och vänstra remmarna i motsvarande hål på maskens sidor och fäst dem på kardborrbandet.
2. Lägg masken på handen och fäst den vänstra remmen på höger sida.
3. Tryck kort på på/av-knappen på fjärrkontrollen. Masken kommer automatiskt att slås på manuellt i rött LED-ljus.
4. Med lägesväxlingsknappen (AUTO/MANUELL), välj det läge du vill ha:
Automatisk eller manuell. Nära det valda läget tänds lysdioden A eller M.
5. Manuellt läge (M): Med hjälp av korta tryck på strömknappen, välj önskat ljus (1 rött, 2 blått, 3 nära-infrarött, 4 blandat). Den smarta timern är giltig i 10 minuter.
6. Automatiskt läge (A): Lägen ändras oberoende av varandra: 5 minuter röd, 4 minuter blå, 3 minuter nära infraröd, 3 minuter blandad. Den totala sessionstiden är 15 minuter.
7. Håll strömknappen intryckt för att tvångsavstänga apparaten.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Känslighetstest Viktigt: före den första proceduren bör ett känslighetstest utföras. Placera enheten på insidan av din underarm. Slå på masken och ha minst 10 minuter. Om du känner värme eller obehag, sluta använda omedelbart. Vänta minst 6 timmar efter att testet är klart. Om huden är röd och/eller kliar, är enheten inte lämplig för dig.
2. I slutet av känslighetstestet, rengör huden på handen, applicera inte vårdprodukter.
3. Lägg masken på handen och lås remmarna.
4. Välj önskat läge (automatiskt eller manuellt) och utför proceduren.
5. Det rekommenderas inte att överskrida användningstimern.
6. Efter sessionen rekommenderas det att applicera vård, fuktkrämer för att konsolidera resultatet.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:
För att uppnå en synlig effekt rekommenderas det att använda LED HANDMASK i minst 4 veckor. 1:a veckan: Var tredje dag i 10-15 minuter. 2:a och 3:e veckan: Varannan dag i 10-15 minuter. 4:e veckan: Varje dag i 10-15 minuter.

Protokoll "Deep Anti-age and Lifting"

LÄGE	FAS	TID	LJUS	MOTIVERING
BRUKSANVISNING	1:a sessionen	10 min	Nära infraröd (NIR)	Värmer vävnader på djupet, accelererar cellulär metabolism och förbereder dermis för förnyelse.
	2:a sessionen	10 min	Rött LED-ljus.	Stimulerar kraftfullt kollagenproduktionen

Ytterligare sessioner alterneras beroende på hur ofta och hur länge LED HANDMASK används.

Protokoll för detox och antibakteriell vård

LÄGE	FAS	TID	LJUS	MOTIVERING
BRUKSANVISNING	1:a sessionen	10 min	Blått LED-ljus.	Förstör bakteriemiljön, normaliserar fetthalten och lugnar irriterade områden
	2:a sessionen	10 min	Blandat ljus	Stimulerar kraftfullt kollagenproduktionen

Ytterligare sessioner alterneras beroende på hur ofta och hur länge LED HANDMASK används.

Universal Rejuvenation Protocol. Använd automatiskt läge utan ytterligare inställningar: det guidar huden genom alla stadier, från kollagenproduktion till djup infraröd stimulering.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Ökad ljuskänslighet: det är förbjudet att använda enheten för sjukdomar som orsakar överkänslighet mot ljus (till exempel lupus erythematosus, fotodermatos).
2. Mediciner och kosmetika: använd inte en mask om du tar mediciner eller applicerar ljuskänsliga produkter (retinoider, vissa antibiotika, eteriska oljor av citrus).
3. Hudskador: masken ska inte användas i områden med öppna sår, sår, djupa sprickor, färska postoperativa suturer eller om det finns tecken på allvarlig inflammation.
4. Graviditet och amning: användning av en mask under dessa perioder är endast möjlig efter obligatoriskt samråd med en läkare.
5. Intolerans av proceduren: enheten är inte lämplig för dig om huden efter ett obligatoriskt preliminärt test på underarmen blir röd eller börjar klia.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. Obligatorisk test: Innan första appliceringen ska alltid göras ett känslighetstest på insidan av underarmen.
2. Försämrad hälsa: Sluta använda omedelbart om du upplever värme, obehag eller allmän försämring under sessionen.
3. Synskydd: under drift av enheten titta inte direkt på lysdioderna på.
4. Elsäkerhet: Det är strängt förbjudet att använda en mask under laddning. Innan du påbörjar proceduren, se till att stänga av strömkabeln.
5. Fuktskydd: Enheten är inte vattentät. Det är förbjudet att använda det i badrummet och nära vattnet, röra med våta händer, doppa i vatten eller tvätta under en ström av vatten.
6. Försiktig hantering: Böj inte masken för mycket, kläm inte ihop den eller lägg tunga föremål ovanpå, eftersom det kan skada interna flexibla chips och lysdioder.
7. Temperatur: Använd eller förvara inte masken nära värmare, öppna lågor, i direkt solljus eller i en bil i varmt väder
8. Rengöring: Masken kan endast rengöras efter att den är helt avstängd och frånkopplad från elnätet.
9. Reparation och modifiering: det är förbjudet att använda en skadad mask, liksom att demontera eller modifiera enheten själv - detta kommer att leda till en elektrisk stöt och ogiltigförklara garantin.

10. Syfte: Använd masken endast för dess avsedda ändamål och i enlighet med instruktionerna.

I LÅDAN: (1) mask, (2) förankringsbälten, (3) Dual Type-C laddningskabel,
4. bruksanvisning, (5) förvaringspåsar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
MÅTT (H X B X D): 385x185x52 mm. STRÖMKÄLLA: litiumjonbatteri. DRIFTSSPÄNNING: 3,7 V. EFFEKT: 5 W. BATTERIKAPACITET: 1500 mAh. MATNINGSSPÄNNING: 5 V. SMART TIMER: 15 minuter (automatiskt läge), 10 minuter (manuellt läge). LADDNINGSTID: 1,5 timmar. MAXIMAL KONTINUERLIG DRIFTSTID: 40 minuter. LED ANTAL: 106 lampor.
LÄNGD PÅ VÅGOR:
• röd - 630 nm
• Blå - 415 nm
Nära infraröd (NIR) - 830 nm
• blandad (röd + blå) - 630 + 415 nm
BESTRÅLNINGENS INTENSIVITET:
• röd: 4,9 mW/cm2
• blå - 28 mW/cm2
Nära-infraröd (NIR) - 10,1 mW/cm2
• blandat (röd + blå) - 15 mW/cm2



LED MASK - LED-MASK FÖR LJUSBEHAND-LING HEMMA

Minskar pigmentering

Förbättrar hy

Förbättrar hudens fasthet

Jämnar ut rynkor

oro: tecken på hudens åldrande, fotoåldring, manifestation av pigmentering och hyperpigmente-ring, akne, postakne, couperosis, rosacea och andra vaskulära lesioner.

MATERIAL: ABS-plast, silikon.

VIKT: 215 g.

FUNKTIONER:

Rött LED-ljus - Detta ljus penetrerar huden djupare än de andra färgerna i det synliga spektrumet. Det verkar på fibroblaster (celler som syntetiserar kollagen), och främjar därigenom hudföryngring och bekämpar tecken på åldrande.

Blått LED-ljus har det lägsta penetrationsdjupet och verkar i nivå med epidermis. Porfyriner (pig-ment i människokroppen) kan absorbera blått LED-ljus och frigöra singletsyremolekyler, vilket dö-dar aknebakterier som lever på hudens yta. Således blått LED-ljus desinficerar, minskar inflamma-toriska formationer, bekämpar akne.

Gult LED-ljus - penetrerar huden tillräckligt djupt för att främja produktionen av kollagen, på grund av vilket det slätar ut rynkor. Under påverkan av gult LED-ljus på cellulära processer aktiveras lymf-kärl, dränering och lymfflöde förbättras. Således minskar svullnaden, gifter avlägsnas från krop-pen. Dessutom har gult LED-ljus en lugnande och antiinflammatorisk effekt på huden.

Blandat ljus - kombinationen av röda och blå färger gör att du kan kombinera deras funktionalitet, så blandat ljus anses vara det mest effektiva när du arbetar med inflammation: akne och postakne. Blått LED-ljus på grund av mer ytlig penetration bekämpar hudsjukdomar associerade med det övre yttre lagret av huden - epidermis. Å andra sidan har rött LED-ljus en betydande effekt på pro-duktionen av talg, vilket i kombination ger hög effektivitet i kampen mot hudsjukdomar.

FUNKTIONER:
1. Masken är utrustad med justerbara remmar för fastsättning.
2. Inbyggda ögonskydd skyddar mot att direkt ljus kommer in i ögat.

3. Matsilikonmasken är säker att använda.
4. Kompakt fjärrkontroll tillåter portabel användning av masken.
5. Automatiska och manuella styrlägen.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Före första användningen av masken, utför ett "Känslighetstest" enligt instruktionerna.
2. På fjärrkontrollen, tryck och håll in på/av-knappen i 1 sekund för att slå på masken. Efter påslagning aktiveras den röda LED-ljusfunktionen och manuellt styrläge. Bredvid omkopplingsknappen tänds en indikator med bokstaven M (Manuell - manuellt styrläge).
3. Om masken kräver laddning, läs avsnittet i Laddningsinstruktionerna och notera att masken inte fungerar under laddning.
4. Tryck på på/av-knappen igen, masken växlar till blått LED-ljusläge.
5. Tryck på på/av-knappen för tredje gången, det gula LED-ljusläget startar.
6. Tryck på strömbrytaren för fjärde gången, det blandade läget för fototerapi aktiveras.
7. För att växla masken till automatiskt läge (Auto - automatiskt ljusväxlingsläge), klicka på växlingsknappen.
8. I automatiskt läge är 5 minuter det röda LED-ljusläget, 3 minuter blått LED-ljus, 4 minuter gult LED-ljus och sedan 3 minuter blandat.
9. För att stänga av masken, tryck på på/av-knappen.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Rengör huden innan du applicerar masken.
2. Sätt på en mask, se till att stegen sitter tätt i ögonen.
3. Ställ in manuellt eller automatiskt kontrollläge efter eget gottfinnande.
4. I manuellt läge, välj önskad färg för LED-ljusterapi.
5. Observera att när du byter läge vid manuell styrning, startar den 10-minuters smarta timern igen. Det rekommenderas dock starkt att inte använda masken längre än 15 minuter.
6. Njut av fototerapiproceduren hemma.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKURS
ACNE / INFLAMMATION	Kväll	Blått LED-ljus: 7 min. Rött LED-ljus: 3 min. Gult LED-ljus: 5 min.	Varannan dag	Pågår
FINA LINJER / ÅLDERSRELATERADE FÖRÄNDRINGAR	Kväll	Blått LED-ljus: 2 min. Rött LED-ljus: 7 min. Blandat ljus: 5 min.	2-3 gånger i veckan	Pågår
SYNLIGA FARTYG / COUPEROSE / KÄNSLIG HUD	Kväll	Blått LED-ljus: 2 min. Rött LED-ljus: 2 min. Gult LED-ljus: 2 min. Blandat ljus: 5 min.	2-3 gånger i veckan	Pågår
PIGMENTERING / OJÄMN HUDTON	Kväll	Rött LED-ljus: 6 min. Gult LED-ljus: 4 min. Blandat ljus: 5 min.	2-3 gånger i veckan	Pågår

KONTRAINDIKATIONER:
1. sluta använda i händelse av obehag eller biverkningar.

VARNINGAR:
1. Enheten är endast avsedd för hemmabruk.
2. Använd inte masken under laddning.
3. Låt inte vatten komma in på ytan eller inuti enhetens hölje.
4. Använd inte apparaten nära en öppen värmekälla.
5. Stäng av strömmen under rengöring och underhåll av enheten.

I LÅDAN: (1) ansiktsmask, (2) kontrollpanel, (3) DC-USB-laddningskabel,
4. fästremmar, (5) ögonsteg, (6) instruktion.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 3-4 h

DRIFTSTID: 40-45 min

SMART TIMER: 15 minuter (automatiskt läge), 10 minuter (manuellt läge)

LÄGEN:
- Rött LED-ljus - våglängd på 630 nm
- Blått LED-ljus - våglängd 490 nm
- Gult LED-ljus - våglängd på 590 nm
- blandat ljus

DETALJERAD KRAFT (INTENSIVITET AV BESTRÅLNING):
- rött LED-ljus: 2,4041 mW/cm2
- blått LED-ljus - 8,6094 mW/cm2

Gult LED-ljus - 1,2704 mW/cm2
- blandat ljus - 7,4833 mW/cm2

ENERGIDOS (ENERGINTENSITET) 15-MINUTERS SESSION:
- rött LED-ljus - 2,1637 J/cm2
- blått LED-ljus - 7,7485 J/cm2
- gult LED-ljus - 1,1434 J/cm2
- blandat ljus - 6,7350 J/cm2

VATTENBESTÅNDIGHET: IP22



LED MASK 2.0 - LED-MASK FÖR HUDVÅRD

Minskar pigmentering

Förbättrar hy

Förbättrar hudens fasthet

Jämnar ut rynkor

oro: synliga tecken på hudens åldrande, fotoåldring, manifestation av pigmentering och hyperpigmentering, akne, postakne, couperosis, rosacea och andra vaskulära lesioner.

MATERIAL: silikon, ABS-plast.

VIKT: 380 g.

FUNKTIONER:
LED MASK bygger på principen om LED-ljusterapi. LED-lampor är inbyggda i maskenheten, som var och en är programmerad att avge ljus av en viss färg. Varje färg motsvarar en specifik våglängd i det synliga ljusspektrumet. Genom att verka på huden på olika djup absorberas ljus av hudreceptorer, vilket aktiverar naturliga processer inuti cellen och orsakar en viss hudreaktion.

Rött LED-ljus, som har den största våglängden, rött LED-ljus penetrerar huden djupare än alla lampor som presenteras. Det verkar på fibroblaster, vilket stimulerar produktionen av kollagen och därmed regenereringen av huden. Som ett resultat av terapi med rött LED-ljus påskyndas sårläkningen, huden stramas upp, yttre tecken på hudens åldrande som rynkor minskar.

Blått LED-ljus har den kortaste våglängden av alla färger i det synliga spektrumet. Det fungerar på nivån av epidermis och har en antimikrobiell effekt. Porfyriner (pigment i vår kropp) kan absorbera blått LED-ljus och frigöra singletsyremolekyler, vilket dödar aknebakterier som lever på hudens yta. Således blått LED-ljus desinficerar, minskar inflammatoriska formationer, bekämpar akne.

Grönt LED-ljus absorberas av epidermis och dermis, vilket orsakar en cellulär reaktion, som bland konsekvenserna har återställande och läkning av huden. Det används för att minska rodnad, lindra irritation av känslig hud. Grönt LED-ljus bekämpar couperosis, minskar storleken på kapillärerna och bidrar till det fria flödet av blod.

Gult LED-ljus (rött + grönt) används för att stimulera blodcirkulationen, hjälper till att ljusna hudtonen, minska svårighetsgraden av pigmentering.

Blandat ljus (rött + blått + grönt = vitt) används för snabb och djup penetrering av kosmetika. Dessutom har den en allmänt avslappnande och lugnande effekt på kroppen.

FUNKTIONER:
1. Inbyggd förankring utan remmar.
2. Kontrollpanel med LCD-display.
3. Ökat antal lysdioder - 117 enheter.
4. 3 intensitetsnivåer för vart och ett av ljuslägena, hög energiintensitet.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Före första användningen av masken, utför ett "Känslighetstest" enligt instruktionerna.
2. Anslut masken till kontrollpanelen med typ C-kabeln innan du klickar.
3. Tryck och håll på/av-knappen på kontrollpanelen i 2 sekunder för att slå på enheten, vänta på ljudsignalen. Masken kommer automatiskt att slås på i rött LED-ljusläge vid den första intensitetsnivån.
4. Ett kort tryck (1 sekund) på omkopplingsknapparna (↑/↓) låter dig växla till blått LED-ljusläge (indikator C: B på kontrollpanelen), grönt LED-ljusläge (indikator C: G), gult LED-ljusläge (indikator C: RG), vitt ljusläge (indikator C: RGB).
5. Ett kort tryck (1 sekund) på knapparna på kontrollamporna för ljusintensitet (-/+) ökar nivån till 3 eller återgår till 1 nivå.
6. Ett kort tryck (1 sekund) på pausknappen avbryter enheten, genom att trycka på den igen återgår den till att fungera.
7. Tryck och håll på/av-knappen på kontrollpanelen i 2 sekunder för att stänga av enheten.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Rengör och torka händerna och ansiktet.
2. Sätt på masken i ansiktet och fäst kardborrbanden så att masken sitter bekvämt i ansiktet.
3. Slå på masken genom att ansluta kontrollpanelen till den.
4. Välj önskat ljusläge och nivån på dess intensitet.
5. Njut av fototerapiproceduren.
6. Vart och ett av ljuslägena fungerar i 15 minuter, varefter fjärrkontrollen stängs av automatiskt. När du byter läge startar timern igen. När du utför fototerapi, övervaka noggrant att den totala tiden för proceduren (när du använder flera lägen i en session) inte överstiger 15 minuter.
7. Efter avslutad LED-ljusterapi, använd din vårdprodukt: serum eller kräm, eftersom efter applicering av LED-masken ökar hudens absorptionsförmåga.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKURS
ACNE / INFLAMMATION	Kväll	Vecka 1: blå, låg - 4 min; röd, låg - 3 min; grön, medium - 6 min. Vecka 2: blå, medium - 4 min; röd, låg - 4 min; grön, medium - 6 min. Vecka 3: blå, hög - 5 min; röd, hög - 3 min; grön, hög - 6 min. Vecka 4: paus.	Varannan dag	1 månad inklusive uppehåll. Ta en 1 veckas paus. Upprepa programmet i 2-3 månader.
FINA LINJER / ÅLDERSRELATERADE FÖRÄNDRINGAR	Kväll	Vecka 1: röd, medium - 5 min; grön, hög - 5 min; blandad, hög - 2 min. Vecka 2: röd, hög - 5 min; grön, hög - 7 min; blandad, hög - 2 min. Omväxlande vecka 1 och 2.	2-3 gånger i veckan	Ingen fast kursgräns
SYNLIGA FARTYG / COUPEROSE / KÄNSLIG HUD	Kväll	Vecka 1: röd, låg - 3 min; grön, medium - 5 min; blandad, medium - 5 min. Vecka 2: röd, medium - 5 min; grön, hög - 2 min; blandad, hög - 5 min. Vecka 3: röd, hög - 5 min; grön, hög - 5 min; blandad, hög - 3 min. Vecka 4: paus.	Varannan dag	1 månad inklusive uppehåll. Ta en 1 veckas paus. Två 4-veckorskurser, därefter 1 månads uppehåll.
PIGMENTERING / OJÄMN HUDTON	Kväll	Röd: hög för mörk pigmentering, medium för normal pigmentering - 6 min. Grön, hög - 4 min. Blandat, medium - 5 min.	2-3 gånger i veckan	Pågår

KONTRAINDIKATIONER:
1. Det är förbjudet att använda enheten för personer som lider av epilepsi, personer med sköldkörtelsjukdomar eller tar mediciner för behandling av sköldkörteln.
2. Det är förbjudet att använda masken till konsumenter med skadad, skadad hud eller postoperativa sår.

VARNINGAR:
1. En anti-aging mask för fototerapi är en enhet för hemmabruk. Den kan endast användas i enlighet med instruktionerna. Det är förbjudet att använda masken för andra ändamål, annars kan det skada produkten eller skada kroppen.
2. Om masken är skadad, sluta använda och kontakta den organisation som är behörig att acceptera anspråk från konsumenter för att undvika fara.
3. Det är förbjudet att använda mask under laddning. Under laddning, rör inte masken, laddningskabeln, USB-adaptern med våta händer.
4. Sluta använda omedelbart om du känner obehag eller någon biverkning (rodnad i huden, klåda, allergier) till följd av att du använder masken.

I LÅDAN: 1) mask, 2) Typ C-typ C-kabel för att ansluta till kontrollpanelen,
3. fjärrkontroll, 4) USB-C-laddningskabel, 5) instruktion, 6) förvaringsväska.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 3-4 h

DRIFTSTID: 140 minuter (röd/blå/grön) • 80 minuter (blandat ljus) • 78 minuter (gult LED-ljus)

SMART TIMER: 15 min

LÄGEN:
- Rött LED-ljus - våglängd på 660 nm
- Blått LED-ljus - våglängd 460 nm
- Grönt LED-ljus - våglängd på 525 nm
- Gult LED-ljus - rött + grönt
- blandat ljus (vitt) - rött + blått + grönt

DETALJERAD KRAFT (INTENSIVITET AV BESTRÅLNING):
1 nivå
- rött LED-ljus - 6.595 mW/cm2
- blått LED-ljus - 17.112 mW/cm2
- grönt LED-ljus - 6.612 mW/cm2

Gult LED-ljus - 14.049 mW/cm2
- blandat ljus - 27.542 mW/cm2 nivå 2
- rött LED-ljus - 14.058 mW/cm2
- blått LED-ljus - 30,48 mW/cm2
- grönt LED-ljus - 15.636 mW/cm2

Gult LED-ljus - 17.857 mW/cm2
- blandat ljus - 32.169 mW/cm2

3:e nivån
- rött LED-ljus - 16.368 mW/cm2
- blått LED-ljus - 47.653 mW/cm2
- grönt LED-ljus - 23.095 mW/cm2

Gult LED-ljus - 28.081 mW/cm2
- blandat ljus - 39.089 mW/cm2

ENERGIDOS (ENERGINtensivitet) 15 MINUTS SESSION:
1 nivå
- rött LED-ljus - 5,9355 J/cm2
- blått LED-ljus - 15,4008 J/cm2
- grönt LED-ljus - 5,9508 J/cm2
- gult LED-ljus - 12,6441 J/cm2
- blandat ljus - 24,7878 J/cm2 2 nivå
- rött LED-ljus - 12,6522 J/cm2
- blått LED-ljus - 27.432 J/cm2
- grönt LED-ljus - 14,0724 J/cm2
- gult LED-ljus - 16,0713 J/cm2
- blandat ljus - 28,9521 J/cm2 3 nivå

Rött LED-ljus - 14,7312 J/cm2
- blått LED-ljus - 42,8877 J/cm2
- grönt LED-ljus - 20,7855 J/cm2
- gult LED-ljus - 25,2729 J/cm2
- blandat ljus - 35,1801 J/cm2

VATTENBESTÅNDIGHET: IP22



LED MASK 3.0 - SLADDLÖS LED-MASK

7 ljusspektra | Jämnar ut rynkor | Minskar pigmentering | Minskar akne och post-akne märken | Utstrålning inifrån

oro: rynkor, förlust av elasticitet, akne och inflammation, hyperpigmentering, matt ton, svullnad, försenad regenerering, låg effektivitet hos kosmetika.

MATERIAL: ABS-plast, silikon.

VIKT: 265 g.

FUNKTIONER:
Fototerapi (LED) är en icke-termisk metod för exponering för ljusvågor av olika längd som penetrerar till ett visst djup av dermis och absorberas av fotoreceptorer av celler, vilket utlöser naturliga regenereringsprocesser.

Rött LED-ljus (630 nm): tränger djupt in i dermis och stimulerar kollagensyntesen. Som ett resultat av terapi med rött LED-ljus påskyndas sårläkningen, huden stramas, yttre tecken på hudens åldrande, såsom rynkor, minskar.

Blått LED-ljus (415 nm): har en kraftfull antibakteriell effekt, påverkar orsakerna till akne, desinficerar, minskar inflammation och lugnar huden.

Grönt LED-ljus (520 Nm): Justerar den övergripande hudtonen. Det används för att minska rodnad, pigmentering, lindra irritation av känslig hud. Grönt LED-ljus bekämpar couperosis, minskar storleken på kapillärerna och bidrar till det fria flödet av blod.

Gult LED-ljus (630+520 nm): förbättrar mikrocirkulationen i vävnader, ger lymfdränage, eliminerar stagnation och svullnad.

Vitt ljus (630+520+415 nm): accelererar cellulär metabolism, främjar den djupaste absorptionen av de aktiva komponenterna i kosmetika.

Nära infraröd (NIR, 830 nm): Accelererar vävnadsregenerering på en djup nivå, läker mikroskador och lugnar huden.

Djup infraröd (DIR, 1070 nm): aktiverar cellers inre energi, ger en uttalad effekt av att "lysa från insidan."

FUNKTIONER:
1. 7 färgspektra: Maximal färgtäckning för att lösa ett brett utbud av estetiska problem i en enhet.
2. Dubbelt kontrollsystem: möjligheten att arbeta genom fjärrkontrollen eller direkt genom masken för bekvämlighet i alla situationer.
3. Trådlös kontroll. Masken stöder en Bluetooth-anslutning till fjärrkontrollen, vilket gör att du kan konfigurera och styra lägen på distans, utan att ansluta masken till fjärrkontrollen med en tråd. Detta säkerställer hög rörlighet och komfort vid användning under alla förhållanden.
4. Manuellt inställningsläge. Skapa anpassade program: du bestämmer färgsekvensen och drifttiden för varje spektrum.
5. 3D - Maskens form upprepar ansiktet anatomiskt, vilket säkerställer en tät passform.
6. Smart timer: Avsluta automatiskt sessionen på 15 minuter för säker och effektiv användning.
7. Röstakomp. Enheten röstar valda lägen och Bluetooth-anslutning på två språk (ryska och engelska). Denna funktion är valfri, röstinställningar kan stängas av.
8. Minnesfunktion: Spara de senaste inställningarna manuellt för att spara tid vid regelbunden användning.
9. 2 IR-ljus för djup penetration. LED MASK 3.0 är utrustad med två spektra av infraröd strålning (830 nm och 1070 nm). Detta gör att du kan starta föryngringsprocesser i de djupaste lagren av dermis, som inte är tillgängliga för konventionell kosmetika och standardfototerapi.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
LED MASK 3.0 har ett dubbelt styrsystem:
1. Genom styrenheten på maskens hölje.
2. Fjärrkontrollpanel.

Styrning med den inbyggda styrenheten När den styrs via den inbyggda styrenheten kan masken endast fungera automatiskt.



1. Tryck på knappen i 2 sekunder för att slå på och av masken. Dessa operationer åtföljs av ett långt pip.
2. Tryck kort på knappen för att växla maskljusen.
3. Tryck på knappen i 5 sekunder för att slå på Bluetooth-funktionen och ansluta till kontrollpanelen. Efter att ha anslutit masken till fjärrkontrollen kommer indikatorn på maskkontrollen att lysa i blått.



4. Tryck kort på knappen för att öka ljusintensitetsnivån.
5. Tryck på knappen för att välja röstspråk: engelska eller ryska.



6. Tryck kort på knappen för att minska ljusstyrkan.
7. Tryck på knappen för att slå på eller stänga av voiceover.

För att styra med fjärrkontrollen måste du först slå på masken med hjälp av kontrollpanelen, sedan slå på fjärrkontrollen, vänta på att masken ansluts till kontrollpanelen. Efter en lyckad anslutning hörs pipsignalen "Bluetooth är ansluten/Bluetooth är ansluten."



1. Slå på masken med ett längre tryck på knappen.
2. Ett kort tryck på knappen låter dig välja maskkontrollläge:
Automatisk (1 ljus fungerar under hela sessionen, användaren bestämmer självständigt en färg för proceduren) eller manuell (användaren ställer in färgändringen, bestämmer varaktigheten och intensiteten för den önskade färgen).
3. Långvarigt tryck stänger av masken.



4. Ett kort tryck bekräftar de valda inställningarna: exponeringsintensitet och tid.
5. Dubbeltryckning efter att ha ställt in alla inställningar i manuellt styrläge startar masken.
6. Ett kort tryck under sessionen sätter proceduren på paus. Upprepad kort tryckning återupptar den avbrutna sessionen. Under pausen flimrar skärmen.
7. I manuellt läge kan du återställa förinställda inställningar (de senast inställda inställningarna).



8. Ett kort tryck på knappen låter dig gå till önskat ljus: nedknappen växlar till nästa typ av ljus; upp-knappen återgår till de tidigare ljusinställningarna.

9. I manuellt läge kommer ett kort tryck på höjningsknappen att öka intensitetsnivån och sessionstiden, om du trycker på minskningsknappen kommer de att minska.

10. I automatiskt läge kommer ett kort tryck på ökningsknappen att öka intensiteten av stöten, ett tryck på minskningsknappen minskar intensitetsnivån.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Rengör ansiktets hud innan sessionen: ta bort smink, applicera inte vårdprodukter.
2. Slå på masken med kontrollen.
3. Sätt masken i ansiktet så att den sitter tätt mot honom.
4. Anslut och fäst kardborren baktill så att masken sitter bekvämt på dig.

Automatiskt kontrollläge
5. Du kan styra det automatiska läget både direkt genom masken och med hjälp av kontrollpanelen.

För att styra direkt genom masken
6. Aktivera den med ett långt tryck på på/av-knappen på kontrollenheten.
7. Med ett kort tryck på samma knapp (på/av/växla lägen), välj önskad typ av ljus.
8. Med hjälp av knapparna öka och minska ställ in önskad nivå av ljusintensitet.

9. Sessionen startar automatiskt, det finns ingen anledning att bekräfta starten av arbetet.
10. 15-minuters smart timer kommer att slutföra själva programmet.

För inställning med kontrollpanelen
11. Det är nödvändigt att upprätta en Bluetooth-anslutning för masken med fjärrkontrollen. Efter att ha slagit på masken, slå på kontrollpanelen och vänta på ljudsignalen.
12. På manöverpanelen slås det automatiska styrläget på först. Kontrollera att bokstaven A visas i det nedre hörnet av skärmen.
13. Välj det ljus du vill ha.
14. Justera intensitetsnivån från 1 till 3.
15. Masken kommer automatiskt att börja fungera genom att köra den smarta timerns nedräkning.
16. Efter 15 minuter stängs masken av av sig själv.

Manuellt styrläge
17. Aktivera masken med styrenheten.
18. Manuellt läge kan endast styras med hjälp av kontrollpanelen, så det är viktigt att upprätta en Bluetooth-maskanslutning med kontrollpanelen. Efter att ha slagit på masken, slå på kontrollpanelen och vänta på ljudsignalen.
19. Välj det manuella styrläget på kontrollpanelen. På skärmen kommer bokstaven M att lysa.
20. Du kan ställa in önskad kombination av ljus, ställa in intensiteten och tiden för deras varaktighet.
21. Den första att justera är en röd LED-lampa. Du kan börja ställa in från intensitetsnivån. Intensitetsnivåbeteckningen blinkar på skärmen. Använd knapparna +/- för att välja önskad nivå. Bekräfta det genom att trycka på start/paus-knappen.
22. Sedan kan du välja hur länge denna lampa ska fungera. Använd +/- knapparna för att öka och förkorta lampans drifttid. Bekräfta denna inställning genom att trycka på start/paus-knappen.
23. Du kan börja ställa in nästa färg på liknande sätt (Blå -> Gul -> Grön -> Vit -> Nära infraröd -> Djup infraröd).
24. Om du vill hoppa över någon av färgerna, ställ in en drifttid på noll för den eller hoppa över den genom att gå till nästa ljus med V/Λ-knapparna (färgväxlingsknapp).
25. Med knappen Λ (färgväxlingsknapp) kan du gå tillbaka till föregående ljus och justera ljusstyrkan och tiden för dess funktion.
26. I manuellt styrläge tillhandahåller LED MASK 3.0 en minnesfunktion. Långvarigt tryck på start/paus-knappen efter att ha slagit på den manuella inställningen på kontrollpanelen återställer den förinställda kombinationen av lampor.
27. Efter en fototerapisession rekommenderas det att applicera vård och fuktighetskräm.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKUR
ACNE	Nybörjare och känslig hud: blått LED-ljus på morgonen; rött LED-ljus på kvällen (en timme före läggdags). Erfarna användare och andra hudtyper: morgon eller dag. Blått LED-ljus undertrycker melatoninproduktionen och kan förändra sömnmönster.	För nybörjare och känslig hud: använd blått LED-ljus i 15 minuter den ena dagen och rött LED-ljus i 15 minuter nästa dag. Fortsätt växla mellan behandlingarna. För vana användare och övriga hudtyper, vid 1 behandling: blått LED-ljus i 7 minuter och därefter rött LED-ljus i 7 minuter.	3-4 gånger i veckan	Behandlingskur: 4-6 veckor. Uppehåll: 2 veckor. Upprepa kuren vid behov eller påbörja en ny kur för ett annat hudbesvär.
MÄRKEN POST-ACNE	Rött LED-ljus - kväll (en timme före läggdags) Andra färger oavsett tid på dygnet	Ärr: rött LED-ljus - 7 minuter; nära-infrarött ljus - 7 minuter. Röda fläckar: gult LED-ljus - 7 minuter; grönt LED-ljus - 7 minuter.	Ärr: 3 gånger i veckan Röda prickar: 3 gånger i veckan	Ärr: behandlingskurs - 12 veckor; paus - 4-6 veckor. Upprepa kursen eller påbörja en ny kurs för ett annat problem. Röda fläckar: behandlingskurs - 6-8 veckor; paus - 4 veckor. Upprepa kursen eller påbörja en ny kurs för ett annat problem.
FÖRSTORA PORER / OLJIG GLANS	Morgon/dag (eftersom blått LED-ljus undertrycker melatoninproduktionen, kan förändra sömnmönster)	Blå - 7 minuter Röd - 7 minuter	3-4 gånger i veckan	Behandlingskur: 6-8 veckor. Uppehåll: 3 veckor. Upprepa kuren vid behov eller påbörja en ny kur för ett annat hudbesvär.
PIGMENTERING	Oavsett tid på dygnet.	Gult LED-ljus - 7 minuter Grönt LED-ljus - 7 minuter	3-4 gånger i veckan	Behandlingskur: 8-12 veckor. Uppehåll: 4-6 veckor. Upprepa kuren vid behov eller påbörja en ny kur för ett annat hudbesvär.
HUD FLAGNAR / KÄNLAN AV TRÄM HUD	Kväll (en timme före läggdags)	Rött LED-ljus - 5-7 minuter nära-infrarött ljus - 5-7 minuter	3-4 gånger i veckan	Behandlingskur: 6 veckor. Uppehåll: 4 veckor. Upprepa kuren vid behov eller påbörja en ny kur för ett annat hudbesvär.
ROSACEA	Rött LED-ljus - kväll (en timme före läggdags) Andra färger oavsett tid på dygnet	Dag ett: gult LED-ljus i 15 minuter. Nästa dag: rött LED-ljus i 10 minuter och nära infrarött ljus i 5 minuter. Fortsätt växla mellan behandlingarna.	3-4 gånger i veckan	Behandlingskur: 8-12 veckor. Uppehåll: 4 veckor. Upprepa kuren vid behov eller påbörja en ny kur för ett annat hudbesvär.
COOPEROS	Oavsett tid på dygnet.	Grönt LED-ljus - 15 minuter	2 gånger i veckan	Behandlingskur: 8-12 veckor. Uppehåll: 4 veckor. Upprepa kuren vid behov eller påbörja en ny kur för ett annat hudbesvär.

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKUR
RYNKOR	Kväll (en timme före läggdags)	Rött LED-ljus - 7 minuter nära-infrarött ljus - 7 minuter	3 gånger i veckan	Behandlingskur: 8-12 veckor. Uppehåll: 4 veckor. Upprepa kuren vid behov eller påbörja en ny kur för ett annat hudbesvär.
TREVLIG KOMPLEXION	Rött LED-ljus - kväll (en timme före läggdags) Gult LED-ljus oavsett tid på dygnet	Använd rött LED-ljus i 15 minuter den ena dagen och gult LED-ljus i 15 minuter nästa dag. Fortsätt växla mellan behandlingarna.	3-4 gånger i veckan	Behandlingskur: 6-8 veckor. Uppehåll: 3-4 veckor. Upprepa kuren vid behov eller påbörja en ny kur för ett annat hudbesvär.
SVULLS	Oavsett tid på dygnet.	Gult LED-ljus - 15 minuter	3-4 gånger i veckan	Behandlingskur: 8 veckor. Uppehåll: 2-4 veckor. Upprepa kuren vid behov eller påbörja en ny kur för ett annat hudbesvär.
MOGEN HUD / FÖRLASTNING AV FASTHET & TON / HUDSLAPPHET	Kväll (en timme före läggdags)	1 session 2 gånger i veckan: Rött LED-ljus - 7 minuter nära infrarött ljus - 7 minuter 1 session 2 gånger i veckan: Deep IR - 15 minuter 1:a veckans pass - 5 minuter 2:a veckans session - 10 minuter 3:e veckan och ytterligare - 15 minuter	4 gånger i veckan	Behandlingskur: 8-12 veckor. Uppehåll: 4 veckor. Upprepa kuren vid behov eller påbörja en ny kur för ett annat hudbesvär.
Nivå: Börja på nivå 1, använd i 1 vecka, flytta sedan till nivå 2, använd i 1,5 veckor, gå sedan till nivå 3.				

KONTRAINDIKATIONER:
1. Använd inte mask om du lider av lupus erythematosus, har ljuskänsligt eksem eller albinism. Användning av fototerapi under sådana tillstånd kan orsaka en allvarlig hudreaktion.
2. Det är förbjudet att använda mask om du lider av någon form av ljuskänslighetsstörning (om du är ljuskänslig).
3. Använd inte en mask om du tar mediciner som orsakar ljuskänslighet. Dessa kan vara vissa antibiotika, kemoterapeutiska läkemedel och diuretika. Innan du använder gadgeten, rådfråga din läkare.
4. Använd inte en mask om du har sår eller undvik detta område under en fototerapisession.
5. Använd inte mask om du har blivit solbränd under de senaste 2 veckorna.
6. Använd inte en mask om du har Fitzpatrick typ I, V eller VI hud.
7. Använd inte en mask om det finns en historia av ljusinducerad epilepsi.
8. Använd inte för svåra former av akne.
9. Det är förbjudet att använda enheten till spädbarn, personer med sköldkörtelsjukdomar eller att ta mediciner för behandling av sköldkörteln.

10. Använd inte masken under laddning eller underhåll. Under laddning, rör inte masken, laddningskabeln, USB-adaptern med våta händer.
11. Använd inte en mask om den är skadad. Kontakta den organisation som är auktoriserad av tillverkaren för att acceptera anspråk från konsumenter.

VARNINGAR:
1. Känslighetstestning bör utföras innan masken används.
2. Stäng av och ta bort masken om den verkar varm eller om din hud känns obehaglig värme.
3. Använd masken endast på rengjord hud: ta bort smink, applicera inte vårdprodukter före proceduren. Vissa ingredienser kan orsaka ljuskänslighet eller minska effekten av behandlingen.
4. Använd masken borta från vattnet, undvik att få vatten på enheten.
5. Placera inte masken på heta ytor.
6. Försök inte modifiera eller reparera gadgeten själv. Detta upphäver garantin och kan leda till elektriska stötar. Enheten innehåller inte delar som är föremål för självbetjäning.
7. Använd inte en mask om själva enheten, styrenheten, laddningskontakten eller kabeln är skadad.
8. Innan du ansluter, kontrollera om spänningen motsvarar den spänning som anges på enheten.
9. Utsätt inte utrustningen för kraftiga slag, för att inte skada lamporna.
10. Titta inte på ljuskällan när enheten är i drift för ögonskyddsändamål.
11. Använd inte masken under följande förhållanden: inom området MRI, diatermi, elektrokoagulering, trådlös kraftöverföring, 5G och andra system med elektromagnetiska sändare.
12. Undvik att använda denna utrustning nära annan utrustning eller i en hög med den, eftersom detta kan leda till funktionsfel. Om sådan användning är nödvändig bör båda enheterna övervakas för att säkerställa att de fungerar korrekt.
13. Använd originalomvandlare och kablar. Användning av andra tillbehör än de som specificeras eller tillhandahålls av tillverkaren kan leda till en ökning av elektromagnetisk strålning eller en minskning av denna utrustnings immunitet, vilket kommer att leda till felaktig användning.
14. Använd inte en mask närmare än 30 cm från fungerande radioenheter: Wi-Fi-routrar, mobiltelefoner, babyvakter och antenner. Kraftfulla radiosignaler kan orsaka att en mask inte fungerar eller minska effektiviteten av proceduren.
15. LED MASK 3.0 är en personlig hygienartikel; det rekommenderas inte att ge det vidare till andra.
16. Om masken är skadad, sluta använda och kontakta den organisation som har behörighet att acceptera anspråk från konsumenter för att undvika fara. I händelse av självreparation, demontering, felaktig användning, är den organisation som är behörig att acceptera anspråk från konsumenter befriad från garantiåtaganden.
17. Sluta använda omedelbart om du känner obehag eller någon biverkning (rodnad i huden, klåda, allergier) till följd av att du använder masken.

I LÅSEN: 1) mask, 2) Dual Type-C laddningskabel, 3) fjärrkontroll, 4. bruksanvisning, (5) förvaringspåsar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

KRAFT: 3 W

BATTERIKAPACITET: 850 mAh

DRIFTSPÄNNING: 3,7 V

MATNINGSSPÄNNING: 5 V

SMART TIMER: 15 min

LADDNINGSTID: 4 timmar (mask), 45 minuter (fjärrkontroll)

DRIFTSTID: • 64 minuter (läge med rött LED-ljus) • 60 minuter (läge med blått LED-ljus), • 55 minuter (läge för gult LED-ljus), • 55 minuter (läge med grönt LED-ljus), • 57 minuter (läge för vitt ljus), • 93 minuter (läge nära infrarött (NIR)), • 215 minuter (läge för djupt infrarött (DIR))

LÄGEN:
• Rött LED-ljus - våglängd på 630 nm
• Blått LED-ljus - våglängd 415 nm
• Grönt LED-ljus - våglängd 520 nm
• Gult LED-ljus - rött + grönt
• vitt ljus - rött + blått + grönt
Nära-infrarött ljus - 830 nm
Djupt infrarött ljus - 1070 nm

DETALJERAD KRAFT (INTENSIVITET AV BESTRÅLNING):
1 nivå
• rött LED-ljus: 10,5 mW/cm2
• blått LED-ljus - 12,4 mW/cm2
• gult LED-ljus - 10,4 mW/cm2
• grönt LED-ljus - 8,4 mW/cm2
vitt ljus - 13,3 mW/cm2
• NIR - 7,76 mW/cm2
DIR - 3,14 mW/cm2 nivå 2
• rött LED-ljus - 14,4 mW/cm2
• blått LED-ljus - 18,5 mW/cm2
• gult LED-ljus - 13,9 mW/cm2
• grönt LED-ljus - 11,2 mW/cm2
vitt ljus - 16,9 mW/cm2
• NIR - 10,49 mW/cm2
DIR - 4,24 mW/cm2 nivå 3
• rött LED-ljus - 17,4 mW/cm2
• blått LED-ljus - 20,2 mW/cm2
• gult LED-ljus - 17,6 mW/cm2
• grönt LED-ljus - 14,6 mW/cm2
vitt ljus - 19,1 mW/cm2
• NIR - 17,1 mW/cm2
• DIR - 8,3 mW/cm2

ENERGIDOS (ENERGINtensivitet) 15 MINUTS SESSION:
1 nivå
• rött LED-ljus - 9,45 J/cm2
• blått LED-ljus - 11,16 J/cm2
• gult LED-ljus - 9,36 J/cm2
• grönt LED-ljus - 7,56 J/cm2
vitt ljus - 11,97 J/cm2
• NIR - 6,98 J/cm2
• DIR - 2,83 J/cm2 nivå 2
• rött LED-ljus - 12,96 J/cm2
• blått LED-ljus - 16,65 J/cm2
• gult LED-ljus - 12,51 J/cm2
• grönt LED-ljus - 10,08 J/cm2
vitt ljus - 15,21 J/cm2
• NIR - 9,44 J/cm2
• DIR - 3,82 J/cm2 3 nivå
• rött LED-ljus - 15,66 J/cm2
• blått LED-ljus - 18,18 J/cm2
• gult LED-ljus - 15,84 J/cm2
• grönt LED-ljus - 13,14 J/cm2
vitt ljus - 17,19 J/cm2
• NIR - 15,39 J/cm2
• DIR - 7,47 J/cm2

DIMENSIONER (H X B X D): 255×580×121 mm



LED NECK MASK 2.0 - LJUSBEHANDLING FÖR HALS OCH DEKOLLETAGE

Förbättrar cirkulationen

Minskar pigmentering

Jämnar ut hudtonen

Jämnar ut rynkor

oro: pigmentering, akne, couperosis, rosacea, akne, tecken på hudens åldrande, ökat arbete av talgkörtlarna, vidgade porer, matt och trött hud.

MATERIAL: silikon, ABS-plast.

VIKT: 210 g.

FUNKTIONER:
LED NECK MASK är baserad på principen om LED-ljusterapi. LED-lampor är inbyggda i maskenheten, som var och en är programmerad att avge ljus av en viss färg. Varje färg motsvarar en specifik våglängd i det synliga ljusspektrumet. Genom att verka på huden på olika djup absorberas ljus av hudreceptorer, vilket aktiverar naturliga processer inuti cellen och orsakar en viss hudreaktion.

Rött LED-ljus - Detta ljus penetrerar huden djupare än de andra färgerna i det synliga spektrumet. Det verkar på fibroblaster (celler som syntetiserar kollagen), och främjar därigenom hudföryngring och bekämpar tecken på åldrande.

Blått LED-ljus har det lägsta penetrationsdjupet och verkar i nivå med epidermis. Porfyriner (pigment i människokroppen) kan absorbera blått LED-ljus och frigöra singletsyremolekyler, vilket dödar aknebakterier som lever på hudens yta. Således blått LED-ljus desinficerar, minskar inflammatoriska formationer, bekämpar akne.

Grönt LED-ljus absorberas av epidermis och dermis, vilket orsakar en cellulär reaktion, som bland konsekvenserna har återställande och läkning av huden. Det används för att minska rodnad, lindra irritation av känslig hud. Grönt LED-ljus bekämpar couperosis, minskar storleken på kapillärerna och bidrar till det fria flödet av blod.

Gult LED-ljus (rött + grönt) - används för att stimulera blodcirkulationen, hjälper till att lätta upp hudtonen, minska svårighetsgraden av pigmentering.

Blandat ljus (rött + blått + grönt = vitt) - används för snabb och djup penetrering av kosmetika. Dessutom har den en allmänt avslappnande och lugnande effekt på kroppen.

Nära infraröd - accelererar vävnadsregenerering på djup nivå, läker mikroskador och lugnar huden.

FUNKTIONER:
1. Unik form för exponering för känsliga områden i nacken och urringningen.
2. Enkel fastsättning på båda sidor av masken.
3. Ergonomisk kontrollpanel.
4. 3 intensitetsnivåer för vart och ett av ljuslägena, hög energiintensitet.
5. Matsilikonmasken är säker att använda.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Anslut masken till kontrollpanelen med en typ C-kabel. Sätt i kabeln i kontakten tills du hör det karakteristiska klicket.
2. Tryck och håll på/av-knappen på kontrollpanelen i 2 sekunder för att slå på enheten. Masken kommer automatiskt att slås på i rött LED-ljusläge vid den första intensitetsnivån (indikatorer C: R, L: 1 på kontrollpanelens display).
3. Ett kort tryck (1 sekund) på omkopplingsknapparna (↑/↓) låter dig växla till blått LED-ljusläge (indikator C: B på kontrollpanelen), grönt LED-ljusläge (indikator C: G), gult LED-ljusläge (indikator C: RG), vitt ljusläge (indikator C: RGB), NIR-läge (indikator C: IR_).
4. Ett kort tryck (1 sekund) på lampornas kontrollknappar för ljusintensitet (-/+) ökar nivån till 3 eller återgår till 1 nivå (indikator L: 1 (2/3) på kontrollpanelen).
5. Ett kort tryck (1 sekund) på pausknappen avbryter enheten, genom att trycka på den igen återgår den till att fungera.
6. Tryck och håll in på/av-knappen på kontrollpanelen i 2 sekunder för att stänga av enheten.

HUR MAN ANVÄNDER:
Utför ett känslighetstest före första användningen:
Placera masken på insidan av handen.
Slå på masken och ta en hel 15-minuters fototerapisession.
Om du känner obehag eller sveda på huden, sluta omedelbart att använda masken.
• Vänta cirka 6 timmar efter kontrollen. Om insidan av din hand är röd och/eller kliar, är LED-HALSMASK inte lämplig för dig att använda.
1. Anslut fjärrkontrollen till masken.
2. Lägg masken runt halsen.
3. Slå på masken, välj önskat ljusläge och dess intensitetsnivå.
4. Njut av fototerapiproceduren. Vart och ett av ljuslägena fungerar i 15 minuter, varefter fjärrkontrollen stängs av automatiskt. När du byter läge startar timern igen. När du utför fototerapi, övervaka noggrant att den totala tiden för proceduren (när du använder flera lägen i en session) inte överstiger 15 minuter.
5. Efter avslutad LED-ljusterapi, använd din vårdprodukt: serum eller kräm, eftersom efter applicering av LED-masken ökar hudens absorptionsförmåga.
6. Använd masken regelbundet 3-4 gånger i veckan i minst 4 veckor för synligt resultat.
7. Efter att ha uppnått önskad effekt kan 1-2 procedurer utföras per vecka.

KONTRAINDIKATIONER:
1. LED-fototerapimasken för nacke och dekolletage är en enhet för hemmabruk. Använd den endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd den inte för andra ändamål, eftersom det kan skada produkten eller orsaka kroppsskada.
2. Om masken är skadad, sluta använda och kontakta den organisation som har behörighet att acceptera anspråk från konsumenter för att undvika fara. I händelse av självreparation, demontering, felaktig användning, är den organisation som är behörig att acceptera anspråk från konsumenter befriad från garantiåtaganden.
3. Det är förbjudet att använda mask under laddning. Under laddning, rör inte masken, laddningskabeln, USB-adaptern med våta händer.
4. Sluta använda omedelbart om du känner obehag eller någon biverkning (rodnad i huden, klåda, allergier) till följd av att du använder masken.
5. Det är förbjudet att använda enheten för personer som lider av epilepsi, personer med sköldkörtelsjukdomar eller tar mediciner för behandling av sköldkörteln.
6. Det är förbjudet att använda masken till konsumenter med skadad, skadad hud eller postoperativa sår.

VARNINGAR:
1. Enheten är endast avsedd för hemmabruk.
2. Använd inte masken under laddning.
3. Låt inte vatten komma in på ytan eller inuti enhetens hölje.
4. Använd inte apparaten nära en öppen värmekälla.
5. Stäng av strömmen under rengöring och underhåll av enheten.

I LÅDAN: (1) en fototerapimask, (2) en kontrollpanel, (3) en typ C-kabel för att ansluta kontrollpanelen till masken, (4) en USB-typ C-laddningskabel, (5) en förvaringsväska, (6) en instruktion, (7)2 en maskrem.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
LADDNINGSTID: 2 timmar. DRIFTTID: 60 minuter. TIMER: 15 minuter (automatiskt läge).
LÄGEN:
• Rött LED-ljus - våglängd på 630 nm
• Blått LED-ljus - våglängd 415 nm
• Grönt LED-ljus - våglängd på 525 nm
• Gult LED-ljus - rött + grönt
• blandat ljus (vitt) - rött + blått + grönt
Nära-infrarött ljus - våglängd 830 nm

DETALJERAD KRAFT (INTENSIVITET AV BESTRÅLNING):
1 nivå
• rött LED-ljus: 7,755 mW/cm2
• blått LED-ljus - 16,6 mW/cm2
• grönt LED-ljus: 12.214 mW/cm2
Gult LED-ljus - 16.069 mW/cm2
• blandat ljus - 30.211 mW/cm2
• Nära-infrarött ljus: 6,2 mW/cm2

2:a nivån
• rött LED-ljus - 16.562 mW/cm2
• blått LED-ljus - 23,34 mW/cm2
• grönt LED-ljus - 15.710 mW/cm2
• gult LED-ljus - 26.597 mW/cm2
• blandat ljus - 33.950 mW/cm2
Nära-infrarött ljus - 11,9 mW/cm2 nivå 3
• rött LED-ljus - 22.896 mW/cm2
• blått LED-ljus - 29,57 mW/cm2
• grönt LED-ljus - 25.895 mW/cm2
Gult LED-ljus - 30.697 mW/cm2
• blandat ljus - 38.154 mW/cm2
Nära-infrarött ljus - 19,54 mW/cm2

ENERGIDOS (ENERGINtensivitet) 15-MINUTERS SESSION
1 nivå
Rött LED-ljus: 7.755 J/cm2
• blått LED-ljus - 17.928 J/cm2
• grönt LED-ljus - 12.214 J/cm2
• gult LED-ljus - 16.069 J/cm2
• blandat ljus - 30.211 J/cm2
Nära-infrarött ljus - 6,20 J/cm2 nivå 2
• rött LED-ljus - 16.562 J/cm2
• blått LED-ljus - 33.240 J/cm2
• grönt LED-ljus - 15.710 J/cm2
• gult LED-ljus - 26.597 J/cm2
• blandat ljus - 33.950 J/cm2
Nära-infrarött ljus - 11,9 J/cm2 nivå 3
• rött LED-ljus - 22.896 J/cm2
• blått LED-ljus - 50,627 J/cm2
• grönt LED-ljus - 25.895 J/cm2
• gult LED-ljus - 30.697 J/cm2
• blandat ljus - 38.154 J/cm2
• nära-infrarött ljus -19,54 J/cm2

VATTENBESTÅNDIGHET: IP22



LED PATCHES - LED-PLÅSTER FÖR RIKTAD HUDVÅRD

Lindrar snabbt inflammation

Ljusar upp pigmentering

Riktade lyft

Förbättrar fastheten

oro: lokal inflammation och akne, allergiska hudreaktioner, mindre brister, obalans i oljan, åldersrelaterade förändringar i specifika områden (rynkor, veck), pigmentfläckar.

MATERIAL: PC-plast, silikon.

VIKT: 23,4 g (fodral), 2,78 g (plåster).

FUNKTIONER:

Fototerapi (LED) är en metod för exponering för ljusvågor av olika längd som penetrerar till ett visst djup av huden och absorberas av celler, vilket utlöser naturliga regenereringsprocesser.

Rött LED-ljus (630 nm): stimulerar metaboliska processer i celler, främjar djup återhämtning, förbättrar hudstrukturen och ljusnar upp pigmentfläckar.

Blått LED-ljus (415 nm): normaliserar balansen i fet hud, främjar noggrann rengöring och lugnar den.

Plåster fungerar i ett enda KOMBINERAT LÄGE som kombinerar två ljusspektrum för samtidiga antibakteriella och anti-aging effekter.

UVC - Strålning (275 nm) i fodral: Används uteslutande i ett stängt fodral för att sterilisera plåster. Strålningen förstör DNA och RNA från bakterier och virus, vilket säkerställer att nästa användning av plåstret kommer att vara helt säker för huden.

FUNKTIONER:
1. Riktad behandling: den kompakta storleken gör att du kan fästa plåstret exakt på det område som behöver behandlas (en finne, veck eller pigmentfläck).
2. Fria händer: plåster är säkert fästa på huden med speciella hypoallergena kardborreband (ingår i 32 delar), så att du kan göra ditt jobb under sessionen.
3. Automatisk sterilisering: Ett stängt fodral med plåster utlöser automatiskt en 1-minuters cykel av UVC-desinfektion, vilket garanterar säkerheten för hudplåster vid varje användning.
4. Smart timer: Sessionen varar exakt 10 minuter, varefter plåstret stängs av av sig själv.
5. Autonomi: Fodralets fulla laddning räcker för 10 fulla laddningar av patchar, och en patch kan fungera i upp till 60 minuter kontinuerligt.

6. Dubbel effektivitet: 2 oberoende patchar finns i laddningsfodralet. Du kan använda dem samtidigt på olika problemområden i ansiktet (till exempel på symmetriska rynkor eller flera inflammationer), vilket minskar tiden för proceduren till hälften. Eller växla mellan dem: medan ett plåster laddas och desinficeras, är det andra helt klart att använda, vilket ger kontinuerlig vård.
7. Bärbarhet: Lagra och ladda patchar när du är på språng. Ett kompakt stängt fodral garanterar säkerheten för enheterna i väskan och skyddar dem från yttre skador.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Ta bort alla plåster från laddningsfodralet.
2. Ta det självhäftande kardborrbandet och fäst det på baksidan av enheten.
3. Ta bort skyddsfilmen från kardborrbandet och applicera plåstret på den rena huden på behandlingsstället. Tryck för att klämma fast huden.
4. Tryck på knappen på framsidan av plåstret för att aktivera.
5. Enheten stängs av automatiskt efter 10 minuter (eller tryck på knappen igen för att tvinga avstängning).
6. När sessionen är över, knyt och släng den använda kardborren.
7. Sätt tillbaka plåstret i det trådlösa fodralet med knappen bakåt och laddningskontakterna nedåt för laddning och automatisk desinfektion. En grön indikator bekräftar korrekt anslutning.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Känslighetstest. Viktigt: ett test måste utföras före proceduren. Placera det påslagna plåstret på insidan av din underarm i 10 minuter. Om det finns värme eller obehag, ta omedelbart bort enheten. Utvärdera reaktionen efter 6 timmar. Om huden är röd eller kliar, är det inte rätt för dig att använda plåster.
2. Daglig användning: Rengör huden innan passet. Applicera inte vårdprodukter.
3. Fäst plåstret vid problemområdet och sätt på det.
4. Det rekommenderas inte att överskrida gränsen på 10 minuter på en zon i en session.
5. Efter avslutat arbete, applicera din vanliga vård eller fuktighetskräm.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:

FÖR DIG SOM ÄR NYBÖRJARE MED LED: Använd plåstret varannan dag på området du vill behandla tills du når önskat resultat.

FÖR ERFAREN ANVÄNDARE: Använd 1 gång per dag på problemområdet tills effekten uppnås.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Ökad ljuskänslighet: det är förbjudet att använda enheten om du lider av sjukdomar som orsakar överkänslighet mot ljus (till exempel lupus erythematosus eller fotodermatos).
2. Specifika mediciner och kosmetika: Du kan inte applicera plåster om du tar mediciner eller använder kosmetika som ökar ljuskänsligheten. Dessa inkluderar retinoider, vissa antibiotika och eteriska oljor av citrus.
3. Hudskador: Undvik användning i områden med öppna sår eller djupa skärsår.
4. Intolerans för proceduren: enheten är inte lämplig för dig om huden efter ett preliminärt test på underarmen blir röd eller börjar klia.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. Torra händer: Innan du använder enheten, se till att dina händer är helt torra.
2. Synskydd: Titta inte direkt på ljuskällan under lång tid när plåstret är på.
3. Sluta obehag: Sluta använda omedelbart om du känner dig irriterad under proceduren.
4. Fuktskydd: Plåster är inte vattentäta. Tvätta dem inte med vatten och använd dem inte i en fuktig miljö (som ett badrum).
5. Säker laddning: Lämna inte laddningsfodralet anslutet till nätverket under en längre tid. Stäng av den omedelbart efter att ha nått 100 % laddning. Använd inte enheten medan den är ansluten till uttaget.
6. Rengöring: efter varje användning, torka försiktigt av plåstrets arbetsyta med en mjuk luddfri trasa. Använd inte aggressiva desinfektionsmedel eller brandfarliga ämnen.

I LÅSEN: (1) laddningsfodral x1, 2) lappar x2, 3) kardborreband för att fästa lappen x32,
4. Dubbel typ C laddningskabel x1, 5) bruksanvisning x1.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

DIMENSIONER (H X B X D): 35x58x20 mm (fodral), 21x21x5 mm (lapp)

STRÖMKÄLLA: litiumjonbatteri

DRIFTSPÄNNING: 3,6 V

MATNINGSSPÄNNING: 5 V

KRAFT: 0,09 W

BATTERIKAPACITET: 200 mAh (fodral), 18 mAh (patch)

LADDNINGSTID: 1,5 h

SMART TIMER: 10 min

MAXIMAL SLADDLÖS DRIFTTID: 10 fulla patchladdningar (från 1 fodralladdning), 60 minuters kontinuerlig drift (1 patch)

ANTAL LYSDIODER: 1 lampa i patch

LÄNGD PÅ VÅGOR:
• Blandat: röd 630 nm + blå 415 nm
Fodralfunktion: automatisk UVC-desinfektion - 275 nm

BESTRÅLNINGENS INTENSIVITET:
• blandat spektrum - 36,36 mW/cm2



LED SET - LJUSBEHANDLING FÖR ANSIKTE, HALS OCH DEKOLLETAGE

Förbättrar hy

Jämnar ut rynkor

Minskar akne och post-akne märken

Förbättrar cirkulationen

Minskar pigmentering

oro: synliga tecken på hudens åldrande, fotoåldring, manifestation av pigmentering och hyperpigmentering, akne, postakne, couperosis, rosacea och andra vaskulära lesioner.

MATERIAL: silikon, ABS-plast.

VIKT: 380 g (ansiktsmask) + 210 g (nackmask).

FUNKTIONER:
LED SET bygger på principen om LED-ljusterapi. LED-lampor är inbyggda i maskenheten, som var och en är programmerad att avge ljus av en viss färg. Varje färg motsvarar en specifik våglängd i det synliga ljusspektrumet. Genom att verka på huden på olika djup absorberas ljus av hudreceptorer, vilket aktiverar naturliga processer inuti cellen och orsakar en viss hudreaktion.

Rött LED-ljus, som har den största våglängden, penetrerar huden djupare än alla lampor som presenteras. Det verkar på fibroblaster, vilket stimulerar produktionen av kollagen och därmed regenereringen av huden. Som ett resultat av terapi med rött LED-ljus påskyndas sårläkningen, huden stramas upp, yttre tecken på hudens åldrande som rynkor minskar.

Blått LED-ljus har den kortaste våglängden av alla färger i det synliga spektrumet. Det fungerar på nivån av epidermis och har en antimikrobiell effekt. Porfyriner (pigment i vår kropp) kan absorbera blått LED-ljus och frigöra singletsyremolekyler, vilket dödar aknebakterier som lever på hudens yta. Således blått LED-ljus desinficerar, minskar inflammatoriska formationer, bekämpar akne.

Grönt LED-ljus absorberas av epidermis och dermis, vilket orsakar en cellulär reaktion, som bland konsekvenserna har återställande och läkning av huden. Det används för att minska rodnad, lindra irritation av känslig hud. Grönt LED-ljus bekämpar couperosis, minskar storleken på kapillärerna och bidrar till det fria flödet av blod.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:
Gult LED-ljus (rött + grönt) - används för att stimulera blodcirkulationen, hjälper till att lätta upp hudtonen, minska svårighe
grönt = vitt) - används för snabb och djup penetrering av kosmetika. Dessutom har den en allmänt avslappnande och lugna

FUNKTIONER:
1. Maskexponeringszon: 2 masker täcker 3 områden som kräver vård.
2. Enkel fjärrkontroll: båda maskerna styrs av en fjärrkontroll.
3. Multifunktionell användning: masker kan användas både som en uppsättning (2 samtidigt) och separat
4. Manuellt kontrollläge låter dig konfigurera en individuell session av masken.
5. Maskens material är matsilikon: det är säkert för huden, orsakar inte irritation.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Anslut maskerna till kontrollpanelen med en typ C-kabel. Sätt i varje kabelutgång i maskanslutningarna tills du hör det karakteristiska klicket.
2. Tryck och håll på/av-knappen på kontrollpanelen i 2 sekunder för att slå på enheterna.
3. Ett kort tryck (1 sekund) på omkopplingsknapparna (↑/↓) låter dig växla till blått LED-ljusläge (indikator C: B på kontrollpanelen), grönt LED-ljusläge (indikator C: G), gult LED-ljusläge (indikator C: RG), vitt ljusläge (indikator C: RGB).
4. Ett kort tryck (1 sekund) på lampornas kontrollknappar för ljusintensitet (-/+) ökar nivån till 3 eller återgår till 1 nivå (indikator L: 1 (2/3) på kontrollpanelen).
5. Ett kort tryck (1 sekund) på pausknappen avbryter driften av enheterna, genom att trycka på dem igen återgår de till att fungera.
6. Tryck och håll på/av-knappen på kontrollpanelen i 2 sekunder för att stänga av maskerna.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Före första användningen av masken, utför ett "Känslighetstest" enligt instruktionerna.
2. Anslut fjärrkontrollen till maskerna.
3. Bär en ansiktsmask och en hals- och nackmask.
4. Slå på maskerna, välj önskat ljusläge och dess intensitetsnivå.
5. Njut av fototerapiproceduren.
6. Vart och ett av ljuslägena fungerar i 15 minuter, varefter fjärrkontrollen stängs av automatiskt. Vid byte av läge startas timern om. [Viktigt]: När du utför fototerapi, övervaka noggrant att den totala tiden för proceduren (när du använder flera lägen i en session) inte överstiger 15 minuter.
7. Efter avslutad LED-ljusterapi, använd din vårdprodukt: serum eller kräm, eftersom efter LED-ljusterapi ökar hudens absorptionsförmåga.

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKURS
ACNE / INFLAMMATION / FET HUD	Morgon/kväll	Vecka 1: blå, låg - 3 min; gul, låg - 3 min; röd, låg - 3 min; grön, låg - 3 min; blandad, låg - 3 min. Vecka 2: blå, medium - 4 min; gul, medium - 3 min; röd, medium - 2 min; grön, medium - 3 min; blandad, medium - 3 min. Vecka 3: blå, hög - 3 min; gul, hög - 3 min; röd, hög - 3 min; grön, hög - 3 min; blandad, hög - 3 min. Vecka 4: blå, hög - 5 min; gul, hög - 3 min; röd, hög - 2 min; grön, hög - 3 min; blandad, hög - 2 min.	Varannan dag	Upprepa programmet i 2-3 månader. En gång var 6:e månad.
FINA LINJER / ÅLDERSRELATERADE FÖRÄNDRINGAR		Blå, hög - 2 min. Gul, hög - 3 min. Röd, hög - 5 min. Grön, hög - 3 min. Blandat, hög - 2 min.	2-3 gånger i veckan	Ingen fast kursgräns
SYNLIGA FARTYG / COUPEROSE / KÄNSLIG HUD	Kväll	Vecka 1: blå, låg - 1 min; röd, låg - 3 min; grön, medium - 3 min; gul, medium - 3 min; blandad, medium - 5 min. Vecka 2: blå, låg - 1 min; röd, medium - 3 min; grön, hög - 3 min; gul, hög - 3 min; blandad, hög - 5 min. Vecka 3: blå, låg - 2 min; röd, hög - 5 min; grön, hög - 2 min; gul, hög - 3 min; blandad, hög - 3 min. Vecka 4: paus.	Varannan dag	1 månad inklusive uppehåll. Ta en 1 veckas paus. Genomför 2-3 fyraveckorskurser, ta sedan en 1 månads paus. Upprepa 2-3 fyraveckorskurser och fortsätt denna cykel.

HUDTYP / HUDBE-SVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKURS
PIGMENTERING / OJÄMN HUDTON	Kväll	Röd, hög - 5 min. Gul, hög - 3 min. Grön, hög - 2 min. Blå, låg - 1 min. Blandat, medium - 4 min.	2-3 gånger i veckan	Ingen fast kursgräns. Applicera en SPF-kräm efter användning.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Det är förbjudet att använda enheten till spädbarn, personer som lider av epilepsi, personer med sköldkörtelsjukdomar eller tar sköldkörtelmedicin.
2. Det är förbjudet att använda masker till konsumenter med skadad, skadad hud eller postoperativa sår.

VARNINGAR:
1. Enheten är endast avsedd för hemmabruk.
2. Om en av maskerna är skadad, sluta använda och kontakta den organisation som har behörighet att acceptera anspråk från konsumenter för att undvika fara.
3. Det är förbjudet att använda masker under laddning. Under laddning, rör inte masker, laddningskabel, USB-adapter med våta händer.
4. Sluta använda omedelbart om du känner obehag eller någon biverkning (rodnad i huden, klåda, allergier) till följd av att du använder masken.

I LÅDAN: (1) en ansiktsmask, (2) en fototerapimask för nacken och nacken, (3) en kabel för att ansluta till typ C-kontrollpanelen, (4) en kontrollpanel,
5. Typ C-USB-laddningskabel, 6) instruktion, 7) förvaringsväskor, 8) 2 halsmaskremmar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
LADDNINGSTID: 4 h

DRIFTSTID: 30 minuter (med 2 masker samtidigt vid maximal intensitetsnivå)

SMART TIMER: 15 min

LÄGEN:
- Rött LED-ljus - våglängd på 660 nm
- Blått LED-ljus - våglängd 415 nm
- Grönt LED-ljus - våglängd på 525 nm
- Gult LED-ljus - rött + grönt
- blandat ljus (vitt) - rött + blått + grönt

DETALJERAD KRAFT (INTENSIVITET AV BESTRÅLNING):
1 nivå av LED-MASK
- rött LED-ljus: 5,455 mW/cm2
- blått LED-ljus - 12.065 mW/cm2
- grönt LED-ljus - 8.582 mW/cm2

Gult LED-ljus - 13.012 mW/cm2
- blandat ljus - 21,826 mW/cm2

LED HALSMASK
- rött LED-ljus: 5,171 mW/cm2
- blått LED-ljus - 10,707 mW/cm2
- grönt LED-ljus - 6.413 mW/cm2
- gult LED-ljus - 11.888 mW/cm2
- blandat ljus - 18.059 mW/cm2 2 nivå LED MASK
- rött LED-ljus - 12.155 mW/cm2
- blått LED-ljus - 23.541 mW/cm2
- grönt LED-ljus - 12.757 mW/cm2
- gult LED-ljus - 16,86 mW/cm2
- blandat ljus - 26.797 mW/cm2 LED-HALSMASK
- rött LED-ljus - 9,759 mW/cm2
- blått LED-ljus - 25,02 mW/cm2
- Grönt LED-ljus: 13.664 mW/cm2

Gult LED-ljus - 16,725 mW/cm2
- blandat ljus - 25.447 mW/cm2 3 nivå LED MASK
- rött LED-ljus: 15,94 mW/cm2
- blått LED-ljus - 33,06 mW/cm2
- grönt LED-ljus - 17.461 mW/cm2
- gult LED-ljus - 20,607 mW/cm2

Blandat ljus - 29.321 mW/cm2 LED-HALSMASK
- rött LED-ljus - 15,275 mW/cm2

Blått LED-ljus: 31.849 mW/cm2
- grönt LED-ljus - 16.986 mW/cm2
- gult LED-ljus - 19.561 mW/cm2
- blandat ljus - 30,183 mW/cm2

ENERGIDOS (ENERGINtensivitet) 15 MINUTS SESSION:
1 nivå av LED-MASK
- rött LED-ljus - 4,9095 J/cm2
- blått LED-ljus - 10,8585 J/cm2
- grönt LED-ljus - 7,7238 J/cm2
- gult LED-ljus - 11,7108 J/cm2

Blandat ljus - 19.6434 J/cm2 LED HALSMASK
- rött LED-ljus - 4,6539 J/cm2
- blått LED-ljus - 9,6363 J/cm2
- grönt LED-ljus - 5,7717 J/cm2

• gult LED-ljus - 10,6992 J/cm2
• blandat ljus - 16.2531 J/cm2 2 nivå LED MASK
• rött LED-ljus - 10,9395 J/cm2
• blått LED-ljus - 21,1869 J/cm2
• grönt LED-ljus - 11,4813 J/cm2
• gult LED-ljus - 15.174 J/cm2

Blandat ljus - 24.1173 J/cm2 LED HALSMASK

• rött LED-ljus - 8,7831 J/cm2
• blått LED-ljus - 22.518 J/cm2
• grönt LED-ljus - 12,2976 J/cm2
• gult LED-ljus - 15,0525 J/cm2
• blandat ljus - 22,9023 J/cm2 3 nivå LED MASK

Rött LED-ljus - 14.346 J/cm2

• blått LED-ljus - 29.754 J/cm2
• grönt LED-ljus - 15,7149 J/cm2
• gult LED-ljus - 18,5463 J/cm2
• blandat ljus - 26,3889 J/cm2 LED-HALSMASK
• rött LED-ljus - 13,7475 J/cm2
• blått LED-ljus - 28,6641 J/cm2
• grönt LED-ljus - 15,2874 J/cm2
• gult LED-ljus - 17,6049 J/cm2
• blandat ljus - 27,1647 J/cm2

VATTENBESTÅNDIGHET: IP22



MAMI - UPPSTRAMANDE MASSAGEAPPARAT FÖR ANSIKTE OCH HALS

Förbättrar hudtonen

Ansiktslyft

Jämnar ut rynkor

Minskar svullnad

oro: synliga åldersrelaterade förändringar, fotoåldring, slappa kåkar, matt hy, akne, pigmentering, förstorade porer, svullnad och förlust av hudens elasticitet.

MATERIAL: ABS-plast, zinklegering, rostfritt stål.

VIKT: Massageapparat - 179 g, bas - 108 g.

FUNKTIONER:

EMS - elektrisk ström för muskelmyostimulering, den tränger djupt in i hudens lager och når muskellagret. Stimulerar muskelkontraktion, EMS främjar uppstramning av huden, lyfteffekten visar sig, produktionen av kollagen och elastin ökar, hudens fasthet och elasticitet ökar, svullnad tas bort.

3 Ljusfototerapi: röda, blåa och blandade färger av det synliga spektrumet av ljus med olika våglängder, penetrerar huden, utlöser regenereringsprocesser. Blått LED-ljus med det lägsta inträngningsdjupet arbetar på hudens yta, desinficerar den och minskar därmed inflammation. Rött LED-ljus med högsta penetrationsdjup påverkar fibroblaster, som syntetiserar kollagen, används för att föryngra huden och bekämpa tecken på åldrande. Kombinationen av rött och blått LED-ljus är en kombination av de två funktionerna för att effektivt behandla inflammation.

Vibration är en mekanisk effekt på huden, på grund av vilken alla metaboliska processer förbättras, huden stramas åt, manifestationen av synliga rynkor minskar.

FUNKTIONER:

1. 3 EMS-intensitetsnivåer för att välja en bekväm exponeringsnivå.
2. 2 elektroder som strömkällor.
3. Arbetsformen i form av en båge upprepar kurvorna i människokroppen, massageapparaten är tillämplig på två zoner: ansiktet och halsen.
4. Manuellt styrläge: du bestämmer lägen och drifttid för var och en av dem själv, vilket gör en individuell kombination.

DRIFTSINSTRUKTIONER:

1. För att slå på eller stänga av enheten, tryck och håll ned POWER-knappen.
2. För att välja ljus för fototerapi, tryck kort på POWER-knappen. Den allra första blå LED-lampan tänds automatiskt, genom att trycka igen kan du välja en röd LED-lampa för att slå på blandat ljus, tryck på POWER-knappen igen.
3. Efter att massageapparaten har slagits på låter ett kort tryck på LEVEL-knappen dig välja EMS-intensitetsnivån från svag till stark. Svag nivå - 1-indikatorn är på.

(Låg), Medium - 2 indikatorer (Låg + Medium), Stark nivå - 3 indikatorer (Låg + Medium + Hög) bränner.
4. Slå på vibrationen med ett långt tryck på LEVEL-knappen. Med samma långa tryck kan du stänga av vibrationen.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Ta bort sminket och tvätta ansiktet med ett rengöringsmedel.
2. applicera hudvårdsprodukten jämnt (vattenbaserad, gelliknande konsistens, vilket säkerställer maximal strömledningsförmåga för bästa resultat).
3. Slå på enheten och välj fototerapiläge.
4. Justera intensitetsnivån för EMS.
5. Applicera massageytan på enheten på huden i ansiktet och massera längs massagelinjerna. Flytta från botten (från hakan) uppåt (till hårlinjen på pannan).
6. Upprepa proceduren på alla massagelinjer tre gånger. Det rekommenderas inte att arbeta med enheten i mer än 10 minuter.
7. Efter avslutad massage, stäng av enheten, rengör massageytan på enheten med en rengöringsduk.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKUR
ACNE / INFLAMMATION	NÅGON TID PÅ DAGNET	LED-läge: • Blått LED-ljus - 5 minuter • Rött LED-ljus - 2 minuter Läge "EMS" • Genomsnittlig intensitetsnivå - 5-7 minuter Lägen används inte samtidigt, utan i angiven ordning	VARANNAN DAG	2 veckor 3-4 dagars uppehåll 2 veckor 4-5 veckors kurser per år
FINA LINJER / TORR HUD / PIGMENTERING / OJÄMN HUDTON	KVÄLL	LED-läge: • Rött LED-ljus - 7 minuter • Blandat ljus - 5 minuters "EMS"-läge: • Låg intensitet - 5 minuter • Genomsnittlig intensitetsnivå - 3 minuter • Maximal nivå (för tät hud) - 3 minuter LED- och EMS-lägen kan användas samtidigt	2 gånger i veckan	3-4 veckor 1 veckas uppehåll Upprepa 4-veckorskurs Nästa upprepning på permanent basis
SYNLIGA FARTYG / COUPEROSE / KÄNSLIG HUD	KVÄLL	"LED"-läge: • Rött LED-ljus - 7 minuter • Blandat ljus - 5 minuter Läge "Vibration": 5 minuter Läge "EMS" för couperosis är kontraindicerat. Lägen används inte samtidigt, utan i angiven ordning	2 gånger i veckan	4 veckors uppehåll 1 vecka Upprepa 4-veckorskurs Nästa upprepning på permanent basis

KONTRAINDIKATIONER:
1. Använd inte enheten om din hud genomgår ett läkningsstadium efter kosmetisk eller kemisk peeling, laserresurfacing, fraktionerad laserföryngring, mesoterapi eller efter att ha använt hudfyllmedel under de senaste två veckorna.
2. Enheten är inte avsedd att användas av personer under 12 år.
3. Enheten är inte avsedd att användas av personer med begränsade fysiska, sensoriska och mentala förmågor.
4. Använd inte denna enhet om du har problem med öronens hälsa (yttre öroninflammation, öroninfektion, andra sjukdomar).
5. Använd inte en massageapparat på sprucken hud, i närvaro av öppna sår, på problem eller irriterad hud (hud som lider av svår akne, solbränna, infektion, etc.).
6. Använd inte enheten på det känsliga området runt ögonen, eftersom huden där är tunn och ömtålig.
7. Använd inte enheten på slemhinnan (till exempel inuti näsan, munnen, underlivet), eftersom detta kan orsaka lokal irritation.

VARNINGAR:
1. Håll laddningskontakten och USB-kabeln torra.
2. Ladda inte enheten i en fuktig miljö (t.ex. nära ett fullt badkar, arbetsdusch, nära en full vattenpöl).
3. Använd endast enheten med USB-kabeln som medföljer denna massageapparat.
4. Om USB-kabeln är skadad, byt endast ut den mot originalkabeln för att undvika fara.
5. Ladda massageapparaten till 100 % minst en gång varannan månad - detta förlänger batteriets livslängd.

I LÅSEN: (1) massageapparat, (2) basstöd, (3) USB-C-laddningskabel, 4. instruktion, (5) servett, (6) påse.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

MARKNAD DRIFTSSPÄNNING: 5-9 V

MARKNAD MATNINGSSPÄNNING: 3,7 W

STRÖMKÄLLA: litiumjon

BATTERIKAPACITET: 900 mAh

DIMENSIONER: 147,1x83x44,4 mm (enhet), 57,1x57,1x76 mm (stativ)

VIKT: enhet - 179 g, stativ - 108 g

LADDNINGSTID: 3 h

DRIFTSTID: Rött LED-ljus/Blå LED-ljus Läge - 200 minuter Blandat ljusläge - 300 minuter

BESTRÅLNINGENS INTENSIVITET:
Rött LED-ljus: 7,7867 mW/cm2
• Blått LED-ljus - 32.758 mW/cm2
• Blandat ljus - 23.322 mW/cm2

EMS:
- Nivå 1 - 0,08 mA
- Nivå 2 - 0,11 mA
- Nivå 3 - 0,13 mA

STRÖMMENS FREKVENS: 34,7 kHz

VÅGLÄNGD: Rött LED-ljus - 625 nm - blått LED-ljus - 465 nm

VÅGFORM: bifasisk symmetrisk rektangulär vågform

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX4



MEI1 - EMS-MASSAGEAPPARAT FÖR ANSIKTE OCH HALS

V-formade lyft

Minskar svullnad

Skulpterar konturer

Jämnar ut veck och rynkor

oro: förlust av elasticitet och "flytande" ansiktskonturer, svullnad på morgonen, muskelspasmer och klämmor, åldersrelaterade förändringar (rynkor), matt hy, låg effektivitet i att absorbera daglig kosmetika.

MATERIAL: ABS-plast.

VIKT: 78 g.

FUNKTIONER:
Enheten har en komplex effekt på alla lager av vävnader på grund av synergi
4 tekniker:

EMS - imitera kroppens naturliga bioelektriska signaler, ömtåligt dra ihop och träna ansiktsmusklerna och återställa dem till tonen.

Deep Heat (42 °C) - Termisk exponering slappnar av spasmiska muskler och förbättrar mikrocirkulationen.

VÅGVIBRATION (8500 rpm) - högfrekventa mekaniska svängningar främjar kraftfull lymfdränering, vilket minskar svullnad och vätskestagnation i vävnader.

ION IMPORT (jonofores) - i kombination med uppvärmning hjälper denna teknik de aktiva komponenterna i serumvården att tränga in i de djupa lagren av dermis och multiplicera deras effektivitet.

FUNKTIONER:
1. Intelligent 360° design: Alla sidor av höljet är aktiva arbetsytor. Den övre delen (rullarna) är designade för 3D-massage, sidoytorna - för gua sha-massage, och den nedre kanten - för punktakupressur.
2. 4 teknologier i en enhet: EMS, vågvibrationer, uppvärmning och jontofores.
3. 2 driftsätt: grundläge (vit indikator) för morgonlymfdränage och toning; komplext läge med uppvärmning (röd indikator) för intensiv kvällsvård mot ålder och avkoppling.
4. Smart timer: för säker användning stängs enheten automatiskt av efter 10 minuters kontinuerlig drift och går även in i viloläge efter 2 minuters inaktivitet.
5. Bärbarhet och autonomi: Det inbyggda 800 mAh-batteriet ger upp till 80 minuters kontinuerlig användning på en enda laddning.

6. Mångsidig användning: massageapparatens design gör att den kan användas för punkt-, rull- och lyftvård, samt för massage av nacke, axlar, armar och ben.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. För att slå på eller stänga av enheten, tryck på strömknappen i 1-2 sekunder (en ljudsignal hörs).
2. Första korta trycket (standardläge): Inkluderar EMS, vibration och jonimport. Indikeringsringen lyser med vitt ljus. Idealisk för att ta bort morgonsvullnad och toning.
3. Andra korta tryckningen (komplext läge): Kopplar djupuppvärmningsfunktionen till tidigare teknologier. Indikatorn lyser rött. Lämplig för intensiva lyft och avslappning.
4. Under laddning blinkar indikatorn mjukt med rött LED-ljus, och när den når 100% brinner den kontinuerligt.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. För att EMS ska fungera är det nödvändigt att applicera en ledande gel, fuktgivande serum eller essens strikt på vattenbasis rikligt på rengjord hud. Hudvårdsprodukten ska inte innehålla oljor och syror (AHA, BHA, PHA-syror, retinol, höga koncentrationer av vitamin C).
2. Slå på enheten och välj önskat läge.
3. Utför en massage längs massagelinjerna och tryck den valda arbetsytan hårt mot huden. Enheten måste bäras smidigt, med konstant hastighet och utan för högt tryck.
4. Efter 10 minuters drift kommer den smarta timern automatiskt att stänga av enheten.
5. torka av massageapparaten med en våtservett (enheten har en klass av fuktskyddsklass IPX3 - det är förbjudet att tvätta under en ström av vatten).

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKUR
TÄTT, PUFFIG HUD	Kväll, andra halvan av dagen	Läge "EMS, vibration, jonimport" - 3-5 minuter Läge "EMS, vibration, jonimport, uppvärmning" - 5 minuter	2-3 gånger i veckan	Behandlingskurs: 10 veckor. Paus: 2 veckor. Upprepa 10-veckorskursen löpande.
TORR HUD MED FINA LINJER	Morgon.	Läge "EMS, vibration, jonimport" - 3-4 minuter Läge "EMS, vibration, jonimport, uppvärmning" - 3-4 minuter	1-2 gånger i veckan	Behandlingskurs: 10 veckor. Paus: 2 veckor. Upprepa 10-veckorskursen löpande.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Det är förbjudet att använda av personer med pacemaker, osteoporos, temperaturförlust/smärtkänslighet och hudsjukdomar.
2. Använd inte i områden med skärsår, efter plastikkirurgi, på purulent eller inflammerad hud, samt i området kring ögongloberna, ögonlocken och sköldkörteln.
3. Använd inte i områden med metallproteser.
4. Personer som genomgår tandbehandling (eller har fyllningar / tandställning), samt för allergier mot metall, couperosis (telangiectasia) bör använda enheten med försiktighet.

5. Vid graviditet, menstruation, amning, högt blodtryck eller feber, applicera endast efter samråd med läkare.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. Enheten är inte vattentät.
2. Det är förbjudet att använda det i vatten, tvätta det under en kran eller förvara det under hög luftfuktighet (till exempel i badrummet).
3. Använd inte enheten under laddning. Koppla alltid bort den från nätverket före en session.
4. Om du märker onormal uppvärmning eller rök under laddning eller användning, stäng omedelbart av enheten.
5. Undvik enhetsfall och fysiska stötar.
6. Förvara enheten på en torr och sval plats, borta från direkt solljus. För långtidsförvaring utan användning, ladda batteriet var tredje månad.

I LÅSEN: (1) massageapparat, (2) förvaringsväska, (3) laddningskabel av typ C,
4. bruksanvisning.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

DIMENSIONER (H X B X D): 140×80×10 mm

STRÖMKÄLLA: inbyggt litiumbatteri

DRIFTSPÄNNING: 5 V

KRAFT: 4,4 W

BATTERIKAPACITET: 800 mAh

SMART TIMER: 10 min

LADDNINGSTID: ≤ 2 h

MAXIMAL DRIFTSTID (FULL LADDNING): 80 min

STRÖM: 1,4 mA

VIBRATION: 8500 varv per minut

UPPVÄRMNINGSTEMPERATUR: 42 °C

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX3



MIGA - MUNDUSCH

Hjälper till att förebygga tandköttssjukdomar

Tar bort matrester

Hjälper till att förhindra hålrum

Rengör svåråtkomliga områden i munnen

oro: Tandplack, karies, tandköttssjukdom, andedräkt.

MATERIAL: ABS-plast.

VIKT: 157 g.

FUNKTIONER:

Fluid rengör effektivt de mest otillgängliga platserna i munhålan, tar bort matrester, vilket förhindrar uppkomsten av karies.

Vätsketrycket som skapas av irrigatorn masserar tandköttet, vilket stimulerar deras blodcirkulation och läkning.

Rengöring av vattentrådarna på tungan och kinderna gör att du kan eliminera dålig andedräkt.

FUNKTIONER:
1. I kombination med bevattnaren kommer 1 standardmunstycke (munstycke), förvaringsväska och laddningskabel.
2. 1 läge.
3. Tankens volym är 70 ml.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Före första användningen av enheten ladda batteriet helt, för detta ändamål anslut magnetkabeln för laddning till kontakterna på irrigatorns kropp. Under laddning kan enheten inte användas.
2. Installation/borttagning av munstycket Sätt in munstycket i hålet på enhetens övre kåpa innan du klickar. Ett klick indikerar att munstycket har installerats. För att ta bort munstycket, tryck på enhetens övre kåpa och håll det i detta läge och ta bort munstycket.
3. Fylla tanken Se till att enheten är avstängd, öppna sedan vattentankens lock som finns längst ner på den och fyll behållaren med vatten.
4. För att slå på eller stänga av enheten måste du trycka på på/av-knappen. Obs: Under användning av enheten lyser indikatorn konstant i blått.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Installera munstycket och sätt enheten i fungerande skick. För att göra detta, håll produkten i kroppen med ena handen och dra ner vattentanken med den andra handen.
2. Placera munstycket i munhålan, rikta det mot tänderna och tryck på på/av-knappen för att slå på enheten. Under rengöringen måste irrigatorn hållas vertikalt.
3. För bästa resultat, börja borsta med molarerna (bakre tänderna) och flytta munstycket till framtänderna. Rikta vattenflödet till tandköttet i en vinkel på 90 grader, öppna inte munnen på vid gavel så att vattnet inte stänker runt.
4. Det är nödvändigt att flytta munstycket längs tandköttskanten, kortvarigt kvar vid varje tand tills tandköttsfickan och mellanrummet är rengjorda.
5. Efter avslutad rengöring, stäng av enheten genom att trycka på på/av-knappen och ta bort det återstående vattnet från tanken. För att göra detta, öppna tanklocket och töm vattnet och vik sedan irrigatorn till sitt ursprungliga tillstånd.
6. Utför rengöring av munhålan 2 gånger om dagen, efter att ha ätit. Obs: Lätt blödning under den första rengöringen är normalt, den försvinner inom en vecka. Om blödningen inte upphör på mer än 2 veckor, sluta använda enheten och kontakta din tandläkare.

ANVÄNDNINGSFREKVENS:
2 gånger om dagen, efter en måltid, för vård av ortodontiska strukturer - efter varje måltid.

ANSÖKNINGENS VARAKTIGHET:
Det är obegränsat.

KONTRAINDIKATIONER:
1. exacerbation av parodontit, akuta inflammatoriska processer i munhålan.
2. Svår blödning från tandköttet.
3. Perioden under de första 2 månaderna efter operation i munhålan.

VARNINGAR:
1. Använd inte en irrigator i duschen, doppa inte irrigatorn i vatten och placera inte enheten på platser där det finns risk för att den faller i vattnet.
2. Placera inte enheten på platser med hög temperatur eller luftfuktighet, eller på platser som utsätts för direkt solljus.
3. Ta inte på enheten med våta händer under laddning, lämna aldrig produkten utan uppsikt under laddning.
4. Hantera laddningskabeln försiktigt: håll den borta från värmekällor, sträck inte, böj eller vrid inte med våld, tillåt inte fastklämning av kabeln, eftersom detta kan leda till att den går sönder. Använd inte irrigatorn eller ladda den om själva enheten eller laddningskabeln är skadad (som ett resultat av ett fall, vatteninträngning etc.).
5. irrigatorn får endast laddas med originalladdaren, anslut inte denna enhet till nätverket med en annan spänning än den spänning som anges på enheten.
6. Använd inte enheten utan munstycke, använd inte munstycken som inte rekommenderas av tillverkaren.

7. Förvara på en plats som inte är tillgänglig för barn.
8. För inte in främmande föremål i irrigatorn.
9. Innan du slår in vatten i tanken, koppla bort enheten från laddningskabeln, låt inte spill när du fyller tanken.
10. Innan rengöring och service, se till att enheten är avstängd och inte laddas.

I LÅSEN: (1) förvaringsväska, (2) irrigator, (3) munstycke, (4) laddningskabel USB magnetisk kontakt, (5) instruktion.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: mer än 2 timmar

DRIFTSTID: 20 min

SMART TIMER: nej

DRIFTTID MED FULL BEHÅLLARE: 30 s

KRAFT: 482,3 kPa

PULSER PER MINUT: 900-1100

BEHÅLLARENS VOLYM: 70 ml

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX7



MIGA BLACK - MUNDUSCH

Hjälper till att förebygga tandköttssjukdomar

Tar bort matrester

Hjälper till att förhindra hålrum

Rengör svåråtkomliga områden i munnen

Vård av ortodontiska apparater

oro: Tandplack, karies, matrester som fastnat i ortodontiska strukturer och mellanrum, tandköttssjukdomar, andedräkt.

MATERIAL: ABS-plast.

VIKT: 183 g.

FUNKTIONER:

Fluid rengör de mest otillgängliga platserna, vilket gör att du kan förhindra uppkomsten av karies, samt rena ortodontiska strukturer.

Vätsketrycket som skapas av irrigatorn masserar tandköttet, vilket stimulerar deras blodcirkulation och läkning.

Rengöring av vattentrådarna på tungan och kinderna gör att du kan eliminera dålig andedräkt.

3 exponeringslägen och 4 munstycken i satsen kommer att säkerställa effektivt avlägsnande av matrester, plack, rengöring av interdentala utrymmen, tandköttsfickor, tunga och ortodontiska strukturer.

FUNKTIONER:
1. 4 munstycken i setet (standard, parodontologisk, ortodontisk, munstycke för rengöring av tungan).
2. I enhetens fall finns ett fack för förvaring av munstycket.
3. 3 driftsätt (känslig, pulsad, kraftfull).
4. Tankens volym är 140 ml.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Ställ in munstycket före klicket.
Komplett med irrigatorn finns 4 typer av munstycken, som var och en har sin egen funktion:
Standardmunstycket används för daglig tandborstning. Den böjda spetsen hjälper till att tvätta bort plack och matrester.
Parodontologiskt munstycke används för att rengöra tandköttsfickorna (de bildas när det inflammerade tandköttet rör sig bort från tanden och bildar en ficka).

Detta munstycke har en mjuk gummispets för tandköttsvård.
• Ortodontisk munstycke är utformat för att rengöra stödsystem. I slutet av detta munstycke, förutom hålet för passage av vatten, finns det en borste med hårda borst. På grund av vilken låsen av ortodontiska strukturer rengörs, tvättas plack och matrester bort från dem.
Det tungrengörande munstycket är skedformat, och du kan använda detta munstycke för att ta bort plack och mjukvävnadskontamination.
2. Öppna tanken och fyll den med vatten.
3. Placera munstycket i munhålan och tryck kort på på-knappen för att slå på enheten.
4. Långvarigt tryck på knappen på enheten används för att växla mellan lägen.
Enheten har 3 lägen:
Delikat (grön indikator) - lågt tryck, lämplig för nybörjare och personer med känsliga tänder;
Puls (blå indikator) - variabelt pulserande tryck, växling av starka och svaga lägen för djuprengöring och massage av tandköttet;
Kraftfull (vit indikator) - starkt tryck, effektiv rengöring som möter de flestas dagliga behov.
5. Efter användning, stäng av enheten med ett kort tryck. När den stängs av kommer enheten att komma ihåg det läge som användes senast och nästa gång den slås på kommer den automatiskt att börja fungera i detta läge.
6. Tryck på knappen för att ta bort munstycket och ta försiktigt bort det, öppna förvaringsfacket för munstycken och placera munstycket i det.
7. Glöm inte regelbunden rengöring: separera tanken och tvätta den. Obs: Använd ett känsligt läge under den första användningen av irrigatorn. Lätt blödning under den första rengöringen är normen, den kommer att försvinna inom en vecka. Om blödningen inte upphör på mer än 2 veckor, sluta använda enheten och kontakta din tandläkare.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. För normal rengöring, använd ett standard multifunktionsmunstycke. Klicka på på-knappen, välj önskat läge. Placera sedan munstycket mittemot tänderna så att vattenstrålen är vinkelrät mot det behandlade området. Obs: Känsligt tandkött börjar lätt blöda. Rikta inte strålen direkt mot tandköttet, personer med känsliga tänder rekommenderas att välja en känslig behandling.
2. Börja borsta dina bakre tänder och gå till dina framtänder. Passera hela tanden, dröja en kort stund vid varje tand tills tandköttet och utrymmet mellan tänderna har rensats. Om du började från utsidan av tanden, upprepa proceduren för ryggen. Denna algoritm bör utföras för både den övre och nedre tandraden.
3. Använd ett parodontologiskt munstycke för att rengöra tandköttsfickorna. Klicka på strömknappen, välj önskat läge. Placera munstycket i en vinkel så att munstycksspetsen är riktad mot tandköttskanten och i dentomenala fickan. Utför rengöring i enlighet med rekommendationerna ovan.
4. För att rengöra tungan, använd ett skedformat munstycke. Installera munstycket, tryck på på-knappen, välj önskat läge.

Flytta munstycket genom tungan med svepande rörelser i en riktning från roten till spetsen av tungan. Att borsta tungan bör ta 30 sekunder, vilket är ungefär 5 tillvägagångssätt.
5. Använd ett ortodontisk munstycke för att rengöra stödsystemen. Förutom hålet för passage av en vattenström har den en borste med hårda borst i änden, så den rengör låsen på stagsystem väl, tvättar bort plack och matrester från dem.

ANVÄNDNINGSFREKVENS:
2 gånger om dagen, efter en måltid, för vård av ortodontiska strukturer - efter varje måltid.

ANSÖKNINGENS VARAKTIGHET:
Det är obegränsat.

KONTRAINDIKATIONER:
1. exacerbation av parodontit, akuta inflammatoriska processer i munhålan.
2. Svår blödning från tandköttet.
3. Det rekommenderas inte att använda inom några veckor efter operation i munhålan.
4. Om du har en tandköttssjukdom eller har genomgått munkirurgi under de senaste 2 månaderna, kontakta din tandläkare innan du använder enheten.

VARNINGAR:
1. Ta inte isär enheten eller byt ut dess delar för att undvika skador som kan leda till att enheten tas bort från garantin.
2. Använd inte hett vatten över 50 °C i den orala rengöringstanken för att undvika brännskador.
3. Om nätkabeln eller kontakten är skadad, vänligen byt ut dem före användning. Stör inte strömkabelns integritet: sträck, böj eller vrid den inte. Låt inte strömkabeln klämmas av tunga föremål eller klämmas fast mellan föremål, och håll enheten och kabeln borta från värmekällor.
4. Använd endast enheten för dess avsedda syfte: att rengöra munnen. Tryck inte på dina tänder och tandkött för att inte skada dem.
5. Doppa inte enheten i vatten under en längre tid för att undvika haverier eller brand, elektriska stötar och andra faror.
6. Håll enheten borta från öppna eldkällor och värmare.
7. Ladda inte enheten på våta platser, som i badrummet eller toaletten.
8. Använd inte en irrigator utan munstycke.
9. Denna enhet är inte avsedd för barn. Användning är endast möjlig under uppsikt av vuxna. Förvara den på en plats som inte är tillgänglig för barn.
10. Lägg inte till en oral sköljning till vattentanken, detta kommer att leda till korrosion och vidhäftning av tanken till enhetens kropp, vilket kan orsaka problem med att öppna tanken i framtiden.

I LÅDAN: (1) spolare, (2) standardmunstycke, (3) parodontalt munstycke, 4. ortodontisk munstycke, (5) munstycke för tungrengöring, (6) förvaringsväska, (7) USB-C-laddningskabel, (8) instruktion.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 1,5 h

DRIFTSTID: 90 min

SMART TIMER: nej

DRIFTTID MED FULL BEHÅLLARE: 40 s

KRAFT: • känsligt läge: 275-413 kPa • pulsläge: 413-758 kPa • kraftfullt läge: 827-965 kPa

PULSER PER MINUT: 1600

BEHÅLLARENS VOLYM: 140 ml

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX7



MIGA NEW - MUNDUSCH

Hjälper till att förebygga tandköttssjukdomar

Tar bort matrester

Hjälper till att förhindra hålrum

Rengör svåråtkomliga områden i munnen

Vård av ortodontiska apparater

oro: Tandplack, karies, fastnade matrester i ortodontiska strukturer, tandköttssjukdomar, andedräkt.

MATERIAL: ABS-plast.

VIKT: 195 g.

FUNKTIONER:

Fluid rengör de mest otillgängliga platserna, vilket gör att du kan förhindra uppkomsten av karies, samt rena ortodontiska strukturer.

Vätsketrycket som skapas av irrigatorn masserar tandköttet, vilket stimulerar deras blodcirkulation och läkning.

Rengöring av vattentrådarna på tungan och kinderna gör att du kan eliminera dålig andedräkt.

Inkluderat med bevattnaren är 3 typer av NASADOK, som var och en har sin egen funktion:

Standard soplo används för daglig tandborstning. Den böjda spetsen hjälper till att tvätta bort plack och matrester.

PARODONTOLOGICAL NASADKA används för att rengöra tandköttsfickorna (de bildas när det inflammerade tandköttet rör sig bort från tanden och bildar en ficka). Detta munstycke har en mjuk gummispets för tandköttsvård.

NASA för rengöring av tungan är skedformad, och med detta munstycke kan du ta bort plack och mjukvävnadskontamination.

Desinfektionsläget är utformat för sterilisering av munstycken. I kontakt med vatten, örtlösningar finns det risk för att utveckla patogen mikroflora på irrigatormunstycken. I facket för förvaring av munstycken i denna irrigator inbyggd glödlampa med ultraviolett strålning. Ultraviolett av denna våglängd (275 nm) har en bakteriedödande effekt.

FUNKTIONER:
1. 3 munstycken i satsen.
2. Ökad vattentank - 130 ml.
3. Den hopfällbara designen gör bevattnaren miniatyr och kompakt.
4. Munstycksdekontamineringsläge.
5. Munstyckesförvaringsfack inbyggt i irrigatorn.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Installation och borttagning av munstycket Obs: Om skräp hittas vid första användningen av produkten (i en vätsketank, i ett vattenförsörjningsrör), kan produkten skadas. Oroa dig inte om det finns spår av ren vätska inuti produkten - detta är normen. Denna vätska är destillerat vatten som används för att kontrollera irrigatorns prestanda. Tvätta produkten och använd den utan rädsla. Ta bort munstycket från munstyckets förvaringsutrymme. Sätt in den i uttaget, den magnetiska klämman fixerar automatiskt munstycket. För att ta bort munstycket, dra ut det ur boet. Placera munstycket i förvaringsfacket och lås locket säkert.
2. Fyll på med vatten Öppna locket för att skydda mot damm. Håll bevattnaren vertikalt, häll vatten. Efter att ha hällt vatten, stäng locket för att skydda mot damm. Det rekommenderas att använda rent kranvatten. Om vattnet känns kallt, använd vatten vid rumstemperatur som inte är högre än 40 ° C. Saltvatten kan också användas, ett medel för munhålan enligt läkarens rekommendationer.
3. Aktivera och välja läge För att byta läge, klicka på knappen "Mode Switching". I delikat läge brinner den första indikatorn. I Power Mode lyser den andra indikatorn. När du växlar till pulsläge tänds den tredje indikatorn. I desinfektionsläget lyser den sista - 4-indikator. Välj rätt läge. Det rekommenderas att börja med ett känsligt läge och gradvis öka intensiteten allt eftersom du vänjer dig.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Använd ett standard multifunktionsmunstycke. Klicka på på-knappen, välj önskat läge. Placera sedan munstycket mittemot tänderna så att vattenstrålen är vinkelrät mot det behandlade området. Obs: Känsligt tandkött börjar lätt blöda. Rikta inte strålen direkt mot tandköttet!
2. Börja borsta dina bakre tänder och gå till dina framtänder. Passera hela tanden, dröja en kort stund vid varje tand tills tandköttet och utrymmet mellan tänderna har rensats. Om du började från utsidan av tanden, upprepa proceduren för ryggen. Denna algoritm bör utföras för både den övre och nedre tandraden. Obs: Personer med känsliga tänder rekommenderas att välja en känslig behandling.
3. Håll produkten vertikalt under användning för att undvika att den magnetiska klämman på munstycket kopplas bort, vilket kan leda till att vattentillförseln upphör.
4. Använd ett parodontologiskt munstycke för att rengöra tandköttsfickorna. Klicka på strömknappen, välj önskat läge. Placera munstycket i en vinkel så att munstycksspetsen är riktad mot tandköttskanten och i dentomenala fickan. Utför rengöring i enlighet med rekommendationerna ovan.

5. För att rengöra tungan, använd ett skedformat munstycke. Installera munstycket, tryck på på-knappen, välj önskat läge. Flytta munstycket genom tungan med svepande rörelser i en riktning från roten till spetsen av tungan. Att borsta tungan bör ta 30 sekunder, vilket är ungefär 5 tillvägagångssätt.
6. Desinfektionsläge: placera munstycket i munstyckets förvaringsutrymme och stäng locket för att skydda mot damm.
7. Klicka på lägesomkopplaren för att välja det fjärde läget - dekontamineringsläge och klicka sedan på på-knappen.
8. Desinfektionsläget aktiveras för att sterilisera munstycket och munstyckets förvaringsutrymme.
9. Titta inte direkt på den lila steriliseringslampan för att undvika skador på synen.

ANVÄNDNINGSFREKVENS:
2 gånger om dagen, efter en måltid, för vård av ortodontiska strukturer - efter varje måltid.

ANSÖKNINGENS VARAKTIGHET:
Det är obegränsat.

KONTRAINDIKATIONER:
1. exacerbation av parodontit, akuta inflammatoriska processer i munhålan.
2. Svår blödning från tandköttet.
3. Omedelbart efter operation i munhålan.

VARNINGAR:
1. Håll laddningskontakten torr under laddning.
2. Anslut inte till en strömkälla med en annan spänning än den specificerade.
3. Rör inte laddaren med våta händer.
4. Använd inte en skadad eller felaktig enhet.
5. Rikta inte en vattenstråle direkt mot tungan, öronen eller andra delar av kroppen - vattnets tryck kan skada dem.
6. Vid tandsjukdom, använd denna produkt under överinseende av en tandläkare.
7. Denna produkt kan användas tillsammans med en munprodukt eller en produkt som rekommenderas av din tandläkare.
8. Icke-specialister bör inte ta isär denna enhet eller föra in främmande föremål i dess öppningar.
9. Det rekommenderas inte att använda denna enhet under svåra förhållanden utanför lokalerna.
10. Häll inte jod, blekmedel eller vattenolösliga aromatiska oljor i produkttanken, eftersom användningen av dessa ämnen kommer att påverka prestandan och förkorta enhetens livslängd.
11. Innan du använder denna produkt, ta bort alla smycken från munnen.
12. Använd inte denna produkt om det finns synliga sår på tungan eller munnen.
13. Om läkaren ordinerar antibiotika ska du endast använda produkten om läkaren uttryckligen rekommenderar det.
14. Rikta inte en ström av vatten in i dina öron för att undvika skador.
15. Låt inte barn under 3 år använda denna produkt.
16. Förvara produkten i ett torrt och rent rum borta från direkt solljus och värmekällor.

17. Innan du tar bort produkten för långtidsförvaring (längre än 3 månader), ladda batteriet helt.
18. Försök inte slå på produkten utan vatten i tanken, detta kan göra att enheten inte fungerar.
19. Använd inte varmt vatten över 50°C för att rengöra tanken. För att öka tankens livslängd, tillåt inte dess deformation som ett resultat av exponering för hög temperatur. För att rengöra denna produkt rekommenderas det att använda rumstempererat vatten under 40 ° C eller en stråle kranvatten.
20. Tillsätt inte tandkräm, salt, fasta munvattentabletter eller andra kemikalier i vattnet för att undvika igensättning och skador på produkten.
21. Innan du häller på munvatten eller fräschare, kontrollera om de innehåller isopropylmyristat, vilket kan skada produkten och påverka normal drift.
22. Använd inte spädningsmedel, alkoholer och andra aggressiva rengöringsprodukter, eftersom detta kan leda till att produktens färg ändras och att produkten misslyckas.

I LÅSEN: (1) spolare, (2) standardmunstycke, (3) parodontalt munstycke, (4) munstycke för tungrengöring, (5) förvaringspåse, (6) instruktion, (7) USB-C-laddningskabel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 3 h

DRIFTSTID: • känsligt läge - 50 minuter • kraftfullt läge - 45 minuter • impulsläge - 100 minuter • dekontamineringsläge - 220 minuter

SMART TIMER: nej

DRIFTTID MED FULL BEHÅLLARE: • känsligt läge: 35 ± 8 sekunder • kraftfullt läge: 30 ± 8 sekunder • impulsläge: 65 ± 10 sekunder

KRAFT: • känsligt läge: 392-637 kPa • kraftfullt läge: 686-931 kPa • pulsläge: 588-833 kPa

PULSER PER MINUT: 1600±20%

BEHÅLLARENS VOLYM: 130 ml

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX7



MIGA PRO - BÄRBAR MUNDUSCH

Hjälper till att förebygga tandköttssjukdomar

Tar bort matrester

Hjälper till att förhindra hålrum

Rengör svåråtkomliga områden i munnen

Vård av ortodontiska apparater

oro: Tandplack, karies, fastnade matrester i ortodontiska strukturer, tandköttssjukdomar, andedräkt.

MATERIAL: MS-plast, ABS-plast.

VIKT: 260 g.

FUNKTIONER:

Fluid rengör de mest otillgängliga platserna, vilket gör att du kan förhindra uppkomsten av karies, samt rena ortodontiska strukturer.

Vätsketrycket som skapas av irrigatorn masserar tandköttet, vilket stimulerar deras blodcirkulation och läkning.

Inkluderat med bevattnaren är 3 typer av NASADOK, som var och en har sin egen funktion:

Standard soplo används för daglig tandborstning. Den böjda spetsen hjälper till att tvätta bort plack och matrester.

Ortodontisk Nasa är designad för att rengöra stödsystem. I slutet av detta munstycke, förutom hålet för passage av vatten, finns det en borste med hårda borst. På grund av vilken låsen av ortodontiska strukturer rengörs, tvättas plack och matrester bort från dem.

PARODONTOLOGICAL NASADKA används för att rengöra tandköttsfickorna (de bildas när det inflammerade tandköttet rör sig bort från tanden och bildar en ficka). Detta munstycke har en mjuk gummispets för tandköttsvård.

Desinfektionsläget steriliserar behållaren. Kontakt med vatten och örtlösningar kan leda till tillväxt av patogena mikroorganismer i irrigatorn. En inbyggd ultraviolett lampa steriliserar behållaren.

FUNKTIONER:
1. 3 munstycken i satsen.
2. Ökad vattentank - 180 ml.
3. Den hopfällbara designen gör irrigatorn kompakt och bekväm för transport.
4. Desinfektionsläge för tanken.
5. Munstyckesförvaringsfack inbyggt i irrigatorn.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Installation och borttagning av munstycket Ta bort munstycket från munstyckets förvaringsutrymme. Sätt in munstycket i munstyckshylsan innan du klickar för att fixera munstycket. För att ta bort munstycket, tryck på munstycksbytesknappen och dra ut det från uttaget. Placera munstycket i munstycksförvaringsfacket och lås säkert.
2. Fyll på vatten Öppna locket på tanken. Håll irrigatorn horisontellt och häll vatten. Häll på vattnet, stäng locket. Det rekommenderas att använda rent destillerat vatten. Om vattnet känns kallt, använd vatten vid rumstemperatur som inte är högre än 40 ° C. Saltvatten kan också användas, ett medel för munhålan enligt läkarens rekommendationer.
3. Aktivera och välj läge Klicka kort på på-knappen för att slå på enheten. Upprepa och tryck kort på på-knappen för att byta rengöringsläge. Långt tryck (3 sekunder) på lägesknappen - ändrar hastigheten. Efter användning, stäng av enheten med ett långt tryck (3 sekunder). När den stängs av kommer enheten att komma ihåg det läge som användes senast och nästa gång den slås på kommer den automatiskt att börja fungera i detta läge.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Använd ett standard multifunktionsmunstycke. Klicka på på-knappen, välj önskat läge och hastighet. Placera sedan munstycket mittemot tänderna så att vattenstrålen är vinkelrät mot det behandlade området. Obs: Känsligt tandkött börjar lätt blöda. Rikta inte strålen direkt mot tandköttet!
2. Börja borsta dina bakre tänder och gå till dina framtänder. Passera hela tanden, dröja en kort stund vid varje tand tills tandköttet och utrymmet mellan tänderna har rensats. Om du började från utsidan av tanden, upprepa proceduren för ryggen. Denna algoritm bör utföras för både den övre och nedre tandraden. Obs: Personer med känsliga tänder rekommenderas att välja en känslig behandling.
3. Använd ett parodontologiskt munstycke för att rengöra tandköttsfickorna. Klicka på strömknappen, välj önskat läge. Placera munstycket i en vinkel så att munstycksspetsen är riktad mot tandköttskanten och i dentomenala fickan. Utför rengöring i enlighet med rekommendationerna ovan.
4. Använd ett ortodontisk munstycke för att rengöra stödsystemen. Förutom hålet för passage av en vattenström har den en borste med hårda borst i änden, så den rengör låsen på stagsystem väl, tvättar bort plack och matrester från dem.
5. Dekontamineringsläge: vik irrigatorn i stängt läge och UV-rengöringsläget startar automatiskt i 10 minuter.

6. Titta inte direkt på den lila steriliseringslampan för att undvika skador på synen.

ANVÄNDNINGSFREKVENS:
2 gånger om dagen, efter en måltid, för vård av ortodontiska strukturer - efter varje måltid.

ANSÖKNINGENS VARAKTIGHET:
Det är obegränsat.

KONTRAINDIKATIONER:
1. exacerbation av parodontit, akuta inflammatoriska processer i munhålan.
2. Svår blödning från tandköttet.
3. Omedelbart efter operation i munhålan.

VARNINGAR:
1. Håll laddningskontakten torr under laddning.
2. Anslut inte till en strömkälla med en annan spänning än den specificerade.
3. Rör inte laddaren med våta händer.
4. Använd inte en skadad eller felaktig enhet.
5. Rikta inte en vattenstråle direkt mot tungan, öronen eller andra delar av kroppen - vattnets tryck kan skada dem.
6. Vid tandsjukdom, använd denna produkt under överinseende av en tandläkare.
7. Denna produkt kan användas tillsammans med en munprodukt eller en produkt som rekommenderas av din tandläkare.
8. Icke-specialister bör inte ta isär denna enhet eller föra in främmande föremål i dess öppningar.
9. Det rekommenderas inte att använda denna enhet under svåra förhållanden utanför lokalerna.
10. Häll inte jod, blekmedel eller vattenolösliga aromatiska oljor i produkttanken, eftersom användningen av dessa ämnen kommer att påverka prestandan och förkorta enhetens livslängd.
11. Innan du använder denna produkt, ta bort alla smycken från munnen.
12. Använd inte denna produkt om det finns synliga sår på tungan eller munnen.
13. Om läkaren ordinerar antibiotika ska du endast använda produkten om läkaren uttryckligen rekommenderar det.
14. Rikta inte en ström av vatten in i dina öron för att undvika skador.
15. Låt inte barn under 3 år använda denna produkt.
16. Förvara produkten i ett torrt och rent rum borta från direkt solljus och värmekällor.
17. Innan du tar bort produkten för långtidsförvaring (längre än 3 månader), ladda batteriet helt.
18. Försök inte slå på produkten utan vatten i tanken, detta kan göra att enheten inte fungerar.
19. Använd inte varmt vatten över 40°C för att rengöra tanken. För att öka tankens livslängd, tillåt inte dess deformation som ett resultat av exponering för hög temperatur. För att rengöra denna produkt rekommenderas det att använda rumstempererat vatten under 40 ° C eller en stråle kranvatten.
20. Tillsätt inte tandkräm, salt, fasta munvattentabletter eller andra kemikalier i vattnet för att undvika igensättning och skador på produkten.

21. Innan du häller på munvatten eller fräschare, kontrollera om de innehåller isopropylmyristat, vilket kan skada produkten och påverka normal drift.
22. Använd inte spädningsmedel, alkoholer och andra aggressiva rengöringsprodukter, eftersom detta kan leda till att produktens färg ändras och att produkten misslyckas.

I LÅDAN: (1) spolare, (2) standardmunstycke, (3) parodontalt munstycke,
4. ortodontimunstycke 5) förvaringsväska, 6) instruktion, 7) USB-DC-laddningskabel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 4 h

SMART TIMER: nej

ARBETSTID PÅ VARJE LÄGEN OCH HASTIGHETER:
STANDARDLÄGE
• Svag hastighet - 96 minuter
• Medelhastighet: 72 minuter
Stark hastighet: 59 minuter pulsläge
• Svag hastighet - 133 minuter
• Medelhastighet: 103 minuter
• Stark hastighet - 84 minuter
• MJUKT LÄGE
• Svag hastighet - 140 minuter
• Medelhastighet: 96 minuter

FREKVENSEN AV PULS I VARJE LÄGE OCH HASTIGHET:
STANDARDLÄGE
• Svag hastighet - 1440/minut
• Medelhastighet: 1920/minut
• Stark hastighet: 2400/minut
• PULSLÄGE
Svag hastighet - 1440 / min. ± 10 %
Medelhastighet - 1920 / min. ± 10 %
Stark hastighet - 2400 / min. ± 10 %
• MJUKT LÄGE
Svag hastighet - 960 / min. ± 10 %
• Medelhastighet: 1440/min ±10 %
• Stark hastighet - 1920 / min. ± 10 %

BEHÅLLARENS VOLYM: 180 ml

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX7

ANVÄNDNINGSTID (TÖMNING) FÖR EN FULL RESERVOIR:
STANDARDLÄGE
• Svag hastighet - 116 sekunder
Medelhastighet - 68 sekunder Stark hastighet - 55 sekunder

PULSLÄGE
Svag hastighet - 144 sekunder
• Medelhastighet: 93 sekunder
• Hög hastighet - 65 sekunders mjukt läge
• Svag hastighet - 143 sekunder
Medelhastighet: 92 sekunder
• Stark hastighet - 65 sekunder

KRAFT: Standardläge • Låg hastighet - 339,2 kPa • Medelhastighet - 661,2 kPa • Hög hastighet - 901,1 kPa. Pulsläge • Låg hastighet - 315,1 kPa • Medelhastighet - 460,6 kPa • Hög hastighet - 776,3 kPa. Skonsamt läge • Låg hastighet - 133,1 kPa • Medelhastighet - 375,8 kPa • Hög hastighet - 655,0 kPa



MIO2 - MASSAGEAPPARAT MED MIKRO-STRÖM OCH EMS

Förbättrar hudens fasthet

Minskar tecken på åldrande

Jämnar ut rynkor

Riktar mot svullnader och pigmentering

oro: ansiktsrynkor, svullnad i ansiktet och cirklar under ögonen, matt och slapp hud, slappa käkar, åldersrelaterade förändringar, vidgade porer, pigmentering.

MATERIAL: ABS-plast, PC-plast, zinklegering.

VIKT: massageapparat - 80 g, bas - 70 g.

FUNKTIONER:

EMS - elektrisk ström för muskelmyostimulering, den tränger djupt in i hudens lager och når muskellagret. Stimulerar muskelkontraktion, EMS främjar uppstramning av huden, lyfteffekten visar sig, produktionen av kollagen och elastin ökar, hudens fasthet och elasticitet ökar, svullnad tas bort.

Funktionen låter dig massera vid en temperatur på 42 + / - 3 ° C, och därigenom accelerera blod- och lymfflödet, aktivera metaboliska processer, öka tillförseln av vävnader med syre. Som ett resultat förbättras hyn, huden slätas ut och ålderstecken blir mindre märkbara.

Vibration är en mekanisk effekt på huden, som förbättrar alla metaboliska processer i celler, stimulerar borttagning av gifter, främjar hudregenerering.

FUNKTIONER:
1. 3 lägen: EMS, värme, EMS/vibration/värme.
2. Påtagliga strömmar - i den uppdaterade enheten från WAU-märket uppnådde ingenjörer, genom att reglera strömstyrkan och pulsfrekvensen, att EMS-driften inte bara hade en synlig effekt som ett resultat av användningen, utan också märktes under proceduren.
3. Två oberoende kanaler (2 elektroder som strömkällor) ökar täckningsområdet, har en mer uttalad effekt på musklerna och märkbarheten av ström.
4. Trådlös laddning - laddning med hjälp av en laddningsbas.
5. Enkel kontroll - enheten styrs med 1 knapp: från på och av för att växla lägen.
6. Den böjda formen på MIO2 upprepar ansiktets konturer, och de koniska vinklarna hjälper till att massera akupunkturpunkter och slappna av i musklerna. Formen på enheten gör att du också kan använda den för gua sha massage.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. styrenhet MIO2 görs med 1 knapp.
2. Slå på enheten med ett långt tryck på på/av-knappen.
3. Med ett kort tryck på på/av-knappen, välj önskat läge:
• Blå indikator - EMS;
• Röd indikator - uppvärmning;
Vit indikator - en blandning av EMS, värme och vibration.
4. Stäng av massageapparaten med ett långt tryck på på/av-knappen.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Applicera en ledande massagegel på huden. Applicera enhetens arbetsyta på massageområdet.
2. Massera ansiktet och halsområdet, rör dig nerifrån och upp enligt det anatomiska arrangemanget av musklerna i ansiktet.
3. Med hjälp av MIO2-arbetsmassageytan kan du ge en gua sha-massage medan du rör dig längs massagelinjerna.
4. Apparatens koniska hörn är utformad för att massera akupunkturpunkter. Rör lätt vid dessa punkter och gör en liten cirkel.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	BEHANDLINGSKUR OCH FREKVENS
TÄTT HUD / SVULLNING / SLAGNING	Kväll, andra halvan av dagen	EMS Mode - 3-5 minuter EMS Mode + Heat + Vibration - 5 minuter	2-3 gånger i veckan	10 veckor. Paus: 2 veckor. Upprepa 10-veckorskursen löpande.
TORR HUD MED FINA LINJER	På morgonen.	Uppvärmningsläge - 2-3 minuter EMS-läge - 3-4 minuter EMS-läge + Uppvärmning + Vibration - 3 minuter	1-2 gånger i veckan	10 veckor. Paus: 2 veckor. Upprepa 10-veckorskursen löpande.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Brott mot hudens integritet.
2. perioden för hudläkning efter ett antal kosmetiska ingrepp (till exempel laserresurfacing, kemisk peeling, mesoterapi, etc.).
3. ta mediciner med steroider.

VARNINGAR:
1. Sänk inte ner enheten i vatten.
2. Ladda inte enheten i en fuktig miljö (till exempel nära ett fyllt badkar, dusch, pool).
3. Kasta inte enheten i elden.
4. Använd inte enheten om själva massageapparaten eller dess komponenter är skadade.
5. Ladda massageapparaten till 100 % minst en gång varannan månad - detta förlänger batteriets livslängd.
6. Denna enhet är inte avsedd att användas av personer under 12 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska och mentala förmågor.

I LÅDAN: (1) massageapparat, (2) laddningsbas, (3) USB-C-laddningskabel,
4. förvaringspåse (5) servett, (6) instruktion.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

DIMENSIONER (H X B X D): massageapparat 136x54x22 mm, laddningsbas 85x78x52 mm

STRÖMKÄLLA: litiumjonbatteri

BATTERIKAPACITET: 500 mAh

DRIFTSPÄNNING: 3,7 V

KRAFT: 5 W

LADDNINGSTID: 2,5 h

DRIFTSTID: 50 minuter från full laddning

SMART TIMER: 10 min

VIBRATIONSHASTIGHET: 1200 varv per minut

EMS-INTENSITET: 2 mA

STRÖMMENS FREKVENS: 2,5 kHz

VÅGFORM: bifasisk symmetrisk rektangulär vågform

UPPVÄRMNINGSTEMPERATUR: 42 ± 3 °C

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX4



MIRA - UPPSTRAMANDE MASSAGEAPPARAT FÖR ANSIKTE OCH HALS

Minskar svullnad

Lyfter ansikte & hals

Minskar rynkor

Förbättrar hudens fasthet

Riktar mot akne

oro: rynkor, slapphet och slapp hud, förlust av lyster och försämring av hudton, svullnad, rodnad, irritation, inflammation.

MATERIAL: PC-plast, ABS-plast, silikon, zinklegering.

VIKT: massageapparat - 164 g, bas - 115 g

FUNKTIONER:

EMS är en elektrisk ström för muskelmyostimulering, den tränger djupt in i hudens lager och når muskellagret. Stimulerar muskelkontraktion, EMS främjar uppstramning av huden, lyfteffekten visar sig, produktionen av kollagen och elastin ökar, hudens fasthet och elasticitet ökar, svullnad tas bort.

VIBRATION - mekaniska svängningar (=pulser) som förbättrar lymfdränage och mikrocirkulation (rörelse av vätskor: blod/lymf) i vävnader, samt slappnar av muskelklämmor, vilket leder till avlägsnande av svullnad, förbättrad hy och ökad penetration av kosmetika.

LED - Terapi - varje färg motsvarar en viss våglängd i spektrumet av synligt ljus. Genom att verka på huden på olika djup absorberas ljus av hudreceptorer, vilket aktiverar naturliga processer inuti cellen och orsakar en viss hudreaktion. Rött LED-ljus - tränger djupt in i huden, absorberas av mitokondrier och aktiverar produktionen av kollagen och elastin av fibroblaster. Resultatet av dessa processer uttrycks i följande estetiska effekter: föryngring, elasticitet, minskning av rynkor. Blått LED-ljus absorberas av porfyrinbakterier P. acnes, vilket leder till bildandet av singletsyre som förstör bakterier och därigenom bekämpar akne, inflammation och normaliserar talgkörtlarna. Grönt LED-ljus - lugnar huden, gör blodkärl smalare och förbättrar lymfflödet. Bra för känslig och reaktiv hud. Effektivt för att eliminera rodnad, minska svullnad, bekämpa couperosis.

Värme - orsakar vasodilatation - expansion av små blodkärl. Detta ökar blodflödet till det behandlade området. Ökad blodcirkulation bidrar i sin tur till snabb eliminering av metaboliska produkter, förbättrar hudens övergripande cellulära näring. Dessutom, ökat blodflöde, höjning av kroppstemperaturen, aktiverar svettkanalerna. Detta "öppnar" fysiskt porhålen, förbereder dem för rengöring eller intag av kosmetika.

Kyla - minskar kärlen, vilket begränsar blodflödet till hudens yta och minskar permeabiliteten av kapillärernas väggar - detta leder till en minskning av rodnad (på grund av en minskning av blodflödet) och avlägsnande av ödem (på grund av en minskning av utflödet av vätska från kärlen in i vävnaden).

FUNKTIONER:
1. 5 teknologier. Säkerställer multifunktionalitet. 1 enhet för att lösa alla problem, besparingar vid köp.
2. Enheten låter dig kombinera lägen och anpassa vården efter din huds behov.
3. 3 nivåer av EMS. Att välja en bekväm smärtfri exponering.
4. 3 ljus fototerapi, för att lösa en mängd olika problem.
5. Ergonomisk form: Det volymetriska handtaget ger ett bekvämt grepp, vilket gör att du kan koncentrera dig på massagen.
6. Smart teknik. Massageapparaten fungerar på en smart timer, efter 10 minuters massage stängs enheten av automatiskt. Det kalla läget fungerar också i upp till 3 minuter, vilket säkerställer enhetens säkerhet och effektiv drift av tekniken.
7. Multifunktionell arbetsyta. Den bågformade arbetsytan låter dig arbeta med ett stort antal områden: nacke, haka (ansiktskonturer), kinder, område under ögonen, panna.
8. Material på arbetsytan. På huvudet av MIRA finns två aktiva elektroder gjorda av stål med guldbeläggning. I elektrisk ledningsförmåga upptar guld den tredje platsen, näst efter två metaller: silver och koppar. En speciell beläggning av elektroder bidrar till strömkonduktiviteten med denna enhet.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Enheten slås på genom ett längre tryck på mittknappen (LED-knappen).
2. Ett kort tryck på LED-knappen växlar ljuset för fototerapi. Det första trycket involverar rött LED-ljus, det andra trycket blått LED-ljus, det tredje trycket grönt, det fjärde trycket stänger av fototerapifunktionen.
3. Varje gång ljuset för fototerapi växlas runt LED-knappen, tänds en ljusdiod som motsvarar ett visst ljus för fototerapi.
4. Ett kort tryck på den övre knappen (EMS-knappen) inkluderar EMS-läge. Ett kort tryck låter dig ställa in intensitetsnivån för EMS. Det första trycket är 1 nivå av intensitet (svag), det andra trycket är 2 nivåer av intensitet (medium), det tredje trycket är 3 nivåer av intensitet (starkt). Upprepad tryckning kommer att inaktivera EMS-läget helt.
5. Vid varje växling av läget på enhetens display visas intensitetsnivån för strömmar: från den svagaste till den starkaste. 1 intensitetsnivå bränner 1 diod, 2 nivåer - 2 dioder, på 3 nivåer bränner alla 3 dioderna.
6. Långvarigt tryck på den övre knappen (EMS-knappen) innebär vågvibrationer. Upprepad långvarig tryckning på den övre knappen inaktiverar vibrationsfunktionen.
7. Ett kort tryck på den nedre knappen (temperaturknappen) slår på kallläget. Den fungerar i 3 minuter och stängs automatiskt av efter denna tid. Detta skyddar enheten från överhettning och gör att du kan arbeta vid den kallaste temperaturen i det kallaste möjliga läget. När du slår på kallläget på enhetens display tänds den blå LED-lampans termometerikon.
8. Ett upprepat tryck på temperaturknappen växlar kylan till värme. När du växlar till varmt läge tänds ikonen för den röda termometern på displayen.

9. Denna massageapparat har en smart timer. Efter 10 minuters drift stängs enheten av av sig själv.
10. Håll LED-knappen intryckt för att stänga av apparaten.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Applicera en kontaktgelledare eller din vattenbaserade gelliknande vårdprodukt på huden, vilket säkerställer bättre konduktivitet av strömmar för maximalt resultat.
2. Slå på enheten. Ställ in de lägen du behöver.
3. Börja massagen med nackområdet. Flytta vertikala linjer från örsnibben till nyckelbenet. Att "öppna" lymfbanorna.
4. Utför sedan ansiktsmassage, rör dig längs massagelinjerna från mitten av ansiktet till periferin. Rörelseriktningen är diagonalt uppåt för att motverka gravitation och spänna muskler. Proceduren utförs genom att flytta från botten (från hakan) upp (till hårlinjen på pannan).
5. Området i pannan kräver utjämning av horisontella rynkor, för detta, flytta vertikalt uppåt.
6. För att starta massagen, rekommenderas det att koppla uppvärmnings- och vibrationsläget. Kombinationen av dessa två teknologier hjälper till att förbereda huden: gör den så mottaglig som möjligt för aktiva ingredienser och stimulans. Syftet med träningen är att slappna av i musklerna, utöka porerna för rengöring, öka blodcirkulationen och lymfdränage för att förbereda cellerna. Exponeringstid upp till 2 minuter.
7. Därefter kommer huvuddelen av proceduren, under vilken celler och muskler stimuleras, blodcirkulationen förbättras. Målet med detta steg är att skapa nytt kollagen och elastin, träna muskler (lyft) och eliminera specifika problem (till exempel akne eller pigmentering). Slå på EMS-läget, ställ in en bekväm intensitetsnivå för dig. Ställ in LED-terapi. Börja med ett rött LED-ljus.
8. Efter den huvudsakliga föryngrande effekten för att lösa ett specifikt problem, kan du växla det röda LED-ljuset till blått (när man arbetar med akne och bekämpar fettinnehåll) eller grönt (för att lugna huden och bekämpa couperosis/rodnad). Etappens totala längd är 6 minuter.
9. Avsluta massagen med kallfunktionen. Detta steg låter dig registrera de uppnådda resultaten. Kylan kommer att lugna huden, lindra kvarvarande rodnad och fixera de aktiva komponenterna i kosmetika i huden. Det sista steget är upp till 2 minuter.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGS-KUR
FET ELLER KOMBINATIONSHUD / FÖRSTORA PORER / OLJIG GLANS / MÄRKEN EFTER AKNE	MORGON	EMS + Blått LED-ljus + Kallt. Börja med kallt läge (2 minuter), lägg sedan till EMS och ljus. Använd den lägsta EMS-intensiteten för upp till 3 behandlingar, öka sedan gradvis.	2-3 gånger i veckan, i 10-15 minuter	BEHANDLINGS-KURS: 1 månad Paus: 2-3 månader Mellan kurserna: blått LED-ljus 2-3 gånger i veckan i 10-15 minuter

SLAGNING / PUFFIG ÅLDRINGS-MÖNSTER / MORGONSVULLS	MORGON	EMS + Kyla. Börja med kallt läge (2 minuter), lägg sedan till EMS. Använd den lägsta EMS-intensiteten för upp till 3 behandlingar, öka sedan gradvis.	3-4 gånger i veckan, i 10-15 minuter	BEHANDLINGS-KURS: 1 månad. Paus: 2-3 månader.
TRÖTT HUD / FÖRLASTNING AV FASTHET & TON	Morgon/kväll (när som helst)	EMS + Rött LED-ljus + Värme (10-15 minuter), sedan Kall (2-3 minuter). Använd den lägsta EMS-intensiteten för upp till 3 behandlingar, öka sedan gradvis.	2-3 gånger i veckan, 10-15 minuter	Behandlings-kur: 1 månad. Upprepa efter 4-5 månader. Mellan kurerna: 1 underhållsbehandling i veckan.
TORR / DEHYDRATED HUD	KVÄLL	EMS + värme. Börja med värmeläge (2 minuter), lägg sedan till EMS. Använd den lägsta EMS-intensiteten för upp till 3 behandlingar, öka sedan gradvis.	2 gånger i veckan, 10-15 minuter	Behandlings-kur: 1 månad. Upprepa efter 4-5 månader. Mellan kurerna: 1 underhållsbehandling var 2:a vecka.
MOGEN HUD / FÖRLASTNING AV FASTHET & TON	KVÄLL	EMS + Rött LED-ljus + Värme. Börja med värmeläge (2 minuter), lägg sedan till EMS och tänd. Använd den lägsta EMS-intensiteten för upp till 3 behandlingar, öka sedan gradvis.	2-3 gånger i veckan, 15 minuter	Behandlings-kur: 1-1,5 månader. Upprepa efter 4-5 månader. Mellan kurerna: 1-2 underhållsbehandlingar i månaden och rött LED-ljus 3 gånger i veckan i 15 minuter.
MUSKELHYPERTONICITET / SPÄNNING	KVÄLL	EMS (endast intensitetsnivå 1) + Grönt LED-ljus. Använd den lägsta EMS-intensiteten för upp till 3 behandlingar, öka sedan gradvis.	2-3 gånger i veckan, 15 minuter. Flytta längs muskelfibrernas riktning.	Behandlingskur: 1-1,5 månader. Upprepa efter sex månader eller om musklerna börjar kännas spända.
KÄNSLIG HUD / COUPEROS I REMISSION	Morgon/kväll (när som helst)	EMS (endast intensitetsnivå 1) + Grönt LED-ljus. Använd den lägsta EMS-intensiteten för upp till 3 behandlingar, öka sedan gradvis.	2 gånger i veckan, 10 minuter	Behandlings-kur: 1 månad. Upprepa efter 4-5 månader. Mellan kurerna: 1 underhållsbehandling var 2-3:e vecka.

HALS	KVÄLL	EMS + Rött LED-ljus + Värme. Börja med värmeläge (2 minuter), lägg sedan till EMS och tänd. Använd den lägsta EMS-intensiteten för upp till 3 behandlingar, öka sedan gradvis. Använd endast om det inte finns några kontraindikationer såsom sköldkörtelsjukdom. Undvik alltid sköldkörtelområdet och sinus carotis-området bredvid sköldkörteln där pulsen kan kännas.	2-3 gånger i veckan, 10-15 minuter	Behandlingskur: 1 månad. Upprepa efter 4 månader. Mellan kurerna: 1 underhållsbehandling var 2:a vecka.

KONTRAINDIKATIONER:

1. Den här enheten är endast avsedd för personligt bruk i hemmet och är inte en medicinsk enhet.
2. Följande kategorier av personer får endast använda enheten under ledning av läkare:
- Gravida och ammande kvinnor.
- Personer med känslig hud eller hudsjukdomar.

Personer med elektronisk medicinsk utrustning installerad (t.ex. pacemaker).
- Personer med diabetes eller cirkulationsstörningar.

3. Använd inte enheten i följande områden:
- Skadade områden på huden (sår, inflammation, eksem).
- Områden med slemhinnor (ögon, mun).

VARNINGAR:

1. När du använder kallt läge, håll inte enheten på ett hudområde för länge för att undvika köldskador.
2. När du använder uppvärmningsläget, stoppa proceduren omedelbart om du känner dig överhettad för att förhindra brännskador.
3. Barn bör endast använda enheten under uppsikt av vuxen.

I LÅDAN: (1) MIRA massageapparat, (2) arbetsyteskydd, (3) laddningsbas,
4. USB-Typ C-kabel, 5) instruktion, 6) förvaringsväskor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

DIMENSIONER (H X B X D): 179,5x72x48,4 mm (massage), 81x69,8x64,8 mm (bas)

KRAFT: 10 W

DRIFTSPÄNNING: 3,7 V

STRÖMKÄLLA: inbyggt litiumpolymerbatteri

BATTERIKAPACITET: 1350 mAh

LADDNINGSTID: 3 h

DRIFTSTID: 35 min

SMART TIMER: 10 minuter värmeläge - 5 minuter kallt läge - 3 minuter

VIBRATIONSHASTIGHET: 7000 varv per minut

STRÖM: 1 nivå - 1,9 mA 2 nivå - 2,48 mA 3 nivå - 3,44 mA

STRÖMMENS FREKVENS: Svag nivå - 20 kHz Medelnivå - 25,2 kHz Hög nivå - 30,6 kHz

VÅGLÄNGD: Rött LED-ljus - 630 nm Blått LED-ljus - 460 nm Grönt LED-ljus - 520 nm

VÅGFORM: bifasisk symmetrisk vågform

BESTRÅLNINGENS INTENSIVITET:
Rött ljus - 10 mW/cm2 Blått ljus - 24 mW/cm2 Grönt ljus - 21 mW/cm2

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX3



MORI BLACK - ELEKTRISK SONISK TAND-BORSTE

Stärker tandköttet | Rengör tänderna | Tar bort tandsten

oro: Tandborstning, plack, andedräkt, tandköttssjukdom.

MATERIAL: plast.

VIKT: 200 g.

FUNKTIONER:
Borstens funktion är baserad på principen om högfrekvent vibration. Reningen sker inte genom ljud, utan av borstens snabba vibration, som utlöses av en ljudvåg (= högfrekvent vibration). Borsten gör snabba svepande rörelser från tandköttet till kanten av tanden, och den höga hastigheten skapar ett flöde av mikrobubblor från saliv, vatten och tandkräm. Detta dynamiska flöde av vätska i munnen rengör effektivt även svåråtkomliga ställen.

FUNKTIONER:
1. 5 driftlägen: från mild (31000 svängningar) till de mest intensiva (48000 svängningar).
2. 2 typer av munstycken kompletta med borst av mjuk och medelstyvhet.
3. Hörbara ledtrådar om att byta rengöringszon.
4. Munstyckets borst med medelstyvhet ändrar färg, vilket påminner om behovet av att byta munstycke.
5. Minnesfunktion.
6. Lång laddningsbaskabel.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Placera munstycket på borsten precis ovanför axeln på elmotorspetsen (växellådsaxeln) och installera den. Viktigt: du behöver inte vända munstycket under installationen.
2. För att slå på borsten tryck kort på knappen på/av/växla läge.
3. Upprepade korta tryck på knapparnas växlingslägen i denna ordning: Sensitive, Gum Care, Polish, White, Clean.
4. Var 30:e sekund pausar borsten som en påminnelse om att byta rengöringsområde.
5. Efter 2 minuter avslutas borstens automatiska drifttid och den stängs av.
6. För att avaktivera borsten själv, tryck på på/av/lägesknapp.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Ställ in munstycket.
2. Fukta tandborstmunstycket med vatten och applicera erforderlig mängd tandkräm.
3. Slå på borsten.
4. Placera borstmunstycket i munnen. Håll den i en vinkel på 45 grader i förhållande till tandköttet. Klicka på på-knappen, välj ett bekvämt driftläge.
5. Börja borsta tänderna. Sprid borsthuvudet över tanden med svepande rörelser från tandens bas till slutet.
6. Tandläkare rekommenderar att du borstar tänderna i minst 2 minuter. Munhålan kan delas in i 4 områden och rengör varje fjärdedel av tanden (kvadranten) i 30 sekunder.
För att följa denna rekommendation ställs en timer in i borsten för var 30:e sekund:
Borsten stannar i några sekunder. Efter 2 minuter avslutas borstens automatiska drifttid och den stängs av.
7. Efter att proceduren är klar, skölj munstycket och låt det torka naturligt. Tandborstens kropp kan också sköljas med vatten.

ANVÄNDNINGSFREKVENS:
2 gånger om dagen, 1 städning 2 minuter.

ANSÖKNINGENS VARAKTIGHET:
Användningstiden för 1 munstycke är 3 månader.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Infektiös parodontit.
2. Postoperativ period eller period av läkning av sår i munhålan.
3. ökad känslighet hos tänderna.
4. Patologisk rörlighet hos tänderna.
5. Den är inte avsedd att användas av barn.

VARNINGAR:
1. Munstycket på den soniska tandborsten ska tvättas med vatten efter varje användning.
2. Borstens kropp kan rengöras direkt med vatten.
3. Placera inga metallföremål på laddningsbasen under laddning för att undvika olyckor.
4. vägra att använda borsten om dess kropp eller munstycke är skadat.
5. Förvaras åtskilt från värmekällor.
6. Samla inte upp eller plocka isär en elektrisk sonisk tandborste själv.

I LÅDAN: (1) kroppen på tandborsten, (2) munstycket med mjuka borst,
3. munstycke med medium borst, (4) induktionsbas för laddning,
5. instruktion.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 12 h

DRIFTSTID: 240 min

SMART TIMER: 2 min

ROM OCH VIBRATION:
• Delikat - 31000 varv per minut
tandköttsvård - 35000 varv per minut
• Polering - 41000 varv per minut
• Whitening - 45000 varv per minut
Rengöring - 48000 varv per minut

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX7



MORI 2.0 - ELEKTRISK SONISK TANDBORSTE

Stärker tandköttet

Rengör tänderna

Tar bort tandsten

Hjälper till att förebygga gingivit

oro: Tandborstning, plack, andedräkt, tandköttssjukdom.

MATERIAL: PC-plast.

VIKT: 110 g.

FUNKTIONER:
Borstens funktion är baserad på principen om högfrekvent vibration. Rengöring sker inte av ljud, utan på grund av den snabba vibrationen av borst, som utlöses av en ljudvåg.

Borsten är utrustad med en tryckkraftsgivare, som omvandlar fysiskt tryck till en elektrisk signal.

MORI 2.0 är utrustad med funktionen att sammanställa 3D-kartor för rengöringsanalys. Desinfektionsväskan är utrustad med en ultraviolett sterilisator som förstör bakterier och virus.

FUNKTIONER:
1. Smart timer.
2. 5 professionella rengöringsmetoder:
• Försiktig (läge för känsliga tänder)
• Städning (standardstädning)
• Vit emalj (blekning)
• Polering
• Massage
3. Stänkskyddssystem.
4. Intensitetsjustering: varje läge erbjuder 5 nivåer (10, 30, 50, 70 och 90) så att du kan välja en bekväm inställning.
5. Interaktiv 3D-indikering av städområden.
6. Ultraviolett steriliseringsväska.
7. Meddelande om byte av munstycke.
8. Laddningsindikator och kontroll under laddning.
9. Trycksensor med LED-indikering
10. De tre typerna av utbytbara munstycken i satsen för olika typer av rengöring
• Klassiskt rengöringsmunstycke för vardagshygien
• Whitening munstycke med förbättrad polerande effekt
• Munstycke för känsliga tänder med mjuka borst

11. Minnesfunktion.
12. Autodefinition av munstycket.
13. Automatisk aktivering.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. MORI 2.0-tandborsten är utrustad med en automatisk växlingsfunktion:
Borsten slås på när du täcker kroppen med handflatan.
2. Slå på borsten med ett kort tryck på på/av/välj funktionsknappen.
3. Bläddra i menyn genom att klicka på knappen för att ändra funktioner, för att välja ett avsnitt klicka kort på knappen på/av/välj funktion.
4. Flyg genom sektionerna till objektet "Meny / Inställning", gå till det. I avsnittet "Meny" väljer du "3D AV / 3D AV". Slå på den genom att trycka på på/av-knappen en gång.
5. Välj ett språk. MORI 2.0 är redo för senare konfiguration och användning.
6. Välj det nödvändiga munstycket, placera det exakt ovanför axeln på elmotorspetsen (växellådsaxeln) och installera det. Efter att du har installerat munstyckena, fortsätt att konfigurera MORI 2.0-borsten enligt instruktionerna.
7. Gå till avsnittet Inställningar. Välj avsnittet "Städningstid". Ställ in tiden: 2/3/4 minuter eller "Obegränsad" genom att trycka på funktionsvalsknappen.
8. Gå tillbaka från avsnittet "Inställningar" till den allmänna menyn genom att välja "Tillbaka".
9. Bestäm rengöringsläget i menyn.
10. Efter att ha valt läge, ställ in intensiteten genom att trycka på funktionsvalsknappen. I MORI 2.0-borsten presenteras 5 effektnivåer för vart och ett av lägena: 10, 30, 50, 70 och 90.
11. MORI 2.0-borsten har en minnesfunktion. När du använder läget i mer än 10 sekunder kommer borsten att komma ihåg det och slå på det nästa gång den används.
12. Som en påminnelse om behovet av att byta rengöringszon tar MORI 2.0-borsten en kort paus. Om rengöringstiden är 2 minuter stannar borsten var 30:e sekund, med rengöringstiden 3 minuter - var 45:e sekund, med 4 minuters rengöring - varje minut. Om du väljer obegränsad borstningstid ("Obegränsad") pausar inte borsten.
13. MORI 2.0 ljudtandborsten är utrustad med en tryckkraftssensor. På baksidan av borsten finns en ljusindikator, som kommer att ändra färg och typ av vibration, göra ett doo-doo-ljud för att kontrollera trycket under rengöring.
14. Efter den automatiska rengöringstiden stängs tandborsten av. Om du vill stoppa borsten på egen hand, efter 5 sekunders rengöring, tryck kort på på/av-knappen.
15. I slutet av rengöringen visas den återstående laddningsnivån och resultatet av rengöringen med en karta över tandhålan på borstens display.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Ställ in munstycket.
2. Fukta tandborstmunstycket med vatten och applicera erforderlig mängd tandkräm.
3. Placera borstmunstycket i munnen. Håll den i en vinkel på 45 grader i förhållande till tandköttet. Luta borsten något mot tandköttskanten eller något ovanför den.
4. Slå på borsten, välj ett bekvämt driftläge.
5. Börja borsta tänderna. Sprid borsthuvudet över tanden med svepande rörelser från tandens bas till slutet.
6. För att rengöra den inre ytan av den övre tanden måste tandborsten vara i upprätt läge, så att tandborsthuvudet placeras vertikalt på tanden och rengör varje tand.
7. Efter en given rengöringstid stannar borsten. Displayen visar den återstående laddningsnivån, sedan en 3D-karta över munhålan med resultatet av rengöringen.

8. Analysera den tidigare proceduren på en 3D-karta - detta hjälper användaren att uppnå en perfekt rengöring.
9. Efter att proceduren är klar, skölj munstycket och låt det torka naturligt. Tandborstens kropp kan också sköljas med vatten.

ANVÄNDNINGSFREKVENS:
2 gånger om dagen, 1 städning 2 minuter.

ANSÖKNINGENS VARAKTIGHET:
Användningstiden för 1 munstycke är 3 månader.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Infektiös parodontit.
2. Postoperativ period eller period av läkning av sår i munhålan.
3. ökad känslighet hos tänderna.
4. Patologisk rörlighet hos tänderna.
5. Den är inte avsedd att användas av barn.

VARNINGAR:
1. MORI 2.0 tandborste kan användas av barn över 8 år och personer med sensoriska, fysiska och mentala funktionsnedsättningar, om de har fått instruktioner om användningen av denna enhet och är medvetna om metoderna för säker användning och de potentiella farorna med felaktig användning.
2. Det är förbjudet att använda den här enheten som barnleksak.
3. Borstning och användning av barn bör endast utföras under uppsikt av en vuxen.

I LÅDAN: (1) tandborstkropp, utbytbara munstycken: (2) munstycke för känsliga tänder, (3) blekmunstycke, (4) rengöringsmunstycke, (5) laddningskabel av typ C,
6. förvaringspåse, 7) instruktion, 8) fodral för desinfektion av munstycken.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 8 h

SMART TIMER: 2 min

DRIFTSTID: • Var försiktig-läge - 1200 minuter • Rengöringsläge - 250 minuter • Vit emaljläge - 400 minuter • Poleringsläge - 500 minuter • Massageläge - 400 minuter

LÄGEN OCH OSCILLATIONSFREKVENS:
• Försiktig (28000 vibrationer/minut)
Rengöring (37000 vibrationer/minut)
• Vit emalj (41000 vibrationer/minut)
Polering (36000 svängningar/minut)
Massage (35000 vibrationer/minut)

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX7



NEO - APPARAT FÖR HUDFÖRYNGRING

Lyftande effekt

Inriktar sig på hudåkommor

Återställer hudens fasthet och elasticitet

Minskar pigmentering

Minskar ärrbildning

oro: åldersrelaterade förändringar i ansiktets konturer, rynkor, slapp hud, pigmentering, akne, rosacea, ärr och ärr, bristningar.

MATERIAL: ABS-plast, PC-plast, silikon.

VIKT: massageapparat med bas - 183 g.

FUNKTIONER:
I hjärtat av NEO-massagern är tekniken att använda en lågtemperatur (kall) plasma - en gas som består av neutrala molekyler och inklusive laddade partiklar: fria elektroner, positiva och negativa joner. Plasma desinficerar huden, bekämpar akne och rosacea och förhindrar inflammation. Genom att stimulera återställandet av tätheten av kollagenfibrer främjar plasmateknologin läkning av sår, ärr och ärr. Som ett resultat av plasmaaktivering av gener associerade med anti-aging processer, minskar rynkor och djupa veck i ansiktet. Under inverkan av plasma rekonstrueras lipidbioskikt och kanaler för passage av olika ämnen bildas, vilket ökar kosmetikas permeabilitet. Dessutom förstör exponering för plasma melaninkluster och som ett resultat blir det en ljusare pigmentering.

FUNKTIONER:
1. Original patenterad design - designen förbereddes specifikt för varumärket WAU, rundade former på massageapparatens rygg gör att du bekvämt kan placera massageapparaten i handen och utföra massagen så enkelt och bekvämt som möjligt.
2. Bekväm arbetsyta - låter dig behandla både stora hudområden och svåråtkomliga ställen, speciellt för vilka en smal övre spets tillhandahålls.
3. 3 nivåer av intensitet - för gradvis förberedelse av huden till effekterna av plasma.
4. användbarhet - massageapparat styrs av 1 knapp, installerad smart timer 10 minuter.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
Det är förbjudet att röra enheten med vatten, ta enheten med våta händer, använd den på våt hud - detta kan vara farligt.
1. Slå på enheten med ett längre tryck (2 sekunder) på på/av-knappen. När den är påslagen kommer enheten att avge en ljudsignal.
2. En display med intensitetsnivåindikatorer tänds. Enheten har 3 nivåer av slagkraft: STARK (stark), MEDIUM (medium) och MJUK (svag). Genom att upprepade gånger trycka på nivåväxlingsknappen, välj den påverkanskraft som är lämplig för dig. Den första är SOFT-nivån, dess ikon kommer att lysa på displayen. Upprepad tryckning på knappen växlar till MEDIUM-nivån, nästa tryck startar STARK-nivån.
3. Enheten har en smart timer, enheten stängs automatiskt av efter 10 minuters drift och avger en ljudsignal.
4. För att stänga av enheten, tryck och håll in knappen på / av / byt intensitetsnivå.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Tvätta dig med ditt vanliga rengöringsmedel. Rengör huden från föroreningar och överflödigt talg.
2. Ta bort alla spår av vätska från ansiktet, låt huden torka helt innan du använder massageapparaten. Vatten på huden kan orsaka betydande obehag vid användning av enheten.
3. Slå på enheten och välj önskad intensitetsnivå. Det rekommenderas att börja med en minimal exponeringskraft, så att huden kan anpassa sig till appliceringen av enheten.
4. Under proceduren, tryck inte enheten nära huden, håll den på ett avstånd av 2-3 mm från hudens yta. Håll långsamt massageapparaten längs massagelinjerna från botten (från hakan) upp (till hårväxtlinjen). Var särskilt uppmärksam på problemområdena. Under användning avger enheten ett ljud av plasmagenerering, du kan också lukta ozon - detta är normalt.
5. När proceduren är klar, stäng av enheten, applicera din vårdande kosmetika för att återfukta huden. För bättre absorption av kosmetika, utför en lätt massage.
6. Rengör enhetens arbetsyta med en våt (alkoholdränkt) servett. Obs: Damm- och talgrester fastnar lätt på den keramiska delen av apparatens arbetsyta när de bryts ned av plasma under proceduren. Detta kan leda till gulfärgning av den keramiska ytan, men påverkar inte enhetens effektivitet.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKUR
ACNE / INFLAMMATION	MORGON	Inledande kur: 5-10 minuter för varje område i ansiktet. Den totala varaktigheten av en procedur är upp till 20-30 minuter. För att anpassa huden rekommenderas en gradvis ökning av kraften: Vecka 1 är miniminivån (om huden är känslig, använd miniminivån 2 veckor) Vecka 2 är medelnivån för vecka 3 och därefter - maxnivån om huden är väl anpassad Stödjande kur (förebyggande): 10-20 minuter för hela ansiktet	Inledande kurs: 2-3 gånger i veckan (du kan fortsätta tills de huvudsakliga manifestationerna är eliminerade) Understödjande kurs (förebyggande): 1 gång på 10-14 dagar	Inledande kurs: 6-8 veckor Efter avslutad kurs rekommenderas att ta en paus på 1-2 månader för att huden ska återhämta sig och inte vänja sig vid konstant stimulering
PIGMENTERING	KVÄLL		2 gånger i veckan med fokus på områden med hyperpigmentering	
ÅLDERSRELATERADE FÖRÄNDRINGAR	KVÄLL		Inledande kurs: 2-3 gånger i veckan. Understödjande kurs (förebyggande): 1 gång i veckan (tillåtet 1 gång på 10-14 dagar)	
ÄRR	KVÄLL	5-10 minuter beroende på storleken på ärret och ärret För ansiktet: börja från minimikraften till 3 sessioner, öka sedan gradvis kraften. För kroppen: börja från den genomsnittliga kraften till 3 sessioner, öka sedan gradvis kraften.	2 gånger i veckan	Behandlingskur: 1-1,5 månader. Upprepa 2-3 kurer per år. Mellan kurerna: 1-2 behandlingar i månaden.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Det är förbjudet att använda: barn, personer som lider av allergier, personer som har genomgått en ansikts-/ögonoperation.
2. Det är förbjudet att röra enheten med vatten, ta enheten med våta händer, använd den på våt hud.

VARNINGAR:
1. Använd inte enheten om den har varit nedsänkt i vatten, inte fungerar korrekt om den har skadats eller gått sönder.
2. Använd inte enheten i ögonområdet (längs det övre och nedre orbitalbenet), i tinningen, på sköldkörteln, samt på bröstet och könsorganen.
3. Ta inte isär enheten, eftersom detta kan leda till skador, felfunktion, elektriska stötar, brand eller personskada.

I LÅSEN: (1) enhet, (2) basstöd, (3) laddningskabel, (4) förvaringsväska, (5) servett, (6) instruktion.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 3 h

DRIFTSTID: 60 min

SMART TIMER: 10 min

STRÖM: • Mjukt läge: 590 mA när apparaten är i kontakt med huden, 278 mA utan hudkontakt. • Medelläge: 1670 mA när apparaten är i kontakt med huden, 570 mA utan hudkontakt. • Starkt läge: 1820 mA när apparaten är i kontakt med huden, 1010 mA utan hudkontakt.

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX3



REN - ULTRALJUDSSPATEL FÖR ANSIKTS-RENGÖRING

Rengöring

Förbättrar mikrocirkulationen

Exfoliering

Förbättrar hudvårdens absorption

oro: ökad fet hud, vidgade porer, komedoner, akne, matt ohälsosam hy, förlust av hudens elasticitet.

MATERIAL: ABS-plast, silikon.

VIKT: 140 g.

FUNKTIONER:
Högfrekventa ultraljudsvibrationer och positiva joner i läget "Deep Cleansing" rengör huden noggrant. Vågor som skapas av ultraljud bidrar till exfoliering av partiklar i det övre lagret av epidermis, tar bort ytföroreningar och ansamlingar av talg. I fuktläge ökar samma ultraljudsvågor tillsammans med negativa joner blodcirkulationen och produktionen av kollagen / elastin, vilket leder till aktiv absorption av kosmetika. Så effekten av vårdkosmetika är mer uttalad.

FUNKTIONER:
1. Kompakt enhet för hemmabruk.
2. Magnetskydd skyddar enhetens rengöringsyta, vilket gör att du kan följa hygieniska regler för användning av enheten.
3. Kraftfullt batteri, förlängd drifttid utan omladdning, upp till 100 minuters batteritid.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Enheten styrs med 1 knapp. Med ett långt tryck, håll ned knappen "På / av / växla lägen" för att slå på enheten. Påslagning åtföljs av en lång ljudsignal.
2. Det första är "Deep Cleansing"-läget. Motsvarande indikator tänds. Du kommer att höra ett kontinuerligt ljud av ultraljudsvibrationer.
3. För att byta läge, klicka igen på knappen "På / av / växla lägen". Växling av lägen åtföljs av en kort ljudsignal
4. Enheten kommer att börja arbeta i läget "Fuktgivande". Motsvarande indikator tänds. Du kommer att höra det pulserande ljudet av ultraljudsvibrationer.

5. Stäng av enheten genom att trycka på knappen "på/av/växla lägen".
6. Enheten är utrustad med en smart timer. Scruber stängs automatiskt av efter 10 minuters drift.

HUR MAN ANVÄNDER:
LÄGE: DJUPPRENGNINGSLÄGE
1. Ta bort sminket före användning och tvätta ansiktet med ett rengöringsmedel.
2. För att uppnå bästa effekt före rengöring, rekommenderas att utföra en kall ångningsprocedur med hjälp av en desincrustation gel (en gel för ultraljudsrengöring). Applicera gelen i ansiktet, undvik ögonkontakt, stäng med film, håll gelen i 15 minuter och fortsätt sedan till skrubberrengöringen. Förutom gelen eller lotionen för ultraljudsrengöring är det tillåtet att använda en saltlösning, såväl som termiskt vatten.
3. Tryck på knappen "på/av/lägesbrytare" för att aktivera läget "Deep Clear".
4. Håll enheten med framsidan nedåt, med skrubberbladet i en vinkel på 40 grader mot huden. Flytta applikatorn längs massagelinjerna för att rengöra de nödvändiga områdena i ansiktet.
5. Rengöringsproceduren i läget "Deep Cleansing" bör inte pågå mer än 5 minuter.
6. Stäng av enheten eller sätt på den för att fungera i nästa läge.
7. Tvätta ansiktet med varmt vatten, rengör applikatorn torrt.
8. Efter rengöringsproceduren rekommenderas att påbörja befuktningsproceduren.
1. Efter rengöring av ansiktet, applicera den vårdprodukt du väljer jämnt på ansiktet.
2. Slå på enheten och tryck på knappen igen för att gå in i fuktläge.
3. Vänd på enheten med framsidan uppåt, så att skrubberbladet ligger plant mot huden istället för att vila på kanten. Placera applikatorn mot ansiktet och glid försiktigt uppåt längs massagelinjerna tills hudvårdsprodukten är helt absorberad.
4. När du arbetar i det här läget rekommenderas det att starta proceduren från nacken, flytta från mitten till kanterna.
5. Fortsätt massagen, rör dig från hakan till pannan, för skrubberbladet från mitten till periferin.
6. Arbete i läget "Moisturising" kan pågå från 3 till 5 minuter. I slutet av proceduren, stäng av skrubbern med ett långt tryck på "på/av"-knappen.
7. Torka av applikatorn och sätt skrubben på plats.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKURS
RENGÖRING AV FET HUD / ACNE	Kväll rekommenderas. Smink inte efter behandlingen.	Djuprengöring: 5 min. Återfuktning: 5 min. Använd i denna ordning. Fuktgivande läge är effektivt endast efter djuprengöring.	Inte mer än en gång i veckan	3-4 veckor. Ta en 2 veckors paus. Upprepa 3-4 veckors kursen och fortsätt denna cykel.
COUPEROSE / SYNLIGA FARTYG			Inte mer än två gånger i månaden	Efter behov

KONTRAINDIKATIONER:
1. Enheten är utformad för individuell användning. Dela inte enheten med andra användare.
2. Använd inte inom en månad efter operationen eller i närvaro av allvarliga solbränna på ytan av ansiktets hud.
3. Använd inte på inflammerad eller skadad hud.
4. Använd inte framför ögonen.
5. Det är förbjudet att använda i områden med venös eller arteriell patologi, såväl som hos patienter med tromboflebit eller med tidigare fall av blodkoaguleringsstörningar.

VARNINGAR:
1. Använd inte enheten under en längre tid på samma hudområde.
2. Håll apparaten borta från höga temperaturer.
3. I närvaro av ansiktsimplantat, dentala metallkronor, stift, hängslen vid användning, fokusera på personliga förnimmelser. Om du upplever smärta eller obehag när du använder enheten, sluta använda den.

I LÅSEN: (1) ultraljudsskrubber, (2) magnetiskt lock, (3) USB-typ C-kabel,
4. instruktion, (5) förvaringsväska.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 2 h

DRIFTSTID: 100 min

SMART TIMER: 10 min

ULTRALJUDSFREKVENS: 25±5 kHz

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX4



SARA - 2-I-1-HÅRTORK OCH PLATTÅNG

För torrt och blött hår | Snabbtorkande | Stilar & formar håret

Skonsam behandling | Frizz kontroll | Plattar ut håret

oro: Skador på håret med klassiska strykjärn, fluffighet (fryseffekt), statisk elektricitet, svårt att lägga blött hår, förlust av glans.

MATERIAL: MS-plast, ABS-plast.

VIKT: 441 g (exklusive sladd), 657 g (med sladd).

FUNKTIONER:
Torkning: Inuti finns en höghastighetsmotor (BLDC), som gör 110000 varv per minut. Det skapar en kraftfull luftström (upp till 12 m/s). Torkning beror inte på "stekning" av hår med hög temperatur, utan på det fysiska blåsandet av fukt från hårets yta. Jonisering: Under torkning genereras en ström av negativt laddade joner (mer än 30 miljoner). Hår har vanligtvis en positiv laddning som får dem att trycka bort från varandra ("fluffighetseffekten"). Negativa joner neutraliserar denna laddning, vilket gör strängarna fogliga. RÄTNING: Luft kommer ut genom smala slitsar längs plattorna i en vinkel på 45 grader. Effekten av riktat tryck skapas. När du komprimerar plattorna accelererar flödet och "pressar" hårets fjäll mot skaftet. Under påverkan av värme och riktad luft bryts vätebindningarna i vått hår tillfälligt och byggs om till en rak form. Eftersom håret blåses med luft, torkar det redan i ett uträtat tillstånd, vilket fixerar resultatet. KALL LUFT (FIXERING): I slutskedet kyler det kalla luftflödet omedelbart det uppvärmda håret och "förseglar" nagelbandet. Detta ger en spegelglans och gör stylingen stabil.

FUNKTIONER:
1. Torkning och uträtning 2 i 1. SARA kombinerar de två funktionerna i en procedur, vilket minskar tiden för total stapling.
2. Hårsäkerhet: Luftuträtning är mycket känsligare än kontakt med de glödheta plattorna på ett vanligt strykjärn.
3. individuell inställning. 3 flödeshastigheter och 5 temperaturregimer gör att du kan välja optimal vård för alla typer av hår.
4. Universell spänning. Det breda spänningsområdet säkerställer stabil och säker drift av enheten var som helst i världen.

5. Specialiserade lägen DRY och WET: genomtänkta inställningar för effektivt arbete med både vått och torrt hår.
6. Informativ LCD-display, ger full kontroll över driftsparametrarna för den mest bekväma användningen.
7. Multifunktionellt låslås, låter dig använda enheten som en fullfjädrad hårtork i hopfällt tillstånd.
8. Intellektuell paus. Om enheten inte används på mer än 10 sekunder går den automatiskt i standbyläge och stängs av efter 3 minuter.
9. Minnesfunktion. Enheten kommer ihåg de senast använda inställningarna, så att du omedelbart kan börja arbeta nästa gång du slår på den.
10. Kraftfull jonisering. Generatorn frigör mer än 30 miljoner joner, neutraliserar statiken och ger håret en spegelglans och silkeslen.
11. Motorhastighet. Höghastighetsmotorn (110000 rpm) skapar ett kraftfullt fokuserat flöde för omedelbar fuktborttagning.
12. Självrengörande läge. Automatisk motorrengöringsfunktion för att bibehålla maximal blåskraft och förlänga livslängden.
13. Längd på sladden: för professionellt eller hemmabruk, 2 meter ger rörelsefrihet.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Sätt i hårtork-plattångens kontakt helt i uttaget. OFF-ikonen tänds på displayen, vilket indikerar att enheten är avstängd.
2. Den här enheten har ett låsfäste som gör att du kan hålla plattorna i hopfällt läge. Flytta ned låsskenan för att öppna plåtarna. När de är upplåsta öppnas plattorna, vilket gör att du kan placera hårstrån mellan dem för utjämning.
3. För att hålla ihop plattorna, anslut dem och flytta upp låset. I stängt läge fungerar enheten som en hårtork. Det blockerade tillståndet säkerställer också säker förvaring och transport av apparaten.
4. Tryck på på/av-knappen för att slå på enheten. I påslaget läge med plattorna utfällda blir luftflödet minimalt. Krama på plattången för att komma igång och börja använda luftblåsningshastigheten.
5. Genom att trycka på lägesvalsknappen väljer du de inställningar som du vill börja torka eller styla på.
6. WET-läget är designat för hår direkt efter tvätt och låter dig torka och räta ut det samtidigt.
7. DRY-läget är fokuserat på att jämna ut och fixera formen på redan torkat hår.
8. Ställ in de parametrar du behöver med hjälp av temperaturkontrollknappen.
9. I WET-läge presenteras högre inställningar: 120 °C, 140 °C och 160 °C för intensiv avdunstning av fukt och snabb bildning av lockformen.
10. I DRY-läge är följande temperaturer tillgängliga: 80 °C, 110 °C och 140 °C för att skydda mot överhettning av redan torkat hår.
11. Temperaturen kan visas i Celsius eller Fahrenheit. För att ändra enheten, tryck och håll temperaturknappen i 3 sekunder.
12. Ställ in 1 av 3 lufthastigheter med hjälp av hastighetskontrollknappen. Antalet kronblad i ikonen är korrelerat med hastigheten: svag hastighet - 1 kronblad, genomsnitt - 2 kronblad, starkt luftflöde - 3 kronblad.

13. Tryck på hastighetsknappen i 5 sekunder för att aktivera autorengöringsläget. Ta bort magnetfiltret i förväg. Rengöringen pågår i 15 sekunder, varefter den stängs av automatiskt. Sätt tillbaka filtret på plats.
14. Tryck på kallluftsknappen om du vill använda kallt läge.
15. Efter att ha slagit på plattången, om den är i öppet tillstånd utan att ha använts i mer än 10 sekunder, startar pausläget automatiskt, temperaturikonen blinkar konstant. Om enheten är inaktiv (i pausläge) i mer än 3 minuter, stängs den av automatiskt efter den angivna tiden.
16. SARA-fön är utrustad med en minnesfunktion. Nästa gång enheten slås på startar den i samma läge och med de inställningar som användes vid senaste påslagning.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Se till att händerna är torra och att håret inte är för blött (de ska inte droppa vatten). Det rekommenderas att torka dem först med en handduk.
2. Kamma håret försiktigt med en kam med breda tänder för att undvika trassling under stylingen.
3. Slå på plattången för hårtorken.
4. Välj WET-läge.
5. Ställ in önskad temperatur och exponeringshastighet.
6. Använd först SARA i låst läge (plattorna är stängda, fästskenan flyttas uppåt) som hårtork för att torka rötterna.
7. Lås upp plåtarna, sänk ner låsfästet, placera strängen mellan plåtarna så nära rötterna som möjligt. Hål för luftborttagning bör riktas till hårspetsarna. Stäng plattorna, för långsamt plattången ner till spetsarna.
8. Om du fortsätter styla på torrt hår, välj läget DRY.
9. Sätt en lock mellan plattorna, kläm den mellan dem. Luftflödet ökar automatiskt till den valda nivån. Kör mjukt ner prylen till spetsarna.
10. Tack vare den inbyggda jonisatorn kommer statiken att neutraliseras, och nagelbandet slätas ut direkt under rörelse.
11. Efter att ha torkat hela hårmassan, slå på det kalla läget för att konsolidera formen och ge håret en extra glans. Kall luft kommer att täcka hårets fjäll, göra stylingen smidigare och mer hållbar.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Använd enheten endast för att lägga naturligt människohår. Använd inte konstgjort hår eller djurhår.
2. Använd inte värmeelement för att torka andra föremål.
3. Det är förbjudet att använda i badrum. Använd aldrig enheten i bad, dusch, över ett fyllt tvättställ eller med våta händer.
4. Sänk inte ner enheten i vatten och utsätt den inte för rinnande vatten.
5. Använd inte apparaten på för blött hår som vatten droppar ur.
6. Slå inte på enheten om själva enheten eller nätsladden är skadad. Använd den inte heller om den har fallit, har synliga skador eller inte fungerar som den ska.
7. Om apparaten är så skadad att de elektriska delarna blottas, koppla omedelbart bort den från strömkällan.

8. Personer med vissa medicinska tillstånd (t.ex. epilepsi) eller motoriska störningar (dyskinesi) bör avstå från att använda enheten.
9. Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, samt personer med otillräcklig erfarenhet och kunskap, såvida de inte är under uppsikt eller har fått instruktioner för hur enheten fungerar.

VARNINGAR:
1. Undvik kontakt mellan upphettade delar av enheten med ögon och hud.
2. Placera inte enheten på trä-, papper- eller tygytor under drift. Använd endast en platt värmebeständig yta.
3. För att förhindra överhettning och risk för brand, lägg aldrig handdukar eller liknande föremål på eller under apparaten.
4. Använd inte enheten nära brännbara vätskor eller gaser (t.ex. aerosoler, mousse för läggning).
5. Vid skador på plattorna är det förbjudet att använda oljor eller sprayer för läggning.
6. Innan du slår på, se till att nätverksspänningen är kompatibel med den här enheten. På handtaget av fallet är dess parametrar för verifiering indikerade.
7. Dra alltid ut stickkontakten ur uttaget om det uppstår ett fel under drift, innan du rengör apparaten, efter avstängning eller om apparaten inte används.
8. Skydda sladden från skador. Dra aldrig i själva sladden - håll i gaffeln när den dras ut ur uttaget. Linda inte sladden runt enheten.
9. Reparationer får endast utföras av auktoriserade servicecenter. Försök inte reparera apparaten själv eftersom det inte finns några delar som underhålls av användaren. I händelse av haveri, kontakta den organisation som är behörig att acceptera anspråk från konsumenter.
10. Enheten är utrustad med en säkerhetsbrytare vid överhettning.

I LÅDAN: (1) hårtork, (2) förvaringspåse, (3) instruktioner, (4) urklipp.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

KRAFT: 1600 W

MÄRKSPÄNNING: 220-240 V

MOTORHASTIGHET: 110000 rpm

Hastighet: 12 meter per sekund

TEMPERATURINSTÄLLNINGAR: DRY-läge: 80 °C, 110 °C, 140 °C VÅT-läge: 120 °C, 140 °C, 160 °C
Kallblåsning

DIMENSIONER (H X B X D): 329×55×38 mm

LJUDNIVÅ: 85,6-86,9 dB

NÄTSLADDENS LÄNGD: 2 m



UMI - ULTRALJUDSSPATEL FÖR ANSIKTET

Rengöring

Förbättrar mikrocirkulationen

Exfoliering

Förbättrar hudvårdens absorption

oro: ökad fet hud, vidgade porer, komedoner, akne, matt ohälsosam hy, förlust av hudens elasticitet.

MATERIAL: ABS-plast, silikon.

VIKT: 131 g.

FUNKTIONER:

Högfrekventa ultraljudsvibrationer och positiva joner i läget "Deep Cleansing" rengör huden noggrant. Vågor som skapas av ultraljud bidrar till exfoliering av partiklar i det övre lagret av epidermis, tar bort ytföroreningar och ansamlingar av talg.

I befuktningsläget ökar samma ultraljudsvågor tillsammans med negativa joner blodcirkulationen och produktionen av kollagen / elastin, vilket leder till aktiv absorption av kosmetika. Så effekten av vårdkosmetika är mer uttalad.

FUNKTIONER:

1. Bärbar enhet med induktionsmagnetisk laddningsbas - den är bekväm att ta med på resan.
2. Magnetskydd skyddar enhetens rengöringsyta, vilket gör att du kan följa hygieniska regler för användning av enheten.
3. Silikonfodral soft touch för maximal komfort under användning.

DRIFTSINSTRUKTIONER:

1. Enheten styrs av en enda knapp. Tryck på på/av/lägesknappen för att slå på enheten.
2. Deep Cleansing-läget startar, indikatorn för motsvarande läge tänds.
3. För att växla läge igen tryck på knappen på / av / lägen. Enheten börjar arbeta i läget "Fuktande", motsvarande indikator tänds.
4. Stäng av enheten genom att trycka på knappen på/av-lägen.
5. Skrubbarens varaktighet är 5 minuter. Efter 5 minuters drift stängs den av automatiskt. Även vid byte av läge kommer enhetens totala drifttid att vara 5 minuter.

HUR MAN ANVÄNDER:

LÄGE: DJUP RENGÖRING LÄGE:
1. Ta bort sminket före användning och tvätta ansiktet med ett rengöringsmedel.
2. För bästa resultat, förbered huden med en kall ångningsprocedur med en desincrustation gel. Applicera gelen i ansiktet, undvik ögonen. Täck med film och låt stå i 15 minuter, påbörja sedan ultraljudsrengöring. Du kan också använda en lotion för ultraljudsrengöring, saltlösning eller termiskt vatten.
3. Slå på enheten.
4. Starta "Deep Cleansing"-läget.
5. Håll enheten med framsidan uppåt. Placera skrubberbladet i en vinkel på 40 grader mot huden. Flytta applikatorn längs massagelinjerna för att rengöra de nödvändiga områdena i ansiktet.
6. Enheten stängs av automatiskt efter 5 minuter.
7. Tvätta ansiktet med varmt vatten.
8. Torka av skurbladet torrt.

FUKTIGANDE LÄGE:
1. Efter rengöring påbörjas återfuktningsproceduren. Applicera serum jämnt i ansiktet.
2. Slå på enheten.
3. Växla till fuktgivande läge.
4. Håll enheten med framsidan nedåt. Lägg den plana ytan av skrubberbladet mot huden, snarare än dess kant.
5. Glid försiktigt applikatorn uppåt längs massagelinjerna tills hudvårdsprodukten är helt absorberad.
6. Efter 5 minuter stängs enheten av automatiskt.
7. Torka av skurbladet torrt.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKURS
RENGÖRING AV FET HUD / ACNE	Kväll rekommenderas. Smink inte efter behandlingen.	Djuprengöring: 5 min. Återfuktning: 5 min. Använd i denna ordning. Fuktgivande läge är effektivt endast efter djuprengöring.	Inte mer än en gång i veckan	3-4 veckor. Ta en 2 veckors paus. Upprepa 3-4 veckors kursen och fortsätt denna cykel.
COUPEROSE / SYNLIGA FARTYG			Inte mer än två gånger i månaden	Efter behov

KONTRAINDIKATIONER:
1. Använd inte inom en månad efter operationen eller i närvaro av allvarliga solbränna på ytan av ansiktets hud.
2. Använd inte på inflammerad eller skadad hud.
3. Använd inte framför ögonen.

VARNINGAR:
1. Använd inte enheten under en längre tid på samma hudområde.
2. Håll apparaten borta från höga temperaturer.
3. I närvaro av ansiktsimplantat, dentala metallkronor, stift, hängslen vid användning, fokusera på personliga förnimmelser. Om du upplever smärta eller obehag när du använder enheten, sluta använda den.

I LÅDAN: (1) ultraljudsskrubber, (2) magnetiskt skydd, (3) trådlös laddningsbas, (4) bruksanvisning, (5) rengöringsduk.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 5 h

DRIFTSTID: 35 min

SMART TIMER: 5 min

ULTRALJUDSFREKVENS: 25±5 kHz

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX5



VIA GOLD - 3-I-1-APPARAT FÖR HUDFÖR-YNGRING

Minskar svullnad

Definierar V-formade ansiktskonturer

Rengöring

Lyft

Minskar rynkor

oro: förändringar i den nedre tredjedelen av ansiktet, slappa käkar, dubbelhaka och synliga tecken på åldrande: rynkor, lös hud, förstorade porer och en matt hy.

MATERIAL: ABS-plast, metall.

VIKT: 207,5 g.

FUNKTIONER:

Ultraljud och vibrationer - vågor som skapas av ultraljud bidrar till exfoliering av partiklar i det övre skiktet av epidermis, avlägsnar ytföroreningar och ansamlingar av talg. Vibrationer lyfter dessa föroreningar till ytan av huden.

RF - Radiofrekvensenergi, som värmer det djupa lagret av huden (dermis) till ca 40-55 °C, vilket stimulerar produktionen av kollagen och ökar hudens elasticitet. I vissa fall kan värme också påskynda metabolismen av fettceller (till exempel i området för den andra hakan). I hemenheter är temperaturen på hudens yta vanligtvis 38-45 °C för säker användning.

EMS - elektromyostimulering med hjälp av lågfrekventa strömmar som tränger djupt in i vävnaderna och orsakar muskelkontraktion och vaskulär expansion, förbättring av blod- och lymfflödet, stimulerar metaboliska processer och hudnäring. Som ett resultat sker ett omedelbart lyft av ansiktet, muskeltonen ökar, ansiktskonturerna stramas åt.

FUNKTIONER:
1. En kompakt enhet som kombinerar 3 av de mest effektiva teknikerna.
2. Magnetisk ring för montering av rengöringsdynor för mer noggrann rengöring i SONIC-läge.
3. Justerbar nivå av exponering för EMS.
4. Rostfria stålkulor som elektroder för att öka strömledningsförmågan.
5. VIA-enheten är vinnaren i nomineringen av "Bästa skönhetspryl" av Live Organic Awards 2021.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Ta bort skyddskåpan och locket från enheten.
2. Slå på massageapparaten med ett långt tryck på knappen på/av/växling av lägen.
3. Enheten har 3 lägen: 1 - SONIC, 2 - RF, 3 - EMS, som växlar i angiven ordning med ett kort tryck på knappen på / av / växla lägen.
4. För att stänga av, tryck och håll in på/av/lägesknappen.

HUR MAN ANVÄNDER:

LJUDLÄGE
1. Ta bort sminket och tvätta ansiktet med ett rengöringsmedel.
2. Applicera tonicen på en bomullsrondell eller använd en rengöringsdyna.
3. Fäst skivan eller dynan med en magnetisk ring på applikatorn.
4. Slå på enheten, välj SONIC-läge.
5. Applicera applikatorn i ansiktet, fortsätt med rengöringsproceduren, rör dig längs massagelinjerna från hakans botten upp till hårfästet på pannan. För bästa resultat rekommenderas det att rengöra flera gånger i alla zoner, med särskild uppmärksamhet på T-zonen.
6. Efter 3 minuters drift stängs enheten av automatiskt.
7. Ta bort skivan eller dynan och rengör applikatorn med en rengöringsservett.
8. Skölj ansiktet med vatten.

RF-LÄGE
1. Applicera en vattenbaserad vårdprodukt i ansiktet. Observera att kompositionen inte bör innehålla aggressiva syror eller oljor.
2. Slå på enheten, sätt den i RF-läge.
3. Flytta applikatorn långsamt från mitten av ansiktet och utåt med jämn hastighet. Håll den inte på ett ställe under lång tid.
4. Efter 5 minuter stängs enheten av automatiskt.
5. Ta bort resterna av kosmetikan från applikatorn med en rengöringsservett.

EMS-LÄGE
1. Applicera en vattenbaserad, gelliknande konsistens på ansiktet, vilket säkerställer bättre konduktivitet av strömmar för att uppnå maximalt resultat.
2. Slå på enheten, sätt den i EMS-läge.
3. Välj intensitetsnivån för EMS-strömmar: svag eller stark, för att göra detta, klicka en gång till på knappen på/av/växla lägen.
4. Placera rullarna på ansiktskonturen, gå med massageapparaten nerifrån och upp och dra åt huden något. Utför proceduren 3-5 gånger, rör dig längs massagelinjerna från mitten till periferin. Undvik frontalområdet och området runt ögonen.
5. Efter 6 minuter stängs enheten av automatiskt.
6. Ta bort resterna av kosmetikan från rullarna med en rengöringsservett.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:

HUDTYP / HUDBESVÄR	TIDPUNKT	TID OCH ORDNING	FREKVENS	BEHANDLINGSKURS
TRÖTT / GRAVITATIONS-ÖDEMATÖS ÅLDRINGSTYP	Kväll, efter rengöring	SONIC med rengöringsdynor: 3 min. RF: 5-7 min. EMS: låg nivå - 5 min; hög nivå på nedre kinder och haka - 3 min. Använd i denna ordning, inte samtidigt.	2-3 gånger i veckan	3 veckor. Ta en 1 veckas paus. Upprepa i upp till 3 månader. En gång var 6:e månad.
HUD MED FINA LINJER	Morgon	SONIC med återfuktande/lyftdynor: 3 min. RF: 10 min. Från vecka 3, EMS: låg intensitet, 5-7 min.	RF och SONIC: två gånger i vecka 1, sedan 3 gånger i veckan från vecka 2 och framåt. EMS: två gånger i veckan.	10 veckor. Ta en paus på 2-3 veckor. Upprepa 10-veckorskursen. En gång var 6:e månad.
HALS	Morgon	SONIC med fukt-/lyftkuddar: 3 min. RF: 10-15 min. EMS: låg nivå - 5 min. Rodnad efter behandling kan uppstå och är normalt. Behandla inte mitten av halsen över sköldkörteln.	2-3 gånger i veckan	10 veckor. Ta en paus på 2-3 veckor. Upprepa 10-veckorskursen. En gång var 6:e månad.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Det är förbjudet att använda enheten i närvaro av elektroniska implantat i kroppen, i närvaro av en pacemaker.
2. Den här enheten ska inte användas av personer som har genomgått bukkirurgi under den senaste månaden eller som har utsatts för långvarigt solljus.
3. Denna enhet bör inte användas av personer med skadad hud, varelser, brännskador, ärr och känslighet för elektromagnetisk påverkan.
4. Det rekommenderas inte att använda i närvaro av dentala metall-keramiska eller keramiska kronor, implantat, hängslen, samt med ökad känslighet hos tänderna.
5. Denna enhet bör inte användas av personer med blodsjukdomar, tuberkulos, sjukdomar i inre organ, maligna tumörer, högt blodtryck, hög kroppstemperatur, ansiktsneuralgi.
6. Under användning av massageapparaten bör kläder gjorda av konstfiber inte bäras.
7. Använd inte enheten i EMS-läge runt ögonen, munnen, i sköldkörteln, på platser med spår från plastikoperationer, skador.

8. Använd inte enheten på det känsliga området runt ögonen, eftersom huden där är tunn och ömtålig.
9. Använd inte enheten på slemhinnan (till exempel inuti näsan, munnen, underlivet), eftersom detta kan orsaka lokal irritation.

VARNINGAR:
1. Lämna inte den fungerande enheten utan uppsikt.
2. Använd inte en massageapparat vid höga temperaturer.
3. Ta inte isär enheten själv.
4. Slå inte på under laddning.
5. Efter att ha slagit eller fallit enheten, innan du fortsätter att använda den, kontrollera om det finns några skador.
6. Var uppmärksam på kontaktens och strömkabelns integritet för att undvika elektriska stötar.
7. Innan användning, ta bort klockor, glasögon och andra föremål som har metalldelar.

I LÅSEN: (1) enhet, (2) EMS-rullkåpa, (3) magnetisk ring på applikatorn, (4) USB-C-kabel för laddning, (5) instruktion, (6) servett,
7. en förvaringspåse.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LADDNINGSTID: 3 h

DRIFTSTID: SONIC-läge - 150 minuter; RF-läge - 40 minuter; EMS-läge - 2700 minuter

SMART TIMER: • SONIC-läge - 3 minuter • RF-läge - 5 minuter • EMS-läge - 6 minuter

STRÖM: SONIC-läge - 100-400 mA • RF-läge - 200-2800 mA • EMS-läge - 3-30 mA

FREKVENS:
• SONIC 3 MHz +/-10 %
• RF-läge 1 MHz

EMS FREKVENS: 2,91 KHz

VÅGFORM: rektangulär vågform

VATTENBESTÅNDIGHET: IPX6



YUKI - IPL-APPARAT FÖR HÅRBORTTAGNING MED KYLNING

Tar bort oönskat hår

Saktar hårväxten

Skyddar mot brännskador och smärta

Slät hud

oro: hårborttagning.

MATERIAL: ABS-plast, PC-plast.

VIKT: 298 g.

FUNKTIONER:
Enheten ger snabb, säker och smärtfri borttagning av oönskat hår med hjälp av avancerad IMPULSIVE LIGHT (IPL) teknologi. På grund av tvåpulsstrålningsregimen uppstår en högenergiöverlagring av fotoner, som effektivt verkar direkt på hårsäcken och saktar ner hårväxten. IPL TECHNOLOGY är lämplig för användning på naturligt svart, brunt, mörkblont hår. Det kan vara mindre effektivt på vitt, ljust, rött eller grått hår.

Innovativ teknologi för kylning av safiris minskar effektivt temperaturen i exponeringsområdet, skyddar epidermis från brännskador och lindrar helt smärta.

FUNKTIONER:
1. Transporterbarhet: bekväm att ta med på resor - enheten är lätt, kompakt och tar inte upp mycket plats i bagaget.
2. Svalkande safirbeläggning: kyler huden under en flare, minimerar obehag och skyddar mot brännskador.
3. 5 Power-lägen: låter dig enkelt välja en säker och effektiv intensitet för olika hudtyper och känsliga områden.
4. Manuella och automatiska lägen: manuell är lämplig för punktbearbetning (ansikte, bikini), och automatisk - för snabb hårborttagning av stora områden (ben, händer).
5. Obegränsat antal blixtar: hållbarhet utan att behöva köpa ersättningspatroner - resursen kommer att räcka för många års användning.
6. Termometer: övervakar kontinuerligt temperaturen på enheten och huden, förhindrar överhettning och säkerställer säkerhet.
7. Möjlighet att välja ett tvåpulsläge: enheten producerar en mycket effektiv applicering av 2 blixtar i en behandlingscykel, som verkar djupare på hårsäcken.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. Anslut nätadapterns sladd till motsvarande kontakt på fotoepilatorns kropp.
2. Sätt i nätadapterns kontakt till uttaget.
3. Viktigt: se till att bära skyddsglasögonen som ingår i satsen för att skydda synorganen från ljusblixtar.
4. Tryck och håll på-knappen i 2 sekunder för att starta enheten. I det här fallet kommer den inbyggda kylfläkten att starta (du kommer att höra ett karakteristiskt ljud).
5. Som standard startar enheten på den lägsta första intensitetsnivån. Justera strömmen genom att kort trycka på på/nivå-knappen. Ju högre nivå, desto starkare ljuspuls och desto snabbare uppnås effekten. Börja proceduren med låga nivåer, öka dem gradvis allt eftersom huden anpassar sig.
6. Lägesljusindikator: När enheten är påslagen men arbetsytan inte är i kontakt med huden lyser indikatorn kontinuerligt - i detta tillstånd blockeras blixtgenereringen av säkerhetsskäl. Så snart arbetsytan vidrör huden tätt börjar indikatorn blinka. Detta signalerar att kontakten har upprättats framgångsrikt och enheten är redo att fungera: när du trycker på knappen kommer en blixt att produceras (enkel eller dubbel puls beroende på valt läge).
7. Välj önskat driftläge för enheten:
Manuella och automatiska blixtlägen: fotoepilatorn erbjuder två blixtformat för olika uppgifter och områden. För att växla mellan dem, håll blixtknappen intryckt i 2 sekunder medan fönstret pekar bort från huden och inte trycks mot det.
Enhetsfönstret pekar åt sidan och vidrör inte huden:
• Automatiskt läge (blixtberedskapsindikatorn blinkar) - enheten genererar oberoende av varandra en puls vid varje tät kontakt mellan safirfönstret och kroppen, att trycka på knappen varje gång behövs inte. Detta läge är utformat för att snabbt och kontinuerligt behandla stora områden (som ben, armar, mage eller rygg). Det sparar tid och minskar handtrötthet under proceduren.
Manuellt läge (blixtberedskapsindikatorn brinner kontinuerligt) - blixten utlöses strikt när du medvetet trycker på blixtknappen. Det här läget är utformat för noggrann, känslig och punktstudie av små områden eller lättnadsområden som kräver maximal kontroll (till exempel ansikte, armhålor, bikiniområde).
Enkel/dubbel puls: Tryck och håll ned blixtknappen samtidigt
och slå på-knappen i 2 sekunder:
- Om lägesindikatorn inte brinner, är en enda puls aktiv (1 blixt per tryckning / kontakt). - Om indikatorn börjar brinna slås tvåpulsläget på - enheten producerar en mycket effektiv superposition på 2 blixtar per bearbetningscykel, som verkar djupare på hårsäcken.
Kylläge (Sapphire ice care): i manuellt blixtläge (inställt som standard vid start), utan att trycka på strålningsknappen, tryck safirglaset hårt mot huden. Detta läge används som en oberoende iskompress för att snabbt lugna huden, lindra irritation eller förbereda känsliga områden för efterföljande hårborttagning.

Observera: när du använder kylläget utan blixtgenerering, tryck på knappen för intensitetsnivåomkopplare minst en gång var 5:e minut så att enheten förblir aktiv. Annars kommer den automatiska avstängningsfunktionen att fungera.
8. För att stänga av enheten, tryck och håll in av-knappen i 2 sekunder. Fläkten fortsätter att gå i ytterligare 15 sekunder för att säkert kyla de inre elementen.
9. Efter att fläkten stannat helt, koppla bort adaptern från elnätet.

HUR MAN ANVÄNDER:
Innan den första proceduren, ta ett hudkänslighetstest. Välj ett litet hudområde i det avsedda behandlingsområdet. Aktivera den tredje intensitetsnivån och gör två blinkningar (i tvåpulsläge). Utvärdera tillståndet på platsen efter 30 minuter. Om huden ser normal ut kan enheten användas. Om det finns svår rodnad eller svullnad, skjut upp proceduren och kontrollera området efter 24 timmar. GENOMFÖRANDE AV HÅRBORTTAGNINGSPROCEDUREN
1. Förberedelse: raka håret helt i behandlingsområdet, rengör huden och torka torrt.
2. Sätt på dig glasögon, sätt på enheten och justera lämplig effekt och läge.
3. Tryck strålningsfönstret hårt mot huden i en vinkel på 90°. Se till att det inte finns några mellanrum mellan huden och safirglaset.
4. I manuellt läge, vänta på att ljussignalen är klar och tryck på blixtknappen. Flytta enheten till nästa avsnitt. I automatiskt läge kommer blixten att arbeta själv i nära kontakt med huden.
5. Under en session kan inte mer än 2-3 bloss riktas mot samma punktområde på huden för att undvika brännskador. Om du håller fotoepilatorn stilla på ett ställe blockeras kontinuerlig strålning efter 8 sekunder.
6. Rekommendation: efter behandling av en zon rekommenderas att applicera en kylande safiryta på den behandlade huden i 1-2 minuter, och först därefter gå till nästa zon.
7. Uppföljningsvård: I slutet av proceduren, applicera en lugnande aloe vera gel eller en mild fuktighetskräm på huden. Använd inte alkohol eller irriterande kosmetika. Om du känner en lätt brännande känsla, applicera en kall kompress i 30-60 minuter.

ANVÄNDNINGSFREKVENS OCH VARAKTIGHET:
1 - Y MÅNAD: Använd enheten 1 gång på 3-5 dagar. Hårets yttre struktur och hudens tillstånd förändras inte visuellt. 2:a månaden: använd enheten 1 gång i veckan. Håret börjar bli märkbart tunt och blir mjukare, svarta lökar börjar falla av under tvätten. 3:e månaden: använd enheten 1 gång på 15 dagar. Tillväxten av nytt hår är nästan helt undertryckt, de återstående enstaka hårstråna tas lätt bort. 4:e månaden: använd enheten 1 gång på 30 dagar. Håret slutar växa, den långsiktiga effekten av perfekt jämnhet av huden uppnås.

Upprätthålla vård (Följande procedurer): Hårborttagning med fotoepilator för hemmet är en långvarig process. Efter att ha genomfört en grundläggande 4-månaderskurs kan vissa delar av kroppen inte behöva ytterligare vård alls. För andra områden, beroende på kroppens individuella egenskaper, är det nödvändigt att utföra sällsynta underhållssessioner med intervaller på 6, 9 eller 12 månader för att konsolidera resultatet. Upprepa intensivkursen varje vecka är inte längre nödvändigt.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Apparaten får inte användas på mycket mörk, kraftigt pigmenterad hud. Vid mörk hudton ska du alltid börja på den första intensitetsnivån.
2. Före användning under graviditet, graviditetsplanering och amning, rekommenderas att konsultera en specialist.
3. Använd inte apparaten om huden är ljuskänslig eller om du tar läkemedel som ökar ljuskänsligheten.
4. Använd inte apparaten om det finns hudinflammationer, allergier, eksem eller infektioner i behandlingsområdet.
5. Det är förbjudet att behandla områden där fyllmedel, injektioner eller gifter (botox) har injicerats.
6. Det är förbjudet att använda enheten direkt på tatueringar, permanent makeup, stora fräknar, mullvadar, pigmentfläckar eller vårtor.
7. Det är förbjudet att använda på slemhinnor och ömtåliga områden på huden: öron, hals, bröstvårtor, könsorgan, anus och läppar.
8. Använd inte enheten efter intensiv naturlig garvning, besök i en solarie eller applicering av självbrunande krämer.
9. Försök inte plocka isär, reparera eller modifiera fotoepilatorns design på egen hand.
10. I händelse av skada på nätsladden, gaffeln eller upptäckt av gnistor, rodnad av strukturella element, sluta omedelbart att använda och kontakta den auktoriserade organisationen.

VARNINGAR:
1. Håll apparaten borta från pacemakers, defibrillatorer, bankkort och lagringsenheter.
2. Undvik att få vatten på enheten och adaptern. Det är förbjudet att använda enheten i badrummet eller nära handfat. Rör den inte med våta händer.
3. Enheten är utformad strikt för personer över 18 år. Håll enheten oåtkomlig för barn.
4. Stäng inte ventilerna under drift - detta kommer att leda till överhettning.
5. Värmeskydd: enheten är utrustad med en inbyggd termisk sensor. Om enhetens inre temperatur överstiger normen kommer skyddsmekanismen att fungera och fotoepilatorn slutar automatiskt att fungera. I det här fallet kopplar du bort den från nätverket, låt den svalna i 10 minuter, varefter enheten igen är redo för säker användning.
6. Använd inte enheten i en miljö som innehåller brandfarliga gaser, aerosoler eller rent syre.

I LÅSEN: (1) fotoepilator, (2) nätadapter, (3) skyddsglasögon,
4. engångshyvel, 5) bruksanvisning, 6) förvaringspåse.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

DIMENSIONER (H X B X D): 172×65×40 mm

KRAFT: 64,8 W

DRIFTSPÄNNING: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Ljuskälla: Intense Pulsed Light (IPL)

VÅGLÄNGD: 550-1200 nm (ett fel på ±20 nm)

Impulsläge: enkelpuls/dubbelimpuls

ANTAL LJUSBLIXTAR: >999000 pulser

MAXIMAL ENERGITÄTHET: 5.1 J/cm2

BEHANDLINGSFÖNSTRETS YTA: 3,3 cm2



YUTO+ - HÅRTORK MED DIFFUSER

Snabbtorkande | Effektiv styling | Frizz kontroll | Antistatisk effekt | Bevarar frisk hårglans

BOR: blött hår, formlös styling efter naturlig torkning av håret, överdriven fluffighet och elektrifiering av håret.

MATERIAL: ABS-plast, PC-plast.

VIKT: 360 g.

FUNKTIONER:
3 luftflödeshastigheter och 3 temperaturnivåer låter dig välja en bekväm torkningsinställning. Kall luft hjälper till att sätta frisyren.

Funktionen av jonisering mättar luften med negativa joner, vilket gör att du kan ta bort statisk elektricitet.

Den automatiska rengöringsfunktionen är utformad för att rengöra filtret från föroreningar utan extra ansträngning.

FUNKTIONER:
1. Vikstruktur.
2. Ultralätt - 360g.
3. Dysdiameter 42,4 mm.
4. Den långa sladden är 2 m.
5. Låg ljudnivå - upp till 64 dB.
6. 3 temperaturregimer: låg: 50 °C, medium: 70 °C, hög: 110 °C.
7. 3 munstycken i satsen: ett för torkning av hår med ett utökat munstycke låter dig applicera en större volym luft till håret för snabb torkning, det andra - ett smalt munstycke för styling för koncentrerat luftintag används för styling av hår, den tredje - en diffusor för torkning av lockigt hår. Munstyckena är fixerade i ett läge med magneter.

DRIFTSINSTRUKTIONER:
1. I lådan förvaras hårtorken i hopfällt läge för att öppna hårtorken, ta den i basen och håll den i höger hand, vrid handtaget i riktning bort från dig.
2. Sätt i hårtorkens kontakt i uttaget till punkten, installera önskat munstycke. Munstyckena på YUTO-fön är magnetiska, de dras automatiskt till sig och går in i luftutloppshålet. För att ta bort munstycket, dra i det.

3. För att slå på, tryck på på/av-knappen. När torktumlaren sätts på för första gången startar den automatiskt på lägsta temperatur och lägsta hastighet. 1 ljusindikator för temperaturnivå och 1 indikator för hastighetsnivå kommer att tändas.
4. Justera hastigheten på luftflödet. YUTO-fön har 3 hastighetsnivåer: låg, medium och hög. Ett enda klick på hastighetskontrollknappen ändrar nivån Ljusindikatorer som motsvarar det valda läget.
5. Justera temperaturen på den blåsta luften. I YUTO-fön finns det 3 temperaturnivåer: låg, medium och hög. Ett enda klick på temperaturkontrollknappen ändrar nivån. Ljusindikatorer som motsvarar det valda läget tänds.
6. I YUTO-fön är minnesfunktionen representerad. Vid den första påslagningen kommer både hastighets- och temperaturregimerna att startas på en lägsta nivå, men med efterföljande införanden kommer hårtorken att börja arbeta på det senast använda läget.
7. För att aktivera kallluftsläget, tryck på kallluftsknappen. För att stänga av kallluftsläget, tryck på knappen igen. Du återgår till föregående temperatur. Observera att kallluftsläget också kan stängas av genom att trycka på temperaturkontrollknappen.
8. Hårtorken är utrustad med en automatisk rengöringsfunktion för att rengöra de inre komponenterna i hårtorken. Tryck på temperatur- och flödeskontrollknapparna samtidigt när torktumlaren är i fungerande skick. Motorn börjar arbeta i motsatt riktning, blåser ut luft ur luftintagshålet och rengör. Under automatisk rengöring, tryck på valfri knapp för att återgå till hårtorkens standarddriftläge. Självrengöringsläget stängs av efter 15 sekunder.
9. För att stänga av, flytta knappen till AV-läget. Observera att YUTO-fön har en fördröjd finish. Med ett ögonblickligt stopp av hårtorken är det stor risk att skada motorn, vilket kommer att minska användningen av hårtorken. Den fördröjda finishen skyddar motorn från skador och förlänger dess livslängd och, följaktligen, livslängden på hårtorken.
10. Vik ihop hårtorken och koppla ur den från uttaget. Placera torktumlaren på en isolerad yta, låt den svalna. Ta bort den till en torr, ren förvaringsplats.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Installera ett torkmunstycke. Slå på torktumlaren, justera temperaturen och luftflödet.
2. Börja torka håret från rotzonen, rikta luftflödet till hårrötterna, men inte till hårbotten. För att uppnå volym, rikta hårtorken mot naturlig hårväxt.
3. Torka sedan huvudlängden, dela håret i zoner, luftflödets riktning uppifrån och ned.
4. Byt ut torkmunstycket till stylingmunstycket. Välj en separat sträng, lägg en brassning eller kam under strängen, ovanpå, placera munstycket i en vinkel mot håret, gå långsamt med en hårtork.
5. För att fixa, gå längs strängarna i kallluftsläge.
6. Stäng av hårtorken och koppla bort den från uttaget.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Den här hårtorken är designad för att torka hår i hårbotten. Använd inte denna enhet för något annat ändamål än att torka håret.
2. Använd inte enheten på dina ögon, hud eller andra ytor som är känsliga för värme.

VARNINGAR:
Hårtorkmunstycken innehåller magneter. Håll dig borta från pacemakers, defibrillatorer, bankkort och lagringsenheter.
1. Använd inte en hårtork nära ett badkar, handfat eller andra vattentankar.
2. Använd inte enheten när du tar ett bad.
3. Placera eller tappa inte enheten i vatten eller andra vätskor.
4. Om enheten faller i vatten, koppla ur den omedelbart. Rör inte vid vattnet.
5. Rör inte några delar av enheten med våta händer.
För att minska risken för brännskador, elektriska stötar, brand, skador:
1. Om torktumlaren inte används, koppla bort den från elnätet. Låt den svalna och förvara den på en säker torr plats.
2. Under användning värms hårtorken upp. Rör inte vid ögonen eller oskyddad hud på uppvärmda ytor.
3. Placera inte en varm hårtork direkt på någon annan yta än ett termoställ eller annan lämplig yta.
4. Lämna inte enheten i nätverket utan uppsikt. Strikt övervakning krävs när enheten används av barn eller när den används nära barn eller personer med funktionsnedsättning.
5. Använd denna enhet endast för dess avsedda ändamål och enligt beskrivningen i denna handbok.
6. Använd inte denna apparat om nätsladden eller gaffeln är skadad.
7. Dra, ryck, sträck, vrid eller böj inte nätsladden skarpt, speciellt inte nära kontakten. Detta kan skada eller bryta sladden. Hantera den försiktigt och håll den borta från heta ytor. Linda inte sladden runt apparaten.
8. Tappa inte enheten och för inte in främmande föremål i enhetens hål.
9. Denna enhet använder en icke-självläkande termisk säkring utformad för att förhindra överhettning. Om enheten stängs av under drift och den andra lysdioden (temperaturlägen) blinkar, koppla bort enheten från uttaget och låt den svalna.
10. Det är förbjudet att förvara enheten på platser med hög luftfuktighet.
11. Lämna inte hår eller ludd i enhetens ventilationsöppningar.
12. Placera inte apparaten på ytan när den är i fungerande skick.
13. Sluta använda omedelbart och koppla bort enheten från uttaget om apparaten är defekt eller har blivit för varm.

I LÅSEN: (1) hårtork, (2) torkmunstycke, (3) stylingmunstycke, (4) diffusor,
5. instruktion, (6) för förvaringsväskan.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

MOTORHASTIGHET: 110000 rpm

Hastighet: 32 liter per sekund

LUFTFLÖDESHASTIGHET:
- Låg hastighet - 80000 varv per minut
- Medelhastighet: 95000 varv per minut
- Hög hastighet - 110000 varv per minut

TEMPERATURINSTÄLLNINGAR: • låg temperatur - 50 °C • medeltemperatur - 70 °C • hög temperatur - 110 °C



TILLBEHÖR



RENGA GOLD - NECESSÄR

Organiserar hudvård & kosmetika

Förvaring hemma och på språng

ORDNING: oordnad förvaring.

MATERIAL: polyuretan (utsida), polyester (insida).

FUNKTIONER:
1. Snygg utsida och ergonomisk insida: designen och interiörens layout gör kosmetikaväskan både bekväm och attraktiv.
2. Praktisk: polyesterfodret är lätt, starkt, håller formen, motstår skrynklighet och smuts. Utspillda kosmetiska produkter kan torkas bort med en fuktig trasa.
3. Förstärkt struktur: tunna inre paneler ger kosmetikaväskan extra styvhet och hjälper den att behålla sin form.
4. Kapacitet: fickor inuti och utanför kosmetikaväskan ger plats för allt du behöver.
5. Invändiga handtag: 2 starka handtag låter dig bära kosmetikaväskan öppen eller hänga den på en krok.
6. 3 färger - nu har våra kunder möjlighet att välja den färg som passar dem bäst.

SKÖTSELREKOMMENDATIONER:
Det kan bildas veck i kosmetikapåsen under förlossningen och gradvis försvinna. Djupa veck kan tas bort med en ångkokare genom en vit bomullshandduk.


MOISTURE
MASSAGE
GEL
IRRIGATOR
RINSE +
MOUTHWASH
CETYLPYRIDINIUM
CHLORIDE AND SAGE
THERMAL
COLD & TONED
BODY SCRUB
SEA SALT • L-CARNITINE
COLD & TONED
BODY MILK
CAFFEINE • LAMINARIA
wau

WAU HUDVÅRD



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

ÅTERUPPBYGGANDE ANSIKTSKRÄM

Återställer hudbarriären

Förbättrar elasticiteten

Ger intensiv näring

Lugnar

Återfuktar och mjukgör på djupet

HUDBESVÄR: uttorkad, torr, glåmig eller irriterad hud.

EGENSKAPER: lugnar huden, förbättrar fasthet och elasticitet, ger intensiv näring och fukt och stödjer hudens återhämtning.

INGREDIENSER: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

AKTIVA INGREDIENSER:

1. Allantoin lugnar huden, lindrar irritation och stödjer återhämtningen.
2. Arginin är en aminosyra som främjar mikrocirkulationen och hudens skyddsfunktioner.
3. Tea tree-extrakt (Melaleuca Alternifolia) har antiseptiska och antiinflammatoriska egenskaper.
4. Lactobacillus Ferment Lysate (probiotika) hjälper till att återställa hudens mikrobiom och stärka dess skydd.
5. Trollhasselvatten (Hamamelis Virginiana) gör porerna mindre framträdande och reglerar talgproduktionen.
6. Lavendel (Lavandula Angustifolia) och kamomill (Chamomilla Recutita) lugnar huden och dämpar rodnad.
7. Lotus (Nelumbo Nucifera) och grönt te (Camellia Sinensis) innehåller antioxidanter som skyddar mot förtida ålderstecken och yttre påfrestningar.

EGENSKAPER: Krämens aktiva ingredienser gör huden mjuk och sammetslen redan vid första användningen och skyddar den mot vind och kyla. Extrakt från grönt te, kamomill, lavendel och tea tree tillför vitaminer och antioxidanter som hjälper huden att behålla sin spänst och naturliga lyster. Krämen är lätt och absorberas snabbt utan att kännas klibbig.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Rengör huden i ansiktet.
2. Applicera önskad mängd kräm på huden och massera med fingertopparna tills den har absorberats.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. Före användning rekommenderas att utföra ett allergiskt test.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik direktkontakt med ögonen. skölj med varmt vatten om du kommer i ögonen.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 100 ml.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

FUKTIGANDE MASSAGEGEL FÖR KROPPEN

Återställer | Återfuktar | Ledande

ORSAKER: torr hud, behov av mikroströmsmassage.

FÖRDELAR: återfuktning, återhämtning, effektiv mikroströmsmassage.

INGREDIENSER: Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

AKTIVA INGREDIENSER:

1. Trehalos (1%) - behåller effektivt fukten, håller huden återfuktad, skyddar huden från yttre stimuli och minskar oxidativ stress. Stärker hudbarriären, lämplig för känslig hud.
2. Betain (1%) är en naturlig komponent för aktiv återfuktning. Tar bort irritation och lugnar huden, gör den smidig och elastisk.
3. Niacinamid (3%) bromsar produktionen av melanin, förbättrar hudtonen och gör den ljusare. Reglerar överdriven produktion av talg, förhindrar uppkomsten av inflammation. Främjar syntesen av ceramider för att förbättra hudens skyddande funktion. Justerar hudens struktur och minimerar fina rynkor.
4. Adenosin (0,04%) - stimulerar produktionen av kollagen för elasticitet och ungdomlighet i huden. Lugnar irriterad hud, lindrar inflammation och främjar dess återhämtning.
5. Komplex av 7 peptider (0,1%) - ökar produktionen av kollagen och elastin, ökar hudens elasticitet. Förhindrar uppkomsten av tecken på åldrande och minskar antalet små rynkor, främjar förnyelse och återställande av hudceller.
6. Hydrolyserat kollagen (0,1%) - levererar fukt djupt in i huden, ger djup och långvarig fukt. Ökar hudens fasthet och elasticitet. Det hjälper till att återställa skadad hud.

7. Madecassoside (0,1%) - lugnar känslig hud och lindrar inflammation. Skyddar och upprätthåller en hälsosam hudbarriär, påskyndar hudreparation och sårläkning.
8. Komplexet med 22 aminosyror (0,1%) - tillhandahåller tillförsel av essentiella aminosyror för att bibehålla hudens hälsa. Hjälper till att behålla fukt, vilket gör huden mjuk och elastisk. Förbättrar hudens struktur och främjar cellregenerering.
9. Hyaluronsyra (0,1%) - hjälper till att behålla den resulterande fukten och förhindrar torrhet. Håller huden fast och slät. Lugnar känslig hud och upprätthåller balansen av fukt i huden.
10. PDRN (polynukleotider, 0,01%) - förbättrar cellulär metabolism och reparerar skadad hud. Stärker huden och minimerar rynkor. Minskar rodnad och läker huden.

FUNKTIONER: Fuktgivande kroppsmassagegel är designad speciellt för att leda strömmar under mikroströmsterapi, elektromyostimulering och RF-lyftprocedurer. Gelstrukturen är perfekt för användning med massageapparater, gelen fungerar som en fuktighetskräm, torkar inte ut under lång tid, lämnar ingen känsla av klibbighet och stramhet. De aktiva komponenterna i kompositionen säkerställer bevarandet av jämnhet, elasticitet och ungdomlighet i huden.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Applicera produkten på torr rengjord hud på kroppen.
2. utför proceduren med en kroppsmassager från WAU, låt gelen vara helt absorberad.
3. I slutet av proceduren kan en fuktighetskräm (kräm eller serum) appliceras.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. För att undvika allergiska reaktioner rekommenderas att testa produkten på insidan av armbågsvecket före användning. Sluta använda om det finns irritation eller utslag.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik direktkontakt med ögonen. skölj med varmt vatten om du kommer i ögonen.
4. Efter användning av produkten rekommenderas det att applicera en SPF-kräm för att skydda mot exponering för solljus.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 300 ml.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

TONIKKRÄM FÖR HUDEN RUNDT ÖGON

Återfuktar och mjukgör på djupet

Minskar tecken på trötthet

Toner

Minskar svullnad

oro: mörka ringar, svullnad, spår av stress och sömnbrist, åldersrelaterade förändringar.

FÖRDELAR: en märkbar justering av tonen, en minskning av ödem, en ökning av hudens densitet och elasticitet, utjämning av "kråkfötterna".

INGREDIENSER: Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

AKTIVA INGREDIENSER:

1. Dexpanthenol (hög koncentration) - läker intensivt, lugnar och återställer den skadade epidermis.
2. Tranexamsyra + Glutation - en kraftfull tandem för att blockera syntesen av melanin; eliminerar pigmentfläckar och gör "mörka" ringar ljusare.
3. Koffein - stimulerar lymfdränage, tar bort överflödig vätska och eliminerar snabbt morgonsvullnad.
4. Glukosylrutin (Vitamin P) - stärker kapillärernas väggar, minskar deras synlighet (blått) och förhindrar spröda kärl.
5. Komplex av tillväxtfaktorer (6 typer av sh-Polypeptid / Oligopeptid) - utlöser cellförnyelse, stimulerar produktionen av sitt eget kollagen, arbetar med att lyfta.

6. Vitaminkomplex (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - ger näring, förbättrar ämnesomsättningen i cellerna och återställer huden till en frisk lyster.
7. Niacinamid - stärker barriärfunktionen och förbättrar hudens struktur.

EGENSKAPER: Krämen ger en omfattande vård för den ömtåliga huden runt ögonen. Höga koncentrationer av koffein, niacinamid och tranexamsyra hjälper till att minska svårighetsgraden av mörka ringar, svullnad och små rynkor. De aktiva komponenterna i kompositionen stimulerar förnyelseprocesser, återfuktar och ger näring åt huden på djupet, vilket ger den elasticitet och en slät, strålande ton.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Applicera en liten mängd av produkten på torr och rengjord hud: från den inre delen av ögat till tinningarna - först längs de nedre, och sedan längs de övre orbitalbenen.
2. Fördela krämen och massera in med dina fingerkuddar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. Före användning rekommenderas att utföra ett allergiskt test.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik direktkontakt med ögonen. skölj med varmt vatten om du kommer i ögonen.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 25 g.



CLEANSING BALM

HYDROFIL BALM FÖR TVÄTT

Rengör skonsamt

Närar på djupet

Återfuktar intensivt

Stärker hudbarriären

oro: ihållande makeup, rester av SPF-filter, förorenade porer, torrhet och en känsla av stramhet efter rengöringsstadiet, bruten lipidbarriär.

FÖRDELAR: Huden blir ren och återfuktad, utan att kännas stram.

INGREDIENSER: Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

AKTIVA INGREDIENSER:

1. Ett rikt komplex av naturliga oljor (ricin, jojoba, solros, hasselnöt, argan, shea) - löser lätt upp fettlösliga föroreningar (talg, persistent makeup, SPF), ger näring på djupet och mjukgör huden.
2. Sju former av hyaluronsyra (inklusive: natriumhyaluronat, hydrolyserad hyaluronsyra, etc. - ger intensiv återfuktning på flera nivåer och förhindrar uttorkning av huden under tvätt.
3. Ceramidkomplex (NS, AP, AS, NP, EOP) - återställer och stärker effektivt lipidbarriären (skyddande) i epidermis.
4. Vitamin E (Tocopherol) och Niacinamid är kraftfulla antioxidanter som skyddar, lugnar huden och främjar tonjustering.
5. Vitaminkomplex (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - ger dessutom näring, förbättrar cellulär ämnesomsättning och stödjer frisk hudglans.

EGENSKAPER: Balsam ger en effektiv och skonsam rengöring av huden, löser lätt upp makeup, SPF och kontaminering. Ett rikt komplex av naturliga oljor ger näring på djupet och mjukgör huden. Sju former av hyaluronsyra och ceramider återfuktar och stärker den skyddande barriären intensivt. Vitamin E och niacinamid skyddar och lugnar huden. Efter applicering blir huden ren och återfuktad, utan att kännas stram.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Applicera en liten mängd hydrofilt balsam med torra händer på ett torrt ansikte och fördela det jämnt över huden med masserande rörelser.
2. Blöt händerna och tvätta balsamet med varmt vatten, vid kontakt med vatten kommer balsamet att få mjölkens konsistens.
3. fortsätt till det andra reningssteget (skum eller gel för tvättning).

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. Före användning rekommenderas att utföra ett allergiskt test.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik direktkontakt med ögonen. skölj med varmt vatten om du kommer i ögonen.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 50 g.



COLD & TONED BODY MILK

MJÖLK FÖR CRYO EFFECT KROPPEN

Minskar svullnad

Återfuktar och förnyar huden

Vård mot celluliter

Återställer ton och fasthet

oro: förlust av elasticitet och slapphet i huden, en tendens till svullnad och en känsla av tyngd i benen, matt ton och ojämn mikrolindring av huden, uttorkning och en känsla av stramhet, behovet av att återhämta sig efter fysisk ansträngning.

FÖRDELAR: kylande effekt, en känsla av lätthet och djup fukt, en mer tonad siluett, en ökning av hudens turgor och en minskning av synligheten av "celluliter", slät, sammetslen hud.

INGREDIENSER: Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTIVA INGREDIENSER:

Kylning och ton

1. Mentyllaktat + Mentol - Kombinationen av ren mentol och dess mjuka derivat ger en känsla av behaglig svalka som varar längre än från vanlig mentol utan att irritera huden. Detta hjälper till att lindra känslan av tyngd i benen.
2. Koffein (koffein) - har en lymfdränerande effekt, stimulerar mikrocirkulationen och hjälper till att avlägsna överflödig vätska.

Avsvällande och stärkande komplex

1. Aesculus Hippocastanum (hästkastanj) är en av de bästa komponenterna för att stärka blodkärlens väggar och bekämpa svullnad.
2. Hedera Helix (murgröna) + Laminaria (Laminaria) - bidrar till att öka elasticiteten i huden. Murgröna används ofta i anti-celluliter för att bryta ner fetter och ta bort gifter.
3. Citrus Medica Limonum (Citron) - fräschar upp och hjälper till att stärka kapillärerna.

Återhämtning och återfuktning

1. Aloe Barbadensis (Aloe Vera) är grunden för föreningen (andra plats), ett kraftfullt lugnande och återfuktande medel.
2. Natriumhyaluronat (Hyaluronsyra) - håller kvar fukten i hudens övre lager.
3. Niacinamid (Vitamin B3) - förbättrar hudens skyddande barriär, anpassar tonen och hjälper till med mikroskador.

Näringsbas (oljor)
1. Sheasmör (Shi), Jojoba (Jojoba), Sötmandel (Mandel), Grape Seed (Druvfrö - en uppsättning effektiva näringsrika oljor, gör huden sammetslen och mjuk.

EGENSKAPER: Svalkande kroppsmjölk med en lätt konsistens tonar huden omedelbart och ger djup återfuktning. Det aktiva komplexet baserat på koffein, kelpextrakt och asiatisk centella har en kraftfull lymfdräneringseffekt. Naturliga extrakt och oljor återställer lipidbarriären, vilket gör huden mjuk och slät. Regelbunden användning av mjölk stramar upp huden märkbart och minskar svårighetsgraden av brister.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Applicera en liten mängd mjölk på den rena, torra huden på kroppen.
2. Massera lätta rörelser tills de är helt absorberade. Var särskilt uppmärksam på problemområden.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Endast för utvärtes bruk. Produkten innehåller kylkomponenter. Undvik att komma in i ögon och slemhinnor. Applicera inte på skadad eller irriterad hud. Om det finns tecken på individuell intolerans, sluta använda.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 250 ml.



COLD & TONED BODY SCRUB

SKRUBB FÖR KROPPEN MED CRYO-EFFEKT

Minskar svullnad

Djuprengöring och hudförnyelse

Vård mot celluliter

Återställer ton och fasthet

oro: förlust av elasticitet och slapphet i huden, tendens till svullnad och en känsla av tyngd i benen, ojämn mikrolättnad i huden.

FÖRDELAR: jämnare mikrolindring och mjukhet i huden, minskar de synliga manifestationerna av svullnad, stärker kroppens konturer.

INGREDIENSER: Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTIVA INGREDIENSER:

Rengöring och kylning

1. Maris Sal (havssalt) - fungerar som ett slipmedel och tar bort keratiniserade celler.
2. Mentyllaktat + Mentol - Kombinationen av ren mentol och dess mjuka derivat ger en känsla av behaglig svalka som varar längre än från vanlig mentol utan att irritera huden. Detta hjälper till att lindra känslan av tyngd i benen.

Avsvällande och stärkande komplex

1. Koffein + L-karnitin - koffein tar bort vätska och toner, och L-karnitin hjälper till att minska volymerna.
2. Aesculus Hippocastanum (hästkastanj) + Hedera Helix (murgröna) - arbetar för att stärka väggarna i kapillärer och vener, förhindra stagnation av lymfan.
3. Hamamelis Virginiana (Gamamamelis) - har en sammandragande och lugnande effekt, smalnar av porerna och stärker det vaskulära nätet.

Näringsbas (oljor och panthenol)

1. Jojoba & Aprikosoljor - mjukar upp effekten av salt, förhindrar övertorkning och återställer lipidbarriären efter exfoliering.
2. Panthenol - Lugnar huden, lindrar eventuell irritation från aktiv massage och salt.

FUNKTIONER: svalkande scrub baserad på havssalt och koffein rengör och exfolierar huden på djupet, utjämnar effektivt mikroreliefen och minskar svullnader. Kombinationen av växtextrakt och L-karnitin har en kraftfull lymfdräneringseffekt, stärker blodkärlens väggar och hjälper till att öka hudens elasticitet. Regelbunden användning av skrubb ökar hudens elasticitet avsevärt, vilket gör den mer tonad och slät.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Applicera på den fuktiga huden på kroppen, massera in i cirkulära rörelser i 2-3 minuter, skölj sedan med varmt vatten.
2. Använd 1-2 gånger i veckan.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Endast för utvärtes bruk. Produkten innehåller kylkomponenter. Undvik att komma in i ögon och slemhinnor. Applicera inte på skadad eller irriterad hud. Om det finns tecken på individuell intolerans, sluta använda.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 300 g.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

FUKTKRÄM FÖR KROPPEN

Lugnar | Återfuktar | Mjukar upp

oro: torr hud, uttorkning av huden, irritation.

FÖRDELAR: lugnar, ökar hudens fasthet och elasticitet, ger den intensiv näring och återfuktar den, aktiverar hudens återställande processer.

INGREDIENSER: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

AKTIVA INGREDIENSER:
1. Beta-glukan - ger djup återfuktning, ökar lokal hudimmunitet, har en uttalad anti-aging effekt, "återupplivar" huden, ger den fasthet och elasticitet.
2. Timjanbladsextrakt - motverkar avdunstning av fukt, så att huden förblir återfuktad under lång tid, och huden får ett friskt utseende och blir elastisk. Extraktet har även bleknings- och antioxidanteffekter.
3. extrakt av äppelmintblad - har en antibakteriell och lugnande effekt, fräschar upp huden och bekämpar irritation.
4. Tebladsextrakt (Camellia Sinensis) - normaliserar hudens tillstånd genom att påskynda metaboliska processer. Ämnen som utgör tebladen förhindrar uppkomsten av ödem och rengör porerna. Antioxidantegenskaper hos polyfenoler som finns i teblad kan förhindra för tidigt åldrande av huden

EGENSKAPER: Krämen är utvecklad med PTD (Protein Transduction Domain)-teknologi, som anses vara den mest effektiva metoden för att leverera de aktiva komponenterna i kompositionen till hudcellerna, vilket säkerställer maximalt upptag av näringsämnen. Krämens silkeslena konsistens gör att den snabbt absorberas av huden utan att lämna en känsla av klibbighet. Naturliga oljor och extrakt i kompositionen ger näring på djupet, lugnar och förhindrar avdunstning av fukt, så att huden förblir slät och återfuktad under lång tid.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Rengör huden innan du applicerar produkten.
2. Applicera önskad mängd produkt och massera in med dina fingerkuddar tills den är helt absorberad.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. För att undvika allergiska reaktioner rekommenderas att testa produkten på insidan av armbågsvecket före användning. Sluta använda om det finns irritation eller utslag.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik direktkontakt med ögonen. skölj med varmt vatten om du kommer i ögonen.
4. Efter användning av produkten rekommenderas det att applicera en SPF-kräm för att skydda mot exponering för solljus.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 300 ml.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

KONCENTRERAD MUNNSKÖLJNING FÖR SKÖLJARE MED CETYLPYRIDINIUMKLORID OCH salvia

Effektiv munrengöring

Fräschar upp andedräkten

Stöder munslemhinnan och tandköttets hälsa

Förbättrar prestanda för vattentråd

oro: Tandplack, tandköttssjukdom, andedräkt, kariesförebyggande.

FÖRDELAR: bekämpar skadlig mikroflora i munhålan, har en lugnande och antiinflammatorisk effekt, låter dig kombinera rengöring med den masserande och profylaktiska effekten av att använda en irrigator.

INGREDIENSER: Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

AKTIVA INGREDIENSER:
1. Cetylpyridiniumklorid är en effektiv antibakteriell komponent. Bekämpar bakterier som orsakar plack, karies, tandköttsinflammation och dålig andedräkt, vilket ger långvarig fräschör.
2. Salviaextrakt och bioantioxidantkomplex av ginseng "Neovitin®", lugnar och återställer slemhinnan. De har en antiinflammatorisk effekt, främjar vävnadsläkning och stärker tandköttets hälsa.
3. Xylitol - minskar risken för karies, hämmar tillväxten av patogena bakterier i munhålan, främjar remineraliseringen av tandemaljen och upprätthåller en hälsosam pH-balans.
4. Eterisk myntaolja - ger frisk andedräkt, har en svalkande och lätt smärtstillande effekt. Den har en antibakteriell effekt, rengör munnen och ger en känsla av renhet.

FUNKTIONER: sköljning och vätska för spolning 2 i 1 normaliserar mikrofloran i munhålan, förbättrar slemhinnans tillstånd och förhindrar utveckling av karies. Som en klassisk sköljning renar munhålan från farlig mikroflora, förhindrar bildandet av plack och uppkomsten av en obehaglig lukt, förbättrar tillståndet hos slemhinnan och tandköttet, ger en känsla av friskhet. Som en vätska för en irrigator låter den dig kombinera rening med en masserande och profylaktisk effekt.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Vid användning som sköljning: Förbered den nödvändiga mängden lösning genom att späda koncentratet med varmt vatten i förhållandet 1:2 och skölj munhålan i 30 sekunder. Använd den dagligen efter varje måltid.
2. När den används i en spolningsapparat: förbered den nödvändiga mängden lösning genom att späda koncentratet med varmt vatten i förhållandet 1:10 (i allvarligt tandköttstillstånd kan förhållandet höjas till 1:3), och skölj munhålan, enligt instruktionerna till enheten.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. Skaka före användning. Sediment och färgförändringar kan uppstå på grund av naturligt framställda ingredienser. Sluta använda om obehagliga känslor uppstår.
2. Svälj inte.
3. För vuxna och barn över 14 år.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 430 ml.



MILKY ESSENCE TONER

ANSIKTSTONER MED PROBIOTIKA

Närar & lugnar

Jämnar ut hudtonen

Stärker hudbarriären

Återfuktar intensivt

oro: försämrad lipidbarriär, uttorkning, torrhet och stramhet efter tvätt, matt hy, känslighet, obalans i hudmikrobiomet.

FÖRDELAR: Huden är djupt återfuktad, lugnad och förberedd för vidare vård; skyddsbarriären är återställd, tonen är slät och strålande.

INGREDIENSER: Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTIVA INGREDIENSER:

1. komplex av lysat (Bifida, Lactococcus, Lactobacillus Ferment Lysate) - probiotika som återställer en frisk hudmikrobiom, minskar känsligheten och stärker lokal immunitet.
2. Ceramidkomplex (Ceramide NP, NS, AP, AS, EOP) - fysiologiska lipider som är inbäddade i de skadade områdena i stratum corneum, vilket effektivt återställer den skyddande barriären och förhindrar fuktförlust.
3. Asiatiskt centellabladsextrakt är en kraftfull naturlig komponent som lugnar huden, lindrar rodnad och irritation.
4. Niacinamid - stärker barriärfunktionen och förbättrar hudens struktur.
5. Komplex av tillväxtfaktorer (sh-Polypeptide / Oligopeptide) - triggar cellförnyelse, stimulerar produktionen av sitt eget kollagen, arbetar med att lyfta.

6. Vitaminkomplexet (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) och dexpanthenol - ger näring, förbättrar ämnesomsättningen i celler och återställer huden till en frisk lyster, samt intensivt läker och återställer epidermis.
7. Komplex av naturliga oljor (raps, solros, ängsskum, argan) - ger intensiv näring, mjukar upp huden och eliminerar torrhet.

EGENSKAPER: Tonern ger intensiv återfuktning och återhämtning, förbereder huden för ytterligare vård. Komplexet av laktobacillilysat och ceramider stärker effektivt hudens skyddande barriär och upprätthåller mikrobiomens naturliga balans. Centella Asian, niacinamid, peptider och växtextrakt lugnar, ger näring och anpassar hudtonen, vilket ger den ett friskt strålande utseende.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Efter tvätt, spraya en måttlig mängd ansiktsvatten i ansiktet.
2. vänta tills det torkar och avsluta vården med serum eller kräm.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. Före användning rekommenderas att utföra ett allergiskt test.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik direktkontakt med ögonen. skölj med varmt vatten om du kommer i ögonen.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 150 ml.



MOISTURE MASSAGE GEL

FUKTIGANDE GEL FÖR ELEKTRISK STIMULATIONSBEHANDLING

Återfuktar intensivt

Återställer

Ledande

Ljusar upp pigmentering

ORSAKER: torr hud, behov av mikroströmsmassage.

FÖRDELAR: återfuktning, återhämtning, effektiv mikroströmsmassage.

INGREDIENSER: Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

AKTIVA INGREDIENSER:

1. Citrus Unshiu Fruit Extract (Unshiu Mandarin Extract) är en gel fuktgivande bas (istället för vatten). En kraftfull naturlig antioxidant som lyser upp pigmentering.
2. Niacinamid (Niacinamid) - vitamin B3. Förbättrar barriärfunktionen, smalnar av porerna och anpassar tonen.
3. Tranexamsyra (Tranexamsyra) är en av de mest effektiva moderna komponenterna för att bekämpa pigmentering och rodnad.
4. Acetyl Hexapeptide-8 (Argyrelin) är det berömda peptidmuskelavslappnande medlet. Avslappnar ansiktsmusklerna och minskar djupet av ansiktsrynkor.
5. Koppartripeptid-1 (Peptid av koppar) - startar regenereringsprocesser, stimulerar syntesen av kollagen och elastin, läker skador.
6. Gruppen av sh-peptider (sh-Oligopeptide, sh-Decapeptide, etc.) är signalmolekyler som får huden att förnya sig snabbare och kompaktera sin struktur.

7. Adenosin (Adenosin) - beprövad anti-aging komponent, ökar produktionen av sitt eget kollagen.
8. Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), den mest kraftfulla antioxidanten i kosmetikavärlden (liknande koenzym Q10), skyddar celler från oxidativ stress.
9. Hydrolyzed Collagen (Hydrolyzed Collagen) - ger omedelbar lyfteffekt och djup återfuktning.
10. Centella asiatica + Madecassoside lugnar huden skonsamt, stärker blodkärlen och lindrar inflammation.
11. Panthenol (Pantenol) - läker och behåller fukt.
12. En uppsättning aminosyror (glutamin, arginin, lysin, valin, etc. - mer än 20 totalt) är byggstenarna för hudproteiner. I kombination med mikroströmmar hjälper de till att upprätthålla hudens elasticitet och dess förmåga att läka sig själv.

EGENSKAPER: Återfuktande gel för mikroström och EMS-procedurer med en lätt, behaglig konsistens och aktivt komplex baserat på mandarinextrakt med niacinamid, kollagen, panthenol och växtextrakt återfuktar på djupet, mjukar upp och lugnar huden och ger också en perfekt glidning av enheter utan att lämna en känsla av klibbighet och stram.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Applicera produkten på torr, rengjord hud i ansiktet.
2. Utför behandlingen med en elektrisk stimuleringsmassager. Låt gelén vara helt absorberad.
3. Komplettera vården genom att applicera en fuktighetskräm (kräm eller serum).

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. Före användning rekommenderas att utföra ett allergiskt test.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik att komma in i ögonen. Om du får produkten på ögats slemhinna, skölj den noggrant med vatten.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 150 ml.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

PEPTIDE ANSIKTSSERUM MED LYFTEFFEKT

Minskar rynkor

Jämnar ut hudens struktur

Lyftande effekt

Återfuktar på djupet

oro: förlust av definition av ansiktskonturerna, förlust av hudens elasticitet, rynkor och veck i ansiktet, trött hud.

FÖRDELAR: märkbar utjämning och komprimering av huden, en jämn ton, förträngning av porerna och effekten av "belysning" från insidan.

INGREDIENSER: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

AKTIVA INGREDIENSER:

1. Guld - förbättrar mikrocirkulationen och ger huden en frisk lyster.
2. Acetyl Hexapeptide-8 (Argyrelin) - peptid muskelavslappnande, slappnar mjukt av musklerna i ansiktet, vilket minskar djupet av ansiktsrynkor.
3. komplex av tillväxtfaktorer (sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1) - stimulerar celldelning och kollagensyntes, utlöser regenereringsprocesser.
4. Palmitoyl Tripeptide-5 - tränger djupt in i huden och stimulerar produktionen av kollagen typ I och III, vilket stärker strukturen i dermis.
5. Fytoöstrogener (Soja, Pueraria, Clover, Tsimitsifuga) är det mest kraftfulla blocket för att korrigera åldersrelaterade förändringar. De fyller bristen på sina egna hudresurser och återställer den till elasticitet.

6. Copper Tripeptide-1 (Copper Tripeptide) - har en kraftfull läkande och antioxidant effekt, komprimerar huden.
7. Niacinamid och Adenosin är en klassisk koreansk "duett" för att lätta upp pigmentering och rynkor.

EGENSKAPER: peptidserum för en person med en hög koncentration av aktiva komponenter förbättrar hudtonen och slätar märkbart ut rynkor. Guldmikropartiklar stimulerar cellulär aktivitet, vilket gör att huden ser slätare, piggare och friskare ut.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Applicera en liten mängd serum på ansikte, hals och klyvningsområdet.
2. Låt serumet sitta kvar på huden tills det är helt absorberat.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. Före användning rekommenderas att utföra ett allergiskt test.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik direktkontakt med ögat. Om den träffar ögats slemhinna, skölj den noggrant med vatten.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 30 ml.



PORE CLEANSING GEL

GEL FÖR AVSINKRUSTERING (RENGÖRING)

Exfolierar döda hudceller

Öppnar porerna

Lugnar

Återfuktar

oro: vidgade porer, öppna och slutna komedoner, akne.

FÖRDELAR: exfolierar keratiniserade celler, expanderar porerna, återfuktar.

INGREDIENSER: Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

AKTIVA INGREDIENSER:
1. Polyvinylpyrrolidon - absorberar föroreningar, har antiseptiska egenskaper.
2. Aloe vera juice - har en antiinflammatorisk effekt.

EGENSKAPER: Gelen används för kallångning innan ultraljud och manuell rengöring av ansiktet. Gelen är lämplig för alla hudtyper, inklusive känslig hud.

HUR MAN ANVÄNDER:

Den första metoden: vid disincrusting med en galvanisk ström: applicera gelen på huden och arbeta från minuspolen i 7-10 minuter. Ta bort gelrester helt. Sedan 1-2 minuter att arbeta från den positiva polen på rent vatten. Gelkonsumtion på 5-7 ml per procedur.

Det andra sättet: med ultraljud peeling, applicera gelen på den rengjorda huden och arbeta på den med en spatel i enlighet med protokollet för proceduren. Ta bort gelrester helt. Gelkonsumtion på 7-10 ml per procedur.

Den tredje metoden: i kall ångning efter demakiyazh, applicera gelen med ett tätt lager på huden i 15 minuter och täck med en film. Tvätta bort gelrester.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. Undvik direkt solljus efter applicering för att undvika brännskador, klåda, rodnad och svullnad.
2. Applicera inte på skadad hud.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 100 ml.



THERMAL PROTECTION

TERMOSKYDDANDE KRÄMVÄTSKA FÖR HÅR

Skyddar mot stylingvärme

Vårdar och återställer håret

Lämnar håret friskt och välvårdat

oro: exponering för höga temperaturer, tråkigt, sprött och livlöst hår.

FÖRDELAR: Skydd mot höga temperaturer, stärkande och närande hår.

INGREDIENSER: Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

AKTIVA INGREDIENSER:

1. D-panthenol (Provitamin B5) - återfuktar håret och hårbotten intensivt, tränger djupt in i hårets struktur. Återställer skadade områden, gör håret slätare, mer elastiskt och glansigt. Det skyddar mot uttorkning och termiska effekter.
2. Vetegroddsolja är rik på vitaminer (E, A, D) och fettsyror. Vårdar och återställer torrt och skadat hår på djupet, ger dem silkeslenhet och ett hälsosamt utseende. Det skapar en skyddande barriär mot yttre aggressiva faktorer.
3. Komplex av växtextrakt (granat, björk, kamomill, fältsvans, nässlor,
Aloe vera, kardborrerot, grönt te, humle, henna, proso, salvia:
Granatäppleextrakt är en kraftfull antioxidant som skyddar håret från negativ påverkan från miljön och fria radikaler. Det hjälper till att bevara färgen på färgat hår, ger dem glans och vitalitet. Extrakt av åkerfräken, nässlor, kardborrerot, hirs, humle - hjälper till att stärka hårsäckarna, minska håravfall och stimulera hårväxten. Aloe vera, kamomill och björk - återfuktar och mjukar upp håret på djupet, gör dem lydiga och lena, lugnar hårbotten, minskar irritation. Grönt te, henna och salvia - har antioxidantegenskaper, skyddar mot skador, ger håret en naturlig glans och ett friskt utseende.
4. Biotin (Vitamin H / B7) - stärker hårsäckarna, främjar tillväxten av friskt och starkt hår, förhindrar sprödhet och förlust. Det ger håret volym och vitalitet.

5. Niacin (Vitamin B3/PP) - förbättrar mikrocirkulationen i hårbotten, vilket bidrar till en bättre tillförsel av näringsämnen till hårsäckarna. Aktiverar hårväxten, stärker deras struktur och ger en frisk glans.
6. Lecitin (naturligt emulgeringsmedel) - hjälper till att återställa skadat hår, ger dem mjukhet och släthet. Förbättrar penetrationen av andra aktiva komponenter.

EGENSKAPER: Krämvätska skyddar inte bara effektivt håret från höga temperaturer under styling (torktumlare, styler, plattång), utan ger också omfattande vård: återfuktar intensivt, ger näring, återställer skadade områden, stärker hårsäckarna, stimulerar hårväxten, ger dem glans, silkeslenhet och ett friskt, välvårdat utseende.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Applicera på rent, handdukstorkat hår.
2. Applicera inte på rötterna. Skölj inte.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. Vid obehagliga känslor, sluta använda.
2. Om du kommer i ögonen, skölj noga med vatten.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 100 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

KONCENTRERAD MASK FÖR HÅR TILLVÄXT

Vårdar hårbotten och hår

Skyddar och återställer hårbotten

Stimulerar hårväxt

Lätt att reda ut

ORSAKER: håravfall, tunnare, tunt och sprött hår.

FÖRDELAR: bekämpar håravfall, främjar tillväxten av nytt hår, stärker håret och gör dem tjockare, starkare och mer elastiska, lugnar hårbotten.

INGREDIENSER: Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

AKTIVA INGREDIENSER:
Stimulerar tillväxt och bekämpar förlust
1. Koffein (koffein) - förbättrar blodets mikrocirkulation genom att tillhandahålla näringstillförsel till rötterna, hjälper till att blockera den negativa effekten av hormoner på håravfall.
2. Procapil är ett peptidkomplex som består av 3 aktiva molekyler:
Biotinoyl Tripeptide-1 (Biotinoyl tripeptide-1) är en specialiserad peptid som stärker fixeringen av hårsäcken i de djupa lagren av dermis och påskyndar celldelningen, vilket främjar tillväxten av nytt hår.
Oleanolsyra (Oleanolic Acid) är en syra som härrör från olivblad som blockerar enzymet 5-alfa-reduktas, vilket förhindrar håravfall.
Apigenin (Apigenin) är en flavonoid från citrusfrukter som vidgar blodkärlen och stimulerar blodcirkulationen runt hårsäckarna, vilket ger dem näring.

Återställande av hårstruktur
1. Hydrolyserat Keratin (Hydrolyzed Keratin) - tränger in i hårets tomrum, återställer det från insidan, tar bort porositet.
2. Hydrolyserat veteprotein (veteproteiner) - bildar en tunn hinna på hårets yta, som håller kvar vatten och främjar djup återfuktning av håret.
3. Hydrolyzed Collagen (Hydrolyzed Collagen) - ökar hårets elasticitet, gör dem mer lydiga och glänsande.

Vård av hårbotten
1. Ceramidkomplex (Ceramide EOP, NS, NG, NP, AS, AP) - 6 typer av ceramider kompenserar för bristen på sina egna lipider, vilket stärker den skyddande barriären av hud och hår.
2. Hydrogenated Lecithin (Hydrogenated Lecithin) - förstärker effekten av ceramider, ger huden mjukhet och skyddar mot aggressiva miljöeffekter.
3. Panthenol (Pantenol) - lugnar omedelbart hårbotten och främjar läkning av mikroskador.

Näring och glans
1. Cocos Nucifera Oil är den enda oljan som kan penetrera hårets djupa lager (medulla), ge näring till håret från insidan och återställa dess lipidlager. Minskar avsevärt förlusten av protein från hår under tvätt och termisk styling, vilket hjälper till att hålla hårets struktur fast och hållbar.
2. Laminaria Digitata Extract - mättar huden och håret med mineraler och spårämnen, vilket bidrar till ytterligare återfuktning.

EGENSKAPER: Mask baserad på peptidkomplexet Procapil verkar direkt på hårsäckarna och bidrar till att stärka rötter och hårväxt. Komplexet av ceramider återställer skadat hår, återfuktar hårbotten på djupet, eliminerar torrhet, bildar en skyddande barriär från negativa miljöeffekter. Koffeintoner, stimulerar blodcirkulationen i hårbotten, förhindrar håravfall. Kokosolja ger näring, ger håret glans och styrka. Keratin och veteproteiner återställer nagelbandet på skadat hår, minskar sprödhet och förhindrar tvärsnitt av spetsarna. Användningen av masken stärker hårsäckarna, stoppar håravfall och aktiverar tillväxten av nytt hår.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Applicera i hårbotten med massagerörelser och fördela längs med håret.
2. Låt stå i 5-10 minuter och skölj sedan av med varmt vatten.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Endast för utvärtes bruk. Om du kommer i ögonen, skölj med mycket vatten. Individuell intolerans av enskilda komponenter är möjlig.

FÖRVARING: på en torr, skyddad från ljus plats, vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 300 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

HÅR TILLVÄXT SERUM

Hjälper till att förhindra hårbotteninflammation, klåda och torrhet

Stimulerar hårväxt

Förbättrar hårtätheten

Inriktar sig på håravfall

oro: alopeci, håravfall, tunnt, tunt och sprött hår.

FÖRDELAR: bekämpar håravfall, främjar tillväxten av nytt hår, stärker håret och gör det tjockare.

INGREDIENSER: Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTIVA INGREDIENSER:
Stimulerar tillväxt och bekämpar förlust
1. Capixyl (3%) är en kombination av Acetyl Tetrapeptide-3 och Trifolium Pratense extrakt. Detta komplex påverkar hårroten, ökar dess storlek och stärker fixeringen i huden och lindrar även mikroinflammation.
2. Procapil är ett peptidkomplex som består av 3 aktiva molekyler:
Biotinoyl Tripeptide-1 (Biotinoyl tripeptide-1) är en specialiserad peptid som stärker fixeringen av hårsäcken i de djupa lagren av dermis och påskyndar celldelningen, vilket främjar tillväxten av nytt hår.
Oleanolsyra (Oleanolic Acid) är en syra som härrör från olivblad som blockerar enzymet 5-alfa-reduktas, vilket förhindrar håravfall.
Apigenin (Apigenin) är en flavonoid från citrusfrukter som vidgar blodkärlen och stimulerar blodcirkulationen runt hårsäckarna, vilket ger dem näring.
Koppartripeptid-1 (kopparpeptid) - "föryngrar" hårbotten, ökar hårväxtfasen (anagen) och stimulerar produktionen av kollagen runt hårsäcken.

Cellulär energi och metabolism
1. Adenosin (Adenosin) - aktiverar produktionen av tillväxtfaktorer på cellnivå, vilket hjälper håret att växa tjockare och starkare.
2. Succinic Acid (Succinic Acid) - stimulerar metaboliska processer i hudceller, hjälper folliklarna att återhämta sig snabbare efter stress.

Förbättra mikrocirkulationen och detox
1. Mentol - ger omedelbart blodflöde till lökarna på grund av en mild kylande effekt, vilket förstärker effekten av peptider.
2. Rosmarinus Officinalis extrakt (rosmarinextrakt) - har en antiseptisk effekt och är ett kraftfullt naturligt stimulerande medel för blodcirkulationen.
3. Hydrolyserat veteprotein - stärker hårets struktur i basen och förhindrar sprödhet.

EGENSKAPER: serum baserat på peptidkomplexen Capixyl och Procapil verkar direkt på hårsäckarna och bidrar till att stärka rötter och aktiv hårväxt. Kombinationen av koppar-1-peptid och adenosin föryngrar hårbotten på cellnivå, ökar densiteten och förlänger livscykelfasen för varje hårstrå. Bärnstenssyra och mentolton förbättrar cellandningen och stimulerar blodcirkulationen, vilket ger omedelbar tillförsel av näringsämnen till glödlamporna. Rosmarinextrakt och veteproteiner läker hårbotten, återställer strukturen hos skadat hår i basen och minskar deras sprödhet. Regelbunden användning av vassle stärker effektivt hårsäckarna, stoppar för tidig förlust och aktiverar tillväxten av nytt, friskt hår.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Spraya serumet i hårbotten.
2. Gnid in i huden med lätta massagerörelser. Spola inte.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Endast för utvärtes bruk. Applicera på hårbotten och skägget. Om irriterad, sluta använda. Individuell intolerans av enskilda komponenter är möjlig.

FÖRVARING: på en torr, skyddad från ljus plats, vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 200 ml.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

RENGÖRINGSGELPEELING FÖR HUDEN PÅ HUVUDET

Djup rengöring av hårbotten

Hjälper till att förebygga mjäll

Stimulerar hårväxt

Förnyar epidermis

oro: fet hårbotten, föroreningar, klåda, torr hud och tendens till mjäll, dålig näring av hårsäckar.

FÖRDELAR: håret förblir rent och smuligt vid rötterna längre, får en rotad volym, hårets tillväxt accelererar.

INGREDIENSER: Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTIVA INGREDIENSER:
Rengöring
1. Mjölksyra (Mjölksyra) är en mild AHA-syra som exfolierar keratiniserade celler, ger delikat förnyelse och glans av håret vid rötterna.
2. Glycolic Acid (Glycolic Acid) - har den minsta molekylen bland AHA-syror, på grund av vilken den penetrerar djupare och snabbare. Förstör effektivt proteinbindningar mellan döda fjäll, vilket förhindrar uppkomsten av hyperkeratos.
3. Salicylsyra (salicylsyra) är den enda BHA-syran i kompositionen. Det är fettlösligt, så det kan tränga in i hårsäcken och lösa upp talgproppar (talg). Det är en nyckelkomponent för att bekämpa fetthalt och förebygga inflammation.
4. Citronsyra - fungerar som en extra exfoliant och pH-regulator.

Befuktning och skydd
1. Hydroxyethyl Urea (Hydroxyethyl Urea) är en av de bästa fuktgivande komponenterna i kosmetika. Den behåller fukt i de djupa skikten av epidermis, mjukar upp effekten av syror och förhindrar en känsla av täthet efter ingreppet.
2. Calendula Officinalis Flower Extract är en välkänd lugnande ingrediens. Tar bort irritation, har en antiseptisk effekt och påskyndar regenereringen av mikroskador på huden.

Stärker håret och stimulerar tillväxten
1. Mentol + Mentha Piperita Oil (Mentol och myntaolja) - ger en uttalad kylande effekt. Detta är inte bara trevligt, utan också fördelaktigt: mentol stimulerar blodflödet till hårsäckarna, vilket kan bidra till att stärka och växa hår.

EGENSKAPER: rengöringsgel för hårbotten baserad på komplexet av AHA- och BHA-syror ger djuprengöring av keratiniserade celler, överskott av talg och rester av stylingmedel, normaliserar hydrolipidbalansen och förbereder huden för intensivvård. Regelbunden användning av gelen bidrar till att förbättra hårbotten, förhindrar uppkomsten av torrhet och peeling, vilket gör håret mer voluminöst och friskt.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. applicera en liten mängd gel jämnt på torr eller lätt fuktig hårbotten längs mellanväggarna.
2. Massera försiktigt med fingerkuddar i 1-2 minuter för en jämn fördelning av kompositionen.
3. Låt stå för exponering i 5-10 minuter (det rekommenderas att börja med 5 minuter vid första användningen).
4. Skölj noggrant med varmt vatten med schampo. Det rekommenderas att använda 1-2 gånger i veckan.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Endast för utvärtes bruk. Om du kommer i ögonen, skölj med mycket vatten. Individuell intolerans av enskilda komponenter är möjlig.

FÖRVARING: på en torr, skyddad från ljus plats, vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 150 ml.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

SOLKRÄM MED SPF50+

UV-skydd

Återfuktar utan oljig glans

Hjälper till att förhindra åldersrelaterade förändringar

Korrigerar hudtonen

oro: UV-exponering, fotoåldring, pigmentering, ojämn ton, torrhet och hudirritation från solen.

FÖRDELAR: Huden är tillförlitligt skyddad från solljus, djupt återfuktad, har en slät ton och utsätts inte för fotoåldring.

INGREDIENSER: Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

AKTIVA INGREDIENSER:

1. Kemiska solskyddsfilter (Homosalat, Butyl Metoxidibensoylmetan / Avobenzone) - absorberar effektivt ultraviolett ljus och ger ett tillförlitligt skydd mot UVA- och UVB-strålar (de främsta orsakerna till fotoåldring).
2. Niacinamid - stärker barriärfunktionen, anpassar tonen och förbättrar hudens struktur.
3. Komplexet av växtextrakt (extrakt av asiatisk centella, kamomill, grönt te, gamamamelis och portulac) - vårdar huden skonsamt, lugnar intensivt, lindrar rodnad och orsakar inte irritation.
4. Adenosin - har en anti-aging effekt, hjälper till att jämna ut rynkor och förbättra hudens elasticitet.
5. Vitamin E (Tocopheryl Acetate) är en kraftfull antioxidant som dessutom skyddar celler från fria radikaler och negativa miljöeffekter.

EGENSKAPER: Solskyddsvassle vårdar huden skonsamt, lugnar den och ger pålitligt skydd mot UVA- och UVB-strålar - de främsta orsakerna till fotoåldring. Formulan baserad på växtextrakt och niacinamid återfuktar huden intensivt och anpassar tonen utan att orsaka irritation.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Applicera kräm-serumet på torr hud och fördela det jämnt runt ansikte och hals.
2. Låt produkten absorberas i 15 minuter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. Före användning rekommenderas att utföra ett allergiskt test.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik direktkontakt med ögat. Om den träffar ögats slemhinna, skölj den noggrant med vatten.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 50 ml.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

SERUM FÖR EN JÄMN, STRÅLANDE HUDTON

Jämnar ut hudtonen

Ökar utstrålningen

Återfuktar

Stärker hudbarriären

oro: matt hy, pigmentering, ojämn ton, uttorkning, försvagad skyddsbarriär, förlust av elasticitet.

FÖRDELAR: Huden blir slät, elastisk, strålande, återfuktad, får en jämn ton.

INGREDIENSER: Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

AKTIVA INGREDIENSER:

1. Vitamin C (natriumaskorbylfosfat, askorbinsyra) och glutation är en kraftfull tandem som lättar upp pigmentering, främjar tonjustering och ger huden en frisk lyster.
2. Niacinamid - stärker barriärfunktionen och förbättrar hudens struktur.
3. Sju former av hyaluronsyra - ger djup återfuktning på flera nivåer, tränger in i olika lager av epidermis.
4. Komplexet av ceramider (NP, NS, AP, AS, EOP) och tremellaextrakt - ger näring åt huden, återställer och stärker effektivt den skyddande lipidbarriären.
5. Centella Asian (Madecassoside, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid) - intensivt lugnar, läker och lindrar rodnad.

6. Komplexet av tillväxtfaktorer (sh-Polypeptide / Oligopeptide) - utlöser cellförnyelse, stimulerar produktionen av sitt eget kollagen, arbetar med att lyfta.
7. Vitaminkomplex (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - ger näring, förbättrar ämnesomsättningen i cellerna och återställer huden till en frisk lyster.
8. Dexpanthenol - läker intensivt, lugnar och återställer den skadade epidermis.

EGENSKAPER: På grund av komplexet av aktiva komponenter med glutation, C-vitamin, niacinamid och asiatisk centella, hjälper serum till att anpassa hudtonen och ger den lyster. Sju former av hyaluronsyra ger djup återfuktning på flera nivåer. Ceramider och tremellaextrakt stärker den skyddande barriären och ger näring åt huden, vilket gör den slät, elastisk och strålande.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Applicera en liten mängd serum i ansiktet.
2. Låt serumet sitta kvar på huden tills det är helt absorberat.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. Före användning rekommenderas att utföra ett allergiskt test.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik direktkontakt med ögonen. skölj med varmt vatten om du kommer i ögonen.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 30 ml.



PETIT RA HUDVÅRD



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

ANTI-AGEING HUDVÅRD FRÅN PETIT RA

Saktar åldrandet

Ger intensiv näring och återfuktning

Stödjer hudens återhämtning

Förbättrar fastheten

oro: tecken på åldrande av ansiktshud, torr hud, förlust av fukt och elasticitet.

FÖRDELAR: saktar ner åldrandet, ger intensiv näring och återfuktar, främjar regenerering, ökar hudens fasthet och elasticitet.

INGREDIENSER: Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

AKTIVA INGREDIENSER:
1. Hydrolyserat kollagen - ökar hudens fasthet och elasticitet på grund av att det ger näring till den med fukt.
2. AcePep-6TM (acetylhexapeptid-8) - denna komponent är erkänd som en effektiv ersättning för Botox (Botoxin), den fungerar perfekt som ett medel för att bekämpa rynkor. Dessutom minskar det spår av rynkor genom att försvaga muskelsammandragningar.
3. Palmitoyl tripeptide-5 - startar syntesen av kollagen och hjälper till att återställa hudens struktur.
4. Hexapeptide-10 är en oumbärlig ingrediens för att återställa pH-balansen i huden, ökar elasticiteten, densiteten, hudens ton.
5. Adenosin - fungerar som ett antiinflammatoriskt medel och ett medel för att bekämpa rynkor, stimulerar kollagensyntesen och ökar hudens elasticitet, samt dess permeabilitet.
6. Centella Asiatic - känd för sin regenererande effekt, innehåller i sina blad och stjälk madecassoside, som hjälper till att eliminera irritation, rodnad och skador på huden.

FUNKTIONER: Serum har en unik sammansättning med mycket effektiva komponenter för att bekämpa tecken på hudens åldrande. Ett unikt komplex av peptider, kollagen och hyaluronsyra syftar till att bekämpa hudfel. Det minskar också rynkor, har en märkbar lyfteffekt, förbättrar hy, återställer skador, vilket har en positiv effekt på hudens övergripande tillstånd.

HUR MAN ANVÄNDER:

Det första sättet: rengör ansiktets hud noggrant, med lätta klappande rörelser, applicera en liten mängd serum i ansiktet. Låt serumet sitta kvar på huden tills det är helt absorberat.

ANDRA METOD: rengör ansiktets hud noggrant, applicera en måttlig mängd av produkten på torr hud och utför proceduren med en ansiktsmassager från WAU, lämna serumet på huden tills det är helt absorberat.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. För att undvika allergiska reaktioner rekommenderas att testa produkten på insidan av armbågsvecket före användning. Sluta använda om det finns irritation eller utslag.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik direktkontakt med ögonen. skölj med varmt vatten om du kommer i ögonen.
4. Efter användning av produkten rekommenderas det att applicera en SPF-kräm för att skydda mot exponering för solljus.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 50 ml.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

KRÄM FÖR ANTI-AGEING-VÅRD MED STAMCELLER FRÅN PETIT RA

Saktar åldrandet

Ger intensiv näring och återfuktning

Stödjer hudens återhämtning

Förbättrar fastheten

oro: tecken på hudens åldrande, förlust av hudens elasticitet.

FÖRDELAR: saktar ner åldrandet, ger intensiv näring och återfuktar, främjar regenerering, ökar hudens fasthet och elasticitet.

INGREDIENSER: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

AKTIVA INGREDIENSER:
1. stamcellsodlingsmedium 2% - utjämna rynkor.
2. Niacinamid - återställer hudens skyddande funktion.
3. Kaprylsyra - har bakteriostatiska egenskaper.
4. Hyaluronsyra - ackumulerar fukt och förhindrar avdunstning.
5. mistelextrakt - har antiseptiska egenskaper.
6. Galactomyces (galactomyces ferment filtrate) - exfolierar perfekt och återfuktar, och med långvarig användning förbättrar hudens struktur, ökar

dess elasticitet och ton.
7. Acetyl Hexapeptide-8 (acetylhexapeptide-8) är en lågmolekylär peptid som lätt penetrerar huden, kontrollerar utsöndringen av adrenalin och noradrenalin, vilket hjälper till att jämna ut rynkor och öka hudens elasticitet.

EGENSKAPER: Den multifunktionella serumkrämen består av stamceller och 56 andra aktiva komponenter som slätar ut rynkor, stramar upp huden och gör den slät och strålande. Krämen använder ett IRB-godkänt 100 % outspätt humant stamcellsodlingsmedium, som spelar en viktig roll för att regenerera skadad vävnad och ge huden elasticitet.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Rengör huden i ansiktet noggrant innan du applicerar krämserumet.
2. Applicera önskad mängd produkt och massera huden med fingerkuddar tills den är helt absorberad.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. För att undvika allergiska reaktioner rekommenderas att testa produkten på insidan av armbågsvecket före användning. Sluta använda om det finns irritation eller utslag.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik direktkontakt med ögonen. skölj med varmt vatten om du kommer i ögonen.
4. Efter användning av produkten rekommenderas det att applicera en SPF-kräm för att skydda mot exponering för solljus.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 40 g.



LIPO JEUNE

KRÄM FRÅN MÖRKA CIRKLAR UNDER ÖGON AV PETIT RA

Stimulerar stamcellernas ämnesomsättning

Jämnar ut rynkor

Förbättrar hudens spänst runt ögonen

oro: Mörka ringar under ögonen, de första tecknen på åldrande, rynkor.

FÖRDELAR: förbättrar tonen i huden runt ögonen, stimulerar utbytet av stamceller, vilket hjälper till att jämna ut rynkor, skyddar huden från skador.

INGREDIENSER: Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

AKTIVA INGREDIENSER:

1. Niacinamid - denna typ av vitamin B3 har en utmärkt blekande effekt, hjälper till att förbättra hudtonen, förhindrar inflammation och återställer hudbarriären.
2. Bisabolol - blockerar processen att kombinera melanin, undertrycker dess produktion i de tidiga stadierna.
3. WhiteTen™ (niacinamid, acetylglukosamin, madecassosid, vit mullbärsbarkextrakt, Malus pumila fruktextrakt, matsutake svampextrakt, Oxalis triangularis extrakt, Camellia sinensis bladextrakt, Broussonetia kazinoki rotextrakt, Camellia japonica blomextrakt) är ett unikt ljusande växtextrakt baserat på 10 växtextrakt. Det blekar och lyser upp huden genom att blockera övergången av melanocyter till keratinocyter.
4. Edelweiss fytostamceller - Edelweiss stamcellskultur är rik på antioxidanter som dämpar oxidativ stress,

Kultur är effektivt för att minska irritation och regenerering av hudvävnad.
5. LotuStem™ (butylenglykol, vatten, Andrographis paniculata-extrakt) aktiverar celldelning.
6. AcePep-6TM (acetylhexapeptid-8) - denna komponent är erkänd som en effektiv ersättning för Botox (Botoxin), den fungerar perfekt som ett medel för att bekämpa rynkor. Dessutom minskar det spår av rynkor genom att försvaga muskelsammandragningar.
7. Hydrolyserat kollagen - ökar hudens elasticitet och täthet och förser den med fukt.
8. Eosidin® (propandiol, vatten, extrakt av mandarin unshiu peeling) är ett unikt komplex som har en antiinflammatorisk effekt, tack vare antioxidanter och flavonoider som finns i citrus.
9. Adenosin - fungerar som ett antiinflammatoriskt och anti-aging medel, främjar kollagensyntesen och förbättrar hudens elasticitet.

EGENSKAPER: Krämen har en unik sammansättning, tack vare vilken den ljusar upp och tonar huden runt ögonen, samt slätar ut rynkor. Edelweiss-kulturextrakt och patenterade LotuStemTM stimulerar stamcellsutbytet genom att hjälpa till att jämna ut rynkor runt ögonen, och den FDA-godkända White Ten-formeln, som innehåller 10 växtextrakt, förbättrar hudtonen runt ögonen.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Rengör huden i ansiktet noggrant innan du applicerar krämen.
2. Applicera önskad mängd produkt och massera huden med fingerkuddar tills den är helt absorberad.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. För att undvika allergiska reaktioner rekommenderas att testa produkten på insidan av armbågsvecket före användning. Sluta använda om det finns irritation eller utslag.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik direktkontakt med ögonen. skölj med varmt vatten om du kommer i ögonen.
4. Efter användning av produkten rekommenderas det att applicera en SPF-kräm för att skydda mot exponering för solljus.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 50 ml.



O2 DETOX CLEANSING GEL

SYREGEL FÖR RENGÖRING AV HUDEN I ANSIKTET FRÅN PETIT RA

Rengör | Gör porerna mindre framträdande | Lugnar | Förbättrar fastheten

oro: vidgade porer, ökad nivå av sebumsekret.

FÖRDELAR: Den rengör, smalnar av porerna, ökar elasticiteten, lugnar.

INGREDIENSER: Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

AKTIVA INGREDIENSER:
1. Akrylatsampolymer - skapar ett tunt lager på huden, vilket ökar vidhäftningen/permeabiliteten av näringsämnen och har en bestående effekt. Den återfuktar och omsluter huden skonsamt efter tvätt.
2. Cocamidopropylbetaine - skapar ett mjukt skum och har en rengörande kraft.
3. Dinatriumkokoamfodiacetat är en mild, icke-irriterande rengöringsingrediens lämplig för känslig hud.
4. Citronfruktextrakt - blockerar avdunstning av fukt, bidrar till att återfukta huden. Den har en lugnande effekt, förhindrar nedsmutsning och förbättrar hudtonen.
5. Extrakt av äppelfrukt inhemsk - skyddar huden från oxidation, gör hudtonen ljusare.
6. Sött apelsinfruktextrakt - hjälper till att skydda huden från oxidation av fria radikaler, vilket är den främsta orsaken till hudens åldrande.

EGENSKAPER: När gelen interagerar med syre bildar den ett skum och påverkar huden försiktigt. Verktyget bekämpar effektivt föroreningar, hjälper till att ta bort smink och överflödigt talg, minskar porerna. Produkten är lämplig för alla typer av hud, rekommenderas för kvinnor i alla åldrar.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Applicera en liten mängd av produkten på torr hud i ansiktet, var uppmärksam på T-zonen.
2. Syrebubblor kommer att dyka upp inom några sekunder, och efter 1 minut når deras antal ett maximum. För att bilda ett tätare skum, massera huden med fingertopparna eller en borste för tvätt.

3. Tvätta noga med vatten. Byt till din vanliga hudvård dag eller natt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. För att undvika allergiska reaktioner rekommenderas att testa produkten på insidan av armbågsvecket före användning. Sluta använda om det finns irritation eller utslag.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik direktkontakt med ögonen. skölj med varmt vatten om du kommer i ögonen.
4. Efter användning av produkten rekommenderas det att applicera en SPF-kräm för att skydda mot exponering för solljus.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 120 ml.



PAD CYPRESS TONIC

Lugnande KOSMETISKA SKIVOR FÖR PETIT RA:s ANSIKTE

Rengör | Toner | Gör porerna mindre framträdande | Lugnar | Återfuktar

oro: vidgade porer, ökade nivåer av talg i huden, en känsla av torrhet och stram hud.

FÖRDELAR: rengöring, toning, förträngning av porer, lugnande effekt, återfuktande av huden.

INGREDIENSER: Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

AKTIVA INGREDIENSER:

1. Aloe vera bladextrakt mjukar upp och återfuktar dermis och återställer dess struktur. Det hjälper till att bli av med peeling och torrhet, och återställer även hud skadad av solljus eller andra irriterande ämnen.
2. Dioscorea rotextrakt av japanskt - motverkar farliga element i huden, minimerar skador på problemhud.
3. Ulmus davidiana rotextrakt lugnar känslig hud och jämnar ut hudtonen.
4. Extrakt av roten av vild jams - har antioxiderande och antiinflammatoriska egenskaper, hjälper till att bekämpa akne och alla typer av inflammationer, föryngrar huden och ökar dess ton.
5. Extrakt av violetta blommor - skyddar mot stress och aggressiva miljöeffekter, skyddar och lugnar huden, ger den lyster och spänst. Lämplig för vård av inflammerad, problematisk och flagnande hud.
6. Lakritsrotextrakt - gör huden ljusare, bekämpar fria radikaler, som är orsaken till tidigt åldrande av huden. Det har antiinflammatoriska och antiseptiska egenskaper. Perfekt för fet hud.
7. Apotekskamomillblommaextrakt - lugnar och mjukgör effektivt känslig, rödbenägen hud. Undertrycker aktiveringen av proteinet NF-KB, reglerar inflammatoriska processer.
8. Asiatiskt Centella-extrakt - Växten är känd för sin regenererande effekt och innehåller Madecassoside i sina blad och stjälk, vilket hjälper till att eliminera

irritation, rodnad och skador på huden.
9. HerbExTM Rosmarinextrakt (rosmarinbladsextrakt, vatten, 1,3-butylenglykol) - skyddar huden från fria radikaler - den främsta orsaken till hudens åldrande.

EGENSKAPER: kosmetiska ansiktsskydd, impregnerade med en näringsrik tonic baserad på cypress, rengör, lugnar, återfuktar huden, tar försiktigt och försiktigt bort rester av kosmetika och kontaminering. Skivmaterialet är 100% bomull, vilket ger en utmärkt passform. Mjukt tyg sitter tätt mot huden, vilket ökar tonicens effektivitet. Ingår i sammansättningen av aloe och centella Asian accelererar återhämtningen av hudceller, klarar perfekt irritation, lugnar huden efter exponering för ultraviolett ljus, och hjälper också till med kyla och vindbränna i ansiktet. Produkten är lämplig för alla typer av hud, rekommenderas för kvinnor i alla åldrar.

HUR MAN ANVÄNDER:

Det första sättet: ta ut dynan ur burken och torka av ansiktets hud för rengöring.

ANDRA METOD: Ta dynan ur burken och använd den med en ansiktsmassager från WAU med Sonic-teknik för effektivare näringspenetrering.

Tredje metoden: använd som mask 1-2 gånger i veckan. Placera kuddarna på önskat område i ansiktet i 5-10 minuter, ta sedan bort kuddarna och sprid ut den återstående produkten över huden.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. För att undvika allergiska reaktioner rekommenderas att testa produkten på insidan av armbågsvecket före användning.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik direktkontakt med ögonen. skölj med varmt vatten om du kommer i ögonen.
4. Efter användning av produkten rekommenderas det att applicera en SPF-kräm för att skydda mot exponering för solljus.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 200 ml (70 st).



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

LYFTANDE ANSIKTSKYDDAR FRÅN PETIT RA

Lugnar

Förbättrar hudens fasthet

Lyftande effekt

oro: torr hud, de första tecknen på åldrande.

FÖRDELAR: Lugnande, ökar hudens elasticitet.

INGREDIENSER: Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

AKTIVA INGREDIENSER:

1. Extrakt av mandarin unshiu frukt, grapefrukt frukt extrakt - lugna huden, öka dess elasticitet, har antiinflammatoriska egenskaper, bekämpa pigmentering, ljusa upp huden.
2. Sparassis crispa-extrakt motverkar negativa effekter av UV-strålning, återfuktar intensivt, stärker skyddsfunktioner, minskar vävnadskänslighet och hjälper till att behålla hudens fukt.
3. Sophora flavescens rotextrakt, fermenterat extraktfiltrat av Suaeda japonica blad/rötter/stammar, Camellia sinensis bladextrakt och citronfruktextrakt lugnar huden och stärker dess naturliga barriär.
4. Andrographis paniculata-extrakt stöder hudens elasticitet och kollagensyntes.
5. Vitt mistelextrakt - tar bort aktivt syre som bildas på huden, förhindrar och bromsar hudens åldrande, samt stärker hudbarriären.
6. 2 typer av peptider (tripeptid-10 citrulin, tripeptid-1) - gör huden mer elastisk.
7. Adenosin - fungerar som ett antiinflammatoriskt medel och ett medel för att bekämpa rynkor, stimulerar kollagensyntesen och ökar hudens elasticitet, samt dess permeabilitet.

8. Niacinamid - denna typ av vitamin B3 har en utmärkt blekande effekt, hjälper till att förbättra hudtonen, förhindrar inflammation och återställer hudbarriären.

EGENSKAPER: kosmetiska kuddar för ansiktet, impregnerade med en tonic med en lyftande effekt baserad på peptidkomplexet, bekämpar pigmentering och åldersrelaterade hudförändringar. Skivmaterialet är 100% bomull, vilket ger en utmärkt passform. Mjukt tyg fäster tätt mot huden, vilket ökar effektiviteten av tonicen. Ginsengrotextrakt i kompositionen bidrar till att jämna ut rynkor, klarar den negativa effekten av ultravioletta strålar, har en antiinflammatorisk effekt. Produkten är lämplig för alla typer av hud, rekommenderas för kvinnor i alla åldrar.

HUR MAN ANVÄNDER:

Det första sättet: ta ut dynan ur burken och torka av ansiktets hud för rengöring.

ANDRA METOD: Ta dynan ur burken och använd den med en ansiktsmassager från WAU med Sonic-teknik för effektivare näringspenetrering.

Tredje metoden: använd som mask 1-2 gånger i veckan. Placera kuddarna på önskat område i ansiktet i 10-20 minuter, ta sedan bort kuddarna och sprid ut den återstående produkten över huden.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. För att undvika allergiska reaktioner rekommenderas att testa produkten på insidan av armbågsvecket före användning.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik direktkontakt med ögonen. skölj med varmt vatten om du kommer i ögonen.
4. Efter användning av produkten rekommenderas det att applicera en SPF-kräm för att skydda mot exponering för solljus.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 200 ml (70 st).



SOS BODY FIT

ANTICELLULITKRÄM FRÅN PETIT RA

Motverkar synliga celluliter

Stimulerar ämnesomsättningen

Återställer fastheten

Förbättrar elasticiteten

oro: celluliter, förlust av fasthet och elasticitet i kroppens hud, en känsla av torrhet och stelhet.

FÖRDELAR: eliminerar celluliter, påskyndar metaboliska processer, återställer elasticiteten och ökar hudens elasticitet.

INGREDIENSER: Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

AKTIVA INGREDIENSER:

1. Laktobaciller / sojabönfermenterat extrakt - ger utmärkt återfuktning.
2. Risextrakt - innehåller i sin sammansättning antocyanin, vitamin C och β-karoten, som ger starka antioxidantfunktioner. Oljan som erhålls från risskal återfuktar huden och bekämpar bakterier.
3. Extrakt av vilda sojabönor - hjälper till att regenerera hudceller, fungerar som en antioxidant, hjälper till att förbättra cellernas ämnesomsättning.
4. Indisk sesamfröextrakt - har ett högre innehåll av selen, tokoferol och andra antioxidanter än vanlig sesam, vilket gör att den kan bekämpa rynkor och stärka hudens elasticitet.
5. Oljan av solrosfrön av en årlig - lugnar inflammation och irritation i huden.
6. Olivfruktolja - bromsar hudens åldrande, skyddar den mot UV-strålar. Den har en antioxidanteffekt, mjukar upp och återfuktar huden, stärker dess immunförsvar.
7. HerbExTM Grönt teextrakt (butylenglykol, vatten, extrakt av teblad (cameliakinesisk) - har en antioxidant, antiinflammatorisk effekt, bekämpar rynkor.

8. HerbExTM Lavendelextrakt (vatten, butylenglykol, smalbladigt lavendelextrakt) - lugnar huden, aktiverar hudcellernas livscykel, så att de snabbare kan flytta till ett nytt hudlager. Bekämpar inflammatoriska processer och minskar antalet inflammationer.

FUNKTIONER: Anti-cellulitmodelleringskräm baserad på unika naturliga komponenter aktiverar metaboliska processer, hjälper till att öka hudens fasthet och elasticitet, förbättrar lymfflödet och återfuktar på djupet.

HUR MAN ANVÄNDER:

Det första sättet: ta en dusch med en skrubb (på de områden av kroppen där du planerar att massera). Applicera krämen på problemområdena och massera med en EMS/RF-kroppsmassager. Avsluta proceduren med en massage med LED-terapi. Fördela resterna av krämen med händerna och låt den ligga på huden tills den är helt absorberad.

Den andra metoden: applicera produkten på kroppen och fördela i cirkulära rörelser. Efter applicering kommer du att känna en märkbar värme på huden. Gå klappande rörelser på problemområden (till exempel höfter, mage, rygg). Stimulera blodcirkulationen genom att klämma ihop huden med händerna, flytta till platser som kräver korrigering. Lämna resterna av krämen på huden tills den är helt absorberad. Tvätta noggrant resterna av krämen från händerna med vatten.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. För att undvika allergiska reaktioner rekommenderas att testa produkten på insidan av armbågsvecket före användning. Sluta använda om det finns irritation eller utslag.
2. Det är förbjudet att använda krämen under graviditet eller förekomst av allergi mot soja.
3. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
4. Undvik direktkontakt med ögonen. skölj med varmt vatten om du kommer i ögonen.
5. Efter användning av produkten rekommenderas det att applicera en SPF-kräm för att skydda mot exponering för solljus.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 200 ml.



SPICULE EYE CREAM

KRÄM FÖR HUDEN RUNDT ÖGON FRÅN PETIT RA

Saktar åldrandet

Förbättrar mikrocirkulationen

Antioxidantverkan

Jämnar ut rynkor

oro: tecken på åldrande, mörka ringar under ögonen, rynkor.

FÖRDELAR: saktar ner åldrandet, förbättrar mikrocirkulationen, antioxidanteffekt, främjar hudförnyelse, blekar och jämnar ut rynkor.

INGREDIENSER: Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

AKTIVA INGREDIENSER:

1. Niacinamid - denna typ av vitamin B3 har en utmärkt blekningseffekt, den minskar också synligheten av förstorade porer, återfuktar huden och förhindrar uppkomsten av pigmentfläckar.
2. STeMiNTM, en miljö betingad av mänskliga stamceller, förbättrar hudföryngring genom stamcellsfetter som innehåller mer än 50 olika tillväxtfaktorer.
3. PDRN (polydeoxiribonukleotider) är en byggsten för att reparera skadat DNA från åldersrelaterade hudceller. När den appliceras på huden hjälper den till att smalna av porerna, släta ut rynkor och regenerera huden.
4. Hydrolyserat kollagen - ökar hudens elasticitet och täthet och förser den med fukt.
5. HerbExTM Hyaluron (butylenglykol, vatten, natriumhyaluronat-korspolymer) - Hyaluronsyra har förmågan att hålla en volym av vattenmolekyler som är 1000 gånger större än den själv, så den spelar en enorm roll för att skydda huden, återfukta, smörja och stärka den.

6. Eosidin® (propandiol, vatten, extrakt av mandarin unshiu peeling) är ett unikt komplex som har en antiinflammatorisk effekt, tack vare antioxidanter och flavonoider som finns i citrus.
7. LotuStem™ (butylenglykol, vatten, Andrographis paniculata-extrakt) aktiverar celldelning.
8. Super Centella (Madecassoside, Asiaticoside) - främjar snabb cellreproduktion och syntesen av kollagen i skadeområdet. Det är mycket effektivt mot irritation, inflammation, främjar regenereringen av åldersrelaterad hud.
9. SUPER EGF (EGF - epidermal tillväxtfaktor, sh-oligopeptid-1) - peptider med epidermal tillväxtfaktor bidrar till reproduktionen av fibroblaster som innehåller kollagen och ger näring till huden.
10. AcePep-6TM (acetylhexapeptid-8) - denna komponent är erkänd som en effektiv ersättning för Botox (Botoxin), den fungerar perfekt som ett medel för att bekämpa rynkor. Dessutom minskar det spår av rynkor genom att försvaga muskelsammandragningar.
11. Adenosin - fungerar som ett antiinflammatoriskt och rynkkontrollmedel, stimulerar kollagensyntesen och ökar hudens elasticitet, samt dess permeabilitet.

EGENSKAPER: Föryngrande ögonkräm innehåller naturliga mikronålar av sötvattenssvampar (spikler) som öppnar tusentals mikrokanaler i huden, vilket gör att krämens aktiva ingredienser penetrerar de djupaste lagren av huden och ger en synlig lyfteffekt. Micro Needling Treatment (föryngring med mikronålar) hjälper till att aktivera hudens återställande funktioner på grund av mild irritation.

HUR MAN ANVÄNDER:
1. Verktyget rekommenderas att användas i cykler från 3 till 10 dagar med ett intervall på 1 till 2 veckor.
2. Applicera en liten mängd av produkten på torr och rengjord hud: från den inre delen av ögat till tinningarna - först längs de nedre och sedan längs de övre orbitalbenen.
3. Fördela krämen och massera in med dina fingerkuddar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. För att undvika allergiska reaktioner rekommenderas att testa produkten på insidan av armbågsvecket före användning. Sluta använda om det finns irritation eller utslag.
2. Applicera inte produkten på skadade områden av huden.
3. Undvik direktkontakt med ögonen. skölj med varmt vatten om du kommer i ögonen.
4. Efter användning av produkten rekommenderas det att applicera en SPF-kräm för att skydda mot exponering för solljus.

FÖRVARING: Förvara i en sluten förpackning vid en temperatur på +5 ° till +25 ° C borta från direkt solljus, på en otillgänglig plats för barn.

VOLYM: 2 förpackningar à 10 g vardera.



KOSTTILLSKOTT



A + E COMPLEX

VITAMIN A OCH E (MJUKA KAPSLAR, 700 mg)

Stödjer ben, muskler och nervsystemets funktion

Stöder normal ämnesomsättning

Stöder immunitet

Friskt hår, hud och naglar

oro: torrhet och skalning av huden, sköra naglar och förlust av naturlig glans på nagelplattorna, svaghet, nedsatt immunförsvar.

INGREDIENSER: DL-alfa-tokoferylacetat (vitamin E), Raffinerad vegetabilisk olja (solros), Kapselskal (gelatin, glycerol (förtjockningsmedel), vatten), Vitamin A.

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
- Vitamin A - 2,6 mg
- Vitamin E - 100 mg

Bruksanvisning: under måltider, skölj med vatten.

REKOMMENDERAD DOS: 1 kapsel 1 gång per dag För att undvika utveckling av hypervitaminos bör A och E inte överskrida den rekommenderade dosen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (1 KAPSEL):
Vitamin A - 325%
Vitamin E - 1000%

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 2-3 veckor. Upprepa 3-4 gånger per år med 1-2 månaders intervall.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Överkänslighet, överskott av vitamin A eller E, barn och ungdomar upp till 18 år, graviditet eller amning.
2. laktta särskild försiktighet vid tyreotoxikos, gallblåseinflammation eller tillstånd med ökad kärlpermeabilitet (till exempel hjärtsvikt eller kronisk glomerulonefrit), liksom vid skrumplever, virushepatit, njursvikt, alkoholberoende, hög ålder eller hypoprotrombinemi.

Elementtyp: fettlöslig.

Ömsesidigt kompletterande element: koenzym Q10, järn, zink, vitamin C.

Motstridiga element: antikoagulantia. När du kombinerar med vattenlösliga vitaminer, håll ett intervall på 2-3 timmar.

HÅLLBARHET: 2 år.



ALPHA LIPOIC ACID

ALFALIPONSYRA (CELLULOSAKAPSLAR, 450 mg)

Stöder kardiovaskulär och leverhälsa

Viktkontroll och metaboliskt stöd

Saktar åldrandet

Kontroll av blodsocker

oro: kränkningar av kolhydrat- och lipidmetabolismen, oxidativ stress, trötthet och energiförlust, bromsad ämnesomsättning.

INGREDIENSER: Mikrokristallin cellulosa (bärare), Maltodextrin (bärare), Alfa-liponsyra, Gelatin-kapsel, Kiseldioxid (anti-kakningsmedel).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
Alfa-liponsyra - 100 mg

Bruksanvisning: 1 kapsel 1 gång om dagen i samband med måltid.

REKOMMENDERAD DOS: 1 kapsel 1 gång per dag.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (1 KAPSEL):
Alfa-liponsyra - 333%

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) kan upprepas vid behov.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Individuell intolerans mot komponenter.
2. Graviditet, amning.

Elementtyp: fettsyra.

Ömsesidigt kompletterande element: koenzym Q10, järn, zink, vitamin C.

KONFLIKT Element: läkemedel för att sänka blodsockernivån, järn.

HÅLLBARHET: 2 år.



ARTHRO ACTIVE

KOMPLEX FÖR LEDERNA (HÅRDA GELATINKAPSLAR, 450 mg)

Återhämtning av senor och ligament efter skada eller operation

Förbättrar rörligheten i lederna

Stödjer broskreparation

Stärker benvävnaden

oro: obehag och smärta i lederna, stelhet i rörelser, förstörelse av broskvävnader.

INGREDIENSER: Metylsulfonylmetan, Hydrolyserat fiskkollagen, Kapselskal (gelatin), L - askorbinsyra (vitamin C), astaxantin.

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
- Metylsulfonylmetan - 250 mg
- Kollagen - 167,5 mg
- Vitamin C - 22,5 mg
- Astaxanthin - 0,5 mg

Användning: Ta 2 kapslar 2 gånger om dagen i samband med måltid. Svälj med vatten.

REKOMMENDERAD DOS: 4 kapslar om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS
(4 KAPSLAR):
- Metylsulfonylmetan - ej fastställt.
- Kollagen - ej etablerat.
- Vitamin C - 90 %
- Astaxanthin - 100 %

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor). Vid behov kan kuren upprepas efter 3-4 veckor.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 80.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Individuell intolerans mot komponenter.
2. Graviditet, amning.

TYP AV ELEMENT:
- Metylsulfonylmetan är ett naturligt svavelhaltigt organiskt ämne.
- Kollagen är vattenlösligt.
- Vitamin C är vattenlösligt.
- Astaxanthin är fettlösligt.

Ömsesidigt kompletterande element: omega-3, vitamin D, kalcium

Motstridiga element: antikoagulantia. Tillägget absorberas mindre bra när det tas tillsammans med NSAID.

HÅLLBARHET: 2 år.



B-COMPLEX

B-VITAMINKOMPLEX (HÅRDA GELATINKAPSLAR, 360 mg)

Stödjer energiomsättningen

Stöd till nervsystemet

Friskt hår, hud och naglar

Stöder hjärta och blodkärl

oro: trötthet, svaghet, domningar i armar och ben, ångest, problem med hud, hår och slemhinnor.

INGREDIENSER: Mikrokristallin cellulosa (bärare), Kapselskal (gelatin), Vitamin B8 (inositol), Vitamin B3 (nikotinamid), Vitamin B5 (kalcium D-pantotenat), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), Vitamin B1 (tiaminhydroklorid), Vitamin B12 (cyanokobalamin), Vitamin B9 (folsyra), Vitamin B7 (biotin).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
- Vitamin B8 - 50 mg
- Vitamin B3 - 30 mg
- Vitamin B5 - 8 mg
- Vitamin B2 - 4 mg
- Vitamin B6 - 4 mg
- Vitamin B1 - 3 mg
- Vitamin B9 - 0,4 mg

Vitamin B7 - 0,15 mg
- Vitamin B12 - 0,002 mg

Bruksanvisning: 1 kapsel 1 gång om dagen i samband med måltid.

REKOMMENDERAD DOS: 1 kapsel 1 gång per dag.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS **(1 KAPSEL):**
Vitamin B8 - 10%
Vitamin B3 - 166,7 %
Vitamin B5 - 133,3 %
Vitamin B2 - 250%
Vitamin B6 - 200%
Vitamin B1 - 214%
Vitamin B9 - 200%
Vitamin B7 - 300%
Vitamin B12 - 200%

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) kan upprepas vid behov.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Individuell intolerans mot komponenter.
2. Graviditet, amning.

Elementtyp: vattenlöslig.

Ömsesidigt kompletterande element: magnesium, C-vitamin, zink, järn, kalcium, probiotika.

Konfliktelement: koffein.

HÅLLBARHET: 2 år.



BIOTIN

BIOTIN (HÅRDA GELATINKAPSLAR, 385 mg)

Stimulerar hårväxt

Stärker hud, hår och naglar

Hjälper till att upprätthålla ett stabilt blodsocker

BEKYMNING: uttunning och håravfall, skörhet och skiktning av naglarna, torrhet, skalning av huden.

INGREDIENSER: Mikrokristallin cellulosa (bärare), Gelatinkapsel (gelatin, zinkoxid - färg), Biotin (vitamin B7), Kalciumstearat (anti-kakningsmedel).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
Biotin (vitamin B7): 5000 µg

Bruksanvisning: 1 kapsel 1 gång om dagen i samband med måltid.

REKOMMENDERAD DOS: 1 kapsel 1 gång per dag.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (1 KAPSEL):
Biotin (vitamin B7) - 10000%

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) kan upprepas vid behov.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Ökad känslighet för produktens komponenter.
2. Graviditet, period av amning.
3. Njursvikt.

Elementtyp: vattenlöslig.

Ömsesidigt kompletterande element: B-vitaminer, zink, selen, magnesium.

Konfliktelement: Höga doser av vitamin C.

HÅLLBARHET: 2 år.



CHLOROPHYLL

KLOROFYLL (FLYTANDE KONCENTRAT, 500 ml)

Antibakteriell effekt

Stöder immunitet

Stöder matsmältningsfunk-tionen

Föryngring & detox

oro: kränkning av mag-tarmkanalen, kränkning av immunitet.

INGREDIENSER: Renat vatten, Vegetabilisk glycerol (förtjockningsmedel), Tween 60 (emulge-ringsmedel), Kopparkomplex av klorofylliner (naturlig matfärgning), Kaliumsorbat (konserverings-medel), Naturlig pepparmyntsolja.

INNEHÅLLET AV DEN AKTIVA ÄMNET I 1 PORTION (15 ml):
- **Klorofyll - 50 mg**
- **Koppar - 2 mg**

ANVÄNDNING: Späd en matsked (15 ml) med 100 ml vatten eller juice. Ta 1 gång om dagen 30 minu-ter före en måltid. Skaka flaskan före användning.

REKOMMENDERAD DOS: 1 portion (15 ml) 1 gång per dag.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (15 ml):
- **Klorofyll - 50 %**
- **Koppar - 200 %**

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) kan upprepas vid behov.

VOLYM: 500 ml.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Ökad känslighet för produktens komponenter.
2. Graviditet, period av amning.
3. Sjukdomar i samband med överskott av koppar i kroppen.

Elementtyp: vattenlöslig.

Ömsesidiga kompletterande element: B-vitaminer, C-vitamin, probiotika.

Konfliktelement: kalcium, höga doser järn.

HÅLLBARHET: 2 år.



CHROMIUM PICOLINATE

KROMPIKOLINAT (CELLULOSAKAPSLAR, 410 mg)

Minskar sockersuget

Vikt & metaboliskt stöd

Vitamin C för optimal absorption

oro: kränkningar av kolhydrat- och lipidmetabolism, försenad metabolism, leversjukdomar, ökade kolesterolnivåer.

INGREDIENSER: Mikrokristallin cellulosa (bärare), Cellulosakapsel (hydroxipropylmetylcellulosa), L - askorbinsyra (vitamin C), Krompicolinat.

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
- Vitamin C - 60 mg
- Krom (III) - 250 µg

Användning: Ta 1 kapsel 1 gång om dagen, på morgonen i samband med mat. Svälj med vatten.

REKOMMENDERAD DOS: 1 kapsel om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (1 KAPSEL):
- **Vitamin C - 100 %**
- **Krom (III) - 500 %**

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) kan upprepas vid behov.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Individuell intolerans mot komponenter.
2. Graviditet, period av amning.
3. Produkten är inte avsedd för personer under 18 år.

TYP AV ELEMENT:
Krom är ett mineral.
- Vitamin C är vattenlösligt.

Ömsesidigt kompletterande element: alfa-liponsyra, koenzym Q10, B-vitaminer, omega-3, magnesium.

KONFLIKTANDE element: läkemedel för att sänka blodsockernivån, antikoagulantia, blodtrycks-sänkande läkemedel.

HÅLLBARHET: 2 år.



COENZYME Q10 — 100 MG

KOENZYM Q10, 100 mg (HÅRDA GELATINKAPSLAR, 450 mg)

Saktar åldrandet

Stärker kroppen

Stödjer regenerering och läkning

oro: åldersrelaterade förändringar, minskad tolerans mot belastningar, muskelsvaghet, ökad trött-het, minskad prestationsförmåga.

INGREDIENSER: Karboximetylcellulosa (bärare), Ubiquinon (koenzym Q10), Kapsel (gelatin, renat dricksvatten).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
Koenzym Q10 - 100 mg

Användningsanvisning: Helst på morgonen under måltiderna. Att ta koenzym Q10 tillsammans med fet mat kan öka dess absorption.

REKOMMENDERAD DOS: 1 kapsel 1 gång per dag.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (1 KAPSEL):
Koenzym Q10 - 333 %

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) Upprepa 3-4 gånger per år med 1-2 månaders intervall.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Ökad känslighet för produktens komponenter.
2. Graviditet, period av amning.
3. Magsår, gastrit med hög surhet.
4. Koenzym Q10 kan sänka blodtrycksnivåerna, det rekommenderas att användas med försiktighet för hypotensiva patienter. Detta ämne kan minska det redan låga trycket.

Elementtyp: fettlöslig.

Ömsesidigt kompletterande element: vitamin C, E, Omega-3, alfa-liponsyra och karnitin.

KONFLIKT Element: Antikoagulantia, antihypertensiva läkemedel, vissa mediciner för diabetes och kolesterolsänkning i kombination med koenzym Q10 kan orsaka svår muskelsmärta.

HÅLLBARHET: 2 år.



GINSENG

NEOVITIN FORTE (TABLETTER, 750 mg)

Stöder immunitet

Stödjer mäns hälsa

Stöder hjärnans funktion och prestanda

Stimulerar produktionen av antioxidantenzym

oro: åldersrelaterade förändringar, ökad trötthet, minskad effektivitet, förebyggande av hypotoni, minskad immunitet.

INGREDIENSER: Mikrokristallin cellulosa (fyllmedel), Ginsengextrakt, Växtbaserat kalciumstearat (anti-kakningsmedel), Rutin (Vitamin P), Nikotinamid (vitamin PP), Ginseng biomassa.

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 TABLAD:
- **Panaxosid - 3 mg**
- **Rutin - 2 mg**
- **Nikotinamid - 2 mg**

Användningsanvisning: 1 tablett 3 gånger om dagen under måltider, ta inte på kvällen.

REKOMMENDERAD DOS: 1 tablett 3 gånger om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (3 TABLETTER):
Panaxoside - ej etablerad.
- **Rutin - 23 %**
- **Nikotinamid - 30 %**

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 2-3 veckor, vid behov, upprepa om 1 månad.

TABLETTER PER FÖRPACKNING: 90 enheter.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Ökad känslighet för produktens komponenter.
2. Graviditet, period av amning.
3. Intag på kvällen.
4. Ökad nervös excitabilitet, sömnlöshet.
5. Förhöjt blodtryck, hjärtsjukdomar.
6. Svår åderförkalkning.
7. Njursvikt.

Elementtyp: Ginsengcellodling.

Ömsesidiga kompletterande element: vitamin C, E.

KONFLIKTANDE element: antikoagulantia, blodtryckssänkande läkemedel.

HÅLLBARHET: 3 år.



GLUCOSAMINE

GLUKOSAMIN MED KONDROITIN (HÅRDA GELATINKAPSLAR, 1100 mg)

Minskar ledinflammation

Förbättrar ledernas flexibilitet och rörlighet

oro: obehag och smärta i lederna, stelhet i rörelser.

INGREDIENSER: Glukosaminhydroklorid, kondroitinsulfat, Kapselskal (gelatin, titandioxid (färgämne)), Magnesiumstearat (anti-kakningsmedel).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
- **Glukosamin - 465 mg**
- **Kondroitin - 360 mg**

Bruksanvisning: under måltider, skölj med vatten.

REKOMMENDERAD DOS: 1 kapsel 3 gånger om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (3 KAPSLAR):
- **Glukosamin - 199 %**
- **Kondroitin - 180 %**

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) Kursen kan upprepas efter 2 veckors uppehåll.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Överkänslighet mot produktens huvud- och hjälpkomponenter.
2. Läkemedlet bör inte förskrivas till patienter som lider av allergier mot skaldjur, eftersom den aktiva substansen (glukosamin) erhålls från skaldjur och kräftdjur.
3. Barndomens ålder.
4. Graviditet och amning.

Elementtyp: vattenlöslig.

Ömsesidigt kompletterande element: omega-3, vitamin D, kalcium.

Motstridiga element: antikoagulantia, glukosamin absorberas sämre när det tas med NSAID.

HÅLLBARHET: 3 år



IRON CHELATE

KELATERAT JÄRN (20 BRUSTABLETTER PER RÖR, 3,8 g)

Minskar trötthet och ökar prestandan

Stöder immunsystemets aktivitet

Upprätthåller normala järn-, ferritin- och hemoglobinnivåer

oro: svaghet, dåsighet, ökad trötthet, minskad aptit.

INGREDIENSER: glukos, Vattenfri citronsyra (surhetsregulator), Natriumbikarbonat (surhetsreglerande medel), Järnbisglycinat, Naturlig äppelsmak, Polyetylenglykol (stabilisator), Aspartam (sötningsmedel). Innehåller en källa till fenylalanin.

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 TABLAD:
Järn - 14 mg

Användningsanvisningar: på morgonen på fastande mage eller vid lunch, sköljd med vatten, äpple eller apelsinjuice.

REKOMMENDERAD DOS: 1 tablett 1 gång per dag.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (1 TABBLETT):
Järn - 100 %

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) Upprepa 3-4 gånger per år med 1-2 månaders intervall.

TABLETTER PER FÖRPACKNING: 20 stycken.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Anemi som inte orsakas av järnbrist.
2. Tecken på järnöverskott (hemosideros, hemokromatos).
3. Brott mot processen för järnanvändning.
4. I trimestern av graviditeten.
5. ökad känslighet för den aktiva substansen.

Grundämnestyp: mineral.

Ömsesidigt kompletterande element: vitamin A, B3, C, koppar, folsyra.

Motstridiga element: zink, magnesium, krom, kalcium, vitamin E.

HÅLLBARHET: 2 år.



IRON CHELATE BISGLYCINATE

KELATERAT JÄRN (CELLULOSAKAPSLAR, 450 mg)

Minskar trötthet och ökar prestandan

Stöder immunsystemets aktivitet

Upprätthåller normala järn-, ferritin- och hemoglobinnivåer

oro: svaghet, dåsighet, ökad trötthet, minskad aptit.

INGREDIENSER: Mikrokristallin cellulosa (bärare), Järnbisglycinat, gelatin, Askorbinsyra (C-vitamin), Kopparglukonat, Kiseldioxid (anti-kakningsmedel), Cyanokobalamin (Vitamin B12).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
- Järn - 14 mg
- Koppar - 1,5 mg
- Vitamin C - 60 mg

Vitamin B12 - 4,5 mcg

Bruksanvisning: på morgonen.

REKOMMENDERAD DOS: män 1 kapsel per dag, kvinnor 2 kapslar per dag.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS **(1 KAPSEL):**
1 kapsel
- Järn - 143 %
- Koppar - 150 %
- Vitamin C - 100 %

Vitamin B12 - 450% 2 kapslar
- Järn - 286 %
- Koppar - 300 %

Vitamin C - 200%
Vitamin B12 - 900 %

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) Upprepa 3-4 gånger per år med 1-2 månaders intervall.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Anemi som inte orsakas av järnbrist.
2. Tecken på järnöverskott (hemosideros, hemokromatos).
3. Brott mot processen för järnanvändning.
4. I trimestern av graviditeten.
5. ökad känslighet för den aktiva substansen.

Typ av element: vitaminer och mineraler.

HÅLLBARHET: 3 år.



KELP SEA IODINE

JOD FRÅN KELP (TABLETTER, 700 mg)

Reglerar talgproduktionen

Antioxidantverkan

Stödjer vävnadsregenerering

Stödjer könshormonproduktionen

oro: åldersrelaterade förändringar, nedsatt immunförsvar, hormonella störningar.

INGREDIENSER: L - tyrosin, Torkad kelp (pulver), Mikrokristallin cellulosa (E460i, bärare), Selenometionin.

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 TABLAD:
- **Jod - 400 µg**
- **Tyrosin - 330-380 mg**
- **Selen - 65 µg**

Användningsanvisning: 1 tablett 2 gånger om dagen under måltider.

REKOMMENDERAD DOS: 1 tablett 2 gånger om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS **(2 TABLETTER):**
- Jod - 533 %
- Tyrosin - 15,7-17,3 %

Selen - 173% för män, 236% för kvinnor

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) kan fortsätta vid behov.

TABLETTER PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Ökad känslighet för produktens komponenter.
2. Graviditet, period av amning.
3. Förhållanden där jodpreparat är kontraindicerade.
4. Hypertyreos.
5. Subakut tyreoidit.
6. Njur- och leversvikt.

Elementtyp: mikronäringsämne.

Ömsesidigt kompletterande element: B-vitaminer, magnesium, zink.

Konfliktelement: Antioxidanter.

HÅLLBARHET: 2 år.



KRILL OIL

KRILLOLJA (MJUKA KAPSLAR, 700 mg)

Frisk hud, naglar och hår

Stöder hjärnans funktion

Hjärt- och vaskulär hälsa

Stöder immunitet

oro: sköra naglar och hår, matt hud, trötthet, nedsatt immunitet, försämring av uppmärksamhet och minne.

INGREDIENSER: Atlantisk krillolja, skal (gelatinbiff, fuktighetsbevarande medel glycerin, renat vatten).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
- Krillolja - 500 mg
- EPA - 60 mg
- DHA - 30 mg
- Astaxanthin - 150 µg
- Fosfolipider - 100 mg

Användningsanvisning: 1 kapsel 3 gånger om dagen under måltider.

REKOMMENDERAD DOS: 1 kapsel 3 gånger om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS **(3 KAPSLAR):**
Krillolja - ej etablerad.
- EPA - 30 %
- DHA - 12,9 %
- Astaxanthin - 22,5 %
- Fosfolipider - 4,3 %

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) kan upprepas vid behov.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 90 enheter.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Allergiska reaktioner på skaldjur.
2. Barn under 3 år.
3. Individuell intolerans mot de ämnen som produkten utgörs av.
4. Blödning eller koagulationsrubbning.
5. Bronkial astma.

6. Leversjukdom.
7. Olika patologier i mag-tarmkanalen i den akuta eller kroniska perioden.
8. Postoperativ tid.
9. De som genomgår en period av rehabilitering efter operation eller har skador av olika etiologier, rekommenderas att konsultera en läkare innan du börjar eller återupptar att ta krillolja.

ELEMENTTYP: PUFA.

Ömsesidigt kompletterande element: kollagen, kalcium, magnesium, koenzym Q10, lecitin, vitamin A, E, B, C, D.

Konfliktelement: minskar biotillgängligheten av järn, koppar och zink, ta med en skillnad på 2-3 timmar.

HÅLLBARHET: 2 år.



L-CARNITINE

L-KARNITIN (HÅRDA GELATINKAPSLAR, 840 mg)

Minskar trötthet

Förbättrar ämnesomsättningen

oro: snabb trötthet, minskad effektivitet, övervikt, svår återhämtning efter fysisk ansträngning.

INGREDIENSER: L-karnitintartrat, Skal (gelatin, livsmedelsfärg (titandioxid)), Magnesiumstearat (anti-kakningsmedel).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
L - karnitin - 540 mg

Användningsanvisningar: på morgonen på fastande mage, sköljs med varmt eller kallt vatten.

REKOMMENDERAD DOS: 1 kapsel 1 gång per dag.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (1 KAPSEL):
L - karnitin - 180%

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 4-6 veckor. Kursen kan upprepas efter 2-8 veckors paus.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Ökad känslighet för produktens komponenter.
2. Graviditet, period av amning.
3. Hypotyreos.

Elementtyp: en aminosyra.

Ömsesidigt kompletterande element: omega-3.

Motstridiga element: Antikoagulantia, höga doser av kalcium och järn.

HÅLLBARHET: 3 år.



LIPOSOMAL VITAMIN C

LIPOSOMALT C-VITAMIN (HÅRDA GELATINKAPSLAR, 700 mg)

Stöder immunitet

Antioxidantverkan

Stöder normala oxidativa processer

ORSAK: minskad effektivitet, slöhet, svaghet, dåsighet, minskad motståndskraft mot infektioner, bromsad återhämtning vid olika sjukdomar.

INGREDIENSER: Natriumaskorbat (E301), Mikrokristallin cellulosa (E460i, bärare), Rutin (japanskt Sophora-extrakt (Latin Sophorae Japonica), Kalciumstearat (E470a, stabilisator), Liposomal C-vitaminpulver, Kapsel (hydroxipropylmetylcellulosa (E464, förtjockningsmedel) eller gelatin).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
- **Vitamin C - 500 mg**
- **Rutin - 25 mg**

Bruksanvisning: 1 kapsel 1 gång om dagen under måltider.

REKOMMENDERAD DOS: 1 kapsel 1 gång per dag.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (1 KAPSEL):
- **Vitamin C - 833 procent**
- **Rutin - 83 %**

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) kan fortsätta vid behov.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Ökad känslighet för produktens komponenter.
2. Nefrolitiasis.
3. hemokromatos (överskott av järn).
4. Höga doser ska inte ordineras vid ökad koagulationsbenägenhet, tromboflebit eller benägenhet för trombos, inte heller vid diabetes eller andra tillstånd med förhöjt blodsocker.

Elementtyp: vattenlöslig.

Ömsesidiga kompletterande element: vitamin A, E, B5, B9.

Konfliktelement: vitamin B1, B12, koppar.

HÅLLBARHET: 2 år.



MAGNESIUM CHELATE + B6

KELATERAT MAGNESIUM + B6 (HÅRDA GELATINKAPSLAR, 870 mg)

Minskar nervsystemets excitabilitet

Hjälper till att förhindra muskelspasmer

Stöder normal kardiovaskulär funktion

Ökar uthållighet och prestanda

oro: ökad irritabilitet, minnesstörning, sömnstörningar, kramper, muskelsvaghet, hjärtrytmrubbningar, yrsel.

INGREDIENSER: Magnesiumbisglycinat (kelat), Mikrokristallin cellulosa (bärare), Gelatinkapsel, Pyridoxinhydroklorid (vitamin B6).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
- **Magnesium - 104 mg**
- **B6 - 1,5 mg**

Användningsanvisning: 2 kapslar 2 gånger om dagen under måltider.

REKOMMENDERAD DOS: 4 kapslar om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (4 KAPSLAR):
Magnesium - 104 %
- **B6 - 300 %**

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) kan upprepas vid behov.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 80.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Överkänslighet mot aktiva substanser.
2. Graviditet och amningsperiod.
3. Svår njursvikt (kreatininclearance mindre än 30 ml/min).
4. Barn under 6 år (effektivitet och säkerhet ej fastställd).
5. Ärftlig galaktosemi, malabsorptionssyndrom av glukos och galaktos eller laktasbrist (på grund av närvaron av laktos i produktens sammansättning).
6. Samtidig administrering av levodopa.

TYP AV ELEMENT:
Magnesium är ett mineral.
• B6 är ett vattenlösligt vitamin.

Ömsesidiga kompletterande element: vitamin B2-B12, D.

KONFLIKT Element: vitamin B1, E, järn, fosfor, hög dos av kalcium, vissa antibiotika (tetracyklin).

HÅLLBARHET: 2 år.



MAGNESIUM 4.0

MAGNESIUMKOMPLEX (CELLULOSAKAPSLAR, 876 mg)

Djup avslappning och stressstöd

Energi & muskelfunktion

Stöder hjärta och blodkärl

Matsmältningshälsa och skonsam rengöring

oro: ökad irritabilitet, minnesstörning, sömnstörningar, kramper, muskelsvaghet, hjärtrytmrubbningar, yrsel.

INGREDIENSER: Magnesiumcitrat, magnesiumbisglycinat, Växtkapsel (hydroxipropylmetylcellulosabärare), magnesiummalat, magnesiumtaurat, Tomatfruktpulver, Magnesiumsalt av stearinsyra (anti-kakningsmedel), Pyridoxal-5-fosfat.

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
- **Magnesium - 100 mg**
- **B6 - 0,25 mg**

INGREDIENSINNEHÅLL (mg)	PER 1 KAPSEL
Magnesiumcitrat 365	
Magnesiumbisglycinat 146	
Magnesium malat 110	
Magnesiumtaurat 110	

Bruksanvisning: 1 kapsel 2 gånger om dagen under måltider.

REKOMMENDERAD DOS: 2 kapslar om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (2 KAPSLAR):
- **Magnesium - 50 %**
- **B6 - 30 %**

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) kan upprepas vid behov.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Individuell intolerans mot komponenter.
2. Gravida och ammande kvinnor att ta på rekommendation och under överinseende av en läkare.

TYP AV ELEMENT:
Magnesium är ett mineral.
• B6 är ett vattenlösligt vitamin.

Ömsesidiga kompletterande element: vitamin B2-B12, D.

KONFLIKT Element: vitamin B1, E, järn, fosfor, hög dos av kalcium, vissa antibiotika (tetracyklin).

HÅLLBARHET: 3 år.



MEN'S FORMULA

MULTIVITAMINKOMPLEX FÖR MÄN (CELLULOSAKAPSLAR, 580 mg)

- Korrigerar vitamin- och mineralbrist.
- Stödjer vitalitet och energi
- Stöder nervsystemet och kognition
- Stödjer mäns hälsa
- Antioxidantskydd och immunstöd
- Stärker ben och tänder

oro: nedsatt immunförsvar, allmän svaghet, ökad irritabilitet, minnesstörning, sömnstörningar.

INGREDIENSER: Magnesiumcitrat, L - askorbinsyra (vitamin C), Hydroxipropylmetylcellulosa (kapsel), Kalciumkarbonat, Inositol, Citrus bioflavonoider, Kaliumcitrat, Ginsengextrakt, Sojaisoflavoner, Kiseldioxid (anti-kakningsmedel), Zinkcitrat, Nikotinamid (niacin), Magnesiumstearat (anti-kakningsmedel), DL - alfa-tokoferol (vitamin E), Riboflavin (vitamin B2), Tiaminhydroklorid (vitamin B1), Pyridoxinhydroklorid (vitamin B6), D - Kalciumpantotenat (pantotensyra), mangan glukonat, Kopparglukonat, lykopen, Kalcium L-metylfolat (folsyra), Krompicolinat, D - biotin (vitamin B7), Retinol (vitamin A), Kaliumjodid, molybdenglycinat, L - selenometionin, Metylkobalamin (vitamin B12), Kolekalciferol (vitamin D3).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:

- Vitamin A - 0,055 mg
- Vitamin C - 100 mg
- Vitamin D3 - 0,0035 mg
- Vitamin E - 3,33 mg
- Vitamin B1 - 2,5 mg
- Vitamin B2 - 3,0 mg

Vitamin B3 - 6,67 mg

- Vitamin B6 - 2,0 mg
- Folsyra - 0,3 mg
- Vitamin B12 - 0,0045 mg
- Biotin - 0,075 mg
- Pantotensyra - 2,0 mg
- Kalcium - 100 mg
- Magnesium - 133,3 mg
- Zink - 6,67 mg
- Selen - 0,02 mg
- Koppar - 0,5 mg
- Mangan - 0,67 mg
- Krom - 0,125 mg

• Molybden - 0,02 mg
• Inositol - 33,3 mg
• Sojabönisoflavoner - 8,35 mg
• Lykopen - 0,33 mg

Användning: Ta 1 kapsel 2 gånger under första halvan av dagen.

REKOMMENDERAD DOS: 2 kapslar om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS
(2 KAPSLAR):
• Vitamin A - 14 %
Vitamin C - 33%
Vitamin D3 - 140 %
Vitamin E - 66%
Vitamin B1 - 357 %
Vitamin B2 - 375 %
Vitamin B3 - 74 %
Vitamin B6 - 200%
folsyra - 300%
Vitamin B12 - 900 %
• Biotin - 300 %
• Pantotensyra - 67 %
• Kalcium - 20 %
• Magnesium - 67 %
• Zink - 89 %
• Selen - 57 %
• Koppar - 100 %
• Mangan - 67 %
• Krom - 500 %
• Molybden - 57 %
• Inositol - 13 %
• Sojabönisoflavoner - 33 %
• Lykopen - 13 %

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) kan upprepas vid behov.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Överkänslighet mot någon av ingredienserna i kosttillskottet.
2. Ökad nervös retbarhet eller sömnsvårigheter.
3. Högt blodtryck, hjärtrytmrubbning eller svår åderförkalkning.
4. Intag på kvällen.

Typ av element: vitaminer och mineraler.

HÅLLBARHET: 3 år.



NMN

NMN (CELLULOSAKAPSLAR, 550 mg)

Anti-aging vård

Stöder cellulär reparation

Stimulerar energiproduktionen

Ökar ämnesomsättningen

oro: åldersrelaterade förändringar, brist på energi och prestationsförmåga, försenad ämnesomsättning.

INGREDIENSER: Nikotinamidmononukleotid (NMN), Hydroxipropylmetylcellulosa (kapselskal), Mikrokristallin cellulosa (bärare), quercetin, Resveratrol, Magnesiumstearat (anti-kakningsmedel), Vitamin B12 (metylkobalamin).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
NMN (nikotinamidmononukleotid) - 250 mg
- Quercetin - 50 mg
- Resveratrol - 50 mg
- Vitamin B12 (metylkobalamin) - 8 µg

BRUKSANVISNING: helst på morgonen på fastande mage (detta hjälper till att undvika sömnproblem, eftersom tillskottet exciterar CNS och stimulerar energiproduktionen).

REKOMMENDERAD DOS: 1 kapsel 1 gång per dag.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS **(1 KAPSEL):**
NMN (nikotinamidmononukleotid) - ej fastställt.
- Quercetin - 167 %
- Resveratrol - 167 %

Vitamin B12 (metylkobalamin) - 800%

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) kan upprepas vid behov.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Individuell intolerans mot komponenter.
2. Graviditet, amningsperiod.
3. Intag på kvällen.

REKOMMENDERAD ÅLDER: Tillskott kan tas från 18 års ålder, men det blir extra viktigt för kroppen vid 35-40 års ålder.

KAPSELTYP: HPMC-kapslar.

Ömsesidigt kompletterande element: Kombinerat med resveratrol, quercetin, B-vitaminer och koenzym Q10.

HÅLLBARHET: 3 år.



OMEGA-3 + VITAMIN D3

OMEGA-3 + D3 (MJUKA KAPSLAR, 700 mg)

Stödjer muskuloskeletala hälsa

Stöder immunitet

Förbättrar prestandan

Stöder normala kolesterolnivåer

Stöder normal kardiovaskulär funktion

oro: torr hud, ögon, regelbunden trötthet, nedsatt prestationsförmåga, problem med immunitet, sköra ben, svaghet.

INGREDIENSER: Oceanisk fiskolja, Skal (gelatin, glycerolförtjockningsmedel, vatten), Vitamin D3 (kolekalciferol), Blandade tokoferoler (antioxidant).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
• Fleromättade omega 3-fettsyror: 450 mg
Omega 3 - 350 mg (summan av EPA och DHA)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg
• Vitamin D3 - 0,025 mg

Användningsanvisningar: första halvan av dagen, på fastande mage eller en halvtimme efter en måltid, skölj med varmt eller kallt vatten.

REKOMMENDERAD DOS: 1 kapsel 1-2 gånger om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS
(1 KAPSEL):
• Omega-3 PUFA - 22,5 %
• EPA - 42 %
• DHA - 14,3 %
Vitamin D3 - 250 %

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) Upprepa 3-4 gånger per år med 1-2 månaders intervall.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Allergiska reaktioner på skaldjur.
2. Barn under 3 år.
3. Individuell intolerans mot de ämnen som produkten utgörs av.

4. Blödning eller koagulationsrubbning.
5. Bronkial astma.
6. Leversjukdom.
7. Olika patologier i mag-tarmkanalen i den akuta eller kroniska perioden.
8. Postoperativ tid.
9. De som genomgår en period av rehabilitering efter operation eller har skador av olika etiologier rekommenderar vi att du konsulterar en läkare innan du påbörjar eller återupptar intagningen.
10. D-vitamin hypervitaminos.
11. Hyperkalciuri.
12. , urolithiasis.
13. Sarkoidos.
14. Akuta kroniska lever- och njursjukdomar, njursvikt.
15. Aktiv form av lungtuberkulos.

Elementtyp: PUFA + fettlösligt vitamin.

Ömsesidigt kompletterande element: kollagen, kalcium, magnesium, fosfor, koenzym Q10, lecitin, vitamin B, C, K2.

Motstridiga element: Omega-3 minskar biotillgängligheten av järn, koppar och zink, ta med en skillnad på 2-3 timmar; vitamin D3 kommer i konflikt med vitamin A, E.

HÅLLBARHET: 2 år.



OMEGA-3 90%

OMEGA-3 90 % (MJUKA KAPSLAR, 700 mg)

Stöder normala kolesterolnivåer

Förbättrar prestandan

Stöder normal kardiovaskulär funktion

oro: torr hud, ögon, regelbunden trötthet, nedsatt prestationsförmåga, problem med immunitet, svaghet.

INGREDIENSER: Fiskolja, Skal (gelatin, glycerolförtjockningsmedel, vatten), Antioxidantblandning av tokoferoler (antioxidant).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
• Fleromättade omega 3-fettsyror: 450 mg
Omega 3 - 350 mg (summan av EPA och DHA)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg

Användningsanvisningar: första halvan av dagen, på fastande mage eller en halvtimme efter en måltid, skölj med varmt eller kallt vatten.

REKOMMENDERAD DOS: 1 kapsel 1-3 gånger om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (3 KAPSLAR):
• Omega-3 PUFA - 1350 %
• EPA - 750 %
DHA - 300 %

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) Upprepa 3-4 gånger per år med 1-2 månaders intervall.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Allergiska reaktioner på skaldjur.
2. Barn under 3 år.
3. Individuell intolerans mot de ämnen som produkten utgörs av.
4. Blödning eller koagulationsrubbning.
5. Bronkial astma.
6. Leversjukdom.

7. Olika patologier i mag-tarmkanalen i den akuta eller kroniska perioden.
8. Postoperativ tid.
9. De som genomgår en period av rehabilitering efter operation eller har skador av olika etiologier, rekommenderas att konsultera en läkare innan du börjar eller återupptar med omega-3.

ELEMENTTYP: PUFA.

Ömsesidigt kompletterande element: kollagen, kalcium, magnesium, koenzym Q10, lecitin, vitamin A, E, B, C, D.

Konfliktelement: minskar biotillgängligheten av järn, koppar och zink, ta med en skillnad på 2-3 timmar.

HÅLLBARHET: 2 år.



OMEGA-3 60% MINI

OMEGA-3 60 % (MJUKA KAPSLAR, 300 mg)

Dämpar stresshormoner

Stöder normala kolesterolnivåer

Stöder normal hjärtfunktion

oro: torr hud, ögon, regelbunden trötthet och svaghet, nedsatt prestationsförmåga, problem med immunitet.

INGREDIENSER: Fiskolja, skal (gelatin, glycerolförtjockningsmedel, vatten), Blandade tokoferoler (antioxidant).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
• Fleromättade omega 3-fettsyror: 300 mg
Omega 3 - 275 mg (summan av EPA och DHA)
• EPA - 165 mg
DHA - 110 mg

Användningsanvisningar: första halvan av dagen, på fastande mage eller en halvtimme efter en måltid, skölj med varmt eller kallt vatten.

REKOMMENDERAD DOS: 2 kapslar 1-3 gånger om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (2 KAPSLAR):
• Omega-3 PUFA - 30 %
• EPA - 55 %
DHA - 31 %

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) Upprepa 3-4 gånger per år med 1-2 månaders intervall.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Allergiska reaktioner på skaldjur.
2. Barn under 3 år.
3. Individuell intolerans mot de ämnen som produkten utgörs av.
4. Blödning eller koagulationsrubbning.
5. Bronkial astma.
6. Leversjukdom.

7. Olika patologier i mag-tarmkanalen i den akuta eller kroniska perioden.
8. Postoperativ tid.
9. De som genomgår en period av rehabilitering efter operation eller har skador av olika etiologier, rekommenderas att konsultera en läkare innan du börjar eller återupptar med omega-3.

ELEMENTTYP: PUFA.

Ömsesidigt kompletterande element: kollagen, kalcium, magnesium, koenzym Q10, lecitin, vitamin A, E, B, C, D.

Konfliktelement: minskar biotillgängligheten av järn, koppar och zink, ta med en skillnad på 2-3 timmar.

HÅLLBARHET: 2 år.



PROBIOTIC COMPLEX

PROBIOTIKAKOMPLEX MED VITAMINER (HÅRDA GELATINKAPSLAR, 788 mg)

Stödjer ämnesomsättning och energiproduktion

Stöder immunförsvaret

Antioxidantskydd

Stödjer och återställer en hälsosam tarmflora

oro: matsmältningsrubbningar, försvagad immunitet, stress och ökad belastning, obalanserad näring.

INGREDIENSER: maltodextrin, Gelatinkapsel (gelatin), L - askorbinsyra, Zinkbisglycinat, Torr tokoferylacetat 50 %, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum subsp. Longum, Bifidobacterium animalis subsp. Lactis, nikotinamid, Magnesiumsalt av stearinsyra (anti-kakningsmedel), Kalciumpantotenat, Pyridoxinhydroklorid, riboflavin.

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
Lactobacillus acidophilus - $2*10^9$ CFU
Bifidobacterium longum subsp. longum - $2*10^9$ CFU
Bifidobacterium animalis subsp. lactis - $2*10^9$ CFU
- Vitamin C - 45 mg
- Zink - 12,3 mg
- Vitamin E - 10 mg
- Vitamin B3 - 18 mg
- Vitamin B5 - 5 mg
- Vitamin B6 - 2 mg
- Vitamin B2 - 1,6 mg

Bruksanvisning: 1 kapsel 1 gång om dagen i samband med måltid.

REKOMMENDERAD DOS: 1 kapsel 1 gång per dag.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS **(1 KAPSEL):**
- Lactobacillus acidophilus - 4000 %
- Bifidobacterium longum subsp. longum - 400 %
- Bifidobacterium animalis subsp. laktis - 400%
- Vitamin C - 75 %
- Zink - 82 %
- Vitamin E - 100 %

Vitamin B3 - 100%
Vitamin B5 - 83 %
Vitamin B6 - 100%
Vitamin B2 - 100 %

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) kan upprepas vid behov.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Individuell intolerans mot komponenter.
2. Graviditet, amning.

HÅLLBARHET: 3 år.



VITAMIN C

C-VITAMIN (20 BRUSTABLETTER PER RÖR, 3,8 g)

Stöder immunitet

Antioxidantverkan

Stöder normala oxidativa processer

ORORː minskad effektivitet, slöhet, svaghet, dåsighet, minskad motståndskraft mot infektioner, bromsad återhämtning vid olika sjukdomar.

INGREDIENSERː glukos, Vitamin C (L-askorbinsyra), Surhetsreglerande medel: Natriumbikarbonat, Vattenfri citronsyra, Polyetylenglykol stabilisator, Naturlig arom "Apelsin", Aspartam sötningsmedel, Naturlig färg: Riboflavin. Innehåller socker och sötningsmedel. Innehåller en källa till fenylalanin.

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 TABLADː
Vitamin C - 900 mg

Användningsanvisning: på morgonen 30 minuter före frukost, skölj med vatten.

REKOMMENDERAD DOSː 1 bord 1 gång per dag.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (1 TABBLETT)ː
Vitamin C - 1500%

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKURː 1 månad (4 veckor) Upprepa 3-4 gånger per år med 1-2 månaders intervall.

TABLETTER PER FÖRPACKNING: 20 stycken.

KONTRAINDIKATIONERː
1. Ökad känslighet för produktens komponenter.
2. Nefrolitiasis.
3. hemokromatos (överskott av järn).
4. Höga doser ska inte ordineras vid ökad koagulationsbenägenhet, tromboflebit eller benägenhet för trombos, inte heller vid diabetes eller andra tillstånd med förhöjt blodsocker.

Elementtyp: vattenlöslig.

Ömsesidiga kompletterande element: vitamin A, E, B5, B9.

Konfliktelement: vitamin B1, B12, koppar.

HÅLLBARHET: 2 år.



VITAMIN D3

D3-VITAMIN 2000 IE (MJUKA KAPSLAR, 700 mg)

Stöder immunitet

Stödjer muskuloskeletala hälsa

oro: sköra ben, benskörhet, nedsatt immunitet.

INGREDIENSER: Vegetabilisk olja (oliv), Skal (gelatin, glycerin (förtjockningsmedel), vatten), Vitamin D3 (kolekalciferol), Blandning av tokoferoler (antioxidant).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
Vitamin D3 - 50 mcg

BRUKSANVISNING: helst på morgonen med en måltid, sköljd med varmt eller kallt vatten.

REKOMMENDERAD DOS: 1 kapsel om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (1 KAPSEL):
Vitamin D3 - 500 %

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 2-3 månader (8-12 veckor) Upprepa med 6-12 månaders intervall.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 90 enheter.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Ökad känslighet för produktens komponenter.
2. Vitamin D hypervitaminos.
3. Hyperkalciuri.
4. Urinstenar.
5. Sarkoidos.
6. Akuta kroniska lever- och njursjukdomar, njursvikt.
7. Aktiv form av lungtuberkulos.

Elementtyp: fettlöslig.

Ömsesidigt kompletterande element: kalcium (ta i kombination med D3 med ett intervall på minst 2 timmar), fosfor, magnesium, omega-3, vitamin K2.

Konfliktelement: järn, vitamin A, E.

HÅLLBARHET: 3 år.



VITAMIN D3 SPRAY

D3-VITAMIN 2000 IE (SPRAY, 30 ml)

Stöder immunitet

Stödjer muskuloskeletala hälsa

oro: sköra ben, benskörhet, nedsatt immunitet.

INGREDIENSER: Raffinerad vegetabilisk olja, Naturlig smaksättning, Kolekalciferol (vitamin D3).

INNEHÅLLET I DET AKTIVA ÄMNET I 1 TRYCK:
Vitamin D3 - 50 mcg

Användning: Skaka flaskan före användning. Spraya 1 dos under tungan (1 tryck på pumpen) om dagen i samband med måltid, helst på morgonen.

REKOMMENDERAD DOS: 1 tryck om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (1 TRYCK PÅ DISPENSERN):
Vitamin D3 - 1000 %

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1-2 månader (4-8 veckor). Kuren kan upprepas vid behov.

VOLYM: 30 ml.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Ökad känslighet för produktens komponenter.
2. Vitamin D hypervitaminos.
3. Hyperkalciuri.
4. Urinstenar.
5. Sarkoidos.
6. Akuta kroniska lever- och njursjukdomar, njursvikt.
7. Aktiv form av lungtuberkulos.
8. Individuell intolerans av komponenter.

Elementtyp: fettlöslig.

Ömsesidigt kompletterande element: kalcium (ta i kombination med D3 med ett intervall på minst 2 timmar), fosfor, magnesium, omega-3, vitamin K2.

Konfliktelement: järn, vitamin A, E.

HÅLLBARHET: 2 år.



WOMEN'S FORMULA

MULTIVITAMINKOMPLEX FÖR KVINNOR (CELLULOSAKAPSLAR, 580 mg)

Korrigerar vitamin- och mineralbrist.

Förbättrar ämnesomsättningen

Stöder hormonbalans och kvinnors hälsa

Stärker ben och tänder

Upprätthåller frisk hud, hår och naglar

Stöder nervsystemet och minskar stress

oro: nedsatt immunförsvar, allmän svaghet, ökad irritabilitet, minnesstörning, sömnstörningar.

INGREDIENSER: Kalciumkarbonat, Kapselsammansättning: Hydroxipropylmetylcellulosa (skal), Magnesiumcitrat, L - askorbinsyra (vitamin C), Kaliumcitrat, Inositol, Citrus bioflavonoider, Kolinbitartrat (kolin), Amerikansk ginseng extrakt, Mjölktistelextrakt, Angelica rotextrakt, Bearberry extrakt, Kiseldioxid (anti-kakningsmedel), Nikotinamid (niacin), Järnbisglycinat, Zinkcitrat, Magnesiumstearat (anti-kakningsmedel), DL - alfa-tokoferol (vitamin E), D - Kalciumpantotenat (pantotensyra), Tiaminhydroklorid (vitamin B1), Riboflavin (vitamin B2), Pyridoxinhydroklorid (vitamin B6), mangan glukonat, Kopparglukonat, Retinol (vitamin A), Krompicolinat, Kalcium L-metylfolat (folsyra), Kaliumjodid, L - selenometionin, D - biotin (biotin), molybdenglycinat, Menaquinon (vitamin K2), Kolekalciferol (vitamin D3), Metylkobalamin (vitamin B12).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:

- Vitamin A - 0,1 mg
- Vitamin C - 80 mg
- Vitamin D3 - 0,003 mg
- Vitamin E - 3,33 mg

Vitamin B1 - 1,0 mg
Vitamin B2 - 1,0 mg

- Vitamin B3 - 6,5 mg
- Vitamin B6 - 1,0 mg
- Folsyra - 0,05 mg
- Vitamin B12 - 0,003 mg
- Biotin - 0,015 mg
- Pantotensyra - 2,0 mg
- Kolin - 30,0 mg
- Kalcium - 100,0 mg
- Järn - 6,0 mg
- Jod - 0,05 mg
- Magnesium - 100,0 mg

• Zink - 5,0 mg
• Selen - 0,02 mg
• Koppar - 0,5 mg
• Mangan - 0,65 mg
• Krom - 0,05 mg
• Molybden - 0,015 mg
• Inositol - 30,0 mg

Användning: Ta 1 kapsel 2 gånger under första halvan av dagen.

REKOMMENDERAD DOS: 2 kapslar om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS **(2 KAPSLAR):**
• Vitamin A - 25 %
Vitamin C - 267 %
Vitamin D3 - 120%
Vitamin E - 67%
Vitamin B1 - 143 %
Vitamin B2 - 125 %
Vitamin B3 - 72%
Vitamin B6 - 100%
• Folsyra - 50 %
Vitamin B12 - 600%
• Biotin - 60 %
• Pantotensyra - 67 %
• Kolin - 12 %
• Kalcium - 20 %
• Järn - 86 %
• Jod - 67 %
• Magnesium - 50 %
• Zink - 67 %
• Selen - 57 %
• Koppar - 100 %
• Mangan - 65 %
• Krom - 200 %
• Molybden - 43 %
• Inositol - 12 %

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) kan upprepas vid behov.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Överkänslighet mot någon av ingredienserna i kosttillskottet.
2. Ökad nervös retbarhet eller sömnsvårigheter.
3. Högt blodtryck, hjärtrytmrubbning eller svår åderförkalkning.
4. Intag på kvällen.
5. Gravida och ammande kvinnor att ta på rekommendation och under överinseende av en läkare.

Typ av element: vitaminer och mineraler.

HÅLLBARHET: 3 år.



ZINC PICOLINATE

ZINKPIKOLINAT (HÅRDA GELATINKAPSLAR, 350 mg)

Reglerar talgproduktionen

Stödjer könshormonproduktionen

Stärker det kardiovaskulära systemet

Stödjer vävnadsregenerering

oro: nedsatt immunitet, fet glans och inflammation på huden, försämring av mäns hälsa.

INGREDIENSER: Mikrokristallin cellulosa (E460i, bärare), zinkpicolinat, Kapsel (hydroxipropylmetylcellulosa (E464, förtjockningsmedel) eller gelatin).

INNEHÅLL AV AKTIVT SUBSTANS I 1 KAPSEL:
Zink - 21,9 mg

Bruksanvisning: 1 kapsel per dag på fastande mage.

REKOMMENDERAD DOS: 1 kapsel om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (1 KAPSEL):
Zink - 146 %

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) kan upprepas vid behov.

KAPSLAR PER FÖRPACKNING: 60.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Individuell intolerans mot komponenter.
2. Graviditet, period av amning.
3. Njursvikt.

Grundämnestyp: mineral.

Ömsesidiga kompletterande element: vitaminer i grupp B, C, magnesium.

Konfliktelement: höga doser av järn, kalcium.

HÅLLBARHET: 2 år.



COLLAGEN

KOLLAGENGELÉ MED GRANATÄPPLESMAK (30 PORTIONSPÅSAR À 20 g)

Stärker bindväv

Frisk hud, hår och naglar

Saktar åldrandet

Förbättrar hudton och fasthet

oro: torrhet, uttorkning av huden, sprött torrt hår, benägen att tappa och skära sig, smärta i muskler och leder, rynkor.

INGREDIENSER: Koncentrat av granatäpplejuice, Vatten, Fisk kollagen, Matgelé (Johannesbrödmjöl, Xantangummi, Glukos, Agar-agar, Tamarindgummi), Askorbinsyra, Artificiell smaksättning av granatäpple, Hyaluronsyra.

INNEHÅLLET I DET AKTIVA ÄMNET I 1 STÅNG:
- Fiskkollagen - 2000 mg
- Vitamin C - 100 mg
- Hyaluronsyra - 15,2 mg

Bruksanvisning: oavsett måltid och tid på dagen.

REKOMMENDERAD DOS: 1-2 sticks om dagen.

PROCENT AV DAGLIGT REFERENSINTAG I REKOMMENDERAD DAGLIG DOS (2 KNAPPAR):
Kollagen - ej etablerat.

REKOMMENDERAD BEHANDLINGSKUR: 1 månad (4 veckor) Upprepa med 1 månads intervall.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Allergi eller överkänslighet mot komponenterna i produkten.
2. Graviditet, period av amning.

Elementtyp: vattenlöslig.

Ömsesidigt kompletterande element: C-vitamin, koenzym Q10, omega-3.

Konfliktelement: Det finns inga rekommendationer.

HÅLLBARHET: 2 år.