

Каталог барои дистрибюторҳо

Дастгоҳҳои зебоӣ 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153

MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
Нақшаи хатҳои масҳро бинед 196

Лавозимот 197

RENGA 199

WAU

Нигоҳубини пӯст 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

PETIT RA

Нигоҳубини пӯст 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

Иловаҳои ғизоӣ 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN’S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN’S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



ДАСТГОХХО



AI HAB - МАССАГЕРИ НИГОҲИ ЧАШМ

Нигоҳубини контури чашм

узвҳоро ҳамвор мекунад

Варам ва доираҳои торикиро коҳиш медиҳад

Мушкилот: доираҳои сиёҳ, хатҳои ифода, нишонаҳои аввали пиршавӣ, варам, пӯсти кунд, халтаҳои зери чашм ва пойҳои зоғ.

МАТЕРИАЛ: ABS пластикӣ.

Вазн: 94 g.

ФУНКЦИЯҲО:

EMS: Ҳавасмандкунии мушакҳои электрикӣ ба қабати мушакҳо мерасад ва кашишҳоро ҳавасманд мекунад, ки ба баланд бардоштани пӯст, мусоидат ба истеҳсоли коллаген ва эластин, беҳтар кардани устуворӣ ва чандирӣ ва коҳиш додани варамҳо мусоидат мекунад.

RF - Энергияи радиобасомад, ки қабати амиқи пӯстро (дермаро) тақрибан то 40-55 °C гарм мекунад, ки истеҳсоли коллагенро ҳавасманд мекунад ва чандирии пӯстро зиёд мекунад. Дар баъзе мавридҳо, гармӣ метавонад мубодилаи ҳуҷайраҳои чарбуро низ суръат бахшад (масалан, дар минтақаи манаҳи дуюм). Дар дастгоҳҳои хонагӣ, ҳарорати рӯи пӯст одатан барои истифодаи бехатар 38-45 °C аст.

НУРОИ СУРХ: гардиши хунро мусоидат мекунад, таъсири зидди илтиҳобӣ дорад, варам ва дардро коҳиш медиҳад ва пигментатсияро равшан мекунад. Муносиб барои ҳама намудҳои пӯст. Нури сурх нисбат ба дигар рангҳои рӯшноӣ амиқтар ворид мешавад ва ба фибробластҳо, ҳуҷайраҳое, ки коллаген тавлид мекунанд, таъсир мерасонад, ки барои ҷавон кардани пӯст ва бартараф кардани нишонаҳои пиршавӣ мусоидат мекунад.

Хусусиятҳо:
1. Пойгоҳи барқгиранда барои нигоҳдорӣ ва пуркунии қулай.
2. Дастгоҳ бо 1 тугма идора мешавад. Барои фурӯзон кардан тугмаро пахш карда нигоҳ доред. Ин ҳангоми интиқол аз фурӯзоншавии тасодуфӣ пешгирӣ мекунад.
3. Ду шеваи: EMS + нури сурх ва RF + нури сурх.
4. Нишондиҳандаҳои режим: сурх барои RF; кабуд барои EMS.
5. Сари табобат махсусан барои минтақаи контури чашм кунҷ карда мешавад.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Барои фаъол кардани дастгоҳ тугмаи барқро пахш карда нигоҳ доред.
2. Дастгоҳ дорои ду шеваи: RF + нури сурх ва EMS + нури сурх. Барои иваз кардани режимҳо тугмаи барқро пахш кунед. Нишондиҳандаи сурх RF + нури сурхро нишон медиҳад; нишондиҳандаи кабуд EMS + нури сурхро нишон медиҳад.
3. Барои хомӯш кардани дастгоҳ тугмаи барқро пахш карда нигоҳ доред.
4. Дастгоҳ пас аз 10 дақиқаи истифодаи пайваста худкор хомӯш мешавад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:

RF + РЕЖИМ НУРНАН СУРХ
1. Тугмаи барқро пахш карда нигоҳ доред, пас RF + чароғҳои сурх (индикатори сурх) -ро интихоб кунед.
2. Пас аз молидани гели гузаронандаи масҳ сатҳи кории дастгоҳро ба пӯст расонда, масҳро оғоз кунед. Дастгоҳро оҳиста қад-қади устухони косахонаи чашм аз кунҷи дарунӣ ба кунҷи берунӣ ва сипас аз рӯйи хатҳои масҳе, ки аз кунҷи берунӣ паҳн мешаванд, ҳаракат диҳед. Ҳар 2 дақиқа ба чашми дигар гузаред. Эзоҳ: мавҷҳои радиоии дастгоҳ қабати дермаи пӯстро гарм мекунанд. Ҳангоми истифода сатҳи кории дастгоҳро ҳаракат диҳед. Барои пешгирӣ аз сӯхтан дастгоҳро дар як ҷойи пӯст нигоҳ надоред. Сигнали овозӣ ҳар 10 сония ба шумо ҳаракат додани дастгоҳро хотиррасон мекунад.

EMS + РЕЖИМ НУРНАН СУРХ
1. Тугмаи барқро пахш карда нигоҳ доред, пас EMS + чароғҳои сурх (индикатори кабуд) -ро интихоб кунед.
2. Гели массажи гузаронандаро молед. Сари табобатро бар зидди пӯст ҷойгир кунед ва оҳиста-оҳиста бо хатҳои массаж дар болои устухони орбиталӣ ё устухони абрӯ, аз дарун то кунҷи берунии чашм ҳаракат кунед. Ҳар 2 дақиқа ба чашми дигар гузаред.

ТЕЗ ВА МУДлати табобат:

Навъ ё мушкили пӯст	ҲАФТАИ 1	ҲАФТАИ 2	ҲАФТАИ 3	ҲАФТАИ 4	ПАС
ВАФАХОИ ЗЕРИ ЧАШМ / ДОИРАИ ТОРА	Бегоҳӣ, пеш аз хоб. EMS: 5-7 дақиқа (ба ҳар чашм 3-3.5 дақиқа). RF: 5-7 дақиқа (ба ҳар чашм 3-3.5 дақиқа). Як рӯз дар миён.	Бегоҳӣ, пеш аз хоб. EMS: 5-7 дақиқа (ба ҳар чашм 3-3.5 дақиқа). RF: 5-7 дақиқа (ба ҳар чашм 3-3.5 дақиқа). Як рӯз дар миён.	1 ҳафта танаффус (на камтар аз 5 рӯз).	Такрор кунед.	Курси 2 ҳафта. 1 ҳафта танаффус. Курси 2 ҳафтаро такрор кунед. Ин давраро давом диҳед.

Пӯсти ХУШК/АТОНИК	Субх. RF: 7 дақиқа (3,5 дақиқа дар як чашм). EMS: 2-3 дақиқа (1,5 дақиқа дар як чашм). Ҳар 3 рӯз як маротиба.	Субх. RF: 7 дақиқа (3,5 дақиқа дар як чашм), як маротиба дар 3 рӯз. EMS: 2-3 дақиқа (1,5 дақиқа дар як чашм), на бештар аз 3 маротиба дар як ҳафта.	Субх. RF: 7 дақиқа (3,5 дақиқа дар як чашм), ҳар рӯз. EMS: 2-3 дақиқа (1,5 дақиқа дар як чашм). Усулҳоро алоҳида истифода бурдан мумкин аст. На бештар аз 3 маротиба дар як ҳафта.	1 ҳафта танаффус.	Курси 4-ҳафтаинаро дар тӯли 2 моҳ такрор кунед. 1 моҳ танаффус гиред. Курси 4-ҳафтаинаро дар тӯли 2 моҳ такрор кунед.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Агар шумо зиддиятҳои тиббӣ дошта бошед, пеш аз истифода ба дерматолог муроҷиат кунед.
2. Агар шумо ба рӯшноӣ ҳассос бошед, истифода набаред.
3. Дар пӯсти кафида, захмҳои кушода, бемориҳои пӯст, акнеи шадид, сӯхтани офтоб ё сироятҳои пӯст истифода набаред.
4. Дар пилки боло ё поён, гавҳараки чашм ва луобпардаи чашм истифода набаред.
5. Дастгоҳро дар рӯйи холҳо, озахҳо, мӯйҳои ба даруни пӯст рӯида ё пӯсти ангезишёфта истифода набаред.
6. Дастгоҳро ба ҳам надиҳед: ин метавонад боиси сирояти бактериявӣ ва сирояти ҷидди гардад.

Огоҳӣ:
1. Сими пуркунандаи барқро хушк нигоҳ доред. Дастгоҳро ба об нагузоред.
2. Дар ҷое, ки дастгоҳ метавонад тар шавад, масалан дар ҳаммом, душ ё назди ҳавзи шиноварӣ барқ нагиред.
3. Дастгоҳро ба оташ напартоед.
4. Дастгоҳро танҳо бо сими пуркунандаи дохили маҷмӯа пур кунед.
5. Барои пешгирӣ кардани осеб, истифодаи дастгоҳро қатъ кунед, агар лавозимоти он ё сими пуркунандаи барқ вайрон шуда бошад.
6. Агар сими барқгиранда осеб дида бошад, онро бо сими аслӣ иваз кунед, то аз хатарҳо канорагирӣ кунед.
7. Барои дароз кардани мӯҳлати хизмати батарея, ҳадди аққал як маротиба дар 2 моҳ пурра пур кунед.
8. Дастгоҳ барои кӯдакони то 12-сола ё одамони дорои қобилиятҳои ҷисмонӣ, ҳассосӣ ё ақлӣ маҳдуд ё таҷриба ва дониши нокифоя пешбинӣ нашудааст, ба шарте ки таҳти назорат бошад.
9. Дастгоҳи ба назар намоён осебдидаро истифода набаред. Худатон кӯшиш накунед, ки онро ба қисм ҷудо кунед ё таъмир кунед: ин метавонад боиси осеби ҷиддии чашм ё пӯст, зарбаи барқ ё марг гардад.

10. Танҳо мувофиқи таъинот ва мувофиқи дастурҳои мазкур истифода баред.
11. Ҳарорати тавсияшаванда барои пур кардан, истифода ва нигоҳдорӣ: 5-35 °C.
12. Агар шумо дар давоми 2 ҳафтаи охир расмиёти косметикӣ дошта бошед, аз ҷумла пӯсти кимиёвӣ ё механикӣ, барқароркунии лазерӣ, табобати лазерии фраксионӣ, мезотерапия, пуркунанда ё дигар расмиёти контуркунии чеҳраро истифода набаред.

Маҷмӯа: (1) дастгоҳи масҳ, (2) пояи пуркунандаи барқ, (3) сими USB-C барои пуркунии барқ, (4) халтаи нигоҳдорӣ, (5) матои тозакунӣ, (6) дастур.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 2 h

ВАҚТИ КОР: 40 min

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 10 min

басомади RF: 1MHz

басомади EMS: 20 КГц

EMS CORRENT: 166 mA

Равшании СУРХ LED ДАРОЗОНИИ МАВҶ: 630 nm

ШАКЛИ МАВЧ: шакли мавҷи росткунҷаи симметрии дуфазай

Муқовимат ба об: IPX4



AKARI - дастгоҳи масҳ барои нигоҳубини пӯсти атрофи чашм

Контури чашмро баланд мекунад

узвҳоро коҳиш медиҳад

Варамро коҳиш медиҳад

Доираҳои торикро равшан мекунад

Мушкилот: узвҳои рӯй ("пойҳои зоғ"), доғҳо дар минтақаи атрофи чашм, гум шудани чандирӣ ва сустии пӯсти пилкон, доираҳои торик, варами субҳ, варам ("халтаҳо" дар зери чашм), кашиши мушакҳо ва хастагии чашм пас аз кори тӯлонӣ дар паси экран.

МАТЕРИАЛҲО: пластикаи ABS, пластикаи компютерӣ, хӯлаи руҳ (электродҳо).

Вазн: 137 g (дастгоҳ), 82 g (пойгоҳи барқгиранда).

ФУНКЦИЯҲО:

РФ - Лифтинг (40-43 °C) - ба қабатҳои амиқи пӯст ворид шуда, бо нармӣ бофтаҳоро то 40-43 °C гарм мекунад, то ки нахҳои коллагении мавҷуда фавран кам карда шаванд ва фибробластҳо ба истеҳсоли фаъолонаи коллаген ва эластинҳои нав шурӯъ мекунанд. Дар натиҷа, пӯсти атрофи чашм якбора сахт ва фишурда мешавад ва бо истифодаи мунтазам узвҳои рӯй ҳамвор мешаванд.

EMS (ELEKTROMYOSTIMULATION) - НМС дар минтақаи периорбиталӣ бо импулсҳои камқувват (7,52-8,56 mA) амал карда, боиси кашишхӯрии ритмикӣ ва релаксияи мушакҳои давравии чашм мегардад. Ин чаҳорчӯбаи мушакҳои пилкони чашмро мустаҳкам мекунад, кунҷҳои берунии чашмҳоро мебардорад ва пӯсти атрофи чашмро бозмегардонад, ки оҳанг ва чандирии чашмро бармегардонад.

Фототерапия (LED) як усули таъсири мавҷҳои нури дарозии гуногун аст, ки ба умқи муайяни пӯст ворид шуда, аз ҷониби ҳуҷайраҳо ҷаббида мешаванд, ки равандҳои барқароршавии табииро ба вуҷуд меоранд.

Спектри сурх (620-630 nm) навсозӣ ва барқароршавии пӯстро ба вуҷуд меорад, тароват ва дурахши табииро ба нигоҳ бармегардонад.

Спектри зард (587-592 nm) пӯсти ҳассосро ором мекунад, дренажи лимфаро фаъол мекунад ва ба ихроҷи моеъи рукуд мусоидат мекунад. Дар натиҷа, варам кам мешавад, доираҳои торикии зери чашмҳо равшан мешаванд ва сохтори пӯст яксон мешавад.

Ҳолати хунуккунӣ (15 ± 5 °C) - боиси тангшавии фаврии рагҳои рӯизаминӣ ва сӯрохиҳо мегардад, ки дренажи зуди лимфа ва таъсири тароватбахшро таъмин мекунад. Сармо варами саҳарӣ, варам ва «халтаҳо»-и зери чашмро дафъ мекунад, инчунин пӯстро таскин медиҳад.

VIBRATION (11000 rpm) - микромассажҳои нармро таъмин мекунад, ки спазмҳо ва шиддати мушакҳои orbicularis oculi пас аз кори компютер ё хонданро рафъ мекунад. Тартиб гардиши хун ва дренажи лимфатикиро фаъол карда, гузариши пӯстро барои маҳсулоти нигоҳубини пӯст беҳтар мекунад.

Хусусиятҳо:
1. 3 сатҳи шиддатнокии EMS ба шумо имкон медиҳад, ки барномаи нигоҳубини инфиродӣ дар асоси ҳассосияти пӯсти шумо интихоб кунед.
2. Функсияи хотира: Дастгоҳ ба таври худкор сатҳ ва режими шиддатнокии охирини интихобшудаи EMS-ро нигоҳ медорад.
3. 3 режими пешакӣ муқарраршуда, ки дар онҳо усулҳои гуногуни экспозиция барои таъсири намоён ҳамдигарро пурра ва мустаҳкам мекунанд.
4. Вақтсанҷи интеллектуалӣ вақти дақиқи ҷараёнро назорат мекунад ва дастгоҳро ба таври худкор хомӯш карда, аз изофабор ва гармшавии пӯст пешгирӣ мекунад.
5. 5 технология: RF-бардорӣ, EMS-стимулятсия, хунуккунӣ, массажи ларзиш ва чароғҳои LED (сурх ва зард) дар як дастгоҳи паймон барои ҳалли тамоми мушкилоти минтақаи периорбиталӣ муттаҳид карда мешаванд.
6. Пойгоҳи барқгиранда на танҳо нигоҳдории амудии эстетикиро дар мизи ҳоҷатхона таъмин мекунад, балки пуркунии бароҳати бесимро низ таъмин мекунад.
7. Назорати оддӣ ва беихтиёрона: танҳо 2 тугма, ки бароҳат дар зери ангушти шумо ҷойгиранд.
8. Электродҳои бефосила: сатҳи комилан ҳамвор барои лағжиши гигиенӣ ва нозук бидуни осеб ба пӯст.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Фурӯзон/хомӯш: Тугмаи барқро барои 1,5 сония пахш кунед (фаъол шудан бо садои кӯтоҳ тасдиқ карда мешавад). Бо нобаёнӣ, дастгоҳ дар ҳолати 1 оғоз меёбад.
2. Гузариши режим: барои интихоби даврӣ тугмаи барқро кӯтоҳ пахш кунед:
Усули 1: RF + EMS + Нури сурхи LED Ҳолати 2: EMS + Вибрация (LEDҳо хомӯш) Ҳолати 3: EMS + Сардшавӣ + Чароғи LED зард
3. Танзими шиддатнокии EMS: Тугмаи идоракуниро ба зудӣ пахш кунед
Шиддатҳо барои интихоби сатҳ:
Заиф (сатҳи 1) - сегменти рости тугма равшан карда шудааст. Миёна (Дараҷаи 2) - сегментҳои рост ва поёни тугма равшан карда шудаанд. Қавӣ (Сатҳи 3) - сегментҳои чап, рост ва поёни тугма медурахшад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Санҷиши ҳассосият (ҳатмӣ пеш аз истифодаи аввал):
Гели гузаронандаро ба даруни бозуи пешӣ молед ва сатҳи кории хомӯшро истифода баред.
2. Дастгоҳро фурӯзон кунед ва дар ҳолати 1 сеанси пурраи 10-дақиқаӣ гузаред. Агар эҳсоси сӯхтори шадид вуҷуд дошта бошад, санҷишро қатъ кунед. Пас аз 6 соат пӯстро арзёбӣ кунед. Агар сурх ва хориш набошад, дастгоҳ барои шумо мувофиқ аст. Тартибро иҷро кунед: Рӯ ва атрофи чашмро тоза кунед. Агар шумо линзаҳои контактӣ пӯшед, онҳоро пеш аз сессия хориҷ кунед.
3. Мол кардани гел: ба гирду атрофи чашм кондуктори махсуси гели тамос ё хунобаи намноккунандаи об ба таври фаровон молед. Дар маҳсулот набояд равғанҳо ва кислотаҳо (AHA, BHA, PHA, ретинол, консентратсияи баланди витамини C) дошта бошанд.

4. Иҷрои масҳ: массажерро ба кор дароред, реҷаро интихоб кунед ва ба осонӣ гузаронидани онро оғоз кунед
дар хатҳои массаж:
• Пилки боло: аз кунҷи дарунӣ ба берунӣ, ба таври қатъӣ дар хати устухони орбита дар зери абрӯ ҳаракат мекунад.
• Пилки поёни: ҳамвор аз кунҷи даруни чашм то устухони орбитаи берунӣ.
Чаккаҳо: масҳи сабук бо ҳаракатҳои даврашакл. Муҳим: ҳангоми истифода дастгоҳро ҳамеша дар ҳаракат нигоҳ доред. Барои пешгирӣ аз аз ҳад гарм шудан ва сӯхтани пӯст дастгоҳро дар як ҷой нигоҳ надоред. Сеанс набояд аз 10 дақиқа зиёд шавад.
5. Анҷом: креми муқаррарии чашми худро молед. Дастгоҳро бо матои намнок ва ифлос тоза кунед.

Басомад ва давомнокии истифода:

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода
ВАФАХОИ СУБХ / ВАБДА / ДОРАХОИ ТОИК	СУБХ	Усули 3: EMS + Сардкунӣ + Нури LED зард (Нигоҳубини варам ва дурахшон). Давомнокӣ: 3 дақиқа.	3-4 маротиба дар як ҳафта
ХАТРХОИ ИЗХОРОТИ / ЧИГИШХО / ГУМ КАРДАНИ МУСТАХКАМИИ ПИЛАНДОН	ШОМ	Усули 1: "RF + EMS + Нури сурхи LED" (лифтҳои зидди пиршавӣ) Давомнокӣ: то 10 дақиқа	3-4 маротиба дар як ҳафта
ТАШДИШИ МУШАКХО ВА ХАСТАГИИ ЧАШМ	Бегоҳӣ ё ба қадри зарурӣ	Усули 2: "EMS + Vibration" (Исрохат ва дренажи лимфатикӣ) Давомнокӣ: то 10 дақиқа	Ҳангоми зарурат, одатан 3-4 маротиба дар як ҳафта.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Истифодаи бевосита дар гавҳараки чашм, пилки боло ва поёни сайёр, луобпардаи даҳон, бинӣ ё узвҳои таносул манъ аст.
2. Бемории дил, мавҷудияти кардиостимулятор ё дигар таҷҳизоти тиббии электронии имплантатсияшуда.
3. Мавҷудияти имплантатҳои металлӣ, мехчаҳои тиббӣ ё риштаҳои тиллоӣ дар маҳалли истифодаи дастгоҳ.
4. Ҷарроҳии охирини чашм ё расмиёти эстетикии тиббӣ дар минтақаи periorbital.
5. мавҷудияти захмҳо, абразишҳо, тарқишҳо, экзема, дерматит, шаклҳои шадиди акне, сӯхтаҳо (аз ҷумла офтоб) ё сироятҳо дар минтақаи табобат.
6. Аллергия ба металлҳо ё таъсири барқ, вайрон кардани ҳарорат ва ҳассосияти тактилии пӯст.
7. Бемориҳои ғадуди сипаршакл (дастгоҳро бевосита дар ғадуди сипаршакл истифода бурдан манъ аст) ё истеъмоли доруҳои гормоналӣ барои табобати он.
8. Ҳомиладорӣ (танҳо пас аз машварат бо духтур истифода мешавад).
9. Давраи синамаконӣ, ҳайз, кушодани (телангиэктазия) - бо эҳтиёт истифода баред.

10. Шахсони то 12-сола (истифода танҳо таҳти назорати калонсолон иҷозат дода мешавад).
11. Агар пӯст пас аз амалиётҳои косметикӣ (пиллингҳо, суфтакунии лазерӣ, мезотерапия, пуркунандаҳо дар давоми ду ҳафтаи охир) марҳилаи шифоёбии фаъолро гузарад, истифода набаред.
12. Дар сурати мавҷуд будани имплантатсияҳои дандонпизишкӣ, брассҳо ё протезҳои металлӣ дар рӯй, диққати худро ба эҳсосоти худ равона кунед (агар шумо нороҳатӣ ё таъми металлиро дар даҳон эҳсос кунед, амалиётро қатъ кунед).

ТАДБИРҲОИ ЭҲТИЁТӢ ВА ҚОИДАҲОИ БЕХАТАРӢ:
1. Муҳофизати намӣ: Сими пуркунандаи барқ, пойгоҳ ва контактҳоро комилан хушк нигоҳ доред. Онҳоро ба об нагузоред ва дастгоҳро дар муҳити намнок (ҳаммом) пур накунед. Дастгоҳ дорои синфи муҳофизати намӣ IPX22 (муҳофизат аз қатраҳои амудӣ), аммо шустани он дар зери лӯла қатъиян манъ аст.
2. Бехатарии барқ: ҳангоми пур кардани барқ истифода бурдани массажер манъ аст. Вакти пайвастани база ба шабака хангоми зарядноккунӣ набояд аз 24 соат зиёд бошад.
3. Бодиққат тоза кунед: Дастгоҳро танҳо ҳангоми хомӯш шудан тоза кунед. Истифодаи исфанҷҳои металлӣ, абразивҳо, моеъҳои хашмгин ё оташгиранда (спирт, бензин, ҳалкунанда, ацетон) манъ аст.
4. Дар ҳолати гарм хушк кардани дастгоҳ бо мӯйхушккунак манъ аст.
5. Нигоҳдорӣ: Дар ҷои хушк ва хунук дар ҳарорати хонагӣ нигоҳ доред, аз нурҳои офтоб дурӣ ҷӯед. Барои нигоҳдории дарозмуддат бидуни истифода, дастгоҳро на камтар аз як маротиба дар 3 моҳ пур кунед, то вайроншавии батареяро пешгирӣ кунед.
6. Дастгоҳро ба оташ напартоед, аз афтидан ва зарбаҳои ҷисмонӣ худдорӣ намоед.

ДАР КУТУТ: (1) Массажи AKARI, (2) Пойгоҳи барқгиранда, (3) Сими барқии Type-C, (4) халтаи нигоҳдорӣ, (5) дастур оид ба истифода, (6) салфетка.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

Андозаҳо (H X W X D): дастгоҳ - 155 × 26 × 28 mm, пойгоҳи барқ - 62 × 55 × 59 mm

МАНБАИ КУВВА: батареяи полимерии литий

Иқтидори батарея: 1000 mAh

ШИДДАИ КОРГАРИИ НОМИ: 3,7 V

ШИДДАИ ТАЪМИНИ НОМИ: 5 V

КУВВА: 11 W

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: RF + EMS + Нури сурхи LED - 10 дақиқа EMS + ларзиш - 10 дақиқа EMS + хунуккунӣ + нури LED зард - 3 дақиқа

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: ≤ 3 h

Давомнокии ҳадди аксари кор (бо заряди пур): ≥ 40 min

ИНТЕНСИВИВИИ НИМЗ:
Сатҳи 1 - 7,52 mA 2 сатҳ - 7,92 mA 3 сатҳ - 8,56 mA

ИНТЕНСИВИВИИ РАДИАЦИЯ:
Чароғаки сурхи LED - 24,22 mW/cm² Чароғи LED зард - 14,47 mW/cm²

Суръати ларзиш: 11000 гардиш дар як дақиқа

Ҳарорати хунуккунӣ: 15+/-5 °C

Муқовимат ба об: IPX22



ATAMA - дастгоҳи масҳ барои афзоиши мӯй ва нигоҳубини пӯсти сар

Решаҳои мӯйро мустаҳкам мекунад

Афзоиши мӯй

Зичии мӯй

Сифати мӯйро беҳтар мекунад

Ба илтиҳоб нигаронида шудааст

Мушкилот: рехтани мӯй, мӯи борик, мӯйҳои хушк ва шикаста, бемориҳои пӯсти сар.

МАТЕРИАЛ: пластикӣ.

Вазн: 213,5 g.

ФУНКЦИЯҲО:

EMS - электростимулятсия бо истифода аз ҷараёнҳои басомади паст, ки ба бофтаҳо амиқ ворид мешаванд ва боиси кашишхӯрии мушакҳо ва васеъшавии рагҳо, беҳтар шудани ҷараёни хун ва лимфа, ҳавасманд кардани равандҳои мубодилаи моддаҳо ва ғизои оксигени пӯсти сар мешаванд. Дар натиҷа, сӯрохҳо тоза карда мешаванд, фолликулаҳои мӯйи "хоб" бедор мешаванд, раванди афзоиши мӯйҳои нав оғоз меёбад, сифати мӯй беҳтар мешавад. Инчунин, чунин таъсири EMS-ро метавон қайд кард, ба монанди ба эътидол овардани кори ғадудҳои равған, ки боиси кам шудани равғани мӯй, кам шудани хориши пӯст мегардад.

Вибрация - дар сар нугҳои асабҳои зиёд мавҷуданд, ҳавасмандкунии онҳо бо массажи ларзиш фишорро коҳиш медиҳад. Вибрация инчунин ба гардиши хун ва равандҳои мубодилаи моддаҳо мусоидат мекунад, бинобар ин ҳуҷайраҳо бештар маводи ғизоӣ ва оксиген мегиранд, ки дар натиҷа фолликулаҳои мӯй фаъолтар фаъолият мекунанд, афзоиши мӯй суръат мегирад.

Фототерапия (нури LED-и сурх ва кабуд) - LEDҳо дарозии мавҷи дилхоҳро ба вуҷуд меоранд, ки ба чуқурии пӯст ворид шуда, равандҳои энергетикиро дар дохили ҳуҷайраҳо ба вуҷуд меоранд. Масалан, нури сурхи LED (630 ва 650 nm) фолликулаҳоро, ки ба марҳилаи анҷоми афзоиши фаъоли мӯй ворид мешаванд, дубора фаъол мекунад. Нури кабуди LED (460 nm), ки дар сатҳи эпидермис кор мекунад, бактерияҳоро мекушад, илтиҳобро коҳиш медиҳад ва пайдоиши акнеро дар пӯсти сар бозмедорад.

Хусусиятҳо:
1. Масҳ дар шакли шона бо дастаки бароҳат. Шумо муддати дароз худро масҳ кардан бароҳат хоҳед буд.
2. Дастгоҳи ATAMA дорои дараҷаи муқовимат ба об IPX6 мебошад, пас аз истифода нигоҳубини он қулай аст - пас аз истифода дастгоҳро дар зери ҷараёни об бишӯед.

3. Гӯшаҳои махсуси масҳҳои силиконӣ: нарм ва тағйирпазир, 360 дараҷа гардиш карда, массажи бароҳатро таъмин мекунанд, ҳатто ҳангоми хомӯш кардани дастгоҳ.
4. 3 режим бо танзимоти инфиродӣ: EMS (электромиостимуляция), LED (фототерапия), ларзиш. Шумо метавонед режимҳоро бо хоҳиши худ якҷоя кунед, ягонтои онҳоро комилан хомӯш кунед, шиддати дилхоҳи ҷараён, рӯшноӣ, намуди ларзишро интихоб кунед.
5. Назорати равшан: ҳар як режим ба тугмаи алоҳидаи дастаки дастгоҳ мувофиқат мекунад. Шумо метавонед ҳангоми масҳ бидуни ҷудо шудан аз раванд режимҳоро иваз кунед.
6. 2 фототерапияи аз ҳама самараноки рӯшноӣ, ки дар ҳолати LED муаррифӣ шудаанд. Реҷаи нури сурхи LED бо нури сурхи LED бо дарозии мавҷи 630 nm (диодҳо дар периметри шона ҷойгиранд) ва нури лазерии сатҳи паст бо дарозии мавҷи 650 nm (диодҳо дар маркази сатҳи масҳ ҷойгиранд) муаррифӣ карда мешаванд. Дарозии мавҷҳои ин фосила аз рехтани мӯй пешгирӣ мекунад. Реҷаи нури кабуди LED бо дарозии мавҷи 460 nm (диодҳо танҳо дар периметри шона ҷойгиранд, диодҳо дар маркази массажер кабуд намефурӯшанд) барои муолиҷаи шароити рӯякии пӯсти сар истифода мешаванд.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Барои фаъол кардани дастгоҳ тугмаи фурӯзон/хомӯшро пахш кунед.
2. Танзими режимҳо
• Тугмаи фурӯзон/хомӯш (дар идоракунӣ/EMS) Пахш кунед ва нигоҳ доред (1,2 сония) дастгоҳро (ҳангоми фурӯзон 1 сигнали садо медиҳад) ва режими EMS (дараҷаи 1) бо 1 лампочка дар нишондиҳанда. Пахши кӯтоҳ сатҳи 2-юми ҳолати EMS-ро фаъол мекунад, дар ҳоле ки 2 чароғ дар индикатор фурӯзон мешавад, пахши кӯтоҳи навбатӣ сатҳи 3-юми режими EMS мебошад, дар ҳоле ки 3 чароғ дар индикатор фурӯзон мешавад. Пахшкунии такрорӣ режими EMS-ро комилан хомӯш мекунад, се лампаи индикатор дар як вақт милт-милт мекунад. Бо пахши дурудароз (1,2 сония) дастгоҳи корӣ 2 сигнали садоӣ мебарорад ва хомӯш мешавад.
Тугмаи мавҷ (Назорати ларзиш) Аввалин пахши кӯтоҳ режими доимии ларзишро дар бар мегирад. Дуюм - режими ларзиши пулсатсия. Сеюм реҷаи ларзишро хомӯш мекунад. Гузариши режимҳо бо сигнали садои кӯтоҳ ҳамроҳӣ карда мешавад.
Тугмаи офтоб (назорати рӯшноӣ) Аввалин пахши кӯтоҳ режими терапияи лазериро дар бар мегирад (нурраи сурх). Пас аз пахши дуюм, ранг ба кабуд табдил меёбад. Пахши сеюм ҳолати LED-ро хомӯш мекунад. Гузариши режимҳо бо сигнали садои кӯтоҳ ҳамроҳӣ карда мешавад.
3. Пас аз 10 дақиқаи истифодаи пайваста, дастгоҳ бе ба ҳолати интизорӣ гузаштан ба таври худкор хомӯш мешавад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:

МАҲС КАРДАНИ ТОҶИ САР:
1. Дар майдони тоҷ бо ҳаракатҳои даврашакл бо ақрабаки соат ҳаракат кунед.
2. Массажи як минтақа бояд 1-2 дақиқа давом кунад.

БАРОИ МАССАЖИ ДИГАР КИСМХОИ САР:
1. Ба самти афзоиши мӯй аз рӯй ба пушти сар ҳаракат кунед, ки мӯи худро шона кунед.
2. Шумо инчунин метавонед спирал ё зигзаг кунед.
3. Ҳама ҳаракатҳо дар як минтақа 3-5 маротиба такрор карда мешаванд.
4. Давомнокии умумии масҳ тавсияшаванда 10-15 дақиқа аст.

Басомад ва давомнокии истифода:

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	КУРСИ муолича
ПУСАИ РАВГАН	Субҳ, пас аз шустан, дар мӯйҳои тар	EMS: сатҳи 1 - 5 дақиқа, сатҳи 2 - 3 дақиқа, сатҳи 3 (баландтарин) - 2 дақиқа. Ҳар се сатҳро пайдарпай истифода баред ва шиддатро тадриҷан зиёд кунед. LED: нури кабуд - 5 дақиқа, нури сурх - 2 дақиқа. Реҷаҳоро ҳамзамон истифода набаред. Тартиби зикршударо риоя кунед.	Ҳафтаҳои 1-2: 3 маротиба дар як ҳафта. Ҳафтаи 3: 5 маротиба дар як ҳафта. Ҳафтаи 4: танаффус.	2 мох. 1 моҳ танаффус гиред, пас курси 2-моҳаро такрор кунед. Ҳадди ақали умумии барнома: 6 моҳ. Ду курс дар як сол.

Навъ ё мушкили пӯст	10 РУЗИ АВВАЛ	10 РУЗИ ОЯНДА	2-3 МОХИ ОЯНДА	МОХИ ОЯНДА	ПАС
РАФТАНИ мӯи сар / лоғар	Ларзиш - 10 дақиқа пас аз молидани зардоби ғизодиҳанда (бо хоҳиш). Нури сурхи LED - 5 дақиқа. Реҷаҳоро бо тартиби зикршуда алоҳида истифода баред. Ҳар рӯз.	Ларзиш - 10 дақиқа пас аз молидани зардоби ғизодиҳанда (бо хоҳиш). Нури сурхи LED - 5 дақиқа. Реҷаҳоро бо тартиби зикршуда алоҳида истифода баред. Як рӯз дар миён.	Ларзиш - 10 дақиқа пас аз молидани зардоби ғизодиҳанда (бо хоҳиш). EMS, сатҳҳои пасту миёна - 2-5 дақиқа. Нури сурхи LED - 7 дақиқа. Реҷаҳоро ҳамзамон истифода набаред ва тартибро риоя кунед. Ҳафтае 3-4 бор.	Танаффус.	Барномаи 10-10-3-ро барои 5-6 моҳ такрор кунед. 1 моҳ танаффус гиред. Нигоҳдорӣ: 1 моҳи истифода ва баъд аз танаффуси 3-моҳа.

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	КУРСИ муолича
САҒОГОХ/ПАРШИШ (бе бемории пӯсти сар)	Ҳар вақти рӯз, пас аз шустан, дар мӯйҳои тар	LED: нури кабуд - 3 дақиқа, нури сурх - 7 дақиқа. Ларзиш - 3 дақиқа. Реҷаҳоро бо тартиби зикршуда алоҳида истифода баред. Новобаста аз шустани мӯй, сатҳи миёнаи EMS-ро алоҳида 3-4 дақиқа истифода баред.	LED: ҳаррӯза. Вибрация: 3 маротиба дар як ҳафта. EMS: 2 маротиба дар як ҳафта.	LED + ларзиш: 4 ҳафта, баъд танаффус 1 ҳафта. Зиёда аз 1 моҳ такрор кунед. Такрори минбаъда талаб карда намешавад, зеро курс то ҳалли мушкилот идома меёбад. EMS: 4 ҳафта, баъд танаффус 1 ҳафта. Зиёда аз 1 моҳ такрор кунед.

Ҳолатҳои манъи истифода:
Бо эҳтиёт истифода баред:
• шахсоне, ки дар ҳолати мастии спиртӣ, дар давраи ҳайз ва ширмаконӣ;
• ҳангоми мавҷудияти телеангиэктазия;
• дар сурати мавҷуд будани пломбаи муваққатӣ ё ҳангоми табобати дандонпизишкӣ;
• Аллергия ба металл;
• дар ҳарорати баланд ва гипертония;
• ҳангоми мавҷудияти амалиёти пластикӣ дар пӯсти сар, илтиҳоби пӯст ва хориш.

Огоҳӣ:
1. Дастгоҳро дар наздикии ҷойҳои дорои протезҳои металлӣ (курраи чашм, гӯши дарунӣ, устухонҳо ва буғумҳо) истифода набаред.
2. Истифода дар ҷойҳои дорои осеби вена ё артерия, инчунин ҳангоми тромбофлебит ё ихтилоли лахташавии хун манъ аст.
3. Аз таъсири ҷисмонӣ худдорӣ намоед.
4. Дастгоҳро танҳо мувофиқи дастури корбар истифода баред.
5. Ба қисмҳо ҷудо кардан, нигоҳдорӣ ва такмил додани маҳсулот манъ аст.
6. Лутфан, дастгоҳро дар ҷои хушк ва тоза нигоҳ доред.
7. Дастгоҳро дар ҷойҳои дорои ҳарорати баланд/ пасти муҳити атроф, инчунин дар наздикии манбаъҳои оташи кушод нигоҳ надоред.
8. Пас аз анҷоми пуркунии барқ симро аз розетка хориҷ кунед.
9. Дастгоҳро аз кӯдакон дур нигоҳ доред.

ДАР КУТУТ: (1) массажер, (2) халтаи нигоҳдорӣ, (3) салфетка,
4. Сими USB-C барои пуркунии барқ, 5) дастур.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 3 h

ВАҚТИ КОР: 2 h

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 10 min

Модулҳо:
1. EMS - 1 дараҷаи 31 mA, 2 дараҷаи 43 mA, 3 дараҷаи 78 mA
2. Фототерапия - чароғи сурхи LED (дарозии мавҷ 630 nm), нури лазерӣ (дарозии мавҷ 650 nm), нури кабуди LED (дарозии мавҷ 460 nm)
3. Вибрация - 6500 гардиш дар як дақиқа

басомади EMS: 9,51 kHz

ШАКЛИ МАВҶ: шакли мавҷи симметрии дуфазай

Муқовимат ба об: IPX6



ELAX 2.0 - ниқоби масҳи оромбахш барои атрофи чашм

хастагии чашмро рафъ мекунад

Дарди сарро кам мекунад

Бо бехобӣ кӯмак мекунад

Истироҳат

Доираи мушкилот: хастагии умумӣ ва хастагии чашм, дарди сар, мигрен, душвории хоб, кори тӯлонӣ дар компютер.

МАТЕРИАЛХО: Модал, Ликра.

Вазн: 111 g.

ФУНКЦИЯҲО:
Гармӣ - гардиши хунро беҳтар мекунад, шиддатро аз чашм дур мекунад. Вибрация - мушакҳои атрофи чашмро ба таври муассир ором мекунад, барои барқарор кардани воридшавӣ ва хориҷшавии муқаррарии лимфа кӯмак мекунад, барои бартараф кардани хастагии умумӣ ва фишори чашм кӯмак мекунад. КОМПРЕСИ ХУНДА - имкон медиҳад, ки аз варами атрофи чашм ва устухонҳои рухсора, танг шудани рагҳои хунгард халос шавед. Таъсири хунукӣ гардиши хунро коҳиш медиҳад ва ба берун рафтани моеъи зиёдатӣ мусоидат мекунад. Ниқоби 3D ба чашмҳо ва пилконҳо фишор намедиҳад, ба чеҳра сахт мувофиқат мекунад ва аз воридшавии рӯшноӣ муҳофизат мекунад, ки ба шумо имкон медиҳад дастгоҳро ҳамчун ниқоби хоб истифода баред.

Хусусиятҳо:
1. 4 ҳолати истифода (гармкунӣ, ларзиш, гармкунӣ + ларзиш, лайнер компресси сард).
2. Ниқоб сабук аст, ҳангоми истифода ба чашм фишор намедиҳад.
3. 3 дараҷаи гармӣ барои интихоби ҳарорати бароҳат ва 3 сатҳи ларзиш барои муқаррар кардани қувваи оптималии массаж.
4. Ниқоб дорои шакли анатомикии 3D буда, барои чашмҳо чуқурӣ ва барои бинӣ ва пули бинӣ барои бароҳатии ҳадди аксар ҷой дорад.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Панели идоракуниро ба ниқоб пайваст кунед. Эзоҳ: Нишондиҳандаи барқ ҳангоми заиф будани алоқа байни ниқоб ва панели идоракунӣ сафед мешавад.
2. Бо пахши тӯлонӣ (2 сония) тугмаи ларзиш ё тугмаи ҳароратро фаъол кунед. Нишондиҳандаи равшании сатҳи барқ фурӯзон мешавад.
3. Режими ларзиш ва режими гармидиҳӣ новобаста аз ҳамдигар амал мекунанд. Реҷаи дилхоҳатонро интихоб кунед.
4. Ҳолати ларзиш 3 дараҷаи ларзиш дорад. Массажер бо сатҳи пасти ларзиш оғоз меёбад, ки 1 сигнали садо медиҳад. Ҳангоми иваз кардани сатҳҳо 2 сигнали садоӣ маънои 2 дараҷаи ларзишро, 3 сигнал - 3-ро дорад.

5. Реҷаи гармидиҳӣ 3 дараҷаи ҳарорат дорад. Массажер бо ҳарорати пасти гармӣ оғоз карда, 1 сигнал медиҳад. Ҳангоми иваз кардани сатҳҳо 2 сигнали садоӣ дараҷаи миёнаи гармӣ ва 3 сигнали садоӣ дараҷаи максималии гармиро ифода мекунад.
6. Массажер таймери интеллектуалӣ дорад, дастгоҳ пас аз 15 дақиқаи кор хомӯш мешавад. Режимҳои ларзиш ва гармӣ новобаста аз ҳамдигар кор мекунанд, таймери интеллектуалии онҳо барои ҳар як режим алоҳида кор мекунад. Вақте ки сатҳи ларзиш ё ҳарорат иваз карда мешавад, таймери интеллектуалӣ дубора оғоз намекунад.
7. Барои хомӯш кардани дастгоҳ, тугмаи фурӯзон/хомӯшкунии режими ларзиш ё гармиро пахш карда, 2 сония нигоҳ доред.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Панели идоракуниро ба ниқоб пайваст кунед.
2. Ниқобро ба чашмонатон гузоред, онро даргиронед.
3. Вибрация/гармкунӣ ё ҳардуро якбора фаъол созед.
4. Сатҳи ҳарорат ва гармиро танзим кунед.
5. 15 дақиқа аз массаж лаззат баред.
6. Агар шумо хоҳед, ки компресси хунукро истифода баред, лайнерро дар яхдон барои 10 дақиқа пешакӣ ҷойгир кунед. Онро дар ниқоб гузоред, аз он ҷумла дастгоҳ.

Басомади истифода:
Истифодаи ҳаррӯза иҷозат дода мешавад.

Мӯҳлати дархост:
Он бемаҳдуд аст.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Шахсоне, ки ба таъсири гармии пӯст ҳассос нестанд, одамоне, ки ҳарорати баданашон баланд ва аз хунукӣ азоб мекашанд, пеш аз истифодаи дастгоҳ бояд ба духтур муроҷиат кунанд.
2. Истифодаи дастгоҳ тавсия дода намешавад:
ҳангоми мавҷудияти тромбоз, аневризми шадид, аневризми шадиди рагҳо, ҳама намудҳои дерматит, сироятҳои пӯст, зеро истифодаи дастгоҳ метавонад боиси бадшавӣ гардад;
шахсоне, ки иродаашонро баён карда наметавонанд ва ё худашон маҳсулотро истифода бурда наметавонанд;
• бачагони то 14-сола.
3. қатъ кардани истифодаи маҳсулот дар сурати қайкунӣ, мусодира ё дигар аксуламалҳои ҷисмонӣ.

Огоҳӣ:
1. Маҳсулотро дар ҷои дастнорас барои кӯдакон ва навзодон нигоҳ доред.
2. Маҳсулот барои шахсони аз 12 сола боло пешбинӣ шудааст.
3. Панели идоракунӣ, сими барқгиранда ва пайвасткунаки пуркунандаи барқро хушк нигоҳ доред.
4. Ба рӯи ниқоб моеъҳои кимиёвӣ аз қабили атр ва дезодорант напошед.
5. Ниқоби чашм ва сими пуркунандаи барқро хам накунед, накашед ё набандед, то осеб надиҳед.
6. Ба ашхоси гирифтори бемориҳои чашм ё аллергия, ба шахсоне, ки ба компрессҳои гарм аксуламалҳои шадид доранд, тавсия дода мешавад, ки пеш аз истифода ба духтур муроҷиат кунанд.


ДАР КУТУТ: (1) ниқоб, (2) лайнери компресси сард, (3) сими пуркунандаи USB-Type C, (4) халтаи нигоҳдорӣ, (5) дастур.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:
Мӯҳлати барқгиранда: 1 соат

ВАҚТИ КОР: 75 дақиқа ҳарорати баланд 60 дақиқа дар ҳарорати миёна 45 дақиқа дар ҳолати ҳарорати паст

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 15 min
Суръати ларзиш: Сатҳи паст - 3000 гардиш дар як дақиқа • Сатҳи миёна - 4000 гардиш дар як дақиқа • Сатҳи баланд - 5000 гардиш дар як дақиқа.

Танзими ҳарорат: • Ҳарорати паст - 40-45 °C • Ҳарорати миёна - 45-50 °C • Ҳарорати баланд - 50-55 °C



EMI - чӯткаи силиконӣ барои тоза кардани рӯй ва масҳ

Пӯстро тоза мекунад

Таъсири лифт

Варамро коҳиш медиҳад

Ранги рӯйро беҳтар мекунад

Доираи мушкилот: рахнашуда, васеъшавии сӯрохиҳо, сатҳи баланди пӯсти пӯст, варам.

МАТЕРИАЛ: силикон.

Вазн: 97 g.

ФУНКЦИЯҲО:
Массажер аз рӯи принсипи ларзишҳои басомади баланд (садо) кор мекунад, ки қудрати онҳоро мустақилона танзим кардан мумкин аст. Мавҷи садо (ларзиши басомади баланд) ларзиши босуръати бӯйҳоро ба вуҷуд меорад, ки ҳаракатҳои тозакуниро ба вуҷуд меоранд. Ҳамин тариқ, хасу пӯсти рӯйро тоза мекунад, зеро таъсири ҷамъшуда оҳангро мувофиқ мекунад ва сӯрохҳоро тоза мекунад.

Вибрация, инчунин паҳлӯи рӯи риштадор имкон медиҳад, ки массажи нарм, барқарор кардани гардиши хун, ҳамвор кардани узвҳои хурд.

Ҳолати гарм ба шумо имкон медиҳад, ки сӯрохиҳоро кушоед ва пӯстро амиқ тоза кунед. Илова бар ин, таъсири гармӣ гардиши хунро фаъол мекунад, равандҳои мубодилаи моддаҳоро дар пӯст метезонад ва ба азхудкунии компонентҳои муфиди косметика мусоидат мекунад.

Хусусиятҳо:
1. Шакли беназири дастгоҳ дар шакли фалanкси ангушт ва сари чандирии хамшаванда имкон медиҳад, ки ҳама минтақаҳои чеҳраи ифлоскунанда ва ороишро ҳаматарафа, самаранок ва озодона тоза кунед.
2. Чӯтка аз силикони ғизой сохта шудааст ва бо он тоза кардан нозук хоҳад буд ва ҳатто ба пӯсти ҳассос мувофиқат мекунад.
3. Пойгоҳи пуркунандаи магнитӣ-индуксионӣ дар косаи соканӣ ба шумо имкон медиҳад, ки щеткаи массажи худро дар оина ё девори ҳаммоматон ба осонӣ ҷойгир кунед, раванди нигоҳдорӣ ва пуркунии дастгоҳро содда кунед.
4. 8 сатҳи ларзиш танзимшавандаи.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Бо пахши тӯлонии тугмаи фурӯзон/хомӯш дастгоҳро фаъол кунед.
2. Чӯтка дорои 2 режим аст: режими ларзиши доимӣ бо режими гармидиҳӣ ва мавҷи ларзиш. Дар навбати аввал ҳолати ларзиши идорашаванда бо гармкунӣ ба таври худкор оғоз мешавад.

3. Дар ҳолати ларзиши доимӣ бо гармӣ, 8 сатҳи ларзиш мавҷуд аст. Бо ёрии тугмаҳои суръат боло/поён сатҳи ларзишро танзим кунед.
4. Барои гузаштан ба ҳолати ларзиши мавҷ, тугмаи фурӯзон/хомӯшро бори дигар пахш кунед.
5. Пахшкунии такрории тугмаи фурӯзон/хомӯш дастгоҳро хомӯш мекунад.
6. Чӯтка дорои вазифаи хотира аст: вақте ки аз нав фаъол карда мешавад, дастгоҳ дар ҳолати охирини истифодашуда оғоз меёбад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:

БАРОИ ТОЗАИ АСОСӢ
1. Бо об рӯятонро тар кунед.
2. Воситаи шустушӯйро ба хасу молед.
3. Дастгоҳро дар ҳолати ларзиши доимӣ бо гармкунӣ фаъол созед.
4. Кафкро бо хасу, ба банди дастатон такя карда, кафк созед.
5. Сари хасуро дар рӯи худ ҷойгир кунед, барои тоза кардан масҳ кунед. Аз поён (аз манаҳ) ба боло (ба хати афзоиши мӯй дар пешонӣ) бо хатҳои массаж ҳаракат кунед.
6. Пас аз анҷом додан, пасмондаҳои косметикиро аз рӯй хориҷ кунед ва бо об молед.

БАРОИ ЧУЦУР ТОЗА ШУДАНИ МИНТАКАИ Т
1. Бо об рӯятонро тар кунед.
2. Воситаи шустушӯйро ба хасу молед.
3. Дастгоҳро дар ҳолати ларзиши мавҷ фаъол созед.
4. Кафкро бо хасу, ба банди дастатон такя карда, кафк созед.
5. Сари хасуро дар рӯи рӯй ҷойгир кунед, минтақаҳои минтақаи Т-ро масҳ кунед. Аз поён (аз манаҳ) ба боло (ба хати афзоиши мӯй дар пешонӣ) бо хатҳои массаж ҳаракат кунед.
6. Пас аз анҷом додан, пасмондаҳои косметикиро аз рӯй хориҷ кунед ва бо об молед.

БАРОИ МАССАЖ
1. Маҳсулоти косметикии худро, аз қабили крем / зардоб / гел (бо назардошти маводи моеъкунанда муҳим аст) ба рӯи худ молед.
2. Дастгоҳро фурӯзон кунед, барои шумо режими бароҳат интихоб кунед.
3. Бо тарафи баръакси хасу рӯйро масҳ кунед, аз поён (аз манаҳ) ба боло (то хати мӯй дар пешонӣ) қад-қади хатҳои масҳ ҳаракат кунед.

Басомад ва давомнокии истифода:

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	КУРСИ муолича
акне / илтиҳоб	Субҳ бартарӣ дорад	Вибратсияи мавҷ: 5 дақиқа. гармкуниро истифода набаред.	Ҳар рӯз	Давом дорад
ПУСТИ ХУШК / ГУМ КАРДАНИ Оҳанг	Субх	Ларзиши пайваста бо гармкунӣ: 3-5 дақиқа, танҳо дар рухсораҳо ва манаҳ. Ларзиши мавҷӣ: 3-5 дақиқа. Ҳар ду реҷаро дар як сеанс истифода бурдан мумкин аст, аммо ларзиши пайваста бо гармкуниро танҳо як рӯз дар миён истифода баред. Ҳар ду реҷаро ҳар рӯз истифода набаред.	Ларзиши пайваста бо гармкунӣ: як рӯз дар миён. Ларзиши мавҷӣ: ҳар рӯз.	Давом дорад

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	КУРСИ муолича
СИЁҲҲО (бе илтиҳоб)	Ҳар вақти рӯз	Вибрацияи доимӣ бо гармӣ: 5-7 дақиқа. Минтақаи Т: пешонӣ, бинӣ ва манаҳ.	Ҳар рӯз	Давом дорад
Массажи гармшуда (бе илтиҳоб)	Ҳар вақти рӯз	Вибрацияи доимӣ бо гармӣ: 5-7 дақиқа.	2-3 маротиба дар як ҳафта	Давом дорад

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Дастгоҳро бо варами шадиди пӯст, фавран пас аз ҷарроҳӣ, ҳангоми сӯхтани офтоб ё осеби пӯст истифода набаред.
2. Истифодаи дастгоҳ барои шахсоне, ки илтиҳоби шадид ё варами атрофи чашм доранд, тавсия дода намешавад.
3. Дастгоҳро бо тозакунандаи ба осонӣ ҳалшаванда ё кремҳои силиконӣ, маҳсулоти дорои гранулҳо (скрабҳо) ё агентҳои пӯсткунанда истифода набаред.
4. Истифодаи инфиродии хасу тавсия дода мешавад.

Огоҳӣ:
1. Пеш аз истифодаи дастгоҳ, лутфан соат, айнак, пилкҳои бардурӯғ, линзаҳои контактиро хориҷ кунед.
2. Агар дастгоҳ вайрон шуда бошад, онро истифода набаред.
3. Дастгоҳро дар як минтақаи пӯст муддати тӯлонӣ истифода набаред.
4. дастгоҳро аз ҳарорати баланд дур нигоҳ доред.
5. Дастгоҳро пурра ба об нагузоред.

ДАР КУТУТ: (1) хасу, (2) пойгоҳи пуркунандаи барқ, (3) сими пуркунандаи DC-USB, (4) дастур.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 5 h

ВАҚТИ КОР: 60 min

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 5 min

Ҳарорати гармкунӣ: 55 ± 5 °C

Вибрация: 7500 гардиш дар як дақиқа

Муқовимат ба об: IPX7



HAZUMI LIGHT - дастгоҳи масҳи зарбӣ

Шиддати мушакҳоро рафъ мекунад

Муомилотро беҳтар мекунад

Оҳанги мушакҳоро беҳтар мекунад

Таъсири зидди целлюлит

Мушкилот: дард, шиддат ва хастагии мушакҳо пас аз машқҳои шадиди ҷисмонӣ.

МАТЕРИАЛҲО: пластикаи ABS, резина.

Вазн: 230 g.

ФУНКЦИЯҲО:
Массажи перкуссия ларзиши шок-постериро ба вуҷуд меорад - импулсҳои кӯтоҳи зуд, басомад ва шиддатнокии онҳо аз суръати интихобшуда вобаста аст. Мавчи аз ларзиш дар зери таъсири кувваи зарба ба бофтахои нарми бадан то чукурии чанд сантиметр медарояд. Импульсҳои перкусорӣ мушакҳоро «истироҳат» мекунанд, моеъи лимфа ва хуни вениро аз мушакҳои илтиҳобӣ тоза мекунанд, часпакҳоро мешиканад, дардро сабук мекунад, шиддатро коҳиш медиҳад, доираи ҳаракати ин қисми баданро зиёд мекунад ва дароз кардани мушакҳои нармро таъмин мекунад. Дар натиҷа, мушакҳо ва бофтаҳои пайвандкунанда зудтар барқарор карда мешаванд.

Хусусиятҳо:
1. HAZUMI Light - Ин як массажери сабуки хурд аст, ки андозааш бештар аз масоҳати HAZUMI аст, ки раванди массажро боз ҳам бароҳаттар мекунад.
2. 4 соплоҳои ивазшаванда дар маҷмӯа барои омӯзиши ҳамаи гурӯҳҳои мушакҳо.
3. 5 сатҳи шиддат барои интихоби суръати бароҳаттарини зарбаҳо, танзими он дар гурӯҳҳои мушакҳои гуногун, барои соплоҳои гуногун.
4. Вақтсанҷи интеллектуалӣ (10 дақиқа) ба шумо имкон медиҳад, ки ҳангоми массаж истироҳат кунед, дастгоҳ пас аз ба охир расидани вақти расмиёт худкор хомӯш мешавад.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Боварӣ ҳосил кунед, ки дастгоҳ барқ аст.
2. Сари масҳро, ки ба шумо лозим аст, ба дастгоҳ насб кунед.
3. Бо пахши тӯлонии тугмаи барқ, дастгоҳро оғоз кунед.
4. Ҳангоми фаъол кардани таппончаи масҳӣ ба таври худкор сатҳи шиддатнокии 1-ро муқаррар мекунад.
5. Барои иваз кардани сатҳи шиддат, тугмаро кӯтоҳ пахш кунед. Дар маҷмӯъ, дастгоҳ 5 суръатро таъмин мекунад. Дар аввал, 1 индикатор фурӯзон мешавад, бо ҳар як афзоиши минбаъдаи сатҳи шиддат, индикатори дигар фурӯзон мешавад, дар 5 суръат ҳама 5 нишондиҳанда месузанд.

6. Барои хомӯш кардани массажер тугмаи барқро пахш карда нигоҳ доред.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Вобаста аз он, ки шумо кадом минтақаи баданро машқ кардан мехоҳед, 1 аз 4 соплоро насб кунед.
• Сари мудаввар барои масҳ кардани гурӯҳҳои калони мушакҳо, ҳиҷоб, мушакҳои гӯсола, қафа ва шикам тавсия дода мешавад.
• Сари U-шаклро барои масҳ кардани китф, бозу, сутунмӯҳра истифода мебаранд.
• Сари конус (тир) барои масҳҳои амиқи риштаҳо, кафи пойҳо, кафҳо, дастҳо, нуқтаҳои триггер пешбинӣ шудааст.
Сари ҳамвор барои масҳ кардани тамоми бадан, истироҳат ва барқарор кардани бофтаҳои нарм ва гурӯҳҳои ҳассос мушакҳо истифода мешавад.
2. Бо пахши кӯтоҳи тугмаи барқ, 1 аз 5 дараҷаи шиддатро таъин кунед.
Сатҳи 1: Ин суръат барои гарм кардани мушакҳо дар оғози массаж, ки барои фаъол кардани мушакҳо истифода мешавад, кӯмак мекунад.
• Дараҷаи 2. Интенсивӣ, ки дар он омӯзиши мушакҳо ва фассияи амиқ ва дастнорас (пардаи пайвасткунандаи мушакҳо, ки ҳаракати моро таъмин мекунад) оғоз мешавад.
• Сатҳи 3. Вибратсияи ин басомад тонуси мушакҳо, ҳаракат ва чандирии бофтаҳои мушакҳоро беҳтар мекунад. Мушакҳои шиддатнок ва фишурда ба қобилияти шартномавӣ, дар шакли хуб ва дуруст кор кардан бармегарданд.
• Дараҷаи 4. Ин сатҳи таъсир шиддат ва дарди мушакҳо ва фассияро рафъ мекунад, ором мекунад, гардиши хунро мӯътадил мегардонад ва бофтаҳоро бо оксиген сер мекунад.
• Дараҷаи 5. Шиддати 3000 гардиш дар як дақиқа имкон медиҳад, ки акупрессура, фишори шадиди мушакҳо ва спазмҳоро кор кунад. Массажистҳо истифодаи дастгоҳро бо суръати максималӣ тавсия намедиҳанд. Сатҳи баланди экспозиция барои корбарони мушакҳои пешрафта мувофиқ аст - вазнбардорони касбӣ, бодибилдерҳо ва пауэрлифтерҳо.
3. Ба баданатон таппончаи масҳро молед. Массажерро тавре ҷойгир кунед, ки сопло ба пӯст каме болотар аз мушак бирасад.
4. Фишор ва қувваеро, ки бо он дастгоҳро ба бадан татбиқ мекунед, танзим кунед. Массажерро дар бадан пахш кардан ё махсусан суботкорона пахш кардан тавсия дода намешавад.
5. Оҳиста-оҳиста соплоро дар баробари бадан/мушакҳо ба самтҳои боло ба поён гузаронед, дар нуқтаҳои дарднок шумо метавонед каме дарозтар кашед.
6. Вақти таъсир ба як минтақа аз таъсире, ки шумо мехоҳед ба даст оред, вобаста аст. Барои рафъи шиддат ва ба оҳанг овардани мушакҳо 15-60 сония кифоя аст, барои хориҷ кардани клипи нуқта дар он шумо бояд 30 сония истед.
7. Вақти умумии массаж 10 дақиқа аст, ки пас аз ин мӯҳлат массажер ба таври худкор қатъ мегардад.

Басомади истифода:
Истифодаи ҳаррӯза иҷозат дода мешавад.

Мӯҳлати дархост:
Он бемаҳдуд аст.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Истифодаи таппончаи масҳ дар рӯи пеш ва паҳлуи гардан манъ аст (хатари осеб дидани рагҳои каротид вуҷуд дорад).
2. Массажерро дар рӯй, сар ва дил истифода бурдан манъ аст.
3. Барои равандҳои илтиҳобӣ, шикастани устухонҳо, кашиши мушакҳо, пайвандҳо истифода бурдани масҳ тавсия дода намешавад.

Огоҳӣ:
1. Дастгоҳро дар муҳити намнок истифода набаред.
2. Ҳангоми ванна ё душ гирифтан маҳсулотро истифода набаред.

ДАР КУТУТИ: (1) массаи зарб, (2) сари U-шакл, (3) сари мудаввар,
4. сари конусӣ, 5) сари ҳамвор, 6) сими пуркунандаи USB-C,
7. тӯрӣ, 8) халтаи нигоҳдорӣ, 9) дастур.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:
ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 2 соат ВАҚТИ КОР: Вобаста аз фишор ва сатҳе, ки шумо дар он кор мекунед
• Сатҳи 1 то 4 соат
Сатҳи 5 то 2,5 соат Вақтсанҷи Smart: 10 дақиқа
СУРЪАТИ ларзиш:
• Сатҳи 1 - 1800 гардиш дар як дақиқа
Сатҳи 2 - 2100 гардиш дар як дақиқа
• Сатҳи 3 - 2400 гардиш дар як дақиқа
Дараҷаи 4 - 2700 гардиш дар як дақиқа
• Сатҳи 5 - 3000 гардиш дар як дақиқа



HIGE - риштароши барқии хурд

Нигоҳубини риш | Тароши тоза | Мӯйҳои номатлубро нест мекунад

Мушкилот: Растании аз ҳад зиёди рӯй.

МАТЕРИАЛ: металл.

Вазн: 140 g.

ФУНКЦИЯҲО:
HIGE - риштароши барқӣ бо 2 сараки чархзананда. Ҳар сарак диски сӯроҳдор дорад, ки дар зераш теғҳо бо муҳаррики барқӣ давр мезананд. Ҳангоми риштарошӣ мӯйҳо аз сӯроххо мегузаранд ва теғҳо онҳоро бо суръати 2600-2900 ларзиш дар як дақиқа мебуранд. Ин навъи риштарош самаранок шуморида мешавад, вале метавонад пӯсти ҳассосро ангезад.

Хусусиятҳо:
1. Компакт - риштароши барқӣ ҳамагӣ 140 g вазн дошта, андозаҳои оптималии 66x52x28 mm дорад.
2. Ба розетка пайваст кардани риштарош лозим нест. HIGE - Ин риштароши батарея аст. Аз як барқ, шумо метавонед риштарошро мустақилона то 55 дақиқа истифода баред.
3. Сатҳи ҳифзи намӣ аз IPX7, ки ба шарофати он HIGE-ро ҳам барои тарошидани хушк ва ҳам тар истифода бурдан мумкин аст.
4. HIGE бо 2 сарвари шинокунанда муҷаҳҳаз шудааст. Онҳо ҳангоми ҳаракат контури рӯйро такрор мекунанд, пиёзҳоро ба кунҷи рост равона мекунанд ва барои самараноктар мубориза бурдан бо тарошидани ҷойҳои дастнорас кӯмак мекунанд.
5. Мавҷудияти намоиши миниатюрӣ, ки бо он идоракунии риштарош осон ва лаззатбахш хоҳад буд:
Дар дисплей вақти истифода, сатҳи пуркунии барқ, режими кор ва инчунин ҳолати басташавӣ нишон дода мешавад.
6. Функсияи қулф вуҷуд дорад. шумо боварӣ ҳосил хоҳед кард, ки риштарош дар бағоҷ / халта / ҷайб фурӯзон нахоҳад шуд.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Фаъолсозии дастгоҳи ришдор бо пахши кӯтоҳи тугмаи фурӯзон/хомӯш фаъол мешавад. Баъди пахш кардани тугма хамаи индикаторхои дисплей бо навбат аз поён ба боло фурузон мешаванд. Пас аз 0,2 сония, ҳамаи индикаторҳо дар як вақт хомӯш мешаванд, дисплей танҳо вақти боқимондаи корро аз сатҳи кунунии батарея нишон медиҳад. Масалан: 58 дақиқа мондааст.
2. Дастгоҳ 2 намуди корро таъмин мекунад: режими суръати паст ва ҳолати баландсуръат. Барои иваз кардани режим, тугмаи фурӯзон/хомӯшро барои 1 сония пахш карда нигоҳ доред. Ҳангоми аз суръати паст ба суръати баланд гузаштан

Нишондиҳандаи суръат дар экран пайдо мешавад (дар кунҷи чапи поёни экран). Ҳангоми гузаштан аз суръати баланд ба паст нишондиҳанда хомӯш мешавад. Дастгоҳ дорои функсияи хотира аст: ҳангоми фурӯзон он бо суръате, ки шумо охирин бор истифода бурда будед, кор мекунад.
3. Кӯтоҳ пахш кардани тугмаи фурӯзон/хомӯш ҳангоми кори дастгоҳ онро ба таваққуф мегузорад. Дар ин ҳолат, дисплей вақти кори дастгоҳро дар сеанси ҷории истифода нишон медиҳад. Масалан: 15 сония истифода мешавад.
4. Дастгоҳро хомӯш кунед Барои хомӯш кардани дастгоҳ, тугмаи фурӯзон/хомӯшро зиёда аз 1 сония пахш карда нигоҳ доред.
5. Муҳофизат аз фаъолшавии тасодуфӣ: риштарош қулфи сайёҳӣ дорад, ки дар сурати тасодуфан пахш кардани тугмаи фурӯзон/хомӯш дар бағоҷ фаъол шудани онро манъ мекунад. Барои фаъол кардани ин функсия тугмаи фурӯзон/хомӯшро дар дастгоҳи хомӯшшуда 3 сония пахш карда нигоҳ доред. Дар дисплей бо навбат рақамҳои 1-2-3 нишон дода мешавад ва тасвири қулф (дар кунҷи рости поёни дисплей) 3 маротиба чашмак мезанад ва баъд аз он дастгоҳ хомӯш мешавад ва ба ҳолати қулф мегузарад. Барои кушодани қулф, тугмаи фурӯзон/хомӯшро барои 3 сония пахш карда нигоҳ доред. Дар дисплей бо навбат рақамҳои 3-2-1 намоиш дода мешаванд ва нишонаи қулф (дар кунҷи рости поёни дисплей) 3 маротиба милт-милт мекунад ва пас аз он қулф хориҷ мешавад ва дастгоҳ бо суръати дар вақти истифодабарии охирин сарфашуда кор мекунад. Вақте ки қулф фаъол аст, дастгоҳро пур кардан мумкин аст, пас аз анҷоми он қулф хориҷ карда мешавад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Бо пахши кӯтоҳи тугмаи фурӯзон/хомӯш дастгоҳро фаъол созед.
2. Ҳаракатҳои даврашаклии оҳиста бо фишори миёна дар рӯй дар минтақаҳои афзоиши мӯй ҳаракат мекунанд (тарошиши хушк самараноктар ҳисобида мешавад).
3. Барои тарошидани риш дар ҷойҳои душвордаст, масалан, дар ҷоғ, гардан ва минтақаи ҷудошуда, ҳаракат кардан ба самти афзоиши мӯй тавсия дода мешавад.
4. Пас аз анҷоми тартиб, дастгоҳро хомӯш кунед ва тоза кунед.
5. Дар давоми чанд истифодаи аввал ночиз хашмгин шудани пӯст муқаррарӣ ҳисобида мешавад.

Басомади истифода:
Тавсия дода мешавад, ки риштарошро мунтазам (на камтар аз 3 маротиба дар як ҳафта) дар давоми 3 ҳафта истифода баред, то пӯст ҳарчи зудтар ба истифодаи дастгоҳ мутобиқ шавад.

Мӯҳлати дархост:
Мӯҳлати истифодабарии маҷмӯи риштаҳо 2 сол аст, аммо барои он ки сифати риштарошӣ паст нашавад, тавсия медиҳем, ки онҳоро ҳар 6 моҳ иваз кунед.

Ҳолатҳои манъи истифода:
Дар пӯсти осебдида ё хашмгин, дар минтақаҳое, ки захмҳои кушод доранд, риштароши барқиро истифода набаред.

Огоҳӣ:
1. Истифодаи нодурусти маҳсулот метавонад ба сари риштарош зарар расонад, риштарошро аз ҳад зиёд пахш накунед. Ин риштарош танҳо барои тарошидани рӯй аст, лутфан онро барои тарошидани мӯйи сар ва дигар қисмҳои бадан истифода набаред.

2. Пеш аз истифода, тамомияти сари ришро тафтиш кунед:
Агар он вайрон шуда бошад, дастгоҳро истифода набаред.
3. Барои иваз кардани батарея корпусро ба қисмҳо ҷудо накунед. Маҳсулотро худатон тағир надиҳед ё таъмир накунед.
4. Ҳангоми пайваст кардан / ҷудо кардани сими барқгиранда аз адаптер сими барқро накашед. Барои он ки сими барқгиранда осеб надиҳад, онро дар атрофи маҳсулот печонед.
5. Дастгоҳро муддати дароз беназорат нагузоред. Вақти максималии пуркунии барқ набояд аз 24 соат зиёд бошад. Барои он ки ҳангоми пуркунии ин маҳсулот осеб надиҳед, онро аз манбаъҳои об дур нигоҳ доред.
6. Дар дохили маҳсулот батарея мавҷуд аст, лутфан дастгоҳро ба оташ напартоед, дар ҳарорати баланд барқ нагиред, истифода набаред ё нигоҳ доред. Лутфан риштарошро дар ҳарорати аз 5 °C то 35 °C пур кунед, истифода баред ва нигоҳ доред.
7. Ба маҳсулот ашёи бегона ворид накунед.
8. Асбоб барои истифодаи шахсии як шахс пешбинӣ шудааст.
9. Агар шумо бо риштарош сафар кунед, боварӣ ҳосил кунед, ки ҳангоми интиқол ҳолати қулф фаъол аст.
10. Шахсоне, ки қобилияти пурраи ҳуқуқӣ надоранд, бояд маҳсулотро таҳти назорат истифода баранд.

ДАР КУТУТ: 1) риштароши барқӣ, 2) сими USB-C барои пуркунии барқ, 3) дастур,
4. шишаи равган барои молидан, 5) чутка барои тоза кардани дастгох,
6. қуттии нигоҳдории чарм.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 66 min

ВАҚТИ КОР: 60 min

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: не

Суръати гардиши теғҳо: Кам - 2600 ± 200 гардиш дар як дақиқа • баланд - 2900 ± 200 гардиш дар як дақиқа

Муқовимат ба об: IPX7



HIGE PRO - триммер, 6 вазифа дар 1 дастгоҳ

Нигоҳубини мӯй ва риш дар хона

Мӯйҳои номатлуби рӯй ва баданро нест мекунад

Мушкилот: Дарозии мӯй, мӯйҳои номатлубро танзим кунед.

МАТЕРИАЛ: металл, пӯлоди зангногир, пластикӣ.

Вазн: 200 g.

ФУНКЦИЯҲО:
HIGE Pro - Ин як дастгоҳи универсалии худтанзимкунӣ мебошад. Аз сабаби мавҷудияти 6 сопло дар маҷмӯа, он ба осонӣ бо ҳама гуна риштарошӣ ва тарошидани мӯй мубориза мебарад. Принсипи асосии кор аз он иборат аст, ки мӯй на бо як теғ, балки бо таъсири мутақобилаи ду элемент: теғи статикӣ (поён) ва теғи мобилӣ (болоӣ) бурида мешавад. Тези поёнӣ бе ҳаракат буда, ба пӯст сахт часпидааст. Дандонҳои он мӯйҳоро рост карда, "забт мекунанд" ва онҳоро дар ҳолати рост нигоҳ медоранд. Майсаи боло ба эксцентрики муҳаррики даврзананда пайваст карда шудааст. Он ҳаракатҳои босуръати чап ба ростро дар рӯи майсаи поёнӣ мекунад. Ҳамин тавр, канори тези майсаи боло мӯйро бурида, онро ба канори тези поён пахш мекунад.

Хусусиятҳо:
1. Мавҷудияти 6 сопло барои намудҳои гуногуни риштарошӣ.
2. Мавҷудияти 4 сопло барои танзими дарозии риштарошӣ.
3. Мавҷудияти стендҳои мувофиқ барои худи дастгоҳ ва тамоми соплоҳои асосӣ.
4. Пирсҳои касбӣ бо суръати гардиши 7000 гардиш дар як дақиқа.
5. Дараҷаи муҳофизати намӣ - IPX6 (дастгоҳро дар пӯсти тар истифода бурдан мумкин аст).
6. Ба розетка пайваст кардани риштарош лозим нест. HIGE Pro - Ин риштароши батарея аст. Муҳлати батарея 200 дақиқа аст, ки истифодаи дарозмуддатро бидуни пуркунии доимӣ таъмин мекунад.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Барои фаъол ё хомӯш кардани дастгоҳ, тугмаи фурӯзон/хомӯшро кӯтоҳ пахш кунед. Вакте ки дастгох ба кор андохта мешавад, хатти дисплей бемалол харакат мекунад ва баъд доимо сухта мешавад.
2. Тағйир додани соплоҳо
• Дар дастгох механизми магнитии васл кардани соплохои металлӣ дорад. Барои он ки соплоро дар корпуси дастгох васл кунад, онро ба чои васлшаванда овардан лозим аст, ки пас аз он магнитхо онро дуруст мекунанд. Барои хориҷ кардани сопло, онро боло кашед ва аз корпуси дастгоҳ ҷудо кунед.

• Соплоҳои крест дар болои сопло стандартӣ барои танзими дарозии мӯй ҳангоми буридан истифода мешаванд. Барои насб кардани онҳо, шумо бояд шонаро ба қисми болоии сопло металлӣ часпонед ва сипас пеш аз пахш кардан ба қисми поёнии шона пахш кунед, то ки он ба сатҳи сопло металлӣ наздик бошад. Барои хориҷ кардани сопло шона, забонеро, ки дар қисми поёнии он ҷойгир аст, кашед. Эзоҳ: Пеш аз иваз кардани сопло, боварӣ ҳосил кунед, ки дастгоҳ хомӯш аст. Ҳангоми иваз кардани соплоҳо корпуси ришварро бо дастони худ аз тугмаи фурӯзон/хомӯш дур нигоҳ доред, то тасодуфан дастгоҳро даргиронед.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:

Ба дастгоҳ 6 сопло барои эҳтиёҷоти гуногун дохил карда шудааст:
1. Тарошидани мӯй (барои ин 2 сопло мувофиқ аст):
сопло барои тарошидани мӯи стандартӣ ва сопло барои тарошидани мӯи бадан) Соплои шонаро дар дастгоҳ ислоҳ кунед. Агар шумо триммерро бори аввал истифода баред, бо дарозии максималии сопло (12 mm) оғоз кунед. Дастгоҳро фурӯзон кунед ва қисми ҳамвори соплоро ба пӯст молед. Оҳиста-оҳиста соплоро аз болои мӯй лағжонед. Ҳангоми зарурат ҳаракатҳоро дар самтҳои гуногун такрор кунед. Эзоҳ: агар ҳангоми тарошидани мӯй дар қафаси мӯй ҷамъ шуда бошад, дастгоҳро хомӯш кунед ва соплоро тоза кунед.
2. Тарошидани риш/мӯйлаб Соплои дастгоҳро дар канори хати риш/мӯйлаб ҷойгир кунед ва бо нарм ба пӯст фуроваред. Ҳаракатҳо дар самтҳои гуногун минтақаҳои дилхоҳро дар рӯи ва гардан бурида мекунанд. Эзоҳ: агар шумо кунҷҳои риш/мӯйро оро диҳед, дар қафои сар ва ғ. кунҷ кунед, соплочаи шона аз триммерро хориҷ кунед. Барои ташаккул додани хати равшан, шумо инчунин метавонед аз сопло махсус барои канори риш ва мӯйлаб истифода баред.
3. Тарошидани риштарошӣ бо соплочаи торӣ Дастгоҳро тавре нигоҳ доред, ки сопло ба рӯи шумо бо кунҷи 45 дараҷа каме ламс кунад. Тарошро бо ламсҳои кӯтоҳ машқ кунед. Пӯсти худро бо дасти озод дароз кунед. Ин кӯмак мекунад, ки мӯй рост истода, ришро осонтар мекунад. Эзоҳ: Ин сопло барои тарошидани қитъаҳои алоҳидаи атрофи риш/мӯйлаб тарҳрезӣ шудааст. Он барои пурратарошӣ пешбинӣ нашудааст.
4. Тарошидани мӯй бо сопло барои буридани мӯй дар бинӣ ва гӯш Пас аз насб кардани сопло онро бодиққат ба гӯш ё сӯрохи бинӣ гузоред. Дастгоҳро бодиққат аз гӯш ё сӯрохи бинии худ ҷойгир кунед ва хориҷ кунед. Ҳангоми риштарошӣ соплоро гардонед. Эзоҳ: Соплоро ба гӯш ё сӯрохи бинӣ (на бештар аз 6 mm) амиқ нагузоред.
5. Тарошидани риш бо сопло барои риштарошӣ Ин сопло барои буридани хатҳо ва намунаҳо истифода мешавад. Пас аз насб кардани сопло, онро дар ҷое ҷойгир кунед, ки шумо ибтидои намунаро нишон додед, риштарошро даргиронед ва ба ташаккули намуна шурӯъ кунед. Ба сопло аз ҳад зиёд фишор надиҳед. Эзоҳ: Барои натиҷаҳои беҳтарин, трафарети қаблан омодашударо истифода баред.

Басомади истифода:
Истифодаи ҳаррӯза иҷозат дода мешавад.

Мӯҳлати дархост:
Он бемаҳдуд аст.

Огоҳӣ:
1. Ҳеҷ гоҳ дастгоҳро бо барқ беназорат нагузоред.
2. Сими пуркунандаи барқро аз манбаъҳои гармӣ дур нигоҳ доред.
3. Нагузоред, ки ба сими пуркунандаи барқ об дарояд.
4. Штепсельро бо дастони тар аз розетка нагузоред ва нагиред.
5. Сими барқгирандаро истифода набаред.
6. Дастгоҳро дар ҳарорати аз 15 °C то 35 °C пур кунед, истифода баред ва нигоҳ доред.
7. Ҳангоми тозакунӣ, ҳамеша дастгоҳро хомӯш кунед.
8. Маҳсулотро дар ҷое нигоҳ доред, ки барои кӯдакон дастрас нест.

ДАР КУТУТ: (1) триммер, (2) сопло барои буридани мӯй,
3. сопло риштарошӣ дар бадан, 4) сопло барои тоза кардани риштарошӣ,
5. соплои ришу муйлаб, 6) сопло барои мӯйи бинӣ ва гӯш,
7) замимаи намунавии риштарошӣ, 8) 4 замимаи шона (3/6/9/12 mm), 9) сими пуркунандаи USB-C, 10) шишаи равған, 11) хасу тозакунӣ, 12) стенд, 13) шона.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 2 h

ВАҚТИ КОР: 200 min

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: не

Суръати гардиши теғҳо: 7000 гардиш дар як дақиқа

Муқовимат ба об: IPX6



KARU - дастгоҳи бисёрвазифа барои ороиши мӯй

Хушккунии зуд | Тарзи самаранок | Назорати фриз

Мушкилот: мӯи тар, ороиши бешакл пас аз хушкшавии табиии мӯй, пашми аз ҳад зиёд ва электриконидани мӯй.

МАТЕРИАЛХО: Хӯлаи алюминий, пластикӣ.

Вазн: 318 g.

ФУНКЦИЯҲО:

3 суръати ҷараёни ҳаво ва 4 сатҳи ҳарорат ба шумо имкон медиҳад, ки режими хушккуниро, ки барои шумо бароҳат аст, интихоб кунед. Реҷаи ҳавои хунук барои ба осонӣ ислоҳ кардани гузоштан кӯмак мекунад.

Бо ЧОР ЗАМИМА барои хушконидани нарм, ҳамвор кардани мӯй, эҷоди ҳаҷм ва curls, шумо метавонед ҳар рӯз дар хона ба ороиши касбӣ ноил шавед.

Таъсири COANDA ба шумо имкон медиҳад, ки бе осеб ба мӯй ва ҳаракатҳои нолозим ба осонӣ тасвирҳои беназир эҷод кунед, худи ришта ба стиллер ҷалб карда мешавад.

Функсияи ионизатсия ҳаворо бо ионҳои манфӣ сер мекунад, ки ба шумо имкон медиҳад, ки барқи статикӣ хориҷ карда шавад.

Хусусиятҳо:
1. Стайлер қувваи KARU - 1200 ватт. Стайлерро бо ин сатҳи қудрат метавон касбӣ ҳисоб кард. Ин нишондиҳандаи техникӣ ба шумо имкон медиҳад, ки мӯйҳои худро бо ҷараёни пурқувваттари ҳаво хушк кунед ва гармӣ зудтар ба амал меояд.
2. Муҳаррики бетараф (BLDC) садо ва ларзишро коҳиш медиҳад.
3. Таъсири Коанда як падидаи аэродинамикӣ мебошад, ки ҷараёнҳои гирдобиро ба вуҷуд меорад, ки мӯйҳоро ба сопло ҷалб ва печонида мешавад. KARU Styler технологияи беназири хусусиро барои дубора тавлид кардани эффекти Coanda истифода мебарад. Қисмҳои сопло ба ҳам намепайванданд ва якдигарро убур намекунанд, ки ин ба шумо имкон медиҳад, ки риштаро дар баробари сопло баробар тақсим кунед, ин маънои онро дорад, ки ҳамаи мӯйҳо ба табобати гармӣ баробар осебпазир хоҳанд буд, пойро печида ва шакли додашударо муддати дароз нигоҳ медорад.
4. Барои ороиши мӯй дар ду тарафи сар, танҳо 1 сопло лозим аст. Ҳам сопло барои curls ва ҳам сопло барои ҳамвор кардани мӯй бо гузаргоҳи дарунсохташудаи ҷараёни ҳаво муҷаҳҳаз шудаанд. Ба шумо лозим нест, ки соплоро иваз кунед, танҳо самти ҷараёнро тағир диҳед, барои ин шумо бояд нӯги болоии соплоро ба самте табдил диҳед, ки ҷараёни ҳаворо ба он равона кардан мехоҳед.

5. Назорати ҳарорат. Элементи гармидиҳии KARU Styler бо сенсори ҳарорати NTC муҷаҳҳаз шудааст - ин маънои онро дорад, ки вақте ки ҳарорат аз 80 °C зиёд мешавад ва сӯрохиҳои баромад ё вуруди ҳаво баста мешаванд, сатҳи гармидиҳӣ ба таври худкор 35% кам мешавад. Вақте ки ҳарорат то ҳадди аққал 73 °C паст мешавад, элементи гармидиҳӣ ба ҳолати муқаррарии кори худ бармегардад. Ин технология мӯйҳои шуморо аз гармшавӣ ва аз ҳад зиёд хушкшавӣ муҳофизат мекунад.
6. Стайлер KARU дорои функсияи ионизатсия мебошад (ионҳо аз ҷониби генератори ионҳо истеҳсол карда мешаванд). Маҳз вай ба ҳамворию мӯй ноил хоҳад шуд, мӯй ва барқро нест мекунад.
7. Дастгоҳ дорои функсияи хотира мебошад, яъне ҳангоми фурӯзон шудан, стиллер дар ҳамон режиме, ки шумо дар вақти қаблӣ истифодаи онро анҷом дода будед, ба кор шурӯъ мекунад.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Насб/баровардани сопло Барои ислоҳ кардани сопло дар дастгоҳ, онро ба сӯроққҳои дар розетка ҷойгиршуда барои насби соплоҳо мулоим гузоред ва пеш аз пахш кардан каме ақрабаки соат гардиш кунед. Барои кушодани сопло тугмаи қафои дастгоҳро ба поён кашед ва тугмаро дар ҳолати поён нигоҳ дошта, соплоро ҷудо кунед ва каме муқобили ақрабаки соат гардед.
2. Дастгоҳро фаъол созед Соплоеро, ки ба бадани дастгоҳ лозим аст, ислоҳ кунед, стиллерро ба розетка пайваст кунед ва тугмаи фурӯзон/хомӯшро ба ҳолати боло интиқол диҳед. Дастгоҳ дорои функсияи хотира мебошад, яъне вақте ки ба кор андохта шудааст, стиллер дар ҳамон режиме, ки шумо дар вақти қаблӣ истифодаи онро анҷом дода будед, ба кор шурӯъ мекунад.
3. Интихоби суръати ҷараёни ҳаво
Дастгоҳ 3 намуди суръатро таъмин мекунад:
Суръати паст (индикатори кабуд): 75000 ± 5000 rpm;
Суръати миёна (индикатори сабзи равшан): 85000 ± 5000 rpm;
Суръати баланд (индикатори сабз дурахшон): 105000 ± 5000 чархзании. Режимҳо бо пахш кардани тугмаи интихоби суръати ҷараёни ҳаво иваз карда мешаванд. Бо нобаёнӣ, дастгоҳ дар ҳолати суръати паст кор мекунад. Тартиби иваз кардани режимҳои суръати ҳавои дамида: паст -> миёна -> баланд -> миёна -> паст.
4. Интихоби ҳарорат
Дастгоҳ 4 режими ҳароратро таъмин мекунад:
Ҳарорати баланд (индикатори сурх): 95 °C ± 10 °C;
Ҳарорати миёна (индикатори зард): 80 °C ± 10 °C;
Ҳарорати паст (индикатори сабз): 60 °C ± 10 °C;
• Ҳавои сард (индикатор хомӯш мешавад): 25 °C ± 10 °C. Модҳо тавассути пахш кардани тугмаи интихоби ҳарорат иваз карда мешаванд. Бо нобаёнӣ, дастгоҳ дар ҳолати ҳарорати паст кор мекунад. Тартиби иваз кардани режимхои харорат: харорати паст -> харорати миёна -> харорати баланд -> харорати миёна -> харорати паст -> хавои хунук.
5. Дар охири ороиши мӯй, дастгоҳро хомӯш кунед, тугмаи фурӯзон / хомӯшро ба ҳолати поёнӣ интиқол диҳед. То он даме, ки дастгоҳ пурра сард шавад, мунтазир бошед, пас соплоро хориҷ кунед ва симро аз розетка бардоред.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
Ба дастгоҳ 4 сопло дохил карда шудааст:

Пеш аз гузоштан барои хушконидани пешакӣ истифода мешавад, барои ороиши минбаъдаи мӯй лозим нест, ки пурра хушк шавад, онҳо бояд каме намнок бошанд. Барои муҳофизат кардани мӯй аз осеб ҳангоми гармкунӣ, агенти муҳофизати гармиро истифода баред, сипас мӯйро ба таври муқаррарӣ хушк кунед, ҷараёни ҳаворо аз решаҳои мӯй ба нӯгҳо равона кунед.

NASADKA BRASHING барои эҷоди ҳаҷми реша ва мавҷҳо истифода мешавад. Барои роҳ надодан ба овезон шудани мӯй, риштаро ба ришта нагузоред, ба мисли буффало ё curlers. Мӯйҳои худро ба риштаҳо тақсим кунед. Брашингро то ҳадди имкон ба решаҳо наздик кунед ва як риштаи мӯйро дар он паст кунед, ин мавқеъро барои 5-7 сония ислоҳ кунед, то ҳаҷм эҷод кунед. Барои эҷод кардани мавҷҳо, соплоро дар баробари ришта ғеҷонда, аз реша ба нӯги мӯй ҳаракат кунед. Вақте ки шумо ҳис мекунед, ки нӯги мӯи шумо ба берун ғарқ шудан аст, дар атрофи меҳвари худ чанд маротиба лағжед. То ба даст овардани натиҷаи дилхоҳ ин қадамҳоро такрор кунед.

Барои сохтани curls як сопло силиндрии 38 mm истифода мешавад. Сопло ба шумо имкон медиҳад, ки самти ҷараёни ҳаворо тағир диҳед, то самти пойро интихоб кунед. Барои ин нӯги болоии соплоро ба самти дилхоҳ гардонед. Мӯйҳои худро ба риштаҳо тақсим кунед. Соплоро ба нӯги яке аз риштаҳо оваред. Бо шарофати эффекти Coanda, худи стиллер мӯйро кашида, дар сопло печонида мегирад. Пас аз он ки маслиҳатҳо ба сопло печида шаванд, онро тадриҷан ба решаҳои мӯй ҳаракат кунед, бидуни гардиши стиллер. Стайлерро дар ҳолати болоӣ тақрибан 15 сония ислоҳ кунед, пас бодиққат риштаи ҷингилашударо аз сопло хориҷ кунед.

Насадка барои сила кардани мӯй барои ҳамвор кардани мӯи мӯйсафед истифода мешавад. Сопло ба шумо имкон медиҳад, ки самти ҷараёни ҳаворо барои насби қулай тағир диҳед. Барои ин нӯги болоии соплоро ба самти дилхоҳ гардонед. Мӯйро ба таври муқаррарӣ хушк кунед, пас соплоро дар реша ҷойгир кунед, то мӯй дар рӯи он сӯрохиҳо барои ҳаво берун ояд. Самти ҷараёни ҳаворо танзим кунед. Тамоми дарозии мӯйро аз реша ба нӯгҳо гузаронед, шонаро тақлид кунед.

Басомади истифода:
Истифодаи ҳаррӯза иҷозат дода мешавад.

Мӯҳлати дархост:
Он бемаҳдуд аст.

Огоҳӣ:
1. Ҳангоми ороиш, дар хотир доред, ки унсурҳои стиллер ҳангоми истифода гарм мешаванд, аз ин рӯ дар мӯйҳо маҳсулоти оташгирандаро истифода набаред ва инчунин боварӣ ҳосил кунед, ки дастгоҳ ба пӯсти сар, рӯй, гӯш ва гардан хеле наздик набошад.
2. Пас аз кушодан, итминон ҳосил кунед, ки стиллер солим буда, бо тамоми қисмҳо, тавре ки дар расм нишон дода шудааст, пурра аст ва ягон аломати осеб надорад. Пеш аз истифода, ҳама тамғакоғазҳо, барчаспҳо ва ғайраро аз дастгоҳ хориҷ кунед.

3. Дастгоҳ барои истифода дар ванна ё душ мувофиқ нест. Стайлер набояд бо об, дигар моеъҳо, пошидан ва буғ тамос гирад.
4. Агар асбоб дар ҳаммом истифода шавад, пас аз истифода розеткаро фавран аз розетка дур кунед, зеро наздикии об ҳатто барои дастгоҳи хомӯшшуда хатар дорад.
5. Дастгоҳро бо дастони тар истифода набаред. Дастгоҳро ба намӣ, шароити обу ҳаво (борон, офтоб ва ғ.) ё ҳарорати аз ҳад зиёд нагузоред.
6. Барои аз розетка хориҷ кардани сими шабака ё худи дастгоҳро накашед. Дастгоҳро аз сими барқ накашед ва набардоред. Агар сими барқ вайрон шуда бошад, он бояд дар маркази нигоҳдорӣ иваз карда шавад.
7. Дар вакти ба сети электр пайваст будани дастгохро беназорат нагузоред. Пеш аз тоза кардан ё нигоҳдорӣ ва ҳангоми истифода нашудани дастгоҳ ҳамеша дастгоҳро аз шабакаи барқ ҷудо кунед.
8. Дастгоҳро дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред. Ин дастгоҳро кӯдакони аз 8 сола ва калонтар танҳо таҳти назорати калонсолон истифода бурдан мумкин аст.
9. Агар асбоб ноқис бошад ё дуруст кор накунад, истифодаи онро фавран қатъ кунед. Барои таъмир ба маркази хидматрасонӣ муроҷиат кунед.
10. Стайлерро истифода набаред, агар он ба замин афтода бошад ё дар он аломатҳои осеб дидан мумкин бошад.
11. Дастгоҳро дар рӯи ҳайвонот, мӯйҳо ва мӯйҳои аз маводи синтетикӣ сохташуда истифода набаред.
12. Дастгоҳро танҳо бо лавозимоти аслӣ истифода баред.

ДАР КУТУТ: (1) стайлер, (2) сопло барои мӯйхушккунак, (3) сопло барои мӯй, (4) сопло
5. сопло барои ҳамворкунии мӯй, 6) халтаи нигоҳдорӣ, 7) мӯй (2 дона),
8. дастур.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

Суръати муҳаррик: 105000 ± 5000 гардиш дар як дақиқа

Суръат: 13 литр дар як сония

СУРЪАТИ ХАВО:
Суръати паст: 75000 ± 5000 гардиш дар як дақиқа
• Суръати миёна: 85000 ± 5000 гардиш дар як дақиқа
Суръати баланд - 105000 ± 5000 гардиш дар як дақиқа

Танзими ҳарорат: • Ҳарорати баланд - 95 °C ± 10 °C • Ҳарорати миёна - 80 °C ± 10 °C • Ҳарорати паст - 60 °C ± 10 °C • Ҳавои хунук - 25 °C ± 10 °C



KINU - росткунаки бесими мӯй

Мӯйро рост мекунад | Мӯйро услуб ва шакл медиҳад | Табобати мулоим | Назорати фриз | Мӯйҳои солимро нигоҳ медорад

Мушкилот:

ОМАД: мушкилоти ороиши берун аз хона, осеби мӯй аз ҳисоби ҳарорати баланд ва нобаробар гарм кардани табақҳо, хатари хушкӣ ва шикастани мӯй, нороҳатии дастгоҳҳои симдор, набудани танзими ҳарорат барои намудҳои гуногуни мӯй, мураккабии эҷоди ороиши гуногун, хатари аз ҳад зиёд гармӣ, вазнинӣ ва вазни вазнини росткунакҳои стандартӣ, мураккабии интиқол ва нигоҳдорӣ.

Бо намуди мӯй алоқаманд аст: мӯйҳои ковокӣ, мӯйҳои сахт, мӯи ҷингила, мӯи мавҷнок, инҷиҷӣ ва мӯйҳои душвор печида.

МАТЕРИАЛҲО: пластикии ABS, пластикии компютер.

Вазн: 380 g (росткунак), 243 g (стансияи пуркунандаи барқ).

ФУНКЦИЯҲО:

Рост кардани мӯй - плитаҳои гармшуда пайвандҳои кератинро дар мӯй мулоим мекунанд. Ришта дар байни плитаҳо нигоҳ дошта мешавад ва рост карда мешавад; пайвандҳо дар ҳолати нави рост хунук мешаванд.

Пӯшидани - плитаҳои гарм мӯйро ба самти дуруст муқаррар мекунанд. Гармӣ мӯйро тағйирпазиртар мекунад ва шакл ҳангоми хунуккунӣ собит мешавад - аз сабаби тағирёбии муваққатии пайвандҳои гидроген дар сохтори мӯй.

Моделсозии мӯй - эҷоди curls, мавҷҳо ё ҳаҷм аз сабаби омезиши гармӣ ва амали механикӣ (ротатсия, шиддат, хам кардани ришта) ба амал меояд. Мӯй шакли табақи тафсон ё ҳаракати асбобро мегирад ва пас аз хунуккунӣ собит мешавад.

Хусусиятҳо:
1. Бесим.
2. Пуркунии барқ бо ду роҳ: тавассути сими Type-C ва тавассути пойгоҳи пуркунандаи барқ.
3. 4 шароити ҳарорат.
4. Табақҳои сафолӣ.
5. Назорати гармӣ.
6. Функсияи қулфи батарея барои интиқоли бехатар.
7. Функсияи хотираи танзимоти охирин.
8. Таҷҳизоти васеъ бо маҷмӯи зиёди лавозимот.
9. Намоиши рақамӣ.

ДАСТУРМАХОИ КОР:

1. Қулфи дастгоҳро кушоед Пеш аз оғози истифода, калиди қулфро ба ҳолати "қуфл" боло бардоред. Огоҳӣ: Дастгоҳро ҳангоми қуфл буданаш фурӯзон кардан мумкин нест.
2. Барқро фаъол кунед Тугмаи барқро барои 2 сония пахш карда нигоҳ доред. Равшании динамикӣ фурӯзон мешавад, ки дар бораи дохил шудани дастгоҳ нишон медиҳад.
3. Хомӯш кардани барқ Тугмаи барқро барои 2 сония пахш карда нигоҳ доред.
4. Барои бехатарӣ ва сарфаи барқ, дастгоҳ пас аз 30 дақиқа бефаъолият ба таври худкор хомӯш мешавад.
5. Барои танзими ҳарорат тугмаҳои “+” ва “−”-ро истифода баред. Чор сатҳҳои гармидиҳӣ мавҷуданд: 150, 180, 200 ва 220 дараҷа. Вобаста аз намуд ва ҳолати мӯи худ режими дурусти ҳароратро интихоб кунед. Ҳангоми гармкунӣ сатҳи интихобшуда дурахшанда мешавад. Вақте ки дастгоҳ ба ҳарорати муқарраршуда мерасад, индикатор дурахшиданро қатъ мекунад ва фурӯзон мемонад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:

1. Боварӣ ҳосил кунед, ки мӯйҳои шумо тоза, хушк ва бодиққат шона шудаанд. Дар мӯи тар ё тар истифода бурдани як росткунак тавсия дода намешавад.
2. Дастгоҳро ба кор дароред Қулфи росткунакро бо иваз кардани тугма ба ҳолати "Қулф" кушоед. Пеш аз фурӯзон шудани нури динамикӣ тугмаи барқро 2 сония пахш карда нигоҳ доред.
3. Интихоби ҳарорат
Ҳарорати мувофиқро бо тугмаҳои + / − интихоб кунед:
150 дараҷа барои мӯйҳои борик, вайроншуда ё рангоранг
180-200 дараҷа барои мӯйҳои муқаррарӣ
220 дараҷа барои мӯи ғафс, сахт ё ҷингила. Нишондиҳандаи ҳарорат ҳангоми гармкунӣ дурахшанда мешавад ва ҳангоми расидан ба ҳарорати додашуда пайваста фурӯзон мешавад.
4. Рост кардани мӯй
• Мӯйҳои худро ба риштаҳои хурд тақсим кунед.
Рӯйро дар байни плитаҳои сафолӣ ҷойгир кунед ва онҳоро пӯшед.
• Росткунакро аз реша то нӯгҳо бодиққат лағжонед.
Дар як минтақа зиёда аз 3 сония намонед, то аз ҳад зиёд гарм шудани мӯи худ пешгирӣ кунед.
5. печонидани мӯй
Як тори хурди мӯйро гирифта, онро дар байни табақҳои сафолӣ фишурда кунед.
• Росткунакро дар атрофи меҳвари худ гардонед, то риштаро ба самти дилхоҳ печонед.
Дастгоҳро оҳиста аз реша то нӯгҳо лағжонед ва риштаро дар ҳолати гардиш чанд сония нигоҳ доред.
• Пас аз ташаккули curls, риштаҳоро бодиққат пароканда кунед ва агар лозим бошад, ороишро бо лак мӯй ислоҳ кунед.

6. Пас аз ба итмом расонидани насб тугмаи барқро барои хомӯш кардани дастгоҳ 2 сония пахш карда нигоҳ доред. Агар лозим бошад, дастгоҳро барои пур кардани барқ ба пойгоҳи барқгиранда пайваст кунед.

Огоҳӣ:

1. Пеш аз истифода, дастурҳои истифодаро бодиққат хонед.
2. Дастгоҳро дар мӯи тар ё тар истифода набаред ва дар наздикии об (масалан, дар ҳаммом ё назди раковина) нагузоред, то аз зарбаи барқ пешгирӣ карда шавад.
3. Дар вакти кор ба плитахои сафолии тафсон даст нарасонед - ин боиси сухтани он мегардад.
4. Ҳангоми фурӯзон дастгоҳро беназорат нагузоред.
5. Таҷҳизотро истифода набаред, агар он осеб дида бошад ё дар бадан, сим ё пойгоҳи пуркунандаи барқ нуқсонҳои намоён дошта бошад.
6. Дастгоҳ ва пуркунандаи барқро аз кӯдакон ва ҳайвонот дур нигоҳ доред.
7. Дастгоҳро дар наздикии маводи оташгиранда истифода набаред.
8. Дастгоҳро худатон таъмир накунед. Ҳама корҳои таъмирро бояд танҳо мутахассиси соҳибихтисос анҷом диҳад.
9. Дар сурати вайрон шудани кор дастгоҳро фавран аз барқ ҷудо кунед.
10. Танҳо лавозимот ва пуркунандаи барқро, ки истеҳсолкунанда тавсия додааст, истифода баред.
11. Ҳангоми пуркунии барқ, боварӣ ҳосил кунед, ки контактҳо ва дохили пойгоҳи пуркунандаи барқ тоза ва хушк мебошанд.
12. Дастгоҳро ба об нагузоред ва онро дар зери ҷараёни об нашуст.
13. Дастгоҳро пас аз истифода ва пеш аз тозакунӣ хомӯш кунед

ДАР КУТУТ: 1) росткунаки мӯи бесим, 2) пойгоҳи барқгиранда,
3. Сими пуркунандаи Type-C, (4) сарпӯши силиконии муҳофизатӣ, (5) банди мӯй,
6. рутбаи тозакунӣ, (7) матои ба гармӣ тобовар, 8) клипҳо (2 дона), 9) дастурҳо, 10) халтаҳо.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

Лавҳаҳои пӯшида: сафол

Андозаҳо: 303x38x42 mm (росткунак) 105x105x159 mm (стансияи барқгиранда)

КУВВА: 47 W

Шиддати барқ: 7,2 V

Танзими ҳарорат: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

Давомнокии кор (бо заряди пур): 40 дақиқа

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 1,5-2 h

Андозаи лавҳаҳои гармкунанда: 25×100 mm



KIO - дастгоҳи масҳи бадан бо EMS

Контурсозии бадан

Ҳадаф ба сустшавии пӯст ва селлюлит

мустаҳкам ва чандирии пӯсти баданро нигоҳ медорад

Мушкилот: вазни зиёдатӣ (паҳншавии чарбуи маҳаллӣ), селлюлит, варамҳо, коҳиши пӯст ва пӯст, аломатҳои дароз, аломатҳои намоёни пиршавӣ, пигментатсия.

МАТЕРИАЛ: ABS пластикӣ.

Вазн: бадан - 128 g. • корпус бо сопло EMS - 224 g. • корпус бо сопло RF - 221 g.

ФУНКЦИЯҲО:
Дар массажери бадани KIO, функсияҳо мувофиқи соплоҳои махсус пешниҳод карда мешаванд: EMS ва RF&LED.

EMS ё ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛАЦИЯ як тартиби ҳавасмандгардонии мушакҳо ва нӯгҳои асаб тавассути таъсири ҷараёни импулсӣ бо хусусиятҳои муайяншуда мебошад. EMS импулсҳои электрикии автогениро тақлид мекунад, ки бо ёрии электродҳо ба наҳҳои асаб ва мушакҳо расида, ба кашиши онҳо мусоидат мекунанд. Ҳамин тариқ, пӯст мустаҳкам мешавад, чандирии он меафзояд. Таъсири ҷараёни барқ ба бофтаи мушакҳо на танҳо боиси кашиши он мегардад, балки ба беҳтар шудани гардиши хуни маҳаллӣ ва дренажии лимфаҳо мусоидат мекунад. Ин ғизои бофтаҳоро беҳтар мекунад ва ба зуд хориҷ шудани маҳсулоти мубодилаи моддаҳо мусоидат мекунад: таҷзияи равғанҳо ва хориҷ кардани токсинҳо аз бадан, ки қувваи асосии пешбарандаи ислоҳи фигур ва дар мубориза бар зидди селлюлит мебошад. Истифодаи мунтазами массажери EMS тавассути беҳтар кардани гардиши хун ва лимфа аз ихтилоли рагҳои рагҳо пешгирӣ мекунад ва варамро бартараф мекунад.

РФ - ЛИФТИНГ - амалест, ки дар он қабатҳои амиқи бофтаҳо бо ёрии ҷараёни баландбасомад гарм карда мешаванд. Импулси электрикӣ, ки аз эпидермис гузашт, ҳароратро дар дерма ва чарбуи пӯсти пӯст зиёд мекунад, ки боиси синтези коллаген мегардад. Муомилоти хун беҳтар мешавад, мубодилаи ҳуҷайраҳои чарбу метезонад. Дар натиҷаи тартиб, хосиятҳои пӯст ба таври назаррас беҳтар мешаванд - чандирӣ, чандирӣ ва тургор зиёд мешаванд, он ба таври назаррас мустаҳкам мешавад. Импульсҳои радиобасомад метавонад ҳаҷми бофтаи чарбуро кам кунад, аммо вазифаи асосии лифтинги RF ин танг кардани пӯст аст.

Дар доираи фототерапия, ҳар як ранг ба дарозии мавҷи муайян дар спектри нури намоён мувофиқат мекунад. Бо таъсир ба пӯст дар умқи гуногун, рӯшноӣ аз ҷониби ретсепторҳои пӯст ҷаббида мешавад, равандҳои табиии дохили ҳуҷайраро фаъол карда, аксуламали муайяни пӯстро ба вуҷуд меорад. Дорои дарозтарин мавҷ (дар KIO 630 ± 20 nm), нури сурхи LED нисбат ба ҳама намуди нурҳои пешниҳодшуда ба пӯст амиқтар ворид мешавад. Он ба фибробластҳо таъсир мерасонад, ки истеҳсоли коллагенро ҳавасманд мекунад ва ба ин васила барқароршавии пӯстро ҳавасманд мекунад. Дар натиҷаи табобат бо чароғи сурхи LED устуворӣ ва чандирии пӯст зиёд шуда, пӯст танг мешавад ва аломатҳои берунии пиршавии пӯст, аз қабили узвҳо ва пигментатсия кам мешавад.

Хусусиятҳо:
1. Шакли паймон эргономикӣ, ки ба шарофати он дастгоҳ дар даст бароҳат аст.
2. Массажер 3 технологияи самарабахшро муттаҳид мекунад: EMS, RF, LED.
3. Дар маҷмӯа 2 соплоҳои махсуси магнитӣ барои ҳар як режим мавҷуд аст:
Сопло EMS бо 4 электроди калони сферии металлӣ ва сопло RF&LED бо электродҳо дар шакли тӯбҳои хурд ва ҳалқаҳо, инчунин LEDҳо.
4. Сатҳи кории васеъшудаи дастгоҳ ба шумо имкон медиҳад, ки фавран дар минтақаҳои хеле калони бадан амал кунед.
5. Тугмаи 1-ро идора кунед: фурӯзон/хомӯш ва гузариши шиддат.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Массажи бадан дорои 2 соплоҳои магнитӣ мебошад: сопло бо тӯбҳои калон барои кор дар реҷаи EMS ва сопло бо ҳалқа ва тӯбҳои хурд барои кор дар реҷаи RF&LED. Соплоро дар бадани дастгоҳ насб кунед: барои ин, соплоро ба чуқурии дар бадани дастгоҳ ҷойгир кунед.
2. Пас аз насб кардани сопло бо пахши тӯлонӣ (2 сония) тугмаи фурӯзон/хомӯшкуниро ба кор дароред. Вобаста аз сопло интихобшуда, режими EMS ё RF&LED оғоз мешавад, нишондиҳандаи шиддати таъсир фурӯзон мешавад.
3. Дар ҳолати EMS ва RF & LED, 3 сатҳи шиддат вуҷуд дорад. Барои иваз кардани сатҳ, тугмаи гузариши сатҳи шиддатро бори дигар пахш кунед. Нишондиҳандаи рӯшноӣ тадриҷан пур мешавад, зеро сатҳи қувва баланд мешавад. Пас аз расидан ба сатҳи максималӣ ҳангоми пахши такрории тугмаи гузариш, дастгоҳ ба таври худкор ба ҳадди ақали шиддати таъсир мегузарад. Дар хотир доред, ки танҳо сатҳи шиддатнокии RF дар ҳолати RF&LED тағир меёбад, LED доимӣ мемонад.
4. Массажер таймери интеллектуалӣ дорад, дастгоҳ пас аз 5 дақиқаи кор хомӯш мешавад
5. Барои хомӯш кардани дастгоҳ, тугмаи фурӯзон/хомӯшро пахш кунед ва 2 сония нигоҳ доред.
6. Барои баровардани сопло бо як даст дастгоҳро гирифта, бо дасти дуюм "гушхои" тарафи сари масхро гиред. Бо зӯр соплоро ба ҳуд кашед ва онро аз корпуси дастгоҳ берун кунед.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
ТАВСИЯҲОИ УМУМӢ:
1. Массажерро дар пӯсти тоза истифода баред, равғани зиёдатӣ ва ҳама гуна ифлоскунандаҳоро аз бадан хориҷ кунед.
2. Агар дар вақти масҳ гели тамос ё маҳсулоти нигоҳубини шумо ба пӯст ҷаббида шавад, онро дубора молед, то ҳаракати озоди (лағзиши) массажерро таъмин намуда, самаранокии таъсирро зиёд кунад. Ҳангоми ҳаракат дар қисмҳои гуногуни бадан, ба пӯсти минтақаи бадане, ки шумо дар он кор кардан мехоҳед, гели тамос гиред.

пеш аз массаж.
3. Массажи КИО бо сенсори ҳаракат муҷаҳҳаз аст. Ҳангоми истифода, ҳатман дастгоҳро аз болои пӯст ҳаракат кунед. Агар дастгоҳро муддати дароз дар як ҷо бе ҳаракат гузоред, он аз кор мемонад. Баъди аз нав сар шудани харакат дастгох боз ба кор шуруъ мекунад.
4. Лутфан аз ҳаракатҳои такрорӣ дар як минтақа муддати тӯлонӣ худдорӣ намоед, лутфан массажерро дар ҷои муайян нигоҳ надоред. Одамони гуногун ҳадди дард ва ҳассосияти пӯсти гуногун доранд: нигоҳ доштани дастгоҳ бе ҳаракат дар ҷои муайян метавонад боиси сӯхтани ночиз гардад. Ҳангоми истифода дар як ҷо аз 2-3 сония зиёд наистед.
5. Ҳассосияти пӯст ва самаранокии дастгоҳ хусусиятҳои инфиродӣ мебошанд, ки вобаста ба шахс ва минтақаи таъсири он фарқ мекунанд.
РЕЖИМ EMS:
1. Ба барандаи гели тамоси пӯст ё маҳсулоти нигоҳубини худро дар сохтори ба об монанд истифода баред, ин гузарониши беҳтари ҷараёнҳоро барои натиҷаҳои максималӣ таъмин мекунад.
2. Соплоро мувофиқи режиме, ки мехоҳед истифода баред, танзим кунед.
3. Дастгоҳро фурӯзон кунед, барои барномаи аввал сатҳи шиддатнокии ибтидоии EMS-ро интихоб кунед.
4. Барои масҳ кардани камар дастгоҳро дар паҳлӯҳо нигоҳ дошта, аз канор ба марказ ҳаракат карда, 5 дақиқа нигоҳ доред.
5. Барои масҳ кардани пойҳо, дастгоҳро дар рон / шин нигоҳ дошта, ба самти боло 5 дақиқа ҳаракат кунед.
6. Барои массажи даст дастгоҳро дар китф аз оринҷ то буғуми китф 5 дақиқа нигоҳ доред.
7. Барои масҳ кардани шикам дастгоҳро бо зигзаг чаппа карда, аз минтақаи ноф 5 дақиқа дурӣ ҷӯед.
8. Ҳангоми масҳ, ҳатман фишори кофиро ба кор баред, то тамоси пурраи сатҳи электрод бо пӯстро таъмин кунед.
9. Пас аз анҷоми тартиб, дастгоҳро хомӯш кунед, соплоро хориҷ кунед ва тоза кунед. Гель ё маҳсулоти нигоҳубинро дар пӯст то пурра ҷаббида гузоред, пас пӯстро тоза кунед.
Режими RF:
1. Ба барандаи гели тамоси пӯст ё маҳсулоти нигоҳубини худро дар сохтори ба об монанд истифода баред, ин гузарониши беҳтари ҷараёнҳоро барои натиҷаҳои максималӣ таъмин мекунад.
2. Соплоро мувофиқи режиме, ки мехоҳед истифода баред, танзим кунед.
3. Дастгоҳро фурӯзон кунед, барои барномаи аввал сатҳи шиддатнокии ибтидоии RF&LED-ро интихоб кунед.
4. Майдони таъсирро интихоб кунед ва ҳаракатҳои масҳро, ки дар поён оварда шудаанд, иҷро кунед. Асоси функсияи RF гарм кардани пӯст барои ҳавасмандкунии барқарорсозии коллаген ва мубодилаи чарбуи пӯст мебошад. Агар ҳарорати гармкунӣ шумо худро нокифоя ҳис кунад, суръати лағзишро кам кунед, агар ҳарорати муқобил хеле баланд бошад, суръати ҳаракатро зиёд кунед, то ҳарорат худро бароҳат ҳис кунад.
5. Бо истифода аз ҳаракатҳои лағжиш, ба самти сохтори пӯст барои 5 дақиқа ҳаракат кунед.
6. Дар тӯли 5 дақиқа ба таври уфуқӣ лағзиш кунед.
7. Ҳаракатҳои даврӣ бо ақрабаки соат 5 дақиқа ҳаракат мекунанд.
8. Ҳаракатҳои даврашаклро ба муқобили ақрабаки соат 5 дақиқа такрор кунед.

9. Пас аз анҷоми тартиб, дастгоҳро хомӯш кунед, соплоро хориҷ кунед ва тоза кунед. Гель ё маҳсулоти нигоҳубинро дар пӯст то пурра ҷаббида гузоред, пас пӯстро тоза кунед.

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	КУРСИ муолича
варам кардан / КАДРИ ЛИМФАХО / ЗАФСИИ мушакхо	Субх	EMS: шикам ва камар - 10-15 дақиқа; ронҳо ва дандонҳо - 15-20 дақиқа. Сеанси умумӣ: то 40 дақиқа. Аз шиддати ҳадди ақал оғоз кунед ва тадриҷан мувофиқи бароҳатӣ ва ҳолати пӯст зиёд кунед. Камшавии мушакҳо бояд бе дард эҳсос карда шаванд.	Курси ибтидой: 3-4 маротиба дар як ҳафта барои 6-8 ҳафта. Нигоҳдорӣ: 1-2 маротиба дар як ҳафта.	Курси ибтидой: 6-8 ҳафта. Сипас 1-2 моҳ танаффус гиред, то пӯст барқарор шавад ва аз мутобиқшавӣ ба ҳавасмандкунии доимӣ канорагирӣ кунед. Нигоҳдорӣ: давом дорад.
ТАҲҚИЯТ НАМУДАНИ ПӮСТ / ДАСТГИРЙҲО	шом	RF & LED: шикам ва камар - 10-15 дақиқа; ронҳо ва дандонҳо - 15-20 дақиқа. Сеанси умумӣ: то 40 дақиқа. Шиддати RF-ро дар ҳудуди бароҳат зиёд кунед. Пӯст бояд гарм ҳис кунад, бе гармии зиёд.	Курси ибтидой: 2-3 маротиба дар як ҳафта барои 6-8 ҳафта. Нигоҳдорӣ: як маротиба дар як ҳафта; дар 10-14 руз як маротиба низ кабул карда мешавад.	
ТАБОБАТИ КОММУНИСТА	EMS дар саҳар ва RF & LED дар шом, ё ҷаласаи якҷоя дар нимаи рӯз	EMS + RF ва LED. Шикам ва камар: EMS 10-15 min, RF & LED 10-15 min. Рангҳо: EMS 10-15 дақиқа дар як пой, RF & LED 15-20 дақиқа дар як пой. Бутҳо: EMS 15 дақиқа, RF & LED 15 дақиқа. Дар ҷаласаи якҷоя, барои минтақаҳои гуногун шеваҳои гуногунро истифода баред: EMS барои ронҳо/қутҳо, RF & LED барои шикам/камар.	EMS: 3 маротиба дар як ҳафта. RF & LED: ду маротиба дар як ҳафта.	

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Истифодаи дастгоҳ манъ аст:
• Шахсони гирифтори аритмия ё дигар бемориҳои дил ва шахсони дорои кардиостимулятор. Шахсоне, ки дар маҳалли истифодаи дастгоҳ имплантатҳои металлӣ ё пирсинги доимӣ доранд.
• Шахсони гирифтори аллергия, диабети қанд, лупуси эритематозӣ, порфирия, бемории дил бо рукуди хун, ихтилоли лахташавии хун, бемориҳои аутоиммунӣ, ВНМО ё БПНМ.
• Шахсоне, ки осеби пӯсти номаълум доранд.
• Одамоне, ки радиотерапия ё химиотерапия мегузаранд. Ин дастгоҳ барои истифода дар аломатҳои дароз, ки аз фарбеҳӣ ё ҳомиладорӣ ба вуҷуд омадааст, мувофиқ аст. Бо вуҷуди ин, ин дастгоҳ барои табобати захмҳо истифода намешавад.
Шахсоне, ки пӯсташон дар гузашта ё наздик бо алфа гидрокислотаҳо (AHA), бета-гидрокислотаҳо (BHA), изотретиноин ё кислотаи азелаикӣ дар маҳал табобат карда шудаанд.
Шахсоне, ки дар давоми 6 моҳи охир ҳама гуна шакли Roaccutane-ро гирифтаанд.
Шахсоне, ки доруҳои баландкунандаи ҳассосият ба рӯшноӣ ё дигар доруҳои таъйинкардаи духтурро истеъмол мекунанд: пеш аз истифодаи дастгоҳи масҳ дастури доруро хонед. Агар дар он хатари аксуламали фотоаллергӣ ё фототоксикӣ зикр шуда бошад ё парҳез аз нури офтоб тавсия дода шавад, дастгоҳро истифода набаред.
Одамоне, ки доруҳои антикоагулянтӣ, аз ҷумла миқдори зиёди аспирин мегиранд. Тавсия дода мешавад, ки массажерро танҳо як ҳафта пас аз анҷоми табобат истифода баред.
2. Дастгоҳро дар рӯй, гардан, сина, узвҳои таносул ва дар минтақаҳои бадан, ки дар давоми 3 моҳи охир ҷарроҳии пластикӣ кардаанд, истифода набаред.
3. Агар пӯсти шумо ба рӯшноӣ ҳассос бошад, ба доғҳо, аксуламалҳои аллергӣ моил бошад, дастгоҳро дар реҷаи терапияи LED истифода набаред.
4. Дастгоҳро дар терапияи LED истифода набаред, агар сироятҳо, экзема, сӯхтаҳо, илтиҳоби фолликулаҳои мӯй, захмҳои кушод, кӯфтаҳо, герпеси оддӣ, осеби пӯст ё гематомаҳо дар минтақаи истифодаи массажер вуҷуд дошта бошанд.
5. Дар ин массажер ба чашм ишора накунед ва ба манбаи рӯшноӣ нигоҳ накунед.
6. Дастгоҳро ба қисмҳо ҷудо кардан, таъмир кардан ё тағир додан кӯшиш накунед. Ин дастгоҳро ба ғайр аз мақсадҳое, ки дар ин дастурамал нишон дода шудаанд, истифода набаред.

Огоҳӣ:
1. Онро аз дастрасии кӯдакон дур нигоҳ доред.
2. Ин дастгоҳро мувофиқи ин тавсияҳо бодиққат истифода баред. Риоя накардани дастурҳо метавонад оқибатҳои номатлубро ба бор орад.
3. Ин дастгоҳро бо косметикаи оташгиранда истифода набаред.
4. Ин дастгоҳро дар атрофи чашм истифода набаред.
5. Пеш аз истифода бурдани дастгоҳ, онро барои вайрон шудан тафтиш кунед. Агар массажер дуруст кор накунад, шикаста ё вайрон бошад, онро истифода набаред.
6. Санҷиши ҳассосиятро 24 соат пеш аз истифодаи аввалини дастгоҳ гузаронед. Миқдори ками гели тамосро ба даруни бозуи худ молед, то боварӣ ҳосил кунед, ки на маҳсулоти нигоҳубин ва на массажер аксуламали пӯстро ба вуҷуд намеоранд.

7. Сими пуркунандаи USB-C ва пайвасткунаки пуркунандаи барқро хушк нигоҳ доред. Ҳангоми пур кардани барқ дастгоҳро истифода набаред.
8. Ҳангоми истифодаи гели тамос ё маҳсулоти нигоҳубини худ эҳтиёт шавед, равған ва кислотаи таркиби косметикӣ метавонад рӯйпӯши дастгоҳро вайрон кунад.
9. Пеш аз истифода бо духтур маслиҳат кунед, агар шумо нороҳатӣ ҳис кунед ё ягон аксуламалҳои номатлуб дошта бошед, агар шумо аллергия, бемориҳои пӯст, дерматит ва ғайра дошта бошед, истифодаи онро қатъ кунед.

ДАР КУТУТ: (1) корпуси дастгоҳ, (2) сопло EMS, (3) сопло RF & LED,
4. сими барқгиранда, 5) халтаи нигоҳдорӣ, 6) дастур.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 3 h

ВАҚТИ КОР: 60 min

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 5 min

Қувваи ҷараён: RF+LED: • Шиддати 1: 975 ± 50 mA • Шиддати 2: 990 ± 50 mA • Шиддати 3: 1005 ± 50 mA. НИМЗ: • Шиддати 1: 30 ± 10 mA • Шиддати 2: 41 ± 10 mA • Шиддати 3: 52 ± 10 mA. басомад: • Ҳолати RF 2М Гц ± 0,2М Гц • Ҳолати EMS (бо давраи басомади тағйирёбанда) 78,5 Hz ±10%, 18,5 Hz ±10%

ШАКЛИ МАВЧ: шакли мавҷи росткунҷа
Муқовимат ба об: IPX6



LED HAND MASK - ниқоби фототерапия барои дастҳо

4 спектри нур

узвҳоро ҳамвор мекунад

Пигментацияро коҳиш медиҳад

Равғании пӯстро мувозинат мекунад

Мустаҳкамиро беҳтар мекунад

Мушкилот: тағйироти вобаста ба синну сол дар пӯсти дастҳо, гум шудани чандирӣ ва сустшавӣ, пигментатсияи вобаста ба синну сол, пӯсти мушкилот (акне, илтиҳоб).

МАТЕРИАЛҲО: силикон, пластикии ABS.

Вазн: 326 g.

ФУНКЦИЯҲО:

Фототерапия (LED) як усули таъсири мавҷҳои нури дарозии гуногун аст, ки ба умқи муайяни пӯст ворид шуда, аз ҷониби ҳуҷайраҳо ҷаббида мешаванд, ки равандҳои барқароршавии табииро ба вуҷуд меоранд.

Нури сурхи LED (630 nm) - равандҳои мубодилаи моддаҳоро дар ҳуҷайраҳо ҳавасманд мекунад, ба барқароршавии амиқ мусоидат мекунад, сохтори пӯстро беҳтар мекунад ва доғҳои пигментиро равшан мекунад.

Нури кабуди LED (415 nm): мувозинати пӯсти равғаниро ба эътидол меорад, ба тозакунии бодиққат мусоидат мекунад ва онро ором мекунад.

Наздик инфрасурх (NIR) (830 nm): ба қабатҳои амиқи бофтаҳо ворид мешавад, навсозии ҳуҷайраҳоро метезонад, чандириро зиёд мекунад ва пӯсти дастҳоро танг мекунад.

Омехта (Ред + Кабуд) (630 + 415 nm): қувваи ду спектрро барои эффектҳои пурқуввати зидди пиршавӣ, тозакунӣ ва барқарорсозӣ муттаҳид мекунад.

Хусусиятҳо:
1. Назорати худкор ва дастӣ: сикли автоматии 15-дақиқаи тайёрро бо тағир додани рангҳо истифода баред ё 1 ҳолати дастӣ бо як равшанӣ барои 10 дақиқа интихоб кунед.
2. Вақтсанҷи интеллектуалӣ: дастгоҳ пас аз сессия ба таври худкор хомӯш мешавад (15 дақиқа дар ҳолати худкор, 10 дақиқа дар дастӣ), ки истифодаи бехатарро кафолат медиҳад.
3. 106 LED: як қабати пурқувват ва якхелаи тамоми рӯи дастҳо, дастҳо ва дастҳоро таъмин мекунад.
4. Эргономика ва бехатарӣ: ниқоб аз силикони ғизой сохта шудааст ва ба осонӣ ба даст бо тасмаҳои бароҳат дар Velcro ҷойгир карда мешавад.
5. Назорати бесим: иқтидори батареяи 1500 mAh имкон медиҳад, ки то 40 дақиқа нигоҳубини пайваста бидуни пайвастшавӣ ба розетка.
6. Спектри наздик-инфрасурх (NIR) имкон медиҳад, ки равандҳои ҷавонсозӣ дар қабатҳои амиқи дерма оғоз карда шаванд, ки барои косметикаи маъмулӣ ва фототерапияи стандартӣ дастрас нестанд.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. камарҳоро барои бастани ниқоб маҳкам кунед: тасмаҳои рост ва чапро ба сӯрохиҳои мувофиқи паҳлӯҳои ниқоб гузоред ва онҳоро ба Velcro пайваст кунед.
2. Ниқобро ба даст гузоред ва тасмаи чапро ба рости худ маҳкам кунед.
3. Тугмаи фурӯзон/хомӯшро дар контролҳои дурдаст кӯтоҳ пахш кунед. Ниқоб ба таври худкор ба таври дастӣ дар нури сурхи LED фурӯзон мешавад.
4. Бо тугмаи Гузариши режим (АВТО/ДАСТИ) режими дилхоҳатонро интихоб кунед:
Автомат ё дастӣ. Дар наздикии режими интихобшуда диоди равшании А ё М фурӯзон мешавад.
5. Ҳолати дастӣ (М): Бо ёрии пахшкунии кӯтоҳи тугмаи барқ, нури дилхоҳро интихоб кунед (1 сурх, 2 кабуд, 3 наздик-инфрасурх, 4 омехта). Таймери интеллектуалӣ барои 10 дақиқа эътибор дорад.
6. Ҳолати худкор (А): Режимҳо мустақилона тағйир меёбанд: 5 дақиқа сурх, 4 дақиқа кабуд, 3 дақиқа наздики инфрасурх, 3 дақиқа омехта. Давомнокии умумии сессия 15 дақиқа аст.
7. Барои муддати тӯлонӣ хомӯш кардани дастгоҳ, тугмаи "фаъол / хомӯш" -ро пахш кунед.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Санҷиши ҳассосият Муҳим: пеш аз амали аввал санҷиши ҳассосият бояд анҷом дода шавад. Дастгоҳро дар дохили бозуи худ ҷойгир кунед. Ниқобро фурӯзон кунед ва ҳадди аққал 10 дақиқа дошта бошед. Агар шумо гармӣ ё нороҳатиро ҳис кунед, фавран истифодаро қатъ кунед. Пас аз анҷом додани санҷиш, ҳадди аққал 6 соат интизор шавед. Агар пӯст сурх ва/ё хориш дошта бошад, пас дастгоҳ барои шумо мувофиқ нест.
2. Дар охири санҷиши ҳассосият пӯсти дастро тоза кунед, маҳсулоти нигоҳубинро истифода набаред.
3. Ниқобро ба дастатон гузоред ва тасмаҳоро маҳкам кунед.
4. Реҷаи дилхоҳро интихоб кунед (автоматӣ ё дастӣ) ва тартибро иҷро кунед.
5. Тавсия дода намешавад, ки аз таймери истифода зиёд шавад.
6. Пас аз сессия, тавсия дода мешавад, ки ғамхорӣ, moisturizers барои мустаҳкам кардани натиҷа истифода шаванд.

Басомад ва давомнокии истифода:
Барои натиҷаи намоён ниқоби LED HAND MASK-ро камаш 4 ҳафта истифода баред. Ҳафтаи 1: ҳар 3 рӯз, 10-15 дақиқа. Ҳафтаҳои 2 ва 3: ҳар 2 рӯз, 10-15 дақиқа. Ҳафтаи 4: ҳар рӯз, 10-15 дақиқа.

Протоколи "Муқовимати амиқ ва лифт"

Реҷа	ФАЗА	ВАҚТ	НУР	АСОС
Дастури истифода	Сеанси 1	10 min	Наздик инфрасурх (NIR)	Бофтаҳоро амиқ гарм мекунад, мубодилаи ҳуҷайраҳоро метезонад ва дермаро барои навсозӣ омода мекунад.
	Сеанси 2	10 min	Нури LED сурх.	Истеҳсоли коллагенро ба таври қавӣ ҳавасманд мекунад

Сеансҳои минбаъда вобаста ба басомад ва давомнокии истифодаи НИҚБАИ ДАСТИ LED иваз карда мешаванд.

Протоколи нигоҳубини детокс ва антибактериалӣ

Реҷа	ФАЗА	ВАҚТ	НУР	АСОС
Дастури истифода	Сеанси 1	10 min	Нури кабуд LED.	Муҳити бактериявиро нест мекунад, таркиби равғанро ба эътидол меорад ва минтақаҳои хашмгинро ором мекунад
	Сеанси 2	10 min	Нури омехта	Истеҳсоли коллагенро ба таври қавӣ ҳавасманд мекунад

Сеансҳои минбаъда вобаста ба басомад ва давомнокии истифодаи НИҚБАИ ДАСТИ LED иваз карда мешаванд.

Протоколи Universal Rejuvenation. Реҷаи автоматиро бидуни танзимоти иловагӣ истифода баред: он пӯстро дар тамоми марҳилаҳо, аз истеҳсоли коллаген то ҳавасмандкунии амиқи инфрасурх роҳнамой мекунад.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ҳассосияти баланд ба рӯшноӣ: ҳангоми бемориҳое, ки ҳассосиятро ба рӯшноӣ зиёд мекунанд, аз ҷумла лупуси эритематозӣ ва фотодерматоз, истифодаи дастгоҳ манъ аст.
2. Дору ва косметика: агар дору истеъмол кунед ё маҳсулотеро истифода баред, ки ҳассосиятро ба рӯшноӣ зиёд мекунанд (ретиноидҳо, баъзе антибиотикҳо, равғанҳои эфирии ситрусӣ), ниқобро истифода набаред.
3. Зарари пӯст: ниқоб набояд дар минтақаҳои захмҳои кушод, захмҳо, тарқишҳои амиқ, дарзҳои тару тозаи баъдиҷарроҳӣ ё дар сурати мавҷуд будани нишонаҳои илтиҳоби шадид истифода шавад.
4. Ҳомиладорӣ ва ширмаконӣ: истифодаи ниқоб дар ин даврaҳо танҳо пас аз машварати ҳатмӣ бо духтур имконпазир аст.
5. Таҳаммулнопазирии расмиёт: дастгоҳ барои шумо мувофиқ нест, агар пас аз санҷиши ҳатмии пешакии дастӣ пӯст сурх шавад ё ба хориш шурӯъ кунад.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Санҷиши ҳатмӣ: Пеш аз татбиқи аввал, ҳамеша санҷиши ҳассосиятро дар дохили бозу гузаронед.
2. Бад шудани саломатӣ: Агар шумо дар давоми сессия гармӣ, нороҳатӣ ё бадшавии умумӣ эҳсос кунед, фавран истифодаро қатъ кунед.
3. Муҳофизати биниш: ҳангоми кори дастгоҳ мустақиман ба LED-ҳои фаъол нигоҳ накунед.
4. Бехатарии барқ: Ҳангоми пуркунии барқ истифода бурдани ниқоб қатъиян манъ аст. Пеш аз оғози тартиб, боварӣ ҳосил кунед, ки сими барқро хомӯш кунед.
5. Муҳофизати намӣ: Дастгоҳ обногузар нест. Онро дар ванна ва назди об истифода бурдан, бо дастони тар ламс кардан, ба об гудохтан ё дар зери сели об шустан манъ аст.
6. Муносибати боэҳтиёт: Ниқобро аз ҳад зиёд хам накунед, онро фишурда накунед ва ашёҳои вазнинро болои болояш нагузоред, зеро ин метавонад ба микросхемаҳои чандири дохилӣ ва LEDҳо осеб расонад.
7. Ҳарорат: Ниқобро дар наздикии гармкунакҳо, оташи кушод, зери нури бевоситаи офтоб ё дар мошин дар ҳавои гарм истифода набаред ва нигоҳ надоред.
8. Тозакунӣ: Ниқобро танҳо пас аз пурра хомӯш кардани он ва аз шабакаи барқ ҷудо кардан тоза кардан мумкин аст.
9. Таъмир ва тағир додан: истифодаи ниқоби вайроншуда, инчунин ба қисмҳо ҷудо кардан ё тағир додани дастгоҳ манъ аст - ин ба зарбаи барқ оварда мерасонад ва кафолатро бекор мекунад.

10. Мақсад: Ниқобро танҳо мувофиқи таъинот ва мувофиқи дастурҳо истифода баред.

ДАР КУТУТ: (1) ниқоб, (2) тасмаҳои лангарӣ, (3) сими пуркунандаи дугонаи Type-C,
4. дастур оид ба истифода, (5) халтаҳои нигаҳдории.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:
Андоза (Я Х В Х Д): 385x185x52 mm. Манбаи барқ: батареяи литий-ион. ШИДДАИ КОР: 3,7 V. Қувваи: 5 W. ИҚТИдори батарея: 1500 mAh. ШИДДАТИ ТАЪМИНИ: 5 V. ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 15 дақиқа (режими автоматӣ), 10 дақиқа (режими дастӣ). Мӯҳлати пуркунии барқ: 1,5 соат. МАКСАЛИ МУҲлати кор: 40 дақиқа. Шумораи LED: 106 лампа.
Дарозии мавҷҳо:
• сурх - 630 nm
• Кабуд - 415 nm
Наздик инфрасурх (NIR) - 830 nm
• омехта (сурх + кабуд) - 630 + 415 nm
ИНТЕНСИВИВИИ РАДИАЦИЯ:
• сурх: 4,9 mW/cm²
• кабуд - 28 mW/cm²
Наздик-инфрасурх (NIR) - 10,1 mW/cm²
• омехта (сурх + кабуд) - 15 mW/cm²



LED MASK - ниқоби фототерапия барои истифода дар хона

Пигментацияро коҳиш медиҳад

Ранги рӯйро беҳтар мекунад

Мустаҳкамии пӯстро беҳтар мекунад

узвҳоро ҳамвор мекунад

Мушкилот: аломатҳои пиршавии пӯст, фотопиршавӣ, зуҳури пигментация ва гиперпигментация, акне, акне, купероз, розацеа ва дигар осебҳои рагҳо.

МАТЕРИАЛҲО: пластикии ABS, силикон.

Вазн: 215 g.

ФУНКЦИЯҲО:

Нури сурхи LED - Ин нур нисбат ба дигар рангҳои спектри намоён ба пӯст амиқтар ворид мешавад. Он ба фибробластҳо (ҳуҷайраҳое, ки коллагенро синтез мекунанд) амал мекунанд ва ба ин васила ҷавоншавии пӯстро мусоидат мекунанд ва бо нишонаҳои пиршавӣ мубориза мебаранд.

Нури кабуди LED умқи пасттарини воридшавӣ дорад ва дар сатҳи эпидермис кор мекунад. Порфиринҳо (пигментҳо дар бадани инсон) қодиранд нури кабуди LED-ро азхуд кунанд ва молекулаҳои оксигени синглетро раҳо кунанд ва бактерияҳои акнеро, ки дар рӯи пӯст зиндагӣ мекунанд, кушанд. Ҳамин тариқ, нури кабуди LED безараргардонӣ мекунад, шаклҳои илтиҳобиро коҳиш медиҳад, бо акне мубориза мебарад.

Нури LED зард - ба пӯст кофӣ чуқур ворид мешавад, то ба истеҳсоли коллаген мусоидат кунад, ки ба туфайли он узвҳоро ҳамвор мекунад. Дар зери таъсири нури зард LED ба равандҳои ҳуҷайра, рагҳои лимфавӣ фаъол мешаванд, дренажӣ ва ҷараёни лимфа беҳтар мешаванд. Ҳамин тариқ, варам кам мешавад, токсинҳо аз бадан хориҷ карда мешаванд. Илова бар ин, чароғҳои LED-и зард ба пӯст таъсири оромбахш ва зидди илтиҳобӣ доранд.

Нури омехта - омезиши рангҳои сурх ва кабуд ба шумо имкон медиҳад, ки функсияҳои онҳоро якҷоя кунед, аз ин рӯ нури омехта ҳангоми кор бо илтиҳоб самаранoктарин ҳисобида мешавад: акне ва акне. Нури кабуд LED аз сабаби воридшавии рӯякӣ бо бемориҳои пӯст, ки бо қабати болоии пӯст - эпидермис алоқаманданд, мубориза мебарад. Аз тарафи дигар, чароғи сурхи LED ба истеҳсоли sebum таъсири назаррас дорад, ки дар якҷоягӣ дар мубориза бар зидди бемориҳои пӯст самаранокии баланд медиҳад.

Хусусиятҳо:
1. Ниқоб бо тасмаҳои танзимшаванда барои маҳкамкунӣ муҷаҳҳаз аст.
2. Ҳифзи чашмҳои дарунсохт аз нури мустақим ба чашм муҳофизат мекунад.

3. Ниқоби силикони ғизоӣ барои истифода бехатар аст.
4. Дастгоҳи дурдасти паймон имкон медиҳад, ки ниқоб истифода шавад.
5. Усулҳои идоракунии автоматӣ ва дастӣ.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Пеш аз истифодаи аввалини ниқоб, мувофиқи дастурҳо "Санҷиши ҳассосият" гузаронед.
2. Барои даргиронидани ниқоб тугмаи фурӯзон/хомӯшро барои 1 сония пахш карда нигоҳ доред. Пас аз фурӯзон, функсияи нури сурхи LED ва режими идоракунии дастӣ фаъол мешавад. Дар паҳлӯи тугмаи гузариш индикатор бо ҳарфи M фурӯзон мешавад (Режими идоракунии дастӣ).
3. Агар ниқоб пуркунии барқро талаб кунад, қисмати дастурҳои пуркунии барқро хонед ва қайд кунед, ки ниқоб ҳангоми пуркунии барқ кор намекунад.
4. Тугмаи фурӯзон/хомӯшро бори дигар пахш кунед, ниқоб ба ҳолати равшании кабуди LED мегузарад.
5. Тугмаи фурӯзон/хомӯшро бори сеюм пахш кунед, ҳолати равшании LED зард оғоз мешавад.
6. Тугмаи барқро бори чорум пахш кунед, режими омехтаи фототерапия фаъол мешавад.
7. Барои ба реҷаи автоматӣ гузаштани ниқоб (Авто - реҷаи автоматии гузариши рӯшной) тугмаи гузаришро пахш кунед.
8. Дар ҳолати худкор, 5 дақиқа ҳолати нури LED сурх, 3 дақиқа нури кабуд LED, 4 дақиқа нури LED зард ва сипас 3 дақиқа омехта аст.
9. Барои хомӯш кардани ниқоб тугмаи фурӯзон/хомӯшро пахш кунед.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Пеш аз гузоштани ниқоб пӯстро тоза кунед.
2. Ниқоб пӯшед, боварӣ ҳосил кунед, ки пойҳо ба чашмҳо сахт часпида бошанд.
3. Реҷаи идоракунии дастӣ ё автоматиро мувофиқи салоҳдиди худ танзим кунед.
4. Дар ҳолати дастӣ, ранги дилхоҳи терапияи нури LED-ро интихоб кунед.
5. Дар хотир доред, ки вақте ки шумо режимро дар ҳолати идоракунии дастӣ иваз мекунед, таймери интеллектуалии 10-дақиқа дубора оғоз меёбад. Бо вуҷуди ин, тавсия дода мешавад, ки ниқобро аз 15 дақиқа зиёд истифода набаред.
6. Аз расмиёти фототерапия дар хона лаззат баред.

Басомад ва давомнокии истифода:

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	КУРСИ муолича
акне / илтиҳоб	шом	Нури кабуди LED - 7 дақиқа. Нури сурх - 3 дақиқа. Нури зард - 5 дақиқа.	Як рӯз дар миён	Давом дорад
ХАТРҲОИ НАЗИР / ТАҒЙИРҲОИ БА СИНО	шом	Нури кабуди LED - 2 дақиқа. Нури сурх - 7 дақиқа. Нури омехта - 5 дақиқа.	2-3 маротиба дар як ҳафта	Давом дорад
РАГҲОИ НАМОИШ / КУПЕРОЗ / Пӯсти ҳассос	шом	Нури кабуди LED - 2 дақиқа. Нури сурх - 2 дақиқа. Нури зард - 2 дақиқа. Нури омехта - 5 дақиқа.	2-3 маротиба дар як ҳафта	Давом дорад

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	КУРСИ муолича
ПИГМЕНТАЦИЯ / НАМБАРАВАНДИ РАНГИ ПАСТ	шом	Нури сурхи LED - 6 дақиқа. Нури зард - 4 дақиқа. Нури омехта - 5 дақиқа.	2-3 маротиба дар як ҳафта	Давом дорад

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. қатъи истифода дар сурати нороҳатӣ ё ягон таъсири тараф.

Огоҳӣ:
1. Дастгоҳ танҳо барои истифодаи хона пешбинӣ шудааст.
2. Ҳангоми пур кардани барқ аз ниқоб истифода набаред.
3. Нагузоред, ки об ба сатҳ ё дохили корпуси дастгоҳ дохил шавад.
4. Дастгоҳро дар наздикии манбаи гармии кушод истифода набаред.
5. Ҳангоми тозакунӣ ва нигоҳдории дастгоҳ барқро хомӯш кунед.

ДАР КУТУТ: (1) ниқоби рӯй, (2) панели идоракунӣ, (3) сими барқии DC-USB,
4. тасмаҳои маҳкамкунанда, (5) пиёдагардҳои чашм, (6) дастур.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 3-4 h

ВАҚТИ КОР: 40-45 min

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 15 дақиқа (режими худкор), 10 дақиқа (режими дастӣ)

Модулҳо:
• Нури сурхи LED: 630 nm
• Нури кабуди LED - дарозии мавҷ 490 nm
• Нури зарди LED: 590 nm
• нури омехта

Қувваи муфассал (интенсивияти радиатсия):
• Нури сурхи LED: 2.4041 mW/cm²
• Нури кабуди LED: 8.6094 mW/cm²
Нури зарди LED: 1.2704 mW/cm²
• Нури омехта: 7.4833 mW/cm²

Миқдори энергия (шиддати энергия) дар сеанси 15-дақиқай:
• Нури сурхи LED: 2.1637 J/cm²
• Нури кабуди LED: 7.7485 J/cm²
• Нури зарди LED: 1.1434 J/cm²
• Нури омехта: 6.7350 J/cm²

Муқовимат ба об: IP22



LED MASK 2.0 - ниқоби фототерапия барои ҷавон кардани пӯст

Пигментацияро коҳиш медиҳад

Ранги рӯйро беҳтар мекунад

Мустаҳкамии пӯстро беҳтар мекунад

узвҳоро ҳамвор мекунад

Мушкилот: аломатҳои намоёни пиршавии пӯст, фотопиршавӣ, зуҳури пигментатсия ва гиперпигментация, акне, акне, купероз, розацеа ва дигар осебҳои рагҳо.

МАТЕРИАЛҲО: силикон, пластикии ABS.

Вазн: 380 g.

ФУНКЦИЯҲО:
LED MASK ба принсипи терапияи нури LED асос ёфтааст. Дар дастгоҳи ниқоб лампаҳои LED сохта шудаанд, ки ҳар яки онҳо барои паҳн кардани нури ранги муайян барномарезӣ шудаанд. Ҳар як ранг ба дарозии мавҷи мушаххас дар спектри нури намоён мувофиқат мекунад. Бо таъсир ба пӯст дар умқи гуногун, рӯшноӣ аз ҷониби ретсепторҳои пӯст ҷаббида мешавад, равандҳои табиии дохили ҳуҷайраро фаъол карда, аксуламали муайяни пӯстро ба вуҷуд меорад.

Нури сурхи LED, ки дарозии мавҷи калон дорад, нури сурхи LED нисбат ба ҳама чароғҳои пешниҳодшуда амиқтар ба пӯст ворид мешавад. Он ба фибробластҳо таъсир мерасонад, ки истеҳсоли коллагенро ҳавасманд мекунад ва ба ин васила барқароршавии пӯстро ҳавасманд мекунад. Дар натиҷаи табобат бо нури сурхи LED, муолиҷаи захмҳо суръат мегирад, пӯст сахттар мешавад, аломатҳои берунии пиршавии пӯст, аз қабили узвҳо кам мешавад.

Нури кабуди LED дарозии мавҷи кӯтоҳтарин аз ҳама рангҳои спектри намоёнро дорад. Он дар сатҳи эпидермис кор мекунад, таъсири зиддимикробӣ дорад. Порфиринҳо (пигментҳо дар бадани мо) қодиранд нури кабуди LED-ро азхуд кунанд ва молекулаҳои оксигени синглро озод кунанд ва бактерияҳои акнеро, ки дар рӯи пӯст зиндагӣ мекунанд, кушанд. Ҳамин тариқ, нури кабуди LED безараргардонӣ мекунад, шаклҳои илтиҳобиро коҳиш медиҳад, бо акне мубориза мебарад.

Нури сабзи LED аз ҷониби эпидермис ва дермис ҷаббида мешавад, ки аксуламали ҳуҷайраро ба вуҷуд меорад, ки дар байни оқибатҳо барқарорсозӣ ва табобати пӯстро дорад. Он барои кам кардани сурхшавӣ, рафъи доғҳои пӯсти ҳассос истифода мешавад. Нури сабзи LED бо куперо муборизa мебарад, андозаи капиллярҳоро коҳиш медиҳад ва ба ҷараёни озоди хун мусоидат мекунад.

Чароғи LED зард (сурх + сабз) барои ҳавасмандгардонии гардиши хун истифода мешавад, барои сабук кардани оҳанги пӯст, коҳиш додани шиддати пигментатсия кӯмак мекунад.

Нури омехта (сурх + кабуд + сабз = сафед) барои зуд ва чуқур ворид шудани косметика истифода мешавад. Илова бар ин, он ба бадан таъсири умумии истироҳат ва оромкунанда дорад.

Хусусиятҳо:
1. Анкери дарунсохт бидуни тасма.
2. Панели идоракунӣ бо дисплейи LCD.
3. Шумораи LEDs зиёд - 117 адад.
4. 3 сатҳи шиддат барои ҳар як режими рӯшноӣ, шиддатнокии баланди энергия.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Пеш аз истифодаи аввалини ниқоб, мувофиқи дастурҳо "Санҷиши ҳассосият" гузаронед.
2. Пеш аз пахш кардан ниқобро ба панели идоракунӣ бо истифода аз сими Намуди С пайваст кунед.
3. Тугмаи фурӯзон/хомӯшро дар панели идоракунӣ 2 сония пахш карда нигоҳ доред, то дастгоҳро фаъол созед, сигнали садоиро интизор шавед. Ниқоб ба таври худкор дар ҳолати равшании сурхи LED дар сатҳи аввал шиддат фурӯзон мешавад.
4. Кӯтоҳ пахш кардан (1 сония) дар тугмаҳои гузариш (↑/↓) ба шумо имкон медиҳад, ки ба ҳолати равшании кабуди LED (индикатори С: В дар панели идоракунӣ), ҳолати равшании LED сабз (индикатори С: G), ҳолати равшании LED зард (индикатор С: RG), ҳолати равшании сафед (индикатор С: RGB).
5. Кӯтоҳ пахш кардан (1 сония) ба тугмаҳои лампаҳои назорати шиддатнокии рӯшноӣ (-/+) сатҳро ба 3 афзоиш медиҳад ё ба дараҷаи 1 бармегардад.
6. Кӯтоҳ пахш кардани тугмаи таваққуф (1 сония) дастгоҳро бозмедорад ва бори дигар пахш кардани он ба кор бармегардад.
7. Барои хомӯш кардани дастгоҳ тугмаи фурӯзон/хомӯшро дар панели идоракунӣ 2 сония пахш карда нигоҳ доред.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Дастҳо ва рӯи худро тоза ва хушк кунед.
2. Ниқобро ба рӯйи худ гузоред ва вентиляторҳоро маҳкам кунед, то ниқоб бароҳат дар рӯи шумо нигоҳ дошта шавад.
3. Маскаро бо пайваст кардани панели идоракунӣ ба он фаъол созед.
4. Реҷаи нури дилхоҳ ва дараҷаи шиддатнокии онро интихоб кунед.
5. Аз расмиёти фототерапия лаззат баред.
6. Ҳар реҷаи рӯшноӣ 15 дақиқа кор мекунад, сипас пулти идоракунӣ худкор хомӯш мешавад. Ҳангоми иваз кардани реҷа вақтсанҷ аз нав оғоз мешавад. Агар дар як сеанс чанд реҷаро истифода баред, давомнокии умумии фототерапия набояд аз 15 дақиқа зиёд шавад.
7. Пас аз анҷоми терапияи нури LED, аз маҳсулоти нигоҳубини худ истифода баред: зардоб ё крем, зеро пас аз гузоштани ниқоби LED қобилияти азхудкунии пӯст зиёд мешавад.

Басомад ва давомнокии истифода:

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	КУРСИ муолича
акне / илтиҳоб	шом	Ҳафтаи 1: кабуд, паст - 4 дақиқа; сурх, паст - 3 дақиқа; сабз, миёна - 6 дақиқа. Ҳафтаи 2: кабуд, миёна - 4 дақиқа; сурх, паст - 4 дақиқа; сабз, миёна - 6 дақиқа. Ҳафтаи 3: кабуд, баланд - 5 дақиқа; сурх, баланд - 3 дақиқа; сабз, баланд - 6 дақиқа. Ҳафтаи 4: танаффус.	Як рӯз дар миён	1 моҳ, аз ҷумла танаффус. 1 ҳафта танаффус гиред. Барномаро барои 2-3 моҳ такрор кунед.
ХАТРҲОИ НАЗИР / ТАҒЙИРҲОИ БА СИНО	шом	Ҳафтаи 1: сурх, миёна - 5 дақиқа; сабз, баланд - 5 дақиқа; омехта, баланд - 2 дақиқа. Ҳафтаи 2: сурх, баланд - 5 дақиқа; сабз, баланд - 7 дақиқа; омехта, баланд - 2 дақиқа. Ҳафтаҳои алтернативии 1 ва 2.	2-3 маротиба дар як ҳафта	Ҳеҷ маҳдудияти курси муқаррарӣ нест
РАГҲОИ НАМОИШ / КУПЕРОЗ / Пӯсти ҳассос	шом	Ҳафтаи 1: сурх, паст - 3 дақиқа; сабз, миёна - 5 дақиқа; омехта, миёна - 5 дақиқа. Ҳафтаи 2: сурх, миёна - 5 дақиқа; сабз, баланд - 2 дақиқа; омехта, баланд - 5 дақиқа. Ҳафтаи 3: сурх, баланд - 5 дақиқа; сабз, баланд - 5 дақиқа; омехта, баланд - 3 дақиқа. Ҳафтаи 4: танаффус.	Як рӯз дар миён	1 моҳ, аз ҷумла танаффус. 1 ҳафта танаффус гиред. Ду курси 4-ҳафтаина, баъд танаффус 1-моҳа.
ПИГМЕНТАЦИЯ / НАМБАРАВАНДИ РАНГИ ПАСТ	шом	Сурх: баланд барои пигментатсияи торик, миёна барои пигментатсияи муқаррарӣ - 6 дақиқа. Сабз, баланд - 4 дақиқа. омехта, миёна - 5 дақиқа.	2-3 маротиба дар як ҳафта	Давом дорад

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Истифодаи дастгоҳ барои одамони гирифтори эпилепсия, одамони гирифтори бемориҳои сипаршакл ё барои табобати ғадуди сипаршакл истифода бурдани дору манъ аст.
2. Истифодаи ниқоб ба истеъмолкунандагоне, ки пӯсти осебдида, осебдида ё захмҳои пас аз ҷарроҳӣ доранд, манъ аст.

Огоҳӣ:
1. Ниқоби зидди пиршавӣ барои фототерапия дастгоҳест барои истифодаи хонагӣ. Онро танҳо мувофиқи дастурҳо истифода бурдан мумкин аст. Истифодаи ниқоб барои мақсадҳои дигар манъ аст, вагарна он метавонад ба маҳсулот зарар расонад ё ба бадан зарар расонад.
2. Агар ниқоб осеб дида бошад, истифодаро қатъ кунед ва бо созмоне, ки ваколатдори қабули даъвоҳои истеъмолкунандагонро дорад, бо мақсади пешгирӣ аз хатар тамос гиред.
3. Ҳангоми барқгирӣ истифода бурдани ниқоб манъ аст. Ҳангоми пуркунии барқ ба ниқоб, сими барқгиранда, адаптери USB бо дастони тар даст нарасонед.
4. Агар дар натиҷаи истифодаи ниқоб эҳсоси нороҳатӣ ё ягон аксуламалҳои номатлуб (сурхшавии пӯст, хориш, аллергия) фавран истифодаро қатъ кунед.

ДАР ҚУТТИ: 1) ниқоб, 2) Намуди сими C-Type C барои пайвастшавӣ ба панели идоракунӣ, 3. назорати дурдаст, 4) сими пуркунандаи USB-C, 5) дастур, 6) халтаи нигоҳдорӣ.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 3-4 h

ВАҚТИ КОР: 140 дақиқа (сурх/кабуд/сабз) • 80 дақиқа (нури омехта) • 78 дақиқа (чароғи LED зард)

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 15 min

Модулҳо:
• Нури сурхи LED: 660 nm
• Нури кабуди LED - дарозии мавҷ 460 nm
• Нури сабзи LED: 525 nm
• Чароғи LED зард - сурх + сабз
• нури омехта (сафед) - сурх + кабуд + сабз

Қувваи муфассал (интенсивияти радиатсия):
1 дараҷа
• Нури сурхи LED: 6.595 mW/cm²
• Нури кабуди LED: 17.112 mW/cm²
• Нури сабзи LED: 6.612 mW/cm²
Нури зарди LED: 14.049 mW/cm²
• Нури омехта: 27.542 mW/cm² (сатҳ 2)
• Нури сурхи LED: 14.058 mW/cm²
• Нури кабуди LED: 30.48 mW/cm²
• Нури сабзи LED: 15.636 mW/cm²
Нури зарди LED: 17.857 mW/cm²
• Нури омехта: 32.169 mW/cm²

дараҷаи 3
• Нури сурхи LED: 16.368 mW/cm²
• Нури кабуди LED: 47.653 mW/cm²
• Нури сабзи LED: 23.095 mW/cm²
Нури зарди LED: 28.081 mW/cm²
• Нури омехта: 39.089 mW/cm²

Миқдори энергия (шиддати энергия) дар сеанси 15-дақиқай:
1 дараҷа
• Нури сурхи LED: 5.9355 J/cm²
• Нури кабуди LED: 15.4008 J/cm²
• Нури сабзи LED: 5.9508 J/cm²
• Нури зарди LED: 12.6441 J/cm²
• Нури омехта: 24.7878 J/cm² (сатҳ 2)
• Нури сурхи LED: 12.6522 J/cm²
• Нури кабуди LED: 27.432 J/cm²
• Нури сабзи LED: 14.0724 J/cm²
• Нури зарди LED: 16.0713 J/cm²
• Нури омехта: 28.9521 J/cm² (сатҳ 3)
Нури сурхи LED: 14.7312 J/cm²
• Нури кабуди LED: 42.8877 J/cm²
• Нури сабзи LED: 20.7855 J/cm²
• Нури зарди LED: 25.2729 J/cm²
• Нури омехта: 35.1801 J/cm²

Муқовимат ба об: IP22



LED MASK 3.0 - ниқоби бесими фототерапия

7 спектри нур

узвҳоро ҳамвор мекунад

Пигментацияро коҳиш медиҳад

Акне ва аломатҳои пас аз акнеро коҳиш медиҳад

Дурахш аз дарун

Мушкилот: узвҳо, аз даст додани чандирӣ, акне ва илтиҳоб, гиперпигментация, оҳанги кунд, варам, барқароршавии таъхир, самаранокии пасти косметика.

МАТЕРИАЛҲО: пластикии ABS, силикон.

Вазн: 265 g.

ФУНКЦИЯҲО:
Фототерапия (LED) як усули ғайритермикии таъсири мавҷҳои нури дарозиашон гуногун мебошад, ки ба умқи муайяни дерма ворид шуда, аз ҷониби фоторесепторҳои ҳуҷайраҳо ҷаббида мешаванд, ки равандҳои таҷдиди табииро ба амал меоранд.

Нури сурхи LED (630 nm): ба дерма амиқ ворид шуда, синтези коллагенро ҳавасманд мекунад. Дар натиҷаи табобат бо нури сурхи LED, муолиҷаи захмҳо суръат мегирад, пӯст танг мешавад, аломатҳои берунии пиршавии пӯст, аз қабили узвҳо, коҳиш меёбад.

Нури кабуди LED (415 nm): таъсири пурқуввати антибактериалӣ дорад, ки ба сабабҳои акне таъсир мерасонад, дезинфексия мекунад, илтиҳобро коҳиш медиҳад ва пӯстро ором мекунад.

Нури сабзи LED (520 nm): Оҳанги умумии пӯстро мувофиқ мекунад. Он барои кам кардани сурхшавӣ, пигментатсия, рафъи доғҳои пӯсти ҳассос истифода мешавад. Нури сабзи LED бо куперози мубориза мебарад, андозаи капиллярҳоро коҳиш медиҳад ва ба ҷараёни озоди хун мусоидат мекунад.

Нури LED зард (630+520 nm): микроциркуляцияро дар бофтаҳо беҳтар мекунад, дренажи лимфаро таъмин мекунад, рукуд ва варамро бартараф мекунад.

Нури сафед (630+520+415 nm): мубодилаи ҳуҷайраҳоро метезонад, ба азхудкунии амиқи ҷузъҳои фаъоли косметика мусоидат мекунад.

Наздик инфрасурх (NIR, 830 nm): барқарорсозии бофтаҳоро дар сатҳи амиқ суръат мебахшад, микро-зарарҳоро шифо мебахшад ва пӯстро ором мекунад.

Инфрасурхи амиқ (DIR, 1070 nm): энергияи дохилии ҳуҷайраҳоро фаъол мекунад, таъсири намоёни «дурахшӣ аз дарун»-ро таъмин мекунад.

Хусусиятҳо:
1. 7 спектри ранг: фарогирии максималии ранг барои ҳалли доираи васеи мушкилоти эстетикӣ дар 1 дастгоҳ.
2. Системаи назорати дугона: қобилияти кор тавассути пулти дурдаст ё бевосита тавассути ниқоб барои роҳат дар ҳама гуна вазъият.
3. Идоракунии бесим. Ниқоб пайвасти Bluetooth-ро бо пулти дурдаст дастгирӣ мекунад, ки ба шумо имкон медиҳад режимҳоро аз фосилаи дур, бидуни пайваст кардани ниқоб ба пулти дурдаст бо истифода аз сим танзим ва идора кунед. Ин ҳаракати баланд ва бароҳатро ҳангоми истифода дар ҳама шароит таъмин мекунад.
4. Ҳолати насби дастӣ. Эҷоди барномаҳои фармоишӣ: шумо пайдарпайии рангҳо ва вақти кори ҳар як спектрро муайян мекунед.
5. 3D - Шакли ниқоб ба таври анатомӣ чеҳраро такрор мекунад, ки мувофиқати сахтро таъмин мекунад.
6. Вақтсанҷи интеллектуалӣ: Сеансро ба таври худкор дар 15 дақиқа барои истифодаи бехатар ва самаранок ба итмом расонед.
7. Хамрохии овоз. Дастгоҳ шеваҳои интихобшуда ва пайвасти Bluetooth-ро бо 2 забон (русӣ ва англисӣ) садо медиҳад. Ин функсия ихтиёрист, танзимоти овозро хомӯш кардан мумкин аст.
8. Функсияи хотира: Нигоҳ доштани танзимоти охирин ба таври дастӣ барои сарфаи вақт бо истифодаи мунтазам.
9. 2 нури IR барои воридшавии амиқ. LED MASK 3.0 бо ду спектри радиатсияи инфрасурх (830 nm ва 1070 nm) муҷаҳҳаз шудааст. Ин ба шумо имкон медиҳад, ки равандҳои ҷавоншавиро дар қабатҳои амиқи дермис оғоз кунед, ки барои косметикаи анъанавӣ ва фототерапияи стандартӣ дастрас нестанд.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
LED MASK 3.0 дорои системаи дугонаи идоракунии:
1. Тавассути контролер оид ба корпуси ниқоб.
2. Панели идоракунии дурдаст.

Идоракунӣ бо истифода аз контролери дарунсохт Вақте ки тавассути контроллери дарунсохт идора карда мешавад, ниқоб танҳо метавонад ба таври худкор кор кунад.

1. Барои фаъол ва хомӯш кардани ниқоб тугмаро барои 2 сония пахш кунед. Ин амалиётҳо бо садои дароз ҳамроҳ мешаванд.
2. Барои иваз кардани чароғҳои ниқоб тугмаро кӯтоҳ пахш кунед.
3. Барои фаъол кардани функсияи Bluetooth ва пайваст шудан ба панели идоракунӣ тугмаро 5 сония пахш кунед. Пас аз пайваст кардани ниқоб ба пулти дурдаст, нишондиҳандаи контролери ниқоб бо ранги кабуд фурӯзон мешавад.

4. Барои баланд бардоштани сатҳи шиддати рӯшноӣ тугмаро кӯтоҳ пахш кунед.
5. Барои интихоби забони овозӣ тугмаро пахш кунед: англисӣ ё русӣ.

6. Барои кам кардани шиддати рӯшноӣ тугмаро кӯтоҳ пахш кунед.
7. Барои фаъол ё хомӯш кардани овози овоз тугмаро пахш кунед.

Барои идора кардани дурдаст, шумо бояд аввал бо истифода аз контроллер ниқобро даргиронед, баъд пулти пулакиро фаъол кунед ва интизор шавед, ки ниқоб ба панели идоракунӣ пайваст шавад. Пас аз пайвастшавии бомуваффақият, садои сигнали "Bluetooth пайваст аст/Блютуз пайваст шудааст" садо медиҳад.

1. Бо пахши тӯлонии тугма, ниқобро даргиронед.
2. Кӯтоҳ пахш кардани тугма ба шумо имкон медиҳад, ки режими идоракунии ниқобро интихоб кунед:
Автоматӣ (1 нур дар давоми сеанс кор мекунад, корбар мустақилона як рангро барои тартиб муайян мекунад) ё дастӣ (корбар тағир додани рангро муқаррар мекунад, давомнокӣ ва шиддатнокии ранги дилхоҳро муайян мекунад).
3. Дар муддати тӯлонӣ пахш кардани ниқоб хомӯш мешавад.

4. Пахши кӯтоҳ танзимоти интихобшударо тасдиқ мекунад: шиддатнокии экспозиция ва вақт.
5. Пас аз гузоштани ҳамаи танзимот дар ҳолати идоракунии дастӣ, ду маротиба пахш кардани ниқоб оғоз меёбад.
6. Кӯтоҳ пахш кардан дар давоми сессия тартибро ба таваққуф мегузорад. Пахши кӯтоҳи такрорӣ сессияи қатъшударо аз сар мегирад. Дар вакти танаффус экран милт-милт мекунад.
7. Дар ҳолати дастӣ, пахшкунии тӯлонӣ пас аз гузаштан ба ҳолати дастӣ ба шумо имкон медиҳад, ки танзимоти пешакӣ муқарраршударо аз нав барқарор кунед (танзимоти охирини муқарраршуда).

8. Кӯтоҳ пахш кардани тугма ба шумо имкон медиҳад, ки ба нури дилхоҳ гузаред: тугмаи поён ба навъи навбатии рӯшноӣ мегузарад; тугмаи боло шуморо ба танзимоти пешинаи нур бармегардонад.

9. Дар ҳолати дастӣ, пахши кӯтоҳи тугмаи афзоиш сатҳи шиддат ва вақти сессияро зиёд мекунад, пахш кардани тугмаи камшавӣ онҳоро кам мекунад.
10. Дар реҷаи автоматӣ пахши кӯтоҳи тугмаи афзоиш шиддати таъсирро зиёд мекунад, пахш кардани тугмаи камшавӣ сатҳи шиддатро коҳиш медиҳад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Пеш аз сессия пӯсти рӯйро тоза кунед: ороишро тоза кунед, маҳсулоти нигоҳубинро истифода набаред.
2. Бо истифода аз контроллер ниқобро фаъол созед.
3. Ниқобро ба рӯи худ гузоред, то ба ӯ сахт мувофиқат кунад.
4. Велкро дар қафо пайваст ва маҳкам кунед, то ниқоб бар шумо бароҳат нишинад.

Ҳолати идоракунии автоматӣ
5. Шумо метавонед режими автоматиро ҳам бевосита тавассути ниқоб ва ҳам бо истифода аз панели идоракунӣ идора кунед.

Барои назорат бевосита тавассути ниқоб
6. Онро бо пахши тӯлонии тугмаи фурӯзон/хомӯш дар контроллер фаъол кунед.
7. Бо пахши кӯтоҳи ҳамон тугма (режимҳои фурӯзон/хомӯш/гузариш) намуди дилхоҳи рӯшноиро интихоб кунед.
8. Бо ёрии тугмаҳои зиёд ва кам кардани сатҳи дилхоҳи шиддати рӯшноӣ муқаррар карда мешавад.

9. Сеанс ба таври худкор оғоз мешавад, зарурати тасдиқи оғози кор нест.
10. Вақтсанҷи интеллектуалии 15-дақиқа худи барномаро ба анҷом мерасонад.

Барои насб кардан бо панели идоракунӣ
11. Ниқобро тавассути Bluetooth ба пулти идоракунӣ пайваст кунед. Пас аз фурӯзон кардани ниқоб панели идоракуниро фурӯзон кунед ва сигнали овозиро интизор шавед.
12. Дар панели идоракунӣ аввал режими автоматии идоракунӣ ба кор андохта мешавад. Тафтиш кунед, ки ҳарфи A дар кунҷи поёни экран пайдо мешавад.
13. Чароғе, ки мехоҳед, интихоб кунед.
14. Сатҳи шиддатро аз 1 то 3 танзим кунед.
15. Ниқоб ба таври худкор бо иҷро кардани ҳисобкунии интеллектуалии таймер ба кор шурӯъ мекунад.
16. Пас аз 15 дақиқа, ниқоб худ аз худ хомӯш мешавад.

Ҳолати назорати дастӣ
17. Ниқобро бо контроллер фаъол созед.
18. Ҳолати дастӣ танҳо бо истифода аз панели идоракунӣ идора карда мешавад, бинобар ин бо панели идоракунӣ пайваст кардани ниқоби Bluetooth муҳим аст. Пас аз фурӯзон кардани ниқоб, панели идоракуниро фурӯзон кунед ва сигнали садоиро интизор шавед.
19. Дар панели идоракунӣ ҳолати идоракунии дастӣ -ро интихоб кунед. Дар экран харфи M равшан мешавад.
20. Шумо метавонед маҷмӯи дилхоҳи чароғҳоро муқаррар кунед, шиддат ва вақти давомнокии онҳоро муқаррар кунед.
21. Аввалин ба танзим даровардани чароғи сурхи LED аст. Шумо метавонед танзимро аз сатҳи шиддат оғоз кунед. Нишондиҳандаи сатҳи шиддат дар экран медурахшад. Бо истифода аз тугмаҳои +/- сатҳи дилхоҳро интихоб кунед. Онро бо пахш кардани тугмаи оғоз/таваффақ тасдиқ кунед.
22. Пас шумо метавонед вақти кори ин чароғро интихоб кунед. Тугмаҳои +/- -ро барои зиёд ва кӯтоҳ кардани вақти кори нур истифода баред. Ин танзимотро бо пахш кардани тугмаи оғоз/таваффақ тасдиқ кунед.
23. Шумо метавонед ба ҳамин тарз гузоштани ранги навбатиро оғоз кунед (Кабуд -> Зард -> Сабз -> Сафед -> Наздик инфрасурх -> Инфрасурхи амиқ).
24. Агар шумо хоҳед, ки ягон рангро гузаред, барои он вақти кори сифр муқаррар кунед ё бо истифода аз тугмаҳои V/Λ (тугмаи ивазкунии ранг) ба нури навбатӣ гузаред.
25. Бо тугмаи Λ (тугмаи ивазкунии ранг) шумо метавонед ба равшании пешина баргардед ва равшанӣ ва вақти кори онро танзим кунед.
26. Дар ҳолати идоракунии дастӣ, LED MASK 3.0 вазифаи хотираро таъмин мекунад. Пас аз фурӯзон кардани танзимоти дастӣ дар панели идоракунӣ муддати тӯлонӣ пахш кардани тугмаи оғоз / таваққуф маҷмӯи пешакии чароғҳоро аз нав барқарор мекунад.
27. Пас аз сеанси фототерапия тавсия дода мешавад, ки ғамхорӣ ва намӣ истифода баред.

Басомад ва давомнокии истифода:

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	Давраи нигоҳубин
АКНЕ	Шурӯъкунандагон ва пӯсти ҳассос: нури кабуди LED дар субҳ; чароғи сурхи LED дар шом (як соат пеш аз хоб). Истифодабарандагони ботаҷриба ва дигар намудҳои пӯст: субҳ ё рӯзона. Нури кабуди LED истеҳсоли мелатонинро коҳиш медиҳад ва метавонад тарзи хобро тағир диҳад.	Барои навкорон ва пӯсти ҳассос: як рӯз нури кабуди LED-ро 15 дақиқа ва рӯзи дигар нури сурхи LED-ро 15 дақиқа истифода баред. Ин тартиброро такрор кунед. Барои корбарони ботаҷриба ва навъҳои дигари пӯст дар 1 сеанс: нури кабуд - 7 дақиқа, нури сурх - 7 дақиқа.	3-4 маротиба дар як ҳафта	КУРС: 4-6 ҳафта Танаффус: 2 ҳафта Курсро такрор кардан ё аз руи масъалаи дигар курси нав огоз кардан мумкин аст.
Изҳои баъд аз акне	Нури сурхи LED - шом (як соат пеш аз хоб) Рангҳои дигар новобаста аз вақти рӯз	Ҷароҳатҳо: чароғи сурхи LED - 7 дақиқа; нури наздики инфрасурх - 7 дақиқа. Доғҳои сурх: чароғи зард LED - 7 дақиқа; нури сабзи LED - 7 дақиқа.	Изҳои захм: ҳафтае 3 бор. Доғҳои сурх: ҳафтае 3 бор.	Ҷароҳатҳо: курси табобат - 12 ҳафта; танаффус - 4-6 ҳафта. Курсро такрор кунед ё курси навро барои ташвиши дигар оғоз кунед. Доғҳои сурх: курси табобат - 6-8 ҳафта; танаффус - 4 ҳафта. Курсро такрор кунед ё курси навро барои ташвиши дигар оғоз кунед.
ПОРАХО ВАСЕЪ ШУДАНД / ДУРАХШИ РАВГАН	Субҳ/рӯз (зеро чароғи кабуди LED истеҳсоли мелатонинро коҳиш медиҳад ва метавонад шакли хобро тағир диҳад)	Кабуд - 7 дақиқа Сурх - 7 дақиқа	3-4 маротиба дар як ҳафта	КУРС: 6-8 ҳафта Танаффус: 3 ҳафта Курсро такрор кардан ё курси навро аз руи масъалаи дигар огоз кардан мумкин аст.
ПИГМЕНТАЦИЯ	Новобаста аз вақти рӯз.	Чароғи LED зард - 7 дақиқа Нури LED сабз - 7 дақиқа	3-4 маротиба дар як ҳафта	КУРС: 8-12 ҳафта Танаффус: 4-6 ҳафта Курсро такрор кардан ё аз руи масъалаи дигар курси нав огоз кардан мумкин аст.
ПУШТАШТАНИ ПУСТ/ҲИССИ Пӯсти танг	шом (як соат пеш аз хоб)	Нури сурхи LED - 5-7 дақиқа нури инфрасурх - 5-7 дақиқа	3-4 маротиба дар як ҳафта	КУРС: 6 ҳафта Танаффус: 4 ҳафта Курсро такрор кардан ё курси навро аз рӯи масъалаи дигар оғоз кардан мумкин аст.
Розацеа	Нури сурхи LED - шом (як соат пеш аз хоб) Рангҳои дигар новобаста аз вақти рӯз	Як рӯз нури зарди LED-ро 15 дақиқа истифода баред. Рӯзи дигар нури сурхи LED-ро 10 дақиқа ва нури наздики инфрасурхро 5 дақиқа истифода баред. Ин тартиброро навбат ба навбат такрор кунед.	3-4 маротиба дар як ҳафта	КУРС: 8-12 ҳафта Танаффус: 4 ҳафта Курсро такрор кардан ё аз руи масъалаи дигар курси нав огоз кардан мумкин аст.
Купероз	Новобаста аз вақти рӯз.	Нури сабзи LED - 15 дақиқа	2 маротиба дар як ҳафта	КУРС: 8-12 ҳафта Танаффус: 4 ҳафта Курсро такрор кардан ё аз руи масъалаи дигар курси нав огоз кардан мумкин аст.

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	Давраи нигоҳубин
узвҳо	шом (як соат пеш аз хоб)	Нури сурхи LED - 7 дақиқа нури инфрасурх - 7 дақиқа	3 маротиба дар як ҳафта	КУРС: 8-12 ҳафта Танаффус: 4 ҳафта Курсро такрор кардан ё аз руи масъалаи дигар курси нав огоз кардан мумкин аст.
КОМПЛЕКСИЯИ КУРД	Чароғаки сурхи LED - шом (як соат пеш аз хоб) Чароғаки зард новобаста аз вақти рӯз	Як рӯз нури сурхи LED-ро 15 дақиқа ва рӯзи дигар нури зарди LED-ро 15 дақиқа истифода баред. Реҷаҳоро навбат ба навбат истифода баред.	3-4 маротиба дар як ҳафта	КУРС: 6-8 ҳафта Танаффус: 3-4 ҳафта Курсро такрор кардан ё курси навро аз руи масъалаи дигар огоз кардан мумкин аст.
ШАРҲАТ	Новобаста аз вақти рӯз.	Чароғи LED зард - 15 дақиқа	3-4 маротиба дар як ҳафта	КУРС: 8 ҳафта Танаффус: 2-4 ҳафта Курсро такрор кардан ё курси навро аз рӯи масъалаи дигар оғоз кардан мумкин аст.
Пӯсти баркамол / ГУМШУДАНИ ТОҶИКИСТОН ВА ОҲАНГИ / КОЛҲОИ ПАСТ	шом (як соат пеш аз хоб)	1 сессия 2 бор дар як ҳафта: Чароғи сурхи LED - 7 дақиқа нури наздики инфрасурх - 7 дақиқа 1 сессия 2 бор дар як ҳафта: IR чуқур - 15 дақиқа сессияи 1-ум - 5 дақиқа сессияи ҳафтаи 2 - 10 дақиқа ҳафтаи 3 ва минбаъд - 15 дақиқа	4 маротиба дар як ҳафта	КУРС: 8-12 ҳафта Танаффус: 4 ҳафта Курсро такрор кардан ё аз руи масъалаи дигар курси нав огоз кардан мумкин аст.
Сатҳи: Аз сатҳи 1 оғоз кунед, барои 1 ҳафта истифода баред, сипас ба сатҳи 2 гузаред, барои 1,5 ҳафта истифода баред ва сипас ба сатҳи 3 гузаред.				

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ҳангоми лупуси эритематозӣ, экземаи ҳассос ба рӯшноӣ ё албинизм ниқобро истифода набаред. Фототерапия дар ин ҳолатҳо метавонад вокуниши шадиди пӯстро ба вуҷуд орад.
2. Агар ихтилоле дошта бошед, ки боиси ҳассосият ба рӯшноӣ мешавад, истифодаи ниқоб манъ аст.
3. Агар доруҳои баландкунандаи ҳассосият ба рӯшноӣ истеъмол кунед, ниқобро истифода набаред. Ба ин гурӯҳ баъзе антибиотикҳо, доруҳои кимиёдармонӣ ва доруҳои пешоброн дохил мешаванд. Пеш аз истифода бо духтур машварат кунед.
4. Агар шумо захм дошта бошед, аз ниқоб истифода набаред ва ё ҳангоми сеанси фототерапия аз ин минтақа худдорӣ намоед.
5. Агар дар давоми 2 ҳафтаи охир дар офтоб сӯхта бошед, аз ниқоб истифода набаред.
6. Агар шумо пӯсти намуди I, V ё VI дошта бошед, ниқобро истифода набаред.
7. Ниқобро истифода набаред, агар дар таърихи эпилепсия дар натиҷаи рӯшноӣ мавҷуд бошад.
8. Барои шаклҳои вазнини акне истифода набаред.
9. Истифодаи дастгоҳ ба кӯдакони навзод, одамони гирифтори бемориҳои сипаршакл ё истеъмоли доруҳо барои табобати ғадуди сипаршакл манъ аст.

10. Ниқобро ҳангоми пур кардани барқ ва нигоҳдории он истифода набаред. Ҳангоми пуркунии барқ ба ниқоб, сими барқгиранда, адаптери USB бо дастони тар даст нарасонед.
11. Агар ниқоб осеб дида бошад, истифода набаред. Бо ташкилоте, ки аз ҷониби истеҳсолкунанда ваколатдор шудааст, барои қабули даъвоҳо аз истеъмолкунандагон тамос гиред.

Огоҳӣ:
1. Пеш аз истифодаи ниқоб санҷиши ҳассосият бояд анҷом дода шавад.
2. Агар ниқоб гарм шавад ё пӯстатон гармии ногувор ҳис кунад, онро хомӯш кунед ва хориҷ кунед.
3. Ниқобро танҳо дар пӯсти тозашуда истифода баред. Ороишро пок кунед ва пеш аз амалиёт маҳсулоти нигоҳубинро намолед. Баъзе таркибҳо метавонанд ҳассосиятро ба рӯшноӣ зиёд кунанд ё таъсири амалиётро кам кунанд.
4. Ниқобро аз об дуртар истифода баред, ба дастгоҳ об наафтед.
5. Ниқобро дар сатҳи гарм нагузоред.
6. Худатон кӯшиш накунед, ки гаҷетро тағир диҳед ё таъмир кунед. Ин кафолатро бекор мекунад ва метавонад боиси зарбаи барқ гардад. Дастгоҳ қисмҳоеро дар бар намегирад, ки ба худхизматрасонӣ тааллуқ доранд.
7. Агар худи дастгоҳ, контроллер, сими барқгиранда ё сим осеб дида бошад, ниқобро истифода набаред.
8. Пеш аз пайваст кардан, санҷед, ки оё шиддат ба шиддати дар дастгоҳ нишондодашуда мувофиқат мекунад ё на.
9. Тачхизотро ба зарбаи сахт нагузоред, то лампахо вайрон нашаванд.
10. Ҳангоми кор кардани дастгоҳ бо мақсади ҳифзи чашм ба манбаи рӯшноӣ нигоҳ накунед.
11. Ниқобро дар шароити зерин истифода набаред: дар соҳаи MRI, диатермия, электрокоагулятсия, интиқоли бесими барқ, 5G ва дигар системаҳо бо интиқолдиҳандаҳои электромагнитӣ.
12. Истифодаи ин тачҳизотро дар наздикии тачҳизоти дигар ва ё дар ҷамъи он истифода набаред, зеро ин метавонад боиси вайрон шудани кор гардад. Агар чунин истифода зарур бошад, ҳарду дастгоҳ бояд назорат карда шаванд, то боварӣ ҳосил кунанд, ки онҳо дуруст кор мекунанд.
13. Табдилдиҳандаҳо ва кабелҳои аслӣ истифода баред. Истифодаи замимаҳоеро, ки аз ҷониби истеҳсолкунанда муайян ё пешниҳод кардааст, метавонад боиси зиёд шудани радиатсияи электромагнитӣ ё паст шудани иммунитети ин тачҳизот гардад, ки ба кори нодуруст оварда мерасонад.
14. Ниқобро аз дастгоҳҳои радиоии коркунанда дар масофаи аз 30 cm наздиктар истифода набаред: роутерҳои Wi-Fi, телефонҳои мобилӣ, мониторҳои кӯдакон ва мавҷгирҳо. Сигналҳои пурқуввати радио метавонанд боиси корношоямии ниқоб шаванд ё самаранокии равандро коҳиш диҳанд.
15. LED MASK 3.0 ашёи гигиенаи шахсӣ мебошад; ба дигарон супурдан тавсия намешавад.
16. Агар ниқоб осеб дида бошад, истифодаи онро қатъ кунед ва ба созмоне, ки ваколатдори қабули даъвоҳои истеъмолкунандагонро дорад, тамос гиред, то аз хатар дурӣ ҷӯед. Дар сурати худтаъмир кардан, демонтаж кардан, нодуруст истифода бурдан ташкилоте, ки барои кабули даъво аз истеъмолкунандагон ваколатдор аст, аз ухдадорихои кафолат озод карда мешавад.
17. Агар дар натиҷаи истифодаи ниқоб эҳсоси нороҳатӣ ё ягон аксуламалҳои номатлуб (сурхшавии пӯст, хориш, аллергия) фавран истифодаро қатъ кунед.

ДАР КУТУТ: 1) ниқоб, 2) сими пуркунандаи дугонаи Type-C, 3) назорати дурдаст, 4. дастур оид ба истифода, (5) халтаҳои нигаҳдории.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

КУВВА: 3 W

Иқтидори батарея: 850 mAh

Шиддати корӣ: 3,7 V

Шиддати барқрасонӣ: 5 V

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 15 min

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 4 соат (ниқоб), 45 дақиқа (идораи дурдаст)

ВАҚТИ КОР: • 64 дақиқа (режими чароғи LED сурх) • 60 дақиқа (режими чароғҳои кабуди LED), • 55 дақиқа (режими чароғҳои LED зард), • 55 дақиқа (режими чароғҳои LED сабз), • 57 дақиқа (режими равшании сафед), • 93 дақиқа (режими инфрасурх (NIR)), • 215 дақиқа (режими инфрасурхи амиқ (DIR))

Модулҳо:
• Нури сурхи LED: 630 nm
• Нури LED кабуд - дарозии мавҷ 415 nm
• Нури сабзи LED: 520 nm
• Чароғи LED зард - сурх + сабз
• нури сафед - сурх + кабуд + сабз
Нури наздики инфрасурх - 830 nm
Нури амиқи инфрасурх: 1070 nm

Қувваи муфассал (интенсивияти радиатсия):
1 дараҷа
• Нури сурхи LED: 10.5 mW/cm²
• Нури кабуди LED: 12.4 mW/cm²
• Нури зарди LED: 10.4 mW/cm²
• Нури сабзи LED: 8.4 mW/cm²
Нури сафеди LED: 13.3 mW/cm²
• NIR - 7,76 mW/cm²
DIR - 3,14 mW/cm² дараҷаи 2
• Нури сурхи LED: 14.4 mW/cm²
• Нури кабуди LED: 18.5 mW/cm²
• Нури зарди LED: 13.9 mW/cm²
• Нури сабзи LED: 11.2 mW/cm²
Нури сафеди LED: 16.9 mW/cm²
• NIR - 10,49 mW/cm²
DIR - 4,24 mW/cm² дараҷаи 3
• Нури сурхи LED: 17.4 mW/cm²
• Нури кабуди LED: 20.2 mW/cm²
• Нури зарди LED: 17.6 mW/cm²
• Нури сабзи LED: 14.6 mW/cm²

Нури сафеди LED: 19.1 mW/cm²
• NIR - 17,1 mW/cm²
• DIR - 8,3 mW/cm²

Миқдори энергия (шиддати энергия) дар сеанси 15-дақиқай:
1 дараҷа
• Нури сурхи LED: 9.45 J/cm²
• Нури кабуди LED: 11.16 J/cm²
• Нури зарди LED: 9.36 J/cm²
• Нури сабзи LED: 7.56 J/cm²
Нури сафеди LED: 11.97 J/cm²
• NIR - 6,98 J/cm²
• DIR - 2,83 J/cm² сатҳи 2
• Нури сурхи LED: 12.96 J/cm²
• Нури кабуди LED: 16.65 J/cm²
• Нури зарди LED: 12.51 J/cm²
• Нури сабзи LED: 10.08 J/cm²
Нури сафеди LED: 15.21 J/cm²
• NIR - 9,44 J/cm²
• DIR - 3,82 J/cm² 3 сатҳ
• Нури сурхи LED: 15.66 J/cm²
• Нури кабуди LED: 18.18 J/cm²
• Нури зарди LED: 15.84 J/cm²
• Нури сабзи LED: 13.14 J/cm²
Нури сафеди LED: 17.19 J/cm²
• NIR - 15,39 J/cm²
• DIR - 7,47 J/cm²

Андозаҳо (H X W X D): 255×580×121 mm



LED NECK MASK 2.0 - фототерапия барои гардан ва деколте

Муомилотро беҳтар мекунад

Пигментацияро коҳиш медиҳад

Оҳанги пӯстро баробар мекунад

узвҳоро ҳамвор мекунад

Мушкилот: пигментатсия, акне, купероз, розацея, акне, аломатҳои пиршавии пӯст, зиёд шудани кори ғадудҳои равған, васеъшавии сӯрохиҳо, кунд ва хастаи пӯст.

МАТЕРИАЛҲО: силикон, пластикии ABS.

Вазн: 210 g.

ФУНКЦИЯҲО:
НИҚБАИ LED ГАРДАН ба принсипи терапияи нури LED асос ёфтааст. Дар дастгоҳи ниқоб лампаҳои LED сохта шудаанд, ки ҳар яки онҳо барои паҳн кардани нури ранги муайян барномарезӣ шудаанд. Ҳар як ранг ба дарозии мавҷи мушаххас дар спектри нури намоён мувофиқат мекунад. Бо таъсир ба пӯст дар умқи гуногун, рӯшноӣ аз ҷониби ретсепторҳои пӯст ҷаббида мешавад, равандҳои табиии дохили ҳуҷайраро фаъол карда, аксуламали муайяни пӯстро ба вуҷуд меорад.

Нури сурхи LED - Ин нур нисбат ба дигар рангҳои спектри намоён ба пӯст амиқтар ворид мешавад. Он ба фибробластҳо (ҳуҷайраҳое, ки коллагенро синтез мекунанд) амал мекунанд ва ба ин васила ҷавоншавии пӯстро мусоидат мекунанд ва бо нишонаҳои пиршавӣ мубориза мебаранд.

Нури кабуди LED умқи пасттарини воридшавӣ дорад ва дар сатҳи эпидермис кор мекунад. Порфиринҳо (пигментҳо дар бадани инсон) қодиранд нури кабуди LED-ро азхуд кунанд ва молекулаҳои оксигени синглетро раҳо кунанд ва бактерияҳои акнеро, ки дар рӯи пӯст зиндагӣ мекунанд, кушанд. Ҳамин тариқ, нури кабуди LED безараргардонӣ мекунад, шаклҳои илтиҳобиро коҳиш медиҳад, бо акне мубориза мебарад.

Нури сабзи LED аз ҷониби эпидермис ва дермис ҷаббида мешавад, ки аксуламали ҳуҷайраро ба вуҷуд меорад, ки дар байни оқибатҳо барқарорсозӣ ва табобати пӯстро дорад. Он барои кам кардани сурхшавӣ, рафъи доғҳои пӯсти ҳассос истифода мешавад. Нури сабзи LED бо купероз мубориза мебарад, андозаи капиллярҳоро коҳиш медиҳад ва ба ҷараёни озоди хун мусоидат мекунад.

Чароғи зард LED (сурх + сабз) - барои ҳавасмандгардонии гардиши хун истифода мешавад, барои сабук кардани оҳанги пӯст, коҳиш додани шиддати пигментатсия кӯмак мекунад.

Нури омехта (сурх + кабуд + сабз = сафед) - барои зуд ва чуқур ворид шудани косметика истифода мешавад. Илова бар ин, он ба бадан таъсири умумии истироҳат ва оромкунанда дорад.

Наздик инфрасурх - барқароршавии бофтаҳоро дар сатҳи амиқ метезонад, микрозарарҳоро шифо мебахшад ва пӯстро ором мекунад.

Хусусиятҳо:
1. Шакли беназир барои таъсир ба минтақаҳои осебпазири гардан ва гардан.
2. Замимаи оддӣ дар ҳар ду тарафи ниқоб.
3. Панели идоракунии эргономикӣ.
4. 3 сатҳи шиддат барои ҳар як режими рӯшноӣ, шиддатнокии баланди энергия.
5. Ниқоби силикони ғизоӣ барои истифода бехатар аст.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Бо истифода аз сими Намуди С ниқобро ба панели идоракунӣ пайваст кунед. Кабелро ба пайвасткунак гузоред, то он даме, ки клики характеристикиро нашунавед.
2. Барои фаъол кардани дастгоҳ тугмаи фурӯзон/хомӯшро дар панели идоракунӣ барои 2 сония пахш карда нигоҳ доред. Ниқоб ба таври худкор дар ҳолати равшании сурхи LED дар сатҳи аввалини шиддат фурӯзон мешавад (индикаторҳои C: R, L: 1 дар дисплейи панели идоракунӣ).
3. Кӯтоҳ пахш кардан (1 сония) дар тугмаҳои гузариш (↑/↓) ба шумо имкон медиҳад, ки ба ҳолати равшании кабуди LED (индикатори C: B дар панели идоракунӣ), ҳолати равшании LED сабз (индикатори C: G), ҳолати равшании LED зард (индикатор C: RG), режими равшании сафед (индикатор C: RGB), режими NIR (индикатор C: IR_).
4. Кӯтоҳ пахш кардан (1 сония) дар тугмаҳои назорати шиддатнокии рӯшноии лампаҳо (-/+) сатҳро то 3 афзоиш медиҳад ё ба сатҳи 1 бармегардад (индикатор L: 1 (2/3) дар панели идоракунӣ).
5. Пахши кӯтоҳ (1 сония) дар тугмаи таваққуф дастгоҳро бозмедорад ва бори дигар пахш кардани он ба кор бармегардад.
6. Барои хомӯш кардани дастгоҳ тугмаи фурӯзон/хомӯшро дар панели идоракунӣ 2 сония пахш карда нигоҳ доред.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
Пеш аз истифодаи аввал, санҷиши ҳассосият гузаронед:
Ниқобро дар дохили дастатон ҷойгир кунед.
Ниқобро фурӯзон кунед ва як сеанси пурраи 15-дақиқаи фототерапия гузаред.
Агар шумо нороҳатӣ ё сӯзишро дар пӯст ҳис кунед, фавран истифодаи ниқобро қатъ кунед.
• Пас аз санҷиш тақрибан 6 соат интизор шавед. Агар даруни дастатон сурх ва/ё хориш дошта бошад, пас НИҚБАИ LED-и гардан барои истифодаи шумо мувофиқ нест.
1. Пули дурдастро ба ниқоб пайваст кунед.
2. Ниқобро ба гарданатон гузоред.
3. Ниқобро фурӯзон кунед, ҳолати дилхоҳи рӯшноӣ ва дараҷаи шиддатнокии онро интихоб кунед.
4. Фототерапияро оғоз кунед. Ҳар реҷаи рӯшноӣ 15 дақиқа кор мекунад, сипас пулти идоракунӣ худкор хомӯш мешавад. Ҳангоми иваз кардани реҷа вақтсанҷ аз нав оғоз мешавад. Агар дар як сеанс чанд реҷаро истифода баред, давомнокии умумии фототерапия набояд аз 15 дақиқа зиёд шавад.
5. Пас аз анҷоми терапияи нури LED, аз маҳсулоти нигоҳубини худ истифода баред: зардоб ё крем, зеро пас аз гузоштани ниқоби LED қобилияти азхудкунии пӯст зиёд мешавад.
6. Ниқобро мунтазам 3-4 маротиба дар як ҳафта ҳадди аққал 4 ҳафта барои натиҷаҳои намоён истифода баред.
7. Пас аз ба даст овардани самараи дилхоҳ, мумкин аст 1-2 расмиёти дар як ҳафта анҷом дода мешавад.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ниқоби фототерапияи LED барои гардан ва деколт дастгоҳ барои истифодаи хонагӣ мебошад. Онро танҳо тавре истифода баред, ки дар ин дастури корбар тавсиф шудааст. Онро барои дигар мақсадҳо истифода набаред, зеро ин метавонад ба маҳсулот зарар расонад ё ба ҷисм зарар расонад.
2. Агар ниқоб осеб дида бошад, истифодаро қатъ кунед ва бо созмоне, ки ваколатдори қабули даъвоҳои истеъмолкунандагонро дорад, тамос гиред, то аз хатар пешгирӣ кунад. Дар сурати худтаъмир кардан, демонтаж кардан, нодуруст истифода бурдан ташкилоте, ки барои кабули даъво аз истеъмолкунандагон ваколатдор аст, аз ухдадорихои кафолат озод карда мешавад.
3. Ҳангоми барқгирӣ истифода бурдани ниқоб манъ аст. Ҳангоми пуркунии барқ ба ниқоб, сими барқгиранда, адаптери USB бо дастони тар даст нарасонед.
4. Агар дар натиҷаи истифодаи ниқоб эҳсоси нороҳатӣ ё ягон аксуламалҳои номатлуб (сурхшавии пӯст, хориш, аллергия) фавран истифодаро қатъ кунед.
5. Истифодаи дастгоҳ барои одамони гирифтори эпилепсия, одамони гирифтори бемориҳои сипаршакл ё барои табобати ғадуди сипаршакл дору истеъмол кардан манъ аст.
6. Истифодаи ниқоб ба истеъмолкунандагоне, ки пӯсти осебдида, осебдида ё захмҳои пас аз ҷарроҳӣ доранд, манъ аст.

Огоҳӣ:
1. Дастгоҳ танҳо барои истифодаи хона пешбинӣ шудааст.
2. Ҳангоми пур кардани барқ аз ниқоб истифода набаред.
3. Нагузоред, ки об ба сатҳ ё дохили корпуси дастгоҳ дохил шавад.
4. Дастгоҳро дар наздикии манбаи гармии кушод истифода набаред.
5. Ҳангоми тозакунӣ ва нигоҳдории дастгоҳ барқро хомӯш кунед.

ДАР КУТУТ: (1) ниқоби фототерапия, (2) панели идоракунӣ, (3) сими навъи С барои пайваст кардани панели идоракунӣ ба ниқоб, (4) сими пуркунандаи USB-Намуди С, (5) халтаи нигоҳдорӣ, (6) дастур, (7)2 тасмаи ниқоб.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:
Мӯҳлати пуркунии барқ: 2 соат вақти корӣ: 60 дақиқа таймер интеллектуалӣ: 15 дақиқа (режими худкор)
Модулҳо:
• Нури сурхи LED: 630 nm
• Нури LED кабуд - дарозии мавҷ 415 nm
• Нури сабзи LED: 525 nm
• Чароғи LED зард - сурх + сабз
• нури омехта (сафед) - сурх + кабуд + сабз
Нури наздики инфрасурх - дарозии мавҷ 830 nm

Қувваи муфассал (интенсивияти радиатсия):
1 дараҷа
• Нури сурхи LED: 7.755 mW/cm²
• Нури кабуди LED: 16.6 mW/cm²
• Нури сабзи LED: 12.214 mW/cm²
Нури зарди LED: 16.069 mW/cm²
• Нури омехта: 30.211 mW/cm²
• Нури наздики инфрасурх: 6,2 mW/cm²

сатҳи 2
• Нури сурхи LED: 16.562 mW/cm²
• Нури кабуди LED: 23.34 mW/cm²
• Нури сабзи LED: 15.710 mW/cm²
• Нури зарди LED: 26.597 mW/cm²
• Нури омехта: 33.950 mW/cm²
Нури наздики инфрасурх - 11,9 mW/cm² дараҷаи 3
• Нури сурхи LED: 22.896 mW/cm²
• Нури кабуди LED: 29.57 mW/cm²
• Нури сабзи LED: 25.895 mW/cm²
Нури зарди LED: 30.697 mW/cm²
• Нури омехта: 38.154 mW/cm²
Нури наздики инфрасурх - 19,54 mW/cm²

Миқдори энергия (шиддати энергия) дар сеанси 15-дақиқай
1 дараҷа
Нури сурхи LED: 7.755 J/cm²
• Нури кабуди LED: 17.928 J/cm²
• Нури сабзи LED: 12.214 J/cm²
• Нури зарди LED: 16.069 J/cm²
• Нури омехта: 30.211 J/cm²
Нури наздики инфрасурх - 6,20 J/cm² дараҷаи 2
• Нури сурхи LED: 16.562 J/cm²
• Нури кабуди LED: 33.240 J/cm²
• Нури сабзи LED: 15.710 J/cm²
• Нури зарди LED: 26.597 J/cm²
• Нури омехта: 33.950 J/cm²
Нури наздики инфрасурх - 11,9 J/cm² дараҷаи 3
• Нури сурхи LED: 22.896 J/cm²
• Нури кабуди LED: 50.627 J/cm²
• Нури сабзи LED: 25.895 J/cm²
• Нури зарди LED: 30.697 J/cm²
• Нури омехта: 38.154 J/cm²
• нури наздики инфрасурх -19,54 J/cm²

Муқовимат ба об: IP22



LED PATCHES - часпакҳои LED барои нигоҳубини ҷойҳои алоҳидаи пӯст

Илтиҳобро зуд таскин медиҳад

Пигментацияро равшан мекунад

Баланд бардоштани мақсаднок

Мустаҳкамиро беҳтар мекунад

Мушкилот: илтиҳоби маҳаллӣ ва акне, аксуламалҳои аллергӣ дар пӯст, нокомилҳои хурд, номутавозунии равған, тағиротҳои вобаста ба синну сол дар минтақаҳои мушаххас (ҷиғҳо, доғҳо), доғҳои пигментӣ.

МАТЕРИАЛХО: пластикии компютер, силикон.

Вазн: 23,4 g (парда), 2,78 g (патч).

ФУНКЦИЯҲО:

Фототерапия (LED) як усули таъсири мавҷҳои нури дарозии гуногун аст, ки ба умқи муайяни пӯст ворид шуда, аз ҷониби ҳуҷайраҳо ҷаббида мешаванд, ки равандҳои барқароршавии табииро ба вуҷуд меоранд.

Нури сурхи LED (630 nm): равандҳои мубодилаи моддаҳоро дар ҳуҷайраҳо ҳавасманд мекунад, ба барқароршавии амиқ мусоидат мекунад, сохтори пӯстро беҳтар мекунад ва доғҳои пигментиро равшан мекунад.

Нури кабуди LED (415 nm): мувозинати пӯсти равғаниро ба эътидол меорад, ба тозакунии бодиққат мусоидат мекунад ва онро ором мекунад.

Часбҳо дар як РЕЖИМИ ЯКЧОЯ кор мекунанд, ки ду спектри рӯшноиро барои ҳамзамон таъсири зиддибактериявӣ ва зидди пиршавӣ муттаҳид мекунанд.

UVC - Радиатсия (275 nm) дар ҳолати: Танҳо дар дохили қуттии пӯшида барои стерилизатсияи часпакҳо истифода мешавад. Радиатсия ДНК ва РНК-и бактерияҳо ва вирусҳоро нест мекунад ва кафолат медиҳад, ки истифодаи навбатии патч барои пӯст комилан бехатар хоҳад буд.

Хусусиятҳо:
1. Табобати мақсаднок: андозаи паймон ба шумо имкон медиҳад, ки ямоқиро маҳз ба ҷои табобат лозим (доғи доғи доғ, доғ ё пигмент) часпонед.
2. Дастҳои озод: часпакҳо ба пӯст бо Velcros махсуси гипоаллергенӣ (ба 32 дона дохил карда шудаанд) мустаҳкам карда мешаванд, ки ба шумо имкон медиҳанд, ки дар давоми сеанс ба кори худ машғул шавед.
3. Стерилизатсияи худкор: Қуттии пӯшида бо часпакҳо ба таври худкор давраи 1-дақиқаи безараргардонии UVC-ро ба вуҷуд меорад, ки бехатарии часбҳои пӯстро ҳангоми ҳар истифода кафолат медиҳад.
4. Вақтсанҷи интеллектуалӣ: Сеанс дақиқ 10 дақиқа давом мекунад, ки пас аз он ямоқи худ аз худ хомӯш мешавад.
5. Мухторият: Пардохти пурраи парванда барои 10 боркунии пурраи часбҳо кифоя аст ва як часпак метавонад то 60 дақиқа пайваста кор кунад.

6. Самаранокии дукарата: 2 часбҳои мустақил дар ҳолати пуркунандаи барқ таъмин карда мешаванд. Шумо метавонед онҳоро ҳамзамон дар минтақаҳои гуногуни мушкилоти рӯй истифода баред (масалан, дар узвҳои симметрӣ ё якчанд илтиҳоб), вақти табобатро ду маротиба кам кунед. Ё онҳоро иваз кунед: дар ҳоле ки як часпак пур карда ва дезинфексия карда мешавад, дуюмаш комилан омода аст ва нигоҳубини доимиро таъмин мекунад.
7. Интиқолпазирӣ: Дар вақти роҳ часбҳоро нигоҳ доред ва пур кунед. Корти пӯшидаи паймон бехатарии дастгоҳҳоро дар халта таъмин намуда, онҳоро аз осеби беруна муҳофизат мекунад.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Ҳар як часпакро аз қуттии барқгиранда хориҷ кунед.
2. Ямоқи илтиёмии Velcro-ро гиред ва онро ба қафои дастгоҳ часпонед.
3. Плёнкаи муҳофизатиро аз Velcro хориҷ кунед ва патчро ба пӯсти тоза дар макони табобат татбиқ кунед. Барои гирифтани пӯст пахш кунед.
4. Барои фаъол кардан тугмаро дар тарафи пеши часпак пахш кунед.
5. Дастгоҳ пас аз 10 дақиқа ба таври худкор хомӯш мешавад (ё тугмаро бори дигар пахш кунед, то маҷбуран хомӯш кунед).
6. Пас аз ба итмом расидани сессия, Велкро истифодашударо кушоед ва партояд.
7. Барои пур кардани барқ ва безараргардонии худкор, часпакро ба қуттии бесим бо он баргардонед, ки тугмааш ба қафо ва контактҳои барқгиранда рӯ ба поён бошад. Нишондиҳандаи сабз пайвасти дурустро тасдиқ мекунад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Санҷиши ҳассосият. Муҳим: пеш аз расмиёт бояд санҷиш гузаронида шавад. Ямоқи фурӯзоншударо дар дохили бозуи худ барои 10 дақиқа ҷойгир кунед. Агар гармӣ ё нороҳатӣ вуҷуд дошта бошад, фавран дастгоҳро хориҷ кунед. Реаксияро пас аз 6 соат арзёбӣ кунед. Агар пӯст сурх ё хориш бошад, истифодаи часпакҳо барои шумо дуруст нест.
2. Истифодаи ҳаррӯза: Пӯстро пеш аз сессия тоза кунед. Маҳсулоти нигоҳубинро истифода набаред.
3. Ямоқиро ба майдони мушкилот мустаҳкам кунед ва онро фаъол созед.
4. Тавсия дода намешавад, ки аз ҳадди 10-дақиқа дар як минтақа дар як сессия зиёд бошад.
5. Пас аз анҷоми кор, нигоҳубини муқаррарии худ ё moisturizer истифода баред.

Басомад ва давомнокии истифода:

Барои навкорони нигоҳубин бо LED: часпакро дар маҳалли мушкилдор як рӯз дар миён то ба даст омадани натиҷаи дилхоҳ истифода баред.

БАРОИ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ТАҶРИБ: 1 маротиба дар як рӯз дар минтақаи мушкилот то ба даст овардани таъсир истифода баред.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ҳангоми бемориҳое, ки ҳассосиятро ба рӯшноӣ зиёд мекунанд, аз ҷумла лупуси эритематозӣ ё фотодерматоз, истифодаи дастгоҳ манъ аст.
2. Доруҳои махсус ва косметика: Шумо наметавонед часбҳоро истифода баред, агар шумо доруворӣ истеъмол кунед ё косметикаро истифода баред, ки ҳассосиятро ба рӯшноӣ зиёд мекунанд. Ба инҳо ретиноидҳо, баъзе антибиотикҳо ва равғанҳои эфирии ситрусӣ дохил мешаванд.
3. Зарарҳои пӯст: Аз истифода дар минтақаҳое, ки захмҳои кушод ё буриши чуқур доранд, худдорӣ намоед.
4. Таҳаммулнопазирии расмиёт: дастгоҳ барои шумо мувофиқ нест, агар пас аз санҷиши пешакии дасту пӯст пӯст сурх шавад ё ба хориш шурӯъ кунад.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Дастҳои хушк: Пеш аз истифодаи дастгоҳ, боварӣ ҳосил кунед, ки дастҳои шумо комилан хушк аст.
2. Ҳифзи рӯшноӣ: Ҳангоми даргир будан ба манбаи рӯшноӣ муддати тӯлонӣ нигоҳ накунед.
3. Қатъи нороҳатӣ: Агар шумо дар давоми расмиёт хашмгин шавед, фавран истифодаро қатъ кунед.
4. Муҳофизати намӣ: Часбҳо обногузар нестанд. Онҳоро бо об нашустан ё дар муҳити намнок (масалан, ҳаммом) истифода набаред.
5. Пуркунии бехатар: Қуттии пуркунандаи барқро муддати дароз ба шабака пайваст нагузоред. Пас аз расидан ба 100% барқ онро фавран хомӯш кунед. Дастгоҳро ҳангоми ба розетка пайваст будан истифода набаред.
6. Тозакунӣ: пас аз ҳар истифода, сатҳи кории патчро бо матои мулоими бе линт хушк кунед. Дезинфексияҳои хашмгин ва моддаҳои оташгирандаро истифода набаред.

ДАР КУТУТ: (1) қуттии барқгиранда x1, 2) часбчаҳои x2, 3) аз Velcro барои ислоҳ кардани ямоқи x32, 4. Сими пуркунандаи дугонаи Намуди C x1, 5) дастур оид ба истифода x1.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

Андозаҳо (H X W X D): 35x58x20 mm (коса), 21x21x5 mm (патч)

МАНБАИ КУВВА: батареяи литий-ион

Шиддати корӣ: 3,6 V

Шиддати барқрасонӣ: 5 V

КУВВА: 0,09 W

Иқтидори батарея: 200 mAh (корпус), 18 mAh (патч)

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 1,5 h

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 10 min

Давомнокии ҳадди аксари кори бесим: 10 пардохти пурраи часпак (аз 1 заряди парванда), 60 дақиқаи амалиёти муттасил (1 ямоқ)

Шумораи LED: 1 лампа дар пачка

Дарозии мавҷҳо:
• Омехта: сурх 630 nm + кабуд 415 nm
Функсияи парванда: безараргардонии автоматии UVC - 275 nm

ИНТЕНСИВИВИИ РАДИАЦИЯ:
• спектри омехта - 36,36 mW/cm²



LED SET - фототерапия барои рӯй, гардан ва деколте

Ранги рӯйро беҳтар мекунад

узвҳоро ҳамвор мекунад

Акне ва аломатҳои пас аз акнеро коҳиш медиҳад

Муомилотро беҳтар мекунад

Пигментацияро коҳиш медиҳад

Мушкилот: аломатҳои намоёни пиршавии пӯст, фотопиршавӣ, зуҳури пигментатсия ва гиперпигментация, акне, акне, купероз, розацеа ва дигар осебҳои рагҳо.

МАТЕРИАЛҲО: силикон, пластикии ABS.

Вазн: 380 g (ниқоби рӯй) + 210 g (ниқоби гардан).

ФУНКЦИЯҲО:
LED SET ба принсипи терапияи нури LED асос ёфтааст. Дар дастгоҳи ниқоб лампаҳои LED сохта шудаанд, ки ҳар яки онҳо барои паҳн кардани нури ранги муайян барномарезӣ шудаанд. Ҳар як ранг ба дарозии мавҷи мушаххас дар спектри нури намоён мувофиқат мекунад. Бо таъсир ба пӯст дар умқи гуногун, рӯшноӣ аз ҷониби ретсепторҳои пӯст ҷаббида мешавад, равандҳои табиии дохили ҳуҷайраро фаъол карда, аксуламали муайяни пӯстро ба вуҷуд меорад.

Нури сурхи LED, ки дарозии мавҷи калон дорад, нисбат ба ҳама чароғҳои пешниҳодшуда ба пӯст амиқтар ворид мешавад. Он ба фибробластҳо таъсир мерасонад, ки истеҳсоли коллагенро ҳавасманд мекунад ва ба ин васила барқароршавии пӯстро ҳавасманд мекунад. Дар натиҷаи табобат бо нури сурхи LED, муолиҷаи захмҳо суръат мегирад, пӯст сахттар мешавад, аломатҳои берунии пиршавии пӯст, аз қабили узвҳо кам мешавад.

Нури кабуди LED дарозии мавҷи кӯтоҳтарин аз ҳама рангҳои спектри намоёнро дорад. Он дар сатҳи эпидермис кор мекунад, таъсири зиддимикробӣ дорад. Порфиринҳо (пигментҳо дар бадани мо) қодиранд нури кабуди LED-ро азхуд кунанд ва молекулаҳои оксигени синглро озод кунанд ва бактерияҳои акнеро, ки дар рӯи пӯст зиндагӣ мекунанд, кушанд. Ҳамин тариқ, нури кабуди LED безараргардонӣ мекунад, шаклҳои илтиҳобиро коҳиш медиҳад, бо акне мубориза мебарад.

Нури сабзи LED аз ҷониби эпидермис ва дермис ҷаббида мешавад, ки аксуламали ҳуҷайраро ба вуҷуд меорад, ки дар байни оқибатҳо барқарорсозӣ ва табобати пӯстро дорад. Он барои кам кардани сурхшавӣ, рафъи доғҳои пӯсти ҳассос истифода мешавад. Нури сабзи LED бо купероз мубориза мебарад, андозаи капиллярҳоро коҳиш медиҳад ва ба ҷараёни озоди хун мусоидат мекунад.

Басомад ва давомнокии истифода:
Чароғи зард LED (сурх + сабз) - барои ҳавасмандгардонии гардиши хун истифода мешавад, барои сабук кардани оҳанг мекунад. Нури омехта (сурх + кабуд + сабз = сафед) - барои зуд ва чуқур ворид шудани косметика истифода мешавад. истироҳат ва оромкунанда дорад.

Хусусиятҳо:
1. Минтақаи таъсири ниқоб: 2 ниқоб 3 минтақаеро, ки ба нигоҳубин ниёз доранд, фаро мегирад.
2. Назорати дурдасти ягона: ҳарду ниқоб аз ҷониби 1 назорати дурдаст идора карда мешаванд.
3. Истифодаи бисёрфункционалӣ: ниқобҳоро ҳам ҳамчун маҷмӯа (2 ҳамзамон) ва алоҳида истифода бурдан мумкин аст
4. Ҳолати идоракунии дастӣ ба шумо имкон медиҳад, ки сеанси инфиродии ниқобро танзим кунед.
5. Маводи ниқоб силикони ғизоист: он барои пӯст бехатар аст, боиси хашм нест.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Бо истифода аз сими навъи С ниқобҳоро ба панели идоракунӣ пайваст кунед. Ҳар як баромади ноқилро ба пайвасткунакҳои ниқоб то нуқта гузоред, то он даме ки клики хосро бишнавед.
2. Барои фаъол кардани дастгоҳҳо тугмаи фурӯзон/хомӯшро дар панели идоракунӣ 2 сония пахш карда нигоҳ доред.
3. Кӯтоҳ пахш кардан (1 сония) дар тугмаҳои гузариш (↑/↓) ба шумо имкон медиҳад, ки ба ҳолати равшании кабуди LED (индикатори С: В дар панели идоракунӣ), ҳолати равшании LED сабз (индикатори С: G), ҳолати равшании LED зард (индикатори С: RG), ҳолати равшании сафед (индикатор С: RGB).
4. Кӯтоҳ пахш кардан (1 сония) дар тугмаҳои назорати шиддатнокии рӯшноии лампаҳо (-/+) сатҳро то 3 афзоиш медиҳад ё ба сатҳи 1 бармегардад (индикатор L: 1 (2/3) дар панели идоракунӣ).
5. Кӯтоҳ пахш кардани тугмаи таваққуф (1 сония) кори дастгоҳҳоро бозмедорад ва бори дигар пахш кардани онҳо онҳоро ба кор бармегардонад.
6. Барои хомӯш кардани ниқобҳо тугмаи фурӯзон/хомӯшро дар панели идоракунӣ 2 сония пахш карда нигоҳ доред.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Пеш аз истифодаи аввалини ниқоб, мувофиқи дастурҳо "Санҷиши ҳассосият" гузаронед.
2. Пули дурдастро ба ниқобҳо пайваст кунед.
3. Ниқоби рӯякӣ ва ниқоби минтақаи гардан ва гарданро пӯшед.
4. Маскаҳоро даргиронед, ҳолати дилхоҳи рӯшноӣ ва дараҷаи шиддатнокии онро интихоб кунед.
5. Аз расмиёти фототерапия лаззат баред.
6. Ҳар реҷаи рӯшноӣ 15 дақиқа кор мекунад, сипас пулти идоракунӣ худкор хомӯш мешавад. Ҳангоми иваз кардани реҷа вақтсанҷ аз нав оғоз мешавад. Муҳим: агар дар як сеанс чанд реҷаро истифода баред, давомнокии умумии фототерапия набояд аз 15 дақиқа зиёд шавад.
7. Пас аз анҷоми терапияи нури LED, маҳсулоти нигоҳубини худро истифода баред: зардоб ё крем, зеро пас аз терапияи нури LED қобилияти азхудкунии пӯст зиёд мешавад.

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	КУРСИ муолича
АКНЕ / ИЛТИБИ / ПУсти равгандор	Субҳ / шом	Ҳафтаи 1: кабуд, паст - 3 дақиқа; зард, паст - 3 дақиқа; сурх, паст - 3 дақиқа; сабз, паст - 3 дақиқа; омехта, паст - 3 дақиқа. Ҳафтаи 2: кабуд, миёна - 4 дақиқа; зард, миёна - 3 дақиқа; сурх, миёна - 2 дақиқа; сабз, миёна - 3 дақиқа; омехта, миёна - 3 дақиқа. Ҳафтаи 3: кабуд, баланд - 3 дақиқа; зард, баланд - 3 дақиқа; сурх, баланд - 3 дақиқа; сабз, баланд - 3 дақиқа; омехта, баланд - 3 дақиқа. Ҳафтаи 4: кабуд, баланд - 5 дақиқа; зард, баланд - 3 дақиқа; сурх, баланд - 2 дақиқа; сабз, баланд - 3 дақиқа; омехта, баланд - 2 дақиқа.	Як рӯз дар миён	Барномаро барои 2-3 моҳ такрор кунед. Ҳар 6 моҳ як маротиба.
ХАТРҲОИ НАЗИР / ТАҒЙИРҲОИ БА СИНО		Кабуд, баланд - 2 дақиқа. Зард, баланд - 3 дақиқа. Сурх, баланд - 5 дақиқа. Сабз, баланд - 3 дақиқа. омехта, баланд - 2 дақиқа.	2-3 маротиба дар як ҳафта	Ҳеҷ маҳдудияти курси муқаррарӣ нест
РАГҲОИ НАМОИШ / КУПЕРОЗ / Пӯсти ҳассос	шом	Ҳафтаи 1: кабуд, паст - 1 дақиқа; сурх, паст - 3 дақиқа; сабз, миёна - 3 дақиқа; зард, миёна - 3 дақиқа; омехта, миёна - 5 дақиқа. Ҳафтаи 2: кабуд, паст - 1 дақиқа; сурх, миёна - 3 дақиқа; сабз, баланд - 3 дақиқа; зард, баланд - 3 дақиқа; омехта, баланд - 5 дақиқа. Ҳафтаи 3: кабуд, паст - 2 дақиқа; сурх, баланд - 5 дақиқа; сабз, баланд - 2 дақиқа; зард, баланд - 3 дақиқа; омехта, баланд - 3 дақиқа. Ҳафтаи 4: танаффус.	Як рӯз дар миён	1 моҳ, аз ҷумла танаффус. 1 ҳафта танаффус гиред. 2-3 курси чорҳафтаинаро анҷом диҳед, пас 1 моҳ танаффус гиред. 2-3 курсҳои чорҳафтаинаро такрор кунед ва ин давраро идома диҳед.

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	КУРСИ муолича
ПИГМЕНТАЦИЯ / НАМБАРАВАНДИ РАНГИ ПАСТ	шом	Сурх, баланд - 5 дақиқа. Зард, баланд - 3 дақиқа. Сабз, баланд - 2 дақиқа. Кабуд, паст - 1 дақиқа. омехта, миёна - 4 дақиқа.	2-3 маротиба дар як ҳафта	Ҳеҷ маҳдудияти курси муқаррарӣ нест. Пас аз истифода креми SPF молед.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Истифодаи дастгоҳ барои кӯдакони навзод, одамони гирифтори эпилепсия, одамони гирифтори бемориҳои сипаршакл ё истеъмоли доруҳои сипаршакл манъ аст.
2. Истифодаи ниқобҳо ба истеъмолкунандагоне, ки пӯсти осебдида, осебдида ё захмҳои пас аз ҷарроҳӣ доранд, манъ аст.

Огоҳӣ:
1. Дастгоҳ танҳо барои истифодаи хона пешбинӣ шудааст.
2. Агар яке аз ниқобҳо осеб дида бошад, истифодаи онро қатъ кунед ва ба созмоне, ки ваколатдори қабули даъвоҳои истеъмолкунандагонро дорад, тамос гиред, то хатарро пешгирӣ кунед.
3. Ҳангоми пуркунии барқ истифода бурдани ниқоб манъ аст. Ҳангоми пуркунии барқ ба ниқобҳо, сими барқгиранда, адаптери USB бо дастони тар даст нарасонед.
4. Агар дар натиҷаи истифодаи ниқоб эҳсоси нороҳатӣ ё ягон аксуламалҳои номатлуб (сурхшавии пӯст, хориш, аллергия) фавран истифодаро қатъ кунед.

ДАР КУТУТ: (1) ниқоби рӯй, (2) ниқоби фототерапияи минтақаи гардан ва гардан, (3) кабел барои пайвастшавӣ ба панели идоракунии навъи C, (4) панели идоракунӣ,
5. Намуди сими барқии C-USB, 6) дастур, 7) халтаҳои нигоҳдорӣ, 8) 2 тасмаи ниқоби гардан.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:
ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 4 h

ВАҚТИ КОР: 30 дақиқа (бо 2 ниқоб дар як вақт дар сатҳи максималии шиддат)

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 15 min

Модулҳо:
• Нури сурхи LED: 660 nm
• Нури LED кабуд - дарозии мавҷ 415 nm
• Нури сабзи LED: 525 nm
• Чароғи LED зард - сурх + сабз
• нури омехта (сафед) - сурх + кабуд + сабз

Қувваи муфассал (интенсивияти радиатсия):
1 дараҷаи НИҚБАИ LED
• Нури сурхи LED: 5.455 mW/cm²
• Нури кабуди LED: 12.065 mW/cm²
• Нури сабзи LED: 8.582 mW/cm²
Нури зарди LED: 13.012 mW/cm²
• Нури омехта: 21.826 mW/cm²

НИҚБАИ LED БАРОИ ГАРДАН
• Нури сурхи LED: 5.171 mW/cm²
• Нури кабуди LED: 10.707 mW/cm²
• Нури сабзи LED: 6.413 mW/cm²
• Нури зарди LED: 11.888 mW/cm²
• Нури омехта: 18.059 mW/cm² (сатҳ 2, LED MASK)
• Нури сурхи LED: 12.155 mW/cm²
• Нури кабуди LED: 23.541 mW/cm²
• Нури сабзи LED: 12.757 mW/cm²
• Нури зарди LED: 16.86 mW/cm²
• Нури омехта: 26.797 mW/cm² (LED NECK MASK)
• Нури сурхи LED: 9.759 mW/cm²
• Нури кабуди LED: 25.02 mW/cm²
• Нури сабзи LED: 13.664 mW/cm²
Нури зарди LED: 16.725 mW/cm²
• Нури омехта: 25.447 mW/cm² (сатҳ 3, LED MASK)
• Нури сурхи LED: 15.94 mW/cm²
• Нури кабуди LED: 33.06 mW/cm²
• Нури сабзи LED: 17.461 mW/cm²
• Нури зарди LED: 20.607 mW/cm²
Нури омехта: 29.321 mW/cm² (LED NECK MASK)
• Нури сурхи LED: 15.275 mW/cm²
Нури кабуди LED: 31.849 mW/cm²
• Нури сабзи LED: 16.986 mW/cm²
• Нури зарди LED: 19.561 mW/cm²
• Нури омехта: 30.183 mW/cm²

Миқдори энергия (шиддати энергия) дар сеанси 15-дақиқай:
1 дараҷаи НИҚБАИ LED
• Нури сурхи LED: 4.9095 J/cm²
• Нури кабуди LED: 10.8585 J/cm²
• Нури сабзи LED: 7.7238 J/cm²
• Нури зарди LED: 11.7108 J/cm²
Нури омехта: 19.6434 J/cm² (LED NECK MASK)
• Нури сурхи LED: 4.6539 J/cm²
• Нури кабуди LED: 9.6363 J/cm²
• Нури сабзи LED: 5.7717 J/cm²

• Нури зарди LED: 10.6992 J/cm²
• Нури омехта: 16.2531 J/cm² (сатҳ 2, LED MASK)
• Нури сурхи LED: 10.9395 J/cm²
• Нури кабуди LED: 21.1869 J/cm²
• Нури сабзи LED: 11.4813 J/cm²
• Нури зарди LED: 15.174 J/cm²
Нури омехта: 24.1173 J/cm² (LED NECK MASK)
• Нури сурхи LED: 8.7831 J/cm²
• Нури кабуди LED: 22.518 J/cm²
• Нури сабзи LED: 12.2976 J/cm²
• Нури зарди LED: 15.0525 J/cm²
• Нури омехта: 22.9023 J/cm² (сатҳ 3, LED MASK)
Нури сурхи LED: 14.346 J/cm²
• Нури кабуди LED: 29.754 J/cm²
• Нури сабзи LED: 15.7149 J/cm²
• Нури зарди LED: 18.5463 J/cm²
• Нури омехта: 26.3889 J/cm² (LED NECK MASK)
• Нури сурхи LED: 13.7475 J/cm²
• Нури кабуди LED: 28.6641 J/cm²
• Нури сабзи LED: 15.2874 J/cm²
• Нури зарди LED: 17.6049 J/cm²
• Нури омехта: 27.1647 J/cm²

Муқовимат ба об: IP22



MAMI - дастгоҳи масҳи лифтингӣ барои рӯй ва гардан

Оҳанги пӯстро беҳтар мекунад

Лифт кардани рӯй

узвҳоро ҳамвор мекунад

Варамро коҳиш медиҳад

Мушкилот: тағиротҳои ба назар намоёни вобаста ба синну сол, пиршавии аксҳо, коҳиши ҷӯйҳо, кунди рӯй, акне, пигментатсия, васеъшавии сӯрохиҳо, варам ва аз даст додани чандирии пӯст.

МАТЕРИАЛҲО: пластикии ABS, хӯлаи руҳ, пӯлоди зангногир.

Вазн: Массаж - 179 g, асос - 108 g.

ФУНКЦИЯҲО:

EMS - ҷараёни электрикӣ барои миостимуляцияи мушакҳо, он ба қабатҳои пӯст амиқ ворид шуда, ба қабати мушакҳо мерасад. Ҳавасмандкунии кашиши мушакҳо, EMS ба танг шудани пӯст мусоидат мекунад, эффекти лифтинг зоҳир мешавад, истеҳсоли коллаген ва эластин меафзояд, мустаҳкамӣ ва чандирии пӯст меафзояд, варамҳо бартараф карда мешаванд.

3 Фототерапияи рӯшноӣ: рангҳои сурх, кабуд ва омехтаи спектри намоёни рӯшноӣ бо дарозии мавҷҳои гуногун, ки ба пӯст ворид мешаванд, равандҳои барқароршавиро ба вуҷуд меоранд. Нури кабуди LED бо умқи пасттарин воридшавӣ дар сатҳи пӯст кор карда, онро безарар мегардонад ва ба ин васила илтиҳобро коҳиш медиҳад. Нури сурхи LED бо умқи баландтарини воридшавӣ ба фибробластҳо таъсир мерасонад, ки коллагенро синтез мекунанд, барои ҷавон кардани пӯст ва мубориза бо нишонаҳои пиршавӣ истифода мешаванд. Маҷмӯи нури LED сурх ва кабуд маҷмӯи ду функсия барои табобати самараноки илтиҳоб мебошад.

Вибрация як таъсири механикӣ ба пӯст аст, ки ба туфайли он тамоми равандҳои мубодилаи моддаҳо афзоиш меёбанд, пӯст сахттар мешавад, зуҳури узвҳои намоён кам мешавад.

Хусусиятҳо:
1. 3 сатҳи шиддатнокии EMS барои интихоби сатҳи бароҳат.
2. 2 электрод ҳамчун манбаи ҷараён.
3. Шакли корӣ дар шакли камон каҷҳои бадани инсонро такрор мекунад, массажер ба ду минтақа татбиқ карда мешавад: рӯй ва гардан.
4. Реҷаи идоракунии дастӣ: шумо режимҳо ва вақти кори ҳар яки онҳоро худатон муайян карда, комбинатсияи инфиродӣ мекунед.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Барои фаъол ё хомӯш кардани дастгоҳ, тугмаи POWER-ро пахш карда нигоҳ доред.
2. Барои интихоби нури фототерапия тугмаи POWER-ро кӯтоҳ пахш кунед. Ба таври худкор аввалин чароғаки кабуди LED фурӯзон мешавад, дубора пахш кардан ба шумо имкон медиҳад, ки чароғи сурхи LED-ро интихоб кунед, то режими нури омехтаро фаъол созед, тугмаи POWER-ро дубора пахш кунед.
3. Пас аз ба кор андохтани массажер, пахши кӯтоҳи тугмаи LEVEL ба шумо имкон медиҳад, ки сатҳи шиддатнокии EMS-ро аз заиф то қавӣ интихоб кунед. Сатҳи заиф - 1 нишондиҳанда фаъол аст.

(Паст), Миёна - 2 нишондиҳанда (Паст + Миёна), Дараҷаи қавӣ - 3 нишондиҳанда (Паст + Миёна + Баланд).
4. Бо пахши тӯлонии тугмаи LEVEL ларзишро фаъол кунед. Ҳамин пахши тӯлонӣ ба шумо имкон медиҳад, ки ларзишро хомӯш кунед.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Ороиши худро тоза кунед ва рӯятонро бо тозакунанда бишӯед.
2. Маҳсулоти нигоҳубини пӯстро ба таври якхела истифода баред (текстура дар асоси об, ба гел монанд аст, ки барои натиҷаҳои беҳтарин гузаронандагии ҳадди аксарро таъмин мекунад).
3. Дастгоҳро фурӯзон кунед ва режими фототерапияро интихоб кунед.
4. Сатҳи шиддатнокии НИМЗ-ро танзим кунед.
5. Сатҳи масҳкунии дастгоҳро ба пӯсти рӯй молед ва қад-қади хатҳои масҳро масҳ кунед. Аз поён (аз манаҳ) ба боло (ба хати мӯй дар пешонӣ) ҳаракат кунед.
6. Тартибро дар тамоми хатҳои массаж се маротиба такрор кунед. Бо дастгоҳ зиёда аз 10 дақиқа кор кардан тавсия дода намешавад.
7. Пас аз ба итмом расонидани масҳ, дастгоҳро хомӯш кунед, сатҳи масҳкунии дастгоҳро бо рӯймоле тоза кунед.

Басомад ва давомнокии истифода:

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	Давраи нигоҳубин
акне / илтиҳоб	ЯГОН ВАҚТИ РӮЗ	Реҷаи LED: • Чароғаки кабуди LED - 5 дақиқа • Чароғаки сурхи LED - 2 дақиқа Реҷаи "EMS" • Сатҳи миёнаи шиддат - 5-7 дақиқа Модҳо на дар як вақт, балки бо тартиби муқарраршуда истифода мешаванд	Як рӯз дар миён	2 ҳафта 3-4 рӯз танаффус 2 ҳафта 4-5 ҳафта дар як сол
ХАТРҲОИ НАЗИН / ПӮСТИ ХУШК / ПИГМЕНТАЦИЯ / ОҲАНГИ нобаробари пӯст	ШОМ	Ҳолати LED: • Чароғи сурхи LED - 7 дақиқа • Нури омехта - 5 дақиқа Ҳолати "EMS": • Шиддати паст - 5 дақиқа • Сатҳи миёнаи шиддат - 3 дақиқа • Сатҳи максималӣ (барои пӯсти зич) - 3 дақиқа режимҳои LED ва EMS метавонанд ҳамзамон истифода шаванд	2 маротиба дар як ҳафта	3-4 ҳафта 1 ҳафта танаффус Такрор курси 4-ҳафтаи навбатӣ такрори доимӣ
РАГҲОИ НАМОИШ / КУПЕРОЗ / Пӯсти ҳассос	ШОМ	Реҷаи LED: нури сурх - 7 дақиқа, нури омехта - 5 дақиқа. Реҷаи ларзиш: 5 дақиқа. Ҳангоми купероз истифодаи реҷаи EMS манъ аст. Реҷаҳоро ҳамзамон истифода набаред ва тартиби зикршударо риоя кунед.	2 маротиба дар як ҳафта	4 ҳафта Танаффус 1 ҳафта Такрор курси 4-ҳафтаи навбатӣ такрори доимӣ

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Дастгоҳро истифода набаред, агар пӯсти шумо пас аз пӯсти косметикӣ ё кимиёвӣ, барқароркунии лазерӣ, ҷавонсозии лазерии фраксионӣ, мезотерапия ё пас аз истифодаи пуркунандаи пӯст дар ду ҳафтаи охир марҳилаи шифобахшро паси сар кунад.
2. Дастгоҳ барои истифода аз ҷониби одамони то 12-сола пешбинӣ нашудааст.
3. Дастгоҳ барои истифода аз ҷониби одамони дорои қобилиятҳои ҷисмонӣ, эҳсосӣ ва ақлӣ пешбинӣ нашудааст.
4. Агар шумо бо саломатии гӯшҳо (отитҳои берунӣ, сирояти гӯш ва дигар бемориҳо) мушкилот дошта бошед, ин дастгоҳро истифода набаред.
5. Массажерро дар пӯсти кафида, дар сурати мавҷуд будани захмҳои кушод, дар пӯсти мушкил ё хашмгин (пӯсте, ки аз акнеи шадид, сӯхтагии офтоб, сироят ва ғ.) истифода набаред.
6. Дастгоҳро дар минтақаҳои ҳассоси атрофи чашм истифода набаред, зеро пӯсти он ҷо борик ва нозук аст.
7. Дастгоҳро дар луобпардаи (масалан, дар дохили бинӣ, даҳон, узвҳои таносул) истифода набаред, зеро ин метавонад боиси хашмгинии маҳаллӣ шавад.

Огоҳӣ:
1. Пайвасткунаки барқгиранда ва сими USB-ро хушк нигоҳ доред.
2. Дастгоҳро дар муҳити намнок пур накунед (масалан, дар назди ваннаи пурра, души корӣ, дар назди ҳавзи пур аз об).
3. Дастгоҳро танҳо бо сими USB, ки бо ин массажер меояд, истифода баред.
4. Агар сими USB осеб дида бошад, онро танҳо бо сими аслӣ иваз кунед, то аз хатар дурӣ ҷӯед.
5. Массажерро ҳадди аққал як маротиба дар 2 моҳ пурра 100% пур кунед - ин мӯҳлати хизмати батареяро дароз мекунад.

ДАР ҚУТТИ: (1) массажер, (2) дастгирии пойгоҳ, (3) сими пуркунандаи USB-C, 4. дастур, (5) рӯймолча, (6) халта.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ШИДДАИ КОРГАРИИ НОМИ: 5-9 V

ШИДДАИ ТАЪМИНИ НОМИ: 3,7 W

МАНБАИ КУВВА: литий-ион

Иқтидори батарея: 900 mAh

Андозаҳо: 147,1x83x44,4 mm (дастгоҳ), 57,1x57,1x76 mm (стенд)

Вазн: дастгох - 179 g грамм, стенд - 108 g грамм

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 3 h

ВАҚТИ КОР: Нури LED сурх / Реҷаи чароғҳои кабуди LED - 200 дақиқа Реҷаи нури омехта - 300 дақиқа

ИНТЕНСИВИВИИ РАДИАЦИЯ:
Нури сурхи LED: 7.7867 mW/cm²
• Нури кабуди LED: 32.758 mW/cm²
• Нури омехта: 23.322 mW/cm²

EMS:
• Сатҳи 1 - 0,08 mA
• Сатҳи 2 - 0,11 mA
• Сатҳи 3 - 0,13 mA

Басомади ҷараён: 34,7 kHz

Дарозии мавҷ: Нури сурхи LED - 625 nm - нури кабуди LED - 465 nm

ШАКЛИ МАВҶ: шакли мавҷи росткунҷаи симметрии дуфазай

Муқовимат ба об: IPX4



MEI1 - дастгоҳи масҳи рӯй ва гардан бо EMS

Бардошти шакли V

Варамро коҳиш медиҳад

Муҷассамаи контурҳо

Доғҳо ва чинҳоро ҳамвор мекунад

Мушкилот: аз даст додани чандирӣ ва контурҳои «шинокунанда»-и рӯй, варами саҳарӣ, спазмҳои мушакҳо ва клемчаҳо, тағиротҳои вобаста ба синну сол (доғҳо), ранги кунд, самаранокии пасти азхудкунии косметикаи ҳаррӯза.

МАТЕРИАЛ: ABS пластикӣ.

Вазн: 78 g.

ФУНКЦИЯҲО:
Дастгоҳ аз ҳисоби синергетика ба тамоми қабатҳои бофтаҳо таъсири мураккаб дорад 4 технология:

EMS - ба сигналҳои табиии биоэлектрикии бадан тақлид карда, мушакҳои рӯйро нозук кашиш медиҳад ва машқ мекунад ва оҳанги онҳоро бармегардонад.

Гармии амиқ (42 °C) - Таъсири гармӣ мушакҳои спазмро ором мекунад ва микроциркуляцияро беҳтар мекунад.

ВИБРАТИВИИ МАВҲ (8500 чархзанӣ) - ларзишҳои механикии баландбасомад ба дренажи пурқуввати лимфатикӣ мусоидат намуда, варам ва рукуди моеъро дар бофтаҳо коҳиш медиҳанд.

IMPORT ION (ionophoresis) - дар якҷоягӣ бо гармкунӣ, ин технология ба ҷузъҳои фаъоли нигоҳубини зардоб кӯмак мекунад, ки ба қабатҳои амиқи дерма ворид шуда, самаранокии онҳоро афзун кунад.

Хусусиятҳо:
1. Тарҳрезии интеллектуалии 360°: Ҳама паҳлӯҳои манзил сатҳи кории фаъол мебошанд. Қисмати болоӣ (роллерҳо) барои массажи 3D, рӯйҳои паҳлӯӣ барои массажи гуаша ва канори поёнӣ барои акупрессураи нуқта пешбинӣ шудааст.
2. 4 технология дар 1 дастгоҳ: EMS, ларзиши мавҷ, гармкунӣ ва ионтофорез.
3. 2 реҷаи кор: реҷаи асосӣ (индикатори сафед) барои дренажи лимфаҳои субҳ ва тоник; реҷаи мураккаб бо гармкунӣ (индикатори сурх) барои нигоҳубини шадиди зидди пиршавӣ ва истироҳат.
4. Вақтсанҷи интеллектуалӣ: барои истифодаи бехатар, дастгоҳ пас аз 10 дақиқаи кори муттасил ба таври худкор хомӯш мешавад ва инчунин пас аз 2 дақиқа бефаъолият ба ҳолати хоб мегузарад.
5. Интиқолпазирӣ ва мустақилият: Батареяи дарунсохт 800 mAh то 80 дақиқаи истифодаи муттасилро бо як барқ таъмин мекунад.

6. Васеъияти татбиқ: тарҳи массажер имкон медиҳад, ки онро барои нигоҳубини нуқта, ролик ва борбардорӣ, инчунин барои масҳ кардани гардан, китфҳо, дастҳо ва пойҳо истифода баранд.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Барои фаъол ё хомӯш кардани дастгоҳ тугмаи барқро 1-2 сония пахш кунед (сигнал садо медиҳад).
2. Аввалин пахши кӯтоҳ (Ҳолати пешфарз): EMS, ларзиш ва воридоти ионҳоро дар бар мегирад. Ҳалқаи индикатор бо нури сафед фурӯзон аст. Идеалӣ барои бартараф кардани варами субҳ ва tonning.
3. Пахши дуюми кӯтоҳ (Ҳолати мураккаб): Хусусияти гармидиҳии амиқро ба технологияҳои қаблӣ пайваст мекунад. Нишондиҳанда сурх фурӯзон мешавад. Муносиб барои бардоред пуршиддат ва истироҳат.
4. Ҳангоми пуркунии барқ, индикатор нури LED-и сурхро бемайлон медурахшад ва вақте ки он ба 100% мерасад, пайваста месузад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Барои EMS кор кардан лозим аст, ки гели гузаронанда, хунобаи moisturizing ё моҳиятро ба таври қатъӣ дар асоси об ба таври фаровон ба пӯсти тозашуда истифода баред. Маҳсулоти нигоҳубини пӯст набояд равғанҳо ва кислотаҳоро дар бар гирад (AHA, BHA, PHA-кислотаҳо, ретинол, консентратсияи баланди витамини C).
2. Дастгоҳро фурӯзон кунед ва ҳолати дилхоҳро интихоб кунед.
3. Қад-қади хатҳои массажӣ масҳ кунед, сатҳи кории интихобшударо ба пӯст сахт пахш кунед. Дастгоҳ бояд бемалол, бо суръати доимӣ ва бидуни фишори аз ҳад зиёд интиқол дода шавад.
4. Пас аз 10 дақиқаи кор, таймери интеллектуалӣ дастгоҳро ба таври худкор хомӯш мекунад.
5. Массажерро бо салфеткаи тар тоза кунед (дастгоҳ дараҷаи муҳофизати намии IPX3 дорад - шустани зери ҷараёни об манъ аст).

Басомад ва давомнокии истифода:

Навъ ё мушкили пӯст	**Вақти истифода**	**Давомнокӣ ва тартиб**	**Басомади истифода**	**Давраи нигоҳубин**
Пӯсти зич, дабдабанок	Бегохӣ, нимаи дуйуми руз	Реҷаи "EMS, ларзиш, воридоти ионҳо" - 3-5 дақиқа Реҷаи "EMS, ларзиш, воридоти ионҳо, гармӣ" - 5 дақиқа	2-3 маротиба дар як ҳафта	Курси табобат: 10 ҳафта. Танаффус: 2 ҳафта. Курси 10-ҳафтаинаро мунтазам такрор кунед.
ПУСТИ ХУШК БО ХАТҲОИ НАЗИН	Субх.	Реҷаи "EMS, ларзиш, воридоти ионҳо" - 3-4 дақиқа Реҷаи "EMS, ларзиш, воридоти ионҳо, гармӣ" - 3-4 дақиқа	1-2 бор дар як ҳафта	Курси табобат: 10 ҳафта. Танаффус: 2 ҳафта. Курси 10-ҳафтаинаро мунтазам такрор кунед.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ба шахсони дорои кардиостимулятор, остеопороз, бемории пӯст ё онҳое, ки ҳисси ҳарорат ё дардро гум кардаанд, истифодаи дастгоҳ манъ аст.
2. Дар минтақаҳои буридашуда, пас аз ҷарроҳии пластикӣ, пӯсти чирк ва илтиҳобдор, инчунин дар минтақаи гавҳаракҳои чашм, пилкон ва ғадуди сипаршакл истифода набаред.
3. Дар минтақаҳое, ки протезҳои металлӣ доранд, истифода набаред.
4. Шахсоне, ки муолиҷаи дандонпизишкӣ доранд (ё пломба/брасс доранд), инчунин барои аллергия ба металл, купероз (телангиэктазия) бояд дастгоҳро бо эҳтиёт истифода баранд.

5. Ҳангоми ҳомиладорӣ, ҳайзӣ, синамаконӣ, фишорбаландӣ ё табларза танҳо пас аз машварати духтур муроҷиат кунед.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Дастгоҳ обногузар нест.
2. Дар об истифода бурдан, дар зери об шустан ё дар шароити намии баланд (масалан, дар хаммом) нигоҳ доштан манъ аст.
3. Ҳангоми пур кардани барқ дастгоҳро истифода набаред. Пеш аз сессия ҳамеша онро аз шабака ҷудо кунед.
4. Агар ҳангоми пуркунии барқ ё истифода шумо гармии ғайримуқаррарӣ ё дудро мушоҳида кунед, дастгоҳро фавран хомӯш кунед.
5. Аз афтидан ва зарбаҳои ҷисмонӣ худдорӣ намоед.
6. Дастгоҳро дар ҷои хунуки хушк, дур аз нури бевоситаи офтоб нигоҳ доред. Барои нигоҳдории дарозмуддат бе истифода, батареяро ҳар 3 моҳ пур кунед.

ДАР ҚУТТИ: (1) массажер, (2) халтаи нигоҳдорӣ, (3) сими пуркунандаи Type-C,
4. дастур оид ба истифода.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

Андозаҳо (H X W X D): 140×80×10 mm

МАНБАИ КУВВА: батареяи дарунсохташудаи литий

Шиддати корӣ: 5 V

КУВВА: 4,4 W

Иқтидори батарея: 800 mAh

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 10 min

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: ≤ 2 h

Давомнокии ҳадди аксари кор (бо заряди пур): 80 min

Қувваи ҷараён: 1,4 mA

Вибрация: 8500 гардиш дар як дақиқа

Ҳарорати гармкунӣ: 42 °C

Муқовимат ба об: IPX3



MIGA - ирригатори даҳон

Барои пешгирии бемориҳои дандон кӯмак мекунад

Хокҳои ғизоро хориҷ мекунад

Барои пешгирии ковишҳо кӯмак мекунад

Ҷойҳои душвор дастраси даҳонро тоза мекунад

Мушкилот: варақи дандон, кариес, бемории резини, бӯи нафас.

МАТЕРИАЛ: ABS пластикӣ.

Вазн: 157 g.

ФУНКЦИЯҲО:

Моеъ ҷойҳои дастнорастарини холигоҳи даҳонро самаранок тоза мекунад, пасмондаҳои ғизоро нест мекунад, ки пайдоиши кариесро пешгирӣ мекунад.

Фишори моеъе, ки ирригатор ба вуҷуд меорад, милки дандонҳоро масҳ мекунад, ки гардиши хун ва муолиҷаи онҳоро бармеангезад.

Тоза кардани риштаҳои оби забон ва рухсораҳо имкон медиҳад, ки бӯи бадро аз байн баред.

Хусусиятҳо:
1. Якҷоя бо ирригатор 1 сопло (сопло), қуттии нигоҳдорӣ ва сими барқгиранда меояд.
2. 1 режим.
3. Ҳаҷми бак 70 ml аст.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Пеш аз истифодаи аввалини дастгох батареяро пурра пур кунед, бо ин максад сими магнитиро барои заряднокӣ ба контактхои корпуси ирригатор пайваст кунед. Ҳангоми пуркунии барқ дастгоҳро истифода бурдан мумкин нест.
2. Насб/баровардани сопло Пеш аз пахш кардан соплоро ба сӯрохии сарпӯши болоии дастгоҳ гузоред. Клик нишон медиҳад, ки сопло бомуваффақият насб шудааст. Барои кушодани сопло, сарпӯши болоии дастгоҳро пахш кунед ва онро дар ин ҳолат нигоҳ дошта, соплоро хориҷ кунед.
3. Пур кардани зарф Боварӣ ҳосил кунед, ки дастгоҳ хомӯш аст, пас сарпӯши зарфи обро, ки дар поёни он ҷойгир аст, кушоед ва зарфро бо об пур кунед.
4. Барои фурӯзон ё хомӯш кардани дастгоҳ, шумо бояд тугмаи фурӯзон/хомӯшро пахш кунед.
Эзоҳ: Ҳангоми истифодаи дастгоҳ индикатор доимо бо ранги кабуд фурӯзон мешавад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Соплоро насб кунед ва дастгоҳро ба ҳолати корӣ расонед. Барои ин маҳсулотро бо як даст аз бадан нигоҳ доред ва бо дасти дигар зарфи обро ба поён кашед.
2. Соплоро дар холигоҳи даҳон ҷойгир кунед, онро ба дандонҳо нишон диҳед ва тугмаи фурӯзон/хомӯшро пахш кунед, то дастгоҳро фаъол созед. Дар вакти тозакунӣ обьёриро амудй нигох доштан лозим аст.
3. Барои натиҷаҳои беҳтарин, шустушӯйро бо молярҳо (дандонҳои қафо) оғоз кунед ва соплоро ба дандонҳои пеш ҳаракат кунед. Ҷараёни обро ба дандонҳо бо кунҷи 90 дараҷа равона кунед, даҳони худро васеъ накушоед, то об ба гирду атроф напошад.
4. Зарур аст, ки соплоро қад-қади хати милк ҳаракат карда, дар ҳар як дандон то тоза шудани кисаи резини ва фосилаи байни дандонҳо ба муддати кӯтоҳ дароз карда шавад.
5. Пас аз анҷом додани тозакунӣ, дастгоҳро бо пахш кардани тугмаи фурӯзон/хомӯш хомӯш кунед ва оби боқимондаро аз зарф хориҷ кунед. Барои ин сарпуши бакро кушоед ва обро холӣ кунед ва баъд ирригаторро ба холати аввалааш печонед.
6. Тоза кардани холигоҳи даҳон 2 маротиба дар як рӯз, пас аз хӯрок хӯрдан. Эзоҳ: Хунравии сабук ҳангоми тозакунии аввал муқаррарӣ аст, он дар давоми як ҳафта нест мешавад. Агар хунравӣ зиёда аз 2 ҳафта қатъ нагардад, истифодаи дастгоҳро қатъ кунед ва ба духтури дандон мурочиат кунед.

Басомади истифода:
2 бор дар як рӯз, пас аз хӯрок, барои нигоҳубини сохторҳои ортодонтӣ - пас аз ҳар хӯрок.

Мӯҳлати дархост:
Он бемаҳдуд аст.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. авҷ гирифтани пародонтит, равандҳои илтиҳобии шадид дар холигоҳи даҳон.
2. Хунравии шадиди милки дандон.
3. Давраи 2 моҳи аввали баъди ҷарроҳӣ дар холигоҳи даҳон.

Огоҳӣ:
1. Ирригаторро дар душ истифода набаред, обьёриро ба об наандозед ва дастгохро дар чойхое нагузоред, ки хавфи ба об афтодани он мавчуд аст.
2. Дастгоҳро дар ҷойҳое, ки ҳарорати баланд ё намӣ доранд, инчунин дар ҷойҳое, ки нури бевоситаи офтоб доранд, ҷойгир накунед.
3. Ҳангоми пуркунии барқ дастгоҳро бо дастҳои тар нагиред, ҳеҷ гоҳ маҳсулотро бе назорат нагузоред.
4. Сими барқгирандаро боэҳтиёт нигоҳ доред: онро аз манбаъҳои гармӣ дур нигоҳ доред, бо истифодаи қувва дароз накунед, хам накунед ва на печонед, ба фишурдани кабел роҳ надиҳед, зеро ин метавонад боиси вайрон шудани он гардад. Агар худи дастгох ё сими пуркувват вайрон шуда бошад (дар натичаи афтидан, дохил шудани об ва гайра) ирригаторро истифода набаред ва онро заряд надихед.
5. ирригатор бояд фацат бо пуркунандаи оригинал пур карда шавад, ин дастгохро бо шиддате, ки дар дастгох нишон дода нашудааст, ба сеть пайваст накунед.
6. Дастгоҳро бе сопло истифода набаред, соплоҳоеро, ки истеҳсолкунанда тавсия накардааст, истифода набаред.

7. Дар ҷое нигоҳ доред, ки барои кӯдакон дастрас нест.
8. Ба ирригатор ашёи бегонаро нагузоред.
9. Пеш аз он ки об ба бак ворид кунед, дастгоҳро аз сими барқгиранда ҷудо кунед, ҳангоми пур кардани бак ба аз ҳад зиёд рехтан роҳ надиҳед.
10. Пеш аз тоза кардан ва хидматрасонӣ, боварӣ ҳосил кунед, ки дастгоҳ хомӯш аст ва барқ пур намекунад.
ДАР КУТУТ: (1) қуттии нигоҳдорӣ, (2) ирригатор, (3) сопло, (4) сими пуркунандаи пайвасткунаки магнитии USB, (5) дастур.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: зиёда аз 2 соат

ВАҚТИ КОР: 20 min

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: не

Давомнокии кор бо зарфи пур: 30 s

КУВВА: 482,3 kPa

Шумораи импулсҳо дар як дақиқа: 900-1100

Ғунҷоиши зарф: 70 ml

Муқовимат ба об: IPX7



MIGA BLACK - ирригатори даҳон

Барои пешгирии бемориҳои дандон кӯмак мекунад

Хокҳои ғизоро хориҷ мекунад

Барои пешгирии ковишҳо кӯмак мекунад

Ҷойҳои душвор дастраси даҳонро тоза мекунад

Нигоҳубини асбобҳои ортодонтӣ

Мушкилот: варақи дандонпизишкӣ, кариес, пасмондаҳои ғизо дар сохторҳои ортодонтӣ ва фосилаи байни дандонҳо, бемории милки, бӯи нафас.

МАТЕРИАЛ: ABS пластикӣ.

Вазн: 183 g.

ФУНКЦИЯҲО:

Моеъ ҷойҳои дастнорасро тоза мекунад, ки ба шумо имкон медиҳад, ки пайдоиши кариес, инчунин сохторҳои ортодонтиро тоза кунед.

Фишори моеъе, ки ирригатор ба вуҷуд меорад, милки дандонҳоро масҳ мекунад, ки гардиши хун ва муолиҷаи онҳоро бармеангезад.

Тоза кардани риштаҳои оби забон ва рухсораҳо имкон медиҳад, ки бӯи бадро аз байн баред.

3 режими экспозиция ва 4 сопло дар маҷмӯа тозакунии самараноки пасмондаҳои хӯрокворӣ, лавҳа, тоза кардани фосилаҳои байни дандонҳо, ҷайбҳои резини, забон ва сохторҳои ортодонтиро таъмин мекунанд.

Хусусиятҳо:
1. 4 сопло дар маҷмӯа (стандартӣ, пародонтологӣ, ортодонтӣ, сопло барои тоза кардани забон).
2. Дар сурати дастгох барои нигахдории сопло чойхона мавчуд аст.
3. 3 намуди кор (нозук, импулс, пурқувват).
4. Ҳаҷми зарф 140 ml аст.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Пеш аз пахш кардан соплоро насб кунед.
Бо ирригатор 4 намуди сопло мавҷуд аст, ки ҳар яки онҳо вазифаи худро доранд:
Сопло стандартӣ барои тоза кардани ҳаррӯзаи дандон истифода мешавад. Нӯги кач барои шустани лавҳа ва пасмондаҳои ғизо кӯмак мекунад.
Барои тоза кардани кисаҳои милки резини сопло (пародонтологӣ) истифода мешавад (онҳо ҳангоми дур шудани милки илтиҳобӣ аз дандон ба вуҷуд омада, кисаро ташкил медиҳанд).

Ин сопло дорои нӯги резинии мулоим барои нигоҳубини резини.
• Сопло ортодонтӣ барои тоза кардани системаҳои брасс пешбинӣ шудааст. Дар охири ин сопло ба гайр аз сурохии гузариши об хасу хасаш хаст. Ба туфайли он қуфлҳои сохторҳои ортодонтӣ тоза карда мешаванд, лавҳа ва пасмондаҳои ғизо аз онҳо шуста мешаванд.
Сопло барои тоза кардани забон қошуқшакл аст ва шумо метавонед ин соплоро барои тоза кардани ифлосшавии лавҳа ва бофтаҳои нарм истифода баред.
2. Зарфро кушоед ва онро бо об пур кунед.
3. Соплоро дар холигоҳи даҳон ҷойгир кунед ва тугмаи фурӯзонро кӯтоҳ пахш кунед, то дастгоҳро фаъол созед.
4. Барои гузариш байни режимҳо пахшкунии тӯлонии тугмаи дастгоҳ истифода мешавад.
Дастгоҳ дорои 3 намуди:
Нозук (индикатори сабз) - фишори паст, мувофиқ барои шурӯъкунандагон ва одамони дорои дандонҳои ҳассос;
Набз (индикатори кабуд) - фишори тағирёбандаи пулсатсия, иваз кардани режимҳои қавӣ ва заиф барои тоза кардани амиқ ва масҳ кардани милки дандон;
Қудратманд (индикатори сафед) - фишори қавӣ, тозакунии муассир, ки ниёзҳои ҳамарӯзаи аксари одамонро қонеъ мекунад.
5. Пас аз истифода дастгоҳро бо пахшкунии кӯтоҳ хомӯш кунед. Вақте ки хомӯш карда мешавад, дастгоҳ реҷаи охирини истифодашударо дар хотир нигоҳ медорад ва дафъаи оянда он фурӯзон мешавад, он ба таври худкор дар ин режим кор мекунад.
6. Тугмаро пахш кунед, то соплоро хориҷ кунед ва онро бодиққат хориҷ кунед, қисмати нигоҳдории соплоҳоро кушоед ва соплоро дар он ҷойгир кунед.
7. Дар бораи тозакунии мунтазам фаромӯш накунед: зарфро ҷудо кунед ва онро бишӯед. Эзоҳ: Ҳангоми истифодаи ибтидоии ирригатор режими нозукро истифода баред. Хунравии сабук ҳангоми тозакунии аввал меъёр аст, он дар давоми як ҳафта нест мешавад. Агар хунравӣ зиёда аз 2 ҳафта қатъ нашавад, истифодаи дастгоҳро қатъ кунед ва ба духтури дандон мурочиат кунед.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Барои тозакунии муқаррарӣ аз соплоҳои стандартии бисёрфункционалӣ истифода баред. Тугмаи фаъолро пахш кунед, ҳолати дилхоҳро интихоб кунед. Сипас соплоро дар муқобили дандонҳо ҷойгир кунед, то ҷараёни об ба минтақаи коркардшуда перпендикуляр бошад. Эзоҳ: дандонҳои ҳассос ба осонӣ хунравӣ мекунанд. Реактивро мустақиман ба милки дандонҳо равона накунед, ба одамони дорои дандонҳои ҳассос тавсия дода мешавад, ки режими нозукро интихоб кунанд.
2. Шустани дандонҳои пушти худро оғоз кунед ва ба дандонҳои пеши худ ҳаракат кунед. Тамоми дандонҳоро гузаронед, то он даме, ки милкҳо ва фосилаи байни дандонҳо тоза карда шаванд, дар ҳар як дандон кӯтоҳ нигоҳ доред. Агар шумо аз беруни дандон оғоз карда бошед, тартиби пуштро такрор кунед. Ин алгоритм бояд ҳам барои сатри болоӣ ва ҳам дар поёни дандон анҷом дода шавад.
3. Барои тоза кардани кисаҳои резини аз соплоҳои пародонтологӣ истифода баред. Тугмаи барқро пахш кунед, ҳолати дилхоҳро интихоб кунед. Соплоро ба кунҷе ҷойгир кунед, ки нӯги сопло ба канори дандонҳо ва дар кисаи дандонҳо нигаронида шавад. Тозакуниро мувофиқи тавсияҳои дар боло зикршуда анҷом диҳед.
4. Барои тоза кардани забон аз соплошакли қошуқ истифода баред. Соплоро насб кунед, тугмаи фурӯзонро пахш кунед, ҳолати дилхоҳро интихоб кунед.

Соплоро тавассути забон бо ҳаракатҳои рӯфта ба як самт аз реша то нӯги забон ҳаракат кунед. Тозакунии забон бояд 30 сонияро дар бар гирад, ки тақрибан 5 равишро ташкил медиҳад.
5. Барои тоза кардани системаҳои брасс, соплочаи ортодонтикиро истифода баред. Илова ба сӯрохи барои гузариши ҷараёни об, он дар охири он хасу дорои бӯйҳои сахт дорад, бинобар ин, қуфлҳои системаҳои брейсро хуб тоза карда, лавҳа ва пасмондаҳои ғизоро аз онҳо шуста мебарад.

Басомади истифода:
2 бор дар як рӯз, пас аз хӯрок, барои нигоҳубини сохторҳои ортодонтӣ - пас аз ҳар хӯрок.

Мӯҳлати дархост:
Он бемаҳдуд аст.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. авҷ гирифтани пародонтит, равандҳои илтиҳобии шадид дар холигоҳи даҳон.
2. Хунравии шадиди милки дандон.
3. Тавсия дода намешавад, ки дар давоми чанд ҳафта пас аз ҷарроҳӣ дар холигоҳи даҳон истифода шавад.
4. Агар шумо бемории милки дандон дошта бошед ё дар давоми 2 моҳи охир ҷарроҳии даҳон дошта бошед, пеш аз истифодаи дастгоҳ бо духтури дандон машварат кунед.

Огоҳӣ:
1. Барои пешгирӣ кардани осебе, ки метавонад боиси аз кафолат хориҷ карда шудани дастгоҳ гардад, дастгоҳро ба қисмҳо ҷудо накунед ва қисмҳои онро иваз накунед.
2. Барои пешгирӣ кардани сӯхтан дар зарфи тозакунии даҳон оби гармро аз 50 °C зиёд истифода набаред.
3. Агар сими барқ ё сими барқ вайрон шуда бошад, лутфан онҳоро пеш аз истифода иваз кунед. Ба бутунии сими электр халал нарасонед: онро дароз накунед, хам накунед ва на печонед. Нагузоред, ки сими барқ дар зери ашёи вазнин пахш карда шавад ё дар байни ашё маҳкам карда шавад ва дастгоҳ ва кабелро аз манбаъҳои гармӣ дур нигоҳ доред.
4. Дастгоҳро танҳо барои таъинаш истифода баред: барои тоза кардани даҳон. Ба дандонҳо ва милки худ фишор надиҳед, то ба онҳо осеб нарасонед.
5. Дастгоҳро муддати дароз дар об нагузоред, то аз вайроншавӣ ё сӯхтор, зарбаи барқ ва дигар хатарҳо пешгирӣ карда шавад.
6. Дастгоҳро аз манбаъҳои оташ кушода ва гармкунакҳо дур нигоҳ доред.
7. Дастгоҳро дар ҷойҳои тар, масалан дар ҳаммом ё ҳоҷатхона пур накунед.
8. Ирригаторро бе сопло истифода набаред.
9. Ин дастгоҳ барои кӯдакон пешбинӣ нашудааст. Истифода танҳо таҳти назорати калонсолон имконпазир аст. Онро дар ҷое нигоҳ доред, ки барои кӯдакон дастрас нест.
10. Ба зарфи об нӯшокии даҳониро илова накунед, ин боиси зангзанӣ ва часпидани зарф ба бадани дастгоҳ мегардад, ки дар оянда метавонад ҳангоми кушодани зарф мушкилот ба вуҷуд орад.

ДАР КУТУТ: (1) ирригатор, (2) сопло стандарт, (3) сопло пародонт,
4. сопло ортодонтӣ, (5) сопло тозакунандаи забон, (6) халтаи нигоҳдорӣ, (7) сими пуркунандаи USB-C, (8) дастур.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 1,5 h

ВАҚТИ КОР: 90 min

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: не

Давомнокии кор бо зарфи пур: 40 s

КУВВА: • ҳолати нозук: 275-413 kPa • ҳолати набз: 413-758 kPa • ҳолати пурқувват: 827-965 kPa

Шумораи импулсҳо дар як дақиқа: 1600

Ғунҷоиши зарф: 140 ml

Муқовимат ба об: IPX7



MIGA NEW - ирригатори даҳон

Барои пешгирии бемориҳои дандон кӯмак мекунад

Хокҳои ғизоро хориҷ мекунад

Барои пешгирии ковишҳо кӯмак мекунад

Ҷойҳои душвор дастраси даҳонро тоза мекунад

Нигоҳубини асбобҳои ортодонтӣ

Мушкилот: варақи дандонпизишкӣ, кариес, боқимондаҳои ғизо дар сохторҳои ортодонтӣ, бемории резини, бӯи нафас.

МАТЕРИАЛ: ABS пластикӣ.

Вазн: 195 g.

ФУНКЦИЯҲО:

Моеъ ҷойҳои дастнорасро тоза мекунад, ки ба шумо имкон медиҳад, ки пайдоиши кариес, инчунин сохторҳои ортодонтиро тоза кунед.

Фишори моеъе, ки ирригатор ба вуҷуд меорад, милки дандонҳоро масҳ мекунад, ки гардиши хун ва муолиҷаи онҳоро бармеангезад.

Тоза кардани риштаҳои оби забон ва рухсораҳо имкон медиҳад, ки бӯи бадро аз байн баред.

Ба ирригатор 3 намуди NASADOK дохил карда шудааст, ки ҳар яки онҳо вазифаи худро доранд:

Сопло стандартӣ барои тоза кардани ҳаррӯзаи дандон истифода мешавад. Нӯги кач барои шустани лавҳа ва пасмондаҳои ғизо кӯмак мекунад.

Сараки пародонтологӣ барои тоза кардани кисаҳои милки дандон истифода мешавад. Ин кисаҳо вақте пайдо мешаванд, ки милки илтиҳобшуда аз дандон ҷудо мешавад. Сарак нӯги резинии нарм дорад, ки барои нигоҳубини милки дандон пешбинӣ шудааст.

NASA барои тоза кардани забон қошуқшакл аст ва бо ин сопло шумо метавонед ифлосшавии лавҳа ва бофтаҳои нармро тоза кунед.

Реҷаи безараргардонӣ барои стерилизатсияи соплоҳо пешбинӣ шудааст. Ҳангоми тамос бо об, маҳлулҳои гиёҳӣ хатари пайдоиши микрофлораи патогенӣ дар соплоҳои ирригатор вуҷуд дорад. Дар қисме барои нигоҳ доштани сопло дар ин ирригатор лампаи дарунсохташуда бо радиатсияи ултрабунафш. Нури ултрабунафши ин дарозии мавҷ (275 nm) таъсири бактерицидӣ дорад.

Хусусиятҳо:
1. 3 сопло дар маҷмӯа.
2. Зиёд кардани зарфи об - 130 ml.
3. Тарҳи қатшаванда ирригаторро миниётура ва паймон месозад.
4. Реҷаи безараргардонии сопло.
5. Бахши нигаҳдории сопло, ки дар ирригатор сохта шудааст.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Насб кардан ва баровардани сопло Эзоҳ: Агар ҳангоми бори аввал истифода бурдани маҳсулот ахлот пайдо шавад (дар зарфи моеъ, дар қубури обтаъминкунӣ), маҳсулот метавонад вайрон шавад. Агар дар дохили маҳсулот осори моеъи тоза мавҷуд бошад, хавотир нашавед - ин меъёр аст. Ин моеъ оби тозашудаест, ки барои тафтиши кори ирригатор истифода мешавад. Маҳсулотро бишӯед ва онро бе тарсу ҳарос истифода баред. Соплоро аз қисмати нигоҳдории сопло хориҷ кунед. Онро ба розетка гузоред, тазиқи магнитӣ ба таври худкор соплоро ислоҳ мекунад. Барои хориҷ кардани сопло, онро аз лона берун кашед. Соплоро дар қисмати нигоҳдорӣ ҷойгир кунед ва сарпӯшро боэҳтиёт маҳкам кунед.
2. Бо об пур кунед Барои муҳофизат аз чанг сарпӯшро кушоед. Ирригаторро амудӣ нигох дошта, об мерезанд. Пас аз рехтани об, сарпӯшро пӯшед, то аз чанг муҳофизат кунед. Тавсия дода мешавад, ки оби тозаи водопровод истифода баред. Агар об эҳсос сард, истифода об дар ҳарорати хонагӣ на бештар аз 40 °C. Оби шӯр низ метавонад истифода шавад, як воситаи барои холигоҳи даҳон тибқи тавсияҳои духтур.
3. Фаъолсозӣ ва интихоби реҷа Барои иваз кардани режимҳо тугмаи "Гузаркунии режим" -ро клик кунед. Дар ҳолати нозук, нишондиҳандаи аввал фурӯзон мешавад. Дар ҳолати барқ, нишондиҳандаи дуюм фаъол аст. Ҳангоми гузаштан ба режими Пульс индикатори сеюм фурӯзон мешавад. Дар реҷаи безараргардонӣ охиринаш фурӯзон мешавад - 4 индикатор. Ҳолати дурустро интихоб кунед. Тавсия дода мешавад, ки бо режими нозук оғоз кунед ва бо истифода аз он шиддатро тадриҷан зиёд кунед.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Соплоҳои стандартии бисёрфункционалӣ истифода баред. Тугмаи фаъолро пахш кунед, ҳолати дилхоҳро интихоб кунед. Сипас соплоро дар муқобили дандонҳо ҷойгир кунед, то ҷараёни об ба минтақаи коркардшуда перпендикуляр бошад. Эзоҳ: дандонҳои ҳассос ба осонӣ хунравӣ мекунанд. Ҳавопайморо мустақиман ба милкҳо равона накунед!
2. Шустани дандонҳои пушти худро оғоз кунед ва ба дандонҳои пеши худ ҳаракат кунед. Тамоми дандонҳоро гузаронед, то он даме, ки милкҳо ва фосилаи байни дандонҳо тоза карда шаванд, дар ҳар як дандон кӯтоҳ нигоҳ доред. Агар шумо аз беруни дандон оғоз карда бошед, тартиби пуштро такрор кунед. Ин алгоритм бояд ҳам барои сатри болоӣ ва ҳам дар поёни дандон анҷом дода шавад. Эзоҳ: Ба одамоне, ки дандонҳои ҳассос доранд, тавсия дода мешавад, ки режими нозукро интихоб кунанд.
3. Ҳангоми истифода, маҳсулотро амудӣ нигоҳ доред, то аз канда шудани тазиқи магнитии сопло, ки метавонад боиси қатъ шудани таъминоти об гардад.
4. Барои тоза кардани кисаҳои резинӣ аз соплоҳои пародонтологӣ истифода баред. Тугмаи барқро пахш кунед, ҳолати дилхоҳро интихоб кунед. Соплоро ба кунҷе ҷойгир кунед, ки нӯги сопло ба канори дандонҳо ва дар кисаи дандонҳо нигаронида шавад. Тозакуниро мувофиқи тавсияҳои дар боло зикршуда анҷом диҳед.

5. Барои тоза кардани забон аз соплошакли қошуқ истифода баред. Соплоро насб кунед, тугмаи фурӯзонро пахш кунед, ҳолати дилхоҳро интихоб кунед. Соплоро тавассути забон бо ҳаракатҳои рӯфта ба як самт аз реша то нӯги забон ҳаракат кунед. Тозакунии забон бояд 30 сонияро дар бар гирад, ки тақрибан 5 равишро ташкил медиҳад.
6. Ҳолати безараргардонӣ: соплоро дар қисмати нигоҳдории сопло ҷойгир кунед ва сарпӯшро пӯшед, то аз чанг муҳофизат кунед.
7. Барои интихоби режими чорум - реҷаи безараргардонӣ тугмаи реҷаро пахш кунед, пас тугмаи фаъолро пахш кунед.
8. Реҷаи безараргардонӣ барои безараргардонии сопло ва қисми нигаҳдории сопло фаъол мешавад.
9. Ба лампаи стерилизатсияи бунафшранг бевосита нигоҳ накунед, то ба биниш осеб нарасонад.

Басомади истифода:
2 бор дар як рӯз, пас аз хӯрок, барои нигоҳубини сохторҳои ортодонтӣ - пас аз ҳар хӯрок.

Мӯҳлати дархост:
Он бемаҳдуд аст.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. авҷ гирифтани пародонтит, равандҳои илтиҳобии шадид дар холигоҳи даҳон.
2. Хунравии шадиди милки дандон.
3. Дарҳол пас аз ҷарроҳӣ дар холигоҳи даҳон.

Огоҳӣ:
1. Ҳангоми пуркунии барқ, пайвасткунаки пуркунандаи барқро хушк нигоҳ доред.
2. Ба манбаи барқи дорои шиддати аз one, ки муқарраршуда фарқ мекунад, пайваст накунед.
3. Пуркунандаи барқро бо дастони тар нарасонед.
4. Дастгоҳи вайроншуда ё корношоямро истифода набаред.
5. Маҷрои обро мустақиман ба забон, гӯш ва дигар узвҳои бадан равона накунед - фишори об метавонад онҳоро осеб расонад.
6. Дар ҳолати бемории дандон ин маҳсулотро таҳти назорати духтури дандон истифода баред.
7. Ин маҳсулотро дар якҷоягӣ бо маҳсулоти даҳон ё маҳсулоте, ки духтури дандон тавсия кардааст, истифода бурдан мумкин аст.
8. Шахсоне, ки мутахассис нестанд, набояд ин дастгоҳро ба қисмҳо ҷудо кунанд ва ба сӯрохиҳои он ашёи бегона ворид кунанд.
9. Тавсия дода намешавад, ки ин дастгоҳро дар шароити сахт берун аз бино истифода баред.
10. Ба зарфи дастгоҳ йод, маҳлули сафедкунанда ё равғанҳои хушбӯйи дар об ҳалнашаванда нарезед. Ин моддаҳо ба кори дастгоҳ таъсир расонда, муҳлати истифодаи онро кӯтоҳ мекунанд.
11. Пеш аз истифодаи ин маҳсулот, тамоми ҷавоҳиротро аз даҳон дур кунед.
12. Агар захмҳои намоён дар забон ё даҳон мавҷуд бошанд, ин маҳсулотро истифода набаред.
13. Агар духтур антибиотик таъйин кунад, ин маҳсулотро танҳо бо тавсияи мушаххаси духтур истифода баред.
14. Маҷрои обро ба гӯши худ равона накунед, то осеб надиҳед.
15. Ба кӯдакони то 3-сола иҷозат надиҳед, ки ин маҳсулотро истифода баранд.
16. Маҳсулотро дар як ҳуҷраи хушк ва тоза аз нури бевоситаи офтоб ва манбаъҳои гармӣ нигоҳ доред.

17. Пеш аз гирифтани маҳсулот барои нигоҳдории дарозмуддат (зиёда аз 3 моҳ) батареяро пурра пур кунед.
18. Кӯшиш накунед, ки маҳсулотро бе об дар зарф фурӯзон кунед, ин метавонад боиси аз кор мондани дастгоҳ гардад.
19. Барои тоза кардани зарф оби гармро аз 50 °C зиёд истифода набаред. Барои зиёд кардани мухлати хизмати бак ба деформатсияи он дар натичаи таъсири харорати баланд рох надихед. Барои тоза кардани ин маҳсулот тавсия дода мешавад, ки оби ҳарорати хонагӣ дар зери 40 °C ё як ҷараёни оби лӯла истифода шавад.
20. Ба об хамираи дандоншуй, намак, лавҳаҳои сахти даҳоншӯйкунанда ё дигар моддаҳои кимиёвиро илова накунед, то банд нашавед ва ба маҳсулот осеб нарасонед.
21. Пеш аз рехтани шустушӯи даҳон ё тару тоза, санҷед, ки оё онҳо изопропилмиристат доранд, ки метавонад ба маҳсулот зарар расонад ва ба кори муқаррарӣ таъсир расонад.
22. Маҳлулҳои ҳалкунанда, спиртҳо ва дигар маҳсулоти тозакунандаи хашмгинро истифода набаред, вагарна ин метавонад боиси тағир ёфтани ранги маҳсулот ва нокомӣ гардад.

ДАР КУТУТ: (1) ирригатор, (2) сопло стандартӣ, (3) сопло пародонт, (4) сопло тозакунандаи забон, (5) халтаи нигоҳдорӣ, (6) дастур, (7) сими пуркунандаи USB-C.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 3 h

ВАҚТИ КОР: • реҷаи нозук - 50 дақиқа • режими пурқувват - 45 дақиқа • режими импулс - 100 дақиқа • ҳолати безараргардонӣ - 220 дақиқа

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: не

Давомнокии кор бо зарфи пур: • ҳолати нозук: 35 ± 8 сония • ҳолати пурқувват: 30 ± 8 сония • ҳолати импулс: 65 ± 10 сония

КУВВА: • ҳолати нозук: 392-637 kPa • ҳолати пурқувват: 686-931 kPa • ҳолати набз: 588-833 kPa

Шумораи импулсҳо дар як дақиқа: 1600±20%

Ғунҷоиши зарф: 130 ml

Муқовимат ба об: IPX7



MIGA PRO - ирригатори сайёри даҳон

Барои пешгирии бемориҳои дандон кӯмак мекунад

Хокҳои ғизоро хориҷ мекунад

Барои пешгирии ковишҳо кӯмак мекунад

Ҷойҳои душвор дастраси даҳонро тоза мекунад

Нигоҳубини асбобҳои ортодонтӣ

Мушкилот: варақи дандонпизишкӣ, кариес, боқимондаҳои ғизо дар сохторҳои ортодонтӣ, бемории резини, бӯи нафас.

МАТЕРИАЛҲО: пластикаи MS, пластикии ABS.

Вазн: 260 g.

ФУНКЦИЯҲО:

Моеъ ҷойҳои дастнорасро тоза мекунад, ки ба шумо имкон медиҳад, ки пайдоиши кариес, инчунин сохторҳои ортодонтиро тоза кунед.

Фишори моеъе, ки ирригатор ба вуҷуд меорад, милки дандонҳоро масҳ мекунад, ки гардиши хун ва муолиҷаи онҳоро бармеангезад.

Ба ирригатор 3 намуди NASADOK дохил карда шудааст, ки ҳар яки онҳо вазифаи худро доранд:

Сопло стандартӣ барои тоза кардани ҳаррӯзаи дандон истифода мешавад. Нӯги кач барои шустани лавҳа ва пасмондаҳои ғизо кӯмак мекунад.

Orthodontic Nasa барои тоза кардани системаҳои брасс тарҳрезӣ шудааст. Дар охири ин сопло ба гайр аз сурохии гузариши об хасу хасаш хаст. Ба туфайли он қуфлҳои сохторҳои ортодонтӣ тоза карда мешаванд, лавҳа ва пасмондаҳои ғизо аз онҳо шуста мешаванд.

Сараки пародонтологӣ барои тоза кардани кисаҳои милки дандон истифода мешавад. Ин кисаҳо вақте пайдо мешаванд, ки милки илтиҳобшуда аз дандон ҷудо мешавад. Сарак нӯги резинии нарм дорад, ки барои нигоҳубини милки дандон пешбинӣ шудааст.

Реҷаи безараргардонӣ обанборро стерилизатсия мекунад. Тамос бо об ва махлулхои гиёхӣ боиси афзоиши микроорганизмхои патогенӣ дар ирригатор гардад. Лампаи ултрабунафши дарунсохт обанборро стерилизатсия мекунад.

Хусусиятҳо:
1. 3 сопло дар маҷмӯа.
2. Зиёд кардани зарфи об - 180 ml.
3. Тарҳрезии қатшаванда ирригаторро паймон ва барои интиқол қулай мегардонад.
4. Реҷаи безараргардонии зарф.
5. Бахши нигаҳдории сопло, ки дар ирригатор сохта шудааст.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Насб ва хориҷ кардани сопло соплоро аз қисмати нигаҳдории сопло хориҷ кунед. Пеш аз пахш кардан барои ислоҳ кардани сопло соплоро ба васлаки сопло гузоред. Барои хориҷ кардани сопло, тугмаи иваз кардани соплоро пахш кунед ва онро аз розетка кашед. Соплоро дар қисмати нигоҳдории сопло ҷойгир кунед ва ба таври бехатар қулф кунед.
2. Бо об пур кунед Сарпӯши зарфро кушоед. Ирригаторро ба таври горизонтал нигох дошта, об мерезанд. Обро резед, зарфро пӯшед. Тавсия дода мешавад, ки оби софи софро истифода баред. Агар об эҳсос сард, истифода об дар ҳарорати хонагӣ на бештар аз 40 °C. Оби шӯр низ метавонад истифода шавад, як воситаи барои холигоҳи даҳон тибқи тавсияҳои духтур.
3. Ҳолати фаъол ва интихоб кунед Барои фаъол кардани дастгоҳ ба тугмаи фурӯзон клик кунед. Барои гузаштан ба ҳолати тозакунӣ, тугмаи фурӯзонро кӯтоҳ пахш кунед. Пахши дарози (3 сония) тугмаи режим - суръатро тағир медиҳад. Пас аз истифода дастгоҳро бо пахши дароз (3 сония) хомӯш кунед. Вақте ки хомӯш карда мешавад, дастгоҳ реҷаи охирини истифодашударо дар хотир нигоҳ медорад ва дафъаи оянда он фурӯзон мешавад, он ба таври худкор дар ин режим кор мекунад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Соплоҳои стандартии бисёрфункционалӣ истифода баред. Тугмаи фаъолро пахш кунед, режим ва суръати дилхоҳро интихоб кунед. Сипас соплоро дар муқобили дандонҳо ҷойгир кунед, то ҷараёни об ба минтақаи коркардшуда перпендикуляр бошад. Эзоҳ: дандонҳои ҳассос ба осонӣ хунравӣ мекунанд. Ҳавопайморо мустақиман ба милкҳо равона накунед!
2. Шустани дандонҳои пушти худро оғоз кунед ва ба дандонҳои пеши худ ҳаракат кунед. Тамоми дандонҳоро гузаронед, то он даме, ки милкҳо ва фосилаи байни дандонҳо тоза карда шаванд, дар ҳар як дандон кӯтоҳ нигоҳ доред. Агар шумо аз беруни дандон оғоз карда бошед, тартиби пуштро такрор кунед. Ин алгоритм бояд ҳам барои сатри болоӣ ва ҳам дар поёни дандон анҷом дода шавад. Эзоҳ: Ба одамоне, ки дандонҳои ҳассос доранд, тавсия дода мешавад, ки режими нозукро интихоб кунанд.
3. Барои тоза кардани кисаҳои резини аз соплоҳои пародонтологӣ истифода баред. Тугмаи барқро пахш кунед, ҳолати дилхоҳро интихоб кунед. Соплоро ба кунҷе ҷойгир кунед, ки нӯги сопло ба канори дандонҳо ва дар кисаи дандонҳо нигаронида шавад. Тозакуниро мувофиқи тавсияҳои дар боло зикршуда анҷом диҳед.
4. Барои тоза кардани системаҳои брасс, соплочаи ортодонтикиро истифода баред. Илова ба сӯрохи барои гузариши ҷараёни об, он дар охири он хасу дорои бӯйҳои сахт дорад, бинобар ин, қуфлҳои системаҳои брейсро хуб тоза карда, лавҳа ва пасмондаҳои ғизоро аз онҳо шуста мебарад.
5. Реҷаи безараргардонӣ: ирригаторро дар ҳолати пӯшидааш пӯшонед ва режими тозакунии ултрабунафш ба таври худкор барои 10 дақиқа оғоз мешавад.

6. Ба лампаи стерилизатсияи бунафшранг бевосита нигоҳ накунед, то ба биниш осеб нарасонад.

Басомади истифода:
2 бор дар як рӯз, пас аз хӯрок, барои нигоҳубини сохторҳои ортодонтӣ - пас аз ҳар хӯрок.

Мӯҳлати дархост:
Он бемаҳдуд аст.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. авҷ гирифтани пародонтит, равандҳои илтиҳобии шадид дар холигоҳи даҳон.
2. Хунравии шадиди милки дандон.
3. Дарҳол пас аз ҷарроҳӣ дар холигоҳи даҳон.

Огоҳӣ:
1. Ҳангоми пуркунии барқ, пайвасткунаки пуркунандаи барқро хушк нигоҳ доред.
2. Ба манбаи барқи дорои шиддати аз оне, ки муқарраршуда фарқ мекунад, пайваст накунед.
3. Пуркунандаи барқро бо дастони тар нарасонед.
4. Дастгоҳи вайроншуда ё корношоямро истифода набаред.
5. Маҷрои обро мустақиман ба забон, гӯш ва дигар узвҳои бадан равона накунед - фишори об метавонад онҳоро осеб расонад.
6. Дар ҳолати бемории дандон ин маҳсулотро таҳти назорати духтури дандон истифода баред.
7. Ин маҳсулотро дар якҷоягӣ бо маҳсулоти даҳон ё маҳсулоте, ки духтури дандон тавсия кардааст, истифода бурдан мумкин аст.
8. Шахсоне, ки мутахассис нестанд, набояд ин дастгоҳро ба қисмҳо ҷудо кунанд ва ба сӯрохиҳои он ашёи бегона ворид кунанд.
9. Тавсия дода намешавад, ки ин дастгоҳро дар шароити сахт берун аз бино истифода баред.
10. Ба зарфи дастгоҳ йод, маҳлули сафедкунанда ё равғанҳои хушбӯйи дар об ҳалнашаванда нарезед. Ин моддаҳо ба кори дастгоҳ таъсир расонда, муҳлати истифодаи онро кӯтоҳ мекунанд.
11. Пеш аз истифодаи ин маҳсулот, тамоми ҷавоҳиротро аз даҳон дур кунед.
12. Агар захмҳои намоён дар забон ё даҳон мавҷуд бошанд, ин маҳсулотро истифода набаред.
13. Агар духтур антибиотик таъйин кунад, ин маҳсулотро танҳо бо тавсияи мушаххаси духтур истифода баред.
14. Маҷрои обро ба гӯши худ равона накунед, то осеб надиҳед.
15. Ба кӯдакони то 3-сола иҷозат надиҳед, ки ин маҳсулотро истифода баранд.
16. Маҳсулотро дар як ҳуҷраи хушк ва тоза аз нури бевоситаи офтоб ва манбаъҳои гармӣ нигоҳ доред.
17. Пеш аз гирифтани маҳсулот барои нигоҳдории дарозмуддат (зиёда аз 3 моҳ) батареяро пурра пур кунед.
18. Кӯшиш накунед, ки маҳсулотро бе об дар зарф фурӯзон кунед, ин метавонад боиси аз кор мондани дастгоҳ гардад.
19. Барои тоза кардани зарф оби гармро аз 40 °C зиёд истифода набаред. Барои зиёд кардани мухлати хизмати бак ба деформатсияи он дар натичаи таъсири харорати баланд рох надихед. Барои тоза кардани ин маҳсулот тавсия дода мешавад, ки оби ҳарорати хонагӣ дар зери 40 °C ё як ҷараёни оби лӯла истифода шавад.
20. Ба об хамираи дандоншуй, намак, лавҳаҳои сахти даҳоншӯйкунанда ё дигар моддаҳои кимиёвиро илова накунед, то банд нашавед ва ба маҳсулот осеб нарасонед.

21. Пеш аз рехтани шустушӯи даҳон ё тару тоза, санҷед, ки оё онҳо изопропилмиристат доранд, ки метавонад ба маҳсулот зарар расонад ва ба кори муқаррарӣ таъсир расонад.
22. Маҳлулҳои ҳалкунанда, спиртҳо ва дигар маҳсулоти тозакунандаи хашмгинро истифода набаред, вагарна ин метавонад боиси тағир ёфтани ранги маҳсулот ва нокомӣ гардад.

ДАР КУТУТ: (1) ирригатор, (2) сопло стандарт, (3) сопло пародонт,
4. сопло ортодонтия 5) халтаи нигоҳдорӣ, 6) дастур, 7) сими пуркунандаи USB-DC.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 4 h

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: не

ВАҚТИ КОР ДАР ҲАР РЕЖИМ ВА СУРЪАТ:
РЕЖИМ СТАНДАРТ
• Суръати суст - 96 дақиқа
• Суръати миёна: 72 дақиқа
Суръати қавӣ: Ҳолати набзи 59 дақиқа
• Суръат суст - 133 дақиқа
• Суръати миёна: 103 дақиқа
• Суръати баланд - 84 дақиқа
• РЕЖИМ НАРМ
• Суръати суст - 140 дақиқа
• Суръати миёна: 96 дақиқа

БАСОЗИИ ПУЛЬС ДАР ХАР РЕЖИМ ВА СУРЪАТ:
РЕЖИМ СТАНДАРТ
• Суръати суст - 1440/дақиқа
• Суръати миёна: 1920/дақиқа
• Суръати қавӣ: 2400/дақиқа
• РЕЖИМИ НАБЗ
Суръати суст - 1440/дақ. ± 10%
Суръати миёна - 1920 / дақ. ± 10%
Суръати қавӣ - 2400 / дақиқа. ± 10%
• РЕЖИМ НАРМ
Суръати суст - 960 / дақиқа. ± 10%
• Суръати миёна: 1440/дақ ±10%
• Суръати қавӣ - 1920 / дақ. ± 10%

Ғунҷоиши зарф: 180 ml

Муқовимат ба об: IPX7

ВАКТИ ИСТИФОДА (ХОЛОГИИ) ЯК ОБАНБОРИ ПУРРА:
РЕЖИМ СТАНДАРТ
• Суръати суст - 116 сония
Суръати миёна - 68 сония Суръати пурзур - 55 сония

РЕЖИМИ НАБЗ
Суръати суст - 144 сония
• Суръати миёна: 93 сония
• Суръати баланд - 65 сония ҳолати нарм
• Суръати суст - 143 сония
Суръати миёна: 92 сония
• Суръати баланд - 65 сония

КУВВА: Реҷаи стандартӣ • Суръати паст - 339,2 kPa • Суръати миёна - 661,2 kPa • Суръати баланд - 901,1 kPa. Ҳолати набз • Суръати паст - 315,1 kPa • Суръати миёна - 460,6 kPa • Суръати баланд - 776,3 kPa. Ҳолати нарм • Суръати паст - 133,1 kPa • Суръати миёна - 375,8 kPa • Суръати баланд - 655,0 kPa



MIO2 - дастгоҳи масҳи микроҷараёнӣ бо EMS

Мустаҳкамии пӯстро беҳтар мекунад

Аломатҳои пиршавиро коҳиш медиҳад

узвҳоро ҳамвор мекунад

Варам ва пигментатсияро ҳадаф қарор медиҳад

Мушкилот: узвҳои рӯй, варами рӯй ва доираҳои зери чашм, пӯсти кундзебӣ ва лоғар, косташавии ҷӯйҳо, тағиротҳои вобаста ба синну сол, васеъшавии сӯрохиҳо, пигментатсия.

МАТЕРИАЛҲО: пластикии ABS, пластикии компютер, хӯлаи руҳ.

Вазн: Массажер - 80 g, асос - 70 g.

ФУНКЦИЯҲО:

EMS - ҷараёни электрикӣ барои миостимуляцияи мушакҳо, он ба қабатҳои пӯст амиқ ворид шуда, ба қабати мушакҳо мерасад. Ҳавасмандкунии кашиши мушакҳо, EMS ба танг шудани пӯст мусоидат мекунад, эффекти лифтинг зоҳир мешавад, истеҳсоли коллаген ва эластин меафзояд, мустаҳкамӣ ва чандирии пӯст меафзояд, варамҳо бартараф карда мешаванд.

Функсия ба шумо имкон медиҳад, ки дар ҳарорати 42 + / - 3 °C масҳ кунед ва ба ин васила ҷараёни хун ва лимфаро суръат бахшед, равандҳои мубодилаи моддаҳоро фаъол созед, таъминоти бофтаҳоро бо оксиген афзоиш диҳед. Дар натиҷа, ранги рӯй беҳтар мешавад, пӯст ҳамвор мешавад ва аломатҳои пиршавӣ камтар намоён мешаванд.

Вибрация як таъсири механикӣ ба пӯст аст, ки тамоми равандҳои мубодилаи моддаҳоро дар ҳуҷайраҳо тақвият медиҳад, хориҷшавии токсинҳоро ҳавасманд мекунад, ба барқароршавии пӯст мусоидат мекунад.

Хусусиятҳо:
1. 3 шеваи: EMS, гармидиҳӣ, EMS / ларзиш / гармидиҳӣ.
2. Ҷараёнҳои моддӣ - дар дастгоҳи навшудаи тамғаи WAU, муҳандисон бо танзими қувваи ҷорӣ ва басомади набз ба он ноил гардиданд, ки амалиёти НИМЗ на танҳо дар натиҷаи истифода таъсири намоён дошт, балки дар ҷараёни коркард низ ба назар мерасад.
3. Ду канали мустақил (2 электрод ҳамчун манбаи ҷараён) масоҳати фарогириро зиёд намуда, ба мушакҳо ва ҳиссиёти ҷараён бештар таъсир мерасонад.
4. Пуркунии бесим - бо истифода аз пойгоҳи пуркунандаи барқ пур кардан.
5. Идоракунии осон - дастгоҳ бо 1 тугма идора карда мешавад: аз фурӯзон ва хомӯш кардани режимҳо.
6. Шакли каҷшудаи MIO2 контурҳои рӯйро такрор мекунад ва кунҷҳои конус барои масҳ кардани нуқтаҳои акупунктура ва ором кардани мушакҳо кӯмак мекунанд. Шакли дастгоҳ инчунин имкон медиҳад, ки онро барои массажи гуа-ша истифода баред.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Дастгоҳи идоракунии MIO2 аз ҷониби 1 тугма сохта шудааст.
2. Дастгоҳро бо пахши тӯлонии тугмаи фурӯзон/хомӯш фаъол кунед.
3. Бо пахши кӯтоҳи тугмаи фурӯзон/хомӯш ҳолати дилхоҳро интихоб кунед:
• Нишондиҳандаи кабуд - EMS;
• Нишондиҳандаи сурх - гармкунӣ;
Нишондиҳандаи сафед - омехтаи EMS, гармӣ ва ларзиш.
4. Массажерро бо пахши тӯлонии тугмаи фурӯзон/хомӯш хомӯш кунед.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Ба пӯст гели масҳкунандаи гузаронанда молед. Сатҳи кории дастгоҳро ба минтақаи массаж истифода баред.
2. Минтақаи рӯй ва гарданро масҳ кунед, мувофиқи ҷойгиршавии анатомияи мушакҳои рӯй аз поён ба боло ҳаракат кунед.
3. Бо истифода аз сатҳи кории MIO2, шумо метавонед ҳангоми ҳаракат дар хатҳои масҳ массажи гуаша кунед.
4. Гӯшаи конусии дастгоҳ барои масҳ кардани нуқтаҳои акупунктура пешбинӣ шудааст. Ба ин нуқтаҳо каме ламс кунед ва як доираи хурд созед.

Басомад ва давомнокии истифода:

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади давраи нигоҳубин
Пӯсти зич / варам кардан / кохиш	Бегохӣ, нимаи дуйуми руз	Ҳолати EMS - 3-5 дақиқа Ҳолати EMS + Гарм + Вибрация - 5 дақиқа	2-3 маротиба дар як ҳафта	10 ҳафта. Танаффус: 2 ҳафта. Курси 10-ҳафтаинаро мунтазам такрор кунед.
ПУСТИ ХУШК БО ХАТҲОИ НАЗИН	Дар субх.	Ҳолати гармидиҳӣ - 2-3 дақиқа Ҳолати EMS - 3-4 дақиқа Реҷаи EMS + Гармкунӣ + Вибрация - 3 дақиқа	1-2 бор дар як ҳафта	10 ҳафта. Танаффус: 2 ҳафта. Курси 10-ҳафтаинаро мунтазам такрор кунед.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Вайрон кардани тамомияти пӯст.
2. давраи муолиҷаи пӯст пас аз як қатор расмиёти косметикӣ (масалан, тағдиди лазер, пӯсти химиявӣ, мезотерапия ва ғ.).
3. истеъмоли доруҳо бо стероидҳо.

Огоҳӣ:
1. Дастгоҳро ба об нагузоред.
2. Дастгоҳро дар муҳити намнок пур накунед (масалан, дар назди ванна, душ, ҳавзи пур).
3. Дастгоҳро ба оташ напартоед.
4. Агар худи массажер ё ҷузъҳои он осеб дида бошанд, дастгоҳро истифода набаред.
5. Массажерро ҳадди ақҷал як маротиба дар 2 моҳ пурра 100% пур кунед - ин мӯҳлати хизмати батареяро дароз мекунад.
6. Ин дастгоҳ барои истифода аз ҷониби одамони то 12-сола ва одамони дорои қобилиятҳои ҷисмонӣ, эҳсосӣ ва ақлӣ пешбинӣ нашудааст.

ДАР ҚУТТИ: (1) массажер, (2) пойгоҳи пуркунандаи барқ, (3) сими пуркунандаи USB-C,
4. халтаи нигоҳдорӣ (5) рӯймолча, (6) дастур.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

Андозаҳо (H X W X D): Массажер 136x54x22 mm, пойгоҳи барқгиранда 85x78x52 mm

МАНБАИ КУВВА: батареяи литий-ион

Иқтидори батарея: 500 mAh

Шиддати корӣ: 3,7 V

КУВВА: 5 W

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 2,5 h

ВАҚТИ КОР: 50 дақиқа аз пур кардани барқ

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 10 min

Суръати ларзиш: 1200 гардиш дар як дақиқа

Шиддати EMS: 2 mA

Басомади ҷараён: 2,5 kHz

ШАКЛИ МАВҶ: шакли мавҷи росткунҷаи симметрии дуфазаӣ

Ҳарорати гармкунӣ: 42 ± 3 °C

Муқовимат ба об: IPX4



MIRA - дастгоҳи масҳи лифтингӣ барои рӯй ва гардан

Варамро коҳиш медиҳад

Рӯ ва гарданро мебардорад

узвҳоро коҳиш медиҳад

Мустаҳкамии пӯстро беҳтар мекунад

Акнеро ҳадаф қарор медиҳад

Мушкилот: узвҳо, сустшавӣ ва коҳиши пӯст, гум шудани нур ва бад шудани ранги пӯст, варам, сурхшавӣ, хашм, илтиҳоб.

МАТЕРИАЛҲО: пластикаи компютерӣ, пластикии ABS, силикон, хӯлаи руҳ.

Вазн: массажер - 164 g, асос - 115 g

ФУНКЦИЯҲО:

EMS як ҷараёни электрикӣ барои миостимуляцияи мушакҳо буда, ба қабатҳои пӯст амиқ ворид шуда, ба қабати мушакҳо мерасад. Ҳавасмандкунии кашиши мушакҳо, EMS ба танг шудани пӯст мусоидат мекунад, эффекти лифтинг зоҳир мешавад, истеҳсоли коллаген ва эластин меафзояд, мустаҳкамӣ ва чандирии пӯст меафзояд, варамҳо бартараф карда мешаванд.

ВИБРАТСИЯ - ларзишҳои механикӣ (=импулсҳо), ки дренажи лимфа ва микроциркуляцияро (ҳаракати моеъҳо: хун/лимфа) дар бофтаҳо беҳтар мекунанд, инчунин тазиқи мушакҳоро ором мекунанд, ки боиси аз байн рафтани варам, беҳтар шудани ранги рӯй ва зиёд шудани воридшавии маҳсулоти косметикӣ мегардад.

LED - Терапия - ҳар як ранг ба дарозии мавҷи муайян дар спектри нури намоён мувофиқат мекунад. Бо таъсир ба пӯст дар умқи гуногун, рӯшноӣ аз ҷониби ретсепторҳои пӯст ҷаббида мешавад, равандҳои табиии дохили ҳуҷайраро фаъол карда, аксуламали муайяни пӯстро ба вуҷуд меорад. Нури сурхи LED - ба пӯст амиқ ворид шуда, аз ҷониби митохондрия ҷаббида мешавад ва истеҳсоли коллаген ва эластинро тавассути фибробластҳо фаъол мекунад. Натиҷаи ин равандҳо дар чунин эффектҳои эстетикӣ ифода меёбад: ҷавоншавӣ, чандирӣ, кам кардани узвҳо. Нури кабуди LED аз ҷониби бактерияҳои порфирин P. acnes ҷаббида мешавад, ки боиси ташаккули оксигени singlet мегардад, ки бактерияҳоро нест мекунад ва ба ин васила бо акне, илтиҳоб мубориза мебарад ва ғадудҳои равғанро ба эътидол меорад. Нури сабзи LED - пӯстро ором мекунад, рагҳои хунро танг мекунад ва ҷараёни лимфаҳоро беҳтар мекунад. Хуб барои пӯсти ҳассос ва реактивӣ. Барои бартараф кардани сурхшавӣ, кам кардани варам, мубориза бо купероз самаранок аст.

Гармӣ - боиси вазодилятсия - васеъшавии рагҳои хурди хун мегардад. Ин ҷараёни хунро ба минтақаи табобатшуда зиёд мекунад. Афзоиши гардиши хун, дар навбати худ, ба зуд бартараф кардани маҳсулоти мубодилаи моддаҳо мусоидат мекунад, ғизои умумии ҳуҷайравии пӯстро беҳтар мекунад. Илова бар ин, афзоиши гардиши хун, баланд шудани ҳарорати бадан, каналҳои арақро фаъол мекунад. Ин сӯрохиҳои сӯрохиҳоро аз ҷиҳати ҷисмонӣ «кушода», онҳоро барои тоза кардан ё гирифтани косметика омода мекунад.

Сард - рагҳоро танг мекунад ва ба ин васила ҷараёни хунро ба сатҳи пӯст маҳдуд мекунад ва гузариши деворҳои капиллярҳоро коҳиш медиҳад - ин боиси кам шудани сурхшавӣ (аз ҳисоби кам шудани ҷараёни хун) ва бартараф кардани варам (аз ҳисоби кам шудани баромади моеъ аз рагҳо ба бофта) мегардад.

Хусусиятҳо:
1. 5 технология. Таъмини бисёрфункция. 1 дастгоҳ барои ҳалли ҳама мушкилот, пасандоз ҳангоми харид.
2. Дастгоҳ ба шумо имкон медиҳад, ки режимҳоро якҷоя кунед ва нигоҳубинро ба ниёзҳои пӯстатон мутобиқ созед.
3. 3 сатҳҳои EMS. Барои интихоби экспозицияи бароҳати бедард.
4. 3 фототерапия нур, барои ҳалли мушкилоти гуногун.
5. Шакли эргономикӣ: Дастаки ҳаҷмӣ чанголи бароҳатро таъмин мекунад, ки ба шумо имкон медиҳад, ки диққати худро ба масҳ равона кунед.
6. Технологияи интеллектуалӣ. Массажер дар таймери интеллектуалӣ кор мекунад, пас аз 10 дақиқа массаж, дастгоҳ ба таври худкор хомӯш мешавад. Режими хунук низ то 3 дақиқа кор мекунад, ки ин бехатарии дастгох ва кори пурсамари технологияро таъмин мекунад.
7. Сатҳи кории бисёрфункционалӣ. Сатҳи кории камоншакл ба шумо имкон медиҳад, ки бо миқдори зиёди минтақаҳо кор кунед: гардан, манаҳ (контурҳои рӯй), рухсораҳо, майдони зери чашм, пешонӣ.
8. Маводи рӯи кор. Дар сари МИРА ду электроди фаъоле гузошта шудааст, ки аз пӯлод сохта шудаанд, ки бо рӯйпӯши тиллоӣ сохта шудаанд. Аз рӯи гузарониши барқ тилло ҷои сеюмро ишғол мекунад, танҳо баъд аз ду металл: нуқра ва мис. Пӯшидани махсуси электродҳо ба гузариши ҷараён бо ин дастгоҳ мусоидат мекунад.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Дастгоҳ бо пахши тӯлонии тугмаи миёна (тугмаи LED) фаъол мешавад.
2. Кӯтоҳ пахш кардани тугмаи LED нури фототерапияро иваз мекунад. Дар пахши аввал нури LED-и сурх, пахши дуюм чароғи кабуди LED, пахши сеюм сабз, пахши чорум функсияи фототерапияро хомӯш мекунад.
3. Ҳар дафъае, ки чароғи фототерапия дар атрофи тугмаи LED фурӯзон карда мешавад, диоди рӯшноӣ, ки ба нури муайяни фототерапия мувофиқ аст, равшан мешавад.
4. Як пахши кӯтоҳ оид ба тугмаи боло (тугмаи EMS) дорои ҳолати EMS. Як пахши кӯтоҳ ба шумо имкон медиҳад, ки сатҳи шиддатнокии EMSро муқаррар кунед. пресси якум - 1 дарачаи шиддатнокӣ (заиф), пресси дуйум - 2 дарачаи шиддатнокӣ (миёна), пресси сейум - 3 дарачаи шиддатнокӣ (кувват). Пахшкунии такрорӣ ҳолати EMS-ро комилан хомӯш мекунад.
5. Дар хар як гузариши режим дар дисплейи аппарат дарачаи шиддати чараён нишон дода мешавад: аз заифтарин то сахттарин. 1 дараҷаи шиддат 1 диодро, 2 дараҷа - 2 диодро, дар дараҷаи 3 ҳама 3 диодро месузонад.
6. Тӯлони пахшкунии тугмаи боло (тугмаи EMS) ларзиши мавҷро дар бар мегирад. Пахши дарозмуддати такрории тугмаи боло функсияи ларзишро хомӯш мекунад.
7. Кӯтоҳ пахш кардани тугмаи поёни (тугмаи ҳарорат) ҳолати сардро фаъол мекунад. Он 3 дақиқа кор мекунад ва пас аз ин вақт ба таври худкор хомӯш мешавад. Ин дастгоҳро аз гармшавӣ муҳофизат мекунад ва ба шумо имкон медиҳад, ки дар ҳарорати хунуктарин дар ҳолати хунуктарин кор кунед. Вақте ки шумо режими сардро дар дисплейи дастгоҳ фаъол мекунед, нишонаи термометри кабуди LED равшан мешавад.
8. Такрор пахш кардани тугмаи ҳарорат сардиро ба гармӣ мегузарад. Хангоми гузаштан ба режими гарм дар дисплей нишонаи термометри сурх равшан мешавад.

9. Дастгоҳи масҳ вақтсанҷ дорад. Пас аз 10 дақиқаи кор дастгоҳ худкор хомӯш мешавад.
10. Барои хомӯш кардани дастгоҳ тугмаи LED-ро пахш карда нигоҳ доред.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Ба пӯст барандаи гели контактӣ ё маҳсулоти нигоҳубини ба об асосёфтаи гелро молед, ки гузариши беҳтари ҷараёнҳоро барои натиҷаҳои максималӣ таъмин мекунад.
2. Дастгоҳро фаъол созед. Усулҳои лозимиро танзим кунед.
3. Масҳро аз минтақаи гардан оғоз кунед. Хатҳои амудиро аз гӯши гӯш ба устухони гулӯ гузаронед. Барои "кушодани" роҳҳои лимфатикӣ.
4. Баъдан масҳҳои рӯйро анҷом диҳед, ки аз рӯи хатҳои массажӣ аз маркази рӯй ба канори канори он ҳаракат кунед. Самти ҳаракат ба таври диагоналӣ ба боло барои муқобила бо вазнинӣ ва мустаҳкам кардани мушакҳо мебошад. Тартиби ҳаракат аз поён (аз манаҳ) ба боло (ба хати мӯй дар пешонӣ) гузаронида мешавад.
5. Майдони пешонӣ ҳамвор кардани узвҳои уфуқиро талаб мекунад, барои ин амудӣ ба боло ҳаракат кунед.
6. Барои оғози массаж тавсия дода мешавад, ки режими гармидиҳӣ ва ларзишро пайваст кунед. Омезиши ин ду технология барои омода кардани пӯст кӯмак хоҳад кард: онро то ҳадди имкон ба компонентҳои фаъол ва ҳавасмандкунӣ қабул кунад. Мақсади омӯзиш истироҳат кардани мушакҳо, васеъ кардани сӯрохиҳо барои тозакунӣ, баланд бардоштани гардиши хун ва дренажи лимфатикӣ барои омода кардани ҳуҷайраҳо мебошад. Давомнокии таъсир то 2 дақиқа.
7. Минбаъд қисми асосии тартиб меояд, ки дар давоми он ҳуҷайраҳо ва мушакҳо ҳавасманд карда мешаванд, гардиши хун беҳтар мешавад. Ҳадафи ин марҳила эҷод кардани коллаген ва эластин, машқ кардани мушакҳо (бардоштан) ва бартараф кардани мушкилоти мушаххас (масалан, акне ё пигментатсия) мебошад. Ҳолати EMS-ро фаъол созед, барои шумо сатҳи бароҳати шиддатро муқаррар кунед. Табобати LED-ро насб кунед. Бо чароғи сурхи LED оғоз кунед.
8. Пас аз таъсири асосии ҷавонсозӣ барои ҳалли мушкилоти мушаххас, шумо метавонед чароғҳои LED-и сурхро ба кабуд (ҳангоми кор бо акне ва муболиза бо мундариҷаи фарбеҳ) ё сабз (барои ором кардани пӯст ва муболиза бо купероз / сурх) гузаронед. Давомнокии умумии марҳила 6 дақиқа аст.
9. Бо истифода аз функсияи хунук масҳро анҷом диҳед. Ин марҳила ба шумо имкон медиҳад, ки натиҷаҳои бадастомадаро сабт кунед. Сармо пӯстро ором мекунад, сурхии боқимондаро бартараф мекунад ва ҷузъҳои фаъоли косметикаро дар пӯст ислоҳ мекунад. Марҳилаи ниҳоӣ то 2 дақиқа аст.

Басомад ва давомнокии истифода:

Навъ ё мушкили пӯст	**Вақти истифода**	**Давомнокӣ ва тартиб**	**Басомади истифода**	**Давраи нигоҳубин**
Пӯсти равғанин ё омехтаи сурохиҳои васеъшуда/ РАҲГАНИ РАВҒИН / ИЛҲОҲОИ ПАС аз акне	СУБХ	EMS + Нури кабуд LED + Сард. Бо ҳолати сард оғоз кунед (2 дақиқа), пас EMS ва нурро илова кунед. Шиддати ҳадди ақали EMS-ро барои то 3 табобат истифода баред, сипас тадриҷан зиёд кунед.	2-3 маротиба дар як ҳафта, барои 10-15 дақиқа	КУРСИ муолиҷа: 1 моҳ Танаффус: 2-3 моҳ Байни курсҳо: чароғҳои кабуди LED дар як ҳафта 2-3 маротиба барои 10-15 дақиқа

САГГИ / НАКШИ ПИРНАВИИ ПАНЧАГИ / ПУФОНИ СУБХ	СУБХ	EMS + Сард. Бо режими сард оғоз кунед (2 дақиқа), пас EMS илова кунед. Шиддати ҳадди ақали EMS-ро барои то 3 табобат истифода баред, сипас тадриҷан зиёд кунед.	3-4 маротиба дар як ҳафта, барои 10-15 дақиқа	Курси муолича: 1 мох. Танаффус: 2-3 моҳ.
Пӯсти кунди / ГУМ ШУДАНИ ТОҶИКӢ ВА ТОНА	Субҳ / шом (ҳар вақт)	EMS + Нури сурхи LED + Гармӣ (10-15 дақиқа), сипас хунук (2-3 дақиқа). Шиддати ҳадди ақали EMS-ро барои то 3 табобат истифода баред, сипас тадриҷан зиёд кунед.	2-3 маротиба дар як ҳафта, 10-15 дақиқа	Давра: 1 моҳ. Пас аз 4-5 моҳ такрор кунед. Байни давраҳо: ҳафтае 1 сеанси нигоҳдоранда.
ПУСТИ ХУШК/БЕКИСТОН	ШОМ	EMS + Гарм. Бо режими гармӣ оғоз кунед (2 дақиқа), пас EMS илова кунед. Шиддати ҳадди ақали EMS-ро барои то 3 табобат истифода баред, сипас тадриҷан зиёд кунед.	2 бор дар як ҳафта, 10-15 дақиқа	Давра: 1 моҳ. Пас аз 4-5 моҳ такрор кунед. Байни давраҳо: дар ҳар 2 ҳафта 1 сеанси нигоҳдоранда.
Пӯсти баркамол / ГУМ КАРДАНИ ҚАТЪИ ВА ТОНА	ШОМ	EMS + Нури сурхи LED + Гарм. Бо режими гармӣ оғоз кунед (2 дақиқа), пас EMS ва нурро илова кунед. Шиддати ҳадди ақали EMS-ро барои то 3 табобат истифода баред, сипас тадриҷан зиёд кунед.	2-3 маротиба дар як ҳафта, 15 дақиқа	Давра: 1-1.5 моҳ. Пас аз 4-5 моҳ такрор кунед. Байни давраҳо: моҳе 1-2 сеанси нигоҳдоранда ва нури сурхи LED ҳафтае 3 бор (15 дақиқа).
ГИПЕРТОНИКИЯИ мушакхо/шиддат	ШОМ	EMS (танҳо дараҷаи шиддатнокии 1) + Нури сабзи LED. Шиддати ҳадди ақали EMS-ро барои то 3 табобат истифода баред, сипас тадриҷан зиёд кунед.	2-3 маротиба дар як ҳафта, 15 дақиқа. Бо самти нахҳои мушакҳо ҳаракат кунед.	Давра: 1-1.5 моҳ. Пас аз шаш моҳ ё ҳангоми эҳсоси тарангии мушакҳо такрор кунед.
Пӯсти ҳассос / КУПЕРОЗ ДАР РЕМИССИЯ	Субҳ / шом (ҳар вақт)	EMS (танҳо дараҷаи шиддатнокии 1) + Нури сабзи LED. Шиддати ҳадди ақали EMS-ро барои то 3 табобат истифода баред, сипас тадриҷан зиёд кунед.	2 маротиба дар як ҳафта, 10 дақиқа	Давра: 1 моҳ. Пас аз 4-5 моҳ такрор кунед. Байни давраҳо: дар ҳар 2-3 ҳафта 1 сеанси нигоҳдоранда.

ГАРДАН	ШОМ	EMS + нури сурхи LED + гармкунӣ. Аз гармкунӣ оғоз кунед (2 дақиқа), сипас EMS ва нурро илова кунед. Дар 3 амалиёти аввал шиддати пасттарини EMS-ро истифода бурда, баъдан онро тадриҷан баланд кунед. Танҳо агар ҳолатҳои манъи истифода, аз ҷумла бемории ғадуди сипаршакл, набошанд, истифода баред. Ҳамеша аз минтақаи ғадуди сипаршакл ва синуси каротид дар паҳлӯи он, ки набз ҳис мешавад, дурӣ ҷӯед.	2-3 маротиба дар як ҳафта, 10-15 дақиқа	Давра: 1 моҳ. Пас аз 4 моҳ такрор кунед. Байни давраҳо: дар ҳар 2 ҳафта 1 сеанси нигоҳдоранда.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ин дастгоҳ танҳо барои истифодаи шахсӣ дар хона аст ва таҷҳизоти тиббӣ нест.
2. Категорияхои зерини шахсоне, ки асбобро танхо бо рохбарии духтур:
• Занони ҳомиладор ва ширдеҳ.
• Одамоне, ки пӯсти ҳассос ё бемориҳои пӯст доранд.
Одамоне, ки таҷҳизоти электронии тиббӣ насб карда шудаанд (масалан, кардиостимулятор).
• Одамони гирифтори диабети қанд ё ихтилоли гардиши хун.
3. Дастгоҳро дар соҳаҳои зерин истифода набаред:
• Минтақаҳои осебдидаи пӯст (ҷарахҳо, илтиҳоб, экзема).
• Майдонҳои луобпардаҳо (чашм, даҳон).

Огоҳӣ:
1. Ҳангоми истифодаи режими хунук, дастгоҳро дар як минтақаи пӯст ба муддати зиёд нигоҳ надоред, то сармозада нашавад.
2. Ҳангоми истифода аз реҷаи гармидиҳӣ, агар шумо аз ҳад зиёд гармиро ҳис кунед, барои пешгирӣ кардани сӯхтан, амалиётро фавран қатъ кунед.
3. Кӯдакон бояд дастгоҳро танҳо зери назорати калонсолон истифода баранд.

ДАР КУТУТИ: (1) Массажи MIRA, (2) Сарпӯши сатҳи корӣ, (3) Пойгоҳи барқгиранда, 4. Сими USB-Type C, 5) дастур, 6) халтаҳои нигоҳдорӣ.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

Андозаҳо (H X W X D): 179,5x72x48,4 mm (массаж), 81x69,8x64,8 mm (асоси)

КУВВА: 10 W

Шиддати корӣ: 3,7 V

МАНБАИ КУВВА: батареяи дарунсохташудаи полимерии литий

Иқтидори батарея: 1350 mAh

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 3 h

ВАҚТИ КОР: 35 min

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 10 дақиқа Ҳолати гармӣ - 5 дақиқа Ҳолати хунук - 3 дақиқа

Суръати ларзиш: 7000 гардиш дар як дақиқа

Қувваи ҷараён: Сатҳи 1 - 1,9 mA 2 сатҳ - 2,48 mA 3 сатҳ - 3,44 mA

Басомади ҷараён: Сатҳи заиф - 20 kHz Сатҳи миёна - 25,2 kHz Сатҳи баланд - 30,6 kHz

Дарозии мавҷ: Нури LED сурх - 630 nm Нури кабуди LED - 460 nm Нури LED сабз - 520 nm

ШАКЛИ МАВЧ: шакли мавҷи симметрии дуфазай

ИНТЕНСИВИВИИ РАДИАЦИЯ:
Чароғи сурх - 10 mW/cm² Нури кабуд - 24 mW/cm² Чароғи сабз - 21 mW/cm²

Муқовимат ба об: IPX3



MORI BLACK - чӯткаи барқии дандон бо мавҷҳои садоӣ

дандонҳоро мустаҳкам мекунад | Дандонҳоро тоза мекунад | Татарро нест мекунад

Мушкилот: Шустани дандонҳо, лавҳа, бӯи нафас, бемории резини.

МАТЕРИАЛ: пластикӣ.

Вазн: 200 g.

ФУНКЦИЯҲО:
Фаъолияти щетка ба принципи ларзиши басомади баланд асос ёфтааст. Тозакунӣ на бо садо, балки бо ларзиши босуръати бӯйҳо, ки тавассути мавҷи садо (= ларзиши басомади баланд) ба вуҷуд меояд. Бӯйҳо ҳаракатҳои тези тозакуниро аз милки дандон ба канори дандон анҷом медиҳанд ва суръати баланд ҷараёни микрофунксияҳоро аз оби даҳон, об ва хамираи дандон ба вуҷуд меорад. Ин ҷараёни динамикии моеъ дар даҳон ҳатто ҷойҳои душвор дастрасро самаранок тоза мекунад.

Хусусиятҳо:
1. 5 ҳолати корӣ: аз нарм (31000 ларзиш) то шадидтарин (48000 ларзиш).
2. 2 намуди соплоҳои пур аз bristles аз сахтии нарм ва миёна.
3. Маслиҳатҳои шунавой дар бораи тағир додани минтақаи тозакунӣ.
4. Мӯйҳои сопло бо сахтии миёна ранги дигар карда, зарурати иваз кардани соплоро хотиррасон мекунанд.
5. Функсияи хотира.
6. Кабели пойгоҳҳои пуркунандаи барқ.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Соплоро ба щутка маҳз болои чоҳи нӯги муҳаррики электрикӣ (шоҳи интиқол) ҷойгир кунед ва онро насб кунед. Муҳим: ҳангоми насб кардан ба шумо лозим нест, ки соплоро гардед.
2. Барои фурӯзон кардани хасу тугмаи фаъол / хомӯш / гузаришро кӯтоҳ пахш кунед.
3. Пахшҳои кӯтоҳмуддати такрории режимҳои гузариш тугмаҳо бо ин тартиб: Ҳассос, Нигоҳубини резини, Лаҳистон, Сафед, Тоза.
4. Ҳар 30 сония хасу ҳамчун ёдраскунӣ барои тағир додани майдони тозакунӣ таваққуф мекунад.
5. Пас аз 2 дақиқа, вақти кори худкори хасу ба охир мерасад ва он хомӯш мешавад.
6. Барои худатон хомӯш кардани хасу тугмаи фурӯзон/хомӯш/режимро пахш кунед.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Соплоро насб кунед.
2. сопло щӯткаи дандоншуйро бо об тар кунед ва ба миқдори зарурии хамираи дандоншӯйӣ молед.
3. Чӯткаро даргиронед.
4. Соплоро дар даҳон ҷойгир кунед. Онро дар кунҷи 45 дараҷа нисбат ба милк нигоҳ доред. Тугмаи фаъолро пахш кунед, режими бароҳати корро интихоб кунед.
5. Шустани дандонҳои худро оғоз кунед. Сари шустушӯйро ба болои дандон бо ҳаракатҳои рӯфтан аз пояи дандон то ба охир паҳн кунед.
6. Духтурони дандон тавсия медиҳанд, ки дандонҳои худро на камтар аз 2 дақиқа тоза кунед. Хоки дахонро ба 4 майдон таксим кардан мумкин аст ва хар як чоряки дандон (квадранта)-ро дар муддати 30 сония тоза кунед.
Барои риояи ин тавсия, таймер дар хасу ҳар 30 сония муқаррар карда мешавад:
Чӯтка чанд сония қатъ мешавад. Пас аз 2 дақиқа, вақти кори худкори щетка ба охир мерасад ва он хомӯш мешавад.
7. Пас аз анҷоми тартиб, соплоро бишӯед ва онро ба таври табиӣ хушк кунед. Бадани чуткаи дандоншуйро низ бо об шустан мумкин аст.

Басомади истифода:
2 бор дар як рӯз, 1 ҷаласаи тозакунӣ 2 дақиқа.

Мӯҳлати дархост:
Мухлати истифодабарии 1 сопло 3 мох аст.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Пародонтитҳои сироятӣ.
2. Давраи баъди ҷарроҳӣ ё давраи муолиҷаи захмҳои холигоҳи даҳон.
3. зиёд шудани ҳассосияти дандонҳо.
4. Ҳаракатнокии патологии дандонҳо.
5. Он барои истифодаи кӯдакон пешбинӣ нашудааст.

Огоҳӣ:
1. Сопло дар чуткаи дандоншикании соникӣ пас аз ҳар истифода бояд бо об шуста шавад.
2. Бадани хасу метавонад бевосита бо об тоза карда шавад.
3. Барои пешгирӣ кардани ходисахои нохуш хангоми пуркувват ба пояи пуркунанда чизхои металлӣ нагузоред.
4. агар бадан ё соплоаш осеб дида бошад, аз истифодабарии щетка даст кашед.
5. Аз манбаъҳои гармӣ дур нигоҳ доред.
6. Чӯткаи дандоншикании электрикиро худатон ҷамъ накунед ё ҷудо накунед.

ДАР КУТУТ: (1) корпуси чуткаи дандоншуй, (2) сопло бо бӯйҳои мулоим,
3. сопло бӯи миёна, (4) пойгоҳи индуксиони барои пуркунии,
5. дастур.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 12 h

ВАҚТИ КОР: 240 min

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 2 min

РИМ ВА ларзиш:
• Нозук - 31000 гардиш дар як дақиқа
нигоҳубини резини - 35000 гардиш дар як дақиқа
• Сайёркунӣ - 41000 гардиш дар як дақиқа
• Сафедкунӣ - 45000 гардиш дар як дақиқа
Тозакунӣ - 48000 гардиш дар як дақиқа

Муқовимат ба об: IPX7



MORI 2.0 - чӯткаи барқии дандон бо мавҷҳои садоӣ

дандонҳоро мустаҳкам мекунад

Дандонҳоро тоза мекунад

Татарро нест мекунад

Барои пешгирии гингивит кӯмак мекунад

Мушкилот: Шустани дандонҳо, лавҳа, бӯи нафас, беморii резини.

Маводҳо: пластикии компютер.

Вазн: 110 g.

ФУНКЦИЯҲО:
Фаъолияти щетка ба принципи ларзиши басомади баланд асос ёфтааст. Тозакунӣ на бо садо, балки аз ҳисоби ларзиши босуръати бӯйҳо, ки тавассути мавҷи садо ба вуҷуд меояд, ба амал меояд.

Чӯтка бо интиқолдиҳандаи қувваи пахшкунанда муҷаҳҳаз аст, ки фишори ҷисмониро ба сигнали электрикӣ табдил медиҳад.

MORI 2.0 бо функсияи тартиб додани харитаҳои 3D барои таҳлили тозакунӣ муҷаҳҳаз шудааст. Қуттии дезинфексия бо стерилизатори ултрабунафш муҷаҳҳаз шудааст, ки микробҳо ва вирусҳоро нест мекунад.

Хусусиятҳо:
1. Вақтсанҷи интеллектуалӣ.
2. 5 реҷаи тозакунии касбӣ:
• Эҳтиёт (режим барои дандонҳои ҳассос)
• Тозакунӣ (тозакунии стандартӣ)
• Сирри сафед (сафедкунӣ)
• Сайёр кардан
• Массаж
3. Системаи муҳофизат аз пошидан.
4. Танзими шиддат: ҳар як режим 5 сатҳро (10, 30, 50, 70 ва 90) пешниҳод мекунад, то шумо метавонед танзимоти бароҳатро интихоб кунед.
5. Нишондиҳандаи интерактивии 3D минтақаҳои тозакунӣ.
6. Ҳолати стерилизатсияи ултрабунафш.
7. Огоҳӣ дар бораи иваз кардани сопло.
8. Нишондиҳандаи барқ ва назорат ҳангоми пуркунӣ.
9. Сенсори фишор бо нишондиҳандаи LED
10. Се намуди соплоҳои ивазшаванда дар маҷмӯа барои намудҳои гуногуни тозакунӣ
• Сопло тозакунии классикӣ барои гигиенаи ҳаррӯза
• Сопло сафедкунанда бо таъсири мукаммали сайқалдиҳӣ
• Сопло барои дандонҳои ҳассос бо bristles мулоим

11. Функсияи хотира.
12. Автомаърифи сопло.
13. Фаъолсозии худкор.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Чуткаи дандоншӯии MORI 2.0 бо функсияи ивазкунии худкор муҷаҳҳаз аст:
Вақте ки шумо баданро бо кафи худ мепӯшед, хаска фаъол мешавад.
2. Бо пахши кӯтоҳи тугмаи функсияи фурӯзон/хомӯш/интихоб, хасуро фаъол кунед.
3. Менюро бо пахш кардани тугма барои тағир додани функсияҳо, барои интихоби бахш ба таври мухтасар тугмаи фаъол / хомӯш / интихоб кардани функсияро пахш кунед.
4. Аз бахшҳо ба банди "Меню / Танзимот" парвоз кунед, ба он равед. Дар бахши "Меню" "3D OFF / 3D OFF" -ро интихоб кунед. Онро тавассути пахш кардани тугмаи фурӯзон/хомӯш як маротиба фаъол созед.
5. Забонеро интихоб кунед. MORI 2.0 барои конфигуратсия ва истифодаи минбаъда омода аст.
6. Сопло и зарурироро интихоб намуда, онро махз аз болои чохи нӯги мотори электрики (шахи интиқол) ҷойгир кунед ва насб кунед. Пас аз насб кардани соплоҳо, конфигуратсияи хаси MORI 2.0-ро мувофиқи дастур идома диҳед.
7. Ба бахши Танзимот гузаред. Қисмати "Вақти тозакунӣ" -ро интихоб кунед. Вақтро таъин кунед: 2/3/4 дақиқа ё "Бемаҳдуд" бо пахш кардани тугмаи интихоби функсия.
8. Бо интихоби "Бозгашт" аз бахши "Танзимот" ба менюи умумӣ баргардед.
9. Дар меню ҳолати тозакуниро муайян кунед.
10. Пас аз интихоби режим, шиддатро бо пахш кардани тугмаи интихоби функсия муқаррар кунед. Дар хаси MORI 2.0, 5 сатҳи қудрат барои ҳар як режим пешниҳод карда мешавад: 10, 30, 50, 70 ва 90.
11. Чӯткаи MORI 2.0 вазифаи хотира дорад. Ҳангоми зиёда аз 10 сония истифода бурдани режим, хасу онро дар хотир нигоҳ медорад ва дафъаи оянда онро фаъол мекунад.
12. Ҳамчун ёдрас кардани зарурати иваз кардани минтақаи тозакунӣ, хасу MORI 2.0 як тавоққуфи кӯтоҳ мегирад. Агар вақти тозакунӣ 2 дақиқа бошад, щетка ҳар 30 сония, бо вақти тозакунӣ 3 дақиқа - ҳар 45 сония, бо 4 дақиқа тозакунӣ - ҳар дақиқа қатъ мешавад. Агар шумо вақти шустушӯи номаҳдудро ("Бемаҳдуд") интихоб кунед, хаска тавоққуф намекунад.
13. Чӯткаи садоии MORI 2.0 бо сенсори қувваи фишор муҷаҳҳаз аст. Дар қафои хасу индикатори рӯшноӣ мавҷуд аст, ки ранг ва намуди ларзишро тағйир медиҳад, барои назорат кардани фишор ҳангоми тозакунӣ садои ду-дуро мебарорад.
14. Пас аз вақти тозакунии худкор, щеткаи дандоншӯӣ хомӯш мешавад. Агар шумо хоҳед, ки хасуро мустақилона қатъ кунед, пас аз 5 сонияи тозакунӣ тугмаи фурӯзон/хомӯшро кӯтоҳ пахш кунед.
15. Дар охири тозакунӣ сатҳи боқимондаи пуркунии барқ ва натиҷаи тозакунӣ бо харитаи холигии дандонпизишкӣ дар экрани хаска пайдо мешавад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Соплоро насб кунед.
2. сопло щӯткаи дандоншуйро бо об тар кунед ва ба миқдори зарурии хамираи дандоншӯйӣ молед.
3. Соплоро дар даҳон ҷойгир кунед. Онро дар кунҷи 45 дараҷа нисбат ба милк нигоҳ доред. Бӯйҳоро ба хати резини ё каме болотар такя кунед.
4. Чӯткаро даргиронед, режими бароҳати корро интихоб кунед.
5. Шустани дандонҳои худро оғоз кунед. Сари шустушӯйро ба болои дандон бо ҳаракатҳои рӯфтан аз пояи дандон то ба охир паҳн кунед.
6. Барои тоза кардани сатхи дарунии дандонхои боло чуткаи дандоншуй бояд дар холати рост бошад, то сари чуткаи дандоншуй амудӣ ба дандон гузошта шуда, хар як дандон тоза карда шавад.
7. Пас аз вақти муайяни тозакунӣ, хаска қатъ мешавад. Дисплей сатҳи боқимондаи барқро нишон медиҳад, сипас харитаи 3D-и холигоҳи даҳонро бо натиҷаи тозакунӣ нишон медиҳад.

8. Тартиби гузаштаро дар харитаи 3D таҳлил кунед - ин ба корбар барои ноил шудан ба тозагии комил кӯмак мекунад.
9. Пас аз анҷоми тартиб, соплоро бишӯед ва онро ба таври табиӣ хушк кунед. Бадани чуткаи дандоншуйро низ бо об шустан мумкин аст.

Басомади истифода:
2 бор дар як рӯз, 1 ҷаласаи тозакунӣ 2 дақиқа.

Мӯҳлати дархост:
Мухлати истифодабарии 1 сопло 3 мох аст.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Пародонтитҳои сироятӣ.
2. Давраи баъди ҷарроҳӣ ё давраи муолиҷаи захмҳои холигоҳи даҳон.
3. зиёд шудани ҳассосияти дандонҳо.
4. Ҳаракатнокии патологии дандонҳо.
5. Он барои истифодаи кӯдакон пешбинӣ нашудааст.

Огоҳӣ:
1. Чӯткаи дандоншӯии MORI 2.0-ро кӯдакони аз 8-сола боло ва одамони дорои нуқсонҳои эҳсосӣ, ҷисмонӣ ва рӯҳӣ истифода бурдан мумкин аст, агар онҳо оид ба истифодаи ин дастгоҳ дастур гирифта бошанд ва аз усулҳои бехатари истифода ва хатарҳои эҳтимолии истифодаи нодуруст огоҳ бошанд.
2. Истифодаи ин дастгоҳ ҳамчун бозичаи кӯдакон манъ аст.
3. Чӯткакашӣ ва истифодаи кӯдакон бояд танҳо бо назорати калонсолон анҷом дода шавад.

ДАР КУТУТ: (1) корпуси чуткаи дандоншуй, соплоҳои ивазшаванда: (2) сопло барои дандонҳои ҳассос, (3) сопло барои шустагар, (4) сопло тоза, (5) сими пуркунандаи навъи C,
6. халтаи нигоҳдорӣ, 7) дастур, 8) қуттии безараргардонии соплоҳо.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 8 h

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 2 min

ВАҚТИ КОР: • Ҳолати эҳтиёт - 1200 дақиқа • Ҳолати тозакунӣ - 250 дақиқа • Ҳолати сирдори сафед - 400 дақиқа • Ҳолати сайқал додан - 500 дақиқа • Ҳолати массаж - 400 дақиқа

РЕЖИМ ВА басомади ларзишҳо:
• Эҳтиёт бошед (28000 ларзиш/дақиқа)
Тозакунӣ (37000 ларзиш / дақиқа)
• Сирри сафед (41000 ларзиш/дақиқа)
Лағжиш (36000 ларзиш/дақиқа)
Массаж (35000 ларзиш / дақиқа)

Муқовимат ба об: IPX7



NEO - дастгоҳ барои ҷавон кардани пӯст

Таъсири лифт

Шароити пӯстро ҳадаф қарор медиҳад

Мустаҳкамӣ ва чандирии пӯстро барқарор мекунад

Пигментацияро коҳиш медиҳад

Ҷароҳатро коҳиш медиҳад

Мушкилот: тағйироти вобаста ба синну сол дар контурҳои рӯй, узвҳо, пӯсти лоғар, пигментатсия, акне, rosacea, доғҳо ва доғҳо, аломатҳои дароз.

МАТЕРИАЛҲО: пластикии ABS, пластикии компютер, силикон.

Вазн: массажер бо асос - 183 g.

ФУНКЦИЯҲО:
Дар маркази массажери NEO технологияи истифодаи плазмаи ҳарорати паст (сард) - газе, ки аз молекулаҳои нейтралӣ иборат аст ва зарраҳои заряднок: электронҳои озод, ионҳои мусбат ва манфӣ иборат аст. Плазма пӯстро дезинфексия мекунад, бо акне ва розацея мубориза мебарад, илтиҳобро пешгирӣ мекунад. Тавассути ҳавасмандгардонии барқарорсозии зичии нахҳои коллаген, технологияи плазма ба муолиҷаи захмҳо, доғҳо ва доғҳо мусоидат мекунад. Дар натиҷаи фаъолсозии плазмаи генҳои марбут ба равандҳои зидди пиршавӣ, узвҳо ва пӯшишҳои амиқ дар рӯй кам мешаванд. Дар зери таъсири плазма биоқабатҳои липидҳо аз нав сохта мешаванд ва каналҳо барои гузариши моддаҳои гуногун ба вуҷуд меоянд, ки гузариши косметикаро зиёд мекунанд. Илова бар ин, таъсири плазма кластерҳои меланинро вайрон мекунад ва дар натиҷа, равшании пигментатсия ба амал меояд.

Хусусиятҳо:
1. Тарҳи аслии патентӣ - тарҳ махсус барои бренди WAU омода шудааст, шаклҳои мудавваршудаи пушт ба шумо имкон медиҳанд, ки массажерро дар дастатон бароҳат ҷойгир кунед ва массажро ба қадри имкон осон ва бароҳат анҷом диҳед.
2. Сатҳи кории бароҳат - ба шумо имкон медиҳад, ки ҳам қитъаҳои калони пӯст ва ҳам ҷойҳои душвордастрасро табобат кунед, махсусан барои онҳо нӯги болоии танг пешбинӣ шудааст.
3. 3 дараҷаи шиддат - барои тадриҷан тайёр кардани пӯст ба таъсири плазма.
4. қобили истифода - массажер бо 1 тугма идора карда мешавад, таймери интеллектуалӣ 10 дақиқа насб карда мешавад.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
Дастгоҳро бо об ламс кардан, бо дастҳои тар гирифтан, дар пӯсти тар истифода бурдан манъ аст - ин метавонад хатарнок бошад.
1. Бо пахши тӯлонӣ (2 сония) тугмаи фурӯзон/хомӯш, дастгоҳро фаъол кунед. Ҳангоми фурӯзон, дастгоҳ сигнали садоӣ медиҳад.
2. Дисплей бо нишондиҳандаҳои сатҳи шиддат фурӯзон мешавад. Таҷҳизот 3 дараҷаи қувваи зарбаро таъмин мекунад: Қувват (қавӣ), МИЁНА (миёна) ва МАРМ (заиф). Тугмаи гузариши сатҳро такроран пахш кунед, қувваи таъсиреро, ки барои шумо мувофиқ аст, интихоб кунед. Якум сатҳи SOFT аст, ки нишонаи он дар экран равшан мешавад. Пахшкунии такрории тугма шуморо ба сатҳи МИЁНА мегузарад, пахши навбатӣ сатҳи STRONG-ро оғоз мекунад.
3. Дастгоҳ таймери интеллектуалиро таъмин мекунад, дастгоҳ пас аз 10 дақиқаи кор ба таври худкор хомӯш мешавад ва сигнали аудиоиро мебарорад.
4. Барои хомӯш кардани дастгоҳ, тугмаи фурӯзон / хомӯш / гузариш дараҷаи шиддатро пахш карда нигоҳ доред.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Бо истифода аз тозакунандаи муқаррарии худ худро бишӯед. Пӯсти худро аз ифлоскунандаҳо ва равғани зиёдатӣ тоза кунед.
2. Ҳама осори моеъро аз рӯй хориҷ кунед, пеш аз истифодаи массажер пӯстро пурра хушк кунед. Об дар пӯст метавонад ҳангоми истифодаи дастгоҳ нороҳатии зиёд ба бор орад.
3. Дастгоҳро фурӯзон кунед ва сатҳи шиддатнокии дилхоҳро интихоб кунед. Тавсия дода мешавад, ки бо ҳадди ақали қувваи таъсир оғоз кунед, то пӯст ба истифодаи дастгоҳ мутобиқ шавад.
4. Дар давоми амалиёт, дастгоҳро ба пӯст наздик накунед, онро дар масофаи 2-3 mm аз сатҳи пӯст нигоҳ доред. Массажерро оҳиста қад-қади хатҳои массажӣ аз поён (аз манаҳ) то (то хати афзоиши мӯй) нигоҳ доред. Ба минтақаҳои мушкилот диққати махсус диҳед. Ҳангоми истифода, дастгоҳ садои тавлиди плазма мебарорад, шумо инчунин метавонед бӯи озон дошта бошед - ин муқаррарӣ аст.
5. Пас аз анҷоми тартиб, дастгоҳро хомӯш кунед, косметикаи нигоҳубини худро барои moisturize пӯст истифода баред. Барои беҳтар азхуд кардани косметика, массажи сабук гузаронед.
6. Сатҳи кории дастгоҳро бо рӯймолчаи тар (бо спирт таршуда) тоза кунед. Эзоҳ: Боқимондаҳои чанг ва равған ҳангоми коркарди плазма ба қисмати сафолии сатҳи кории дастгоҳ ба осонӣ часпида мешаванд. Ин метавонад ба зардшавии сатҳи сафолӣ оварда расонад, аммо ба самаранокии дастгоҳ таъсир намерасонад.

Басомад ва давомнокии истифода:

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	Давраи нигоҳубин
акне / илтиҳоб	СУБҲ	Курси ибтидой: 5-10 дақиқа барои ҳар як минтақаи рӯй. Давомнокии умумии як тартиб то 20-30 дақиқа аст. Барои мутобиқ кардани пӯст, афзоиши тадриҷан қувват тавсия дода мешавад: Ҳафтаи 1 сатҳи ҳадди ақал аст (агар пӯст ҳассос бошад, сатҳи ҳадди ақали 2 ҳафтаро истифода баред) Ҳафтаи 2 сатҳи миёнаи ҳафтаи 3 ва баъд аз он - сатҳи максималӣ, агар пӯст ба хубӣ мутобиқ карда шавад Давраи дастгирӣ (пешгирӣ): 10-20 дақиқа барои тамоми рӯй.	Курси ибтидой: 2-3 маротиба дар як ҳафта (шумо метавонед то бартараф шудани зуҳуроти асосӣ идома диҳед) Курси дастгирӣ (пешгири): 1 маротиба дар 10-14 рӯз	Курси ибтидой: 6-8 ҳафта Пас аз анҷоми курс, тавсия дода мешавад, ки 1-2 моҳ танаффус гиред, то пӯст барқарор шавад ва ба ҳавасмандкунии доимӣ одат накунад.
ПИГМЕНТАЦИЯ	ШОМ		2 маротиба дар як ҳафта бо таваҷҷӯҳ ба минтақаҳои гиперпигментация	
Тағйиротҳои вобаста ба синну сол	ШОМ		Курси ибтидой: 2-3 маротиба дар як ҳафта. Курси дастгирӣ (пешгири): 1 маротиба дар як ҳафта (ҷоиз аст 1 бор дар 10-14 рӯз)	
ЗАХМХО	ШОМ	5-10 дақиқа вобаста ба андозаи доғ ва шрам Барои рӯй: аз ҳадди ақали қувваи барқ то 3 сеанс оғоз кунед, сипас қувватро тадриҷан зиёд кунед. Барои бадан: аз қувваи миёна то 3 сеанс оғоз кунед, сипас қувватро тадриҷан зиёд кунед.	2 маротиба дар як ҳафта	Давра: 1-1.5 моҳ. Дар як сол 2-3 давра. Байни давраҳо: моҳе 1-2 амалиёт.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Истифодаи он манъ аст: кӯдакон, шахсони гирифтори аллергия, шахсоне, ки ҷарроҳии рӯй/чашмро аз сар гузаронидаанд.
2. Дастгоҳро бо об ламс кардан, бо дастҳои тар гирифтан, дар пӯсти тар истифода бурдан манъ аст.

Огоҳӣ:
1. Дастгоҳро, агар дар об ғарқ шуда бошад, истифода набаред, агар вайрон ё шикаста бошад, дуруст кор намекунад.
2. Дастгоҳро дар атрофи чашм (қад-қади лабаи болоӣ ва поёнии косахонаи чашм), дар чаккаҳо, рӯйи ғадуди сипаршакл, дар қафаси сина ва узвҳои таносул истифода набаред.
3. Дастгоҳро ба қисмҳо ҷудо накунед, зеро ин метавонад боиси вайроншавӣ, корношоямӣ, зарбаи барқ, сӯхтор ё ҷароҳат гардад.

ДАР КУТУТ: (1) дастгоҳ, (2) такягоҳ, (3) сими барқ, (4) халтаи нигоҳдорӣ, (5) рӯймолча, (6) дастур.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 3 h

ВАҚТИ КОР: 60 min

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 10 min

Қувваи ҷараён: • SOFT: 590 mA ҳангоми тамос бо пӯст, 278 mA бе тамос. • MEDIUM: 1670 mA ҳангоми тамос бо пӯст, 570 mA бе тамос. • STRONG: 1820 mA ҳангоми тамос бо пӯст, 1010 mA бе тамос.

Муқовимат ба об: IPX3



REN - дастгоҳи ултрасадоӣ барои тоза кардани рӯй

Тозакунӣ

Микроциркуляцияро беҳтар мекунад

Exfoliation

Азхудкунии нигоҳубини пӯстро беҳтар мекунад

Мушкилот: зиёд шудани пӯсти равғанин, васеъшавии сӯрохиҳо, комедонҳо, акне, ранги пӯсти носолим, гум шудани чандирии пӯст.

МАТЕРИАЛҲО: пластикии ABS, силикон.

Вазн: 140 g.

ФУНКЦИЯҲО:
Вибратсияи ултрасадои баландбасомад ва ионҳои мусбӣ дар ҳолати "Тозакунии амиқ" пӯстро бодиққат тоза мекунанд. Мавҷҳое, ки тавассути ултрасадо ба вуҷуд омадаанд, ба эксфолиатсияи зарраҳои қабати болоии эпидермис, аз байн бурдани ифлоскунандаҳои рӯизаминӣ ва ҷамъшавии равған мусоидат мекунанд. Дар ҳолати намӣ, ҳамон мавҷҳои ултрасадо дар тандем бо ионҳои манфӣ гардиши хун ва истеҳсоли коллаген / эластинро зиёд мекунанд, ки боиси азхудкунии фаъоли косметика мегардад. Ҳамин тавр, таъсири косметикаи нигоҳубин бештар возеҳтар аст.

Хусусиятҳо:
1. Дастгоҳи паймон барои истифодаи хонагӣ.
2. Сарпӯши магнитӣ сатҳи тозакунандаи дастгоҳро муҳофизат мекунад, ки ба шумо имкон медиҳад, ки қоидаҳои гигиении истифодаи дастгоҳро риоя кунед.
3. Батареяи пуриқтидор, муддати тӯлонии корӣ бидуни пуркунии барқ, то 100 дақиқа мӯҳлати хизмати батарея.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Дастгоҳ бо 1 тугма идора карда мешавад. Бо пахши тӯлонӣ тугмаи "Фаъол / хомӯш / Гузариш режимҳо" -ро нигоҳ доред, то дастгоҳро фаъол созед. Фурӯзон бо сигнали садои дароз ҳамроҳ мешавад.
2. Аввалин ҳолати "Тозакунии амиқ" аст. Нишондиҳандаи мувофиқ фурӯзон мешавад. Шумо садои пайвастаи ларзиши ултрасадоро хоҳед шунид.
3. Барои гузаштан аз реҷа тугмаи "Фаъол/хомӯш/гузариши режимҳо"-ро дубора зер кунед. Гузариши режимҳо бо сигнали садои кӯтоҳ ҳамроҳӣ карда мешавад
4. Дастгоҳ дар реҷаи «Мостизатсия» ба кор шурӯъ мекунад. Нишондиҳандаи мувофиқ фурӯзон мешавад. Шумо садои пуркуввати ларзиши ултрасадоро хоҳед шунид.

5. Дастгоҳро ба воситаи пахш кардани тугмаи "режимҳои фурӯзон/хомӯш/гузариш" хомӯш кунед.
6. Дастгоҳ бо таймери интеллектуалӣ муҷаҳҳаз аст. Скрубер пас аз 10 дақиқаи кор ба таври худкор хомӯш мешавад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
РЕЖИМ: РЕЖИМИ ТОЗАИ АМИК
1. Пеш аз истифода ороиши худро тоза кунед ва рӯятонро бо тозакунанда бишӯед.
2. Барои ба даст овардани самараи беҳтарин пеш аз тозакунӣ, тавсия дода мешавад, ки тартиби буғкунии хунукро бо истифода аз гели дезинкрустатсионӣ (гел барои тозакунии ултрасадо) гузаронед. Гельро ба рӯи худ молед, аз тамоси чашм худдорӣ кунед, бо плёнка пӯшед, гелро барои 15 дақиқа нигоҳ доред, пас ба расмиёти тозакунии скраббер гузаред. Илова ба гел ё лосьон барои тоза кардани ултрасадо, истифодаи маҳлули шӯр, инчунин оби гармӣ иҷозат дода мешавад.
3. Барои фаъол кардани ҳолати "Deep Clear" тугмаи "фаъол/хомӯш/режим"-ро пахш кунед.
4. Дастгоҳро рӯ ба поён, бо теғи скруббер дар кунҷи 40 дараҷа ба пӯст нигоҳ доред. Аппликаторро қад-қади хатҳои массаж ҳаракат кунед, то ки минтақаҳои зарурии рӯйро тоза кунед.
5. Тартиби тозакунӣ дар ҳолати "Тозакунии амиқ" набояд аз 5 дақиқа зиёд бошад.
6. Дастгоҳро хомӯш кунед ё онро ба кор дар ҳолати навбатӣ гузаронед.
7. Рӯятонро бо оби гарм бишӯед, аппликаторро хушк кунед.
8. Пас аз тартиби тозакунӣ, тавсия дода мешавад, ки тартиби намноккуниро оғоз кунед.
1. Пас аз тоза кардани рӯй ба рӯй маҳсулоти нигоҳубини интихобкардаатонро баробар молед.
2. Дастгоҳро фурӯзон кунед ва тугмаро бори дигар пахш кунед, то ба ҳолати намӣ гузаред.
3. Дастгоҳро бо пешаш ба боло гардонед, то ки теғи скруббер бар рӯи пӯст ҳамвор ҷойгир шавад, на дар канори он. Аппликаторро ба рӯи рӯй гузоред ва то пурра ҷаббида шудани маҳсулоти нигоҳубини пӯст қад-қади хатҳои массаж ба боло мулоим ҳаракат кунед.
4. Ҳангоми кор дар ин реҷа тавсия дода мешавад, ки тартибро аз гардан оғоз намуда, аз марказ ба кунҷҳо ҳаракат кунед.
5. Массажро аз манаҳ ба пешонӣ ҳаракат карда, теғи скрубберро аз марказ ба периферия давом диҳед.
6. Кор дар реҷаи «Мостизатсия» метавонад аз 3 то 5 дақиқа давом кунад. Дар охири тартиб, скрубберро бо пахши тӯлонии тугмаи "фаъол / хомӯш" хомӯш кунед.
7. Аппликаторро пок кунед ва скрабберро ба ҷои худ гузоред.

Басомад ва давомнокии истифода:

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	КУРСИ муолича
ТОЗА КАРДАНИ ПУСТИ РАВБИН / акне	Шабона тавсия дода мешавад. Пас аз табобат ороиш надиҳед.	Тозакунии амиқ: 5 дақиқа. Рутубат: 5 дақиқа. Бо ин тартиб истифода баред. Реҷаи намноккунӣ танҳо пас аз тозакунии амиқ самаранок аст.	На бештар аз як маротиба дар як ҳафта	3-4 ҳафта. 2 ҳафта танаффус гиред. Курси 3-4 ҳафтаро такрор кунед ва ин давраро идома диҳед.
КУПЕРОЗ / КИШТХОИ НАМОИШ			На бештар аз ду маротиба дар як моҳ	Тавре ки лозим аст

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Дастгоҳ барои истифодаи инфиродӣ пешбинӣ шудааст. Дастгоҳро бо корбарони дигар мубодила накунед.
2. Дар давоми як моҳ пас аз ҷарроҳӣ ё дар сурати пайдо шудани сӯхтаҳои ҷиддии офтоб дар рӯи пӯсти рӯй истифода накунед.
3. Дар пӯсти илтиҳобшуда ё осебдида истифода набаред.
4. Дар пеши чашмонатон истифода набаред.
5. Истифодаи он дар минтақаҳои патологияи венозӣ ё артериявӣ, инчунин дар беморони гирифтори тромбофлебит ё ҳолатҳои қаблии ихтилоли лахтаи хун манъ аст.

Огоҳӣ:
1. Дастгоҳро дар як минтақаи пӯст муддати тӯлонӣ истифода набаред.
2. дастгоҳро аз ҳарорати баланд дур нигоҳ доред.
3. Ҳангоми мавҷудияти имплантатсияҳои рӯй, тоҷҳои металлии дандонпизишкӣ, пинҳо, брейсҳо ҳангоми истифода, диққати худро ба эҳсосоти шахсӣ равона кунед. Агар ҳангоми истифодаи дастгоҳ дард ё нороҳатӣ эҳсос кунед, истифодаи онро қатъ кунед.

ДАР КУТУТ: (1) скрубери ултрасадо, (2) сарпӯши магнитӣ, (3) сими USB-Намуди C,
4. дастур, (5) болишти нигаҳдории.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 2 h

ВАҚТИ КОР: 100 min

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 10 min

Басомади ултрасадо: 25±5 kHz

Муқовимат ба об: IPX4



SARA - мӯйхушккунак ва росткунак, 2 вазифа дар 1 дастгоҳ

Барои мӯи хушк ва тар

Хушккунии зуд

Мӯйро услуб ва шакл медиҳад

Табобати мулоим

Назорати фриз

Мӯйро рост мекунад

Мушкилот: Зарар ба мӯи бо дарзмолҳои классикӣ, пухтупазӣ (таъсири яхкунӣ), қувваи барқи статикӣ, душворӣ гузоштани мӯйҳои тар, аз даст додани дурахшон.

МАТЕРИАЛҲО: пластикаи MS, пластикии ABS.

Вазн: 441 g (ба истиснои сим), 657 g (бо сим).

ФУНКЦИЯҲО:
Хушккунӣ: Дар дохили он як муҳаррики баландсуръат (BLDC) мавҷуд аст, ки дар як дақиқа 110000 гардиш мекунад. Он ҷараёни пурқуввати ҳаворо ба вуҷуд меорад (то 12 м / с). Хушккунӣ на аз сабаби «паз кардани» мӯй бо ҳарорати баланд, балки аз сабаби шамол додани ҷисми намӣ аз рӯи мӯй аст. Ионизатсия: Ҳангоми хушккунӣ ҷараёни ионҳои манфии заряднок (зиёда аз 30 миллион) ба вуҷуд меояд. Мӯй одатан заряди мусбӣ дорад, ки онҳоро аз ҳамдигар дур мекунад (таъсири "флуфӣ"). Ионҳои манфӣ ин зарядро безарар карда, риштаҳоро мулоим мекунанд. ДАСТГИРӢ: Ҳаво аз сӯрохиҳои танг дар баробари плитаҳо бо кунҷи 45 дараҷа мебарояд. Таъсири фишори равонашуда ба вуҷуд меояд. Вақте ки шумо плитаҳоро фишурда мекунед, ҷараён суръат мегирад, тарозуи мӯйро ба чоҳ "фишор кунед". Дар зери таъсири гармӣ ва ҳавои равонашуда, пайвандҳои гидроген дар мӯйҳои тар муваққатан шикаста мешаванд ва ба шакли рост барқарор мешаванд. Азбаски мӯй бо ҳаво дамида мешавад, он аллакай дар ҳолати рост хушк мешавад ва натиҷаро ислоҳ мекунад. ХАВОИ ХУД (ФИКСАТРОН): Дар марҳилаи ниҳоӣ ҷараёни ҳавои хунук мӯйҳои тафсоншударо фавран сард карда, кутикуларо "мӯҳр" мекунад. Ин оинаро дурахшон мекунад ва ороишро устувор мегардонад.

Хусусиятҳо:
1. Хушк кардан ва рост кардан 2 дар 1. SARA ду вазифаро дар як тартиб муттаҳид намуда, вақти ҷамъкунии умумиро кам мекунад.
2. Бехатарии мӯи: росткунии ҳаво хеле нозуктар аз тамос бо заррин сурх-гарми дарзмол муқаррарӣ аст.
3. танзими инфиродӣ. 3 суръати ҷараён ва 5 режими ҳарорат ба шумо имкон медиҳад, ки нигоҳубини оптималии ҳама намуди мӯйро интихоб кунед.
4. Шиддати универсалӣ. Диапазони васеи шиддат кори устувор ва бехатари дастгоҳро дар ҳама ҷо дар ҷаҳон таъмин мекунад.

5. Усулҳои махсусгардонидашудаи ХУШК ва Тар: танзимоти оқилона барои кори муассир бо мӯи тар ва хушк.
6. Маълумоти LCD-дисплей, назорати пурраи параметрҳои амалиётиро барои истифодаи бароҳат таъмин менамояд.
7. Қулфи бисёрфункционалӣ, ба шумо имкон медиҳад, ки дастгоҳро ҳамчун мӯйхушккунаки мукаммал дар ҳолати печонидашуда истифода баред.
8. Таваққуфи зеҳнӣ. Агар дастгоҳ зиёда аз 10 сония истифода нашавад, он ба таври худкор ба ҳолати интизорӣ мегузарад ва пас аз 3 дақиқа хомӯш мешавад.
9. Функсияи хотира. Дастгоҳ танзимоти охирини истифодашударо дар хотир нигоҳ медорад ва ба шумо имкон медиҳад, ки дафъаи навбатии фурӯзон фавран ба кор шурӯъ кунед.
10. Ионизатсияи пурқувват. Генератор зиёда аз 30 миллион ионҳоро ҷудо мекунад, ки статикаро безарар мегардонад ва мӯй ба оина дурахшон ва абрешимӣ медиҳад.
11. Суръати мотор. Муҳаррики баландсуръат (110000 чархзанӣ) ҷараёни пурқуввати мутамарказро барои тоза кардани намии фаврӣ эҷод мекунад.
12. Режими худтозакунӣ. Функсияи тозакунии автоматии муҳаррик барои нигоҳ доштани қувваи ҳадди аксар ва дароз кардани мӯҳлати хидмат.
13. Дарозии сим: барои истифодаи касбӣ ё хонагӣ, 2 метр озодии ҳаракатро таъмин мекунад.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Васлаки мӯйхушккунаки росткунакро ба розетка пурра гузоред. Нишонаи OFF дар экран фурӯзон мешавад ва нишон медиҳад, ки дастгоҳ хомӯш аст.
2. Дастгоҳи мазкур дорои қулфсоз мебошад, ки ба шумо имкон медиҳад, ки плитаҳои росткунакро дар ҳолати пӯшида нигоҳ доред. Барои кушодани табақҳо, давандаи қулфро ба поён интиқол диҳед. Ҳангоми кушодан, плитаҳо кушода мешаванд, ки ба шумо имкон медиҳад, ки риштаҳои мӯйро дар байни онҳо барои ҳамвор кардан ҷойгир кунед.
3. Барои бо ҳам нигоҳ доштани плитаҳо, онҳоро пайваст кунед ва қулфро ба боло ҳаракат кунед. Дар ҳолати пӯшида, дастгоҳ ҳамчун мӯйхушккун кор мекунад. Ҳолати басташуда инчунин нигоҳдорӣ ва интиқоли бехатари дастгоҳро таъмин мекунад.
4. Барои фаъол кардани дастгоҳ тугмаи фурӯзон/хомӯшро пахш кунед. Дар ҳолати фаъол бо плитаҳои кушода, ҷараёни ҳаво ҳадди аққал хоҳад буд. Барои оғоз кардани росткунаки мӯйхушккунакро фишурда, суръати шамолдиҳии ҳаворо оғоз кунед.
5. Бо пахш кардани тугмаи интихоби режим, танзимотеро интихоб кунед, ки дар онҳо хушк кардан ё ороиш додан мехоҳед.
6. Реҷаи WET барои мӯй фавран пас аз шустан пешбинӣ шудааст ва ба шумо имкон медиҳад, ки дар як вақт хушк ва рост кунед.
7. Реҷаи DRY ба ҳамвор ва мустаҳкам кардани шакли мӯи аллакай хушк нигаронида шудааст.
8. Бо ёрии тугмаи танзими ҳарорат параметрҳои заруриро таъин кунед.
9. Дар реҷаи WET танзимоти баландтар пешниҳод карда мешаванд: 120 °C, 140 °C ва 160 °C барои бухоршавии босуръати намӣ ва ташаккули босуръати шакли curl.
10. Дар ҳолати ХУШК ҳароратҳои зерин мавҷуданд: 80 °C, 110 °C ва 140 °C барои муҳофизат аз гармшавии мӯи аллакай хушкшуда.
11. Режими хароратро хам дар градуси Цельсий ва хам Фаренгейт инъикос кардан мумкин аст. Барои тағир додани тарзи намоиши дараҷаҳо тугмаи ҳароратро барои 3 сония муддати дароз пахш кунед.
12. Бо ёрии тугмаи танзими суръат 1 аз 3 суръати шамолкашии ҳаворо таъин кунед. Шумораи гулбаргҳои нишона бо суръати суръат алоқаманд аст: суръати суст - 1 гулбарг, миёна - 2 гулбарг, ҷараёни пурқуввати ҳаво - 3 гулбарг.

13. Тугмаи суръатро барои 5 сония пахш кунед, то режими худкор тоза кунед. Филтри магнитиро пешакӣ хориҷ кунед. Тозакунӣ 15 сония давом мекунад ва пас аз он ба таври худкор хомӯш мешавад. Филтрро ба ҷои худ гузоред.
14. Агар шумо хоҳед, ки Ҳолати сардро истифода баред, тугмаи ҳавои сардро пахш кунед.
15. Пас аз ба кор андохтани дастгоҳи росткунаки мӯйхушккунак, агар он дар ҳолати кушод бидуни истифода аз 10 сония бештар бошад, ҳолати таваққуф ба таври худкор оғоз мешавад, нишонаи ҳарорат пайваста медурахшад. Агар дастгоҳ зиёда аз 3 дақиқа бекор бошад (дар ҳолати таваққуф), он пас аз вақти муқарраршуда ба таври худкор хомӯш мешавад.
16. Мӯйхушккунаки SARA бо функсияи хотира муҷаҳҳаз шудааст. Дафъаи оянда дастгоҳ фурӯзон мешавад, он дар ҳамон реҷа ва бо он танзимоте, ки дар вақти фурӯзонкунии охирин истифода шуда буданд, оғоз мешавад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Боварӣ ҳосил кунед, ки дастҳоятон хушк ва мӯйҳои шумо хеле тар нестанд (онҳо набояд об начаканд). Тавсия дода мешавад, ки онҳоро аввал бо дастмол хушк кунед.
2. Мӯйҳои худро бо шона бо дандонҳои васеъ бодиққат шона кунед, то дар вақти ороиши ороишӣ печида нашавед.
3. Росткунаки мӯйхушккунакро даргиронед.
4. Ҳолати тарро интихоб кунед.
5. Ҳарорати дилхоҳ ва суръати экспозицияро таъин кунед.
6. Аввалан, SARA-ро дар ҳолати қулфшуда (плитаҳо бастаанд, давандаи пайвасткунанда ба боло ҳаракат мекунад) ҳамчун мӯйхушккунак барои хушк кардани решаҳо истифода баред.
7. Қулфи плитаҳоро кушоед, қуфлро ба поён фуроварда, риштаро дар байни плитаҳо ба қадри имкон ба решаҳо наздик гузоред. Сӯрохиҳо барои тоза кардани ҳаво бояд ба нӯги мӯй равона карда шаванд. Табақҳоро пӯшед, оҳиста-оҳиста росткунакро ба маслиҳатҳо расонед.
8. Агар шумо ороиши мӯйро дар мӯи хушк идома диҳед, режими DRY -ро интихоб кунед.
9. Дар байни плитаҳо як curl гузоред, онро дар байни онҳо ғунҷонед. Ҷараёни ҳаво ба таври худкор ба сатҳи интихобшуда зиёд мешавад. Гаҷетро бемалол ба поён то маслиҳатҳо бironед.
10. Бо шарофати ионизатори дарунсохт статикӣ безарар карда мешавад ва кутикулаи мӯй рост ҳангоми ҳаракат ҳамвор мешавад.
11. Пас аз хушк кардани тамоми массаи мӯй, режими сардро фаъол созед, то шаклро мустаҳкам кунед ва ба мӯй дурахшонии иловагӣ диҳед. Ҳавои хунук тарозуи мӯйро мепӯшонад, ороишро ҳамвортар ва пойдортар мекунад.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Дастгоҳро танҳо барои гузоштани мӯи табиии инсон истифода баред. Мӯйҳои сунъӣ ё мӯйҳои ҳайвонотро истифода набаред.
2. Барои хушк кардани ашёи дигар аз элементҳои гармкунак истифода набаред.
3. Дар ҳаммомҳо истифода бурдан манъ аст. Дастгоҳро ҳеҷ гоҳ дар ванна, душ, дар болои зарфҳои пуршуда ё бо дастони тар истифода набаред.
4. Дастгоҳро ба об нагузоред ё ба оби равон нагузоред.
5. Дастгоҳро дар мӯи аз ҳад таре, ки аз онҳо об мечакад, истифода набаред.
6. Агар худи дастгоҳ ё сими барқ осеб дида бошад, дастгоҳро фурӯзон накунед. Инчунин, агар он афтода бошад, осеби намоён дошта бошад ё дуруст кор накунад, онро истифода набаред.
7. Агар дастгох чунон вайрон шуда бошад, ки кисмхои электрики кушода бошанд, фавран онро аз манбаи барк канда кунед.

8. Одамоне, ки дорои баъзе бемориҳои тиббӣ (масалан, эпилепсия) ё ихтилоли ҳаракат (дискинезия) бояд аз истифодаи дастгоҳ худдорӣ кунанд.
9. Ин дастгоҳ барои истифода аз ҷониби ашхоси (аз ҷумла кӯдакон) дорои қобилиятҳои ҷисмонӣ, эҳсосӣ ё ақлӣ, инчунин ашхосе, ки таҷриба ва дониши нокифоя доранд, пешбинӣ нашудааст, ба истиснои ҳолатҳое, ки онҳо таҳти назорат қарор дошта бошанд ё дастур оид ба кори дастгоҳ гирифта бошанд.

Огоҳӣ:
1. Аз тамоси қисмҳои гармшудаи дастгоҳ бо чашм ва пӯст худдорӣ намоед.
2. Ҳангоми кор дастгоҳро ба рӯи чӯб, коғаз ё матоъ нагузоред. Танҳо сатҳи ҳамвор ба гармӣ тобоварро истифода баред.
3. Барои пешгирии аз ҳад зиёд гармшавӣ ва хатари сӯхтор, ҳеҷ гоҳ дастмол ё ашёи ба ин монандро болои ё зери дастгоҳ нагузоред.
4. Дастгоҳро дар наздикии моеъҳои сӯзишворӣ ё газҳо (масалан, аэрозолҳо, мусс барои гузоштан) истифода набаред.
5. Дар сурати осеб дидани плитаҳо, истифодаи ҳама гуна равған ё дорупошӣ барои гузоштан манъ аст.
6. Пеш аз фурӯзондан, боварӣ ҳосил кунед, ки шиддати шабака бо ин дастгоҳ мувофиқ аст. Дар дастаки парванда параметрҳои он барои тафтиш нишон дода шудаанд.
7. Агар дар вақти кор, пеш аз тоза кардани асбоб, баъд аз хомуш кардан ва ё истифода нашудани асбоб нососӣ руй дихад, хамеша симро аз розетка канда кунед.
8. Симро аз осеб муҳофизат кунед. Ҳеҷ гоҳ худи шнурро накашед - ҳангоми аз розетка баровардан чангакро нигоҳ доред. Симро дар атрофи дастгоҳ печонед.
9. Таъмирро танҳо марказҳои хидматрасонии ваколатдор анҷом дода метавонанд. Таҷҳизотро худатон таъмир накунед, зеро дар он қисмҳои аз ҷониби корбар нигоҳ дошташуда нестанд. Дар сурати вайрон шудан, ба ташкилоте, ки барои қабули даъвоҳо аз истеъмолкунандагон ваколатдор шудааст, тамос гиред.
10. Аппарат дар сурати аз хад зиёд гарм шудан бо калиди бехатарӣ чихозонида шудааст.

ДАР КУТУТ: (1) мӯйхушккунак, (2) халтаи нигоҳдорӣ, (3) дастур, (4) буридан.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

КУВВА: 1600 W

Шиддати номиналӣ: 220-240 V

Суръати муҳаррик: 110000 rpm

Суръат: 12 метр дар як сония

Танзими ҳарорат: Ҳолати ХУШК: 80 °C, 110 °C, 140 °C Ҳолати тар: 120 °C, 140 °C, 160 °C шамолзании сард

Андозаҳо (H X W X D): 329×55×38 mm

Сатҳи садо: 85,6-86,9 dB

Дарозии сими барқ: 2 m



UMI - дастгоҳи ултрасадоӣ барои тоза кардани рӯй

Тозакунӣ

Микроциркуляцияро беҳтар мекунад

Exfoliation

Азхудкунии нигоҳубини пӯстро беҳтар мекунад

Мушкилот: зиёд шудани пӯсти равғанин, васеъшавии сӯрохиҳо, комедонҳо, акне, ранги пӯсти носолим, гум шудани чандирии пӯст.

МАТЕРИАЛҲО: пластикии ABS, силикон.

Вазн: 131 g.

ФУНКЦИЯҲО:

Вибратсияи ултрасадои баландбасомад ва ионҳои мусбӣ дар ҳолати "Тозакунии амиқ" пӯстро бодиққат тоза мекунанд. Мавҷҳое, ки тавассути ултрасадо ба вуҷуд омадаанд, ба эксфолиатсияи зарраҳои қабати болоии эпидермис, аз байн бурдани ифлоскунандаҳои рӯизаминӣ ва ҷамъшавии равған мусоидат мекунанд.

Дар ҳолати намнокӣ, ҳамон мавҷҳои ултрасадо дар тандем бо ионҳои манфӣ гардиши хун ва истеҳсоли коллаген / эластинро зиёд мекунанд, ки боиси азхудкунии фаъоли косметика мегардад. Ҳамин тавр, таъсири косметикаи нигоҳубин бештар возеҳтар аст.

Хусусиятҳо:
1. Дастгоҳи сайёр бо пойгоҳи пуркунандаи магнитии индуксионӣ - барои сафар кардан қулай аст.
2. Сарпӯши магнитӣ сатҳи тозакунандаи дастгоҳро муҳофизат мекунад, ки ба шумо имкон медиҳад, ки қоидаҳои гигиении истифодаи дастгоҳро риоя кунед.
3. Парвандаи кремний ламси нарм барои ҳадди бароҳат ҳангоми истифода.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Дастгоҳ бо як тугма идора карда мешавад. Барои фаъол кардани дастгоҳ тугмаи фурӯзон/хомӯш/режимро пахш кунед.
2. Реҷаи тозакунии амиқ оғоз мешавад, нишондиҳандаи ҳолати мувофиқ фурӯзон мешавад.
3. Барои иваз кардани режим дубора тугмаи фаъол / хомӯш / реҷаҳоро пахш кунед. Дастгоҳ дар реҷаи «Мостизатсия» кор мекунад, индикатори мувофиқ фурӯзон мешавад.
4. Дастгоҳро бо пахш кардани тугмаи режимҳои фаъол / хомӯш кунед.
5. Давомнокии кори скруббер 5 дақиқа аст. Пас аз 5 дақиқа кор, он ба таври худкор хомӯш мешавад. Ҳатто ҳангоми иваз кардани режим, вақти умумии кори дастгоҳ 5 дақиқа хоҳад буд.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:

РЕЖИМ: РЕЖИМИ ТОЗАИ АМИҚ:
1. Пеш аз истифода ороиши худро тоза кунед ва рӯятонро бо тозакунанда бишӯед.
2. Барои натиҷаҳои беҳтарин, пӯстро бо тартиби буғкунии хунук бо истифода аз гели дезинкрустатсия омода кунед. Гельро ба рӯи худ молед, аз чашм дурӣ ҷӯед. Бо филм пӯшед ва 15 дақиқа тарк кунед, пас ба тозакунии ултрасадо оғоз кунед. Шумо инчунин метавонед лосьонро барои тозакунии ултрасадо, маҳлули шӯр ё оби гарм истифода баред.
3. Дастгоҳро фаъол созед.
4. Ҳолати "Тозакунии амиқ" -ро оғоз кунед.
5. Дастгоҳро бо пешаш ба боло нигоҳ доред. Майсаи скрубберро дар кунҷи 40 дараҷа ба пӯст ҷойгир кунед. Аппликаторро қад-қади хатҳои массаж ҳаракат кунед, то ки минтақаҳои зарурии рӯйро тоза кунед.
6. Дастгоҳ пас аз 5 дақиқа ба таври худкор хомӯш мешавад.
7. Рӯятонро бо оби гарм бишӯед.
8. Тези скрабберро хушк кунед.

Режими намнокгардонӣ:
1. Пас аз тозакунӣ, раванди намноккуниро оғоз кунед. Зардобро ба рӯи рӯи яксон молед.
2. Дастгоҳро фаъол созед.
3. Ба режими намноккунӣ гузаред.
4. Дастгоҳро бо пешаш ба поён нигоҳ доред. Сатҳи ҳамвори майсаи скрубберро на канори он, балки ба пӯст гузоред.
5. Аппликаторро бо нармӣ ба боло қад-қади хатҳои масҳ лағжонед, то он даме, ки маҳсулоти нигоҳубини пӯст пурра ҷаббида шавад.
6. Пас аз 5 дақиқа дастгоҳ ба таври худкор хомӯш мешавад.
7. Тези скрубберро хушк кунед.

Басомад ва давомнокии истифода:

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	КУРСИ муолича
ТОЗА КАРДАНИ ПУСТИ РАВБИН / акне	Шабона тавсия дода мешавад. Пас аз табобат ороиш надиҳед.	Тозакунии амиқ: 5 дақиқа. Рутубат: 5 дақиқа. Бо ин тартиб истифода баред. Реҷаи намноккунӣ танҳо пас аз тозакунии амиқ самаранок аст.	На бештар аз як маротиба дар як ҳафта	3-4 ҳафта. 2 ҳафта танаффус гиред. Курси 3-4 ҳафтаро такрор кунед ва ин даврароро идома диҳед.
КУПЕРОЗ / КИШТХОИ НАМОИШ			На бештар аз ду маротиба дар як моҳ	Тавре ки лозим аст

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Дар давоми як моҳ пас аз ҷарроҳӣ ё дар сурати пайдо шудани сӯхтаҳои ҷиддии офтоб дар рӯи пӯсти рӯй истифода набаред.
2. Дар пӯсти илтиҳобшуда ё осебдида истифода набаред.
3. Дар пеши чашмонатон истифода набаред.

Огоҳӣ:
1. Дастгоҳро дар як минтақаи пӯст муддати тӯлонӣ истифода набаред.
2. дастгоҳро аз ҳарорати баланд дур нигоҳ доред.
3. Ҳангоми мавҷудияти имплантатсияҳои рӯй, тоҷҳои металлии дандонпизишкӣ, пинҳо, брейсҳо ҳангоми истифода, диққати худро ба эҳсосоти шахсӣ равона кунед. Агар ҳангоми истифодаи дастгоҳ дард ё нороҳатӣ эҳсос кунед, истифодаи онро қатъ кунед.

ДАР КУТУТ: (1) скраббери ултрасадо, (2) сарпӯши магнитӣ, (3) пойгоҳи пуркунандаи бесим, (4) дастури корбар, (5) матои тоза.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 5 h

ВАҚТИ КОР: 35 min

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: 5 min

Басомади ултрасадо: 25±5 kHz

Муқовимат ба об: IPX5



VIA GOLD - барои ҷавон кардани пӯсти рӯй, 3 вазифа дар 1 дастгоҳ

Варамро коҳиш медиҳад

Контурҳои чеҳраи V-ро муайян мекунад

Тозакунӣ

Бардошт

узвҳоро коҳиш медиҳад

Мушкилот: тағирот дар сеяки поёни рӯй, коста шудани ҷӯйҳо, манаҳи дукарата ва аломатҳои намоёни пиршавӣ: узвҳо, пӯсти фуҷур, сурохиҳои васеъ ва ранги кунд.

МАТЕРИАЛ: ABS пластикӣ, металлӣ.

Вазн: 207,5 g.

ФУНКЦИЯҲО:

УЗИ ва ларзиш - мавҷҳое, ки тавассути ултрасадо ба вуҷуд омадаанд, ба эксфолиатсияи зарраҳои қабати болоии эпидермис мусоидат намуда, ифлосшавии рӯи замин ва ҷамъшавии равғанро бартараф мекунанд. Вибрация ин ифлоскунандаҳоро ба сатҳи пӯст баланд мекунад.

RF - Энергияи радиобасомад, ки қабати амиқи пӯстро (дермаро) тақрибан то 40-55 °C гарм мекунад, ки истеҳсоли коллагенро ҳавасманд мекунад ва чандирии пӯстро зиёд мекунад. Дар баъзе мавридҳо, гармӣ метавонад мубодилаи ҳуҷайраҳои чарбуро низ суръат бахшад (масалан, дар минтақаи манаҳи дуюм). Дар дастгоҳҳои хонагӣ, ҳарорати рӯи пӯст одатан барои истифодаи бехатар 38-45 °C аст.

EMS - электромиостимуляция бо истифода аз ҷараёнҳои басомади паст, ки ба бофтаҳо амиқ ворид мешаванд ва боиси кашиши мушакҳо ва васеъшавии рагҳо, беҳтар шудани ҷараёни хун ва лимфаҳо, ҳавасмандкунии равандҳои мубодилаи моддаҳо ва ғизодиҳии пӯст мешаванд. Дар натиҷа, якбора баланд шудани чеҳра ба амал меояд, оҳанги мушакҳо баланд мешавад, контурҳои рӯй сахттар мешаванд.

Хусусиятҳо:
1. Дастгоҳи паймоне, ки 3 технологияи муассиртаринро муттаҳид мекунад.
2. Ҳалқаи магнитӣ барои васл кардани лавҳаҳои тозакунӣ барои тозакунии ҳамаҷониба дар реҷаи SONIC.
3. Сатҳи танзимшавандаи таъсири EMS.
4. Тубҳои аз пӯлоди зангногир ҳамчун электродҳо барои баланд бардоштани гузаронандагии ҷорӣ.
5. Дастгоҳи VIA ғолиби номинатсияи «Беҳтарин гаҷети зебой»-и Live Organic Awards 2021 мебошад.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Сарпӯши муҳофизатӣ ва сарпӯшро аз дастгоҳ хориҷ кунед.
2. Бо пахши тӯлонӣ тугмаи фаъол / хомӯш / иваз кардани режимҳо, массажерро фаъол кунед.
3. Дастгоҳ 3 режимро пешниҳод мекунад: 1 - SONIC, 2 - RF, 3 - EMS, ки бо тартиби муқарраршуда бо пахши кӯтоҳи тугмаи фурӯзон / хомӯш / иваз кардани режимҳо мегузаранд.
4. Барои хомӯш кардан, тугмаи фурӯзон/хомӯш/режимро пахш карда нигоҳ доред.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:

Режими SONIC
1. Ороиши худро тоза кунед ва рӯятонро бо тозакунанда бишӯед.
2. Тоникро ба матои пахтагин молед ё аз матои тозакунанда истифода баред.
3. Диск ё лавҳаро бо ҳалқаи магнитӣ дар аппликатор ислоҳ кунед.
4. Дастгоҳро фурӯзон кунед, ҳолати SONIC -ро интихоб кунед.
5. Аппликаторро ба рӯйи худ молед, расмиёти тозакуниро давом дода, бо хатҳои масҳ аз поёни манаҳ то хати мӯй дар пешонӣ ҳаракат кунед. Барои беҳтарин натиҷа, тавсия дода мешавад, ки дар ҳама минтақаҳо якчанд маротиба тоза карда, ба минтақаи Т-минтақаи махсус диққат диҳед.
6. Пас аз 3 дақиқаи кор, дастгоҳ ба таври худкор хомӯш мешавад.
7. Диск ё лавҳаро хориҷ кунед ва аппликаторро бо рӯймолчаи тозакунанда тоза кунед.
8. Рӯятонро бо об бишӯед.

РЕЖИМ RF
1. Дар рӯи худ маҳсулоти нигоҳубини обӣ молед. Лутфан қайд кунед, ки таркиб набояд кислотаҳои хашмгин ё равғанҳоро дар бар гирад.
2. Дастгоҳро фурӯзон кунед, онро ба ҳолати RF гузоред.
3. Аппликаторро оҳиста аз маркази рӯй ба берун бо суръати устувор ҳаракат кунед. Онро дар як нуқта муддати дароз нигоҳ надоред.
4. Пас аз 5 дақиқа, дастгоҳ ба таври худкор хомӯш мешавад.
5. Бо дастмоле тозакунанда пасмондаҳои косметикиро аз аппликатор тоза кунед.

РЕЖИМ EMS
1. Барои ба даст овардани натиҷаҳои ҳадди аксар гузариши беҳтари ҷараёни ҷараёнро таъмин мекунад, дар рӯи рӯи об як сохтори ба гел монандро истифода баред.
2. Дастгоҳро фурӯзон кунед, онро ба ҳолати EMS гузоред.
3. Дараҷаи шиддатнокии ҷараёнҳои НИМЗ-ро интихоб кунед: заиф ё қавӣ, барои ин тугмаро бори дигар пахш кунед ва режимҳои фурӯзон / хомӯш / гузаред.
4. Роликҳоро дар контури рӯй ҷойгир кунед, массажерро аз поён ба боло гузоред, пӯстро каме сахттар кунед. Тартибро 3-5 маротиба иҷро кунед, аз рӯи хатҳои массаж аз марказ ба периферия ҳаракат кунед. Аз минтақаи фронталӣ ва атрофи чашм худдорӣ кунед.
5. Пас аз 6 дақиқа, дастгоҳ ба таври худкор хомӯш мешавад.
6. Бо дастпӯшаки тозакунӣ, пасмондаҳои косметикиро аз роликҳо тоза кунед.

Басомад ва давомнокии истифода:

Навъ ё мушкили пӯст	Вақти истифода	Давомнокӣ ва тартиб	Басомади истифода	КУРСИ муолича
ХАСТАГӢ / Гравитационӣ-НАМУДИ пиршавии варам	Бегоҳӣ, пас аз тоза кардан	SONIC бо лавҳаҳои тозакунанда: 3 дақиқа. RF: 5-7 дақиқа. EMS: сатҳи паст - 5 дақиқа; сатҳи баланд дар рухсораҳои поён ва манаҳ - 3 дақиқа. Бо ин тартиб истифода баред, на ҳамзамон.	2-3 маротиба дар як ҳафта	3 ҳафта. 1 ҳафта танаффус гиред. То 3 моҳ такрор кунед. Ҳар 6 моҳ як маротиба.
Пӯст бо хатҳои нозук	Субҳ	SONIC бо дастпӯшакҳои обдор/бардоранда: 3 дақиқа. RF: 10 дақиқа. Аз ҳафтаи 3, EMS: шиддати паст, 5-7 дақиқа.	RF ва SONIC: ду маротиба дар ҳафтаи 1, баъд 3 маротиба дар як ҳафта аз ҳафтаи 2. EMS: ду маротиба дар як ҳафта.	10 ҳафта. 2-3 ҳафта танаффус гиред. Курси 10-ҳафтаинаро такрор кунед. Ҳар 6 моҳ як маротиба.
ГАРДАН	Субҳ	SONIC бо болиштакҳои намноккунанда ё лифтингӣ: 3 дақиқа. RF: 10-15 дақиқа. EMS, сатҳи паст: 5 дақиқа. Пас аз амалиёт сурхшавии пӯст мумкин аст, ин муқаррарӣ аст. Дар миёнаи гардан, рӯйи ғадуди сипаршакл, истифода набаред.	2-3 маротиба дар як ҳафта	10 ҳафта. 2-3 ҳафта танаффус гиред. Курси 10-ҳафтаинаро такрор кунед. Ҳар 6 моҳ як маротиба.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Истифодаи дастгоҳ дар сурати мавҷуд будани имплантатҳои электронӣ дар бадан, дар ҳузури кардиостимулятор манъ аст.
2. Ин дастгоҳ набояд аз ҷониби шахсоне истифода шавад, ки дар давоми як моҳи охир ҷарроҳии шикамро аз сар гузаронидаанд ва ё дар зери нури офтоб тӯлонӣ қарор гирифтаанд.
3. Ин дастгоҳ набояд аз ҷониби ашхосе, ки пӯсташ осеб дидаанд, сӯхтаҳо, захмҳо ва ҳассосият ба таъсири электромагнитӣ доранд, истифода набаранд.
4. Ҳангоми мавҷудияти тоҷҳои металлӣ-сафолӣ ё сафолии дандонҳо, имплантатсияҳо, брассҳо, инчунин ҳангоми ҳассосияти баланд шудани дандонҳо тавсия дода намешавад.
5. Аз ин дастгоҳ шахсони гирифтори бемориҳои хун, сил, бемориҳои узвҳои дарунӣ, варамҳои ашаддӣ, фишори хун, ҳарорати баланди бадан, асабҳои рӯй истифода набаранд.
6. Ҳангоми истифодаи массажер либоси аз нахи сунъӣ дӯхташуда набояд пӯшида шавад.
7. Дастгоҳро дар ҳолати EMS дар атрофи чашм, даҳон, дар ғадуди сипаршакл, дар ҷойҳои пайҳои амалиёти пластикӣ, ҷароҳатҳо истифода набаред.

8. Дастгоҳро дар минтақаҳои ҳассоси атрофи чашм истифода набаред, зеро пӯсти он ҷо борик ва нозук аст.
9. Дастгоҳро дар луобпардаи луобӣ истифода набаред (масалан, дар дохили бинӣ, даҳон, минтақаи узвҳои таносул), зеро ин метавонад боиси хашмгинии маҳаллӣ шавад.

Огоҳӣ:
1. Аппарати коркунандаро бе назорат нагузоред.
2. Дар ҳарорати баланд массажерро истифода набаред.
3. Дастгоҳро худатон ҷудо накунед.
4. Ҳангоми пуркунии барқ фурӯзон накунед.
5. Пас аз задан ё афтодани дастгоҳ, пеш аз идомаи истифода, тафтиш кунед, ки ягон осебе вуҷуд дорад.
6. Ба якпорчагии сими барқ ва сими барқ диққат диҳед, то аз зарбаи барқ канорагирӣ кунед.
7. Пеш аз истифода соат, айнак ва дигар ашёеро, ки қисмҳои металлӣ доранд, хориҷ кунед.

ДАР КУТУТ: (1) дастгоҳ, (2) сарпӯши ғалтаки EMS, (3) ҳалқаи магнитӣ дар аппликатор, (4) сими USB-C барои пуркунии барқ, (5) дастур, (6) рӯймолча,
7. халтаи нигоҳдорӣ.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

ВАҚТИ ПУРКУНӢ: 3 h

ВАҚТИ КОР: Ҳолати SONIC - 150 дақиқа; Реҷаи RF - 40 дақиқа; Реҷаи EMS - 2700 дақиқа

ТАЙМЕРИ интеллектуалӣ: • Ҳолати SONIC - 3 дақиқа • Реҷаи RF - 5 дақиқа • Ҳолати EMS - 6 дақиқа

Қувваи ҷараён: Ҳолати SONIC - 100-400 mA • Ҳолати RF - 200-2800 mA • Ҳолати EMS - 3-30 mA

басомад:
• SONIC 3 MHz ±10%
• Реҷаи RF 1 MHz

басомади EMS: 2,91 КГц

ШАКЛИ МАВҶ: шакли мавҷи росткунҷа

Муқовимат ба об: IPX6



YUKI - дастгоҳи IPL барои бартараф кардани мӯй бо хунуккунӣ

Мӯйҳои номатлубро нест мекунад

афзоиши мӯйро суст мекунад

Аз сӯхтаҳо ва дард муҳофизат мекунад

Пӯсти ҳамвор

Мушкилот: бартараф кардани мӯй.

МАТЕРИАЛҲО: пластикии ABS, пластикии компютер.

Вазн: 298 g.

ФУНКЦИЯҲО:
Дастгоҳ бо ёрии технологияи пешрафтаи IMPULSIVE LIGHT (IPL) зуд, бехатар ва бедарди мӯйҳои номатлубро таъмин мекунад. Ба шарофати режими радиатсионӣ ду импулс, суперпозицияи энергияи баланди фотонҳо ба амал меояд, ки мустақиман ба фолликулаи мӯй таъсир карда, афзоиши мӯйро суст мекунад. IPL TECHNOLOGY барои истифода дар мӯи табиии сиёҳ, қаҳваранг ва зарди сиёҳ мувофиқ аст. Он метавонад дар мӯи сафед, сабук, сурх ё хокистарӣ камтар муассир бошад.

Технологияи инноватсионии сардшавии яхи сапфир ҳароратро дар минтақаи таъсир ба таври муассир коҳиш дода, эпидермисро аз сӯхтан муҳофизат мекунад ва дардро комилан сабук мекунад.

Хусусиятҳо:
1. Интиқолпазирӣ: қулай барои сафар кардан - дастгоҳ сабук, паймон аст ва дар бағоҷ ҷои зиёдро ишғол намекунад.
2. Сарпӯши сапфири хунуккунӣ: пӯстро ҳангоми алангагирӣ сард мекунад, нороҳатиро кам мекунад ва аз сӯхтаҳо муҳофизат мекунад.
3. 5 Реҷаи барқ: ба шумо имкон медиҳад, ки ба осонӣ шиддатнокии бехатар ва муассирро барои намудҳои гуногуни пӯст ва минтақаҳои ҳассосият интихоб кунед.
4. Режимҳои дастӣ ва автоматӣ: дастӣ барои коркарди нуқтаҳо (рӯй, бикини) ва автоматӣ - барои зуд тоза кардани мӯйҳои минтақаҳои калон (пойҳо, дастҳо) мувофиқ аст.
5. Шумораи номаҳдуди дурахшҳо: устуворӣ бидуни харидани картриджҳои ивазшаванда - захира барои солҳои истифода кофӣ хоҳад буд.
6. Термометр: ҳарорати дастгоҳ ва пӯстро пайваста назорат мекунад, аз ҳад зиёд гармшавиро пешгирӣ мекунад ва бехатариро таъмин мекунад.
7. Имконияти интихоби реҷаи ду-набзӣ: дастгоҳ истифодаи хеле самараноки 2 флешро дар як давраи табобат истеҳсол мекунад, ки ба фолликулаи мӯй амиқтар таъсир мерасонад.

ДАСТУРМАХОИ КОР:

1. Сими адаптери барқро ба васлаки мувофиқи корпуси фотоэпилятор пайваст кунед.
2. Шабакаи адаптери барқро ба розетка то нуқта гузоред.
3. Муҳим: ҳатман пӯшед, ки айнакҳои бехатариро, ки дар маҷмӯа мавҷуд аст, барои муҳофизат кардани узвҳои биниш аз дурахши рӯшноӣ.
4. Барои оғоз кардани дастгоҳ тугмаи фаъолро барои 2 сония пахш карда нигоҳ доред. Дар ин ҳолат, вентилятори хунуккунии дарунсохт ба кор медарояд (шумо садои хосро мешунавед).
5. Бо нобаёнӣ, дастгоҳ дар ҳадди ақали дараҷаи 1 шиддат оғоз меёбад. Бо пахшкунии кӯтоҳи тугмаи фурӯзон/сатҳи барқро танзим кунед. Ҳар қадаре ки сатҳ баланд бошад, набзи рӯшноӣ ҳамон қадар қавитар мешавад ва таъсир ҳамон қадар зудтар ба даст меояд. Тартибро бо сатҳи паст оғоз кунед, тадриҷан онҳоро ҳангоми мутобиқ шудани пӯст афзоиш диҳед.
6. Нишондиҳандаи нури режим: Вақте ки дастгоҳ фурӯзон аст, аммо сатҳи корӣ бо пӯст дар тамос нест, индикатор пайваста медурахшад - дар ин ҳолат тавлиди флеш бо мақсади бехатарӣ баста мешавад. Ҳамин ки сатҳи корӣ ба пӯст сахт мерасад, индикатор чашмак мезанад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки тамос бомуваффақият барқарор шудааст ва дастгоҳ ба кор омода аст: вақте ки шумо тугмаро пахш мекунед, флеш ба вуҷуд меояд (вобаста ба ҳолати интихобшуда набзи як ё дукарата).
7. Реҷаи дилхоҳи кори дастгоҳро интихоб кунед:

Ҳолати флеши дастӣ ва автоматӣ: фотоэпилятор ду формати флешро барои вазифаҳо ва минтақаҳои гуногун пешниҳод мекунад. Барои гузаштан байни онҳо, тугмаи флешро дар тӯли 2 сония нигоҳ доред, вақте ки тиреза аз пӯст дур аст ва бар зидди он пахш карда намешавад. Тирезаи дастгоҳ ба паҳлӯ нигаронида шудааст ва ба пӯст намерасад:

• Реҷаи худкор (индикатори омодагии флеш медурахшад) - дастгоҳ дар ҳар як тамоси сахти равзанаи сапфир бо бадан мустақилона набз тавлид мекунад ва ҳар дафъа пахш кардани тугма лозим нест. Ин режим барои зуд ва пайваста табобат кардани минтақаҳои калон (ба монанди пойҳо, дастҳо, шикам ё пушт) пешбинӣ шудааст. Он вақтро сарфа мекунад ва хастагии дастҳоро дар ҷараёни амалиёт коҳиш медиҳад.

Ҳолати дастӣ (индикатори омодагии флеш пайваста фурӯзон мешавад) - вақте ки шумо бошуурона тугмаи флешро пахш мекунед, флеш ба таври қатъӣ фаъол мешавад. Ин режим барои омӯзиши бодиққат, нозук ва дақиқи минтақаҳои хурд ё рельефӣ, ки назорати ҳадди аксарро талаб мекунанд (масалан, рӯй, ҷӯйборҳои аксилярӣ, минтақаи бикини) пешбинӣ шудааст.

Набзи ягона/дугона: Тугмаи флешро ҳамзамон пахш карда нигоҳ доред
ва тугмаи фурӯзон барои 2 сония:

- Агар нишондиҳандаи режим фурӯзон нашавад, як набзи ягона фаъол аст (1 флеш дар як пахш / тамос). - Агар индикатор оташ гирад, реҷаи ду-пулс фаъол мешавад - дастгоҳ суперпозицияи хеле муассирро дар як давраи коркард 2 флеш ба вуҷуд меорад, ки ба фолликулаи мӯй амиқтар таъсир мерасонад.

Ҳолати хунуккунӣ (нигоҳубини яхи Sapphire): дар ҳолати флеши дастӣ (ба таври нобаёнӣ дар оғоз муқаррар карда мешавад), бе пахш кардани тугмаи радиатсионӣ, шишаи сапфирро ба пӯст сахт пахш кунед. Ин режим ҳамчун компресси мустақили ях барои зуд ором кардани пӯст, рафъи хашм ё омода кардани минтақаҳои ҳассос барои гирифтани мӯйҳои минбаъда истифода мешавад.

Лутфан таваҷҷӯҳ намоед: ҳангоми истифодаи ҳолати хунуккунӣ бидуни тавлиди флеш, тугмаи гузариши сатҳи шиддатро ҳадди аққал як маротиба дар 5 дақиқа пахш кунед, то дастгоҳ фаъол бошад. Дар акси ҳол, функсияи худкор хомӯш кор мекунад.
8. Барои хомӯш кардани дастгоҳ, тугмаи хомӯшро барои 2 сония пахш карда нигоҳ доред. Вентель 15 сонияи дигар кор мекунад, то ки унсурҳои дохилиро бехатар хунук кунад.
9. Пас аз пурра қатъ шудани вентилятор, адаптерро аз шабака ҷудо кунед.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:

Пеш аз тартиби аввал, санҷиши ҳассосияти пӯстро гузаронед. Як минтақаи хурди пӯстро дар минтақаи табобат интихоб кунед. Сатҳи 3-юми шиддатро фаъол созед ва ду дурахш кунед (дар реҷаи ду-пулс). Ҳолати сайтро пас аз 30 дақиқа арзёбӣ кунед. Агар пӯст муқаррарӣ ба назар расад, дастгоҳро истифода бурдан мумкин аст. Агар сурхшавӣ ё варами шадид вуҷуд дошта бошад, амалиётро ба таъхир андозед ва пас аз 24 соат минтақаро тафтиш кунед. ИЧРОИ ТАРТИБИ ТАРТИБИ МАЙ

1. Омода: мӯйро дар минтақаи табобат пурра тарошед, пӯстро тоза кунед ва хушк кунед.
2. Айнак пӯшед, дастгоҳро ба кор андозед ва қувва ва режими мувофиқро танзим кунед.
3. Равзанаи радиатсионӣ ба пӯст бо кунҷи 90° сахт пахш кунед. Боварӣ ҳосил кунед, ки дар байни пӯст ва шишаи сапфир ягон фосила вуҷуд надорад.
4. Дар ҳолати дастӣ омодагии сигнали рӯшноиро интизор шавед ва тугмаи флешро пахш кунед. Дастгоҳро ба қисмати оянда интиқол диҳед. Дар ҳолати худкор, флеш худаш дар тамоси зич бо пӯст кор мекунад.
5. Барои пешгирӣ аз сӯхтан дар як сеанс ба як нуқтаи пӯст бештар аз 2-3 дурахш надиҳед. Агар фотоэпиляторро дар як ҷой беҳаракат нигоҳ доред, пас аз 8 сония шуоъдиҳии пайваста қатъ мешавад.
6. Маслиҳат: пас аз коркарди як минтақа тавсия дода мешавад, ки ба пӯсти коркардшуда дар тӯли 1-2 дақиқа сатҳи хунуккунандаи сапфир молед ва танҳо баъд ба минтақаи дигар гузаред.
7. Нигоҳубини минбаъда: Дар охири тартиб, ба пӯсти худ гели оромбахши алоэ ё намкунандаи мулоим молед. Машрубот ё косметикаи хашмгинкунандаро истифода набаред. Агар шумо ҳисси каме сӯзишро ҳис кунед, компресси хунукро барои 30-60 дақиқа истифода баред.

Басомад ва давомнокии истифода:

1 - МОҲ: Дастгоҳро 1 маротиба дар 3-5 рӯз истифода баред. Сохтори берунии мӯй ва ҳолати пӯст ба таври визуалӣ тағир намеёбад. Моҳи 2: дастгоҳро дар як ҳафта 1 маротиба истифода баред. Мӯйҳо ба таври назаррас лоғар мешаванд ва нармтар мешаванд, лампаҳои сиёҳ ҳангоми шустан меафтанд. Моҳи 3-ум: дастгоҳро 1 маротиба дар 15 рӯз истифода баред. Рушди мӯйҳои нав қариб пурра қатъ карда мешавад, мӯйҳои боқимонда ба осонӣ хориҷ карда мешаванд. Моҳи 4-ум: дастгоҳро 1 маротиба дар 30 рӯз истифода баред. Мӯй афзоиши мӯйро қатъ мекунад, таъсири дарозмуддати ҳамвории комили пӯст ба даст меояд.

Нигоҳубини нигоҳубин (тартиботи зерин): Тоза кардани мӯй бо фотоэпилятори хонагӣ як раванди тӯлонӣ аст. Пас аз хатми курси асосии 4-моҳа, баъзе минтақаҳои бадан ба нигоҳубини минбаъда ниёз надоранд. Барои дигар соҳаҳо, вобаста ба хусусиятҳои инфиродии бадан, зарур аст, ки сеансҳои нигоҳубини нодирро дар фосилаи 6, 9 ё 12 моҳ барои мустаҳкам кардани натиҷа анҷом диҳед. Ҳар ҳафта такрор кардани курси пуршиддат дигар лозим нест.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Истифодаи дастгоҳ барои шахсони дорои ранги пӯсти хеле торик (амиқи пигмент) манъ аст. Корбароне, ки ранги пӯсти торик ё торик доранд, бояд ба таври қатъӣ аз дараҷаи 1-уми шиддат истифода баранд.
2. Ҳангоми ҳомиладорӣ, ба нақша гирифтани ҳомиладорӣ ё ширмаконӣ, пеш аз истифода бо мутахассис машварат кунед.
3. Ҳангоми ҳассосияти пӯст ба рӯшноӣ ё истеъмоли доруҳои баландкунандаи ин ҳассосият истифодаи дастгоҳ манъ аст.
4. Агар дар минтақаи табобат илтиҳоби пӯст, аллергия, экзема ё сироят мавҷуд бошад, дастгоҳро истифода набаред.
5. Табобат кардани ҷойҳое, ки ба онҳо пуркунанда, сӯзандору ё токсинҳо (ботокс) ворид карда шудаанд, манъ аст.
6. Дастгоҳро бевосита дар рӯйи холкӯбӣ, ороиши доимӣ, доғҳои калони кунҷитак, холҳо, доғҳои пигментӣ ё озаххо истифода набаред.
7. Дар луобпардаҳо ва минтақаҳои нозуки пӯст: гӯшҳо, гардан, пистонҳо, узвҳои таносул, анус ва лабҳо истифода бурдан манъ аст.
8. Дастгоҳро пас аз даббобшавии шадиди табиӣ, боздид аз кати даббоғӣ ё молидани кремҳои худтанзимкунанда истифода набаред.
9. Худатон кӯшиш накунед, ки тарҳи фотоэпиляторро ба қисмҳо ҷудо кунед, таъмир кунед ё тағир диҳед.
10. Дар сурати осеб дидани сими барқ, вилка ё ошкор шудани шарора, сурх шудани элементҳои конструксия фавран истифодаро бас кунед ва ба ташкилоти ваколатдор мурочиат намоед.

Огоҳӣ:
1. Дастгоҳро аз кардиостимуляторҳо, дефибрилляторҳо, кортҳои бонкӣ ва дастгоҳҳои нигоҳдорӣ дур нигоҳ доред.
2. Аз ворид шудани об ба дастгоҳ ва адаптер худдорӣ намоед. Истифодаи дастгоҳ дар ҳаммом ё назди раковина манъ аст. Бо дастони тар ба он даст нарасонед.
3. Дастгоҳ ба таври қатъӣ барои шахсони аз 18 сола боло пешбинӣ шудааст. Дастгоҳро барои кӯдакон дастнорас нигоҳ доред.
4. Ҳангоми кор вентиляторҳоро напӯшед - ин боиси аз ҳад зиёд гарм шудани он мегардад.
5. Муҳофизати гармӣ: дастгоҳ бо сенсори гармии дарунсохт муҷаҳҳаз шудааст. Агар харорати дохилии дастгох аз норма зиёд бошад, механизми му-хофизатӣ кор мекунад ва фотоэпилятор ба таври автоматӣ корашро катъ мекунад. Дар ин ҳолат, онро аз шабака ҷудо кунед, онро барои 10 дақиқа хунук кунед, пас аз он дастгоҳ дубора барои истифодаи бехатар омода мешавад.
6. Дастгоҳро дар муҳити дорои газҳои даргиранда, аэрозолҳо ё оксигени тоза истифода набаред.

ДАР КУТУТ: (1) фотоэпилятор, (2) адаптери барқ, (3) айнаки бехатарӣ,
4. риштароши якдафъаина, 5) дастури корбар, 6) халтаи нигоҳдорӣ.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

Андозаҳо (H X W X D): 172×65×40 mm

КУВВА: 64,8 W

Шиддати корӣ: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Манбаи нур: Нури пуршиддат (IPL)

Дарозии мавҷ: 550-1200 nm (хатои ±20 nm)

Ҳолати импульс: импулси ягона / импулси дукарата

Шумораи дурахшҳо: >999000 набз

Зичии ҳадди аксари энергия: 5,1 J/cm²

Масоҳати равзанаи корӣ: 3,3 cm²



YUTO+ - мӯйхушккунак бо диффузор

Хушккунии зуд

Тарзи самаранок

Назорати фриз

Таъсири зидди статикӣ

Мӯйҳои солимро нигоҳ медорад

Мушкилот: мӯи тар, ороиши бешакл пас аз хушкшавии табиии мӯй, пашми аз ҳад зиёд ва электриконидани мӯй.

МАТЕРИАЛҲО: пластикии ABS, пластикии компютер.

Вазн: 360 g.

ФУНКЦИЯҲО:
3 суръати ҷараёни ҳаво ва 3 сатҳи ҳарорат ба шумо имкон медиҳанд, ки танзимоти хушккуниро интихоб кунед. Ҳавои хунук ба танзими мӯй кӯмак мекунад.

Функсияи ионизатсия ҳаворо бо ионҳои манфӣ сер мекунад, ки ба шумо имкон медиҳад, ки барқи статикӣ хориҷ карда шавад.

Функсияи тозакунии худкор барои тоза кардани филтр аз ифлоскунандаҳо бидуни кӯшиши иловагӣ пешбинӣ шудааст.

Хусусиятҳо:
1. Сохтори қатшаванда.
2. Ultralight - 360 g.
3. Диаметри сопло 42,4 mm.
4. Сими дарозиаш 2 м аст.
5. Сатҳи пасти садо - то 64 dB.
6. 3 режими ҳарорат: паст: 50 °C, миёна: 70 °C, баланд: 110 °C.
7. 3 сопло дар маҷмӯа: яке барои хушк кардани мӯй бо сопло васеъшуда ба шумо имкон медиҳад, ки миқдори бештари ҳаворо ба мӯй барои зуд хушк кардан истифода баред, дуюм - сопло танг барои ороиш барои гирифтани ҳавои мутамарказ барои ороиши мӯй истифода мешавад, сеюм - диффузор барои хушк кардани мӯйҳои ҷингила. Соплоҳо дар як мавқеъ тавассути магнитҳо ҷойгир карда мешаванд.

ДАСТУРМАХОИ КОР:
1. Дар қуттӣ мӯйхушккунак дар ҳолати печонидашуда нигоҳ дошта мешавад, то мӯйхушккунакро кушояд, онро аз поя гирифта, дар дасти рост нигоҳ доред, дастаро ба самти дур аз худ гардонед.
2. Васлкунаки мӯйхушккунакро ба розетка то нуқта гузоред, соплоҳои дилхоҳро насб кунед. Соплоҳои мӯйхушккунаки YUTO магнитӣ буда, онҳо ба таври худкор ҷалб карда мешаванд ва ба сӯрохи баромади ҳаво дохил мешаванд. Барои хориҷ кардани сопло, онро кашед.

3. Барои фаъол кардан, тугмаи фурӯзон/хомӯшро пахш кунед. Вақте ки хушккунак бори аввал ба кор андохта мешавад, он ба таври худкор дар ҳарорати пасттарин ва суръати ҳадди ақал оғоз меёбад. 1 нишондиҳандаи сатҳи ҳарорат ва 1 нишондиҳандаи сатҳи суръат фурӯзон мешавад.
4. Суръати ҷараёни ҳаворо танзим кунед. Мӯхушккунаки YUTO дорои 3 дараҷаи суръат аст: паст, миёна ва баланд. Як ангуштзании тугмаи назорати суръат сатҳи нишондиҳандаҳои рӯшноиро, ки ба ҳолати интихобшуда мувофиқанд, тағир медиҳад.
5. Ҳарорати ҳавои дамидашударо танзим кунед. Дар мӯйхушккунаки YUTO 3 дараҷаи ҳарорат мавҷуд аст: паст, миёна ва баланд. Як ангуштзании тугмаи назорати ҳарорат сатҳро тағир медиҳад. Нишондиҳандаҳои рӯшной, ки ба ҳолати интихобшуда мувофиқанд, фурӯзон мешаванд.
6. Дар мӯйхушккунаки YUTO вазифаи хотира муаррифӣ шудааст. Дар навбати аввал, ҳам реҷаи суръат ва ҳам режими ҳарорат дар сатҳи ҳадди аққал оғоз карда мешавад, аммо бо воридоти минбаъда, мӯйхушккунак дар ҳолати охирини истифодашуда кор мекунад.
7. Барои фаъол кардани ҳолати ҳавои сард, тугмаи ҳавои сардро пахш кунед. Барои хомӯш кардани ҳолати ҳавои сард, тугмаро бори дигар пахш кунед. Шумо ба ҳарорати қаблӣ бармегардед. Лутфан таваҷҷӯҳ намоед, ки режими ҳавои хунукро бо пахш кардани тугмаи назорати ҳарорат низ хомӯш кардан мумкин аст.
8. Мӯхушккунак бо функсияи тозакунии худкор барои тоза кардани ҷузъҳои дохилии мӯй муҷаҳҳаз аст. Ҳангоми дар ҳолати корӣ будани хушккунак тугмаҳои назорати ҳарорат ва суръати ҷараёнро дар як вақт пахш кунед. Мотор ба самти муқобил кор карда, ҳаворо аз сӯрохии ҳаво берун мебарорад ва тоза мекунад. Ҳангоми тозакунии худкор ягон тугмаро пахш кунед, то ба ҳолати стандартии кори мӯйхушккун баргардад. Ҳолати худтозакунӣ пас аз 15 сония хомӯш мешавад.
9. Барои хомӯш кардан, тугмаро ба ҳолати OFF ҳаракат кунед. Дар хотир доред, ки мӯйхушккунаки YUTO ба таъхир афтодааст. Ҳангоми қатъи як лаҳзаи мӯйхушккунак, хатари вайрон шудани муҳаррик вуҷуд дорад, ки истифодаи мӯйро кам мекунад. Таъмири таъхирнопазир муҳаррикро аз вайроншавӣ муҳофизат мекунад ва мӯҳлати хизмати онро дароз мекунад ва мувофиқан мӯҳлати хизмати мӯйхушккунакро дароз мекунад.
10. Мӯхушккунакро пӯшед ва аз розетка ҷудо кунед. Мӯхушккунакро дар рӯи изолятсия ҷойгир кунед, онро хунук кунед. Онро ба ҷои нигоҳдории хушк ва тоза тоза кунед.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Сопло хушккуниро насб кунед. Мӯхушккунакро даргиронед, ҳарорат ва суръати ҷараёни ҳаворо танзим кунед.
2. Хушк кардани мӯйро аз минтақаи реша оғоз кунед, ҷараёни ҳаворо ба решаҳои мӯй равона кунед, аммо на ба пӯсти сар. Барои ноил шудан ба ҳаҷм, мӯйхушккунакро ба афзоиши табиии мӯй равона кунед.
3. Минбаъд, дарозии асосиро хушк кунед, мӯйро ба минтақаҳо тақсим кунед, самти ҷараёни ҳаво аз боло ба поён.
4. Сопло хушккуниро ба соплочаи ороишӣ иваз кунед. Як риштаи алоҳида интихоб кунед, дар зери ришта, дар боло, соплоро дар кунҷи мӯй ҷойгир кунед, оҳиста-оҳиста бо мӯйхушккунак гузоред.
5. Барои ислоҳ кардан, дар баробари риштаҳо дар ҳолати ҳавои сард қадам занед.
6. Мӯхушккунакро хомӯш кунед ва онро аз розетка ҷудо кунед.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ин мӯйхушккунак барои хушк кардани мӯйи сар пешбинӣ шудааст. Ин дастгоҳро ба ғайр аз хушк кардани мӯйи худ ба ягон мақсад истифода набаред.
2. Дастгоҳро дар чашмҳо, пӯст ё дигар сатҳҳои ба гармӣ ҳассос истифода набаред.

Огоҳӣ:
Саракҳои мӯйхушккунак магнит доранд. Онҳоро аз кардиостимуляторҳо, дефибриллаторҳо, кортҳои бонкӣ ва ҳофизаҳои электронӣ дур нигоҳ доред.
1. Дар назди ванна, раковина ва дигар зарфҳои об аз мӯйхушккунак истифода набаред.
2. Ҳангоми оббозӣ дастгоҳро истифода набаред.
3. Дастгоҳро дар об ё дигар моеъҳо нагузоред.
4. Агар дастгоҳ ба об афтад, фавран онро аз розетка ҷудо кунед. Ба об даст нарасонед.
5. Бо дастони тар ба ягон қисмати дастгоҳ даст нарасонед.
Барои кам кардани хатари сӯхтагӣ, зарбаи барқ, сӯхтор, ҷароҳатҳо:
1. Агар хушккунак истифода нашавад, онро аз сети электр ҷудо кунед. Онро хунук кунед ва дар ҷои хушк нигоҳ доред.
2. Ҳангоми истифода мӯйхушккунак гарм мешавад. Ба чашмҳо ё пӯсти муҳофизатнашудаи сатҳҳои тафсон даст нарасонед.
3. Мӯйхушккунаки гармро мустақиман дар рӯи ягон сатҳ, ба ғайр аз стендҳои гармидиҳӣ ё дигар сатҳи мувофиқ нагузоред.
4. Дастгоҳро дар шабака беназорат нагузоред. Ҳангоми истифодаи дастгоҳ аз ҷониби кӯдакон ё дар наздикии кӯдакон ё шахсони маъюб истифода бурдани он, назорати қатъӣ лозим аст.
5. Ин дастгоҳро танҳо мувофиқи таъиноташ ва тавре ки дар ин дастур тавсиф шудааст, истифода баред.
6. Агар сими барқ ё чангак осеб дида бошад, ин асбобро истифода набаред.
7. Сими барқро махсусан дар наздикии сими барқ накашед, кашед, дароз накунед, печонед ё якбора хам накунед. Ин метавонад симро вайрон кунад ё вайрон кунад. Онро бодиққат нигоҳ доред ва аз сатҳи гарм дур нигоҳ доред. Симро дар атрофи дастгох печонед.
8. Дастгоҳро напартоед ва ба сӯрохиҳои дастгоҳ ашёи бегона нагузоред.
9. Ин дастгоҳ аз гармии худшифошаванда истифода мебарад, ки барои пешгирӣ кардани гармии аз ҳад зиёд пешбинӣ шудааст. Агар хангоми кор дастгох хомуш шуда, ди-одиди дуюм (режимхои харорат) медурахшад, дастгохро аз розетка чудо кунед ва онро хунук кунед.
10. Нигох доштани дастгох дар чойхои намии баланд манъ аст.
11. Дар сӯрохиҳои вентилятсияи дастгоҳ мӯй ва лӯндаро нагузоред.
12. Асбобро дар холати корн буданаш ба руи замин нагузоред.
13. Агар дастгоҳ вайрон бошад ё аз ҳад зиёд гарм шуда бошад, фавран истифодаро қатъ кунед ва дастгоҳро аз розетка ҷудо кунед.

ДАР ҚУТТИ: (1) мӯйхушккунак, (2) сопло хушккунак, (3) сопло барои ороиш, (4) диффузор, 5. дастур, (6) халтаи нигоҳдорӣ.

ТЕХНИКИИ ТЕХНИКӢ:

Суръати муҳаррик: 110000 rpm

Суръат: 32 литр дар як сония

СУРЪАТИ ХАВО:
• Суръати паст - 80000 гардиш дар як дақиқа
• Суръати миёна: 95000 гардиш дар як дақиқа
• Суръати баланд - 110000 гардиш дар як дақиқа

Танзими ҳарорат: • ҳарорати паст - 50 °C • ҳарорати миёна - 70 °C • ҳарорати баланд - 110 °C



Лавозимот



RENGA GOLD - халтача барои лавозимоти ороиш

Нигоҳубини пӯст ва косметикаро ташкил мекунад

Нигоҳдорӣ дар хона ва дар роҳ

Мушкилот: бетартиб нигоҳ доштан.

МАТЕРИАЛХО: полиуретан (берун), полиэстер (дарун).

Хусусиятҳо:
1. Дар беруни услубӣ ва эргономики дарун: тарҳрезӣ ва тарҳбандии дохилӣ халтаи косметикиро ҳам қулай ва ҳам ҷолиб мегардонад.
2. Амалият: қабати полиэстерӣ сабук, мустаҳкам аст, шакли худро нигоҳ медорад, ба чирк ва лой муқовимат мекунад. Маҳсулоти косметикии рехташударо бо матои намӣ пок кардан мумкин аст.
3. Сохтори пурқувват: панелҳои дохилии борик ба халтаи косметикӣ мустаҳкамии иловагӣ медиҳанд ва ба он барои нигоҳ доштани шакли худ кӯмак мекунанд.
4. Иқтидори: ҷайбҳои дарун ва берун аз болишти косметикӣ барои ҳама чизҳои зарурии шумо ҷой медиҳанд.
5. Дастакҳои дохилӣ: 2 дастаҳои қавӣ ба шумо имкон медиҳанд, ки халтаи косметикиро кушоед ё ба қалмоқ овезон кунед.
6. 3 ранг - акнун муштариёни мо имкон доранд, ки ранги мувофиқтаринро барои худ интихоб кунанд.

Тавсияҳо оид ба нигоҳубин:
Ҳангоми таҳвил дар халтаи косметикӣ чиркҳо пайдо шуда, тадриҷан аз байн мераванд. Доғҳои амиқро бо бухоркунанда тавассути дастмоле пахтаи сафед тоза кардан мумкин аст.



WAU
Нигоҳубини пӯст



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

КРЕМИ РЕГЕНЕРАТОРАИ РУЙ

Монеаи пӯстро барқарор мекунад

Эластикиро беҳтар мекунад

Ба таври шадид ғизо медиҳад

ором мекунад

Амиқ намнок ва нарм мекунад

Мушкилот: беобӣ, хушкӣ, кундшавӣ ва хашм.

Манфиатҳо: ором мебахшад, чандирӣ ва устувориро беҳтар мекунад, ба таври шадид ғизо медиҳад ва намнок мекунад ва барқароршавии пӯстро дастгирӣ мекунад.

Таркиб: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. Аллантоин: Компоненти оромбахш, ки хашмро коҳиш медиҳад ва барқароршавиро дастгирӣ мекунад.
2. Аргинин: Кислотаи аминокислота, ки микроциркуляция ва функсияҳои муҳофизатии пӯстро беҳтар мекунад.
3. Иқтибос аз дарахти чой: Бо хосиятҳои антисептикӣ ва зидди илтиҳобӣ маълум аст.
4. Lactobacillus ferment lysate: Барои барқарор кардани микробиомаи пӯст ва беҳтар кардани функсияҳои муҳофизатии он кӯмак мекунад.
5. Оби ҷодугар: сурохиҳоро танг мекунад ва истеҳсоли равғанро танзим мекунад.
6. Лаванда + ромашка: Пӯстро таскин медиҳад ва сурхиро кам мекунад.
7. Lotus + чойи сабз: Антиоксидантҳо, ки аз пиршавии бармаҳали пӯст ва фишори муҳити зист муҳофизат мекунанд.

ХУСУСИЯТҲО: Компонентҳои фаъоли крем пӯстро пас аз татбиқи аввал нарм, махмалӣ ва ғамхорӣ мегардонанд ва ҳамзамон онро аз шамол ва ҳарорати паст муҳофизат мекунанд. Иқтибосҳои чойи сабз, ромашка, лаванда ва дарахти чой витаминҳо ва антиоксидантҳоро таъмин намуда, ба нигоҳ доштани оҳанги пӯст ва дурахши табиӣ мусоидат мекунанд. Матни сабук ва бароҳати он бе ҳисси часпак зуд ҷаббида мешавад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Пӯсти рӯйро тоза кунед.
2. Миқдори зарурии крем молед ва бо нӯги ангуштон то пурра ҷаббида нарм масҳ кунед.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Пеш аз истифода, тавсия дода мешавад, ки санҷиши аллергияро гузаронед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. агар ба чашм ворид шавед, бо оби гарм бишӯед.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 100 ml.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

ГЕЛИ МАҲСАЖИ ТАРТ БАРОИ БАДАН

Барқарор мекунад | Гидрат мекунад | Баранда

Мушкилот: пӯсти хушк, зарурати массажи микрооррентӣ.

ФОИДАҲО: намноккунӣ, барқарорсозӣ, массажи самарабахши микроҷараён.

Таркиб: Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. Трегалоза (1%) - намиро самаранок нигоҳ медорад, пӯстро намнок нигоҳ медорад, пӯстро аз ангезаҳои беруна муҳофизат мекунад ва фишори оксидшавиро коҳиш медиҳад. Монеаи пӯстро мустаҳкам мекунад, ки барои пӯсти ҳассос мувофиқ аст.
2. Бетаин (1%) як ҷузъи табиӣ барои гидратсияи фаъол аст. Оҳро бартараф мекунад ва пӯстро ором мекунад, онро ҳамвор ва чандир мегардонад.
3. Ниацинамид (3%) истеҳсоли меланинро суст мекунад, ранги пӯстро беҳтар мекунад ва онро равшан мекунад. Истеҳсоли аз ҳад зиёди sebum-ро танзим намуда, пайдоиши илтиҳобро пешгирӣ мекунад. Синтези керамидҳоро барои баланд бардоштани функсияи муҳофизатии пӯст мусоидат мекунад. Текстураи пӯстро ҳамоҳанг месозад ва узвҳои ночизро кам мекунад.
4. Аденозин (0,04%) - истеҳсоли коллагенро барои чандирӣ ва ҷавонии пӯст ҳавасманд мекунад. Пӯсти хашмгинро ором мекунад, илтиҳобро дафъ мекунад ва ба барқароршавии он мусоидат мекунад.
5. Маҷмааи 7 пептид (0,1%) - истеҳсоли коллаген ва эластинро зиёд намуда, чандирии пӯстро зиёд мекунад. Пешгирии пайдоиши аломатҳои пиршавӣ ва кам кардани шумораи узвҳои хурд, мусоидат ба навсозӣ ва барқарорсозии ҳуҷайраҳои пӯст.
6. Коллагени гидролизшуда (0,1%) - рутубатро ба амиқи пӯст мерасонад ва намии амиқ ва дарозмуддатро таъмин мекунад. мустаҳкам ва чандирии пӯстро зиёд мекунад. Он барои барқарор кардани пӯсти осебдида кӯмак мекунад.

7. Мадекассозид (0,1%) - пӯсти ҳассосро таскин медиҳад ва илтиҳобро дафъ мекунад. Монеаи солими пӯстро ҳифз ва нигоҳ медорад, таъмири пӯст ва табобати захмҳоро метезонад.
8. Маҷмӯаи 22 аминокислотаҳо (0,1%) - таъминоти аминокислотаҳои муҳимро барои нигоҳ доштани саломатии пӯст таъмин мекунад. Барои нигоҳ доштани намӣ кӯмак мекунад, пӯстро нарм ва чандир медиҳад. Сохтори пӯстро беҳтар мекунад ва ба барқароршавии ҳуҷайра мусоидат мекунад.
9. Кислотаи гиалуронӣ (0,1%) - барои нигоҳ доштани намӣ дар натиҷа, пешгирӣ кардани хушкӣ мусоидат мекунад. Пӯстро мустаҳкам ва ҳамвор нигоҳ медорад. Пӯсти ҳассосро ором мекунад ва мувозинати намиро дар пӯст нигоҳ медорад.
10. PDRN (полинуклеотидҳо, 0,01%) - мубодилаи ҳуҷайраҳоро тақвият медиҳад ва пӯсти осебдидаро барқарор мекунад. Пӯстро мустаҳкам мекунад ва узвҳоро кам мекунад. Сурхобро кам мекунад ва пӯстро шифо мебахшад.

ХУСУСИЯТҲО: Гели массажи намноккунандаи бадан махсус барои гузаронидани ҷараёнҳо ҳангоми терапияи микроҷараён, электромиостимуляция ва расмиёти бардорандаи RF тарҳрезӣ шудааст. Текстураи гел барои истифода бо массажерҳо комил аст, гел ҳамчун moisturizer кор мекунад, муддати тӯлонӣ хушк намешавад, ҳисси часпак ва тангиро тарк намекунад. Компонентҳои фаъоли таркиб нигоҳ доштани ҳамворӣ, чандирӣ ва ҷавонии пӯстро таъмин мекунанд.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Маҳсулотро ба пӯсти хушкшудаи бадан молед.
2. Тартибро бо истифода аз массажери бадан аз WAU иҷро кунед, гелро то пурра ҷаббида тарк кунед.
3. Дар охири расмиёт моистуризатор (крем ё зардоб) истифода бурдан мумкин аст.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Барои пешгирӣ кардани аксуламалҳои аллергӣ, тавсия дода мешавад, ки маҳсулотро пеш аз истифода дар даруни оринҷ санҷед. Агар асабоният ё доғ вуҷуд дошта бошад, истифодаро қатъ кунед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. агар ба чашм ворид шавед, бо оби гарм бишӯед.
4. Пас аз истифодаи маҳсулот, тавсия дода мешавад, ки креми SPF барои муҳофизат аз таъсири нури офтоб истифода шавад.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 300 ml.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

КРЕМИ ТОНИКИ БАРОИ ПУСТИ АТРОФИ ЧАШМ

Амиқ намнок ва нарм мекунад

Аломатҳои хастагиро коҳиш медиҳад

Оҳангҳо

Варамро коҳиш медиҳад

Мушкилот: доираҳои торикӣ, варамҳо, осори стресс ва набудани хоб, тағйироти вобаста ба синну сол.

ФОИДАҲО: ҳамворшавии ба назар намоёни оҳанг, паст шудани варам, зиёд шудани зич ва чандирии пӯст, ҳамвор кардани "пои зоғ".

Таркиб: Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. Dexpanthenol (консентратсияи баланд) - эпидермиси вайроншударо бошиддат шифо мебахшад, ором мекунад ва барқарор мекунад.
2. Кислотаи транексамин + Глутатион - тандеми пурқувват барои бастани синтези меланин; доғҳои пигментиро нест мекунад ва доираҳои "сиёҳ"-ро равшан мекунад.
3. Кофеин - ҷараёни лимфаро ҳавасманд мекунад, моеъи зиёдатиро хориҷ мекунад ва варами субҳро зуд бартараф мекунад.
4. Глюкозилрутин (витамини P) - деворҳои капиллярҳоро мустаҳкам карда, намоёнии онҳоро (кабуд) коҳиш медиҳад ва рагҳои шикастаро пешгирӣ мекунад.
5. Маҷмӯи омилҳои афзоиш (6 намуди sh-Polypeptide / Oligopeptide) - навсозии ҳуҷайраҳоро ба вуҷуд меорад, истеҳсоли коллагени худро ҳавасманд мекунад, ки дар болобардорӣ кор мекунад.

6. Комплекси витамини (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - ғизо медиҳад, мубодилаи моддаҳоро дар ҳуҷайраҳо беҳтар мекунад ва пӯстро ба нури солим бармегардонад.
7. Ниацинамид - функсияи монеаро мустаҳкам мекунад ва сохтори пӯстро беҳтар мекунад.

Хусусиятҳо: Крем барои пӯсти нозуки атрофи чашм нигоҳубини ҳамаҷониба таъмин мекунад. Консентратсияи баланди кофеин, ниацинамид ва кислотаи транексамӣ барои коҳиш додани шиддати доираҳои торик, варам ва узвҳои хурд кӯмак мекунанд. Компонентҳои фаъоли таркиб равандҳои тағдидро ҳавасманд мекунанд, пӯстро амиқ нам мекунанд ва ғизо медиҳанд, ба он чандирӣ ва оҳанги ҳамвор ва дурахшон медиҳанд.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Миқдори ками маҳсулотро ба пӯсти хушку тоза аз кунҷи дарунии чашм ба самти чаккаҳо молед: аввал қад-қади лабаи поёнӣ, сипас лабаи болоии косахонаи чашм.
2. Кремро тақсим кунед ва бо дастпӯшакҳои ангуштони худ масҳ кунед.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Пеш аз истифода, тавсия дода мешавад, ки санҷиши аллергияро гузаронед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. агар ба чашм ворид шавед, бо оби гарм бишӯед.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 25 g.



CLEANSING BALM

БАЛЬЗАМ ГИДРОФИЛ БАРОИ ШУДАН

Бодиққат тоза мекунад

Ба таври амиқ ғизо медиҳад

Ба таври шадид обдор мекунад

Монеаи пӯстро мустаҳкам мекунад

Мушкилот: ороиши доимӣ, пасмондаҳои филтрҳои SPF, сӯрохиҳои олудашуда, хушкӣ ва эҳсоси тангӣ пас аз марҳилаи тозакунӣ, шикастани монеаи липидҳо.

ФОИДАҲО: Пӯст тоза ва намнок мешавад, бе эҳсоси танг.

Таркиб: Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. Маҷмӯаи ғании равғанҳои табиӣ (кастор, ҷожоба, офтобпараст, фундук, арган, ши) - ифлосшавии дар равған ҳалшавандаро (себум, ороиши доимӣ, SPF) ба осонӣ маҳлул мекунад, пӯстро амиқ ғизо медиҳад ва нарм мекунад.
2. Ҳафт шакли кислотаи гиалуронӣ (аз ҷумла: гиалурони натрий, кислотаи гиалурони гидролизӣ ва ғ. - намнокии пуршиддати бисёрсатҳиро таъмин намуда, ҳангоми шустан аз ҳад зиёд хушк шудани пӯстро пешгирӣ мекунад.
3. Маҷмааи керамидӣ (NS, AP, AS, NP, EOP) - монеаи липидӣ (муҳофизатӣ) -и эпидермисро самаранок барқарор ва мустаҳкам мекунад.
4. Витамини E (токоферол) ва ниацинамид антиоксидантҳои пурқуввате мебошанд, ки пӯстро муҳофизат мекунанд, ором мегардонанд ва ҳамоҳангии оҳангро мусоидат мекунанд.
5. Маҷмӯи витаминҳо (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - ба таври иловагӣ ғизо медиҳад, мубодилаи ҳуҷайраҳоро беҳтар мекунад ва дурахши солими пӯстро дастгирӣ мекунад.

ХУСУСИЯТҲО: Бальзам тозакунии муассир ва нармонаи пӯстро таъмин мекунад, ороиш, SPF ва ифлоскуниро ба осонӣ маҳлул мекунад. Маҷмӯи бойи равғанҳои табиӣ пӯстро амиқ ғизо медиҳад ва нарм мекунад. Ҳафт шакли кислотаи гиалуронӣ ва керамидҳо монеаи муҳофизатиро ба таври интенсивӣ нам мекунанд ва мустаҳкам мекунанд. Витамини Е ва ниацинамид пӯстро муҳофизат ва ором мекунанд. Пас аз татбиқ, пӯст тоза ва намнок мешавад, бе эҳсоси танг.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Миқдори ками малҳами гидрофилиро бо дастони хушк ба рӯи хушк молед ва бо ҳаракатҳои масҳӣ ба рӯи пӯст баробар тақсим кунед.
2. Дастҳои худро тар кунед ва малҳамро бо оби гарм бишӯед, ҳангоми тамос бо об малҳам таркиби ширро ба даст меорад.
3. ба марҳилаи дуюми тозакунӣ (кафк ё гел барои шустан) гузаред.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Пеш аз истифода, тавсия дода мешавад, ки санҷиши аллергияро гузаронед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. агар ба чашм ворид шавед, бо оби гарм бишӯед.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 50 g.



COLD & TONED BODY MILK

ШИР БАРОИ ОРГАНИ ТАЪСИРИ КРИО

Варамро коҳиш медиҳад

Пӯстро тар мекунад ва нав мекунад

Нигоҳубини зидди целлюлит

Оҳанг ва устувориро барқарор мекунад

Мушкилот: аз даст додани чандирӣ ва сустшавии пӯст, майл ба варам ва эҳсоси вазнинӣ дар пойҳо, оҳанги кунд ва микрорельефи нобаробари пӯст, деградатсия ва эҳсоси тангӣ, зарурати барқароршавӣ пас аз машқҳои ҷисмонӣ.

ФОИДАҲО: эффекти хунуккунӣ, ҳисси сабукӣ ва намии амиқ, силуэтиториктар, зиёд шудани тургорҳои пӯст ва кам шудани намуди зоҳирии "cellulite", пӯсти ҳамвор ва махмалӣ.

Таркиб: Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

Хунукӣ ва оҳанг

1. Ментил лактат + Ментол - Маҷмӯи ментоли соф ва ҳосилаи нарми он эҳсоси сардии гуворо медиҳад, ки нисбат ба ментоли муқаррарӣ бидуни озор додани пӯст дарозтар давом мекунад. Ин барои рафъи ҳисси вазн дар пойҳо кӯмак мекунад.
2. Кофеин (Кофеин) - таъсири дренажии лимфавӣ дорад, микроциркуляцияро ҳавасманд мекунад ва барои хориҷ кардани моеъи зиёдатӣ мусоидат мекунад.

Комплекси деконгестант ва тоник

1. Aesculus Hippocastanum (шаббоғи асп) яке аз беҳтарин ҷузъҳо барои мустаҳкам кардани деворҳои рагҳои хун ва мубориза бо варам аст.
2. Hedera Helix (Ivy) + Laminaria (Laminaria) - ба баланд шудани чандирии пӯст мусоидат мекунад. Ivy аксар вақт дар агентҳои зидди селлюлит барои шикастани равғанҳо ва хориҷ кардани токсинҳо истифода мешавад.
3. Citrus Medica Limonum (Лимон) - тароват мебахшад ва барои мустаҳкам кардани капиллярҳо кӯмак мекунад.

Барқароршавӣ ва обёрӣ

1. Aloe Barbadensis (Aloe Vera) асоси таркиб (ҷойи дуюм), агенти пурқуввати оромкунанда ва намноккунанда мебошад.
2. Гиалуронати натрий (кислотаи гиалуронӣ) - намиро дар қабатҳои болоии пӯст нигоҳ медорад.
3. Ниацинамид (Витамини B3) - монеаи муҳофизатии пӯстро беҳтар мекунад, оҳангро баробар мекунад ва ба микрозарар мусоидат мекунад.

Асоси ғизоӣ (равғанҳо)
1. Равғани ши (Ши), Ҷожоба (Ҷожоба), Бодоми ширин (Бодом), Тухми ангур (Тухми ангур - маҷмӯи равғанҳои серғизо, ки пӯстро махмал ва мулоим мегардонад.

ХУСУСИЯТҲО: Шири баданро хунук кардан бо сохтори сабук фавран пӯстро оҳанг мекунад ва намии амиқро таъмин мекунад. Комплекси фаъол дар асоси кофеин, экстракти ламинария ва центеллаи осиёӣ дорои таъсири пурқуввати дренажии лимфатикӣ мебошад. Экстрактҳо ва равғанҳои табиӣ монеаи липидҳоро барқарор карда, пӯстро нарм ва ҳамвор мекунанд. Истифодаи мунтазами шир пӯстро ба таври назаррас танг мекунад ва шиддати камбудиҳоро коҳиш медиҳад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Миқдори ками ширро ба пӯсти поку хушки бадан молед.
2. Ҳаракатҳои сабукро то пурра ҷаббида масҳ кунед. Ба минтақаҳои мушкилот диққати махсус диҳед.

ЭҲТИЁТ: Танҳо барои истифодаи беруна. Маҳсулот дорои ҷузъҳои хунуккунӣ мебошад. Аз ворид шудан ба чашмҳо ва луобпардаҳо худдорӣ намоед. Ба пӯсти осебдида ё хашмгин наравед. Агар нишонаҳои таҳаммулнопазирии инфиродӣ вуҷуд дошта бошанд, истифодаи онро қатъ кунед.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 250 ml.



COLD & TONED BODY SCRUB

СКРАБ БАРОИ БАДАН БО КРИОФЕКТ

Варамро коҳиш медиҳад

Тозакунии амиқ ва навсозии пӯст

Нигоҳубини зидди целлюлит

Оҳанг ва устувориро барқарор мекунад

Мушкилот: аз даст додани чандирӣ ва сустшавии пӯст, майл ба варам ва эҳсоси вазнинӣ дар пойҳо, микрорельефи нобаробари пӯст.

ФОИДАҲО: боз ҳам микрорельеф ва ҳамвор шудани пӯст, кам кардани зуҳуроти намоёни варам, мустаҳкам кардани контурҳои бадан.

Таркиб: Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

Тозакунӣ ва хунуккунӣ

1. Марис Сал (Намаки баҳрӣ) - ҳамчун абразив амал мекунад, ҳуҷайраҳои кератиншударо нест мекунад.
2. Ментол лактат + Ментол - Маҷмӯи ментоли соф ва ҳосилаи нарми он эҳсоси сардии гуворо медиҳад, ки нисбат ба ментоли муқаррарӣ бидуни озори пӯст дарозтар давом мекунад. Ин барои рафъи ҳисси вазн дар пойҳо кӯмак мекунад.

Комплекси деконгестант ва тоник

1. Кофеин + L-Карнитин - кофеин моеъ ва оҳангҳоро нест мекунад ва L-карнитин ба кам шудани ҳаҷм мусоидат мекунад.
2. Aesculus Hippocastanum (шахбулаки асп) + Hedera Helix (Ivy) - кор барои мустаҳкам кардани деворҳои капиллярҳо ва рагҳо, пешгирии рукуди лимфа.
3. Хамамелис Виргинина (Gamamamelis) - таъсири хоркунанда ва оромкунанда дорад, сӯрохиҳоро танг мекунад ва торҳои рагҳоро мустаҳкам мекунад.

Асоси ғизой (равғанҳо ва пантенол)

1. Равғани Ҷожоба ва Зардолу - таъсири намакро нарм мекунад, аз ҳад зиёд хушк шуданро пешгирӣ мекунад ва монеаи липидҳоро пас аз пошидан барқарор мекунад.
2. Пантенол - Пӯстро ором мекунад, осеби эҳтимолиро аз массажи фаъол ва намак рафъ мекунад.

ХУСУСИЯТҲО: скраби хунуккунанда дар асоси намаки баҳр ва кофеин пӯстро амиқ тоза ва пӯст мекунад, микрорельефро ба таври муассир баробар мекунад ва варамро коҳиш медиҳад. Маҷмӯи экстрактҳои растанӣ ва L-карнитин дорои таъсири пурқуввати дренажии лимфатикӣ буда, деворҳои рагҳои хунро мустаҳкам мекунад ва ба баланд шудани чандирии пӯст мусоидат мекунад. Истифодаи мунтазами скраб чандирии пӯстро ба таври назаррас афзоиш дода, онроториктар ва ҳамвор мекунад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Ба пӯсти намии бадан молед, бо ҳаракатҳои даврӣ 2-3 дақиқа масҳ кунед, баъд бо оби гарм бишӯед.
2. Дар як ҳафта 1-2 бор истифода баред.

ЭҲТИЁТ: Танҳо барои истифодаи беруна. Маҳсулот дорои ҷузъҳои хунуккунӣ мебошад. Аз ворид шудан ба чашмҳо ва луобпардаҳо худдорӣ намоед. Ба пӯсти осебдида ё хашмгин наравед. Агар нишонаҳои таҳаммулнопазирии инфиродӣ вуҷуд дошта бошанд, истифодаи онро қатъ кунед.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 300 g.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

КРЕМИ ТАРТКУНАНДА БАРОИ БАДАН

ором мекунад | Гидрат мекунад | нарм мекунад

Мушкилот: пӯсти хушк, хушкшавии пӯст, хашм.

ФОИДАҲО: ором мебахшад, устуворӣ ва чандирии пӯстро зиёд мекунад, онро ба таври интенсивӣ ғизо медиҳад ва нам мекунад, равандҳои барқарорсозии пӯстро фаъол мекунад.

Таркиб: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:
1. Бета-глюкан - намнокии амиқро таъмин мекунад, иммунитети маҳаллии пӯстро зиёд мекунад, таъсири намоёни зидди пиршавӣ дорад, пӯстро "эҳё мекунад", ба он устуворӣ ва чандирӣ медиҳад.
2. Иқтибоси барги тимман - ба бухор шудани рутубат муқобилат мекунад, то муддати тӯлонӣ пӯст намнок боқӣ монад ва пӯст намуди солим пайдо карда, чандирӣ гардад. Иқтибос инчунин таъсири сафедкунанда ва антиоксидант дорад.
3. иқтибос аз барги пудинаи себ - таъсири зиддибактериявӣ ва оромбахш дорад, пӯстро тароват медиҳад ва бо хашм мубориза мебарад.
4. Иқтибос аз барги чой (Camellia Sinensis) - бо суръатбахшии равандҳои мубодилаи моддаҳо ҳолати пӯстро мӯътадил мегардонад. Моддаҳое, ки баргҳои чойро ташкил медиҳанд, пайдоиши варамро пешгирӣ мекунанд ва сурохиҳоро тоза мекунанд. Хусусиятҳои антиоксидантии полифенолҳои дар баргҳои чой мавҷудбуда метавонанд пиршавии бармаҳали пӯстро пешгирӣ кунанд

ХУСУСИЯТҲО: Крем бо истифода аз технологияи PTD (Protein Transduction Domain) таҳия шудааст, ки усули муассири интиқоли ҷузъҳои фаъоли таркиб ба ҳуҷайраҳои пӯст маҳсуб мешавад, ки ҳадди аксар азхудкунии маводи ғизоиро таъмин мекунад. Мазмуни абрешими крем имкон медиҳад, ки ба зудӣ ба пӯст ҷаббида шавад, бе ҳисси часпак. Равғанҳо ва экстрактҳои табиӣ дар таркиб амиқ ғизо медиҳанд, ором мекунанд ва бухоршавии рутубатро пешгирӣ мекунанд, то пӯст барои муддати тӯлонӣ ҳамвор ва намнок боқӣ монад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Пеш аз истифодаи маҳсулот пӯстро тоза кунед.
2. Миқдори зарурии маҳсулотро молед ва то пурра ҷаббида шуданро бо ангуштони худ масҳ кунед.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Барои пешгирӣ кардани аксуламалҳои аллергӣ, тавсия дода мешавад, ки маҳсулотро пеш аз истифода дар даруни оринҷ санҷед. Агар асабоният ё доғ вуҷуд дошта бошад, истифодаро қатъ кунед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. агар ба чашм ворид шавед, бо оби гарм бишӯед.
4. Пас аз истифодаи маҳсулот, тавсия дода мешавад, ки креми SPF барои муҳофизат аз таъсири нури офтоб истифода шавад.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 300 ml.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

ДАҲОНИ КОНЦЕНТРАТИИ ДАҲОН БАРОИ ИРРИГАТОРОН БО ХЛОРИДИ ЦЕТИЛПИРИДИНИЯ ВА САЙФ

Тозакунии самараноки даҳон

Нафасро тароват мебахшад

Саломатии луобпардаи даҳон ва милкро дастгирӣ мекунад

Фаъолияти флосшери обро беҳтар мекунад

Мушкилот: Пули дандонҳо, бемории резини, бӯи нафас, пешгирии кариес.

ФОИДАҲО: бо микрофлораи зарарноки холигоҳи даҳон мубориза мебарад, таъсири оромкунанда ва зидди илтиҳобӣ дорад, ба шумо имкон медиҳад тозакунӣ бо таъсири масҳ ва профилактикии истифодаи ирригатор якҷоя карда шавад.

Таркиб: Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:
1. Хлориди Cetylpyridinium як ҷузъи муассири бактериявӣ мебошад. Ба бактерияҳое, ки боиси плак, кариес, гингивит ва бӯи бад мешаванд, мубориза бурда, тару тозаи дарозмуддатро таъмин мекунад.
2. Иқтибоси шалфей ва маҷмааи биоантиоксиданти женьшень "Неовитин®", пардаи луобпардаро ором ва барқарор мекунад. Онҳо таъсири зидди илтиҳобӣ доранд, ба муолиҷаи бофтаҳо мусоидат мекунанд ва саломатии дандонҳоро мустаҳкам мекунанд.
3. Ксилитол - хатари кариесро коҳиш медиҳад, афзоиши бактерияҳои патогениро дар холигоҳи даҳон қатъ мекунад, ба реминерализатсияи сирдори дандон мусоидат мекунад ва тавозуни солими pH-ро нигоҳ медорад.
4. Равғани эфирии пудинагӣ - нафаси тару тоза медиҳад, таъсири хунуккунанда ва сабуккунандаи бедардкунанда дорад. Таъсири антибактериалӣ дорад, даҳонро пок мекунад ва ҳисси тозагӣ мебахшад.

ХУСУСИЯТХО: даҳонро ва моеъ барои ирригатори 2 дар 1 микрофлораи холигии даҳонро мӯътадил мегардонад, ҳолати пардаи луобпардаро беҳтар мегардонад ва рушди кариесро пешгирӣ мекунад. Ҳамчун як даҳонро классикӣ тоза кардани холигоҳи даҳон аз микрофлораи хатарнок, пешгирии пайдоиши лавҳа ва пайдоиши бӯи ногувор, беҳтар намудани ҳолати пардаи луобпардаи ва милки милки, эҳсоси тару тоза медиҳад. Ҳамчун моеъ барои ирригатор, он ба шумо имкон медиҳад, ки тозакуниро бо таъсири масҳ ва профилактикӣ якҷоя кунед.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Ҳангоми ба сифати дағал истифода бурдан: Миқдори зарурии маҳлулро бо маҳлули консентрат бо оби гарм дар таносуби 1:2 тайёр кунед ва холигоҳи даҳонро барои 30 сония бишӯед. Онро ҳар рӯз пас аз ҳар хӯрок истифода баред.
2. Ҳангоми дар ирригатор истифода бурдан: миқдори зарурии маҳлулро бо роҳи маҳлул кардани консентрат бо оби гарм дар таносуби 1:10 тайёр кунед (дар ҳолати вазнини резинӣ, таносубро ба 1:3 овардан мумкин аст) ва холигоҳи даҳонро мувофиқи дастурҳои дастгоҳ об диҳед.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Пеш аз истифода такон диҳед. Тағйирёбии таҳшин ва ранг метавонад аз сабаби компонентҳои табиӣ ба вуҷуд ояд. Агар эҳсосоти ногувор пайдо шаванд, истифода бурданро қатъ кунед.
2. фурӯ набаред.
3. Барои калонсолон ва кӯдакони аз 14 сола боло.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 430 ml.



MILKY ESSENCE TONER

ТОНИРИ РУЙ БО ПРОБИОТИКХО

Ғизо медиҳад ва ором мекунад

Оҳанги пӯстро баробар мекунад

Монеаи пӯстро мустаҳкам мекунад

Ба таври шадид обдор мекунад

Мушкилот: халалдор шудани монеаи липидҳо, беобӣ, хушкӣ ва тангӣ пас аз шустан, кундшавии рӯй, ҳассосият, номутавозунии микробиомаи пӯст.

ФОИДАҲО: Пӯст ба таври амиқ тар мешавад, ором мешавад ва барои нигоҳубини минбаъда омода мешавад; монеаи му-хофизатӣ баркарор мегардад, охангаш хамвор ва дурахшон мешавад.

Таркиб: Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. маҷмӯи лизатҳо (Bifida, Lactococcus, Lactobacillus Ferment Lysate) - пробиотикҳо, ки микробиомаи солими пӯстро барқарор мекунанд, ҳассосиятро коҳиш медиҳанд ва иммунитети маҳаллиро мустаҳкам мекунанд.
2. Маҷмааи керамидӣ (Ceramide NP, NS, AP, AS, EOP) - липидҳои физиологӣ, ки дар минтақаҳои зарардидаи қабати шохдор ҷойгир шуда, монеаи муҳофизатиро самаранок барқарор мекунанд ва аз талафоти намӣ пешгирӣ мекунанд.
3. Иқтибос аз барги центеллаи осиёӣ як ҷузъи пурқудрати табиӣ мебошад, ки пӯстро ором мекунад, сурхшавӣ ва хашмро дафъ мекунад.
4. Ниацинамид - функсияи монеаро мустаҳкам мекунад ва сохтори пӯстро беҳтар мекунад.
5. Маҷмӯи омилҳои афзоиш (sh-Polypeptide / Oligopeptide) - навсозии ҳуҷайраҳоро ба вуҷуд меорад, истеҳсоли коллагени худро ҳавасманд мекунад, ки дар болобардорӣ кор мекунад.

6. Маҷмааи витамини (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) ва декспантенол - ғизо медиҳад, мубодилаи моддаҳоро дар ҳуҷайраҳо беҳтар мекунад ва пӯстро ба дурахшони солим бармегардонад, инчунин эпидермисро бошиддат шифо мебахшад ва барқарор мекунад.
7. Маҷмӯаи равғанҳои табиӣ (канола, офтобпараст, кафки марғзорӣ, арганҳо) - ба таври интенсивӣ ғизо медиҳанд, пӯстро нарм мекунанд ва хушкиро бартараф мекунанд.

ХУСУСИЯТҲО: Тонер намноккунии пуршиддат ва барқароркуниро таъмин намуда, пӯстро барои нигоҳубини минбаъда омода мекунад. Маҷмӯи лизатҳои lactobacilli ва керамидҳо монеаи муҳофизатии пӯстро самаранок мустаҳкам мекунанд ва мувозинати табиии микробиомаро нигоҳ медоранд. Centella Asian, ниацинамид, пептидҳо ва иқтибосҳои растанӣ оҳанги пӯстро ором мебахшанд, ғизо медиҳанд ва мувофиқ мекунанд ва ба он намуди дурахшони солим медиҳанд.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Пас аз шустан ба рӯи худ миқдори мӯътадили тоник пошед.
2. то хушк шудани он интизор шавед ва нигоҳубинро бо зардоб ё крем анҷом диҳед.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Пеш аз истифода, тавсия дода мешавад, ки санҷиши аллергияро гузаронед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. агар ба чашм ворид шавед, бо оби гарм бишӯед.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 150 ml.



MOISTURE MASSAGE GEL

ГЕЛЬИ намноккунанда БАРОИ ТАБОБАТИ ЭЛЕКТРИКИИ СТИМУЛЯЦИЯ

Ба таври шадид обдор мекунад

Барқарор мекунад

Баранда

Пигментацияро равшан мекунад

Мушкилот: пӯсти хушк, зарурати массажи микроорренті.

ФОИДАҲО: намноккунӣ, барқарорсозӣ, массажи самарабахши микроҷараён.

Таркиб: Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. Иқтибоси меваи ситруси Уншиу (Иқтибоси Уншиу Мандарин) як асоси намноккунандаи гел аст (ба ҷои об). Антиоксиданти пурқудрати табиӣ, ки пигментатсияро равшан мекунад.
2. Ниацинамид (Ниацинамид) - витамини B3. Функсияи монеаҳоро беҳтар мекунад, сӯрохиҳоро танг мекунад ва оҳангро мувофиқ мекунад.
3. Кислотаи Транексамӣ (Кислотаи Транексамик) яке аз ҷузъҳои муосири муассир барои мубориза бо пигментатсия ва сурхшавӣ мебошад.
4. Acetyl Hexapeptide-8 (Argyrelin) як релаксанти мушакҳои пептидӣ мебошад. Мушакҳои рӯйро ором мекунад, умқи узвҳои рӯйро кам мекунад.
5. Трипептиди мис-1 (Пептиди мис) - равандҳои барқароркуниро оғоз мекунад, синтези коллаген ва эластинро ҳавасманд мекунад, зарарро шифо мебахшад.
6. Гурӯҳи ш-пептидҳо (sh-Oligopeptide, sh-Decapeptide ва ғайра) молекулаҳои сигналдиҳанда мебошанд, ки боиси тезтар нав шудани пӯст ва фишурдани сохтори он мегардад.

7. Аденозин (Аденозин) - ҷузъи зидди пиршавӣ аз замон санҷида, истеҳсоли коллагени худро зиёд мекунад.
8. Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), пурқувваттарин антиоксидант дар ҷаҳони косметика (монанди коэнзим Q10), ҳуҷайраҳоро аз фишори оксидшавӣ муҳофизат мекунад.
9. Collagen Hydrolyzed (Hydrolyzed Collagen) - таъсири лифтинги фаврӣ ва гидратсияи амиқро таъмин мекунад.
10. Centella asiatica + Madecassoside пӯстро мулоим ором мекунад, рагҳои хунро мустаҳкам мекунад ва илтиҳобро рафъ мекунад.
11. Пантенол (Пантенол) - шифо мебахшад ва намиро нигоҳ медорад.
12. Маҷмӯи аминокислотаҳо (Глутамин, Аргинин, Лизин, Валин ва ғ. - дар маҷмӯъ зиёда аз 20 адад) барои сафедаҳои пӯст масолеҳи бинокорӣ мебошанд. Дар якҷоягӣ бо микроҷараёнҳо, онҳо ба нигоҳ доштани чандирии пӯст ва қобилияти шифобахшии он кӯмак мекунанд.

ХУСУСИЯТҲО: Гели намноккунанда барои микроҷанбаҳо ва EMS-процедураҳо бо сохтори сабук, бароҳат ва комплекси фаъол дар асоси экстрактҳои мандарин бо ниацинамид, коллаген, пантенол ва гиёҳ пӯстро амиқ нам мекунад, нарм ва ором мекунад, инчунин слайди мукаммали дастгоҳҳоро бидуни эҳсоси часпак ва часпак таъмин мекунад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Маҳсулотро ба пӯсти хушк ва тозашудаи рӯй молед.
2. Табобатро бо истифода аз массажери стимулятории электрикӣ анҷом диҳед. Гельро то пурра ҷаббида тарк кунед.
3. Нигоҳубини пурра бо истифода аз moisturizer (крем ё зардоб).

ЭҲТИЁТҲО:
1. Пеш аз истифода, тавсия дода мешавад, ки санҷиши аллергияро гузаронед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз ворид шудан ба чашм худдорӣ намоед. Агар шумо маҳсулотро ба луобпардаи чашм ворид кунед, онро бо об бодиққат бишӯед.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 150 ml.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

ЗАРБОТИ ПЕПТИДИ РУЙ БО ТАЪСИРИ БАЛАНДГИРЙ

узвҳоро коҳиш медиҳад

Сохтори пӯстро ҳамвор мекунад

Таъсири лифт

Ба таври амиқ намнок мекунад

Мушкилот: гум кардани таърифи контурҳои рӯй, гум шудани чандирии пӯст, узвҳо ва доғҳои рӯй, пӯсти хасташуда.

ФОИДАҲО: ҳамворкунии чашмрас ва фишурдани пӯст, тобиши яксон, танг шудани сӯрохиҳо ва таъсири “равшанӣ” аз дарун.

Таркиб: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. Тилло - гардиши микроэлементҳоро беҳтар мекунад ва ба пӯст нури солим медиҳад.
2. Acetyl Hexapeptide-8 (Argyrelin) - релаксанти пептидӣ, мушакҳои рӯйро нарм истироҳат карда, умқи узвҳои рӯйро кам мекунад.
3. маҷмӯи омилҳои афзоиш (ш-Полипептид-1, ш-Олигопептид-1) - ҳавасмандгардонии тақсимоти ҳуҷайраҳо ва синтези коллаген, боиси ҷараёнҳои тағдиди.
4. Палмитойл Трипептид-5 - ба пӯст амиқ ворид шуда, истеҳсоли коллагени навъи I ва III-ро ҳавасманд намуда, сохтори пӯстро мустаҳкам мекунад.
5. Фитоэстрогенҳо (соя, Пуэрария, беда, Цимитсифуга) пурқувваттарин блок барои ислоҳи тағйироти вобаста ба синну сол мебошанд. Онҳо норасоии захираҳои пӯсти худро пур мекунанд ва онро ба чандирӣ бармегардонанд.

6. Трипептиди мис-1 (Трипептиди мис) - таъсири пурқуввати шифобахш ва антиоксидант дорад, пӯстро фишурда мекунад.
7. Ниацинамид ва Аденозин як "дуэти" классикии кореягӣ барои равшан кардани пигментатсия ва доғҳо мебошад.

Хусусиятҳо: зардоби пептидӣ барои шахсе, ки дорои консентратсияи баланди ҷузъҳои фаъол аст, оҳанги пӯстро беҳтар мекунад ва узвҳоро ба таври назаррас ҳамвор мекунад. Микрозарчаҳои тиллоӣ фаъолияти ҳуҷайраҳоро ҳавасманд карда, пӯстро ҳамвор, бароҳат ва солимтар мегардонанд.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Миқдори ками зардобро ба рӯй, гардан ва минтақаи ҷудошуда молед.
2. Зардобро дар пӯст то пурра ҷаббида гузоред.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Пеш аз истифода, тавсия дода мешавад, ки санҷиши аллергияро гузаронед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. Агар он ба луобпардаи чашм барояд, онро бо об хуб бишӯед.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 30 ml.



PORE CLEANSING GEL

ГЕЛ БАРОИ дезинкрустатсия (тоза кардан)

Ҳуҷайраҳои мурдаи пӯстро тоза мекунад

Пораҳо мекушояд

ором мекунад

Гидрат мекунад

Мушкилот: сурохиҳои васеъшуда, комедонҳои кушода ва пӯшида, акне.

ФОИДАҲО: ҳуҷайраҳои кератиншударо пӯст мекунад, сӯрохиҳоро васеъ мекунад, намнок мекунад.

Таркиб: Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:
1. Поливинилпирролидон - ифлосиро ба худ мекашад, хосиятҳои антисептикӣ дорад.
2. Шарбати алоэ - таъсири зидди илтиҳобӣ дорад.

ХУСУСИЯТҲО: Гель барои буғкунии хунук пеш аз ултрасадо ва дастӣ тоза кардани рӯй истифода мешавад. Гель барои ҳама намудҳои пӯст, аз ҷумла пӯсти ҳассос мувофиқ аст.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:

Усули якум: хангоми бо чараёни галваникӣ дезинкруст кардан: гелро ба пуст молед ва аз сутуни манфӣ 7-10 дақиқа кор кунед. Боқимондаҳои гелро пурра тоза кунед. Пас аз 1-2 дақиқа аз қутби мусбат дар оби тоза кор кунед. Истеъмоли гел 5-7 ml дар як тартиб.

Роҳи дуюм: бо пӯсти ултрасадо, гелро ба пӯсти тозашуда молед ва мувофиқи протоколи расмиёт бо спатула кор кунед. Боқимондаҳои гелро пурра тоза кунед. Истеъмоли гел 7-10 ml дар як тартиб.

Усули сеюм: ҳангоми буғ кардани хунук пас аз демакияж, гелро бо қабати зич дар пӯст барои 15 дақиқа истифода баред ва бо плёнка пӯшед. Бақияи гелро бишӯед.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Пас аз истифода аз нурҳои бевоситаи офтоб худдорӣ кунед, то аз сӯхтагӣ, хориш, сурхшавӣ ва варам пешгирӣ карда шавад.
2. Ба пӯсти осебдида напошед.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 100 ml.



THERMAL PROTECTION

Моеъи ТЕРМОПРОТЕКТИВИ КРЕМИ БАРОИ Мӯй

Аз гармии ороишӣ муҳофизат мекунад

Мӯйро ғизо медиҳад ва барқарор мекунад

Мӯйро солим ва хуб нигоҳ медорад

Мушкилот: дучор шудан ба ҳарорати баланд, мӯйҳои кундзада, шикаста ва бечон.

ФОИДАҲО: Муҳофизат аз ҳарорати баланд, мустаҳкам ва ғизодиҳии мӯй.

Таркиб: Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. D-panthenol (Provitamin B5) - мӯй ва пӯсти сарро ба таври интенсивӣ нам мекунад, ба сохтори мӯй амиқ ворид мешавад. Ҷойҳои осебдидаро барқарор мекунад, мӯйро ҳамвор, чандир ва тобноктар мекунад. Он аз таъсири хушк ва гармӣ муҳофизат мекунад.
2. Равғани гандум аз витаминҳо (E, A, D) ва кислотаҳои равғанӣ бой аст. Мӯйҳои хушк ва осебдидаро амиқ ғизо медиҳад ва барқарор мекунад, ба онҳо абрешимӣ ва намуди солим медиҳад. Он бар зидди омилҳои хашмгини беруна монеаи муҳофизатӣ эҷод мекунад.
3. Маҷмӯи иқтибосҳои растанӣ (Гранат, Берч, Ромашка, Майдон, Нет,
Вера алоэ, решаи бурдок, чойи сабз, хопс, хена, просо, шалфей:
Усораи анор як антиоксиданти пурқувватест, ки мӯйро аз таъсири манфии муҳити зист ва радикалҳои озод муҳофизат мекунад. Он барои нигоҳ доштани ранги мӯйҳои ранга кӯмак мекунад, ба онҳо дурахшон ва зинда мебахшад. Иқтибосҳои асп, нейт, решаи бӯй, арзан, хмель - барои мустаҳкам кардани фолликулаҳои мӯй, коҳиш додани талафоти мӯй ва ҳавасманд кардани афзоиши мӯй кӯмак мекунанд. Алоэ, ромашка ва Берч - мӯйро амиқ намнок ва нарм мекунад, онҳоро итоаткор ва ҳамвор мегардонад, пӯсти сарро ором мекунад, хашмро коҳиш медиҳад. Чойи сабз, хина ва шалфеъ - хосиятҳои антиоксидантӣ доранд, аз осеб муҳофизат мекунанд, ба мӯйҳо дурахшони табиӣ ва намуди солим мебахшанд.
4. Биотин (Витамини H/B7) - фолликулаҳои мӯйро мустаҳкам мекунад, ба афзоиши мӯйҳои солим ва қавӣ мусоидат мекунад, аз шикастан ва гум шудани мӯй пешгирӣ мекунад. Он ба мӯй ҳаҷм ва қувват мебахшад.

5. Ниацин (Витамини B3 / PP) - микроциркуляцияро дар пӯсти сар беҳтар мекунад, ки барои беҳтар таъмин намудани маводи ғизоӣ ба фолликулаҳои мӯй мусоидат мекунад. Рушди мӯйро фаъол мекунад, сохтори онҳоро мустаҳкам мекунад ва дурахши солим медиҳад.
6. Леситин (эмульгаторҳои табиӣ) - барои барқарор кардани мӯйҳои вайроншуда кӯмак мекунад, ба онҳо нармӣ ва ҳамворӣ медиҳад. Воридшавии дигар ҷузъҳои фаъолро беҳтар мекунад.

ХУСУСИЯТҲО: Моеъи крем на танҳо мӯйҳоро аз ҳарорати баланд ҳангоми ороиш (хушккунак, стайлер, росткунак) ба таври муассир муҳофизат мекунад, балки нигоҳубини ҳамаҷониба низ таъмин мекунад: ба таври интенсивӣ намнок мекунад, ғизо медиҳад, минтақаҳои осебдидаро барқарор мекунад, фолликулаҳои мӯйро мустаҳкам мекунад, афзоиши мӯйро ҳавасманд мекунад, ба онҳо дурахшон, абрешимӣ ва намуди солим ва хуб нигоҳдорӣ мебахшад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Ба мӯи тозаи бо дастмол хушкшуда молед.
2. Ба решаҳо муроҷиат накунед. Нашуст.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Дар сурати пайдо шудани эҳсосоти ногувор, истифодаро қатъ кунед.
2. Агар ба чашм ворид шавед, бо об хуб бишӯед.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 100 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

НИҚБАИ КОНСЕНТРАЦИЯ БАРОИ РУШДИ мӯи

Пӯсти сар ва мӯйро ғизо медиҳад

Пӯсти сарро муҳофизат мекунад ва барқарор мекунад

афзоиши мӯйро ҳавасманд мекунад

Пардохти осон

Мушкилот: рехтани мӯй, борикшавӣ, лоғар ва шикастани мӯй.

ФОИДАҲО: бо рехтани мӯй мубориза мебарад, ба афзоиши мӯйҳои нав мусоидат мекунад, мӯйро мустаҳкам мекунад ва онҳоро ғафс, қавӣ ва чандиртар мегардонад, пӯсти сарро ором мекунад.

Таркиб: Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

Ҳавасмандгардонии афзоиш ва мубориза бо талафот

1. Кофеин (Кофеин) - тавассути таъмин намудани маводи ғизоӣ ба реша микроциркуляцияи хунро беҳтар мекунад, барои бастани таъсири манфии гормонҳо дар рехтани мӯй мусоидат мекунад.
2. Прокапил комплекси пептидист, ки аз 3 молекулаи фаъол иборат аст:

Биотиноил Трипептид-1 (Биотиноил Трипептиди-1) як пептид махсусгардонидашудаест, ки мустаҳкамкунии фолликулаи мӯйро дар қабатҳои амиқи дерма мустаҳкам мекунад ва тақсимоти ҳуҷайраҳоро метезонад ва ба афзоиши мӯйҳои нав мусоидат мекунад.

Кислотаи олеанолӣ (кислотаи олеанолӣ) як кислотаест, ки аз баргҳои зайтун гирифта шудааст, ки фермент 5-алфа редуктазаро маҳкам мекунад ва аз талафоти мӯй пешгирӣ мекунад.

Апигенин (Апигенин) як флавоноид аз меваҳои ситрусӣ аст, ки рагҳои хунро васеъ мекунад ва гардиши хунро дар атрофи фолликулаҳои мӯй ҳавасманд карда, онҳоро бо ғизо таъмин мекунад.

Барқарорсозии сохтори мӯй

1. Кератини гидролизшуда (Гидролизи кератин) - ба холигии мӯй ворид шуда, онро аз дарун барқарор мекунад, ковокиро нест мекунад.
2. Протеини гандуми гидролизшуда (протеинҳои гандумӣ) - дар рӯи мӯй як плёнкаи тунукро ба вуҷуд меорад, ки обро нигоҳ медорад ва ба намии амиқи мӯй мусоидат мекунад.
3. Коллагени гидролизшуда (Hydrolyzed Collagen) - чандирии мӯйро зиёд мекунад, онҳоро бештар итоаткор ва дурахшон мекунад.

Нигоҳубини пӯсти сар
1. Маҷмааи керамидӣ (Ceramide EOP, NS, NG, NP, AS, AP) - 6 намуди керамидҳо норасоии липидҳои худро ҷуброн мекунанд, монеаи муҳофизатии пӯст ва мӯйро мустаҳкам мекунанд.
2. Леситини гидрогендор (Лецитини гидрогенӣ) - таъсири керамидҳоро тақвият медиҳад, ба пӯст нармӣ медиҳад ва аз таъсири хашмгини муҳити зист муҳофизат мекунад.
3. Пантенол (Пантенол) - фавран пӯсти сарро ором мекунад ва ба муолиҷаи микрозарарҳо мусоидат мекунад.

Ғизо ва дурахшон
1. Равғани Cocos Nucifera ягона равғанест, ки метавонад ба қабатҳои амиқи мӯй (медулла) ворид шуда, мӯйро аз дарун ғизо медиҳад ва қабати липидии онро барқарор мекунад. Ҳангоми шустан ва ороиши термикӣ талафоти сафеда аз мӯйро ба таври назаррас коҳиш медиҳад, ки барои мустаҳкам ва устувор нигоҳ доштани сохтори мӯй кӯмак мекунад.
2. Extract Laminaria Digitata - пӯст ва мӯйро бо минералҳо ва микроэлементҳо сер мекунад, ки ба намнокии иловагӣ мусоидат мекунад.

ХУСУСИЯТХО: Маска дар асоси комплекси пептидии Procapil бевосита ба фолликулаи мӯй таъсир карда, ба мустаҳкам шудани решаҳо ва афзоиши мӯй мусоидат мекунад. Маҷмӯи керамидҳо мӯйҳои вайроншударо барқарор мекунад, пӯсти сарро амиқ нам мекунад, хушкиро нест мекунад, монеаи муҳофизатиро аз таъсири манфии муҳити зист ташкил медиҳад. Кофеинро оҳанг мегардонад, гардиши хунро дар пӯсти сар таҳрик медиҳад, аз рехтани мӯй пешгирӣ мекунад. Равғани кокос ғизо медиҳад, мӯйро дурахшон ва қувват мебахшад. Протеинҳои кератин ва гандум кутикулаи мӯи вайроншударо барқарор мекунанд, шикастани мӯи сарро коҳиш медиҳанд ва буридани нӯгҳоро пешгирӣ мекунанд. Истифодаи ниқоб фолликулаҳои мӯйро мустаҳкам мекунад, рехтани мӯйро бозмедорад ва афзоиши мӯйҳои навро фаъол мекунад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Бо ҳаракатҳои масҳ ба пӯсти сар молед ва ба дарозии мӯй тақсим кунед.
2. 5-10 дақиқа нигоҳ доред, сипас бо оби гарм бишӯед.

ЭҲТИЁТ: Танҳо барои истифодаи беруна. Агар шумо ба чашм ворид шавед, бо оби фаровон бишӯед. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба ҷузъҳои инфиродӣ имконпазир аст.

Нигоҳдорӣ: дар ҷои хушк, муҳофизат аз равшанӣ, дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дар ҷои дастнорас барои кӯдакон.

Ҳаҷм: 300 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

ЗАРОБОД БАРОИ РУШДИ мӯи

Барои пешгирии илтиҳоби пӯсти сар, хориш ва хушкӣ кӯмак мекунад

афзоиши мӯйро ҳавасманд мекунад

Зичии мӯйро беҳтар мекунад

Ҳадаф аз талафоти мӯй

Мушкилот: алопесия, рехтани мӯй, борикшавӣ, борик ва шикастани мӯйҳо.

ФОИДАҲО: бо рехтани мӯй мубориза мебарад, ба афзоиши мӯйҳои нав мусоидат мекунад, мӯйро мустаҳкам мекунад ва онҳоро ғафс мекунад.

Таркиб: Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

Ҳавасмандгардонии афзоиш ва мубориза бо талафот

1. Capixyl (3%) як комбинатсияи Acetyl Tetrapeptide-3 ва Trifolium Pratense иқтибос аст. Ин маҷмӯа ба решаи мӯй таъсир мерасонад, андозаи онро афзоиш медиҳад ва фиксатсияро дар пӯст мустаҳкам мекунад ва инчунин илтиҳоби микроэлементҳоро бартараф мекунад.
2. Прокапил комплекси пептидист, ки аз 3 молекулаи фаъол иборат аст:

Биотиноил Трипептид-1 (Биотиноил Трипептиди-1) як пептид махсусгардонидашудаест, ки мустаҳкамкунии фолликулаи мӯйро дар қабатҳои амиқи дерма мустаҳкам мекунад ва тақсимоти ҳуҷайраҳоро метезонад ва ба афзоиши мӯйҳои нав мусоидат мекунад.

Кислотаи олеанолӣ (кислотаи олеанолӣ) як кислотаест, ки аз баргҳои зайтун гирифта шудааст, ки фермент 5-алфа редуктазаро маҳкам мекунад ва аз талафоти мӯй пешгирӣ мекунад.

Апигенин (Апигенин) як флавоноид аз меваҳои ситрусӣ аст, ки рагҳои хунро васеъ мекунад ва гардиши хунро дар атрофи фолликулаҳои мӯй ҳавасманд карда, онҳоро бо ғизо таъмин мекунад.

Трипептиди мис-1 (пептид мис) - пӯсти сарро "ҷавон" мекунад, марҳилаи афзоиши мӯйро (анаген) зиёд мекунад ва истеҳсоли коллагенро дар атрофи фолликулаи мӯй ҳавасманд мекунад.

Энергияи ҳуҷайра ва мубодилаи моддаҳо

1. Аденозин (Аденозин) - истеҳсоли омилҳои афзоишро дар сатҳи ҳуҷайра фаъол намуда, ба ғафс ва мустаҳкам шудани мӯй мусоидат мекунад.
2. Кислотаи сукцинӣ (кислотаи сукцинӣ) - равандҳои мубодилаи моддаҳоро дар ҳуҷайраҳои пӯст ҳавасманд мекунад, ки фолликулҳоро пас аз стресс зудтар барқарор мекунад.

Беҳтар кардани микроциркуляция ва детокс
1. Ментол - аз ҳисоби таъсири сабуки хунуккунӣ, ҷараёни хунро ба лампаҳо таъмин мекунад, ки таъсири пептидҳоро афзоиш медиҳад.
2. Иқтибос Rosmarinus Officinalis (Иқтибос розмари) - таъсири антисептикӣ дорад ва ангезандаи тавонои табиии гардиши хун мебошад.
3. Протеини гандуми гидролизшуда - сохтори мӯйро дар поя мустаҳкам намуда, аз шикастани мӯй пешгирӣ мекунад.

Хусусиятҳо: зардоб дар асоси комплексҳои пептидӣ Капиксил ва Прокапил бевосита ба фолликулаҳои мӯй таъсир карда, ба мустаҳкам шудани решаҳо ва афзоиши фаъоли мӯй мусоидат мекунад. Маҷмӯаи пептидҳои мис-1 ва аденозин пӯсти сарро дар сатҳи ҳуҷайра эҳё мекунад, зичии онро зиёд мекунад ва марҳилаи давраи зиндагии ҳар як мӯйро дароз мекунад. Кислотаи сукцинӣ ва оҳанги ментол, нафаскашии ҳуҷайраҳоро беҳтар мекунад ва гардиши хунро ҳавасманд мекунад, ки интиқоли фаврии маводи ғизоиро ба лампаҳо таъмин мекунад. Усораи розмарин ва сафедаҳои гандум пӯсти сарро шифо мебахшад, сохтори мӯйҳои вайроншударо дар поя барқарор мекунад ва шикастани онҳоро коҳиш медиҳад. Истифодаи мунтазами зардоб фолликулаҳои мӯйро самаранок мустаҳкам мекунад, талафоти бармаҳалро бозмедорад ва афзоиши мӯйҳои нав ва солимро фаъол мекунад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Зардобро ба пӯсти сар пошед.
2. Бо ҳаракатҳои сабуки масҳ ба пӯст молед. Оббозӣ накунед.

ЭҲТИЁТ: Танҳо барои истифодаи беруна. Ба пӯсти сар ва риш молед. Агар хашмгин шавад, истифодаи онро қатъ кунед. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба ҷузъҳои инфиродӣ имконпазир аст.

Нигоҳдорӣ: дар ҷои хушк, муҳофизат аз равшанӣ, дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дар ҷои дастнорас барои кӯдакон.

Ҳаҷм: 200 ml.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

ГЕЛЬИ ТОЗА БАРОИ ПУСТИ САР

Тозакунии амиқи пӯсти сар

Пешгирии мӯйсафед кӯмак мекунад

афзоиши мӯйро ҳавасманд мекунад

Эпидермисро нав мекунад

Мушкилот: пӯсти равғании сар, ифлосшавӣ, хориш, хушкии пӯст ва майл ба мӯй, ғизои нодурусти фолликулаҳои мӯй.

ФОИДАҲО: мӯй дарозтар дар реша тоза ва реза мешавад, ҳаҷми реша мегирад, раванди афзоиши мӯй метезонад.

Таркиб: Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

Тозакунӣ

1. Кислотаи лактикӣ (кислотаи лактикӣ) як кислотаи AHA-и ҳалим аст, ки ҳуҷайраҳои кератиншударо пӯст мекунад, навсозии нозук ва дурахшони мӯйро дар реша таъмин мекунад.
2. Кислотаи гликоликӣ (кислотаи гликолӣ) - дар байни кислотаҳои AXA хурдтарин молекула дорад, ки ба туфайли он амиқтар ва тезтар ворид мешавад. Пайвандҳои протеинро байни тарозуҳои мурда ба таври муассир нест карда, пайдоиши гиперкератозро пешгирӣ мекунад.
3. Кислотаи салицилӣ (кислотаи салицилӣ) ягона кислотаи BHA дар таркиб аст. Он дар чарб ҳалшаванда аст, аз ин рӯ қодир аст, ки ба фолликулаи мӯй ворид шавад ва шамъҳои равғаниро (себум) ҳал кунад. Он як ҷузъи калидӣ барои мубориза бо мундариҷаи фарбеҳ ва пешгирии илтиҳоб мебошад.
4. Кислотаи лимуи - ҳамчун exfoliant ёрирасон ва танзимкунандаи pH кор мекунад.

Намӣ ва муҳофизат

1. Hydroxyethyl urea (Hydroxyethyl urea) яке аз беҳтарин ҷузъҳои намноккунанда дар косметика мебошад. Он рутубатро дар қабатҳои амиқи эпидермис нигоҳ медорад, таъсири кислотаҳоро нарм мекунад ва пас аз ҷарроҳӣ эҳсоси тангиро пешгирӣ мекунад.
2. Иқтибоси гули Calendula Officinalis як ҷузъи маъруфи оромбахш аст. Ташхисро бартараф мекунад, таъсири антисептикӣ дорад ва барқароршавии микрозарарҳои пӯстро метезонад.

Мӯйро мустаҳкам кунед ва афзоишро ҳавасманд кунед
1. Ментол + Равғани Мента Пиперита (Ментол ва равғани наъно) - таъсири равшани хунуккунӣ медиҳад. Ин на танҳо гуворо, балки фоидаовар аст: ментол ҷараёни хунро ба фолликулаҳои мӯй ҳавасманд мекунад, ки метавонад ба мустаҳкам ва афзоиши мӯй мусоидат кунад.

ХУСУСИЯТҲО: гели тозакунандаи пӯсти сар дар асоси маҷмӯи кислотаҳои AHA ва BHA тозакунии амиқи ҳуҷайраҳои кератинизатсияшуда, равғани зиёдатӣ ва боқимондаҳои агентҳои ороиширо таъмин мекунад, мувозинати гидролипидҳоро ба эътидол меорад ва пӯстро барои нигоҳубини интенсивӣ омода мекунад. Истифодаи мунтазами гел ба беҳтар шудани пӯсти сар мусоидат мекунад, пайдоиши хушкӣ ва пӯстро пешгирӣ мекунад, мӯйро ҳаҷм ва солим мегардонад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Миқдори ками гелро ба пӯсти сар хушк ё каме тареву дар қад-қади қисмҳо баробар молед.
2. Барои тақсими якхелаи таркиб 1-2 дақиқа бо дастпӯшакҳои ангуштон мулоим масҳ кунед.
3. Барои экспозиция барои 5-10 дақиқа тарк кунед (дар аввал истифода бурдани он аз 5 дақиқа оғоз кардан тавсия дода мешавад).
4. бо оби гарм бо истифода аз шампун бодиққат бишӯед. Тавсия дода мешавад, ки 1-2 маротиба дар як ҳафта истифода баред.

ЭҲТИЁТ: Танҳо барои истифодаи беруна. Агар шумо ба чашм ворид шавед, бо оби фаровон бишӯед. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба ҷузъҳои инфиродӣ имконпазир аст.

Нигоҳдорӣ: дар ҷои хушк, муҳофизат аз равшанӣ, дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дар ҷои дастнорас барои кӯдакон.

Ҳаҷм: 150 ml.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

КРЕМИ ОФТОБИ БО SPF50+

Муҳофизати ултрабунафш

Бе дурахши равғанӣ гидрат мекунад

Ба пешгирии тағйироти вобаста ба синну сол кӯмак мекунад

Оҳанги пӯстро ислоҳ мекунад

Мушкилот: Гӯшдории ултрабунафш, пиршавӣ, пигментатсия, оҳанги нобаробар, хушкӣ ва доғҳои пӯст аз офтоб.

ФОИДАҲО: Пӯст боэътимод аз нурҳои офтоб муҳофизат карда мешавад, намии амиқ дорад, оҳанги ҳамвор дорад ва ба аксбардорӣ дучор намешавад.

Таркиб: Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. Филтрҳои кимиёвии муҳофизаткунандаи офтоб (Homosalate, Butyl Methoxydibenzoylmethane / Avobenzone) - нурҳои ултрабунафшро самаранок ҷаббида, муҳофизати боэътимодро аз нурҳои UVA ва UVB (сабабҳои асосии пиршавии фото) таъмин мекунанд.
2. Ниацинамид - функсияи монеаро мустаҳкам мекунад, оҳангро мувофиқ мекунад ва сохтори пӯстро беҳтар мекунад.
3. Маҷмӯаи иқтибосҳои растанӣ (иқтибосҳои сентелла, ромашка, чойи сабз, гамамамелис ва портулак) - пӯстро нарм ғамхорӣ мекунад, ба таври интенсивӣ ором мекунад, сурхро рафъ мекунад ва хашмро ба вуҷуд намеорад.
4. Аденозин - таъсири зидди пиршавӣ дорад, барои ҳамвор кардани узвҳо ва беҳтар шудани чандирии пӯст мусоидат мекунад.
5. Витамини E (Tocopheryl Acetate) як антиоксиданти пурқувват аст, ки ба таври иловагӣ ҳуҷайраҳоро аз радикалҳои озод ва таъсири манфии муҳити зист муҳофизат мекунад.

ХУСУСИЯТҲО: Зардоби муҳофизаткунандаи офтоб пӯстро нарм ғамхорӣ мекунад, онро ором мекунад ва муҳофизати боэътимодро аз нурҳои UVA ва UVB таъмин мекунад - сабабҳои асосии пиршавии фото. Формуле, ки ба экстрактҳои растанӣ ва ниацинамид асос ёфтааст, пӯстро ба таври интенсивӣ намнок мекунад ва оҳангро бе халалдоршавӣ баробар мекунад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Крем-заробаро ба пӯсти хушк молед ва дар атрофи рӯй ва гардан баробар тақсим кунед.
2. Бигзор маҳсулот барои 15 дақиқа ҷаббида шавад.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Пеш аз истифода, тавсия дода мешавад, ки санҷиши аллергияро гузаронед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. Агар он ба луобпардаи чашм барояд, онро бо об хуб бишӯед.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 50 ml.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

ЗАРБОД БАРОИ БАРОИ БАРОБАВУ РАВОНИ ПУСТ

Оҳанги пӯстро баробар мекунад

Равшаниро зиёд мекунад

Гидрат мекунад

Монеаи пӯстро мустаҳкам мекунад

Мушкилот: ранги кунд, пигментатсия, оҳанги нобаробар, деградатсия, монеаи муҳофизатии заиф, аз даст додани чандирӣ.

ФОИДАҲО: Пӯст ҳамвор, чандирӣ, дурахшон, намнок мешавад, оҳанги яксон пайдо мекунад.

Таркиб: Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. Витамини С (натрий аскорбил фосфат, кислотаи аскорбин) ва глутатион як тандеми пурқувватест, ки пигментатсияро равшан мекунад, ба ҳамбастагии тон мусоидат мекунад ва ба пӯст нури солим медиҳад.
2. Ниацинамид - функсияи монеаро мустаҳкам мекунад ва сохтори пӯстро беҳтар мекунад.
3. Ҳафт шакли кислотаи гиалуронӣ - гидратсияи амиқи бисёрсатҳаро таъмин мекунад, ки ба қабатҳои гуногуни эпидермис ворид мешавад.
4. Маҷмааи керамидҳо (NP, NS, AP, AS, EOP) ва экстракт тремелла - пӯстро ғизо медиҳад, монеаи муҳофизатии липидҳоро самаранок барқарор ва мустаҳкам мекунад.
5. Centella Asian (Madecassoside, Asiaticoside, Acid Asiatic, Acid Madecassic) - ба таври пуршиддат таскин медиҳад, шифо мебахшад ва сурхро рафъ мекунад.

6. Маҷмӯи омилҳои афзоиш (sh-Polypeptide / Oligopeptide) - навсозии ҳуҷайраҳоро ба вуҷуд меорад, истеҳсоли коллагени худро ҳавасманд мекунад, ки дар болобардорӣ кор мекунад.
7. Комплекси витамини (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - ғизо медиҳад, мубодилаи моддаҳоро дар ҳуҷайраҳо беҳтар мекунад ва пӯстро ба нури солим бармегардонад.
8. Декспантенол - эпидермиси вайроншударо ба таври пуршиддат шифо мебахшад, ором мекунад ва барқарор мекунад.

Хусусиятҳо: Аз сабаби маҷмӯи ҷузъҳои фаъол бо глутатион, витамини С, ниацинамид ва центеллаи осиёӣ, зардоб барои мувофиқ кардани оҳанги пӯст кӯмак мекунад ва ба он дурахшон мебахшад. Ҳафт шакли кислотаи гиалуронӣ обдиҳии амиқро дар сатҳи бисёрсатҳа таъмин мекунанд. Серамидҳо ва экстракт тремелла монеаи муҳофизатиро мустаҳкам мекунанд ва пӯстро ғизо медиҳанд ва онро ҳамвор, чандир ва дурахшон мегардонанд.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Миқдори ками зардобро ба рӯи худ молед.
2. Зардобро дар пӯст то пурра ҷаббида гузоред.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Пеш аз истифода, тавсия дода мешавад, ки санҷиши аллергияро гузаронед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. агар ба чашм ворид шавед, бо оби гарм бишӯед.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 30 ml.



PETIT RA
Нигоҳубини пӯст



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

НИГАХБОРОНИИ ЗИДДИ ПУРСОЛАГИИ ПУСТ АЗ ПЕТИТ РА

Пиршавиро суст мекунад

Ба таври шадид ғизо медиҳад ва гидрат мекунад

Бозсозиро дастгирӣ мекунад

Мустаҳкамиро беҳтар мекунад

Мушкилот: аломатҳои пиршавии пӯсти рӯй, пӯсти хушк, аз даст додани рутубат ва чандирӣ.

ФОИДАҲО: пиршавиро суст мекунад, ба таври интенсивӣ ғизо медиҳад ва намнок мекунад, ба барқароршавӣ мусоидат мекунад, устуворӣ ва чандирии пӯстро зиёд мекунад.

Таркиб: Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:
1. Коллагени гидролизшуда - устуворӣ ва чандирии пӯстро аз сабаби он, ки онро бо намӣ ғизо медиҳад, зиёд мекунад.
2. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - ин ҷузъ ҳамчун ивазкунандаи муассири Botox (Botoxin) эътироф шудааст, он ҳамчун воситаи мубориза бо узвҳо комилан кор мекунад. Илова бар ин, он тавассути суст кардани кашишҳои мушакҳо осори узвҳоро коҳиш медиҳад.
3. Палмитойл трипептид-5 - синтези коллагенро оғоз мекунад ва барои барқарор кардани сохтори пӯст мусоидат мекунад.
4. Гексапептид-10 як ҷузъи ҷудонашаванда барои барқарор кардани тавозуни pH-и пӯст аст, чандирӣ, зичӣ, оҳанги пӯстро зиёд мекунад.
5. Аденозин - ҳамчун воситаи зидди илтиҳобӣ ва воситаи мубориза бо узвҳо кор мекунад, синтези коллагенро ҳавасманд мекунад ва чандирии пӯст, инчунин гузариши онро зиёд мекунад.
6. Centella Asiatic - бо таъсири барқароркунандаи худ машҳур аст, дар барг ва пояи он мадкассозид дорад, ки барои бартараф кардани хашм, сурхшавӣ ва осеби пӯст мусоидат мекунад.

ХУСУСИЯТҲО: зардоб дорои таркиби беназири дорои ҷузъҳои хеле муассир барои мубориза бо нишонаҳои пиршавии пӯст мебошад. Маҷмӯи беназири пептидҳо, коллаген ва кислотаи гиалуронӣ барои мубориза бо нокомилҳои пӯст нигаронида шудааст. Он инчунин узвҳоро коҳиш медиҳад, таъсири лифтинги намоён дорад, ранги рӯйро беҳтар мекунад, зарарро барқарор мекунад, ки ба ҳолати умумии пӯст таъсири мусбӣ мерасонад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:

Роҳи аввал: пӯсти рӯйро бодиққат тоза карда, бо ҳаракатҳои сабук паттинг, миқдори ками зардобро ба рӯй молед. Зардобро дар пӯст то пурра ҷаббида гузоред.

УСУЛИ ДУЮМ: Пӯсти рӯйро бодиққат тоза кунед, миқдори мӯътадили маҳсулотро ба пӯсти хушк молед ва бо истифода аз массажери рӯй аз WAU амалиётро иҷро кунед, зардобро дар пӯст то пурра ҷаббида гузоред.

ЭҲТИЁТҲО:

1. Барои пешгирӣ кардани аксуламалҳои аллергӣ, тавсия дода мешавад, ки маҳсулотро пеш аз истифода дар даруни оринҷ санҷед. Агар асабоният ё доғ вуҷуд дошта бошад, истифодаро қатъ кунед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. агар ба чашм ворид шавед, бо оби гарм бишӯед.
4. Пас аз истифодаи маҳсулот, тавсия дода мешавад, ки креми SPF барои муҳофизат аз таъсири нури офтоб истифода шавад.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 50 ml.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

КРЕМ БАРОИ НИГАМҲОИ ЗИДДИ ПУЛҲУСӢ бо ҳуҷайраҳои бунёдӣ аз PETIT RA

Пиршавиро суст мекунад

Ба таври шадид ғизо медиҳад ва гидрат мекунад

Бозсозиро дастгирӣ мекунад

Мустаҳкамиро беҳтар мекунад

Мушкилот: нишонаҳои пиршавии пӯст, гум шудани чандирии пӯст.

ФОИДАҲО: пиршавиро суст мекунад, ба таври интенсивӣ ғизо медиҳад ва намнок мекунад, ба барқароршавӣ мусоидат мекунад, устуворӣ ва чандирии пӯстро зиёд мекунад.

Таркиб: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. муҳити фарҳанги ҳуҷайраҳои бунёдӣ 2% - ҳамвор кардани узвҳо.
2. Ниацинамид - функсияи муҳофизатии пӯстро барқарор мекунад.
3. Кислотаи каприлӣ - хосиятҳои бактериостатикӣ дорад.
4. Кислотаи гиалуронӣ - намӣ ҷамъ мекунад ва бухоршавиро пешгирӣ мекунад.
5. истихроҷи омела - дорои хосиятҳои антисептикӣ.
6. Galactomyces (galactomyces ferment filtrate) - ба таври комил exfoliates ва moisturizes, ва бо истифодаи дарозмуддат сохтори пӯст беҳтар, меафзояд.

чандирӣ ва оҳанги он.
7. Acetylhexapeptide-8 (acetylhexapeptide-8) як пептиди пастмолекулярӣ мебошад, ки ба осонӣ ба пӯст ворид мешавад, секретсияи адреналин ва норадреналинро назорат мекунад, ки барои ҳамвор кардани узвҳо ва баланд бардоштани чандирии пӯст кӯмак мекунад.

ХУСУСИЯТҲО: Креми бисёрфункционалии зардоб аз ҳуҷайраҳои бунёдӣ ва 56 ҷузъҳои дигари фаъол иборат аст, ки узвҳоро ҳамвор мекунанд, пӯстро мустаҳкам мекунанд ва онро ҳамвор ва дурахшон мегардонанд. Крем аз 100% аз ҷониби IRB тасдиқшудаи муҳити парвариши ҳуҷайраҳои бунёдии инсон истифода мешавад, ки дар барқарорсозии бофтаи осебдида ва додани чандирии пӯст нақши муҳим дорад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Пеш аз ба кор бурдани зардоби крем пӯсти рӯйро хуб тоза кунед.
2. Миқдори зарурии маҳсулотро молед ва то пурра ҷаббида шуданаш пӯстро бо дастпӯшакҳо масҳ кунед.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Барои пешгирӣ кардани аксуламалҳои аллергӣ, тавсия дода мешавад, ки маҳсулотро пеш аз истифода дар даруни оринҷ санҷед. Агар асабоният ё доғ вуҷуд дошта бошад, истифодаро қатъ кунед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. агар ба чашм ворид шавед, бо оби гарм бишӯед.
4. Пас аз истифодаи маҳсулот, тавсия дода мешавад, ки креми SPF барои муҳофизат аз таъсири нури офтоб истифода шавад.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 40 g.



LIPO JEUNE

КРЕМ АЗ ДОРАҲОИ ТОРА ДАР ЗЕРИ ЧАШМОНИ ПЕТИТ РА

Метаболизми ҳуҷайраҳои бунёдиро ҳавасманд мекунад

узвҳоро ҳамвор мекунад

Ҳолати контур ва оҳанги чашмро беҳтар мекунад

Мушкилот: Доираҳои сиёҳ дар зери чашм, аввалин нишонаҳои пиршавӣ, узвҳо.

ФОИДАҲО: оҳанги пӯсти атрофи чашмро беҳтар мегардонад, мубодилаи ҳуҷайраҳои бунёдиро таҳрик медиҳад, ки барои ҳамвор кардани узвҳо кӯмак мекунад, пӯстро аз осеб муҳофизат мекунад.

Таркиб: Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. Ниацинамид - ин навъи витамини B3 таъсири аълои сафедкунанда дорад, ба беҳтар шудани ранги пӯст мусоидат мекунад, илтиҳобро пешгирӣ мекунад ва монеаи пӯстро барқарор мекунад.
2. Бисаболол - раванди муттаҳидшавии меланинро бозмедорад, истеҳсоли онро дар марҳилаҳои аввал қатъ мекунад.
3. WhiteTen™ (ниацинамид, ацетилглюкозамин, мадекассозид, иқтибос аз пӯсти тути сафед, иқтибос аз меваи Малус пумила, иқтибоси занбӯруғи матсутаке, иқтибоси триангуларис Oxalis, иқтибос баргеи Camellia sinensis, экстракт решаи Broussonetia, иқтибосҳои гули Camellia japonica) як маҷмааи хоси растании дурахшон10 аст. Он тавассути бастани гузариши меланоцитҳо ба кератиноситҳо пӯстро сафед ва равшан мекунад.
4. Ҳуҷайраҳои фитостатии Эдельвейс - Фарҳанги ҳуҷайраҳои бунёдии Эдельвейс аз антиоксидантҳо бой аст, ки фишори оксидшавиро пахш мекунанд,

Фарҳанг дар коҳиш додани хашм ва барқарорсозии бофтаи пӯст самаранок аст.
5. LotuStem™ (бутиленгликол, об, истихроҷи Andrographis paniculata) тақсимоти ҳуҷайраҳоро фаъол мекунад.
6. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - ин ҷузъ ҳамчун ивазкунандаи муассири Botox (Botoxin) эътироф шудааст, он ҳамчун воситаи мубориза бо узвҳо комилан кор мекунад. Илова бар ин, он тавассути суст кардани кашишҳои мушакҳо осори узвҳоро коҳиш медиҳад.
7. Коллагени гидролизшуда - чандирӣ ва зичии пӯстро зиёд карда, онро бо намӣ таъмин мекунад.
8. Эосидин® (пропандиол, об, экстракт аз пӯсти мандарин уншиу) маҷмӯи беназирест, ки ба шарофати антиоксидантҳо ва флавоноидҳои дар таркиби ситрусӣ мавҷудбуда таъсири зидди илтиҳобӣ дорад.
9. Аденозин - ҳамчун агенти зидди илтиҳобӣ ва зидди пиршавӣ амал мекунад, ба синтези коллаген мусоидат мекунад ва чандирии пӯстро беҳтар мекунад.

ХУСУСИЯТҲО: Крем дорои таркиби беназир аст, ки ба шарофати он пӯсти атрофи чашмро сабук ва оҳанг мегардонад, инчунин узвҳоро ҳамвор мекунад. Иқтибосҳои фарҳангии Эдельвейс ва патентшудаи LotuStemTM мубодилаи ҳуҷайраҳои бунёдиро тавассути кӯмак ба ҳамвор кардани узвҳои атрофи чашм ҳавасманд мекунанд ва формулаи аз ҷониби FDA тасдиқшудаи White Ten, ки дорои 10 иқтибосҳои растанӣ мебошад, ранги пӯсти атрофи чашмро беҳтар мекунад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Пеш аз молидани крем пӯсти рӯйро хуб тоза кунед.
2. Миқдори зарурии маҳсулотро молед ва то пурра ҷаббида шуданаш пӯстро бо дастпӯшакҳо масҳ кунед.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Барои пешгирӣ кардани аксуламалҳои аллергӣ, тавсия дода мешавад, ки маҳсулотро пеш аз истифода дар даруни оринҷ санҷед. Агар асабоният ё доғ вуҷуд дошта бошад, истифодаро қатъ кунед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. агар ба чашм ворид шавед, бо оби гарм бишӯед.
4. Пас аз истифодаи маҳсулот, тавсия дода мешавад, ки креми SPF барои муҳофизат аз таъсири нури офтоб истифода шавад.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 50 ml.



O2 DETOX CLEANSING GEL

ГЕЛЬИ ОКСИГЕН БАРОИ ТОЗАИ ПУСТИ РУ АЗ ПЕТИТ РА

Тоза мекунад | Порҳоро танг мекунад | ором мекунад | Мустаҳкамиро беҳтар мекунад

Мушкилот: васеъшавии сӯрохиҳо, зиёдшавии секрецияи равған.

ФОИДАҲО: Пок мекунад, сӯрохиҳоро танг мекунад, чандириро зиёд мекунад, таскин медиҳад.

Таркиб: Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. Сополимери акрилат - дар пӯст қабати тунукеро ба вуҷуд меорад, ки пайвастшавӣ/гузариши моддаҳои ғизоиро зиёд мекунад ва таъсири доимӣ дорад. Пас аз шустан пӯстро намнок мекунад ва мулоим мепечонад.
2. Cocamidopropylbetaine - кафки мулоимро ба вуҷуд меорад ва дорои қудрати поксозӣ мебошад.
3. Disodium Cocoamphodiacetate як компоненти тозакунандаи нарм, бе хашм аст, ки барои пӯсти ҳассос мувофиқ аст.
4. Иқтибос аз меваи лимӯ - бухоршавии рутубатро манъ карда, ба намнок кардани пӯст мусоидат мекунад. Он таъсири оромбахш дорад, доғро пешгирӣ мекунад ва ранги пӯстро беҳтар мекунад.
5. Иқтибос аз меваи себи ватанӣ - пӯстро аз оксидшавӣ муҳофизат мекунад, ранги пӯстро равшантар мекунад.
6. Иқтибос аз меваи афлесуни ширин - барои ҳифзи пӯст аз оксидшавии радикалҳои озод, ки сабаби асосии пиршавии пӯст аст, кӯмак мекунад.

ХУСУСИЯТҲО: Ҳангоми муошират бо оксиген, гел кафк ба вуҷуд меорад ва ба пӯст нарм таъсир мерасонад. Восита бо ифлосшавӣ самаранок мубориза мебарад, барои тоза кардани ороиш ва равғани зиёдатӣ кӯмак мекунад, сӯрохиҳоро танг мекунад. Маҳсулот барои ҳама намуди пӯст мувофиқ аст, барои занони ҳама синну сол тавсия дода мешавад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:

1. Миқдори ками маҳсулотро ба пӯсти хушки рӯй молед, ба минтақаи Т-ум диққат диҳед.
2. Пас аз чанд сония ҳубобчаҳои оксиген пайдо мешаванд ва пас аз 1 дақиқа шумораи онҳо ба ҳадди аксар мерасад. Барои ташаккул додани кафк зичтар, пӯстро бо нӯги ангуштони худ масҳ кунед ё хасу барои шустан.

3. Бо об бодиққат бишӯед. Ба нигоҳубини муқаррарии пӯсти рӯзона ё шабона гузаред.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Барои пешгирӣ кардани аксуламалҳои аллергӣ, тавсия дода мешавад, ки маҳсулотро пеш аз истифода дар даруни оринҷ санҷед. Агар асабоният ё доғ вуҷуд дошта бошад, истифодаро қатъ кунед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. агар ба чашм ворид шавед, бо оби гарм бишӯед.
4. Пас аз истифодаи маҳсулот, тавсия дода мешавад, ки креми SPF барои муҳофизат аз таъсири нури офтоб истифода шавад.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 120 ml.



PAD CYPRESS TONIC

ДИСКҲОИ КОСМЕТИКӢ БАРОИ РУИ ПЕТИТ РА

Тоза мекунад | Оҳангҳо | Порҳоро танг мекунад | ором мекунад | Гидрат мекунад

Мушкилот: васеъшавии сӯрохиҳо, зиёд шудани миқдори равған дар пӯст, эҳсоси хушкӣ ва тангии пӯст.

ФОИДАҲО: тозакунӣ, рангкунӣ, танг кардани сурохҳо, таъсири оромкунанда, намнок кардани пӯст.

Таркиб: Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. Иқтибос аз барги алоэ пӯстро нарм ва намнок мекунад, сохтори онро барқарор мекунад. Он барои бартараф кардани пӯст ва хушкӣ кӯмак мекунад, инчунин пӯсти аз нури офтоб осебдида ё дигар ангезандаҳоро барқарор мекунад.
2. Иқтибос аз решаи Dioscorea аз японӣ - ба унсурҳои хатарноки пӯст муқобилат мекунад ва осеби пӯсти мушкилро кам мекунад.
3. Иқтибос аз решаи Улмус Давидиана пӯсти ҳассосро таскин медиҳад ва ранги пӯстро баробар мекунад.
4. Иқтибос аз решаи ямби ёбоӣ - дорои хосиятҳои антиоксидантӣ ва зидди илтиҳобӣ, дар мубориза бо акне ва ҳама гуна илтиҳоб кӯмак мекунад, пӯстро ҷавон мекунад ва оҳанги онро зиёд мекунад.
5. Иқтибос аз гулҳои бунафш - аз стресс ва таъсири хашмгини муҳити зист муҳофизат мекунад, пӯстро муҳофизат ва ором мекунад, ба он дурахшон ва чандирӣ мебахшад. Муносиб барои нигоҳубини пӯсти илтиҳобшуда, мушкилот ва пӯст.
6. Иқтибос аз решаи ширинбия - пӯстро равшан мекунад, бо радикалҳои озод, ки сабаби пиршавии барвақти пӯст мебошанд, мубориза мебарад. Он дорои хосиятҳои зиддиилтиҳобӣ ва антисептикӣ мебошад. Беҳтарин барои пӯсти равғанин.
7. Иқтибос аз гули ромашка дорухона - пӯсти ҳассос ва сурхчатобро ба таври муассир ором ва нарм мекунад. Фаъолсозии протеини NF-KB-ро, ки равандҳои илтиҳобиро танзим мекунад, пахш мекунад.
8. Иқтибоси Asiatic Centella - Ин растанӣ бо таъсири барқароркунандаи худ маълум аст, ки дар барг ва пояш мадекассозид дорад, ки барои бартараф кардани он кӯмак мекунад.

хашмгин, сурхшавӣ ва осеб ба пӯст.
9. Extract HerbExTM Розмари (экстракт барги розмарин, об, 1,3-бутилен гликол) - пӯстро аз радикалҳои озод муҳофизат мекунад - сабаби асосии пиршавии пӯст.

ХУСУСИЯТХО: матоъхои косметикии руй, ки бо тоник сергизо дар асоси кипарис импрегнировка карда шудаанд, пустро тоза мекунанд, ором мегардонанд, намнок мекунанд, бодиққат ва бодиққат боқимондаҳои косметика ва ифлоскуниро тоза мекунанд. Маводи диск 100% пахта аст, ки мувофиқати аълоро таъмин мекунад. Матои нарм ба пуст сахт часпида, самараи тоникро зиёд мекунад. Дар таркиби алоэ ва центелла Осиё барқароршавии ҳуҷайраҳои пӯстро суръат мебахшад, бо хашм ба таври комил мубориза мебарад, пӯстро пас аз таъсири нурҳои ултрабунафш ором мегардонад ва инчунин барои таъсири хунук ва сӯхтани рӯй кӯмак мекунад. Маҳсулот барои ҳама намуди пӯст мувофиқ аст, барои занони ҳама синну сол тавсия дода мешавад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:

Роҳи аввал: аз кӯза пӯшокро гирифта, пӯсти рӯйро барои тоза кардан пок кунед.

УСУЛИ ДУВУМ: Пӯстро аз кӯза берун кунед ва онро бо массажери рӯйи WAU бо технологияи Sonic барои самараноктар ворид шудани маводи ғизой истифода баред.

Усули сеюм: ҳамчун ниқоб 1-2 маротиба дар як ҳафта истифода баред. Пӯстҳоро дар минтақаи дилхоҳи рӯй барои 5-10 дақиқа ҷойгир кунед, пас болиштҳоро хориҷ кунед ва маҳсулоти боқимондаро болои пӯст паҳн кунед.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Барои пешгирӣ кардани аксуламалҳои аллергӣ, тавсия дода мешавад, ки маҳсулотро пеш аз истифода дар даруни оринҷ санҷед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. агар ба чашм ворид шавед, бо оби гарм бишӯед.
4. Пас аз истифодаи маҳсулот, тавсия дода мешавад, ки креми SPF барои муҳофизат аз таъсири нури офтоб истифода шавад.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 200 ml (70 дона).



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

БАРДОШТАНИ PADS РУИ АЗ PETIT PA

ором мекунад

Мустаҳкамии пӯстро беҳтар мекунад

Таъсири лифт

Мушкилот: пӯсти хушк, аломатҳои аввалини пиршавӣ.

ФОИДАҲО: Оромкунанда, чандирии пӯстро зиёд мекунад.

Таркиб: Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. Иқтибос аз меваи мандарин уншиу, иқтибос аз меваи грейпфрут - пӯстро таскин медиҳад, чандирии онро зиёд мекунад, хосиятҳои зидди илтиҳобӣ доранд, бо пигментатсия мубориза мебаранд, пӯстро сабук мекунанд.
2. Иқтибоси Sparassis crispa ба таъсири манфии радиатсияи ултрабунафш муқобилат мекунад, ба таври интенсивӣ moisturises, функсияҳои муҳофизатиро мустаҳкам мекунад, ҳассосияти бофтаҳоро коҳиш медиҳад ва барои нигоҳ доштани намии пӯст кӯмак мекунад.
3. Иқтибоси решаи Sophora flavescens, филтроти ферментшудаи иқтибос аз барг/реша/пояи Suaeda japonica, иқтибос барги Camellia sinensis ва иқтибоси меваи лимӯ пӯстро ором мекунад ва монеаи табиии онро мустаҳкам мекунад.
4. Иқтибос Andrographis paniculata чандирии пӯст ва синтези коллагенро дастгирӣ мекунад.
5. Иқтибоси омела сафед - оксигени фаъоли дар пӯст пайдошударо хориҷ мекунад, пиршавии пӯстро пешгирӣ ва суст мекунад ва монеаи пӯстро мустаҳкам мекунад.
6. 2 намуди пептидҳо (трипептид-10 цитрулин, трипептид-1) - пӯстро чандир мегардонанд.
7. Аденозин - ҳамчун воситаи зидди илтиҳобӣ ва воситаи мубориза бо узвҳо кор мекунад, синтези коллагенро ҳавасманд мекунад ва чандирии пӯст, инчунин гузариши онро зиёд мекунад.

8. Ниацинамид - ин навъи витамини B3 таъсири аълои сафедкунанда дорад, ба беҳтар шудани ранги пӯст мусоидат мекунад, илтиҳобро пешгирӣ мекунад ва монеаи пӯстро барқарор мекунад.

ХУСУСИЯТХО: патчахои косметикии руй, ки бо тоник бо эффекти лифтинг дар асоси комплекси пептид импрегн карда шудаанд, бо пигментация ва тагйироти вобаста ба синну сол мубориза мебаранд. Маводи диск 100% пахта аст, ки мувофиқати аълоро таъмин мекунад. Матои нарм ба пӯст сахт часпида, самаранокии тоникро зиёд мекунад. Иқтибоси решаи женьшень дар таркиб ба ҳамвор кардани узвҳо мусоидат мекунад, бо таъсири манфии рентгенҳои ултрабунафш мубориза мебарад, таъсири зидди илтиҳобӣ дорад. Маҳсулот барои ҳама намуди пӯст мувофиқ аст, барои занони ҳама синну сол тавсия дода мешавад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:

Роҳи аввал: аз кӯза пӯшокро гирифта, пӯсти рӯйро барои тоза кардан пок кунед.

УСУЛИ ДУВУМ: Пӯстро аз кӯза берун кунед ва онро бо массажери рӯйи WAU бо технологияи Sonic барои самараноктар ворид шудани маводи ғизоӣ истифода баред.

Усули сеюм: ҳамчун ниқоб 1-2 маротиба дар як ҳафта истифода баред. Пӯстҳоро дар минтақаи дилхоҳи рӯй барои 10-20 дақиқа ҷойгир кунед, пас болиштҳоро хориҷ кунед ва маҳсулоти боқимондаро болои пӯст паҳн кунед.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Барои пешгирӣ кардани аксуламалҳои аллергӣ, тавсия дода мешавад, ки маҳсулотро пеш аз истифода дар даруни оринҷ санҷед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. агар ба чашм ворид шавед, бо оби гарм бишӯед.
4. Пас аз истифодаи маҳсулот, тавсия дода мешавад, ки креми SPF барои муҳофизат аз таъсири нури офтоб истифода шавад.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 200 ml (70 дона).



SOS BODY FIT

КРЕМИ ЗИДДИ ЦЕЛЛУЛИТ АЗ ПЕТИТ РА

Целлюлитро ҳадаф қарор медиҳад

Равандҳои мубодилаи моддаҳоро тақвият медиҳад

Мустаҳкамиро барқарор мекунад

Эластикиро беҳтар мекунад

Мушкилот: селлюлит, аз даст додани устуворӣ ва чандирии пӯсти бадан, эҳсоси хушкӣ ва сахтӣ.

ФОИДАҲО: селлюлитро нест мекунад, равандҳои мубодилаи моддаҳоро метезонад, чандириро барқарор мекунад ва чандирии пӯстро зиёд мекунад.

Таркиб: Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. Лактобакилли / лубиёи ферментшудаи лубиё - гидратсияи аълоро таъмин мекунад.
2. Иқтибос аз биринҷ - дар таркиби худ антоцианин, витамини С ва β-каротин дорад, ки функсияҳои антиоксиданти қавӣ доранд. Равғане, ки аз пӯсти биринҷ гирифта мешавад, пӯстро нам мекунад ва бо бактерияҳо мубориза мебарад.
3. Иқтибос аз тухми лӯбиёи ваҳшӣ - ба барқароршавии ҳуҷайраҳои пӯст мусоидат мекунад, ҳамчун антиоксидант кор мекунад, ба беҳтар шудани мубодилаи ҳуҷайраҳо мусоидат мекунад.
4. Иқтибоси тухми кунҷиди ҳиндӣ - дорои миқдори зиёди селен, токоферол ва дигар антиоксидантҳо нисбат ба кунҷидҳои муқаррарӣ мебошад, ки ба он имкон медиҳад, ки бо узвҳо мубориза барад ва чандирии пӯстро мустаҳкам кунад.
5. Равғани донаи офтобпарасти яксола - илтиҳоб ва хашми пӯстро таскин медиҳад.
6. Равғани меваи зайтун - пиршавии пӯстро суст мекунад, аз нурҳои ултрабунафш муҳофизат мекунад. Он таъсири антиоксидант дорад, пӯстро нарм ва намнок мекунад, функсияи иммунии онро тақвият медиҳад.
7. Чойи сабзи HerbExTM Экстракт (бутиленгликол, об, экстракти барги чой (камелияи чинӣ) - антиоксидант, таъсири зидди илтиҳобӣ дорад, бо узвҳо мубориза мебарад.

8. Extract HerbExTM Лаванда (об, гликоли бутилен, экстракт лаванда танг) - пӯстро ором мекунад, давраи ҳаёти ҳуҷайраҳои пӯстро фаъол мекунад ва ба онҳо имкон медиҳад, ки ба қабати нави пӯст зудтар гузаранд. Бо равандҳои илтиҳобӣ мубориза мебарад ва шумораи илтиҳобро коҳиш медиҳад.

ХУСУСИЯТҲО: креми зиддиселлюлитӣ барои моделсозӣ, ки дар асоси ҷузъҳои беназири табиӣ асос ёфтааст, равандҳои мубодилаи моддаҳоро фаъол мегардонад, барои баланд бардоштани устуворӣ ва чандирии пӯст мусоидат мекунад, ҷараёни лимфаҳоро беҳтар мекунад ва амиқ нам мекунад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:

Роҳи аввал: бо истифода аз скраб душ гиред (дар минтақаҳои бадан, ки шумо массаж кардан мехоҳед). Кремро ба минтақаҳои мушкил молед ва бо истифода аз массажери бадани EMS/RF масҳ кунед. Тартибро бо массаж бо терапияи LED анҷом диҳед. Боқимондаҳои кремро бо дастҳоятон тақсим кунед ва то пурра ҷаббида дар пӯст бимонед.

Усули дуюм: маҳсулотро ба бадан татбиқ кунед ва бо ҳаракатҳои даврӣ тақсим кунед. Пас аз татбиқ, шумо дар пӯст гармии намоён эҳсос хоҳед кард. Дар минтақаҳои мушкилӣ (масалан, паҳлӯ, шикам, пушт) ҳаракат кунед. Бо дастони худ фишурдани пӯст, ҳаракат ба ҷойҳое, ки ислоҳро талаб мекунанд, гардиши хунро ҳавасманд кунед. Боқимондаҳои кремро дар пӯст то пурра ҷаббида гузоред. Боқимондаҳои кремро аз дастонатон бо об бодиққат бишӯед.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Барои пешгирӣ кардани аксуламалҳои аллергӣ, тавсия дода мешавад, ки маҳсулотро пеш аз истифода дар даруни оринҷ санҷед. Агар асабоният ё доғ вуҷуд дошта бошад, истифодаро қатъ кунед.
2. Истифодаи крем ҳангоми ҳомиладорӣ ё мавҷудияти аллергия ба лубиё манъ аст.
3. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
4. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. агар ба чашм ворид шавед, бо оби гарм бишӯед.
5. Пас аз истифодаи маҳсулот тавсия дода мешавад, ки креми SPF барои муҳофизат аз таъсири нури офтоб истифода кунед.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 200 ml.



SPICULE EYE CREAM

КРЕМ БАРОИ ПУСТИ АТРОФИ ЧАШМОН АЗ ПЕТИТ РА

Пиршавиро суст мекунад

Микроциркуляцияро беҳтар мекунад

Амали антиоксидант

узвҳоро ҳамвор мекунад

Мушкилот: аломатҳои пиршавӣ, доираҳои сиёҳ дар зери чашмҳо, узвҳо.

ФОИДАҲО: пиршавиро суст мекунад, микроциркуляцияро беҳтар мекунад, таъсири антиоксидантӣ, барқароршавии пӯстро мусоидат мекунад, узвҳоро сафед мекунад ва ҳамвор мекунад.

Таркиб: Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

АКТИВ ИНГРЕДИЕНТ:

1. Ниацинамид - ин навъи витамини B3 таъсири аълои сафедкунанда дорад, инчунин дидани сурохҳои васеъшударо коҳиш медиҳад, пӯстро нам мекунад ва пайдоиши доғҳои пигментиро пешгирӣ мекунад.
2. STeMiNTM, муҳите, ки аз ҷониби ҳуҷайраҳои бунёдии инсон шарт шудааст, ҷавоншавии пӯстро тавассути равғанҳои ҳуҷайра, ки дорои беш аз 50 омилҳои гуногуни афзоиш мебошанд, беҳтар мекунад.
3. PDRN (полидеоксирибонуклеотидҳо) як блоки сохтмонӣ барои барқарор кардани ДНК-и вайроншуда аз ҳуҷайраҳои пӯсти вобаста ба синну сол мебошад. Ҳангоми ба пӯст молидан, он барои танг кардани суроҳҳо, ҳамвор кардани узвҳо ва барқарор кардани пӯст мусоидат мекунад.
4. Коллагени гидролизшуда - чандирӣ ва зичии пӯстро зиёд карда, онро бо намӣ таъмин мекунад.
5. HerbExTM Hyaluron (бутиленгликол, об, кроссполимер гиалуронати натрий) - Кислотаи гиалуронӣ қобилияти нигоҳ доштани ҳаҷми молекулаҳои обро дорад, ки аз худ 1000 маротиба калонтар аст, аз ин рӯ дар ҳифзи пӯст, намӣ, молидан ва мустаҳкам кардани он нақши бузург мебозад.

6. Эосидин® (пропандиол, об, экстракт аз пӯсти мандарин уншиу) маҷмӯи беназирест, ки ба шарофати антиоксидантҳо ва флавоноидҳои дар таркиби ситрусӣ мавҷудбуда таъсири зидди илтиҳобӣ дорад.
7. LotuStem™ (бутиленгликол, об, истихроҷи Andrographis paniculata) тақсимоти ҳуҷайраҳоро фаъол мекунад.
8. Super Centella (Madecassoside, Asiaticoside) - ба афзоиши босуръати ҳуҷайраҳо ва синтези коллаген дар минтақаи осеб мусоидат мекунад. Он бар зидди хашм, илтиҳоб хеле самаранок аст, ба барқароршавии пӯсти синну сол алоқаманд мусоидат мекунад.
9. SUPER EGF (EGF - омили афзоиши эпидермалӣ, ш-олигопептид-1) - пептидҳо бо омили афзоиши эпидермалӣ ба таҷдиди фибробластҳои дорои коллаген мусоидат мекунанд ва пӯстро ғизо медиҳанд.
10. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - ин ҷузъ ҳамчун ивазкунандаи муассир барои Botox (Botoxin) эътироф шудааст, он ҳамчун воситаи мубориза бо узвҳо комилан кор мекунад. Илова бар ин, он тавассути суст кардани кашишҳои мушакҳо осори узвҳоро коҳиш медиҳад.
11. Аденозин - ҳамчун агенти зидди илтиҳобӣ ва мубориза бо узвҳо кор мекунад, синтези коллагенро ҳавасманд мекунад ва чандирии пӯст, инчунин гузариши онро зиёд мекунад.

ХУСУСИЯТҲО: Креми ҷавонкунандаи чашм дорои микронедҳои табиии исфанҷҳои оби ширин (спикулҳо) мебошад, ки дар пӯст ҳазорҳо микроканалҳоро мекушоянд, ки ба ҷузъҳои фаъоли крем имкон медиҳад, ки ба қабатҳои амиқтарини пӯст ворид шаванд ва таъсири лифтинги намоёнро таъмин кунанд. Micro Needling Treatment (ҷавонсозӣ бо микронеидлҳо) барои фаъол кардани функсияҳои барқарорсозии пӯст аз сабаби осебпазирии ҳалим кӯмак мекунад.

ТАРЗИ ИСТИФОДА:
1. Восита тавсия дода мешавад, ки дар давраҳои аз 3 то 10 рӯз бо фосилаи 1 то 2 ҳафта истифода шавад.
2. Миқдори ками маҳсулотро ба пӯсти хушку тоза аз кунҷи дарунии чашм ба самти чаккаҳо молед: аввал қад-қади лабаи поёнӣ, сипас лабаи болоии косахонаи чашм.
3. Кремро тақсим кунед ва бо дастпӯшакҳои ангуштони худ масҳ кунед.

ЭҲТИЁТҲО:
1. Барои пешгирӣ кардани аксуламалҳои аллергӣ, тавсия дода мешавад, ки маҳсулотро пеш аз истифода дар даруни оринҷ санҷед. Агар асабоният ё доғ вуҷуд дошта бошад, истифодаро қатъ кунед.
2. Маҳсулотро ба минтақаҳои осебдидаи пӯст истифода набаред.
3. Аз тамоси мустақим бо чашм худдорӣ намоед. агар ба чашм ворид шавед, бо оби гарм бишӯед.
4. Пас аз истифодаи маҳсулот, тавсия дода мешавад, ки креми SPF барои муҳофизат аз таъсири нури офтоб истифода шавад.

Нигоҳдорӣ: дар бастаи пӯшида дар ҳарорати аз +5 °C то +25 °C дур аз нури бевоситаи офтоб, дар ҷои дастнорас барои кӯдакон нигоҳ доред.

Ҳаҷм: 2 бастаи ҳар кадомаш 10 g.



Иловаҳои ғизоӣ



A + E COMPLEX

Маҷмӯи витаминҳои А ва Е (капсулаҳои нарм, 700 mg)

Функсияи устухон, мушакҳо ва системаи асабро дастгирӣ мекунад

Метаболизми муқаррариро дастгирӣ мекунад

Иммунитетро дастгирӣ мекунад

Мӯй, пӯст ва нохунҳои солим

Мушкилот: хушкӣ ва пӯхтани пӯст, нохунҳо нозук ва аз даст додани дурахши табиии табақчаҳои нохун, заифӣ, паст шудани иммунитет.

Таркиб: DL-альфа-токоферил ацетат (витамини Е), Равғани тозашудаи растанӣ (офтобпараст), Пӯсти капсула (желатин, глицерол (ғафскунанда), об), Витамини А.

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
• Витамини А - 2,6 mg
• Витамини Е - 100 mg

Тарзи истеъмол: ҳангоми хӯрок бо об истеъмол кунед.

Вояи тавсияшуда: Дар як рӯз 1 бор 1 капсула истеъмол кунед. Барои пешгирӣ аз гипервитаминози А ва Е аз вояи тавсияшуда зиёд истеъмол накунед.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (1 КАПСУЛА):
Витамини А - 325%
Витамини Е - 1000%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: 2-3 ҳафта. 3-4 маротиба дар як сол бо фосилаи 1-2 моҳ такрор кунед.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ҳассосияти баланд, гипервитаминозҳои А ва Е, кӯдакӣ (то 18 сола), ҳомиладорӣ, давраи ширдиҳӣ.
2. Бо эҳтиёти шадид дар ҳолатҳои: тиротоксикоз, холецистит, дар шароите, ки бо зиёд шудани гузариши рагҳо (CHF, гломерулонефрити музмин ва ғ.), инчунин ҳангоми сиррози ҷигар, гепатитҳои вирусӣ, норасоии гурда, майзадагӣ, дар пиронсолӣ, бо гипопротромбинемия.

Навъи элемент: дар равған ҳалшаванда.

Унсурҳои ҳамдигарро пурракунанда: коэнзим Q10, оҳан, руҳ, витамини С.

Унсурҳои ба ҳам мухолиф: антикоагулянтҳо. Ҳангоми якҷоя кардан бо витаминҳои дар об ҳалшаванда фосилаи 2-3 соатро нигоҳ доред.

Муҳлати истифода: 2 сол.



ALPHA LIPOIC ACID

Кислотаи алфа-липой (капсулаҳои селлюлозӣ, 450 mg)

Саломатии дилу рагҳо ва ҷигарро дастгирӣ мекунад

Идоракунии вазн ва дастгирии метаболикӣ

Пиршавиро суст мекунад

Назорати қанди хун

Мушкилот: вайрон кардани мубодилаи карбогидратҳо ва липидҳо, стрессҳои оксидшавӣ, хастагӣ ва талафоти энергия, сустшавии мубодилаи моддаҳо.

Таркиб: Целлюлозаи микрокристаллӣ (интиқолдиҳанда), Мальтодекстрин (интиқолдиҳанда), Кислотаи альфа-липоид, Капсулаи желатин, Диоксиди кремний (Агенти зидди пошидан).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
Кислотаи альфа-липоид - 100 mg

Дастур барои истифода: 1 капсула 1 бор дар як рӯз бо хӯрок.

Вояи тавсияшуда: 1 капсула 1 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (1 КАПСУЛА):
Кислотаи альфа-липоид - 333%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: Агар зарур бошад, 1 моҳ (4 ҳафта) такрор карда мешавад.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба ҷузъҳо.
2. Ҳомиладорӣ, синамаконӣ.

Навъи элемент: кислотаи равғанӣ.

Унсурҳои ҳамдигарро пурракунанда: коэнзим Q10, оҳан, руҳ, витамини C.

Унсурҳои CONFLICT: доруҳо барои паст кардани сатҳи қанди хун, оҳан.

Муҳлати истифода: 2 сол.



ARTHRO ACTIVE

Маҷмӯа барои нигоҳубини буғумҳо (капсулаҳои сахти желатинӣ, 450 mg)

Барқарорсозии риштаҳо ва пайвандҳо пас аз ҷароҳат ё ҷарроҳӣ

Ҳаракати муштаракро беҳтар мекунад

Таъмири пайҳорро дастгирӣ мекунад

Бофтаи устухонро мустаҳкам мекунад

Мушкилот: нороҳатӣ ва дард дар буғумҳо, сахтии ҳаракат, вайроншавии бофтаҳои пайҳо.

Таркиб: Метилсульфонилметан, Коллагени гидролизшудаи моҳӣ, Пӯсти капсула (желатин), L - кислотаи аскорбин (витамини С), астаксантин.

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
• Метилсульфонилметан - 250 mg
• Коллаген - 167,5 mg
• Витамини С - 22,5 mg
• Астаксантин - 0,5 mg

Тарзи истеъмол: 2 капсуларо дар як рӯз 2 бор, ҳангоми хӯрок бо об истеъмол кунед.

Вояи тавсияшуда: 4 капсул дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда
(4 капсул):
• Метилсульфонилметан - муқаррар нашудааст.
• Коллаген - муқаррар нашудааст.
• Витамини С - 90%
• Астаксантин - 100%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: 1 моҳ (4 ҳафта) Агар зарур бошад, қабулро пас аз 3-4 ҳафта такрор кардан мумкин аст.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 80.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба ҷузъҳо.
2. Ҳомиладорӣ, синамаконӣ.

НАВЪИ ЭЛЕМЕНТ:
• Метилсульфонилметан як моддаи табиии органикии дорои сулфур мебошад.
• Коллаген дар об ҳал мешавад.
• Витамини С дар об ҳалшаванда аст.
• Астаксантин дар чарб ҳалшаванда аст.

Унсурҳои мутақобилан: омега-3, витамини D, калсий

Унсурҳои ба ҳам мухолиф: антикоагулянтҳо. Ҳангоми якҷоя бо NSAIDҳо, иловаи каме беҳтар ҷаббида мешавад.

Муҳлати истифода: 2 сол.



B-COMPLEX

Маҷмӯи витаминҳои гурӯҳи B (капсулаҳои сахти желатинӣ, 360 mg)

Метаболизми энергетикиро дастгирӣ мекунад

Дастгирии системаи асаб

Мӯй, пӯст ва нохунҳои солим

Дил ва рагҳои хунро дастгирӣ мекунад

Мушкилот: хастагӣ, заифӣ, карахтии дасту пой, изтироб, мушкилоти пӯст, мӯй ва луобпардаҳо.

Таркиб: Целлюлозаи микрокристаллӣ (интиқолдиҳанда), Пӯсти капсула (желатин), Витамини B8 (inositol), Витамини B3 (никотинамид), Витамини B5 (калсий D-пантотенат), Витамини B2 (рибофлавин), Витамини B6 (гидрохлориди пиридоксин), Витамини B1 (гидрохлориди тиамин), Витамини B12 (цианокобаламин), Витамини B9 (кислотаи фолий), Витамини B7 (биотин).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
• Витамини B8 - 50 mg
• Витамини B3 - 30 mg
• Витамини B5 - 8 mg
• Витамини B2 - 4 mg
• Витамини B6 - 4 mg
• Витамини B1 - 3 mg
• Витамини B9 - 0,4 mg
Витамини B7 - 0,15 mg
• Витамини B12 - 0,002 mg

Дастур барои истифода: 1 капсула 1 бор дар як рӯз бо хӯрок.

Вояи тавсияшуда: 1 капсула 1 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда
(1 КАПСУЛА):
Витамини B8 - 10%
Витамини B3 - 166,7%
Витамини B5 - 133,3%
Витамини B2 - 250%
Витамини B6 - 200%
Витамини B1 - 214%
Витамини B9 - 200%
Витамини B7 - 300%
Витамини B12 - 200%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: Агар зарур бошад, 1 моҳ (4 ҳафта) такрор карда мешавад.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба ҷузъҳо.
2. Ҳомиладорӣ, синамаконӣ.

Навъи элемент: дар об ҳалшаванда.

Унсурҳои мутақобила: магний, витамини С, руҳ, оҳан, калсий, пробиотикҳо.

Унсурҳои муноқиша: кофеин.

Муҳлати истифода: 2 сол.



BIOTIN

Биотин (капсулаҳои сахти желатинӣ, 385 mg)

афзоиши мӯйро ҳавасманд мекунад

Пӯст, мӯй ва нохунҳоро мустаҳкам мекунад

Ба нигоҳ доштани қанди мӯътадили хун мусоидат мекунад

Мушкилот: борикшавӣ ва рехтани мӯй, ноустувор ва қабати нохунҳо, хушкӣ, пӯсти пӯст.

Таркиб: Целлюлозаи микрокристаллӣ (интиқолдиҳанда), Капсулаи желатин (желатин, оксиди руҳ - ранг), Биотин (витамини B7), Стеарати калсий (Агенти зидди пошидани).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
Биотин (витамини B7) - 5000 µg

Дастур барои истифода: 1 капсула 1 бор дар як рӯз бо хӯрок.

Вояи тавсияшуда: 1 капсула 1 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (1 КАПСУЛА):
Биотин (витамини B7) - 10000%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: Агар зарур бошад, 1 моҳ (4 ҳафта) такрор карда мешавад.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ҳассосияти баланд ба ҷузъҳои маҳсулот.
2. Ҳомиладорӣ, давраи ширдиҳӣ.
3. Норасоии гурда.

Навъи элемент: дар об ҳалшаванда.

Унсурҳои мутақобила: витаминҳои B, руҳ, селен, магний.

Унсурҳои зиддиятнок: вояи баланди витамини C.

Муҳлати истифода: 2 сол.



CHLOROPHYLL

Хлорофилл (маҳлули ғализ, 500 ml)

Таъсири антибактериалӣ

Иммунитетро дастгирӣ мекунад

Функсияи ҳозимаро дастгирӣ мекунад

Эҳёсозӣ ва Детокс

Мушкилот: вайрон кардани кори меъдаю рӯда, вайрон кардани иммунитет.

Таркиб: Оби тозашуда, Глицероли сабзавот (ғафскунанда), Tween 60 (эмульгатор), Комплексҳои мисии хлорофиллинҳо (рангҳои табиӣ), Сорбат калий (консервант), Равғани наъноии табиӣ.

МАЗМУРИЯТИ моддаи фаъол дар 1 порция (15 ml):
• Хлорофилл - 50 mg
• Мис - 2 mg

Тарзи истеъмол: 1 қошуқи ошӣ (15 ml) консентратро дар 100 ml об ё шарбат омехта кунед. Дар як рӯз 1 бор, 30 дақиқа пеш аз хӯрок истеъмол кунед. Пеш аз истифода шишаро такон диҳед.

Вояи тавсияшуда: 1 порция (15 ml) 1 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (15 ml):
• Хлорофилл - 50%
• Мис - 200%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: Агар зарур бошад, 1 моҳ (4 ҳафта) такрор карда мешавад.

Ҳаҷм: 500 ml.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ҳассосияти баланд ба ҷузъҳои маҳсулот.
2. Ҳомиладорӣ, давраи ширдиҳӣ.
3. Бемориҳое, ки бо зиёд шудани мис дар бадан алоқаманданд.

Навъи элемент: дар об ҳалшаванда.

Унсурҳои иловагии мутақобила: витаминҳои B, витамини C, пробиотикҳо.

Унсурҳои зиддиятнок: калтсий, вояи баланди оҳан.

Муҳлати истифода: 2 сол.



CHROMIUM PICOLINATE

Пиколинати хром (капсулаҳои селлюлозӣ, 410 mg)

Хоҳиши шакарро коҳиш медиҳад

Вазн ва дастгирии метаболикӣ

Витамини С барои азхудкунии беҳтарин

Мушкилот: вайрон кардани мубодилаи карбогидратҳо ва липидҳо, таъхири мубодилаи моддаҳо, ихтилоли ҷигар, баланд шудани сатҳи холестирин.

Таркиб: Целлюлозаи микрокристаллӣ (интиқолдиҳанда), Капсулаи целлюлоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), L - кислотаи аскорбин (витамини С), Пиколинати хром.

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
• Витамини С - 60 mg
• Хром (III) - 250 µg

Тарзи истеъмол: 1 капсуларо дар як рӯз 1 бор, саҳар ҳангоми хӯрок бо об истеъмол кунед.

Вояи тавсияшуда: 1 капсула дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (1 КАПСУЛА):
• Витамини С - 100%
• Хром (III) - 500%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: Агар зарур бошад, 1 моҳ (4 ҳафта) такрор карда мешавад.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба ҷузъҳо.
2. Ҳомиладорӣ, давраи ширдиҳӣ.
3. Маҳсулот барои шахсони то 18-сола пешбинӣ нашудааст.

НАВЪИ ЭЛЕМЕНТ:
Хром як маъдан аст.
• Витамини С дар об ҳалшаванда аст.

Унсурҳои мутақобилан мутақобилан: кислотаи алфа-липоид, коэнзим Q10, витаминҳои В, омега-3, магний.

Унсурҳои зиддиятдор: доруҳо барои паст кардани сатҳи қанди хун, антикоагулянтҳо, доруҳои гипотензивӣ.

Муҳлати истифода: 2 сол.



COENZYME Q10 — 100 MG

Коэнзими Q10, 100 mg (капсулаҳои сахти желатинӣ, 450 mg)

Пиршавиро суст мекунад

Баданро мустаҳкам мекунад

Бозсозӣ ва табобатро дастгирӣ мекунад

Мушкилот: тағйироти вобаста ба синну сол, паст шудани таҳаммулпазирӣ ба сарборӣ, заифии мушакҳо, зиёд шудани хастагӣ, паст шудани кор.

Таркиб: Карбоксиметил целлюлоза (интиқолдиҳанда), Убихинон (коэнзим Q10), Капсула (желатин, оби тозашуда).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
Коэнзим Q10 - 100 mg

Тарзи истеъмол: беҳтараш саҳар ҳангоми хӯрок. Истеъмоли коэнзими Q10 бо хӯроки равғаннок метавонад ҷаббиши онро беҳтар кунад.

Вояи тавсияшуда: 1 капсула 1 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (1 КАПСУЛА):
Коэнзим Q10 - 333%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: 1 моҳ (4 ҳафта) 3-4 маротиба дар як сол бо фосилаи 1-2 моҳ такрор кунед.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ҳассосияти баланд ба ҷузъҳои маҳсулот.
2. Ҳомиладорӣ, давраи ширдиҳӣ.
3. захми меъда, гастрит бо туршии баланд.
4. Коэнзим Q10 қодир аст, ки сатҳи фишори хунро паст кунад, онро барои беморони гипотония бо эҳтиёт истифода бурдан тавсия мешавад. Ин модда метавонад фишори аллакай пастро паст кунад.

Навъи элемент: дар равған ҳалшаванда.

Унсурҳои мутақобила: витаминҳои С, Е, Омега-3, кислотаи алфа-липоид ва карнитин.

Унсурҳои КОНФЛИКТ: Антикоагулянтҳо, доруҳои зидди гипертония, доруҳои муайян барои диабети қанд ва паст кардани холестирин дар якҷоягӣ бо коэнзим Q10 метавонанд дарди шадиди мушакҳоро ба вуҷуд оранд.

Муҳлати истифода: 2 сол.



GINSENG

Неовитин Форте (ҳабҳо, 750 mg)

Иммунитетро дастгирӣ мекунад

Саломатии мардонро дастгирӣ мекунад

Функсияи майна ва иҷроишро дастгирӣ мекунад

Истеҳсоли ферментҳои антиоксидантро ҳавасманд мекунад

Мушкилот: тағйироти вобаста ба синну сол, зиёд шудани хастагӣ, паст шудани самаранокӣ, пешгирии гипотензия, паст шудани иммунитет.

Таркиб: селлюлозаи микрокристаллӣ (пуркунанда), Иқтибос аз Ginseng, Стеарати калсий, ки аз растанӣ гирифта шудааст (Агенти зидди пошидан), Рутин (витамини Р), Никотинамид (витамини РР), Биомассаи женьшень.

МАРДУМИ моддаи фаъол дар 1 таблетка:
- **Панаксосид - 3 mg**
- **Рутин - 2 mg**
- **Никотинамид - 2 mg**

Дастур барои истифода: 1 ҳаб 3 бор дар як рӯз ҳангоми хӯрок, бегоҳӣ қабул накунед.

Вояи тавсияшуда: 1 таблетка 3 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (3 таблетка):
Панаксосид - муқаррар нашудааст.
- **Рутин - 23%**
- **Никотинамид - 30%**

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: 2-3 ҳафта, агар лозим бошад, пас аз 1 моҳ такрор кунед.

Шумораи ҳабҳо дар зарф: 90 адад.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ҳассосияти баланд ба ҷузъҳои маҳсулот.
2. Ҳомиладорӣ, давраи ширдиҳӣ.
3. Мачлиси кабул дар бегохӣ.
4. Баланд шудани ҳаяҷоншавии асаб, бехобӣ.
5. Баландшавии фишори хун, ихтилоли кори дил.
6. Атеросклерози шадид.
7. Норасоии гурда.

Навъи элемент: фарҳанги ҳуҷайраи Ginseng.

Унсурҳои иловагии мутақобила: витаминҳои С, Е.

Элементҳои зиддикоагулянтҳо, доруҳои гипотензивӣ.

Муҳлати истифода: 3 сол.



GLUCOSAMINE

Глюкозамин бо хондроитин (капсулаҳои сахти желатинӣ, 1100 mg)

Илтиҳоби муштаракро коҳиш медиҳад

чандирии муштарак ва ҳаракатро беҳтар мекунад

Мушкилот: нороҳатӣ ва дард дар буғумҳо, сахтии ҳаракат.

Таркиб: Гидрохлориди глюкозамин, сулфат хондроитин, Пӯсти капсула (желатин, диоксиди титан (ранг)), Стеарати магний (агенти зидди пошидани).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
• Глюкозамин - 465 mg
• Хондроитин - 360 mg

Тарзи истеъмол: ҳангоми хӯрок бо об истеъмол кунед.

Вояи тавсияшуда: 1 капсула 3 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (3 капсул):
• Глюкозамин - 199%
• Хондроитин - 180%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: 1 моҳ (4 ҳафта) Курсро пас аз 2 ҳафта танаффус такрор кардан мумкин аст.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ҳассосияти баланд ба ҷузъҳои асосӣ ва ёрирасони маҳсулот.
2. Доруро ба беморони гирифтори аллергия ба моллюсҳо таъин кардан мумкин нест, зеро моддаи фаъол (глюкозамин) аз моллюсҳо ва харчангҳо гирифта мешавад.
3. Синну соли кӯдакӣ.
4. Давраи ҳомиладорӣ ва ширмаконӣ.

Навъи элемент: дар об ҳалшаванда.

Унсурҳои иловагии мутақобила: омега-3, витамини D, калсий.

Унсурҳои зиддиятнок: антикоагулянтҳо, глюкозамин ҳангоми гирифтани NSAIDҳо бадтар ҷаббида мешавад.

Муҳлати истифода: 3 сол



IRON CHELATE

Хелати оҳан (ҳабҳои кафккунандаи дар об ҳалшаванда, 20 дона дар найча, 3.8 g)

Хастагиро коҳиш медиҳад ва иҷроишро баланд мебардорад

Фаъолияти системаи иммуниро дастгирӣ мекунад

Сатҳи муқаррарии оҳан, ферритин ва гемоглобинро нигоҳ медорад

Мушкилот: заифӣ, хоболудӣ, зиёд шудани хастагӣ, кам шудани иштиҳо.

Таркиб: глюкоза, Кислотаи лимуи обӣ (танзимгари кислотаҳо), Бикарбонати натрий (танзимгари кислотаҳо), Бисглицинати оҳан, Таъми табиии себ, Полиэтиленгликол (стабилизатор), Аспартам (ширинкунанда). Манбаи фенилаланин дорад.

МАРДУМИ моддаи фаъол дар 1 таблетка:
оҳан - 14 mg

Тарзи истеъмол: саҳар бо шиками холӣ ё ҳангоми хӯроки нисфирӯзӣ бо об, шарбати себ ё афлесун истеъмол кунед.

Вояи тавсияшуда: 1 таблетка 1 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (1 таблетка):
оҳан - 100%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: 1 моҳ (4 ҳафта) 3-4 маротиба дар як сол бо фосилаи 1-2 моҳ такрор кунед.

Шумораи ҳабҳо дар зарф: 20 дона.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. камхунӣ, ки ба норасоии оҳан вобаста нест.
2. Аломатҳои изофабори оҳан (гемосидероз, гемохроматоз).
3. Вайрон кардани процесси кор фармудани охан.
4. I семохаи ҳомиладорӣ.
5. баланд бардоштани ҳассосият ба моддаҳои фаъол.

Навъи элемент: минерал.

Унсурҳои мутақобила: витаминҳои A, B3, C, мис, кислотаи фолий.

Унсурҳои зиддиятнок: руҳ, магний, хром, калсий, витамини E.

Муҳлати истифода: 2 сол.



IRON CHELATE BISGLYCINATE

Хелати оҳан (капсулаҳои селлюлозӣ, 450 mg)

Хастагиро коҳиш медиҳад ва иҷроишро баланд мебардорад

Фаъолияти системаи иммуниро дастгирӣ мекунад

Сатҳи муқаррарии оҳан, ферритин ва гемоглобинро нигоҳ медорад

Мушкилот: заифӣ, хоболудӣ, зиёд шудани хастагӣ, кам шудани иштиҳо.

Таркиб: Целлюлозаи микрокристаллӣ (интиқолдиҳанда), Бисглицинати оҳан, желатин, кислотаи аскорбин (витамини С), Глюконати мис, Диоксиди кремний (Агенти зидди пошидан), Цианокобаламин (витамини В12).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
• Оҳан - 14 mg
• Мис - 1,5 mg
• Витамини С - 60 mg
Витамини В12 - 4,5 µg

Дастур барои истифода: субҳ.

Вояи тавсияшуда: мардон 1 капсул дар як рӯз, занон 2 капсул дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда
(1 КАПСУЛА):
1 капсула
• Оҳан - 143%
• Мис - 150%
• Витамини С - 100%
Витамини В12 - 450% 2 капсула
• Оҳан - 286%
• Мис - 300%
Витамини С - 200%
Витамини В12 - 900%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: 1 моҳ (4 ҳафта) 3-4 маротиба дар як сол бо фосилаи 1-2 моҳ такрор кунед.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. камхунӣ, ки ба норасоии оҳан вобаста нест.
2. Аломатҳои изофабори оҳан (гемосидероз, гемохроматоз).
3. Вайрон кардани процесси кор фармудани охан.
4. I семохаи ҳомиладорӣ.
5. баланд бардоштани ҳассосият ба моддаҳои фаъол.

Навъи элементҳо: витаминҳо ва минералҳо.

Муҳлати истифода: 3 сол.



KELP SEA IODINE

Йод аз ламинарияи баҳрӣ (ҳабҳо, 700 mg)

Истеҳсоли равғанро танзим мекунад

Амали антиоксидант

Барқарорсозии бофтаҳоро дастгирӣ мекунад

Истеҳсоли гормонҳои ҷинсиро дастгирӣ мекунад

Мушкилот: тағйироти вобаста ба синну сол, паст шудани иммунитет, ихтилоли гормоналӣ.

Таркиб: L - тирозин, Ламинарияи хушк (хока), Целлюлозаи микрокристаллӣ (E460i, интиқолдиҳанда), Селенометионин.

МАРДУМИ моддаи фаъол дар 1 таблетка:
• Йод - 400 µg
• Тирозин - 330-380 mg
• Селен - 65 µg

Дастур барои истифода: 1 ҳаб 2 бор дар як рӯз ҳангоми хӯрок.

Вояи тавсияшуда: 1 таблетка 2 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда
(2 таблетка):
• Йод - 533%
• Тирозин - 15,7-17,3%
Селен - 173% барои мардон, 236% барои занон

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: Агар зарур бошад, 1 моҳ (4 ҳафта) идома дода мешавад.

Шумораи ҳабҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ҳассосияти баланд ба ҷузъҳои маҳсулот.
2. Ҳомиладорӣ, давраи ширдиҳӣ.
3. Ҳолатҳое, ки дар онҳо истеъмоли доруҳои йоддор манъ аст.
4. Гипертиреоз.
5. Тиреоидити сукутӣ.
6. Норасоии гурда ва ҷигар.

Навъи элемент: микроэлемент.

Унсурҳои мутақобила: витаминҳои B, магний, руҳ.

Унсурҳои муноқиша: Антиоксидантҳо.

Муҳлати истифода: 2 сол.



KRILL OIL

Равғани крил (капсулаҳои нарм, 700 mg)

Пӯст, нохунҳо ва мӯи солим

Функсияи мағзи сарро дастгирӣ мекунад

Саломатии дил ва рагҳо

Иммунитетро дастгирӣ мекунад

Мушкилот: нохунҳо ва мӯйҳои нозук, пӯсти кунд, хастагӣ, паст шудани иммунитет, бад шудани диққат ва хотира.

ИНГРЕДИЕНТ: Равғани крили атлантикӣ, Shell (гӯшти гов желатини, глицерин нигоҳ доштани намӣ, оби тозашуда).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
• Равғани крилл - 500 mg
• EPA - 60 mg
• DHA - 30 mg
• Астаксантин - 150 µg
• Фосфолипидҳо - 100 mg

Дастур барои истифода: 1 капсула 3 бор дар як рӯз ҳангоми хӯрок.

Вояи тавсияшуда: 1 капсула 3 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда
(3 капсул):
Равғани крилл - муқаррар нашудааст.
• EPA - 30%
• DHA - 12,9%
• Астаксантин - 22,5%
• Фосфолипидҳо - 4,3%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: Агар зарур бошад, 1 моҳ (4 ҳафта) такрор карда мешавад.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 90 адад.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Аксуламалҳои аллергӣ ба маҳсулоти баҳрӣ.
2. Кӯдакони то 3-сола.
3. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба моддаҳое, ки маҳсулотро ташкил медиҳанд.
4. Хунравӣ ё ихтилоли лахташавии хун.
5. Астмаи бронхиалӣ.

6. Бемории ҷигар.
7. Патологияҳои гуногуни рӯдаи меъда дар давраи шадид ё музмин.
8. Вақти пас аз ҷарроҳӣ.
9. Онҳое, ки пас аз ҷарроҳӣ давраи барқароршавӣ мегузаранд ё ҷароҳатҳои этиологияҳои гуногун доранд, тавсия дода мешавад, ки пеш аз оғоз ё аз сар гирифтани истеъмоли равғани крил ба духтур муроҷиат кунанд.

НАВИ ЭЛЕМЕНТ: PUFA.

Элементҳои ҳамдигарро пурракунанда: коллаген, калсий, магний, коэнзим Q10, лецитин, витаминҳои A, E, B, C, D.

Унсурҳои конфликт: биокирашавии оҳан, мис ва руҳро коҳиш медиҳад, бо фарқияти 2-3 соат қабул кунед.

Муҳлати истифода: 2 сол.



L-CARNITINE

L-карнитин (капсулаҳои сахти желатинӣ, 840 mg)

хастагиро кам мекунад

Метаболизмро беҳтар мекунад

Мушкилот: хастагии зуд, паст шудани самаранокӣ, вазни зиёдатӣ, барқароршавии душвор пас аз машқҳои ҷисмонӣ.

Таркиб: Тартрат L-карнитин, Shell (желатин, рангҳои ғизоӣ (диоксиди титан)), Стеарати магний (агенти зидди пошидани).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
L - карнитин - 540 mg

Тарзи истеъмол: саҳар бо шиками холӣ, бо оби гарм ё хунук истеъмол кунед.

Вояи тавсияшуда: 1 капсула 1 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (1 КАПСУЛА):
L - карнитин - 180%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: 4-6 ҳафта. Курсро пас аз танаффуси 2-8 ҳафта такрор кардан мумкин аст.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ҳассосияти баланд ба ҷузъҳои маҳсулот.
2. Ҳомиладорӣ, давраи ширдиҳӣ.
3. Гипотиреоз.

Навъи элемент: кислотаи аминокислота.

Унсурҳои иловагии мутақобила: омега-3.

Унсурҳои зиддиятнок: антикоагулянтҳо, вояи баланди калсий ва оҳан.

Муҳлати истифода: 3 сол.



LIPOSOMAL VITAMIN C

Витамини липосомавии С (капсулаҳои сахти желатинӣ, 700 mg)

Иммунитетро дастгирӣ мекунад

Амали антиоксидант

Равандҳои муқаррарии оксидшавиро дастгирӣ мекунад

Мушкилот: паст шудани самаранокӣ, сустӣ, заифӣ, хоболудӣ, паст шудани муқовимат ба сироятҳо, сустшавии барқароршавӣ дар бемориҳои гуногун.

Таркиб: Аскорбати натрий (E301), Целлюлозаи микрокристаллӣ (E460i, интиқолдиҳанда), Рутин (иқтибос Sophora Ҷопон (лотинӣ Sophorae Japonica), стеарати калсий (E470a, стабилизатор), хокаи липосомалӣ витамини С, капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза (E464, ғафскунанда) ё желатин).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
• Витамини С - 500 mg
• Рутин - 25 mg

Дастур барои истифода: 1 капсула 1 бор дар як рӯз ҳангоми хӯрок.

Вояи тавсияшуда: 1 капсула 1 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (1 КАПСУЛА):
• Витамини С - 833 фоиз
• Рутин - 83%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: Агар зарур бошад, 1 моҳ (4 ҳафта) идома дода мешавад.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ҳассосияти баланд ба ҷузъҳои маҳсулот.
2. Нефролитиаз.
3. гемохроматоз (оҳани зиёдатӣ).
4. Миқдори зиёд набояд ба беморони гирифтори зиёдшавии лахташавии хун, тромбофлебит ва майл ба тромбоз, инчунин дар диабети қанд ва шароитҳое, ки бо қанди баланди хун ҳамроҳӣ мекунанд, таъин кардан мумкин нест.

Навъи элемент: дар об ҳалшаванда.

Унсурҳои иловагии мутақобила: витаминҳои A, E, B5, B9.

Унсурҳои зиддиятнок: витаминҳои B1, B12, мис.

Муҳлати истифода: 2 сол.



MAGNESIUM CHELATE + B6

Хелати магний + B6 (капсулаҳои сахти желатинӣ, 870 mg)

Ҳаяҷонбахшии системаи асабро коҳиш медиҳад

Барои пешгирии спазмҳои мушакҳо кӯмак мекунад

Функсияи муқаррарии дилу рагҳоро дастгирӣ мекунад

Муқовимат ва иҷроишро афзоиш медиҳад

Мушкилот: зиёд шудани асабоният, вайроншавии хотира, вайроншавии хоб, рагҳо, заифии мушакҳо, ихтилоли ритми дил, чарх задани сар.

Таркиб: бисглицинати магний (хелат), Целлюлозаи микрокристаллӣ (интиқолдиҳанда), Капсулаи желатин, Гидрохлориди пиридоксин (витамини B6).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
• Магний - 104 mg
• B6 - 1,5 mg

Дастур барои истифода: 2 капсула 2 бор дар як рӯз ҳангоми хӯрок.

Вояи тавсияшуда: 4 капсул дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (4 капсул):
магний - 104%
• B6 - 300%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: Агар зарур бошад, 1 моҳ (4 ҳафта) такрор карда мешавад.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 80.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ҳассосияти баланд ба моддаҳои фаъол.
2. Давраи ҳомиладорӣ ва синамаконӣ.
3. Норасоии шадиди гурда (клиренси креатинин аз 30 ml/min камтар).
4. Кӯдакони то 6-сола (самаранокӣ ва бехатарӣ муқаррар карда нашудаанд).
5. Галактоземияи ирсӣ, синдроми мальабсорбсияи глюкоза ва галактоза ё норасоии лактаза (бо сабаби мавҷудияти лактоза дар таркиби маҳсулот).
6. Истифодаи ҳамзамон леводопа.

НАВЪИ ЭЛЕМЕНТ:
Магний як маъдан аст.
• B6 витамини дар об ҳалшаванда аст.

Унсурҳои иловагии мутақобила: витаминҳои B2-B12, D.

КОНФЛИКТ Элементхо: витаминхои B1, E, охан, фосфор, вояи баланди калсий, баъзе антибиотикхо (тетрациклин).

Муҳлати истифода: 2 сол.



MAGNESIUM 4.0

Маҷмӯи магний (капсулаҳои селлюлозй, 876 mg)

Дастгирии амиқ ва стресс

Энергетика ва функсияи мушакҳо

Дил ва рагҳои хунро дастгирӣ мекунад

Саломатии ҳозима ва тозакунии нарм

Мушкилот: зиёд шудани асабоният, вайроншавии хотира, вайроншавии хоб, рагҳо, заифии мушакҳо, ихтилоли ритми дил, чарх задани сар.

Таркиб: Цитрати магний, бисглицинати магний, Капсулаи растанӣ (интиқолдиҳандаи гидроксипропилметилселлюлоза), малати магний, таурати магний, Хокаи меваи помидор, Намаки магний аз кислотаи стеарик (Агенти зидди қаҳваранг), Пиридоксаль-5-фосфат.

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
• Магний - 100 mg
• B6 - 0,25 mg

МАЗМУНАИ ИНГРЕДИЕНТ	(мг) БАР 1 КАПСУЛА
цитрат магний 365	
Бисглицинати магний 146	
Малат магний 110	
Таурати магний 110	

Дастур барои истифода: 1 капсула 2 бор дар як рӯз ҳангоми хӯрок.

Вояи тавсияшуда: 2 капсул дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (2 капсул):
• Магний - 50%
• B6 - 30%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: Агар зарур бошад, 1 моҳ (4 ҳафта) такрор карда мешавад.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба ҷузъҳо.
2. Занони ҳомила ва ширдеҳ бояд бо тавсияи духтур ва таҳти назорати ӯ истеъмол кунанд.

НАВЪИ ЭЛЕМЕНТ:
Магний як маъдан аст.
• B6 витамини дар об ҳалшаванда аст.

Унсурҳои иловагии мутақобила: витаминҳои B2-B12, D.

КОНФЛИКТ Элементхо: витаминхои B1, E, охан, фосфор, вояи баланди калсий, баъзе антибиотикхо (тетрациклин).

Муҳлати истифода: 3 сол.



MEN’S FORMULA

Маҷмӯи поливитаминҳо барои мардон (капсулаҳои селлюлозӣ, 580 mg)

Норасоии витаминҳо ва минералҳоро ислоҳ мекунад.

Зиндагӣ ва энергияро дастгирӣ мекунад

Системаи асаб ва маърифатро дастгирӣ мекунад

Саломатии мардонро дастгирӣ мекунад

Муҳофизати антиоксидант ва дастгирии иммунӣ

Устухонҳо ва дандонҳоро мустаҳкам мекунад

Мушкилот: паст шудани иммунитет, заъфи умумӣ, зиёд асабоният, вайроншавии хотира, ихтилоли хоб.

Таркиб: Цитрати магний, L - кислотаи аскорбин (витамини C), Гидроксипропилметилцеллюлоза (капсула), Карбонати калсий, Инозитол, Биофлавоноидҳои ситрусӣ, Цитрати калий, Иқтибос аз Ginseng, Изофлавонҳои соя, Диоксиди кремний (Агенти зидди пошидан), Цитрати руҳ, Никотинамид (ниацин), Стеарати магний (агенти зидди пошидани), DL - алфа-токоферол (витамини E), Рибофлавин (витамини B2), гидрохлориди тиамин (витамини B1), Гидрохлориди пиридоксин (витамини B6), D - пантотенати калсий (кислотаи пантотенӣ), глюконати марганец, Глюконати мис, ликопен, Калсий L-метилфолат (кислотаи фолий), Пиколинати хром, D - биотин (витамини B7), ретинол (витамини A), Йодиди калий, глицинати молибден, L - селенометионин, Метилкобаламин (витамини B12), Холекальциферол (витамини D3).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
- Витамини A - 0,055 mg
- Витамини C - 100 mg
- Витамини D3 - 0,0035 mg
- Витамини E - 3,33 mg
- Витамини B1 - 2,5 mg
- Витамини B2 - 3,0 mg

Витамини B3 - 6,67 mg
- Витамини B6 - 2,0 mg
- Кислотаи фолий - 0,3 mg
- Витамини B12 - 0,0045 mg
- Биотин - 0,075 mg
- Кислотаи пантотеникӣ - 2,0 mg
- Калсий - 100 mg
- Магний - 133,3 mg
- Руҳ - 6,67 mg
- Селен - 0,02 mg
- Мис - 0,5 mg
- Марганец - 0,67 mg
- Хром - 0,125 mg

• Молибден - 0,02 mg
• Инозитол - 33,3 mg
• Изофлавонҳои лӯбиёи лубиё - 8,35 mg
• Ликопен - 0,33 mg

Дастур барои истифода: 1 капсула 2 бор дар як рӯз дар нимаи аввали рӯз.

Вояи тавсияшуда: 2 капсул дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда
(2 капсул):
• Витамини A - 14%
Витамини C - 33%
Витамини D3 - 140%
Витамини E - 66%
Витамини B1 - 357%
Витамини B2 - 375%
Витамини B3 - 74%
Витамини B6 - 200%
Кислотаи фолий - 300%
Витамини B12 - 900%
• Биотин - 300%
• Кислотаи пантотеникӣ - 67%
• Калсий - 20%
• Магний - 67%
• Руҳ - 89%
• Селен - 57%
• Мис - 100%
• Марганец - 67%
• Хром - 500%
• Молибден - 57%
• Инозитол - 13%
• Изофлавонҳои лӯбиёи лубиё - 33%
• Ликопен - 13%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: Агар зарур бошад, 1 моҳ (4 ҳафта) такрор карда мешавад.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба ҷузъҳои ВАА.
2. Баланд шудани ҳаяҷоншавии асаб, бехобӣ.
3. Баландшавии фишори хун, вайрон шудани ритми фаъолияти дил, атеросклерози шадид.
4. Мачлиси кабули бегохй.

Навъи элементҳо: витаминҳо ва минералҳо.

Муҳлати истифода: 3 сол.



NMN

NMN (капсулаҳои селлюлозӣ, 550 mg)

Нигоҳубини зидди пиршавӣ

Таъмири ҳуҷайраҳоро дастгирӣ мекунад

Истеҳсоли энергияро ҳавасманд мекунад

Метаболизмро тақвият медиҳад

Мушкилот: тағиротҳои вобаста ба синну сол, нарасидани энергия ва фаъолият, таъхири мубодилаи моддаҳо.

Таркиб: Мононуклеотиди никотинамид (NMN), Гидроксипропилметилцеллюлоза (қапсулаҳо), Целлюлозаи микрокристаллӣ (интиқолдиҳанда), кверцетин, Ресвератрол, Стеарати магний (агенти зидди пошидани), Витамини B12 (метилкобаламин).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
NMN (мононуклеотиди никотинамид) - 250 mg
• Кверцетин - 50 mg
• Ресвератрол - 50 mg
• Витамини B12 (метилкобаламин) - 8 µg

Тарзи истеъмол: беҳтараш саҳар бо шиками холӣ. Ин барои пешгирӣ аз мушкили хоб мусоидат мекунад, зеро илова системаи марказии асабро фаъол карда, тавлиди энергияро ҳавасманд мекунад.

Вояи тавсияшуда: 1 капсула 1 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда
(1 КАПСУЛА):
NMN (никотинамид мононуклеотиди) - муқаррар нашудааст.
• Кверцетин - 167%
• Ресвератрол - 167%
Витамини B12 (метилкобаламин) - 800%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: Агар зарур бошад, 1 моҳ (4 ҳафта) такрор карда мешавад.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба ҷузъҳо.
2. Ҳомиладорӣ, давраи синамаконӣ.
3. Мачлиси кабул дар бегохӣ.

Синни тавсияшуда: Иловаҳоро аз синни 18-солагӣ гирифтан мумкин аст, аммо он барои бадан махсусан дар синни 35-40-солагӣ муҳим мешавад.

Навъи капсула: капсулаи HPMC.

Унсурҳои мутақобила: якҷоя бо ресвератрол, кверцетин, витаминҳои B ва коэнзим Q10.

Муҳлати истифода: 3 сол.



OMEGA-3 + VITAMIN D3

Омега-3 + D3 (капсулаҳои нарм, 700 mg)

Саломатии мушакҳо ва устухонҳоро дастгирӣ мекунад

Иммунитетро дастгирӣ мекунад

Фаъолиятро беҳтар мекунад

Сатҳи муқаррарии холестиринро дастгирӣ мекунад

Функсияи муқаррарии дилу рагҳоро дастгирӣ мекунад

Мушкилот: пӯсти хушк, чашмҳо, хастагии мунтазам, паст шудани кор, мушкилот бо масуният, устухонҳои нозук, заифӣ.

Таркиб: Равғани моҳии уқёнусӣ, Shell (желатин, ғафскунандаи глицерол, об), Витамини D3 (холекальциферол), Токоферолҳои омехта (антиоксидант).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
• PUFA Омега 3 - 450 mg
Омега 3 - 350 mg (маҷмӯи EPA ва DHA)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg
• Витамини D3 - 0,025 mg

Тарзи истеъмол: дар нимаи аввали рӯз бо шиками холӣ ё ним соат пас аз хӯрок, бо оби гарм ё хунук истеъмол кунед.

Вояи тавсияшуда: 1 капсула 1-2 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда
(1 КАПСУЛА):
• Омега-3 PUFAs - 22,5%
• EPA - 42%
• DHA - 14,3%
Витамини D3 - 250%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: 1 моҳ (4 ҳафта) 3-4 маротиба дар як сол бо фосилаи 1-2 моҳ такрор кунед.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Аксуламалҳои аллергӣ ба маҳсулоти баҳрӣ.
2. Кӯдакони то 3-сола.
3. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба моддаҳое, ки маҳсулотро ташкил медиҳанд.

4. Хунравӣ ё ихтилоли лахташавии хун.
5. Астмаи бронхиалӣ.
6. Бемории ҷигар.
7. Патологияҳои гуногуни рӯдаи меъда дар давраи шадид ё музмин.
8. Вақти пас аз ҷарроҳӣ.
9. Онҳое, ки пас аз ҷарроҳӣ давраи барқароршавӣ мегузаранд ё ҷароҳатҳои этиологияҳои гуногун доранд, тавсия медиҳем, ки пеш аз оғоз ё идомаи қабул ба духтур муроҷиат кунед.
10. Гипервитаминози витамини D.
11. Гиперкальциурия.
12. , urolithiasis.
13. Саркоидоз.
14. Бемориҳои шадиди музмини ҷигар ва гурда, норасоии гурда.
15. Шакли фаъоли сили шуш.

Навъи элемент: PUFA + витамини дар равған ҳалшаванда.

Унсурҳои мутақобилан мутақобилан: коллаген, калсий, магний, фосфор, коэнзим Q10, лецитин, витаминҳои B, C, K2.

Элементҳои зиддиятнок: Омега-3 биокиставияти оҳан, мис ва руҳро коҳиш медиҳад, бо фарқияти 2-3 соат қабул кунед; витамини D3 бо витаминҳои A, E мухолифат мекунад.

Муҳлати истифода: 2 сол.



OMEGA-3 90%

Омега-3 90% (капсулаҳои нарм, 700 mg)

Сатҳи муқаррарии холестиринро дастгирӣ мекунад

Фаъолиятро беҳтар мекунад

Функсияи муқаррарии дилу рагҳоро дастгирӣ мекунад

Мушкилот: пӯсти хушк, чашмҳо, хастагии мунтазам, паст шудани кор, мушкилот бо масуният, заифӣ.

Таркиб: Равғани моҳӣ, Shell (желатин, ғафскунандаи глицерол, об), Омехтаи антиоксидантии токоферолҳо (антиоксидант).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
• PUFA Омега 3 - 450 mg
Омега 3 - 350 mg (маҷмӯи EPA ва DHA)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg

Тарзи истеъмол: дар нимаи аввали рӯз бо шиками холӣ ё ним соат пас аз хӯрок, бо оби гарм ё хунук истеъмол кунед.

Вояи тавсияшуда: 1 капсула 1-3 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (3 капсул):
• Омега-3 PUFAs - 1350%
• EPA - 750%
DHA - 300%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: 1 моҳ (4 ҳафта) 3-4 маротиба дар як сол бо фосилаи 1-2 моҳ такрор кунед.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Аксуламалҳои аллергӣ ба маҳсулоти баҳрӣ.
2. Кӯдакони то 3-сола.
3. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба моддаҳое, ки маҳсулотро ташкил медиҳанд.
4. Хунравӣ ё ихтилоли лахташавии хун.
5. Астмаи бронхиалӣ.
6. Бемории ҷигар.

7. Патологияҳои гуногуни рӯдаи меъда дар давраи шадид ё музмин.
8. Вақти пас аз ҷарроҳӣ.
9. Онҳое, ки пас аз ҷарроҳӣ давраи барқароршавӣ мегузаранд ё ҷароҳатҳои этиологияҳои гуногун доранд, тавсия дода мешавад, ки пеш аз оғоз ё аз сар гирифтани истеъмоли омега-3 ба духтур муроҷиат кунанд.

НАВИ ЭЛЕМЕНТ: PUFA.

Элементҳои ҳамдигарро пурракунанда: коллаген, калсий, магний, коэнзим Q10, лецитин, витаминҳои A, E, B, C, D.

Унсурҳои конфликт: биокирашавии оҳан, мис ва руҳро коҳиш медиҳад, бо фарқияти 2-3 соат қабул кунед.

Муҳлати истифода: 2 сол.



OMEGA-3 60% MINI

Омега-3 60% (капсулаҳои нарм, 300 mg)

Гормонҳои стрессро коҳиш медиҳад

Сатҳи муқаррарии холестиринро дастгирӣ мекунад

Фаъолияти муқаррарии дилро дастгирӣ мекунад

Мушкилот: пӯсти хушк, чашмҳо, хастагии мунтазам ва заъф, паст шудани кор, мушкилот бо иммунитет.

Таркиб: Равғани моҳӣ, пӯст (желатин, ғафскунандаи глицерол, об), Токоферолҳои омехта (антиоксидант).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
• PUFA Омега 3 - 300 mg
Омега 3 - 275 mg (маҷмӯи EPA ва DHA)
• EPA - 165 mg
DHA - 110 mg

Тарзи истеъмол: дар нимаи аввали рӯз бо шиками холӣ ё ним соат пас аз хӯрок, бо оби гарм ё хунук истеъмол кунед.

Вояи тавсияшуда: 2 капсула 1-3 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (2 капсул):
• Омега-3 PUFAs - 30%
• EPA - 55%
DHA - 31%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: 1 моҳ (4 ҳафта) 3-4 маротиба дар як сол бо фосилаи 1-2 моҳ такрор кунед.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Аксуламалҳои аллергӣ ба маҳсулоти баҳрӣ.
2. Кӯдакони то 3-сола.
3. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба моддаҳое, ки маҳсулотро ташкил медиҳанд.
4. Хунравӣ ё ихтилоли лахташавии хун.
5. Астмаи бронхиалӣ.
6. Бемории ҷигар.

7. Патологияҳои гуногуни рӯдаи меъда дар давраи шадид ё музмин.
8. Вақти пас аз ҷарроҳӣ.
9. Онҳое, ки пас аз ҷарроҳӣ давраи барқароршавӣ мегузаранд ё ҷароҳатҳои этиологияҳои гуногун доранд, тавсия дода мешавад, ки пеш аз оғоз ё аз сар гирифтани истеъмоли омега-3 ба духтур муроҷиат кунанд.

НАВИ ЭЛЕМЕНТ: PUFA.

Элементҳои ҳамдигарро пурракунанда: коллаген, калсий, магний, коэнзим Q10, лецитин, витаминҳои A, E, B, C, D.

Унсурҳои конфликт: биокирашавии оҳан, мис ва руҳро коҳиш медиҳад, бо фарқияти 2-3 соат қабул кунед.

Муҳлати истифода: 2 сол.



PROBIOTIC COMPLEX

Маҷмӯи пробиотикҳо ва витаминҳо (капсулаҳои сахти желатинӣ, 788 mg)

Метаболизм ва истеҳсоли энергияро дастгирӣ мекунад

Системаи масуниятро дастгирӣ мекунад

Муҳофизати антиоксидант

Флораи солимро дастгирӣ мекунад ва барқарор мекунад

Мушкилот: ихтилоли ҳозима, иммунитети заиф, стресс ва зиёдшавии сарборӣ, ғизои номутаносиб.

Таркиб: мальтодекстрин, Капсулаи желатин (желатин), L - кислотаи аскорбин, Бисглицинати руҳ, Токоферил ацетати хушк 50%, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum subsp. Лонгум, Bifidobacterium animalis subsp. Лактис, никотинамид, Намаки магний аз кислотаи стеарик (Агенти зидди қаҳваранг), Пантотенати калсий, Гидрохлориди пиридоксин, рибофлавин.

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
Lactobacillus acidophilus - 2×10⁹ CFU
Bifidobacterium longum subsp. longum - 2×10⁹ CFU
Bifidobacterium animalis subsp. lactis - 2×10⁹ CFU
• Витамини C - 45 mg
• Руҳ - 12,3 mg
• Витамини E - 10 mg
• Витамини B3 - 18 mg
• Витамини B5 - 5 mg
• Витамини B6 - 2 mg
• Витамини B2 - 1,6 mg

Дастур барои истифода: 1 капсула 1 бор дар як рӯз бо хӯрок.

Вояи тавсияшуда: 1 капсула 1 бор дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда **(1 КАПСУЛА):**
• Lactobacillus acidophilus - 4000%
• Bifidobacterium longum subsp. дароз - 400%
• Bifidobacterium animalis subsp. лактис - 400%
• Витамини C - 75%
• Руҳ - 82%
• Витамини E - 100%
Витамини B3 - 100%
Витамини B5 - 83%
Витамини B6 - 100%
Витамини B2 - 100%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: Агар зарур бошад, 1 моҳ (4 ҳафта) такрор карда мешавад.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба ҷузъҳо.
2. Ҳомиладорӣ, синамаконӣ.

Муҳлати истифода: 3 сол.



VITAMIN C

Витамини C (ҳабҳои кафккунандаи дар об ҳалшаванда, 20 дона дар найча, 3.8 g)

Иммунитетро дастгирӣ мекунад

Амали антиоксидант

Равандҳои муқаррарии оксидшавиро дастгирӣ мекунад

Мушкилот: паст шудани самаранокӣ, сустӣ, заифӣ, хоболудӣ, паст шудани муқовимат ба сироятҳо, сустшавии барқароршавӣ дар бемориҳои гуногун.

Таркиб: глюкоза, Витамини C (кислотаи L-аскорбин), Танзимгари кислотаҳо: бикарбонати натрий, Кислотаи лимуи беоб, Стабилизатори полиэтиленгликоли, Хушбӯйкунандаи табиии «Афлесун», Ширинкунандаи аспартам, Ранги табиӣ: Рибофлавин. Шакар ва ширинкунанда дорад. Манбаи фенилаланин дорад.

МАРДУМИ моддаи фаъол дар 1 таблетка:
Витамини C - 900 mg

Тарзи истеъмол: саҳар 30 дақиқа пеш аз наҳорӣ бо об истеъмол кунед.

Вояи тавсияшуда: Дар як рӯз 1 бор 1 ҳаби кафккунандаи дар об ҳалшавандаро истеъмол кунед.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (1 таблетка):
Витамини C - 1500%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: 1 моҳ (4 ҳафта) 3-4 маротиба дар як сол бо фосилаи 1-2 моҳ такрор кунед.

Шумораи ҳабҳо дар зарф: 20 дона.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ҳассосияти баланд ба ҷузъҳои маҳсулот.
2. Нефролитиаз.
3. гемохроматоз (оҳани зиёдатӣ).
4. Миқдори зиёд набояд ба беморони гирифтори зиёдшавии лахташавии хун, тромбофлебит ва майл ба тромбоз, инчунин дар диабети қанд ва шароитҳое, ки бо қанди баланди хун ҳамроҳӣ мекунанд, таъин кардан мумкин нест.

Навъи элемент: дар об ҳалшаванда.

Унсурҳои иловагии мутақобила: витаминҳои A, E, B5, B9.

Унсурҳои зиддиятнок: витаминҳои B1, B12, мис.

Муҳлати истифода: 2 сол.



VITAMIN D3

Витамини D3 2000 IU (капсулаҳои нарм, 700 mg)

Иммунитетро дастгирӣ мекунад

Саломатии мушакҳо ва устухонҳоро дастгирӣ мекунад

Мушкилот: устухонҳои нозук, остеопороз, паст шудани иммунитет.

Таркиб: Равғани растанӣ (зайтун), Shell (желатин, Глицерин (ғафскунанда), об), Витамини D3 (холекальциферол), Омехтаи токоферолҳо (антиоксидант).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
Витамини D3 - 50 µg

Тарзи истеъмол: беҳтараш саҳар ҳангоми хӯрок бо оби гарм ё хунук истеъмол кунед.

Вояи тавсияшуда: 1 капсула дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (1 КАПСУЛА):
Витамини D3 - 500%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: 2-3 моҳ (8-12 ҳафта) Бо фосилаи 6-12 моҳ такрор кунед.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 90 адад.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ҳассосияти баланд ба ҷузъҳои маҳсулот.
2. Гипервитаминози витамини D.
3. Гиперкальциурия.
4. Санг дар роҳҳои пешоб.
5. Саркоидоз.
6. Бемориҳои шадид ё музмини ҷигар ва гурда, норасоии гурда.
7. Шакли фаъоли сили шуш.

Навъи элемент: дар равған ҳалшаванда.

Унсурҳои мутақобила: калтсий (дар якҷоягӣ бо D3 бо фосилаи на камтар аз 2 соат қабул кунед), фосфор, магний, омега-3, витамини K2.

Унсурҳои зиддиятнок: оҳан, витаминҳои A, E.

Муҳлати истифода: 3 сол.



VITAMIN D3 SPRAY

Витамини D3 2000 IU (спрей, 30 ml)

Иммунитетро дастгирӣ мекунад

Саломатии мушакҳо ва устухонҳоро дастгирӣ мекунад

Мушкилот: устухонҳои нозук, остеопороз, паст шудани иммунитет.

Таркиб: Равғани тозашудаи растанӣ, Хушбӯйкунандаи табиӣ, Холекальциферол (витамини D3).

Миқдори моддаи фаъол ҳангоми 1 бор пахш кардани дозатор:
Витамини D3 - 50 µg

Тарзи истеъмол: пеш аз истифода шишаро такон диҳед. Ҳангоми хӯрок, беҳтараш саҳар, дар як рӯз 1 вояро зери забон пошед (дозаторро 1 бор пахш кунед).

Вояи тавсияшуда: Дозаторро дар як рӯз 1 бор пахш кунед.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (ҳангоми 1 бор пахш кардани дозатор):
Витамини D3 - 1000%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: 1-2 моҳ (4-8 ҳафта), агар лозим бошад, қабулро такрор кардан мумкин аст.

Ҳаҷм: 30 ml.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Ҳассосияти баланд ба ҷузъҳои маҳсулот.
2. Гипервитаминози витамини D.
3. Гиперкальциурия.
4. Санг дар роҳҳои пешоб.
5. Саркоидоз.
6. Бемориҳои шадид ё музмини ҷигар ва гурда, норасоии гурда.
7. Шакли фаъоли сили шуш.
8. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба ҷузъҳо.

Навъи элемент: дар равған ҳалшаванда.

Унсурҳои мутақобила: калтсий (дар якҷоягӣ бо D3 бо фосилаи на камтар аз 2 соат қабул кунед), фосфор, магний, омега-3, витамини K2.

Унсурҳои зиддиятнок: оҳан, витаминҳои A, E.

Муҳлати истифода: 2 сол.



WOMEN’S FORMULA

Маҷмӯи поливитаминҳо барои занон (капсулаҳои селлюлозӣ, 580 mg)

Норасоии витаминҳо ва минералҳоро ислоҳ мекунад.

Метаболизмро беҳтар мекунад

Тавозуни гормоналӣ ва саломатии занонро дастгирӣ мекунад

Устухонҳо ва дандонҳоро мустаҳкам мекунад

Пӯст, мӯй ва нохунҳоро солим нигоҳ медорад

Системаи асабро дастгирӣ мекунад ва стрессро коҳиш медиҳад

Мушкилот: паст шудани иммунитет, заъфи умумӣ, зиёд асабоният, вайроншавии хотира, ихтилоли хоб.

Таркиб: Карбонати калсий, Таркиби капсула: Гидроксипропилметилцеллюлоза (Шелл), Цитрати магний, L - кислотаи аскорбин (витамини C), Цитрати калий, Инозитол, Биофлавоноидҳои ситрусӣ, Холин биттаррат (холин), Иқтибос аз Ginseng Амрико, Иқтибос аз Тисл шир, Иқтибос аз решаи Анжелика, Истеҳсоли хирс, Диоксиди кремний (Агенти зидди пошидан), Никотинамид (ниацин), Бисглицинати оҳан, Цитрати руҳ, Стеарати магний (агенти зидди пошидани), DL - алфа-токоферол (витамини E), D - пантотенати калсий (кислотаи пантотенӣ), гидрохлориди тиамин (витамини B1), Рибофлавин (витамини B2), Гидрохлориди пиридоксин (витамини B6), глюконати марганец, Глюконати мис, ретинол (витамини A), Пиколинати хром, Калсий L-метилфолат (кислотаи фолий), Йодиди калий, L - селенометионин, D - биотин (биотин), глицинати молибден, Менаквинон (витамини K2), Холекальциферол (витамини D3), Метилкобаламин (витамини B12).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
- Витамини A - 0,1 mg
- Витамини C - 80 mg
- Витамини D3 - 0,003 mg
- Витамини E - 3,33 mg

Витамини B1 - 1,0 mg
Витамини B2 - 1,0 mg
- Витамини B3 - 6,5 mg
- Витамини B6 - 1,0 mg
- Кислотаи фолий - 0,05 mg
- Витамини B12 - 0,003 mg
- Биотин - 0,015 mg
- Кислотаи пантотеникӣ - 2,0 mg
- Холин - 30,0 mg
- Калсий - 100,0 mg
- Оҳан - 6,0 mg
- Йод - 0,05 mg
- Магний - 100,0 mg

• Рӯҳ - 5,0 mg
• Селен - 0,02 mg
• Мис - 0,5 mg
• Марганец - 0,65 mg
• Хром - 0,05 mg
• Молибден - 0,015 mg
• Инозитол - 30,0 mg

Дастур барои истифода: 1 капсула 2 бор дар як рӯз дар нимаи аввали рӯз.

Вояи тавсияшуда: 2 капсул дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда
(2 капсул):
• Витамини A - 25%
Витамини C - 267%
Витамини D3 - 120%
Витамини E - 67%
Витамини B1 - 143%
Витамини B2 - 125%
Витамини B3 - 72%
Витамини B6 - 100%
• Кислотаи фолий - 50%
Витамини B12 - 600%
• Биотин - 60%
• Кислотаи пантотеникӣ - 67%
• Холин - 12%
• Калсий - 20%
• Оҳан - 86%
• Йод - 67%
• Магний - 50%
• Руҳ - 67%
• Селен - 57%
• Мис - 100%
• Марганец - 65%
• Хром - 200%
• Молибден - 43%
• Инозитол - 12%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: Агар зарур бошад, 1 моҳ (4 ҳафта) такрор карда мешавад.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба ҷузъҳои ВАА.
2. Баланд шудани ҳаяҷоншавии асаб, бехобӣ.
3. Баландшавии фишори хун, вайрон шудани ритми фаъолияти дил, атеросклерози шадид.
4. Мачлиси кабули бегохй.
5. Занони ҳомила ва ширдеҳ бояд бо тавсияи духтур ва таҳти назорати ӯ истеъмол кунанд.

Навъи элементҳо: витаминҳо ва минералҳо.

Муҳлати истифода: 3 сол.



ZINC PICOLINATE

Пиколинати руҳ (капсулаҳои сахти желатинӣ, 350 mg)

Истеҳсоли равғанро танзим мекунад

Истеҳсоли гормонҳои ҷинсиро дастгирӣ мекунад

Системаи дилу рагҳоро мустаҳкам мекунад

Барқарорсозии бофтаҳоро дастгирӣ мекунад

Мушкилот: паст шудани иммунитет, дурахши равғанин ва илтиҳоби пӯст, бад шудани саломатии мардон.

Таркиб: Целлюлозаи микрокристаллӣ (E460i, интиқолдиҳанда), пиколинати руҳ, Капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза (E464, ғафскунанда) ё желатин).

Миқдори моддаи фаъол дар 1 капсула:
руҳ - 21,9 mg

Тарзи истеъмол: дар як рӯз 1 капсула бо шиками холӣ.

Вояи тавсияшуда: 1 капсула дар як рӯз.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (1 КАПСУЛА):
руҳ - 146%

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: Агар зарур бошад, 1 моҳ (4 ҳафта) такрор карда мешавад.

Шумораи капсулаҳо дар зарф: 60.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Таҳаммулнопазирии инфиродӣ ба ҷузъҳо.
2. Ҳомиладорӣ, давраи ширдиҳӣ.
3. Норасоии гурда.

Навъи элемент: минерал.

Унсурҳои иловагии мутақобила: витаминҳои гурӯҳи B, C, магний.

Унсурҳои зиддиятнок: вояи баланди оҳан, калсий.

Муҳлати истифода: 2 сол.



COLLAGEN

Желеи коллаген бо таъми анор (30 баста, ҳар кадом 20 g)

Бофтаи пайвасткунандаро мустаҳкам мекунад

Пӯст, мӯй ва нохунҳои солим

Пиршавиро суст мекунад

Оҳанги пӯст ва устувории пӯстро беҳтар мекунад

Мушкилот: хушкӣ, хушкшавии пӯст, мӯйҳои хушки хушк, моил ба гумшавӣ ва буридан, дарди мушакҳо ва буғумҳо, узвҳо.

Таркиб: Концентрат шарбати анор, Об, Коллаген моҳӣ, Гель озуқаворӣ (сахичи лӯбиёи малах, резини ксантан, глюкоза, агар-агар, резини тамаринд), кислотаи аскорбин, маззакунандаи анори сунъй, Кислотаи гиалуронӣ.

МАЗМУРИЯТИ моддаи фаъол дар 1 чӯб:
• Коллагени моҳӣ - 2000 mg
• Витамини C - 100 mg
• Кислотаи гиалуронӣ - 15,2 mg

Дастур барои истифода: новобаста аз хӯрок ва вақти рӯз.

Вояи тавсияшуда: Дар як рӯз 1-2 баста.

Фоизи меъёри истеъмоли ҳаррӯза дар вояи ҳаррӯзаи тавсияшуда (2 чӯб):
Коллаген - муқаррар нашудааст.

Давраи тавсияшудаи нигоҳубин: 1 моҳ (4 ҳафта) Бо фосилаи 1 моҳ такрор кунед.

Ҳолатҳои манъи истифода:
1. Аллергия ё ҳассосияти баланд ба ҷузъҳои маҳсулот.
2. Ҳомиладорӣ, давраи ширдиҳӣ.

Навъи элемент: дар об ҳалшаванда.

Унсурҳои ҳамдигарро пурракунанда: витамини C, коэнзим Q10, омега-3.

Унсурҳои низоъ: Тавсияҳо вуҷуд надоранд.

Муҳлати истифода: 2 сол.